



PORADNIK

DERMA ROLLER EMS



BEAUTY LIMITED®

PODSTAWOWE POJĘCIA

Mezoterapia mikroigłowa - niechirurgiczna metoda rewitalizacji skóry przy jednoczesnej stymulacji jej naturalnych zdolności regeneracyjnych. Zabieg pozwala na dostarczenie skoncentrowanych składników odżywczych w głębsze warstwy skóry. Mikronakłucia wykonywane są przy użyciu sterylnych tytanowych igieł.

Elektrostymulacja (Electrical Muscle Stimulation - elektrostymulacja mięśniowa) - zabieg polegający na przywróceniu skórze elastyczności dzięki emisji delikatnych i szybkich impulsów elektrycznych bezpośrednio do mięśnia.

Wibracje - pobudzenie komórek skóry falami akustycznymi o zmiennej częstotliwości i amplitudzie, dzięki czemu następuje poprawa kondycji naczyń krwionośnych i limfatycznych, zwiększenie elastyczności skóry, poprawa metabolizmu komórkowego.

Fototerapia LED (Photon, Światłoterapia, Terapia fotonowa) - zabieg nieinwazyjny przeprowadzany z użyciem światła LED o różnej długości fali. Fototerapia poprawia skuteczność innych zabiegów kosmetycznych, a także przyspiesza proces regeneracji skóry.

Światło CZERWONE (duża moc działania - penetracja $630\text{ nm} \pm 3\text{ nm}$)

Działanie: skoncentrowane działanie anti-aging, wygładzenie drobnych linii zmarszczek, przyspieszenie mikrokrażenia, rozjaśnienie skóry.

Światło NIEBIESKIE (delikatna moc działania - penetracja $455\text{ nm} \pm 3\text{ nm}$)

Działanie: działa antybakteryjne i przeciwzapalnie; hamuje rozwój stanów zapalnych, działa łagodząco i kojąco na skórę; normalizuje produkcję łoju; wpływa korzystnie na poprawę jakości skóry.

WSKAZANIA, PRZECIWSKAZANIA, EFEKTY

Wskazania: cera z objawami starzenia, cera z przebarwieniami słonecznymi i potrądzikowymi, skóra zwiotczała, skóra delikatna, skóra cienka, rozstępy, płytkie blizny, cellulit, utrata jędrności w okolicach twarzy, szyi i dekoltu, łysienie.

Przeciwwskazania: ciąża i okres karmienia piersią, podatność na alergię skórne, cukrzyca, miejscowe stany zapalne (infekcje wirusowe i bakteryjne, w tym opryszczka w stanie aktywnym), skóra źle toleruje iniekcje, choroby ogólnoustrojowe, choroby metaboliczne, choroby nowotworowe, przyjmowanie preparatów przeciwzakrzepowych i aspiryny, choroby krwi, anemia, małopłytkowość, skłonność do bliznowacenia, skóra opalona, trądzik różowaty, rozszerzone naczynia krwionośne.

Efekty: cera nawilżona i odżywiona, przy zastosowaniu kwasu hialuronowego można uzyskać efekt liftingu, poprawa elastyczności i jędrności skóry, zabieg modeluje kontur twarzy, wspomaga redukcję zmarszczek mimicznych i statycznych, stymulowanie produkcji kolagenu i elastyny, ograniczenie wydzielania sebum, skóra rozświetlona, wspomaga redukcję cellulitu, lepsza absorpcja skóry, stymulowanie procesów samonaprawczych skóry, działanie wspomagające w zabiegach przeciwko wypadaniu włosów.

Zalecana częstotliwość zabiegu: : częstotliwość oraz liczbę zabiegów ustala się indywidualnie do własnych potrzeb*

Raz z tygodniu przez 3-4 tygodnie. Kurację można powtarzać co pół roku. Czas trwania jednego zabiegu wynosi od 5 do 20 minut, w zależności od prędkości rolowania oraz wielkości obszaru skóry*.

**Częstotliwość, a także czas trwania zabiegu ustala się indywidualnie w oparciu o własne potrzeby lub po konsultacji ze specjalistą z dziedziny kosmetologii lub lekarzem dermatologiem.*

Odczucie: impulsy mikroprądów i kłucie w miejscu wykonywania zabiegu. Wywołany stan zapalny w miejscu wykonywania zabiegu powoduje intensywne, ale bezbolesne zaczerwienienie. Jest to zjawisko naturalne, które ustępuje całkowicie w okresie od 1 do 3 dni po wykonanym zabiegu.

JAKIE PREPARATY MOGĄ BYĆ POTRZEBNE DO WYKONANIA ZABIEGU?

- ✓ **Opaska do zabiegów kosmetycznych:** Zapewnia wygodę i komfort podczas zabiegu poprzez utrzymanie włosów z dala od twarzy.
- ✓ **Płyn micelarny lub ulubiony płyn do demakijażu (nie żel):** Niezbędny do oczyszczenia skóry przed zabiegiem, usuwając zanieczyszczenia i makijaż.
- ✓ **Waciki kosmetyczne lub kompresy z włókniny jałowe:** Wykorzystywane do aplikacji preparatów kosmetycznych oraz do oczyszczania skóry w trakcie zabiegu.
- ✓ **Serum do twarzy w ampułkach lub koncentraty do zabiegów mezoterapii:** Dodatkowo intensyfikuje efekty zabiegu, nadając skórze zdrowy i promienny wygląd.
- ✓ **Tonik do twarzy:** Stosowany po zakończeniu zabiegu w celu wyrównania pH skóry i przywrócenia jej równowagi.
- ✓ **Płyn do dezynfekcji urządzeń kosmetycznych:** Do dezynfekcji urządzenia po zakończeniu zabiegu.
- ✓ **Maski alginatowe, w płachcie itp. kojące i nawilżające:** Do nałożenia na skórę w celu wyciszenia i regeneracji skóry po zabiegu.



PRZYGOTOWANIE SKÓRY DO ZABIEGU

- 1. Oczyszczyć skórę:** Przed zabiegiem, upewnij się, że skóra jest dokładnie oczyszczona. Użyj delikatnego oczyszczającego środka, który nie wysuszy skóry, usuwając zanieczyszczenia, makijaż i nadmiar sebum.
- 2. Usuń wszelkie produkty z skóry:** Upewnij się, że skóra jest wolna od wszelkich kremów, serum czy makijażu. Pozostawienie substancji na skórze może wpłynąć na skuteczność zabiegu lub wywołać reakcje niepożądane.
- 3. Osusz skórę:** Delikatnie osusz skórę ręcznikiem, unikając zbyt mocnego pocierania, szczególnie jeśli masz skórę wrażliwą lub skłoną do podrażnień.
- 4. Unikaj opalania:** Zaleca się unikanie ekspozycji na słońce bezpośrednio przed i po zabiegu, ponieważ opalona skóra może być bardziej podatna na reakcje podczas stosowania urządzenia.
- 5. Konsultacja z profesjonalistą:** Jeśli masz wątpliwości dotyczące przygotowania skóry do zabiegu, skonsultuj się z kosmetologiem lub specjalistą, który pomoże dostosować procedurę do Twoich indywidualnych potrzeb i typu skóry.

DZIAŁANIE I EFEKTY

Zabiegi Derma rollerem EMS mogą mieć szereg pozytywnych efektów dla skóry.

Efekty mogą się różnić w zależności od indywidualnych cech skóry każdej osoby oraz od sposobu i regularności stosowania Derma rollera. Zawsze dobrze jest skonsultować się z profesjonalistą przed przystąpieniem do takich zabiegów.

Skóra:

- ✓ **Zwiększona Produkcja Kolagenu:** Skóra staje się bardziej jędrna i elastyczna, co pomaga wygładzić zmarszczki i drobne linie.
- ✓ **Ujędrnienie i Lifting:** Poprawia się kontur twarzy, dzięki czemu skóra wygląda młodziej i bardziej napięta.
- ✓ **Lepsza Tekstura Skóry:** Pory są zwężone, co sprawia, że skóra staje się gładsza i bardziej jednolita.
- ✓ **Zmniejszenie Trądziku:** Działanie przeciwbakteryjne niebieskiego światła redukuje wypryski i pomaga kontrolować produkcję sebum.
- ✓ **Regeneracja i Naprawa:** Czerwone światło wspomaga regenerację skóry, co przyspiesza gojenie blizn i uszkodzeń, nadając skórze zdrowszy wygląd.
- ✓ **Lepsze Wchłanianie Kosmetyków:** Składniki aktywne z serum i kremów są efektywniej wchłaniane, co zwiększa skuteczność zabiegów pielęgnacyjnych.
- ✓ **Redukcja Przebarwień:** Koloryt skóry staje się bardziej jednolity, a przebarwienia są mniej widoczne, co poprawia ogólny wygląd skóry.
- ✓ **Stymulacja Wzrostu Włosów:** Mikroigły mogą wspomagać zagęszczanie brody i stymulować wzrost włosów na skórze głowy, co prowadzi do pełniejszego wyglądu.