



INSTRUKCJA OBSŁUGI MASAŻERA MX-16 PRO



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Proszę przeczytać przed użyciem

ŁADOWANIE

1. W pełni naładuj akumulator do dwóch godzin przed pierwszym użyciem, odłączając go od urządzenia.
2. Aby naładować, podłącz adapter do portu ładowania akumulatora i podłącz do gniazdka elektrycznego.
3. Diody LED na urządzeniu migają, wskazując aktywne ładowanie.
4. Gdy bateria jest pełna, linia światła zmienia kolor z czerwonego na zielony.
5. Akumulator można ładować w dowolnym momencie i na dowolnym poziomie naładowania. Nie używaj urządzenia podczas ładowania.

OPEROWANIE URZĄDZENIEM

1. Dotknij ekranu, aby uruchomić urządzenie i wejść na pierwszy poziom. Naciśnij przycisk za każdym razem, poziom wzrośnie o jeden poziom, aż do poziomu 6/30.
2. Na dowolnym poziomie prędkości, naciskając 1 sekundę, urządzenie przejdzie w stan gotowości.
3. Dotknij włącznika, aby uruchomić przełącznik, aż pojawi się „On”, a urządzenie zacznie działać.
4. Naciśnij wyłącznik zasilania w pozycji „OFF”.

KONSERWACJA, CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

1. Użyj lekko wilgotnego ręcznika do czyszczenia urządzenia i osusz miękką ściereczką.
2. Do przechowywania lub podróży przechowuj w dostarczonym pudełku kartonowym.
3. Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym miejscu bez gazów powodujących korozję, w odległości nie mniejszej niż 250 mm.
4. Przechowuj i pakuj urządzenie przez długi czas w celu zachowania wysokiej sprawności.
5. Urządzenie nadaje się do transportu samochodowego, kolejowego, morskiego i lotniczego.
6. Urządzenie powinno być zabezpieczone podczas transportu, aby zapobiec gwałtownym wibracjom, kolizjom, przewracaniu się i upadkowi oraz w górę, delikatnie i wodoodporne.

SPECYFIKACJE

- Masażer MX-16 PRO to przenośne urządzenie wibracyjne do ładowania z dużym momentem obrotowym i długą regulacją.
- Może skutecznie redukować ból spowodowany nagromadzeniem kwasu mlekowego po intensywnym wysiłku fizycznym oraz łagodzić dyskomfort mięśni u osób prowadzących siedzący i długo leżący tryb życia.

PARAMETRY TECHNICZNE

- ON/OFF Włącznik, wyłącznik
- Wymienne końcówki (x8)
- LEVEL: 30 SPEED
- VOLTAGE: 12V
- 110-240V 50/60HZ
- Product N.W.: 900g:
- Ładowanie 110-240V 50/60HZ, 12VDC-1A
- Wyświetlacz LCD



obwody cyfrowe
sterują 30-
biegowym
przełącznikiem
intensywności

Ładowalna
lampa zasilania z
baterii litowej



INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. OKRĄGŁY KSZTAŁT



Okrągła sferyczna konstrukcja wytwarza moc wyjściową propagacji i typ dyfuzyjny między odbieraniem a pchaniem. Siła jest równa i miękka. Nadaje się do masażu i rozluźnienia talii, brzucha, pośladków oraz nóg. Jak również do rozluźnienia mięśni przed i po ćwiczeniach, polecana lekkim entuzjastom fitness, takim jak dancing, yoga, aerobik i tak dalej.

2. KSZTAŁT GRZYBA



Mały i krótki projekt, oparty na płaszczyźnie, mały łuk, dodano mechanizm modelowania ciała i poprawia samopoczucie. Nadaje się do wewnętrznych i zewnętrznych mięśni brzucha, klatki piersiowej i nóg ludzkiego ciała.

3. KSZTAŁT LITERY U



Ścieżka siły między dwoma punktami jest równa, stymulacja jest włączona, może skutecznie wykonać kilka prostych masażu akupunkturalnych. Rozsądna szerokość w kształcie litery U doskonale omija ludzki kręgosłup i kręgi szyjne i zapewnia lepsze wyczucie doświadczenia. Nadaje się do ramion, kręgosłupa szyjnego i mięśni dwustronnych. **(Nie można bezpośrednio uderzać w kręgosłup szyjny i kręgosłup, spowoduje to obrażenia fizyczne)**

4. STOŻKOWY KSZTAŁT



Prosty kształt, pełen wrażeń z uderzenia, bezpośredni nacisk na otchłań. Nadaje się do meridianów, podeszew stóp, łażmużny, ścięgna Achillesa, romboidalnych mięśni pleców itp.

SPECJALNE DOSTOSOWANIE KCIUK



Dla rozluźnienia i plastyczności różnych partii mięśniowych

SEKTOR



Stosować do masażu karku i ścięgna Achillesa lub kręgosłupa

GŁOWICA METALOWA



ODDZIAŁYWANIE ZDROWOTNE:
Stosowanie z masażerem może aktywować mięśnie, zwiększyć przepływ krwi, znacznie skrócić czas regeneracji mięśni, zmniejszyć ból.

GŁOWICA PENUMATYCZNA



Służy do bardzo delikatnego masażu najbardziej spiętych partii mięśni. Doskonale sprawdzi się przy masażu okolic kości, może również stanowić alternatywę okrągłej końcówki dla bardziej wrażliwych osób. Doskonale sprawdza się również przy masażu relaksacyjnym.

Utylizacja



Urządzenie i opakowanie powinny być posortowane w celu przyjaznego dla środowiska recyklingu. Elektronarzędzi nie wolno wyrzucać do odpadów domowych! Należy je oddać do recyklingu w przewidzianych do tego celu punktach zbiórki. Informacje na temat recyklingu można uzyskać w lokalnych urzędach.

ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, POŻARU I OBRAŻEŃ CIAŁA, PRODUKT MUSI BYĆ UŻYWANY ZGODNIE Z NASTĘPUJĄCYMI INSTRUKCJAMI.

1. Tylko do użytku przez dorosłych **Nie używaj, jeśli jesteś kontuzjowany.** Przed ponownym użyciu tego produktu skonsultuj się z lekarzem.
2. Nakładać na suchą, czystą powierzchnię ciała na ubraniu, lekko naciskając i przesuwając po ciele przez około 60 sekund na dany obszar.
3. Używaj MASAŻERA tylko na tkance miękkiej ciała zgodnie z potrzebami, bez powodowania bólu lub dyskomfortu. **Nie stosować na głowę, szyję ani inne twarde lub kościste obszary ciała.**
4. Używaj tylko takich aplikatorów, które zapewniają najlepszy pożądany efekt.
5. Sinień może wystąpić niezależnie od ustawienia poziomu lub zastosowanego nacisku. Często sprawdzaj leczone obszary i natychmiast przestawaj przy pierwszych oznakach bólu lub dyskomfortu.
6. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów w otworach wentylacyjnych urządzenia do masażu powięzi.
7. **Nie zanurzaj w wodzie.** Przechowywać z dala od płynów lub źródeł ciepła.
8. Nie upuszczaj ani nie używaj niewłaściwie urządzenia do masażu powięzi.
9. Ładuj tylko za pomocą dostarczonej ładowarki.
10. Nie manipuluj ani nie modyfikuj urządzenia do masażu powięzi w żaden sposób.
11. Trzymaj palce, włosy lub inne części ciała z dala od trzonu i tylnej części aplikatora, ponieważ może to spowodować przytraśnięcie.

ZASTRZEŻENIE

W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH PROSZĘ NIE UŻYWAĆ MASAŻU POWIĘZI BEZ ZGODY LEKARZA.

Ciąża, cukrzyca z powikłaniami, takimi jak neuropatia lub uszkodzenie siatkówki, zużycie rozruszników serca, niedawno przebyta operacja, padaczka lub migreny, przepukliny dysków, kręgoszynek lub spondyloza, niedawne wymiany stawów lub metale LUD dotyczące twojego zdrowia fizycznego. Osobom słabym i dzieciom podczas korzystania z urządzeń wibracyjnych powinna towarzyszyć osoba dorosła. Te przeciwwskazania nie oznaczają, że nie możesz korzystać z urządzenia wibracyjnego lub do ćwiczeń, ale radzimy najpierw skonsultować się z lekarzem. Trwają badania nad wpływem ćwiczeń wibracyjnych na określone schorzenia. Spowoduje to prawdopodobnie skrócenie listy przeciwwskazań, jak pokazano powyżej. Praktyczne doświadczenie pokazuje, że w wielu przypadkach włączenie ćwiczeń wibracyjnych do planu leczenia jest wskazane. Należy to zrobić za radą i w towarzystwie lekarza, specjalisty.