



Series 300EW-DJ26

Uzyskaj uczucie dokładnego oczyszczenia


personalcare

Ulepsz swoją codzienną pielęgnację jamy ustnej, aby zadbać o skuteczne czyszczenie dzięki irygatorowi do jamy ustnej EW-DJ26 z serii 300. Skuteczna i łatwa pielęgnacja przestrzeni międzyczębowych dla użytkowników aparatów ortodontycznych. Zawiera jedną zapasową dyszę.

DentaCare

Funkcje

**Delikatnie usuwa
resztki jedzenia i płytkę
nazębną**



Skutecznie usuwa resztki jedzenia z kieszonek przyzębnych i wokół aparatów ortodontycznych, które są trudne do usunięcia szczoteczką do zębów.



Do 99,9% kamienia nazębnego usuniętego z leczonych obszarów*1,2

Nawet jeśli wydaje Ci się, że dokładnie wyszczotkowałeś zęby, po użyciu szczoteczki do zębów, w jamie ustnej pozostaje nadal około 40% cząstek jedzenia. Irygatory łatwo i skutecznie usuwają resztki jedzenia i płytkę nazębną, nawet z przestrzeni międzyzębowych, do których bardzo trudno dotrzeć szczoteczką do zębów.



Usuwa resztki jedzenia ze wszelkich miejsc

Strumień wody z łatwością dociera do przestrzeni między zębem a dziąsłem i usuwa resztki pokarmów.




5 poziomy ciśnienia strumienia wody



Dzięki 5 poziomom ciśnienia wody można dostosować strumień do stanu swoich dziąseł i do własnych preferencji. Ostatnie ustawienie jest zapamiętywane do czasu kolejnego użycia urządzenia.


Utrzymanie czystości

Jednostka główna irygatora jest wodoodporna (klasa szczelności IPX7). Zbiornik na wodę można również myć w zmywarce nacisk, co umożliwia dokładne czyszczenie.



Wygodne i łatwe ładowanie bezprzewodowe

W celu naładowania irygator wystarczy umieścić w ładowarce.



50 sekund użytkowania

Zbiornik o dużej pojemności mieści ok. 200 ml wody na 50 sekund użytkowania.



Wybierz swój ulubiony kolor

Do wyboru są kolory niebieski i fioletowy o matowej fakturze

Usuwa resztki jedzenia ze wszelkich miejsc

Zaprojektowany do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych

Strumień wody z łatwością dociera do przestrzeni między zębem a dziąsłem i usuwa resztki pokarmów.

*Grafika służy wyłącznie do celów ilustracyjnych.

Ochrona dzięki czyszczeniu kieszonek dziąsłowych

Ochrona dziąseł

Czyści przestrzenie wokół urządzeń ortodontycznych

Specyfikacja



Strumień wody



5 ustawień intensywności pracy



10 minut pracy bezprzewodowej




Możliwość mycia i łatwa konserwacja



Możliwość mycia zbiornika na wodę w zmywarce



Zbiornik na wodę zintegrowany z uchwytem



Akumulator litowo-jonowy



Napięcie uniwersalne

Delikatny strumień wody może pomóc w dokładnym usunięciu resztek jedzenia i bakterii z kieszonek przyzębnych.

Z obszarów poddanych zabiegowi usunięto do 99,9% płytki nazębnej.

5 poziomów ciśnienia strumienia wody

Odkładany zbiornik na wodę, który można myć w zmywarce

50 sekund użytkowania

Ładowarka bezkontaktowa do
łatwego ładowania

Rozmiar i masa

Wysokość 294mm
Szerokość 63mm
Głębokość 80mm
Masa 275g

Wymiary przy zalecanym typie podstawy.

Akumulatorowy irygator do jamy ustnej EW-DJ26



