

Instrukcja obsługi

Waga łazienkowa z pomiarą BMI i Bluetooth **wagPRO-B5**

Spis treści

Specyfikacje:.....	3
Zawartość zestawu:.....	4
Najważniejsze cechy:.....	4
Uruchomienie	5
Wskazówki dotyczące użytkowania i pielęgnacji	5

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Materiał wykonania:** szkło hartowane 6 mm
- **Maksymalne obciążenie:** 180 kg
- **Dokładność pomiaru:** 100 g
- **Wyświetlacz:** LCD 7,5 x 3,1 cm z podświetleniem
- **Dodatkowe funkcje:** zamiana jednostek, automatyczne włączenie i wyłączenie, wskaźnik niskiego poziomu baterii, wskaźnik przeciążenia, 17 pomiarów, w tym masa ciała, tłuszcz, nawodnienie, mięśnie, kości, kalorie, BMI itp.
- **Dostępne jednostki:** kg, lb
- **Komunikacja:** Bluetooth
- **Zasilanie:** 2x 1,5V baterie AAA (w zestawie)
- **Wymiary urządzenia:** 28 x 28 x 2,2 cm
- **Wymiary opakowania:** 33 x 31 x 5 cm
- **Waga urządzenia:** 1 kg
- **Waga z opakowaniem:** 1,5 kg

Zawartość zestawu:

- Elektroniczna waga łazienkowa
- 2x baterie AAA
- Instrukcja obsługi

Najważniejsze cechy:

- Komunikacja Bluetooth pozwalająca na połączenie ze smartfonem i obsługę aplikacji dedykowanej
- Dedykowana aplikacja umożliwiająca pomiar tkanki tłuszczowej, masę mięśniową i kostną, analizę nawodnienia oraz kalorii
- Wytrzymała podstawa wykonana ze szkła hartowanego
- Elegancki i nowoczesny design
- Funkcja automatycznego włączenia i wyłączenia pomagająca oszczędzać baterię
- Możliwość pomiaru w kilogramach oraz funtach

Uruchomienie

- W celu uruchomienia urządzenia należy otworzyć klapkę umieszczoną z tyłu wagi i umieścić dwie baterie AAA znajdujące się w zestawie w gnieździe
- Umieść wagę na twardej i płaskiej powierzchni (unikaj dywanu i miękkiej powierzchni), odczekaj 2 sekundy przed ważeniem
- Stań na wadze w równowadze, urządzenie włączy się automatycznie po 3 sekundach i możliwy będzie odczyt wyniku. Automatyczne wyłączenie wagi nastąpi po 8 sekundach

Wskazówki dotyczące użytkowania i pielęgnacji

- Gdy waga nie jest używana, należy pozostawić ją nieobciążoną, aby uniknąć nadmiernego poboru mocy i awarii
- Staraj się stać w środkowym miejscu, aby uniknąć poślizgnięcia
- Stań na wadze w dobrej równowadze, aby uniknąć nieprawidłowego pomiaru
- Nie należy mocno uderzać w wagę
- Nie plamić wodą ani nie myć wodą