

# INSTRUKCJA OBSŁUGI – MY-035

## *Urządzenie do usuwania piegów i zmian skórnych*



### 1. Przeznaczenie urządzenia

Urządzenie wykorzystuje technologię elektrojonowej karbonizacji do usuwania piegów, znamion, brodawek, drobnych zmian skórnych oraz niewielkich tatuaży. Zabieg jest szybki, precyzyjny i pozwala uzyskać efekt estetyczny bez konieczności stosowania metod inwazyjnych.

### 2. Cechy urządzenia

- Zaawansowana technologia mikrokomputerowa
- 9-stopniowa regulacja mocy
- Stabilna technologia jonizacji CO<sub>2</sub>
- Wbudowana ochrona przed przeładowaniem
- Czas pracy po pełnym naładowaniu: ponad 5 godzin
- Ładowanie przez USB (DC 5V / 1A)

### 3. Parametry techniczne

**Nazwa produktu:** Piegowy długopis **Model:** MY-035 **Zakres mocy:** 1–9 **Napięcie ładowania:** DC 5V / 1A  
**Bateria:** 3,7 V / 1200 mAh **Model baterii:** 18650 **Materiał:** ABS **Wymiary:** 195 × 35 × 35 mm **Standardy:** GB/T 36419-2018, GB 4706.15-2008

### 4. Uwagi dotyczące użytkowania

1. Przed pierwszym użyciem wykonaj test na owocu przy mocy 1.

2. Poziomy 1–3 stosuj do płytkich zmian.
3. Nie używać na duże znamiona lub zmiany podejrzone.
4. Przed zabiegiem zdezynfekuj igłę i skórę alkoholem.
5. Nie czyścić intensywnie rany przez 30 dni.
6. Nie odrywać strupa — odpadnie samoistnie.
7. Pełna regeneracja skóry trwa ok. 3 miesiące.
8. Jeśli urządzenie nie jest używane, ładuj je co 3–4 miesiące.

## **5. Środki ostrożności**

1. Urządzenie generuje wysoką temperaturę — przechowywać z dala od dzieci.
2. W przypadku awarii skontaktować się ze sprzedawcą — nie naprawiać samodzielnie.
3. Nie czyścić urządzenia wodą ani innymi płynami.

## **6. Elementy urządzenia**

- Interfejs ładowania
- Wyświetlacz LCD
- Przycisk ON/OFF
- Przycisk OUT
- Końcówka pióra

## **7. Instrukcja obsługi**

1. Zamontuj odpowiednią igłę.
2. Przytrzymaj ON/OFF przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie.
3. Kliknij ON/OFF, aby ustawić poziom mocy.
4. Przytrzymaj OUT, aby rozpocząć pracę.
5. Po zakończeniu przytrzymaj ON/OFF przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

## **8. Zalecane metody stosowania**

### **Usuwanie plam**

Delikatnie przesuwaj końcówkę urządzenia po zmianie. Małe plamy zwykle wymagają 1–3 sesji.

### **Usuwanie znamion**

Pracuj na małym obszarze, nie nakłuwaj skóry. Krem znieczulający stosuj dopiero po zagojeniu.

### **Usuwanie ziarniny**

Zmiana odpadnie w ciągu tygodnia. Duże obszary mogą wymagać kilku zabiegów.

### **Usuwanie tatuaży**

Stosuj grubszą igłę. Tatuaże powyżej 3 cm wymagają kilku sesji.