

Instrukcja obsługi (PL)

Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa

1. To urządzenie nie może być używane przez dzieci i osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały przekazane lub poinstruowane dotyczące korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.
2. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
3. Nie używaj ładowarki na zewnątrz lub w pobliżu ogrzewanych powierzchni.
4. Nie czyść główek szczoteczek i uchwyty szczoteczek do zębów w myłce.
5. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do czyszczenia zębów, gum i języka. Nie używaj go w żadnym innym celu. Przestań używać urządzenia i skonsultuj się z lekarzem w celu uzyskania wsparcia, jeśli odczuwasz ból lub dyskomfort.
6. Przestań używać główek szczoteczek, które są zmiażdżone lub wygięte w środku. Wymień główek szczoteczek co 3 miesiące lub wcześniej, jeśli pojawią się oznaki zużycia.
7. Jeśli używana pasta do zębów zawiera wodorowęglan sodu, nadtlenek lub inny wodorowęglan (powszechne składniki wybielającej pasty do zębów), pamiętaj, aby dokładnie umyć główek szczoteczek mydłem po każdym użyciu, co może zapobiec pękaniu plastiku.
8. Jeśli miałeś operację jamy ustnej lub działań w ciągu ostatnich 2 miesięcy, skonsultuj się ze swoim dentystą przed użyciem tego urządzenia.

Parametry Produktu

Rozmiar Produktu	23*24*228mm
Napięcie Wejściowe	5V =
Moc Wejściowa	1.5W
Materiał Produktu	ABS/TPE/Nylon
Czas ładowania	≤4h
Poziom Wodoodporności	IPX7
Temperatura Pracy	5-40°C



Nazwa Komponentu

A-1	Szczoteczka do zębów Główna	A-4	Wyświetlacz trybu (Biały, Czysty, Wrażliwy, Polski, Masaż)
A-2	Uchwyt	A-5	Interfejs ładowania
A-3	Przycisk zasilania		
A-4	Wskaźnik ładowania		

Wymiana Główek Szczoteczek

Zainstaluj: Włóż główek szczoteczek do uchwyty. Wyłóż znak (A) ze znak (B), jak pokazano w B-1. Obróć główek szczoteczek, aż znak (A) spotka się ze znak (T).

Odłącz: Obróć główek szczoteczek, aż wyrównasz znak (A) ze znak (B), jak pokazano w B-2, a następnie wyciągnij ją wzdłuż uchwyty.

Funkcje

1. Skuteczne czyszczenie jamy ustnej 38000 razy na minutę.
2. Z 5 trybami (biały, czysty, wrażliwy, polski, masaż), aby spełnić różne wymagania.
3. Wodoodporność IPX7.

4. Bezpieczna i trwałość baterii litowa działa przez około 60 dni po pełnym naładowaniu, z przypomnieniem o braku energii i ładowaniem przez USB.
5. Inteligentny timer, 2-minutowe automatyczne zatrzymanie i 30-sekundowe przypomnienie o poruszeniu się, które może pomóc w wypracowaniu dobrych nawyków szczotkowania.
6. Wyjątkowo miękkie włosie o wysokiej gęstości zapewnia dokładne czyszczenie, jednocześnie chroniąc szkliwo.
7. Kolorowe włosie przypomina dzieciom o konieczności wymiany główek szczoteczek.
8. Naklejka z alfabetem - pomaga dzieciom zidentyfikować szczoteczkę.

Jak Używać

1. Zwiłz włosie i przetrzyj niewielką ilość pasty do zębów.
2. Umieść włosie przy trójkątniku o niewielkim kącie w kierunku linii dziąsła (C-1).
3. Naciśnij przycisk zasilania, aby wybrać tryb. A. Automatycznie przełączy się na ostatnio używany tryb, nie trzeba ponownie wybierać trybu. Dostępnych jest 5 trybów: Biały, Czysty, Wrażliwy, Polski, Masaż. UWAGI: Naciśnij przycisk zasilania w ciągu pięciu sekund po uruchomieniu, szczoteczka przełączy się w następny tryb i uruchomi ponownie dwuminutowy timer. W tym samym czasie zapali się lampka kontrolna trybu.
4. Zastosuj lekki nacisk i delikatnie przesuwaj główek szczoteczek tam i z powrotem po zębach.
5. Aby zmaksymalizować skuteczność czyszczenia, podziel usta na 4 sekcje. Zaczynaj od sekcji 1 i szczotkuj każdą sekcję przez 30 sekund. Działanie szczotkowania zatrzyma się między każdym 30-sekundowym odstępem, wskazując, kiedy przejść do następnej sekcji. Szczoteczka do zębów zatrzyma się automatycznie po 2 minutach użytkowania (C-2).

Instrukcja ładowania

1. Gdy wszystkie białe wskaźniki migają po użyciu lub produktu nie można normalnie włączyć. Oznacza to, że poziom naładowania baterii jest niski i należy ją naładować.
2. Wskaźnik zaświeci się od dołu podczas ładowania i wyłączy się automatycznie po całkowitym naładowaniu akumulatora.
3. Podczas pierwszego użycia lub gdy bateria jest niedoładowana przez długi czas, wskaźnik może nie świecić się przez pierwsze 5 minut.

Utylizacja

1. Źródłem zasilania tego produktu jest bateria litowo-jonowa, którą można poddać recyklingowi. Pod koniec życia produktu wyjmij baterię przed wyrzuceniem produktu, recyklingiem lub wyrzuceniem baterii zgodnie z lokalnymi wymaganiami dotyczącymi gospodarki odpadami. Jeśli masz pytania dotyczące recyklingu, skontaktuj się z lokalnym biurem gospodarki odpadami, aby poprosić o pomoc.
2. Zanim zdecydujesz się wyjąć baterię, musisz przygotować dwa narzędzia: szpycę i nożycki.
3. Podczas korzystania z narzędzi należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i podjąć środki ochronne, aby uniknąć obrażeń.

Instrukcja Naklejki

1. Wytnij żądany wzór liter.
2. Oddziel przezroczystą naklejkę od dolnego papieru i przyklej ją w odpowiednim miejscu.
3. Naciśnij naklejkę po jej umieszczeniu.
4. Delikatnie odklej przezroczystą naklejkę. Kolorowe litery powinny pozostać na powierzchni obiektu.