



## Kavitationspeeling U017

### Produktfunktioner:

- effekt: 2W
- mått: 170 x 55 x 15,5 mm
- vikt: 99 g
- Material: ABS + spatel i rostfritt stål

- 3 driftlägen: (Rengöring: borttagning av döda hudceller, rengöring, borttagning av missfärgningar och föroreningar, Fuktgivande: återfuktande, förbättrad absorption av kosmetika, Lyftning: utjämna fina rynkor, förbättra mikrocirkulationen, ökad produktion av kollagen och elastin)

- Enheten har ett litiumjonbatteri som laddas via en USB-kabel

### Hur man använder:

Förbered enheten: ta bort skyddslocket från spateln, desinficera spateln. För att slå på enheten håller du på/av-knappen på pekpanelen intryckt i några sekunder tills lysdioden tänds. Den främre LED-lampan tänds för att indikera att enheten är redo att användas. För att välja önskat driftläge (Rengöring, Återfuktning, Lyft), tryck kort på On/Off-knappen tills lysdioden under den valda funktionen tänds. Om du har valt rengörings- eller lyftläge (borttagning av rynkor genom att använda elektriska strömmar), fukta ansiktet med vatten, placera sedan huvudet på huden och kör spateln från mitten av ansiktet utåt, i en vinkel på 45 grader, se till att huden fukts under behandlingen. Om du har valt Moisturizing-läget - applicera ett fuktgivande preparat i ansiktet, placera huvudet på huden och flytta det i ett plant läge, tack vare vilket produkterna kommer att introduceras djupt in i huden. För att stänga av enheten håller du på/av-knappen på pekpanelen intryckt i några sekunder.

### Laddningssätt:

Anslut enheten via USB-kabel till din dator eller valfritt 5V-nätaggregat. Under laddning blinkar lysdioden. Efter cirka 150 minuter är produkten laddad och håller i cirka 80 minuters drift.

### Varningar:

Huden kan vara lätt röd efter rengöring. Skydda enheten mot fukt och smuts. Utsätt inte för låga eller höga temperaturer. Förvaras åtskilt från barn och personer med begränsad fysisk eller mental förmåga. Rengör med en torr trasa. Enheten bör inte användas kontinuerligt i mer än 45 minuter.

**Kontraindikationer:** ortodontiska apparater, akut hudinflammation, cancer, metallimplantat i kroppen, blodkoagulationsrubbingar. Produkten rekommenderas inte för gravida kvinnor. Enheten ska inte användas på eller runt ögonen

Information till användare om kassering av elektrisk och elektronisk utrustning (gäller hushåll)

Symbolen som visas på produkterna eller dokumentationen som bifogas dem informerar om att felaktiga elektriska eller elektroniska apparater inte kan slängas med hushållsavfallet. Det korrekta tillvägagångssättet när det är nödvändigt att kassera elektriska eller elektroniska enheter, kassera dem, återanvända dem eller återvinna komponenter är att ta enheten till en specialiserad samlingsplats, där den kommer att tas emot kostnadsfritt. I vissa länder kan du returnera produkten till din lokala distributör när du köper en annan enhet. Korrekt kassering av enheten gör att du kan spara värdefulla resurser och undvika negativa effekter på hälsa och miljö, som kan hotas av olämplig avfallshantering. Uppgifter om din närmaste samlingsplats kan erhållas från din lokala myndighet. Felaktig avfallshantering kan leda till påföljder enligt relevanta lokala bestämmelser. Användare i EU-länder: Om du behöver kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, vänligen kontakta din närmaste försäljningsställe eller leverantör som kan ge ytterligare information.

Avfallshantering i länder utanför Europeiska Unionen: Denna symbol är endast giltig inom Europeiska Unionen.

Om du behöver kassera denna produkt, kontakta dina lokala myndigheter eller

säljaren för information om rätt förfarande

**Importör:** Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzszewo, Polen

## Peeling per cavitazione U017

### Caratteristiche del prodotto:

- potenza: 2 W
- dimensioni: 170 x 55 x 15,5 mm
- peso: 99 g
- Materiale: ABS + spatola in acciaio inossidabile

- 3 modalità di funzionamento: (Detergente: rimozione delle cellule morte della pelle, detersione, rimozione di discromie e impurità, Idratante: idratante, migliora l'assorbimento dei cosmetici, Lifting: attenuazione delle rughe sottili, miglioramento della microcircolazione, aumento della produzione di collagene ed elastina)

- Il dispositivo ha una batteria agli ioni di litio, caricata tramite un cavo USB

### Come usare:

Preparare il dispositivo: rimuovere il cappuccio protettivo dalla spatola, disinfettare la spatola. Per accendere il dispositivo, tenere premuto per alcuni secondi il pulsante On/Off sul pannello touch fino all'accensione del LED. Il LED frontale si accende per indicare che il dispositivo è pronto per l'uso. Per selezionare la modalità di funzionamento desiderata (Detergente, Idratante, Liftante), premere brevemente il pulsante On/Off finché non si accende il LED sotto la funzione selezionata. Se hai selezionato la modalità Cleansing o Lifting (rimozione delle rughe tramite corrente elettrica), inumidisci il viso con acqua, quindi posiziona la testa sulla pelle e fai scorrere la spatola dal centro del viso verso l'esterno, con un angolo di 45 gradi, assicurandosi che la pelle sia inumidita durante il trattamento. Se hai selezionato la modalità Idratante, applica una preparazione idratante sul viso, posiziona la testa sulla pelle e spostala in una posizione piatta, grazie alla quale i prodotti verranno introdotti in profondità nella pelle. Per spegnere il dispositivo, tenere premuto per alcuni secondi il pulsante On/Off sul pannello touch.

### Modo di ricarica:

Collega il dispositivo tramite cavo USB al computer o a qualsiasi alimentatore da 5 V. Durante la ricarica il LED lampeggia. Dopo circa 150 minuti il prodotto si carica e dura circa 80 minuti di funzionamento.

### Avvertenze:

La pelle potrebbe risultare leggermente arrossata dopo la pulizia. Proteggere l'apparecchio dall'umidità e dallo sporco. Non esporre a temperature eccessivamente basse o elevate. Tenere lontano dalla portata dei bambini e delle persone con capacità fisiche o mentali limitate. Pulire con un panno asciutto. Il dispositivo non deve essere utilizzato continuamente per più di 45 minuti.

**Controindicazioni:** apparecchi ortodontici, infiammazioni cutanee acute, cancro, impianti metallici nel corpo, disturbi della coagulazione del sangue. Il prodotto non è raccomandato per le donne in gravidanza. Il dispositivo non deve essere utilizzato sopra o intorno agli occhi

Informazioni per gli utenti sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (vale per i nuclei domestici)

Il simbolo riportato sui prodotti o sulla documentazione ad essi allegata informa che i dispositivi elettrici o elettronici difettosi non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. La procedura corretta quando è necessario smaltire dispositivi elettrici o elettronici, smaltirli, riutilizzarli o recuperare componenti è

portare il dispositivo presso un punto di raccolta specializzato, dove verrà accettato gratuitamente. In alcuni paesi è possibile restituire il prodotto al distributore locale quando si acquista un altro dispositivo. Il corretto smaltimento del dispositivo consente di risparmiare risorse preziose ed evitare effetti negativi sulla salute e sull'ambiente, che potrebbero essere minacciati da una gestione inadeguata dei rifiuti. I dettagli del punto di raccolta più vicino possono essere ottenuti dalla vostra autorità locale. Lo smaltimento improprio dei rifiuti può comportare sanzioni previste dalle normative locali pertinenti. Utenti nei paesi dell'Unione Europea: se è necessario smaltire apparecchiature elettriche o elettroniche, contattare il punto vendita o il fornitore più vicino che fornirà ulteriori informazioni.

Smaltimento dei rifiuti nei paesi al di fuori dell'Unione Europea: questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea.

Se è necessario smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o

al venditore per informazioni sulla procedura corretta

**Importatore:** Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzszewo, Polonia

