

Mata masująca SHIATSU

Instrukcja obsługi
DIGNITY

-1-

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZY UŻYTKOWANIU MATY

Zachowaj podstawowe środki bezpieczeństwa w trakcie użytkowania maty, szczególnie w obecności dzieci.

PRZED UŻYTKOWANIEM PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ I ZACHOWAJ JĄ WRAZ Z KARTĄ GARANCYJNĄ, PARAGONEM I OPAKOWANIEM NA WYPADEK PRZYSZŁEJ REKLAMACJI:

Zastosowanie podanych niżej środków bezpieczeństwa minimalizuje ryzyko pożaru, porażenia prądem i okaleczenia.

- [W przypadku, gdy kabel sieciowy jest uszkodzony, w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem powinien zostać wymieniony przez producenta, jego serwis bądź inną wykwalifikowaną w tym zakresie osobę.
- [Urządzenie nie powinno być używane bez nadzoru przez małe dzieci bądź osoby chore.
- [Małe dzieci muszą pozostawać pod nadzorem dorosłych, w celu upewnienia się, że nie używają urządzenia.
- [Nie używać maty na zewnątrz.
- [Przy czyszczeniu, naprawie bądź konserwacji wyjąć zasilacz sieciowy z gniazda.
- [Gdy używasz maty, oddal ją od źródła energii.
- [W celu zminimalizowania ryzyka porażenia prądem, nigdy nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami ani nie zanurzaj go w wodzie.
- [Nie wyginaj i nie uszkodzaj kabla sieciowego.
- [Niewłaściwe użytkowanie może spowodować ryzyko pożaru lub porażenia prądem.

-2-

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZY UŻYTKOWANIU MATY SHIATSU

- [Mata masująca Shiatsu przeznaczona jest tylko do użytku domowego. Użytkować tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
- [Nie używaj w pobliżu wody (zlew, umywalka itd.)
- [Nie używaj urządzenia z przedłużaczem, chyba, że został sprawdzony przez specjalistę.
- [Nigdy nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- [Nigdy nie używaj masażera, jeżeli kabel lub diody są uszkodzone - zwrócić masażer do sklepu przedkładając dowód zakupu.
- [Jeżeli cierpisz na jakąś chorobę skontaktuj się z lekarzem zanim rozpoczniesz używanie urządzenia.
- [Jeżeli jesteś w ciąży skontaktuj się z lekarzem.
- [Jeżeli masz rozrusznik serca skontaktuj się z lekarzem.
- [Nigdy nie zakrywaj urządzenia w trakcie, gdy ono pracuje.
- [Długie użytkowanie może prowadzić do przegrzania. Wyłącz masażer i pozostaw do schłodzenia przed ponownym użytkowaniem.

- [Nigdy nie używaj urządzenia w przypadku infekcji skórnych.
- [Nie używaj urządzenia w zastępstwie terapii medycznej.
- [Nie używaj przed zaśnięciem, może to wydłużyć proces.
- [Nie używaj urządzenia, gdy jest mokre.
- [Nie używaj masażera, gdy jest złożone lub pogniecione.

-3-

INFORMACJE

- [Nie instaluj masażera ani w łazience ani w innych wilgotnych miejscach, ponieważ takie powietrze może skrócić czas działania któregoś z jego funkcji.
- [Upewnij się, że masażer nie jest bezpośrednio poddany działaniu promieni słonecznych, nie kłaść przy grzejnikach.
- [Nie używaj urządzenia na powierzchniach drewnianych, ponieważ masażer może je porysować.
- [Natychmiast przerwij używanie masażera, jeżeli odczuwasz jakikolwiek dyskomfort.

FUNKCJE:

1. Mata Shiatsu jest zaprojektowana w taki sposób, aby masować miejsca, które tego naprawdę potrzebują: kark, ramiona, biodra itd.
2. Funkcja ogrzewania przynosi ulgę w bólu.
3. Dzięki funkcjonalnemu pilotowi można przechodzić od jednej funkcji do drugiej.

W trakcie pracy urządzenia dzieci powinny się znajdować pod nadzorem dorosłych, w celu upewnienia się, że nie używają go jako zabawki. Skontaktuj się z lekarzem zanim rozpoczniesz użytkowanie urządzenia:

- [jeżeli cierpisz na jakąś chorobę bądź jesteś po operacji
- [jeżeli cierpisz na chorobę serca
- [jeżeli odczuwasz ból niewiadomego pochodzenia.

Tylko do zastosowania domowego, nie medycznego.

SYSTEM MOCOWANIA:

Mata wyposażona jest w specjalny systemów pasów do mocowania, który umożliwia nam zamocowanie maty na wielu rodzajach foteli oraz na fotelu samochodowym.

-4-

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

- [Połóż matę na fotelu bądź fotelu samochodowym.
- [Umocuj masażer za pomocą systemu pasów.
- [Końcówkę kabla zasilacza włóż do gniazda typu jack, które znajduje się na macie, następnie podłącz zasilacz do prądu.
- [Wciśnij przycisk "Wł./Wył.". Dioda zasilania sygnalizuje, że urządzenie jest włączone. W celu wyłączenia maty, ponownie wciśnij przycisk "Wł./Wył.".

SPECYFIKACJA:

1. Zasilanie: 12VDC, 2,5A

2. Moc: 30W

-5-

Czyszczenie:

- [Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i pozostaw do schłodzenia, czyść tylko za pomocą delikatnej, lekko zwilżonej ściereczki. Nigdy nie dopuszczaj do tego, aby urządzenie miało kontakt z wodą lub inną cieczą.
- [Nie zanurzaj masażera w żadnej cieczy, aby go wyczyścić.
- [Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj szorstkich materiałów, benzyny, płynu do mycia okien lub drewna oraz rozpuszczalników.

[Rys.1] - Uwaga niebezpieczeństwo! Elementy opakowania wykonane z folii, trzymać z dala od dzieci. Folia może przykleić się do ust i uniemożliwić oddychanie.

[Rys.2] - Urządzenie posiada deklarację zgodności

[Rys.3] - Zużytego urządzenia elektronicznego nie wolno wyrzucać z normalnymi odpadami. Nie zapomnij pozbyć się zużytego urządzenia w miejscach do tego przeznaczonych, w przeciwnym wypadku może dojść do szkód ekologicznych.

[Rys.4] - Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

[Rys.5] - Chronić przed wodą i wilgocią.

-6-

Pilot

Strefy masażu Shiatsu

Przycisk INTENSYWNOŚĆ

Ustawia moc masażu: niska, średnia, wysoka

Przyciski FALOWANIE; OKLEPYWANIE, PULSACYJNY

Wybór rodzaju masażu wibracyjnego

Przycisk GÓRA

Masaż Shiatsu górnej partii pleców

Przycisk DÓŁ

Masaż Shiatsu dolnej partii ciała

Przycisk PEŁNY

Pełny masaż Shiatsu z góry na dół

Przycisk WŁ./WYŁ.

Włącz i wyłącz matę.

Uwaga: mata wyłącza się automatycznie po 15 minutach pracy.

-7-

DIGNITY
SIEMIANOWICKA 98
41-902 BYTOM
WWW.DIGNITY.PL