

Nazwa **Masażer antycellulitowy 9w1**

Parametry

- **Ilość wymiennych końcówek:** 9 końcówek
- **Podczerwień:** Tak
- **Materiał:** ABS
- **Płynna regulacja intensywności masażu:** Tak
- **Moc:** 28W
- **Zasilanie:** 220-240V

- **Długość:** 20 cm
- **Głębokość:** 15 cm
- **Waga z opakowaniem:** 1,3 kg

9 wymiennych końcówek

1. **GŁOWICA GŁADKA** - do relaksacyjnego masażu olejkami.
2. **GŁOWICA KULKOWA** - do stosowania na wrażliwych obszarach ciała, pobudza krążenie, ujędrnia i wygładza skórę.
3. **GŁOWICA FALISTA** - do stosowania na udach i pośladkach, tonizuje i poprawia przepływ krwi.
4. **GŁOWICA PEELINGUJĄCA** - pomaga pozbyć się zbędnego naskórka, regeneruje i wygładza skórę. Można używać jej jako pumeksu.
5. **GŁOWICA DO MASAŻU TAI CHI** - pozwala na symulację masażu dłońmi, odpowiednia do rozluźnienia mięśni i masażu stóp.
6. **GŁOWICA KOLCZASTA** - pomaga pozbyć się cellulitu i ujędrnia skórę.
7. **GŁOWICA ROLKOWA Z WYPUSTKAMI** - poprawia mikrokrążenie, stymuluje kolagen.
8. **GŁOWICA ROLKOWA GŁADKA** - pomaga rozluźnić mięśnie po treningu.
9. **OCHRONNA SIATKA** - pomocna przy masażu okolic głowy, zabezpiecza włosy przed wkręcaniem się w masażer.

Jak używać masażera?

1. Odkręć ochronną siatkę zabezpieczającą przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
2. Zdejmij głowicę, którą chcesz zamienić.
3. Załóż głowicę, której chcesz używać.
4. Dokręć ochronną siatkę zabezpieczającą zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

