



PORADNIK

MASAŻER PLAZMOWY



BEAUTY LIMITED®

PODSTAWOWE POJĘCIA

Plazma - w trakcie zabiegów plazmowych wykorzystuje się prąd stały i zmienny. W trakcie zabiegu wytwarza się bardzo wysoka temperatura, w efekcie czego powstaje tzw. łuk elektryczny (widoczny w postaci niebieskofioletowego światła), który następnie zmienia strukturę powietrza z gazu przechodzi ono w stan skupienia zwany plazmą.

Technologia plazmowa - technologia plazmowa wykorzystuje silne utlenianie reaktywnych wolnych rodników tlenowych odpowiedzialnych m.in. za procesy starzenia się skóry. Energia wytworzona podczas wyładowania emituje dużą ilość widzialnych wysokoenergetycznych promieni ultrafioletowych, które działają na DNA bakterii, w efekcie powodując śmierć komórkową patogenów. Dodatkowo wspomagają regenerację skóry, a także pobudzają procesy naprawcze skóry. Korzystnie wpływają na ujędrnienie skóry i wspomagają jej odnowę nadając efekt anti-age.

Porcelanowa głowica przewodząca - powierzchnia głowicy przewodzącej urządzenia jest wykonana z wysokiej jakości białej nano-porcelany. Jako nośnik zastosowano ceramikę z tlenku glinu, która natychmiast uwalnia energię, aby zjonizować powietrze w plazmę, emitując „skwierczący” dźwięk i niebiesko-fioletowe mikro wyładowanie z lekkim odczuciem mrowienia i ciepła. Niektórzy nazywają to zjawisko: burzą na skórze.

Ozon - reaktywna forma tlenu; gaz drażniący o właściwościach dezynfekujących. Zwiększa efektywność transportu tlenu przez krwinki czerwone, zwiększa elastyczność błon komórkowych i powoduje pobudzenie układu immunologicznego. Posiada charakterystyczny zapach.

WSKAZANIA, PRZECIWWSKAZANIA, EFEKTY

Wskazania: cera tłusta; cera mieszana (obszar strefy T); cera trądzikowa; po mechanicznym oczyszczaniu twarzy; cera słabo ukrwiona; cera zwiotczała, pozbawiona blasku, zmęczona, szara; skóra niedotleniona; zmarszczki; skóra przed zabiegami oczyszczania.

Przeciwwskazania: ciąża i okres karmienia piersią, teleangiektazje (pajęczki nacyniowe); podatność na alergię skórne, trądzik różowaty; skaleczenia; otwarte rany; cera naczynekowa; popękane naczynka krwionośne; stany zapalne skóry; naczyńniaki i brodawki w obrębie twarzy; astma; metalowe implanty; choroby serca; nadciśnienie tętnicze; nowotwory; stany po operacyjnym usunięciu nowotworów (okres 5 lat); gorączka; obrzęki; nadpobudliwość nerwowa.

Efekty: działa dezynfekująco, antybakteryjnie i przeciwgrzybicznie na skórę; skóra oczyszczona; wspomaga absorpcję aplikowanych kosmetyków w głąb skóry; wspomaga leczenie trądziku; niszczy beztlenowe bakterie wywołujące trądzik; reguluje wydzielanie sebum; oczyszcza pory; rozjaśnia przebarwienia; wygładza skórę; przywraca naturalny blask skórze; stymuluje krążenie krwi; przyspiesza metabolizm komórek skóry; skóra bardziej jędrna, wzmocniona i sprężysta; skóra dotleniona.

Zalecana częstotliwość zabiegu: : Codziennie lub co drugi dzień. Czas trwania jednego zabiegu wynosi od 5 do 10 minut.*

**Częstotliwość, a także czas trwania zabiegu ustala się indywidualnie w oparciu o własne potrzeby lub po konsultacji ze specjalistą z dziedziny kosmetologii lub lekarzem dermatologiem.*

Odczucie: odczucie miejscowego ciepła; delikatne szczypanie i mrowienie w miejscu wykonywania zabiegu. Charakterystyczny zapach. Zabieg należy wykonywać delikatnie, nie dociskając głowicy do skóry, tylko przesywając po jej powierzchni.



JAKIE PREPARATY MOGĄ BYĆ POTRZEBNE DO WYKONANIA ZABIEGU?

✓ **Gaza do masek na twarz:** wykonana ze 100% gazy bawełnianej z otworami na nos, oczy i usta zwiększa przewodzenie podczas wykonywania zabiegów Masażerem plazmowym. Uwaga! Maski musi zostać nałożona na suchą skórę twarzy, nie wolno zwilżać maski wodą!

✓ **Odpowiednie preparaty do pielęgnacji skóry:** Po zabiegu ważne jest zastosowanie łagodnych kosmetyków do pielęgnacji skóry, takich jak delikatny krem nawilżający czy preparat łagodzący.

PRZYGOTOWANIE SKÓRY DO ZABIEGU

1. Oczyszczyć skórę: Przed zabiegiem, upewnij się, że skóra jest dokładnie oczyszczona. Użyj delikatnego oczyszczającego środka, który nie wysuszy skóry, usuwając zanieczyszczenia, makijaż i nadmiar sebum.

2. Usunąć wszelkie produkty z skóry: Upewnij się, że skóra jest wolna od wszelkich kremów, serum czy makijażu. Pozostawienie substancji na skórze może wpłynąć na skuteczność zabiegu lub wywołać reakcje niepożądane.

3. Osuszyć skórę: Delikatnie osusz skórę ręcznikiem, unikając zbyt mocnego pocierania, szczególnie jeśli masz skórę wrażliwą lub skłoną do podrażnień.

4. Gaza bawełniana (opcjonalnie): Na obszar, który będzie poddany zabiegowi, nałóż suchą gazę bawełnianą, aby wzmocnić efekt intensywności przewodzenia.

5. Unikaj opalania: Zaleca się unikanie ekspozycji na słońce bezpośrednio przed i po zabiegu, ponieważ opalona skóra może być bardziej podatna na reakcje.

6. Konsultacja z profesjonalistą: Jeśli masz wątpliwości dotyczące przygotowania skóry do zabiegu Masażerem plazmowym, skonsultuj się z kosmetologiem lub specjalistą, który pomoże dostosować procedurę do Twoich indywidualnych potrzeb i typu skóry.

DZIAŁANIE I EFEKTY

Zabiegi masażerem plazmowym mogą mieć szereg pozytywnych efektów dla skóry.

Efekty mogą się różnić w zależności od indywidualnych cech skóry każdej osoby oraz od sposobu i regularności stosowania Masażera plazmowego. Zawsze dobrze jest skonsultować się z profesjonalistą przed przystąpieniem do takich zabiegów.

Skóra:

✓ **Redukcja zmarszczek i linii mimicznych:** Masażer plazmowy może pomóc w redukcji widoczności zmarszczek i linii mimicznych poprzez stymulację procesów regeneracyjnych skóry oraz poprawę elastyczności i jędrności.

✓ **Poprawa jędrności i elastyczności skóry:** Dzięki działaniu plazmy, masaże mogą pomóc w zwiększeniu produkcji kolagenu i elastyny, co prowadzi do poprawy jędrności i elastyczności skóry.

✓ **Usuwanie przebarwień i plam pigmentacyjnych:** Masażer plazmowy może pomóc w redukcji przebarwień i plam pigmentacyjnych poprzez działanie na melanocyty i poprawę mikrokrążenia skóry.

✓ **Leczenie trądziku i redukcja blizn:** Plazmoterapia może mieć działanie antybakteryjne, co pomaga w leczeniu trądziku oraz redukcji blizn potrądzikowych poprzez oczyszczanie skóry i stymulację procesów gojenia.

✓ **Poprawa owalu twarzy i konturów:** Regularne zabiegi mogą prowadzić do poprawy owalu twarzy oraz konturów poprzez ujędrnienie i naprężenie skóry.

✓ **Oczyszczenie i rewitalizacja skóry:** Działanie plazmy pomaga w głębokim oczyszczeniu skóry poprzez usuwanie zanieczyszczeń, martwych komórek i nadmiaru sebum, co przekłada się na rewitalizację skóry i promienny wygląd.

✓ **Poprawa kondycji skóry i ogólnego wyglądu:** Regularne stosowanie masażu plazmowych może przyczynić się do poprawy ogólnej kondycji skóry, nadając jej zdrowy, promienny wygląd i redukując oznaki starzenia się.