

Pistola per massaggi

Istruzioni per l'uso

Indicazioni importanti

Leggete con cura le istruzioni per l'uso prima di usare la pistola per massaggi per la prima volta. Conservate il manuale in un posto sicuro per consultazioni future. Se cedete la pistola per massaggi ad un'altra persona, aggiungete anche le istruzioni per l'uso.

- Per evitare il rischio d'incendio, di lesioni e di scossa elettrica, dovete assolutamente rispettare le misure di sicurezza e le istruzioni per l'uso.
- Qualora l'apparecchio venga usato per uno scopo diverso da quello previsto, venga incorrettamente adoperato o riparato da personale non qualificato, si declina ogni responsabilità nel caso di eventuali danni.
- La pistola per massaggi può soltanto essere usata da un adulto.
- Questo apparecchio non è adatto per persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, né da persone che non hanno l'esperienza e le conoscenze necessarie per adoperare la pistola per massaggi, salvo se vengono sorvegliate o istruite da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati da un adulto, per accertare che non giochino con questo apparecchio.
- Non adoperate la pistola per massaggi direttamente sulla pelle. Coprite la parte del corpo che desiderate massaggiare con un asciugamano pulito, o adoperate l'apparecchio sopra i vestiti. Premete la testina soltanto leggermente sulla zona da massaggiare, e muovete l'apparecchio. Non lasciate l'apparecchio per più di 60 secondi nello stesso posto.
- Adoperate la velocità elevata soltanto sulle parti molli del corpo, e soltanto se non sentite dei dolori né un malessere fisico. Non adoperate la pistola per massaggi con una pressione e una velocità elevata sulle aree ossee.
- Selezionate la testina per il massaggio secondo il vostro bisogno.
- Se adoperate la pistola per massaggi spesso e con velocità elevata sulla stessa parte del corpo, una pressione è applicata alla zona massaggiata. Smettete subito di adoperare la pistola per massaggi se sospettate un'usura, o se sentite dei dolori o un intorpidimento.
- Tenete le dita e i capelli lontano dalle fessure di ventilazione e dalle testine di massaggio che vibrano.
- Non inserite degli oggetti estranei nelle fessure di ventilazione.
- Adoperate la pistola per massaggi soltanto in un ambiente interno asciutto. Non esponetelo mai a pioggia e umidità. Badate sempre a che nessun liquido non penetri attraverso le fessure di ventilazione all'interno dell'apparecchio. Non immergete l'apparecchio nell'acqua per pulirlo.



**Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita
(applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema
di raccolta differenziata)**

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

- Usate soltanto il cavo di ricarica USB che è compreso nell'imballaggio.
- Staccate il cavo di ricarica quando il caricamento è terminato. Non potete usare la pistola per massaggi durante il caricamento della batteria.
- Controllate prima di ogni uso se la pistola per massaggi e gli accessori sono in ottime condizioni. Non adoperate l'apparecchio se non funziona correttamente, se è caduto o se è stato danneggiato di un'altra maniera. Non adoperate l'apparecchio quando l'accessorio per il montaggio è danneggiato.
- L'apparecchio non deve essere modificato dall'utilizzatore di qualunque maniera. Non provate mai a smontare l'apparecchio e a ripararlo voi stessi. Per ogni problema di funzionamento, indirizzatevi soltanto ad un tecnico qualificato.
- Non fate mai funzionare l'apparecchio mentre è incustodito, soprattutto in presenza di bambini e d'animali domestici. Rimanete anche nelle vicinanze dell'apparecchio durante la ricarica della batteria.
- Spegnete sempre l'apparecchio prima di posarlo.
- Non esponete l'apparecchio a polvere né a temperature molto alte o basse.
- Non esponete l'apparecchio alla luce solare diretta. Non mettete l'apparecchio in vicinanza dei radiatori e d'altre fonti di calore.
- Evitate di far cadere l'apparecchio, e non esponetelo a forti urti.
- Usate soltanto gli accessori che sono forniti con l'apparecchio.
- Non adoperate la pistola per massaggi su parti del corpo ferite.
- Non adoperate la pistola per massaggi su pelle infiammata, ferita o gonfia.
- Non adoperate la pistola per massaggi se portate un cardiostimolatore o un altro impianto medico.
- Non utilizzate l'apparecchio durante la gravidanza e neanche se soffrite di diabete e d'emicrania.
- Non utilizzate l'apparecchio se avete di recente subito un intervento chirurgico.
- Se dei problemi fisici si producono durante l'uso della pistola per massaggi, smettete subito di usarla e indirizzatevi ad un medico. In caso di dubbio, consultate un medico prima di usare la pistola per massaggi.

Contenuto dell'imballaggio e descrizione degli elementi

Togliete l'apparecchio con cura dall'imballaggio e controllate se tutti gli elementi sono presenti e in ottime condizioni:

- 1** Pistola per massaggi
- 2** Cavo di ricarica USB
- 3** Testina a forma di cono (per le articolazioni)
- 4** Testina piatta (per tutto il corpo)
- 5** Testina a forma di vanga (per tutti i muscoli)
- 6** Testina a forma di U (per la colonna vertebrale)
- 7** Testina a 6 dita (per le braccia e le gambe)
- 8** Testina sferica (per i muscoli grandi)
- 9** Indicazione dello stato della batteria
- 10** Interruttore di accensione e spegnimento; selezione della velocità
- 11** Presa di ricarica USB-C
- 12** Spia LED di ricarica



Caricare la batteria prima dell'uso

1. Collegate la spina USB-C del cavo di ricarica fornito alla presa «Charge» della pistola per massaggi.
2. Collegate la spina USB-A ad una fonte d'alimentazione con la tensione d'uscita DC 5V (2A).
3. La spia LED di controllo (12) è illuminata in rosso durante la ricarica della batteria.
4. Le spie LED (9) lampeggiano durante la ricarica. Lo stato di carica corrente della batteria è indicato dal numero delle spie LED che sono illuminate costantemente. La batteria è completamente carica quando tutti i cinque LED sono costantemente illuminati.
5. Staccate il cavo USB quando il caricamento è terminato.

6. Il caricamento dura approssimativamente 2–3 ore. Quando la batteria è completamente carica, la pistola per massaggi funziona per 3 ore circa.
7. Non potete usare la pistola per massaggi durante il caricamento della batteria. Per la vostra sicurezza, l'apparecchio non si accende quando il caricamento della batteria è in corso.

Mettere in servizio l'apparecchio

1. Selezionate l'accessorio appropriato e attaccatelo alla pistola per massaggi.
2. Mantenete premuto il tasto (10) per accendere l'apparecchio.
3. Premete più volte il tasto (10) per scegliere una di cinque velocità.
4. Premete di nuovo lungamente il tasto (10) per spegnere la pistola per massaggi.

Nota: L'apparecchio si spegne automaticamente dopo 10 minuti.

Pulire l'apparecchio

1. Strofinare l'apparecchio con un panno soffice e umido, e asciugarlo quindi con cura.
2. Spegnete sempre l'apparecchio prima di pulirlo.
3. Non immergete mai l'apparecchio nell'acqua per pulirlo.

Specifiche tecniche

Modello:	MG1500 (art. 1014356)
Alimentazione:	7.4V, 2600mAh (2 batterie 18650)
Ingresso:	DC 5V, 2A
Potenza:	15W
Tempo di carica:	ca. 2–3 ore
Autonomia:	ca. 3 ore
Motore:	motore senza spazzole (3600 rpm)
Velocità:	800/1200/1600/2000/2400 rpm
Amplitudine:	8 mm
Accessori per massaggio:	6 accessori
Dimensioni:	140 × 90 × 50 mm
Peso:	370 g (senza testina da massaggio)

Con riserva di errori e di modifiche tecniche.