



 TRUE
elements™
FirSkin ROLLER

PREGUNTAS FRECUENTES





1. ¿Qué es el True Elements FirSkin Roller?

Es un rodillo facial que incorpora la tecnología NIKKEN de infrarrojo lejano para una experiencia de bienestar y relajación en tu rostro.

2. ¿Con qué frecuencia debe usarse?

1 vez al día. Se recomienda que el masaje tenga una duración máxima de 10 minutos en total considerando su uso en todas las áreas: Rostro, cuello y escote.

3. ¿En qué materiales está elaborado?

En piedra de cerámica y acero inoxidable.

4. ¿Cuál es la forma apropiada de uso?

- Es importante que tengas la cara limpia y bien hidratada antes de usarlo para que el rodillo facial se deslice mejor.
- Úsalo 1 vez al día. Mantén una rutina constante para ver los efectos.
- Se recomienda usarlo en la noche después de tu rutina de limpieza, crema, sérum, etc., para que tus productos favoritos puedan penetrar mejor.
- Efectúa un suave masaje en la cara intercambiando entre el rodillo grueso y/o delgado de acuerdo con el área del rostro a masajear.
- Deslízalo suavemente sobre el rostro sin ejercer presión y llévalo de abajo hacia arriba, en la zona de la barbilla, mejillas y parpado inferior.
- El cuello, la frente y el escote puedes usarlo en ambas direcciones.
- No se debe sobre estimular la piel usándolo con una frecuencia superior a la recomendada.



5. ¿Cuáles son los beneficios de su uso para la piel?

El True Elements FirSkin Roller de NIKKEN está elaborado en piedra de cerámica la cual es un gran conductor de la energía en el cuerpo y el ambiente para convertirla en Infrarrojo Lejano. De esta manera obtienes un masaje relajante porque al aplicar calor a los tejidos del cuerpo, aumenta la circulación de la sangre en esa área. Una mejor circulación ayuda a que nuestro cuerpo mejore su pH, se desintoxique, se recupere y hace que los músculos cansados se alivien y se relajen.

6. ¿Existen contraindicaciones para este producto?

El True Elements FirSkin Roller no debe ser usado en:

- Personas con distrofias musculares.
- Personas con pieles con hipersensibilidad, extremadamente secas, acné severo activo, rosácea y/o dermatitis.

7. ¿Hay alguna sustancia que esté restringida para el contacto con el True Elements FirSkin Roller?

Como regla general, si la sustancia está bien para dejarla en la piel, estará bien para el rodillo.

8. ¿Se puede refrigerar el True Elements FirSkin Roller?

Si, es posible refrigerarlo. El True Elements FirSkin Roller se puede utilizar tanto frío como a temperatura ambiente.

9. ¿Cómo se debe cuidar el True Elements FirSkin Roller?

Debe lavarse después de cada uso, ya que el marco de metal podría corroerse con el tiempo. La forma de limpiarlo es con agua tibia y un detergente suave. Secar con toalla.

Se debe evitar el contacto con soluciones que contengan ácido, alcohol o solventes como esmalte o barniz para uñas, spray para cabello, etc.