

boste
purea



SPECTRA **LED Face Mask**

Przed użyciem należy dokładnie
zapoznać się z instrukcją obsługi

Language Navigation

Polski – strona 3

English – page 8

Deutsch – Seite 14

Parametry produktu

Nazwa produktu: Spectra LED Face Mask with Remote Control Black
Model produktu: SM2309
Wymiary produktu: 324x214x4.3mm
Waga netto: 170g
Zawartość zestawu:

- Maska LED
- Pilot do sterowania
- Przewód do ładowania TYPE-C
- Silikonowe gogle ochronne
- Regulowane zapięcie nylonowe

Napięcie ładowania: 5V/1A
Prąd roboczy: $\leq 3.5A$
Moc znamionowa: $\leq 15W$
Pojemność akumulatora: 2600 mAh (bateria litowa)
Kolor światła LED: 7 kolorów
Klasa wodoodporności: IPX7
Kraj produkcji: Chiny

Opis urządzenia

Urządzenie do fotoodmładzania to nowoczesna, silikonowa maska LED przeznaczona do użytku domowego. Jest lekka, wygodna i łatwa w obsłudze. Dzięki elastycznemu materiałowi dopasowuje się do kształtu twarzy, a regulowane zapięcia pozwalają na idealne dopasowanie do użytkownika.

Maska została wyposażona w 472 diody LED, podzielone na 118 zestawów. Każda z nich emituje światło w czterech długościach fal:

- czerwone (630 nm) – poprawia elastyczność skóry,
- niebieskie (460 nm) – pomaga redukować niedoskonałości,
- żółte (590 nm) – ujednolica koloryt i rozświetla,
- podczerwień (850 nm) – działa w głębszych warstwach skóry.

Do zestawu dołączony jest kontroler, który pozwala ustawić 3 poziomy mocy oraz wybrać odpowiedni czas działania. Światło LED wspiera naturalne procesy regeneracyjne skóry, stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, a regularne stosowanie może widocznie poprawić wygląd i jędrność skóry.



Maska LED



Pilot do sterowania



Kabel do ładowania



Silikonowe gogle ochronne



Regulowane zapięcie nylonowe

Tryb światła

-  Światło czerwone (630nm): Poziom 1, 2, 3
-  Światło niebieskie (460 nm): poziom 1, 2, 3
-  Światło żółte (590 nm): poziom 1, 2, 3
-  Światło mieszane (kombinacja): poziom 1, 2, 3

Światło podczerwone może być sterowane niezależnie lub używane w połączeniu z innymi trybami.

Działanie światła



Czerwone światło – 630 nm

Działa przeciwstarzeniowo, wspomaga produkcję kolagenu, ujędrnia skórę i poprawia jej elastyczność.



Niebieskie światło – 460 nm

Dezynfekuje skórę, zwalcza bakterie powodujące trądzik, redukuje stany zapalne i blizny, zwiększa natlenienie skóry.



Żółte światło – 590 nm

Wyrównuje koloryt skóry, pobudza krążenie krwi, zmniejsza zaczerwienienia, opuchliznę i drobne zmarszczki.



Podczerwień – 850 nm

Regeneruje skórę, poprawia krążenie, zwiększa nawilżenie i wspiera głęboką odbudowę.

Ważna informacja

Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować baterię maski. Podczas ładowania wskaźnik LED na kontrolerze będzie migać. Po pełnym naładowaniu ekran pozostanie podświetlony. Szacowany czas ładowania to około 4 godziny.

Maska wyposażona jest w regulowane zapinanie na rzep, które umożliwia wygodne i stabilne dopasowanie do głowy.

Aby założyć maskę:

1. Przelóż pasek przez otwory po przeciwnych stronach maski.
2. Owiń pasek wokół głowy.
3. Dociśnij zapinacze i dokładnie je przymocuj.

Kontroler urządzenia



Obsługa urządzenia

- 1. Przycisk zasilania:** Naciśnij i przytrzymaj przez 2,5 sekundy, aby włączyć urządzenie. Po uruchomieniu, kontrolka zaświeci się na czerwono.
- 2. Przycisk „E” (ustawienie mocy):** Krótkie naciśnięcie pozwala zmienić poziom mocy aż do 3. biegu (trybu wyjściowego energii).
- 3. Ustawienie czasu pracy:**
Naciśnij przycisk T+, aby wydłużyć czas świecenia.
Naciśnij przycisk T-, aby skrócić czas świecenia o 5 minut.
Dostępne czasy: 10 / 15 / 20 / 25 / 30 minut.
Zaleca się stosowanie maski przez 15–25 minut jednorazowo.
- 4. Przycisk „M” (wybór trybu światła):**
Krótkie naciśnięcie zmienia tryby światła w kolejności:
niebieskie / żółte / mieszane / czerwone / cykl światła.

Na wyświetlaczu pojawią się odpowiednie symbole:

czerwone światło (R)
niebieskie światło (B)
żółte światło (Y)
światło mieszane (G)

- 5. Przycisk „NIR” (podczerwień):** Krótkie naciśnięcie włącza lub wyłącza światło podczerwone.
- 6. Podczas ładowania:** Wskaźnik baterii miga. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, wskaźnik gaśnie.

Środki ostrożności

1. Stosuj urządzenie zgodnie z instrukcją.

Używanie go w sposób niezgodny z zaleceniami może prowadzić do uszkodzenia sprzętu lub niepożądanych reakcji.

2. Nie używaj urządzenia w celach innych niż wskazane.

To produkt przeznaczony wyłącznie do zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie z opisanym przeznaczeniem.

3. Nie stosować u kobiet w ciąży, karmiących oraz dzieci.

4. Unikaj stosowania, jeśli masz choroby skóry lub inne poważne problemy zdrowotne.

W przypadku chorób autoimmunologicznych, nadwrażliwości na światło (fotosensytywność), tocznia, egzemy, albinizmu lub poważnych zaburzeń neurologicznych i psychicznych – stosowanie urządzenia może być przeciwwskazane. W takich przypadkach należy skonsultować się z lekarzem (np. dermatologiem).

5. Nie używaj, jeśli cierpisz na nadwrażliwość na światło (fotosensytywność).

U osób z tą przypadłością może dojść do poważnych reakcji skórnych.

6. Zawsze chroń oczy podczas użytkowania.

Zaleca się używanie okularów ochronnych i zamykanie oczu. W przypadku chorób genetycznych oczu – nie używaj maski LED.

7. W przypadku jakiegokolwiek dyskomfortu – natychmiast przerwij użytkowanie.

8. Urządzenie nie jest wodoodporne.

Nie zanurzaj go w wodzie ani nie płucz. Jeśli podejrzewasz kontakt z wodą – nie używaj go.

9. Nie używaj produktu u niemowląt i dzieci.

Przechowuj z dala od ich zasięgu.

10. Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone.

Złamane elementy mogą spowodować nieprawidłowe działanie lub obrażenia.

11. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.

Nie rozkręcaj, nie modyfikuj ani nie naprawiaj samodzielnie urządzenia – może to grozić porażeniem lub trwałym uszkodzeniem.

12. Zalecana częstotliwość stosowania:

3–4 razy w tygodniu, przez 15–25 minut w jednej sesji.

Czyszczenie i konserwacja

- Po każdym użyciu przetrzyj powierzchnię maski suchą, miękką ściereczką (np. z mikrofibry), aby usunąć pot, kurz i resztki kosmetyków.
- Nie używaj wody, detergentów, alkoholu ani środków chemicznych – mogą uszkodzić powierzchnię silikonu lub diody LED.
- Nie zanurzaj maski ani kontrolera w wodzie. Urządzenie nie jest wodoodporne.
- Przechowuj produkt w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła, promieni słonecznych i wilgoci.
- Unikaj zginania maski pod dużym kątem – może to uszkodzić obwody LED wewnątrz.
- Nie ciągnij za przewody ani nie naciskaj mocno na elementy sterujące.
- W razie dłuższego nieużywania – naładuj baterię przynajmniej raz na 1–2 miesiące, aby uniknąć jej całkowitego rozładowania.

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę używać maski codziennie?

– Zaleca się stosowanie 3–4 razy w tygodniu, przez 15–25 minut. Zbyt częste użycie może podrażniać skórę.

Czy mogę używać maski po zastosowaniu kosmetyków?

– Nie stosuj maski bezpośrednio po użyciu produktów zawierających kwasy, retinol lub inne składniki światłoczułe. Odczekaj przynajmniej kilka godzin lub wykonaj zabieg na czystą skórę.

Czy mogę używać maski w okolicach oczu?

– Zaleca się zamykanie oczu podczas zabiegu i używanie dołączonych okularów ochronnych. Nie kieruj światła bezpośrednio na oczy.

Czy urządzenie jest wodoodporne?

– Nie. Maski ani kontroler nie są odporne na wodę. Nie należy ich myć pod bieżącą wodą ani zanurzać.

Jak długo trwa ładowanie urządzenia?

– Pełne ładowanie zajmuje około 4 godziny. Wskaźnik LED przestaje migać, gdy bateria jest naładowana.

Czy mogę używać maski w ciąży?

– Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży lub karmiących bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Czy maskę mogą używać dzieci?

– Nie. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie dla osób dorosłych.

Co oznaczają kolory światła?

– Każdy kolor ma inne działanie: czerwony – przeciwmarszczkowy, niebieski – przeciwtrądzikowy, żółty – rozjaśniający, podczerwień – regenerujący.



Niniejszy produkt spełnia wymagania następujących dyrektyw Unii Europejskiej:

Dyrektywa RE 2014/30/UE –
Kompatybilność elektromagnetyczna
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE – Ograniczenie
stosowania substancji niebezpiecznych



Przekreślony symbol pojemnika na śmieci oznacza, że na terenie Unii Europejskiej po zakończeniu użytkowania produktu należy się go pozbyć w osobnym, specjalnie do tego przeznaczonym punkcie. Nie należy wyrzucać tego produktu razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

THE BOSS IS HERE.



Magnum RF Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 71
18-300 Zambrów, Polska
NIP:7231638410
REGON:386610073
KRS:0000894731

www.boste.eu

English

Product Specifications

Product name: Spectra LED Face Mask
with Remote Control Black
Model: SM2309
Dimensions: 324x214x4.3mm
Net weigh: 170g
Included in the set:

- LED face mask
- Remote control
- TYPE-C charging cable
- Silicone safety goggles
- Adjustable nylon strap

Charging voltage: 5V/1A
Operating current: ≤ 3.5A
Rated power: ≤ 15W
Battery capacity: 2600 mAh (lithium)
Light colors: 7 colors
Water resistance rating: IPX7
Country of origin: Chiny

Product Description

The LED photorejuvenation mask is a modern, silicone-based device designed for home use. It is lightweight, convenient, and easy to operate. Thanks to its flexible material, it comfortably adapts to the shape of the face, and the adjustable strap ensures a perfect fit for any user.

The mask is equipped with 472 LED beads, divided into 118 sets. Each LED emits light in one of four specific wavelengths:

- Red (630 nm) – improves skin elasticity
- Blue (460 nm) – helps reduce blemishes and inflammation
- Yellow (590 nm) – evens out skin tone and brightens
- Infrared (850 nm) – penetrates deeper skin layers

The set includes a remote controller, which allows you to select 3 energy levels and customize the lighting time. The LED light supports natural regenerative processes in the skin, stimulates collagen and elastin production, and with regular use, helps visibly improve skin tone, texture, and radiance.



Photon Rejuvenation instrument



Controller



Type-C Cable



Silicone safety goggles



Adjustable nylon buckle

Light Modes

-  Red Light (630 nm): Level 1, 2, 3
-  Blue Light (460 nm): Level 1, 2, 3
-  Yellow Light (590 nm): Level 1, 2, 3
-  Mixed Light (Combination): Level 1, 2, 3

Infrared light can be controlled independently or used in combination with other light modes.

Działanie światła



Red Light – 630 nm
Anti-aging effect,
supports collagen production,
firms the skin, and improves elasticity.



Blue Light – 460 nm
Sterilizes the skin, eliminates
acne-causing bacteria, reduces inflammation
and scars, and increases skin oxygenation.



Yellow Light – 590 nm
Evens skin tone,
boosts blood circulation, reduces redness,
puffiness, and fine lines.



Infrared – 850 nm
Regenerates the skin, i
mproves blood circulation, enhances hydration,
and supports deep skin repair.

Important Information

Before first use, make sure to fully charge the mask's battery. During charging, the LED indicator on the controller will flash. Once fully charged, the display will remain lit. Estimated charging time: approximately 4 hours.

The mask is equipped with an adjustable hook-and-loop strap, allowing comfortable and stable fit on the head.

How to put on the mask:

Thread the strap through the openings on opposite sides of the mask.
Wrap the strap around your head.
Press and fasten the strap securely.

Device Controller



Device Operation

- 1. Power button:** Press and hold for 2.5 seconds to turn the device on or off. When turned on, the controller indicator light will turn red.
- 2. "E" Button (Energy Level):** Short press to change the energy level (up to 3 levels of output).
- 3. Timer setting:**
Press the T+ button to increase the session time.
Press the T- button to reduce the time in 5-minute intervals.
Available durations: 10 / 15 / 20 / 25 / 30 minutes
It is recommended to use the device for 15–25 minutes per session.
- 4. "M" Button (Light Mode Selection):**
Short press to cycle through the available light modes:
blue light / yellow light / combination / red light / light cycle

The display will show the corresponding symbols:

Red light (R)
Blue light (B)
Yellow light (Y)
Combination (G)
- 5. "NIR" Button (Infrared Light):** Short press to turn infrared light on or off.
- 6. Charging Status:** The battery indicator flashes while charging. When fully charged, the indicator turns off.

Precautions

- 1. Use the device strictly according to the manual.**
Improper use may lead to equipment damage or unexpected reactions.
- 2. Do not use the device for purposes other than those intended.**
This product is designed exclusively for cosmetic skincare treatments.
- 3. Not suitable for pregnant or breastfeeding women, or children.**
- 4. Avoid using if you have skin conditions or other serious health issues.**
If you suffer from autoimmune diseases, light sensitivity (photosensitivity), lupus, eczema, albinism, or neurological/mental disorders — the use of this device may be contraindicated. Always consult a doctor (e.g. dermatologist) before use.
- 5. Do not use if you have light sensitivity (photosensitivity).**
It may cause severe skin reactions in individuals with this condition.
- 6. Always protect your eyes during use.**
Use protective goggles and keep your eyes closed. If you have a genetic eye disease — do not use LED masks.
- 7. If you feel any discomfort — stop using the device immediately.**
- 8. The device is not waterproof.**
Do not immerse in water or rinse. If water contact is suspected — do not use.
- 9. Keep out of reach of children and infants.**
Store safely.
- 10. Do not use if the product is damaged.**
Damaged components can cause injury or malfunction.
- 11. For home use only.**
Do not disassemble, modify, or repair the device yourself — it may lead to malfunction or damage.
- 12. Recommended usage frequency:**
3–4 times per week, for 15–25 minutes per session.

Cleaning and Maintenance

- After each use, wipe the surface of the mask with a dry, soft cloth (e.g. microfiber) to remove sweat, dust, and residue.
- Do not use water, detergents, alcohol, or chemicals — they may damage the silicone and LED surface.
- Do not immerse the controller or mask in water. The product is not waterproof.
- Store the product in a cool, dry place, away from heat sources, sunlight, or moisture.
- Do not bend the mask sharply — it may damage internal LED circuits.
- Do not pull on cables or press hard on buttons or display components.
- If the device is not in use for a longer time — recharge the battery at least once every 1–2 months to avoid deep discharge.

Frequently Asked Questions

Can I use the mask every day?

– It is recommended to use it 3–4 times a week, for 15–25 minutes per session. Using it too frequently may irritate the skin.

Can I use the mask after applying cosmetics?

– Do not use the mask directly after applying products containing acids, retinol, or other photosensitizing ingredients. Wait a few hours or perform the session on clean skin.

Can I use the mask around the eyes?

– It is recommended to close your eyes during the session and use the included protective goggles. Do not shine the light directly into your eyes.

Is the device waterproof?

– No. The mask and controller are not water-resistant. Do not immerse in water or rinse under running water.

How long does charging take?

– A full charge takes approximately 4 hours. The LED indicator will stop blinking when the battery is fully charged.

Can pregnant or breastfeeding women use the mask?

– Use is not recommended for pregnant or breastfeeding women without prior consultation with a doctor.

Can children use the mask?

– No. The device is intended for adult use only.

What do the light colors mean?

– Each color has a different effect: Red – anti-aging, Blue – anti-acne, Yellow – brightening, Infrared – regenerating



This product complies with the requirements of the following EU directives:

Directive 2014/30/EU – Electromagnetic compatibility

RoHS Directive 2011/65/EU – Restriction of hazardous substances



The crossed-out wheeled bin symbol means

that within the European Union, used electrical and electronic equipment should not be disposed of with household waste.

It should be taken to appropriate collection points for recycling.

THE BOSS IS HERE.



Magnum RF Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 71
18-300 Zambrów Poland
NIP:7231638410
REGON:386610073
KRS:0000894731

www.boste.eu

Deutsch

Produktparameter

Produktname: Spectra LED Face Mask
mit Fernbedienung – Schwarz
Model produktu: SM2309
Produktabmessungen: 324x214x4.3mm
Gewicht: 170g
Lieferumfang:

- LED-Maske
- Fernbedienung
- TYPE-C-Ladekabel
- Schutzbrille aus Silikon
- Verstellbarer Nylonverschluss

Ladespannung: 5V/1A
Betriebsstrom: $\leq 3.5A$
Nennleistung: $\leq 15W$
Akkukapazität: 2600 mAh
(Lithiumbatterie)
LED-Farben: 7 Farben
Wasserdichtheitsgrad: IPX7
Herstellungsland: China

Produktbeschreibung

Die LED-Gesichtsmaske für Photorejuvenation ist ein modernes, aus Silikon gefertigtes Gerät für die Anwendung zu Hause. Sie ist leicht, komfortabel und einfach zu bedienen. Dank des flexiblen Materials passt sich die Maske perfekt an die Gesichtsform an, und der verstellbare Gurt sorgt für optimalen Halt.

Die Maske ist mit 472 hochwertigen LEDs ausgestattet, die in 118 Gruppen unterteilt sind. Jede LED emittiert Licht in einer von vier Wellenlängen:

- Rot (630 nm) – verbessert die Hautelastizität
- Blau (460 nm) – reduziert Hautunreinheiten und beruhigt
- Gelb (590 nm) – gleicht den Hautton aus und sorgt für Strahlkraft
- Infrarot (850 nm) – wirkt in tieferen Hautschichten regenerierend

Zum Lieferumfang gehört auch eine Fernbedienung, mit der sich drei Energiestufen sowie die gewünschte Behandlungszeit einstellen lassen. Das LED-Licht unterstützt die natürlichen Regenerationsprozesse der Haut, regt die Kollagen- und Elastinproduktion an und trägt bei regelmäßiger Anwendung zu einem sichtbar verbesserten Hautbild bei.



LED-Maske



Fernbedienung



Ladekabel



Silikon-Schutzbrille



Verstellbarer Nylonriemen

Lichtmodi

-  Rotes Licht (630 nm): Stufe 1, 2, 3
-  Blaues Licht (460 nm): Stufe 1, 2, 3
-  Gelbes Licht (590 nm): Stufe 1, 2, 3
-  Kombiniertes Licht (Mischung): Stufe 1, 2, 3

Infrarotlicht kann separat gesteuert oder mit anderen Lichtmodi kombiniert verwendet werden.

Lichtwirkungen



Rotes Licht (630 nm)
Anti-Aging-Wirkung,
unterstützt die Kollagenproduktion,
straft die Haut und verbessert ihre Elastizität.



Blaues Licht – 460 nm
Desinfiziert die Haut, bekämpft Akne
verursachende Bakterien, reduziert Entzündungen
und Narben, und verbessert die
Sauerstoffversorgung der Haut.



Gelbes Licht – 590 nm
Gleicht den Hutton aus,
regt die Durchblutung an, reduziert Rötungen,
Schwellungen und feine Linien.



Infrarotlicht – 850 nm
Regeneriert die Haut, verbessert die Durchblutung,
erhöht die Feuchtigkeitsversorgung
und unterstützt die Tiefenreparatur.

Wichtige Hinweise

Vor der ersten Anwendung sollte der Akku der Maske vollständig aufgeladen werden. Während des Ladevorgangs blinkt die LED-Anzeige auf dem Controller. Nach vollständiger Aufladung leuchtet der Bildschirm dauerhaft. Die Ladezeit beträgt ca. 4 Stunden.

Die Maske ist mit einem verstellbaren Klettverschluss ausgestattet, der für einen sicheren und angenehmen Sitz am Kopf sorgt.

So setzen Sie die Maske auf:

1. Fädeln Sie das Band durch die Öffnungen auf beiden Seiten der Maske.
2. Legen Sie das Band um den Kopf.
3. Ziehen Sie es fest und fixieren Sie es sicher.

Gerätesteuerung



Gerätebedienung

- 1. Power-Taste:** Drücken und halten Sie die Taste 2,5 Sekunden lang, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Nach dem Einschalten leuchtet das Kontrolllicht rot.
- 2. „E“-Taste (Energieeinstellung):** Kurzes Drücken ändert die Energieintensität bis zur 3. Stufe (maximale Leistungsausgabe).
- 3. Zeiteinstellung:**
Drücken Sie die T₊-Taste, um die Betriebszeit zu verlängern.
Drücken Sie die T₋-Taste, um sie in 5-Minuten-Schritten zu verkürzen.
Verfügbare Zeiten: 10 / 15 / 20 / 25 / 30 Minuten
Empfohlene Anwendungsdauer: 15–25 Minuten pro Sitzung.
- 4. „M“-Taste (Modusauswahl):**
Kurzes Drücken wechselt zwischen den Lichtmodi in folgender Reihenfolge:
Blaues Licht / Gelbes Licht / Kombination / Rotes Licht / Lichtzyklus

Die Displayanzeige zeigt die entsprechenden Symbole an:
Rotes Licht (R)
Blaues Licht (B)
Gelbes Licht (Y)
Kombiniertes Licht (G)
- 5. „NIR“-Taste (Infrarotlicht):** Kurzes Drücken schaltet das Infrarotlicht ein oder aus.
- 6. Während des Ladevorgangs:** Die Batteriestandsanzeige blinkt. Sobald der Akku vollständig geladen ist, erlischt die Anzeige.

Sicherheitsmaßnahmen

1. Verwenden Sie das Gerät gemäß der Anleitung.

Die Verwendung entgegen der Empfehlungen kann zu Geräteschäden oder unerwünschten Reaktionen führen.

2. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke.

Dieses Produkt ist ausschließlich für kosmetische Hautpflegebehandlungen gemäß seiner Bestimmung vorgesehen.

3. Nicht verwenden während der Schwangerschaft, Stillzeit oder bei Kindern.

4. Vermeiden Sie die Anwendung bei Hautkrankheiten oder anderen schwerwiegenden Gesundheitsproblemen.

Bei Autoimmunerkrankungen, Lichtempfindlichkeit (Photosensibilität), Lupus, Ekzemen, Albinismus oder neurologischen/psychischen Störungen kann die Verwendung kontraindiziert sein. Konsultieren Sie in solchen Fällen vor der Anwendung einen Arzt (z.B. Dermatologen).

5. Nicht verwenden bei bekannter Lichtempfindlichkeit (Photosensibilität).

Diese kann bei Betroffenen zu starken Hautreaktionen führen.

6. Schützen Sie Ihre Augen während der Anwendung.

Es wird empfohlen, Schutzbrillen zu tragen und die Augen zu schließen. Bei genetischen Augenerkrankungen – keine LED-Maske verwenden.

7. Bei jeglichem Unwohlsein – Anwendung sofort abbrechen.

8. Das Gerät ist nicht wasserdicht.

Nicht ins Wasser tauchen oder spülen. Bei Wasserkontakt – nicht verwenden.

9. Von Kindern fernhalten.

Nicht bei Säuglingen oder Kindern anwenden.

10. Nicht verwenden, wenn das Produkt beschädigt ist.

Defekte Bauteile können zu Fehlfunktionen oder Verletzungen führen.

11. Nur für den Hausgebrauch bestimmt.

Nicht auseinandernehmen, verändern oder selbst reparieren – dies kann gefährlich sein oder das Produkt dauerhaft beschädigen.

12. Empfohlene Anwendungsfrequenz:

3–4 Mal pro Woche, jeweils 15–25 Minuten pro Sitzung.

Reinigung und Pflege

1. Wischen Sie die Oberfläche der Maske nach jeder Anwendung mit einem trockenen, weichen Tuch (z.B. Mikrofaser Tuch) ab, um Schweiß, Staub und Kosmetikrückstände zu entfernen.
2. Verwenden Sie kein Wasser, keine Reinigungsmittel, keinen Alkohol oder andere Chemikalien – sie könnten das Silikon oder die LEDs beschädigen.
3. Tauchen Sie weder die Maske noch die Fernbedienung ins Wasser – das Produkt ist nicht wasserdicht.
4. Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort – fern von Wärmequellen, Sonnenlicht und Feuchtigkeit.
5. Biegen Sie die Maske nicht stark – dies kann die internen LED-Schaltkreise beschädigen.
6. Ziehen Sie nicht an den Kabeln und drücken Sie nicht übermäßig auf Tasten oder das Display.
7. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird – laden Sie den Akku alle 1–2 Monate auf, um Tiefentladung zu vermeiden.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Kann ich die Maske täglich verwenden?

– Es wird empfohlen, die Maske 3–4 Mal pro Woche für 15–25 Minuten zu verwenden. Eine zu häufige Anwendung kann die Haut reizen.

Kann ich die Maske nach der Anwendung von Kosmetikprodukten benutzen?

– Verwenden Sie die Maske nicht direkt nach der Anwendung von Produkten mit Säuren, Retinol oder lichtempfindlichen Inhaltsstoffen. Warten Sie einige Stunden oder führen Sie die Anwendung auf sauberer Haut durch.

Kann ich die Maske im Augenbereich verwenden?

– Es wird empfohlen, die Augen während der Anwendung zu schließen und die mitgelieferte Schutzbrille zu tragen. Richten Sie das Licht niemals direkt auf die Augen.

Ist das Gerät wasserdicht?

– Nein. Weder die Maske noch der Controller sind wasserdicht. Nicht mit Wasser abspülen oder untertauchen.

Wie lange dauert das Aufladen des Geräts?

– Ein vollständiger Ladevorgang dauert ca. 4 Stunden. Die LED-Anzeige blinkt beim Laden und bleibt nach vollständiger Ladung konstant.

Kann ich die Maske während der Schwangerschaft verwenden?

– Die Verwendung während der Schwangerschaft oder Stillzeit wird ohne vorherige ärztliche Rücksprache nicht empfohlen.

Dürfen Kinder die Maske verwenden?

– Nein. Das Gerät ist ausschließlich für die Anwendung bei Erwachsenen bestimmt.

Was bedeuten die Lichtfarben?

– Jede Farbe hat eine eigene Wirkung: Rot – gegen Falten, Blau – gegen Akne, Gelb – aufhellend, Infrarot – regenerierend.



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien:

Richtlinie 2014/30/EU – Elektromagnetische Verträglichkeit

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU – Beschränkung gefährlicher Stoffe



Das durchgestrichene Mülltonnensymbol bedeutet:

In der EU darf dieses Produkt nach dem Gebrauch nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Es muss ordnungsgemäß an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden.

THE BOSS IS HERE.



Magnum RF Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 71
18-300 Zambrów, Polen
NIP:7231638410
REGON:386610073
KRS:0000894731

www.boste.eu