

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Laser pikosekundowy

Sposób użycia

Ogólne zasady i środki ostrożności

1. Podłącz zasilanie – urządzenie się uruchomi, a wyświetlacz cyfrowy się zaświeci.
 2. Naciśnij przycisk wyboru trybu częstotliwości, aby wybrać częstotliwość, następnie ustaw moc wyjściową.
 3. Po ustawieniu naciśnij przycisk emisji lasera, aby rozpocząć emisję.
 4. **W czasie pracy należy nosić okulary ochronne.**
 5. Utrzymuj urządzenie w czystości i unikaj kontaktu z zanieczyszczeniami.
 6. Zabrania się nieautoryzowanego użycia urządzenia.
 7. Po użyciu dokładnie wyczyść urządzenie i przechowuj je prawidłowo.
-

Niebieski laser pikosekundowy

Po uruchomieniu wyświetlacza cyfrowego naciśnij przycisk częstotliwości.

Niebieski laser ma **dziewięć trybów częstotliwości** (od 1 do 9).

Naciśnij przycisk zwiększania mocy, aby ustawić energię.

Po zakończeniu ustawień naciśnij przycisk uruchamiania, aby rozpocząć emisję lasera.

Niebieski laser emituje światło za każdym razem, gdy jest aktywowany.

NÁVOD K POUŽITÍ

Pikosekundový laser

Způsob použití

Obecné pokyny a bezpečnostní opatření

1. Připojte napájení – zařízení se zapne a rozsvítí se digitální displej.
 2. Stiskněte tlačítko výběru frekvenčního režimu pro výběr frekvence, poté nastavte výstupní výkon.
 3. Po nastavení stiskněte tlačítko pro spuštění laseru, aby došlo k emisím.
 4. Během provozu noste ochranné brýle.
 5. Udržujte zařízení čisté a vyhýbejte se kontaktu s nečistotami.
 6. Neautorizované použití zařízení je zakázáno.
 7. Po použití zařízení důkladně vyčistěte a řádně uskladněte.
-

Modrý pikosekundový laser

Po spuštění digitálního displeje stiskněte tlačítko frekvence.

Modrý laser má devět frekvenčních režimů (od 1 do 9).

Stiskněte tlačítko pro zvýšení výkonu a nastavte úroveň energie.

Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko spuštění pro zahájení laserové emise.

Modrý laser vyzařuje světlo při každé aktivaci.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pikosekundový laser

Spôsob použitia

Všeobecné zásady a bezpečnostné opatrenia

1. Pripojte napájanie – zariadenie sa zapne a rozsvieti sa digitálny displej.
 2. Stlačte tlačidlo na výber frekvenčného režimu a zvolte požadovanú frekvenciu, potom nastavte výstupný výkon.
 3. Po nastavení stlačte tlačidlo pre spustenie laserovej emisie.
 4. Počas prevádzky noste ochranné okuliare.
 5. Udržiavajte zariadenie čisté a zabráňte kontaktu s nečistotami.
 6. Nepovolené používanie zariadenia je zakázané.
 7. Po použití zariadenie dôkladne vyčistite a správne uskladnite.
-

Modrý pikosekundový laser

Po zapnutí digitálneho displeja stlačte tlačidlo frekvencie.

Modrý laser má deväť frekvenčných režimov (od 1 do 9).

Stlačte tlačidlo na zvýšenie výkonu a nastavte požadovanú energiu.

Po dokončení nastavení stlačte tlačidlo štartu pre spustenie laserovej emisie.

Modrý laser vyžaruje svetlo pri každej aktivácii.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Pikoszekundumos lézer

Használati mód

Általános szabályok és óvintézkedések

1. Csatlakoztassa a tápkábelt – a készülék bekapcsol, és a digitális kijelző világítani kezd.
 2. Nyomja meg a frekvenciamód választó gombot a kívánt frekvencia kiválasztásához, majd állítsa be a kimeneti teljesítményt.
 3. A beállítás után nyomja meg a lézer kibocsátás gombot a működtetéshez.
 4. Használat közben védőszemüveg viselése kötelező.
 5. Tartsa a készüléket tisztán, és kerülje a szennyeződésekkel való érintkezést.
 6. A készülék jogosulatlan használata tilos.
 7. Használat után tisztítsa meg alaposan a készüléket, és tárolja megfelelő módon.
-

Kék pikoszekundumos lézer

A digitális kijelző bekapcsolása után nyomja meg a frekvenciagombot.

A kék lézer kilenc frekvenciamóddal rendelkezik (1-től 9-ig).

Nyomja meg a teljesítménynövelő gombot az energiaszint beállításához.

A beállítások után nyomja meg az indítógombot a lézer kibocsátásának megkezdéséhez.

A kék lézer minden aktiváláskor fényt bocsát ki.