

Important information for PASANTE Natural Rubber Latex Condoms, please read carefully. Always handle the condom carefully including removal from the package so as to avoid damage to the condom by fingernails, jewellery, etc. If a condom is damaged discard that condom and use a new undamaged one. Condoms made from natural rubber latex may cause allergic reactions including anaphylactic shock. A condom should never be used for a second time, condoms are for single use and if reused there might be an increased risk of failure or infection, the risk of breakage is also higher. The use of a condom cannot guarantee 100% protection against pregnancy, HIV, or Sexually Transmitted Infections (STIs). If in doubt always consult a doctor. If additional lubricant is desired, use the type of lubricant recommended for use with condoms e.g. for Natural Rubber Latex Condoms a water-based lubricant such as Pasante Light Lub. Avoid the use of oil based lubricants, such as petroleum jelly, baby oil, body lotions, massage oils, butter, margarine, etc., as these are deleterious to the integrity of the latex condom. Use of condom during anal sex increases the risk of breakage. It is recommended to use additional lubrication if vaginal lubrication is insufficient or for anal sex to minimize the risk of condom breaking or coming off. Consult a doctor or pharmacist about the compatibility of topical medicines that might come in contact with the condom. Carrying condoms in your wallet, back pocket, handbag, or similar is not advisable. If you have unprotected sex or your method of contraception has failed, contact your Sexual Health Clinic or GP for emergency contraception advice preferably no later than 72 hours. Keep away from children, children can choke or suffocate on uninflated or broken condom fragments. Use of condom during oral sex increases the risk of asphyxiation, choking or condom breaking. A latex condom is a medical device. The device is intended to be used by adult lay persons. Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

(B) Wichtige Informationen für PASANTE Kondome aus Naturkautschuk, bitte sorgfältig lesen. Behandeln Sie das Kondom immer vorsichtig, auch bei der Entnahme aus der Verpackung, um eine Beschädigung des Kondoms durch Fingernägel, Schnuck usw. zu vermeiden. Falls beschädigt, ersetzen Sie einen einzelnen Behälter durch einen neuen und entsorgen Sie den alten. Kondome aus Naturkautschuk können allergische Reaktionen verursachen bis hin zum anaphylaktischen Schock. Ein Kondom sollte niemals ein zweites Mal benutzt werden. Kondome sind nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt und bei Wiederverwendung besteht ein erhöhtes Versagens- oder Infektionsrisiko, es besteht auch ein höheres Risiko, dass es platzt. Ein Kondom zu benutzen ist kein 100% Schutz vor Schwangerschaft, HIV, oder sexuellen Übertragungen Infektionen. Wenden Sie sich in Zweifelsfällen immer an einen Arzt. Wenn ein zusätzliches Gleitmittel gewünscht wird, verwenden Sie es für die Verwendung mit Kondomen empfohlene Gleitmittel, z.B. ein Gleitmittel auf Wasserbasis für Kondome aus Naturkautschuk, wie Pasante Light Lub. und vermeiden Sie den Gebrauch von obäserten Gleitmitteln wie Vaseline, Öl, Lotions, Massagelotionen, Butter, Margarine usw., da diese die Haltbarkeit von Latex-Kondomen schädigen. Bei Anverkehr berüben Kondome bestehen ein höheres Risiko, dass diese abrissen oder beschädigt werden. Die Verwendung eines zusätzlichen Gleitmittels wird bei Scheidentrockenheit oder beim Anverkehr empfohlen, um das Risiko, dass das Kondom platzt oder abrutscht zu minimieren. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bezüglich der Verträglichkeit topischer Arzneimittel, die mit dem Kondom in Kontakt kommen könnten. Kondome in Ihrer Geburts-, hinteren Hosentasche, Handtasche oder ähnlichem mit sich zu führen ist nicht empfehlenswert. Wenn Sie ungeschulten Geschlechtsverkehr halten oder wenn Ihre Methode der Empfängerverhütung versagt hat, wenden Sie sich vorzugsweise innerhalb von 72 Stunden, zwecks Beratung über Notverhütung an Ihr Zentrum für Gesundheit und Familienplanung oder Ihren Hausarzt. Von Kindern fernhalten. Erstgründung darf auf Basislasten oder kaputte Kondome. Die Verwendung von Kondomen kann Ihnen erhöhte Erkrankungsrisiken bringen. Ein Kondom ist ein Medizinprodukt für Laien erwachsenen Männer oder Frauen. Jeder Schwangeren-Vorfall Zusammenhang mit dem Produkt ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaates zu melden, in dem der Benutzer und/oder der Patient ansässig ist.

(C) Informations importantes sur les préservatifs PASANTE en latex de caoutchouc naturel. À lire avec soin. Manipulez toujours le préservatif avec soin, tout particulièrement lorsque vous le sortez de son étui, pour éviter de l'endommager avec les ongles, les bijoux, etc. Si le préservatif est endommagé, le jetez et en utilisez un neuf. Les préservatifs fabriqués en latex de caoutchouc naturel peuvent provoquer des réactions allergiques, notamment un choc anaphylactique. Un préservatif ne doit jamais être réutilisé deux fois. Les préservatifs sont réservés à une utilisation unique et leur réutilisation peut accroître le risque d'échec ou d'infection, le risque de rupture est également élevé. Un préservatif ne peut pas être utilisé pour une protection de 100 % contre grossesse, le VIH ou les infections sexuellement transmissibles. En cas de doute, assurez-vous toujours de consulter un médecin. Si vous avez besoin d'une lubrification supplémentaire, utilisez le type de lubrifiant recommandé pour l'utilisation avec les préservatifs, par exemple pour les préservatifs en latex de caoutchouc naturel, un lubrifiant à base de latex ou pour l'endométriose avec les gels, les huiles, etc. Si le préservatif est endommagé, le jetez et en utiliser un neuf. Les préservatifs fabriqués en latex de caoutchouc naturel peuvent provoquer des réactions allergiques, notamment un choc anaphylactique. Un préservatif ne doit jamais être réutilisé deux fois. Les préservatifs sont réservés à une utilisation unique et leur réutilisation peut accroître le risque d'échec ou d'infection, le risque de rupture est également élevé. Un préservatif ne peut pas être utilisé pour une protection de 100 % contre grossesse, le VIH ou les infections sexuellement transmissibles. En cas de doute, assurez-vous toujours de consulter un médecin. Si vous avez besoin d'une lubrification supplémentaire, utilisez le type de lubrifiant recommandé pour l'utilisation avec les préservatifs, par exemple pour les préservatifs en latex de caoutchouc naturel, un lubrifiant à base de latex ou pour l'endométriose avec les gels, les huiles, etc. Veillez à consulter un médecin ou un pharmacien quant à la compatibilité des médicaments topiques avec le préservatif. Pour éviter un contact avec le préservatif, il est déconseillé de ranger les préservatifs dans votre poche, poche, poche à main ou similaire. En cas de relations sexuelles non protégées ou d'échec d'un moyen de contraception, veuillez contacter votre planning familial le plus proche ou votre médecin pour obtenir des conseils sur les moyens de contraception d'urgence, de préférence dans un délai maximum de 72 heures. Tenir à portée des enfants. Risques de suffocation dû à des petits éléments gonflés ou cassés, utilisation de préservatifs pendant les rapports sexuels oraux augmentent le risque de suffocation. Un préservatif est un dispositif médical destiné aux profanes - hommes ou femmes adultes, tous les séries. Les indicateurs liés au produit sont notifiés au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est résident.

(D) Informazioni importanti sui Preservativi PASANTE en lattice di caoutchouc naturale. A leggere con attenzione. Maneggiare sempre il preservativo con attenzione, particolarmente quando lo si estrae dalla confezione per evitare di danneggiarlo con le unghie, gioielli, ecc. In caso di preservativo danneggiato, smarritelo e utilizzate un altro. I preservativi in lattice di gomma naturale possono provocare reazioni allergiche incluso lo shock anafilattico. Non utilizzare mai un preservativo una seconda volta; i preservativi sono monouso e se vengono riutilizzati aumenta il rischio di inefficacia o infettiva, come pure di essere più facile che rompa. Il rischio di infettiva non garantisce il 100% di protezione da gravidanza, HIV, o infettive e trasmissione sessuale (STI). Nel dubio, rivolgersi sempre a un medico. Se si desidera utilizzare anche un lubrificante, scegliere un tipo di lubrificante consigliato con i preservativi, per esempio, per i preservativi in lattice di gomma naturale, un lubrificante a base d'acqua come Pasante Light Lub, ed evitare di usare lubrificanti a base di olio come la vaselina, olio per l'infanzia, lozioni per il corpo, oli per massaggi, burro, margherina, ecc., che pregiudicano l'integrità del preservativo in lattice. I preservativi usati per il sesso anale presentano un rischio danneggiamento. Si raccomanda di utilizzare anche un lubrificante se la lubrificazione vaginale non è sufficiente o per praticare il sesso anale, per

ridurre al minimo il rischio di rotura o sfilamento del profilattico. Consultare un medico o un farmacista per ottenere informazioni sulla compatibilità dei farmaci topici che possono venire a contatto con il profilattico. Si consiglia di conservare i profilattici nel portafoglio, in una tasca posteriore, nella borsella o altro luogo simile. In caso di sesso non protetto o fallimento del metodo contraccettivo usato, contattare l'Amministrazione di sessuologia o il medico durante per ottenere consigli sulla contraccopzione di emergenza preferibilmente non oltre le 72 ore dall'evento. Tenerli lontani da bambini. Può causare pericoli di soffocamento a causa di frammenti di preservativi non soffiati o strappati. L'uso del preservativo durante il sesso orale aumenta il rischio di asfissia o soffocamento. Il preservativo è un dispositivo medico che può essere usato da maschi adulti o femmine. Qualsiasi incidente grave che coinvolga il dispositivo deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utente e/o il paziente si trova.

(E) Información importante sobre los preservativos de látex de caucho natural PASANTE: se ruega estudiar con detenimiento. Manejar siempre el preservativo con sumo cuidado, cuidando de no rasgarlo con uñas, joyas, etc. al sacarlo del envoltorio. Si un paquete individual está dañado, desecharlo y reemplazarlo por uno nuevo. Los preservativos de látex de caucho natural pueden provocar reacciones alérgicas, como el shock anafiláctico. Un preservativo no debe nunca utilizarse una segunda vez, son de uso único ya que si se lo vuelve a utilizar puede incrementar el riesgo de que no cumpla su función o de infección, aumentando también el riesgo de que se rompa. El empleo del preservativo no constituye una garantía de protección absoluta contra el embarazo, VIH o infecciones de transmisión sexual (ITS). En caso de dudas, consultar a un médico. Si se desea lubricación adicional, utilizar el tipo de lubricante recomendado para preservativos, por ejemplo, para preservativos de látex de caucho natural, un lubricante a base de agua como Pasante Light Lub, debiendo evitarse el uso de lubricantes a base de aceite incluyendo, por ejemplo aceite de petróleo, aceite para bebés, lociones corporales, lociones para masajes, manteca, margarina, etc., ya que merman la integridad del preservativo. El uso de preservativos para el sexo anal incrementa el riesgo de ruptura. Se recomienda utilizar lubricación adicional si la lubricación vaginal es insuficiente y se practica el sexo anal para reducir al mínimo el riesgo de que el preservativo se rompa o se deslice dejando el peno al descuberto. Consultar a un médico o farmacéutico sobre la compatibilidad de los medicamentos topicos que pueden entrar en contacto con el preservativo. No es recomendable llevar preservativos en la cartera, bolso de atrás, bolsa, etc. Si ha practicado el sexo sin tomar precauciones, o el método escogido de anticoncepción ha fallado, contactar con una clínica de salud sexual o médico para informarse sobre medios anticonceptivos de emergencia antes de que pase las 72 horas. Mantener alejado de los niños. Los preservativos desinfectados y los fragmentos de preservativos rotos pueden causar asfixia o sofocación. Utilizar preservativos durante el sexo oral aumenta el riesgo de asfixia, sofocación o ruptura del preservativo. El preservativo es un dispositivo médico que puede ser utilizado por profesionales - hombres y mujeres adultos. Cualquier incidente grave que tenga lugar en relación con el dispositivo debe ser comunicado al fabricante y a la autoridad competente del Estado Miembro en el que el usuario y/o el paciente esté establecido.

(F) Wichtige Informationen für PASANTE Kondome aus Naturkautschuk, bitte sorgfältig lesen. Behandeln Sie das Kondom immer vorsichtig, auch bei der Entnahme aus der Verpackung, um eine Beschädigung des Kondoms durch Fingernägel, Schnuck usw. zu vermeiden. Falls beschädigt, ersetzen Sie einen einzelnen Behälter durch einen neuen und entsorgen Sie den alten. Kondome aus Naturkautschuk können allergische Reaktionen verursachen bis hin zum anaphylaktischen Schock. Ein Kondom sollte niemals ein zweites Mal benutzt werden. Kondome sind nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt und bei Wiederverwendung besteht ein erhöhtes Versagens- oder Infektionsrisiko, es besteht auch ein höheres Risiko, dass es platzt. Ein Kondom zu benutzen ist kein 100% Schutz vor Schwangerschaft, HIV, oder sexuellen Übertragungen Infektionen. Wenden Sie sich in Zweifelsfällen immer an einen Arzt. Wenn ein zusätzliches Gleitmittel gewünscht wird, verwenden Sie es für die Verwendung mit Kondomen empfohlene Gleitmittel, z.B. ein Gleitmittel auf Wasserbasis für Kondome aus Naturkautschuk, wie Pasante Light Lub. und vermeiden Sie den Gebrauch von obäserten Gleitmitteln wie Vaseline, Öl, Lotions, Massagelotionen, Butter, Margarine usw., da diese die Haltbarkeit von Latex-Kondomen schädigen. Bei Anverkehr berüben Kondome bestehen ein höheres Risiko, dass diese abrissen oder beschädigt werden. Die Verwendung eines zusätzlichen Gleitmittels wird bei Scheidentrockenheit oder beim Anverkehr empfohlen, um das Risiko, dass das Kondom platzt oder abrutscht zu minimieren. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bezüglich der Verträglichkeit topischer Arzneimittel, die mit dem Kondom in Kontakt kommen könnten. Kondome in Ihrer Geburts-, hinteren Hosentasche, Handtasche oder ähnlichem mit sich zu führen ist nicht empfehlenswert. Wenn Sie ungeschulten Geschlechtsverkehr halten oder wenn Ihre Methode der Empfängerverhütung versagt hat, wenden Sie sich vorzugsweise innerhalb von 72 Stunden, zwecks Beratung über Notverhütung an Ihr Zentrum für Gesundheit und Familienplanung oder Ihren Hausarzt. Von Kindern fernhalten. Erstgründung darf auf Basislasten oder kaputte Kondome. Die Verwendung von Kondomen kann Ihnen erhöhte Erkrankungsrisiken bringen. Ein Kondom ist ein Medizinprodukt für Laien erwachsenen Männer oder Frauen. Jeder Schwangeren-Vorfall Zusammenhang mit dem Produkt ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaates zu melden, in dem der Benutzer und/oder der Patient ansässig ist.

(G) Informations importantes sur les préservatifs PASANTE en latex de caoutchouc naturel. À lire avec soin. Manipulez toujours le préservatif avec soin, tout particulièrement lorsque vous le sortez de son étui, pour éviter de l'endommager avec les ongles, les bijoux, etc. Si le préservatif est endommagé, le jetez et en utiliser un neuf. Les préservatifs fabriqués en latex de caoutchouc naturel peuvent provoquer des réactions allergiques, notamment un choc anaphylactique. Un préservatif ne doit jamais être réutilisé deux fois. Les préservatifs sont réservés à une utilisation unique et leur réutilisation peut accroître le risque d'échec ou d'infection, le risque de rupture est également élevé. Un préservatif ne peut pas être utilisé pour une protection de 100 % contre grossesse, le VIH ou les infections sexuellement transmissibles. En cas de doute, assurez-vous toujours de consulter un médecin. Si vous avez besoin d'une lubrification supplémentaire, utilisez le type de lubrifiant recommandé pour l'utilisation avec les préservatifs, par exemple pour les préservatifs en latex de caoutchouc naturel, un lubrifiant à base de latex ou pour l'endométriose avec les gels, les huiles, etc. Veillez à consulter un médecin ou un pharmacien quant à la compatibilité des médicaments topiques avec le préservatif. Pour éviter un contact avec le préservatif, il est déconseillé de ranger les préservatifs dans votre poche, poche, poche à main ou similaire. En cas de relations sexuelles non protégées ou d'échec d'un moyen de contraception, veuillez contacter votre planning familial le plus proche ou votre médecin pour obtenir des conseils sur les moyens de contraception d'urgence, de préférence dans un délai maximum de 72 heures. Tenir à portée des enfants. Risques de suffocation dû à des petits éléments gonflés ou cassés, utilisation de préservatifs pendant les rapports sexuels oraux augmentent le risque de suffocation. Un préservatif est un dispositif médical destiné aux profanes - hommes ou femmes adultes, tous les séries. Les indicateurs liés au produit sont notifiés au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est résident.

(H) Informations importantes sur les préservatifs PASANTE en latex de caoutchouc naturel. À lire avec soin. Manipulez toujours le préservatif avec soin, tout particulièrement lorsque vous le sortez de son étui, pour éviter de l'endommager avec les ongles, les bijoux, etc. Si le préservatif est endommagé, le jetez et en utiliser un neuf. Les préservatifs fabriqués en latex de caoutchouc naturel peuvent provoquer des réactions allergiques, notamment un choc anaphylactique. Un préservatif ne doit jamais être réutilisé deux fois. Les préservatifs sont réservés à une utilisation unique et leur réutilisation peut accroître le risque d'échec ou d'infection, le risque de rupture est également élevé. Un préservatif ne peut pas être utilisé pour une protection de 100 % contre grossesse, le VIH ou les infections sexuellement transmissibles. En cas de doute, assurez-vous toujours de consulter un médecin. Si vous avez besoin d'une lubrification supplémentaire, utilisez le type de lubrifiant recommandé pour l'utilisation avec les préservatifs, par exemple pour les préservatifs en latex de caoutchouc naturel, un lubrifiant à base de latex ou pour l'endométriose avec les gels, les huiles, etc. Veillez à consulter un médecin ou un pharmacien quant à la compatibilité des médicaments topiques avec le préservatif. Pour éviter un contact avec le préservatif, il est déconseillé de ranger les préservatifs dans votre poche, poche, poche à main ou similaire. En cas de relations sexuelles non protégées ou d'échec d'un moyen de contraception, veuillez contacter votre planning familial le plus proche ou votre médecin pour obtenir des conseils sur les moyens de contraception d'urgence, de préférence dans un délai maximum de 72 heures. Tenir à portée des enfants. Risques de suffocation dû à des petits éléments gonflés ou cassés, utilisation de préservatifs pendant les rapports sexuels oraux augmentent le risque de suffocation. Un préservatif est un dispositif médical destiné aux profanes - hommes ou femmes adultes, tous les séries. Les indicateurs liés au produit sont notifiés au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est résident.

(I) Informazioni importanti sui Profilattici in lattice di gomma naturale PASANTE da leggere con attenzione. Maneggiare sempre il preservativo con attenzione, particolarmente quando lo si estrae dalla confezione per evitare di danneggiarlo con le unghie, gioielli, ecc. In caso di profilattico danneggiato, smarritelo e utilizzate un altro. I profilattici in lattice di gomma naturale possono provocare reazioni allergiche incluso lo shock anafilattico. Non utilizzare mai un profilattico una seconda volta; i profilattici sono monouso e se vengono riutilizzati aumenta il rischio di inefficacia o infettiva, come pure di essere più facile che rompa. Il rischio di infettiva non garantisce il 100% di protezione da gravidanza, HIV, o infettive e trasmissione sessuale (STI). Nel dubio, rivolgersi sempre a un medico. Se si desidera utilizzare anche un lubrificante, scegliere un tipo di lubrificante consigliato con i preservativi, per esempio, per i preservativi in lattice di gomma naturale, un lubrificante a base d'acqua come Pasante Light Lub, ed evitare di usare lubrificanti a base di olio come la vaselina, olio per l'infanzia, lozioni per il corpo, oli per massaggi, burro, margherina, ecc., che pregiudicano l'integrità del profilattico. I profilattici usati per il sesso anale presentano un rischio danneggiamento. Si raccomanda di utilizzare anche un lubrificante se la lubrificazione vaginale non è sufficiente o per praticare il sesso anale, per

ridurre al minimo il rischio di rotura o sfilamento del profilattico. Consultare un medico o un farmacista per ottenere informazioni sulla compatibilità dei farmaci topici che possono venire a contatto con il profilattico. Si consiglia di conservare i profilattici nel portafoglio, in una tasca posteriore, nella borsella o altro luogo simile. In caso di sesso non protetto o fallimento del metodo contraccettivo usato, contattare l'Amministrazione di sessuologia o il medico durante per ottenere consigli sulla contraccopzione di emergenza preferibilmente non oltre le 72 ore dall'evento. Tenerli lontani da bambini. Può causare pericoli di soffocamento a causa di frammenti di preservativi non soffiati o strappati. L'uso del preservativo durante il sesso orale aumenta il rischio di asfissia o soffocamento. Il preservativo è un dispositivo medico che può essere usato da maschi adulti o femmine. Qualsiasi incidente grave che coinvolga il dispositivo deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utente e/o il paziente si trova.

(J) Información importante sobre los preservativos de látex de caucho natural PASANTE: se ruega estudiar con detenimiento.

Sólo se deben manipular con cuidado los preservativos, evitando rasgarlos con uñas, joyas, etc. Si un paquete individual está dañado, desecharlo y reemplazarlo por uno nuevo. Los preservativos de látex de caucho natural pueden provocar reacciones alérgicas, como el shock anafiláctico. Un preservativo no debe nunca utilizarse una segunda vez, son de uso único ya que, si se lo vuelve a utilizar, puede incrementar el riesgo de que no cumpla su función o de infección, aumentando también el riesgo de que se rompa. El empleo del preservativo no constituye una garantía de protección absoluta contra el embarazo, VIH o infecciones de transmisión sexual (ITS). En caso de dudas, consultar a un médico. Si se desea lubricación adicional, utilizar el tipo de lubricante recomendado para preservativos, por ejemplo, para preservativos de látex de caucho natural, un lubricante a base de agua como Pasante Light Lub, debiendo evitarse el uso de lubricantes a base de aceite incluyendo, por ejemplo aceite de petróleo, aceite para bebés, lociones corporales, lociones para masajes, manteca, margarina, etc., ya que merman la integridad del preservativo. El uso de preservativos para el sexo anal incrementa el riesgo de ruptura. Se recomienda utilizar lubricación adicional si la lubricación vaginal es insuficiente y se practica el sexo anal para reducir al mínimo el riesgo de que el preservativo se rompa o se deslice dejando el peno al descuberto. Consultar a un médico o farmacéutico sobre la compatibilidad de los medicamentos topicos que pueden entrar en contacto con el preservativo. No es recomendable llevar preservativos en la cartera, bolso de atrás, bolsa, etc. Si ha practicado el sexo sin tomar precauciones, o el método escogido de anticoncepción ha fallado, contactar con una clínica de salud sexual o médico para informarse sobre medios anticonceptivos de emergencia antes de que pase las 72 horas. Mantener alejado de los niños. Los preservativos desinfectados y los fragmentos de preservativos rotos pueden causar asfixia o una dificultad para respirar. Sólo se deben manipular con cuidado los preservativos, evitando rasgarlos con uñas, joyas, etc. Si el paquete individual está dañado, desecharlo y reemplazarlo por uno nuevo. Los preservativos de látex de caucho natural pueden provocar reacciones alérgicas, como el shock anafiláctico. Un preservativo no debe nunca utilizarse una segunda vez, son de uso único ya que, si se lo vuelve a utilizar, puede incrementar el riesgo de que no cumpla su función o de infección, aumentando también el riesgo de que se rompa. El empleo del preservativo no constituye una garantía de protección absoluta contra el embarazo, VIH o infecciones de transmisión sexual (ITS). En caso de dudas, consultar a un médico. Si se desea lubricación adicional, utilizar el tipo de lubricante recomendado para preservativos, por ejemplo, para preservativos de látex de caucho natural, un lubricante a base de agua como Pasante Light Lub, debiendo evitarse el uso de lubricantes a base de aceite incluyendo, por ejemplo aceite de petróleo, aceite para bebés, lociones corporales, lociones para masajes, manteca, margarina, etc., ya que merman la integridad del preservativo. El uso de preservativos para el sexo anal incrementa el riesgo de ruptura. Se recomienda utilizar lubricación adicional si la lubricación vaginal es insuficiente y se practica el sexo anal para reducir al mínimo el riesgo de que el preservativo se rompa o se deslice dejando el peno al descuberto. Consultar a un médico o farmacéutico sobre la compatibilidad de los medicamentos topicos que pueden entrar en contacto con el preservativo. No es recomendable llevar preservativos en la cartera, bolso de atrás, bolsa, etc. Si ha practicado el sexo sin tomar precauciones, o el método escogido de anticoncepción ha fallado, contactar con una clínica de salud sexual o médico para informarse sobre medios anticonceptivos de emergencia antes de que pase las 72 horas. Mantener alejado de los niños. Los preservativos desinfectados y los fragmentos de preservativos rotos pueden causar asfixia o una dificultad para respirar. Sólo se deben manipular con cuidado los preservativos, evitando rasgarlos con uñas, joyas, etc. Si el paquete individual está dañado, desecharlo y reemplazarlo por uno nuevo. Los preservativos de látex de caucho natural pueden provocar reacciones alérgicas, como el shock anafiláctico. Un preservativo no debe nunca utilizarse una segunda vez, son de uso único ya que, si se lo vuelve a utilizar, puede incrementar el riesgo de que no cumpla su función o de infección, aumentando también el riesgo de que se rompa. El empleo del preservativo no constituye una garantía de protección absoluta contra el embarazo, VIH o infecciones de transmisión sexual (ITS). En caso de dudas, consultar a un médico. Si se desea lubricación adicional, utilizar el tipo de lubricante recomendado para preservativos, por ejemplo, para preservativos de látex de caucho natural, un lubricante a base de agua como Pasante Light Lub, debiendo evitarse el uso de lubricantes a base de aceite incluyendo, por ejemplo aceite de petróleo, aceite para bebés, lociones corporales, lociones para masajes, manteca, margarina, etc., ya que merman la integridad del preservativo. El uso de preservativos para el sexo anal incrementa el riesgo de ruptura. Se recomienda utilizar lubricación adicional si la lubricación vaginal es insuficiente y se practica el sexo anal para reducir al mínimo el riesgo de que el preservativo se rompa o se deslice dejando el peno al descuberto. Consultar a un médico o farmacéutico sobre la compatibilidad de los medicamentos topicos que pueden entrar en contacto con el preservativo. No es recomendable llevar preservativos en la cartera, bolso de atrás, bolsa, etc. Si ha practicado el sexo sin tomar precauciones, o el método escogido de anticoncepción ha fallado, contactar con una clínica de salud sexual o médico para informarse sobre medios anticonceptivos de emergencia antes de que pase las 72 horas. Mantener alejado de los niños. Los preservativos desinfectados y los fragmentos de preservativos rotos pueden causar asfixia o una dificultad para respirar. Sólo se deben manipular con cuidado los preservativos, evitando rasgarlos con uñas, joyas, etc. Si el paquete individual está dañado, desecharlo y reemplazarlo por uno nuevo. Los preservativos de látex de caucho natural pueden provocar reacciones alérgicas, como el shock anafiláctico. Un preservativo no debe nunca utilizarse una segunda vez, son de uso único ya que, si se lo vuelve a utilizar, puede incrementar el riesgo de que no cumpla su función o de infección, aumentando también el riesgo de que se rompa. El empleo del preservativo no constituye una garantía de protección absoluta contra el embarazo, VIH o infecciones de transmisión sexual (ITS). En caso de dudas, consultar a un médico. Si se desea lubricación adicional, utilizar el tipo de lubricante recomendado para preservativos, por ejemplo, para preservativos de látex de caucho natural, un lubricante a base de agua como Pasante Light Lub, debiendo evitarse el uso de lubricantes a base de aceite incluyendo, por ejemplo aceite de petróleo, aceite para bebés, lociones corporales, lociones para masajes, manteca, margarina, etc., ya que merman la integridad del preservativo. El uso de preservativos para el sexo anal incrementa el riesgo de ruptura. Se recomienda utilizar lubricación adicional si la lubricación vaginal es insuficiente y se practica el sexo anal para reducir al mínimo el riesgo de que el preservativo se rompa o se deslice dejando el peno al descuberto. Consultar a un médico o farmacéutico sobre la compatibilidad de los medicamentos topicos que pueden entrar en contacto con el preservativo. No es recomendable llevar preservativos en la cartera, bolso de atrás, bolsa, etc. Si ha practicado el sexo sin tomar precauciones, o el método escogido de anticoncepción ha fallado, contactar con una clínica de salud sexual o médico para informarse sobre medios anticonceptivos de emergencia antes de que pase las 72 horas. Mantener alejado de los niños. Los preservativos desinfectados y los fragmentos de preservativos rotos pueden causar asfixia o una dificultad para respirar. Sólo se deben manipular con cuidado los preservativos, evitando rasgarlos con uñas, joyas, etc. Si el paquete individual está dañado, desecharlo y reemplazarlo por uno nuevo. Los preservativos de látex de caucho natural pueden provocar reacciones alérgicas, como el shock anafiláctico. Un preservativo no debe nunca utilizarse una segunda vez, son de uso único ya que, si se lo vuelve a utilizar, puede incrementar el riesgo de que no cumpla su función o de infección, aumentando también el riesgo de que se rompa. El empleo del preservativo no constituye una garantía de protección absoluta contra el embarazo, VIH o infecciones de transmisión sexual (ITS). En caso de dudas, consultar a un médico. Si se desea lubricación adicional, utilizar el tipo de lubricante recomendado para preservativos, por ejemplo, para preservativos de látex de caucho natural, un lubricante a base de agua como Pasante Light Lub, debiendo evitarse el uso de lubricantes a base de aceite incluyendo, por ejemplo aceite de petróleo, aceite para bebés, lociones corporales, lociones para masajes, manteca, margarina, etc., ya que merman la integridad del preservativo. El uso de preservativos para el sexo anal incrementa el riesgo de ruptura. Se recomienda utilizar lubricación adicional si la lubricación vaginal es insuficiente y se practica el sexo anal para reducir al mínimo el riesgo de que el preservativo se rompa o se deslice dejando el peno al descuberto. Consultar a un médico o farmacéutico sobre la compatibilidad de los medicamentos topicos que pueden entrar en contacto con el preservativo. No es recomendable llevar preservativos en la cartera, bolso de atrás, bolsa, etc. Si ha practicado el sexo sin tomar precauciones, o el método escogido de anticoncepción ha fallado, contactar con una clínica de salud sexual o médico para informarse sobre medios anticonceptivos de emergencia antes de que pase las 72 horas. Mantener alejado de los niños. Los preservativos desinfectados y los fragmentos de preservativos rotos pueden causar asfixia o una dificultad para respirar. Sólo se deben manipular con cuidado los preservativos, evitando rasgarlos con uñas, joyas, etc. Si el paquete individual está dañado, desecharlo y reemplazarlo por uno nuevo. Los preservativos de látex de caucho natural pueden provocar reacciones alérgicas, como el shock anafiláctico. Un preservativo no debe nunca utilizarse una segunda vez, son de uso único ya que, si se lo vuelve a utilizar, puede incrementar el riesgo de que no cumpla su función o de infección, aumentando también el riesgo de que se rompa. El empleo del preservativo no constituye una garantía de protección absoluta contra el embarazo, VIH o infecciones de transmisión sexual (ITS). En caso de dudas, consultar a un médico. Si se desea lubricación adicional, utilizar el tipo de lubricante recomendado para preservativos, por ejemplo, para preservativos de látex de caucho natural, un lubricante a base de agua como Pasante Light Lub, debiendo evitarse el uso de lubricantes a base de aceite incluyendo, por ejemplo aceite de petróleo, aceite para bebés, lociones corporales, lociones para masajes, manteca, margarina, etc., ya que merman la integridad del preservativo. El uso de preservativos para el sexo anal incrementa el riesgo de ruptura. Se recomienda utilizar lubricación adicional si la lubricación vaginal es insuficiente y se practica el sexo anal para reducir al mínimo el riesgo de que el preservativo se rompa o se deslice dejando el peno al descuberto. Consultar a un médico o farmacéutico sobre la compatibilidad de los medicamentos topicos que pueden entrar en contacto con el preservativo. No es recomendable llevar preservativos en la cartera, bolso de atrás, bolsa, etc. Si ha practicado el sexo sin tomar precauciones, o el método escogido de anticoncepción ha fallado, contactar con una clínica de salud sexual o médico para informarse sobre medios anticonceptivos de emergencia antes de que pase las 72 horas. Mantener alejado de los niños. Los preservativos desinfectados y los fragmentos de preservativos rotos pueden causar asfixia o una dificultad para respirar. Sólo se deben manipular con cuidado los preservativos, evitando rasgarlos con uñas, joyas, etc. Si el paquete individual está dañado, desecharlo y reemplazarlo por uno nuevo. Los preservativos de látex de caucho natural pueden provocar reacciones alérgicas, como el shock anafiláctico. Un preservativo no debe nunca utilizarse una segunda vez, son de uso único ya que, si se lo vuelve a utilizar, puede incrementar el riesgo de que no cumpla su función o de infección, aumentando también el riesgo de que se rompa. El empleo del preservativo no constituye una garantía de protección absoluta contra el embarazo, VIH o infecciones de transmisión sexual (ITS). En caso de dudas, consultar a un médico. Si se desea lubricación adicional, utilizar el tipo de lubricante recomendado para preservativos, por ejemplo, para preservativos de látex de caucho natural, un lubricante a base de agua como Pasante Light Lub, debiendo evitarse el uso de lubricantes a base de aceite incluyendo, por ejemplo aceite de petróleo, aceite para bebés, lociones corporales, lociones para masajes, manteca, margarina, etc., ya que merman la integridad del preservativo. El uso de preservativos para el sexo anal incrementa el riesgo de ruptura. Se recomienda utilizar lubricación adicional si la lubricación vaginal es insuficiente y se practica el sexo anal para reducir al mínimo el riesgo de que el preservativo se rompa o se deslice dejando el peno al descuberto. Consultar a un médico o farmacéutico sobre la compatibilidad de los medicamentos topicos que pueden entrar en contacto con el preservativo. No es recomendable llevar preservativos en la cartera, bolso de atrás, bolsa, etc. Si ha practicado el sexo sin tomar precauciones, o el método escogido de anticoncepción ha fallado, contactar con una clínica de salud sexual o médico para informarse sobre medios anticonceptivos de emergencia antes de que pase las 72 horas. Mantener alejado de los niños. Los preservativos desinfectados y los fragmentos de preservativos rotos pueden causar asfixia o una dificultad para respirar. Sólo se deben manipular con cuidado los preservativos, evitando rasgarlos con uñas, joyas, etc. Si el paquete individual está dañado, desecharlo y reemplazarlo por uno nuevo. Los preservativos de látex de caucho natural pueden provocar reacciones alérgicas, como el shock anafiláctico. Un preservativo no debe nunca utilizarse una segunda vez, son de uso único ya que, si se lo vuelve a utilizar, puede incrementar el riesgo de que no cumpla su función o de infección, aumentando también el riesgo de que se rompa. El empleo del preservativo no constituye una garantía de protección absoluta contra el embarazo, VIH o infecciones de transmisión sexual (ITS). En caso de dudas, consultar a un médico. Si se desea lubricación adicional, utilizar el tipo de lubricante recomendado para preservativos, por ejemplo, para preservativos de látex de caucho natural, un lubricante a base de agua como Pasante Light Lub, debiendo evitarse el uso de lubricantes a base de aceite incluyendo, por ejemplo aceite de petróleo, aceite para bebés, lociones corporales, lociones para masajes, manteca, margarina, etc., ya que merman la integridad del preservativo. El uso de preservativos para el sexo anal incrementa el riesgo de ruptura. Se recomienda utilizar lubricación adicional si la lubricación vaginal es insuficiente y se practica el sexo anal para reducir al mínimo el riesgo de que el preservativo se rompa o se deslice dejando el peno al descuberto. Consultar a un médico o farmacéutico sobre la compatibilidad de los medicamentos topicos que pueden entrar en contacto con el preservativo. No es recomendable llevar preservativos en la cartera, bolso de atrás, bolsa, etc. Si ha practicado el sexo sin tomar precauciones, o el método escogido de anticoncepción ha fallado, contactar con una clínica de salud sexual o médico para informarse sobre medios anticonceptivos de emergencia antes de que pase las 72 horas. Mantener alejado de los niños. Los preservativos desinfectados y los fragmentos de preservativos rotos pueden causar asfixia o una dificultad para respirar. Sólo se deben manipular con cuidado los preservativos, evitando rasgarlos con uñas, joyas, etc. Si el paquete individual está dañado, desecharlo y reemplazarlo por uno nuevo. Los preservativos de látex de caucho natural pueden provocar reacciones alérgicas, como el shock anafiláctico. Un preservativo no debe nunca utilizarse una segunda vez, son de uso único ya que, si se lo vuelve a utilizar, puede incrementar el riesgo de que no cumpla su función o de infección, aumentando también el riesgo de que se rompa. El empleo del preservativo no constituye una garantía de protección absoluta contra el embarazo, VIH o infecciones de transmisión sexual (ITS). En caso de dudas, consultar a un médico. Si se desea lubricación adicional, utilizar el tipo de lubricante recomendado para preservativos, por ejemplo, para preservativos de látex de caucho natural, un lubricante a base de agua como Pasante Light Lub, debiendo evitarse el uso de lubricantes a base de aceite incluyendo, por ejemplo aceite de petróleo, aceite para bebés, lociones corporales, lociones para masajes, manteca, margarina, etc., ya que merman la integridad del preservativo. El uso de preservativos para el sexo anal incrementa el riesgo de ruptura. Se recomienda utilizar lubricación adicional si la lubricación vaginal es insuficiente y se practica el sexo anal para reducir al mínimo el riesgo de que el preserv

