

Endoscope Full HD Camera Y-24

zenwire

Manual Intro

This manual introduces the functions and features of this product and the steps to use. Before using this product please read the instructions carefully to achieve the best results.

Instructions

1. Search ITIMO APP in Apple Store / Google Play or scan QR code to download and install directly.



2. Press the power button for 2 seconds to turn on
3. Enter the phone "ITIMO "-wifi", search for ITIMO -XXX in the network menu and click connect (Make sure you have downloaded our APP, then enter the phone settings and find our APP "ITIMO ". Select "Wireless Data" and then enable the "Wi-Fi and Cellular Data" option. Please complete the above steps to use.)
4. After wifi connection, open the app and start using it.
5. The app required for this product is completely free at all stages! Under no circumstances will we ask customers to provide any personal information! Should you encounter any payment requests or prompts to submit personal data, please ensure you haven't inadvertently clicked on a pop-up advertisement - such requests are in no way associated with our product!

Battery care

Do not allow the device to be fully discharged or stored with an empty battery. This may significantly reduce battery lifespan. Try to recharge the device after each use.

Warnings

1. Read the entire instruction manual carefully before using the product.
2. This product is not suitable for children under 3 years old
3. Do not allow children to use this product alone to avoid accidental injury
4. Do not put the product in liquid to avoid damage
5. The product has a built-in rechargeable lithium battery. If it is not used frequently, it must be charged once a month
6. When using, the product temperature will rise slightly (maximum not more than about 45 °C), please rest assured to use
7. The product is forbidden to use a charger or mobile power supply with a voltage higher than 5V to charge
8. Do not insert the endoscope too deeply into the ear canal to avoid injury
9. Clean the lens and the ear tip with alcohol or disinfectant before and after each use
10. Do not use the product if you experience ear pain, inflammation, or infection - consult a doctor instead
11. Keep the product out of reach of pets and do not use it on animals. It is not designed for veterinary use
12. Do not disassemble or modify the product
13. Store the device in a dry, cool place away from direct sunlight
14. Avoid using the device when hands are wet or in high-humidity environments
15. Do not expose the device to extreme temperatures

E-mail: sklep@zenwire.eu

Manufacturer: Zenwire Sp. Z o.o. Kolobrzaska 4, Poznań 60-418, Made in PRC.



The symbol shown on products or accompanying documentation indicates that faulty electrical or electronic devices must not be disposed of with household waste. Proper handling for disposal, reuse, or recycling involves taking the device to a specialized collection point where it will be accepted free of charge. In some countries, the product can be returned to the local distributor when purchasing another device. Proper disposal of the device allows for the conservation of valuable resources and prevents negative impacts on health and the environment, which could be endangered by improper waste handling. Detailed information on the nearest collection point can be obtained from local authorities. Improper disposal of waste is subject to penalties provided by relevant local regulations.

Business users in the European Union

If you need to dispose of electrical or electronic devices, please contact your nearest point of sale or supplier for additional information.

Disposal of waste outside the European Union

This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact local authorities or the seller for information on the correct method of disposal.

CE RoHS

耳镜英文标配说明书

Endoskop Full HD Kamera Y-24

zenwire

Wprowadzenie do instrukcji

Niniejsza instrukcja przedstawia funkcje i cechy tego produktu oraz kroki użytkowania. Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją, aby uzyskać najlepsze rezultaty.

Instrukcja użytkowania

1. Wyszukaj aplikację ITIMO w App Store / Google Play lub zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację bezpośrednio.



2. Naciśnij przycisk zasilania na 2 sekundy, aby włączyć urządzenie.
3. Wejdź w ustawienia Wi-Fi telefonu, znajdź sieć ITIMO-XXX i połącz się z nią (Upewnij się, że pobrałeś aplikację. Następnie wejdź w ustawienia telefonu, znajdź naszą aplikację ITIMO, wybierz "Dane bezprzewodowe" i włącz opcję "Wi-Fi i dane komórkowe". Proszę zakończyć ten krok przed rozpoczęciem użytkowania.)
4. Po połączeniu z Wi-Fi, otwórz aplikację i rozpocznij korzystanie.
5. Aplikacja dla tego produktu jest całkowicie bezpłatna na każdym etapie! W żadnym przypadku nie prosimy o Twoje dane osobowe! Jeśli spotkasz się z reklamą lub zapytaniem o dane osobowe, upewnij się, że nie kliknąłeś przypadkowo w reklamę. Takie zapytania nie mają żadnego związku z naszym produktem.

Pielęgnacja baterii

Nie dopuszczaj do całkowitego rozładowania baterii ani nie przechowuj urządzenia z pustą baterią. Może to znacznie skrócić jej żywotność. Postaraj się naładować urządzenie po każdym użyciu.

Ostrzeżenia

1. Przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi przed użyciem produktu.
2. Ten produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia.
3. Nie pozwalaj dzieciom używać tego produktu samodzielnie, aby uniknąć przypadkowych urazów.
4. Nie zanurzaj produktu w cieczy, aby uniknąć uszkodzenia.
5. Produkt posiada wbudowany akumulator litowo-jonowy. Jeśli nie jest używany często, należy go ładować raz w miesiącu.
6. Podczas użytkowania temperatura produktu może nieznacznie wzrosnąć (maksymalnie do około 45 °C), można go jednak bezpiecznie używać.
7. Zabrania się używania ładowarki lub powerbanku o napięciu wyższym niż 5 V do ładowania produktu.
8. Nie wkładaj endoskopu zbyt głęboko do kanału słuchowego, aby uniknąć uszkodzenia.
9. Przed i po każdym użyciu należy oczyścić soczewkę i końcówkę uszną alkoholem lub środkiem dezynfekującym.
10. Nie używaj produktu w przypadku bólu ucha, stanu zapalnego lub infekcji — skonsultuj się z lekarzem.
11. Trzymaj produkt z dala od zwierząt domowych i nie używaj go na zwierzętach. Produkt nie jest przeznaczony do zastosowań weterynaryjnych.
12. Nie demontuj ani nie modyfikuj produktu.
13. Przechowuj urządzenie w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
14. Unikaj używania urządzenia, gdy masz mokre ręce lub przebywasz w środowisku o dużej wilgotności.
15. Nie narażaj urządzenia na ekstremalne temperatury.

E-mail: sklep@zenwire.eu

Producent: Zenwire Sp. Z o.o. Kołobrzeka 4,
Poznań 60-418, Produkcja w PRC.



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawne urządzenia elektryczne lub elektroniczne nie można wyrzucić razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespół polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karą przewidzianą w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów, w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

