

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

ROLLING WALKER

MODEL:FBL427111

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ROLLING WALKER

MODEL: FBL427111



The product color is for reference only and is mainly promoted on the website

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Preface

First of all, let us express our heartfelt thanks to our customers who have purchased our equipment. This manual is for customer service to make better use of this equipment. We hope the company's products and services will bring you the same courtesy.

Pay attention

This product must be used in strict accordance with the use method of this manual; misuse of any other methods caused by misuse. The Company does not give any guarantee of any kind, including (but not limited to) the marketability offered to the Company for a particular purpose. Implied warranties with fitness.

The company accepts no liability. The Company shall not be liable for any errors contained in this material, or for any accidental or consequential damages resulting from the provision, actual performance or use of this manual.

This manual contains proprietary information protected by patent law. All rights reserved. Without the written consent of the Company, this manual is not allowed to be photocopied, copied, or translated any part into another language.

The content contained in the manual may be changed without the user's notice.

Manufacturer's liability

The Company shall be held responsible for the safety and reliability of the performance of the equipment only if the assembly operation, returning, improvement and maintenance are carried out by personnel approved by the Company, the electrical equipment concerned conforms to national standards, and the equipment is used in accordance with the operating instructions.

Guarantee

Manufacturing process and raw materials: The Company guarantees that the Equipment (except parts) are in regular use and repair condition, free of

manufacturing process and raw materials faults for one year from the date of shipment. None of our inspections is perfect.

PRECAUTIONS

Precautions for use

Warning:

1. If the equipment feels loose, falls or is damaged, please contact the company in time;
2. Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
3. Keep children and bystanders away while operating, distractions will cause you to lose control.
4. During normal use, please use with the accompaniment of family or friends.
5. Reasonably use according to one's own situation, and do not overuse when the body is not in a timely manner.
6. BEFORE USE, PLEASE CONFIRM WHETHER THE COMPONENTS ARE COMPLETE, WHETHER THE BRAKE IS SENSITIVE, AND ASSEMBLE THE ENTIRE PRODUCT IN STRICT ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS.
7. CLEANING PRODUCTS NEED TO BE WASHED WITH WATER AND DRY IN TIME. IF THE SURFACE COATING OF THE PRODUCT HAS SCRATCHES AND FALLS OFF, REPAIR MATERIALS NEED TO BE USED IN TIME TO ACHIEVE THE BEST ANTI-RUST EFFECT.
8. PLEASE ENSURE THAT THE REAR WHEEL OF THE PRODUCT IS LOCKED TO AVOID SLIDING WHEN THE USER STAYS IN THE SLOPING ENVIRONMENT.
9. PLEASE ENSURE THAT THE FOLDING MECHANISM OF THE SEAT PLATE IS LOCKED WHEN USING THIS PRODUCT.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRODUCT PARAMETERS


Product Name	Rolling Walker
model	FBL427111
colour	Blue/Red
Wheel size	Front 8in/Back 8in
Load bearing capacity/lb	300

PRODUCT COMPONENTS



As shown in the figure: locate the components and screws required for the main frame and seat plate

INSTALLATION STEPS



1. As shown in the figure: Lock the straight pipe of the seat frame onto the elliptical pipe of the main frame with screws. Pay attention that the plastic nut above the main frame pipe is facing outward, and use a long screw to lock the connecting piece.



2. As shown in the figure: Lock the seat frame iron wire onto the main frame circular tube.



3. As shown in the figure: Install the wheel onto the rear U-shaped pipe and lock it with an open-ended wrench.



4. As shown in the figure: Install the rear U-shaped tube with locked wheels into the main frame circular tube, align it with the hole position, and fix it with a C-shaped card.



5. As shown in the figure: Install the right front foot tube into the elliptical tube of the main frame, paying attention to the outer side of the wheel, and then install the handle into the circular tube and lock it with a five-star knob.



6. As shown in the figure: Install the left front foot tube into the elliptical tube of the main frame, paying attention to the outer side of the wheel, and then install the handle into the circular tube and lock it with a five-star knob.



7. As shown in the figure: Align the crutch stand with the crutch stand seat and buckle it in.





8. As shown in the figure: Install the backrest tube into the main frame installation seat until the marble pops out. Complete installation.

About this item

1. Stable & Not Easy to Tip Over: 8" front rear wheels, 360° swivel front wheels for easy maneuvering, sturdy enough for indoor and outdoor smooth ride.
2. Convenient to Go Outside: Zippered carrying pouch, keep all your important items instantly within reach, free your hands to fully enjoy your life.
3. Nice Service: 100% tested before leaving the factory and 24-hour friendly email customer service.
4. This product comes with self braking and auxiliary seat cushion functions. When the operator needs to rest, they can turn on the self braking and sit on the seat cushion to rest.
5. There is a portable storage bag under the product cushion, which is convenient for storing some miscellaneous items and purchasing some daily necessities for storage.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten,Germany



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji

www.vevor.com/support

TOCZĄCY SIĘ CHODZIK

MODEL: FBL427111

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ROLLING WALKER

MODEL: FBL427111



Kolor produktu ma wyłącznie charakter poglądowy i jest promowany głównie na stronie internetowej

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Przedmowa

Przede wszystkim chcielibyśmy wyrazić nasze serdeczne podziękowania naszym klientom, którzy kupili nasz sprzęt . Niniejsza instrukcja ma na celu poprawę obsługi klienta Napisane przy użyciu tego sprzętu . Mamy nadzieję, że produkty i usługi firmy umożliwią Państwu skorzystanie z kanału.

Zwróć uwagę

Ten produkt musi być używany ściśle według metody użycia opisanej w tej instrukcji, niewłaściwego użycia wszelkie inne metody spowodowane niewłaściwym użyciem Firma nie udziela żadnej gwarancji, w tym (ale nie wyłącznie) zbywalności oferowanej Spółce w określonym celu Dorozumiane gwarancje dotyczące sprawności.

Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy zawarte w tym materiale ani za jakiegokolwiek przypadkowe lub wtórne szkody powstałe na skutek dostarczenia, faktycznego wykonania lub zastosowanie ten podręcznik. Niniejsza instrukcja zawiera informacje zastrzeżone, chronione prawem patentowym. Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody Firmy zabrania się kopiowania, kopiowania lub tłumaczenia jakiegokolwiek części tej instrukcji na inny język.

Treść zawarta w instrukcji może ulec zmianie bez powiadomienia użytkownika.

Odpowiedzialność producenta

Spółka ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i niezawodność działania sprzętu tylko wtedy, gdy operacja montażu, zwrot , ulepszenia i konserwacja są przeprowadzane przez personel zatwierdzony przez Firmę, dany sprzęt elektryczny jest zgodny z normami krajowymi , a sprzęt jest używany zgodnie z instrukcją obsługi.

Gwarancja

Proces produkcyjny i surowce: Firma gwarantuje, że Sprzęt (z wyjątkiem części) jest w stanie normalnego użytkowania i naprawy, jest wolny od

procesu produkcyjnego i surowy wad materiałowych przez okres jednego roku od daty wysyłki. Żadna z naszych inspekcji nie jest doskonała.

PRECAUTIONS

Środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenie:

1. Jeśli sprzęt poluzuje się, spadnie lub ulegnie uszkodzeniu, prosimy o niezwłoczny kontakt z firmą;
2. Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone. Zagrożone lub ciemne obszary sprzyjają wypadkom.
3. Trzymaj dzieci i osoby postronne z daleka podczas obsługi, ponieważ rozproszenie uwagi spowoduje utratę kontroli.
4. Podczas normalnego użytkowania używaj w towarzystwie rodziny lub przyjaciół.
5. Używaj rozsądnie, stosownie do własnej sytuacji i nie nadużywaj, gdy organizm nie jest w odpowiednim czasie.
6. PRZED UŻYCIEM PROSZĘ SPRAWDZIĆ CZY ELEMENTY SĄ KOMPLETNE, CZY HAMULEC JEST CZUŁY ORAZ ZMONTOWAĆ CAŁY PRODUKT ŚCIŚLE ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.
7. ŚRODKI CZYSZCZĄCE NALEŻY MYĆ WODĄ I CZASU SUSZEĆ. JEŻELI POWŁOKA POWIERZCHNIOWA PRODUKTU POSIADA ZARYSOWANIA I ODPADNIE, NALEŻY WCZEŚNIEJ UŻYĆ MATERIAŁÓW NAPRAWCZYCH, ABY UZYSKAĆ NAJLEPSZY EFEKT ANTYKOROZJI.
8. NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE TYLNE KOŁA PRODUKTU JEST ZABLOKOWANE, ABY UNIKNĄĆ ślizgania się, gdy użytkownik przebywa na pochyłym terenie.
9. NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE MECHANIZM SKŁADANIA PŁYTY SIEDZISKA JEST ZABLOKOWANY PODCZAS KORZYSTANIA Z TEGO PRODUKTU.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

PRODUCT PARAMETERS


Nazwa produktu	Toczący się chodzik
Model	FBL427111
kolor	Niebieski czerwony
Rozmiar koła	Przód 8 cali/tył 8 cali
Nośność/funt	300

PRODUCT COMPONENTS



Jak pokazano na rysunku: zlokalizuj elementy i śruby wymagane do ramy głównej i płyty siedziska

INSTALLATION STEPS



1. Jak pokazano na rysunku: Zamocuj prostą rurę ramy siedziska na eliptycznej rurze ramy głównej za pomocą śrub. Zwróć uwagę, aby plastikowa nakrętka nad rurą ramy głównej była skierowana na zewnątrz i użyj długiej śruby, aby zablokować element łączący.



2. Jak pokazano na rysunku: Zamocuj żelazny drut ramy siedziska na okrągłej rurze ramy głównej.



3. Jak pokazano na rysunku: Zamontuj koło na tylnej rurze w kształcie litery U zablokuj je kluczem płaskim.



4. Jak pokazano na rysunku: Zamontuj tylną rurę w kształcie litery U z zablokowanymi kołami w okrągłej rurze ramy głównej, wyrównaj ją z pozycją otworu i zamocuj za pomocą karty w kształcie litery C.



5. Jak pokazano na rysunku: Zamontuj prawą przednią rurę podnóżka w rurze eliptycznej ramy głównej, zwracając uwagę na zewnętrzną stronę koła, a następnie włóż uchwyt w rurę okrągłą i zablokuj go pięciogwiazdkowym pokrętkiem .



6. Jak pokazano na rysunku: Zamontuj lewą przednią rurę podnóżka w rurze eliptycznej ramy głównej, zwracając uwagę na zewnętrzną stronę koła, a następnie włóż uchwyt w rurę okrągłą i zablokuj go pięciogwiazdkowym pokrętkiem.



7. Jak pokazano na rysunku: Dopasuj stojak na kule do siedziska stojaka na kule i zapnij go.





8. Jak pokazano na rysunku: Zamontuj rurę oparcia w gnieździe montażowym ramy głównej, aż marmurek wyskoczy. Zakończ instalację.

O tym przedmiocie

1. Stabilny i nietłoty do przewrócenia: 8 -calowe przednie tylne koła, przednie koła obrotowe o 360° ułatwiające manewrowanie, wystarczająco mocne, aby zapewnić płynną jazdę w pomieszczeniach i na zewnątrz.
2. Wygodny do wyjścia na zewnątrz: zapinana na zamek torba do przenoszenia, przechowuj wszystkie ważne przedmioty w zasięgu ręki, uwolnij ręce, aby w pełni cieszyć się życiem.
3. Miła obsługa: 100% testów przed opuszczeniem fabryki i całodobowa przyjazna obsługa klienta e-mailem.
4. Ten produkt jest wyposażony w funkcję samohamowania i dodatkową poduszkę siedziska. Gdy operator potrzebuje odpoczynku, może włączyć funkcję automatycznego hamowania i usiąść na poduszce siedzenia, aby odpocząć.
5. Pod poduszką produktu znajduje się przenośna torba do przechowywania, która jest wygodna do przechowywania różnych przedmiotów i zakupu artykułów codziennego użytku do przechowywania .

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj

Import do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd

Unit 5 Albert Edward House, The

Pavilions Preston, United Kingdom

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantie-zertifikat

www.vevor.com/support

ROLLENDER WALKER

MODELL: FBL427111

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ROLLING WALKER

MODELL: FBL427111



Die Produktfarbe dient nur als Referenz und wird hauptsächlich auf der Website beworben

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Vorwort

Lassen Sie uns zunächst unseren Kunden, die unsere Geräte gekauft haben, unseren herzlichen Dank aussprechen. Dieses Handbuch dient der Verbesserung des Kundendienstes Geschrieben mit dieser Ausrüstung. Wir hoffen, dass die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens Ihnen den Kanal mit freundlicher Genehmigung bringen.

Passt auf

Dieses Produkt muss in strikter Übereinstimmung mit der Verwendungsmethode dieses Handbuchs verwendet werden alle anderen Methoden, die durch Missbrauch verursacht wurden Das Unternehmen übernimmt keine Garantie jeglicher Art, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) der dem Unternehmen angebotenen Marktfähigkeit für einen bestimmten Zweck Stillschweigende Garantien mit Eignung. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung. Das Unternehmen haftet nicht für in diesem Material enthaltene Fehler oder für zufällige oder Folgeschäden, die sich aus der Bereitstellung, der tatsächlichen Leistung oder ergeben Gebrauch von dieses Handbuch.

Dieses Handbuch enthält proprietäre Informationen, die durch das Patentrecht geschützt sind. Alle Rechte vorbehalten. Ohne die schriftliche Zustimmung des Unternehmens ist es nicht gestattet, dieses Handbuch zu fotokopieren, zu kopieren oder in Teilen in eine andere Sprache zu übersetzen.

Der Inhalt des Handbuchs kann ohne vorherige Ankündigung des Benutzers geändert werden.

Haftung des Herstellers

Das Unternehmen haftet nur dann für die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Leistung der Geräte , wenn der Montagevorgang, die Rücksendung , Verbesserung und Wartung werden von vom Unternehmen zugelassenem Personal durchgeführt, die betreffenden elektrischen Geräte entsprechen den nationalen Normen und die Geräte werden gemäß der Bedienungsanleitung verwendet .

Garantie

Herstellungsprozess und Rohstoffe: Das Unternehmen garantiert, dass sich die Geräte (mit Ausnahme von Teilen) in einem ordnungsgemäßen Gebrauchs- und Reparaturzustand befinden, frei von Herstellungsprozessen und roh sind Materialmängel für ein Jahr ab Versanddatum. Keine unserer Inspektionen ist perfekt.

PRECAUTIONS

Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch

Warnung:

1. Sollte sich das Gerät locker anfühlen, herunterfallen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an das Unternehmen.
2. Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder dunkle Bereiche sind die Gefahr von Unfällen.
3. Halten Sie Kinder und Umstehende während des Betriebs fern, da Ablenkungen dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren.
4. Bei normalem Gebrauch bitte in Begleitung von Familie oder Freunden verwenden.
5. Je nach eigener Situation angemessen verwenden und nicht überbeanspruchen, wenn der Körper nicht rechtzeitig versorgt wird.
6. Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Komponenten vollständig sind, ob die Bremse empfindlich ist, und bauen Sie das gesamte Produkt streng nach den Anweisungen zusammen.
7. REINIGUNGSPRODUKTE MÜSSEN MIT WASSER GEWASCHEN UND RECHTZEITIG TROCKNEN. WENN DIE OBERFLÄCHENBESCHICHTUNG DES PRODUKTS Kratzer aufweist und abfällt, müssen rechtzeitig Reparaturmaterialien verwendet werden, um die beste Rostschutzwirkung zu erzielen.
8. BITTE STELLEN SIE SICHER, DASS DAS HINTERRAD DES PRODUKTS gesperrt ist, um ein Verrutschen zu vermeiden, wenn sich der Benutzer in einer abschüssigen Umgebung aufhält.
9. BITTE STELLEN SIE SICHER, DASS DER KLAPPMECHANISMUS DER SITZPLATTE BEI DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS VERRIEGELT IST.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

PRODUCT PARAMETERS


Produktname	Rollender Walker
Modell	FBL427111
Farbe	Blau Rot
Radgröße	Vorne 8 Zoll/Hinten 8 Zoll
Tragfähigkeit/Pfund	300

PRODUCT COMPONENTS



Wie in der Abbildung gezeigt: Suchen Sie die für den Hauptrahmen und die Sitzplatte erforderlichen Komponenten und Schrauben

INSTALLATION STEPS



1. Wie in der Abbildung gezeigt: Befestigen Sie das gerade Rohr des

Sitzrahmens mit Schrauben am elliptischen Rohr des Hauptrahmens. Achten Sie darauf, dass die Kunststoffmutter über dem Hauptrahmenrohr nach außen zeigt, und befestigen Sie das Verbindungsstück mit einer langen Schraube.



2. Wie in der Abbildung gezeigt: Befestigen Sie den Eisendraht des Sitzrahmens am Rundrohr des Hauptrahmens.




3. Wie in der Abbildung gezeigt: Montieren Sie das Rad am hinteren U-förmigen Rohr und verriegeln Sie es mit einem Gabelschlüssel.



4. Wie in der Abbildung gezeigt: Installieren Sie das hintere U-förmige Rohr mit blockierten Rädern im kreisförmigen Rohr des Hauptrahmens, richten Sie es an der Lochposition aus und befestigen Sie es mit einer C-förmigen Karte.



5. Wie in der Abbildung gezeigt: Installieren Sie das rechte vordere Fußrohr im elliptischen Rohr des Hauptrahmens. Achten Sie dabei auf die Außenseite des Rads. Installieren Sie dann den Griff im runden Rohr und verriegeln Sie ihn mit einem Fünf-Sterne-Knopf .



6. Wie in der Abbildung gezeigt: Installieren Sie das linke vordere Fußrohr im elliptischen Rohr des Hauptrahmens. Achten Sie dabei auf die Außenseite des Rads. Installieren Sie dann den Griff im kreisförmigen Rohr und verriegeln Sie ihn mit einem Fünf-Sterne-Knopf.



7. Wie in der Abbildung gezeigt: Richten Sie den Krückenständer am Krückenständersitz aus und schnallen Sie ihn fest.



8. Wie in der Abbildung gezeigt: Installieren Sie das Rückenlehnenrohr im Installationssitz des Hauptrahmens, bis die Kugel herauspringt. Schließen Sie die Installation ab.

Über diesen Artikel

1. Stabil und nicht leicht umzukippen: 8 -Zoll-Vorder- und Hinterräder, um 360° drehbare Vorderräder für einfaches Manövrieren, robust genug für eine reibungslose Fahrt im Innen- und Außenbereich.
2. Praktisch für draußen: Tragetasche mit Reißverschluss, damit Sie alle wichtigen Gegenstände sofort griffbereit haben und Ihre Hände frei haben,

damit Sie Ihr Leben in vollen Zügen genießen können.

3. Guter Service: 100 % getestet vor Verlassen des Werks und 24-Stunden-freundlicher E-Mail-Kundendienst.

4. Dieses Produkt verfügt über Selbstbrems- und zusätzliche Sitzkissenfunktionen. Wenn der Bediener eine Pause braucht, kann er die Selbstbremsung einschalten und sich zum Ausruhen auf das Sitzkissen setzen.

5. Unter dem Produktkissen befindet sich eine tragbare Aufbewahrungstasche, in der Sie verschiedene Gegenstände aufbewahren und einige Dinge des täglichen Bedarfs zur Aufbewahrung einkaufen können .

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd

Unit 5 Albert Edward House, The

Pavilions Preston, United Kingdom

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantiezerifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

MARCHEUR ROULANT

MODÈLE : FBL427111.

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ROLLING WALKER

MODÈLE : FBL427111.



La couleur du produit est uniquement à titre de référence et est principalement promue sur le site Web.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Préface

Tout d'abord, exprimons nos plus sincères remerciements à nos clients qui ont acheté notre équipement . Ce manuel est destiné au service client pour améliorer l'usage de cet équipement . J'espère que les produits et services de l'entreprise vous apporteront la courtoisie du canal.

Faites attention

Ce produit doit être utilisé en stricte conformité avec la méthode d'utilisation de ce manuel, une mauvaise utilisation de toute autre méthode causée par une mauvaise utilisation La Société ne donne aucune garantie d'aucune sorte, y compris (mais sans s'y limiter) la qualité marchande offerte à la Société dans un but particulier. Garanties implicites avec remise en forme.

La société décline toute responsabilité. La Société ne sera pas responsable des erreurs contenues dans ce matériel, ni de tout dommage accidentel ou consécutif résultant de la fourniture, de l'exécution réelle ou utilisation de ce manuel.

Ce manuel contient des informations exclusives protégées par le droit des brevets. Tous droits réservés. Sans le consentement écrit de la Société, ce manuel ne peut être photocopié, copié ou traduit en partie dans une autre langue.

Le contenu contenu dans le manuel peut être modifié sans préavis de l'utilisateur.

Responsabilité du fabricant

La Société ne sera tenue responsable de la sécurité et de la fiabilité des performances du matériel que si l'opération d'assemblage, de retour , l'amélioration et l'entretien sont effectués par du personnel agréé par la Société, le matériel électrique concerné est conforme aux normes nationales et le matériel est utilisé conformément aux instructions d'utilisation.

Garantie

Processus de fabrication et matières premières : La Société garantit que les Équipements (à l'exception des pièces) sont en état d'utilisation et de réparation réguliers, exempts de processus de fabrication et de matières premières. défauts de matériaux pendant un an à compter de la date d'expédition. Aucune de nos inspections n'est parfaite.

PRECAUTIONS

Précautions d'emploi

Avertissement:

1. Si l'équipement semble desserré, tombe ou est endommagé, veuillez contacter l'entreprise à temps ;
2. Gardez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées ou sombres sont propices aux accidents.
3. Éloignez les enfants et les passants pendant le fonctionnement, les distractions vous feront perdre le contrôle.
4. Lors d'une utilisation normale, veuillez l'utiliser avec l'accompagnement de votre famille ou de vos amis.
5. Utiliser raisonnablement en fonction de sa propre situation et ne pas en abuser lorsque le corps n'est pas en temps opportun.
6. AVANT UTILISATION, VEUILLEZ CONFIRMER SI LES COMPOSANTS SONT COMPLETS, SI LE FREIN EST SENSIBLE, ET ASSEMBLER L'ENSEMBLE DU PRODUIT EN STRICTE CONFORMITÉ AUX INSTRUCTIONS.
7. LES PRODUITS DE NETTOYAGE DOIVENT ÊTRE LAVÉS À L'EAU ET SÉCHÉS À TEMPS. SI LE REVÊTEMENT DE SURFACE DU PRODUIT PRÉSENTE DES RAYURES ET TOMBE, LES MATÉRIAUX DE RÉPARATION DOIVENT ÊTRE UTILISÉS À TEMPS POUR OBTENIR LE MEILLEUR EFFET ANTIROUILLE.
8. VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE LA ROUE ARRIÈRE DU PRODUIT EST VERROUILLÉE POUR ÉVITER DE GLISSER LORSQUE L'UTILISATEUR RESTE DANS UN ENVIRONNEMENT EN PENTE.
9. VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE LE MÉCANISME DE PLIAGE DE LA PLAQUE DE SIÈGE EST VERROUILLÉ LORS DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PRODUCT PARAMETERS

Nom du produit	Marcheur roulant
modèle	FBL427111
couleur	Bleu rouge
Taille des roues	Avant 8 pouces/arrière 8 pouces
Capacité de charge/lb	300

PRODUCT COMPONENTS



Comme indiqué sur la figure : localisez les composants et les vis requis pour le cadre principal et la plaque d'assise.

INSTALLATION STEPS



1. Comme indiqué sur la figure : Verrouillez le tube droit du cadre du siège

sur le tube elliptique du cadre principal à l'aide de vis. Faites attention à ce que l'écrou en plastique au-dessus du tube du cadre principal soit orienté vers l'extérieur et utilisez une longue vis pour verrouiller la pièce de connexion.



2. Comme indiqué sur la figure : Verrouillez le fil de fer du cadre du siège sur le tube circulaire du cadre principal.



3. Comme indiqué sur la figure : installez la roue sur le tube arrière en forme de U et verrouillez-la avec une clé à fourche.



4. Comme indiqué sur la figure : installez le tube arrière en forme de U avec les roues verrouillées dans le tube circulaire du cadre principal, alignez-le avec la position du trou et fixez-le avec une carte en forme de C.



5. Comme indiqué sur la figure : installez le tube du pied avant droit dans le tube elliptique du cadre principal, en faisant attention au côté extérieur de la roue, puis installez la poignée dans le tube circulaire et verrouillez-la avec un bouton à cinq étoiles .



6. Comme le montre la figure : installez le tube du pied avant gauche dans le tube elliptique du cadre principal, en faisant attention au côté extérieur de la roue, puis installez la poignée dans le tube circulaire et verrouillez-la avec un bouton à cinq étoiles.



7. Comme indiqué sur la figure : alignez le support de béquille avec le siège du support de béquille et attachez-le.



8. Comme indiqué sur la figure : installez le tube du dossier dans le siège d'installation du cadre principal jusqu'à ce que le marbre ressorte. Installation terminée.

À propos de cet article

1. Stable et pas facile à renverser : roues avant arrière de 8 pouces, roues avant pivotantes à 360° pour une manœuvre facile, suffisamment robustes pour une conduite en douceur à l'intérieur et à l'extérieur.
2. Pratique pour sortir : pochette de transport zippée, gardez tous vos

objets importants instantanément à portée de main, libérez vos mains pour profiter pleinement de votre vie.

3. Service agréable : 100 % testé avant de quitter l'usine et service client convivial par e-mail 24 heures sur 24.

4. Ce produit est doté de fonctions de freinage automatique et de coussin de siège auxiliaire. Lorsque l'opérateur a besoin de se reposer, il peut activer le freinage automatique et s'asseoir sur le coussin du siège pour se reposer.

5. Il y a un sac de rangement portable sous le coussin du produit, ce qui est pratique pour ranger certains articles divers et acheter des produits de première nécessité quotidiens pour le stockage .

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW
2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd

Unit 5 Albert Edward House, The

Pavilions Preston, United Kingdom

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

ROLLENDE WANDELAAR

MODEL: FBL427111

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ROLLING WALKER

MODEL: FBL427111



De productkleur dient alleen ter referentie en wordt voornamelijk gepromoot op de website

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Voorwoord

Laten we allereerst onze oprechte dank betuigen aan onze klanten die onze apparatuur hebben gekocht. Deze handleiding is bedoeld om de klantenservice te verbeteren Geschreven met deze apparatuur . Ik hoop dat de producten en diensten van het bedrijf u het kanaal hoffelijk zullen brengen.

Let op

Dit product moet worden gebruikt in strikte overeenstemming met de gebruiksmethode van deze handleiding, misbruik ervan alle andere methoden veroorzaakt door misbruik Het Bedrijf geeft geen enkele garantie van welke aard dan ook, inclusief (maar niet beperkt tot) de verkoopbaarheid die aan het Bedrijf wordt aangeboden voor een bepaald doel Impliciete garanties met geschiktheid.

Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in dit materiaal, of voor eventuele accidentele schade of gevolgschade die voortvloeit uit de levering, feitelijke uitvoering of gebruik van deze handleiding.

Deze handleiding bevat bedrijfseigen informatie die beschermd wordt door de patentwetgeving. Alle rechten voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van het bedrijf mag deze handleiding niet worden gefotokopieerd, gekopieerd of enig onderdeel in een andere taal worden vertaald.

De inhoud van de handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving van de gebruiker worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid van de fabrikant

Het Bedrijf kan alleen verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid en betrouwbaarheid van de prestaties van de apparatuur als de montage, het retourneren , verbetering en onderhoud worden uitgevoerd door personeel dat door het bedrijf is goedgekeurd , de betreffende elektrische apparatuur voldoet aan de nationale normen en de apparatuur wordt gebruikt in overeenstemming met de bedieningsinstructies.

Garantie

Productieproces en grondstoffen: Het Bedrijf garandeert dat de Apparatuur (behalve onderdelen) in normale gebruiks- en reparatieconditie verkeert, vrij is van fabricageprocessen en onbewerkte materialen. materiaalfouten gedurende één jaar vanaf de datum van verzending. Geen van onze inspecties is perfect.

PRECAUTIONS

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Waarschuwing:

1. Als de apparatuur los voelt, valt of beschadigd is, neem dan tijdig contact op met het bedrijf;
2. Houd de werkplek schoon en goed verlicht. Rommelige of donkere ruimtes nodigen uit tot ongelukken.
3. Houd kinderen en omstanders uit de buurt terwijl u aan het werk bent. Door afleiding kunt u de controle verliezen.
4. Bij normaal gebruik graag gebruiken onder begeleiding van familie of vrienden.
5. Redelijk gebruiken volgens de eigen situatie, en niet overmatig gebruiken als het lichaam niet op tijd is.
6. BEVESTIG VOOR GEBRUIK OF DE COMPONENTEN COMPLEET ZIJN, OF DE REM GEVOELIG IS, EN MONTEER HET HELE PRODUCT STRIKT VOLGENS DE INSTRUCTIES.
7. REINIGINGSPRODUCTEN MOETEN OP TIJD WORDEN GEWASSEN MET WATER EN DROGEN. ALS DE OPPERVLAKTECOATING VAN HET PRODUCT KRASSEN HEEFT EN AFVALT, MOETEN REPARATIEMATERIALEN OP TIJD WORDEN GEBRUIKT OM HET BESTE ANTI-ROEST-EFFECT TE BEREIKEN.
8. ZORG ERVOOR DAT HET ACHTERWIEL VAN HET PRODUCT VERGRENDELD IS OM TE VOORKOMEN DAT GIJGSCHUIVEN WANNEER DE GEBRUIKER IN DE HELLENDE OMGEVING BLIJFT.
9. ZORG ERVOOR DAT HET OPVOUWMECHANISME VAN DE ZADELPLAAT VERGRENDELD IS WANNEER U DIT PRODUCT GEBRUIKT.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PRODUCT PARAMETERS

productnaam	Rollende wandelaar
model	FBL427111
kleur	Blauw rood
Wielgrootte	Voorkant 8 inch/achterkant 8 inch
Draagvermogen/lb	300

PRODUCT COMPONENTS



Zoals weergegeven in de afbeelding: zoek de onderdelen en schroeven die nodig zijn voor het hoofdframe en de zitplaat

INSTALLATION STEPS



1. Zoals weergegeven in de afbeelding: Zet de rechte buis van het

zitframe met schroeven vast op de elliptische buis van het hoofdframe. Let erop dat de plastic moer boven de hoofdframebuis naar buiten wijst en gebruik een lange schroef om het verbindingstuk vast te zetten.



2. Zoals weergegeven in de afbeelding: Vergrendel het ijzerdraad van het stoelframe op de ronde buis van het hoofdframe.



3. Zoals weergegeven in de afbeelding: Installeer het wiel op de achterste U-vormige buis en zet het vast met een steeksleutel.



4. Zoals weergegeven in de afbeelding: Installeer de achterste U-vormige buis met vergrendelde wielen in de ronde buis van het hoofdframe, lijn deze uit met de gatpositie en bevestig deze met een C-vormige kaart.



5. Zoals weergegeven in de afbeelding: Installeer de rechtervoorvoetbuis in de elliptische buis van het hoofdframe, let op de buitenkant van het wiel, en installeer vervolgens de hendel in de ronde buis en vergrendel deze met een vijfsterrenknop .



6. Zoals weergegeven in de afbeelding: Installeer de linkervoorvoetbuis in de elliptische buis van het hoofdframe, let op de buitenkant van het wiel, en installeer vervolgens de hendel in de ronde buis en vergrendel deze met een vijfsterrenknop.



7. Zoals weergegeven in de afbeelding: Lijn de krukkenstandaard uit met de zitting van de krukkenstandaard en zet deze vast.



8. Zoals weergegeven in de afbeelding: Installeer de buis van de rugleuning in de installatiestoel van het hoofdframe totdat het marmer eruit springt. Voltooi de installatie.

Over dit artikel

1. Stabiel en niet gemakkelijk om te kantelen: 8 inch voorwielen achter, 360° draaibare voorwielen voor eenvoudig manoeuvreren, stevig genoeg voor soepel rijden binnen en buiten.
2. Handig om naar buiten te gaan: draagtas met ritssluiting, houd al uw belangrijke spullen direct binnen handbereik, maak uw handen vrij om ten

volle van uw leven te genieten.

3. Goede service: 100% getest voordat het de fabriek verlaat en 24 uur per dag vriendelijke e-mailklantenservice.

4. Dit product wordt geleverd met zelfremmende en extra zitkussenfuncties. Wanneer de bestuurder moet rusten, kan hij de zelfremming inschakelen en op het zitkussen gaan zitten om uit te rusten.

5. Onder het productkussen bevindt zich een draagbare opbergtas, handig voor het opbergen van diverse spullen en het kopen van een aantal dagelijkse benodigdheden voor opslag .

Fabrikant: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.
Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

RULLANDE WALKER

MODELL: FBL427111

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ROLLING WALKER

MODELL: FBL427111



Produktens färg är endast för referens och marknadsförs huvudsakligen på webbplatsen

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Förord

Låt oss först och främst uttrycka vårt hjärtliga tack till våra kunder som har köpt vår utrustning. Denna manual är till för att kundtjänst ska göra bättre Skrivet med denna utrustning .Hoppas företagets produkter och tjänster för att ge dig kanalen artighet.

Var uppmärksam

Denna produkt måste användas i strikt överensstämmelse med användningsmetoden i denna manual, felaktig användning av andra metoder orsakade av felaktig användning Bolaget ger ingen garanti av något slag, inklusive (men inte begränsat till) den säljbarhet som erbjuds Bolaget för ett visst syfte Underförstådda garantier med fitness.

Bolaget tar inget ansvar. Företaget ska inte hållas ansvarigt för eventuella fel i detta material eller för oavsiktliga skador eller följdskador till följd av tillhandahållandet, faktiska prestanda eller användning av denna manual. Denna handbok innehåller patentskyddad information. Alla rättigheter förbehållna. Utan företagets skriftliga medgivande är denna manual inte tillåten att fotokopieras, kopieras eller översätta någon del till ett annat språk.

Innehållet i manualen kan ändras utan användarens meddelande.

Tillverkarens ansvar

Företaget ska hållas ansvarigt för säkerheten och tillförlitligheten av utrustningens prestanda endast om monteringen, återlämnande , förbättring och underhåll utförs av personal som godkänts av företaget, den berörda elektriska utrustningen överensstämmer med nationella standarder och utrustningen används i enlighet med bruksanvisningen .

Garanti

Tillverkningsprocess och råmaterial: Företaget garanterar att Utrustningen (förutom delar) är i regelbunden användning och reparationsskick, fri från tillverkningsprocess och råvara materialfel för ett år från leveransdatum. Ingen av våra inspektioner är perfekta.

PRECAUTIONS

Försiktighetsåtgärder för användning

Varning:

1. Om utrustningen känns lös, faller eller är skadad , kontakta företaget i tid;
2. Håll arbetsområdet rent och väl upplyst. Röriga eller mörka områden leder till olyckor.
3. Håll barn och åskådare borta medan du kör, distraktioner gör att du tappat kontrollen.
4. Under normal användning, använd tillsammans med familj eller vänner.
5. Använd rimligen enligt ens egen situation, och överanvänd inte när kroppen inte är i rätt tid.
6. INNAN ANVÄNDNING, BEKRÄFTA OM KOMPONENTERNA ÄR KOMPLETTA, OM BROMSEN ÄR KÄNSLIG, OCH MONTERA HELA PRODUKTEN ENLIGT INSTRUKTIONERNA.
7. RENGÖRINGSPRODUKTER MÅSTE TVÄTTAS MED VATTEN OCH TORKA I TID. OM PRODUKTENS YTBEÄGGNING HAR REPAR OCH FALLAR AV MÅSTE REPARATIONSMATERIAL ANVÄNDAS I TID FÖR ATT UPPNÅ DEN BÄSTA ROSTBEHANDLINGSEFFEKTEN.
8. KONTROLLERA ATT PRODUKTENS BAKHJUL ÄR LÅST FÖR ATT UNDVIKA SLUTNING NÄR ANVÄNDAREN VÄNNER I SLUTNINGSMILJÖN.
9. KONTROLLERA ATT SITPLATENS VÄCKNINGSMEKANISM ÄR LÅST NÄR DENNA PRODUKT ANVÄNDS.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

PRODUCT PARAMETERS

produktnamn	Rullande Walker
modell	FBL427111


Färg	Blå röd
Hjul storlek	Fram 8 tum/bak 8 tum
Bärförmåga/lb	300

PRODUCT COMPONENTS



Som visas i figuren: lokalisera de komponenter och skruvar som krävs för huvudramen och sittplattan

INSTALLATION STEPS



1. Som visas i figuren: Lås det raka röret på sitsramen på det elliptiska röret på huvudramen med skruvar. Var uppmärksam på att plastmuttern ovanför huvudramröret är vänd utåt och använd en lång skruv för att låsa anslutningsstycket.



2. Som visas i figuren: Lås sätesramens järntråd på huvudramens cirkulära rör.



3. Som visas i figuren: Montera hjulet på det bakre U-formade röret och lås det med en skiftnyckel.



4. Som visas i figuren: Installera det bakre U-formade röret med låsta hjul i huvudramens cirkulära rör, rikta in det med hållläget och fixera det med ett C-format kort.



5. Som visas i figuren: Installera det högra främre fotröret i det elliptiska röret på huvudramen, var uppmärksam på utsidan av hjulet, och installera sedan handtaget i det cirkulära röret och lås det med en femstjärnig knapp .



6. Som visas i figuren: Installera det vänstra främre fotröret i det elliptiska röret på huvudramen, var uppmärksam på utsidan av hjulet, och installera sedan handtaget i det cirkulära röret och lås det med en femstjärnig vred.



7. Som visas i figuren: Rikta in kryckstället med kryckstälssätet och spänn fast det.





8. Som visas i figuren: Installera ryggstödsröret i huvudramens installationssäte tills marmorn hoppar ut. Komplettera installationen.

Om denna artikel

1. Stabilt och inte lätt att välta: 8 " framhjul bak, 360° svängbara framhjul för enkel manövrering, robust nog för smidig körning inomhus och utomhus.
2. Bekvämt att gå utanför: Dragkedjeförsedd bärväska, håll alla dina viktiga föremål direkt inom räckhåll, frigör händerna för att njuta fullt ut av ditt liv.
3. Trevlig service: 100% testad innan du lämnade fabriken och 24-timmars vänlig e-postkundservice.
4. Denna produkt levereras med självbromsande och extra sittdynafunktioner. När föraren behöver vila kan de aktivera självbromsningen och sitta på sittdynan för att vila.
5. Det finns en bärbar förvaringsväska under produktkudden, vilket är praktiskt för att förvara vissa diverse föremål och köpa några dagliga nödvändigheter för förvaring .

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd

Unit 5 Albert Edward House, The

Pavilions Preston, United Kingdom

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

CAMINANTE RODANTE

MODELO: FBL427111

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ROLLING WALKER

MODELO: FBL427111



El color del producto es solo de referencia y se promociona principalmente en el sitio web.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Prefacio

En primer lugar, expresemos nuestro más sincero agradecimiento a nuestros clientes que han adquirido nuestro equipo . Este manual es para que el servicio al cliente mejore Escrito con este equipo . Espero que los productos y servicios de la empresa le traigan el canal de cortesía.

Prestar atención

Este producto debe usarse estrictamente de acuerdo con el método de uso de este manual, el mal uso de cualquier otro método causado por el mal uso La Compañía no ofrece ninguna garantía de ningún tipo, incluida (pero no limitada a) la comerciabilidad ofrecida a la Compañía para un propósito particular. Garantías implícitas con aptitud.

La empresa no acepta ninguna responsabilidad. La Compañía no será responsable de ningún error contenido en este material, ni de ningún daño accidental o consecuente que resulte de la provisión, desempeño real o uso de este manual.

Este manual contiene información patentada protegida por la ley de patentes. Reservados todos los derechos. Sin el consentimiento por escrito de la Compañía, no se permite fotocopiar, copiar ni traducir ninguna parte de este manual a otro idioma.

El contenido del manual puede modificarse sin previo aviso por parte del usuario.

Responsabilidad del fabricante

La Compañía será responsable de la seguridad y confiabilidad del desempeño del equipo solo si la operación de ensamblaje, devolución , las mejoras y el mantenimiento son realizados por personal aprobado por la Compañía, el equipo eléctrico en cuestión cumple con las normas nacionales y el equipo se utiliza de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

Garantizar

Proceso de fabricación y materias primas: La Compañía garantiza que los Equipos (excepto piezas) se encuentran en condiciones regulares de uso

y reparación, libres de procesos de fabricación y materias primas. fallas de materiales durante un año a partir de la fecha de envío. Ninguna de nuestras inspecciones es perfecta.

PRECAUTIONS

Precauciones de uso

Advertencia:

1. Si el equipo se siente flojo, se cae o se daña, comuníquese con la empresa a tiempo;
2. Mantener el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las zonas desordenadas u oscuras invitan a los accidentes.
3. Mantenga alejados a los niños y a otras personas mientras opera; las distracciones harán que pierda el control.
4. Durante el uso normal, utilícelo con el acompañamiento de familiares o amigos.
5. Utilizar razonablemente según la propia situación y no abusar cuando el cuerpo no esté en el momento oportuno.
6. ANTES DE UTILIZAR, CONFIRME SI LOS COMPONENTES ESTÁN COMPLETOS, SI EL FRENO ES SENSIBLE Y MONTE TODO EL PRODUCTO EN ESTRUCTURA CONFORMIDAD CON LAS INSTRUCCIONES.
7. LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DEBEN LAVARSE CON AGUA Y SECARSE A TIEMPO. SI EL RECUBRIMIENTO DE LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO TIENE RAYAS Y SE CAE, LOS MATERIALES DE REPARACIÓN DEBEN UTILIZARSE A TIEMPO PARA LOGRAR EL MEJOR EFECTO ANTIOXIDO.
8. ASEGÚRESE DE QUE LA RUEDA TRASERA DEL PRODUCTO ESTÉ BLOQUEADA PARA EVITAR EL DESLIZAMIENTO CUANDO EL USUARIO PERMANECE EN UN ENTORNO INCLINADO.
9. ASEGÚRESE DE QUE EL MECANISMO DE PLEGADO DE LA PLACA DEL ASIENTO ESTÉ BLOQUEADO AL UTILIZAR ESTE PRODUCTO.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

PRODUCT PARAMETERS

nombre del producto	Caminante rodante
modelo	FBL427111
color	Azul rojo
Tamaño de la rueda	Frente 8 pulgadas/trasero 8 pulgadas
Capacidad de carga/lb	300

PRODUCT COMPONENTS



Como se muestra en la figura: ubique los componentes y tornillos necesarios para el marco principal y la placa del asiento.

INSTALLATION STEPS



1. Como se muestra en la figura: Fije el tubo recto del armazón del asiento al tubo elíptico del armazón principal con tornillos. Preste atención a que la tuerca de plástico sobre el tubo del marco principal quede hacia

afuera y use un tornillo largo para bloquear la pieza de conexión.



2. Como se muestra en la figura: Fije el cable de hierro del armazón del asiento en el tubo circular del armazón principal.



3. Como se muestra en la figura: Instale la rueda en el tubo trasero en forma de U y bloquéela con una llave de boca.



4. Como se muestra en la figura: Instale el tubo trasero en forma de U con ruedas bloqueadas en el tubo circular del marco principal, alinéelo con la posición del orificio y fíjelo con una tarjeta en forma de C.



5. Como se muestra en la figura: Instale el tubo del pie delantero derecho en el tubo elíptico del marco principal, prestando atención al lado exterior de la rueda, y luego instale la manija en el tubo circular y asegúrela con una perilla de cinco estrellas .



6. Como se muestra en la figura: Instale el tubo del pie delantero izquierdo en el tubo elíptico del marco principal, prestando atención al lado exterior de la rueda, y luego instale la manija en el tubo circular y asegúrela con una perilla de cinco estrellas.



7. Como se muestra en la figura: Alinee el soporte para muletas con el asiento del soporte para muletas y abróchelo.




8. Como se muestra en la figura: Instale el tubo del respaldo en el asiento de instalación del marco principal hasta que salga la canica. Complete la instalación.

Acerca de este artículo

1. Estable y no es fácil de volcar: ruedas delanteras traseras de 8 pulgadas, ruedas delanteras giratorias de 360° para maniobrar fácilmente, lo suficientemente resistentes para una conducción suave en interiores y exteriores.

2. Conveniente para salir: bolsa de transporte con cremallera, mantenga todos sus artículos importantes al instante al alcance, libere sus manos para disfrutar plenamente de su vida.
3. Buen servicio: 100% probado antes de salir de fábrica y servicio de atención al cliente por correo electrónico amigable las 24 horas.
4. Este producto viene con funciones de autofrenado y cojín de asiento auxiliar. Cuando el operador necesita descansar, puede activar el autofrenado y sentarse en el cojín del asiento para descansar.
5. Hay una bolsa de almacenamiento portátil debajo del cojín del producto, que es conveniente para guardar algunos artículos diversos y comprar algunas necesidades diarias para el almacenamiento .

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.
Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten,Germany



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

CAMMINATORE ROTOLANTE

MODELLO: FBL427111

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ROLLING WALKER

MODELLO: FBL427111



Il colore del prodotto è solo di riferimento ed è promosso principalmente sul sito web

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Prefazione

Innanzitutto, esprimiamo i nostri più sentiti ringraziamenti ai nostri clienti che hanno acquistato la nostra attrezzatura . Questo manuale serve per migliorare il servizio clienti Scritto con questa attrezzatura . Spero che i prodotti e i servizi dell'azienda vi offrano la cortesia del canale.

Fai attenzione

Questo prodotto deve essere utilizzato in stretta conformità con il metodo di utilizzo di questo manuale, uso improprio qualsiasi altro metodo causato da un uso improprio La Società non fornisce alcuna garanzia di alcun tipo, inclusa (ma non limitata a) la commerciabilità offerta alla Società per uno scopo particolare Garanzie implicite con l'idoneità.

La società non si assume alcuna responsabilità. La Società non sarà responsabile per eventuali errori contenuti in questo materiale o per eventuali danni accidentali o consequenziali risultanti dalla fornitura, dalla prestazione effettiva o uso di questo manuale.

Questo manuale contiene informazioni proprietarie protette dalla legge sui brevetti. Tutti i diritti riservati. Senza il consenso scritto della Società, questo manuale non può essere fotocopiato, copiato o tradotto in qualsiasi sua parte in un'altra lingua.

Il contenuto contenuto nel manuale può essere modificato senza preavviso da parte dell'utente.

La responsabilità del produttore

La Società sarà ritenuta responsabile della sicurezza e dell'affidabilità delle prestazioni dell'attrezzatura solo se l'operazione di assemblaggio, restituzione , il miglioramento e la manutenzione sono eseguiti da personale approvato dalla Società, l'attrezzatura elettrica interessata è conforme agli standard nazionali e l' attrezzatura viene utilizzata in conformità con le istruzioni operative.

Garanzia

Processo di produzione e materie prime: la Società garantisce che le Attrezzature (eccetto le parti) sono in condizioni di uso e riparazione

regolari, prive di processi di fabbricazione e materie prime difetti dei materiali per un anno dalla data di spedizione. Nessuna delle nostre ispezioni è perfetta.

PRECAUTIONS

Precauzioni per l'uso

Avvertimento:

1. Se l' attrezzatura sembra allentata, cade o è danneggiata, contattare l'azienda in tempo;
2. Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Le aree disordinate o buie favoriscono gli incidenti.
3. Tenere lontani i bambini e gli astanti durante il funzionamento, le distrazioni potrebbero causare la perdita di controllo.
4. Durante l'uso normale, utilizzare con l'accompagnamento di familiari o amici.
5. Utilizzare in modo ragionevole in base alla propria situazione e non abusarne quando il corpo non è in tempo.
6. PRIMA DELL'UTILIZZO, VERIFICARE SE I COMPONENTI SONO COMPLETI, SE IL FRENO È SENSIBILE E ASSEMBLARE L'INTERO PRODOTTO SEGUENDO RIGORAMENTE LE ISTRUZIONI.
7. I PRODOTTI PER LA PULIZIA DEVONO ESSERE LAVATI CON ACQUA E ASCIUGATI NEL TEMPO. SE IL RIVESTIMENTO SUPERFICIALE DEL PRODOTTO PRESENTA GRAFFI E CADE, I MATERIALI DI RIPARAZIONE DEVONO ESSERE UTILIZZATI IN TEMPO PER OTTENERE IL MIGLIOR EFFETTO ANTIRUGGINE.
8. ASSICURARSI CHE LA RUOTA POSTERIORE DEL PRODOTTO SIA BLOCCATA PER EVITARE LO SCIVOLAMENTO QUANDO L'UTENTE RIMANE IN UN AMBIENTE IN PENDENZA.
9. ASSICURARSI CHE IL MECCANISMO PIEGHEVOLE DELLA PIASTRA DEL SEDILE SIA BLOCCATO QUANDO SI UTILIZZA QUESTO PRODOTTO.

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

PRODUCT PARAMETERS


nome del prodotto	Camminatore rotolante
modello	FBL427111
colore	Blu rosso
Dimensioni della ruota	Anteriore 8 pollici/Posteriore 8 pollici
Capacità di carico/libbre	300

PRODUCT COMPONENTS



Come mostrato in figura: individuare i componenti e le viti necessarie per il telaio principale e la piastra del sedile

INSTALLATION STEPS



1. Come mostrato in figura: Bloccare il tubo dritto del telaio del sedile sul tubo ellittico del telaio principale con le viti. Prestare attenzione che il dado di plastica sopra il tubo del telaio principale sia rivolto verso l'esterno e

utilizzare una vite lunga per bloccare il pezzo di collegamento.



2. Come mostrato in figura: Bloccare il filo di ferro del telaio del sedile sul tubo circolare del telaio principale.



3. Come mostrato in figura: Installare la ruota sul tubo posteriore a forma di U e bloccarla con una chiave fissa.



4. Come mostrato nella figura: installare il tubo posteriore a forma di U con le ruote bloccate nel tubo circolare del telaio principale, allinearle con la posizione del foro e fissarlo con una scheda a forma di C.



5. Come mostrato nella figura: installare il tubo del piede anteriore destro nel tubo ellittico del telaio principale, prestando attenzione al lato esterno della ruota, quindi installare la maniglia nel tubo circolare e bloccarla con una manopola a cinque stelle .



6. Come mostrato nella figura: installare il tubo del piede anteriore sinistro nel tubo ellittico del telaio principale, prestando attenzione al lato esterno della ruota, quindi installare la maniglia nel tubo circolare e bloccarla con una manopola a cinque stelle.



7. Come mostrato nella figura: allineare il supporto stampella con la relativa sede e allacciarlo.



8. Come mostrato nella figura: installare il tubo dello schienale nella sede di installazione del telaio principale finché la biglia non fuoriesce. Installazione completata.

Informazioni su questo articolo

1. Stabile e non facile da ribaltare: ruote anteriori posteriori da 8", ruote anteriori girevoli a 360° per una facile manovrabilità, abbastanza robuste per una guida fluida sia all'interno che all'esterno.
2. Comodo per uscire: custodia per il trasporto con cerniera, tieni tutti i tuoi

oggetti importanti immediatamente a portata di mano, libera le mani per goderti appieno la vita.

3. Servizio piacevole: testato al 100% prima di lasciare la fabbrica e servizio clienti via e-mail amichevole 24 ore su 24.

4. Questo prodotto è dotato delle funzioni di autofrenamento e di cuscino del sedile ausiliario. Quando l'operatore ha bisogno di riposarsi, può attivare il freno automatico e sedersi sul cuscino del sedile per riposare.

5. Sotto il cuscino del prodotto è presente una borsa portaoggetti portatile, comoda per riporre alcuni oggetti vari e acquistare alcune necessità quotidiane da riporre .

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia
Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd.
Suite 250 , 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten,Germany



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support