

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

TOILET SAFETY RAILS

MODEL: FBL900631

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TOILET SAFETY RAILS

MODEL: FBL900631



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, users must read the instructions manual carefully.

WARNING:

Read the manual completely to avoid harm product damage. Seek professional help if you encounter discomfort, pain, or worsening symptoms. If necessary, use supervision in order to assemble and use this product correctly and safely. Do not exceed the 300lb weight limit.

Regularly check for secure assembly and contact support if in doubt. Ensure the product's legs are even and locked before use, and discontinue usage if there are signs of wear, damage, or missing parts. The product is to be used on flat, stable surfaces. Do not disassemble if not necessary, as it might compromise the longevity of the product. Do not modify the product unless specified in the manual. Use only parts approved by VEVOR for this specific product. Confirm the compatibility of the toilet rail with your toilet before first use. The product isn't built to withstand pressure or impact and isn't to be used as a ladder or loaded with heavy objects.

Keep away from children and pets. Contains potentially hazardous small parts - choking hazard. Exercise caution during operation and assembly. Avoid extreme temperatures or open flames. If an allergic reaction occurs, cease use immediately and consult a healthcare professional.

IMPORTANT




1. Don't exceed the weight capacity - 300 lb max.
2. Use on stable surface only.
3. Regularly inspect for signs of wear, damage, or loose parts.
4. Clean regularly using a mild detergent and warm water, rinse Off any soap residue. After cleaning, dry thoroughly.
5. Before use, confirm with your healthcare provider that the product meets your specific needs. The following guidelines are not a substitute for medical advice.

SAVE THESE INSTRUCTION

Model	FBL900631
Rated bearing capacity (lbs)	300
Width adjustment range (mm)	440-590
Height adjustment range (mm)	620-770
Net weight	2.55kg
Product size (mm)	505-655*525*620-770

When unpacking this product, check to make sure the parts listed below are included and carefully inspect for any damage that may have occurred during transit. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble or use the product.

NO	PICTURE	PART NUMBER	QTY	NO	PICTURE	PART NUMBER	QTY
1		H rod welded assembly - outside	1	7		rotary knob	4
2		H rod welded assembly - inside	1	8		Suction cup foot pad	2
3		pipe handrail	2	9		Proximity Card	4
4		Cross bar connection tube	2	10		foot pad	2
5		Handrail connector	4	11		gasket	4
6		inner jut pipe	4	12		storage bag	1





1. Open the Handrests


- 1** Open until both holes are exactly aligned



- 2** Press pins all the way




2. Adjust the Width




Don't worry, you will be able to easily adjust width after assembly too



3. Attach All Four Legs





Align the two holes while inserting legs



4. Secure All Four Legs



5. Adjust the Height



⚠ Ensure the legs are even and fully locked

6. Remove the original straight foot pad and install the sucker foot pad into the foot tube as shown



7. Install storage bags as shown in the following figure.



8. Place the assembled toilet rail on the toilet, as shown in the picture



Physiotherapist

1. Before first use, adjust the height and the width of the rail to your toilet.
2. Back up to the toilet with your assistive device (if available) until the back of your legs are touching the toilet.
3. Reach back for the rail, hold firmly, and slowly lower yourself into a seated position on the toilet.
4. To return to a standing position, place your hands on the rails firmly and push yourself up into a standing position.
5. Once you are standing, gradually let go of the rails, and only then, grab the handle of your assistive device (if available).

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

BARRES DE SÉCURITÉ POUR TOILETTES

MODÈLE : FBL900631

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.


« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SÉCURITÉ DES TOILETTES
RAILS

MODÈLE : FBL900631



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, les utilisateurs doivent lire le
Lisez attentivement le manuel d'instructions.

AVERTISSEMENT:

Lisez entièrement le manuel pour éviter d'endommager le produit. Faites appel à un professionnel.

aidez-nous si vous ressentez une gêne, une douleur ou une aggravation des symptômes. Si nécessaire, utilisez surveillance afin d'assembler et d'utiliser ce produit correctement et en toute sécurité. Ne dépasser la limite de poids de 300 lb.

Vérifiez régulièrement que l'assemblage est solide et contactez le support en cas de doute.

les pieds du produit sont uniformes et verrouillés avant utilisation et cessez l'utilisation s'il y a

sont des signes d'usure, de dommages ou de pièces manquantes. Le produit doit être utilisé sur des surfaces

planes et stables. Ne le démontez pas si ce n'est pas nécessaire, car cela pourrait compromettre

la longévité du produit. Ne pas modifier le produit sauf indication contraire dans la

manuel. Utilisez uniquement des pièces approuvées par VEVOR pour ce produit spécifique. Confirmez le

compatibilité de la barre de toilette avec vos toilettes avant la première utilisation. Le produit n'est pas construit

pour résister à la pression ou aux chocs et ne doit pas être utilisé comme une échelle ou chargé avec

objets lourds.

Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Contient de petites pièces potentiellement

dangereuses - risque d'étouffement. Soyez prudent pendant l'utilisation et l'assemblage. Évitez les mouvements extrêmes.

températures ou flammes nues. En cas de réaction allergique, cessez l'utilisation

immédiatement et consultez un professionnel de la santé.













IMPORTANT




1. Ne pas dépasser la capacité de poids - 300 lb max.
2. Utiliser uniquement sur une surface stable.
3. Inspectez régulièrement les signes d'usure, de dommages ou de pièces desserrées.
4. Nettoyez régulièrement avec un détergent doux et de l'eau tiède, rincez tout savon résidu. Après le nettoyage, séchez soigneusement.
5. Avant utilisation, vérifiez auprès de votre professionnel de la santé que le produit répond à vos besoins spécifiques. Les directives suivantes ne remplacent pas un avis médical.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Modèle	FBL900631
Capacité portante nominale (lb)	300
Plage de réglage de la largeur (mm)	440-590
Plage de réglage de la hauteur (mm)	620-770
Poids net	2,55 kg
Taille du produit (mm)	505-655*525*620-770

Lors du déballage de ce produit, vérifiez que les pièces répertoriées ci-dessous sont incluses et inspectez soigneusement tout dommage qui aurait pu survenir pendant le transport. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler ou d'utiliser le produit.

PAS D'IMAGE		PARTIE NOMBRE	QTY	PAS D'IMAGE	PARTIE NOMBRE	Qté	
1		Tige en H soudé assemblée - dehors	1	7		bouton rotatif	4
2		Tige en H soudé assemblée - à l'intérieur	1	8		Succion cousinet de pied en forme de tasse	2
3		tuyau rampe	2	9		Proximité Carte	4
4		Barre transversale connexion tube	2	10		cousinet plantaire	2
5		Rampe connecteur	4	11		joint d'étanchéité	4
6		tuyau en saillie intérieur	4	12		sac de rangement	1





1. Open the Handrests


1 Open until both holes are exactly aligned



2 Press pins all the way




2. Adjust the Width




Don't worry, you will be able to easily adjust width after assembly too



3. Attach All Four Legs





Align the two holes while inserting legs



4. Secure All Four Legs



5. Adjust the Height



6. Retirez le coussinet de pied droit d'origine et installez le coussinet de pied à ventouse dans le tube de pied comme indiqué



7. Installez les sacs de rangement comme indiqué dans la figure suivante.



8. Placez la barre de toilette assemblée sur les toilettes, comme indiqué sur l'image



Physiothérapeute

1. Avant la première utilisation, ajustez la hauteur et la largeur de la barre à votre toilette.
2. Reculez jusqu'aux toilettes avec votre appareil fonctionnel (si disponible) jusqu'à l'arrière de vos jambes touchent les toilettes.
3. Atteignez la rampe, tenez-la fermement et abaissez-vous lentement en position assise. position sur les toilettes.
4. Pour revenir à la position debout, placez fermement vos mains sur les rails et poussez mettez-vous debout.
5. Une fois que vous êtes debout, lâchez progressivement les rails, et seulement ensuite, saisissez le poignée de votre appareil fonctionnel (si disponible).

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

WC-SICHERHEITSHALTER

MODELL: FBL900631

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.


VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TOILETTENSICHERHEIT

SCHIENEN

MODELL: FBL900631



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



Warnung-Um das Verletzungsrisiko zu verringern, müssen Benutzer die
Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

WARNUNG:

Lesen Sie das Handbuch vollständig durch, um Schäden am Produkt zu vermeiden. Suchen Sie einen Fachmann auf.

Hilfe, wenn Sie Beschwerden, Schmerzen oder eine Verschlechterung der Symptome verspüren. Verwenden Sie bei Bedarf Aufsicht, um dieses Produkt richtig und sicher zusammenzubauen und zu verwenden.

das Gewichtslimit von 300 Pfund überschreiten.

Überprüfen Sie regelmäßig die sichere Montage und kontaktieren Sie im Zweifelsfall den Support.

Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass die Beine des Produkts gerade und verriegelt sind. Stellen Sie die Verwendung ein, wenn sind Anzeichen von Verschleiß, Beschädigung oder fehlende Teile. Das Produkt ist auf flachen, stabilen Flächen zu

verwenden. Zerlegen Sie es nicht, wenn es nicht notwendig ist, da dies die

die Langlebigkeit des Produkts. Verändern Sie das Produkt nicht, es sei denn, es ist in der

Handbuch. Verwenden Sie nur von VEVOR für dieses spezielle Produkt zugelassene Teile. Bestätigen Sie die

Kompatibilität der Toilettenstange mit Ihrer Toilette vor dem ersten Gebrauch. Das Produkt ist nicht gebaut

um Druck oder Stößen standzuhalten und ist nicht als Leiter zu verwenden oder mit

schwere Gegenstände.

Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren. Enthält potenziell gefährliche Kleinteile –

Erstickungsgefahr. Seien Sie bei Betrieb und Montage vorsichtig. Vermeiden Sie extreme

Temperaturen oder offene Flammen. Wenn eine allergische Reaktion auftritt, beenden Sie die Verwendung

sofort und konsultieren Sie einen Arzt.

WICHTIG

1. Überschreiten Sie nicht die Gewichtskapazität von maximal 300 lb.

2. Nur auf stabilem Untergrund verwenden.

3. Überprüfen Sie regelmäßig, ob Anzeichen von Verschleiß, Beschädigungen oder losen Teilen vorliegen.

4. Reinigen Sie regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser, spülen Sie alle Seife Rückstände. Nach der Reinigung gründlich trocknen.












5. Bestätigen Sie vor der Anwendung mit Ihrem Arzt, dass das Produkt Ihren




spezifische Bedürfnisse. Die folgenden Richtlinien sind kein Ersatz für medizinischen Rat.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

Modell	FBL900631
Nenntragfähigkeit (lbs)	300
Breitenverstellbereich (mm)	440-590
Höhenverstellbereich (mm)	620-770
Nettogewicht	2,55 kg
Produktgröße (mm)	505-655*525*620-770

Überprüfen Sie beim Auspacken dieses Produkts, ob die unten aufgeführten Teile vorhanden sind. enthalten und sorgfältig auf eventuelle Schäden prüfen, die während Transport. Wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist, versuchen Sie nicht, das Produkt.

KEIN BILD	BILD	TEIL NUMMER	MENGE	KEIN BILD	TEIL NUMMER	Menge
1		H-Stab geschweißt Montage - draußen	1	7		Drehknopf 4
2		H-Stab geschweißt Montage - innen	1	8		Absaugung Tassenfußpolster 2
3		Rohr Geländer	2	9		Nähe Karte 4
4		Querstrebe Verbindung Rohr	2	10		Fußpolster 2
5		Geländer Anschluss	4	11		Dichtung 4
6		Innenvorsprungsrohr	4	12		Aufbewahrungstasche 1





1. Open the Handrests


1 Open until both holes are exactly aligned



2 Press pins all the way




2. Adjust the Width




Don't worry, you will be able to easily adjust width after assembly too



3. Attach All Four Legs





Align the two holes while inserting legs



4. Secure All Four Legs



5. Adjust the Height



6. Entfernen Sie das originale gerade Fußpolster und installieren Sie das Saugfußpolster wie gezeigt im Fußrohr



7. Montieren Sie die Aufbewahrungstaschen wie in der folgenden Abbildung gezeigt.



8. Platzieren Sie die montierte Toilettenstange auf der Toilette, wie in der Abbildung gezeigt



Physiotherapeut

1. Passen Sie vor dem ersten Gebrauch die Höhe und Breite der Stange an Ihre Toilette an.
2. Gehen Sie mit Ihrem Hilfsmittel (falls vorhanden) rückwärts zur Toilette, bis die Rückseite Ihre Beine berühren die Toilette.
3. Greifen Sie nach hinten zum Geländer, halten Sie sich fest und senken Sie sich langsam in eine sitzende Position ab. Position auf der Toilette.
4. Um wieder in die stehende Position zurückzukehren, legen Sie Ihre Hände fest auf die Schienen und drücken Sie sich in eine stehende Position zu bringen.
5. Sobald Sie stehen, lassen Sie die Schienen langsam los und greifen Sie erst dann nach Griff Ihres Hilfsgerräts (falls verfügbar).

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

RINGHIERE DI SICUREZZA PER WC

MODELLO: FBL900631

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SICUREZZA DEI BAGNO
ROTAIE

MODELLO: FBL900631



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, gli utenti devono leggere attentamente le istruzioni per l'uso. attentamente il manuale di istruzioni.

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente il manuale per evitare danni al prodotto. Rivolgersi a un professionista.

aiuto se riscontri disagio, dolore o peggioramento dei sintomi. Se necessario, usa supervisione per montare e utilizzare questo prodotto in modo corretto e sicuro. Non superare il limite di peso di 300 libbre.

Controllare regolarmente il montaggio sicuro e contattare l'assistenza in caso di dubbi. Assicurarsi che le gambe del prodotto siano livellate e bloccate prima dell'uso e interrompere l'uso in caso contrario sono segni di usura, danni o parti mancanti. Il prodotto deve essere utilizzato su superfici piane e stabili. Non smontare se non necessario, poiché potrebbe compromettere la longevità del prodotto. Non modificare il prodotto a meno che non specificato nel manuale. Utilizzare solo parti approvate da VEVOR per questo prodotto specifico. Confermare il compatibilità del corrimano del water con il tuo water prima del primo utilizzo. Il prodotto non è costruito per resistere alla pressione o all'impatto e non deve essere utilizzato come scala o caricato con oggetti pesanti.

Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Contiene piccole parti potenzialmente pericolose - rischio di soffocamento. Prestare attenzione durante il funzionamento e il montaggio. Evitare condizioni estreme. temperature o fiamme libere. Se si verifica una reazione allergica, interrompere l'uso immediatamente e consultare un medico.











IMPORTANTE




1. Non superare la capacità di peso: massimo 300 libbre.
2. Utilizzare solo su superfici stabili.
3. Controllare regolarmente che non vi siano segni di usura, danni o parti allentate.
4. Pulire regolarmente utilizzando un detergente delicato e acqua calda, risciacquare via il sapone residuo. Dopo la pulizia, asciugare accuratamente.
5. Prima dell'uso, confermare con il proprio medico curante che il prodotto soddisfi le proprie esigenze specifiche. Le seguenti linee guida non sostituiscono il parere medico.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

Modello	FBL900631
Capacità di carico nominale (libbre)	300
Campo di regolazione della larghezza (mm)	440-590
Campo di regolazione dell'altezza (mm)	620-770
Peso netto	2,55 kg
Dimensioni del prodotto (mm)	505-655*525*620-770

Quando si disimballa questo prodotto, verificare che le parti elencate di seguito siano incluso e ispezionare attentamente per eventuali danni che potrebbero essersi verificati durante transito. Se una parte è mancante o danneggiata, non tentare di assemblare o utilizzare il prodotto.

NESSUNA IMMAGINE	PARTE NUMERO	QTY	NESSUNA IMMAGINE	PARTE NUMERO	Quantità	
	Asta H saldato assemblaggio - al di fuori	1	7		manopola rotante	4
	Asta H saldato assemblaggio - dentro	1	8		Aspirazione cuscinetto per piedi a tazza	2
	tubo corrimano	2	9		Prossimità Carta	4
	Barra trasversale connessione tubo	2	10		cuscinetto per i piedi	2
	Corrimano connettore	4	11		guarnizione	4
	tubo sporgente interno	4	12		borsa portaoggetti	1





1. Open the Handrests


1 Open until both holes are exactly aligned



2 Press pins all the way




2. Adjust the Width




Don't worry, you will be able to easily adjust width after assembly too



3. Attach All Four Legs





Align the two holes while inserting legs



4. Secure All Four Legs



5. Adjust the Height



6. Rimuovere il cuscinetto originale del piede dritto e installare il cuscinetto del piede a ventosa nel tubo del piede come mostrato



7. Installare le borse portaoggetti come mostrato nella figura seguente.



8. Posizionare il corrimano del water assembled sul water, come mostrato nell'immagine



Fisioterapista

1. Prima del primo utilizzo, adattare l'altezza e la larghezza del corrimano al proprio water.
2. Torna indietro verso il water con il tuo dispositivo di assistenza (se disponibile) fino alla parte posteriore di le tue gambe toccano il water.
3. Raggiungi la ringhiera, tienila saldamente e abbassati lentamente in posizione seduta posizione sul water.
4. Per tornare in posizione eretta, appoggia saldamente le mani sui corrimano e spingi alzarsi in posizione eretta.
5. Una volta in piedi, lascia andare gradualmente i corrimano e solo allora afferra il maniglia del dispositivo di assistenza (se disponibile).

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

BARANDILLAS DE SEGURIDAD PARA INODOROS

MODELO: FBL900631


Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SEGURIDAD EN EL BAÑO
RIELES

MODELO: FBL900631



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, los usuarios deben leer las
Lea atentamente el manual de instrucciones.

ADVERTENCIA:

Lea el manual completamente para evitar dañar el producto. Busque ayuda profesional.

ayuda si sientes molestias, dolor o empeoramiento de los síntomas. Si es necesario, utiliza supervisión para ensamblar y usar este producto de manera correcta y segura. No exceder el límite de peso de 300 libras.

Compruebe periódicamente que el montaje sea seguro y póngase en contacto con el servicio de asistencia en caso de duda.

Las patas del producto están niveladas y bloqueadas antes de su uso y suspenda su uso si hay

Hay signos de desgaste, daños o piezas faltantes. El producto debe utilizarse en superficies planas y estables.

No lo desmonte si no es necesario, ya que podría comprometer su funcionamiento.

La longevidad del producto. No modifique el producto a menos que se especifique en el manual.

manual. Utilice únicamente piezas aprobadas por VEVOR para este producto específico. Confirme

Antes del primer uso, compruebe la compatibilidad del riel del inodoro con el inodoro. El producto no está fabricado

para soportar presión o impacto y no debe usarse como escalera ni cargarse con

objetos pesados

Mantener alejado de los niños y las mascotas. Contiene piezas pequeñas potencialmente peligrosas (riesgo de

asfixia). Tenga cuidado durante el funcionamiento y el montaje. Evite los extremos

temperaturas o llamas abiertas. Si se produce una reacción alérgica, deje de utilizarlo.

inmediatamente y consulte a un profesional de la salud.

IMPORTANTE




1. No exceda la capacidad de peso: 300 lb máximo.
2. Utilícelo únicamente sobre superficies estables.
3. Inspeccione periódicamente para detectar signos de desgaste, daños o piezas sueltas.
4. Limpie regularmente con un detergente suave y agua tibia, enjuague cualquier resto de jabón. residuo. Después de limpiar, secar bien.
5. Antes de usarlo, confirme con su proveedor de atención médica que el producto cumple con sus requisitos. Necesidades específicas. Las siguientes pautas no sustituyen el consejo médico.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Modelo	FBL900631
Capacidad de carga nominal (lbs)	300
Rango de ajuste de ancho (mm)	440-590
Rango de ajuste de altura (mm)	620-770
Peso neto	2,55 kilos
Tamaño del producto (mm)	505-655*525*620-770

Al desembalar este producto, verifique que las piezas que se enumeran a continuación estén incluido e inspeccionar cuidadosamente para detectar cualquier daño que pueda haber ocurrido durante tránsito. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente ensamblar ni utilizar el producto.

SIN IMAGEN		PARTE NÚMERO	CANTIDAD	SIN IMAGEN	PARTE NÚMERO	CANTIDAD	
1		Varilla H soldado asamblea - afuera	1	7		Perilla giratoria	4
2		Varilla H soldado asamblea - adentro	1	8		Succión Almohadilla para pie de copa	2
3		tubo pretil	2	9		Proximidad Tarjeta	4
4		Barra transversal conexión tubo	2	10		almohadilla para el pie	2
5		Pretil conector	4	11		empaquetadora	4
6		Tubo saliente interior	4	12		bolsa de almacenamiento	1





1. Open the Handrests


1 Open until both holes are exactly aligned



2 Press pins all the way




2. Adjust the Width




Don't worry, you will be able to easily adjust width after assembly too



3. Attach All Four Legs





Align the two holes while inserting legs



4. Secure All Four Legs



5. Adjust the Height



6. Retire la almohadilla del pie recto original e instale la almohadilla del pie con ventosa en el tubo del pie como se muestra.



7. Instale las bolsas de almacenamiento como se muestra en la siguiente figura.



8. Coloque el riel de inodoro ensamblado sobre el inodoro, como se muestra en la imagen.



Fisioterapeuta

1. Antes del primer uso, ajuste la altura y el ancho del riel a su inodoro.
2. Retroceda hasta el baño con su dispositivo de asistencia (si está disponible) hasta que la parte trasera de sus piernas estén tocando el inodoro.
3. Estire la mano hacia atrás para alcanzar la barandilla, agárrese firmemente y bájese lentamente hasta quedar sentado en la posición en el inodoro.
4. Para volver a la posición de pie, coloque las manos firmemente sobre los rieles y empuje. Levántate y ponte de pie.
5. Una vez que estés de pie, suelta gradualmente los rieles y, solo entonces, agarra el dispositivo de asistencia (si está disponible).

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

PORĘCZE BEZPIECZEŃSTWA DO TOALETY

MODEL: FBL900631


Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BEZPIECZEŃSTWO W TOALECIE
SZYNY

MODEL: FBL900631



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownicy muszą zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj instrukcję w całości, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Skontaktuj się z fachowcem pomoc, jeśli odczuwasz dyskomfort, ból lub pogarszające się objawy. W razie potrzeby użyj nadzoru w celu prawidłowego i bezpiecznego montażu i użytkowania tego produktu. Nie przekroczyć limit wagowy 300 funtów.

Regularnie sprawdzaj, czy montaż jest bezpieczny i w razie wątpliwości skontaktuj się z pomocą techniczną. Upewnij się, że przed użyciem sprawdź, czy nóżki produktu są równe i zablokowane, a w razie potrzeby przerwij użytkowanie. są oznakami zużycia, uszkodzenia lub brakującymi częściami. Produkt należy stosować na płaskich, stabilnych powierzchniach. Nie należy demontować, jeśli nie jest to konieczne, ponieważ może to spowodować trwałość produktu. Nie modyfikuj produktu, chyba że określono inaczej w instrukcja. Używaj wyłącznie części zatwierdzonych przez VEVOR dla tego konkretnego produktu. Potwierdź zgodność drążka toaletowego z toaletą przed pierwszym użyciem. Produkt nie jest zbudowany aby wytrzymać nacisk lub uderzenie i nie należy go używać jako drabiny ani obciążać ciężkie przedmioty.

Trzymać z dala od dzieci i zwierząt domowych. Zawiera potencjalnie niebezpieczne małe części - ryzyko zadławienia. Zachowaj ostrożność podczas obsługi i montażu. Unikaj ekstremalnych temperatur lub otwartego ognia. Jeśli wystąpi reakcja alergiczna, należy zaprzestać stosowania Natychmiast skontaktuj się z lekarzem i zasięgnij porady.









WAŻNY




1. Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia – maks. 300 funtów.
2. Stosować wyłącznie na stabilnych powierzchniach.
3. Regularnie sprawdzaj, czy nie ma śladów zużycia, uszkodzeń lub poluzowanych części.
4. Regularnie czyść łagodnym detergentem i ciepłą wodą, splucz mydłem pozostałości. Po oczyszczeniu dokładnie osuszyć.
5. Przed użyciem należy potwierdzić u lekarza, czy produkt spełnia wymagania szczególnych potrzeb. Poniższe wytyczne nie zastępują porady lekarskiej.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

Model	FBL900631
Nośność znamionowa (funty)	300
Zakres regulacji szerokości (mm)	440-590
Zakres regulacji wysokości (mm)	620-770
Masa netto	2,55 kg
Rozmiar produktu (mm)	505-655*525*620-770

Podczas rozpakowywania produktu należy sprawdzić, czy wymienione poniżej części są kompletne. włączono i dokładnie sprawdzono pod kątem ewentualnych uszkodzeń, które mogły powstać podczas tranzytu. Jeśli jakkolwiek część jest brakująca lub uszkodzona, nie próbuj montować ani używać produkt.

BRAK OBRAZU		CZĘŚĆ NUMER	ILUŚĆ	BRAK OBRAZKA		CZĘŚĆ NUMER	ILUŚĆ
1		Pręt H spawany montaż - poza	1	7		pokrętko obrotowe	4
2		Pręt H spawany montaż - wewnątrz	1	8		Ssanie <small>podkładka pod stopę w kiszki kubka</small>	2
3		rura poręcz	2	9		Bliskość Karta	4
4		Poprzeczka połączenie rura	2	10		podkładka pod stopę	2
5		Poręcz złącze	4	11		uszczelka	4
6		rura wewnętrzna wystająca	4	12		torba do przechowywania	1





1. Open the Handrests


1 Open until both holes are exactly aligned



2 Press pins all the way




2. Adjust the Width




Don't worry, you will be able to easily adjust width after assembly too



3. Attach All Four Legs





Align the two holes while inserting legs



4. Secure All Four Legs



5. Adjust the Height



6. Zdejmij oryginalną prostą podkładkę pod stopę i zamontuj podkładkę pod stopę z przyssawką w rurze podnóżka, jak pokazano na rysunku.



7. Zamontuj torby do przechowywania tak, jak pokazano na poniższym rysunku.



8. Umieść zmontowany drążek toaletowy na toalecie, jak pokazano na rysunku



Fizjoterapeuta

1. Przed pierwszym użyciem należy dopasować wysokość i szerokość poręczy do swojej toalety.
2. Cofnij się do toalety, korzystając z urządzenia wspomagającego (jeśli jest dostępne), aż do momentu, gdy Twoje nogi dotykają toalety.
3. Sięgnij do tyłu po poręcz, mocno ją przytrzymaj i powoli opuść się do pozycji siedzącej.
pozycja na toalecie.
4. Aby powrócić do pozycji stojącej, mocno oprzyj dłonie na poręczach i odepchnij je.
podnieś się do pozycji stojącej.
5. Gdy już staniesz, stopniowo puść poręczę i dopiero wtedy chwyć je.
uchwyt urządzenia wspomagającego (jeśli jest dostępne).

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEILIGHEIDSREUGELS VOOR TOILETTEN

MODEL: FBL900631

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij


herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VEILIGHEID VAN HET TOILET RAILS

MODEL: FBL900631



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.



Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moeten gebruikers de volgende instructies lezen:

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

WAARSCHUWING:

Lees de handleiding volledig door om schade aan het product te voorkomen. Raadpleeg een professional.

hulp als u ongemak, pijn of verergering van symptomen ervaart. Gebruik indien nodig

toezicht om dit product correct en veilig te monteren en te gebruiken.

de gewichtslimiet van 300 pond overschrijden.

Controleer regelmatig of de montage veilig is en neem contact op met de ondersteuning als u twijfelt. Zorg ervoor dat de

de poten van het product gelijkmatig en vergrendeld zijn voor gebruik, en stop het gebruik als er

zijn tekenen van slijtage, schade of ontbrekende onderdelen. Het product moet worden gebruikt op vlakke, stabiele

oppervlakken. Demonteer het product niet als het niet nodig is, omdat dit de werking van het product kan aantasten.

de levensduur van het product. Wijzig het product niet, tenzij dit in de

handleiding. Gebruik alleen onderdelen die door VEVOR zijn goedgekeurd voor dit specifieke product. Bevestig de

compatibiliteit van de toiletbeugel met uw toilet voor het eerste gebruik. Het product is niet gebouwd

om druk of impact te weerstaan en mag niet worden gebruikt als ladder of worden geladen met

zware voorwerpen.

Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden. Bevat potentieel gevaarlijke kleine onderdelen -

verstikkingsgevaar. Wees voorzichtig tijdens gebruik en montage. Vermijd extreme

temperaturen of open vlammen. Als er een allergische reactie optreedt, stop dan met het gebruik

onmiddellijk een arts raadplegen.

BELANGRIJK

1. Overschrijd het maximale draagvermogen niet: 136 kg.

2. Alleen gebruiken op een stabiele ondergrond.

3. Controleer regelmatig op tekenen van slijtage, schade of losse onderdelen.

4. Maak het regelmatig schoon met een mild reinigingsmiddel en warm water, spoel eventuele zeepresten eraf
resten. Na het schoonmaken goed laten drogen.


5. Controleer vóór gebruik bij uw zorgverlener of het product aan uw eisen voldoet.




specifieke behoeften. De volgende richtlijnen zijn geen vervanging voor medisch advies.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Model	FBL900631
Nominaal draagvermogen (lbs)	300
Breedteverstellingsbereik (mm)	440-590
Hoogteverstellingsbereik (mm)	620-770
Netto gewicht	2,55 kg
Productgrootte (mm)	505-655*525*620-770

Controleer bij het uitpakken van dit product of de hieronder vermelde onderdelen aanwezig zijn: inbegrepen en zorgvuldig inspecteren op eventuele schade die tijdens het gebruik is ontstaan transit. Als een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, probeer het dan niet te monteren of te gebruiken. product.

GEEN FOTO	DEEL NUMMER	AANTAL	GEEN FOTO	DEEL NUMMER	Hoeveelheid
1	 H-staaf gelast montage - buiten	1	7	 draaiknop	4
2	 H-staaf gelast montage - binnen	1	8	 Zuigen beker voet pad	2
3	 pijp leuning	2	9	 Nabijheid Kaart	4
4	 Dwarsbalk verbinding buis	2	10	 voetkussen	2
5	 Leuning verbindingsstuk	4	11	 pakking	4
6	 binnenste uitstekende pijp	4	12	 opbergzak	1





1. Open the Handrests


1 Open until both holes are exactly aligned



2 Press pins all the way




2. Adjust the Width




Don't worry, you will be able to easily adjust width after assembly too


3. Attach All Four Legs




Align the two holes while inserting legs



4. Secure All Four Legs



5. Adjust the Height



6. Verwijder de originele rechte voetpad en installeer de zuignapvoetpad in de voetbuis zoals afgebeeld



7. Plaats de opbergzakken zoals weergegeven in de volgende afbeelding.



8. Plaats de gemonteerde toiletbeugel op het toilet, zoals afgebeeld



Fysiotherapeut

1. Pas voor het eerste gebruik de hoogte en de breedte van de rail aan op uw toilet.
2. Ga met uw hulpmiddel (indien beschikbaar) terug naar het toilet tot aan de achterkant
Je benen raken het toilet.
3. Reik naar achteren naar de reling, houd jezelf stevig vast en laat jezelf langzaam zakken in een zittende positie.
positie op het toilet.
4. Om terug te keren naar een staande positie, plaatst u uw handen stevig op de rails en duwt u
jezelf omhoog in een staande positie.
5. Zodra je staat, laat je de rails geleidelijk los en pak je pas daarna de
handvat van uw hulpmiddel (indien beschikbaar).

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

TOALETTSÄKERHETSSKÄNOR

MODELL: FBL900631

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.


"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TOALETSSÄKERHET RÄNOR

MODELL: FBL900631



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Varning - För att minska risken för skador måste användarna läsa bruksanvisningen noggrant.

VARNING:

Läs manualen fullständigt för att undvika skada på produkten. Sök professionell hjälp om du stöter på obehag, smärta eller förvärrade symtom. Använd vid behov övervakning för att montera och använda denna produkt korrekt och säkert. Gör inte det överskrida viktgränsen på 300lb.

Kontrollera regelbundet för säker montering och kontakta support om du är osäker. Se till att produktens ben är jämna och låsta före användning, och avbryt användningen om det finns är tecken på slitage, skador eller saknade delar. Produkten ska användas på plana, stabila ytor. Ta inte isär om det inte är nödvändigt, eftersom det kan äventyra produktens livslängd. Modifiera inte produkten om det inte anges i manuell. Använd endast delar som godkänts av VEVOR för denna specifika produkt. Bekräfta toalettstångens kompatibilitet med din toalett före första användningen. Produkten är inte byggd för att motstå tryck eller stötar och ska inte användas som en stege eller laddas med tunga föremål.

Förvaras åtskilt från barn och husdjur. Innehåller potentiellt farliga smådelar - kvävningrisk. Var försiktig under drift och montering. Undvik extrema temperaturer eller öppna lågor. Om en allergisk reaktion uppstår, sluta använda omedelbart och rådfråga en sjukvårdspersonal.













VIKTIG




1. Överskrid inte viktkapaciteten - max 300 lb.
2. Använd endast på stabila underlag.
3. Inspektera regelbundet efter tecken på slitage, skador eller lösa delar.
4. Rengör regelbundet med ett mildt rengöringsmedel och varmt vatten, skölj av eventuell tvål återstod. Efter rengöring, torka ordentligt.
5. Innan användning, bekräfta med din vårdgivare att produkten uppfyller din specifika behov. Följande riktlinjer ersätter inte medicinsk rådgivning.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Modell	FBL900631
Nominell bärighet (lbs)	300
Breddjusteringsområde (mm)	440-590
Höjjusteringsområde (mm)	620-770
Nettovikt	2,55 kg
Produktstorlek (mm)	505-655*525*620-770

När du packar upp denna produkt, kontrollera att delarna som anges nedan är det ingår och inspektera noggrant för eventuella skador som kan ha uppstått under transport. Om någon del saknas eller är skadad, försök inte montera eller använda den produkt.

INGEN BILD		DEL ANTAL	ANTAL	INGEN BILD		DEL ANTAL	ANTAL
1		H spö svetsade montering - utanför	1	7		vridknapp	4
2		H spö svetsade montering - inuti	1	8		Sugning kopp trampdyna	2
3		rör ledstång	2	9		Anslutning Kort	4
4		Tvärstång förbindelse rör	2	10		trampdyna	2
5		Ledstång kontakt	4	11		packning	4
6		inre juttrör	4	12		förvaringsväska	1





1. Open the Handrests


1 Open until both holes are exactly aligned



2 Press pins all the way




2. Adjust the Width




Don't worry, you will be able to easily adjust width after assembly too



3. Attach All Four Legs





Align the two holes while inserting legs



4. Secure All Four Legs



5. Adjust the Height



6. Ta bort den ursprungliga raka fotdynan och installera sugfotsdynan i fotröret enligt bilden



7. Installera förvaringspåsar som visas i följande figur.



8. Placera den monterade toalettstången på toaletten, enligt bilden



Fysioterapeut

1. Före första användning, justera höjden och bredden på skenan till din toalett.
2. Backa upp till toaletten med ditt hjälpmedel (om tillgängligt) tills baksidan av dina ben rör vid toaletten.
3. Sträck dig bakåt efter skenan, håll stadigt och sänk dig sakta ner i en sittande position på toaletten.
4. För att återgå till stående position, placera händerna stadigt på rälsen och tryck dig själv upp i en stående position.
5. När du väl står, släpp gradvis skenorna, och först då, ta tag i handtaget på ditt hjälpmedel (om tillgängligt).

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support