

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

BED RAIL MODEL: LQX-110050

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BED RAIL

MODEL: LQX-110050



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this bed rail. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

WARNING:

Please read this manual carefully before using the product. Failure to do so may result in serious injury.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Assemble needs to follow these instructions. Incorrect assembly can be a hazard.
2. Wear safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Do not assemble when tired or under the influence of alcohol, drugs or medication.
4. Weight capacity and other product capabilities only apply to a wholly and correctly assembled product.
5. Keep the assembly area clean and well-lit.
6. Keep bystanders out of the area during assembly.
7. Assembly should be done by adults only.
8. **WARNING:** This product contains small parts. If swallowed, it will pose a choking hazard. Keep these small parts away from children when assembling!

USE PRECAUTIONS




WARNING: TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM

TIPPING:

1. Use as intended only. Do not sit or stand on the product.
2. Inspect before every use. Do not use it if parts are loose or damaged.
3. This product is only used in bed, need with nursing bed.

- 4.If any parts are missing, broken, damaged, or worn, stop using this item until repairs are made and/or factory replacement parts are installed.
- 5.The maximum weight-bearing capacity of this product is 450 lbs

Part List

NO.	Part name	Pictorial view	Quantity
A	Folding frame		1
B	U-shaped flat tube		1
C	I-shaped tube		2
D	U-shaped armrest tube		2
E	Safety belt		1
F	Storage bag		1
G	C-shaped buckle		4
H	Grip nut		2

ASSEMBLY STEPS

STP1:

Take out the folding frame,unfold it 180° and assemble the upper and lower parts together.



STP2:

Insert C-shaped buckles on both sides to fix.



STP3:

Align the supporting flat tubes on both sides at 90° , and then press the marbles on both sides to insert into the U-shaped flat tubes. After insertion, the marbles will pop out to be firmly fixed.




STP4: Turn the plastic screws on the side of the handrail to lock the U-shaped flat tube



STP5:

Take out the U-shaped handrail tube and insert it on both sides.




STP6:

Insert C-shaped buckles on both sides to fix.




STP7:

Install-shaped tube on both sides

**STP8:**

Finally, install the storage bag on the product

**TIP:**

With a fixed tape for the user to secure the fixation (You can choose to use it or not to use it.)



Sanven Technology Ltd.

Address: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

BARRIÈRE DE LIT

MODÈLE : LQX-110050

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BARRIÈRE DE LIT

MODÈLE : LQX-110050



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

INSTRUCTIONS

Merci beaucoup d'avoir choisi cette barrière de lit. Veuillez lire toutes les instructions avant de l'utiliser. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleures résultats possibles.

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE

1. L'assemblage doit suivre ces instructions. Un assemblage incorrect peut entraîner un danger.
2. Portez des lunettes de sécurité et des gants de travail résistants pendant l'assemblage.
3. Ne pas monter si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou médicament.
4. La capacité de poids et les autres capacités du produit ne s'appliquent qu'à un produit entièrement et produit correctement assemblé.
5. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
6. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
7. L'assemblage doit être effectué par des adultes uniquement.
8. AVERTISSEMENT : Ce produit contient de petites pièces. En cas d'ingestion, il peut présenter un risque pour la santé. risque d'étouffement. Gardez ces petites pièces hors de portée des enfants assemblage!

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI



AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER DES BLESSURES GRAVES ET LA MORT

POURBOIRE :

1. Utiliser uniquement comme prévu. Ne pas s'asseoir ni se tenir debout sur le produit.
2. Inspectez l'appareil avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si des pièces sont desserrées ou endommagées.
3. Ce produit est uniquement utilisé au lit, nécessaire avec un lit de soins infirmiers.

4. Si des pièces manquent, sont cassées, endommagées ou usées, cessez d'utiliser cet article jusqu'à ce que les réparations soient effectuées et/ou que les pièces de rechange d'usine soient installées.
5. La capacité de charge maximale de ce produit est de 450 lb

Liste des pièces

NON.	Nom de la pièce	Vue picturale	Quantité
UN	Cadre pliant		1
B	Tube plat en U		1
C	tube en forme de L		2
D	Tube d'accoudoir en U		2
ET	Ceinture de sécurité		1
F	Sac de rangement		1
G	Boucle en forme de C		4
H	Écrou de serrage		2

ÉTAPES D'ASSEMBLAGE

STP1 :

Retirez le cadre pliant, déployez-le à 180° et assemblez les parties supérieure et inférieure ensemble.



STP2 :

Insérez les boucles en forme de C des deux côtés pour fixer.



STP3 :

Alignez les tubes plats de support des deux côtés à 90°, puis appuyez sur les billes des deux côtés pour les insérer dans le


Tubes plats en forme de U. Après insertion, les billes sortiront pour être solidement fixées.



STP4 : Tournez les vis en plastique sur le côté
de la main courante pour verrouiller le tube plat en forme de U



STP5 :
Retirez le
Tube de
main courante en U
et insérez-le sur
les deux côtés.




STP6 :
Insérez des boucles en
forme de C sur les deux
côtés à fixer.




STP7 :

Tube profilé installé des deux côtés



STP8 :

Enfin, installez le sac de rangement sur le produit



CONSEIL:

Avec un ruban fixe permettant à l'utilisateur de sécuriser la fixation (vous pouvez choisir de l'utiliser ou non.)



Sanven Technologie Ltée.

Adresse : Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730 Fabriqué en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Bettgitter

MODELL: LQX-110050

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Bettgitter

MODELL: LQX-110050



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

ANWEISUNGEN

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Bettgitter entschieden haben. Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie sie verwenden. Die Informationen helfen Ihnen, das Beste zu erreichen mögliche Ergebnisse.

WARNUNG:

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. kann zu schweren Verletzungen führen.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Die Montage muss diesen Anweisungen folgen. Eine falsche Montage kann eine Gefahr.
2. Tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe.
3. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamente.
4. Gewichtskapazität und andere Produkteigenschaften gelten nur für ein vollständig korrekt montiertes Produkt.
5. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
6. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
7. Die Montage sollte nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
8. **WARNUNG:** Dieses Produkt enthält Kleinteile. Bei Verschlucken besteht eine Gefahr Erstickungsgefahr. Halten Sie diese Kleinteile von Kindern fern, wenn Zusammenbau!

VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM GEBRAUCH



WARNUNG: UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TOD DURCH

KIPPEN:

1. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht auf dem Produkt sitzen oder stehen.
2. Vor jedem Gebrauch überprüfen. Nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.
3. Dieses Produkt darf nur im Bett verwendet werden, es wird ein Pflegebett benötigt.

4. Wenn Teile fehlen, kaputt, beschädigt oder abgenutzt sind, verwenden Sie diesen Artikel nicht mehr bis Reparaturen durchgeführt und/oder werkseitig Ersatzteile eingebaut wurden.

5. Die maximale Tragfähigkeit dieses Produkts beträgt 450 lbs

Stückliste

NEIN.	Teilename	Bildansicht	Menge
A	Klapprahmen		1
B	U-förmiges Flachrohr		1
C	L-förmiges Rohr		2
D	U-förmiges Armlehnenrohr		2
UND	Sicherheitsgurt		1
F	Aufbewahrungstasche		1
G	C-förmige Schnalle		4
H	Griffmutter		2

MONTAGEANLEITUNG

STP1:

Nehmen Sie den Klapprahmen heraus, klappen Sie ihn um 180° auf und setzen Sie Ober- und Unterteil zusammen.



STP2:

Zur Fixierung auf beiden Seiten C-förmige Schnallen einsetzen.



STP3:

Richten Sie die Stützflachrohre auf beiden Seiten im 90°-Winkel aus und drücken Sie dann die Murmeln auf beiden Seiten in die U-förmige Flachrohre. Nach dem Einstecken springen die Murmeln heraus und sind fest fixiert.




STP4: Drehen Sie die Kunststoffschrauben

an der Seite des Handlaufs, um das U-förmige Flachrohr zu verriegeln



STP5:

Nehmen Sie die
U-förmiges
Handlaufrohr
und füge es ein auf
beide Seiten.




STP6:

Setzen Sie C-förmige
Schnallen an beiden
Seiten zu befestigen.




STP7:

Formrohr beidseitig montieren



STP8:

Zum Schluss befestigen Sie die Aufbewahrungstasche am Produkt



TIPP:

Mit einem festen Klebeband zur sicheren Fixierung durch den Benutzer (Sie können wählen, ob Sie es verwenden möchten oder nicht).



Sanven Technology Ltd.

Adresse: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730 **Hergestellt in China**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

SPONDA DEL LETTO

MODELLO: LQX-110050

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SPONDA DEL LETTO

MODELLO: LQX-110050



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI

Grazie mille per aver scelto questa sponda per letto. Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzarlo. Le informazioni ti aiuteranno a ottenere il miglior risultato possibili risultati.

AVVERTIMENTO:

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto. In caso contrario, può provocare gravi lesioni.

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

1. Il montaggio deve seguire queste istruzioni. Un montaggio non corretto può essere un pericolo.
2. Durante il montaggio, indossare occhiali protettivi e guanti da lavoro resistenti.
3. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaco.
4. La capacità di peso e le altre capacità del prodotto si applicano solo a un prodotto completamente e prodotto assemblato correttamente.
5. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
6. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
7. Il montaggio deve essere eseguito solo da adulti.
8. **ATTENZIONE:** Questo prodotto contiene piccole parti. Se ingerito, può rappresentare un rischio di soffocamento. Tenere queste piccole parti lontano dalla portata dei bambini quando assemblaggio!

PRECAUZIONI D'USO



ATTENZIONE: PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTE DA

MANCIA:

1. Utilizzare solo come previsto. Non sedersi o stare in piedi sul prodotto.
2. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzarlo se le parti sono allentate o danneggiate.
3. Questo prodotto è da utilizzare solo a letto, è necessario un letto per l'allattamento.

4. Se alcune parti risultano mancanti, rotte, danneggiate o usurate, interrompere l'utilizzo dell'articolo.
finché non vengono effettuate le riparazioni e/o non vengono installati pezzi di ricambio di fabbrica.
5. La capacità massima di carico di questo prodotto è di 450 libbre

Elenco delle parti

NO.	Nome della parte	Vista pittorica	Quantità
UN	Telaio pieghevole		1
B	Tubo piatto a forma di U		1
C	tubo a forma di L		2
D	Tubo del bracciolo a forma di U		2
E	Cintura di sicurezza		1
F	Borsa portaoggetti		1
G	Fibbia a forma di C		4
H	Dado di presa		2

FASI DI MONTAGGIO

STP1:

Estrarre il telaio pieghevole, aprirlo di 180° e assemblare insieme la parte superiore e quella inferiore.



STP2:

Inserire fibbie a forma di C su entrambi i lati per fissare.



STP3:

Allineare i tubi piatti di supporto su entrambi i lati a 90°, quindi premere le biglie su entrambi i lati per inserirle nel

Tubi piatti a forma di U. Dopo l'inserimento, le biglie usciranno per essere fissate saldamente.



**STP4: Girare le viti di plastica sul lato del
corrimano per bloccare il tubo piatto a forma di U**



STP5:


Togliere il

Tubo

corrimano a forma di U

e inseriscilo su

entrambe le parti.



STP6:

Inserire fibbie a

forma di C su entrambi

lati da riparare.




STP7:

Tubo sagomato installato su entrambi i lati



STP8:

Infine, installare la borsa portaoggetti sul prodotto



MANCIA:

Con un nastro adesivo fisso per consentire all'utente di assicurare il fissaggio (puoi scegliere se usarlo o meno).



Azienda

Indirizzo: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730 **Prodotto in Cina**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

BARANDILLA DE CAMA

MODELO: LQX-110050

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BARANDILLA DE CAMA

MODELO: LQX-110050



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES

Muchas gracias por elegir esta barandilla de cama. Lea todas las instrucciones.

Instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará a lograr el mejor resultado.

Posibles resultados.

ADVERTENCIA:

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto. De lo contrario,

Puede provocar lesiones graves.

PRECAUCIONES DE MONTAJE

1. Para el montaje, siga estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede ser un peligro.
2. Use gafas de seguridad y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamento.
4. La capacidad de peso y otras capacidades del producto solo se aplican a un producto totalmente nuevo.
Producto correctamente ensamblado.
5. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
6. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
7. El montaje debe ser realizado únicamente por adultos.
8. ADVERTENCIA: Este producto contiene piezas pequeñas. Si se ingieren, pueden causar daños
Peligro de asfixia. Mantenga estas piezas pequeñas fuera del alcance de los niños cuando
ensamblando!

PRECAUCIONES DE USO



ADVERTENCIA: PARA EVITAR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE POR
PROPINA:

1. Utilícelo únicamente para el fin previsto. No se siente ni se pare sobre el producto.
2. Inspeccione el producto antes de cada uso. No lo utilice si hay piezas sueltas o dañadas.
3. Este producto solo se utiliza en la cama y es necesario junto con la cama de lactancia.

4. Si faltan piezas, están rotas, dañadas o desgastadas, deje de usar este artículo.
hasta que se realicen las reparaciones y/o se instalen las piezas de repuesto de fábrica.
- 5.La capacidad máxima de carga de este producto es de 450 libras.

Lista de piezas

NO.	Nombre de la pieza	Vista pictórica	Cantidad
A	Marco plegable		1
B	Tubo plano en forma de U		1
do	tubo en forma de I		2
D	Tubo de apoyabrazos en forma de U		2
Y	Cinturón de seguridad		1
F	Bolsa de almacenamiento		1
GRAND	Hebilla en forma de C		4
yo	Tuerca de agarre		2

PASOS DE MONTAJE

STP1:

Retire el marco plegable, despléguelo 180° y ensamble las partes superior e inferior.



STP2:

Inserte hebillas en forma de C en ambos lados para fijar.



STP3:

Alinee los tubos planos de soporte en ambos lados a 90° y luego presione las canicas en ambos lados para insertarlas en el

Tubos planos en forma de U. Después de la inserción, las canicas saldrán y quedarán firmemente fijadas.




STP4:Gire los tornillos de plástico en el
costado del pasamanos para bloquear el tubo plano en forma de U



STP5:

Sacar el

Tubo de
pasamanos en forma de U
e insertarlo en
Ambos lados.




STP6:

Inserte hebillas en
forma de C en ambos
lados para arreglar.




STP7:

Tubo con forma de instalación en ambos lados



STP8:

Por último, instale la bolsa de almacenamiento en el producto.



CONSEJO:

Con una cinta fija para que el usuario asegure la fijación
(Puede elegir usarla o no usarla).



Tecnología Sanven Ltd.

Dirección: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730 Hecho en China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

BARIERKA ŁÓŻKA

MODEL: LQX-110050

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BARIERKA ŁÓŻKA

MODEL: LQX-110050



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE

Dziękujemy bardzo za wybranie tej barierki. Przeczytaj proszę wszystkie instrukcje przed użyciem. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe wyniki.

OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać tę instrukcję. W przypadku jej nieprzestrzegania może spowodować poważne obrażenia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

1. Montaż musi być zgodny z poniższymi instrukcjami. Nieprawidłowy montaż może być zagrożenie.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne i solidne rękawice robocze.
3. Nie należy gromadzić się, będąc zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub lek.
4. Nośność i inne parametry produktu dotyczą wyłącznie produktu całkowicie i Produkt prawidłowo zmontowany.
5. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
6. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
7. Montażu mogą dokonywać wyłącznie osoby dorosłe.
8. OSTRZEŻENIE: Ten produkt zawiera małe części. W przypadku połknięcia może spowodować ryzyko zadławienia. Trzymaj te małe części z dala od dzieci, gdy złożenie!

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ I ŚMIERCI

NAPIWKI:

1. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie siadać ani nie stawać na produkcie.
2. Przed każdym użyciem sprawdź. Nie używaj, jeśli części są luźne lub uszkodzone.

3. Produkt ten przeznaczony jest wyłącznie do użytku w łóżku, w przypadku konieczności korzystania z łóżka pielęgnacyjnego.

4. Jeśli brakuje jakichkolwiek części, są one uszkodzone, zepsute lub zużyte, zaprzestań używania tego przedmiotu do czasu wykonania naprawy i/lub zainstalowania części zamiennych.

5. Maksymalna nośność tego produktu wynosi 450 funtów

Lista części

NIE.	Nazwa części	Widok obrazowy	Ilość
A	Rama składana		1
B	Rura płaska w kształcie litery U		1
C	rura w kształcie litery L		2
D	Rura podłokietnika w kształcie litery U		2
I	Pas bezpieczeństwa		1
F	Torba do przechowywania		1
G	Klamra w kształcie litery C		4
H	Nakrętka chwytowa		2

KROKI MONTAŻU

STP1:

Wymij składaną ramę, rozłóż ją o 180° i złożź razem górną i dolną część.



STP2: W

celu zamocowania należy po obu stronach włożyć klamry w kształcie litery C.



STP3:

Wyrównaj płaskie rurki podporowe po obu stronach pod kątem 90°, a następnie wciśnij kulki po obu stronach, aby je włożyć.

Płaskie rurki w kształcie litery U. Po włożeniu kulki wyskoczą, aby mocno je zamocować.




STP4: Przekręć plastikowe śruby z boku poręczy, aby zablokować płaską rurę w kształcie litery U.



STP5:

Wymij

Rura poręczy
w kształcie litery U
i włóż to
obie strony.




STP6:

Włóż klamry w kształcie
litery C po obu stronach
strony do naprawy.




STP7:

Rurka o kształcie instalacyjnym po obu stronach



STP8:

Na koniec zamontuj torbę do przechowywania na produkcie



WSKAZÓWKA:

Z taśmą mocującą, która umożliwia użytkownikowi bezpieczne zamocowanie (możesz zdecydować, czy chcesz jej używać, czy nie).



Sanven Technology Ltd.

Adres: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730 Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

BED RAIL
MODEL: LQX-110050

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BED RAIL

MODEL: LQX-110050



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

INSTRUCTIES

Hartelijk dank voor het kiezen van deze bedhek. Lees alle instructies voordat u het gebruikt. De informatie zal u helpen om het beste te bereiken mogelijke resultaten.

WAARSCHUWING:

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Als u dit niet doet, kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

MONTAGEVOORZORGSMAATREGELEN

1. De montage moet volgens deze instructies worden uitgevoerd. Onjuiste montage kan een gevaar.
2. Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Kom niet in actie als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicatie.
4. Het draagvermogen en andere productmogelijkheden zijn alleen van toepassing op een geheel en correct gemonteerd product.
5. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
6. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
7. Alleen volwassenen mogen het geheel in elkaar zetten.
8. **WAARSCHUWING:** Dit product bevat kleine onderdelen. Als u het inslikt, kan dit een verstikkingsgevaar. Houd deze kleine onderdelen uit de buurt van kinderen wanneer in elkaar zetten!

GEBRUIK VOORZORGSMAATREGELEN



WAARSCHUWING: OM ERNSTIG LETSEL EN DE DOOD TE VOORKOMEN

FOOIEN:

1. Gebruik alleen zoals bedoeld. Ga niet op het product zitten of staan.
2. Inspecteer voor elk gebruik. Gebruik het niet als onderdelen los of beschadigd zijn.
3. Dit product mag alleen in bed worden gebruikt, alleen in combinatie met een verpleegbed.

4. Als er onderdelen ontbreken, kapot zijn, beschadigd zijn of versleten zijn, stop dan met het gebruik van dit artikel. totdat de reparaties zijn uitgevoerd en/of de vervangende onderdelen van de fabriek zijn geïnstalleerd.
5. Het maximale draagvermogen van dit product is 450 lbs

Onderdelenlijst

NEE.	Onderdeelnaam	Picturaal uitzicht	Hoeveelheid
A	Opvouwbaar frame		1
B	U-vormige platte buis		1
C	L-vormige buis		2
D	U-vormige armleuningbuis		2
EN	Veiligheidsgordel		1
F	Opbergzak		1
G	C-vormige gesp		4
H	Gripmoer		2

MONTAGESTAPPEN

STP1:

Haal het opvouwbare frame eruit, vouw het 180° uit en monteer de boven- en onderkant aan elkaar.



STP2:

Bevestig de C-vormige gespen aan beide kanten.



STP3:

Lijn de ondersteunende platte buizen aan beide zijden uit in een hoek van 90° en druk vervolgens de knickers aan beide zijden aan om ze in de U-vormige platte buizen. Na het inbrengen springen de knickers eruit en worden stevig vastgezet.




STP4: Draai de plastic schroeven aan de zijkant van de leuning om de U-vormige platte buis vast te zetten



STP5:

Haal de U-vormige leuningbuis en plaats het op beide kanten.



STP6:


Plaats C-vormige gespen op beide

zijanten om te repareren.




STP7:

Aan beide zijden een buisvormige installatie



STP8:

Installeer ten slotte de opbergzak op het product



TIP:

Met een vaste tape waarmee de gebruiker de fixatie kan vastzetten. (U kunt ervoor kiezen om deze wel of niet te gebruiken.)



Sanven Technologie Ltd.

Adres: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730 **Gemaakt in China**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

SÄNGSKÄNDA

MODELL: LQX-110050

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SÄNGSKÄNDA

MODELL: LQX-110050



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**

garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

INSTRUKTIONER

Tack så mycket för att du valde denna sängstång. Vänligen läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå det bästa möjliga resultat.

VARNING:

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarliga skador.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR MONTERING

1. Montering måste följa dessa instruktioner. Felaktig montering kan vara en fara.
2. Använd skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar vid montering.
3. Montera inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.
4. Viktkapacitet och andra produkttegenskaper gäller endast en helt och korrekt monterad produkt.
5. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
6. Håll åskådare borta från området under monteringen.
7. Montering bör endast utföras av vuxna.
8. **VARNING:** Denna produkt innehåller små delar. Om den sväljs kommer den att utgöra en kvävningsrisk. Håll dessa små delar borta från barn när montering!

ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER



VARNING: FÖR ATT FÖREBYGGA ALLVARLIGA SKADA OCH DÖDSFALL AV

TIPPNING:

1. Använd endast på avsett sätt. Sitt eller stå inte på produkten.
2. Inspektera före varje användning. Använd den inte om delar är lösa eller skadade.
3. Denna produkt används endast i sängen, behöver med amningssäng.

4. Om några delar saknas, är trasiga, skadade eller slitna, sluta använda detta föremål tills reparationer görs och/eller fabriksreservdelar har installerats.
5. Den här produktens maximala vikt bärande kapacitet är 450 lbs

Dellista

INGÅ.	Delens namn	Bildvy	Kvantitet
A	Fällbar ram		1
B	U-format platt rör		1
C	I-format rör		2
D	U-format armstödsrör		2
OCH	Säkerhetsbälte		1
F	Förvaringspåse		1
G	C-format spänne		4
H	Greppmutter		2

MONTERINGSSEG

STP1:

Ta ut den fällbara ramen, vik ut den 180° och sätt ihop de övre och nedre delarna.



STP2:

Sätt i C-formade spännen på båda sidor för att fixera.



STP3:

Rikta in de stödjande platta rören på båda sidor i 90° och tryck sedan på kulorna på båda sidorna för att föras in i

U-formade platta rör. Efter insättningen kommer kulorna att hoppa ut för att fixeras ordentligt.




STP4: Vrid plastskruvarna på sidan av ledstången för att låsa det U-formade platta röret



STP5:

Ta ut U-format ledstångsrör och sätt in den båda sidor.




STP6:

Sätt i C-formade spännen på båda sidor att fixa.




STP7:

Installationsformat rör på båda sidor



STP8:

Installera slutligen förvaringspåsen på produkten



DRICKS:

Med en fast tejp för användaren att säkra fixeringen
(Du kan välja att använda den eller inte använda den.)



Sanven Technology Ltd.

Adress: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730 **Made In China**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support