

Opaska kompresyjna na kolano

Model: MEDF4-587;830

UWAGA: To jest wyrób medyczny klasy I, wielokrotnego zastosowania. Przez użyciem zapoznaj się z poniższą instrukcją użytkowania.

Przewidziane zastosowanie:

Wsparcie stawu kolanowego podczas aktywności, redukcja ryzyka skurczów i "zakwaszenia" podczas aktywności fizycznej. Pomoc w rehabilitacji po kontuzjach, usztywnia, chroni kontuzjowany staw, pobudza krążenie krwi. Przynosi ulgę w bólach pourazowych i reumatycznych, skutecznie redukując obrzęki. Opaska utrzymuje kolano w bezpiecznej pozycji. Wyrób przeznaczony jest wyłącznie do stosowania w wymienionych wskazaniach.

Rozmiar: Opaska nie jest uniwersalna i wymaga doboru odpowiedniego rozmiaru. Należy upewnić się, że zakupiony rozmiar został dobrze dobrany. Zapoznaj się z tabelą rozmiarów przed zakupem.

Skład:

55% nylon, 10% spandex, 35% jedwab lateksowy

Wskazania

- przy słabych, niestabilnych lub artretycznych kolanach
- przewlekłe bóle kolana, kontuzje, bóle pourazowe i reumatyczne
- zapalenie więzadła rzepki, przewlekłe stany zapalne
- podczas rehabilitacji po kontuzji
- podczas zawodów i wysiłku fizycznym
- do stosowania profilaktycznego

Przeciwwskazania

Nie używać produktu jeśli diagnoza nie jest pewna
Nie używać w przypadku stwierdzonej alergii na jeden z elementów składników. Nie umieszczać produktu tak aby bezpośrednio stykał się z uszkodzoną skórą

Konieczne środki ostrożności:

Przed każdym użyciem sprawdzić czy wyrób jest w należytym stanie. Nie używać wyrobu jeśli jest uszkodzony. Wybrać odpowiedni rozmiar. Pamiętaj, aby noszenie i wybór stabilizatora zawsze skonsultować z lekarzem prowadzącym lub fizjoterapeutą. Ze względów higienicznych i w trosce o skuteczność działania nie należy używać ponownie tego wyrobu u innego pacjenta. W razie lekkiego lub silnego dyskomfortu, bólu zmiany wielkości kończyny, zaburzeń czuciowych zdjąć wyrób i zasięgnąć porady pracownika służby zdrowia.

Niepożądane skutki uboczne

Wyrób może spowodować reakcje skórne (zaczerwienienie, swędzenie, pieczenie, pęcherze itp) a nawet rany o różnym nasileniu. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi.

Sposób użycia zakładania

Założyć wyrób wciągając go od dołu na wysokość stawu kolanowego. Aby uniknąć ewentualnych problemów dotyczących zaburzenia krążenia krwi, należy dobrać odpowiedni rozmiar opaski. W celu dobrania odpowiedniego rozmiaru zmierz obwód uda (15 cm powyżej środka kolana), obwód łydki (5 cm poniżej środka kolana). Nogę należy mierzyć na siedząco lub stojąco, przy lekko ugiętym kolanie. Stosować tylko w ciągu dnia z przerwami tak aby zapewnić właściwy przepływ krwi

Utrzymanie

Produkt nadaje się do prania w warunkach określonych w niniejszej instrukcji na etykiecie. Nadaje się do prania ręcznego w temperaturze 30 stopni. Przed praniem należy zapiąć rzepy. Nie używać detergentów, środków zmiękczających ani agresywnych zawierających chlor. Nie czyścić na sucho. Nie suszyć w suszarce. Nie prasować. Suszyć w stanie rozłożonym
W przypadku wystąpienia odkształceń, deformacji struktury wyrobu, zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Utylizacja: Po użyciu wyrób zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Mona

ul. Leszczyńska 8, 62-070

Dąbrowka, Poland

+48 607 106 591,

www.fit4med.com

Kompresná bandáž na koleno

Model: MEDF4-587;830

POZOR: Toto je zdravotnícky prostriedok triedy I, opakovane použiteľný. Pred použitím si prečítajte nasledujúce pokyny na použitie.

Predpokladané použitie:

Podpora kolenného kĺbu počas aktivít, zníženie rizika kŕčov a "kyseliny" počas fyzickej aktivity. Pomoc pri rehabilitácii po zraneniach, stabilizuje, chráni postihnutý kĺb a stimuluje krvný obeh. Prináša úľavu pri posttraumatických a reumatických bolestiach a účinne znižuje opuchy. Bandáž udržiava koleno v bezpečnej pozícii. Výrobok je určený výhradne na použitie v uvedených indikáciách.

Veľkosť: Bandáž nie je univerzálna a vyžaduje výber správnej veľkosti. Uistite sa, že zakúpená veľkosť bola správne zvolená. Pred zakúpením sa prosím oboznámte s tabuľkou veľkostí.

Zloženie:

55% nylon, 10% spandex, 35% latexové hodváb.

Indikácie:

- pre slabé, nestabilné alebo artritické kolená,
- chronické bolesti kolena, zranenia, posttraumatické a reumatické bolesti,
- zápal patelárneho väzu, chronické zápalové stavy,
- počas rehabilitácie po zranení,
- počas súťaží a fyzického úsilia,
- na preventívne použitie.

Kontraindikácie: Nepoužívajte produkt, ak diagnóza nie je istá.

Nepoužívajte v prípade zistenia alergie na niektorú z komponentov.

Nedávajte produkt do priameho kontaktu s poškodenou pokožkou.

Nutné bezpečnostné opatrenia:

Pred každým použitím skontrolujte, či je výrobok v riadnom stave.

Nepoužívajte výrobok, ak je poškodený.

Vyberte vhodnú veľkosť.

Pamätajte, že nosenie a výber stabilizátora je vždy potrebné konzultovať s ošetrojúcim lekárom alebo fyzioterapeutom.

Z hygienických dôvodov a na zabezpečenie účinnosti sa tento výrobok nemá znovu používať na iného pacienta.

V prípade mierneho alebo silného diskomfortu, bolesti, zmien veľkosti končatiny alebo pocitov citlivosti výrobok odstráňte a vyhľadajte radu zdravotníckeho pracovníka.

Nežiadúce vedľajšie účinky:

Výrobok môže spôsobiť kožné reakcie (zarudnutie, svrbenie, pálenie, pľuzgiere atď.) a dokonca rany rôznej závažnosti. V prípade alergickej reakcie je potrebné okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Každý závažný incident súvisiaci s výrobkom treba nahlásiť výrobcovi.

Spôsob použitia:

Nasadiť výrobok tak, že ho vtiahnete od spodu na výšku kolenného kĺbu. Aby ste predišli potenciálnym problémom s obehom krvi, vyberte vhodnú veľkosť bandáže. Na určenie správnej veľkosti zmerajte obvod stehna (15 cm nad stredom kolena) a obvod lýtky (5 cm pod stredom kolena). Nohu merajte v sede alebo v stoji s mierne ohnutým kolenom. Používajte iba počas dňa s prestávkami, aby ste zabezpečili správny prietok krvi.

Údržba:

Produkt je vhodný na pranie za podmienok uvedených v pokynoch na etikete. Je vhodný na ručné pranie pri teplote 30 stupňov. Pred práním sa uistite, že sú suché zipsy zapnuté. Nepoužívajte detergenty, aviváže ani agresívne chemikálie obsahujúce chlór. Nečistite chemicky. Nepoužívajte sušičku. Nežehlite. Sušte v rozloženej polohe.

V prípade deformácií alebo štrukturálneho poškodenia výrobku ho zlikvidujte v súlade s platnými predpismi.

Likvidácia:

Po použití zlikvidujte výrobok v súlade s platnými predpismi.



Mona

ul. Leszczynowa 8, 62-070

Dąbrówka, Poland

+48 607 106 591,

www.fit4med.com

Kompresní bandáž na koleno

Model: MEDF4-587;830

POZOR: Toto je zdravotnický prostředek třídy I, opakovaně použitelný. Před použitím si přečtěte následující pokyny k použití.

Předpokládané použití: Podpora kolenního kloubu během aktivity, snížení rizika křečí a "kyselosti" během fyzické aktivity. Pomoc při rehabilitaci po zraněních, stabilizuje, chrání postižený kloub a stimuluje prokrvení. Přináší úlevu při posttraumatických a revmatických bolestech, účinně snižuje otoky. Bandáž udržuje koleno v bezpečné poloze. Výrobek je určen pouze k použití podle uvedených indikací.

Velikost: Bandáž není univerzální a vyžaduje výběr správné velikosti. Ujistěte se, že zakoupená velikost byla správně zvolena. Před zakoupením se prosím seznamte s tabulkou velikostí.

Složení:

55% nylon, 10% spandex, 35% latexová hedvábí.

Indikace:

- pro slabá, nestabilní nebo artritická kolena,
- chronické bolesti kolene, zranění, posttraumatické a revmatické bolesti,
- zánět patelárního vazů, chronické zánětlivé stavy,
- během rehabilitace po zranění,
- během soutěží a fyzického úsilí,
- k preventivnímu použití.

Kontraindikace:

Nepoužívejte produkt, pokud diagnóza není jistá.

Nepoužívejte v případě zjištěné alergie na některou ze složek.

Nedávejte produkt do přímého kontaktu s poškozenou pokožkou.

Nutná bezpečnostní opatření:

Před každým použitím zkontrolujte, zda je výrobek v řádném stavu.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený.

Vyberte vhodnou velikost.

Pamatujte, že nošení a výběr stabilizátoru je vždy nutné konzultovat s ošetřujícím lékařem nebo fyzioterapeutem.

Z hygienických důvodů a pro zajištění účinnosti se tento výrobek nesmí znovu používat na jiného pacienta.

V případě mírného nebo silného diskomfortu, bolesti, změn velikosti končetiny nebo pocitů citlivosti výrobek odstraňte a vyhledejte radu zdravotnického pracovníka.

Nežádoucí účinky:

Výrobek může způsobit kožní reakce (zarudnutí, svědění, pálení, puchýře atd.) a dokonce rány různé závažnosti. V případě alergické reakce je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Každý vážný incident související s výrobkem musí být hlášen výrobcem.

Způsob použití:

Nasadte výrobek tak, že ho nasadíte odspodu na výšku kolenního kloubu. Aby se předešlo případným problémům s oběhem krve, vyberte správnou velikost pásu. Pro stanovení správné velikosti změřte obvod stehna (15 cm nad středem kolena) a obvod lýtky (5 cm pod středem kolena). Nohu měřte vsedě nebo ve stoje s mírně ohnutým kolenem. Používejte pouze během dne s přestávkami, aby se zajistil správný průtok krve.

Údržba:

Produkt je vhodný k praní za podmínek uvedených v pokynech na etiketě. Je vhodný k ručnímu praní při teplotě 30 stupňů. Před praním se ujistěte, že jsou suché zipy zapnuté. Nepoužívejte detergenty, změkčovače nebo agresivní chemikálie obsahující chlór. Nečistěte chemicky. Neuschovávejte v sušičce. Nežehlit. Sušte v rozložené poloze.

V případě deformace nebo strukturálního poškození výrobku jej zlikvidujte v souladu s platnými předpisy.

Likvidace:

Po použití zlikvidujte výrobek v souladu s platnými předpisy.



Mona
ul. Leszczynowa 8, 62-070
Dąbrowka, Poland
+48 607 106 591,
www.fit4med.com

Knee compression brace

Model: MEDF4-587;830

WARNING: This is a Class I medical device, reusable. Please read the following instructions for use before using.

Intended use: Support for the knee joint during activities, reducing the risk of cramps and "lactic acid" during physical activities. Aids in rehabilitation after injuries, stabilizes, protects the injured joint, and stimulates blood circulation. Provides relief for post-traumatic and rheumatic pain, effectively reducing swelling. The brace keeps the knee in a safe position. The product is intended solely for use in the mentioned indications.

Size: The brace is not universal and requires selecting the appropriate size. Ensure that the purchased size is correctly chosen. Please refer to the size chart before purchasing.

Composition:

55% nylon, 10% spandex, 35% latex silk.

Indications:

- for weak, unstable, or arthritic knees,
- chronic knee pain, injuries, post-traumatic and rheumatic pain,
- patellar ligament inflammation, chronic inflammatory conditions,
- during rehabilitation after an injury,
- during competitions and physical exertion,
- for preventative use.

Contraindications:

Do not use the product if the diagnosis is uncertain. Do not use if an allergy to any of the components has been identified.

Do not place the product in direct contact with damaged skin.

Necessary precautions:

Before each use, check if the product is in proper condition.

Do not use the product if it is damaged.

Choose the appropriate size.

Remember that wearing and selecting the stabilizer should always be consulted with the treating physician or physiotherapist.

For hygiene reasons and to ensure effectiveness, do not reuse this product on another patient.

In case of mild or severe discomfort, pain, changes in limb size, or sensory disturbances, remove the product and seek advice from a healthcare professional.

Adverse effects:

The product may cause skin reactions (redness, itching, burning, blisters, etc.) and even wounds of varying severity. In the case of an allergic reaction, seek medical assistance immediately. Any serious incident related to the product must be reported to the manufacturer.

Instructions for use:

Put on the product by pulling it up from the bottom to the height of the knee joint. To avoid potential issues with blood circulation, it is important to choose the appropriate size of the brace. To determine the correct size, measure the thigh circumference (15 cm above the center of the knee) and the calf circumference (5 cm below the center of the knee). Measure the leg while seated or standing with the knee slightly bent. Use only during the day with breaks to ensure proper blood flow.

Maintenance:

The product is suitable for washing under the conditions specified in the instructions on the label. It is suitable for hand washing at a temperature of 30 degrees. Before washing, ensure that the Velcro straps are fastened. Do not use detergents, fabric softeners, or aggressive chemicals containing chlorine. Do not dry clean. Do not tumble dry. Do not iron. Lay flat to dry.

In case of deformation or structural damage to the product, dispose of it in accordance with applicable regulations.

Disposal:

After use, dispose of the product in accordance with applicable regulations.



Mona
ul. Leszczynowa 8, 62-070
Dąbrówka, Poland
+48 607 106 591,
www.fit4med.com

Fascia de compresie pentru genunchi

Model: MEDF4-587;830

ATENȚIE: Acesta este un dispozitiv medical de clasa I, reutilizabil. Vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni de utilizare înainte de utilizare.

Utilizare prevăzută: Sprijin pentru articulația genunchiului în timpul activităților, reducerea riscului de crampe și "acidoză" în timpul efortului fizic. Ajută la rehabilitarea după Leziuni, stabilizează, protejează articulația afectată, stimulează circulația sanguină. Oferă ușurare în durerile post-traumatice și reumatice, reducând eficient umflăturile. Bandajul menține genunchiul într-o poziție sigură. Produsul este destinat exclusiv utilizării în indicațiile menționate.

Mărime: Bandajul nu este universal și necesită selectarea unei dimensiuni corespunzătoare. Asigurați-vă că dimensiunea achiziționată a fost aleasă corect. Consultați tabela cu dimensiuni înainte de achiziționare.

Compoziție:

55% nylon, 10% spandex, 35% latex de mătase.

Indicații:

- pentru genunchi slabi, instabili sau cu artrită,
- durere cronică la genunchi, leziuni, dureri post-traumatice și reumatice,
- inflamația ligamentului patelar, stări inflamatorii cronice,
- în timpul recuperării după o leziune,
- în timpul competițiilor și efortului fizic,
- pentru utilizare preventivă.

Contraindicații:

Nu utilizați produsul dacă diagnosticul nu este sigur. Nu utilizați în cazul în care a fost identificată o alergie la una dintre componente.

Nu plasați produsul în contact direct cu pielea deteriorată.

Măsurile de precauție necesare:

Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă produsul este în stare corespunzătoare.

Nu utilizați produsul dacă este deteriorat.

Alegeți dimensiunea potrivită.

Rețineți că purtarea și alegerea stabilizatorului trebuie întotdeauna consultate cu medicul sau fizioterapeutul care se ocupă de tratament.

Din motive de igienă și pentru a asigura eficiența, nu reutilizați acest produs pe un alt pacient.

În caz de disconfort ușor sau sever, durere, modificări ale dimensiunii membrelor sau tulburări senzoriale, îndepărtați produsul și căutați sfatul unui profesionist din domeniul sănătății.

Efecte secundare nedorite:

Produsul poate provoca reacții ale pielii (roșeață, mâncărime, ardere, vezicule etc.) și chiar răni de diferite severități. În cazul apariției unei reacții alergice, solicitați imediat asistență medicală. Orice incident serios legat de produs trebuie raportat producătorului.

Instrucțiuni de utilizare:

Îmbrăcați produsul trăgându-l de la bază până la înălțimea articulației genunchiului. Pentru a evita problemele potențiale legate de circulația sângelui, este important să alegeți dimensiunea corespunzătoare a bandajului. Pentru a determina dimensiunea corectă, măsurați circumferința coapsei (15 cm deasupra centrului genunchiului) și circumferința gambei (5 cm sub centrul genunchiului). Măsurați piciorul în poziție șezândă sau în picioare cu genunchiul ușor îndoit. Utilizați doar pe parcursul zilei cu pauze pentru a asigura un flux sanguin corespunzător.

Întreținere:

Produsul este potrivit pentru spălare în condițiile specificate în instrucțiunile de pe etichetă. Este adecvat pentru spălarea manuală la o temperatură de 30 de grade. Înainte de spălare, asigurați-vă că aricile sunt fixate. Nu folosiți detergenți, agenți de înmuiere sau substanțe chimice agresive care conțin clor. Nu curățați prin uscare. Nu uscați în uscător. Nu călcați. Usați în poziție întinsă.

În cazul deformării sau deteriorării structurale a produsului, eliminați-l conform reglementărilor în vigoare.

Eliminare:

După utilizare, eliminați produsul conform reglementărilor în vigoare



Mona
ul. Leszczynowa 8, 62-070
Dąbrowka, Poland
+48 607 106 591,
www.fit4med.com