

Rubber Latex Condoms, please read carefully. Always handle the condom carefully including removal from the package so as to avoid damage to the condom by finger nails, jewellery, etc. Condoms made from natural rubber latex may cause allergic reactions including anaphylactic shock. A condom should never be used for a second time, condoms are for single use only and should be discarded after use. The risk of failure with condoms of 100% protection is also higher. The use of a condom cannot guarantee 100% protection against pregnancy, HIV, or Sexually Transmitted Infections (STIs). If in doubt always consult a doctor. If additional lubrication is desired, use the type of lubricant recommended for use with condoms e.g. for Natural Rubber Latex Condoms a water-based lubricant such as Pessaire TLC or Light Lube and the need to avoid oil based lubricants such as Vaseline, baby oil, petroleum jelly, baby lotion, massage oils, margarine, etc., as these are deleterious to the integrity of the latex condom. Use of condom without additional sex increases the risk of breakage. It is recommended to use additional lubrication if vaginal lubrication is insufficient or for anal sex to minimize the risk of condom breaking or coming off. Consult a doctor or pharmacist about the compatibility of topical medicines that might come in contact with the condom. Carrying condoms in your pocket or purse may damage them. Do not use condoms if you have unprotected sex or your method of contraception has failed, contact your Sexual Health Clinic or GP for emergency contraception advice preferably no later than 72 hours. Keep away from children, children can choke or suffocate on unflattened or broken condom fragments. Use of condom during oral sex increases the risk of asphyxiation, choking or condom breaking. A latex condom is a medical device. Any complaint or incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Behandeln Sie das Kondom immer vorsichtig, auch bei der Entnahme aus der Verpackung, um eine Beschädigung des Kondoms durch Fingernägel, Schmutz usw. zu vermeiden. Kondome aus Latex sind für Personen mit einer Allergie gegen Latex ungeeignet. Nach dem anaphylaktischen Schock kann es zu einer lebensbedrohlichen Reaktion kommen. Ein Kondom sollte niemals ein zweites Mal benutzt werden. Kondome sind nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt und bei Wiederverwendung besteht eine erhöhte Versagens- oder Infektionsrisiko, es besteht auch ein höheres Risiko, dass es platzt. Ein Kondom zu benutzen ist kein 100% Schutz vor Schwangerschaft, HIV, oder sexuell übertragbaren Infektionen. Wenn Sie ein Kondom in zwei oder mehreren Anzügen tragen, ist das Risiko einer Infektion höher. Wenn Sie ein Kondom für die Verwendung mit Kondomen empfohlenes Gleitmittel, z. B. ein Gleitmittel auf Wasserbasis für Kondome aus Naturkautschuk, wie Pessante TLC oder Light Lube, und vermeiden Sie den Gebrauch von ölhaltigen Gleitmitteln wie Vaseline, Babyöl, Lotionen, Massagenölen, Butter, Margarine usw., da diese die Haltbarkeit von Latex-Kondomen verringern. Für Analverkehr benutzen Kondome besteht ein erhöhtes Risiko einer Infektion mit HIV. Wenn Sie ein Kondom für die Verwendung eines zusätzlichen Gleitmittels wird bei Scheidentrockenheit oder beim Analverkehr empfohlen, um das Risiko, dass das Kondom platzt oder abbrucht zu minimieren. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bezüglich der Verträglichkeit topischer Anreizmittel, die mit dem Kondom in Kontakt kommen könnten. Kondome in Ihrer Geliebte, hinteren Hosentasche, Handtasche oder ähnlichem mitnehmen, kann zu einer Beschädigung des Kondoms führen. Die Geschlechtsverkehr hatten oder wenn Ihre Methode der Empfängnisverhütung versagt hat, wenden Sie sich, vorzugsweise innerhalb von 72 Stunden, zwecks Beratung über Notverhütung an Ihr Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung oder Ihren Hausarzt. Von Kindern fernhalten. Erstlingsgefahr durch aufgeblassene oder kaputte Kondome. Die Verwendung von Kondomen beim Oralsex erhöht die Erstickungsgefahr. Ein Kondom ist ein Medizinprodukt und sollte von einem Hersteller oder Friseur, der eine entsprechende Zulassung im Zusammenhang mit dem Produkt ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats zu melden, in dem der Benutzer und/oder der Patient anständig ist.

son. Manipulez toujours le préservatif avec soin, tout particulièrement lorsque vous faites le sortez de son étui, pour éviter de l'endommager avec les ongles, les bijoux etc. Les préservatifs fabriqués en latex de caoutchouc naturel peuvent provoquer des réactions allergiques, un usage unique et choc anaphylactique. Un préservatif ne doit jamais être réutilisé. Les préservatifs en latex sont disponibles en deux versions : un usage unique et leur réutilisation peut accroître le risque d'échec ou d'infection, ainsi que le risque de rupture. L'utilisation d'un préservatif ne peut pas garantir une protection à 100 % contre la grossesse, le VIH ou les infections sexuellement transmissibles. En cas de doute, assurez vous toujours de consulter un médecin. Si vous avez besoin d'une lubrification supplémentaire, utilisez le type de lubrifiant recommandé pour utilisation avec les préservatifs, par exemple pour les préservatifs en latex de caoutchouc naturel, un lubrifiant à base d'eau (comme le Pessier ou TLC ou Light). Les lubrifiants à base d'huile, comme l'huile d'olive, ne sont pas compatibles avec les préservatifs à base de latex, car ils peuvent les rendre cassants. Les huiles pour massage, le beurre, la margarine etc., car ils risquent d'altérer l'intégrité du préservatif en latex. Les préservatifs utilisés pour une pénétration anale présentent un risque plus élevé de glissement ou de s'endommager. Il est recommandé d'utiliser une lubrification supplémentaire si la lubrification vaginale est insuffisante ou pour des relations anales, afin de réduire au maximum le risque que le préservatif ne s'arrache ou ne s'enlève. Veuillez consulter un médecin ou un pharmacien quant à la compatibilité des médicaments topiques avec les préservatifs à base de latex en contact avec le préservatif. Il est déconseillé de ranger les préservatifs dans votre portefeuille, poche à armoire, sac à main ou similaire. En cas de relations sexuelles non protégées ou d'un échec de votre moyen de contraception, veuillez contacter votre planning familial le plus proche ou votre médecin pour obtenir des conseils sur les moyens de contraception d'urgence, de préférence dans un délai maximum de 72 heures. Tenir à l'écart des enfants. Risque de suffocation dû à des préservatifs gonflés ou cassés. Utilisation de préservatifs pendant les rapports sexuels oraux. Les préservatifs ne sont pas destinés à être utilisés comme dispositif médical destiné aux profanes - hommes ou femmes adultes, tous les sexes. Les sérieux Les incidents liés au produit sont notifiés au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est résident.

quando lo si estrinseca la confezione per evitare di danneggiarlo con le unghie, gli occhi, ecc.). I profilattici in lattice di gomma naturale possono provocare reazioni allergiche incluso lo shock anafilattico. Non utilizzare mai un profilattico una seconda volta; i profilattici sono monouso e se vengono riutilizzati aumenta il rischio di inefficacia o infezione, come pure quello di una loro rottura. L'uso di un profilattico con meno del 10% la protezione da gravidanza. Le infezioni a Trasmissione sessuale (ITS). Nel dubbio, rivolgersi sempre a un medico. Se si desidera utilizzare anche un lubrificante, scegliere un tipo di lubrificante consigliato l'uso con i profilattici; per esempio, per i Profilattici in lattice di gomma naturale, un lubrificante a base d'acqua come Pasante TLO o Lige Lub, ed evitare di usare lubrificanti a base di olio come la vaselina, oli per l'infanzia, lozioni per il corpo, oli per massaggi, burro, margarina, ecc., che pregiudicano l'integrità del lattice. Evitare l'uso di lubrificanti a base di olio, come l'olio di oliva, per il rischio danneggiamento. Si raccomanda di utilizzare anche un lubrificante se la lubrificazione vaginale non è sufficiente o per praticare il sesso anale, per ridurre al minimo il rischio di rottura o sfilamento del profilattico. Consultare un medico o un farmacista per ottenere informazioni sulla compatibilità dei farmaci topici che possono venire a contatto con il profilattico. Si sconsiglia di conservare i profilattici nel portafoglio, in una tasca posteriore, nella borsetta o nella borsa, per un lungo periodo di tempo. L'uso di un altro metodo contraccettivo unguento, contraccettivo. Ambulatorio di sessuologia o il medico curante per ottenere consensi sulla contraccezione di emergenza preferibilmente non oltre le 72 ore di utilizzo. Tenerli lontani da bambini. Può causare pericolo di soffocamento a causa di frammenti di preservativi non soffiati o strappati. L'uso di preservativo durante il sesso orale aumenta il rischio di asfissia o soffocamento. Il preservativo è un dispositivo medico che può essere usato solo se il paziente ha la capacità di comprendere e di utilizzare correttamente il dispositivo deve essere segnalato al fabbricante e all'utente competente dello Stato membro in cui l'utente e/o il paziente si trova.

estudiar con detenimiento.

Manejar siempre el preservativo con sumo cuidado, cuidando de no rasgarlo con uñas, joyas, etc. al sacarlo del envoltorio. Los preservativos de látex de caucho natural pueden provocar reacciones alérgicas, como el shock anafiláctico. Un preservativo no debe nunca utilizarse una segunda vez, son de uso único ya que si se lo vuelve a utilizar puede incrementar el riesgo de que no cumpla su función como de infección, aumentando también el riesgo de que se rompa. El empleo del preservativo no constituye una garantía de protección absoluta contra el embarazo, VIH o infecciones transmitidas sexualmente (ITS). El uso de estos preservativos debe ser responsable. Si se desea disminuir el riesgo de infección, el tipo de lubricante recomendado para preservativos, por ejemplo, para preservativos de látex de caucho natural, un lubricante a base de agua como Pasante TLC o Light Lub, debiendo evitarse el uso de lubricantes a base de aceite incluyendo por ejemplo leche de petróleo, aceite para bebés, lociones corporales, lociones para masajes, manzanilla, margarina, etc., ya que merman la integridad del preservativo. El uso de preservativos para el sexo anal incrementa el riesgo de ruptura. Se recomienda utilizar lubricante adicional si la lubricación vaginal es insuficiente o si se practica el sexo anal para reducir al mínimo el riesgo de que el preservativo se rompa o se resquebraje. Con respecto al uso de Contracepción de emergencia farmacológico sobre la compatibilidad de medicamentos tópicos que pueden entrar en contacto con el preservativo. No es recomendable llevar preservativos en la cartera, bolsillo de atrás, bolso, etc. Si ha practicado el sexo sin tomar precauciones, o el método escogido de anticoncepción ha fallado, contactar con una clínica de salud sexual o médico para informarse sobre métodos anticonceptivos de emergencia antes de que pasen 72 horas. Mantener alejado de los niños. Los preservativos desinfectados y los fragmentos de preservativos rotos pueden causar asfixia o sofocar. Utilizar preservativos durante el sexo oral aumenta el riesgo de asfixia, sofocamiento o ruptura del preservativo. Los preservativos no deben utilizarse para protegerse contra la infección por VIH - herpes y mujeres adultas. Cuidado: incidente grave que prolonga la relación con el dispositivo médico debe ser comunicado al fabricante y a la autoridad competente del Estado. Miembro en el que el uso diario y/o el paciente está establecido.

Hänta alltså kom någon försiktig, även när du tar ut den ur förpackningen. Så att inte den skadas av till exempel naglar eller smycken. Kondomen av naturligt latexgummi kan orsaka allergiska reaktioner, inklusive analytiskt känd. Kon domom får aldrig användas mer än en gång. Kondomen är en engångsprodukt och om den återanvänds ökar risken för allvariga komplikationer som infektioner och att kondomen går sönder. Användning av kondom bör inte vara ett alternativ till skydd mot graviditet, HIV eller sexuellt överförbara sjukdomar. Om du är osäker på hur eller var du alltid kontakt kondom. Om ytterligare glidmedel används ska det vara ett medel som rekommenderas för användning med kondom. För kondomen i naturligt latexgummi innebär det ett välfärdssäkert glidmedel som passande TSLC eller Light Lube. Öljebaserade glidmedel som exempelvis babyolja, kroppssmol, olja eller smör är inte tillåtna. Om du bör använda ett annat glidmedel än kondom lättare går sönder. Om kondomen används vid analsex är risken större att den glider av eller skadas. Vid analsex, eller om sidan är röt, bör ytterligare glidmedel användas för att minimera risken att kondomen går sönder eller glider av. Tala med din läkare eller ditt apotek om du använder hudkrem som kan irritera huden. Om du använder kondom för att skydda dig mot planboken, baskifad, handväskan eller liknande. Om du har till skyddat sex eller om ditt preventivmedel inte har fungerat som det ska, bör du kontakta din preventivmedelsmottagning eller vårdcentral för råd om direkt preventivmedel, helst inom 72 timmar. Förvaras torrt och svaltt, ej i direkt solljus. Förvaras ödkölmigt för barn. En trasig eller inte upplåst kondom kan leda till kvävning. Användning av kondom innebär inte skydd mot HIV. Om du har en sjukdom som en medicinsk enhet kan meddelas att användas av lekare - vuxna män och kvinnor. Alla allvariga incidenter som uppstår i samband med produkten ska rapporteras till tillverkaren och lämplig lokal myndighet.

Ich dokładne przeczytanie. Z prezerwatywą należy zawsze obchodzić się ostrożnie, wyjmując ją z opakowania w taki sposób, aby uniknąć uszkodzenia prezerwatywy paznokciami, biżuterią, itp. Prezerwatywy wykonane z lateksu z gumy naturalnej mogą

ryzko infekcji, stosowanie prezerwatywy nie gwarantuje 100% ochrony przed ciężką, wirusem HIV, czy chorobami przenoszonymi drogą płciową. W razie wątpliwości należy zawsze skonsultować się z lekarzem. Jeśli konieczne jest zastosowanie dodatkowego lubrykantu, użyj lubrykantu zalecanego do stosowania z prezerwatywami, na przykład do prezerwatywy z lateksu z gumą naturalną zaleca się lubrykant na bazie wody, jak np. Pessante L lub Light Lub. Należy pamiętać, że stosowanie lubrykantów na bazie wody, jak wszelkimi, oliwkami, olejami, balsamami, kremami, masłami, smalcem, margaryną, itp., gdyż są one szkodliwe dla integralności prezerwatywy lateksowej. Prezerwatywy stosowane do seksu analnego mogą powodować zwiększone ryzyko zranienia się lub uszkodzenia. Zaleca się używać dodatkowego lubrykantu, jeżeli doświadczamy do pochwy nie jest wystarczający lub do seksu analnego, aby zminimalizować ryzyko infekcji lub zranienia się prezerwatywy. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, aby uzyskać informacje na temat kompatybilności oraz zastosowania miejscowym, które mogą być stosowane przed lub po stosowaniu prezerwatywy w pochwie, tylnej kieszce, torse lub w podobnym miejscu nie jest wskazane. Jeśli chodzi o seks bez zabezpieczenia, albo twórcą metody antykoncepcji zawieszki, skontaktuj się z poradnią zdrowia seksualnego lub lekarzem w celu uzyskania porady w sprawie antykoncepcji awaryjnej, najlepiej nie później niż w ciągu 72 godzin. Trzymać z dala od dzieci. Może zadziwić się lub udusić nieumiejętnymi lub przenawianymi fragmentami prezerwatywy. Używać prezerwatywy podczas stosowania oralnego zwiększa ryzyko uszkodzenia i zadziwienia. Prezerwatywa to wyrob medyczne do użytku seksualnego. Nie należy używać prezerwatywy w przypadku incydent, który wystąpił w związku z wyborem, powinien zostać zgłoszony wytwórcy oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym przebywa użytkownik (lub pacjent).

НИМАТЕЛНО. Винаги боравете внимателно с презерватив, използван при вадене от опловатна, така че да не се допуска уреджане на презерватив с нокти, бижута и т.н. Презервативите, изработени от естествен латекс, могат да предизвикат алергични реакции, изключително анафилактични shock. Презервативът никога не трябва да се използва повторно, презервативите са за еднократна употреба и ако се използва презерватив, който носи по-висок риск от неблагоприятен резултат или инфекция, рискът от осповняване също е по-висок. Използването на презерватив не може да гарантира 100% защита от бременност, HIV или болести, предавани по полов път (БПВП). В случай на съмнение винаги се консултирайте с лекар. Ако е необходим допълнителен лубрикант, използвайте тазе вид, който се препоръчва за използване с презерватив, напр. за презерватив от естествен латекс, лубрикант на водна основа. Разбира се, използването на лубрикант намалява предвид необходимостта от избягване на лубриканти на маслена основа (като вазелин, бебешо масло, оликои за тяло, маслини масла, краве масло, маргарин и др., тъй като те са вредни за целостта на латексовия презерватив. Презервативите, използвани за анализен секс, може да са с по-високи риск от изхлуване или да бъдат повредени. Презервативите, които да се използват допълнителен лубрикант, не са за анализен секс. Презервативите, които да се използват за анализен секс, да се сведе до минимум рискът от разкъсване или изпадане на презерватива. Консултирайте се с лекар или фармацевт относно съвместимостта на лубрикант лекарства, които могат да влязат в контакт с презерватива. Носенето на презерватив в портфейла, джакния кош, чантата или други подобни не е препоръчително. Ако правите небезопасен секс или негодатен или на контрацепция е неуспешен, съберете се с вашия лекар, лекарствен, възможна контрацепция, която не е латекс за спешна помощ за контрацепция, за предпазители не по-късно от 72 часа. Дръжте далеч от деца, деца могат да се задават или задушат от нещадни или оскъсни фрагменти от презерватив. Използването на презерватив по време на ораген секс увеличава риска от задушаване, задушаване или оскъсане на презерватив. Презервативите от латекс са медицински изделия. Използването е предназначено за употреба при възрастни лица, които изключват, възрастни, възрастни, които не са изключително, трябва да бъде докладвано на производител и на компетентния орган на държавата член, в която потребител или пациентът пребивава.

S kondomami manipulujte opatrně, vřátne vybitá z balení, aby se předšlchl ich poškození nechtané, šperkami a pod. Kondomy vyrobené přírodním lepkavým gumy možo způsobovat alergické reakce, vrátne analýtického skou. Kondom by se nikdy nebyl používat, pokud je poškozený, nebo pokud je již použit. Pokud použijte kondom opakovaně, rovněž zvýšené riziko ich zhyznia ale infekcie a tiež je vyššie riziko ich roztrhnutí. Použitie kondomu nemôže 100 zaručiť ochranu proti tehotenstvu, HIV, alebo sexuálne prenosným infekciám (SPI). Mäkké pocyhotní, poradenie sa s lekárom. Ak potrebujete dodatočný lubrikantný prostriedok, použite lubrikantný prostriedok odporúčaný na použitie spolu s kondomami, napríklad lubrikantný prostriedok na báze vody, ako napríklad Pilsante TLC, alebo Light Lub. Je to nevyhnutné predísť použitiu lubrikantných prostriedkov na báze oleja, ako napríklad vazelína, dezinfekčný olej, telové krémy, masťové oleje, maslo, margarín a pod., keďže tieto môžu porušiť celistvosť kondomu. Pri kondomoch používaných na analýsy sex rovněž zvýšené riziko zosymknuť alebo poškození. Pokud nie je potrebné, neodporúčame používať kondomy na analýzy sex. Ak potrebujete dodatočný lubrikantný prostriedok, aby sa predišlo roztrhnutiu alebo zosymknuť kondomu. Poradenie sa so svojim lekárom alebo lekárom o vhodnosti lokálne používaných liečiv, ktoré sa môžu dostať do kontaktu s kondomom. Neodporúča sa prenášať kondomy v peňaženke, zadnom vrecku nohavíc, v taške alebo podobne. Ak máte nechránený pohlavný styk alebo ak zhylna možnosť vášho partnera, použite kondom. Použitie kondomu môže byť jedinou praktickou lekárnou možno do 72 hodín, aby ste získali poradenstvo o núdzovej antikoncepcii. Uchovávať mimo dosahu detí. Delí by sa mohli zdať kúskami nenafuknutého alebo prasknutého kondomu. Použitie kondomu počas orálneho sexu zvyšuje riziko zadusenía alebo prasknutia kondomu. Latexový kondom je zdravotnícka pomôcka. Pomôcka je určená len na použitie dospelej osoby. Použitie kondomu môže byť jedinou praktickou lekárnou možno, je potrebné nájsť výrobcu a príslušného orgánu detského štátu, v ktorom používate alebo pacient paje.

z přírodního latexu. Čtěte pozorně! S kondomem manipulujte opatrně. Při jeho vybalování předcházte možným poručením kondomu nitro, šperky atd. Kondomy z přírodního latexu mohou vyvolat alergické reakce včetně anafylaktického šoku. Kondomy jsou určeny k jednorázovému použití, nikdy je nepoužívejte opakovaně. Při přímém opalování použijte kondom s rúčkou. Různé druhy kondomů se nesmí kombinovat. Nezanedbněte 100% ochranu proti pohlavnímu HIV a jiným pohlavním chorobám. Máte-li jakékoli pochybnosti, obraťte se prosím na lékaře. Chystáte-li se použít lubrikant, zvolte druh doporučený k použití v kombinaci s kondomy z přírodního latexu, tj. lubrikant na vodní bázi, jako např. Pasante TLC nebo Light Lube. Nepoužívejte lubrikant na olejové bázi, např. vazelinu, kokaínový olej, tělová mýdla, krém, olej, maslo, máslo, tuky, oleje, vazelínu, atd. Jejich použití může způsobit poškození kondomu. Při análnímu sexu hrozí narušení integrity latexových kondomů. Při análním sexu hrozí větší šok sliznici než poškození kondomu. Při anální penetraci vaginální lubrikance nedostatečná nebo praktizujícíe analní sex, doporučujeme použít lubrikant a snížit tak riziko porušení nebo sklouznutí kondomu. Ohledně lokálně aplikovaných léků, která by mohla být do styku s kondomem, se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. Ukládání kondomů do penězencek, zadních kapsiček, kabelek apod. může způsobit poškození kondomu. Kondomy nepoužívejte s antikoncepcí, kterou používáte, se neopíjejte do 72 hodin obrátte na svého lékaře nebo lékárníka a vyžádejte si doporučení ohledně nouzové antikoncepcí. Uchovejte mimo dosah dětí. Nerozvírajte kondom, nebo jeho části při poškození mohou způsobit další nebo dušení. Použití kondomu při orálním sexu zvyšuje riziko dávání nebo dušení. Kondom je zdravotnický prostředek určený laickým osobám - dozorci zdravotnictví nejsou povinni provádět kontrolu, zda těmto osobám v souvislosti s přípravkem, by měl být nahášen výrobu a příslušnému orgánu dlenského státu, v kterém má uživatel nebo pacient sídlo.

[illegible]

Expose to light for 30 seconds | 30 Sekunden lang Licht aussetzen | Exposer à la lumière pendant 30 secondes | Esporre alla luce per 30 secondi | Exponer a la luz durante 30 segundos | Exponer a la luz durante 30 segundos | Exponera for ljus i 30 sekunder | Wystaw na działanie światła przez 30 sekund | Изложить на свету на 30 секунд | Vystavte svetlu po dobu 30 sekund | Wystawte światło po dobu 30 sekund | Izložite svjetlu 30 sekundi | تعريض للصورة لمدة 30 ثانية

44
ex
e Ltd.

Healthcare
Pay
Success
7538
com

ante

ante
mmer
acing,
5 8TA
(0) 19
w.pas

Pas
 Com
 Lan
 BNI
 UK
 +44
 www

SL1310K v1



Karex industries Sdn. Bhd.
PTD 7906 & 7907, Taman Pontian Jaya,
Bt. 34 Jalan Johor, 82000 Pontian,
Johor, Malaysia

EC REP Advena Ltd, Tower Business Centre,
2nd Flr., Tower Street, Swatar, BKR
4013, Malta

 Pasante Europe Ltd
Unit 3D North Point House, North Point
Business Park, New Mallow Road

Cork, T23 AT2P IRELAND

Pas
 Com
 Lan
 BNI
 UK
 +44
 www

