

Orteza stawu kolanowego z boczną stabilizacją

Model: MEDF4-1061;1082

UWAGA: To jest wyrób medyczny klasy I, wielokrotnego zastosowania. Przez użyciem zapoznaj się z poniższą instrukcją użytkowania.

Przewidziane zastosowanie:

Odciążenie, utrzymanie kolana w odpowiedniej pozycji, zapobiegając niekontrolowanym ruchom i ewentualnym kontuzjom. Wycięcie na rzepkę dobrze stabilizuje, przeciwdziałając jej przemieszczaniu. Może być stosowana podczas rehabilitacji po kontuzjach w celu wspierania procesu gojenia oraz przywracania pełnej funkcji stawu. Wyrób przeznaczony jest wyłącznie do stosowania w wymienionych wskazaniach. Orteza nie jest uniwersalna i wymaga doboru odpowiedniego modelu na lewe /prawe kolano. Należy upewnić się, że zakupiony produkt jest właściwy dla danej strony.

Skład:

62% neopren;18.5% nylon,12.5% poliester,7% Spandex

Rozmiar: Orteza nie jest uniwersalna i wymaga doboru odpowiedniego modelu na lewe /prawe kolano. Należy upewnić się, że zakupiony produkt jest właściwy dla danej strony. Obwód nad kolaniem 37-46 cm / Obwód pod kolaniem 31 - 40 cm

Zastosowanie:

Orteza kolanowa łączy komfort i stabilność , fiszbiny, pozwalają utrzymać konstrukcję boczną bez zawijania materiału podczas ruchu stawu kolanowego.

Pozwalają na jego odciążenie, wspomagają boczną stabilizację stawu kolanowego zapewniając jednocześnie dodatkowe wsparcie pomagając w

Trzy niezależne zapięcia dają możliwość szybkiej regulacji kompresji zwiększając komfort użytkowania

Wskazania

Zwichnięcia i nadwyrężenia, niestabilność rzepki' bóle reumatyczne i obrzęki, profilaktycznie przy wzmożonym wysiłku, prewencyjnie po urazach, aktywność sportowa

Przeciwwskazania

Nie używać produktu jeśli diagnoza nie jest pewna. Nie używać w przypadku stwierdzonej alergii na jeden z elementów składników. Nie umieszczać produktu tak aby bezpośrednio stykał się z uszkodzoną skórą

Konieczne środki ostrożności:

Przed każdym użyciem sprawdzić czy wyrób jest w należytym stanie.. Nie używać wyrobu jeśli jest uszkodzony

Pamiętaj, aby noszenie i wybór stabilizatora zawsze skonsultować z lekarzem prowadzącym lub fizjoterapeutą.

Ze względów higienicznych i w trosce o skuteczność działania nie należy używać ponownie tego wyrobu u innego pacjenta. W razie lekkiego lub silnego dyskomfortu , bólu zmiany wielkości kończyny , zaburzeń czuciowych zdjąć wyrób i zasięgnąć porady pracownika służby zdrowia.

Niepożądane skutki uboczne

Wyrób może spowodować reakcje skórne (zaczerwienienie , swędzenie,, pieczenie, pęcherze itp) a nawet rany o różnym nasileniu. . W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi.

Sposób użycia zakładania

Ustaw stabilizator dopasowując okrągły otwór do pozycji rzepki. Dopasuj pasy z rzepem zapinając je z przodu stawu kolanowego tak by zapewnić naturalny ruch stawu, wyrównując punkt podparcia. Następnie zapnij pozostałe dwa pasy (górny i dolny) do uzyskania komfortowej kompresji. Elastyczne, regulowane pasy odpowiadają za precyzyjne dopasowanie opaski do kolana zapewniając optymalną kompresję dla stawu. Aby uniknąć ewentualnych problemów dotyczących zaburzenia krążenia krwi , nie należy zaciskać opaski zbyt mocno.

Utrzymanie:

Produkt nadaje się do prania w warunkach określonych w niniejszej instrukcji na etykiecie. Nadaje się do prania ręcznego w temperaturze 30 stopni. Przed praniem należy zapiąć rzepy. Nie używać detergentów , środków zmiękczających ani agresywnych zawierających chlor. Nie czyścić na sucho. Nie suszyć w suszarce. Nie prasować. Suszyć w stanie rozłożonym
W przypadku wystąpienia odkształceń, deformacji struktury wyrobu, zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Utylizacja:

Po użyciu wyrób zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Mona

ul. Leszczynowa 8, 62-070

Dąbrówka, Poland

+48 607 106 591,

www.fit4med.com

Orteza stawu kolanowego z boczną stabilizacją

Model: MEDF4-1061;1082

POZOR: Toto je zdravotnícky prostriedok triedy I, opakovane použiteľný. Pred použitím si prečítajte nasledujúce pokyny na použitie.

Predpokladané použitie:

Odlahčenie, udržanie kolena v správnej polohe, zabránenie nekontrolovaným pohybom a možným úrazom. Výrez na česku dobre stabilizuje a zabraňuje jej posunu. Môže sa používať počas rehabilitácie po zraneniach na podporu procesu hojenia a obnovenie plnej funkcie kĺbu. Výrobok je určený výhradne na používanie v uvedených indikáciách. Ortéza nie je univerzálna a vyžaduje výber správneho modelu na ľavé/pravé koleno. Je potrebné sa uistiť, že zakúpený produkt je vhodný pre danú stranu.

Zloženie:

62% neopréna; 18,5% nylon, 12,5% polyester, 7% spandex.

Veľkosť:

Ortéza nie je univerzálna a vyžaduje výber správneho modelu na ľavé/pravé koleno. Je potrebné sa uistiť, že zakúpený produkt je vhodný pre danú stranu. Obvod nad kolenom 37-46 cm / Obvod pod kolenom 31-40 cm.

Využitie:

Ortéza na koleno spojuje komfort a stabilitu. Fiszbinami je možné udržať bočnú konštrukciu bez zohýbania materiálu počas pohybu kolenného kĺbu.

Umožňuje odlahčiť koleno, podporuje bočnú stabilizáciu kolenného kĺbu a poskytuje dodatočnú oporu, čím pomáha zlepšiť celkovú stabilitu a eliminuje skrútenie v kolene. Otvorená konštrukcia je vybavená dvoma uzávermi na suchý zips. Ortéza tiež obsahuje elastický obvodový pás, ktorý je zabezpečený suchým zipsom. Tri nezávislé zapínania poskytujú rýchle nastavenie kompresie, čo zvyšuje komfort používania.

Indikácie:

Vyvrtnutia a natiahnutia, nestabilita kolena, reumatické bolesti a opuchy, prevencia pri zvýšenom úsilí, prevencia po zraneniach, športová aktivita.

Kontraindikácie:

Nepoužívajte produkt, ak diagnóza nie je istá. Nepoužívajte v prípade zistenia alergie na niektorú z komponentov.

Nedávajte produkt do priameho kontaktu s poškodenou pokožkou.

Nutné bezpečnostné opatrenia:

Pred každým použitím skontrolujte, či je výrobok v riadnom stave.

Nepoužívajte výrobok, ak je poškodený.

Pamätajte, že nosenie a výber stabilizátora by malo byť vždy konzultované s ošetrojúcim lekárom alebo fyzioterapeutom.

Z hygienických dôvodov a na zabezpečenie účinnosti sa tento výrobok nesmie znovu používať na iného pacienta.

V prípade mierneho alebo silného diskomfortu, bolesti, zmien veľkosti končatiny alebo pocitov citlivosti výrobok odstráňte a vyhľadajte radu zdravotníckeho pracovníka.

Nežiadúce účinky:

Výrobok môže spôsobiť kožné reakcie (zarudnutie, svrbenie, pálenie, pluzgiere atď.) a dokonca rany rôznej závažnosti. V prípade alergickej reakcie je potrebné okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Každý závažný incident súvisiaci s výrobkom je potrebné hlásiť výrobcovi.

Spôsob použitia: Nastavte stabilizátor tak, aby bolo okrúhle otvor správne umiestnené na pozíciu česky. Prispôsobte pásy so suchým zipsom a upevnite ich vpredu pri kolennom kĺbe, aby sa zabezpečil prirodzený pohyb kĺbu a vyrovnal sa bod podpieraní. Následne zapnite ďalšie dva pásy (horný a dolný) pre dosiahnutie pohodlnej kompresie. Elastické, nastaviteľné pásy zabezpečujú presné prispôsobenie bandáže kolena a poskytujú optimálnu kompresiu pre kĺb.

Aby ste predišli možným problémom s obehom krvi, nezapínajte bandáž príliš pevne.

Údržba:

Produkt je vhodný na pranie v podmienkach uvedených v pokynoch na etiketě. Je vhodný na ručné pranie pri teplote 30 stupňov. Pred praním je potrebné zapnúť suché zipsy. Nepoužívajte detergenty, zmäkčovače ani agresívne chemikálie obsahujúce chlór. Nečistite chemicky. Neuskladňujte v sušičke. Nežehlite. Sušte v rozloženej polohe. V prípade deformácií alebo štrukturálnych porúch výrobku ho zlikvidujte v súlade s platnými predpismi.

Likvidácia:

Po použití zlikvidujte výrobok v súlade s platnými predpismi.



Mona

**ul. Leszczynowa 8, 62-070
Dąbrowka, Poland
+48 607 106 591,
www.fit4med.com**

Orteza stawu kolanowego z boczną stabilizacją

Model: MEDF4-1061;1082

POZOR: Toto je zdravotnický prostředek třídy I, opakovaně použitelný. Před použitím si přečtěte následující pokyny k použití.

Předpokládané použití:

Odlehčení, udržení kolena ve správné poloze a zabránění nekontrolovaným pohybům a možným zraněním. Výřez na česku dobře stabilizuje a brání jejímu posunu. Může být používána během rehabilitace po zraněních k podpoře procesu hojení a obnovení plné funkce kloubu. Výrobek je určen výhradně pro použití v uvedených indikacích. Ortéza není univerzální a vyžaduje výběr správného modelu pro levé/právé koleno. Je třeba se ujistit, že zakoupený produkt je správný pro danou stranu.

Složení:

62 % neopren; 18,5 % nylon, 12,5 % polyester, 7 % spandex.

Velikost:

Ortéza není univerzální a vyžaduje výběr správného modelu pro levé/právé koleno. Je třeba se ujistit, že zakoupený produkt je správný pro danou stranu. Obvod nad kolenem 37-46 cm / Obvod pod kolenem 31-40 cm.

Použití:

Ortéza na koleno spojuje komfort a stabilitu, a výztuhy umožňují udržet boční konstrukci bez sklouznutí materiálu během pohybu kolenního kloubu. Umožňuje odlehčit koleno, podporuje boční stabilizaci kolenního

kloubu a současně poskytuje dodatečnou oporu, čímž pomáhá k celkové stabilitě a eliminuje zkroucení kolena. Otevřená konstrukce je vybavena dvěma uzávěry na suchý zip. Ortéza také obsahuje elastický obvodový pás se zapínáním na suchý zip. Tři nezávislé zapínání poskytují rychlé nastavení komprese, což zvyšuje komfort užívání.

Indikace:

Vyvrtnutí a natažení, nestabilita kolena, revmatické bolesti a otoky, prevence při zvýšené námaze, prevence po úrazech, sportovní aktivita.

Kontraindikace:

Nepoužívejte produkt, pokud diagnóza není jistá. Nepoužívejte v případě, že byla zjištěna alergie na některou z komponent.

Nedávejte produkt do přímého kontaktu s poškozenou pokožkou.

Nutná bezpečnostní opatření:

Před každým použitím zkontrolujte, zda je výrobek v běžném stavu.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený.

Pamatujte, že nošení a volba stabilizátoru by měla být vždy konzultována s ošetřujícím lékařem nebo fyzioterapeutem.

Z hygienických důvodů a pro zajištění účinnosti se tento výrobek nesmí znovu používat na jiného pacienta.

V případě mírného nebo silného diskomfortu, bolesti, změn velikosti končetiny nebo pocitů citlivosti výrobek odstraňte a vyhledejte radu zdravotnického pracovníka.

Nežádoucí účinky:

Výrobek může způsobit kožní reakce (zarudnutí, svědění, pálení, puchýře atd.) a dokonce rány různé závažnosti. V případě alergické reakce je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Každý závažný incident související s výrobkem musí být hlášen výrobcem.

Způsob použití: Nastavte stabilizátor tak, aby kulatý otvor byl správně umístěn na pozici česky. Přizpůsobte pásy se suchým zipem a zapněte je vpředu při kolenním kloubu, aby se zajistil přirozený pohyb kloubu a vyrovnal se opěrný bod. Následně zapněte zbývající dva pásy (horní a dolní) pro dosažení pohodlné komprese. Elastické, nastavitelné pásy zajišťují přesné přizpůsobení bandáže kolena a poskytují optimální kompresi pro kloub. Aby se předešlo možným problémům s prokrvením, nezapínejte bandáž příliš pevně.

Údržba:

Výrobek je vhodný k praní za podmínek uvedených v pokynech na etiketě. Je vhodný k ručnímu praní při teplotě 30 stupňů. Před praním je nutné zapnout suché zipy. Nepoužívejte detergenty, aviváže ani agresivní chemikálie obsahující chlór. Nečistěte chemicky. Neuschovávejte v sušičce. Nežehlit. Sušte v rozložené poloze.

V případě deformací nebo strukturálních poruch výrobku jej zlikvidujte v souladu s platnými předpisy.

Likvidace:

Po použití zlikvidujte výrobek v souladu s platnými předpisy.



Mona

**ul. Leszczynowa 8, 62-070
Dąbrówka, Poland
+48 607 106 591,
www.fit4med.com**

Orteza stawu kolanowego z boczną stabilizacją

Model: MEDF4-1061;1082

WARNING: This is a Class I medical device, reusable. Please read the following instructions for use before using.

Intended use:

Relief, maintaining the knee in the proper position, preventing uncontrolled movements and possible injuries. The cutout for the patella provides good stabilization and prevents displacement. It can be used during rehabilitation after injuries to support the healing process and restore full joint function. The product is intended for use only in the specified indications. The brace is not universal and requires the selection of the appropriate model for the left/right knee. It is important to ensure that the purchased product is suitable for the specific side.

Composition:

62% neoprene; 18.5% nylon, 12.5% polyester, 7% spandex.

Size:

The brace is not universal and requires the selection of the appropriate model for the left/right knee. It is important to ensure that the purchased product is suitable for the specific side. Thigh circumference: 37-46 cm / Calf circumference: 31-40 cm.

Application:

The knee brace combines comfort and stability, with supports that allow for maintaining the lateral structure without rolling the material during the movement of the knee joint.

It allows for relieving the knee, supports the lateral stabilization of the knee joint, and provides additional support, helping to improve overall stability and eliminate twisting in the knee. The open design features two hook-and-loop fasteners. Additionally, the brace has an elastic peripheral strap fastened with Velcro. Three independent fasteners provide quick adjustment of compression, increasing user comfort.

Indications:

Sprains and strains, knee instability, rheumatic pain and swelling, preventive use during increased effort, preventive use after injuries, sports activity.

Contraindications:

Do not use the product if the diagnosis is uncertain. Do not use if an allergy to one of the components has been identified. Do not place the product in direct contact with damaged skin.

Necessary precautions:

Before each use, check whether the product is in proper condition. Do not use if the product is damaged. Remember to always consult your treating physician or physiotherapist about wearing and selecting the stabilizer.

For hygiene reasons and to ensure effectiveness, this product should not be reused on another patient. In case of mild or severe discomfort, pain, changes in limb size, or sensory disturbances, remove the product and seek advice from a healthcare professional.

Adverse effects:

The product may cause skin reactions (redness, itching, burning, blisters, etc.) and even wounds of varying severity. In the case of an allergic reaction, seek medical assistance immediately. Any serious incident related to the product must be reported to the manufacturer.

How to Use: Position the stabilizer so that the round opening is correctly placed over the kneecap. Adjust the straps with Velcro and fasten them in front of the knee joint to ensure natural movement of the joint and align the support point. Then, fasten the remaining two straps (the upper and lower) for comfortable compression. The elastic, adjustable straps ensure a precise fit for the knee brace and provide optimal compression for the joint. To avoid possible issues with blood circulation, do not tighten the brace too much.

Maintenance: The product is suitable for washing under the conditions specified in the instructions on the label. It is suitable for hand washing at a temperature of 30 degrees. Before washing, ensure that the Velcro straps are fastened. Do not use detergents, fabric softeners, or aggressive chemicals containing chlorine. Do not dry clean. Do not tumble dry. Do not iron. Lay flat to dry.

In case of deformation or structural damage to the product, dispose of it in accordance with applicable regulations.

Disposal: After use, dispose of the product in accordance with applicable regulations.



Mona
ul. Leszczynowa 8, 62-070
Dąbrówka, Poland
+48 607 106 591,
www.fit4med.com

Orteza stawu kolanowego z boczną stabilizacją

Model: MEDF4-1061;1082

ATENȚIE: Acesta este un dispozitiv medical de clasa I, reutilizabil. Vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni de utilizare înainte de utilizare.

Utilizare prevăzută:

Îndepărtare, menținerea genunchiului în poziția corectă, prevenind mișcările necontrolate și posibilele leziuni. Decupajul pentru rotulă oferă o bună stabilizare și împiedică deplasarea. Poate fi utilizat în timpul reabilitării după leziuni pentru a sprijini procesul de vindecare și a restabili funcția completă a articulației. Produsul este destinat exclusiv utilizării în indicațiile specificate. Orteza nu este universală și necesită selectarea modelului corespunzător pentru genunchiul stâng/drept. Este important să vă asigurați că produsul achiziționat este potrivit pentru partea specifică.

Compoziție: 62% neopren; 18,5% nylon, 12,5% poliester, 7% spandex.

Mărime: Orteza nu este universală și necesită selectarea modelului corespunzător pentru genunchiul stâng/drept. Este important să vă asigurați că produsul achiziționat este potrivit pentru partea specifică. Circumferința coapsei: 37-46 cm / Circumferința gambelor: 31-40 cm.

Aplicație:

Orteza pentru genunchi îmbină confortul și stabilitatea, cu suporturi care permit menținerea structurii laterale fără răsucirea materialului în timpul mișcării articulației genunchiului.

Permite relaxarea genunchiului, sprijină stabilizarea laterală a articulației genunchiului și oferă suport suplimentar, ajutând la îmbunătățirea stabilității generale și eliminând răsucirea genunchiului. Designul deschis dispune de două închideri cu arici. În plus, ortoza are o curea periferică elastică care se fixează cu arici. Trei închideri independente oferă posibilitatea unui reglaj rapid al compresiei, sporind confortul utilizării.

Indicații:

Luxații și întinderi, instabilitate a rotulei, dureri reumatice și umflături, prevenire în cazul efortului crescut, prevenire după leziuni, activitate sportivă.

Contraindicații:

Nu utilizați produsul dacă diagnosticul nu este sigur. Nu utilizați în cazul în care s-a constatat o alergie la una dintre componente.

Nu plasați produsul în contact direct cu pielea deteriorată.

Măsurile de precauție necesare:

Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă produsul este în stare corespunzătoare.

Nu utilizați produsul dacă este deteriorat.

Amintiți-vă să consultați întotdeauna un medic sau un fizioterapeut cu privire la purtarea și alegerea stabilizatorului.

Din motive de igienă și pentru a asigura eficiența, acest produs nu trebuie reutilizat pe un alt pacient.

În caz de disconfort ușor sau sever, durere, schimbări în dimensiunea membrului, perturbări senzoriale, îndepărtați produsul și solicitați sfatul unui profesionist din domeniul sănătății.

Efecte secundare nedorite:

Produsul poate provoca reacții cutanate (roșeață, mâncărime, ardere, vezicule etc.) și chiar răni de diferite severități. În cazul apariției unei reacții alergice, solicitați imediat asistență medicală. Orice incident serios legat de produs trebuie raportat producătorului.

Mod de utilizare:

Poziționați stabilizatorul astfel încât deschiderea rotundă să fie corect plasată pe rotulă. Ajustați benzile cu arici și fixați-le în fața articulației genunchiului pentru a asigura mișcarea naturală a articulației și pentru a alinia punctul de sprijin. Apoi, fixați celelalte două benzi (superioară și inferioară) pentru a obține o compresie confortabilă. Benzile elastice și reglabile asigură o adaptare precisă a ortezei pentru genunchi și oferă compresie optimă pentru articulație. Pentru a evita problemele posibile privind circulația sângelui, nu strângeți orteza prea tare.

Întreținere:

Produsul este potrivit pentru spălare în condițiile specificate în instrucțiunile de pe etichetă. Este adecvat pentru spălare manuală la o temperatură de 30 de grade. Înainte de spălare, asigurați-vă că benzile cu arici sunt fixate. Nu folosiți detergenți, agenți de înmuiere sau substanțe chimice agresive care conțin clor. Nu curățați prin uscare. Nu uscați în uscător. Nu călcați. Uscați în poziție întinsă. În cazul deformării sau deteriorării structurale a produsului, eliminați-l conform reglementărilor în vigoare.

Eliminare:

După utilizare, eliminați produsul conform reglementărilor în vigoare.



Mona

ul. Leszczynowa 8, 62-070

Dąbrowka, Poland

+48 607 106 591,

www.fit4med.com