



zenwire

MagniSonic
Oral Irrigator WF238



User Manual

Product descriptions




Product Accessories


Carry pouch x1



Charging Cable USB-C x1




User Manual x1




Jet Tip x6

How to Use



Operating Procedures




Instructions for Use

- ◆ The device has a memory function. When turned back on, it will resume the same water pressure mode used before it was switched off.
- ◆ When powered off, press the mode button to switch between the 5 available modes: Gentle, Medium, High, Massage, and DIY.
- ◆ You can change the mode while the device is off. Select your desired mode before turning it on.
- ◆ The device will automatically power off after 120 seconds of operation, regardless of the selected mode.
- ◆ If the Massage Mode is used for more than 3 seconds, the remaining battery level will be displayed.
- ◆ During charging: All five indicator lights will flash. When fully charged: All five lights will remain on steadily.
- ◆ If all five lights flash continuously during use, the battery is low and needs recharging.
- ◆ The device cannot be used while charging.
- ◆ Rotate the jet tip dial to adjust the direction of the water flow.
- ◆ DIY Custom Mode Setting:
 1. While the device is off, press the mode button to switch to DIY mode. The indicator light will turn on.
 2. Press and hold the power button. The device will start operating and will increase speed every 4 seconds. When the desired speed is reached, release the power button to save your custom setting.Note: The device has a memory function and saves the custom setting once.



Recommendation skills

1. Hold the device at a downward angle. Place the jet tip in your mouth and aim it at your teeth before switching on the device.
2. Make sure the water jet and gums form a 90° angle. Slightly close your mouth to prevent water from splashing out and to ensure effective cleaning.
3. Start by cleaning the back teeth (molars) and move toward the front teeth (incisors).
4. Guide the water flow along the gum line. Pause briefly between teeth to ensure the area around the gums and between the teeth is thoroughly cleaned.



Common Problems and Solutions


Problems	Reason	Method of handling
Leakage of water between jet tip and screw part	The seal ring on the fixed socket for the jet tip is damaged, and the jet tip cannot be installed properly	Contact the retailer for repair, and install the jet tip properly
Water tank leaks water	Seal ring is loose	Re-install correctly
Inadequate pressure	Low voltage usage	Use after recharging
Device cannot be switched on	Low voltage usage	Use after recharging
Product is not discharging water	Filtration net is clogged	Clean the filtration net
Can't draw water	The inlet filter screen is blocked	Remove the washer

If you still can't solve the problem according to the above methods, please consult the sales store you purchased or go to the designated after-sales maintenance point for repair.

Warnings

1. Keep out of reach of children and animals. This product is not a toy and should be operated by adults only.
2. Do not use while charging.
3. Do not disassemble or attempt to modify the device.
4. Avoid direct contact with eyes or ears during use.
5. Use clean water only. Do not use mouthwash, saltwater, or other additives unless specified.
6. Stop using immediately if the device malfunctions or shows visible damage.
7. Do not expose to extreme temperatures or fire.
8. IPX8 Waterproof: Suitable for use in the shower or wet environments. Do not submerge the device for extended periods.
9. Fully charge before first use (approximately 4 hours).
10. If storing for an extended period, charge fully in advance.
11. Recharge promptly when power is low to preserve battery life.
12. Contains a built-in non-replaceable lithium battery.
13. At the end of battery life, dispose at an approved recycling center. Do not throw in regular trash.

E-mail: sklep@zenwire.eu
Manufacturer: Zenwire Sp.z o.o. Kołobrzaska 4, Poznań 60-418, Made in PRC.



Business users in the European Union

If you need to dispose of electrical or electronic devices, please contact your nearest point of sale or supplier for additional information.


Disposal of waste outside the European Union

This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact local authorities or the seller for information on the correct method of disposal.




zenwire

MagniSonic Irygator do Jamy Ustnej WF238



Instrukcja Obsługi

Opis produktu




Aksesoria produktu


Etui do przenoszenia x1



Kabel ładujący USB-C x1




Instrukcja Obsługi x1




Końcówka strumieniowa x6

Jak używać



Aby uruchomić urządzenie

Ważne! Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj produkt i nie używaj go podczas ładowania.



Zdemontuj zbiornik na wodę

1. Najpierw chwyć zbiornik na wodę.




2. Trzymając korpus urządzenia, obróć go w prawo.



Napełnij zbiornik

Napełnij zbiornik wodą bezpośrednio.

Procedury obsługi



Montaż końcówki

Włóż końcówkę strumieniową do środkowego otworu, aż usłyszysz kliknięcie.

Montaż zbiornika na wodę

1. Przytrzymaj zbiornik na wodę.
2. Korpus urządzenia można obrócić w lewo.



Demontaż końcówki

Aby wymienić lub wyjąć końcówkę, naciśnij przycisk zwalniający znajdujący się na górze urządzenia, a następnie pociągnij końcówkę do góry.


Instrukcja użytkowania

- Urządzenie posiada funkcję pamięci. Po ponownym włączeniu uruchomi się w tym samym trybie ciśnienia wody, który był używany przed wyłączeniem.
- Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij przycisk trybu, aby przełączyć się między 5 dostępnymi trybami: Delikatny, Średni, Wysoki, Masaż i DIY.
- Można zmieniać tryb, gdy urządzenie jest wyłączone. Wybierz preferowany tryb przed jego włączeniem.
- Urządzenie automatycznie wyłączy się po 120 sekundach pracy, niezależnie od wybranego trybu.
- Jeśli tryb Masażu jest używany dłużej niż 3 sekundy, wyświetlany będzie poziom naładowania baterii.
- Podczas ładowania: Wszystkie pięć wskaźników będzie migać. Po pełnym naładowaniu: Wszystkie pięć wskaźników będzie świecić światłem ciągłym.
- Jeśli wszystkie pięć wskaźników miga podczas użytkowania, oznacza to niski poziom baterii i konieczność jej naładowania.
- Urządzenie nie może być używane podczas ładowania.
- Obróć pokrętko dyszy, aby dostosować kierunek przepływu wody.
- Ustawienie trybu niestandardowego DIY:
 - Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij przycisk trybu, aby przełączyć się na tryb DIY. Wskaźnik się zapali.
 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. Urządzenie zacznie działać i co 4 sekundy będzie zwiększać prędkość. Gdy zostanie osiągnięta pożądana prędkość, zwolnij przycisk zasilania, aby zapisać ustawienie. Uwaga: Urządzenie posiada funkcję pamięci i zapisuje niestandardowe ustawienie tylko raz.




Zalecenia dotyczące użytkowania

- Trzymaj urządzenie pod kątem skierowanym w dół. Umieść końcówkę dyszy w ustach i skieruj ją na zęby przed włączeniem urządzenia.
- Upewnij się, że strumień wody i działła tworzą kąt 90°. Lekko zamknij usta, aby zapobiec rozchłapywaniu wody i zapewnić skuteczne czyszczenie.



- Zacznij od czyszczenia zębów trzonowych (tylnych), a następnie przejdź do siekaczy (przednich zębów).



- Prowadź strumień wody wzdłuż linii dziąseł. Zatrzymaj się na chwilę między zębami, aby dokładnie oczyścić przestrzeń przy dziąsłach i między zębami.



Typowe problemy i rozwiązania

Problem	Przyczyna	Sposób rozwiązania
Wyciek wody między końcówką a częścią z gwintem	Uszkodzony pierścień uszczelniający w gnieździe końcówki końcówka nie może być prawidłowo zamontowana	Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu naprawy i prawidłowo zamontuj końcówkę
Wycieka woda ze zbiornika	Poluzowany pierścień uszczelniający	Zamontuj ponownie, upewniając się, że jest prawidłowo założony
Niewystarczające ciśnienie	Niskie napięcie (rozładowana bateria)	Naładuj urządzenie przed użyciem
Urządzenie nie włącza się	Niskie napięcie (rozładowana bateria)	Naładuj urządzenie przed użyciem
Urządzenie nie wypuszcza wody	Zatkany filtr	Wyczyść siatkę filtrującą
Nie pobiera wody	Zablokowany filtr wlotowy	Usuń i oczyść podkładkę filtra

Jeśli nie uda się rozwiązać problemu za pomocą powyższych metod, skonsultuj się ze sklepem, w którym dokonano zakupu, lub udaj się do wyznaczonego punktu serwisowego.

Ostrzeżenia

- Trzymać z dala od dzieci i zwierząt. Produkt nie jest zabawką i powinien być obsługiwany wyłącznie przez dorosłych.
- Nie używać podczas ładowania.
- Nie demontować ani nie próbować modyfikować urządzenia.
- Unikać bezpośredniego kontaktu ze ścianą oczu lub uszami podczas użytkowania.
- Używać wyłącznie czystej wody. Nie stosować płynów do płukania jamy ustnej, wody z solą ani innych dodatków, chyba że jest to wyraźnie zalecane.
- Natychmiast przerwać użytkowanie w przypadku awarii lub widocznych uszkodzeń urządzenia.
- Nie narażać na ekstremalne temperatury ani ognień.
- Wodoodporność IPX8: Nadaje się do użycia pod prysznicem lub w wilgotnym środowisku. Nie zanurzać urządzenia na dłuższy czas.
- Przed pierwszym użyciem naładuj w pełni (około 4 godzin).
- Jeśli urządzenie będzie przechowywane przez dłuższy czas, naładuj je w pełni wcześniej.
- Ładuj niezwłocznie, gdy poziom baterii jest niski, aby przedłużyć żywotność baterii.
- Urządzenie zawiera wbudowaną, niewymienialną baterię litową.
- Po zakończeniu żywotności baterii, zutylizuj urządzenie w zatwierdzonym punkcie recyklingu. Nie wyrzucać do zwykłych odpadów.

E-mail: sklep@zenwire.eu

Producent: Zenwire Sp. Z o.o. Kołobrzeka 4, Poznań 60-418, Produkcja w PRC.



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów, w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

