

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

RED LIGHT THERAPY BELT

MODEL: BRL-1000 BRL-1150 BRL-1180

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**RED LIGHT
THERAPY BELT**

MODEL: BRL-1000 BRL-1150 BRL-1180



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support


This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



CORRECT DISPOSAL

This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

Red Light Therapy Belt User Manual



INTRODUCTION

Red light therapy has a wide variety of applications and health benefits, it stimulates cells in the target area non-invasively, promoting blood circulation and alleviating pain and discomfort.

Our belt is designed for targeted treatment of various body areas.

Whether you seek muscle recovery, improved skin texture, or enhanced energy levels, this product meets your needs. It's a multi-functional solution for holistic well-being, helping you revitalize your entire body. With our Red Light Therapy Belt, you can experience myriad therapeutic benefits from the comfort of your own home.

- Red light therapy mode: 660nm red light is absorbed by the skin at a high rate making it especially effective for improving blood circulation and stimulating collagen and elastin production, which reduces the appearance of fine lines and wrinkles. Red light therapy tightens pores, smooths skin tone, and reduces symptoms of eczema and psoriasis, such as redness, itching, flaking, and swelling.
- Near infrared therapy mode: 850nm infrared (IR) light penetrates deeply into tissue, organs, and joints to decrease inflammation, relieve pain, and repair cells. Use it every day for 15-20 minutes and see results within three weeks. It is lightweight, folds up small, and supports multiple power options, making it perfect to take with you on the go. Enjoy performance recovery and pain relief anytime, anywhere!




Fig 1. Red and near-infrared spectrometer

Many of these benefits are due to the fact that the red and near-infrared light activates various metabolic path ways that lead to increased production of ATP(adenosine triphosphate).

The production of ATP enhances cellular signaling and improves protein synthesis. Red and NIR light therapy has been shown to be effective for a wide range of health issues, including but not limited to, the following:

- Repairing skin
- Reducing the formation of scars
- Promoting blood circulation
- Boosting cellular activity
- Enhancing fitness results
- Accelerating wound healing
- Relieving muscle soreness and fatigue



80pcs LED



105pcs LED



112pcs LED

PACKING LIST



Power controller*1








USB-C power cord*1

SPECIFICATIONS

	80PCS Belt	105PCS Belt	112PCS Belt
Size	125*22cm	125*18cm	125*22cm
Led qty	80PCS	105PCS	112PCS
Power	8W	9W	10W
Mode	660nm:850nm	660nm:850nm	660nm:850nm
Battery capacity	3000mAh	3000mAh	3000mAh
Timer	10/20/30min	10/20/30min	10/20/30min
Charging parameters	USB-C 5V2A	USB-C 5V2A	USB-C 5V2A

OPERATING INSTRUCTIONS



Instructions for Use

1. Before using the device for the first time, please use the included UsB-C power cord with the 5V/3A adapter to fully charge the device(the red light flashes during charging and turns to blue when fully charged.)
2. Contact the power controller to the six magnetic buckles on the belt to fit them in place.
3. Press and hold the power switch for 2 seconds to turn on the device.The device enters ALL Mode by default and the screen shows ALL .(ALL Mode: 660nm+850nm LEDs on at the same time, and the default timer turns off after 10 minutes in ALL Mode).
4. Press the level button to adjust the power level. It's a P1-P3 cycle.
5. Press the mode button to switch the operating mode, which is divided into two modes: ALL/10 Hz pulse. The light intensity cannot be adjusted when the device is in 10 Hz mode.
- 6.Press the vibration button to adjust the intensity of vibration.L1-L2-L3-LOFF(vibration off).
7. Press the timing adjustment button to adjust the timer according to the requirements (10-20-30 minutes).
8. Press and hold the power switch for 2 seconds to turn off the device or the device will turn off automatically after the timer ends. You can rebootthe device if needed.
9. The screen can be locked by pressing the lock screen button during use.and pressing it again to unlock the screen. If the touch screen fail during use, you can press and hold this button for more than 5 seconds to reset the device.


Benefits of the Red Light Therapy

Red Light(660nm):

Red light penetrates the skin, stimulating cellular activity and enhancing blood circulation. It is known for promoting skin health, reducing inflammation, and aiding in wound healing.

Near-Infrared Light (850nm):

Near-infrared light penetrates deeper into the body's tissues, reaching muscles and joints. It helps alleviate muscle pain and stiffness and improves joint health.



Notice

The display screen will automatically switch to the timer after 5seconds without operation.

The screen will turn off if there is no operation for 10 seconds.

The power indicator remains lit, and the device continues working.

The power controller can light up the screen by pressing any button when the screen is off, and pressing a specific button will display the current mode.

The average running time of the device is 1-2 hours, depending on the level you use. Charging time is about 2 hours.

The power indicator turns red when the remaining power is about 20%.Please charge the device promptly.

This device cannot be used during charging.

Fully charge the device before long-term non-use to protect the battery.

Daily Maintenance

The device will generate a lot of heat energy during use, which can cause sweating with long-term skin contact.

To facilitate cleaning and prevent sweat from eroding the LEDs and

shortening their lifespan, it is recommended to simply wipe the surface of the LEDs with a dry towel after use. (Please keep the LED panel and power controller out of water.)

Cautions

- Do not look directly into the red light when the device is working. Prolonged exposure to the red light may harm your eyes.
- Do not wear metal accessories in the use area to avoid metal heating, which can burn the skin.
- Do not use the device in combination with ointments, creams or other topical pain relievers that contain febrifuge ingredients.
- Do not expose the equipment to sunlight and keep it away from heat and water sources.
- Do not use equipment other than those provided by us. For adult use only. Children should not play with the device without adult supervision.
- Please follow the recommendations in the user manual.
- Do not disassemble or alter the device in any way. Improper disassembly or reassembly may result in the risk of short-circuiting, electric shock, or exposure to battery chemicals. Do not leave the device working unattended.
- For storage and travel, please keep the power off and keep out of reach of children.

To protect the environment, please dispose of this product properly in accordance with local laws and regulations.

Troubleshooting

You may encounter the following problems. If the device still does not work after troubleshooting, please contact customer service or the seller for technical support. Please do not attempt to repair it yourself.

Issue	Possible Reason	Solution
Unable to charge	The charger is not compatible.	Make sure to use the original power cord with a 5V/2A adapter.
	The power cord is not plugged in tightly.	Ensure the power cord is securely attached.
Don't turn on	The battery runs out.	Please charge the device.
	The power controller is not installed properly.	Please check the power controller and ensure it is installed correctly.
Stop working during use	The battery runs out.	Please charge the device.
	The Smart timer turns off the device automatically.	Please turn it on again and adjust to the time you need.
	The power controller contact surface is loose.	Please check the power controller and ensure it is installed correctly.
Battery runs out quickly.	Insufficient battery before use.	Please charge the device.
	The device works under the highest power for a long time.	This is due to the different voltage and current outputs of the battery pack at different power levels. The device lasts for 1 hour at the highest power and up to about 2 hours at the lowest power. Please refer to the suggestions in (Photobiomodulation Guidance) and use it in a reasonable way for better performance.

Some LEDs do not work.	Turn on the ALL (660nm+850nm) modes.	The 850nm wavelengths is invisible to the naked eye in normal environments. It is only a faint red dot at most that can be seen within darker environments. It can actually provide a lot of energy, please feel free to use it.
Button does not respond.	Not pressed correctly.	Make sure to press the button firmly.
	The device crashes.	Please press and hold the lock screen button for 5s to shut down the device forcibly and turn it on again.

FCC Information

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

CEINTURE DE THÉRAPIE PAR LA LUMIÈRE

ROUGE

MODÈLE : BRL-1000 , BRL-1150, BRL-1180.

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. "Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire utilisée uniquement par nous représente une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils avec nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couverture toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous êtes réellement Économie Moitié en comparaison avec les plus grandes marques.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RED LIGHT
THERAPY BELT

MODÈLE : BRL-1000 , BRL-1150, BRL-1180.



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter:

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.



ÉLIMINATION CORRECTE

Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Ceinture de thérapie par la lumière rouge

Manuel de l'Utilisateur



INTRODUCTION

La thérapie par la lumière rouge a une grande variété d'applications et de santé Avantages, il stimule les cellules de la zone cible de manière non invasive, favorisant la circulation sanguine et soulageant la douleur et l'inconfort.

Notre ceinture est conçue pour un traitement ciblé de différentes zones du corps.

Que vous recherchiez une récupération musculaire, une amélioration de la texture de la peau ou niveaux d'énergie améliorés, ce produit répond à vos besoins. C'est une solution multifonctionnelle pour un bien-être holistique, vous aidant vous revitaliser Rentire du corps. Avec notre ceinture de thérapie par la lumière rouge, vous pouvez découvrez une myriade de bienfaits thérapeutiques dans le confort de votre propre maison.

- Mode thérapie par la lumière rouge : la lumière rouge de 660 nm est absorbée par la peau à un rythme élevé, faisant il est particulièrement efficace pour amélioration du sang Circulation et stimulation de la production de collagène et d'élastine, ce qui réduit l'apparence des rides et ridules. La thérapie par la lumière rouge resserre les pores, lisse le teint et réduit symptômes de l'eczéma et le psoriasis, tels que rougeur, démangeaisons, desquamation et gonflement.
- Près Mode thérapie infrarouge : la lumière infrarouge (LR) de 850 nm pénètre profondément dans les tissus, les organes et les articulations pour diminuer l'inflammation, soulager la douleur et réparer les cellules. Utilisez-le tous les jours pendant 15 à 20 minutes et voyez les résultats dans les trois semaines. Il est léger, se plie petit et prend en charge plusieurs options d'alimentation, ce qui le rend parfait à emporter avec vous lors de vos déplacements. Profitez de la récupération des performances et du soulagement de la douleur à tout moment et en tout lieu !





Fig 1. Red and near-infrared spectrometer

Beaucoup de ces avantages sont dus au fait que le rouge et la lumière proche infrarouge active diverses voies métaboliques façons qui conduisent à une production accrue d'ATP(adénosine triphosphate). La production de L'ATP améliore la signalisation cellulaire et améliore synthèse des protéines. Il a été démontré que la luminothérapie rouge et NIR être efficace pour un large éventail de problèmes de santé, y compris, mais non limité à ce qui suit :

- Peau réparatrice
- Réduire la formation de cicatrices
- Favoriser la circulation sanguine
- Stimuler l'activité cellulaire
- Améliorer les résultats de remise en forme
- Accélérer la cicatrisation des plaies
- Soulager les douleurs musculaires et la fatigue



80pcs LED



105pcs LED



112pcs LED

PACKING LIST



Power controller*1








USB-C power cord*1

SPECIFICATIONS

	80PCS Belt	105PCS Belt	112PCS Belt
Size	125*22cm	125*18cm	125*22cm
Led qty	80PCS	105PCS	112PCS
Power	8W	9W	10W
Mode	660nm:850nm	660nm:850nm	660nm:850nm
Battery capacity	3000mAh	3000mAh	3000mAh
Timer	10/20/30min	10/20/30min	10/20/30min
Charging parameters	USB-C 5V2A	USB-C 5V2A	USB-C 5V2A

OPERATING INSTRUCTIONS





Mode d'emploi

1. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez utiliser le USB-C inclus cordon d'alimentation avec l'adaptateur 5 V/3 A pour charger complètement l'appareil (le voyant rouge clignote pendant la charge et devient bleu lorsqu'il est complètement chargé). accusé.)
2. Contactez le contrôleur de puissance aux six boucles magnétiques de la ceinture pour mettez-les en place.
3. Appuyez et maintenez l'interrupteur d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. L'appareil entre en mode TOUS par défaut et l'écran affiche TOUS. (Mode TOUS : LED 660 nm + 850 nm allumées en même temps, et la valeur par défaut la minuterie s'éteint après 10 minutes en mode TOUS).
4. Appuyez sur le bouton de niveau pour régler le niveau de puissance. C'est un cycle P1-P3.
5. Appuyez sur le bouton mode pour changer le mode de fonctionnement, qui est divisé en deux modes : ALL/impulsion 10 Hz. L'intensité lumineuse ne peut pas être réglé lorsque l'appareil est en mode 10 Hz.
6. Appuyez sur le bouton de vibration pour régler l'intensité de vibration.L1-L2-L3-LOFF (vibration désactivée).
7. Appuyez sur le bouton de réglage de la synchronisation pour régler la minuterie en fonction du exigences (10-20-30 minutes).
8. Appuyez et maintenez l'interrupteur d'alimentation pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil ou l'appareil s'éteindra automatiquement une fois la minuterie terminée. Vous pouvez redémarrer l'appareil si nécessaire.
9. L'écran peut être verrouillé en appuyant sur le bouton de verrouillage de l'écran pendant l'utilisation et en appuyant à nouveau dessus pour

déverrouiller l'écran. Si l'écran tactile tombe en panne pendant utilisation, vous pouvez appuyer et maintenir ce bouton pendant plus de 5 secondes pour réinitialiser le dispositif.


Avantages de la thérapie par la lumière rouge

Lumière rouge (660 nm) :

La lumière rouge pénètre dans la peau, stimulant activité cellulaire et amélioration de la circulation sanguine. Il est connu pour favorisant la santé de la peau, réduisant inflammation et aider à cicatrisation des plaies.

Lumière proche infrarouge (850 nm) :

La lumière proche infrarouge pénètre plus profondément dans les tissus du corps, atteignant les muscles et les articulations. Il aide à soulager les douleurs et raideurs musculaires et améliore les articulations santé.



Avis

L'écran d'affichage passera automatiquement à la minuterie après 5 secondes sans opération.

L'écran s'éteindra si aucune opération n'est effectuée pendant 10 secondes.

Le voyant d'alimentation reste allumé et l'appareil continue de fonctionner.

Le contrôleur de puissance peut éclairer l'écran en appuyant sur n'importe lequel lorsque l'écran est éteint, et appuyer sur un bouton spécifique afficher le mode actuel.

La durée de fonctionnement moyenne de l'appareil est de 1 à 2 heures, selon au niveau que vous utilisez. Le temps de charge est d'environ 2 heures.

Le voyant d'alimentation devient rouge lorsque la puissance restante est environ 20 %. Veuillez charger l'appareil rapidement.

Cet appareil ne peut pas être utilisé pendant le chargement.

Chargez complètement le appareil avant une non-utilisation prolongée pour protéger la batterie.

Maintenance quotidienne

L'appareil génère beaucoup d'énergie thermique pendant son utilisation, ce qui peut provoquer une transpiration en cas de contact cutané à long terme.

Faciliter nettoyer et empêcher la sueur d' éroder les LED et de les raccourcir leur durée de vie, il est recommandé d'essuyer simplement la surface du les LED avec une serviette sèche après utilisation. (Veuillez conserver le panneau LED et le contrôleur de puissance hors de l'eau.)

Précautions

- Ne regardez pas directement la lumière rouge lorsque l'appareil fonctionne. Une exposition prolongée à la lumière rouge peut nuire à vos yeux.
- Ne portez pas d'accessoires métalliques dans la zone d'utilisation pour éviter le métal échauffement, ce qui peut brûler la peau.
- N'utilisez pas l'appareil en combinaison avec des pommades, des crèmes ou d'autres analgésiques topiques contenant des ingrédients fébrifuges.
- N'exposez pas l'équipement au soleil et conservez-le loin de sources de chaleur et d' eau.
- Ne pas utiliser de matériel autre que ceux fournis par nos soins.

Réservé à un usage adulte uniquement. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil sans la surveillance d'un adulte.

- Veuillez suivre les recommandations du manuel d'utilisation.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas l'appareil de quelque manière que ce soit. Improper le démontage ou le remontage peut entraîner un risque de court-circuit, de choc électrique ou d'exposition aux produits chimiques de la batterie. Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance.
- Pour le stockage et les voyages, veuillez garder l'appareil hors tension et rester à l'écart de portée des enfants.

Pour protéger l'environnement, veuillez jeter ce produit correctement conformément aux réglementations locales lois et règlements.

Dépannage

Vous pouvez rencontrer les problèmes suivants. Si l'appareil ne fait toujours ne fonctionne pas après le dépannage, veuillez contacter le service client ou le vendeur pour le support technique. N'essayez pas de réparer c'est vous-même.

Issue	Possible Reason	Solution
Unable to charge	The charger is not compatible.	Make sure to use the original power cord with a 5V/2A adapter.
	The power cord is not plugged in tightly.	Ensure the power cord is securely attached.
Don't turn on	The battery runs out.	Please charge the device.
	The power controller is not installed properly.	Please check the power controller and ensure it is installed correctly.
Stop working during use	The battery runs out.	Please charge the device.
	The Smart timer turns off the device automatically.	Please turn it on again and adjust to the time you need.
	The power controller contact surface is loose.	Please check the power controller and ensure it is installed correctly.
Battery runs out quickly.	Insufficient battery before use.	Please charge the device.
	The device works under the highest power for a long time.	This is due to the different voltage and current outputs of the battery pack at different power levels. The device lasts for 1 hour at the highest power and up to about 2 hours at the lowest power. Please refer to the suggestions in (Photobiomodulation Guidance) and use it in a reasonable way for better performance.

Some LEDs do not work.	Turn on the ALL (660nm+850nm) modes.	The 850nm wavelengths is invisible to the naked eye in normal environments. It is only a faint red dot at most that can be seen within darker environments. It can actually provide a lot of energy, please feel free to use it.
Button does not respond.	Not pressed correctly.	Make sure to press the button firmly.
	The device crashes.	Please press and hold the lock screen button for 5s to shut down the device forcibly and turn it on again.

FCC Information

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
- 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et rallumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre le produit et le récepteur.
- Connectez le produit à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 RUE ROKEVAASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

ROTLICHT-THERAPIEGÜRTEL

MODELL: BRL-1000 BRL-1150 BRL-1180

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

"Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir nur verwenden

stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge erzielen können

mit uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und bedeutet nicht unbedingt, Abdeckung alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien. Wir möchten Sie bitten, zu überprüfen sorgfältig

wenn Sie bei uns eine Bestellung aufgeben, wenn Sie tatsächlich Speichern Halb im Vergleich mit den Top-Großmarken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RED LIGHT
THERAPY BELT

MODELL: BRL-1000 BRL-1150 BRL-1180



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt .



KORREKTE ENTSORGUNG

Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Rotlicht-Therapiegürtel

Benutzerhandbuch



INTRODUCTION

Die Rotlichttherapie hat eine Vielzahl von Anwendungen und Gesundheit Vorteile: Es stimuliert die Zellen im Zielbereich auf nicht-invasive Weise, fördert die Durchblutung und lindert Schmerzen und Beschwerden. Unser Gürtel ist für die gezielte Behandlung verschiedener Körperbereiche konzipiert.

Ob Sie Muskelregeneration, eine verbesserte Hautstruktur oder Verbesserte Energieniveaus, dieses Produkt erfüllt Ihre Bedürfnisse. Es ist eine multifunktionale Lösung für ganzheitliches Wohlbefinden, die Ihnen hilft revitalisiere dich Rentire Körper. Mit unserem Rotlicht-Therapiegürtel können Sie Erleben Sie unzählige therapeutische Vorteile bequem von Ihrem eigenes Zuhause.

- Rotlichttherapiemodus: 660 nm rotes Licht wird von der Haut absorbiert mit hoher Geschwindigkeit es ist besonders wirksam für Verbesserung der Blut Durchblutung und stimuliert die Produktion von Kollagen und Elastin, wodurch das Auftreten von feinen Linien und Fältchen reduziert wird. Die Rotlichttherapie verengt die Poren, glättet den Hutton und reduziert Symptome von Ekzeme und Schuppenflechte, wie Rötung, Juckreiz, Schuppenbildung und Schwellung.
- Nahe Infrarot-Therapie-Modus: 850 nm Infrarot (LR) Licht durchdringt tief in Gewebe, Organe und Gelenke, um Entzündungen zu verringern, Schmerzen zu lindern und Zellen zu reparieren. Verwenden Sie es täglich 15-20 Minuten lang und sehen Sie Ergebnisse innerhalb von drei Wochen. Es ist leicht, lässt sich klein zusammenfalten und unterstützt mehrere Stromversorgungsoptionen, sodass es perfekt zum Mitnehmen ist Genießen Sie Leistungserholung und Schmerzlinderung jederzeit und überall!





Fig 1. Red and near-infrared spectrometer

Viele dieser Vorteile sind darauf zurückzuführen, dass die roten und Nahinfrarotlicht aktiviert verschiedene Stoffwechselwege, die zu einer erhöhten Produktion von ATP (Adenosin Triphosphat).

Die Produktion von ATP verstärkt die zelluläre Signalübertragung und verbessert Proteinsynthese. Die Rot- und NIR-Lichttherapie hat sich als bei einer Vielzahl von Gesundheitsproblemen wirksam sein, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Folgendes:

- Reparierende Haut
- Reduzierung der Narbenbildung
- Förderung der Durchblutung
- Steigerung der Zellaktivität
- Verbesserung der Fitnessergebnisse
- Beschleunigung der Wundheilung
- Linderung von Muskelkater und Müdigkeit



80pcs LED



105pcs LED



112pcs LED

PACKING LIST



Power controller*1








USB-C power cord*1

SPECIFICATIONS

	80PCS Belt	105PCS Belt	112PCS Belt
Size	125*22cm	125*18cm	125*22cm
Led qty	80PCS	105PCS	112PCS
Power	8W	9W	10W
Mode	660nm:850nm	660nm:850nm	660nm:850nm
Battery capacity	3000mAh	3000mAh	3000mAh
Timer	10/20/30min	10/20/30min	10/20/30min
Charging parameters	USB-C 5V2A	USB-C 5V2A	USB-C 5V2A

OPERATING INSTRUCTIONS





Gebrauchsanweisung

1. Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, verwenden Sie bitte die inklusive USB-C Netzkabel mit dem 5V/3A-Adapter, um das Gerät vollständig aufzuladen (das rote Licht blinkt während des Ladevorgangs und wechselt zu blau, wenn es vollständig geladen ist berechnet.)
2. Befestigen Sie den Leistungsregler an den sechs Magnetschnallen am Gürtel, um passen Sie sie an die richtige Stelle an.
3. Halten Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Das Gerät wechselt standardmäßig in den ALL-Modus und auf dem Bildschirm wird ALL angezeigt. (ALL-Modus: 660 nm + 850 nm LEDs gleichzeitig eingeschaltet und die Standardeinstellung Der Timer schaltet sich im ALL-Modus nach 10 Minuten ab.)
4. Drücken Sie die Stufentaste, um die Leistungsstufe anzupassen. Es ist ein P1-P3-Zyklus.
5. Drücken Sie die Modustaste, um den Betriebsmodus umzuschalten. in zwei Modi unterteilt: ALL/10 Hz Puls. Die Lichtintensität kann nicht angepasst, wenn sich das Gerät im 10-Hz-Modus befindet.
6. Drücken Sie die Vibrationstaste, um die Intensität einzustellen Vibration.L1-L2-L3-LOFF (Vibration aus).
7. Drücken Sie die Zeiteinstellungstaste, um den Timer entsprechend der Anforderungen (10-20-30 Minuten).
8. Halten Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten oder Das Gerät schaltet sich nach Ablauf des Timers automatisch aus. Sie können das Gerät neu starten, wenn erforderlich.
9. Der Bildschirm kann gesperrt werden, indem Sie während der Verwendung die Sperrbildschirmtaste drücken und sie erneut drücken, um

den Bildschirm zu entsperren. Wenn der Touchscreen während Wenn Sie diese Taste länger als 5 Sekunden gedrückt halten, wird das Gerät zurückgesetzt. das Gerät.


Vorteile der Rotlichttherapie

Rotes Licht (660 nm):

Rotes Licht dringt in die Haut ein und stimuliert Zellaktivität und Verbesserung der Durchblutung. Es ist bekannt für Förderung der Hautgesundheit, Reduzierung Entzündungen und hilft bei Wundheilung.

Nahinfrarotlicht (850 nm):

Nahinfrarotlicht dringt ein tiefer in das Körpergewebe, erreicht Muskeln und Gelenke. Es hilft, Muskelschmerzen und Steifheit zu lindern und verbessert die Gelenke Gesundheit.



Beachten

Der Anzeigebildschirm wechselt nach 5 Sekunden ohne Bedienung automatisch zum Timer.

Der Bildschirm wird ausgeschaltet, wenn 10 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt.

Die Betriebsanzeige leuchtet weiterhin und das Gerät funktioniert weiter. Der Power-Controller kann den Bildschirm durch Drücken beleuchten beliebiger Taste, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, und das Drücken einer bestimmten Taste wird den aktuellen Modus anzeigen.

Die durchschnittliche Laufzeit des Gerätes beträgt 1-2 Stunden, abhängig je nach verwendetem Level. Die Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden.

Die Ladestandanzeige leuchtet rot, wenn die verbleibende Leistung ist ca. 20%. Bitte laden Sie das Gerät umgehend auf.

Dieses Gerät kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.

Laden Sie den Gerät vor längerer Nichtbenutzung, um die Batterie zu schützen.

Tägliche Wartung

Das Gerät erzeugt während des Betriebs viel Wärmeenergie, die kann bei längerem Hautkontakt zu Schweißausbrüchen führen.

Zu erleichtern Reinigung und verhindern, dass Schweiß die LEDs schädigt und die Lebensdauer verkürzt Die Lebensdauer der Lampe verlängert sich, wenn Sie die Oberfläche des die LEDs nach Gebrauch mit einem trockenen Tuch ab. (Bitte bewahren Sie das LED-Panel und Leistungsregler aus dem Wasser.)

Vorsichtsmaßnahmen

- Schauen Sie nicht direkt in das rote Licht, wenn das Gerät in Betrieb ist. Längerer Kontakt mit dem roten Licht kann Ihre Augen schädigen.
- Tragen Sie im Einsatzbereich keine metallischen Accessoires, um Metall zu vermeiden Erhitzung, die zu Hautverbrennungen führen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Kombination mit Salben, Cremes oder andere lokale Schmerzmittel, die fiebersenkende Inhaltsstoffe enthalten.
- Setzen Sie das Gerät nicht dem Sonnenlicht aus und bewahren Sie es es weg von Wärme- und Wasserquellen.
- Verwenden Sie keine anderen Geräte als die von uns bereitgestellten.Nur für Erwachsene. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen ohne Aufsicht eines Erwachsenen.
- Bitte Folge die Empfehlungen im Benutzerhandbuch.

- Nicht zerlegen oder verändern das Gerät in irgendeiner Weise Beim Auseinander- oder Zusammenbau besteht die Gefahr eines Kurzschlusses oder Stromschlags. Außerdem besteht die Gefahr, dass das Gerät den Chemikalien in der Batterie ausgesetzt wird. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Bei Lagerung und Transport schalten Sie bitte das Gerät aus und halten Sie es von Außerhalb der Reichweite von Kindern.

Um die Umwelt zu schützen, entsorgen Sie dieses Produkt bitte ordnungsgemäß gemäß den örtlichen Gesetze und Richtlinien.

Fehlerbehebung

Möglicherweise treten folgende Probleme auf. Wenn das Gerät immer noch nach der Fehlerbehebung nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder der Verkäufer für technischen Support. Bitte versuchen Sie nicht, zu reparieren es selbst.

Issue	Possible Reason	Solution
Unable to charge	The charger is not compatible.	Make sure to use the original power cord with a 5V/2A adapter.
	The power cord is not plugged in tightly.	Ensure the power cord is securely attached.
Don't turn on	The battery runs out.	Please charge the device.
	The power controller is not installed properly.	Please check the power controller and ensure it is installed correctly.
Stop working during use	The battery runs out.	Please charge the device.
	The Smart timer turns off the device automatically.	Please turn it on again and adjust to the time you need.
	The power controller contact surface is loose.	Please check the power controller and ensure it is installed correctly.
Battery runs out quickly.	Insufficient battery before use.	Please charge the device.
	The device works under the highest power for a long time.	This is due to the different voltage and current outputs of the battery pack at different power levels. The device lasts for 1 hour at the highest power and up to about 2 hours at the lowest power. Please refer to the suggestions in (Photobiomodulation Guidance) and use it in a reasonable way for better performance.

Some LEDs do not work.	Turn on the ALL (660nm+850nm) modes.	The 850nm wavelengths is invisible to the naked eye in normal environments. It is only a faint red dot at most that can be seen within darker environments. It can actually provide a lot of energy, please feel free to use it.
Button does not respond.	Not pressed correctly.	Make sure to press the button firmly.
	The device crashes.	Please press and hold the lock screen button for 5s to shut down the device forcibly and turn it on again.

FCC Information

ACHTUNG: Durch Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen! Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
- 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten.

Dieses Produkt erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Produkt Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.

- Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.

- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai, 200.000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

CINTURA PER TERAPIA CON LUCE ROSSA

MODELLO: BRL-1000 BRL-1150 BRL-1180

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile utilizzata solo da noi rappresenta una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquisto di determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente farlo
copertina

tutte le categorie di strumenti da noi offerti. Si ricorda gentilmente di verificare
accuratamente

quando effettui un ordine con noi, se lo sei effettivamente Salvataggio
Metà rispetto ai principali marchi.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RED LIGHT
THERAPY BELT

MODELLO: BRL-1000 BRL-1150 BRL-1180



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.




CORRETTO SMALTIMENTO

Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che nell'Unione Europea il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici.

Cintura per terapia con luce rossa

Manuale d'uso



INTRODUCTION

La terapia con luce rossa ha un'ampia varietà di applicazioni e salute benefici, stimola le cellule nell'area interessata in modo non invasivo, favorendo la circolazione sanguigna e alleviando il dolore e il disagio. La nostra cintura è progettata per il trattamento mirato di varie zone del corpo.

Che tu cerchi il recupero muscolare, il miglioramento della struttura della pelle o livelli di energia migliorati, questo prodotto soddisfa le tue esigenze. È una soluzione multifunzionale per il benessere olistico, che ti aiuta rivitalizzarti rentire body. Con la nostra cintura per terapia a luce rossa, puoi sperimenta una miriade di benefici terapeutici comodamente da casa tua la propria casa.

- Modalità terapia con luce rossa: la luce rossa a 660 nm viene assorbita dalla pelle ad un ritmo elevato è particolarmente efficace per migliorare il sangue circolazione e stimola la produzione di collagene ed elastina, che riduce la comparsa di linee sottili e rughe. La terapia con luce rossa restringe i pori, leviga il tono della pelle e riduce sintomi di eczema e psoriasi, come arrossamento, prurito, desquamazione e gonfiore.
- Vicino Modalità terapia a infrarossi: penetrazione della luce infrarossa (LR) da 850 nm profondamente nei tessuti, negli organi e nelle articolazioni per ridurre l'infiammazione, alleviare il dolore e riparare le cellule. Usalo ogni giorno per 15-20 minuti e vedere i risultati entro tre settimane. È leggero, si ripiega in modo piccolo e supporta molteplici opzioni di alimentazione, rendendolo perfetto da portare con sé con te in movimento. Goditi il recupero delle prestazioni e il sollievo dal dolore sempre e ovunque!





Fig 1. Red and near-infrared spectrometer

Molti di questi vantaggi sono dovuti al fatto che il rosso e la luce nel vicino infrarosso attiva vari percorsi metabolici modi che portano ad un aumento della produzione di ATP (adenosina trifosfato).

La produzione di L' ATP migliora la segnalazione cellulare e migliora sintesi proteica. È stato dimostrato che la terapia con luce rossa e NIR funziona essere efficace per una vasta gamma di problemi di salute, inclusi ma non limitato a quanto segue:

- Riparare la pelle
- Riducendo la formazione di cicatrici
- Promuovere la circolazione sanguigna
- Potenzimento dell'attività cellulare
- Migliorare i risultati di fitness
- Accelerare la guarigione delle ferite
- Alleviare dolori muscolari e affaticamento



80pcs LED



105pcs LED



112pcs LED

PACKING LIST



Power controller*1








USB-C power cord*1

SPECIFICATIONS

	80PCS Belt	105PCS Belt	112PCS Belt
Size	125*22cm	125*18cm	125*22cm
Led qty	80PCS	105PCS	112PCS
Power	8W	9W	10W
Mode	660nm:850nm	660nm:850nm	660nm:850nm
Battery capacity	3000mAh	3000mAh	3000mAh
Timer	10/20/30min	10/20/30min	10/20/30min
Charging parameters	USB-C 5V2A	USB-C 5V2A	USB-C 5V2A

OPERATING INSTRUCTIONS





Istruzioni per l'uso

1. Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, utilizzare il incluso USB-C cavo di alimentazione con l'adattatore 5V/3A per caricare completamente il dispositivo (la luce rossa lampeggia durante la ricarica e diventa blu quando è completamente carica) addebitato.)
2. Collegare il controller di alimentazione alle sei fibbie magnetiche sulla cintura metterli a posto.
3. Tenere premuto l'interruttore di accensione per 2 secondi per accendere il dispositivo. Il dispositivo entra in modalità ALL per impostazione predefinita e lo schermo mostra ALL. (Modalità ALL: LED 660nm+850nm accesi contemporaneamente e l'impostazione predefinita il timer si spegne dopo 10 minuti in modalità ALL).
4. Premere il pulsante del livello per regolare il livello di potenza. E' un ciclo P1-P3.
5. Premere il pulsante modalità per cambiare la modalità operativa, ovvero diviso in due modalità: ALL/impulso 10 Hz. L'intensità della luce non può essere regolato quando il dispositivo è in modalità 10 Hz.
6. Premere il pulsante di vibrazione per regolare l'intensità vibrazione. L1-L2-L3-OFF (vibrazione disattivata).
7. Premere il pulsante di regolazione del tempo per regolare il timer in base ai requisiti (10-20-30 minuti).
8. Tenere premuto l'interruttore di accensione per 2 secondi per spegnere il dispositivo O il dispositivo si spegnerà automaticamente allo scadere del timer. Puoi riavviare il dispositivo se necessario.
9. È possibile bloccare lo schermo premendo il pulsante di blocco schermo durante l'uso e premendolo nuovamente per sbloccare lo schermo. Se il

touch screen si guasta durante utilizzare, è possibile tenere premuto questo pulsante per più di 5 secondi per ripristinare il dispositivo.


Benefici della terapia con luce rossa

Luce rossa (660 nm):

La luce rossa penetra nella pelle, stimolando attività cellulare e migliorare la circolazione sanguigna. E' noto per promuovere la salute della pelle, riducendo infiammazione e favorendo l'inflammation guarigione delle ferite.

Luce nel vicino infrarosso (850 nm):

La luce del vicino infrarosso penetra più in profondità nei tessuti del corpo, raggiungendo muscoli e articolazioni. Aiuta ad alleviare il dolore e la rigidità muscolare e migliora l'articolazione salute.



Avviso

Lo schermo del display passerà automaticamente al timer dopo 5 secondi di inattività.

Lo schermo si spegnerà se non viene eseguita alcuna operazione per 10 secondi.

L'indicatore di alimentazione rimane acceso e il dispositivo continua a funzionare.

Il controller di alimentazione può illuminare lo schermo premendo Qualunque pulsante quando lo schermo è spento e la pressione di un

pulsante specifico lo farà visualizzare la modalità corrente.

Il tempo di funzionamento medio del dispositivo è di 1-2 ore, a seconda sul livello che usi. Il tempo di ricarica è di circa 2 ore.

L'indicatore di alimentazione diventa rosso quando la carica rimanente È circa il 20%. Caricare immediatamente il dispositivo.

Questo dispositivo non può essere utilizzato durante la ricarica.

Caricare completamente il dispositivo prima di un mancato utilizzo a lungo termine per proteggere la batteria.

Manutenzione giornaliera

Il dispositivo genererà molta energia termica durante l'uso, il che può causare sudorazione in caso di contatto prolungato con la pelle.

Per facilitare pulire e impedire che il sudore eroda i LED e si accorci la loro durata, si consiglia di pulire semplicemente la superficie i LED con un panno asciutto dopo l'uso. (Si prega di conservare il pannello LED e il controller di alimentazione fuori dall'acqua.)

Avvertenze

- Non guardare direttamente la luce rossa quando il dispositivo è in funzione. L'esposizione prolungata alla luce rossa può danneggiare gli occhi.
- Non indossare accessori metallici nell'area di utilizzo per evitare il metallo riscaldamento, che può bruciare la pelle.
- Non utilizzare il dispositivo in combinazione con unguenti, creme o altri antidolorifici topici che contengono ingredienti febbrifughi.
- Non esporre l'apparecchiatura alla luce solare e conservarla lontano da fonti di calore e acqua.
- Non utilizzare apparecchiature diverse da quelle fornite da noi. Solo per uso adulto. I bambini non devono giocare con il dispositivo senza la supervisione di un adulto.
- Per favore Segui le raccomandazioni nel manuale utente.
- Non smontare o alterare il dispositivo in alcun modo lo smontaggio o il

rimontaggio può comportare il rischio di cortocircuito, scossa elettrica o esposizione ai prodotti chimici della batteria. Non lasciare il dispositivo in funzione incustodito.

- Per la conservazione e il viaggio, tenere l'alimentazione spenta e tenersi fuori alla portata dei bambini.

Per proteggere l'ambiente, smaltire questo prodotto correttamente in conformità con le normative locali Leggi e regolamenti.

Risoluzione dei problemi

Potresti riscontrare i seguenti problemi. Se il dispositivo funziona ancora non funziona dopo la risoluzione dei problemi, contattare il servizio clienti o il venditore per il supporto tecnico. Si prega di non tentare di riparare fai da te.

Issue	Possible Reason	Solution
Unable to charge	The charger is not compatible.	Make sure to use the original power cord with a 5V/2A adapter.
	The power cord is not plugged in tightly.	Ensure the power cord is securely attached.
Don't turn on	The battery runs out.	Please charge the device.
	The power controller is not installed properly.	Please check the power controller and ensure it is installed correctly.
Stop working during use	The battery runs out.	Please charge the device.
	The Smart timer turns off the device automatically.	Please turn it on again and adjust to the time you need.
	The power controller contact surface is loose.	Please check the power controller and ensure it is installed correctly.
Battery runs out quickly.	Insufficient battery before use.	Please charge the device.
	The device works under the highest power for a long time.	This is due to the different voltage and current outputs of the battery pack at different power levels. The device lasts for 1 hour at the highest power and up to about 2 hours at the lowest power. Please refer to the suggestions in (Photobiomodulation Guidance) and use it in a reasonable way for better performance.

Some LEDs do not work.	Turn on the ALL (660nm+850nm) modes.	The 850nm wavelengths is invisible to the naked eye in normal environments. It is only a faint red dot at most that can be seen within darker environments. It can actually provide a lot of energy, please feel free to use it.
Button does not respond.	Not pressed correctly.	Make sure to press the button firmly.
	The device crashes.	Please press and hold the lock screen button for 5s to shut down the device forcibly and turn it on again.

FCC Information

ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.
- 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

AVVERTENZA: cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e accendendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

CINTURÓN DE TERAPIA DE LUZ ROJA

MODELO: BRL-1000 BRL-1150 BRL-1180

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos. "Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada únicamente por nosotros representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas principales y no necesariamente significa cubrir todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Se le recuerda amablemente verificar con cuidado cuando realiza un pedido con nosotros si realmente está Ahorro Medio en comparación con las principales marcas.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RED LIGHT
THERAPY BELT

MODELO: BRL-1000 BRL-1150 BRL-1180



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico?
Siéntete libre de contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support


Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



ELIMINACIÓN CORRECTA

Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de basura en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no podrán desecharse junto con la basura doméstica normal, sino que deberán llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Cinturón de terapia de luz roja Manual de usuario



INTRODUCTION

La terapia con luz roja tiene una amplia variedad de aplicaciones y beneficios para la salud. Beneficios, estimula las células en el área objetivo de forma no invasiva, promoviendo la circulación sanguínea y aliviando el dolor y el malestar.

Nuestro cinturón está diseñado para el tratamiento específico de diversas áreas del cuerpo.

Ya sea que busque recuperación muscular, mejorar la textura de la piel o Niveles de energía mejorados, este producto satisface sus necesidades. Es una solución multifuncional para el bienestar integral, que le ayuda revitalizarte cuerpo rentire. Con nuestro cinturón de terapia de luz roja, puedes experimente innumerables beneficios terapéuticos desde la comodidad de su propia casa.

- Modo de terapia de luz roja: la piel absorbe la luz roja de 660 nm a un ritmo alto haciendo es especialmente eficaz para mejorando la sangre Circulación y estimulación de la producción de colágeno y elastina, lo que reduce la aparición de líneas finas y arrugas. La terapia de luz roja cierra los poros, suaviza el tono de la piel y reduce síntomas de eccema y psoriasis, como enrojecimiento, picazón, descamación e hinchazón.
- Cerca Modo de terapia infrarroja: la luz infrarroja (IR) de 850 nm penetra profundamente en tejidos, órganos y articulaciones para disminuir la inflamación, aliviar el dolor y reparar las células. Úsalo todos los días durante 15-20 minutos. y ver resultados en tres semanas. Es liviano, se pliega pequeño y admite múltiples opciones de energía, lo que lo hace perfecto para llevar. contigo mientras viajas.

¡ Disfruta de la recuperación del rendimiento y del alivio del dolor en cualquier momento y en cualquier lugar!





Fig 1. Red and near-infrared spectrometer

Muchos de estos beneficios se deben a que el rojo y el La luz infrarroja cercana activa varias rutas metabólicas. maneras que conducen a una mayor producción de ATP (adenosina trifosfato).

La producción de El ATP mejora la señalización celular y mejora síntesis de proteínas. Se ha demostrado que la terapia con luz roja y NIR ser eficaz para una amplia gama de problemas de salud, incluidos, entre otros, limitado a lo siguiente:

- Reparando la piel
- Reducir la formación de cicatrices.
- Promover la circulación sanguínea
- Impulsar la actividad celular
- Mejorar los resultados de fitness
- Acelerar la cicatrización de heridas
- Aliviar el dolor muscular y la fatiga.



80pcs LED



105pcs LED



112pcs LED

PACKING LIST



Power controller*1








USB-C power cord*1

SPECIFICATIONS

	80PCS Belt	105PCS Belt	112PCS Belt
Size	125*22cm	125*18cm	125*22cm
Led qty	80PCS	105PCS	112PCS
Power	8W	9W	10W
Mode	660nm:850nm	660nm:850nm	660nm:850nm
Battery capacity	3000mAh	3000mAh	3000mAh
Timer	10/20/30min	10/20/30min	10/20/30min
Charging parameters	USB-C 5V2A	USB-C 5V2A	USB-C 5V2A

OPERATING INSTRUCTIONS





Instrucciones de uso

1. Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, utilice el USB-C incluido cable de alimentación con el adaptador de 5V/3A para cargar completamente el dispositivo (la luz roja parpadea durante la carga y se vuelve azul cuando está completamente cargado.)
2. Póngase en contacto con el controlador de potencia con las seis hebillas magnéticas del cinturón para colocarlos en su lugar.
3. Mantenga presionado el interruptor de encendido durante 2 segundos para encender el dispositivo. El dispositivo ingresa al modo TODO de forma predeterminada y la pantalla muestra TODO. (Modo TODO: LED de 660 nm + 850 nm encendidos al mismo tiempo y el valor predeterminado El temporizador se apaga después de 10 minutos en modo TODO).
4. Presione el botón de nivel para ajustar el nivel de potencia. Es un ciclo P1-P3.
5. Presione el botón de modo para cambiar el modo de funcionamiento, que es dividido en dos modos: TODOS/pulso de 10 Hz. La intensidad de la luz no puede ser se ajusta cuando el dispositivo está en modo de 10 Hz.
6. Presione el botón de vibración para ajustar la intensidad de vibración.L1-L2-L3-OFF (vibración apagada).
7. Presione el botón de ajuste de tiempo para ajustar el temporizador de acuerdo con el requisitos (10-20-30 minutos).
8. Mantenga presionado el interruptor de encendido durante 2 segundos para apagar el dispositivo. o el dispositivo se apagará automáticamente después de que finalice el temporizador. Puede reiniciar el dispositivo si necesario.
9. La pantalla se puede bloquear presionando el botón de bloqueo de

pantalla durante el uso y presionándolo nuevamente para desbloquear la pantalla. Si la pantalla táctil falla durante uso, puede presionar y mantener presionado este botón durante más de 5 segundos para restablecer el dispositivo.


Beneficios de la terapia de luz roja

Luz roja (660 nm):

La luz roja penetra en la piel, estimulando actividad celular y mejora de la circulación sanguínea. es conocido por promover la salud de la piel, reducir inflamación y ayuda en cicatrización de la herida.

Luz infrarroja cercana (850 nm):

La luz infrarroja cercana penetra más profundamente en los tejidos del cuerpo, alcanzando músculos y articulaciones. Ayuda a aliviar el dolor y la rigidez muscular y mejora la articulación salud.



Aviso

La pantalla cambiará automáticamente al temporizador después de 5 segundos sin operación.

La pantalla se apagará si no se realiza ninguna operación durante 10 segundos.

El indicador de encendido permanece encendido y el dispositivo continúa funcionando.

El controlador de energía puede iluminar la pantalla presionando cualquier

cuando la pantalla está apagada, y al presionar un botón específico se mostrar el modo actual.

El tiempo medio de funcionamiento del dispositivo es de 1 a 2 horas, dependiendo en el nivel que utilices. El tiempo de carga es de aproximadamente 2 horas.

El indicador de alimentación se vuelve rojo cuando se agota la energía restante. es alrededor del 20%. Cargue el dispositivo lo antes posible. Este dispositivo no se puede utilizar durante la carga.

Cargue completamente el dispositivo antes de un período prolongado de inactividad para proteger la batería.

Mantenimiento diario

El dispositivo generará mucha energía térmica durante su uso, lo que Puede causar sudoración en caso de contacto prolongado con la piel. Facilitar Limpiar y evitar que el sudor erosione los LED y acorte su vida útil, se recomienda simplemente limpiar la superficie de los LED con una toalla seca después de su uso. (Mantenga el panel LED y controlador de potencia fuera del agua).

Precauciones

- No mire directamente a la luz roja cuando el dispositivo esté funcionando. La exposición prolongada a la luz roja puede dañar sus ojos.
- No use accesorios metálicos en el área de uso para evitar el metal. calentamiento, que puede quemar la piel.
- No utilice el dispositivo en combinación con ungüentos, cremas. u otros analgésicos tópicos que contengan ingredientes febrífugos.
- No exponga el equipo a la luz solar y manténgalo lejos de Fuentes de calor y agua.
- No utilice equipos distintos a los proporcionados por nosotros. Sólo para uso de adultos. Los niños no deben jugar con el dispositivo. sin supervisión de un adulto.

- Por favor, siga las recomendaciones del manual de usuario.
- No desmonte ni altere el dispositivo de ninguna manera. El desmontaje o montaje puede generar riesgo de cortocircuito, descarga eléctrica o exposición a productos químicos de la batería. No deje el dispositivo funcionando sin supervisión.
- Para almacenamiento y viajes, mantenga la alimentación apagada y manténgase alejado del alcance de los niños.

Para proteger el medio ambiente, deseche este producto. adecuadamente de acuerdo con las normas locales leyes y regulaciones.

Solución de problemas

Puede encontrar los siguientes problemas. Si el dispositivo aún lo hace no funciona después de solucionar el problema, comuníquese con el servicio de atención al cliente o el vendedor para soporte técnico. Por favor no intente reparar hágalo usted mismo.

Issue	Possible Reason	Solution
Unable to charge	The charger is not compatible.	Make sure to use the original power cord with a 5V/2A adapter.
	The power cord is not plugged in tightly.	Ensure the power cord is securely attached.
Don't turn on	The battery runs out.	Please charge the device.
	The power controller is not installed properly.	Please check the power controller and ensure it is installed correctly.
Stop working during use	The battery runs out.	Please charge the device.
	The Smart timer turns off the device automatically.	Please turn it on again and adjust to the time you need.
	The power controller contact surface is loose.	Please check the power controller and ensure it is installed correctly.
Battery runs out quickly.	Insufficient battery before use.	Please charge the device.
	The device works under the highest power for a long time.	This is due to the different voltage and current outputs of the battery pack at different power levels. The device lasts for 1 hour at the highest power and up to about 2 hours at the lowest power. Please refer to the suggestions in (Photobiomodulation Guidance) and use it in a reasonable way for better performance.

Some LEDs do not work.	Turn on the ALL (660nm+850nm) modes.	The 850nm wavelengths is invisible to the naked eye in normal environments. It is only a faint red dot at most that can be seen within darker environments. It can actually provide a lot of energy, please feel free to use it.
Button does not respond.	Not pressed correctly.	Make sure to press the button firmly.
	The device crashes.	Please press and hold the lock screen button for 5s to shut down the device forcibly and turn it on again.

PRECAUCIÓN: ¡ Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales.
- 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto que no estén aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este producto genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA CALLE ASTWOOD Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji www.vevor.com/support

PAS DO TERAPII ŚWIATŁEM CZERWONYM

MODEL: BRL-1000 BRL-1150 BRL-1180

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź pół ceny”, „Zaoszczędź połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane wyłącznie przez nas

reprezentuje szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując określone narzędzia z nami w porównaniu z głównymi, najlepszymi markami i niekoniecznie to oznacza okładka wszystkie kategorie oferowanych przez nas narzędzi. Przypominamy o weryfikacji ostrożnie kiedy składasz u nas zamówienie, jeśli faktycznie tak jest Oszczędność Połowa w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RED LIGHT
THERAPY BELT

MODEL: BRL-1000 BRL-1150 BRL-1180



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Śmiało możesz się z nami skontaktować:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.




PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA

Ten produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki śmieci na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych jako takie nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je przekazać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Pas do terapii światłem czerwonym

Instrukcja obsługi



INTRODUCTION

Terapia światłem czerwonym ma szerokie zastosowanie i zdrowie korzyści, nieinwazyjnie stymuluje komórki w obszarze docelowym, poprawiając krążenie krwi i łagodząc ból i dyskomfort.

Nasz pas przeznaczony jest do ukierunkowanej pielęgnacji różnych obszarów ciała.

Niezależnie od tego, czy szukasz regeneracji mięśni, poprawy tekstury skóry, czy też zwiększony poziom energii, ten produkt spełnia Twoje potrzeby. To wielofunkcyjne rozwiązanie zapewniające całościowe dobre samopoczucie, które Ci pomoże ożywić Cię rentire body. Dzięki naszemu pasowi do terapii światłem czerwonym jest to możliwe Doświadcz niezliczonych korzyści terapeutycznych w zaciszu własnego ciała własny dom.

- Tryb terapii światłem czerwonym: czerwone światło o długości 660 nm jest pochłaniane przez skórę przy wysokim tempie tworzenia jest szczególnie skuteczny poprawę krwi krążenie i stymulację produkcji kolagenu i elastyny, co zmniejsza widoczność drobnych linii i zmarszczek. Terapia światłem czerwonym zwęża pory, wygładza koloryt skóry i zmniejsza objawy egzema i łuszczyca, takie jak zaczerwienienie, swędzenie, łuszczenie się i obrzęk.
- W pobliżu tryb terapii podczerwieni: przenika światło podczerwone (IR) o długości fali 850 nm głęboko w tkanki, narządy i stawy, aby zmniejszyć stan zapalny, złagodzić ból i naprawić komórki. Stosuj codziennie przez 15-20 minut i zobacz rezultaty w ciągu trzech tygodni. Jest lekki, składa się do niewielkich rozmiarów i obsługuje wiele opcji zasilania, dzięki czemu idealnie nadaje się do noszenia z tobą w podróży. Ciesz się regeneracją wydajności i ulgą w bólu w dowolnym miejscu i czasie!





Fig 1. Red and near-infrared spectrometer

Wiele z tych korzyści wynika z faktu, że czerwony i światło bliskiej podczerwieni aktywuje różne szlaki metaboliczne sposoby które prowadzą do zwiększonej produkcji ATP (adenozyny trifosforan).

Produkcja ATP wzmacnia sygnalizację komórkową i poprawia syntezę białek. Wykazano, że terapia światłem czerwonym i NIR działa być skuteczne w przypadku szerokiego zakresu problemów zdrowotnych, w tym, ale nie ogranicza się do następujących:

- Naprawa skóry
- Ograniczenie powstawania blizn
- Promowanie krążenia krwi
- Zwiększanie aktywności komórkowej
- Poprawa wyników fitness
- Przyspieszenie gojenia się ran
- Łagodzenie bólu i zmęczenia mięśni



80pcs LED



105pcs LED



112pcs LED

PACKING LIST



Power controller*1








USB-C power cord*1

SPECIFICATIONS

	80PCS Belt	105PCS Belt	112PCS Belt
Size	125*22cm	125*18cm	125*22cm
Led qty	80PCS	105PCS	112PCS
Power	8W	9W	10W
Mode	660nm:850nm	660nm:850nm	660nm:850nm
Battery capacity	3000mAh	3000mAh	3000mAh
Timer	10/20/30min	10/20/30min	10/20/30min
Charging parameters	USB-C 5V2A	USB-C 5V2A	USB-C 5V2A

OPERATING INSTRUCTIONS





Instrukcja użycia

1. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy skorzystać z zawiera USB-C przewód zasilający z adapterem 5V/3A, aby w pełni naładować urządzenie (czerwone światło miga podczas ładowania i zmienia kolor na niebieski, gdy jest w pełni naładowany) naładowany.)
2. Podłącz sterownik mocy do sześciu magnetycznych klamer na pasku zamontuj je na swoim miejscu.
3. Naciśnij i przytrzymaj wyłącznik zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie. Urządzenie domyślnie wchodzi w tryb WSZYSTKIE, a na ekranie pojawia się WSZYSTKIE. (Tryb WSZYSTKIE: diody LED 660nm + 850nm świecą się jednocześnie, a domyślny timer wyłącza się po 10 minutach w trybie ALL).
4. Naciśnij przycisk poziomu, aby wyregulować poziom mocy. To cykl P1-P3.
5. Naciśnij przycisk trybu, aby przełączyć tryb pracy, tj podzielony na dwa tryby: ALL/10 Hz impuls. Intensywność światła nie może być regulowane, gdy urządzenie znajduje się w trybie 10 Hz.
6. Naciśnij przycisk wibracji, aby wyregulować intensywność wibracje.L1-L2-L3-OFF (wibracje wyłączone).
7. Naciśnij przycisk regulacji czasu, aby ustawić timer zgodnie z wymagania (10-20-30 minut).
8. Naciśnij i przytrzymaj wyłącznik zasilania przez 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie Lub urządzenie wyłączy się automatycznie po upływie ustawionego czasu. Możesz ponownie uruchomić urządzenie, jeśli potrzebne.
9. Ekran można zablokować, naciskając przycisk blokady ekranu podczas

użytkownika i naciskając go ponownie, aby odblokować ekran. Jeśli ekran dotykowy ulegnie awarii podczas użycia, możesz nacisnąć i przytrzymać ten przycisk przez ponad 5 sekund, aby zresetować urządzenie.


Korzyści z terapii światłem czerwonym

Czerwone światło (660nm):

Czerwone światło wnika w skórę, stymulując aktywność komórkową i poprawę krążenia krwi. Jest znane z promowanie zdrowia skóry, redukcja stany zapalne i wspomagające gojenie się ran.

Światło bliskiej podczerwieni (850 nm):

Przenika światło bliskiej podczerwieni wnika głębiej w tkanki ciała, docierając do mięśni i stawów. Pomaga złagodzić ból i sztywność mięśni poprawia staw zdrowie.



Ogłoszenie

Ekran wyświetlacza automatycznie przełączy się na timer po 5 sekundach bezczynności.

Ekran wyłączy się, jeśli przez 10 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja.

Wskaźnik zasilania pozostaje zapalony, a urządzenie kontynuuje pracę. Kontroler mocy może podświetlić ekran, naciskając każdy przycisk, gdy ekran jest wyłączony, a naciśnięcie określonego przycisku spowoduje to wyświetlić bieżący tryb.

Średni czas pracy urządzenia wynosi 1-2 godziny, w zależności na poziomie, którego używasz. Czas ładowania wynosi około 2 godzin. Wskaźnik zasilania zmienia kolor na czerwony, gdy pozostała moc jest około 20%. Proszę niezwłocznie naładować urządzenie. Tego urządzenia nie można używać podczas ładowania. Całkowicie naładuj urządzenie przed dłuższym nieużywaniem, aby chronić baterię.

Codzienna konserwacja

Urządzenie podczas użytkowania będzie generować dużo energii cieplnej, co może powodować pocenie się przy długotrwałym kontakcie ze skórą. Ułatwić czyszczenie i zapobieganie erozji diod LED przez pot i skracaniu się ich żywotność, zaleca się po prostu przetrzeć powierzchnię po użyciu wycierać diody LED suchym ręcznikiem. (Proszę zachować panel LED i sterownik mocy z wody.)

Przestrogi

- Nie patrz bezpośrednio w czerwone światło, gdy urządzenie działa. Długotrwała ekspozycja na czerwone światło może uszkodzić oczy.
- Nie należy nosić metalowych akcesoriów w obszarze użytkowania, aby uniknąć metalu ogrzewanie, które może poparzyć skórę.
- Nie stosować urządzenia w połączeniu z maściami, kremami lub inne miejscowe leki przeciwbólowe zawierające składniki przeciwgorączkowe.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie promieni słonecznych i przechowywać to z dala od źródła ciepła i wody.
- Nie używaj sprzętu innego niż dostarczony przez nas. Tylko do użytku przez osoby dorosłe. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem bez nadzoru osoby dorosłej.
- Podążaj proszę zalecenia zawarte w instrukcji obsługi.
- Nie demontować ani nie zmieniać urządzenia w żaden sposób. Niewłaściwe demontaż lub ponowny montaż może skutkować

ryzykiem zwarcia, porażenia prądem lub narażenia na działanie substancji chemicznych zawartych w akumulatorze. Nie pozostawiaj działającego urządzenia bez nadzoru.

- W przypadku przechowywania i podróży należy wyłączyć zasilanie i trzymać się z daleka zasięgu dzieci.

Aby chronić środowisko, należy pozbyć się tego produktu właściwie, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i regulacje.

Rozwiązywanie problemów

Możesz napotkać następujące problemy. Jeśli urządzenie nadal tak działa nie działa po rozwiązaniu problemu, skontaktuj się z obsługą klienta lub sprzedawca za wsparcie techniczne. Proszę nie podejmować prób naprawy samemu.

Issue	Possible Reason	Solution
Unable to charge	The charger is not compatible.	Make sure to use the original power cord with a 5V/2A adapter.
	The power cord is not plugged in tightly.	Ensure the power cord is securely attached.
Don't turn on	The battery runs out.	Please charge the device.
	The power controller is not installed properly.	Please check the power controller and ensure it is installed correctly.
Stop working during use	The battery runs out.	Please charge the device.
	The Smart timer turns off the device automatically.	Please turn it on again and adjust to the time you need.
	The power controller contact surface is loose.	Please check the power controller and ensure it is installed correctly.
Battery runs out quickly.	Insufficient battery before use.	Please charge the device.
	The device works under the highest power for a long time.	This is due to the different voltage and current outputs of the battery pack at different power levels. The device lasts for 1 hour at the highest power and up to about 2 hours at the lowest power. Please refer to the suggestions in (Photobiomodulation Guidance) and use it in a reasonable way for better performance.

Some LEDs do not work.	Turn on the ALL (660nm+850nm) modes.	The 850nm wavelengths is invisible to the naked eye in normal environments. It is only a faint red dot at most that can be seen within darker environments. It can actually provide a lot of energy, please feel free to use it.
Button does not respond.	Not pressed correctly.	Make sure to press the button firmly.
	The device crashes.	Please press and hold the lock screen button for 5s to shut down the device forcibly and turn it on again.

FCC Information

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.
- 2) Ten produkt musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi produktu.

Uwaga: ten produkt został przetestowany i stwierdzono, że spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowany i nie będzie używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie produktu, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków.

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość pomiędzy produktem a odbiornikiem.
- Podłącz produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nowa Południowa Walia 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

ROODLICHTTHERAPIERIEM

MODEL: BRL-1000 BRL-1150 BRL-1180

Wij blijven ons inzetten om u gereedschap te bieden tegen een concurrerende prijs. "Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die alleen door ons worden gebruikt vertegenwoordigt een schatting van de besparingen die u zou kunnen opleveren als u bepaalde hulpmiddelen koopt bij ons vergeleken met de grote topmerken en dat hoeft niet per se zo te zijn omslag alle categorieën tools die door ons worden aangeboden. U wordt er vriendelijk aan herinnerd om dit te verifiëren voorzichtig wanneer u bij ons een bestelling plaatst, als u dat daadwerkelijk doet Besparing Half in vergelijking met de belangrijkste grote merken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RED LIGHT
THERAPY BELT

MODEL: BRL-1000 BRL-1150 BRL-1180



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support


Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.



CORRECTE VERWIJDERING

Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie een aparte afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

Roodlichttherapiem Handleiding



INTRODUCTION

Roodlichttherapie heeft een grote verscheidenheid aan toepassingen en gezondheid voordelen: het stimuleert cellen in het doelgebied op niet-invasieve wijze, bevordert de bloedcirculatie en verlicht pijn en ongemak.

Onze riem is ontworpen voor een gerichte behandeling van verschillende lichaamsdelen.

Of u nu op zoek bent naar spierherstel, een verbeterde huidtextuur, of... verbeterde energieniveaus, dit product voldoet aan uw behoeften. Het is een multifunctionele oplossing voor holistisch welzijn, die u helpt je nieuw leven inblazen rentire body. Met onze Roodlichttherapiegordel kan dat ervaar talloze therapeutische voordelen vanuit uw luie stoel eigen huis.

- Roodlichttherapiemodus: 660 nm rood licht wordt door de huid geabsorbeerd tegen een hoge koers maken het is vooral effectief voor bloed verbeteren bloedsomloop en het stimuleren van de productie van collageen en elastine, wat de verschijning van fijne lijntjes en rimpels vermindert. Roodlichttherapie vernauwt de poriën, maakt de huidskleur gladder en vermindert symptomen van eczeem en psoriasis, zoals roodheid, jeuk, schilfering en zwelling.
- In de buurt van infraroodtherapiemodus: 850 nm infrarood (IR) licht dringt door diep in weefsel, organen en gewrichten om ontstekingen te verminderen, pijn te verlichten en cellen te herstellen. Gebruik het elke dag gedurende 15-20 minuten en binnen drie weken resultaat zien. Hij is licht van gewicht, kan klein worden opgevouwen en ondersteunt meerdere voedingsopties, waardoor hij perfect is om mee te nemen met u mee onderweg. Geniet altijd en overal van prestatieherstel en pijnverlichting!





Fig 1. Red and near-infrared spectrometer

Veel van deze voordelen zijn te danken aan het feit dat de rode en nabij-infraroodlicht activeert verschillende metabolische paden manieren die leiden tot een verhoogde productie van ATP (adenosine trifosfaat). De productie van ATP verbetert de cellulaire signalering en verbetert eiwitsynthese. Dat is aangetoond met rood- en NLR-lichttherapie effectief zijn voor een breed scala aan gezondheidsproblemen, inclusief maar niet beperkt tot het volgende:

- Herstellende huid
- Vermindering van de vorming van littekens
- Bevordering van de bloedcirculatie
- Het stimuleren van de cellulaire activiteit
- Verbetering van fitnessresultaten
- Versnelde wondgenezing
- Verlicht spierpijn en vermoeidheid



80pcs LED



105pcs LED



112pcs LED

PACKING LIST



Power controller*1








USB-C power cord*1

SPECIFICATIONS

	80PCS Belt	105PCS Belt	112PCS Belt
Size	125*22cm	125*18cm	125*22cm
Led qty	80PCS	105PCS	112PCS
Power	8W	9W	10W
Mode	660nm:850nm	660nm:850nm	660nm:850nm
Battery capacity	3000mAh	3000mAh	3000mAh
Timer	10/20/30min	10/20/30min	10/20/30min
Charging parameters	USB-C 5V2A	USB-C 5V2A	USB-C 5V2A

OPERATING INSTRUCTIONS





Gebruiksaanwijzing

1. Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, gebruikt u de Inclusief USB-C netsnoer met de 5V/3A-adapter om het apparaat volledig op te laden (het rode lampje knippert tijdens het opladen en wordt blauw wanneer het volledig is opgeladen opgeladen.)
2. Maak contact met de vermogensregelaar om de zes magnetische gespen op de riem aan te sluiten plaats ze op hun plaats.
3. Houd de aan/uit-schakelaar 2 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Het apparaat gaat standaard naar de ALL-modus en op het scherm wordt ALLES weergegeven. (ALL-modus: 660nm+850nm LED's branden tegelijkertijd en de standaard timer wordt na 10 minuten uitgeschakeld in de ALL-modus).
4. Druk op de niveaunknop om het vermogensniveau aan te passen. Het is een P1-P3-cyclus.
5. Druk op de modusknop om de bedrijfsmodus te wijzigen verdeeld in twee modi: ALL/10 Hz-puls. De lichtintensiteit kan dat niet zijn aangepast wanneer het apparaat zich in de 10 Hz-modus bevindt.
6. Druk op de trilknop om de intensiteit aan te passen trillingen.L1-L2-L3-LOFF(trilling uit).
7. Druk op de timinginstelknop om de timer aan te passen aan de hand van de tijd vereisten (10-20-30 minuten).
8. Houd de aan/uit-schakelaar 2 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen of het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld nadat de timer is afgelopen. U kunt het apparaat opnieuw opstarten als nodig zijn.
9. Het scherm kan worden vergrendeld door tijdens gebruik op de vergrendelschermknop te drukken en er nogmaals op te drukken om het

scherm te ontgrendelen. Als het aanraakscherm defect raakt tijdens gebruik, kunt u deze knop langer dan 5 seconden ingedrukt houden om te resetten het apparaat.


Voordelen van de roodlichttherapie

Rood licht (660 nm):

Rood licht dringt door in de huid en stimuleert cellulaire activiteit en verbetering van de bloedsomloop. Het staat bekend om bevordering van de gezondheid van de huid, verminderen ontstekingen en hulp bij wond genezen.

Nabij-infraroodlicht (850 nm):

Nabij-infraroodlicht dringt dieper door in de weefsels van het lichaam en bereikt spieren en gewrichten. Het helpt spierpijn en stijfheid te verlichten verbetert het gewricht gezondheid.



Kennisgeving

Het weergavescherm schakelt automatisch over naar de timer als er 5 seconden geen bediening plaatsvindt.

Het scherm wordt uitgeschakeld als er gedurende 10 seconden geen handeling plaatsvindt.

De stroomindicator blijft branden en het apparaat blijft werken.

De vermogensregelaar kan het scherm verlichten door op te drukken elk wanneer het scherm is uitgeschakeld, en als u op een specifieke knop

drukt, gebeurt dat wel de huidige modus weergeven.

De gemiddelde looptijd van het apparaat is afhankelijk van 1-2 uur op het niveau dat u gebruikt. De oplaadtijd bedraagt ongeveer 2 uur.

De stroomindicator wordt rood wanneer het resterende vermogen is bereikt is ongeveer 20%. Laad het apparaat onmiddellijk op.

Dit apparaat kan niet worden gebruikt tijdens het opladen.

Laad de apparaat voordat u het langdurig niet gebruikt, om de batterij te beschermen.

Dagelijks onderhoud

Het apparaat zal tijdens gebruik veel warmte-energie genereren kan bij langdurig huidcontact zweten veroorzaken.

Om te faciliteren reinigen en voorkomen dat zweet de LED's erodeert en verkort vanwege hun levensduur wordt aanbevolen om het oppervlak eenvoudigweg af te vegen de LED's na gebruik af met een droge handdoek. (Bewaar het LED-paneel en stroomregelaar uit het water.)

Waarschuwingen

- Kijk niet rechtstreeks in het rode licht als het apparaat in werking is. Langdurige blootstelling aan het rode licht kan schadelijk zijn voor uw ogen.
- Draag geen metalen accessoires in de gebruiksruijnte om metaal te vermijden verhitting, waardoor de huid kan verbranden.
- Gebruik het apparaat niet in combinatie met zalven, crèmes of andere plaatselijke pijnstillers die koortsverdrivende ingrediënten bevatten.
- Stel het apparaat niet bloot aan zonlicht en bewaar het het weg van warmte- en waterbronnen.
- Gebruik geen andere apparatuur dan die door ons is geleverd. Uitsluitend voor gebruik door volwassenen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen zonder toezicht van volwassenen.
- Volg alsjeblieft de aanbevelingen in de gebruikershandleiding.
- Niet demonteren of wijzigen het apparaat op welke manier dan

ook. Improper demontage of hermontage kan leiden tot het risico van kortsluiting, elektrische schokken of blootstelling aan chemicaliën uit de batterij. Laat het apparaat niet onbeheerd achter.

- Voor opslag en reizen dient u de stroom uit te schakelen en buiten de deur te houden bereik van kinderen.

Ter bescherming van het milieu dient u dit product weg te gooien correct in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften Wet en regelgeving.

Probleemoplossen

U kunt de volgende problemen tegenkomen. Als het apparaat dat nog steeds doet werkt niet na het oplossen van problemen, neem dan contact op met de klantenservice of de verkoper voor technische ondersteuning. Probeer alstublieft niet te repareren het zelf.

Issue	Possible Reason	Solution
Unable to charge	The charger is not compatible.	Make sure to use the original power cord with a 5V/2A adapter.
	The power cord is not plugged in tightly.	Ensure the power cord is securely attached.
Don't turn on	The battery runs out.	Please charge the device.
	The power controller is not installed properly.	Please check the power controller and ensure it is installed correctly.
Stop working during use	The battery runs out.	Please charge the device.
	The Smart timer turns off the device automatically.	Please turn it on again and adjust to the time you need.
	The power controller contact surface is loose.	Please check the power controller and ensure it is installed correctly.
Battery runs out quickly.	Insufficient battery before use.	Please charge the device.
	The device works under the highest power for a long time.	This is due to the different voltage and current outputs of the battery pack at different power levels. The device lasts for 1 hour at the highest power and up to about 2 hours at the lowest power. Please refer to the suggestions in (Photobiomodulation Guidance) and use it in a reasonable way for better performance.

Some LEDs do not work.	Turn on the ALL (660nm+850nm) modes.	The 850nm wavelengths is invisible to the naked eye in normal environments. It is only a faint red dot at most that can be seen within darker environments. It can actually provide a lot of energy, please feel free to use it.
Button does not respond.	Not pressed correctly.	Make sure to press the button firmly.
	The device crashes.	Please press and hold the lock screen button for 5s to shut down the device forcibly and turn it on again.

FCC Information

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.

Opmerking: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan het schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen.

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.

- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200.000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd in de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

RÖDLJUSTERAPIBÄLTE

MODELL: BRL-1000 BRL-1150 BRL-1180

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som endast används av oss representerar en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg med oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att omslag alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att verifiera försiktigt

när du gör en beställning hos oss om du faktiskt gör det Sparande
Halv i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RED LIGHT
THERAPY BELT

MODELL: BRL-1000 BRL-1150 BRL-1180



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support


Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



KORREKT AVFALLSHANTERING

Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

Rödljusterapibälte Användarmanual



INTRODUCTION

Rödljusterapi har en mängd olika tillämpningar och hälsa fördelar, stimulerar det celler i målområdet icke-invasivt, främjar blodcirkulationen och lindrar smärta och obehag.

Vårt bälte är designat för målinriktad behandling av olika kroppsområden. Oavsett om du söker muskelåterställning, förbättrad hudstruktur eller förbättrade energinivåer, uppfyller denna produkt dina behov. Det är en multifunktionell lösning för holistiskt välbefinnande, som hjälper dig vitalisera dig rentire body. Med vårt Red Light Therapy Belt kan du uppleva otaliga terapeutiska fördelar från din komfort eget hem.

- Rött ljusterapiläge: 660nm rött ljus absorberas av huden i hög takt det är särskilt effektivt för förbättra blodet cirkulation och stimulerar produktionen av kollagen och elastin, vilket minskar uppkomsten av fina linjer och rynkor. Rödljusterapi stramar upp porerna, jämnar ut hudtonen och minskar symtom på eksem och psoriasis, såsom rodnad, klåda, fjällning och svullnad.
- Nära infrarött terapiläge: 850nm infrarött (IR) ljus penetrerar djupt in i vävnader, organ och leder för att minska inflammation, lindra smärta och reparera celler. Använd den varje dag i 15-20 minuter och se resultat inom tre veckor. Den är lätt, fällbar liten och stöder flera kraftalternativ, vilket gör den perfekt att ta med med dig på språng. Njut av prestationsåterhämtning och smärtlindring när som helst, var som helst!





Fig 1. Red and near-infrared spectrometer

Många av dessa fördelar beror på att de röda och nära-infraröta ljus aktiverar olika metaboliska vägar som leder till ökad produktion av ATP (adenosin trifosfat).

Tillverkningen av ATP förbättrar cellulär signalering och förbättrar proteinsyntes. Rött och NLR ljusterapi har visats vara effektiv för ett brett spektrum av hälsoproblem, inklusive men inte begränsat till följande:


- Reparera hud
- Minska bildandet av ärr
- Främjar blodcirkulationen
- Öka cellulär aktivitet
- Förbättra konditionsresultat
- Accelererar sårsläkning
- Lindrar muskelsmärta och trötthet



80pcs LED



105pcs LED



112pcs LED

PACKING LIST



Power controller*1








USB-C power cord*1

SPECIFICATIONS

	80PCS Belt	105PCS Belt	112PCS Belt
Size	125*22cm	125*18cm	125*22cm
Led qty	80PCS	105PCS	112PCS
Power	8W	9W	10W
Mode	660nm:850nm	660nm:850nm	660nm:850nm
Battery capacity	3000mAh	3000mAh	3000mAh
Timer	10/20/30min	10/20/30min	10/20/30min
Charging parameters	USB-C 5V2A	USB-C 5V2A	USB-C 5V2A

OPERATING INSTRUCTIONS



Användningsinstruktioner

1. Innan du använder enheten för första gången, använd ingår UsB-C nätsladd med 5V/3A-adaptorn för att ladda enheten helt (den röda lampan blinkar under laddning och blir blå när den är helt laddad.)
2. Kontakta kraftkontrollen till de sex magnetiska spännena på bältet för att passa dem på plats.
3. Tryck och håll strömbrytaren intryckt i 2 sekunder för att slå på enheten. Enheten går in i ALL-läge som standard och skärmen visar ALL .(ALL-läge: 660nm+850nm lysdioder på samtidigt, och standardläget timern stängs av efter 10 minuter i läget ALLA).
4. Tryck på nivåknappen för att justera effektnivån. Det är en P1-P3-cykel.
5. Tryck på lägesknappen för att växla driftläge, dvs uppdelad i två lägen: ALL/10 Hz puls. Ljusintensiteten kan inte vara justeras när enheten är i 10 Hz-läge.
6. Tryck på vibrationsknappen för att justera intensiteten på vibration. L1-L2-L3-LOFF(vibration av).
7. Tryck på tidsjusteringsknappen för att justera timern enligt krav (10-20-30 minuter).
8. Håll strömbrytaren intryckt i 2 sekunder för att stänga av enheten eller enheten stängs av automatiskt efter att timern är slut. Du kan starta om enheten om behövs.
9. Skärmen kan låsas genom att trycka på låsskärmknappen under användning och trycka på den igen för att låsa upp skärmen. Om pekskärmen misslyckas under använda kan du trycka och hålla den här knappen intryckt i mer än 5 sekunder för att återställa enheten.


Fördelarna med Red Light Therapy

Rött ljus (660nm):

Rött ljus penetrerar huden, stimulerar cellulär aktivitet och förbättra blodcirkulationen. Den är känd för främja hudens hälsa, minska inflammation och hjälpa till sårhäkning.

Nära-infrarött ljus (850nm):

Nära-infrarött ljus tränger igenom djupare in i kroppens vävnader och når muskler och leder. Det hjälper till att lindra muskelsmärta och stelhet och förbättrar leden hälsa.



Lägga märke till

Skärmen växlar automatiskt till timern efter 5 sekunder utan användning.

Skärmen stängs av om ingen åtgärd görs på 10 sekunder.

Strömindikators förblir tänd och enheten fortsätter att fungera.

Strömkontrollen kan lysa upp skärmen genom att trycka på några knappen när skärmen är avstängd, och tryck på en specifik knapp kommer visa aktuellt läge.

Den genomsnittliga drifttiden för enheten är 1-2 timmar, beroende på på den nivå du använder. Laddningstiden är ca 2 timmar.

Strömindikators blir röd när den återstående effekten är cirka 20%. Ladda enheten omgående.

Denna enhet kan inte användas under laddning.

Ladda helt enheten innan den inte används under lång tid för att skydda batteriet.

Dagligt underhåll

Enheten kommer att generera mycket värmeenergi under användning, vilket kan orsaka svettning vid långvarig hudkontakt.

Att underlätta rengör och förhindrar att svett eroderar lysdioderna och

förkortas deras livslängd, rekommenderas att helt enkelt torka av ytan av lysdioderna med en torr handduk efter användning. (Behåll LED-panelen och strömkontroll ur vattnet.)

Varningar

- Titta inte direkt in i det röda ljuset när enheten fungerar. Långvarig exponering för det röda ljuset kan skada dina ögon.
- Bär inte metalltillbehör i användningsområdet för att undvika metall uppvärmning, vilket kan bränna huden.
- Använd inte enheten i kombination med salvor, krämer eller andra utvärtes smärtstillande medel som innehåller febriga ingredienser.
- Utsätt inte utrustningen för solljus och behåll den det bort från värme och vattenkällor.
- Använd inte annan utrustning än den som tillhandahålls av oss. Endast för vuxna. Barn ska inte leka med enheten utan uppsikt av vuxen.
- Var vänlig följ rekommendationerna i bruksanvisningen.
- Ta inte isär eller ändra enheten på något sätt Demontering eller återmontering kan leda till risk för kortslutning, elektriska stötar eller exponering för batterikemikalier. Lämna inte enheten igång utan uppsikt.
- För förvaring och resor, håll strömmen avstängd och håll den utanför räckhåll för barn.

För att skydda miljön, vänligen kassera denna produkt korrekt i enlighet med lokala lagar och förordningar.

Felsökning

Du kan stöta på följande problem. Om enheten fortfarande gör det inte fungerar efter felsökning, kontakta kundtjänst eller säljaren för teknisk support. Försök inte reparera det själv.

Issue	Possible Reason	Solution
Unable to charge	The charger is not compatible.	Make sure to use the original power cord with a 5V/2A adapter.
	The power cord is not plugged in tightly.	Ensure the power cord is securely attached.
Don't turn on	The battery runs out.	Please charge the device.
	The power controller is not installed properly.	Please check the power controller and ensure it is installed correctly.
Stop working during use	The battery runs out.	Please charge the device.
	The Smart timer turns off the device automatically.	Please turn it on again and adjust to the time you need.
	The power controller contact surface is loose.	Please check the power controller and ensure it is installed correctly.
Battery runs out quickly.	Insufficient battery before use.	Please charge the device.
	The device works under the highest power for a long time.	This is due to the different voltage and current outputs of the battery pack at different power levels. The device lasts for 1 hour at the highest power and up to about 2 hours at the lowest power. Please refer to the suggestions in (Photobiomodulation Guidance) and use it in a reasonable way for better performance.

Some LEDs do not work.	Turn on the ALL (660nm+850nm) modes.	The 850nm wavelengths is invisible to the naked eye in normal environments. It is only a faint red dot at most that can be seen within darker environments. It can actually provide a lot of energy, please feel free to use it.
Button does not respond.	Not pressed correctly.	Make sure to press the button firmly.
	The device crashes.	Please press and hold the lock screen button for 5s to shut down the device forcibly and turn it on again.

FCC Information

FÖRSIKTIGHET: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
- 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

WARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som är ansvarig för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda produkten.

Obs: Denna produkt har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

