

Elektryczna szczoteczka do zębów MagniSonic 506

zenwire

Dziękujemy za zakup produktu Zenwire. Życzymy miłego użytkowania!

Wprowadzenie do produktu:

Elektryczna szczoteczka do zębów to szczoteczka o wysokiej częstotliwości wibracji, osiągająca dziesiątki tysięcy ruchów na minutę. Wyższa częstotliwość wibracji pozwala skutecznie usuwać bakterie i zanieczyszczenia wokół zębów, a zakres czyszczenia obejmuje nawet trudno dostępne miejsca.

Drgania soniczne generowane przez silnik wspomagają transport energii czyszczącej do trudno dostępnych obszarów między zębami i wzdłuż linii dziąseł. Pomaga to usuwać płytkę nazębną, osłabiać kamień nazębny i zmniejszać jego odkładanie się, a także zapobiegać próchnicy i stanom zapalnym dziąseł. Elektryczna szczoteczka do zębów może zmniejszać krwawienie dziąseł i zapobiegać ich recesji.

Opis funkcji:

1. Naciśnięcie przełącznika w ciągu pięciu sekund po uruchomieniu urządzenia spowoduje przejście w tryb zmiany programów czyszczenia. Jeśli czas przytrzymania przycisku przekroczy 5 sekund, maszyna zostanie wyłączona
2. Po uruchomieniu szczoteczki działa funkcja przypomnienia o 30-sekundowej zmianie obszaru czyszczenia oraz automatyczne wyłączenie po 2 minutach użytkowania.
 - Podczas ładowania wskaźnik baterii miga, a gdy bateria jest naładowana, lampka przestaje migać.
 - Warto zwracać uwagę na poziom naładowania baterii i ładować szczoteczke po około 10 cyklach użycia.
 - Podczas ładowania i używania należy zachować czystość interfejsu ładowania elektrycznej szczoteczki do zębów.
3. Szczoteczka jest ładowana poprzez port USB-C. Aby naładować urządzenie, należy zdjąć pokrywę ochronną znajdującą się w spodzie szczoteczki, a następnie podłączyć kabel USB-C.

Ważne uwagi:

1. Przed pierwszym użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość.
2. Jeśli w ciągu ostatnich kilku miesięcy przeszedłeś/przeszłaś operację jamy ustnej lub zabieg dentystyczny, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.
3. Jeśli po użyciu produktu występuje krwawienie dziąseł i utrzymuje się przez ponad tydzień, należy skonsultować się z dentystą.
4. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do czyszczenia zębów, dziąseł i języka – nie wolno go używać do innych celów. Jeśli podczas użytkowania odczuwasz dyskomfort lub ból, należy natychmiast przerwać używanie i skontaktować się z lekarzem dentystą.
5. Należy wymieniać głowicę szczoteczki co 3 miesiące lub wcześniej, jeśli ulegnie deformacji albo włosie stanie się zużyte.
6. Nie używaj końcówek innych niż zalecane przez producenta.
7. Nie dopuszczać do całkowitego rozładowania baterii. Nie przechowywać urządzenia z rozładowaną baterią, ponieważ może to skrócić jej żywotność. Regularnie ładować baterię, aby zapewnić jej optymalną wydajność.
8. Produkt nie jest zabawką – należy trzymać go z dala od zwierząt i małych dzieci bez nadzoru dorosłych.
9. Szczoteczka jest przeznaczona dla użytkowników od 5 roku życia.
10. Należy zawsze wyłączyć urządzenie przed czyszczeniem i konserwacją, a także w razie nie prawidłowego działania oraz po zakończeniu używania.
11. Nie używać z uszkodzonymi końcówkami, bowiem może to doprowadzić do zranienia.
12. Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
13. Nie wystawiać urządzenia na działanie skrajnie wysokich (powyżej 40°C) lub niskich temperatur (poniżej 0°C).
14. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych.
15. To urządzenie zawiera akumulatory, które są niewymienne.

Zasady bezpieczeństwa:

Podczas użytkowania należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

1. Po każdym użyciu opłucz głowicę szczoteczki do zębów i dokładnie ją wyczyść.
2. Podczas ładowania utrzymuj port ładowania suchy i wolny od wody oraz pyłu.
3. Nie czyść kabla środkami czyszczącymi ani nie zanurzaj go w wodzie. Nie ładuj szczoteczki w zbyt wysokich (powyżej 40°C) ani niskich temperaturach (poniżej 0°C)
4. Jeśli używana pasta do zębów zawiera nadtlenek, wodorek sodu lub inne silne wybielacze, po każdym użyciu dokładnie wyczyść głowicę szczoteczki wodą z mydłem, ponieważ resztki pasty mogą powodować pękanie plastiku.

E-mail: sklep@zenwire.eu

Producent: Zenwire Sp. Z.o.o. 60-685 Poznań, Wojciechowskiego 6B/133,

Produkcja w PRC.



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

⚠ Zakaz stosowania ładowarek o natężeniu wyższym niż 2A!



RoHS

Electric Toothbrush MagniSonic 506

zenwire

Thank you for purchasing the Zenwire product. We wish you a pleasant experience!**Product**

Description:

The electric toothbrush is a high-frequency vibration toothbrush. High-frequency vibration effectively removes bacteria and impurities around teeth, and its cleaning range covers various areas around the teeth.

The sound wave energy generated by the motor is transmitted to the tooth surface and gum line through the bristles. This helps remove plaque, loosen tartar, and eliminate stains while improving adhesion to teeth. It also helps destroy bacteria hidden in gum pockets and various types of parasitic bacteria on the tooth surface. Additionally, it can reduce pulp inflammation, prevent gum bleeding, and help prevent gum recession.

Function Description:

1. Pressing the switch within five seconds after turning on the device will switch to the cleaning program change mode. If the button is held for more than 5 seconds, the machine will turn off.
2. After turning on the toothbrush, the function of reminding you to change the cleaning area every 30 seconds and automatic shut-off after 2 minutes of use will be activated.
 - During charging, the battery indicator flashes, and when the battery is fully charged, the light stops flashing.
 - It is important to monitor the battery level and recharge the toothbrush after approximately 10 cycles of use.
 - While charging, ensure the charging interface of the electric toothbrush remains clean.
3. The toothbrush is charged via a USB-C port. To charge the device, remove the protective cover located at the bottom of the toothbrush and then connect the USB-C cable.

Important Notes:

1. Before using the product for the first time, carefully read the user manual and keep it for future reference.
2. If you have undergone oral surgery or dental treatment in the last few months, consult a doctor before use.
3. If gum bleeding occurs after using the product and persists for more than a week, consult a dentist.
4. The product is intended solely for cleaning teeth, gums, and the tongue – do not use it for other purposes. If you experience discomfort or pain during use, stop immediately and contact a doctor.
5. The brush head should be replaced every 3 months or sooner if it becomes deformed or the bristles are worn out.
6. Do not use tips other than those recommended by the manufacturer.
7. Do not allow the battery to fully discharge. Do not store the device with a discharged battery, as this may shorten its lifespan. Charge the battery regularly to ensure optimal performance.
8. The product is not a toy – keep it away from animals and small children without adult supervision.
9. The toothbrush is intended for users aged 5 and older.
10. Always switch off the appliance before cleaning and maintenance, and if it is not working properly and after use.
11. Do not use with damaged tips, as this may lead to injury.
12. Do not leave the appliance switched on unattended.
13. Do not expose the device to extreme temperatures (above 40°C or below 0°C).
14. Store in a dry place, away from direct sunlight.
15. This unit has rechargeable batteries that cannot be replaced.

Important Safety Information:

Before using the product, carefully read this user manual and keep it for future reference.

1. After each use, rinse the toothbrush head and clean it thoroughly.
2. During charging, keep the charging port dry and free from water and dust.
3. Do not clean the charging station and cable with cleaning agents or immerse them in water. Do not charge the toothbrush in excessively high (above 40°C) or low temperatures (below 0°C).
4. If the toothpaste used contains peroxide, sodium hydride, or other strong whitening agents, clean the toothbrush head thoroughly with soapy water after each use, as toothpaste residue may cause plastic to crack.

E-mail: sklep@zenwire.eu

Manufacturer: Zenwire Sp. Z.o.o. Wojciechowskiego 6B/133, 60-685 Poznań

Made in PRC.



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

⚠ Please pay attention to the following precautions during use:
Do not use chargers larger than 2A.



RoHS