

KARTA PRODUKTU

Kompres żelowy ciepło zimno 14 x 24 cm DrFit

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ produktu	Kompres żelowy ciepło-zimno
Wymiary	14 x 24 cm
Zawartość opakowania	1 kompres żelowy
Wielorazowego użytku	Tak
Kolor	Niebiesko-fioletowy

SPOSÓB UŻYCIA / PRZYGOTOWANIE

Terapia zimnem (Chłodzenie)

Kompres należy umieścić w zamrażalniku na czas **1,5 - 2 godziny** przed planowanym użyciem.

Terapia ciepłem (Podgrzewanie)

- W **gorącej wodzie**: Zanurzyć kompres w wodzie na czas **5 minut**.
- W **kuchence mikrofalowej**: Podgrzewać kompres przez czas **1 minuty**.

INFORMACJE O PRODUCENCIE I CERTYFIKATY

Certyfikacja i oznaczenia	CE MD
Producent	Dispotech Srl
Kraj produkcji	Wyprodukowano we Włoszech (Made in Italy)

Karta produktu wygenerowana automatycznie dla marki DrFit. Dane zgodne ze specyfikacją techniczną producenta Dispotech Srl.

PRODUCT DATA SHEET

Hot/Cold Gel Pack 14 x 24 cm DrFit

TECHNICAL SPECIFICATION

Product type	Hot-cold gel pack
Dimensions	14 x 24 cm
Package contents	1 gel pack
Reusable	Yes
Color	Blue-purple

INSTRUCTIONS FOR USE / PREPARATION

Cold Therapy (Cooling)

Place the pack in the freezer for **1.5 - 2 hours** before scheduled use.

Heat Therapy (Heating)

- **In hot water:** Immerse the pack in water for **5 minutes**.
- **In microwave:** Heat the pack for **1 minute**.

MANUFACTURER INFORMATION & CERTIFICATES

Certification & markings	 
Manufacturer	Dispotech Srl
Country of origin	Made in Italy

KARTA PRODUKTU

Gélový obklad teplý/studený 14 x 24 cm DrFit

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Typ produktu	Gélový obklad teplý-studený
Rozmery	14 x 24 cm
Obsah balenia	1 gélový obklad
Opakovane použiteľný	Áno
Farba	Modro-fialová

NÁVOD NA POUŽITIE / PRÍPRAVA

Terapia chladom (Chladenie)

Pred plánovaným použitím vložte obklad do mrazničky na **1,5 - 2 hodiny**.

Terapia teplom (Zohrievanie)

- **V horúcej vode:** Ponorte obklad do vody na **5 minút**.
- **V mikrovlnnej rúre:** Zahrievajte obklad po dobu **1 minúty**.

INFORMÁCIE O VÝROBCOVI A CERTIFIKÁTY

Certifikácia a označenia	CE MD
Výrobca	Dispotech Srl
Krajina výroby	Vyrobené v Taliansku (Made in Italy)

Produktová karta generovaná automaticky pre značku DrFit. Údaje sú v súlade s technickou špecifikáciou výrobcu Dispotech Srl.

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Gelový obklad teplý/studený 14 x 24 cm DrFit

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Typ produktu	Gelový obklad teplý-studený
Rozměry	14 x 24 cm
Obsah balení	1 gelový obklad
Opakovaně použitelný	Ano
Barva	Modro-fialová

NÁVOD K POUŽITÍ / PŘÍPRAVA



Terapie chladem (Chlazení)

Před plánovaným použitím vložte obklad do mrazáku na **1,5 - 2 hodiny**.



Terapie teplem (Ohřívání)

- **V horké vodě:** Ponořte obklad do vody na **5 minut**.
- **V mikrovlnné troubě:** Zahřívejte obklad po dobu **1 minuty**.

INFORMACE O VÝROBCI A CERTIFIKÁTY

Certifikace a označení	CE MD
Výrobce	Dispotech Srl
Země výroby	Vyrobeno v Itálii (Made in Italy)

Informační list produktu generovaný automaticky pro značku DrFit. Údaje jsou v souladu s technickou specifikací výrobce Dispotech Srl.

TERMÉKADATLAP

Hideg/meleg gél tasak 14 x 24 cm DrFit

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

Terméktípus	Hideg-meleg gél tasak
Méret	14 x 24 cm
Csomag tartalma	1 gél tasak
Újrafelhasználható	Igen
Szín	Kék-lila

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / ELŐKÉSZÍTÉS

Hidegterápia (Hűtés)

Helyezze a tasakot a fagyasztoba **1,5 - 2 órára** a tervezett használat előtt.

Melegterápia (Melegítés)

- Forró vízben:** Merítse a tasakot vízbe **5 percig**.
- Mikrohullámú sütőben:** Melegítse a tasakot **1 percig**.

GYÁRTÓI INFORMÁCIÓK ÉS TANÚSÍTVÁNYOK

Tanúsítványok és jelölések	 
Gyártó	Dispotech Srl
Gyártó ország	Olaszországban készült (Made in Italy)

A termékadatlap automatikusan generálódott a DrFit márka számára. Az adatok megfelelnek a Dispotech Srl gyártó műszaki specifikációjának.