

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

STANDARD ASSISTED DRIVING

MODEL:FBL860516

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STANDARD
ASSISTED DRIVING

MODEL: FBL860516



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Preface

First of all, let us express our heartfelt thanks to our customers who have purchased our equipment. This manual is for customer service to make better use of this equipment. Written with this equipment. Hope the company's products and services bring you the same courtesy.

Pay attention

This product must be used in strict accordance with the use method of this manual, misuse of any other methods caused by misuse. The Company does not give any guarantee of any kind, including (but not limited to) the marketability offered to the Company for a particular purpose. Implied warranties with fitness.

The company accepts no liability. The Company shall not be liable for any errors contained in this material, or for any accidental or consequential damages resulting from the provision, actual performance or use of this manual.

This manual contains proprietary information protected by patent law. All rights reserved. Without the written consent of the Company, this manual is not allowed to be photocopied, copied, or translated any part into another language.

The content contained in the manual may be changed without the user's notice.

Manufacturer's liability

The Company shall be held responsible for the safety and reliability of the performance of the equipment only if the assembly operation, returning, improvement and maintenance are carried out by personnel approved by the Company, the electrical equipment concerned conforms to national standards, and the equipment is used in accordance with the operating instructions.

Guarantee

Manufacturing process and raw materials: The Company guarantees that the Equipment (except parts) are in regular use and repair condition, free of manufacturing process and raw materials faults for one year from the date of shipment. None of our inspections is perfect.

PRECAUTIONS

Precautions for use

Warning:

1. If the equipment feels loose, falls or is damaged, please contact the company in time;
2. Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
3. Keep children and bystanders away while operating, distractions will cause you to lose control.
4. During normal use, please use with the accompaniment of family or friends.
5. Reasonably use according to one's own situation, and do not overuse when the body is not in a timely manner.
6. BEFORE USE, PLEASE CONFIRM WHETHER THE COMPONENTS ARE COMPLETE, WHETHER THE BRAKE IS SENSITIVE, AND ASSEMBLE THE ENTIRE PRODUCT IN STRICT ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS.
7. CLEANING PRODUCTS NEED TO BE WASHED WITH WATER AND DRY IN TIME. IF THE SURFACE COATING OF THE PRODUCT HAS SCRATCHES AND FALLS OFF, REPAIR MATERIALS NEED TO BE USED IN TIME TO ACHIEVE THE BEST ANTI-RUST EFFECT.
8. PLEASE ENSURE THAT THE REAR WHEEL OF THE PRODUCT IS LOCKED TO AVOID SLIDING WHEN THE USER STAYS IN THE SLOPING ENVIRONMENT.
9. PLEASE ENSURE THAT THE FOLDING MECHANISM OF THE SEAT PLATE IS LOCKED WHEN USING THIS PRODUCT.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRODUCT PARAMETERS

Product Name	Standard assisted driving
model	FBL860516
Load bearing capacity/lb	350lbs

PRODUCT COMPONENTS

1		Left main frame	1	2		Right main frame	1
3		Hind foot canal	2	4		Front left foot wheel set	1
5		Front right foot wheel set	1				

INSTALLATION STEPS

1. As shown in the figure: Unfold the left and right main frames, hold down the marbles on the right frame, align them with the left main frame, and push them inward until the marbles pop out.



2. As shown in the figure: Insert the front left foot wheel assembly into the main frame, align it with the hole position, hold down the marble and push it inward until the marble pops out.



3. As shown in the figure: Insert the front right foot wheel assembly into the main frame, align it with the hole position, hold down the marble and push it inward until the marble pops out.



4. As shown in the figure: Insert the rear foot tube into the left side of the main frame, align it with the hole position, hold the marble and push it inward until the marble pops out.



5. As shown in the figure: Insert the rear foot tube into the right side of the main frame, align it with the hole position, hold the marble and push it inward until the marble pops out.



Nice Service: 100% tested before leaving the factory and 24-hour friendly email customer service.

Manufacturer: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

Address: 3-6F & 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community
Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA .

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122
Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

CONDUITE ASSISTÉE STANDARD

MODÈLE : FBL860516

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STANDARD
CONDUITE ASSISTÉE

MODÈLE : FBL860516



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

INSTRUCTIONS

Préface

Tout d'abord, permettez-nous d'exprimer nos plus sincères remerciements à nos clients qui ont acheté notre équipement. Ce manuel est destiné au service client pour améliorer l'écrit avec cet équipement. J'espère que les produits et services de l'entreprise apporteront vous le canal courtoisie.

Faites attention

Ce produit doit être utilisé en stricte conformité avec la méthode d'utilisation de ce manuel, une mauvaise utilisation de toute autre méthode causée par une mauvaise utilisation. La Société ne donne aucune garantie de quelque nature que ce soit, y compris (mais sans s'y limiter) la qualité marchande offerte au Société à des fins particulières. Garanties implicites d'adéquation.

La société décline toute responsabilité. La société ne sera pas responsable des éventuelles erreurs contenues dans ce matériel, ou pour tout dommage accidentel ou consécutif résultant de la fourniture, de l'exécution réelle ou de l'utilisation de ce manuel.

Ce manuel contient des informations exclusives protégées par la loi sur les brevets. Tous droits réservés réservés. Sans le consentement écrit de la Société, ce manuel n'est pas autorisé à photocopier, copier ou traduire toute partie dans une autre langue.

Le contenu du manuel peut être modifié sans préavis de l'utilisateur.

Responsabilité du fabricant

La Société sera tenue responsable de la sécurité et de la fiabilité des performances de l'équipement uniquement si l'opération de montage, de retour, l'amélioration et l'entretien sont effectués par du personnel agréé par l'Entreprise, l'équipement électrique concerné est conforme aux normes nationales, et l'équipement est utilisé conformément aux instructions d'utilisation.

Garantie

Procédé de fabrication et matières premières : La Société garantit que les

L'équipement (à l'exception des pièces) est en état d'utilisation et de réparation régulier, exempt de défauts de processus de fabrication et de matières premières pendant un an à compter de la date de expédition. Aucune de nos inspections n'est parfaite.

PRÉCAUTIONS

Précautions d'emploi

Avertissement:

1. Si l'équipement semble lâche, tombe ou est endommagé, veuillez contacter l'entreprise dans le temps;
2. Gardez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées ou sombres favorisent les accidents.
3. Gardez les enfants et les spectateurs à l'écart pendant le fonctionnement, les distractions vous feront perdre la vue. perdre le contrôle.
4. Lors d'une utilisation normale, veuillez l'utiliser en compagnie de votre famille ou de vos amis.
5. Utiliser raisonnablement en fonction de sa propre situation et ne pas en abuser lorsque le corps n'est pas en temps opportun.
6. AVANT UTILISATION, VEUILLEZ CONFIRMER SI LES COMPOSANTS SONT COMPLET, SI LE FREIN EST SENSIBLE, ET ASSEMBLER LE PRODUIT ENTIER EN STRICTE CONFORMITÉ AVEC LES INSTRUCTIONS.
7. LES PRODUITS DE NETTOYAGE DOIVENT ÊTRE LAVÉS À L'EAU ET SÉCHÉS TEMPS. SI LE REVÊTEMENT DE SURFACE DU PRODUIT PRÉSENTE DES RAYURES ET TOMBE, LES MATÉRIAUX DE RÉPARATION DOIVENT ÊTRE UTILISÉS À TEMPS POUR OBTENIR LE RÉSULTAT LE MEILLEUR EFFET ANTIROUILLE.
8. VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE LA ROUE ARRIÈRE DU PRODUIT EST VERROUILLÉE POUR ÉVITER DE GLISSER LORSQUE L'UTILISATEUR RESTE DANS LA PENTE ENVIRONNEMENT.
9. VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE LE MÉCANISME DE PLIAGE DE LA PLAQUE DE SIÈGE EST VERROUILLÉ LORS DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Nom du produit	Conduite assistée standard
modèle	FBL860516
Capacité de charge/lb	350 livres

COMPOSANTS DU PRODUIT

1		Gauche principal cadre	1	2		Droite principal cadre	1
3		De derrière pied canal	2	4		Avant gauche pied jeu de roues	1
5		Devant pied droit roue ensemble	1				

ÉTAPES D'INSTALLATION

1. Comme indiqué sur la figure : déployez les cadres principaux gauche et droit, maintenez les billes sur le cadre droit, alignez-les avec le cadre principal gauche et poussez-les vers l'intérieur jusqu'à ce que les billes sortent.



2. Comme indiqué sur la figure : insérez l'ensemble de roue du pied avant gauche dans le cadre principal, alignez-le avec la position du trou, maintenez la balle enfoncée et poussez-la vers l'intérieur jusqu'à ce que la balle sorte.



3. Comme indiqué sur la figure : insérez l'ensemble de roue du pied avant droit dans le cadre principal, alignez-le avec la position du trou, maintenez la balle enfoncée et poussez-la vers l'intérieur jusqu'à ce que la balle sorte.



4. Comme indiqué sur la figure : insérez le tube du pied arrière dans le côté gauche du cadre principal, alignez-le avec la position du trou, maintenez la balle et poussez-la vers l'intérieur jusqu'à ce que la balle sorte.



5. Comme indiqué sur la figure : insérez le tube du pied arrière dans le côté droit du pied principal. cadre, alignez-le avec la position du trou, maintenez la balle et poussez-la vers l'intérieur jusqu'à ce que le le marbre ressort.



Service agréable : 100 % testé avant de quitter l'usine et e-mail convivial 24 heures sur 24 service client.

Fabricant : Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

Adresse : 3-6F et 7F-1, n° 63, Tongxing East Road, communauté Yumin
Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINE.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147,
Maison du Centurion, route de Londres,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

GUIDA ASSISTITA STANDARD

MODELLO:FBL860516

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STANDARD

GUIDA ASSISTITA

MODELLO: FBL860516



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI

Prefazione

Innanzitutto, esprimiamo i nostri più sentiti ringraziamenti ai nostri clienti che hanno acquistato la nostra attrezzatura. Questo manuale è per il servizio clienti per migliorare. Scritto con questa attrezzatura. Spero che i prodotti e i servizi dell'azienda portino per cortesia, il canale.

Fai attenzione

Questo prodotto deve essere utilizzato in stretta conformità con il metodo di utilizzo di questo manuale, l'uso improprio di qualsiasi altro metodo causato da un uso improprio. La Società non fornisce alcuna garanzia di qualsiasi tipo, inclusa (ma non limitata a) la commerciabilità offerta al Società per uno scopo particolare. Garanzie implicite con idoneità.

La società non accetta alcuna responsabilità. La Società non sarà responsabile per eventuali errori contenuti in questo materiale, o per eventuali danni accidentali o consequenziali derivanti dalla fornitura, dall'effettiva esecuzione o dall'uso del presente manuale.

Questo manuale contiene informazioni proprietarie protette dalla legge sui brevetti. Tutti i diritti riservati. Senza il consenso scritto della Società, il presente manuale non è consentito di fotocopiare, copiare o tradurre qualsiasi parte in un'altra lingua.

Il contenuto del manuale può essere modificato senza preavviso da parte dell'utente.

Responsabilità del produttore

La Società sarà ritenuta responsabile della sicurezza e dell'affidabilità del prestazioni dell'attrezzatura solo se l'operazione di montaggio, restituzione, il miglioramento e la manutenzione sono effettuati da personale abilitato dall' Società, l'apparecchiatura elettrica interessata è conforme alle norme nazionali e l'attrezzatura venga utilizzata conformemente alle istruzioni per l'uso.

Garanzia

Processo di fabbricazione e materie prime: La Società garantisce che il L'attrezzatura (ad eccezione delle parti) è in condizioni di normale utilizzo e riparazione, priva di difetti del processo di fabbricazione e delle materie prime per un anno dalla data di spedizione. Nessuna delle nostre ispezioni è perfetta.

PRECAUZIONI

Precauzioni per l'uso

Avvertimento:

1. Se l'attrezzatura sembra allentata, cade o è danneggiata, contattare l'azienda nel tempo;
2. Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Le aree disordinate o buie favoriscono gli incidenti.
3. Tenere lontani i bambini e gli astanti durante l'uso, le distrazioni potrebbero causare perdere il controllo.
4. Durante il normale utilizzo, utilizzare in compagnia di familiari o amici.
5. Utilizzare ragionevolmente in base alla propria situazione e non abusare quando il corpo non è in modo tempestivo.
6. PRIMA DELL'USO, VERIFICARE CHE I COMPONENTI SIANO COMPLETARE, SE IL FRENO È SENSIBILE, E ASSEMBLARE IL TUTTO IL PRODOTTO È STATO ESEGUITO SECONDO LE ISTRUZIONI.
7. I PRODOTTI PER LA PULIZIA DEVONO ESSERE LAVATI CON ACQUA E ASCIUGATI IN TEMPO. SE IL RIVESTIMENTO SUPERFICIALE DEL PRODOTTO PRESENTA GRAFFI E CADUTE, I MATERIALI DI RIPARAZIONE DEVONO ESSERE UTILIZZATI IN TEMPO PER OTTENERE IL MIGLIOR EFFETTO ANTIRUGGINE.
8. ASSICURARSI CHE LA RUOTA POSTERIORE DEL PRODOTTO SIA BLOCCATA PER EVITARE LO SCIVOLAMENTO QUANDO L'UTENTE RIMANE IN PENDENZA AMBIENTE.
9. ASSICURARSI CHE IL MECCANISMO DI PIEGHEVOLEZZA DELLA PIASTRA DEL SEDILE È BLOCCATO DURANTE L'UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Nome del prodotto	Guida assistita standard
modello	FBL860516
Capacità di carico/libbra	350 libbre

COMPONENTI DEL PRODOTTO

1		Sinistra principale telaio	1	2		Giusto principale telaio	1
3		Posteriore piede canale	2 4			Anteriore sinistro piede set di ruote	1
5		Davanti piede destro ruota impostato	1				

FASI DI INSTALLAZIONE

1. Come mostrato nella figura: aprire i telai principali sinistro e destro, tenere premute le biglie sul telaio destro, allinearle con il telaio principale sinistro e spingerle verso l'interno finché le biglie non escono.



2. Come mostrato nella figura: inserire il gruppo ruota anteriore sinistra nel telaio principale, allinearlo con la posizione del foro, tenere premuta la biglia e spingerla verso l'interno finché non fuoriesce.



3. Come mostrato nella figura: inserire il gruppo ruota anteriore destra nel telaio principale, allinearlo con la posizione del foro, tenere premuta la biglia e spingerla verso l'interno finché non fuoriesce.



4. Come mostrato nella figura: inserire il tubo del piede posteriore nel lato sinistro del telaio principale, allinearlo con la posizione del foro, tenere la biglia e spingerla verso l'interno finché non fuoriesce.



5. Come mostrato nella figura: Inserire il tubo del piede posteriore nel lato destro del telaio principale telaio, allinearla con la posizione del foro, tenere la biglia e spingerla verso l'interno fino a quando il il marmo salta fuori.



Ottimo servizio: testato al 100% prima di lasciare la fabbrica e assistenza via email 24 ore su 24 assistenza clienti.

Produttore: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd


Indirizzo: 3-6F e 7F-1, n. 63, Tongxing East Road, Yumin Community
Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CINA.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122
Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730



CONSULENZA YH LIMITATA.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147,
Casa del centurione, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

GUIDA ASSISTITA STANDARD

MODELLO:FBL860516

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STANDARD

GUIDA ASSISTITA

MODELLO: FBL860516



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI

Prefazione

Innanzitutto, esprimiamo i nostri più sentiti ringraziamenti ai nostri clienti che hanno acquistato la nostra attrezzatura. Questo manuale è per il servizio clienti per migliorare Scritto con questa attrezzatura. Spero che i prodotti e i servizi dell'azienda portino per cortesia, il canale.

Fai attenzione

Questo prodotto deve essere utilizzato in stretta conformità con il metodo di utilizzo di questo manuale, l'uso improprio di qualsiasi altro metodo causato da un uso improprio. La Società non fornisce alcuna garanzia di qualsiasi tipo, inclusa (ma non limitata a) la commerciabilità offerta al Società per uno scopo particolare. Garanzie implicite con idoneità.

La società non accetta alcuna responsabilità. La Società non sarà responsabile per eventuali errori contenuti in questo materiale, o per eventuali danni accidentali o consequenziali derivanti dalla fornitura, dall'effettiva esecuzione o dall'uso del presente manuale.

Questo manuale contiene informazioni proprietarie protette dalla legge sui brevetti. Tutti i diritti riservati. Senza il consenso scritto della Società, il presente manuale non è consentito di fotocopiare, copiare o tradurre qualsiasi parte in un'altra lingua.

Il contenuto del manuale può essere modificato senza preavviso da parte dell'utente.

Responsabilità del produttore

La Società sarà ritenuta responsabile della sicurezza e dell'affidabilità del prestazioni dell'attrezzatura solo se l'operazione di montaggio, restituzione, il miglioramento e la manutenzione sono effettuati da personale abilitato dall' Società, l'apparecchiatura elettrica interessata è conforme alle norme nazionali e l'attrezzatura venga utilizzata conformemente alle istruzioni per l'uso.

Garanzia

Processo di fabbricazione e materie prime: La Società garantisce che il L'attrezzatura (ad eccezione delle parti) è in condizioni di normale utilizzo e riparazione, priva di difetti del processo di fabbricazione e delle materie prime per un anno dalla data di spedizione. Nessuna delle nostre ispezioni è perfetta.

PRECAUZIONI

Precauzioni per l'uso

Avvertimento:

- 1. Se l'attrezzatura sembra allentata, cade o è danneggiata, contattare l'azienda nel tempo;
- 2. Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Le aree disordinate o buie favoriscono gli incidenti.
- 3. Tenere lontani i bambini e gli astanti durante l'uso, le distrazioni potrebbero causare perdere il controllo.
- 4. Durante il normale utilizzo, utilizzare in compagnia di familiari o amici.
- 5. Utilizzare ragionevolmente in base alla propria situazione e non abusare quando il corpo non è in modo tempestivo.
- 6. PRIMA DELL'USO, VERIFICARE CHE I COMPONENTI SIANO COMPLETARE, SE IL FRENO È SENSIBILE, E ASSEMBLARE IL TUTTO IL PRODOTTO È STATO ESEGUITO SECONDO LE ISTRUZIONI.
- 7. I PRODOTTI PER LA PULIZIA DEVONO ESSERE LAVATI CON ACQUA E ASCIUGATI IN TEMPO. SE IL RIVESTIMENTO SUPERFICIALE DEL PRODOTTO PRESENTA GRAFFI E CADUTE, I MATERIALI DI RIPARAZIONE DEVONO ESSERE UTILIZZATI IN TEMPO PER OTTENERE IL MIGLIOR EFFETTO ANTIRUGGINE.
- 8. ASSICURARSI CHE LA RUOTA POSTERIORE DEL PRODOTTO SIA BLOCCATA PER EVITARE LO SCIVOLAMENTO QUANDO L'UTENTE RIMANE IN PENDENZA AMBIENTE.
- 9. ASSICURARSI CHE IL MECCANISMO DI PIEGHEVOLEZZA DELLA PIASTRA DEL SEDILE È BLOCCATO DURANTE L'UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Nome del prodotto	Guida assistita standard
modello	FBL860516
Capacità di carico/libbra	350 libbre

COMPONENTI DEL PRODOTTO

1		Sinistra principale telaio	1	2		Giusto principale telaio	1
3		Posteriore piede canale	2 4			Anteriore sinistro piede set di ruote	1
5		Davanti piede destro ruota impostato	1				

FASI DI INSTALLAZIONE

1. Come mostrato nella figura: aprire i telai principali sinistro e destro, tenere premute le biglie sul telaio destro, allinearle con il telaio principale sinistro e spingerle verso l'interno finché le biglie non escono.



2. Come mostrato nella figura: inserire il gruppo ruota anteriore sinistra nel telaio principale, allinearlo con la posizione del foro, tenere premuta la biglia e spingerla verso l'interno finché non fuoriesce.



3. Come mostrato nella figura: inserire il gruppo ruota anteriore destra nel telaio principale, allinearlo con la posizione del foro, tenere premuta la biglia e spingerla verso l'interno finché non fuoriesce.



4. Come mostrato nella figura: inserire il tubo del piede posteriore nel lato sinistro del telaio principale, allinearlo con la posizione del foro, tenere la biglia e spingerla verso l'interno finché non fuoriesce.



5. Come mostrato nella figura: Inserire il tubo del piede posteriore nel lato destro del telaio principale telaio, allinearla con la posizione del foro, tenere la biglia e spingerla verso l'interno fino a quando il il marmo salta fuori.



Ottimo servizio: testato al 100% prima di lasciare la fabbrica e assistenza via email 24 ore su 24 assistenza clienti.

Produttore: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

Indirizzo: 3-6F e 7F-1, n. 63, Tongxing East Road, Yumin Community
Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CINA.


Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147,
Casa del centurione, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

CONDUCCIÓN ASISTIDA ESTÁNDAR

MODELO:FBL860516

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ESTÁNDAR
CONDUCCIÓN ASISTIDA

MODELO: FBL860516



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

**Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support**

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES

Prefacio

En primer lugar, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestros clientes que han...

Adquirimos nuestro equipo Este manual es para el servicio al cliente para hacer un mejor servicio.

Escrito con este equipo. Esperamos que los productos y servicios de la empresa brinden
usted el canal de cortesía.

Prestar atención

Este producto debe utilizarse en estricta conformidad con el método de uso de este manual. El uso indebido de cualquier otro método causado por un mal uso. La Compañía no otorga ninguna responsabilidad
garantía de ningún tipo, incluyendo (pero no limitado a) la comerciabilidad ofrecida al
Empresa para un fin determinado Garantías implícitas de idoneidad.

La empresa no asume ninguna responsabilidad. La empresa no será responsable de ningún error.
contenida en este material, o por cualquier daño accidental o consecuente
resultantes de la provisión, ejecución real o uso de este manual.

Este manual contiene información patentada protegida por la ley de patentes. Todos los derechos reservados.
Reservado. Sin el consentimiento por escrito de la Compañía, este manual no está permitido.
fotocopiar, copiar o traducir cualquier parte a otro idioma.
El contenido incluido en este manual puede modificarse sin previo aviso al usuario.

Responsabilidad del fabricante

La Compañía será responsable de la seguridad y confiabilidad del
el rendimiento del equipo sólo si la operación de montaje, devolución,
La mejora y el mantenimiento los realiza personal autorizado por la
Empresa, el equipo eléctrico en cuestión cumple las normas nacionales, y
El equipo se utiliza de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

Garantizar

Proceso de fabricación y materias primas: La Empresa garantiza que el
El equipo (excepto las piezas) se encuentra en condiciones normales de uso y reparación, libre de
defectos en el proceso de fabricación y en las materias primas durante un año a partir de la fecha de
Envío. Ninguna de nuestras inspecciones es perfecta.

PRECAUCIONES

Precauciones de uso

Advertencia:

1. Si el equipo se afloja, se cae o está dañado, comuníquese con la empresa.
a tiempo;
2. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras son una invitación a los accidentes.
3. Mantenga a los niños y a los transeúntes alejados mientras opera, las distracciones pueden causarles perder el control.
4. Durante el uso normal, utilícelo acompañado de familiares o amigos.
5. Utilizar razonablemente según la propia situación y no abusar cuando
El cuerpo no está en el momento oportuno.
6. ANTES DE USAR, CONFIRME SI LOS COMPONENTES ESTÁN
COMPLETO, SI EL FRENO ES SENSIBLE, Y MONTAR EL
TODO EL PRODUCTO EN ESTRICTO ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.
7. LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DEBEN LAVARSE CON AGUA Y SECARSE EN
TIEMPO. SI EL RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL DEL PRODUCTO PRESENTA RASGUÑOS Y
SE CAE, ES NECESARIO UTILIZAR MATERIALES DE REPARACIÓN A TIEMPO PARA LOGRARLO
EL MEJOR EFECTO ANTIÓXIDO.
8. ASEGÚRESE DE QUE LA RUEDA TRASERA DEL PRODUCTO ESTÉ BLOQUEADA
PARA EVITAR DESLIZAMIENTOS CUANDO EL USUARIO PERMANECE EN PENDIENTE
AMBIENTE.
9. ASEGÚRESE DE QUE EL MECANISMO DE PLEGADO DE LA PLACA DEL ASIENTO
ESTÁ BLOQUEADO AL UTILIZAR ESTE PRODUCTO.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Nombre del producto	Conducción asistida estándar
modelo	FBL860516
Capacidad de carga/lb	350 libras

COMPONENTES DEL PRODUCTO

1		Izquierda principal marco	1	2		Bien principal marco	1
3		Posterior pie canal	2 4			Delantero izquierdo pie Juego de ruedas	1
5		Frente pie derecho rueda colocar	1				

PASOS DE INSTALACIÓN

1. Como se muestra en la figura: despliegue los marcos principales izquierdo y derecho, sujete las canicas en el marco derecho, alinéelas con el marco principal izquierdo y empújelas hacia adentro hasta que las canicas salgan.



2. Como se muestra en la figura: inserte el conjunto de la rueda del pie delantero izquierdo en el marco principal, alinéelo con la posición del orificio, sostenga la canica y empújela hacia adentro hasta que salga.



3. Como se muestra en la figura: inserte el conjunto de la rueda del pie delantero derecho en el marco principal, alinéelo con la posición del orificio, sostenga la canica y empújela hacia adentro hasta que salga.



4. Como se muestra en la figura: inserte el tubo del pie trasero en el lado izquierdo del marco principal, alinéelo con la posición del orificio, sostenga la canica y empújela hacia adentro hasta que salga.



5. Como se muestra en la figura: Inserte el tubo del pie trasero en el lado derecho del soporte principal. marco, alinéelo con la posición del orificio, sostenga la canica y empújela hacia adentro hasta que La canica sobresale.




Buen servicio: 100% probado antes de salir de fábrica y correo electrónico amigable las 24 horas. servicio al cliente.

Fabricante: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd.

Dirección: 3-6F y 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Comunidad Yumin
Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA.


Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA
91730



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147,
Casa Centurión, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

STANDARDOWE WSPOMAGANIE JAZDY

MODEL:FBL860516

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STANDARD
WSPOMAGANE JAZDY

MODEL: FBL860516



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE

Przedmowa

Przed wszystkim chcielibyśmy wyrazić nasze najszczerze podziękowania naszym klientom, którzy zakupili nasz sprzęt. Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla obsługi klienta w celu lepszego dostosowania. Napisane przy użyciu tego sprzętu. Mamy nadzieję, że produkty i usługi firmy przyniosą ci kanał uprzejmość.

Uważać na

Produkt ten należy stosować ściśle według sposobu użytkowania podanego w niniejszej instrukcji. Za wszelkie niewłaściwe użycie innych metod Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Gwarancja jakiegokolwiek rodzaju, w tym (ale nie wyłącznie) zbywalność oferowana Firma w określonym celu. Gwarancje domniemane dotyczące przydatności. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy zawarte w tym materiale lub za jakiegokolwiek przypadkowe lub następne szkody wynikających z udostępnienia, faktycznego wykonania lub użytkowania niniejszej instrukcji. Niniejsza instrukcja zawiera informacje zastrzeżone chronione prawem patentowym. Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody Spółki, niniejsza instrukcja nie jest dozwolona być kserowanym, kopiowanym lub tłumaczonym w jakiegokolwiek części na inny język. Treść podręcznika może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.

Odpowiedzialność producenta

Spółka ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i niezawodność wykonanie urządzenia wyłącznie w przypadku wykonania operacji montażu, zwrotu, ulepszenia i konserwację przeprowadza personel zatwierdzony przez Firmę, przedmiotowy sprzęt elektryczny jest zgodny z normami krajowymi i sprzęt jest używany zgodnie z instrukcją obsługi.

Gwarancja

Proces produkcyjny i surowce: Spółka gwarantuje, że:

Sprzęt (z wyjątkiem części) jest w stanie umożliwiającym normalną eksploatację i naprawę, wolny od wady procesu produkcyjnego i surowców przez okres jednego roku od daty przesyłki. Żadna z naszych kontroli nie jest idealna.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenie:

1. Jeśli sprzęt jest luźny, upadnie lub ulegnie uszkodzeniu, skontaktuj się z firmą punktualnie;
2. Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrym oświetleniu. Zagrożone lub ciemne obszary sprzyjają wypadkom.
3. Podczas obsługi trzymaj dzieci i osoby postronne z dala, ponieważ mogą one rozpraszać uwagę. stracić kontrolę.
4. Podczas normalnego użytkowania, prosimy o korzystanie z urządzenia w towarzystwie rodziny lub przyjaciół.
5. Używaj rozsądnie, zgodnie z własną sytuacją i nie nadużywaj, gdy ciało nie jest w odpowiednim czasie.
6. PRZED UŻYCIEM PROSZĘ SPRAWDZIĆ, CZY SĄ ELEMENTY UZUPEŁNIJ, CZY HAMULEC JEST CZUŁY I ZMONTUJ CAŁY PRODUKT ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.
7. PRODUKTY CZYSZCZĄCE NALEŻY MYĆ W WODZIE I SUSZYĆ CZAS. JEŚLI POWIERZCHNIA POWŁOKI PRODUKTU MA ZARYSOWANIA I ODPADA, MATERIAŁY NAPRAWCZE MUSZĄ BYĆ UŻYTE NA CZAS, ABY OSIĄGNĄĆ NAJLEPSZY EFEKT ANTYRDZY.
8. PROSZĘ UPEWNIĆ SIĘ, ŻE TYLNE KOŁO PRODUKTU JEST ZABLOKOWANE ABY UNIKNĄĆ POŚLIZGANIA SIĘ, GDY UŻYTKOWNIK POZOSTAJE NA POCHYLEJ POWIERZCHNI ŚRODOWISKO.
9. PROSZĘ UPEWNIĆ SIĘ, ŻE MECHANIZM SKŁADANIA PŁYTY SIEDZISKA DZIAŁA JEST ZABLOKOWANY PODCZAS UŻYWANIA TEGO PRODUKTU.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

PARAMETRY PRODUKTU

Nazwa produktu	Standardowe wspomaganie jazdy
model	FBL860516
Nośność/funt	350 funtów

SKŁADNIKI PRODUKTU

1		Lewy główny rama	1	2		Prawidłowy główny rama	1
3		Łania stopa kanał	2 4			Przód lewy stopa zestaw kół	1
5		Przód prawa noga koło ustawić	1				

KROKI INSTALACJI

1. Jak pokazano na rysunku: Rozłóż lewą i prawą ramkę główną, przytrzymaj kulki na prawej ramce, wyrównaj je z lewą ramką główną i wsuń je do środka, aż kulki wyskoczą.



2. Jak pokazano na rysunku: Włóż lewy przedni zestaw kółek do ramy głównej, wyrównaj go z otworem, przytrzymaj kulkę i wciśnij ją do środka, aż kulka wyskoczy.



3. Jak pokazano na rysunku: Włóż prawe przednie koło do ramy głównej, wyrównaj je z otworem, przytrzymaj kulkę i wypychaj ją do środka, aż kulka wyskoczy.



4. Jak pokazano na rysunku: Włóż tylną rurkę podstawy do lewej strony ramy głównej, wyrównaj ją z otworem, przytrzymaj kulkę i wypychaj ją do środka, aż kulka wyskoczy.



5. Jak pokazano na rysunku: Włóż tylną rurę stopy do prawej strony głównej ramkę, wyrównaj ją z pozycją otworu, przytrzymaj kulkę i wsuń ją do środka, aż marmur wyskakuje.



Miła obsługa: 100% testów przed opuszczeniem fabryki i 24-godzinna przyjazna obsługa e-mailowa obsługa klienta.

Producent: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

Adres: 3-6F i 7F-1, nr 63, Tongxing East Road, społeczność Yumin Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINY.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147,
Dom Centuriona, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

STANDAARD BEHULPZAAM RIJDEN

MODEL:FBL860516

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STANDAARD
BEGELEID RIJDEN

MODEL: FBL860516



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

INSTRUCTIES

Voorwoord

Allereerst willen we onze oprechte dank uitspreken aan onze klanten die ons hebben geholpen. onze apparatuur gekocht Deze handleiding is bedoeld voor klantenservice om uw ervaring te verbeteren Geschreven met deze apparatuur. Ik hoop dat de producten en diensten van het bedrijf u de kanaalhoffelijkheid.

Let op

Dit product moet strikt volgens de gebruiksmethode van deze handleiding worden gebruikt. Misbruik van andere methoden wordt veroorzaakt door misbruik. Het bedrijf geeft geen garantie.

garantie van welke aard dan ook, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de verkoopbaarheid die aan de Bedrijf voor een bepaald doel Impliciete garanties met geschiktheid.

Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele fouten die in dit materiaal zijn opgenomen, of voor enige accidentele of gevolgschade voortvloeiend uit de verstrekking, feitelijke uitvoering of het gebruik van deze handleiding.

Deze handleiding bevat bedrijfseigen informatie die beschermd is door octrooirecht. Alle rechten gereserveerd. Zonder schriftelijke toestemming van het Bedrijf is het niet toegestaan deze handleiding te gebruiken. om een deel ervan te kopiëren, te kopiëren of te vertalen naar een andere taal. De inhoud van de handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid van de fabrikant

Het bedrijf is verantwoordelijk voor de veiligheid en betrouwbaarheid van de uitvoering van de apparatuur alleen als de montage, retournering, verbetering en onderhoud worden uitgevoerd door personeel dat door de Bedrijf, de betreffende elektrische apparatuur voldoet aan de nationale normen, en het apparaat wordt gebruikt overeenkomstig de gebruiksaanwijzing.

Garantie

Productieproces en grondstoffen: Het bedrijf garandeert dat de Apparatuur (behalve onderdelen) is in normale gebruiks- en reparatieconditie, vrij van fabricageproces en fouten in de grondstoffen gedurende één jaar vanaf de datum van verzending. Geen van onze inspecties is perfect.

VOORZORGSMAATREGELEN

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Waarschuwing:

1. Als de apparatuur los aanvoelt, valt of beschadigd is, neem dan contact op met het bedrijf op tijd;
2. Zorg dat de werkplek schoon en goed verlicht is. Rommelige of donkere plekken zijn een uitnodiging tot ongelukken.
3. Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het bedienen, afleidingen kunnen u de controle verliezen.
4. Gebruik het apparaat bij normaal gebruik alleen in gezelschap van familie of vrienden.
5. Gebruik het op een redelijke manier, afhankelijk van uw eigen situatie, en gebruik het niet te veel als u het nodig heeft. het lichaam is niet op tijd.

6. CONTROLEER VOOR GEBRUIK OF DE COMPONENTEN ZIJN

VOLLEDIG, OF DE REM GEVOELIG IS, EN MONTEER DE
HET GEHELE PRODUCT IS STRIKT IN OVEREENSTEMMING MET DE INSTRUCTIES.

7. REINIGINGSPRODUCTEN MOETEN MET WATER WORDEN GEWASSEN EN IN DE DROOGKAST WORDEN GEDROOGD
TIJD. ALS DE OPPELVAKTECOATING VAN HET PRODUCT KRASSEN HEEFT EN
VALT AF, REPARATIEMATERIALEN MOETEN OP TIJD WORDEN GEBRUIKT OM HET VERLOOP TE BEREIKEN
HET BESTE ANTI-ROEST EFFECT.

8. ZORG ERVOOR DAT HET ACHTERWIEL VAN HET PRODUCT GEBLOKKEERD IS
OM SCHUIVEN TE VOORKOMEN WANNEER DE GEBRUIKER OP DE HELLING BLIJFT
OMGEVING.

9. ZORG ERVOOR DAT HET OPVOUWMECHANISME VAN DE ZITPLAAT
IS VERGRENDELD BIJ GEBRUIK VAN DIT PRODUCT.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PRODUCTPARAMETERS

Productnaam	Standaard ondersteund rijden
model	FBL860516
Draagvermogen/lb	350 pond

PRODUCTCOMPONENTEN

1		Links voornaamst kader	1	2		Rechts voornaamst kader	1
3		Achterste voet kanaal	2 4			Voor links voet wielset	1
5		Voorkant rechter voet wiel set	1				

INSTALLATIESTAPPEN

1. Zoals weergegeven in de afbeelding: vouw het linker- en rechterframe open, houd de knikers op het rechterframe vast, lijn ze uit met het linkerhoofdframe en duw ze naar binnen totdat de knikers eruit springen.



2. Zoals weergegeven in de afbeelding: Plaats het voorste linker voetwiel in het hoofdframe, lijn het uit met de positie van het gat, houd de knikker vast en duw hem naar binnen totdat de knikker eruit springt.



3. Zoals weergegeven in de afbeelding: Plaats het rechter voorwiel in het hoofdframe, lijn het uit met de positie van het gat, houd de knikker vast en duw hem naar binnen totdat de knikker eruit springt.



4. Zoals weergegeven in de afbeelding: Plaats de achterste voetbuis in de linkerzijde van het hoofdframe, lijn deze uit met de positie van het gat, houd de knikker vast en duw deze naar binnen totdat de knikker eruit springt.



5. Zoals weergegeven in de afbeelding: Plaats de achterste voetbuis in de rechterkant van de hoofdsteen frame, lijn het uit met de positie van het gat, houd de knikker vast en duw hem naar binnen totdat de marmer springt eruit.



Goede service: 100% getest voordat het de fabriek verlaat en 24 uur per dag vriendelijke e-mail klantenservice.

Fabrikant: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

Adres: 3-6F & 7F-1, nr. 63, Tongxing East Road, Yumin Community
Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, CHINA.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147,
Centurionhuis, Londen Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

STANDARD ASSISTERAD KÖRNING

MODELL: FBL860516

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STANDARD

ASSISTERAD KÖRNING

MODELL: FBL860516



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

INSTRUKTIONER

Förord

Låt oss först och främst uttrycka vårt hjärtliga tack till våra kunder som har köpt vår utrustning. Den här manualen är till för att kundtjänst ska bli bättre. Skrivet med denna utrustning. Hoppas företagets produkter och tjänster att ta med du kanalen artighet.

Var uppmärksam

Denna produkt måste användas i strikt överensstämmelse med användningsmetoden i denna manual, felaktig användning av andra metoder orsakade av felaktig användning. Företaget ger inte några garanti av något slag, inklusive (men inte begränsat till) den säljbarhet som erbjuds. Företag för ett särskilt ändamål. Underförstådda garantier med lämplighet. Bolaget tar inget ansvar. Bolaget ansvarar inte för eventuella fel som ingår i detta material, eller för oavsiktliga skador eller följdskador som ett resultat av tillhandahållandet, faktiska prestanda eller användningen av denna handbok. Denna handbok innehåller patentskyddad information. Alla rättigheter reserverad. Utan skriftligt medgivande från företaget är denna manual inte tillåten att fotokopieras, kopieras eller översätta någon del till ett annat språk. Innehållet i manualen kan ändras utan användarens meddelande.

Tillverkarens ansvar

Företaget ska hållas ansvarigt för säkerheten och tillförlitligheten hos utrustningens prestanda endast om monteringsoperationen, retur, förbättring och underhåll utförs av personal godkänd av Företaget, den berörda elektriska utrustningen överensstämmer med nationella standarder, och utrustningen används i enlighet med bruksanvisningen.

Garanti

Tillverkningsprocess och råvaror: Företaget garanterar att Utrustning (förutom delar) är i regelbunden användning och reparationsskick, fri från tillverkningsprocess och råvarufel i ett år från dagen för transport. Ingen av våra inspektioner är perfekta.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Försiktighetsåtgärder för användning

Varning:

- 1. Om utrustningen känns lös, faller eller är skadad, kontakta företaget med tiden;
- 2. Håll arbetsområdet rent och väl upplyst. Röriga eller mörka områden leder till olyckor.
- 3. Håll barn och åskådare borta medan du arbetar, distraktioner orsakar dig att tappa kontrollen.
- 4. Under normal användning, använd tillsammans med familj eller vänner.
- 5. Rimligt använda efter ens egen situation, och överanvänd inte när kroppen är inte i tid.
- 6. INNAN ANVÄNDNING, BEKRÄFTA OM KOMPONENTERNA ÄR KOMPLETT, OM BROMSEN ÄR KÄNSLIG, OCH MONTERA HELA PRODUKTEN I STRIGT ENLIGHET MED INSTRUKTIONERNA.
- 7. RENGÖRINGSPRODUKTER MÅSTE TVÄTTAS MED VATTEN OCH TORKA I TID. OM PRODUKTENS YTBEIäggning HAR REPAR OCH FALLAR AV, REPARATIONSMATERIAL MÅSTE ANVÄNDAS I TID FÖR ATT UPPFÄLLA DEN BÄSTA ANTI-ROSTEFFEKTEN.
- 8. KONTROLLERA ATT PRODUKTENS BAKHJUL ÄR LÅST FÖR ATT UNDVIKA GLIDNING NÄR ANVÄNDAREN STÅR I SLUTNING MILJÖ.
- 9. KONTROLLERA ATT SITPLATENS VÄCKNINGSMEKANISM ÄR LÅST NÄR DENNA PRODUKT ANVÄNDS.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

PRODUKTPARAMETRAR

Produktnamn	Standard assisterad körning
modell	FBL860516
Bärförmåga/lb	350 pund

PRODUKTKOMPONENTER

1		Vänster huvud ram	1	2		Rätt huvud ram	1
3		Hind fot kanal	2	4		Fram till vänster fot hjuluppsättning	1
5		Främre höger fot hjul uppsättning	1				

INSTALLATIONSSTEG

1. Som visas i figuren: Vik ut de vänstra och högra huvudramarna, håll ner kulorna på den högra ramen, rikta in dem mot den vänstra huvudramen och tryck dem inåt tills kulorna hoppar ut.



2. Som visas i figuren: Sätt in den främre vänstra fothjulsenheten i huvudramen, rikta in den mot hållpositionen, håll ner kulan och tryck in den tills kulan hoppar ut.



3. Som visas i figuren: Sätt in den främre högra fothjulsenheten i huvudramen, rikta in den mot hållpositionen, håll ner kulan och tryck in den tills kulan hoppar ut.



4. Som visas i figuren: Sätt in det bakre fotröret i den vänstra sidan av huvudramen, rikta in det mot hållläget, håll kulan och tryck in den tills kulan hoppar ut.



5. Som visas i figuren: Sätt in det bakre fotröret i den högra sidan av huvudet ram, rikta in den med hållpositionen, håll i kulan och tryck den inåt tills marmor dyker ut.



Trevlig service: 100% testad innan du lämnade fabriken och 24-timmars vänlig e-post kundservice.

Tillverkare: Zhongshan Bliss Medical Instrument Co., Ltd

Adress: 3-6F & 7F-1, No. 63, Tongxing East Road, Yumin Community
Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, 528414, KINA.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support