



Bluetooth bathroom scale



- | | |
|--------------|---------------|
| 2. Polski | 6. Magyar |
| 3. English | 7. Deutsch |
| 4. Český | 8. Română |
| 5. Slovensky | 9. Українська |
| | 10. Русский |

Instrukcja obsługi wagi z analizą tkanki tłuszczowej


1. Pobieranie aplikacji OKOK

Istnieje kilka sposobów pobrania aplikacji do wagi:
Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację.



2. Instalacja aplikacji


Pobierz i zainstaluj aplikację OKOK na swoim smartfonie.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie podczas instalacji.



3. Rejestracja w aplikacji

Otwórz aplikację i dokończ rejestrację.
Możesz zarejestrować się na kilka sposobów:

- Kontynuuj z Apple (dla iOS)
- Kontynuuj z Google (dla Androida i innych)
- Zarejestruj się przez e-mail
- Zaloguj się przez e-mail




4. Połączenie przez Bluetooth


1. Włącz Bluetooth w swoim telefonie.
2. Otwórz aplikację „OKOK International”.
3. Naciśnij „Połącz wagę”.
4. Stań na wadze, aby ją aktywować.

Gdy waga wykryje Twoją masę ciała, aplikacja automatycznie rozpozna urządzenie i nawiąże połączenie.

1




3



2



4




5. Synchronizacja danych

Po wykonaniu pomiaru otwórz aplikację.
Dane zostaną automatycznie zsynchronizowane.

Uwaga:

Wyniki mogą być niedokładne, jeśli masz na sobie buty.
Aby uzyskać dokładne pomiary, stawaj na wadze boso.




1. Download the OKOK App

There are several ways to download the body fat scale app:
Scan the QR code to download the application.



2. Install the App


Download and install the OKOK app on your smartphone.
Follow the on-screen instructions during installation.



3. Register in the App

Open the app and complete the registration.
You can register in the following ways:


- Continue with Apple (for iOS)
- Continue with Google (for Android and others)
- Sign up with Email
- Log in with Email



4. Connect via Bluetooth

1. Turn on Bluetooth on your phone.
2. Open the "OKOK International" app.
3. Tap "Connect scale."
4. Step on the scale to activate it.


When the scale detects your weight, the app will automatically recognize the device and establish a connection.



5. Synchronize Data

Enter the app interface after measurement.
The data will automatically synchronize with the app.

Note:
Measurement results may be inaccurate if you are wearing shoes.
Please measure barefoot for correct results.



Návod k použití váhy na měření tělesného tuku


1. Stažení aplikace OKOK

Existuje několik způsobů, jak stáhnout aplikaci pro váhu na měření tělesného tuku: Naskenujte QR kód pro stažení aplikace.



2. Instalace aplikace


Stáhněte a nainstalujte aplikaci OKOK do svého chytrého telefonu. Postupujte podle pokynů na obrazovce během instalace.



3. Registrace v aplikaci

Otevřete aplikaci a dokončete registraci. Můžete se zaregistrovat následujícími způsoby:

- Pokračovat s Apple (pro iOS)
- Pokračovat s Google (pro Android a ostatní)
- Registrovat se pomocí e-mailu
- Přihlásit se pomocí e-mailu




4. Připojení přes Bluetooth


1. Zapněte Bluetooth ve svém telefonu.
2. Otevřete aplikaci „OKOK International“.
3. Klepněte na „Připojit váhu“.
4. Stoupněte si na váhu, abyste ji aktivovali.

Jakmile váha zjistí vaši hmotnost, aplikace automaticky rozpozná zařízení a naváže spojení.

1




3



2



4




5. Synchronizace dat

Po měření otevřete aplikaci. Data se automaticky synchronizují s aplikací.

Poznámka:

Výsledky měření mohou být nepřesné, pokud máte na sobě boty. Pro přesné výsledky se měřte naboso.



Návod na použitie váhy na meranie telesného tuku


1. Stiahnutie aplikácie OKOK

Existuje niekoľko spôsobov, ako stiahnuť aplikáciu:
Naskenujte QR kód na stiahnutie aplikácie.



2. Inštalácia aplikácie


Stiahnite a nainštalujte aplikáciu OKOK do svojho smartfónu.
Počas inštalácie postupujte podľa pokynov na obrazovke.



3. Registrácia v aplikácii

Otvorte aplikáciu a dokončite registráciu.
Môžete sa zaregistrovať nasledujúcimi spôsobmi:

- Pokračovať s Apple (pre iOS)
- Pokračovať s Google (pre Android a ostatné)
- Registrovať sa pomocou e-mailu
- Prihlásiť sa pomocou e-mailu




4. Pripojenie cez Bluetooth


1. Zapnite Bluetooth vo svojom telefóne.
2. Otvorte aplikáciu „OKOK International“.
3. Klepnite na „Pripojiť váhu“.
4. Postavte sa na váhu, aby ste ju aktivovali.

Keď váha zistí vašu hmotnosť, aplikácia automaticky rozpozná zariadenie a nadviaže spojenie.

1




3



2



4




5. Synchronizácia údajov

Po meraní otvorte aplikáciu.
Údaje sa automaticky synchronizujú s aplikáciou.

Poznámka:

Výsledky merania môžu byť nepresné, ak máte obutú obuv.
Pre presné výsledky sa vážte naboso.



Testzsírmérleg használati útmutató


1. Az OKOK alkalmazás letöltése

Az alkalmazás letöltésének több módja van:
Olvassa be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez.



2. Az alkalmazás telepítése


Töltse le és telepítse az OKOK alkalmazást okostelefonjára.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés során.



3. Regisztráció az alkalmazásban

Nyissa meg az alkalmazást, és fejezze be a regisztrációt.
A következő módokon regisztrálhat:

- Folytatás Apple-lel (iOS esetén)
- Folytatás Google-lel (Android és egyéb rendszerek esetén)
- Regisztráció e-mail címmel
- Bejelentkezés e-mail címmel




4. Bluetooth-kapcsolat


1. Kapcsolja be a Bluetooth-t a telefonján.
2. Nyissa meg az „OKOK International” alkalmazást.
3. Érintse meg a „Mérleg csatlakoztatása” lehetőséget.
4. Álljon a mérlegre az aktiváláshoz.

Amikor a mérleg érzékeli a testsúlyát, az alkalmazás automatikusan felismeri az eszközt, és létrehozza a kapcsolatot.


1




2



3



4




5. Adatok szinkronizálása

A mérés után nyissa meg az alkalmazást.
Az adatok automatikusan szinkronizálódnak az alkalmazással.

Megjegyzés:

A mérési eredmények pontatlanok lehetnek, ha cipőt visel.
A pontos eredmények érdekében mezítláb álljon a mérlegre.



Bedienungsanleitung für die Körperfettwaage



1. Download der OKOK-App

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die App für die Körperfettwaage herunterzuladen:
Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen.



2. Installation der App


Laden Sie die OKOK-App auf Ihr Smartphone herunter und installieren Sie sie.
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm während der Installation.



3. Registrierung in der App

Öffnen Sie die App und schließen Sie die Registrierung ab.
Sie können sich auf folgende Weise registrieren:

- Mit Apple fortfahren (für iOS)
- Mit Google fortfahren (für Android und andere)
- Mit E-Mail registrieren
- Mit E-Mail anmelden




4. Verbindung über Bluetooth


1. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon.
2. Öffnen Sie die App „OKOK International“.
3. Tippen Sie auf „Waage verbinden“.
4. Stellen Sie sich auf die Waage, um sie zu aktivieren.

Sobald die Waage Ihr Gewicht erkennt, wird die App das Gerät automatisch erkennen und eine Verbindung herstellen.

1




3



2



4




5. Datensynchronisierung

Öffnen Sie nach der Messung die App.
Die Daten werden automatisch mit der App synchronisiert.

Hinweis:

Die Messergebnisse können ungenau sein, wenn Sie Schuhe tragen.
Für genaue Ergebnisse messen Sie bitte barfuß.




1. Descărcarea aplicației OKOK

Există mai multe modalități de a descărca aplicația:
Scanați codul QR pentru a descărca aplicația.



2. Instalarea aplicației


Descărcați și instalați aplicația OKOK pe smartphone-ul dumneavoastră.
Urmați instrucțiunile afișate pe ecran în timpul instalării.



3. Înregistrarea în aplicație

Deschideți aplicația și finalizați înregistrarea.
Vă puteți înregistra în următoarele moduri:

- Continuați cu Apple (pentru iOS)
- Continuați cu Google (pentru Android și altele)
- Înregistrați-vă cu e-mail
- Conectați-vă cu e-mail




4. Conectarea prin Bluetooth

1. Activați Bluetooth pe telefonul dvs.
2. Deschideți aplicația „OKOK International”.
3. Apăsați „Conectați cântarul”.
4. Urcați pe cântar pentru a-l activa.

Când cântarul detectează greutatea dvs., aplicația va recunoaște automat dispozitivul și va stabili conexiunea.


1




2



3




4



5. Sincronizarea datelor

După efectuarea măsurării, deschideți aplicația.
Datele vor fi sincronizate automat.

Notă:
Rezultatele pot fi inexacte dacă purtați încălțăminte.
Pentru rezultate corecte, urcați pe cântar desculț.




1. Завантаження додатка OKOK

Існує кілька способів завантажити додаток:
Відскануйте QR-код, щоб завантажити додаток.



2. Встановлення додатка


Завантажте та встановіть додаток OKOK на свій смартфон.
Дотримуйтесь інструкцій на екрані під час встановлення.



3. Реєстрація в додатку

Відкрийте застосунок і завершіть реєстрацію.
Ви можете зареєструватися одним із наступних способів:


- Продовжити з Apple (для iOS)
- Продовжити з Google (для Android та інших)
- Зареєструватися за допомогою e-mail
- Увійти за допомогою e-mail



4. Підключення через Bluetooth

1. Увімкніть Bluetooth на своєму телефоні.
2. Відкрийте застосунок «OKOK International».
3. Натисніть «Підключити ваги».
4. Станьте на ваги, щоб активувати їх.


Коли ваги визначають вашу вагу, застосунок автоматично розпізнає пристрій і встановить з'єднання.



5. Синхронізація даних

Після вимірювання відкрийте додаток.
Дані автоматично синхронізуються з додатком.

Примітка:
Результати вимірювання можуть бути неточними, якщо ви у взутті.
Для точних результатів ставайте на ваги босоніж.




1. Загрузка приложения ОКОК

Существует несколько способов загрузить приложение:
Отсканируйте QR-код, чтобы скачать приложение.



2. Установка приложения


Скачайте и установите приложение ОКОК на свой смартфон.
Следуйте инструкциям на экране во время установки.



3. Регистрация в приложении

Откройте приложение и завершите регистрацию.
Вы можете зарегистрироваться следующими способами:

- Продолжить с Apple (для iOS)
- Продолжить с Google (для Android и других)
- Зарегистрироваться с помощью e-mail
- Войти с помощью e-mail



4. Подключение через Bluetooth

1. Включите Bluetooth на вашем телефоне.
2. Откройте приложение «OKOK International».
3. Нажмите «Подключить весы».
4. Встаньте на весы, чтобы активировать их.

Когда весы определяют ваш вес, приложение автоматически распознает устройство и установит соединение.

1

Settings

Bluetooth

Bluetooth

2

OKOK-Internati...

3

Connect Body Fat Scale

4

Please stand on the scale

Looking for the scale, please step on it and keep the screen on.

25s

5. Синхронизация данных

После измерения откройте приложение.
Данные автоматически синхронизируются с приложением.

Примечание:
Результаты измерения могут быть неточными, если вы в обуви.
Для точных результатов становитесь на весы босиком.

