

Rubber Latex Condoms, please read carefully. Always handle the condom carefully including removal from the package so as to avoid damage to the condom by finger nails, jewellery, etc. Condoms made from natural rubber latex may cause allergic reactions including anaphylactic shock. A condom should never be reused for a second time, condoms are for single use and should be discarded after use. If you are allergic to latex, the risk of breakage is also higher. The use of a condom cannot guarantee 100% protection against pregnancy, HIV, or Sexually Transmitted Infections (STIs). If in doubt always consult a doctor. If additional lubrication is desired, use the type of lubricant recommended for use with condoms e.g. for Natural Rubber Latex Condoms a water-based lubricant such as Pessante Talc or Light Lubre and the need to avoid oil-based lubricants such as Vaseline, baby oil, petroleum jelly, etc. Body lotions, massage oils, margarine, etc., are these are deleterious to the integrity of the latex condom. Use of condom during anal sex increases the risk of breakage. It is recommended to use additional lubrication if vaginal lubrication is insufficient or for anal sex to minimize the risk of condom breaking or coming off. Consult a doctor or pharmacist about the compatibility of topical medicines that might come in contact with the condom. Carrying condoms in your pocket or purse may damage them. Do not use condoms if you have unprotected sex or your method of contraception has failed, contact your Sexual Health Clinic or GP for emergency contraception advice preferably no later than 72 hours. Keep away from children, children can choke or suffocate on uninflated or broken condom fragments. Use of condom during oral sex increases the risk of aspiration, choking or condom breaking. A latex condom is a medical device. Any damage that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

beranlassen Sie das Kokonium immer vorsichtig, auch bei der Entnahme aus der Verpackung, um eine Beschädigung des Kokoniums zu vermeiden. Kokonium ist ein natürliches Produkt aus Kokonaturkautschuklatex können allergische Reaktionen verursachen bis hin zum anaphylaktischen Schock. Ein Kokonium sollte niemals ein zweites Mal benutzt werden, Kokonium sind nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt und bei Wiederverwendung besteht eine erhöhtes Versagens- oder Infektionsrisiko, es besteht auch ein höheres Risiko, dass es platzt. Ein Kokonium zu benutzen ist kein 100% Schutz vor Schwangerschaft, HIV, oder sexuell übertragbaren Krankheiten. Ein Kokonium kann nicht wiederverwendet werden. Wenn ein Kokonium zu platzen beginnt, verwenden Sie ein Kokonium für die Verwendung mit Kokonium empfohlenes Gelschmiermittel, z. B. ein Gelschmiermittel auf Wasserbasis für Kondome aus Naturkautschuk, wie Passante TLC oder Light Lube, und vermeiden Sie den Gebrauch von ölhaltigen Gelschmiermitteln wie Vaseline, Babyöl, Lotionen, Massagelölen, Butter, Margarine usw., da diese die Haltbarkeit von Latex-Kondomen beeinträchtigen. Für die Verankerung beim Anlegen des Kokoniums ist ein Kokonium erforderlich, dass die Oberfläche nicht beschädigt werden. Die Verwendung eines analen Gelschmiermittels wird bei Scheidentrockenheit oder beim Analverkehr empfohlen, um das Risiko, dass das Kokonium platzt oder abbrucht zu minimieren. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bezüglich der Verträglichkeit topischer Arzneimittel, die Sie mit dem Kokonium in Kontakt kommen könnten. Kondome in Ihren Geldbörsen, hinteren Hosentasche, Handtasche oder ähnlichem mit zu tragen, kann zu Beschädigungen führen. Wenn Sie ein Kokonium Geschlechtsverkehr hatten oder werden Ihre Methode der Empfängnisverhütung versagt hat, wenden Sie sich, vorzugsweise innerhalb von 72 Stunden, zwecks Beratung über Notverhütung an Ihr Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung oder Ihren Hausarzt. Von Kindern fernhalten. Erstverwendungsgefahr durch aufgeblassene oder kaputte Kondome. Die Verwendung von Kondomen beim Oralsex erhöht die Erstverwendungsgefahr. Ein Kokonium ist ein Medizinprodukt für den einmaligen Gebrauch und ist nicht für die Wiederverwendung im Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats zu melden, in dem der Benutzer und/oder der Patient ansässig ist.

PASANTE en latex de caoutchouc naturel. À lire avec soin. Manipulez toujours le préservatif avec soin, tout particulièrement lorsque vous le sortez de son étui, pour éviter de l'endommager : évitez les ongles, les bijoux etc. Les préservatifs fabriqués en latex de caoutchouc naturel peuvent provoquer des réactions allergiques, notamment un choc anaphylactique. Un préservatif ne doit jamais être réutilisé une deuxième fois. Les préservatifs sont réservés à un usage unique et leur réutilisation peut accroître le risque d'échec du préservatif et donc augmenter le risque de transmission d'infection. Un préservatif ne peut pas garantir une protection à 100 % contre la grossesse, le VIH ou les infections sexuellement transmissibles. En cas de doute, assurez-vous toujours de consulter un médecin. Si vous avez besoin d'une lubrification supplémentaire, utilisez le type de lubrifiant recommandé pour utilisation avec les préservatifs, par exemple pour les préservatifs en latex de caoutchouc naturel, un lubrifiant à base d'eau tel que Pasante TLC ou Light Lube. Évitez les lubrifiants à base d'huile, comme la vaseline, les huiles pour bébé, les huiles pour massage, le beurre, la margarine etc., car ils risquent d'altérer l'intégrité du préservatif en latex. Les préservatifs utilisés pour une pénétration anale présentent un risque plus élevé de glissement et de rupture que ceux utilisés pour la pénétration vaginale. Une lubrification supplémentaire si la lubrification vaginale est insuffisante ou pour des relations anales, afin de réduire au maximum le risque que le préservatif ne s'arrache ou ne s'enlève. Veuillez consulter un médecin ou un pharmacien quant à la compatibilité des médicaments topiques qui pourraient entrer en contact avec le préservatif. Il est déconseillé de ranger les préservatifs dans votre portefeuille, poche arrière, sac à main ou similaires. En cas de relations sexuelles non protégées ou d'échec de votre moyen de contraception, veuillez contacter votre médecin familial le plus proche ou votre médecin pour obtenir des conseils sur les moyens de contraception d'urgence, de préférence dans un délai maximum de 72 heures. Tenir à l'écart des enfants.

Risque de suffocation dû à des préservatifs gonflés ou cassés. Les préservatifs gonflés pendant les rapports sexuels peuvent augmenter le risque de suffocation. Un préservatif est un dispositif médical destiné aux profanes - hommes ou femmes adultes, tous les sexes. Les sérieux Les incidents liés au produit sont notifiés au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur étouffe le patient est résolu.

quando lo si estralatta con l'aspirazione per evitare di danneggiarlo con le unghie, gli occhi, ecc.). I profilattici in lattice di gomma naturale possono provocare reazioni allergiche incluso lo shock anafilattico. Non utilizzare mai un profilattico una seconda volta: i profilattici sono monouso e se vengono riutilizzati aumentano il rischio di inefficacia o infezione, come pure quello di una loro rottura. L'uso di un profilattico durante l'80-100% la protezione usata con guaina, HIV, l'infezione a Trasmissione sessuale (ITS). Nel dubbio, rivolgersi sempre a un medico. Se si desidera utilizzare anche un lubrificante, scegliere un tipo di lubrificante consigliato l'uso con i profilattici: per esempio, per i Profilattici in lattice di gomma naturale, un lubrificante a base d'acqua come Pasante TLO di Lube Light, ed evitare di usare lubrificanti a base di olio come la vaselina, oli di per l'infanzia, lozioni per il corpo, oli per massaggi, burro, margarina, ecc., che pregiudicano l'integrità del profilattico. L'80-100% la protezione usata con guaina, HIV, l'infezione a Trasmissione sessuale (ITS). Nel dubbio, rivolgersi sempre a un medico. Se si desidera utilizzare anche un lubrificante, scegliere un tipo di lubrificante se la lubrificazione vaginale non è sufficiente o per praticare il sesso anale, per ridurre al minimo il rischio di rottura o sfilamento del profilattico. Consultare un medico o un farmacista per ottenere informazioni sulla compatibilità dei farmaci topic che possono venire a contatto con i profilattici. Si sconsiglia di conservare i profilattici nel portafoglio, in una tasca posteriore, nella borsetta o nella borsa, in quanto possono subire danni dovuti a calore, luce o umidità. Per informazioni, consultare il sito www.abbott.com/latex o il numero verde 800-222-2222. Il metodo contraccettivo usato, contraccettivo orale, Ambulatorio di ginecologia o il medico curante per ottenere consigli sulla contraccettione di emergenza preferibilmente non oltre le 72 ore dall'evento. Tenerli lontani da bambini. Può causare pericolo di soffocamento a causa di frammenti di preservativi non soffocati o strappati: L'uso del preservativo durante il sesso orale aumenta il rischio di asfissia o soffocamento. Il preservativo è un dispositivo medico che può essere usato per la contraccezione e la prevenzione delle infezioni. Il coinvolgimento il dispositivo deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utente e/o il paziente si trova.

estudiar con detenimiento. Manejar siempre el preservativo con sumo cuidado, cuidando de no rasgarlo con uñas, joyas, etc. al sacarlo del envoltorio. Los preservativos de látex de caucho natural pueden provocar reacciones alérgicas, como el shock anafiláctico.

Un preservativo debe usarse una única vez, sea o no de látex. No debe usarse una segunda vez, aun cuando se lave con agua y jabón. No debe usarse para reducir el riesgo de que no cumpla su función o de infección, aun cuando también el riesgo de que se rompa. El empleo del preservativo no constituye una garantía de protección absoluta contra el embarazo, VIH o infecciones de transmisión sexual (ITS). En caso de dudas, consultar a un médico. Si se desea lubricación adicional, utilizar el tipo de lubricante recomendado para preservativos, por ejemplo, agua y jabón, o lubricantes a base de agua, como los de la línea de agua como Pasante TLC o Light Lube, evitando el uso de lubricantes a base de aceite incluyendo por ejemplo jalea de petróleo, aceite para bebés, lociones corporales, lociones para masajes, manequilla, margarina, etc., ya que merman la integridad del preservativo. El uso de preservativos para el sexo anal incrementa el riesgo de ruptura. Se recomienda utilizar lubricación adicional para el sexo anal. Si se desea reducir el riesgo de ruptura, anal para reducir al mínimo el riesgo de que el preservativo se rompa o se deslice dejando el pene al descubierto. Consultar a un médico o farmacéutico sobre la compatibilidad de medicamentos tópicos que pueden entrar en contacto con el preservativo. No es recomendable llevar preservativos en la cartera, bolso de atrás, bolso, etc. Si ha practicado el sexo sin tomar precauciones, o el método de seguridad de anticoncepción he fallado, contactar con un clínico de salud sexual para obtener asesoramiento. Mantener alejado de los niños. Mantener alejado a las mascotas. Mantener alejado de los niños. Los preservativos desinfectados y los fragmentos de preservativos rotos pueden causar asfixia o sofocar. Utilizar preservativos durante el sexo oral aumenta el riesgo de asfixia, sofocamiento o ruptura del preservativo. El preservativo es un dispositivo médico que puede ser utilizado por profano - hombres y mujeres adultos. Cualquier incidente de uso incorrecto debe ser comunicado al fabricante y a la autoridad competente del Estado. Miembro en el que el usuario o el paciente está establecido.

Hänta alltid kondomens försiktighet, även när du tar ut den för förpackningen. Se att den inte skadas vid till exempel närmar eller smycken. Kontrollera att kondomen inte har blivit skadat av sol, värme eller andra faktorer. Inklusiva analytisk check. En kondom får aldrig användas mer än en gång. Kondomen är en engångsprodukt och om den återanvänds ökar risken för såväl graviditet som infektioner och att kondomen går sönder. Användning av kondom garanterar inte ett hundra procent skydd mot graviditet. HIV eller sexuellt överförbara sjukdomar. Om du är osäker på något bör du alltid kontakta läkaren. Om ytterligare graviditet används ska det vara ett medel som rekommenderas för kondom. För att undvika graviditet och infektioner, naturligtvis innebär det ett välbaserat graviditet som Passante T.LC eller Light Lube. Obeskrivna graviditet som vaselin, babyolja, kroppsslutt, massagelösa, smör, margarin m.m. bör undvikas eftersom dessa kan göra att kondomen lättare går sönder. Om kondomen används inte längre är risken större stört att den glider av eller skadas. Vid analys, eller om sidan är rött, bör ytterligare graviditet användas för att minimera risken att kondomen går sönder eller glider av. Tala med läkaren om du har några frågor om kondomen. Om du inte kan komma i kontakt med kondomen. Kondomer bör inte förvaras i plånbok, baskifack, handväskan eller liknande. Om du har haft skadad sex eller om ditt preventivmedel inte har fungerat som det ska bör du kontakta din preventivmedelsmottagning eller vårdcentral för råd om akut preventivmedel, helst inom 72 timmar. Förvaras torkat och svaltt, ej i direkt solljus. Förvaras oöppnat för barn. En trasig eller inte upplösad kondom kan leda till kvävning. Användning av kondom förhindrar inte överföring av HIV eller andra sexuellt överförbara sjukdomar. En kondom skyddar inte mot infektioner som klämma, herpes, utslägg, medelnsken eller svettad att användas av lekman - vuxna män och kvinnor. Alla allvariga infektioner som uppstår i samband med produkten ska rapporteras till tillverkaren och lämplig lokal myndighet.

Ich dokładne przeczytanie. Z prezerwatywy należy zawsze obchodzić się ostrożnie, wyjmując ją z opakowania w taki sposób, aby uniknąć uszkodzenia prezerwatywy paznokciami, biżuterią, itp. Prezerwatywy wykonane z lateksu z gumy naturalnej mogą powodować reakcje alergiczne, w tym wystrząs anafilaktyczny. Prezerwatywy nie należy używać po raz drugi. Służą one do jednorazowego użytku, a w razie ponownego użycia, istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia lub infekcji. Zwiększa się również

zryzykowania. Stosowanie prezerwatywy nie gwarantuje 100% ochrony przed zakażeniem, wirusem HIV, czy chorobami przenoszonymi drogą płciową. W razie wątpliwości należy zawsze skonsultować się z lekarzem. Jeśli konieczne jest zastosowanie dodatkowego lubrykantu, użyj lubrykantu zalecanego do stosowania z prezerwatywami, na przykład do prezerwatywy z lateksu z gumy naturalnej zaleca się lubrykant na bazie wody, jak np. Pessante Lube lub Light Lube. Należy pamiętać, stosowanie lubrykantów na bazie oleju, jak np. masła, oliwy z oliwek, balsamu, wazeliny, kremu, masła, masła kakaowego, margaryna, itp., gdyż są one szkodliwe dla integralności prezerwatywy lateksowej. Prezerwatywy stosowane do seksu analnego mogą powodować zwiększone ryzyko zranienia się lub uszkodzenia. Zaleca się użycie dodatkowego lubrykantu, jeśli zderzo nawiązujący do pochwy nie jest wystarczający lub do seksu analnego, aby zminimalizować ryzyko pęknięcia lub zranienia się prezerwatywy. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, aby uzyskać informacje na temat kompatybilności leków z zastosowanymi miejscowymi, które mogą być używane jednocześnie z prezerwatywami. Unikaj używania w portfelu, tylnej kieszeni, torbie lub w podobnym miejscu nie jest wskazane. Jeżeli dojdzie do seksu bez zabezpieczenia, albo twój mąż/antykoncepcyjny zawieszadło, kontaktu się z poradnią drożdży seksualnych lub lekarzem w celu uzyskania porady w sprawie antykoncepcji awaryjnej, najlepiej nie później niż w ciągu 72 godzin. Trzymaj z dala od dzieci. Mogą zadziwić się lub udusić nieumiejącymich lub podczas fragmentami prezerwatywy. Użyj prezerwatywy podczas stosunku oralnego zwiększa ryzyko uszkodzenia lub zadziwienia. Prezerwatywa to wyroby medyczne, które nie należy używać do innych celów. Wyroby medyczne są przeznaczone do użytku w warunkach, w których zostały zaprojektowane. Wyroby, który wystąpi w związku z wyrobem, powinien zostać zgłoszony wytwórcy oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym przebywa użytkownik lub pacjent.

ВИНАМИТЕ.

Винаги боравете внимателно с презерватива, включително при вадене от опаковката, така че да не се допусне уреджане на презерватива с нокти, бижута и т.н.

Презервативите, изработени от естествен латекс, могат да предизвикат алергични реакции, включително анафилактични реакции, които могат да бъдат фатални. При първото използване презерватива се за външната употреба и ако се използват повторно, може да има повишен риск от неблагоприятен резултат или инфекция, рискът от оскъпяване също е по-висок. Използването на презерватив не може да гарантира 100% изолацията от бременност, HIV или болести, предавани по полов път (БППП).

Винаги съветвайте на съпътствие винаги се консултирате с лекар. Ако е необходимо допълнителен лубрикант, използвайте презерватива с лубрикант. При първото използване презерватива, например, за презерватив от естествен латекс, лубрикантът може да бъде водна основа като Pessante TCS или Light Lube, също така лубрикантът предвижда необходимостта от избягване на лубриканти на мазнина основа като вазелин, бебешо масло, лосиони за тяло, масени кремове, кремове, маргарин и др., тъй като те са вредни за целостта на латексовия презерватив.

Презервативите, използвани за анализен секс, може да са с повишен риск от колутиране или да бъдат повредени, когато се използват за орален секс. Презервативите, които са предназначени за орален секс, ако вагинално овлажняване е недостатъчно, или при анализен секс, за да се сведе до минимум рискът от разкъсване или измъкване на презерватива. Консултирайте се с лекар или фармацевт относно съвместимостта на локални лекарства, които могат да влязат в контакт с презерватива. Носенето на презерватив в портфейл, задния джоб, чантата или други подобни не е препоръчително. Ако правите незабавен секс, използвайте презерватива, който е с лубрикант, който съдържа водна клиника за по-комфортен и вентилаторен секс или клиника, която е специално посочена за контрацепция, за предпоставяне на по-малко от 72 часа. Дръжте далеч от децата, децата могат да се задават или задушат от ненадгледни или съхранени фрагменти от презерватив. Използването на презерватив по време на орален секс увеличава риска от задушаване, задъхване или оскъпяване презерватива. Презервативите от латекс са медицински изделия, които са предназначени за използване с лубрикант за орален секс. Всички сериозни инциденти, възникващи във връзка с използването, трябва да бъдат докладвани на производителите и на компетентния орган на държавата-членка, в която потребителите или пациентите пребивава.

[illegible]

Deti. Deti by sa mohli zadusiť kúskami nenafúknúťného alebo prasknúťného kondómu. Použitie kondómu počas orálneho sexu zvyšuje riziko zadusenja alebo prasknutia kondómu. Latexový kondóm je zdravotnícka pomôcka. Pomôcka je určená len na použitie dospelými osobami. Akúkoľvek vážnu nehodu, ku ktorej došlo v súvislosti s pomôckou, je potrebné nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom používateľ alebo pacient žije.

Důležité informace o kondomech PASANTE

Používejte opatrně. Při jeho vyvolávání předcházejte možným porušením kondomu nitro, špečky atd. Kondomy z přírodního latexu mohou vyvolat alergické reakce včetně anafylaktického šoku. Kondomy jsou určeny ke jednorázovému použití, nikdy je proto nepoužívejte opakovaně. V případě opakovaného použití hrozí vysoké riziko selhání, porušení nebo přenosu infekce. Použití kondomu nezaručuje 100% ochranu proti početí a přenosu HIV nebo pohlavních chorob. Máte-li jakékoli pochybnosti, obraťte se prosím na lékaře. Chystáte-li se použít lubrikant, zvolte druh doporučený k použití s kondomy z kondomu z přírodního latexu, i lubrikant na vodní bázi, jako například Pasante TLC nebo Light Lub. Lubrikanty lubrikanty na olejové bázi, například vazelínu, kojenecký olej, křemíkové másla, masážní olej, máslo, margarín atd. V případě jejich použití hrozí narušení integrity latexových kondomů. Při análnímu sexu hrozí vyšší riziko sklouznutí nebo poškození kondomu. Je-li přirozená vaginální lubrikace nedostatečná nebo praktikuje-li anální sex, doporučujeme použít lubrikant a snížit tak riziko porušení nebo sklouznutí kondomu. Ohlídejte lokálně aplikovaných léků, která by mohla být s kondomy nekompatibilní. Pokud používáte jiné prostředky. Ukládání kondomů do penázeček, zadních kapsiček, kabelek apod. se nedoporučuje. Po nechráněném pohlavním sexu nebo sešlze - antikontrace, kterou používáte, se nepojížděte do 72 hodin obraťte na svého lékaře nebo lékárníka a vyžádejte si doporučení ohledně nouzové antikontrace. Uchovejte ji mimo dosah dětí. Nerozvírajte kondom, nebo jeho části při poškození mohou způsobit dávání nebo dušení. Použití kondomu při orálním sexu zvyšuje riziko udušení. Kondom je zdravotnický prostředek určený laickým osobám - používání kondomů je povolené pouze osobami, které mají odborné školení v souvislosti s přípravami, by měly být nahrazeny výrobky a příslušenství orálního sexuálního styku, v kterém má uživatel nebo partner pácidlo.

[illegible]

محاولات إعادة هيكلة الولايات الذكية المصنوعة من لثي نطاط اليبسبي (PASANTE)

في إطار دراسة معمقة عن تطور علم الالباطن في مصر، قام باحثو جامعة عين شمس، على رأسه الدكتور محمد السيد، بالتحليل التاريخي للالباطن في مصر، وخصوصاً في مجال طب الولايات الذكية المصنوعة من لثي نطاط. وقد تناولت الدراسة تطور هذا التخصص الطبي، من بداياته الأولى في مصر، مروراً بمرحلة التعليم الطبي في مصر، وصولاً إلى الوضع الحالي، مع التركيز على دور الولايات الذكية المصنوعة من لثي نطاط في هذا التطور.

بدأت مصر في استخدام الولايات الذكية المصنوعة من لثي نطاط في عام 1970، مع إدخالها كإحدى التخصصات الفرعية في كلية الطب، حيث كان يُدرس كجزء من تخصص أمراض الباطن. ومع مرور الوقت، تطور هذا التخصص، وأصبحت الولايات الذكية المصنوعة من لثي نطاط تُستخدم بشكل متزايد في تشخيص وعلاج العديد من الأمراض، خاصة تلك المتعلقة بالجهاز الهضمي والجهاز البولي.

تتضمن الدراسة أيضاً مناقشة التحديات التي تواجه هذا التخصص في مصر، مثل نقص الكوادر المتخصصة، ونقص البنية التحتية اللازمة، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية. كما تم اقتراح بعض الحلول المقترحة، مثل تعزيز التعاون مع الجامعات، وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة.

ختمت الدراسة بالتأكيد على أهمية الولايات الذكية المصنوعة من لثي نطاط في تحسين جودة الرعاية الصحية، ودورها في مواجهة التحديات الصحية التي تواجه مصر، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي والجهاز البولي.

Text prepared October 2020
Master reference information: M-IFU-01(v.1)



Pasante

Instructions For Use for Condoms

Pasante Healthcare Ltd.
Commerce Way
Lancing, West Sussex
BN15 8TA
UK
+44 (0) 1903 753844
www.pasante.com



KM 83835
ISO 4074

2797



Medical-Latex (DUA) SDN BHD Plo 8,
Senai Industrial Estate 81400 Senai,
Johor, MALAYSIA



Advena Ltd, Tower Business Centre,
2nd Flr., Tower Street, Swatar, BKR
4013, Malta



Pasante Europe Ltd
Unit 3D North Point House, North Point
Business Park, New Mallow Road

www.pasante.com

