

**PL - Pas turmalinowy na szyję, samonagrzewający się**

**SPOSÓB UŻYCIA:** Owinąć wokół szyi, kierując jaśniejszą stroną pasa do wewnątrz tak, żeby pas nie krępował ruchów. Upewnić się, że wybrany obszar ciała jest rozluźniony i nieskrępowany, w celu zredukowania ryzyka późniejszego uszkodzenia. Aby wzmocnić efekt grzania, należy przed nałożeniem zwilżyć materiał znajdujący się w wewnętrznej części pasa.

**OSTRZEŻENIE:** Produkt zawiera silne pola magnetyczne, które mogą być szkodliwe dla osób z rozrusznikami serca. Nie używać pasa dłużej niż 2 h w ciągu doby. Zaleca się sprawdzać ogrzewany obszar co 15 minut. W razie pojawienia się zaczerwienienia, podrażnienia lub dyskomfortu należy natychmiast zdjąć pas. W przypadku nieustannego bólu ogrzewanego miejsca, ważne jest otrzymanie prawidłowej diagnozy. Warto skorzystać z opinii lekarza na temat bezpieczeństwa użytkowania produktu. Nie używać pasa podczas snu, w pobliżu źródeł ciepła oraz w trakcie ćwiczeń. Nie należy wywierać dodatkowego nacisku na pas. Należy upewnić się, że zapewniona jest odpowiednia cyrkulacja powietrza wokół pasa. W razie wystąpienia zmian koloru skóry, należy natychmiast przerwać stosowanie. Nie nadaje się do użytku przez dzieci, osoby starsze oraz niezdolne do samodzielnej obsługi pasa. Nie używać na podrażnionej lub uszkodzonej skórze.

Nie używać produktu w połączeniu z kremami zaaplikowanymi na skórę lub w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów, słabego krążenia, uszkodzenia nerwów, zaburzeń sensorycznych, chorób skórnych, zaburzeń naczyniowych (Choroba Raynaud'a), cukrzycy lub ciąży. Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie używać pasa w przypadku alergii na lateks. Opakowanie produktu zawiera naturalną gumę lateksową, która może powodować reakcję alergiczną skóry. Plastikowe opakowania mogą być niebezpieczne. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, należy trzymać je poza zasięgiem dzieci i niemowląt.

**Instrukcje dotyczące prania:**

Prać ręcznie. Nie używać wybielacza. Suszyć rozwieszone. Nie prasować. Nie czyścić chemicznie.

**Materiał:** 50% bawełna, 50% poliestr

## **EN - Tourmaline Self-Heating Neck Belt**

**INSTRUCTIONS FOR USE:** Wrap around the neck with the lighter side facing inward, ensuring the belt does not restrict movement. Make sure the selected body area is relaxed and unrestricted to reduce the risk of later damage. To enhance the heating effect, moisten the inner material of the belt before use.

**WARNING:** The product contains strong magnetic fields that may be harmful to individuals with pacemakers. Do not use the belt for more than 2 hours per day. It is recommended to check the heated area every 15 minutes. If redness, irritation, or discomfort occurs, remove the belt immediately. In case of persistent pain in the heated area, it is essential to obtain a proper diagnosis. Consult a doctor about the safety of using the product. Do not use the belt during sleep, near heat sources, or while exercising. Avoid applying additional pressure to the belt. Ensure proper air circulation around the belt. If skin discoloration occurs, discontinue use immediately. Not suitable for children, elderly individuals, or those unable to use the belt independently. Do not use on irritated or damaged skin.

Do not use the product in combination with creams applied to the skin or in cases of rheumatoid arthritis, poor circulation, nerve damage, sensory disorders, skin diseases, vascular disorders (e.g., Raynaud's disease), diabetes, or pregnancy. For external use only. Do not use the belt if allergic to latex. The product packaging contains natural latex rubber, which may cause skin allergic reactions. Plastic packaging can be dangerous. To avoid the risk of suffocation, keep it out of reach of children and infants.

**Washing Instructions:** Hand wash only. Do not bleach. Hang to dry. Do not iron. Do not dry clean.

**Material:** 50% cotton, 50% polyester.

---

## **EE - Turmaliiniga Isekuumenev Kaelavöö**

**KASUTUSJUHEND:** Mähi kaela ümber nii, et heledam pool jääks vastu nahka, ja veendu, et vöö ei piiraks liikumist. Veendu, et valitud kehapiirkond on lõdvestunud ja takistusteta, et vähendada hilisema kahjustuse riski. Soojendava efekti suurendamiseks niisuta vöö sisemine materjal enne kasutamist.

**HOIATUS:** Toode sisaldab tugevaid magnetvälju, mis võivad olla kahjulikud südamestimulaatoriga inimestele. Ärge kasutage vööd kauem kui 2 tundi päevas. Soovitav on kontrollida soojendatavat piirkonda iga 15 minuti järel. Kui tekib punetus, ärritus või ebamugavustunne, eemaldage vöö kohe. Püsiva valu korral soojendatavas piirkonnas on oluline saada õige diagnoos. Konsulteerige arstiga toote ohutuse kohta. Ärge kasutage vööd magamise ajal, soojusallikate läheduses ega treeningu ajal. Vältige vööle lisasurve avaldamist. Tagage vöö ümber piisav õhuvahetus. Kui nahk muudab värvi, lõpetage kasutamine kohe. Ei sobi lastele, eakatele ega inimestele, kes ei suuda vööd iseseisvalt kasutada. Ärge kasutage ärritunud või kahjustatud nahal.

Ärge kasutage toodet koos nahale kantud kreemidega ega reumatoidartriidi, halva vereringe, närvikahjustuste,

tundlīkushāirete, nahahaiguste, veresoonkonnahaiguste (nt Raynaud' tōbi), diabeedi vōi raseduse korral. Ainult vālispidiseks kasutamiseks. Ārge kasutage vōd, kui olete lateksi suhtes alergilīne. Toote pakend sisaldab naturaāset latekskummi, mis vōib pōhjustada naha alergilīsi reaktsioone. Plastpakendid vōivad olla ohtlikud. Lāmbumisohu vāltimiseks hoidke neid lastele ja imikutele kāttesaamatus kohas.

**Pesemisjuhised:** Peske kāsīsi. Ārge kasutage pleegitusaineid. Kuivatage rīpuvas asendis. Ārge triikige ega keemiliselt puhastage.

**Materjal:** 50% puuvīll, 50% polūester.

---

#### **LT - Turmalino Savarankiškai Šildantis Kaklo Diržas**

**NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:** Apvyniokite aplink kaklā, šviesiājā puse ī vidū, ir īsitikinkite, kad diržas nevaržo judesī. Uztikrinkite, kad pasirinktā kūno vieta būtū atsipalaidavusi ir nevaržoma, kad sumažintumēte galimos žalos rizikā. Norint sustiprinti šilumos efektā, prieš naudojimą sudrēkinkite vidinę diržo medžiagā.

**ISPĖJIMAS:** Produktas turi stiprius magnetinius laukus, kurie gali būti pavojingi žmonėms su širdies stimulatoriais. Nenaudokite diržo ilgiau nei 2 valandas per dieną. Rekomenduojama kas 15 minučių patikrinti šildomą vietą. Jei atsiranda paraudimas, sudirginimas ar diskomfortas, nedelsdami nuimkite diržą. Jei jaučiate nuolatinį skausmą šildomoje vietoje, būtina tiksliai diagnozuoti priežastį. Pasitarkite su gydytoju dėl produkto naudojimo saugumo. Nenaudokite diržo miego metu, šilumos šaltinių arti arba fizinio aktyvumo metu. Venkite papildomo spaudimo diržui. Uztikrinkite tinkamą oro cirkuliaciją aplink diržą. Jei atsiranda odos spalvos pokyčių, nedelsdami nutraukite naudojimą. Netinkamas naudoti vaikams, senyvo amžiaus žmonėms ir asmenims, kurie negali savarankiškai naudotis diržu. Nenaudokite ant sudirgusios ar pažeistos odos.

Nenaudokite šio produkto kartu su odos kremais ar jei sergate reumatoidiniu artritu, bloga kraujotaka, nervų pažeidimais, sensoriniais sutrikimais, odos ligomis, kraujagyslių sutrikimais (pvz., Reino liga), diabetu ar esate nėščia. Tik išoriniam naudojimui. Nenaudokite diržo, jei esate alergiški lateksui. Produkto pakuotėje yra natūralaus latekso gumos, kuri gali sukelti alergines odos reakcijas. Plastikinės pakuotės gali būti pavojingos. Siekiant išvengti uždusimo pavojaus, laikykite jas vaikams ir kūdikiams nepasiekiamoje vietoje.

**Skalbimo instrukcijos:** Skalbti rankomis. Nenaudoti baliklio. Džiovinti pakabinus. Nelyginti. Nevalyti cheminiu būdu.

**Medžiaga:** 50% medvilnė, 50% poliesteris.

---

#### **LV - Turmalīna Pašsildoša Kakla Josta**

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA:** Aptiniet jostu ap kaklu ar gaišāko pusi uz iekšu, pārliecinoties, ka josta neierobežo kustības. Pārliecinieties, ka izvēlētajā ķermeņa daļā ir atslābināta un brīva, lai samazinātu iespējamā bojājuma risku. Lai pastiprinātu sildošo efektu, pirms lietošanas samitriniet jostas iekšējo materiālu.

**BRĪDINĀJUMS:** Produkts satur spēcīgus magnētiskos laukus, kas var būt kaitīgi cilvēkiem ar sirds stimulatoriem. Nelietojiet jostu ilgāk par 2 stundām dienā. Ieteicams ik pēc 15 minūtēm pārbaudīt sildāmo vietu. Ja rodas apsārtums, kairinājums vai diskomforts, nekavējoties noņemiet jostu. Ja sildāmajā vietā ir pastāvīgas sāpes, ir svarīgi saņemt pareizu diagnozi. Konsultējieties ar ārstu par produkta drošību. Nelietojiet jostu miega laikā, siltuma avotu tuvumā vai fizisku aktivitāšu laikā. Izvairieties no papildu spiediena uz jostu. Nodrošiniet pietiekamu gaisa cirkulāciju ap jostu. Ja rodas ādas krāsas izmaiņas, nekavējoties pārtrauciet lietošanu. Nav piemērota bērniem, vecākiem cilvēkiem un tiem, kas nevar izmantot jostu patstāvīgi. Nelietojiet uz kairinātas vai bojātas ādas.

Nelietojiet produktu kopā ar krēmiem, kas uzklāti uz ādas, vai ja jums ir reimatoīdais artrīts, slikta asinsrite, nervu bojājumi, sensorie traucējumi, ādas slimības, asinsvadu traucējumi (piemēram, Rejno slimība), cukura diabēts vai esat stāvoklī. Tikai ārējai lietošanai. Nelietojiet jostu, ja jums ir alerģija pret lateksu. Produkta iepakojumā ir dabiskā lateksa gumija, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas uz ādas. Plastmasas iepakojumi var būt bīstami. Lai izvairītos no nosmakšanas riska, glabājiet tos bērniem un zīdaiņiem nepieejamā vietā.

**Mazgāšanas instrukcija:** Mazgājiet ar rokām. Nelietojiet balinātāju. Žāvējiet pakarinot. Negludiniet. Neveiciet ķīmisko tīrīšanu.

**Materiāls:** 50% kokvilna, 50% poliesters.

---

#### **DE - Selbstheizender Turmalin-Nackengurt**

**ANWENDUNGSANLEITUNG:** Wickeln Sie den Gurt um den Hals, wobei die hellere Seite nach innen zeigt, und achten Sie darauf, dass der Gurt die Bewegung nicht einschränkt. Stellen Sie sicher, dass der gewählte Bereich entspannt und frei ist, um das Risiko späterer Schäden zu verringern. Um die Heizwirkung zu verstärken, befeuchten Sie das Innenmaterial des Gurtes vor der Anwendung.

**WARNUNG:** Dieses Produkt enthält starke Magnetfelder, die für Menschen mit Herzschrittmachern schädlich sein können. Verwenden Sie den Gurt nicht länger als 2 Stunden pro Tag. Es wird empfohlen, den erhitzten Bereich alle 15 Minuten zu überprüfen. Bei Rötung, Reizung oder Unwohlsein entfernen Sie den Gurt sofort. Bei anhaltenden Schmerzen im erhitzten Bereich ist eine genaue Diagnose erforderlich. Konsultieren Sie einen Arzt, um die Sicherheit der Nutzung zu gewährleisten. Verwenden Sie den Gurt nicht während des Schlafs, in der Nähe von Wärmequellen oder bei körperlicher Aktivität. Vermeiden Sie zusätzlichen Druck auf den Gurt. Sorgen Sie für ausreichende Luftzirkulation um den Gurt. Bei Hautverfärbungen brechen Sie die Anwendung sofort ab. Nicht geeignet für Kinder, ältere Menschen oder Personen, die den Gurt nicht selbstständig verwenden können. Nicht auf gereizter oder beschädigter Haut verwenden.

Verwenden Sie das Produkt nicht in Kombination mit Cremes auf der Haut oder bei rheumatoider Arthritis, schlechter Durchblutung, Nervenschäden, sensorischen Störungen, Hauterkrankungen, Gefäßerkrankungen (z. B. Raynaud-Syndrom), Diabetes oder Schwangerschaft. Nur zur äußerlichen Anwendung. Verwenden Sie den Gurt nicht, wenn Sie allergisch gegen Latex sind. Die Verpackung enthält natürlichen Latex, der Hautallergien auslösen kann. Plastiktüten können gefährlich sein. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese von Kindern und Säuglingen fern.

**Waschanleitung:** Nur Handwäsche. Kein Bleichmittel verwenden. An der Luft trocknen lassen. Nicht bügeln. Nicht chemisch reinigen.

**Material:** 50% Baumwolle, 50% Polyester.

---

### **CZ - Samoohřívací Nástavec na Krk s Turmalínem**

**NÁVOD K POUŽITÍ:** Omotejte pás kolem krku tak, aby světlejší strana směřovala dovnitř, a ujistěte se, že pás neomezuje pohyb. Ujistěte se, že vybraná část těla je uvolněná a volná, aby se snížilo riziko poškození. Pro zesílení hřejivého efektu navlhčete vnitřní materiál pásu před použitím.

**UPOZORNĚNÍ:** Produkt obsahuje silná magnetická pole, která mohou být nebezpečná pro osoby s kardiostimulátorem. Nepoužívejte pás déle než 2 hodiny denně. Doporučuje se kontrolovat zahřívanou oblast každých 15 minut. Pokud se objeví zarudnutí, podráždění nebo nepohodlí, pás okamžitě sejměte. V případě přetrvávající bolesti v zahřívané oblasti je důležité získat přesnou diagnózu. Konzultujte použití s lékařem. Nepoužívejte pás během spánku, v blízkosti zdrojů tepla nebo při cvičení. Zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu kolem pásu. Pokud dojde ke změně barvy kůže, okamžitě přestaňte pás používat. Nevhodné pro děti, starší osoby a osoby neschopné samostatného použití pásu. Nepoužívejte na podrážděnou nebo poškozenou kůži.

Nepoužívejte tento produkt spolu s krémy na kůži ani v případě revmatoidní artritidy, špatného krevního oběhu, poškození nervů, senzorických poruch, kožních nemocí, cévních poruch (např. Raynaudova choroba), cukrovky nebo těhotenství. Pouze pro vnější použití. Nepoužívejte pás, pokud jste alergičtí na latex. Obal produktu obsahuje přírodní latexovou gumu, která může vyvolat alergické reakce. Plastové obaly mohou být nebezpečné. Aby se předešlo riziku udušení, uchovávejte je mimo dosah dětí a kojenců.

**Pokyny pro praní:** Perte ručně. Nepoužívejte bělidla. Sušte zavěšením. Nežehlete. Nečistěte chemicky.

**Materiál:** 50 % bavlna, 50 % polyester.

---

### **SK - Samoohrevný Turmalínový Pás na Krk**

**NÁVOD NA POUŽITIE:** Omotajte pás okolo krku tak, aby svetlejšia strana smerovala dovnútra, a uistite sa, že pás neobmedzuje pohyb. Uistite sa, že vybraná časť tela je uvoľnená a voľná, aby sa znížilo riziko možného poškodenia. Na zvýšenie hrejivého efektu pred použitím navlhčite vnútorný materiál pásu.

**UPOZORNENIE:** Produkt obsahuje silné magnetické polia, ktoré môžu byť nebezpečné pre osoby s kardiostimulátorom. Nepoužívajte pás dlhšie ako 2 hodiny denne. Odporúča sa kontrolovať zohrievanú oblasť každých 15 minút. Ak sa objaví začervenanie, podráždenie alebo nepohodlie, pás okamžite zložte. Pri pretrvávajúcej bolesti v zohrievanej oblasti je dôležité získať presnú diagnózu. Konzultujte bezpečnosť použitia s lekárom. Nepoužívajte pás počas spánku, v blízkosti zdrojov tepla alebo počas cvičenia. Zabezpečte dostatočnú cirkuláciu vzduchu okolo pásu. Ak dôjde k zmene farby pokožky, okamžite prerušte používanie. Nevhodné pre deti, staršie osoby a osoby neschopné samostatného používania pásu. Nepoužívajte na podráždenú alebo poškodenú pokožku.

Nepoužívajte produkt spolu s krémami aplikovanými na pokožku alebo pri reumatoidnej artritíde, slabej cirkulácii, poškodení nervov, senzorických poruchách, kožných ochoreniach, cievnych ochoreniach (napr. Raynaudova choroba), cukrovke alebo tehotenstve. Len na vonkajšie použitie. Nepoužívajte pás, ak ste alergický na latex. Obal produktu obsahuje prírodnú latexovú gumu, ktorá môže spôsobiť alergické reakcie. Plastové obaly môžu byť nebezpečné. Aby ste predišli riziku udusenía, uchováajte ich mimo dosahu detí a dojčiat.

**Pokyny na pranie:** Perte ručne. Nepoužívajte bielidlá. Sušte zavesením. Nežehlite. Nečistite chemicky.  
**Materiál:** 50 % bavlna, 50 % polyester.

---

#### **HU - Önmelegítő Turmalinos Nyaköv**

**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:** Tekerje a nyakára úgy, hogy a világosabb oldal befelé nézzen, és győződjön meg róla, hogy az öv nem akadályozza a mozgást. Ügyeljen arra, hogy az érintett testrész laza és szabad legyen, ezzel csökkentve a későbbi sérülések kockázatát. A melegítő hatás fokozása érdekében nedvesítse meg az öv belső anyagát használat előtt.

**FIGYELMEZTETÉS:** A termék erős mágneses mezőket tartalmaz, amelyek károsak lehetnek a szívritmus-szabályozóval élő személyekre. Ne használja az övet napi 2 óránál tovább. Ajánlott 15 percenként ellenőrizni a melegített területet. Ha bőrpír, irritáció vagy kellemetlenség jelentkezik, azonnal távolítsa el az övet. Tartós fájdalom esetén fontos az orvosi diagnózis felállítása. Konzultáljon orvosával a termék használatának biztonságáról. Ne használja az övet alvás közben, hőforrások közelében vagy edzés közben. Kerülje az övre gyakorolt további nyomást. Biztosítsa a megfelelő levegőkeringést az öv körül. Ha bőrszínváltozást tapasztal, azonnal hagyja abba a használatot. Nem alkalmas gyermekek, idősek és azok számára, akik önállóan nem tudják használni az övet. Ne használja irritált vagy sérült bőrön.

Ne használja a terméket bőrápoló krémekkel együtt, vagy reumás ízületi gyulladás, rossz vérkeringés, idegkárosodás, érzékszervi zavarok, bőrbetegségek, érbetegségek (pl. Raynaud-kór), cukorbetegség vagy terhesség esetén. Kizárólag külső használatra. Ne használja az övet, ha allergiás a latexre. A termék csomagolása természetes latex gumit tartalmaz, amely allergiás bőrreakciókat okozhat. A műanyag csomagolások veszélyesek lehetnek. Fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa távol gyermekektől és csecsemőktől.

**Mosási Utasítások:** Kézi mosás. Ne használjon fehérítőt. Akassza fel szárításhoz. Ne vasalja. Ne tisztítsa vegyileg.

**Anyag:** 50% pamut, 50% poliészter.

---

#### **RO - Centură pentru Gât cu Turmalină, Autoîncălzitoare**

**INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:** Înveliți centura în jurul gâtului, cu partea mai deschisă orientată spre interior, asigurându-vă că aceasta nu restricționează mișcările. Asigurați-vă că zona corpului selectată este relaxată și liberă, pentru a reduce riscul de deteriorare ulterioară. Pentru a spori efectul de încălzire, umeziți materialul interior al centurii înainte de utilizare.

**AVERTISMENT:** Produsul conține câmpuri magnetice puternice care pot fi dăunătoare persoanelor cu stimulative cardiace. Nu folosiți centura mai mult de 2 ore pe zi. Se recomandă verificarea zonei încălzite la fiecare 15 minute. Dacă apar roșeață, iritații sau disconfort, scoateți centura imediat. În cazul durerilor persistente în zona încălzită, este esențial un diagnostic corect. Consultați un medic pentru a verifica siguranța utilizării produsului. Nu utilizați centura în timpul somnului, în apropierea surselor de căldură sau în timpul exercițiilor fizice. Evitați presiunea suplimentară asupra centurii. Asigurați o circulație adecvată a aerului în jurul centurii. Dacă apar modificări de culoare a pielii, întrerupeți utilizarea imediat. Nu este potrivită pentru copii, persoane în vârstă sau persoane care nu pot folosi centura în mod independent. Nu folosiți pe pielea iritată sau deteriorată.

Nu utilizați produsul împreună cu creme aplicate pe piele sau în caz de artrită reumatoidă, circulație slabă, leziuni ale nervilor, tulburări senzoriale, boli de piele, tulburări vasculare (ex. boala Raynaud), diabet sau sarcină. Doar pentru uz extern. Nu folosiți centura dacă sunteți alergic la latex. Ambalajul produsului conține cauciuc natural din latex care poate provoca reacții alergice cutanate. Ambalajele din plastic pot fi periculoase. Pentru a evita riscul de sufocare, păstrați-le departe de copii și sugari.

**Instrucțiuni de Spălare:** Spălați manual. Nu folosiți înălbitori. Uscați prin atârănare. Nu călcați. Nu curățați chimic.

**Materiál:** 50% bumbac, 50% poliester.

---

#### **BG - Самозагриващ Турмалинов Колан за Врат**

**ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:** Увийте колана около врата с по-светлата страна към кожата, като се уверите, че коланът не ограничава движенията. Убедете се, че избраната зона на тялото е отпусната и свободна, за да се намали рискът от по-късни наранявания. За засилване на затоплящия ефект, навлажнете вътрешния материал на колана преди употреба.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Продуктът съдържа силни магнитни полета, които могат да бъдат вредни за хора с пейсмейкъри. Не използвайте колана за повече от 2 часа на ден. Препоръчва се проверка на затопляната зона на всеки 15 минути. Ако се появи зачервяване, дразнене или дискомфорт, незабавно свалете колана.

В случай на постоянна болка в затопляната зона е важно да получите точна диагноза. Консултирайте се с лекар относно безопасността на употребата на продукта. Не използвайте колана по време на сън, в близост до източници на топлина или по време на физическа активност. Избягвайте прилагането на допълнителен натиск върху колана. Осигурете достатъчна циркулация на въздуха около колана. Ако се появи промяна в цвета на кожата, незабавно прекратете употребата. Не е подходящ за деца, възрастни хора или хора, които не могат да използват колана самостоятелно. Не използвайте върху раздразнена или увредена кожа.

Не използвайте продукта заедно с кремове, нанесени върху кожата, или при ревматоиден артрит, лошо кръвообращение, увреждане на нервите, сензорни нарушения, кожни заболявания, съдови заболявания (напр. болест на Рейно), диабет или по време на бременност. Само за външна употреба. Не използвайте колана, ако сте алергични към латекс. Опаковката на продукта съдържа естествен латекс, който може да предизвика кожни алергични реакции. Пластмасовите опаковки могат да бъдат опасни. За да избегнете риск от задушаване, дръжте ги далеч от деца и бебета.

**Инструкции за пране:** Ръчно пране. Не използвайте избелващи препарати. Сушете на простор. Не гладете. Не почиствайте химически.

**Материал:** 50% памук, 50% полиестер.

---

#### **FI - Itseään Lämmittävä Turmaliinikaulavyö**

**KÄYTTÖOHJEET:** Kiedo vyö kaulan ympärille niin, että vaaleampi puoli on ihoa vasten. Varmista, ettei vyö rajoita liikkeitäsi. Tarkista, että käsiteltävä alue on rento ja esteetön, jotta vältät myöhemmät vahingot. Tehostaaksesi lämmitystehoa, kostuta vyön sisäpuoli ennen käyttöä.

**VAROITUS:** Tuote sisältää voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat olla haitallisia sydämentahdistimen käyttäjille. Älä käytä vyötä yli 2 tuntia päivässä. Suosittelemme tarkistamaan lämmitettävän alueen 15 minuutin välein. Jos ilmenee punoitusta, ärsytystä tai epämukavuutta, poista vyö heti. Jos lämmitettävällä alueella esiintyy jatkuvaa kipua, on tärkeää saada tarkka diagnoosi. Keskustele lääkärin kanssa tuotteen turvallisesta käytöstä. Älä käytä vyötä nukkuessasi, lähellä lämmönlähteitä tai liikunnan aikana. Vältä lisäpaineen kohdistamista vyöhön. Varmista riittävä ilmanvaihto vyön ympärillä. Jos iho muuttaa väriä, lopeta käyttö välittömästi. Ei sovellu lapsille, vanhuksille tai henkilöille, jotka eivät voi käyttää vyötä itsenäisesti. Älä käytä ärtyneellä tai vaurioituneella iholla.

Älä käytä tuotetta yhdessä iholle levitettyjen voiteiden kanssa tai jos sinulla on reumaattinen niveltulehdus, heikko verenkierto, hermovaurioita, aistihäiriöitä, ihosairauksia, verisuonihäiriöitä (esim. Raynaud'n tauti), diabetes tai olet raskaana. Vain ulkoiseen käyttöön. Älä käytä vyötä, jos olet allerginen lateksille. Tuotteen pakkauksessa on luonnonkumilateksia, joka voi aiheuttaa ihoallergioita. Muovipussit voivat olla vaarallisia. Tukehtumisriskin välttämiseksi pidä ne lasten ja vauvojen ulottumattomissa.

**Pesuohjeet:** Käsinpesu. Älä käytä valkaisuaineita. Kuivata ripustamalla. Älä silitä. Älä kemiallisesti puhdistaa.

**Materiaali:** 50% puuvilla, 50% polyesteri.