

The ellax logo, featuring a stylized infinity symbol followed by the word "ellax" in a lowercase, sans-serif font.

MASSAGEPISTOLE

GEBRAUCHSANWEISUNG

DE, GB, IT, ES, FR

ALLGEMEINE HINWEISE

Lieferumfang

- 1x Massagepistole
- 11x Massageköpfe
- 1x Netzteil inkl. Ladekabel
- 1x Tragetasche
- 1x Gebrauchsanweisung

Technische Daten

- Leistung: 20-30W
- Spannung: 24V DC
- Frequenz: 50-60Hz
- Aufladezeit: ca. 2 Stunden
- Laufzeit: ca. 4-6 Stunden
- Geschwindigkeit: 1 100-3500rpm
- Batterie: 2600mAh
- Lautstärke: 45-55Db

Produktdaten

- Maße: 25.12 x 24.4 x 5.1 cm
- Gewicht: 1.1 kg
- Material: Aluminium + PP + ABS + EVA
- Farbe: Schwarz

Von den hier gezeigten Aufsätzen werden der Massagepistole 11 Stück beigelegt.



- 1. Flacher Kopf**
geeignet für große
Körperflächen, wie
z. B.: Hüften, Beine etc.



- 2. U-förmiger Kopf**
geeignet für beide
Seiten der Wirbelsäule.



- 3. Lotus Kopf**
geeignet für
Fußsohlen.



- 4. Runder Kopf**
kann für die Schulter
und den Nacken
verwendet werden.




- 5. Schaufel Kopf**
geeignet für die
Wirbelsäule.



- 6. Keulen Kopf**
geeignet für große
Muskelpartien, wie
z. B.: Hüften, Beine etc.



- 7. T-Kopf**
geeignet für
Rückenmuskulatur.



- 8. Dreibacken Kopf**
geeignet für Arme
und Hände.



- 9. Zylindrischer Kopf**
kann für lokale Schmerzpunkte
oder kleine Muskelgruppen
verwendet werden.



- 10. 5-Arm Kopf**
kann bei Muskelvorwölbungen,
z. B. der Wadenmuskulatur,
eingesetzt werden.



- 11. Pilz Kopf**
geeignet für den
Brustmuskel, die Schulter
und den Nacken.



Anwendungsbereich

- Vor oder nach dem Sport
- Bei Muskelverspannungen
- Zur Entspannung

Verwendung der Massagepistole

1. Stellen Sie sicher, dass der Akku der Massagepistole aufgeladen ist.
2. Stecken Sie den gewünschten Aufsatz auf.
3. Schalten Sie das Gerät mithilfe des LCD Touch Displays ein.
4. Stellen Sie mithilfe des LCD Touch Displays den Schnelligkeits- und Zeitmodus ein, indem Sie „+“ oder „-“ drücken.
5. Halten Sie die Massagepistole am Silikon Griff fest.
6. Massieren Sie die gewünschte Körperstelle.

Hinweise zur Entnahme des Akkus

Bauen Sie den Akku nur zur Entsorgung des Gerätes aus. Bevor Sie den Akku entfernen, stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht an einer Steckdose eingesteckt ist und, dass der Akku vollständig entleert wurde. Treffen Sie angemessene Sicherheitsmaßnahmen, wenn Sie das Gerät mithilfe von Werkzeugen öffnen und den Akku entsorgen.

1. Prüfen Sie, ob an der Vorder- oder Rückseite des Gerätes Schrauben vorhanden sind. Wenn ja, bauen Sie diese aus.
2. Bauen Sie die hintere/vordere Geräteabdeckung mithilfe eines Schraubendrehers aus. Bauen Sie, soweit vorhanden, weitere Abdeckungen und Teile aus, bis Sie die Platine mit dem Akku sehen können.
3. Entnehmen Sie den Akku.

Warnhinweise

Zur Aufladung des Akkus verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Netzteil.

Schneiden Sie das Netzteil niemals auf, um einen anderen Stecker anzubringen, da dies zu einer bedrohlichen Situation führen kann.

Öffnen Sie das Gerät nicht, um den Akku zu ersetzen. Verwenden Sie das Netzteil nicht an oder in der Nähe von Wandsteckdosen, die einen elektrischen Lüfterfrischer enthalten, um irreparable Schäden am Netzteil zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig, um die korrekte und sichere Installation, Nutzung und Funktion des Produkts sicherzustellen und bewahren Sie diese zur späteren Verwendung auf.

Schalten Sie die Stromversorgung vor Wartungs- und Reparaturarbeiten stets ab.

Elektronische und elektrische Produkte sind stets von Wasser und anderen Flüssigkeiten fernzuhalten es sei denn, der Artikel ist ausdrücklich für die entsprechende Verwendung geeignet.

Verpackungsmaterialien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Warnhinweis

Achtung, Strangulationsgefahr! Für Babys und Kleinkinder können lose Kabel ein Risiko für Strangulation bedeuten.

Stellen Sie daher sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß, fest und sicher angebracht worden sind. Halten Sie Babys und Kleinkinder, aber auch Haustiere von Kabeln fern!

Entsorgungsbestimmungen für Elektronik



Befindet sich dieses Symbol auf dem Gerät, informieren Sie sich bitte über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Richten Sie sich bitte nach den geltenden Bestimmungen in Ihrem Land und entsorgen Sie Altgeräte nicht im Hausabfall.

Gewährleistung

Hiermit gewährleisten wir, dass dieses Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Es gilt die gesetzliche Gewährleistungspflicht.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt wurde ausschließlich für den Hausgebrauch entwickelt, nicht für die kommerzielle, gewerbliche oder industrielle Nutzung.

Haftungsausschluss

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch eine falsche oder unsachgemäße Verwendung des Produktes entstehen.

Pflegehinweise

Das Produkt ist mit einem trockenen Reinigungstuch zu pflegen. Verzichten Sie auf Scheuer- oder Lösungsmittel und vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten.

GB MASSAGE GUN · INSTRUCTIONS FOR USE

GENERAL INFORMATION

Scope of delivery

- 1 x Massage gun
- 11x Massage heads
- 1 x Power supply unit including charging cable
- 1 x Bag
- 1 x Instructions for use

Technical data

Power:	20-30W
Voltage :	24V DC
Frequency:	50-60Hz
Charging time:	ca. 2 hours
Operating time:	ca. 4-6 hours
Speed:	1 100-3500rpm
Battery:	2600mAh
Volume:	45-55Db

Product data

Dimensions:	25.12 x 24.4 x 5.1 cm
Weight:	1.1 kg
Material:	Aluminium + PP + ABS + EVA
Colour:	Black

11 of the attachments shown here are included with the massage gun.



- 1. Flat head**
suitable for large areas of the body, such as hips, legs etc.



- 2. U-shaped head**
suitable for both sides of the spine.



- 3. Lotus head**
suitable for the soles of the feet.



- 4. Round head**
can be used for the shoulder and neck.




- 5. Shovel head**
suitable for the spine.



- 6. Club head**
suitable for large muscle groups, such as hips, legs etc.



- 7. T-head**
suitable for back muscles.



- 8. Three-jaw head**
suitable for arms and hands.



- 9. Cylindrical head**
can be used for local pain points or small muscle groups.



- 10. 5-arm attachment**
can be used for muscle protrusions, e.g. calf muscles.



- 11. Mushroom head**
suitable for pectoral muscles, shoulder and neck.



When to use

- Before or after sport
- If experiencing muscle tension
- To relax

How to use the massage gun

1. Ensure that the massage gun battery is charged.
2. Insert the desired attachment.
3. Turn on the device using the LCD touch display.
4. Set the speed and time using the LCD touch display by pressing '+' or '-'.
5. Hold the massage gun by the silicone handle.
6. Massage the area of the body to be treated.

Instructions for battery removal

Only remove the battery when disposing of the device. Before removing the battery, ensure that the device is not plugged in and that the battery is completely empty. Take the necessary precautions when using tools to open the device and when disposing of the battery.

1. Check whether any screws are inserted to the front or rear of the device. If so, unscrew them.
2. Detach the back/front device cover using a screwdriver. Dismantle any other covers and parts until the circuit board containing the battery is visible.
3. Remove the battery.

Warning information

To charge the battery, only use the power supply unit provided with the delivery.

Never cut open the power supply unit in order to attach a different socket as this can be dangerous.

Do not open the device to replace the battery. Do not use the power supply unit in or near wall sockets containing electric air fresheners as these can cause irreparable damage to the power supply unit.

Safety instructions:

Carefully follow these instructions to ensure the correct and safe installation, use and function of the product. Store them in a safe place for future reference.

Always switch off the power supply before carrying out any maintenance or repair work.

Keep all electronic and electrical products away from water and other liquids unless the item is specifically intended for such use.

Keep packaging out of the reach of children.

Warning

Attention, risk of suffocation!
Loose cables present a suffocation hazard for babies and toddlers. Therefore, ensure that all cables are firmly and securely attached. Keep babies, toddlers and pets away from cables!

Disposal guidelines for electronics

 If this symbol is found on the device, please observe your local regulations for the disposal of electrical and electronic products. Please observe the applicable regulations in your country, and do not dispose of disused equipment in domestic waste.

Guarantee

We hereby guarantee that this product is free from material and processing defects. This guarantee is valid for two years if the defective product is returned to Amazon within 30 days.

Intended use

This product is intended for household use only and is not designed for commercial or industrial use.

Disclaimer

We accept no liability for damages which may arise as a result of incorrect or improper use of this product.

Care instructions

Clean the product using a dry cloth. Do not use any abrasives or detergents and avoid contact with liquids.

NOTE GENERALI

Fornitura

- 1 x pistola massaggiante
- 11 x testine di massaggio
- 1 x alimentatore, incl. cavo di ricarica
- 1 x custodia
- 1 x istruzioni per l'uso

Specifiche tecniche

- Potenza: 20-30W
- Tensione: 24V DC
- Frequenza: 50-60Hz
- Tempo di ricarica: circa 2 ore
- Autonomia: circa 4-6 ore
- Velocità: 1 | 100-3500rpm
- Batteria: 2600mAh
- Volume: 45-55Db

Dati del prodotto

Dimensioni: 25,12 x 24,4 x 5,1 cm

Peso: 1,1 kg

Materiale: Alluminio + PP + ABS + EVA

Colore: Nero

Degli adattatori sotto rappresentati, 11 saranno aggiunti al massaggiatore



1. Adattatore piatto
adatto a grandi aree
corporee, per esempio
fianchi, gambe etc.



2. Adattatore ad U
adatto ad ambedue
le parti della colonna
vertebrale.



3. Adattatore
a fiore di loto
adatto alle piante
dei piedi.



4. Adattatore tondo
può essere utilizzato
per le spalle e il collo.



5. Adattatore a pala
adatto per la
colonna vertebrale.



6. Adattatore a clava
adatto per grandi
muscoli, per esempio ai
fianchi, alle gambe etc.



7. Adattatore a T
adatto alla muscola-
tura della schiena.



8. Adattatore a tre teste
adatto a braccia e mani.



9. Adattatore cilindrico
può essere utilizzato per
punti di dolore locale o
piccoli muscoli.



10. Adattatore a cinque teste
può essere utilizzato per
rigonfiamenti dei muscoli,
per esempio ai polpacci.



11. Adattatore a fungo
adatto per la muscolatura
di petto, spalle e collo.



Campo di applicazione

- Prima o dopo lo sport
- In caso di tensione muscolare
- Relax

Utilizzo della pistola massaggiante

1. Assicurarsi che la batteria della pistola massaggiante sia carica.
2. Inserire la testina desiderata.
3. Accendere l'apparecchio con l'aiuto del display LCD touch.
4. Utilizzare il display LCD touch per impostare la velocità e la modalità tempo premendo .
5. Tenere la pistola massaggiante dall'impugnatura in silicone.
6. Massaggiare la parte del corpo desiderata.

Indicazioni per la rimozione della batteria

Rimuovere la batteria solo in caso di smaltimento dell'apparecchio. Prima di rimuovere la batteria, assicurarsi che l'apparecchio non sia collegato ad una presa elettrica e che la batteria sia completamente scarica. Adottare misure di sicurezza adeguate quando si apre il dispositivo con degli strumenti e si smaltisce la batteria.

1. Verificare se sono presenti delle viti sulla parte anteriore o posteriore del dispositivo. Se sì, rimuoverle.
2. Utilizzare un cacciavite per rimuovere il coperchio posteriore/anteriore del dispositivo. Rimuovere ulteriori coperture e parti, se presenti, finché non si riesce a vedere il circuito stampato con la batteria.
3. Rimuovere la batteria.

Avvertenze

Utilizzare solo l'alimentatore incluso nella fornitura per caricare la batteria.

Non tagliare mai l'alimentatore per collegare una spina diversa, poiché ciò può causare una situazione pericolosa.

Non aprire l'apparecchio per sostituire la batteria. Per evitare danni irreparabili all'adattatore di alimentazione, non utilizzarlo su o nelle vicinanze di prese che contengono deodoranti per ambienti elettrici.

Indicazioni di sicurezza

Seguire attentamente le istruzioni per garantire l'installazione, l'uso e il funzionamento corretti e sicuri del prodotto e conservarli per un futuro utilizzo. Disinserire sempre l'alimentazione prima di eseguire lavori di manutenzione e riparazione.

I prodotti elettronici ed elettrici devono essere sempre tenuti lontani da acqua e altri liquidi a meno che l'articolo non sia espressamente idoneo all'uso corrispondente.

Tenere i materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

Avviso

Attenzione, rischio di strangolamento! Per neonati e bambini piccoli, i cavi allentati possono rappresentare un rischio di strangolamento. Pertanto, assicurarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente, saldamente e in sicurezza. Tenere neonati e bambini piccoli, ma anche animali domestici, lontano dai cavi.

Norme di smaltimento per l'elettronica

 Se sul dispositivo è presente questo simbolo, informarsi sulle normative locali per lo smaltimento separato di prodotti elettrici ed elettronici. Si prega di agire in conformità con le normative in vigore nel proprio paese e di non smaltire i vecchi dispositivi con i rifiuti domestici.

Garanzia

Con la presente garantiamo che questo prodotto è esente da difetti di materiale e lavorazione. Questa garanzia è valida per due anni se l'articolo difettoso viene restituito ad Amazon entro 30 giorni.

Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

Questo prodotto è stato sviluppato solo per uso domestico, non per uso commerciale o industriale.

Esclusione di responsabilità

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni causati da un uso scorretto o improprio del prodotto.

Indicazioni per la manutenzione

Il prodotto va pulito con un panno asciutto. Non utilizzare abrasivi o solventi ed evitare il contatto con i liquidi.

INDICACIONES GENERALES

Volumen de suministro

- 1x pistola de masaje
- 11x cabezales de masaje
- 1x fuente de alimentación con cable de carga
- 1x bolsa de transporte
- 1x manual de instrucciones

Datos técnicos

- Potencia: 20-30W
- Tensión: 24V DC
- Frecuencia: 50-60Hz
- Tiempo de carga: aprox 2 horas
- Tiempo de funcionamiento: aprox 4-6 horas
- Velocidad: 1 100-3500rpm
- Batería: 2600mAh
- Volumen: 45-55Db

Datos del producto

- Dimensiones: 25.12 x 24.4 x 5.1 cm
- Peso: 1.1 kg
- Material: Aluminio+ PP + ABS + EVA
- Color: Negro

11 de los accesorios que se muestran aquí se incluyen con la pistola de masaje.



- 1. Cabeza plana**
apta para grandes zonas del cuerpo, como caderas, piernas etc.



- 2. Cabeza en forma de U**
adecuado para ambos lados de la columna vertebral.



- 3. Cabeza de loto**
adecuado para suelas.



- 4. Cabeza redonda**
se puede utilizar para el hombro y el cuello.




- 5. Cabeza de la pala**
adecuado para la columna vertebral.



- 6. Cabeza de palo**
adecuado para grupos de músculos grandes, como caderas, piernas etc.



- 7. Cabeza en T**
adecuado para los músculos de la espalda.



- 8. Cabeza de tres mandíbulas**
apto para brazos y manos.



- 9. Cabeza cilíndrica**
se puede utilizar para puntos de dolor locales o pequeños grupos de músculos.



- 10. Cabeza de 5 brazos**
se puede utilizar para abultamientos musculares, p. ej. los músculos de la pantorrilla.



- 11. Cabeza de hongo**
adecuado para el Músculos pectorales, el hombro y el cuello.



Aplicaciones

- Antes o después de realizar deporte
- En caso de tensión muscular
- Para relajarse

Uso de la pistola de masaje

1. Asegúrese de que la batería de la pistola de masaje está cargada.
2. Acople el accesorio deseado.
3. Encienda el aparato con la pantalla táctil LCD.
4. Ajuste el modo de velocidad y tiempo pulsando "+" o "-" en la pantalla táctil LCD.
5. Sujete la pistola de masaje por el mango de silicona.
6. Masajee la parte del cuerpo que desee.

Indicaciones sobre la extracción de la batería

La batería solo debe desmontarse para la eliminación del aparato. Antes de extraer la batería, asegúrese de que el aparato no está conectado a una toma de corriente eléctrica y que la batería está totalmente descargada.

Tome las medidas de seguridad adecuadas cuando utilice herramientas para abrir el aparato y eliminar la batería.

1. Compruebe si hay tornillos en la parte delantera o trasera del aparato. Si es así, retírelos.
2. Desmonte la cubierta trasera/delantera del aparato con un destornillador. Desmonte otras cubiertas y piezas, si las hay, hasta que pueda ver la placa con la batería.
3. Extraiga la batería.

Advertencias

Utilice únicamente la fuente de alimentación incluida en el volumen de suministro para cargar la batería.

Nunca corte el cable de la fuente de alimentación para acoplar otro conector, ya que esto puede dar lugar a una situación de peligro.

No abra el aparato para reemplazar la batería. No utilice la fuente de alimentación en o cerca de enchufes de pared que contengan un ambientador eléctrico para evitar daños irreparables a la fuente de alimentación.

Indicaciones de seguridad

Siga atentamente las instrucciones para garantizar la instalación, el uso y el funcionamiento correcto y seguro del producto y guárdelas para futuras consultas.

Desconecte siempre la fuente de alimentación antes de realizar trabajos de mantenimiento y reparación.

Mantenga siempre los productos electrónicos y eléctricos alejados del agua y otros líquidos, a no ser que el artículo esté específicamente diseñado para tal uso.

Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños.

Advertencia

Atención: ¡Peligro de estrangulación! Los cables sueltos pueden suponer un riesgo de estrangulación para bebés y niños de

corta edad. Asegúrese de que todos los cables se han colocado de forma correcta, fija y segura. ¡Mantenga a los bebés y a los niños de corta edad, así como a las mascotas, alejados de los cables!

Disposiciones para la eliminación de residuos electrónicos

 Si en el aparato se encuentra este símbolo, infórmese sobre las disposiciones locales para la eliminación por separado de productos eléctricos y electrónicos. Observe las disposiciones nacionales y no elimine los aparatos desechados con la basura doméstica.

Garantía

Por la presente, garantizamos que este producto está libre de defectos materiales y de fabricación. Esta garantía tiene una validez de dos años si el artículo defectuoso se devuelve a Amazon dentro de 30 días.

Uso previsto

Este producto se ha diseñado exclusivamente para uso doméstico, no para uso comercial, industrial ni minorista.

Exoneración de responsabilidad

No asumimos ninguna responsabilidad por daños causados por un uso indebido o incorrecto del producto.

Indicaciones de cuidado

El producto debe limpiarse con un paño de limpieza seco. No utilice disolventes ni productos abrasivos y evite el contacto con líquidos.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Contenu de la livraison

1x pistolet de massage
1x têtes de massage
1x bloc d'alimentation
incl. câble de chargement
1x sacoche
1x mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Puissance: 20-30W
Tension: 24V DC
Fréquence: 50-60Hz
Durée de chargement: env. 2 heures
Durée de fonctionnement: env. 4-6 heures
Vitesse: 1100-3500rpm
Batterie: 2600mAh
Volume sonore: 45-55Db

Caractéristiques du produit

Dimensions: 25,12 x 24,4 x 5,1 cm
Poids: 1,1 kg
Matériau: Aluminium + PP + ABS + EVA
Couleur: Noir

11 des accessoires illustrés ici sont inclus avec le pistolet de massage.



1. Tête plate
adaptée aux grandes zones du corps, telles que hanches, jambes etc.



2. Tête en forme de U
convient aux deux côtés de la colonne vertébrale.



3. Tête de lotus
adaptée à la plante des pieds.



4. La tête ronde
peut être utilisée pour l'épaule et le cou.




5. Tête de pelle
convient à la colonne vertébrale.



6. Tête de club
adaptée aux grands groupes musculaires, tels que Hanches, jambes etc.



7. Tête en T
adaptée pour Muscles du dos.



8. Tête à trois mâchoires
adaptée aux bras et aux mains.



9. Tête cylindrique
peut être utilisée pour les points douloureux locaux ou les petits groupes musculaires.



10. Tête à 5 bras
peut gonfler les muscles, par ex. les muscles du mollet.



11. Tête de champignon
adaptée au muscle pectoral, à l'épaule et au cou.



Champ d'application

- Avant ou après le sport
- En cas de tension musculaire
- Relaxation

Utilisation du pistolet de massage

1. Assurez-vous que la batterie du pistolet de massage est chargée.
2. Attachez l'embout souhaité.
3. Allumez l'appareil à l'aide de l'écran tactile LCD.
4. À l'aide de l'écran tactile LCD, réglez la vitesse et le temps en appuyant sur « + » ou « - ».
5. Tenez le pistolet de massage par la poignée en silicone.
6. Massez la partie du corps souhaitée.

Remarques sur le retrait de la batterie

Ne pas retirer la batterie, sauf pour la mise au rebut de l'appareil. Avant de retirer la batterie, assurez-vous que l'appareil n'est pas branché sur une prise de courant et que la batterie est complètement déchargée.

Prenez les mesures de sécurité nécessaires lorsque vous ouvrez l'appareil avec des outils et que vous mettez la pile au rebut.

1. Vérifiez s'il y a des vis à l'avant ou à l'arrière de l'appareil. Si oui, dévissez-les.
2. Retirez le couvercle arrière/avant à l'aide d'un tournevis. Retirez les autres couvercles et pièces, le cas échéant, jusqu'à ce que vous puissiez voir le circuit imprimé avec la batterie.
3. Sortez la batterie.

Avertissements

Utilisez uniquement le bloc d'alimentation inclus dans la livraison pour recharger la batterie.

N'interrompez jamais l'alimentation électrique pour brancher une autre prise ; cela pourrait entraîner une situation dangereuse.

N'ouvrez pas l'appareil pour remplacer la batterie. N'utilisez pas le bloc d'alimentation sur ou à proximité de prises murales contenant un désodorisant électrique afin d'éviter des dommages irréparables au bloc d'alimentation.

Consignes de sécurité

Suivez attentivement le mode d'emploi pour garantir une installation, une utilisation et un fonctionnement corrects et sûrs du produit et conservez-le pour référence ultérieure.

Coupez toujours l'alimentation électrique avant des travaux d'entretien et des réparations.

Les produits électroniques et électriques doivent être tenus à l'écart de l'eau et d'autres liquides à tout moment, sauf si l'article est spécifiquement conçu pour un tel usage.

Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

Avertissement

Attention, danger de strangulation! Pour les bébés et les jeunes enfants, les câbles peuvent présenter un risque de strangulation. Par conséquent, assurez-vous que tous les

câbles ont été correctement, fermement et solidement fixés. Gardez les bébés et les jeunes enfants, mais aussi les animaux domestiques éloignés des câbles!

Règles de mise au rebut des déchets électroniques

 Si ce symbole figure sur l'appareil, veuillez vous informer sur les réglementations locales relatives à la mise au rebut séparée des produits électriques et électroniques. Veuillez suivre la réglementation en vigueur dans votre pays et ne pas jeter les anciens appareils parmi les ordures ménagères.

Garantie

Nous garantissons par la présente que ce produit est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication. Cette garantie est valable deux ans si l'article défectueux est retourné à Amazon sous 30 jours.

Utilisation conforme

Ce produit est conçu pour un usage domestique uniquement, et non pour un usage commercial, industriel ou professionnel.

Clause de non-responsabilité

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation incorrecte ou inappropriée du produit.

Conseils d'entretien

Ce produit doit être nettoyé avec un chiffon de nettoyage à sec. N'utilisez pas d'abrasifs ou de solvants et évitez tout contact avec des liquides.

Lajd Concept GmbH
Greifweg 154
D-40549 Düsseldorf
Info@lajd-concept.com



We004 · LCMP001