

 Bluetooth®

BRAUN

ExactFit™ 5 Connect



BUA6350

Braun ExactFit™ 5 Connect

BUA6350

Upper arm blood pressure monitor

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
|  GB | English..... | 4 |
|  CZ | Česky..... | 13 |
|  DE | Deutsch..... | 22 |
|  DK | Dansk..... | 31 |
|  ES | Español..... | 40 |
|  FI | Suomi..... | 49 |
|  FR | Français..... | 58 |
|  GR | Ελληνικά..... | 67 |
|  HR | Hrvatski..... | 77 |
|  HU | Magyar | 86 |
|  IT | Italiano | 95 |
|  NL | Nederlands | 104 |
|  NO | Norsk..... | 113 |
|  PL | Polski..... | 122 |
|  PT | Portugués..... | 131 |
|  RO | Română..... | 140 |
|  SA | اللغة العربية..... | 157 |
|  SE | Svenska | 158 |
|  SI | Slovenčina..... | 167 |
|  SK | Slovenčina..... | 176 |
|  TR | Türkçe | 185 |

Product description



BUA6350




Fig. 1

GB English

Intended use and contraindications

This device is intended to be used by adults (+18 years old) to measure people's blood pressure that includes systolic, diastolic and heartbeat pulse rate. This device is to be used for intermittent measurements only. For home usage only.

The use of this blood pressure monitor is not intended as a substitute for a consultation with your doctor. This device has not been tested for and hence is not intended for neonatal and infant subjects, pregnant, including pre-eclamptic users.

What you should know about blood pressure

Blood pressure constantly changes throughout the day. It rises sharply in the early morning and declines during the late morning. Blood pressure rises again in the afternoon and finally drops to a low level at night. Also, it may vary in a short period of time. Therefore, readings from successive measurements can fluctuate.

This device will display your blood pressure reading referring to two values: systolic and diastolic through the principle of pressure oscillation. The systolic blood pressure (the upper number) indicates how much pressure your blood is exerting against your artery walls when the heart beats. The diastolic blood pressure (the lower number) indicates how much pressure your blood is exerting against your artery walls while the heart is resting between beats. The pulse value is also displayed after each measurement.

Blood pressure measured in a doctor's office only provides a momentary value. Repeated measurements at home better reflect one's actual blood pressure values under everyday conditions.

Moreover, many people have a different blood pressure when they measure at home because they tend to be more relaxed than when in the doctor's office. Regular blood pressure measurements taken at home can provide your doctor with valuable information on your normal blood pressure values under actual «everyday» conditions.

The ESH (European Society of Hypertension) and WHO (World Health Organisation) have set up the following standard blood pressure values when measured with a resting pulse at home:

| Blood pressure (mmHg) | Normal values | Grade 1 mild hypertension | Grade 2 moderate hypertension | Grade 3 severe hypertension |
|------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| SYS = systole (upper value) | up to 134 | 135-159 | 160-179 | ≥180 |
| DIA = diastole (lower value) | up to 84 | 85-99 | 100-109 | ≥110 |



Safety information and important precautions

To ensure accurate measuring results, read the complete instructions for use carefully.

People suffering from cardiac arrhythmia, vascular constriction, arteriosclerosis in the extremities, diabetes or users of cardiac pacemakers should consult their doctor before measuring their blood pressure themselves. Deviations in blood pressure values may occur in such cases.

If your blood pressure reading is in the severe hypertension range with values of 180 mmHg systolic and above, and/or 110 mmHg diastolic and above; and you find you have one or two readings in this range - please see your doctor straight away.

If you are under medical treatment or taking any medication, please consult your doctor first.

Avoid compression or restriction of the connection tubing. Continuous cuff pressure due to the connection tubing kinking can affect blood flow and cause possible injury to the user.

It is not recommended to use this device on the arm of the same side of the body on which the user had a mastectomy.

Measuring blood pressure too frequently can cause injury to the user due to blood flow interference.

It is not recommended to apply the cuff to a limb on which there is intravascular access or on which an arterio-venous (A-V) shunt is present. This can cause temporary interference of blood flow and potential injury to the user.

DO NOT apply the cuff over a wound as this can cause further injury.

It is not recommended to use the device while simultaneously using other medical electrical (ME) equipment on the same limb.

Key rules for accurate blood pressure measurement

Always take readings at the same time of day, under the same conditions.

Do not take a measurement within 30 minutes of smoking, drinking coffee or tea or any form of exertion. These factors will influence the measurement.

Ensure at least 5 minutes of quiet rest before measurements. If possible, it is recommended to rest 10 minutes before taking the measurement. Try to always use the same resting time before taking a measurement.

Always measure on the same arm. The left arm is recommended. Do not move or speak. Sit comfortably, keep your legs uncrossed and feet flat on the floor, back and arm supported.

Place the cuff in direct contact with the skin. Do not wrap the cuff over a jacket, sweater or shirt.

If you want to take multiple measurements, wait approximately 5 minutes before repeating a measurement.

Product description (See page 2-3)

1. Start button

2. Memory button

3. Date / time adjust button

4. Set button

5. Average button

6. User A / B switch

7. LCD display

8. Hose port

9. Connector

10. Arm cuff (supplied with 2 cuffs)

11. Air hose

12. Battery compartment cover (4 X 1.5V type AA (LR6) batteries)

Inserting batteries (See Fig. 2)

- Remove the battery compartment cover at the bottom of the unit and insert 4 AA LR6 alkaline batteries with correct polarity (see symbol in the battery compartment).

- Note: always re-set date and time after replacing new batteries to make sure the measurement results are stored with correct date and time.

Only discard empty batteries.

They should not be disposed of in the household waste, but at appropriate collection sites or at your retailer.




Fig. 2

Choosing the right cuff

For accurate measurement, it is important to choose the correct size cuff which best fits your upper arm. Choose the cuff size according to your arm circumference and make sure the bottom of the cuff is 2~3cm above your elbow.

- Small/Medium Cuff = 22~32cm arm circumference
- Large/XLarge Cuff = 32~42cm arm circumference
- This cuff is suitable for use if the <> mark falls within the <<ok range>> marked by two arrows when the cuff is tightened around your arm (Fig. 3).




Fig. 3

Applying the arm cuff

1. Slide the end of arm cuff furthest from the tube through the metal ring to a loop. The smooth cloth should be on the inside of the cuff.
2. Plug the air hose into the connector (Fig. 4).
3. If the cuff is located correctly, the velcro will be on the outside of the cuff and the metal ring will not touch the skin (Fig. 5).




Fig. 4




Fig. 5

4. Put your left arm through the cuff loop. The bottom of the cuff should be approximately (2~3 cm) above elbow (Fig. 6).
5. The tube should lie over the brachial artery on the inside of the arm (Fig. 7).




Fig. 6




Fig. 7





Fig. 8

6. Pull the cuff so that the top and bottom edges are tightened around your arm.
7. When the cuff is positioned properly, press the Velcro firmly against the pile side of the cuff.
8. Sit on a chair and place your arm on the table so that the cuff is at the same level as your heart (Fig. 8).

Braun ExactFit™ 5 Connect

Display BUA6350



How to select user A /user B

- Make sure the Product is in power off mode.
- Slide the user switch to user A or user B, the current user mode will flash on the LCD display.

The WHO/ESH indicator to evaluate blood pressure data

| | |
|----------|-----|
| RED > | !!! |
| ORANGE > | !! |
| YELLOW > | ! |
| GREEN > | ✓ |

This device has a blood pressure level indicator established according to WHO and the European Hypertension Society Guidelines (ESH). For every measurement displayed on the screen, the cursor will indicate the blood pressure level with the corresponding color code, from green to red. You can use this classification daily to guide you to understand your blood pressure level. If you are really concerned by the classification level, you should consult your doctor as soon as possible. If your blood pressure reading is in the severe hypertension range with values of 180 mmHg systolic or above, and/or 110 mmHg diastolic and above, and if you find you have one or two readings in this range - please see your doctor straight away.

Setting month, date and time

Braun Healthy Heart app will automatically update the date and time on the device when paired.

- a. Switch off the device for the date/time setting.
- b. Press set button (4) to start the year setting, then the "year" will blink on display. Press ▲ (3) to adjust year by 1 step.
- c. Press set button (4) to start the month setting, then the "month" will blink on display, user can press adjust ▲ (3) to adjust month by 1 step.
- d. Press set button (4) to start the day setting, then the "day" will blink on display, user can press adjust ▲ (3) to adjust day by 1 step.
- e. Press set button (4) to start the hour setting, then the "hour" will blink on display, user can press adjust ▲ (3) to adjust hour by 1 step.
- f. Press set button (4) to start the minute setting, then the "minute" will blink on display, user can press adjust ▲ (3) to adjust minute by 1 step.
- g. Press set button (4) to end all the date/time setting, all blinking stops.

Note: Holding the adjust button will scroll the value.

Taking a measurement

Wrap the cuff around the arm (see "applying the arm cuff" section above). CAUTION: Do not wrap the cuff too tightly, it is the best to easily insert a finger.

1. Sit upright on the chair to have a correct posture.
2. Press and release start button (1), date/time and current user will be displayed.
3. Set user A/B switch (6) to A for user A or B for user B, LCD display will show user A or B symbol.
4. Press and release the start button (1), all icons on display will be shown for 2 seconds. Air pressure will automatically pump up to certain pressure level and start measurement.
Do not move or talk in the midst of taking blood pressure measurement. During the measurement, keep your legs uncrossed and feet flat on the floor.
5. After the air pressure has increased, the pulse is detected, the heart rate symbol (heart) will start flashing.
6. LCD Display will show the results and WHO indicator arrow after measurement.

After using the device, turn it off by pressing the start button (1) or it will automatically turn off after 1 minute.

This device is not intended as a substitute for regular check-ups by your doctor, please continue to visit your doctor on a regular basis for a professional reading.

Connection to Smartphone and Braun Healthy Heart app


Your ExactFit™ 5 Connect can be connected by Bluetooth® to your Smartphone (iOS and Android) to download stored readings automatically. The device can upload up to 200 readings per user by using the Bluetooth memory.

Switch on the Bluetooth function on your Smartphone.

Make sure the Braun Healthy Heart app has been downloaded onto your Smartphone and the app is open.

If you are using the app for the first time, it will guide you in pairing your Braun ExactFit™ 5 Connect. If you already used the app before, go to the "Connect device" function available in the app menu and follow the instructions.

Once pairing is complete, the app will show a confirmation message.



Memory function

Your blood pressure monitor can store the latest 60 readings for each user.


Storing measurement data

After each blood pressure measurement, the systolic pressure, diastolic pressure, pulse rate and the time & date of specific day will be automatically stored. Memory #01 is always the most recent one. Once the memory is full, the oldest values will be overwritten.

Press memory button M (2) to review the stored data. The last memory data (sys/dia/pul) with measurement date/time, IHB and WHO indicator will show on LCD. Press memory button M (2) again to show the previous data. Ensure that the correct user; A or B, is selected before use.

Average function


Switch off and on the device. Press the average button (5) to show last 3 readings average on LCD.



Erasing data

Switch off the device, press and hold memory button M (2) for more than 5 seconds, LCD display will blink "dEL ALL". Ensure that the correct user; A or B, is selected before use.

Press memory button M (2) again, LCD will display "—" to show all the stored data of corresponding user have been deleted.



Irregular heart beat detector

The appearance of this symbol (heart with a line through it) signifies that a certain pulse irregularity was detected during the measurement. Talking, moving, shaking or an irregular pulse during the measurement can result in the appearance of this icon. Usually this is not a cause for concern, however if the symbol appears often, we recommend you seek medical advice. The device does not replace a cardiac examination, but serves to detect pulse irregularities at an early stage.

Low battery indicator

When the low battery indicator (battery icon) flashes on the display, it means the battery is low and the four batteries need to be replaced with alkaline LR6 (AA) batteries.

After replacing batteries, ExactFit™ 5 Connect will go into time-setting mode automatically.

Storage and cleaning

- Always keep the unit in the carrying case after its use.
- Do not put the item directly under the sunlight, in high temperature or humid and dusty places.
- Do not store in extremely low (less than -20°C) or high (more than 60°C) temperature.
- Use a piece of cloth with water or mild cleansing agent to clean the case and then use a piece of dry cloth to wipe it dry. Use a piece of dry cloth to wipe the cuff when it is dirty.
- Do not use any strong cleansers to clean it.
- When the unit is not to be used for a long time, remove the batteries. (Batteries may leak or cause harm).
- Do not modify the device. NEVER open the device! This will make the manufacturer's warranty invalid.



Troubleshooting

| Problem | Reason | Solution |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heart rate symbol | Appears in the measurement condition and flashes when pulse is detected | <ul style="list-style-type: none"> Measurement in progress, remain quiet. |
| Low battery indicator | Appears when the battery voltage is excessively low or the positions of the batteries are incorrect | <ul style="list-style-type: none"> Replace all four batteries with new ones. Insert the batteries in the correct positions. Be aware of +/- positions. |
| Measuring error | Appears when the accurate blood pressure and pulse could not be obtained | <ul style="list-style-type: none"> Press "start/stop" button again and remeasure. Check if cuff is wrapped according to instructions. Check that there are no kinks in tube. Check that hand is relaxed. Check if talking or moving during measurement. Check if posture is correct. |
| E0 | Measuring error | <ul style="list-style-type: none"> The pulse signals on the cuff are too weak. Re-position the cuff and repeat the measurement. |
| E1 | Pumping error | <ul style="list-style-type: none"> The cuff is not fastened properly. Re-position the cuff and repeat the measurement. |
| E2 | Out of Range Results Error | <ul style="list-style-type: none"> Relax for a while and repeat the measurement. Make sure the cuff is correctly positioned on your arm. |
| E3 | Pump time error | <ul style="list-style-type: none"> The cuff is not fastened properly. Re-fit the cuff, and take a measurement again. |
| E254 | Device internal error | <ul style="list-style-type: none"> Remove and then reinsert the batteries. If the problem persists, contact customer support. |
| E255 | Calibration error | <ul style="list-style-type: none"> Remove and then reinsert the batteries. If the problem persists, contact customer support. |
| E256 | An error occurred during the Bluetooth Firmware update | <ul style="list-style-type: none"> Device will automatically restart using the original Bluetooth firmware. Re-initiate the firmware download process or follow the on-screen instruction from Braun APP. |

Specifications

| | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Method of measurement | Oscillometric |
| Model number | BUA6350 |
| Range of measurement | Rated cuff pressure: 0mmHg~300mmHg Measurement pressure: SYS: 60~255mmHg DIA: 40~200mmHg Pulse value: 40-199 beat/minute |
| Accuracy | Pressure +/- 3 mmHg Pulse +/- 5 % Max. |
| Inflation | Deluxe automatic |
| Display | LCD with backlight |
| Sets of device memory | 60 sets per user |
| Sets of Bluetooth memory | 200 sets per user |
| Cuff size | Small cuff = 22-32cm arm circumference Large cuff = 32-42cm arm circumference |
| Operating temperature/humidity | +10 °C ~ +40 °C, 15%~85% R.H. |
| Storage and transport temperature/humidity | -20 °C ~ +60 °C, 15%~85% R.H. |
| Operating atmospheric pressure | 860-1060 hPa |
| Unit weight | Approximately 500gr (without batteries) |
| Power supply | Alkaline battery: 4 x AA (LR6) 1.5V |
| Battery life | 300 times measurement |
| Auto power off | Whenever not used for 1 minute |
| Accessories | 4 batteries, 2 arm cuffs with tube, instruction manual, quick reference guide, storage pouch |
| Wireless communication | Bluetooth® Smart Frequency Range: 2.4GHz ISM Band (2400 - 2483.5 MHz) Modulation: GFSK Effective radiated power: <20dBm 5 years. |
| Service life: | If the device is not used within the specified temperature, humidity and atmospheric pressure ranges, the technical accuracy of the measurement cannot be guaranteed. |
| Subject to change without notice. | |



Equipment type
BF applied parts



Read the operating instructions.



Operating temperature
+10 °C ~ +40 °C



Storage/transport temperature
-20 °C ~ +60 °C



Storage/operating humidity
15% ~ 85%



Medical device



Batch code



Serial number



Catalogue number



Authorized representative in the
European Community



Manufacturer



Date of manufacture



Keep it dry



Caution



Artery

IP22 Protected against solid foreign objects of 12.5 mm diameter and larger.
 Protected against water drops falling vertically when the device is tilted up to 15°.
CE 0297 This medical device carries the CE mark and is manufactured in conformity with RoHS Directive 2011/65/EU and other applicable directive and/or regulations as specified in the EU Declaration of Conformity.

Not suitable for use in the presence of flammable anaesthetic mixtures with air, oxygen or nitrous oxide. Continuous operation with short-time loading.

MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT needs special precautions regarding EMC.

For detailed description of EMC requirements visit www.hot-europe.com/support.

Portable and mobile RF communications equipment can affect medical electrical equipment.

Hereby, Kaz Europe Sárl, declares that the radio equipment type BUA6350 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address www.hot-europe.com/support.

 Please do not dispose of the product in the household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at your local retailer or at appropriate collection points provided in your country.

Inquiry

In Europe, any serious incident (e.g. death, life-threatening injury, surgical intervention,...) that has occurred in relation to this thermometer should be reported to Kaz Europe (see Helen of Troy Consumer Service Numbers) and to the competent authority of your member state.

The LOT and SN of your device are printed on the rating label on the back of the product. The first 3 numeric digits of the LOT No. represents the day of the year of manufacture. The next 2 numeric digits represent the last two numbers of the calendar year of manufacture and the letters at the end designate the manufacturer of the product. E.g. LOT 15614onb, this product was made on day 156, year 2014, at manufacturer identifier onb.

Guarantee

Please read all instructions before attempting to use this device. Please retain the receipt as proof of and date of purchase. The receipt must be presented when making any claim within the relevant warranty period. Any claim under the warranty will not be valid without a proof of purchase.

Your device is warranted for two years (2 years) from date of purchase.

This warranty covers defects in materials or workmanship that occur under normal use; defective devices meeting these criteria will be replaced free of charge.

The warranty DOES NOT cover defects or damage resulting from abuse or failure to follow the user instructions. The warranty becomes void if the device is opened, tampered with, or used with non-Braun branded parts or accessories, or if repairs are undertaken by unauthorised persons.

Accessories and consumables are excluded from any warranty.

For support requests, please visit www.helenoftroy.com/emea-en/support/ or find service contact information at the end of this owner's manual.

This warranty is applicable to Europe, Russia, Middle East and Africa only.

UK Only: This does not affect your consumer statutory rights.

CZ čeština

Zamyšlené použití a kontraindikace

Tento přístroj je určen pro dospělé (18 a více let) k měření krevního tlaku, včetně systolického a diastolického tlaku a tepové frekvence. Tento přístroj je určen pouze k občasnému měření. Pouze pro domácí použití.

Používání tohoto tlakoměru nemůže nahradit konzultaci s lékařem.

Tento přístroj nebyl vykoupen u novorozenců, kojenců, těhotných žen a preeklamptických matek a z tohoto důvodu pro ně není určen.

Co byste měli vědět o krevním tlaku

Během dne se krevní tlak neustále mění. Prudce se zvyšuje brzy ráno a během dopoledne pozvolna klesá. V průběhu odpoledne se opět zvýší a nakonec opět klesá na nízkou úroveň během noci. Může se také měnit v průběhu velmi krátkých časových období. To je důvod, proč mohou hodnoty získané při opakování měření kolísat.

Tento přístroj zobrazuje údaje o krevním tlaku na základě dvou hodnot: systolického a diastolického na principu oscilace tlaku. Systolický krevní tlak (horní číslo) ukazuje, jakým tlakem krev působí na stěnu tepny při srdečním stahu. Diastolický krevní tlak (spodní číslo) ukazuje, jakým tlakem krev působí na stěnu tepny, když je srdce ve fázi uvolnění mezi tepy. Po každém měření se také zobrazí hodnota pulzu.

Krevní tlak měřený v lékařské ordinaci je pouze okamžitou hodnotou. Opakování měření prováděná doma lépe odrážejí skutečné hodnoty tlaku při různých každodenních situacích.

Mnoho lidí má navíc krevní tlak odlišný od hodnot naměřených lékařem, měří-li si tlak sami, jelikož doma jsou mnohem uvolněnější než v ordinaci. Pravidelné domácí měření krevního tlaku může lékaři poskytnout cenné informace o skutečných každodenních hodnotách tlaku.

ESH (Evropská společnost pro hypertenzi) a Světová zdravotnická organizace (WHO) stanovily následující standardní hodnoty krevního tlaku měřeného v klidu doma:

| Krevní tlak (mmHg) | Normální hodnoty | Mírná hypertenze stupně 1 | Střední hypertenze stupně 2 | Těžká hypertenze stupně 3 |
|---------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| SYS = systola (horní hodnota) | do 134 | 135-159 | 160-179 | ≥180 |
| DIA = diastola (spodní hodnota) | do 84 | 85-99 | 100-109 | ≥110 |



Informace týkající se bezpečnosti a důležitá opatření

Aby byla zajistěna přesnost výsledků měření, pečlivě si přečtěte celý návod k použití.

Osoby, které mají srdeční arytmii, zúžené cévy, arteriosklerózu končetin, diabetes mellitus, kardiostimulátor, by se měly před samostatným měřením krevního tlaku poradit s lékařem, protože v takových případech může docházet k naměření odchylných hodnot krevního tlaku.

Pokud jsou vaše naměřené hodnoty krevního tlaku v rozmezí závažné hypertenze s hodnotami systolického tlaku 180 mmHg a výše a/nebo diastolického tlaku 110 mmHg a výše a v tomto rozmezí naměříte jednou nebo dvakrát – neprodleně navštivte svého lékaře.

Pokud se léčíte nebo užíváte jakékoli léčivé přípravky, poraďte se nejprve s lékařem.

Zabraně stlačení nebo příškrcení připojovací hadičky. Nepřetržitý tlak manžety způsobený překroucením připojovací hadičky může ovlivnit průtok krve a způsobit uživateli zranění.

Nedoporučuje se používat tento přístroj na paži na stejně straně těla, kde byla provedena mastektomie. Příliš časté měření krevního tlaku může způsobit zranění kvůli povaze krevního toku.

Nedoporučuje se dávat manžetu na končetinu, kde je zaveden intravaskulární přístup nebo je vytvořen arteriovenózní (A-V) zkrat. Může způsobit dočasnou poruchu krevního toku a potenciální zranění uživateli.

NEDÁVEJTE manžetu na ránu, protože tím můžete způsobit další zranění.

Nedoporučuje se používat přístroj zároveň s jiným zdravotnickým elektrickým přístrojem na stejně koncetině.

Základní pravidla pro přesné měření krevního tlaku

Měřte vždy ve stejnou denní dobu a vždy za stejných podmínek.

Měření neprovádějte během 30 minut po koulení, pití kávy či čaje či fyzické námaze. Tyto faktory mají na měření vliv.

Před každým měřením zajistěte alespoň 5 minut v klidu a tichu. Doporučená doba klidu před měřením je 10 minut, je-li to možné. Snažte se používat stejnou dobu klidu před každým měřením.

Vždy měřte na stejně paži. Doporučujeme levou paži. Nehýbejte se ani nemluvte. Pohodlně se posadte, nekřížte nohy a dejte chodidla na podlahu. Opřete se a dějte ruce na područky.

Nasadte manžetu tak, aby byla v přímém kontaktu s kůží. Manžetu nenasazujte přes bundu, svetr nebo košili.

Pokud chcete provést více měření, počkejte přibližně 5 minut a teprve potom měření opakujte.

Popis výrobku (viz str. 2-3)

1. Tlačítko Start 
2. Tlačítko Paměť 
3. Tlačítko pro úpravu data a času 
4. Tlačítko Nastavení 
5. Tlačítko Průměr 
6. Přepínač mezi uživatelem A a B
7. LCD displej
8. Port hadičky
9. Konektor

10. Manžeta na paži (součástí dodávky jsou 2 manžety)

11. Vzduchová hadička

12. Kryt prostoru pro baterie (4 x 1,5 V baterie typu AA (LR6))


Vložení baterií (viz obr. 2)

Sejměte kryt prostoru pro baterie ve spodní části přístroje a vložte 4 alkalické baterie AA LR6 se správnou polaritou (viz symbol v prostoru pro baterie).

• Poznámka: po každé výměně baterií znova nastavte datum a čas, aby byly výsledky měření uloženy se správným datem a časem.

 Vyberte baterie zlikvidujte.

Nesmí se likvidovat spolu s běžným domovním odpadem, ale je nutné je odevzdát do sběrného střediska nebo maloobchodníkovi.




Obr. 2

Výběr správné manžety

Aby bylo měření přesné, je důležité zvolit správnou velikost manžety odpovídající horní části vaší paže. Velikost manžety zvolte tak, aby odpovídala obvodu paže – spodní okraj manžety musí být 2 až 3 cm nad loktem.


- Malá/středně velká manžeta = obvod paže 22~32 cm
- Velká/extra velká manžeta = obvod paže 32~42 cm
- Manžeta je připravena k použití, pokud je po přitáhnutí značka <> v pásmu označeném dvěma šípkami <<ok range>> (obr. 3).




Obr. 3

Nasazení manžety

1. Uchopte konec manžety vzdálenější od hadičky a protáhněte jej kovovou přezkou tak, aby vznikla smyčka. Hladká plocha manžety musí být uvnitř manžety.
2. Zapojte vzduchovou hadičku do konektoru (obr. 4).
3. Pokud je manžeta umístěna správně, suchý zip bude vně manžety a kovová přezka se nebude dotýkat kůže (obr. 5).




Obr. 4




Obr. 5


4. Navléče smyčku manžety na levou paži. Spodní okraj manžety musí být přiblížen 2 až 3 cm nad loktem (obr. 7).
5. Hadička musí ležet na pažní tepně na vnitřní straně paže (Fig. 7).



Obr. 6



Obr. 7




Obr. 8

6. Přitáhněte manžetu tak, aby její horní a dolní okraj těsně obemkl paži.
7. Jakmile je manžeta správně umístěna, přitiskněte suchý zip pevně na stranu manžety s vlasem.
8. Sedněte si na židli a položte paži na stůl tak, aby byla manžeta na úrovni srdece (obr. 8).

Braun ExactFit™ 5 Connect

Displej přístroje BUA6350



Výběr uživatele A/uživatele B

- Přístroj musí být úplně vypnutý (poloha „Power Off“).
- Přepněte přepínač na uživatele A nebo uživatele B; aktuální výběr režimu bliká na displeji.

Indikátor WHO/ESH pro vyhodnocení údajů o krevním tlaku

Tento přístroj je vybaven indikátorem hladiny krevního tlaku odpovídajícím směrnicím Světové zdravotnické organizace (WHO) a Evropské společnosti pro hypertenze (ESH). U každého měření, které se zobrazí na displeji, se objeví kurzor označující hladinu krevního tlaku odpovídajícím barevným kódem, od zelené po červenou. Každodenní používání této klasifikace vám umožní lépe chápát úroveň vašeho krevního tlaku. Pokud vás klasifikace úrovne vašeho krevního tlaku znepokojuje, měli byste se co nejdříve poradit se svým lékařem.


Pokud jsou vaše naměřené hodnoty krevního tlaku v rozmezí závažné hypertenze s hodnotami systolického tlaku 180 mmHg a výše a/nebo diastolického tlaku 110 mmHg nebo výše a v tomto rozmezí naměříte jednou nebo dvakrát – neprodleně navštivte svého lékaře.

| | |
|------------|-----|
| ČERVENÁ > | !!! |
| ORANŽOVÁ > | !! |
| ŽLUTÁ > | ! |
| ZELENÁ > | ✓ |

Nastavení měsíce, data a času

Aplikace Braun Healthy Heart automaticky při spárování aktualizuje na přístroji datum a čas.

- Abyste mohli nastavit datum a čas, nejprve přístroj vypněte.
 - Tlačítkem Nastavení (4) vstupte do nastavení roku – na displeji začne blikat číslo roku. Tlačítkem ▲ (3) nastavte rok v krocích po 1.
 - Stisknutím tlačítka Nastavení (4) vstupte do nastavení měsíce; na displeji pak začne blikat číslo měsíce. Tlačítkem ▲ (3) nastavte měsíc v krocích po 1.
 - Stisknutím tlačítka Nastavení (4) vstupte do nastavení dne; na displeji pak začne blikat číslo dne. Tlačítkem ▲ (3) nastavte den v krocích po 1.
 - Stisknutím tlačítka Nastavení (4) vstupte do nastavení hodin; na displeji pak začne blikat číslo hodiny. Tlačítkem ▲ (3) nastavte hodinu v krocích po 1.
 - Stisknutím tlačítka Nastavení (4) vstupte do nastavení minut; na displeji pak začne blikat číslo minut. Tlačítkem ▲ (3) nastavte minutu v krocích po 1.
 - Stisknutím tlačítka Nastavení (4) ukončete nastavení data a času. Čísla přestanou blikat.
- Poznámka: Pokud tlačítko pro úpravu podržíte stisknuté, čísla začnou ubíhat.



Provedení měření

Ovíjte manžetu kolem paže (viz část „Nasazení manžety“ výše). UPOZORNĚNÍ: Neutahujte manžetu příliš těsně. Utáhněte ji ideálně tak, aby pod ní bylo možné zasunout prst..

- Sedte vzpřímeně ve správné poloze.
- Stiskněte a uvolněte tlačítko Start (1), zobrazí se datum a čas a aktuální uživatel.
- Nastavte přepínač mezi uživatelem A a B (6) do polohy A pro uživatele A, respektive B pro uživatele B; na displeji se zobrazí symbol uživatele A, respektive B.
- Stiskněte a uvolněte tlačítko Start (1), na displeji se na dobu 2 sekund zobrazí všechny ikony. Do manžety se automaticky načerpá vzduch až na určitý tlak a zahájí se měření. Během měření tlaku krve nehovořte ani se nehýbejte. Během měření nemějte nohy překřížené a chodidla by měla rovně spočívat na podlaze.
- Když po načerpání vzduchu přístroj detekuje pulz, na displeji začne blikat symbol pulzu (2).
- Po skončení měření se na displeji zobrazí výsledky měření a šipka ukazatele WHO.

Po skončení měření vypněte přístroj tlačítkem Start (1) nebo se přístroj automaticky vypne po uplynutí 1 minuty.

Tento přístroj není určen jako náhrada za pravidelná kontrolní vyšetření vaším lékařem. Nadále svého lékaře pravidelně navštěvujte, aby vám prováděl odborné měření.

Připojení ke smartphonu a aplikaci Braun Healthy Heart

Váš ExactFit™ 5 Connect lze připojit pomocí technologie Bluetooth® k vašemu smartphonu (iOS i Android), aby se daly automaticky načíst uložená měření. Přístroj může uploadovat až 200 měření na uživatele pomocí paměti Bluetooth.

Zapněte si na smartphonu funkci Bluetooth.

Ujistěte se, že máte ve smartphonu staženou aplikaci Braun Healthy Heart a že je tato aplikace otevřená.

Pokud tuto aplikaci používáte poprvé, proveďte vás spárováním s vaším Braun ExactFit™ 5 Connect. Pokud jste aplikaci používali již dříve, přejděte k funkcii „Connect device“ (Připojit zařízení), dostupné v nabídce aplikace, a postupujte podle instrukcí.

Jakmile se dokončí párování, aplikace zobrazí potvrzující hlášení.



Funkce paměti

Váš monitor krevního tlaku umí uložit až 60 posledních měření tlaku krve pro každého uživatele.

Ukládání naměřených údajů

Po každém měření krevního tlaku se automaticky uloží hodnoty systolického tlaku, diastolického tlaku, pulzu, času a data příslušného dne. Paměť 01 je vždy nejnovější. Jakmile se paměť zaplní, začnou se přepisovat nejstarší hodnoty.

Stisknutím tlačítka Paměť **M** (2) si můžete zobrazit uložené údaje. Na displeji se zobrazí poslední uložené údaje (systolický/diastolický tlak/pulz) včetně data a času měření a indikátoru IHB a WHO. Dalším stiskem tlačítka Paměť **M** (2) zobrazíte předchozí údaje. Nejprve se ujistěte, že je zvolen správný uživatel (A, nebo B).


Funkce průměru

Přístroj vypněte a zase zapněte. Stisknutím tlačítka Průměr **Avg** (5) na displeji zobrazíte průměr z posledních 3 měření.

Vymazání údajů

Přístroj vypněte, stiskněte a podržte tlačítko Paměť **M** (2) déle než 5 sekund a na displeji začne blikat „dEL ALL“. Nejprve se ujistěte, že je zvolen správný uživatel (A, nebo B).

Stiskněte znovu tlačítko Paměť **M** (2) – na displeji se zobrazí „---“, což znamená, že všechny uložené údaje nastaveného uživatele byly vymazány.



Detektor nepravidelného pulzu

Pokud se zobrazí symbol **♥**, znamená to, že přístroj během měření zjistil určité nepravidelnosti pulzu. Důvodem může být mluvení, pohyb, třes nebo skutečně nepravidelný pulz během měření. Obykle nejde o vážný problém; pokud se však symbol objevuje často, doporučujeme vyhledat lékaře. Přístroj nenahraje vyšetření srdce lékařem, jen pomáhá odhalit nepravidelnosti pulzu v časném stádiu.

Ukazatel nízké úrovni nabité baterie

Pokud na displeji bliká ukazatel nízké úrovni nabité baterie **■+■**, znamená to, že baterie jsou slabé a je třeba všechny čtyři baterie vyměnit za nové alkalické baterie LR6 (AA).

Po výměně baterií přejde přístroj ExactFit™ 5 Connect automaticky do nastavení času.

Skladování a čištění

- Po každém použití ukládejte přístroj do přepravního pouzdra.
- Chraňte jej před přímým slunečním světlem, vysokými teplotami, vlhkem a prachem.
- Neskladujte při velmi nízkých (méně než -20 °C) nebo vysokých (více než 60 °C) teplotách.
- Pouzdro otírejte kusem látky navlhčeným vodou nebo slabým roztokem čisticího prostředku a poté dosudna otřete suchou látkou. Znečištěnou manžetu otřete kusem suché látky.
- Nepoužívejte silné čisticí prostředky.
- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.
(Baterie mohou vytéci nebo jinak způsobit škodu).
- Přístroj nikam neupravujte. NIKDY jej neotevřejte! Jinak přestane platit záruka výrobce.

Řešení problémů

| Problém | Příčina | Řešení |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symbol pulzu | Zobrazí se při měření a bliká, pokud je zjištěn pulz. | <ul style="list-style-type: none"> • Probíhá měření, zůstaňte v klidu. |
| Ukazatel nízké úrovni nabité baterie | Zobrazí se, pokud napětí baterií výrazně poklesne nebo baterie mají nesprávnou polaritu. | <ul style="list-style-type: none"> • Vyměňte všechny čtyři baterie za nové. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu – respektujte znaménka plus a minus. |
| Chyba měření Error | Zobrazí se, pokud nelze krevní tlak a pulz přesně stanovit. | <ul style="list-style-type: none"> • Stiskněte znova vypínač a měření opakujte. • Zkontrolujte, zda je manžeta nasazena dle pokynů. • Zkontrolujte, zda není překroucená hadička. • Zkontrolujte, zda je ruka uvolněná. • Nemluvili jste při měření nebo jste se nepohnuli? • Sedíte při měření správně? |
| E0 | Chyba měření | <ul style="list-style-type: none"> • Impulzní signály na manžetě jsou příliš slabé. Přemístěte manžetu a opakujte měření. |
| E1 | Chyba pumpy | <ul style="list-style-type: none"> • Manžeta není správně připevněná. Přemístěte manžetu a opakujte měření. |
| E2 | Chyba - výsledek mimo rozsah | <ul style="list-style-type: none"> • Chvíli relaxujte a pak zopakujte měření. Ujistěte se, že máte manžetu správně připevněnou na paži. |
| E3 | Časová chyba pumpy | <ul style="list-style-type: none"> • Manžeta není správně připevněná. Znovu připevněte manžetu a opakujte měření. |
| E254 | Vnitřní chyba přístroje | <ul style="list-style-type: none"> • Vyjměte baterie a vložte je znova zpět. Pokud problém přetravává, kontaktujte zákaznickou podporu. |
| E255 | Chyba kalibrace | <ul style="list-style-type: none"> • Vyjměte baterie a vložte je znova zpět. Pokud problém přetravává, kontaktujte zákaznickou podporu. |
| E256 | Během aktualizace firmwaru Bluetooth nastala chyba | <ul style="list-style-type: none"> • Přístroj se automaticky restartuje s použitím původní verze firmwaru Bluetooth. Znovu spusťte proces načtení firmwaru nebo postupujte podle pokynů od Braun APP, zobrazených na displeji. |

Technické údaje

| | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metoda měření | Oscilometrická |
| Číslo modelu | BUA6350 |
| Rozsah měření | Jmenovitý manžetový tlak: 0 ~ 300 mm Hg Měřicí tlak: ST: 60 ~ 255 mm Hg, DT: 40 ~ 200 mm Hg Tepová hodnota: 40 - 199 tepů za minutu |
| Přesnost | Tlak +/- 3 mmHg Pulz +/- 5 % max. |
| Nafukování | Automatické, deluxe |
| Displej | LCD s podsvícením |
| Měření v paměti zařízení | 60 měření pro každého uživatele |
| Měření v paměti Bluetooth | 200 měření pro každého uživatele |
| Velikost manžety | Malá manžeta = obvod paže 22 až 32 cm Velká manžeta = obvod paže 32 až 42 cm |
| Provozní teplota/vlhkost | +10 °C ~ +40 °C, 15 % ~ 85 % rel. vlh. |
| Teplota/vlhkost pro skladování a přípravu | -20 °C ~ +60 °C, 15 % ~ 85 % rel. vlh. |
| Provozní atmosférický tlak | 860-1060 hPa |
| Hmotnost přístroje | Asi 500 g (bez baterií) |
| Napájení | Alkalické baterie: 4 x AA (LR6) 1,5 V |
| Životnost baterií | 300 měření |
| Automatické vypnutí | Po 1 minutě nečinnosti |
| Příslušenství | 4 baterie, 2 manžety s hadičkou, návod k použití, stručná referenční příručka, vak na uložení |
| Bezdrátová komunikace | Bluetooth® Smart Frekvenční pásmo: 2,4GHz ISM Band (2400 - 2483,5 MHz) Modulace: GFSK Efektivní intenzita záření: <20dBm |
| Životnost přístroje: | 5 let. |

Pokud přístroj není používán ve specifikovaných rozmezích teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku, nelze zaručit technickou přesnost měření.

Může dojít ke změně bez upozornění.



Záručení s díly typu BF



Prečtěte si návod k obsluze.



Provozní teplota



Teplota při uskladnění/přípravě



Vlhkost pro skladování a provoz



Zdravotnický přístroj



Číslo řárze



Výrobní číslo



Katalogové číslo



Autorizovaný zástupce v Evropském společenství



Výrobce



Datum výroby



Uchovávajte v suchu



Upozornění



Tepna

IP22 Chráněno před pevnými cizími předměty o průměru 12,5 mm a více. Chráněno před kapíčkami vody padajícími svisle, pokud je přístroj nakloněn až o 15°.

CE 0297 Tento zdravotnický přístroj je označen značkou CE a je vyroben v souladu se směrnicí 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) a dalších platných směrnic a/nebo předpisů uvedených v prohlášení o shodě EU.

Nevhodný pro použití v prostorách s výskytem směsi hořlavých anestetik se vzduchem, kyslíkem či oxidem dusným.

Nepřetržitý provoz s rychlým spuštěním.

ZDRAVOTNICKÉ ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE vyžadují zvláštní opatření z hlediska EMK.

Podrobný popis požadavků souvisejících s EMK najdete na webu www.hot-europe.com/support.

Na zdravotnické elektrické přístroje mohou mít vliv pfenosná a mobilní radiokomunikační zařízení.

Společnost Kaz Europe Sàrl tímto prohlašuje, že radiokomunikační přístroj typ BUA6350 vyhovuje požadavkům směrnice 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupné na následující internetové adrese: www.hot-europe.com/support.

Neplikujte tento výrobek po skončení jeho životnosti společně s domovním odpadem. Můžete jej odevzdát svému místnímu prodejci nebo v příslušném sběrném místě ve vaší zemi.

Dotazy

V Evropě se musí všechny závažné události (např. úmrtí, život ohrožující zranění, chirurgický zákrok...), k nimž došlo v souvislosti s tímto teploměrem, ohlásit společnosti Kaz Europe (viz čísla základního oddělení společnosti Helen of Troy) a příslušnému orgánu vašeho členského státu.

Čísla LOT a SN vašeho přístroje jsou využívána na štítku na zadní straně výrobku. První 3 čísla kódu LOT označují, kolikátý den v daném roce byl přístroj vyroben. Následující 2 čísla označují dvě poslední čísla kalendářního roku výroby a písmena na konci označují výrobce přístroje. Např.: LOT 15614onb znamená, že byl přístroj vyroben 156. den v roce 2014 výrobcem s identifikátorem onb.

Záruka

Před použitím tohoto přístroje si prosím přečtěte všechny pokyny. Uschovte si prosím účtenku jako doklad o zakoupení a jeho datu. Účtenka se musí předložit v případě jakékoli reklamace v záruční lhůtě. Zádání reklamace nebude uznána bez dokladu o zakoupení.

Záruka na vás přístroj je dva (2) roky od data zakoupení.

Tato záruka se vztahuje na materiálové vady nebo vadné zpracování zjištěné během běžného používání. Vadné přístroje splňující tato kritéria budou bezplatně vyměněna.

Tato záruka SE NEVZTAHUJE za závady nebo poškození vzniklé v důsledku nesprávného použití nebo nedodržení pokynů k použití. Záruka se stává neplatnou, pokud je přístroj otevřen, je do něj zasahováno nebo pokud je používán se součástmi a příslušenstvím jiných značek než Braun nebo pokud byl opravován neautorizovanými osobami.

Na příslušenství a spotřební materiál se záruka nevztahuje.

S žádostmi o podporu se obracejte na www.HelenofTroy.com/emea-en/support nebo na konci tohoto návodu k použití vyhledejte kontaktní údaj základního servisu.

Tato záruka se vztahuje pouze na Evropu, Rusko, Střední východ a Afriku.

Pouze Velká Británie: Toto nezasahuje do vašich zákonních práv spotřebitele.

DE Deutsch

Vorgesehener Verwendungszweck und Gegenanzeigen

Dieses Gerät ist für Erwachsene (ab 18 Jahren) zur Messung des Blutdrucks, einschließlich des systolischen und diastolischen Blutdrucks und der Herzschlagfrequenz, bestimmt. Dieses Gerät darf nur für sporadische Messungen verwendet werden. Nur für den Heimgebrauch.

Die Verwendung dieses Blutdruckmessgeräts kann eine Rücksprache mit Ihrem Arzt nicht ersetzen.

Dieses Produkt wurde an Säuglingen und Kindern oder schwangeren Frauen, einschließlich Anwenderinnen mit Präeklampsie, nicht getestet und wird für diese nicht empfohlen.

Wichtige Informationen zum Blutdruck

Der Blutdruck verändert sich im Laufe des Tages ständig. Er steigt am frühen Morgen stark an und fällt während des späteren Morgens ab. Der Blutdruck steigt am Nachmittag erneut an und fällt nachts schließlich auf einen niedrigen Wert ab. Über kurze Zeiträume hinweg kann er ebenfalls variieren. Daher können aufeinanderfolgende Messungen schwanken.

Dieses Gerät zeigt Ihren Blutdruckwert anhand von zwei Werten an: systolisch und diastolisch nach dem Prinzip der Druckschwankung. Der systolische Blutdruck (die höhere Zahl) gibt an, wieviel Druck Ihr Blut auf Ihre Arterienwände ausübt, wenn das Herz schlägt. Der diastolische Blutdruck (die niedrigere Zahl) gibt an, wieviel Druck Ihr Blut auf Ihre Arterienwände ausübt, wenn das Herz zwischen den Schlägen ruht. Außerdem wird nach jeder Messung der Pulswert angezeigt.

Der bei einem Arzt gemessene Blutdruck ist nur eine Momentaufnahme. Wiederholte Messungen zu Hause spiegeln den tatsächlichen Blutdruck unter Alltagsbedingungen besser wider.

Darüber hinaus haben viele Menschen einen anderen Blutdruck, wenn sie ihn zu Hause messen, da sie dort für gewöhnlich entspannter sind als beim Arzt. Wenn Sie Ihren Blutdruck regelmäßig zu Hause messen, kann dies Ihrem Arzt wertvolle Informationen über Ihre normalen Blutdruckwerte unter tatsächlichen „alltäglichen“ Bedingungen liefern.

Die ESH (Europäische Gesellschaft für Bluthochdruck) und die WHO (Weltgesundheitsorganisation) haben folgende Standard-Blutdruckwerte bei einer Messung mit Ruhepuls zu Hause festgelegt:

| Blutdruck (mmHg) | Normalwerte | Grad 1 leichter Bluthochdruck | Grad 2 moderer Bluthochdruck | Grad 3 schwerer Bluthochdruck |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| SYS = Systole (höherer Wert) | bis 134 | 135–159 | 160–179 | ≥180 |
| DIA = Diastole (niedrigerer Wert) | bis 84 | 85–99 | 100–109 | ≥110 |

Sicherheitshinweise und wichtige Vorsichtsmaßnahmen

Bitte lesen Sie die komplette Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, um genaue Messergebnisse zu gewährleisten.

Personen, die unter Herzrhythmusstörungen, Gefäßverengungen, Arteriosklerose in den Extremitäten oder Diabetes leiden oder einen Herzschrittmacher haben, sollten ihren Arzt konsultieren, bevor sie beginnen, ihren Blutdruck selbst zu messen. In solchen Fällen können Abweichungen bei den Blutdruckmesswerten auftreten.

Wenn Ihr Blutdruck im Bereich schwerer Hypertonie liegt, mit Werten von 180 mmHg systolisch und darüber, und/oder 110 mmHg diastolisch und darüber, und Sie ein oder zwei Messungen in diesem Bereich haben, suchen Sie bitte umgehend Ihren Arzt auf.

Wenn Sie in ärztlicher Behandlung sind oder Medikamente einnehmen, fragen Sie bitte zuerst Ihren Arzt.

Vermeiden Sie eine Komprimierung oder Restriktion des Schlauchs. Ein ständiger Druck auf die Manschette durch einen Knick im Schlauch kann den Blutfluss behindern und möglicherweise zu einer Verletzung des Anwenders führen.

Es wird nicht empfohlen, dieses Produkt an dem Arm auf der Körperseite zu verwenden, an der eine Mastektomie vorgenommen wurde.

Eine allzu häufige Messung des Blutdrucks kann zu einer Verletzung des Anwenders führen, weil der Blutfluss behindert wird.

Es wird nicht empfohlen, die Manschette an einer Gliedmaße anzulegen, an der ein intravaskulärer Zugang gelegt wurde oder ein arteriovenöser (A-V) Shunt vorhanden ist. Dies kann eine vorübergehende Beeinträchtigung des Blutflusses verursachen und möglicherweise zu einer Verletzung des Anwenders führen.

Legen Sie die Manschette NICHT über einer Wunde an, um weitere Verletzungen zu vermeiden.

Es wird nicht empfohlen, das Produkt gleichzeitig mit anderen medizinisch-elektrischen Geräten an der gleichen Gliedmaße zu verwenden.

Wichtige Regeln für genaue Blutdruckmessungen

Führen Sie Messungen immer zur gleichen Tageszeit, unter den gleichen Bedingungen durch.

Führen Sie die Messungen nicht innerhalb von 30 Minuten nach dem Rauchen, Kaffee- oder Teetrinken oder irgendeiner Form körperlicher Anstrengung durch. Diese Faktoren beeinflussen die Messung.

Kommen Sie vor einer Messung mindestens 5 Minuten lang zur Ruhe. Falls möglich wird empfohlen, vor einer Messung 10 Minuten zu ruhen. Versuchen Sie vor einer Messung immer die gleiche Zeit lang zu ruhen.

Messen Sie immer am gleichen Arm. Der linke Arm wird empfohlen. Bewegen Sie sich oder sprechen Sie nicht. Setzen Sie sich bequem hin, stellen Sie Ihre Beine nebeneinander flach auf den Boden, lehnen Sie Ihren Rücken an und legen Sie die Arme ab.

Platzieren Sie die Manschette so, dass sie direkten Hautkontakt hat. Legen Sie die Manschette nicht über eine Jacke, einen Pullover oder ein Hemd an.


Wenn Sie mehrere Messungen durchführen möchten, warten Sie ca. 5 Minuten, bevor Sie eine Messung wiederholen


Produktbeschreibung (siehe Seite 2–3)

1. Starttaste 

2. Speichertaste 

3. Taste zum Einstellen von Datum/Uhrzeit 

4. Einstelltaste 

5. Durchschnittstaste 

6. Taste zum Wechsel Nutzer A/B

7. LCD-Display

8. Schlauch-Port

9. Anschluss

10. Armmanschette (wird mit 2 Manschetten geliefert)

11. Luftschlauch

12. Batteriefachabdeckung (4 X 1,5 V Typ AA (LR6) Batterien)

Einlegen der Batterien (siehe Abb. 2)

Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung unten am Gerät und legen Sie 4 AA LR6 Alkali-Batterie richtig gepolt ein (siehe Symbol im Batteriefach).

- Anmerkung: Stellen Sie nach dem Einlegen neuer Batterien immer das Datum und die Uhrzeit neu ein, um sicherzustellen, dass die Messergebnisse mit dem richtigen Datum und der korrekten Uhrzeit gespeichert werden.

 Werfen Sie nur leere Batterien weg. Sie gehören nicht in den Hausmüll und sollten bei entsprechenden Sammelstellen oder bei Ihrem Fachhändler entsorgt werden.




Abb. 2

Wahl der richtigen Manschette

Für genaue Messungen ist es wichtig, die richtige Manschettengröße für Ihren Oberarm zu wählen. Wählen Sie die Größe für Ihren Oberarmumfang und achten Sie darauf, dass der untere Rand der Manschette 2–3 cm über Ihrem Ellbogen ist.

- Kleine/Mittelgroße Manschette = Armmumfang von 22 bis 32 cm
- Große/Sehr große Manschette = Armmumfang von 32 bis 42 cm
- Diese Manschette ist für die Verwendung geeignet, wenn die <>Index>>-Markierung nach dem Festziehen um Ihren Arm herum innerhalb des <>OK-Bereichs>> liegt, der durch zwei Pfeile gekennzeichnet ist (Abb. 3).




Abb. 3

Anlegen der Armmanschette

1. Schieben Sie das Ende der Armmanschette, das am weitesten vom Schlauch entfernt liegt, durch den Metallring, um eine Schlaufe zu bilden. Der weiche Stoff sollte sich innen in der Manschette befinden.
2. Stecken Sie den Luftschlauh in den Anschluss (Abb. 4).
3. Wenn die Manschette richtig ausgerichtet ist, befindet sich der Klettverschluss außen an der Manschette und der Metallring kommt nicht mit der Haut in Berührung (Abb. 5).




Abb. 4




Abb. 5

4. Schieben Sie Ihren linken Arm durch die Manschettenschlaufe. Die Unterseite der Manschette sollte ca. 2~3 cm über dem Ellbogen liegen (Abb. 6).




Abb. 6




Abb. 7





Abb. 8

5. Der Schlauch sollte über der Oberarterie auf der Innenseite des Arms liegen (Abb. 7).
6. Ziehen Sie die Manschette so fest an, dass Ober- und Unterkante eng an Ihrem Arm anliegen.
7. Wenn die Manschette richtig positioniert ist, drücken Sie den Klettverschluss fest gegen die Außenseite der Manschette.
8. Setzen Sie sich auf einen Stuhl und stützen Sie Ihren Arm auf einem Tisch ab, sodass sich die Manschette auf einer Höhe mit Ihrem Herz befindet (Abb. 8).

Braun ExactFit™ 5 Connect

Display BUA6350



Auswahl von Nutzer A oder B

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Schieben Sie den Benutzer-Schalter auf Nutzer A oder Nutzer B. Der ausgewählte Benutzermodus blinkt auf der LCD-Anzeige auf.

Der WHO/E SH-Indikator zur Evaluierung von Blutdruckdaten


Dieses Gerät hat eine Blutdruckmessanzeige gemäß der Richtlinien der WHO und der European Hypertension Society (ESH). Bei jeder Messung auf dem Bildschirm zeigt der Cursor die Empfehlung mit den entsprechenden Farben von grün bis rot an. Diese Klassifizierung dient zu Ihrer Orientierung, damit Sie die Werte besser verstehen. Wenn Sie die Klassifizierung beunruhigt, sollten Sie baldmöglichst Ihren Arzt konsultieren.

Wenn Ihr Blutdruck im Bereich schwerer Hypertonie liegt, mit Werten von 180 mmHg systolisch und darüber, und/oder 110 mmHg diastolisch und darüber, und Sie ein oder zwei Messungen in diesem Bereich haben, suchen Sie bitte umgehend Ihren Arzt auf.

| | |
|----------|-----|
| ROT > | !!! |
| ORANGE > | !! |
| GELB > | ! |
| GRÜN > | ✓ |

Einstellen von Monat, Datum und Uhrzeit

- Braun Healthy Heart App aktualisiert Datum und Uhrzeit automatisch, wenn das Produkt gekoppelt wird.
- Schalten Sie das Gerät zum Einstellen von Datum/Uhrzeit aus.
 - Drücken Sie die Einstelltaste (4), um mit dem Einstellen des Järs zu beginnen „Jahr“ blinkt auf dem Display. Drücken Sie (3), um das Jahr in 1er-Schritten richtig einzustellen.
 - Drücken Sie die Einstelltaste (4), um mit dem Einstellen des Monats zu beginnen „Monat“ blinkt auf dem Display. Drücken Sie (3), um das Monat in 1er-Schritten richtig einzustellen.
 - Drücken Sie die Einstelltaste (4), um mit dem Einstellen des Tages zu beginnen „Tag“ blinkt auf dem Display. Drücken Sie (3), um den Tag in 1er-Schritten richtig einzustellen.
 - Drücken Sie die Einstelltaste (4), um mit dem Einstellen der Stunde zu beginnen „Stunde“ blinkt auf dem Display. Drücken Sie (3), um die Stunde in 1er-Schritten richtig einzustellen.
 - Drücken Sie die Einstelltaste (4), um mit dem Einstellen der Minuten zu beginnen „Minute“ blinkt auf dem Display. Drücken Sie (3), um die Minuten in 1er-Schritten richtig einzustellen.
 - Drücken Sie die Einstelltaste (4), um das Einstellen von Datum/Uhrzeit abzuschließen. Es blinkt nichts mehr auf dem Display.



Anmerkung: Wenn Sie die Einstelltaste gedrückt halten, können Sie durch die Werte scrollen.

Durchführen einer Messung

Legen Sie die Manschette um Ihren Arm herum an (siehe „Anlegen der Armmanschette“ im obigen Abschnitt). ACHTUNG: Legen Sie die Manschette nicht zu eng anliegen, es ist am besten, wenn Sie noch einen Finger darunter stecken können.

- Setzen Sie sich aufrecht auf einen Stuhl, um die richtige Haltung einzunehmen.
 - Drücken Sie die Starttaste (1) und lassen Sie sie wieder los, Datum/Uhrzeit und der momentan gewählte Nutzer werden angezeigt.
 - Stellen Sie den Nutzer-A/B-Schalter (6) auf A für Nutzer A oder auf B für Nutzer B. Auf dem LCD-Display wird das Symbol für Nutzer A oder Nutzer B angezeigt.
 - Drücken Sie die Starttaste (1) und lassen Sie sie wieder los, alle Symbole auf dem Display werden 2 Sekunden lang angezeigt. Der Luftdruck wird automatisch bis auf ein bestimmtes Druckniveau aufgepumpt. Anschließend beginnt die Messung.
Bewegen Sie sich und sprechen Sie während des Messens des Blutdrucks nicht. Überkreuzen Sie die Beine während der Messung nicht und stellen Sie Ihre Füße flach auf den Boden.
 - Nachdem die Manschette aufgepumpt wurde, wird der Puls festgestellt. Das Herzfrequenz-Symbol (5) beginnt zu blinken.
 - Nach der Messung werden auf dem LCD-Display die Ergebnisse und der WHO-Indikator-Pfeil angezeigt.
- Schalten Sie das Gerät nach der Benutzung durch Drücken der Starttaste (1) aus. Alternativ schaltet es sich nach 1 Minute automatisch aus.
- Dieses Gerät ist nicht als Ersatz für regelmäßige Untersuchungen durch Ihren Arzt bestimmt. Suchen Sie Ihren Arzt weiterhin regelmäßig für eine professionelle Blutdruckmessung auf.

Verbindung mit Smartphone und Braun Healthy Heart-App

Ihr ExactFit™ 5 Connect kann mittels Bluetooth® mit Ihrem Smartphone (iOS und Android) verbunden werden, um gespeicherte Messungen automatisch herunterzuladen. Das Gerät kann bis zu 200 Messungen pro Nutzer mittels des Bluetooth-Speichers hochladen.

Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Smartphone ein.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Braun Healthy Heart-App auf Ihr Smartphone heruntergeladen haben und dass die App geöffnet ist.



Wenn Sie die App zum ersten Mal benutzen, wird Sie sie durch die Kopplung mit Ihrem Braun ExactFit™ 5 Connect führen. Wenn Sie die App bereits zuvor benutzt haben, gehen Sie zur „Gerät verbinden“-Funktion, die Sie im App-Menü finden, und folgen Sie den Anweisungen.

Wenn die Kopplung abgeschlossen ist, zeigt die App eine Bestätigungsmeldung an.

Speicherfunktion

Ihr Blutdruckmessgerät kann die letzten 60 Messungen jedes Benutzers speichern.


Speichern von Messdaten

Nach jeder Blutdruckmessung werden der systolische und der diastolische Blutdruck, Pulsfrequenz sowie Uhrzeit und Datum automatisch gespeichert. Speicher #01 ist immer der aktuellste. Wenn der Speicher voll ist, werden die ältesten Werte überschrieben.

Drücken Sie die Speichertaste (2), um sich die gespeicherten Daten anzusehen. Die letzten Speicherdaten (sys/pul) mit Datum/Uhrzeit der Messung, IHB- und WHO-Indikator werden auf dem LCD-Display angezeigt. Drücken Sie die Speichertaste (2) erneut, um die vorherigen Daten anzusehen. Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass der richtige Nutzer, A oder B, ausgewählt ist.

Durchschnittsfunktion


Schalten Sie das Produkt aus und ein. Drücken Sie die Durchschnittstaste (5), um die letzten 3 Messungen auf dem LCD-Display anzuzeigen.



Daten löschen

Schalten Sie das Gerät aus, drücken Sie die Speichertaste (2) und halten Sie sie für mehr als 5 Sekunden gedrückt. Auf dem LCD-Display blinkt „DEL ALL“. Stellen Sie vor der Benutzung sicher, dass der richtige Nutzer, A oder B, ausgewählt ist.

Drücken Sie die Speichertaste (2) erneut. Auf dem LCD-Display wird „—“ angezeigt, um anzudeuten, dass alle gespeicherten Daten des entsprechenden Nutzers gelöscht wurden.



Ermittlung unregelmäßigen Herzschlags

Die Anzeige dieses Symbols (5) zeigt, dass während der Messung eine gewisse Pulsunregelmäßigkeit erkannt wurde. Wenn Sie während der Messung sprechen, sich bewegen, zittern oder einen unregelmäßigen Puls haben, kann dieses Symbol erscheinen. Normalerweise ist dies kein Grund zur Sorge. Wenn das Symbol jedoch öfter erscheint, sollten Sie mit Ihrem Arzt sprechen. Das Gerät ersetzt keine kardiologische Untersuchung, hilft jedoch dabei, Pulsunregelmäßigkeiten bereits frühzeitig zu erkennen.

Anzeige bei niedrigem Batteriestand

Wenn die Anzeige für niedrigen Batteriestand (5) auf dem Display blinkt, bedeutet dies, dass die Batterie fast leer ist und durch LR6 (AA) Alkali-Batterien ausgetauscht werden muss.

Nach dem Auswechseln der Batterien schaltet sich ExactFit™ 5 Connect automatisch in den Zeiteinstell-Modus.

Aufbewahrung und Reinigung

- Geben Sie das Gerät nach der Benutzung immer in dessen Aufbewahrungs-Etui zurück.
- Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus und bewahren Sie es nicht bei hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit oder an staubigen Orten auf.
- Bewahren Sie es nicht bei extrem niedrigen (unter -20°C) oder extrem hohen (über 60°C) Temperaturen auf.
- Verwenden Sie einen Lappen mit Wasser oder mildem Reinigungsmittel, um das Gehäuse zu reinigen und verwenden Sie anschließend einen trockenen Lappen, um es trocken zu wischen. Verwenden Sie zum Abwischen der Manschette, wenn diese schmutzig ist, einen trockenen Lappen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel.
- Wenn das Gerät voraussichtlich längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterien. (Batterien können auslaufen oder anderweitig Schäden verursachen.)
- Modifizieren Sie das Gerät nicht. Öffnen Sie das Gerät NIEMALS! Dadurch erlischt die Gewährleistung des Herstellers.

Fehlersuche und -behebung

| Problem | Ursache | Lösung |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herzfrequenz-Symbol | Erscheint bei der Messung und blinkt, wenn der Puls festgestellt wird. | <ul style="list-style-type: none"> Die Messung wird durchgeführt, halten Sie sich still. |
| Anzeige bei niedrigem Batteriestand | Erscheint wenn der Batteriestand sehr niedrig oder die Positionierung der Batterien falsch ist. | <ul style="list-style-type: none"> Ersetzen Sie alle vier Batterien durch neue. Legen Sie die Batterien richtig positioniert ein. Achten Sie auf die +/- Symbole. |
| Messfehler | Erscheint, wenn genauer Blutdruck und Puls nicht ermittelt werden konnten. | <ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie die „Start/Stop“-Taste erneut und wiederholen Sie die Messung. Überprüfen Sie, ob die Manschette gemäß der Anweisungen angelegt ist. Vergewissern Sie sich, dass der Schlauch nicht geknickt ist. Stellen Sie sicher, dass Ihre Hand entspannt und geöffnet (nicht zu einer Faust geballt) ist. Vergewissern Sie sich, dass Sie während der Messung nicht sprechen und sich nicht bewegen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Haltung korrekt ist. |
| E0 | Messfehler | <ul style="list-style-type: none"> Die Pulssignale an der Manschette sind zu schwach. Positionieren Sie die Manschette neu und wiederholen Sie die Messung. |
| E1 | Pumpfehler | <ul style="list-style-type: none"> Die Manschette ist nicht richtig befestigt. Positionieren Sie die Manschette neu und wiederholen Sie die Messung. |
| E2 | Außerhalb des Bereichs Ergebnis-Fehler | <ul style="list-style-type: none"> Entspannen Sie sich eine Weile und wiederholen Sie die Messung. Stellen Sie sicher, dass die Manschette richtig an Ihrem Arm positioniert ist. |
| E3 | Pumpzeit-Fehler | <ul style="list-style-type: none"> Die Manschette ist nicht richtig befestigt. Bringen Sie Sie die Manschette erneut an und wiederholen Sie die Messung. |
| E254 | Interner Geräte-Fehler | <ul style="list-style-type: none"> Entfernen Sie die Batterien und legen Sie sie dann wieder ein. Falls das Problem bestehen bleibt, setzen Sie sich mit dem Kunden-Support in Verbindung. |
| E255 | Kalibrierungs-Fehler | <ul style="list-style-type: none"> Entfernen Sie die Batterien und legen Sie sie dann wieder ein. Falls das Problem bestehen bleibt, setzen Sie sich mit dem Kunden-Support in Verbindung. |
| E256 | Während des Bluetooth Firmware Updates ist ein Fehler aufgetreten. | <ul style="list-style-type: none"> Das Gerät startet automatisch neu und verwendet dabei die ursprüngliche Bluetooth-Firmware. Nehmen Sie den Firmware-Download erneut vor oder folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm der Braun App. |

Technische Daten

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Messmethode | Oszillometrisch |
| Modell-Nummer | BUA6350 |
| Messbereich | Nenndruck Manschette: 0mmHg~300mmHg Messdruck: SYS: 60~255mmHg DIA: 40~200mmHg Pulswert: 40-199 Schläge/Minute |
| Genauigkeit | Druck +/- 3 mmHg Puls +/- 5 % max. |
| Aufpumpen | Deluxe automatisch |
| Display | LCD hinterleuchtet |
| Plätze im Speicher des Geräts | 60 pro Benutzer |
| Plätze im Bluetooth-Speicher | 200 Speicherplätze pro Benutzer |
| Manschettengröße | Kleine Manschette = 22–32 cm Armmfang Große Manschette = 32–42 cm Armmfang |
| Temperatur/Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | +10°C ~ + 40°C, 15 % ~ 85 % R.L. |
| Temperatur/Luftfeuchtigkeit bei Lagerung und Transport | -20°C ~ +60°C, 15 % ~ 85 % R.L. 860–1060 hPa |
| Betriebsluftdruck | ca. 500 gr (ohne Batterien) |
| Gewicht des Geräts | Alkalibatterie: 4 x AA (LR6) 1,5 V |
| Stromversorgung | 300 Messungen |
| Batterielebensdauer | Automatische Abschaltung |
| Zubehör | immer nach 1 Minute Inaktivität 4 Batterien, 2 Armmanschetten mit Schlauch, Bedienungsanleitung, urzgebrauchsanleitung, Aufbewahrungsbeutel |
| Drahtlose Kommunikation | Bluetooth® Smart Frequenzbereich: 2,4G Hz ISM Band (2400 - 2483,5 MHz) Modulation: GFSK Effektive Strahlungsleistung: <20 dBm |
| Lebensdauer | 5 Jahre |
| Wenn das Gerät nicht innerhalb der angegebenen Bereiche für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck verwendet wird, kann die technische Messgenauigkeit nicht garantiert werden. | |
| Änderungen vorbehalten. | |
| Produkt mit Anwendungsteilen vom Typ BF | |
| Lesen Sie die Betriebsanleitung. | |
| Betriebstemperatur | +10°C ~ +40°C |
| Lager- und Transporttemperatur | -20°C ~ +60°C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung/ Betrieb | 15% ~ 85% |
| MD | |
| LOT | |
| SN | |
| REF | |
| EC REP | |
| Medizingerät | Chargencode |
| Seriennummer | Katalognummer |
| Autorisierter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft | Vorsicht |
| Arte | |
| Hersteller | |
| Datum der Herstellung | |
| Trocken halten | |

IP22

Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmessern von 12,5 mm und darüber. Geschützt gegen senkrechte herabfallende Wassertropfen, wenn das Gerät bis zu 15° geneigt ist.

CE
0297

Dieses Medizingerät trägt das CE-Zeichen und wurde in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und anderen geltenden Richtlinien und/oder Verordnungen hergestellt, wie dies in der EU-Konformitätserklärung festgelegt ist.

Nicht geeignet für die Verwendung bei Vorhandensein entflammbarer Anästhetikamischungen mit Luft, Sauerstoff oder Lachgas.

Dauerbetrieb mit kurzeitiger Aufladung.

MEDIZINISCHE ELEKTRISCHE GERÄTE erfordern besondere Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich EMV. Für eine detaillierte Beschreibung der EMV-Anforderungen, besuchen Sie www.hot-europe.com/support.

Tragbare und mobile HF-Kommunikationsgeräte können medizinische Elektrogeräte stören.

Hiermit erklärt Kaz Europe Sàrl, dass die Funk-Ausrüstung des Typs BUA6350 die Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internet-Adresse: www.hot-europe.com/support.

Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte können bei Ihrem Händler oder bei einer in ihrem Land üblichen Sammelstelle entsorgt werden.

Untersuchung

In Europa sollten alle schwerwiegenden Vorfälle (z. B. Tod, lebensbedrohliche Verletzungen, chirurgische Eingriffe usw.), die in Zusammenhang mit diesem Thermometer aufgetreten sind, KAZ Europa (siehe Helen of Troy Kundenservicenummer) und der zuständigen Behörde Ihres Mitgliedsstaats gemeldet werden.

Charge und SN Ihres Geräts sind auf dem Typenschild auf der Rückseite des Geräts abgedruckt. Die ersten 3 Ziffern der Chargennummer geben den Tag des Herstellungsjahres an. Die nächsten beiden Ziffern stehen für die letzten letzten beiden Ziffern des Kalenderjahres, in dem das Produkt hergestellt wurde und die Buchstaben am Ende zeigen den Hersteller des Geräts an, z.B. LOT 15614onb, dieses Gerät wurde am 156. Tag des Jahres 2014 vom Hersteller mit dem Code onb hergestellt.

Garantie

Lesen Sie vor der Benutzung dieses Geräts bitte alle Anweisungen durch. Bewahren Sie als Nachweis des Kaufdatums den Kaufbeleg auf. Der Quittungsbeleg muss vorgelegt werden, wenn Sie innerhalb des relevanten Garantiezeitraums Ansprüche geltend machen möchten. Ohne Kaufnachweis im Rahmen der Garantie erhobene Ansprüche sind ungültig.

Die Garantie für Ihr Gerät beträgt zwei Jahre (2 Jahre) ab dem Kaufdatum.

Diese Garantie deckt Material- oder Verarbeitungsfehler bei normaler Verwendung ab. Fehlerhafte Geräte, die diese Kriterien erfüllen, werden kostenlos ersetzt.

Die Garantie deckt KEINE Defekte oder Schäden ab, die sich aus unsachgemäßer Benutzung oder der Nichtbefolgung der Gebrauchsanweisung ergeben. Die Garantie erlischt, wenn das Gerät geöffnet, manipuliert oder mit Teilen oder Zubehör verwendet wird, die/das nicht von Braun sind/ist, oder wenn Reparaturen von nicht autorisierten Personen vorgenommen werden.

Zubehör und Verbrauchsmaterialien sind von jeglicher Garantie ausgeschlossen.

Besuchen Sie für Supportanfragen bitte www.HelenofTroy.com/emea-en/support. Servicekontaktinformationen finden Sie am Ende dieses Benutzerhandbuchs.

Diese Garantie gilt nur für Europa, Russland, den Nahen Osten und Afrika.

Nur GB: Ihre gesetzlichen Rechtsansprüche als Verbraucher sind davon nicht betroffen.

DK Dansk

Tilsiget brug og kontraindikationer

Denne enhed er beregnet til at blive brugt af voksne (+18 år) til at mæle blodtryk, hvilket inkluderer systolisk, diastolisk og hjertefrekvens. Denne enhed må kun bruges til sporadiske målinger. Kun til hjemmebrug.

Brug af blodtryksmåleren er ikke beregnet til at erstatte konsultation hos din læge.

Denne enhed er ikke testet til, og er derfor ikke beregnet til følgende brugere: nyføde og spædbørn, gravide, herunder præeklampsiske brugere.

Det bør du vide om blodtryk

Blodtrykket ændrer sig konstant hele dagen. Det stiger kraftigt tidligt om morgenen og falder i løbet af formiddagen. Blodtrykket stiger igen om eftermiddagen, og falder endelig til et lavt niveau om natten. Det kan også variere over et kort tidsrum. Derfor kan aflesninger fra på hinanden følgende målinger svinge.

Denne enhed viser den blodtryksmåling med henvisning til to værdier: systolisk og diastolisk ved hjælp af princippet om trykoscilation. Det systoliske blodtryk (det høje tal) angiver, hvor meget tryk dit blod udover mod dine arterievægge, når hjertet slår. Det diastoliske blodtryk (det lavere tal) angiver, hvor meget tryk dit blod udover mod dine arterievægge, mens hjertet hviler mellem slagene. Pulsværdien vises også efter hver måling.

Det blodtryk, der måles i en læges konsultation, giver kun en øjeblikkelig værdi. Gentagne målinger derhjemme afspejler bedre de faktiske blodtryksværdier under hverdagsforhold.

Desuden har mange mennesker et forskelligt blodtryk, når de måler hjemme, fordi de plejer at være mere afslappede end når de er hos lægen. Regelmæssige blodtryksmålinger taget hjemme kan give din læge værdifulde oplysninger om dine normale blodtryksværdier under faktiske "hverdagsforhold". ESH (European Society of Hypertension, det europæiske blodtryksselskab) og WHO (Verdenssundhedsorganisationen) har fastlagt følgende standardblodtryksværdier, når der måles ved hvilepuls i hjemmet:

| Blodtryk (mmHg) | Normale værdier | Klasse 1 let forhøjet blodtryk | Klasse 2 moderat forhøjet blodtryk | Klasse 3 svært forhøjet blodtryk |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| SYS = systolisk (højeste værdi) | op til 134 | 135–159 | 160–179 | ≥180 |
| DIA = diastolisk (laveste værdi) | op til 84 | 85–99 | 100–109 | ≥110 |



Sikkerhedsoplysninger og vigtige forholdsregler

Læs hele brugsanvisningen grundigt for at sikre nøjagtige måleresultater.

Personer, der lider af hjertearytmii, karforsnævrings, åreforkalkning i ekstremiteterne, diabetes eller brugere af hjertepræcamere, bør konsultere egen læge, inden de måler deres blodtryk selv. Afvigelser i blodtryksværdier kan forekomme i sådanne tilfælde.

Hvis din blodtryksmåling ligger i området for svært forhøjet blodtryk med værdier på 180 mmHg systolisk og derover og/eller 110 mmHg diastolisk og derover, og du har en eller to målinger i dette område - bedes du straks kontakte din læge.

Hvis du er i medicinsk behandling eller tager medicin af en hvilken som helst art, bedes du konsultere lægen først.

Undgå sammentrykning eller blokering af forbindelsesslangen. Kontinuerligt manchettryk på grund af knæk på forbindelsesslangen kan påvirke blodgennemstrømningen og forårsage mulig personskade på brugeren.

Det anbefales ikke at bruge denne enhed på armen på samme side af kroppen, hvor brugeren har fået foretaget en eventuel mastektomi.

For hyppig måling af blodtrykket kan forårsage personskade på grund af påvirkning af blodgennemstrømningen.

Det anbefales ikke at anbringe manchetten på en arm, hvor der er anlagt venekateter, arteriovenøst shunt (AV-fistel) eller lignende. Dette kan forårsage midlertidig påvirkning af blodgennemstrømmingen og mulighed for personskade for brugeren.

Anbring IKKE manchetten over et sår, da dette kan forårsage yderligere skade.

Det anbefales ikke at bruge enheden, mens du samtidig bruger andet elektrisk medicinsk udstyr på samme arm.

Vigtige regler for nøjagtig blodtryksmåling

Mål altid blodtrykket på samme tidspunkt hver dag og under identiske forhold.

Mål ikke inden for 30 minutter efter at du har røget, drukket kaffe eller te, eller nogen form for fysisk udfordelse, da disse faktorer vil påvirke målingen.

Sørg for at hvile i mindst 5 minutter før måling. Hvis det er muligt, anbefales det at hvile 10 minutter før måling. Prøv altid at bruge den samme hviletid, før du tager en måling.

Mål altid på samme arm. Venstre arm anbefales. Du må ikke bevæge dig eller tale. Sæt dig behageligt, sid ikke med benene over kors, hold foderne placeret fladt på gulvet, og sørg for støtte til ryg og arm. Manchetten skal have direkte kontakt med huden. Anbring ikke manchetten over en jakke, trøje eller skjorte.

Hvis du vil tage flere målinger, så vent ca. 5 minutter, før du tager en ny måling.

Produktbeskrivelse (se side 2-3)

1. Startknap

2. Hukommelsesknap

3. Knap til justering af dato/klokkeslæt

4. Indstillingsknap

5. Gennemsnitsknap

6. Bruger A/B-omskifter

7. LCD-display

8. Slangetilslutning

9. Konnektør

10. Manchet (leveres med 2 manchetter)

11. Luftslange

12. Batterirumsdæksel (4 X 1,5 V type AA (LR6) batterier)

Isætning af batterier (Se fig. 2)

Fjern dækslet til batterirummet på bunden af enheden, og indsæt 4 AA LR6 alkaliske batterier med korrekt polaritet (se symbol i batterirummet).

• Bemærk: Indstil altid dato og klokkeslæt igen efter isætning af nye batterier for at sikre, at måleresultatene gemmes med korrekt dato og klokkeslæt.

Kassér kun opbrugte batterier.

De må ikke bortsækkes i husholdningsaffaldet, men på passende indsamlingssteder eller hos din forhandler.




Fig. 2

Valg af den rette manchet

For nøjagtig måling er det vigtigt at vælge manchetten med den størrelse, som passer bedst på din overarm. Vælg manchetstorrelsen i henhold til armens omkreds, og sørg for at underkanten af manchetten sidder 2 ~ 3 cm over albuen.

- Lille/medium manchet = 22–32 cm armomkreds
- Stor/ekstrastor manchet = 32–42 cm armomkreds
- Denne manchet er egnet til brug, hvis <>-mærket ligger inden for <>, som er markeret med to pile, når manchetten er strammet til omkring armen (Fig. 3).




Fig. 3

Påsætning af manchetten

- Skub enden af manchetten længst væk fra slangen gennem metalringen. Det glatte stof skal være på undersiden af manchetten.
- Slut luftslangen til konnektoren (fig. 4).
- Hvis manchetten er placeret korrekt, vil velcroen være på ydersiden af manchetten, og metalringen vil ikke røre ved huden (fig. 5).




Fig. 4




Fig. 5

- Før din venstre arm gennem åbningen i manchetten. Underkanten af manchetten skal være ca. (2 ~ 3 cm) over albuen (fig. 6).




Fig. 6

- Slangen skal ligge over hovedpulsåren på undersiden af armen (Fig. 7).




Fig. 7

- Traek i manchetten, således at over- og underkanten strammes omkring armen.
- Når manchetten er placeret korrekt, skal du trykke velcroen fast mod den "langhårede" side af manchetten.
- Sæt dig på en stol og læg din arm på bordet, så manchetten er i samme højde som dit hjerte (fig. 8).





Fig. 8

Braun ExactFit™ 5 Connect Display BUA6350



Sådan vælges bruger A/bruger B

- Sørg for, at produktet er slukket.
- Tryk brugeromskifteren til bruger A eller bruger B. Den aktuelle brugerfunktion vil blinke på LCD-skærmen.

WHO/ESH-indikatoren til vurdering af blodtryksdata

| | |
|----------|-----|
| RØD > | !!! |
| ORANGE > | !! |
| GUL > | ! |
| GRØN > | ✓ |

Denne enhed har en blodtryksniveauintikator, der er fastlagt i henhold til retningslinjerne fra WHO og det europæiske blodtrykselskab (ESH). For hver måling, der vises på skærmen, angiver markøren blodtryksniveauet med den tilsvarende farvekode, fra grøn til rød. Du kan bruge denne klassifikation dagligt til at hjælpe dig med at forstå dit blodtryksniveau. Hvis du er meget bekymret over klassificeringen, skal du kontakte din læge hurtigst muligt.

Hvis din blodtryksmåling ligger i området for svart forhøjet blodtryk med værdier på 180 mmHg systolisk eller derover og/eller 110 mmHg diastolisk eller derover, og du har en eller to målinger i dette område - bedes du straks kontakte din læge.

Indstilling af måned, dato og klokkeslæt

Braun Healthy Heart-appen opdaterer automatisk dato og klokkeslæt på enheden, når den er parret.

- Sluk for enheden for at indstille dato/klokkeslæt.
- Tryk på indstillingsknappen (4) for at starte indstillingen af årstal, hvorefter "år" blinker på displayet. Tryk på (3) for at justere årstallet 1 år ad gangen.
- Tryk på indstillingsknappen (4) for at starte indstillingen af "måned", dernæst blinker "måned", og brugeren kan trykke på knappen til justering (3) for at justere måneden med 1 måned ad gangen.
- Tryk på indstillingsknappen (4) for at starte indstillingen af "dag", dernæst blinker "dagen", og brugeren kan trykke på knappen til justering (3) for at justere dagen med 1 dag ad gangen.
- Tryk på indstillingsknappen (4) for at starte indstillingen af "time", dernæst blinker "timen", og brugeren kan trykke på knappen til justering (3) for at justere timerne med 1 time ad gangen.
- Tryk på indstillingsknappen (4) for at starte indstillingen af "minutter", dernæst blinker "minutterne", og brugeren kan trykke på knappen til justering (3) for at justere minutterne.
- Tryk på indstillingsknappen (4) for at afslutte al indstilling af dato/klokkeslæt, hvorefter enheden holder op med at blinke.

Bemærk: Hvis justeringsknappen holdes inde, køres værdien op eller ned.

Sådan måles blodtrykket

Vikl manchetten om armen (se afsnittet om "påsætning af manchetten" ovenfor). FORSIGTIG: Omslut ikke manchetten for stramt. Man skal kunne stikke en finger under uden problemer.

- Sid i opret stilling på stolen, så du har en korrekt holdning.
 - Tryk og slip startknappen (1), dato/klokkeslæt og den aktuelle bruger vises.
 - Indstil bruger A/B-omskifteren (6) til A for bruger A eller B for bruger B. LCD-skærmen viser symbolet for bruger A eller bruger B.
 - Tryk og slip startknappen (1), alle ikoner på displayet vises i 2 sekunder. Lufttrykket pumpes automatisk op til et fastsat niveau, og målingen startes. Du må ikke bevæge dig eller tale, mens dit blodtryk måles. Under målingen må du ikke sidde med benene over kors, og dine fodder skal være placeret fladt på gulvet.
 - Når lufttrykket er øget, registreres pulsen, og symbolet for pulsen (begynder at blinke).
 - LCD-skærmen viser resultaterne og WHO-indikatorpilen efter målingen.
- Efter brug slukkes enheden ved at trykke på startknappen (1), eller også slukker enheden automatisk efter 1 minut.

Denne enhed er ikke beregnet som erstatning for regelmæssige besøg hos din læge. Du bedes fortsat få foretaget professionelle målinger regelmæssigt hos din læge.


Tilslutning til Smartphone og Braun Healthy Heart app

Den ExactFit™ 5 Connect kan tilsluttes via Bluetooth® til din smartphone (iOS og Android) for automatisk at downloade gemte målinger. Enheden kan uploadet op til 200 målinger pr. bruger ved hjælp af Bluetooth-hukommelsen.

Aktivér Bluetooth-funktionen på din smartphone.

Sørg for, at appen Braun Healthy Heart er blevet downloadet på din smartphone og at appen er åben.

Hvis du bruger appen for første gang, vil den vejlede dig i parring af din Braun ExactFit™ 5 Connect. Hvis du allerede har brugt appen før, skal du gå til funktionen "Connect device" (Forbind enhed), der er tilgængelig i app-menuen, og følge vejledningen.



Når parringen er udført, viser appen en bekræftelsesmeddelelse.

Hukommelsesfunktion

Din blodtryksmåler kan gemme de seneste 60 målinger for hver bruger.


Lagring af måledata

Efter hver blodtryksmåling bliver systolisk tryk, diastolisk tryk, puls samt tidspunkt og dato for den pågældende dag automatisk gemt. Lukommelse # 01 er altid den nyeste. Når hukommelsen er fuld, overskrives de ældste værdier.

Tryk på hukommelsesknappen **M** (2) for at gennemse de gemte data. De sidste hukommelsedata (sys/dia/pul) med måledato/klokkeslæt, IHB og WHO-indikator vises på LCD-displayet. Tryk igen på hukommelsesknappen **M** (2) for at få vist de tidligere data. Sørg for, at den korrekte bruger (A eller B) er valgt før brug.

Gennemsnitsfunktion

Sluk og tænd for enheden. Tryk på gennemsnitsknappen **WA** (5) for at se de seneste 3 gennemsnitsmålinger på LCD-displayet.



Sletning af data

Sluk for enheden, tryk og hold på hukommelsesknappen **M** (2) i mere end 5 sekunder. LCD-displayet blinker "DEL ALL". Sørg for, at den korrekte bruger (A eller B) er valgt før brug.

Tryk på hukommelsesknappen **M** (2) igen. LCD-displayet viser "---", hvilket betyder, at alle gemte data for den pågældende bruger er slettet.

Registrering af uregelmæssigt hjerteslag

Visningen af dette symbol betyder, at der blev registreret en vis uregelmæssighed i hjerteslaget under målingen. At tale, flytte sig, rystelser eller et uregelmæssigt hjerteslag under målingen kan medføre, at dette ikon vises. Normalt er dette ikke nogen grund til bekymring, men hvis symbolet vises ofte, anbefaler vi at du søger lægehjælp. Enheden erstatter ikke en hjerteundersøgelse, men tjenere til at registrere uregelmæssigheder i hjerteslaget på et tidligt stadium.

Indikator for lav batteristand

Når indikatoren for lav batteristand blinker på displayet betyder det, at batteristanden er lav, og de fire batterier skal udskiftes med alkaliske LR6 (AA)-batterier.

Når du har udskiftet batterierne, skifter ExactFit™ 5 Connect automatisk til tidsindstillingsfunktion.

Opbevaring og rengøring

- Opbevar altid enheden i tasken efter brug.
- Anbring ikke enheden i direkte sollys, i høje temperaturer eller på fugtige og støvede steder.
- Må ikke opbevares i ekstremt lave (under -20 °C) eller høje (over 60 °C) temperaturer.
- Brug en klud med vand eller mildt rengøringsmiddel til at rengøre enheden, og brug en tør klud til at tørre den. Brug en tør klud til at tørre manchetten, når den er snaset.
- Brug ikke stærke rengøringsmidler til at rengøre enheden.
- Når enheden ikke skal bruges i lang tid, skal du tage batterierne ud. (Batterier kan lække eller forårsage skader).
- Enheden må ikke modificeres. Åbn aldrig enheden! Dette vil gøre fabrikantens garanti ugyldig.

Fejlafhjælpning

| Problem | Årsag | Løsning |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symbol for puls | Vises under måling og blinker, når der registreres en puls. | • Målingen udføres, forhold dig i ro. |
| Indikator for lav batteristand | Vises, når batterispændingen er for lav eller batteriene er sat forkert. | • Udskift alle fire batterier med nye batterier. Isæt batteriene korrekt, så +/- symbolerne vender korrekt. |
| Målefejl Error | Vises, når blodtryk og puls ikke kunne måles nøjagtigt. | • Tryk på "start/stop"-knappen igen, og må én gang til. • Kontrollér, at manchetten er sat korrekt på. • Kontrollér, at der ikke er nogen knæk på slangen. • Kontroller, at din hånd er åben og afslappet. • Kontrollér, om du taler eller bevæger dig under målingen. • Kontroller, at din kropsstilling er korrekt. |
| E0 | Målefejl | • Pulssignalene på manchetten er for svage. Flyt manchetten, og gentag målingen. |
| E1 | Pumpefejl | • Manchetten er ikke fastgjort korrekt. Flyt manchetten, og gentag målingen. |
| E2 | Fejl pga. resultater, der ligger uden for området. | • Slap af et øjeblik, og gentag så målingen. Sørg for, at manchetten er placeret korrekt på din arm. |
| E3 | Pumpetidsfejl | • Manchetten er ikke fastgjort korrekt. Sæt manchetten på igen, og gentag målingen. |
| E254 | Intern fejl i enhed | • Tag batterierne ud, og sæt dem dernæst i igen. Kontakt forbrugersupport, hvis problemet varer ved. |
| E255 | Kalibreringsfejl | • Tag batterierne ud, og sæt dem dernæst i igen. Kontakt forbrugersupport, hvis problemet varer ved. |
| E256 | Der opstod en fejl under Bluetooth-firmwareopdateringen | • Enheden genstarter automatisk ved hjælp af den oprindelige Bluetooth-firmware. Genstart firmware-downloadprocessen eller følg anvisningerne på skærmen i Braun APP. |

Specifikationer

| | |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Målemetode | Oscillometrisk |
| Modelnummer | BUA6350 |
| Måleområde | Nominelt manchettryk: 0 mmHg~300 mmHg Målt tryk: SYS: 60~255 mmHg DIA: 40~200 mmHg Pulsværdi: 40-199 slag/minut |
| Nøjagtighed | Tryk +/- 3 mmHg Puls +/- 5 % maks. |
| Oppumpning | Deluxe automatisk |
| Display | LCD med baggrundsbelysning |
| Antal hukommelsessæt på enhed | 60 poster pr. bruger |
| Antal Bluetooth-hukommelsessæt | 200 sæt pr. bruger |
| Manchetstørrelse | Lille manchet = 22-32 cm armomkreds Stor manchet = 32-42 cm armomkreds |
| Temperatur/fugtighed ved brug | +10 °C ~ + 40 °C, 15%~85% R.H. |
| Temperatur/fugtighed for opbevaring og transport | -20 °C ~ +60 °C, 15%~85% R.H. |
| Atmosfærisk driftstryk | 860-1060 hPa |
| Enhedens vægt | Ca. 500 g (uden batterier) |
| Strømforsyning | Alkalisk batteri: 4 x AA (LR6) 1,5 V |
| Batterilevetid | 300 målinger |
| Automatisk slukning | Når enheden ikke har været brugt i 1 minut |
| Tilbehør | 4 batterier, 2 manchetter med slange, betjeningsvejledning, lynvejledning, opbevaringspose |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth® Smart Frekvensområde: 2,4 GHz ISM-bånd (2400 - 2483,5 MHz) Modulation: GFSK Effektiv udstrålet effekt: <20 dBm |
| Levetid: | 5 år. |

Hvis enheden ikke anvendes inden for de specificerede temperaturområder, fugtighedsområder og atmosfæriske trykområder, kan målingens tekniske nøjagtighed ikke garanteres.

Der tages forbehold for ændringer uden varsel.



Udstyr med anvendte dele af type BF



Læs brugsvejledningen.



Driftstemperatur



Opbevaring/transporttemperatur



Fugtighed ved opbevaring/brug



Medicinsk udstyr



Partikode



Serienummer



Katalognummer
Autoriseret repræsentant i Det
Europæiske Fællesskab



Producent



Fremstillingsdato



Holdestort



Forsiktig



Arterie

IP22 Beskyttet mod massive fremmedlegemer med en diameter på 12,5 mm og derover.
Beskyttet mod lodret faldende vanddråber, når apparatet hælder op til 15°.



Dette medicinske udstyr er CE-mærket og fremstillet i overensstemmelse med direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2011/65/EU og andre gældende direktiver og/eller forskrifter som angivet i EU-overensstemmelseserklæringen.

Kontinuerlig drift med kortvarig belastning.

MEDICINSK ELEKTRISK UDSTYR kræver særlige forholdsregler vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). For en detaljeret beskrivelse af EMC-krav henvises til www.hot-europe.com/support.

Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr kan indvirke på elektromedicinsk udstyr.

Kaz Europe Sàrl erklærer hermed, at radioudstyret af type BUA6350 er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU. Den fulde version af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internettadresse: www.hot-europe.com/support.



Bortskaft ikke produktet som almindeligt husholdningsaffald ved afslutningen af dets levetid.
Bortskaftelse kan ske hos din lokale forhandler eller på lokale indsamlingssteder.

Spørgsmål

I Europa skal alle alvorlige hændelser (f.eks. død, livstruende personskade, kirurgiske indgreb osv.), der har fundet sted i forbindelse med dette termometer, rapporteres til Kaz Europe (se telefonnumre til Helen of Troy Consumer Service) og til den ansvarlige myndighed i dit medlemsland.

LOT- og SN-numrene for enheden er trykt på klassificeringsetiketten på produktets bagside. De første 3 tal i LOT No. (Lot-nr.) svarer til dagen i fremstilningsåret. De næste to numeriske cifre repræsenterer de sidste to tal i kalenderåret for fremstilling, og bogstavet/bogstaverne i slutningen angiver producenten. F.eks. LOT 156140nb: dette produkt blev fremstillet på dag 156, år 2014 hos producentkode onb.

Garanti

Læs alle instruktioner, inden du forsøger at bruge denne enhed. Behold kvitteringen som bevis for køb og købsdato. Kvitteringen skal fremlægges, hvis der gøres krav inden for den relevante garantiperiode. Eventuelle krav under garantien er ikke gyldige uden købsbevis.

Der ydes garanti på din enhed i to år (2 år) fra købsdatoen.

Denne garanti dækker mangler i materialer eller udførelse, der opstår under normal brug; defekte enheder, der opfylder disse kriterier, vil blive udskiftet gratis.

Garantien dækker IKKE defekter eller skader som følge af misbrug eller manglende overholdelse af brugervejledningen. Garantien bliver ugyldig, hvis enheden åbnes, manipuleres eller anvendes med ikke-Braun-mærkede dele eller tilbehør, eller hvis reparationer udføres af uautoriserede personer.

Tilbehør og forbrugsvarer er udelukket fra enhver garanti.

For supportanmodninger, besøg www.HelenofTroy.com/emea-en/support eller se servicekontaktoplysninger til sidst i denne brugervejledning.

Denne garanti gælder kun for Europa, Rusland, Mellemøsten og Afrika.

Kun Storbritannien: Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder som forbruger.

ES Español

Uso previsto y contraindicaciones

Este dispositivo está diseñado para ser utilizado por adultos (mayores de 18 años) para medir la presión arterial de las personas, que incluye pulso sistólico, diastólico y cardíaco. Este dispositivo debe utilizarse únicamente para mediciones intermitentes. Exclusivo para uso doméstico.

Este tensiómetro no está diseñado como sustituto de una consulta con su médico.

Este dispositivo no ha sido probado y, por tanto, no es apto para neonatos y lactantes, embarazadas, ni tampoco para usuarias con preeclampsia.

Qué debe saber acerca de la tensión arterial

La tensión arterial cambia constantemente a lo largo del día. Sube bruscamente a primera hora de la mañana y baja al final de la mañana. La presión arterial aumenta nuevamente por la tarde y finalmente cae a un nivel bajo durante la noche. También puede variar en un corto período de tiempo. Por tanto, las lecturas de mediciones sucesivas pueden fluctuar.

Este dispositivo mostrará la lectura de la presión arterial refiriéndose a dos valores: sistólico y diastólico a través del principio de oscilación de la presión. La presión arterial sistólica (el número superior) indica la presión que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias durante el latido del corazón. La presión arterial diastólica (el número más bajo) indica la presión que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias mientras el corazón está descansando entre latidos. También se indica el pulso después de cada medición.

La presión arterial medida en un consultorio médico sólo proporciona un valor momentáneo. Las mediciones repetidas en el hogar reflejan mejor los valores reales de la presión arterial en condiciones cotidianas.

Además, muchas personas tienen una presión arterial diferente cuando se realiza la medición en casa, porque tienden a estar más relajadas que cuando están en el consultorio médico. Las mediciones regulares de la presión arterial tomadas en casa pueden proporcionar a su médico una valiosa información sobre sus valores normales de presión arterial en condiciones "cotidianas" reales.

La ESH (Sociedad Europea de Hipertensión) y la OMS (Organización Mundial de la Salud) han establecido los siguientes valores estándar de presión arterial al realizar mediciones con pulso en reposo en casa:

| Tensión arterial (mmHg) | Valores normales | Grado 1 ligera hipertensión | Grado 2 hipertensión moderada | Grado 3 hipertensión severa |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| SYS = sistólica (valor superior) | hasta 134 | 135–159 | 160–179 | ≥180 |
| DIA = diastólica (valor inferior) | hasta 84 | 85–99 | 100–109 | ≥110 |

! Información sobre seguridad y precauciones importantes

Para garantizar unos resultados precisos de las mediciones, lea atentamente todas las instrucciones de uso.

Las personas que padeczan arritmia cardíaca, vasoconstricción, arteriosclerosis en las extremidades, diabetes o que tengan implantado un marcapasos deberán consultar a su médico antes de tomarse la tensión arterial ellas mismas.

Si la lectura de su presión arterial se encuentra en el rango de hipertensión severa con valores de 180 mmHg sistólica o más, y/o 110 mmHg diastólica o más, y tiene una o dos lecturas en este rango, rogamos consulte inmediatamente con su médico.

Si está usted recibiendo un tratamiento médico o tomando alguna medicación, consulte antes a su médico.

Evite comprimir o restringir el tubo de conexión. La presión continua del manguito causada por el pliegue del tubo de conexión puede afectar al flujo sanguíneo y causar posibles lesiones al usuario.

No se recomienda utilizar este dispositivo en el brazo del mismo lado donde se realizó una mastectomía.

Medir la presión sanguínea con demasiada frecuencia puede causar lesiones al usuario debido a la interferencia en el flujo sanguíneo.

No se recomienda colocar el brazalete en una extremidad donde haya un acceso intravascular o una derivación arteriovenosa (A-V). Puede causar una interferencia temporal en el flujo sanguíneo y posibles daños al usuario.

NO coloque el brazalete sobre una herida porque puede provocar una lesión.

No se recomienda utilizar el dispositivo mientras se está usando al mismo tiempo otro equipo electromédico (ME) en la misma extremidad.

Principales pasos para medir la tensión arterial con precisión

Realice las lecturas siempre a la misma hora del día, bajo las mismas condiciones.

No tome una medición en un período de 30 minutos después de fumar, beber café o té o cualquier otra actividad. Estos factores influirán en la medición.











Asegúrese de descansar durante al menos 5 minutos antes de tomarse la tensión. Si es posible, se recomienda descansar 10 minutos antes de realizar la medición. Trate de tomar siempre el mismo tiempo de descanso antes de una toma.

Mida siempre en el mismo brazo. Se recomienda el brazo izquierdo. No se mueva ni hable. Siéntese cómodamente, no cruce las piernas y mantenga los pies en el suelo, la espalda y los brazos apoyados.

Coloque el manguito en contacto directo con la piel. No lo coloque encima de ropa.

Si quiere tomar varias mediciones, espere unos 5 minutos antes de la siguiente.

Descripción del producto (Ver página 2-3)



Insertar las pilas (Ver Fig. 2)

Quite la tapa del compartimento de pilas de la parte inferior de la unidad e introduzca 4 pilas alcalinas AA LR6 prestando atención a la polaridad correcta (compruebe el símbolo en el compartimento de las pilas)

- Nota: reajuste siempre la fecha y la hora cuando cambie las pilas por unas nuevas para asegurarse de que se guardan los resultados correctos de fecha y hora.

Deseche solo pilas vacías.

No debe tirarlas en la basura doméstica, sino en un punto de recogida adecuado o en el punto de venta.





Fig. 2

Elección del manguito adecuado

Para realizar una medición exacta, es importante escoger el manguito del tamaño correcto, que mejor se adapte a la parte superior de su brazo. Seleccione el manguito de acuerdo con la circunferencia de su brazo y asegúrese de que la parte inferior del manguito está 2~3 cm por encima del codo.

- Manguito pequeño/mediano = contorno de brazo de 22~32 cm
- Manguito grande/muy grande = contorno de brazo de 32~42 cm
- El manguito estará listo para usar si la marca <>index>> queda entre el <>rango de ok>> indicado con dos flechas cuando se ajusta alrededor del brazo (Fig. 3).




Fig. 3

Colocación del manguito en el brazo

1. Deslice el extremo del manguito lejos del tubo por el aro metálico hasta formar un bucle. La parte suave debe estar en el interior del manguito.
2. Conecte el tubo de aire al conector (Fig. 4).
3. El manguito está colocado correctamente cuando el velcro se encuentra en la parte exterior y el aro de metal no hace contacto con la piel (Fig. 5).




Fig. 4




Fig. 5

4. Introduzca el brazo izquierdo a través del bucle formado por el manguito. La parte inferior del manguito deberá situarse a unos 2~3 cm por encima del codo (Fig. 6).
5. El tubo debe reposar sobre la arteria braquial en la cara parte interna del brazo (Fig. 7).



Fig. 6




Fig. 7





Fig. 8

6. Tire del manguito hasta apretarlo bien alrededor del brazo.
7. Cuando se haya colocado correctamente, presione firmemente el Velcro contra la parte de felpa del manguito.
8. Siéntese en una silla y coloque el brazo sobre la mesa de manera que el manguito quede a nivel del corazón (Fig. 8).

Braun ExactFit™ 5 Connect

Pantalla BUA6350



Cómo seleccionar el usuario A o B

- Compruebe que el producto esté apagado.
- Deslice el interruptor del usuario al usuario A o B y el modo del usuario actual parpadeará en la pantalla LCD.

Indicador de la OMS/ESH para evaluar los datos de presión arterial

| | |
|------------|-----|
| ROJO > | !!! |
| NARANJA > | !! |
| AMARILLO > | ! |
| VERDE > | ✓ |

Este servicio tiene un indicador de nivel de presión arterial establecido en conformidad con la OMS y las Directrices de la Asociación Europea de Hipertensión (ESH). Para cada medición mostrada en la pantalla, el cursor indicará el nivel de presión arterial con el código de color correspondiente, de verde a rojo. Puede utilizar esta clasificación a diario como guía para comprender su nivel de presión arterial. Si le preocupa el nivel de clasificación, consulte con su médico lo antes posible.


Si la lectura de su presión arterial se encuentra en el rango de hipertensión severa con valores de 180 mmHg sistólica o más, y/o 110 mmHg diastólica o más, y tiene una o dos lecturas en este rango, por favor, consulte a su médico inmediatamente.

Ajuste del mes, la fecha y la hora

La app Braun Healthy Heart actualizará automáticamente la fecha y la hora en el aparato cuando se sincronice.

- a. Apague el aparato para ajustar la fecha/hora.
- b. Pulse el botón de ajuste (4) para empezar a ajustar el año, empieza a parpadear el "año" en la pantalla. Pulse ▲ (3) para ajustar el año 1 punto.
- c. Pulse el botón de ajuste (4) para empezar a ajustar el mes; empieza a parpadear el "mes" en la pantalla. Pulse ▲ (3) para ajustar el mes en incrementos de 1.
- d. Pulse el botón de ajuste (4) para empezar a ajustar el día; empieza a parpadear el "día" en la pantalla. Pulse ▲ (3) para ajustar el día en incrementos de 1.
- e. Pulse el botón de ajuste (4) para empezar a ajustar la hora; empieza a parpadear la "hora" en la pantalla. Pulse ▲ (3) para ajustar la hora en incrementos de 1.
- f. Pulse el botón de ajuste (4) para empezar a ajustar los minutos; empiezan a parpadear los "minutos" en la pantalla. Pulse ▲ (3) para ajustar los minutos en incrementos de 1.
- g. Pulse el botón (4) para terminar el ajuste de la fecha/hora. Los datos dejan de parpadear.

Nota: Si mantiene pulsado el botón de ajuste se cambiará el valor.



Realización de una medición

Póngase el manguito alrededor del brazo (véase la sección previa "Colocación del manguito en el brazo"). PRECAUCIÓN: no apriete en exceso el manguito. Debería poder introducirse el dedo con facilidad.

1. Siéntese recto en la silla para tener una postura correcta.
2. Pulse y suelte el botón de inicio (1), se visualiza la fecha/hora y el usuario en uso.
3. Elija el usuario A o B con el interruptor correspondiente (6) y en la pantalla LCD aparecerá el símbolo del usuario A o B.
4. Pulse y suelte el botón de inicio (1), se visualizan todos los iconos durante 2 segundos. La presión de aire subirá automáticamente hasta un nivel de presión determinado y comenzará la medición.
- No se mueva ni hable durante la medición de la presión. No cruce las piernas y mantenga los pies en el suelo.
5. Despues de haber aumentado la presión del aire, se detecta el pulso y el símbolo del ritmo cardíaco (5) empieza a parpadear.
6. La pantalla LCD mostrará los resultados y la flecha del indicador de la OMS tras la medición. Cuando termine de usar el aparato, apáguelo presionando el botón de inicio (1) o deje que se apague automáticamente después de 1 minuto.

Este dispositivo no está diseñado como sustituto de las revisiones regulares por parte de su médico. No deje de consultar con su médico regularmente para tener una lectura profesional.

Conexión al Smartphone y a la aplicación Braun Healthy Heart

Su ExactFit™ 5 Connect puede ser conectado por Bluetooth® a su Smartphone (iOS o Android) para descargar automáticamente las lecturas almacenadas. El dispositivo puede cargar hasta 200 lecturas por usuario utilizando la memoria Bluetooth.

Active la función Bluetooth en su Smartphone.

Compruebe que se ha descargado la app Braun Healthy Heart en su Smartphone y que esté abierta.

Si está usando la aplicación por primera vez, le guiará para sincronizar su Braun ExactFit™ 5 Connect. Si ya ha utilizado la aplicación anteriormente, acceda a la función "Conectar dispositivo" del menú de la aplicación y siga las indicaciones.



Una vez completada la sincronización, la aplicación mostrará un mensaje de confirmación.


Función de memoria

Su monitor de presión arterial puede guardar las 60 últimas lecturas para cada usuario.

Almacenar datos de mediciones


Después de cada medición de la presión arterial se guardan automáticamente la presión sistólica, la presión diastólica, la frecuencia del pulso y la hora y fecha de un día específico. La memoria N°01 es siempre la más reciente. Cuando se llena la memoria, se sobrescriben los valores más antiguos.

Pulse el botón de memoria (2) para revisar los datos almacenados. Aparecerán en la pantalla LCD los últimos datos de la memoria (sys/dia/pul) con la fecha/hora de la medición, el indicador de IHB y de la OMS. Pulse el botón de memoria (2) de nuevo para mostrar los datos anteriores. Asegúrese de seleccionar el usuario correcto; A o B, antes de su uso.



Función promedio

Apague y encienda el dispositivo. Pulse el botón de promedio (5) para mostrar la media de las 3 últimas lecturas en pantalla.



Borrar datos

Apague el aparato, mantenga pulsado el botón de memoria (2) durante más de 5 segundos, la pantalla LCD muestra el valor "DEL ALL" parpadeando. Asegúrese de seleccionar el usuario correcto, A o B, antes de usarlo.

Pulse botón de memoria (2) de nuevo, aparecerá en pantalla "---" para indicar que se han borrado los datos almacenados del usuario correspondiente.

Detección de ritmo cardíaco irregular

La aparición de este símbolo (5) significa que se ha detectado cierta irregularidad de pulso durante la medición. Hablar, moverse, agitarse o un pulso irregular durante la medición puede provocar la aparición de este ícono. Normalmente esto no es preocupante; no obstante si este símbolo aparece a menudo, le recomendamos que busque consejo médico. El dispositivo no es un sustituto de un examen cardiológico, aunque sirva para detectar irregularidades del pulso en un estadio precoz.

Indicador de batería baja

Cuando el indicador de batería baja (4+) parpadea en la pantalla, significa que las pilas están casi agotadas y que deben reemplazarse por pilas alcalinas LR6 (AA).

Después de cambiar las pilas, ExactFit™ 5 Connect pasa automáticamente al modo de ajuste de hora.

Almacenamiento y limpieza

- Guarde siempre la unidad en su bolsa de transporte después de su uso.
- No exponga directamente el aparato a la luz solar directa, ni a altas temperaturas, y no lo deje en espacios húmedos o con polvo.
- No lo guarde a temperaturas extremadamente bajas (inferiores a -20°C) ni elevadas (más de 60°C).
- Use un paño con agua o con un agente de limpieza suave para limpiar la bolsa y posteriormente use un paño seco para secarla. Limpie el manguito con un paño seco cuando esté sucio.
- No emplee limpiadores abrasivos para limpiarlo.
- Cuando no se vaya a emplear el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, saque las pilas. (La filtración del líquido de las pilas ser nociva).
- No modifique el aparato. ¡NO abra NUNCA el aparato! Si lo hace, la garantía del fabricante quedará anulada.

Solución de problemas

| Problema | Causa | Solución |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Símbolo de ritmo cardíaco  | Aparece en la condición de medición y parpadea cuando se detecta pulso. | <ul style="list-style-type: none"> Medición en proceso, permanezca tranquilo. |
| Indicador de batería baja  | Aparece cuando el voltaje de las pilas es excesivamente bajo o las pilas están mal montadas. | <ul style="list-style-type: none"> Cambie las cuatro pilas por otras nuevas. Inserte las pilas en la posición correcta. Tenga en cuenta las posiciones +/-. |
| Error de medición  | Aparece cuando no se puede obtener una tensión arterial o el pulso con precisión. | <ul style="list-style-type: none"> Vuelva a pulsar el botón "start/stop" y reinicie la medición. Compruebe si el manguito está apretado según las instrucciones. Compruebe que el tubo no esté doblado. Observe que la mano esté relajada y abierta. Compruebe si se ha hablado o se ha movido durante la medición. Compruebe si la postura es la correcta. |
| E0 | Error de medición | <ul style="list-style-type: none"> Las señales de pulso en el brazalete son demasiado débiles. Coloque de nuevo el brazalete y repita la medición. |
| E1 | Error en el bombeo | <ul style="list-style-type: none"> El brazalete no está bien apretado. Vuelva a colocarlo y repita la medición. |
| E2 | Error de resultados fuera de rango | <ul style="list-style-type: none"> Relájese un instante y repita la medición. Observe que el brazalete esté bien colocado en el brazo. |
| E3 | Error de tiempo de bombeo | <ul style="list-style-type: none"> El brazalete no está bien apretado. Vuelva a ajustarlo y tome una nueva medición. |
| E254 | Error interno del dispositivo | <ul style="list-style-type: none"> Extraiga y vuelva a montar las pilas. Si el problema persiste, contacte con el servicio de atención al cliente. |
| E255 | Error de calibración | <ul style="list-style-type: none"> Extraiga y vuelva a insertar las pilas. Si el problema persiste, contacte con el servicio de atención al cliente. |
| E256 | Se ha producido un error durante la actualización del firmware por Bluetooth | <ul style="list-style-type: none"> El dispositivo se reiniciará automáticamente utilizando el firmware original de Bluetooth. Reinicie el proceso de descarga del firmware o siga las instrucciones en pantalla de la App Braun. |

Especificaciones

| | |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método de medición | Oscilométrico |
| Número de modelo | BUA6350 |
| Rango de medición | Presión nominal del brazalete: 0mmHg~300mmHg Presión de medición: SIST: 60~255mmHg DIAST: 40~200mmHg Medición del pulso: 40-199 latidos/minuto |
| Precisión | Presión +/- 3 mmHg Pulso +/- 5 % Máx. |
| Inflado | Automático Deluxe |
| Pantalla | LCD con retroiluminación |
| Registros de memoria del dispositivo | 60 juegos por usuario |
| Registros de memoria Bluetooth | 200 registros por usuario |
| Tamaño del manguito | Manguito pequeño = 22–32cm de contorno de brazo Manguito grande = 32–42cm de contorno de brazo |
| Temperatura/humedad de funcionamiento | +10 °C ~ + 40 °C, 15 %~85 % de humedad relativa |
| Temperatura/humedad de almacenamiento y transporte | -20 °C ~ +60 °C, 15 %~85 % de humedad relativa |
| Presión atmosférica de funcionamiento | 860–1060 hPa |
| Peso | Aproximadamente 500gr (sin pilas) |
| Alimentación | Pilas alcalinas: 4 x AA (LR6) 1,5V |
| Duración de las pilas | Medición 300 veces |
| Desconexión automática | Siempre que no se use durante 1 minuto |
| Accesorios | 4 pilas, 2 manguitos con tubo, manual de instrucciones, guía de referencia rápida, funda para guardarlos |
| Comunicación inalámbrica | Bluetooth® Smart Rango de frecuencias: 2,4GHz ISM banda (2400 - 2483.5 MHz) Modulación: GFSK Potencia radiada efectiva: <20dBm |
| Vida útil: | 5 años. |

Si el dispositivo no se utiliza dentro de los intervalos especificados de temperatura, humedad y presión atmosférica, no se puede garantizar la precisión técnica de la medición.
Sujeto a cambios sin aviso.



Equipo con piezas aplicadas tipo BF



Consulte las instrucciones de funcionamiento.



+10°C / +40°C



-20°C / +60°C



15% / 85%



Humedad de almacenamiento/funcionamiento



Producto sanitario



Código de lote



Número de serie



Número de referencia



Representante autorizado en la Comunidad Europea



Fabricante



Fecha de fabricación



Mantener seco



Precaución



Arteria

IP22

Protegido contra objetos extraños sólidos de al menos 12,5 mm de diámetro. Protegido contra gotas de agua de caída vertical cuando se inclina el dispositivo hasta 15°.

CE 0297 Este producto sanitario lleva la marca CE y está fabricado en conformidad con la Directiva 2011/65/UE relativa a Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS) y otras directivas y/o normativas aplicables, tal como se especifica en la Declaración de Conformidad de la UE.

No adecuado para su uso en presencia de mezclas anestésicas inflamables con aire, oxígeno u óxido nitroso.

Funcionamiento continuado con poco tiempo de carga.

LOS EQUIPOS MÉDICOS ELÉCTRICOS necesitan precauciones especiales según EMC.

Para una descripción detallada de las exigencias de EMC, visite www.hot-europe.com/support.

Los equipos de comunicación por RF móviles y portátiles pueden afectar a los equipos electromédicos.

Por la presente, Kaz Europe Sàrl declara que el equipo de radio tipo BUA6350 cumple con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.hot-europe.com/support.

 Rogamos no desechar el aparato junto con los residuos domésticos al final de su vida útil. La eliminación del aparato puede hacerse en el distribuidor de su localidad o en lugares de recogida específicamente designados en su país.

Consulta

En Europa, cualquier incidente grave (como muerte, lesiones que pongan en peligro la vida, intervención quirúrgica, ...) que haya ocurrido en relación con este terómetro debe ser comunicado a Kaz Europe (consulte los Números de atención al consumidor de Helen of Troy) y a la autoridad competente de su estado miembro.

El LOTE y el NS (n.º de serie) de su dispositivo aparecen en la etiqueta de identificación situada en la parte trasera del producto. Los tres primeros dígitos del número de LOTE indican el día del año de fabricación. Los dos dígitos siguientes indican los dos últimos números del año natural de fabricación y las letras finales designan el fabricante del producto. P.ej. LOTE 15614onb, este producto fue fabricado el día 156 del año 2014, con el identificador del fabricante onb.

Garantía

Lea las instrucciones al completo antes de intentar el uso de este dispositivo. Conserve el recibo de compra como prueba y fecha de esta. Se presentará el recibo obligatoriamente con cada reclamación dentro del período de garantía relevante. Ninguna reclamación dentro del plazo de garantía tendrá validez sin una prueba de compra.

Su dispositivo cuenta con una garantía de dos años (2 años) a partir de la fecha de compra.

Esta garantía cubre los defectos de materiales o mano de obra que se produzcan bajo un uso normal; los dispositivos defectuosos que cumplen estos criterios serán reemplazados sin cargo alguno.

La garantía NO cubre defectos o daños causados por un abuso o por no seguir las instrucciones del usuarios. La garantía se anulará si se abre el dispositivo, se manipula o se utiliza con partes o accesorios de otra marca que no sea Braun, o si las reparaciones las lleva a cabo una persona no autorizada.

Los accesorios y consumibles están excluidos de cualquier garantía.

Para solicitudes de asistencia, visite www.HelenofTroy.com/emea-en/support/ o localice la información de contacto al final del manual del usuario.

Esta garantía es aplicable únicamente a Europa, Rusia, Oriente Medio y África.

Solo para Reino Unido: Esto no afecta a sus derechos estatutarios como consumidor.

FI Suomi

Käyttötarkoitus ja vasta-aiheet

Tämä laite on tarkoitettu aikuisille (vähintään 18-vuotiaiden) käyttöön verenpaineen mittaumiseen (systolinen ja diastolinen verenpaine sekä sykkiem). Tämä laite on tarkoitettu vain ajoittaisiin mittauksiin. Tämä laite on tarkoitettu vain kotikäytöön.

Tämän verenpainemittarin käyttöä ei ole tarkoitettu korvaamaan lääkärin neuvoja.

Laitetta ei ole testattu eikä sen vuoksi soveltu vastasyntyelle, pienille lapsille, raskaana oleville, mukaan lukien pre-eklampsia sairastavat käyttäjät.

Mitä sinun tulee tietää verenpaineesta

Verenpaine vaihtelee jatkuvasti päivän aikana. Se nousee voimakkaasti varhain aamulla ja laskee myöhään aamupäivällä. Ilta-päivällä verenpaine nousee jälleen ja lopulta illalla putoaa matalalle tasolle. Se voi myös vaihdella lyhyen ajan sisällä. Tämän vuoksi peräkkäisten mittausten lukemat voivat vaihdella.

Tämä laite näyttää verenpainelukeman kahdella arvolla, joita ovat systolinen ja diastolin verenpaine. Ne mitattavat paineen väriäntelyperiaatteenvailla. Systolinen verenpaine (ylempi numero) kertoo, kuinka paljon painetta veri kohdistaa valtimoiden seiniämiin, kun sydän sykki. Diastolinen verenpaine (alempeksi numero) kertoo, kuinka paljon painetta veri kohdistaa valtimoiden seiniämiin, kun sydän lepää lyöntien välillä. Kunkin mittauksen jälkeen tulee näkyviin myös sykearo.

Lääkärin vastaanotolla mitataan verenpaine vain hetkellinen arvo. Toistuvat mittaukset kotona heijastavat paremmin todellisia verenpaineearvoja jokapäiväisissä olosuhteissa.

Lisäksi useilla ihmisiillä on erilaisten verenpaine, kun he mittaavat sen kotona, koska he ovat rentoutuneempia kotona kuin lääkärin vastaanotolla. Säännölliset kotona tehdyt verenpainemittaukset voivat antaa lääkärille arvokasta tietoa tavallisista verenpaineearvoista todellisessa jokapäiväisessä elämässä.

ESH (European Society of Hypertension eli eurooppalainen verenpaineyhdistys) ja WHO (Maailman terveysjärjestö) ovat määrittäneet seuraavat verenpaineen normaaliarvot, kun verenpaine mitataan lepopulssin yhteydessä kotona:

| Verenpaine (mmHg) | Normaaliarvot | Aste 1 lievästi korkea verenpaine | Aste 2 kohtalaisen korkea verenpaine | Aste 3 korkea verenpaine |
|------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| SYS = systole (ylempi arvo) | enintään 134 | 135–159 | 160–179 | ≥180 |
| DIA = diastole (alempeksi arvo) | enintään 84 | 85–99 | 100–109 | ≥110 |



Turvallisuustietoja ja tärkeitä varotoimia

Lue käyttöohjeet huolellisesti kokonaisuudessaan, jotta saat tarkat mittaustulokset.

Henkilöiden, joilla on sydämen rytmihäiriöitä, verisuonen ahtauma, valtimonkovettumistauti raajoissa, diabetes tai sydämen tahdistin, tulee keskustella lääkärin kanssa, ennen kuin he mittaavat itse oman verenpaineensa, koska näissä tapauksissa verenpaineearvoissa voi olla poikkeamia.

Jos verenpaineearvosi on vaikkei korkean verenpaineen alueella (systolinen paine yli 180 mmHg ja/tai diastolinen paine yli 110 mmHg) ja näitä arvoja on yksi tai kaksi, hakeudu välittömästi lääkärinhoitoon. Jos saat lääkärinhoitoa tai otat mitä tahansa lääkkeitä, pyydä ensin ohjeita lääkäriiltä.

Etsi liitosletkun puristuminen tai tutkkueminen. Mutkalla olevan liitosletkin aiheuttaa mansetin puristus voi vaikuttaa verenkiertoon ja aiheuttaa mahdollisesti vamman käyttäjälle.

Laitteen käyttöä ei suositella samalla kehon puolella, jolla käyttäjälle on tehty rinnanpoisto.

Verenpaineen liian usein tapahtuva mittauksen voi aiheuttaa käyttäjälle vamman koska se haittaa verenkiertoa.

Ei ole suositeltavaa kiinnittää mansettia raajaan, jossa on suonensisäinen menoaukko tai jossa on arteriovenoosinen (AV)-suntti. Tästä voi aiheuttaa hetkellistä häiriötä verenkiertoon ja aiheuttaa

mahdollisesti vamman käyttäjälle.

ÄLÄ KINNITÄ mansettia vamman päälle koska se pahentaa vammaa.

Ei ole suositeltavaa käyttää laitteta samanaikaisesti samassa räjähdässä toisen lääkinnällisen laitteen kanssa.

Tärkeät sääntöjä tarkkojen verenpainemittaustulosten saamiseksi

Tee mittaus aina samaan vuorokaudenaihaan ja samoissa olosuhteissa.

Älä tee mittausta 30 minuutin sisällä tupakointista, kahvin tai teen juomisesta tai liikunnan harrastamisesta. Nämä seikat vaikuttavat mittaustulokseen.

Varmista vähintään viiden minuutin rauhainen lepo ennen mittauksia. Mikäli mahdollista, on suositeltavaa levätä kymmenen minuuttia ennen mittauksesta. Pyri aina käyttämään samaa lepoaikaa ennen mittauksen tekemistä.

Mittaa verenpainea aina samasta käsivarresta. Vasen käsivarsti on suositeltavaa.

Älä liiku tai puhu. Istu mukavasti, jalat suorina ja jalkapohjat lattiaa vasten, selkä ja käsivarsti tuettuina.

Aseta mansetti suoraan kosketuksiin ihan kassaan. Älä kääri mansettia takin, villapaidan tai paidan päälle.

Jos haluat tehdä useita mittauksia, odota noin kolme (5) minuuttia, ennen kuin toistat mittauksen.

Tuotteen kuvaus (katso sivu 2-3)

1. Käynnistyspainike 
2. Muistipainike 

3. Päivämäärä/kellonajan säätöpainike 

4. Asetuspainike 

5. Keskiarvopainike 

6. Käyttäjä A/B -kytkin

7. LCD-näytö

8. Letkuportti

9. Liitin

10. Käsivarsimansetti (mukana kaksi mansettia)

11. Ilmaletku

12. Paristolokeron kansi (laitteessa on neljä 1,5 V:n AA (LR6) -paristoa)


Paristojen asettaminen (katso kuva 2)

Irrota paristolokeron kansi laitteen pohjasta ja aseta neljä AA LR6-alkaliparistoa oikein päin lokeroon (katso lokerossa olevaa symbolia).

• Huomautus: aseta aina päivämäärä ja kellonaika uudelleen paristojen vaihtamisen jälkeen, jotta mittaustulokset tallentuvat oikealla päivämäärellä ja kellonajalla.

 Hävitä vain tyhjät paristot.

Niitä ei saa hävittää talousjätteiden mukana, vaan ne on hävitettävä asianmukaiseen keräyspisteeseen tai toimittamalla myyjälle.




Kuva 2

Oikeankokoinen mansetin valitseminen

Mittaustarkkuutta varten on tärkeää valita oikeankokoinen mansetti, joka parhaiten sopii olkavarteesi. Valitse mansetin koko olkavarren ympäryksen mukaan ja varmista, että mansetin alareuna on 2–3 cm kynärpään yläpuolella.

- Pieni/keskikokoinen mansetti = olkavarren ympärysmitta 22–32 cm
- Suuri / erittäin suuri mansetti = olkavarren ympärysmitta 32–42 cm
- Tämä mansetti sopii käytettäväksi, jos <>-merkki osuu kahdella nuolella merkitylle <>-alueelle, kun mansetti kiristetään käsivarren ympärille (kuva 3).




Kuva 3

Käsivarsimansetin asettaminen

1. Liu'uta käsivarsimansetin kauimpana letkusta oleva puoli metallirengkaan läpi silmukalle. Sileän kankaan on oltava mansetin sisäpinnalla.

2. Kytke ilmaletku liitintään (kuva 4).

3. Jos mansetti on asettunut oikein, tarranauha on mansetin ulkopinnalla ja metallirengas ei koske ihoon (kuva 5).




Kuva 4




Kuva 5

4. Vie vasen käsivarsti mansetin silmukan läpi. Mansetin alareunan pitää olla noin 2–3 cm kynärpään yläpuolella (kuva 6).


5. Letkun pitäisi olla käsivarsten sisäreunan käsivarsivaltimon kohdalla (kuva 7).



Kuva 6



Kuva 7




Kuva 8

6. Vedä mansetti niin, että ylä- ja alareunat kiristyvät käsivarstei ympärille.

7. Kun mansetti on asetettu oikein, paina tarranauha tiukasti karhealle puolle.

8. Istu tuoliin ja aseta kätesi pöydälle niin, että mansetti on samalla tasolla sydämesi kanssa (kuva 8).

Braun ExactFit™ 5 Connect Näyttö BUA6350



Miten käyttäjä A/B valitaan

- Varmista, että laitteen virta on katkaistu.
- Liu/uota käyttäjäytkin käyttäjään A tai käyttäjään B. Voimassa oleva käyttäjätila vilkkuu nestekidenäytössä.

WHO/EHS-ilmaisin verenpainetietojen arvioimiseen

| | |
|-------------|-----|
| PUNAINEN > | !!! |
| ORANSSI > | !! |
| KELTAINEN > | ! |
| VIHREÄ > | ✓ |

Tässä laitteessa on WHO:n ja ESH:n suositusten mukainen verenpainetasoston ilmaisin. Kaikki näytössä näkyvät mittaukset osoittavat verenpainetasoston vastaavalla värikoodilla, vihreästä punaiseen. Tämän luokituksen perusteella voit päivittää seurata verenpainetasostaasi. Jos olet huolissasi tältä luokitusasosta, kysy pikaisesti neuvoa lääkäriltä.


Jos verenpainearvosi on vaikean korkean verenpaineen alueella (systolinen paine yli 180 mmHg ja/tai diastolinen paine yli 110 mmHg) ja näitä arvoja on yksi tai kaksi, hakeudu välittömästi lääkärinhoitoon.

Kuukauden, päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Braun Healthy Heart-sovellus päivittää automaattisesti laitteen ajan ja päivämäärän kun se paritetaan.

- Sammuta laite päivämäärän/kellonajan asetusta varten.
- Aloita vuoden asetus painamalla ⌂-painiketta (4). Kun "vuosi" vilkkuu, voit muuttaa vuotta aina yhden lisäyksien verran painamalla ▲-painiketta (3).
- Aloita kuukauden asetus painamalla ⌂-painiketta (4). Kun "kuukausi" vilkkuu, voit muuttaa kuukautta aina yhden lisäyksien verran painamalla ▲-painiketta (3).
- Aloita päivän asetus painamalla ⌂-painiketta (4). Kun "päivä" vilkkuu, voit muuttaa päivää aina yhden lisäyksien verran painamalla ▲-painiketta (3).
- Aloita tunnin asetus painamalla ⌂-painiketta (4). Kun "tunti" vilkkuu, voit muuttaa tuntia aina yhden lisäyksien verran painamalla ▲-painiketta (3).
- Aloita minuuttien asetus painamalla ⌂-painiketta (4). Kun "minuuti" vilkkuu, voit muuttaa minuutteja aina yhden lisäyksien verran painamalla ▲-painiketta (3).
- Lopeta päivämäärän/kellonajan asetus painamalla ⌂-painiketta (4). Mikään kohta ei enää vilkku.

Huomautus: säätöpainikkeen pitäminen alhaalla vierittää arvoja



Mittaaminen

Käärä mansetti olkaavan ympärille (ks. edellä oleva kohta "Mansetin asettaminen"). VAROITUS: Älä kiinnitä mansettia liian tiukasti. Käden ja mansetin välillä pitäisi mahuta sormi helposti.

- Istu tuolilla pystyasennossa niin, että mittausasento on oikea.
- Paina ⌂ | ⌂-käynnistyspainiketta (1) ja vapauta se; näytössä näkyvät päivämäärä/kellonaika ja nykyinen käyttäjä.
- Aseta käyttäjäksi A/B -kytkimellä (6) joko käyttäjä A tai käyttäjä B; nestekidenäytössä näkyvä käyttäjä A- tai B-kuvake.
- Paina ⌂ | ⌂-käynnistyspainiketta (1) ja vapauta se. Kaikki näytön kuvalkeet näkyvät kahden sekunnin ajan. Ilmanpaine pumpautuu automaattisesti tiettyyn painetasoon ja mittaus alkaa. Älä liiku tai puhu verenpainemittauskseen aikana. Pidä mittauksen aikana jalkasi tasaisesti lattialla, ei ristisää.
- Kun ilmanpaine on suurennutunut, laite havaitsee pulssin ja pulssi-kuvaake ♡ alkaa vilkkuva.
- Mittauksen jälkeen nestekidenäytössä näkyvät mittaustulokset ja WHO:n osoittinuoli.

Sammuta laite verenpaineen mittauksen jälkeen painamalla ⌂ | ⌂-käynnistyspainiketta (1) tai anna laiteen sammuu automaattisesti 1 minuutin kuluttua.

Laitetta ei ole tarkoitettu korvaamaan säännöllisiä lääkärintarkastuksia. Jatka lääkäriillä käymistä säännöllisesti, jotta saat lääkärin arvion verenpainelukemista.

Yhteys älypuhelimeen ja Braun Healthy Heart -sovellukseen

ExactFit™ 5 Connect voidaan yhdistää Bluetooth®-yhteydellä älypuhelimeen (iOS ja Android) tallennettujen lukemien lataamiseksi automaattisesti. Laite voi ladata enintään 200 lukemaa käyttäjää kohti Bluetooth-muistin avulla.

Kytke älypuhelimen Bluetooth-toiminto käyttöön.

Varmista, että Braun Healthy Heart -sovellus on ladattu puhelimesi ja auki.

Jos käytät sovellusta ensimmäistä kertaa, se opastaa muodostamaan laiteparin Braun ExactFit™ 5 Connectin kanssa. Jos olet käytänyt sovellusta aikaisemmin, siirry sovelluksen valikon "Connect device" (yhdistä laite) -toimintaan ja noudata ohjeita.

Kun laitepari on muodostettu, sovellus näyttää vahvistusviestin.



Healthy Heart



Muistitoiminto

Verenpainemittari voi tallentaa 60 viimeisintä lukemaan kummaltakin käyttäjältä.

Mittaustietojen tallentaminen

Kunkin verenpainemittauskerran jälkeen systolinen verenpaine, diastolinen verenpaine, syke sekä aika ja päivämäärä tallentuvat automaatisesti. Muisti nro 01 on aina viimeisin. Kun muisti on täynnä, vanhimmat arvot pyyhkiytyvät yli.


Voit tarkastella tallennettuja tietoja painamalla muistipainiketta **M** (2). Viimeksi tallennetut tiedot (sys/dia/pul) sekä mittauspäivä-/aika, IIB ja WHO-ilmaisin näkyvät näytössä. Voit selata aiempia tietoja painamalla muistipainiketta **M** (2) uudelleen. Muista varmistaa, että olet valinnut oikean käyttäjän, A:n tai B:n, ennen käyttöä.

Keskiarvotoiminto

Sammuta sovellus ja verenpainemittari. Näytä 3 viimeisimmän lukeman keskiarvo painamalla keskiarvpainiketta **WA** (5).

Tietojen poistaminen

Katkaise laitteen virta ja pidä muistipainiketta **M** (2) painettuna yli viisi sekuntia. Näytössä vilkkuu teksti "dEL ALL". Varmista, että olet valinnut oikean käyttäjän, A:n tai B:n, ennen kuin käytät tästä toimintoa.



Paina **M**-muistipainiketta (2) uudestaan. Näytöön ilmestyy "----", mikä tarkoittaa, että kyseisen käyttäjän kaikki tallennetut tiedot on poistettu.

Epääännöllisen sykkeen tunnistin

Symbolin näkyviin tulon merkitsee, että laite havaitsi jonkin sykkeen epääännöllisyysten mittauksen aikana. Puhuminen, liikkuminen, vapiseminen tai epääännöllinen pulssi mittauksen aikana voi saada tämän kuvakeen tulemaan näkyviin. Yleensä tämä ei ole huolestuttava, mutta jos kuvake ilmestyy usein, on suosittavasti hakeutua lääkärin vastaanolle. Laite ei korvaa sydäntutkimusta, vaan ainoastaan auttaa havaitsemaan epääännöllisen sykkeen varhaisessa vaiheessa.

Alhaisen pariston varaustason ilmaisin

Kun pariston alhainen varauastason ilmaisin vilkkuu näytössä, pariston virtaa on vain vähän jäljellä ja kaikki neljä paristoaa on vaihdettava LR6 (AA)-alkaliparistoihin.

Paristojen vaihtamisen jälkeen ExactFit™ 5 Connect siirtyy automaatisesti kellonajan asetustilaan.

Säilytys ja puhdistus

- Laite on aina asetettava takaisin koteloonsa käytön jälkeen.
- Laitetta ei saa asettaa suoraan auringonvaloon, korkeaan lämpötilaan tai kosteaan ja pölyiseen paikkaan.
- Laitetta ei saa säilyttää erittäin kylmässä (alle -20 °C) tai kuumassa (yli 60 °C) lämpötilassa.
- Puhdistaa kotelo liinalla, joka on kostutettu vedellä tai miedolla pesuaineella, ja pyhyi kotelo sitten kuivaksi kuivalla liinalla. Pyhyi mansetti kuivalla liinalla, kun se on likainen.
- Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita mansetin puhdistamiseen.
- Kun laitetta ei ole tarkoitettu käyttää pitkään aikaa, poista paristot. (Ne saattavat vuotaa tai aiheuttaa haittaa.)
- Laitetta ei saa muokata eikä KOSKAAN avata! Tämä mitätöi valmistajan antaman takuun.

Vianmääritys

| Ongelma | Syy | Ratkaisu |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sykkien symboli | Tulee näkyviin mittauksissa ja vilkkuu, kun laite havaitsee sykkeen. | <ul style="list-style-type: none"> • Mittaus on käynnissä, pysy hiljaa paikoillaan. |
| Alhaisen pariston varaustason ilmaisin | Tulee näkyviin, kun pariston jännite on liian alhainen tai paristot on asetettu väärin. | <ul style="list-style-type: none"> • Vaihda kaikki neljä paristot uusiin. Aseta paristot oikealla tavalla. Ota huomioon plus- ja miinusnavat. |
| Mittausvirhe | Tulee näkyviin, kun tarkkaa verenpainelekemaa ja sykettä ei voitu määrittää. | <ul style="list-style-type: none"> • Paina käynnistä/lopetä-painiketta uudelleen ja tee uusi mittaus. • Tarkista, että mansetti on kääritty käsittelevän ohjeiden mukaisesti. • Tarkista, ettei laitteen letku ole mutkalla. • Tarkista, että kätesi on rento. • Varmista, ettet puu liiku mittauksen aikana. • Tarkista, että asentosi on oikea. |
| E0 | Mittausvirhe | <ul style="list-style-type: none"> • Mansetin pulsissignaalit ovat liian heikkoja. Aseta mansetti paremmin ja tee mittaus uudelleen. |
| E1 | Pumppausvirhe | <ul style="list-style-type: none"> • Mansetti ei ole kiinnitetty oikein. Aseta mansetti paremmin ja tee mittaus uudelleen. |
| E2 | Tulokset alueen ulkopuolella | <ul style="list-style-type: none"> • Rentoudut hetkeksi ja tee mittaus uudelleen. Varmista, että mansetti on oikeassa asennossa käsittevässä. |
| E3 | Pumppausaikavirhe | <ul style="list-style-type: none"> • Mansetti ei ole kiinnitetty oikein. Sovita mansetti paremmin ja tee mittaus uudelleen. |
| E254 | Laitteen sisäinen virhe | <ul style="list-style-type: none"> • Irrota paristot ja aseta ne takaisin paikoilleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä asiakastukeen. |
| E255 | Kalibroitivirhe | <ul style="list-style-type: none"> • Irrota paristot ja aseta ne takaisin paikoilleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä asiakastukeen. |
| E256 | Bluetooth-laitteohjelmiston päivityksessä tapahtui virhe. | <ul style="list-style-type: none"> • Laite käynnistyy automaatisesti uudelleen alkuperäisellä Bluetooth-laitteohjelmistolla. Lataa laiteohjelmisto uudelleen tai noudata Braun-sovelluksen näytön ohjeita. |

Tekniset tiedot

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mittausmenetelmä | Oskilometrinen |
| Mallinumero | BUA6350 |
| Mittausalue | Mansetin nimellispaine: 0mmHg~300mmHg Mittauspaine: SYS: 60~255mmHg DIA: 40~200mmHg Pulssilarvo: 40-199 sykästä/minuutti |
| Tarkkuus | Paine +/- 3 mmHg Syke +/- 5 % maks. |
| Täyttö | Deluxe-automaattinen |
| Näyttö | Taustavalaistu nestekidenäyttö |
| Laitemuistisarjat | 60 paikkaa käyttäjää kohden |
| Bluetooth-muistisarjat | 200 sarjaa käyttäjää kohden |
| Mansetin koko | Pieni mansetti = 22–32 cm:n käsivarren ympärys Suuri mansetti = 32–42 cm:n käsivarren ympärys |
| Käyttöympäristön lämpötila/kosteus | +10–40 °C, 15–85 prosentin suhteellinen kosteus |
| Säilytys- ja kuljetusympäristön lämpötila/kosteus | -25–+60 °C, 15–85 prosentin suhteellinen kosteus |
| Käytöölämpöpaine | 860–1060 hPa |
| Laitteen paino | Noin 500 g (ilmman paristoja) |
| Virtalähde | Alkaliparisto: 4 x AA (LR6) 1,5 V |
| Pariston käyttöikä | 300 mittauskertaa |
| Automaattinen virrankatkaisu | Kun toimeton 1 minuutin ajan |
| Lisävarusteet | 4 paristoa, 2 olkavarren mansettia ja letku, käyttöopas, pikaopas, säilytyspussi |
| Langaton viestintä | Bluetooth® Smart Taajuusalue: 2,4 GHz ISM-kaista (2400 - 2483,5 MHz) Modulaatio: GFSK Efektiivinen sähköteho: < 20 dBm |
| Käyttöikä: | 5 vuotta. |

Jos laitetta ei käytetä määritettyjen lämpötila-, kosteus- ja ilmanpainerajojen sisällä, mittausten teknistä tarkkuutta ei voida taata.

Voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.



Laitte, jossa on Bluetooth®-moduuli



Lue käyttöohjeet.



Käytöölämpöpaine



Säilytys-/kuljetuslämpöpaine



Säilytys-/käyttöympäristön kosteus



Lääketieteellinen laite



Eräkoodi



Sarjanumero



Luettelonnumero



Valtuutettu edustaja Euroopan yhteyissä



Valmistaja



Valmistuspäivämäärä



Pidettävä kuivana



Varoitus



Valitimo

IP22

Suojattu halkaisijaltaan 12,5 mm:n kokoisilta ja sitä suuremmilta vierasesineiltä. Suojattu pystysuoraan putoavilta vesipisaroilta, kun laite on kallistettu 15 astetta.



Tällä lääketieteellisellä laitteella on CE-merkintä ja se on valmistettu RoHS-direktiivin 2011/65/EY ja muiden sovellettavien direktiivien ja/tai määritysten vaatimusten mukaisesti kuten EU-vaatimustenmukaisuuusvakuutuksessa on määritelty.

Ei sovi käytettäväksi sytytteen ilmaa, happea tai typioksiduilia sisältävien anestesiaseosten läheisyydessä. Jatkuva käyttö ja nopea lataus.

LÄÄKETIETEELLISET SÄHKÖLAITTEET tarvitsevat erityisiä sähkösähkömagneettisuuteen liittyviä varotoimia. Tarkat tiedot sähkömagneettisista vaatimuksista ovat osoitteessa www.hot-europe.com/support.

Radiotaajuista sääteilyä käytävät kannettavat ja siirrettävät viestintälaitteet voivat vaikuttaa haitallisesti sähkökäyttöisiin lääkintälaitteisiin.

Kaz Europe Särl vakuuttaa, että radiolaitetyyppi BUA6350 vastaa direktiivin 2014/53/EU vaatimuksia. EU-vaatimustenmukaisuuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla internetsoitteessa www.hot-europe.com/support.

Tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana sen käyttöön päätyessä. Laite voidaan toimittaa hävitettäväksi myyjän tai asianmukaisen keräyspisteen kautta.

Tiedustelu

Europassa kaikista tähän kuumemittariin liittyvistä vakavista vaaratilanteista (esim. kuolema, hengenvaarallinen loukkaantuminen, kirurginen toimenpide jne.) on ilmoitettava Kaz Europeelle (katso Helen of Troy asiakaspalvelun numerot) ja jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

Laitteen erä- ja sarjanumero (LOT- ja SN-koodi) on painettu laitteen takana olevaan arvokilpeen. Eränumeron 3 ensimmäistä numeroa ilmoittavat valmistusvuoden päivän. Seuraavat 2 numeroa ilmoittavat valmistusvuoden kaksi viimeistä numeroa ja lopussa olevat kirjaimet määräitivät laitteen valmistajan. Esimerkki: LOT 15614onb tarkoittaa, että laite valmistettiin 156. päivänä vuonna 2014 ja että valmistajan tunnus on onb.

Takuu

Lue kaikki ohjeet ennen laitteen käyttöä. Säilytä kuitti ostotositteena. Kuitti on esittävä aina takuuiliana tehtävien vaatimusten yhteydessä. Ilman ostotositettua tehtävää takuuvaatimuksia ei hyväksytä.

Laitteella on kahden (2) vuoden takuu ostopäivästä lähtien.

Takuu kattaa normaalissa käytössä ilmenevät materiaali- tai valmistusvian. Laitteet, jotka täytävät nämä kriteerit, vaihdetaan veloituksetta uusiin.

Takuu El kelta vikoja tai vaurioita, jotka johtuvat väärästä käytöstä tai käytööhajeiden noudattamatta jättämisenstä. Takuu raukeaa, jos laite avataan, sitä muutetaan tai käytetään muiden kuin Braun-merkkisten osien tai lisälaitteiden kanssa tai jos valtuuttamatottomat henkilöt tekevät siihen korjaukset.

Lisä- ja kulutustarvikkeet eivät kuulu minkään takuun piiriin.

Jos haluat tehdä tukipyyntöön, siirry osoitteeseen www.HelenofTroy.com/emea-en/support tai katso huollon yhteystiedot tämän oppaan lopusta.

Tätä takuu koskee vain Eurooppaa, Venäjää, Lähi-Itää ja Afrikkaa.

Vain Iso-Britannia: tämä ei vaikuta kuluttajan lakiperusteisiin oikeuksiin.

FR Français

Usage prévu et contre-indications

Cet appareil est destiné à être utilisé par des adultes (+ de 18 ans) pour mesurer la tension artérielle, ce qui comprend les pressions systolique et diastolique, ainsi que le rythme cardiaque. Il est destiné à prendre des mesures intermittentes uniquement. Usage domestique uniquement.

L'utilisation de ce tensiomètre ne doit en aucun cas remplacer une consultation chez votre médecin.

Ce dispositif n'a pas été testé et n'est pas conséquemment pas destiné aux nouveau-nés et aux enfants en bas âge, ni aux femmes enceintes et aux utilisatrices pré-éclamptiques.

Ce qu'il faut savoir au sujet de la tension artérielle

La tension artérielle change constamment au cours de la journée. Elle augmente fortement le matin et baisse en fin de matinée. La tension artérielle augmente de nouveau dans l'après-midi et atteint finalement son niveau le plus bas dans la nuit. En outre, elle peut varier très rapidement, ce qui signifie que des mesures successives peuvent être différentes.

Ce dispositif affiche votre tension artérielle sous la forme de deux valeurs, systolique et diastolique, grâce au principe des variations de pression. La tension systolique (le nombre supérieur) correspond à la pression qu'exerce votre sang contre les parois de vos artères lorsque votre cœur bat. La tension diastolique (le nombre inférieur) correspondant à la pression qu'exerce votre sang contre les parois de vos artères lorsque votre cœur est au repos, entre deux battements. Le nombre de pulsations s'affiche également après chaque mesure.

La tension artérielle mesurée au cabinet du médecin ne fournit qu'une valeur ponctuelle. Des mesures répétées à domicile reflètent mieux la véritable tension artérielle du patient au quotidien.

En outre, nombreux sont les patients dont la tension artérielle est différente lorsqu'ils la mesurent chez eux car ils ont tendance à être plus détendus que dans le cabinet du médecin. Ainsi, la mesure à intervalles réguliers de la tension artérielle à domicile peut fournir à votre médecin des informations précieuses sur votre tension normale en conditions « réelles ».

L'ESH (European Society of Hypertension) et l'OMS (Organisation mondiale de la Santé) ont défini comme suit les valeurs normales de la tension artérielle lorsque la mesure est effectuée au repos, à domicile :

| Tension artérielle (mmHg) | Valeurs normales | Grade 1 hypertension légère | Grade 2 hypertension modérée | Grade 3 hypertension sévère |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| SYS = systole (valeur supérieure) | jusqu'à 134 | 135-159 | 160-179 | ≥ 180 |
| DIA = diastole (valeur inférieure) | jusqu'à 84 | 85-99 | 100-109 | ≥ 110 |

Informations relatives à la sécurité et précautions d'emploi importantes

Pour garantir l'exactitude des mesures, veuillez lire attentivement l'intégralité du mode d'emploi.

Les personnes souffrant d'arythmie cardiaque, de constriction vasculaire, d'artérosclérose des extrémités, de diabète, ou les utilisateurs de stimulateurs cardiaques doivent consulter leur médecin avant de mesurer eux-mêmes leur tension artérielle. En effet, des écarts de tension sont possibles chez ces patients.

Si la mesure de votre tension artérielle se situe dans la plage correspondant à une hypertension artérielle sévère (valeurs systoliques supérieures ou égales à 180 mmHg, et/ou valeurs diastoliques supérieures ou égales à 110 mmHg), à une ou deux reprises, consultez immédiatement votre médecin.

Si vous suivez un traitement médical ou si vous prenez des médicaments, veuillez au préalable consulter votre médecin.

Évitez toute compression ou contrainte au niveau de la tubulure de raccordement. L'application continue d'une pression au niveau du brassard en raison d'un torsion de la tubulure de raccordement peut affecter le flux sanguin et exposer l'utilisateur à un risque de blessure.

Il n'est pas recommandé d'utiliser ce dispositif sur le bras du côté du corps où l'utilisatrice a subi une mastectomie.

Mesurer trop souvent la tension artérielle peut exposer l'utilisateur à un risque de blessure en raison d'une interférence avec le flux sanguin.

Il n'est pas recommandé d'appliquer le brassard sur un membre présentant un accès intravasculaire ou un shunt artéioveineux (AV). Cela pourrait entraîner une interférence avec le flux sanguin et exposer l'utilisateur à un risque de blessure.

N'appliquez PAS le brassard sur une plaie car cela pourrait l'aggraver.

Il n'est pas recommandé d'utiliser ce dispositif simultanément avec un autre équipement électrique médical (EM) sur le même membre.

Principales règles à suivre pour obtenir une mesure exacte de la tension artérielle

Toujours effectuer les mesures à la même heure, et dans les mêmes conditions.

Ne pas effectuer les mesures dans les 30 minutes suivant la consommation de tabac, de café ou de thé ou toute forme d'effort, car ces facteurs influent sur les mesures.

Veillez à observer un repos paisible d'au moins 5 minutes avant la réalisation des mesures. Il est recommandé d'observer si possible un repos de 10 minutes avant la mesure. Essayez de respecter le même temps de repos avant chaque mesure.

Toujours prendre la tension sur le même bras. Le bras gauche est recommandé. Ne pas se déplacer ou parler pendant la mesure. Asseyez-vous confortablement, ne croisez pas les jambes, gardez les pieds à plat sur le sol et appuyez votre dos et votre bras contre un support.

Placer le brassard directement au contact de la peau. Ne pas enruler le brassard par-dessus une veste, un pull ou une chemise.

Pour prendre plusieurs mesures, attendre environ 5 minutes entre deux mesures.

Description du produit (voir pages 2-3)

- Bouton Marche/Arrêt
- Bouton Mémoire
- Bouton de réglage de la date et de l'heure
- Bouton Réglages
- Bouton Moyenne
- Commutateur utilisateur A/utilisateur B
- Écran LCD
- Branchement du tuyau
- Raccord
- Brassard (2 tailles de brassard)
- Tuyau d'arrivée d'air
- Couvercle du compartiment des piles (4 piles 1,5 V type AA, LR6)

Insertion des piles (voir Fig. 2)

Retirez le couvercle du compartiment des piles sous l'appareil et insérez 4 piles alcalines AA LR6 en respectant la polarité (voir le symbole dans le compartiment des piles).

- Remarque : réglez systématiquement la date et l'heure après le remplacement des piles afin de vous assurer que les mesures sont bien enregistrées aux bonnes dates et heures.

Éliminez uniquement les piles usagées. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères mais être rapportées dans des points de collecte appropriés ou au point de vente.




Fig. 2

Choix du brassard

Pour que la mesure soit fiable, il est important de choisir un brassard épousant au mieux la partie supérieure de votre bras. Choisissez le brassard en fonction de votre tour de bras et assurez-vous que le bas du brassard se situe 2 à 3 cm au-dessus de votre coude.

- Brassard Small/Medium = tour de bras de 22 à 32 cm
- Brassard Large/XL = tour de bras de 32 à 42 cm
- Ce brassard est de la bonne taille si le repère << index >> se situe dans la zone << ok >> délimitée par deux flèches lorsque le brassard est serré autour du bras (Fig. 3).




Fig. 3

Mise en place du brassard

- Faites passer l'extrémité du brassard la plus éloignée du tuyau à travers la partie métallique pour former une boucle. Le tissu lisse doit se trouver à l'intérieur du brassard.
- Relier le tuyau d'arrivée d'air à l'appareil (Fig. 4).
- Si le brassard est placé correctement, les bandes Velcro à l'extérieur du brassard et la partie métallique ne touchent pas la peau (Fig. 5).




Fig. 4




Fig. 5

- Placez votre bras gauche à travers la boucle du brassard. La partie inférieure du brassard doit se trouver 2 à 3 cm au-dessus du coude (Fig. 6).
- Le tuyau doit longer l'artère brachiale sur la face interne du bras (Fig. 7).




Fig. 6




Fig. 7





Fig. 8

- Tirez sur le brassard de façon à ce que les bords haut et bas soient serrés autour de votre bras.
- Une fois le brassard correctement mis en place, appuyez fermement sur la partie Velcro pour le fermer.
- Asseyez-vous sur une chaise et placez votre bras sur la table de sorte que le brassard se trouve au même niveau que votre cœur (Fig. 8).

Braun ExactFit™ 5 Connect

Écran BUA6350



Comment sélectionner l'utilisateur A ou l'utilisateur B

- Assurez-vous que l'appareil n'est pas sous tension.
- Selectionnez l'utilisateur A ou l'utilisateur B à l'aide du commutateur : l'utilisateur actuel clignote sur l'écran LCD.

L'indicateur de l'OMS/ESH permet d'évaluer les mesures de la tension artérielle

| | |
|----------|-----|
| ROUGE > | !!! |
| ORANGE > | !! |
| JAUNE > | ! |
| VERT > | ✓ |

Cet appareil comporte un indicateur de tension artérielle établi selon les recommandations de l'OMS et de l'ESH (European Society of Hypertension). Pour chaque mesure affichée à l'écran, le curseur indique le niveau de tension artérielle à l'aide du code couleur correspondant, de vert à rouge. Vous pouvez utiliser cette classification au quotidien afin de connaître votre niveau de tension artérielle. Si votre niveau de tension artérielle vous préoccupe, veuillez consulter votre médecin dans les meilleurs délais.


Si la mesure de votre tension artérielle se situe dans la plage correspondant à une hypertension artérielle sévère (valeurs systoliques supérieures ou égales à 180 mmHg, et/ou valeurs diastoliques supérieures ou égales à 110 mmHg), à une ou deux reprises, consultez immédiatement votre médecin.

Réglage du mois, de la date et de l'heure

L'application Braun Healthy Heart mettra automatiquement à jour la date et l'heure sur le dispositif après appareil.

- a. Éteignez l'appareil pour régler la date ou l'heure.
- b. Appuyez sur le bouton Réglages (4) pour régler l'année : l'année clignote. Appuyez sur ▲ (3) pour modifier l'année par incrémentés de 1.
- c. Appuyez sur le bouton Réglages (4) pour régler le mois : le « mois » clignote. Appuyez sur ▲ (3) pour modifier le mois par incrémentés de 1.
- d. Appuyez sur le bouton Réglages (4) pour régler le jour : le « jour » clignote. Appuyez sur ▲ (3) pour modifier le jour par incrémentés de 1.
- e. Appuyez sur le bouton Réglages (4) pour régler l'heure : « l'heure » clignote. Appuyez sur ▲ (3) pour modifier l'heure par incrémentés de 1.
- f. Appuyez sur le bouton Réglages (4) pour régler les minutes : les « minutes » clignotent. Appuyez sur ▲ (3) pour modifier les minutes par incrémentés de 1.
- g. Appuyez sur le bouton Réglages (4) pour terminer le réglage de la date et de l'heure : plus rien ne clignote.

Remarque : Le fait de maintenir le bouton de réglage enfoncé permet de faire défiler les valeurs.



Prise d'une mesure

Enroulez le brassard autour du bras (voir la rubrique « Mise en place du brassard » ci-dessus).

ATTENTION : ne pas trop serrer le brassard, il est préférable de pouvoir facilement passer un doigt dedans.

1. Asseyez-vous sur une chaise, le dos bien droit.
2. Appuyez sur le bouton (1). La date, l'heure et l'utilisateur actuel s'affichent.
3. Réglez le commutateur utilisateur A/B (6) sur A pour l'utilisateur A ou sur B pour l'utilisateur B. L'écran LCD affiche le symbole de l'utilisateur A ou B.
4. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (1) ; toutes les icônes s'affichent pendant 2 secondes. Le brassard se gonfle automatiquement jusqu'à un certain niveau de pression et la mesure commence. Ne vous déplacez pas et ne parlez pas pendant la mesure de la tension artérielle. Gardez les jambes décroisées et les pieds à plat sur le sol.
5. Une fois le brassard gonflé, le pouls est détecté et le symbole de fréquence cardiaque (♥) commence à clignoter.
6. Après la mesure, les résultats s'affichent sur l'écran LCD, de même que la flèche de l'indicateur OMS.

Après avoir utilisé l'appareil, éteignez-le en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt (1).

Dans tous les cas, il s'éteindra automatiquement après 1 minute d'inactivité.

Ce dispositif n'est pas destiné à remplacer les bilans réguliers effectués par votre médecin.

Consultez-le régulièrement pour réaliser une mesure professionnelle.

Connexion au smartphone et à l'appli Braun Healthy Heart

Vous pouvez connecter votre ExactFit™ 5 Connect par Bluetooth® à votre smartphone (iOS et Android) afin de télécharger automatiquement les lectures sauvegardées. Ce dispositif peut charger jusqu'à 200 lectures par utilisateur grâce à la mémoire Bluetooth.

Activez la fonction Bluetooth sur votre smartphone.

Assurez-vous que l'appli Braun Healthy Heart a bien été téléchargée sur votre smartphone et que l'appli est ouverte.

Si c'est la première fois que vous utilisez cette appli, elle vous aidera à connecter votre Braun ExactFit™ 5 Connect. Si vous avez déjà utilisé cette appli, accédez à la fonction « Connecter le dispositif » disponible dans le menu de l'appli et suivez les instructions.

Une fois la connexion établie, l'appli affichera un message de confirmation.



Fonction mémoire

Votre tensiomètre peut stocker les 60 dernières mesures pour chaque utilisateur.


Enregistrement des mesures

Après chaque mesure de la tension artérielle, la tension systolique, la tension diastolique, le pouls, la date et l'heure précises seront automatiquement enregistrés. L'enregistrement 01 est toujours le plus récent. Lorsque la mémoire est pleine, les valeurs les plus anciennes sont effacées.

Appuyez sur le bouton Mémoire (2) pour examiner les données enregistrées. Les dernières données en mémoire (sys/dia/pul) ainsi que la date/l'heure de la mesure, l'indicateur d'irrégularités de la fréquence cardiaque et l'indicateur de l'OMS s'affichent sur l'écran LCD. Appuyez de nouveau sur le bouton Mémoire (2) pour afficher les données précédentes. Assurez-vous que le bon utilisateur, A ou B, est sélectionné avant d'utiliser l'appareil.

Fonction Moyenne

Éteignez et allumez le dispositif. Appuyez sur le bouton Moyenne (5) pour afficher la moyenne des 3 dernières mesures sur l'écran LCD.




Effacement des données

Éteignez l'appareil, appuyez sur le bouton Mémoire (2) et maintenez-le enfoncé pendant plus de 5 secondes.

Le message « DEL ALL » (supprimer tout) clignote sur l'écran LCD. Assurez-vous auparavant que le bon utilisateur, A ou B, est sélectionné.

Appuyez une nouvelle fois sur le bouton Mémoire (2). L'écran LCD affiche « --- » pour indiquer que toutes les données sauvegardées pour l'utilisateur correspondant ont été supprimées.



Détection des irrégularités de la fréquence cardiaque

L'apparition du symbole (♥) indique qu'une certaine irrégularité de la fréquence cardiaque a été détectée pendant la mesure. Cela peut se produire si vous avez parlé, bougé ou tremblé pendant la mesure, mais cette icône peut également révéler une véritable irrégularité de la fréquence cardiaque. Généralement, cela ne doit pas vous inquiéter ; toutefois, si le symbole apparaît souvent, il est recommandé de consulter un médecin. L'appareil ne remplace pas un examen cardiaque mais permet de détecter des irrégularités de la fréquence à un stade précoce.

Indicateur de piles faibles

Lorsque l'indicateur de piles faibles (■) clignote sur l'écran, cela signifie que les quatre piles arrivent en fin de vie et doivent être remplacées par des piles alcalines LR6 (AA).

Après le remplacement des piles, le tensiomètre ExactFit™ 5 Connect passe automatiquement en mode réglage de l'heure.

Rangement et nettoyage

- Conservez toujours l'appareil dans sa housse après utilisation.
- N'exposez pas l'appareil directement à la lumière du soleil ou à des températures élevées et ne le stockez pas dans des lieux humides et poussiéreux.
- L'appareil ne doit pas être conservé à des températures extrêmes (inférieure à -20 °C ou supérieure à 60 °C).
- Utiliser un chiffon imbibé d'eau ou d'un détergent doux pour nettoyer le boîtier, puis un chiffon sec pour l'essuyer et le sécher. Utiliser un chiffon sec pour nettoyer le brassard.
- Ne jamais utiliser de nettoyants abrasifs pour le nettoyer.

- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez les piles.
(Les piles peuvent fuir ou endommager le dispositif).
- Ne modifiez pas l'appareil. N'ouvrez JAMAIS le dispositif ! La garantie du fabricant ne serait plus valide.

Dépannage

| Problème | Raison | Solution |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symbole de fréquence cardiaque  | Apparaît pendant la mesure et clignote lorsque le pouls est détecté. | <ul style="list-style-type: none"> Mesure en cours, restez calme. |
| Indicateur de piles faibles  | Apparaît lorsque la charge des piles est trop faible ou lorsque la polarité n'a pas été respectée. | <ul style="list-style-type: none"> Remplacez les quatre piles en même temps. Insérez les piles en respectant la polarité. |
| Indicateur d'erreur de mesure  | Apparaît lorsqu'il est impossible d'obtenir une mesure fiable de la tension artérielle et du pouls. | <ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et recommencez. Vérifiez que le brassard est bien en place, conformément aux instructions. Vérifiez que le tuyau n'est pas plié. Vérifiez que vous n'avez pas serré le poing. Vérifiez que vous n'avez pas parlé ni bougé pendant la mesure. Vérifiez que votre position était correcte. |
| E0 | Indicateur d'erreur de mesure | <ul style="list-style-type: none"> Les signaux du pouls sur le brassard sont trop faibles. Repositionnez le brassard et reprenez la mesure. |
| E1 | Indicateur d'erreur de gonflage | <ul style="list-style-type: none"> Le brassard n'est pas correctement fixé. Repositionnez le brassard et reprenez la mesure. |
| E2 | Indicateur de résultats hors plage | <ul style="list-style-type: none"> Détendez-vous pendant un moment et renouvez la mesure. Veillez à ce que le brassard soit bien positionné sur votre bras. |
| E3 | Indicateur d'erreur de délai de gonflage | <ul style="list-style-type: none"> Le brassard n'est pas correctement fixé. Réajustez le brassard et reprenez la mesure. |
| E254 | Indicateur d'erreur interne du dispositif | <ul style="list-style-type: none"> Retirez et réinsérez les piles. Si le problème persiste, contactez le Service clientèle. |
| E255 | Indicateur d'erreur d'étalonnage | <ul style="list-style-type: none"> Retirez et réinsérez les piles. Si le problème persiste, contactez le Service clientèle. |
| E256 | Une erreur est survenue pendant la mise à jour du micrologiciel Bluetooth. | <ul style="list-style-type: none"> Le dispositif redémarre automatiquement à l'aide du micrologiciel Bluetooth d'origine. Relancez le téléchargement du micrologiciel ou suivez les instructions sur l'application Braun. |

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méthode de mesure | Oscillométrique |
| Numéro du modèle | BUA6350 |
| Plage de mesure | Pression nominale du brassard : 0 mmHg~300 mmHg Pression de mesure : SYS : 60~255 mmHg DIA : 40~200 mmHg Valeur d'impulsion : 40 à 199 battements/minute |
| Precision | Pression : +/- 3 mmHg Pouls : +/- 5 % maximum |
| Gonflage | Deluxe automatique |
| Écran | LCD rétroéclairé |
| Emplacements de mémoire dispositif | 60 mesures par utilisateur |
| Emplacements de mémoire Bluetooth | 200 emplacements par utilisateur |
| Taille des brassards | Petite taille = 22-32 cm de tour de bras Grande taille = 32-42 cm de tour de bras |
| Température/humidité de fonctionnement | +10 °C à +40 °C, 15 %~85 % R.H. |
| Température/humidité de stockage et de transport | -20 °C à +60 °C, 15 %~85 % R.H. |
| Pression atmosphérique de fonctionnement | 860 à 1060 hPa |
| Poids de l'appareil | Environ 500 g (sans les piles) |
| Alimentation | 4 piles alcalines AA (LR6) 1,5 V |
| Durée de vie des piles | 300 mesures |
| Arrêt automatique | Après 1 minute d'inactivité |
| Accessoires | 4 piles, 2 brassards avec tuyau, mode d'emploi, Guide de référence rapide, étui de rangement |
| Communication sans fil | Bluetooth® Smart Gamme de fréquences : bande ISM de 2,4 GHz (2400 - 2483,5 MHz) Modulation : GFSK Puissance apparente rayonnée : < 20 dBm |

Durée de vie : 5 ans

La précision technique de la mesure ne peut être garantie si le dispositif est utilisé hors des plages de température, d'humidité et de pression atmosphérique indiquées.

Sous réserve de modifications sans préavis.

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Appareil comportant des pièces appliquées de type BF |  Lire la notice d'instructions. |  +10°C à +40°C Température de fonctionnement |  -20°C à +60°C Température pendant le stockage/transport |  15% à 85% Humidité de stockage/de fonctionnement |
|  Dispositif médical |  Code de lot |  Numéro de série |  Numéro de référence |  Représentant syndical européen |
|  Fabricant |  Date de fabrication |  Tenir au sec |  Attention |  Artère |

IP22 Protégé contre les corps solides supérieurs à 12,5 mm de diamètre. Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale.

Ce produit porte le marquage CE et il est fabriqué conformément à la directive RoHS 2011/65/UE et aux autres directives et/ou règlements applicables, comme spécifié dans la Déclaration de Conformité UE

Ne convient pas pour une utilisation en présence de mélanges anesthésiques inflammables avec l'air, l'oxygène ou le protoxyde d'azote.

Fonctionnement en continu avec chargement de courte durée.

Un APPAREIL ÉLECTRIQUE À USAGE MÉDICAL nécessite des précautions particulières concernant la compatibilité électromagnétique.

Pour une description détaillée des exigences CEM consultez le site www.hot-europe.com/support.

Les appareils de communication RF portables et mobiles peuvent perturber les appareils électromédicaux.

Kaz Europe Sàrl, déclare par la présente que l'équipement radio de type BUA6350 est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité européenne est disponible à l'adresse www.hot-europe.com/support.

 Veillez ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères au terme de son cycle de vie. Vous pouvez le remettre à votre distributeur le plus proche ou le déposer dans un point de collecte adapté.

Enquête

En Europe, tout incident grave (par exemple, un décès, une blessure potentiellement mortelle, une intervention chirurgicale...) survenu en relation avec ce thermomètre doit être signalé à Kaz Europe (voir les numéros du service consommateurs Helen of Troy) et à l'autorité compétente de votre Etat membre.

Les numéros de lot (LOT) et de série (SN) de votre appareil figurent sur l'étiquette située à l'arrière du produit. Les 3 premiers chiffres du numéro de LOT représentent le jour de l'année au cours duquel il a été fabriqué. Les 2 chiffres suivants correspondent aux deux derniers chiffres de l'année de fabrication et les lettres à la fin désignent le fabricant du produit. Par exemple : LOT 156140nb correspond à un produit fabriqué le 15^e jour de l'année 2014, par le fabricant désigné sous le code onb.

Garantie

Veuillez lire toutes les instructions avant d'essayer d'utiliser ce dispositif. Conservez votre reçu comme preuve d'achat indiquant également la date de votre achat. Ce reçu doit être présenté pour toute réclamation pendant la période de garantie. Aucune réclamation pendant la période de garantie ne sera acceptée sans preuve d'achat.

Votre appareil est garanti deux ans (2 ans) à compter de la date d'achat.

Cette garantie couvre les défauts de matériel et de fabrication survenant dans le cadre d'une utilisation normale. Les dispositifs remplissant ces critères seront remplacés gratuitement.

Cette garantie ne couvre PAS les défauts ou les dommages résultant d'un usage abusif ou du non-respect des instructions d'utilisation. La garantie sera annulée si le dispositif est ouvert, manipulé ou utilisé avec des pièces ou des accessoires n'étant pas de marque Braun, ou si des réparations sont effectuées par des personnes non autorisées.

Tous les accessoires et consommables sont exclus de toute garantie.

Pour toute demande d'assistance, veuillez consulter le site www.helenoftroy.com/emea-en/ ou contacter notre service d'assistance aux coordonnées figurant à la fin de ce mode d'emploi.

La présente garantie est applicable aux pays de l'Europe, la Russie, les pays du Moyen-Orient et d'Afrique. Royaume-Uni uniquement : cette garantie n'affecte pas vos droits en tant que consommateur.

GR Ελληνικά

Προβλεπόμενη χρήση και αντενδείξεις

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση από ενήλικες (+18 ετών) για μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, η οποία περιλαμβάνει τη συστολική πίεση, τη διαστολική πίεση και τον καρδιακό παλμό. Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για περιοδικές μετρήσεις. Μόνο για οικιακή χρήση.

Η χρήση αυτού του πιεσομέτρου δεν υποκαθιστά την ιατρική εξέταση από τον ιατρό σας.

Αυτή η συσκευή δεν έχει δοκιμαστεί και συνεπώς δεν προορίζεται για νεογέννη και βρέφη ή εγκύους, συμπεριλαμβανόμενων χρηστών με προεκλαμψία.

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε για την αρτηριακή πίεση

Η αρτηριακή πίεση μεταβάλλεται συνεχώς στη διάρκεια της μέρας. Παρουσιάζει απότομη αύξηση νωρίς το πρωί και μείνεται προς το τέλος του πρωινού. Η αρτηριακή πίεση αυξάνεται ξανά το απόγειμα κατέλογο μειώνεται στο χαμηλότερο επίπεδο στη διάρκεια της νύχτας. Κατά συνέπεια, οι ενδείξεις από διαδοχικές μετρήσεις ενδέχεται να παρουσιάζουν διακυμάνσεις.

Στη συγκεκριμένη συσκευή, η ένδειξη της αρτηριακής πίεσης εμφανίζεται ως συνδυασμός δύο τιμών: συστολική και διαστολική μέσω της αρχής της ταλάνωσης πίεσης. Η συστολική αρτηριακή πίεση (ο αριθμός στο επάνω μέρος) υποδεικνύει την πίεση που ασκείται από το αίμα στα τοιχώματα των αρτηριών σε κάθε καρδιακό παλμό. Η διαστολική αρτηριακή πίεση (ο αριθμός στο κάτω μέρος) υποδεικνύει την πίεση που ασκείται από το αίμα στα τοιχώματα των αρτηριών σταν η καρδιά αναπαύεται μετατόπιστα. Εμφανίζεται, επίσης, ο αριθμός των σφυγμάνων μετά από κάθε μέτρηση.

Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης που πραγματοποιείται στο ιατρείο παρέχει μόνο μια στιγμιαία τιμή. Οι επανειλημμένες μετρήσεις στο σπίτι αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις πραγματικές τιμές της αρτηριακής πίεσης εντός απόμετρου υποκαθημερινές συνθήκες.

Επιπλέον, πολλά άτομα έχουν διαφορετική αρτηριακή πίεση όταν πραγματοποιούνται στο σπίτι παρέχουν στον ιατρό σας πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις φυσιολογικές τιμές της αρτηριακής πίεσης υπό πραγματικές «καθημερινές» συνθήκες.

Η ESH (European Society of Hypertension, Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης) και η ΠΟΥ (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας) έχουν θεσπίσει τις ακόλουθες τυπικές τιμές αρτηριακής πίεσης όταν η μέτρηση πραγματοποιείται με σφυγμό σε κατάσταση ηρεμίας στο σπίτι:

| Αρτηριακή πίεση (mmHg) | Φυσιολογικές τιμές | Κατηγορία 1 ήπια υπέρταση | Κατηγορία 2 μέτρια υπέρταση | Κατηγορία 3 σοβαρή υπέρταση |
|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| SYS = συστολική (τιμή στο επάνω μέρος) | έως 134 | 135-159 | 160-179 | ≥180 |
| DIA = διαστολική (τιμή στο κάτω μέρος) | έως 84 | 85-99 | 100-109 | ≥110 |

Πληροφορίες ασφαλείας και σημαντικές προφυλάξεις

Για να διασφαλίσετε ότι τα αποτελέσματα των μετρήσεων είναι ακριβή, διαβάστε με προσοχή τις πληρείς οδηγίες χρήσης.

Άτομα τα οποία πάσχουν από καρδιακή αρρυθμία, αγγειοσύσπαση, αρτηριοσκλήρωση των άκρων, διαβήτη ή έναιντος χρήστες καρδιακών βιταμοδοτών θα πρέπει να συμβουλεύονται τον ιατρό τους πριν πρωτηριώσουν με μέτρηση της αρτηριακής πίεσης μόνο τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις ενδέχεται να παρατηρηθούν αποκλίσεις στις τιμές της αρτηριακής πίεσης.

Εάν η ένδειξη της αρτηριακής πίεσης κυμαίνεται στο έπος των σοβαρής υπέρτασης με τιμές συστολικής πίεσης 180 mmHg και άνω ή/και τιμές διαστολικής πίεσης 110 mmHg και άνω, και ανακαλύψετε ότι έχετε μία ή δύο ενδείξεις στο συγκεκριμένο εύρος - συμβουλεύεθείτε αμέσως τον ιατρό σας.

Εάν είστε υπό ιατρική θεραπεία ή φαρμακευτική αγωγή, συμβουλεύεθείτε πρώτα τον ιατρό σας. Αποφεύγετε τη συμπίεση ή τον περιορισμό του σωλήνα σύνδεσης. Η συνεχής πίεση της περιφερίειδας

λόγω τσακίσματος του σωλήνα σύνδεσης μπορεί να επηρεάσει τη ροή αίματος και να προκαλέσει πιθανό τραυματισμό του χρήστη.

Δεν συνιστάται η χρήση αυτής της συσκευής στο χέρι που βρίσκεται στην ίδια την πλευρά του σώματος στην οποία η χρήση της έχει υποβληθεί σε μαστεκτόμα.

Η πολύ συχνή μέτρηση της αρτηριακής πίεσης μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό του χρήστη λόγω της παρεμβολής στη ροή του αίματος.

Δεν συνιστάται η εφαρμογή της περιχειρίδας σε άκρο στο οποίο υπάρχει ενδοαγγειακή προσπέλαση ή αρτηριοφλεβική επικοινωνία (shunt). Αυτό μπορεί να προκαλέσει προσωρινή παρεμβολή στη ροή αίματος και πιθανό τραυματισμό του χρήστη.

ΜΗΝ εφαρμόζετε την περιχειρίδα πάνω από τραύμα καθώς μπορεί να προκαλέσει επιπλέον τραυματισμό.

Δεν συνιστάται η χρήση της συσκευής ταυτόχρονα με τη χρήση άλλου ιατρικού ηλεκτρικού εξοπλισμού στο ίδιο άκρο.

Βασικοί κανόνες για τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης με ακρίβεια

Να πραγματοποιείτε πάντα τις μετρήσεις την ίδια ώρα της ημέρας, υπό τις ίδιες συνθήκες.

Μην πραγματοποιήσετε μέτρηση εάν δεν παρέλθει χρονικό διάστημα 30 λεπτών από τη στιγμή που θα καντίσετε, θα πιετεί καφέ ή τσάι ή μετά από οποιαδήποτε μορφή δάκης. Οι συγκεκριμένοι παράγοντες επηρεάζουν τη μέτρηση:

Φροντίστε να ξεκουράζεστε σε ήσυχη περιβάλλον για τουλάχιστον 5 λεπτά πριν από τις μετρήσεις. Αν είναι δυνατόν, συνιστάται να ξεκουράζεστε για τουλάχιστον 10 λεπτά πριν από τη λήψη της μέτρησης. Προσπαθείτε πάντα να ξεκουράζεστε για το ίδιο χρονικό διάστημα πριν από τη λήψη μιας μέτρησης.

Η μέτρηση πρέπει να πραγματοποιείται πάντα στο ίδιο μπράτσο. Συνιστάται το αριστερό μπράτσο. Μην κινείστε και μη μιλάτε. Καθίστε άνετα, μη σταυρώνετε τα πόδια σας, πατάτε τα πόδια σας στο δάπεδο, στηρίζετε την πλάτη και το μπράτσο σας.

Τοποθετήστε την περιχειρίδα ώστε να έρχεται σε απευθείας επαφή με το δέρμα. Μην τυλίξετε την περιχειρίδα πάνω από τα μανίκι ενός σακακιού, πουλόβερ ή πουκαμίσου.

Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε πολλές μετρήσεις, περιμένετε 5 λεπτά περίπου πριν επαναλάβετε μια μέτρηση.

Περιγραφή προϊόντος (Βλ. σελίδα 2-3)


1. Πλήκτρο έναρξης
2. Πλήκτρο μνήμης
3. Πλήκτρο ρύθμισης ημερομηνίας / ώρας
4. Πλήκτρο ρυθμίσης
5. Πλήκτρο μέσου όρου
6. Διακόπτης χρήστη A / B
7. Οθόνη LCD
8. Θύρα ελαστικού σωλήνα
9. Συνδετήρας
10. Περιχειρίδα μπράτσου (παρέχεται με 2 περιχειρίδες)
11. Ελαστικός σωλήνας αέρα
12. Κάλυμμα χώρου μπαταριών (4 X 1,5 V μπαταρίες τύπου AA (LR6))

Τοποθέτηση μπαταριών (Βλ. Εικ. 2)

Αφαιρέστε το κάλυμμα του χώρου μπαταριών στο κάτω μέρος της μονάδας και τοποθετήστε 4 αλκαλικές μπαταρίες τύπου AA (LR6) με τη σωστή πολικότητα (βλ. σύμβολο στον χώρο μπαταριών).

- Σημείωση: Μετά την αντικατάσταση των μπαταριών με καινούριες, απαγορεύεται οπωδήποτε η επαναρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας, ώστε τα αποτελέσματα των μετρήσεων να αποθηκεύονται με τη σωστή ημερομηνία και ώρα.

Να απορρίπτετε μόνο κενές μπαταρίες. Δεν θα πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορίματα, αλλά σε κατάλληλα σημεία συλλογής ή στο κατάστημα λιανικής πώλησης του προμηθευτή σας.




Εικ. 2

Επιλογή της σωστής περιχειρίδας

Για ακρίβεις μετρήσεις, είναι σημαντικό να επιλέξετε την περιχειρίδα κατάλληλου μεγέθους, η οποία ταιριάζει καλύτερα στο μπράτσο σας. Επιλέξτε το μέγεθος της περιχειρίδας με βάση την περιφέρεια του μπράτσου και βεβαιωθείτε ότι το κάτω μέρος της περιχειρίδας βρίσκεται σε απόσταση 2~3 cm πάνω από τον αγκώνα.


- Περιχειρίδα μικρού/μεσαίου μεγέθους = περιφέρεια μπράτσου 22~32 cm
- Περιχειρίδα μεγάλου/πολύ μεγάλου μεγέθους: περιφέρεια μπράτσου 32~42 cm
- Η περιχειρίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν η ένδειξη «index» (δείκτης) βρίσκεται εντός της περιοχής «ok range» (κατάλληλη περιοχή) που υποδεικνύεται από δύο βέλη, όταν σφίξετε την περιχειρίδα γύρω από το μπράτσο σας (Εικ. 3).



Εικ. 3

Τοποθέτηση της περιχειρίδας

- Περάστε το άκρο της περιχειρίδας μπράτσου που βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση από τον σωλήνα μέσα από τον μεταλλικό δακτύλιο, ώστε να σχηματιστεί βρόχος. Η επιφάνεια από μαλακό ύφασμα θα πρέπει να βρίσκεται στο εσωτερικό της περιχειρίδας.
- Συνδέστε τον ελαστικό σωλήνα αέρα στον συνδετήρα (Εικ. 4).
- Εάν η περιχειρίδα τοποθετείθει οώστα, η ταινία τύπου Velcro θα βρίσκεται στο εξωτερικό της περιχειρίδας και ο μεταλλικός δακτύλιος δεν θα αγγίζει το δέρμα (Εικ. 5).



Εικ. 4




Εικ. 5


- Περάστε τον αριστερό βραχίονα μέσα από τον βρόχο της περιχειρίδας. Το κάτω μέρος της περιχειρίδας θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 2~3 cm περίπου επάνω από τον αγκώνα (Εικ. 6).
- Θα πρέπει να βρίσκεται ακριβώς επάνω από τη βραχιόνια αρτηρία στο εσωτερικό του βραχίονα (Fig. 7).



Εικ. 6



Εικ. 7




Εικ. 8

- Τραβήξτε την περιχειρίδα, ώστε το επάνω άκρο και το κάτω άκρο να εφαρμόζουν σφικτά γύρω από το μπράτσο.
- Μόλις τοποθετήσετε την περιχειρίδα στην κατάλληλη θέση, πιέστε σταθερά την ταινία τύπου Velcro στην πλευρά με το πέλος της περιχειρίδας.
- Καθίστε σε μια καρέκλα και τοποθετήστε τον βραχίονα επάνω στο τραπέζι, ώστε η περιχειρίδα να βρίσκεται στο ίδιο ύψος με την καρδιά σας (Εικ. 8).

Braun ExactFit™ 5 Connect

Οθόνη BUA6350



Τρόπος επιλογής χρήστη A / χρήστη B

- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι απενεργοποιημένο.
- Σύρετε τον διακόπτη χρήστη Α ή χρήστη Β. Η τρέχουσα λειτουργία χρήστη θα αρχίσει να αναβοσθήνει στην οθόνη LCD.

Η ένδειξη ΠΟΥ/ESH για την αξιολόγηση των δεδομένων αρτηριακής πίεσης

| | |
|-------------|-----|
| KOKKINO > | !!! |
| PΟΡΤΟΚΑΛΙ > | !! |
| KΙΤΡΙΝΟ > | ! |
| ΠΡΑΣΙΝΟ > | ✓ |

Η συγκεκριμένη συσκευή διαθέτει ένδειξη επιπέδου αρτηριακής πίεσης, η οποία έχει θεωρηθεί σύμφωνα με τις Οδηγίες της ΠΟΥ και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης (ESH). Για κάθε μέτρηση που εμφανίζεται στην οθόνη, ο δρομιές υποδεικνύει το επίπεδο της αρτηριακής πίεσης με τον αντίστοιχο κωδικό χρώματος, πράσινος ή κόκκινος. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτή την τανόνμορφη καθημερινά, ώστε να κατανοείτε το επίπεδο της αρτηριακής πίεσής σας με ευκολία. Εάν ανησυχείτε πράγματι για το επίπεδο τα ιανώματης, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον ιατρό σας το συντομότερο δυνατόν.

Εάν η ένδειξη της αρτηριακής πίεσης κυμαίνεται στο εύρος σοβαρής υπέρτασης με τιμές συστολικής πίεσης 180 mmHg και άνω ή/και τιμές διαστολικής πίεσης 110 mmHg και άνω, και ανακαλύψετε ότι έχετε μία ή δύο ένδειξεις στο συγκεκριμένο εύρος - συμβουλευθείτε αμέσως τον ιατρό σας.

Ρύθμιση μήνα, ημερομηνίας και ώρας

Η εφαρμογή Braun Healthy Heart θα ενημερώσει αυτόματα την ημερομηνία και την ώρα στη συσκευή όταν συζευχθεί.

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή για να ρυθμίσετε την ημερομηνία/ώρα.
- Πιέστε το πλήκτρο ρύθμισης (4) για να ξεκινήσει η ρύθμιση του έτους. Στη συνέχεια, η ένδειξη «year» θα αρχίσει να αναβοσθήνει στην οθόνη. Πιέστε το πλήκτρο ρύθμισης (3) για να ρυθμίσετε το έτος με βηματική αύξηση κατά «1».
- Πιέστε το πλήκτρο (4) για να ξεκινήσει η ρύθμιση του μήνα. Στη συνέχεια, η ένδειξη «month» θα αρχίσει να αναβοσθήνει στην οθόνη. Πιέστε το πλήκτρο ρύθμισης (3) για να ρυθμίσετε την ημέρα. Στη συνέχεια, η ένδειξη «day» θα αρχίσει να αναβοσθήνει στην οθόνη. Πιέστε το πλήκτρο ρύθμισης (3) για να ρυθμίσετε την ημέρα με βηματική αύξηση κατά «1».
- Πιέστε το πλήκτρο (4) για να ξεκινήσει η ρύθμιση της ώρας. Στη συνέχεια, η ένδειξη «hour» θα αρχίσει να αναβοσθήνει στην οθόνη. Πιέστε το πλήκτρο ρύθμισης (3) για να ρυθμίσετε την ώρα με βηματική αύξηση κατά «1».
- Πιέστε το πλήκτρο (4) για να ξεκινήσει η ρύθμιση των λεπτών. Στη συνέχεια, η ένδειξη «minute» θα αρχίσει να αναβοσθήνει στην οθόνη. Πιέστε το πλήκτρο ρύθμισης (3) για να ρυθμίσετε τα λεπτά με βηματική αύξηση κατά «1».
- Πιέστε το πλήκτρο (4) για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ρύθμισης ημερομηνίας/ώρας. Όλες οι ενδείξεις παύουν να αναβοσθήνουν.

Σημείωση: Εάν πιέσετε παρατεταμένα το πλήκτρο ρύθμισης, επιτυγχάνεται κύλιση της τιμής

Πραγματοποίηση μέτρησης

Τύλιξτε την περιφερίδα γύρω από το μπράσο (βλ. ενόπτη «Τοποθέτηση της περιφερίδας» παραπάνω). ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τύλιξτε πολύ οφιχτά την περιφερίδα. Το καλύτερο είναι να μπορείτε να εισάγετε εύκολα ένα δάχτυλο.


- Καθίστε στην καρέκλα, φροντίζοντας να έχετε τη σωστή στάση.
- Πιέστε και αρθρίστε το πλήκτρο έναρξης (5) | (1). Θα εμφανιστούν οι ενδείξεις ημερομηνίας/ώρας και τρέχοντας χρήστη.
- Ρυθμίστε τον διακόπτη χρήστη A/B (6) στο A για τον χρήστη Α ή στο B για τον χρήστη Β. Στην οθόνη LCD, θα εμφανίστε το σύμβολο του χρήστη Α ή Β.
- Πιέστε και αρθρίστε το κουμπί έναρξης (5) | (1), στην οθόνη θα εμφανιστούν όλα τα εικονίδια για 2 δευτερόλεπτα. Η πίεση του αέρα θα αυξηθεί αυτόματα μέσω της αντλίας, μέχρι ένα συγκεκριμένο επίπεδο πίεσης και θα αρχίσει η μέτρηση. Οταν πραγματοποιείτε μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, μην κινείστε και μη μιλάτε. Κατά τη μέτρηση, μη σταυρώνετε τα ποδιά σας και τα πέδημα θα πρέπει να πατάνε στο δάπεδο.
- Μόλις αρχειθεί η πίεση του αέρα, ανιχνέυεται ο σφυγμός και αρχίζει να αναβοσθήνει το σύμβολο καρδιακού ρυθμού ♥.
- Στην οθόνη LCD εμφανίζονται τα αποτελέσματα και το βέλος ένδειξης ΠΟΥ μετά τη μέτρηση. Μετά τη χρήση της συσκευής, απενεργοποιήστε την πίεσόν τας το πλήκτρο έναρξης (5) | (1), διαφορετικά, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 1 λεπτό.
- Η συγκεκριμένη συσκευή δεν προορίζεται ως υποκατάστατο των τακτικών έλεγχων υγείας από τον ιατρό σας. Συνεχίστε τις τακτικές επισκέψεις στον ιατρό σας για μια επαγγελματική μέτρηση.

Σύνδεση με smartphone και την εφαρμογή Braun Healthy Heart

Η συσκευή ExactFit™ 5 Connect μπορεί να συνδεθεί μέσω Bluetooth® με το smartphone σας (iOS ή Android) για την αυτόματη λήψη των αποθηκευμένων μετρήσεων. Η συσκευή μπορεί να στέλνει έως και 200 μετρήσεις ανά χρήση χρησιμοποιώντας τη μηνή Bluetooth.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο smartphone σας.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει λήψη της εφαρμογής Braun Healthy Heart στο smartphone σας και ότι η εφαρμογή είναι ανοικτή.



Αν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για πρώτη φορά, θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία σύζευξης της συσκευής Braun ExactFit™ 5 Connect. Αν έχετε ήδη χρησιμοποιήσει την εφαρμογή, μεταβείτε στη λειτουργία «Connect device» (Σύνδεση συσκευής) που διατίθεται στο μενού της εφαρμογής και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Μόλις ολοκληρωθεί η σύζευξη, η εφαρμογή θα εμφανίσει ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

Λειτουργία μηνής

Το πιεσόμετρο αρτηριακής πίεσης, αποθηκεύντας αυτόματα η συστολική πίεση, η διαστολική πίεση, ο καρδιακός ρυθμός και η ημερομηνία και ώρα της συγκεκριμένης ημέρας. Η μηνή #01 περιέχει πάντα την πλέον πρόσφατη τιμή μέτρησης. Όταν δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος στην μηνή, οι πλαισιωτέρες τιμές αντικαθίστανται.

Πιέστε το πλήκτρο μηνής (2) για να εξετάσετε τα αποθηκευμένα δεδομένα. Στην οθόνη LCD, εμφανίζονται τα τελευταία δεδομένα της μηνής (sys/dia/pul) με την ημερομηνία/ώρα της μέτρησης και η ένδειξη IHB και ΠΟΥ. Πιέστε το πλήκτρο μηνής (2) ξανά, ώστε να εμφανιστούν τα προηγούμενα δεδομένα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τον σωστό χρήστη. Α ή Β, πριν από τη χρήση.

Λειτουργία μέσου όρου

Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή. Πιέστε το πλήκτρο μέσου όρου (2) για να εμφανιστεί ο μέσος όρος των 3 τελευταίων μετρήσεων στην οθόνη LCD.

Διαγραφή δεδομένων

Απενεργοποιήστε τη συσκευή, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο μηνής (2) για πάντα από 5 δευτερόλεπτα και στην οθόνη LCD θα αρχίσει να αναβοσθήνει η ένδειξη «EL ALL». Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τον σωστό χρήστη, Α ή Β, πριν από τη χρήση.

Πιέστε το πλήκτρο μηνής (2) ξανά. Στην οθόνη LCD θα εμφανίστε η ένδειξη «—», η οποία υποδεικνύει ότι όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα του αντίτοιχου χρήστη έχουν διαγραφεί.

Ένδειξη καρδιακής αρρυθμίας

Η εμφάνιση του συμβόλου (2) ωποδήλωνε ότι, κατά τη μέτρηση, ανιχνεύτηκε κάποια ανωμαλία στον σφυγμό. Αυτό το εικονίδιο ενδέχεται να εμφανιστεί εάν μιλάτε ή κινείστε κατά τη μέτρηση και σε περίπτωση ακανόνιστου σφυγμού. Συνήθως αυτό δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας, ωστόσο, εάν το σύμβολο εμφανίζεται συχνά, συνιστάται να συμβουλεύετε τον ιατρό σας. Η συσκευή δεν υποκαθιστά τον καρδιολογικό ελέγχο, αλλά διεκδικείται πριν την ανήκειση τον ανώμαλιν του σφυγμού σε πρώτο μετάδιο.

Ένδειξη χαμηλής φόρτισης μπαταρίας

Όταν στην οθόνη αναβοσθήνει η ένδειξη χαμηλής φόρτισης της μπαταρίας (2), αυτό σημαίνει ότι η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή και απαιτείται αντικατάσταση των τεσσάρων μπαταριών με αλκαλικές μπαταρίες τύπου LR6 (AA).

Μετά την αντικατάσταση των μπαταριών, η συσκευή ExactFit™ 5 Connect μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση ρύθμισης ώρας.

Φύλαξη και καθαρισμός

- Η μονάδα πρέπει να φυλάσσεται πάντα στη θήκη μεταφοράς μετά από κάθε χρήση.
- Δεν επιτρέπεται η έκθεση της συσκευής στον ήλιο και σε μέρη με υψηλή θερμοκρασία, υγρασία και σκόνη.
- Να μην φυλάσσεται σε εξαιρετικά χαμηλές (κάτω από -20 °C) ή υψηλές (πάνω από 60 °C) θερμοκρασίες.
- Χρησιμοποιήστε ένα πανί που έχετε μουσκέψει σε νερό ή πήπιο καθαριστικό για να καθαρίσετε τη θήκη και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ένα στεγνώστε στη στεγνώστε. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να καθαρίσετε την περιφερίδα όταν λερωθεί.



- Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαρέστε τις μπαταρίες.(Οι μπαταρίες ενδέχεται να παρουσιάσουν διαρροή υγρών ή να προκαλέσουν ζημιά).
- Απαγορεύεται κάθε τροποποίησή της συσκευής. Μην ανοίξετε ΠΟΤΕ τη συσκευή! Αυτό θα προκαλέσει ακύρωση της εγγύησης του κατασκευαστή.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

| Πρόβλημα | Αιτία | Λύση |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Σύμβολο καρδιακού ρυθμού | Εμφανίζεται στην κατάσταση μέτρησης και αναβοσβήνει, όταν ανιχνεύεται σφυγμός. | <ul style="list-style-type: none"> Μέτρηση σε εξέλιξη, μην κινείστε. |
| Ένδειξη χρημάτις ρύπων μπαταρίας | Εμφανίζεται, όταν η τάση της μπαταρίας είναι εξαιρετικά χαμηλή ή σε περίπτωση εσφαλμένης τοποθέτησης των μπαταριών. | <ul style="list-style-type: none"> Αντικαταστήστε και τις τέσσερις μπαταρίες με καινούριες. Τοποθετήστε τις μπαταρίες στις σωστές θέσεις. Φροντίστε ώστε η πολικότητα (+/-) να είναι σωστή. |
| Σφάλμα μέτρησης Error | Εμφανίζεται όταν δεν ήταν δυνατή η λήψη της αρτηριακής πίεσης και του σφυγμού με ακρίβεια. | <ul style="list-style-type: none"> Πιέστε το πλήκτρο «έναρξη/διακοπή» ξανά και επαναλάβετε τη μέτρηση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει την περιχειρίδα σύμφωνα με τις οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι ο ασθλητας δεν έχει τοσακιεί. Φροντίστε ώστε το χέρι σας να είναι σε αναπαυτική θέση. Μη μιλάτε και μην κινείστε κατά τη μέτρηση. Φροντίστε να έχετε τη σωστή στάση σώματος. |
| E0 | Σφάλμα μέτρησης | <ul style="list-style-type: none"> Τα σήματα παλμού στην περιχειρίδα είναι πολύ αδύνατα. Τοποθετήστε πάλι την περιχειρίδα και επαναλάβετε τη μέτρηση. |
| E1 | Σφάλμα διόγκωσης | <ul style="list-style-type: none"> Η περιχειρίδα δεν έχει τυλιχτεί σωστά. Τοποθετήστε πάλι την περιχειρίδα και επαναλάβετε τη μέτρηση. |
| E2 | Σφάλμα αποτελεσμάτων εκτός εύρους | <ul style="list-style-type: none"> Χαλαρώστε για λίγο και επαναλάβετε τη μέτρηση. Βεβαιωθείτε ότι η περιχειρίδα είναι σωστά τοποθετημένη στο μπράτσο σας. |
| E3 | Σφάλμα χρόνου διόγκωσης | <ul style="list-style-type: none"> Η περιχειρίδα δεν έχει τυλιχτεί σωστά. Τοποθετήστε πάλι την περιχειρίδα και επαναλάβετε τη μέτρηση. |
| E254 | Εσωτερικό σφάλμα συσκευής | <ul style="list-style-type: none"> Αφαιρέστε και τοποθετήστε πάλι τις μπαταρίες. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών. |
| E255 | Σφάλμα βαθμονόμησης | <ul style="list-style-type: none"> Αφαιρέστε και τοποθετήστε πάλι τις μπαταρίες. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών. |
| E256 | Προέκυψε σφάλμα κατά την ενημέρωση του υλικολογισμικού Bluetooth | <ul style="list-style-type: none"> Η συσκευή θα πραγματοποιήσει αυτόμata επανεκκίνηση χρησιμοποιώντας το αρχικό υλικολογισμικό Bluetooth. Ξεκινήστε πάλι τη διαδικασία λήψης υλικολογισμικού ή ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη στην εφαρμογή Braum. |

Προδιαγραφές

Μέθοδος μέτρησης
Αριθμός μοντέλου
Εύρος μέτρησης

Ακρίβεια

Διόγκωση

Οθόνη

Σετ μνημών συσκευής

Σετ μνημών Bluetooth

Μέγεθος περιχειρίδας

Θερμοκρασία/υγρασία λειτουργίας

Θερμοκρασία/υγρασία αποθήκευσης και μεταφοράς

Ατμοσφαιρική πίεση λειτουργίας
Βάρος μονάδας

Τροφοδοσία

Διάρκεια ζωής μπαταρίας

Αυτόματη απενεργοποίηση

Αξεσουάρ

Ασύρματη επικοινωνία

Λειτουργική διάρκεια ζωής

Ταλαντωσιμετρική

BUA6350

Διαβαθμισμένη πίεση περιχειρίδας: 0 mmHg~300 mmHg

Πίεση μέτρησης: ΣΥΣΤ.: 60~255 mmHg ΔΙΑΣΤ.: 40~200 mmHg

Αριθμός πατώμων: 40-199 αφυγμοί/λεπτό

Πίεση +/- 3 mmHg

Σφυγμός +/- 5% μέγιστο

Αυτόματη Deluxe

LCD με οπίσθιο φωτισμό

60 σετ ανά χρήστη

200 σετ ανά χρήστη

Μικρή περιχειρίδα = περιφέρεια μπράτσου 22~32 cm
Μεγάλη περιχειρίδα = περιφέρεια μπράτσου 32~42 cm
+10 °C ~ +40 °C, 15%~85% R.H. (σχετική υγρασία)

-20 °C ~ +60 °C, 15%~85% R.H. (σχετική υγρασία)

860~1060 hPa

500 gr περίπου (χωρίς μπαταρίες)

Αλκαλικές μπαταρίες: 4 x AA (LR6) 1,5 V

300 μετρήσεις

Όταν δεν χρησιμοποιείται για 1 λεπτό

4 μπαταρίες, 2 περιχειρίδες με σωλήνα, εγχειρίδιο οδηγιών, οδηγός γρήγορης αναφοράς, θήκη φύλαξης

Bluetooth® Smart

Εύρος συχνότητας: Ζώνη ISM 2,4GHz (2400 ~ 2483,5 MHz)

Διαμόρφωση: GFSK

Ενεργή ακτινοβολούμενη ισχύς: <20dBm

5 έτη.

Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί εντός των καθορισμένων ορίων θερμοκρασίας, υγρασίας και ατμοσφαιρικής πίεσης, δεν είναι δυνατό να διασφαλιστεί η τεχνική ακρίβεια της μέτρησης. Υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.



Εξοπλισμός με εφαρμογόμενα μέρη τούπου BF



Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας.



Θερμοκρασία λειτουργίας



Θερμοκρασία αποθήκευσης/μεταφοράς



Υγρασία αποθήκευσης/λειτουργίας



Ιατρική συσκευή



Κωδικός παρτίδας



Αριθμός σειράς



Αριθμός καταλόγου



Εξουσιοδοτημένος αντηρωτώς στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα



Κατοικουμένη



Ημερομηνία κατοικεύσης



Διατηρείτε το προϊόν στεγνό



Προσοχή



Αρπτία

IP22 Προστατεύεται έναντι στερεών ένδινων σωμάτων διαμέτρου 12,5 mm και άνω. Προστατεύεται έναντι σταγόνων νερού που πέφτουν κατακόρυφα όταν η συσκευή έχει κλίση άνως και 15°.

CE 0297 Η παρούσα ιατρική συσκευή φέρει το σήμα CE και κατασκεύαζεται σύμφωνα με την Οδηγία RoHS 2011/65/EE και άλλες ισχύουσες οδηγίες ή/και κανονισμούς όπως ορίζεται στη Δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ.

Δεν είναι κατάλληλη για χρήση παρουσία μειγμάτων εύφλεκτων αερίων αναισθησίας με αέρα, οξυγόνο ή υποξειδίο του αζώτου.

Συνεχής λειτουργία με σύντομο χρόνο φόρτωσης.

ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ χρήσουν ειδικών μέτρων προφύλαξης σε ό,τι αιφορά την ΗΜΣ. Για μια λεπτομερή περιγραφή των απαίτησεων ΗΜΣ επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο www.hot-europe.com/support.

Ο φορητός και κινητός εξοπλισμός επικοινωνιών μέσω ραδιοσυχνοτήτων ενδέχεται να επηρεάσει τον ηλεκτρικό ιατρικό εξοπλισμό.

Δια του παρόντος, η Kaz Europe Sàrl, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου BUA6350 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται στην εξής διεύθυνση στο internet: www.hot-europe.com/support.

 Παρακαλούμε, φροντίστε το συγκεκριμένο προϊόν να μην απορριφθεί μαζί για τα οικιακά απορρίμματα, όταν επέλθει λήξη της ωφέλιμης ζωή του. Μπορείτε να απορρίψετε τη συσκευή προσωκινότας την στο τοπικό κατάστημα λιανικής πώλησης του προμηθευτή σας ή σε κατάλληλα σημεία συλλογής στη χώρα σας.

Ερώτημα

Στην Ευρώπη, κάθε σοβαρό περιστατικό (π.χ. θάνατος, απειλητικός για τη ζωή τραυματισμός, χειρουργική επέμβαση, ...) που έχει προκύψει σε σχέση με αυτό το θερμόμετρο πρέπει να αναφέρεται στην Kaz Europe (βλ. Αριθμοί Εξυπηρέτησης Πελατών της Helen of Troy) και στην αρμόδια αρχή του κράτους μελών σας.

Ο αριθμός παρτίδας (LOT) και ο αριθμός σειράς (SN) της συσκευής σας είναι τυπωμένοι στην ετικέτα προδιαγραφών που βρίσκεται στο πιό μέρος του προϊόντος. Τα πρώτα 3 αριθμητικά ψηφία του LOT αντιπροσωπεύουν την ημέρα του έτους κατασκευής. Τα επόμενα 2 αριθμητικά ψηφία αντιπροσωπεύουν τους τελευταίους δύο αριθμούς του ημερολογιακού έτους κατασκευής και τα γράμματα στο τέλος χαρακτηρίζουν την κατασκευαστή του προϊόντος. Π.χ. LOT 15614onb, το προϊόν αυτό κατασκευάστηκε την ημέρα 156, το έτος 2014, με αναγνωριστικό κατασκευαστή onb.

Εγγύηση

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή. Φυλάξτε την απόδειξη αγοράς ως αποδεικτικό στοιχείο της ημερομηνίας αγοράς. Η απόδειξη αγοράς πρέπει να παρουσιάζεται σε περίπτωση που προβάλλετε απαίτηση εντός της σχετικής περιόδου εγγησης. Οποιαδήποτε απαίτηση σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης δεν θα είναι έγκυρη χωρίς την απόδειξη αγοράς.

Η συσκευή σας καλύπτεται από εγγύηση δύο ετών (2 ετών) από την ημερομηνία αγοράς.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει ελαττώματα σε υλικά ή εργασία που ενδεχομένως παρουσιαστούν υπό συνθήκες φυσιολογικής χρήσης. Οι ελαττωματικές συσκευές που πληρούν αυτά τα κριτήρια θα αντικαθίστανται χωρίς χρέωση.

Η εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει ελαττώματα ή ζημίες λόγω κακής χρήσης ή μη τήρησης των οδηγιών χρήσης. Η εγγύηση ακυρώνεται σε περίπτωση ανοίγματος, παραβίασης ή χρήσης της συσκευής σε συνδυασμό με εξαρτήματα ή αξεσουάρ που δεν κατασκευάζονται από την Braun, ή έναν οι επισκευές πραγματοποιηθούν από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Τα ξεσουάρ και τα αναλώσιμα εξαιρούνται από οποιαδήποτε εγγύηση.

Για αιτήματα υποστήριξης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.HelenofTroy.com/emea-en/support ή δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο τέλος του παρόντος εγχειρίου χρήσης.

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο για την Ευρώπη, τη Ρωσία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Ηνιώνειν Βασιλείο μόνο: Η παρούσα εγγύηση δεν επηρεάζει τα θεσμοθετημένα δικαιώματά σας ως καταναλωτή.

Namjena i kontraindikacije

Ovaj uređaj namijenjen je mjerjenju krvnog tlaka odraslih osoba (18+ godina), što uključuje sistolički i dijastolički tlak te broj otkucaja srca. Ovaj uređaj treba koristiti samo za povremena mjerjenja. Samo za kućnu uporabu.

Ovaj tlakomjer nije namijenjen za upotrebu kao zamjena za savjetovanje s Vašim liječnikom.

Ovaj uređaj nije testiran za njih, pa stoga nije namijenjen novorođenčadi i dojenčadi, trudnicama, uključujući korisnike s preeklampsijom.

Što trebate znati o krvnom tlaku

Krvni tlak se stalno mijenja tijekom dana. Oštro se diže u rano jutro i opada tijekom kasnog jutra. Krvni se tlak ponovno diže u popodnevnim satima i konačno se spusti na nisku razinu noću. Također, može se mijenjati u kratkom vremenskom razdoblju. Stoga, očitanja iz uzastopnih mjerjenja mogu fluktuirati.

Ovaj uređaj će prikazati vaše očitanje krvnog tlaka koje se odnosi na dvije vrijednosti: sistolički i dijastolički, koristeći princip oscilacijskog tlaka. Sistolici krvni tlak (gornji broj) označava kolikim pritiskom Vaša krv djeluje na stjenke arterija kada srce otkuca. Dijastolički krvni tlak (niži broj) označava kolikim pritiskom Vaša krv djeluje na stjenke arterija dok se srce odmara između otkucanja. Vrijednost pulsa se također prikazuje nakon svakog mjerjenja.

Krvni tlak koji se mjeri u ordinaciji daje samo trenutnu vrijednost. Ponovaljena mjerjenja kod kuće bolje odražavaju stvarne vrijednosti krvnog tlaka u svakodnevnim uvjetima.

Štoviše, mnogi ljudi imaju drugačiji krvni tlak kada mjeru kod kuće, jer imaju tendenciju da budu opušteniji nego kada se nalaze u ordinaciji. Redovita mjerjenja krvnog tlaka kod kuće mogu Vašem liječniku dati vrijedne informacije o normalnim vrijednostima krvnog tlaka u stvarnim «svakodnevnim» uvjetima.

ESH Europsko društvo za hipertenziju. (European Society of Hypertension) i WHO (Svjetska zdravstvena organizacija) postavili su sljedeće standardne vrijednosti krvnog tlaka kada se mjeri puls u opuštenom stanju kod kuće:

| Krvni tlak (mmHg) | Normalne vrijednosti | 1. stupanj blaga hipertenzija | 2. stupanj umjerena hipertenzija | 3. stupanj jaka hipertenzija |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| SYS = sistolički (gornja vrijednost) | do 134 | 135-159 | 160-179 | ≥180 |
| DIA = dijastolički (donja vrijednost) | do 84 | 85-99 | 100-109 | ≥110 |

Sigurnosne informacije i važne mjere opreza

Pažljivo pročitajte sve što piše u uputi za uporabu kako bi se zajamčili točni rezultati mjerjenja.

Osobe koje pate od srčane aritmije, suženja krvnih žila, ateroskleroze krvnih žila udova, šećerne bolesti ili koriste elektrostimulator srca trebaju se posavjetovati sa svojim liječnikom prije nego si počnu sami mjeriti krvni tlak. U takvim slučajevima mogu se javiti odstupanja u vrijednostima krvnog tlaka.

Ako je očitanje krvnog tlaka u području jake hipertenzije s vrijednostima od 180 mmHg sistolički i iznad, i/ili 110 mmHg dijastolički i iznad; i otkrijete da imate jedan ili dva očitanja u tom rasponu - odmah se javite svom liječniku.

Ako se trenutno liječe ili uzimate bilo kakve lijekove, molimo da se najprije posavjetujete sa svojim liječnikom.

Izbjegavajte kompresiju ili ograničavanje priključne cijevi. Stalni pritisak u manžetu uslijed savijanja priključnih cijevi može utjecati na protok krvi i uzrokovati moguće ozljede korisnika.

Ne preporučuje se upotreba ovog uređaja na ruci na istoj strani tijela na kojoj je korisnica imala mastektomiju.

Precesto mjerjenje krvnog tlaka može uzrokovati ozljede korisnika zbog ometanja protoka krvi.

Ne preporučuje se postavljanje manžeta na ud na kojem postoji intravaskularni pristup ili na kojem postoji arteriovenski ventil (A-V). To može uzrokovati privremene smetnje protoka krvi i potencijalne ozljede korisnika.

NE postavljajte manžetu preko rane jer to može uzrokovati daljnju ozljedu.

Ne preporučuje se korištenje uređaja na istom udu na kojem istodobno koristite drugu medicinsku električnu (ME) opremu.

Ključna pravila za točno mjerjenje krvnog tlaka

Uvijek mjerite tlak u isto doba dana, u jednakim uvjetima.

Nemojte mjeriti unutar 30 minuta nakon što ste pušili, pili kavu ili čaj ili nakon bilo kakvog napora. Ti čimbenici će utjecati na mjerjenje.

Osigurajte najmanje 5 minuta tihog odmora prije mjerjenja. Ako je moguće, preporuča se odmoriti 10 minuta prije mjerjenja. Pokušajte uvijek koristiti isto vrijeme odmora prije mjerjenja.

Uvijek mjerite na istoj ruci. Preporuka je na lijevoj ruci. Nemojte se micati niti govoriti. Sjednite udobno, noge nemojte prekriziti a stopala držite položeno na podu, leđa i ruka poduprti.

Manžetu postavite neposredno na kožu. Nemojte manžetu prekrivati jaknom, puloverom ili košuljom.

Ako želite obaviti višekratna mjerjenja, pričekajte oko 5 minute prije ponavljanja mjerjenja.

Opis proizvoda (Vidi stranice 2–3)

1. Gumb za početak mjerjenja ⚡ | ⏸

2. Gumb memorije M

3. Gumb za podešavanje datuma / vremena ▲

4. Gumb za postavke ⚡

5. Gumb za prosjek ⌂

6. Sklopka korisnika A / B

7. LCD zaslon

8. Priklučak za cijev

9. Utičница

10. Manžeta za nadlakticu (isporučuje se s 2 manžetama)

11. Cijev za zrak

12. Poklopac pretinca za baterije (4 baterije od 1,5V tip AA (LR6))


Umetanje baterija (Vidi sl. 2)

Skinite poklopac pretinca za baterije i umetnite 4 AA LR6 alkalne baterije s pravilno okrenutim polovima (pogledajte simbol u pretincu za baterije).

- Napomena: uvijek ponovno postavite datum i vrijeme nakon zamjene baterija kako biste bili sigurni da su rezultati mjerjenja spremjeni s točnim datumom i vremenom.

 Bacite samo prazne baterije.

One se ne smiju odlagati u kućni otpad, nego na primjereni sabirno odlagalište ili kod Vašeg trgovca.




Sl. 2

Izbor odgovarajuće manžete

Za precizno mjerjenje, važno je odabrati odgovarajuću manžetu veličine koja najbolje odgovara Vašoj nadlaktici. Izaberite veličinu manžete prema opsegu nadlaktice i uvjerite se da je donji rub manžete 2 cm iznad Vašeg laka.


- Mala/Srednja manžeta = opseg ruke 22~32cm
- Velika/Vrlo velika manžeta = opseg ruke 32~42cm
- Ova je manžeta pogodna za upotrebu ako je <> oznaka unutar <> označena dvjema strelicama kada je manžeta stegnuta oko nadlaktice (sl. 3).




Sl. 3

Postavljanje manžete

1. Provucite kraj manžete udaljeniji od cijevi kroz metalni prsten do petlje. Glatka tkanina bi trebala biti na unutarnjoj strani manžete.
2. Cijev za zrak utaknite u utičnicu (sl. 4).
3. Ako je manžeta postavljena pravilno, čičak traka će biti s vanjske strane manžete a metalni prsten neće dodirivati kožu (sl. 5).




Sl. 4




Sl. 5


4. Lijevu ruku provucite kroz omču manžete. Donji rub manžete treba biti približno (2~3 cm) iznad laka (sl. 6).
5. Cijev treba biti položena na nadlaktičnu arteriju (sl. 7).



Sl. 6



Sl. 7




Sl. 8

6. Povucite manžetu tako da su gornji i donjni rub stegnuti oko nadlaktice.
7. Kada je manžeta pravilno postavljena pritisnite čičak traku čvrsto na preklopnu stranu na manžeti.
8. Sjednite na stolac i stavite ruku na stol tako da je manžeta u razini Vašeg srca (sl. 8).

Braun ExactFit™ 5 Connect

Zaslon BUA6350



Kako izabrati - korisnik A /korisnik B

- Provjerite da je uređaj isključen.
- Gurnite sklopku korisnika prema položaju korisnik A ili korisnik B, na LCD zaslonu će treptati izbor trenutnog korisnika.

WHO/E SH indikator za ocjenu podataka o krvnom tlaku


Ovaj uređaj ima pokazivač razine krvnog tlaka koji je uspostavljen prema smjernicama WHO i Evropskog društva za hipertenziju (ESH). Za svako mjerjenje prikazano na zaslonu, pokazivač će pokazati razinu krvnog tlaka s odgovarajućim kodom boja, od zelene do crvene boje. Svakodnevno možete upotrijebiti ovu klasifikaciju kako biste razumjeli razinu krvnog tlaka. Ako ste stvarno zabrinuti zbog razine klasifikacije, trebali biste se što prije konzultirati s liječnikom. Ako je očitanje krvnog tlaka u području jake hipertenzije s vrijednostima od 180 mmHg sistolički i iznad, i / ili 110 mmHg dijastolički i iznad; i otkrijete da imate jedan ili dva očitanja u tom rasponu - odmah se javite svom liječniku.

Postavljanje mjeseca, dana i sata

Aplikacija Braun Healthy Heart automatski će ažurirati datum i vrijeme na uređaju kada je uparen.

- Za postavljanje datuma/sata isključite uređaj.
- Za početak postavljanja godine pritisnite gumb (4), tada na zaslonu bljeska "year". Pritisnite (3) za podešavanje godine u koracima po 1 godinu.
- Za početak postavljanja mjeseca pritisnite gumb (4) tada na zaslonu bljeska "month", korisnik može pritisnati (3) za podešavanje mjeseca u koracima po "1".
- Za početak postavljanja dana pritisnite gumb (4) tada na zaslonu bljeska "day", korisnik može pritisnati (3) za podešavanje dana u koracima po "1".
- Za početak postavljanja sata pritisnite gumb (4) tada na zaslonu bljeska "hour", korisnik može pritisnati (3) za podešavanje sata u koracima po "1".
- Za početak postavljanja minute pritisnite gumb (4) tada na zaslonu bljeska "minute", korisnik može pritisnati (3) za podešavanje minute u koracima po "1".
- Pritisnite gumb (4) za završetak svih postavljanja datuma/sata i bljeskanje prestaje.

Napomena: Držanje gumba pritisnutog kontinuirano će mijenjati vrijednost.



Izvođenje mjerena

Omotajte manžetu oko ruke (vidi gore odlomak "postavljanje manžete"). OPREZ: manžetu nemojte omotati prečvrsto, najbolje je tako da možete lako umetnuti prst između manžete i ruke.

- Sjednite uspravno na stolcu i pravilno se namjestite.
- Pritisnite i pustite gumb za početak (1), prikazat će se datum/vrijeme i oznaka trenutnog korisnika.
- Podesite sklopku korisnika A/B (6) na A za korisnika A ili na B za korisnika B, LCD zaslon će tada prikazivati simbol korisnika A ili B.
- Pritisnite i pustite gumb za početak (1), na zaslonu će se prikazati sve ikone u trajanju od 2 sekunde. Tlak zraka automatski će pumpati do određene razine tlaka i početi mjerjenje. Nemojte se pomicati niti razgovarati ured mjerjenja krvnog tlaka. Tijekom mjerjenja, nemojte prekrizati noge a stopala držite položeno na podu.
- Nakon što se tlak zraka povećao detektira se puls i počinje treptati simbol otkucanja srca .
- Nakon mjerjenja LCD zaslon će prikazati rezultate i strelicu indikatora WHO. Nakon upotrebe uređaja isključite ga pritiskom gumba (1) ili će se isključiti automatski nakon 1 minute.

Ovaj uređaj nije namijenjen kao zamjena za redovite pregledne kod Vašeg liječnika, molimo da i dalje posjećujete svog liječnika redovito za profesionalno očitanje.

Povezivanje s pametnim telefonom i aplikacijom Braun Healthy Heart

Vaš ExactFit™ 5 Connect se može putem Bluetooth® tehnologije povezati s Vašim pametnim telefonom (iOS i Android) za automatsko preuzimanje pohranjenih očitanja. Uredaj može učitati do 200 očitanja po korisniku pomoću Bluetooth memorije.

Uključite Bluetooth funkciju na svom pametnom telefonu.

Provjerite je li aplikacija Braun Healthy Heart preuzeta na vaš pametni telefon ili je li otvorena.

Ako aplikaciju koristite prvi put, ona će Vas voditi u uparivanju Vašeg Braun ExactFit™ 5 Connect. Ako ste aplikaciju već koristili prije, idite na funkciju "Connect device" (Poveži uređaj) koja je dostupna u izborniku aplikacija i slijedite upute.

Nakon dovršetka uparivanja, aplikacija će prikazati poruku potvrde.



Funkcija memorije

Vaš monitor krvnog tlaka može pohraniti posljednjih 60 očitanja za svakog korisnika.

Pohrana podataka mjerjenja

Nakon svakog mjerjenja krvnog tlaka, automatski će se pohraniti sistolički tlak, dijastolički tlak, puls i vrijeme i datum određenog dana. Memorija # 01 uvijek je najnovija. Nakon što je memorija puna, najstariji će se podaci prebrisati.

Pritisnite gumb memorije **M** (2) za pregled pohranjenih podataka. Na LCD zaslonu će se prikazati posljednji podaci u memoriji (sys / dia / puls) s datumom / vremenom mjerjenja, pokazivač IHB i WHO. Pritisnite ponovo gumb memorije **M** (2) za prikaz prethodnih podataka. Pazite da je prije uporabe odabran pravi korisnik; A ili B.


Funkcija prosjeka

Isključivanje i isključivanje uređaja. Pritisnite gumb prosjeka **WA** (5) da se na zaslonu prikaže prosjek od 3 posljednja očitanja.

Brisanje podataka

Isključite uređaj, pritisnite i držite gumb za memoriju **M** (2) dulje od 5 sekundi. Na LCD zaslonu će treperiti "dEL ALL". Pazite da je prije uporabe odabran pravi korisnik; A ili B.

Pritisnite ponovo gumb za memoriju **M** (2), zaslon će prikazati "—" što znači da su izbrisani svi pohranjeni podaci odgovarajućeg korisnika.



Detektor nepravilnog rada srca

Pojava ovog simbola označava da je određena pulsna nepravilnost otkrivena tijekom mjerjenja. Govorenje, kretanje, trešnja ili nepravilan puls tijekom mjerjenja mogu rezultirati pojmom ove ikone. Obično to nije uzrok za zabrinutost, no ako se simbol pojavi često, preporučujemo da potražite savjet liječnika. Uredaj ne zamjenjuje pregled srca, već služi za otkrivanje nepravilnosti pulsa u ranoj fazi.

Pokazivač ispravnjenosti baterije

Kada na zaslonu treperi pokazivač niske napunjenoosti baterije , to znači da je baterija slaba, pa četiri baterije moraju biti zamjenjene alkalnim LR6 (AA) baterijama.

Nakon zamjene baterija, ExactFit™ 5 Connect automatski će se uključiti u način postavljanja vremena.

Čuvanje i čišćenje

- Uvijek držite uređaj u torbici kada nije u upotrebi.
- Nemojte stavljati uređaj izravno na sunčevu svjetlo, mjesta gdje je visoka temperatura ili na vlažna i prašna mjesta.
- Nemojte spremati na izuzetno niske (ispod -20°C) ili izrazito visoke (iznad 60°C) temperature.
- Koristite komad tkanine s vodom ili blagim sredstvom za čišćenje kako biste očistili kućište i zatim komadom suhe krpe posušite. Koristite komad suhe krpe kako biste obrisali manšetu kada je prljava.
- Ne upotrebljavajte jaka sredstva za čišćenje.
- Kada se uređaj dulje vrijeme ne koristi, izvadite baterije. (Baterije mogu proći i prouzročiti oštećenje).
- Nemojte raditi preinake na uređaju. NIKADA ne otvarajte uređaj! To će jamstvo proizvođača učiniti nevaljanim.

Otklanjanje smetnji

| Smetnja | Razlog | Rješenje |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Simbol otkucaja srca | Prikazuje je tijekom mjerjenja i bljeska kad detektira puls. | <ul style="list-style-type: none"> • Mjerjenje u tijeku, ostanite mirni. |
| Pokazivač ispravnjenosti baterije | Pojavi se kada je napon baterije pretjerano nizak ili su položaji baterija pogrešni. | <ul style="list-style-type: none"> • Zamjenjeni sve četiri baterije novima. Umetnite baterije u ispunjane položaje. Obratite pažnju na +/-. |
| Greške u mjerenu | Prikazuje se kada se ne može dobiti točan krvni tlak i puls. | <ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite ponovo gumb "start/stop" i mjerite. • Provjerite je li manžeta omotana prema uputama. • Provjerite da cijev nije savijena. • Provjerite je li Vam ruka opuštena, šaka otvorena. • Provjerite je li bilo pomicanja ili govora tijekom mjerjenja. • Provjerite je li položaj bio pravilan. |
| E0 | Pogreška u mjerenu | <ul style="list-style-type: none"> • Signali pulsa na manžeti su preslabi. Namjestite manžetu ponovo i ponovite mjerjenje. |
| E1 | Pogreška u napuhavanju | <ul style="list-style-type: none"> • Manžeta nije pravilno pričvršćena. Namjestite manžetu ponovo i ponovite mjerjenje. |
| E2 | Pogreška rezultata izvan raspona | <ul style="list-style-type: none"> • Opustite se na trenutak i zatim ponovite mjerjenje. Pazite da je manžeta pravilno postavljena na Vašu nadlakticu. |
| E3 | Pogreška trajanja napuhavanja | <ul style="list-style-type: none"> • Manžeta nije pravilno pričvršćena. Pričvrstite manžetu i ponovite mjerjenje. |
| E254 | Unutarnja pogreška uređaja | <ul style="list-style-type: none"> • Izvadite baterije i ponovno ih umetnite. Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se službi za korisnike. |
| E255 | Pogreška u kalibriranju | <ul style="list-style-type: none"> • Izvadite baterije i ponovno ih umetnite. Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se službi za korisnike. |
| E256 | Pogreška se javlja tijekom ažuriranja Bluetooth Firmware-a | <ul style="list-style-type: none"> • Uredaj će se automatski ponovno pokrenuti koristeći originalni Bluetooth firmware. Ponovo pokrenite postupak preuzimanja firmware-a ili slijedite upute na zaslonu od Braun APP. |

Tehnički podaci

Metoda mjerjenja

Broj modela

Raspon mjerjenja

Točnost

Napuhavanje

Zaslon

Setovi memorije uređaja

Setovi Bluetooth memorije

Veličina manžete

Radna temperatura/vlažnost

Temperatura/vlažnost u skladištenju i transportu

Radni atmosferski tlak

Težina uređaja

Napajanje

Trajanje baterije

Automatsko isključivanje

Pribor

Bežična komunikacija

Servis osiguran

Oscilometrijska

BUA6350

Nazivni tlak manžete: 0mmHg~300mmHg

Tlak mjerjenja: SYS: 60~255mmHg DIA: 40~200mmHg

Vrijednost pulsa: 40-199 o/minutu

Tlak +/- 3 mmHg

Puls +/- 5 % maks.

Deluxe automatic

LCD s pozadinskim svjetlom

60 setova po korisniku

200 stavki po korisniku

Mala manžeta = opseg nadlaktice 22-32 cm

Velika manžeta = opseg nadlaktice 32-42cm

+10 °C ~ + 40 °C, 15 % ~ 85 % R.H.

-20 °C ~ + 60 °C, 15 % ~ 85 % R.H.

860-1060 hPa

Približno 500 g (bez baterija)

Alkalne baterije: 4 x AA (LR6) 1.5V

300 mjerena

Kad nije u upotrebi 1 minuta.

4 baterije, 2 manžete za nadlakticu s cijevi, priručnik s uputama, kratki vodič, vrećica za pohranu

Bluetooth® Smart frekventni opseg: 2.4GHz ISM Band (2400 - 2483.5 MHz)
Modulacija: GFSK

Efektivna izražena snaga: <20dBm

5 godina

Ako se toplojmjer ne koristi unutar specifikiranog temperaturnog raspona i raspona vlage i atmosferskog tlaka, ne može se jamčiti tehnička točnost mjerjenja.

Podložno izmjenama bez prethodne obavijesti.



Oprema s dijelovima BF tipa



Pročitajte upute za uporabu.



Radna temperatura



Temperatura skladištenja/
transporta:



Vlažnost u skladištenju/radna
vlažnost



Medicinski uređaj



Broj Šarže



Serijski broj



Kataloški broj



Ovlašteni zastupnik u Evropskoj
Zajednici



Proizvođač



Datum proizvodnje



Čuvati na suhom



Oprez



Arterija

IP22

Zaštićeno od krutih stranih predmeta promjera 12,5 mm i većih. Zaštićeno od kapljica vode koje padaju okomito kad se uređaj nagnе do 15°.



Ovaj medicinski uređaj nosi oznaku CE i proizvodi se u skladu s RoHS direktivom 2011/65/EU i drugim primjenjivim Direktivama i/ili uredbama kako je navedeno u EU deklaraciji o sukladnosti.

Nije pogodno za upotrebu u prisutnosti zapaljivih anestetskih smjesa s zrakom, kisikom ili dušikovim oksidom.

Neprekidan rad s kratkotrajnim punjenjem.

MEDICINSKA ELEKTRIČNA OPREMA zahtijeva posebne mјere opreza glede EMC-a. Detaljan opis EMC zahtjeva potražite na www.hot-europe.com/support.

Prijenosna i mobilna oprema sa RF komunikaciju može utjecati na medicinsku električnu opremu.

Kaz Europe Sàrl ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa BUA6350 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi www.hot-europe.com/support.

 Molimo Vas da ne odlazežte proizvod u kućni otpad na kraju radnog vijeka. Odlaganje se može izvršiti kod lokalnog prodavača ili na odgovarajućim točkama za prikupljanje dostupnim u Vašoj zemlji.

Upiti

U Europi, svaki ozbiljni incident (npr. smrt, ozljede opasne po život, kirurška intervencija, ...) koji se dogodio u vezi s ovim toplomjermom treba prijaviti kompaniji Kaz Europe (vidjeti broj Službe za korištenje tvrtke Helen of Troy) i nadležnom tijelu svoje države članice.

Serijski i LOT broj vašeg uređaja otisnuti su na nazivnoj pločici na poliednim proizvodima. Prva tri broja u LOT-u predstavljaju dan u godini proizvodnje. Sljedeće 2 znamenke predstavljaju posljednja dva broja kalendarske godine proizvodnje i slova na kraju označavaju proizvođača proizvoda. Npr. LOT 15614onb, ovaj proizvod je napravljen 156. dana godine 2014., na identifikatoru proizvođača onb.

Jamstvo

Prije upotrebe ovog uređaja pročitajte sve upute. Sačuvajte račun kao dokaz kupnje i datuma kupnje. Prilikom podnošenja bilo kojeg potraživanja u primjenjivom jamstvenom roku mora se predoći račun. Niti jedno potraživanje po jamstvu neće biti valjano bez dokaza o kupnji.

Jamstvo za vaš uređaj vrijedi dvije godine (2 godine) od datuma kupnje.

To jamstvo pokriva nedostatke u materijalu ili izradi koji se javljaju pri uobičajenoj uporabi. Neispravni uređaji koji išpunjavaju te kriterije zamjenit će se besplatno.

Jamstvo NE pokriva nedostatke ili štetu koja proizlazi iz zloupotrebe ili nepoštivanja korisničkih uputa. Jamstvo postaje ništetno ako je uređaj otvoren, neovlašteno mijenjan ili korišten s drugim dijelovima ili priborom koji nisu brend Braun ili ako su popravak obavile neovlaštene osobe.

Pribor i potrošni materijal isključeni su iz svih jamstava

Za zahtjeve za podršku, posjetite www.helenoftroy.com/emea-en/ ili pronađite kontaktne informacije servisa na posljednjoj stranici ovog priručnika.

Ovo se Jamstvo odnosi samo na Europu, Rusiju, Bliski istok i Afriku.

Samo UK: ovo jamstvo ne utječe na vaša zakonska prava potrošača.

HU Magyar

Rendeltetés és ellenjavallatok

Ezt az eszközt felnőttek (18 év felettes) használhatják emberek vényomásának mérésére, amely magában foglalja a sziszolés és diasztolés értékét, valamint a pulzusszámot. Ez az eszköz csak időszakos mérésekhez használható. Kizárolag otthoni használatra.

A vényomásmérő használata nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot.

Ezt a készüléket nem tesztelték újszülöttökkel, csecsemőkkal és várandós nőkkel (ideértve a preeklampsziában szennedőket is), ezért számukra nem javallott a használata.

Mit kell tudni a vényomásról?

A vényomás egy nap folyamán folyamatosan változik. Reggel élesen emelkedik, majd késő délelőttre csökken. Délután a vényomás ismét emelkedik, majd végül alacsony szintre esik éjjel. Egy rövid időszak alatt is változik. Ezért, az egymást követő mérések eredményei ingadozhatnak.

Ez az eszköz a nyomásingadozás elvét használva két értékre vonatkozán jeleníti meg a vényomást: sziszolés és diasztolés. A sziszolés vényomás (a felső szám) jelzi, hogy mennyi vér nyom a szív az arteria falának amikor dobban a szív. A diasztolés vényomás (alacsonyabb szám) jelzi, hogy mekkora nyomás nehezedik az arteria falára, amikor a szív a dobbanások között pihen. A pulzus érték is megjelenik az egyes mérésekkel.

Az orvosi rendelőben mért vényomás pillanatnyi értékét mutat. Az ismételt otthoni mérések jobban jelzik valaki valós vényomási értékeit, a minden nap körülmenyek között.

Továbbá, sok embernek más a vényomása, ha azt otthon méri, mert általában nyugodtabbak, mint az orvosi rendelőben. A rendszeres otthoni vényomás mérések, értékes információkkal látják el az orvost a normál vényomásával kapcsolatban, valódi «mindennapi» körülmenyek között.

Az ESH (Európai hipertenzio társaság) és a WHO (Egészségügyi Világszervezet) a következő standard vényomás értékeket állapították meg nyugalmi otthoni mérésnél:

| Vényomás (Hgmm) | Normál értékek | 1. fokozat enyhe hipertenzio | 2. fokozat mérsékelt hipertenzio | 3. fokozat súlyos hipertenzio |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| SYS = szisztolé (felső érték) | max. 134 | 135-159 | 160-179 | ≥180 |
| DIA = diasztolé (alsó érték) | max. 84 | 85-99 | 100-109 | ≥110 |

⚠️ ⓘ Biztonsági tudnivalók és fontos óvintézkedések

A pontos mérés érdekében olvassa el alaposan a teljes útmutatót.

Ha szívritmuszavara, érszűkülete, végtag-érelmeszesedése vagy cukorbetegsége van, vagy pacemaker van, a saját kezüleg történő vényomásmérés előtt kérje ki orvosa tanácsát. Ilyen esetekben eltérések lehetnek a mért értékekben.

Ha vényomása súlyos magas vényomás tartományban van 180 mmHg szisztolés és afelett, és/vagy 110 mmHg diasztolés és afelett; és egy vagy két ilyen értéket is leolvassott - azonnal forduljon az orvosához.

Ha orvosi kezelés alatt áll vagy bármilyen gyógyszert szed, előtte kérje ki orvosa tanácsát.

Ne nyomja össze és ne zárja el a csatlakozó csővezetéket. Ha a csatlakozó csővezeték elzáródik, és a mandzsetta folyamatos nyomást fejt ki, ez befolyással lehet a véráramlára, és a felhasználó sérülését okozhatja.

Nem javasolt a készüléket azon az oldalon lévő karon használni, amelyen masztektoniámi hajtottak végre.

A túl gyakori vényomásmérés a véráramlás csökkenése miatt a felhasználó sérülését okozhatja.

Nem javasolt a mandzsettát olyan végtagra helyezni, amelyen intravaszkuláris hozzáérési eszköz vagy arteriovenosus sötét található. Ez a véráramlás ideiglenes csökkenését és a felhasználó sérülését okozhatja.

NE helyezze a mandzsettát sebre, mert ez további sérüléseket okozhat.

Nem javasolt a készüléket olyan végtagon használni, amelyen egyidejűleg egy másik orvosi elektromos készülék van elhelyezve.

A pontos vényomásmérés főbb szabályai

A vényomásmérés minden ugyanabban a napszakban, ugyanolyan körülmények között végezze. Ne mérjen vényomást dohányzás, kávézás, teázás vagy bármilyen izgalom után 30 percen belül. Ezek a tényezők befolyásolják a vényomást.

A mérés előtt pihenjen legalább 5 percert. Ha lehetséges, javasolt ezt az időt 10 percre növelni. A mérések előtt próbáljon minden ugyanannyit pihenni.

Mindig ugyanazon a karon mérje a vényomást. A bal kar javasolt. Ne mozogjon vagy beszéljen. Üljön kényelmesen, lábáit tartsa egymás mellett, talpait helyezze a padlóra, és támassza meg hátát és karját. Helyezze a mandzsettát közvetlenül a bőré. Ne tegye a mandzsettát kabát, pulóver vagy ing fölé. Ha több mérést szeretne végezni, várjon nagyjából 5 percert az ismételt mérés előtt.

Termékleírás (lásd 2–3 oldal)

1. Indítógomb ⏪ | 🔋

2. Memória gomb M

3. Dátum/idő beállító gomb ▲

4. Beállító gomb ⏴

5. Átlag gomb ⌂

6. A/B felhasználóváltó gomb

7. LCD kijelző

8. Tömlő port

9. Csatlakozó

10. Kar mandzsetta (2 mandzsettával kapható)

11. Légtömlő

12. Elemtartó rekesz burkolat (4 X 1,5V típusú AA (LR6) elemek)

Az elemek behelyezése (lásd 2. ábra)


Vegye le az elemtartó fedelét az egység aljáról, és a megfelelő polaritás szerint helyezzen be 4 AA LR6 alkáli elemet (a polaritásra vonatkozó jeleket lásd az elemtartó belsejében).

- Megjegyzés: az elemek cseréje után, minden állítsa be újra a dátumot és az időt, hogy a mérési eredmények a megfelelő dátummal és idővel tárolódjanak.



csak a lemerült elemeket dobja ki.

A lemerült elemeket ne dobja a háztartási szemetbe, hanem vigye vissza a forgalmazóhoz, vagy adjon le a kijelölt gyűjtőhelyeken.



2. ábra

A megfelelő mandzsetta kiválasztása


A pontos méréshez, fontos, hogy a megfelelő méretű mandzsettát válassza, amelyik legjobban illeszkedik felkarjára. A felkar átmérőjének megfelelő mandzsettát válassza, és győződjön meg arról, hogy a mandzsetta alja a könyöke felett 2~3 cm-rel legyen.

- Kis/közepes karpánt = 22~32 cm körmérőtű kar
- Nagy/extral nagy karpánt = 32~42 cm körmérőtű kar
- Ez a mandzsetta használatra megfelelő, ha az <<index>> jelzés az <<ok range>> tartományba esik, amit a két nyíl jelöl, amikor a mandzsetta a karja köré van szorítva (3. ábra).




A mandzsetta alkalmazása

- Csúsztassa el a kar mandzsetta végét a tömlőtől a fém karikán keresztül egy hurokba. A sima anyagnak kell a mandzsetta belseje felé néznie.
- Csatlakoztassa a légtömlőt a csatlakozóba (4. ábra).
- Ha a mandzsetta jól van elhelyezve, a tépőzár kívülre esik a mandzsettán és a fém karika nem ér a bőrhöz (5. ábra).




4. ábra




5. ábra

- Tegye át a bal karját a mandzsetta húrkán. A mandzsetta alsó részének nagyjából (2~3 cm) a könyöke felett kell lennie (6. ábra).


- A tömlőnek a felkarverőr felett kell futnia a kar belső felén (7. ábra).



6. ábra



7. ábra




8. ábra

- Húzza meg a mandzsettát úgy, hogy az alsó és felső széléi szorosan legyenek a karja körül.
- Amikor a mandzsetta megfelelően helyezkedik el, nyomja szorosan össze a tépőzárat az alsó felével a mandzsettán.
- Üljön le a gyerekre és helyezze a karját az asztalra úgy, hogy a mandzsetta egy vonalban legyen a szívvel (8. ábra).

Braun ExactFit™ 5 Connect

Kijelző BUA6350



A/B felhasználó kiválasztása

- Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
- A felhasználóváltó gombot csúsztassa át az „A” vagy a „B” felhasználóra; ekkor az aktuális felhasználói mód villogni fog az LCD kijelzőn.


A WHO/ESH jelző értékeli a vérnyomás adatokat

| | |
|-----------------|-----|
| PIROS > | !!! |
| NARANCSSÁRGÁS > | !! |
| SÁRGA > | ! |
| ZÖLD > | ✓ |

Az eszközben van egy a WHO és az Európai Hipertenzio Társaság (EHS) irányutatás szerinti színtjelző. minden a képernyön megjelenő mérésnél, a kurzor a megfelelő színkódossal jelzi a vérnyomás szintet, zöldtel pirosig. Ez a besorolási adatot használhatja annak napi megrétezéséhez, hogy milyen a vérnyomása. Ha aggódik a besorolási szint miatt, keresse fel orvosát, ahogy lehet. Ha vérnyomása súlyos magas vérnyomás tartományban van 180 mmHg szisztoles vagy afelett, és/vagy 110 mmHg diasztolés és afelett; és ha egy vagy két ilyen értéket is leolvassott - azonnal forduljon az orvosához.

A hónap, dátum és idő beállítása

- A Braun Healthy Heart alkalmazás a párosításakor automatikusan frissíti az készüléken a dátumot és az időt.
- A dátum/idő beállításhoz, kapcsolja ki a készüléket.
 - Nyomja meg a Beállítás gombot (4) az év beállítás megkezdéséhez, majd az „év” villogni kezd a kijelzőn. Nyomja meg (3) az év 1 lépésenkénti beállításához.
 - Nyomja meg a Beállítás gombot (4) a „hónap” beállításának elindításához; ekkor felvillan a „hónap”, és a Módosítás gomb (3) megnyomásával 1 lépésenként módosíthatja a hónapot.
 - Nyomja meg a Beállítás gombot (4) a „nap” beállításának elindításához; ekkor felvillan a „nap”, és a Módosítás gomb (3) megnyomásával 1 lépésenként módosíthatja a napot.
 - Nyomja meg a Beállítás gombot (4) az „óra” beállításának elindításához; ekkor felvillan a „óra”, és a Módosítás gomb (3) megnyomásával 1 lépésenként módosíthatja az órat.
 - Nyomja meg a Beállítás gombot (4) a „perc” beállításának elindításához; ekkor felvillan a „perc”, és a Módosítás gomb (3) megnyomásával 1 lépésenként módosíthatja a percet.
 - Nyomja meg a Beállítás gombot (4) az összes beállítás befejezéséhez; ekkor a villágás megszűnik.



Megjegyzés: Ha a Módosítás gombot lenyomva tartja, görgethet az értéket.

A vérnyomás mérése

Erősítse fel a pántot a karjára (lásd „A karpánt felerősítése” pontot fent). FIGYELEM: ne helyezze fel túl szorosan a mandzsettált, ajánlott, hogy könnyedén be lehessen dugni alá egy ujjat.

- Ülöj egyenesen a széken, hogy megfelelő testhelyzetben legyen.
 - Nyomja meg, majd engedje el a start | (1) gombot; ekkor megjelenik a kijelzőn a dátum/idő és az aktuális felhasználó.
 - Az A/B kapcsolót (6) állítsa be „A”-ra az „A” felhasználó, illetve „B”-re a „B” felhasználó esetében; ekkor az LCD kijelzőn megjelenik az „A” vagy „B” szimbólum.
 - Nyomja meg és engedje el a start gombot | (1), a kijelzőn megjelenik az összes ikon 2 másodpercre. A légyomás automatikusan egy bizonyos nyomás szintig felpumpál és megkezdi a mérést. ne mozgjon, vagy beszéljen a vérnyomásmérés közben. A mérés során, ne tegye keresztbbe a lábat, tartsa talpát egyenesen a padlón.
 - A légyomás emelkedése után a készülék érzékelni a pulzust, és a pulzus szimbóluma elkezd villogni.
 - A mérés után az LCD kijelzőn megjelenik az eredmény és a WHO index nyíl.
- Az eszköz használata után, kapcsolja ki a start gomb megnyomásával | (1) vagy automatikusan kikapcsol 1 perc múlva.

Rendeltetésre szerint a készülék nem helyettesíti a rendszeres orvosi vizsgálatot, továbbra is rendszeresen keresse fel az orvosát a professzionális értekekért.

Csatlakozás az okostelefonhoz és a Braun Healthy Heart alkalmazáshoz

Az ExactFit™ 5 Connect készüléket Bluetooth®-kapcsolaton keresztül iOS vagy Android rendszerű okostelefonjához csatlakoztatja a tárolt mérésök automatikus feltöltéséhez. A készülék Bluetooth-memoriája révén felhasználónként akár 200 mérést is fel tud tölteni.

Az okostelefonon kapcsolja be a Bluetooth funkciót.

Töltsé le a Braun Healthy Heart alkalmazást a telefonra, és nyissa meg az alkalmazást.

Az alkalmazás az első használatakor keresztlüvezeti a Braun ExactFit™ 5 Connect készülékkel való párosítás lépéséhez. Ha korábban már használta az alkalmazást, lépjen az alkalmazás menüjének „Connect device” (Eszköz csatlakoztatása) pontjára, és kövesse az utasításokat.

Miután a párosítás véget ért, az alkalmazás egy megerősítő üzenetet jelenít meg.



Memória funkció

Vérnyomásmérője a legutolsó 60 mérési eredményt képes tárolni az egyes felhasználóknak.


Mérési adatok tárolása

Minden vérnyomásmérés után, a szisztolés nyomás, a diasztolés nyomás, a pulzusszám és az adott mérés ideje és dátuma automatikusan tárolódik. A memória #01 mindenkor a legújabb. Ha a memória megtelt, a legrégebbi értékek felülíródnak.

Nyomja meg a memória gombot (2) a tárolt adatok megtekintéséhez. A legutolsó memória adat (sys/dia/pul) a mérés dátumával/idejével, IHB és WHO jelzés, megjelenik az LCD-n. Nyomja meg a memória gombot (2) ismét, a korábbi adat megtekintéséhez. Győződjön meg, hogy a helyes felhasználó - A vagy B - legyen kiválasztva a használat előtt.

Átlag funkció


Kapcsolja ki és vissza a készüléket. Nyomja meg az átlag (5) gombot, hogy az LCD kijelzőn megjelenjen az utolsó 3 mérési eredmény átlaga.



Adatok törlése

Kapcsolja ki az eszközt, nyomja meg és tartsa lenyomva a memória gombot (2) több, mint 5 másodpercig, az LCD kijelzőn „DEL ALL” kezd villogni. Győződjön meg, hogy a helyes felhasználó - A vagy B - legyen kiválasztva a használat előtt.

Nyomja meg újra a Memória (2) gombot; ekkor az LCD kijelzőn „---” jelent meg, jelezve, hogy a készülék az adott felhasználó összes tárolt adatát törölte.



Rendszertelen szívverés érzékelő

A szimbólum megjelenése azt jelzi, hogy egy bizonyos pulzus szabálytalanságot érzékelt a mérés során. A beszél, a mozgás, a reméges vagy a rendszertelen pulzus a mérés során, minden eddigményezetik ezen ikon megjelenését. Általában ez nem ok az aggodalomra, habár ha a szimbólum gyakran megjelenik, azt javasoljuk, hogy kérjen orvosi segítséget. Az eszköz nem helyettesíti a kardiologai vizsgálatot, de segít a pulzus rendszertelenség korai felidézésében.

Alacsony elemtöltöttség jelző

Amikor villogni kezd az alacsony töltöttségi szint jelzés a kijelzőn, az azt jelenti, hogy a négy elemet ki kell cserélni alkáli RR6 (AA) elemekre.

Az elemek cseréje után, az ExactFit™ 5 Connect automatikusan idő beállítás módba kapcsol.

A készülék tárolása és tisztítása

- Használat után, mindenkor tartsa az egységet a hordozó táskájában.
- Ne tegye ki közvetlen napsütésnek, magas hőmérsékletnek vagy páras poros környezetnek.
- Ne tárolja szélsőségesen alacsony (kevesebb, mint -20 °C) vagy magas (több, mint 60 °C) hőmérsékleten.
- Használjon egy nedves vagy enyhén tisztítószeres rongyot a tok tisztításához, majd egy száraz ruhával törlje szárazra. Egy száraz ruhával törlje le a mandzsettált ha píszkos.
- Ne használjon erős tisztítószereket a tisztításhoz.
- Amikor az egységet hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket. (Az elemek kifolyhatnak vagy kárt okozhatnak).
- Ne módosítsa az eszközt. SOHA ne nyissa fel az eszközt! Ezzel elveszíti a gyártói garanciát.

Hibaelhárítás

| Probléma | Ok | Megoldás |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pulzus szimbólum | A mérési feltételben jelenik eg és villog ha pulzust érzékel. | <ul style="list-style-type: none"> A mérés folyamatban van, maradjon csendben. |
| Alacsony elem töltöttesség jelző | Megjelenik, ha az elem feszültsége jelentősen alacsonyabb vagy az elemek behelyezése nem megfelelő. | <ul style="list-style-type: none"> Cserélje ki minden négy elemet újra. Helyezze be az új elemeket a megfelelő helyzetekbe. Figyeljen oda a +/- pozíciókra. |
| Mérési hiba Error | Megjelenik, ha nem érhető el pontos vérnyomás és pulzus mérés. | <ul style="list-style-type: none"> Nyomja meg ismét a „start/stop” gombot, és mérje újra. Ellenőrizze, hogy a mandzsetta az utasításnak megfelelően van-e felhelyezve. Ellenőrizze, hogy a tömlő ne legyen megtörve. Ellenőrizze, hogy a keze nyugalmi állapotban van-e. Ellenőrizze, hogy beszél vagy mozgott-e a mérés során. Ellenőrizze, hogy a pozitúra helyes-e. |
| E0 | Mérési hiba | <ul style="list-style-type: none"> Túl gyenge a mandzsettától érkező pulzusjel. Igazítsa meg a mandzsettát, és ismételje meg a mérést. |
| E1 | Pumpálási hiba | <ul style="list-style-type: none"> A mandzsetta nincs megfelelően megszorítva. Igazítsa meg a mandzsettát, és ismételje meg a mérést. |
| E2 | Mérési tartománnal kapcsolatos hiba | <ul style="list-style-type: none"> Pihenjen egy ideig, és ismételje meg a mérést. Ellenőrizze, hogy a mandzsetta megfelelően van-e elhelyezve a karján. |
| E3 | Pumpálás időtúllépése | <ul style="list-style-type: none"> A mandzsetta nincs megfelelően megszorítva. Igazítsa meg a mandzsettát, és ismételje meg a mérést. |
| E254 | Készülék belső hibája | <ul style="list-style-type: none"> Vegye ki, majd helyezze vissza az elemeket. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgállalattal. |
| E255 | Kalibrálási hiba | <ul style="list-style-type: none"> Vegye ki, majd helyezze vissza az elemeket. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgállalattal. |
| E256 | Bluetooth-vezérlőprogram frissítésével kapcsolatos hiba | <ul style="list-style-type: none"> A készülék automatikusan újraindul az eredeti Bluetooth-vezérlőprogramot használva. Kezdje újra a vezérlőprogram letöltési folyamatát, vagy kövesse a Braun alkalmazás képernyőn megjelenő utasításait. |

Műszaki adatok

| | |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mérési módszer | Oszcillometriás |
| Modellszám | BUA6350 |
| Mérési tartomány | Mandzsetta névleges nyomása: 0–300 mmHg Mért nyomás: SYS: 60–255 mmHg, DIA: 40–200 mmHg Pulzusszám: 40–199 szívverés/perc |
| Pontosság | Nyomás +/- 3 mmHg Pulzus +/- 5 % Max. |
| Felfűjás | Deluxe automatiskus |
| Kijelző | LCD háttérvilágítással |
| Készülék-memóriahelyek | 60 szett felhasználónként |
| Bluetooth-memóriahelyek | 200 hely/felhasználó |
| Mandzsetta méret | Kis mandzsetta = 22–32 cm kar átmérő Nagy mandzsetta = 32–42 cm kar átmérő +10 °C ~ +40 °C, 15%~85% relatív páratartalom |
| Működési hőmérséklet/páratartalom | +20 °C ~ +60 °C, 15%~85% relatív páratartalom |
| Tárolási és szállítási hőmérséklet/páratartalom | 860–1060 hPa |
| Üzemi légnormális | Kb. 500gr (elem nélkül) |
| Egység súly | Alkáli elem: 4 x AA (LR6) 1,5V |
| Táp | 300 mérési alkalom |
| Elem élettartam | Amikor 1 percig nem használják |
| Automatikus kikapcsolás | 4 elem, 2 karpánt tömlővel, használati útmutató, gyors üzembel helyezési útmutató, tárolózsák |
| Kiegészítők | Bluetooth® Smart |
| Vezeték nélküli kommunikáció | Frekvenciástartalom: 2,4 GHz-es ISM-sáv (2400–2483,5 MHz) Moduláció: GFSK Ténylegesen sugárzott teljesítmény: <20 dBm |
| Működési élettartam: | 5 év. |

Amennyiben a készüléket nem a megadott hőmérséklet-, pára- és légnormástartományban használja, a mérés műszaki pontossága nem garantálható.

A jelen adatok előzetes értékesítés nélkül változhatnak.

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| BF típusú alkatrészeket tartalmaz | Olvassa el a használati utasítást. | Működési hőmérséklet | Tárolási/szállítási hőmérséklet | Tárolási és működési páratartalom |
| MD | LOT | SN | REF | EC REP |
| Gyógyászati eszköz | Téteszám | Sorozatszám | Katalógusszám | Meghatározott képviselő az Európai Közösségen |
| Gyártó | Gyártási dátuma | Tartsa szárazon | Figyelem | Arteria |

IP22

Védett a 12,5 mm átmérőjű vagy nagyobb szilárd idegen tárgyak ellen. A legfeljebb 15 fokos szögek megtörött készülék a függőlegesen eső vizcseppekkel szemben védett.

 0297 Ez a gyógyászati eszköz CE tanúsítvánnyal rendelkezik, és a veszélyes anyagokról szóló 2011/65/EU számú irányelvnek, valamint az uniós megfelelőségi nyilatkozatban megjelölt más vonatkozó irányelvnek és/vagy rendeleteknek megfelelően gyártották.

Nem használható gyűjtőkészülékkel keverékek levegősz, oxigén vagy kégáz közelében. Folyamatos használat rövid idejű betöltésel.

A GYÓGYÁSATI VILLAMOS KÉSZÜLKÉK elektromágneses kompatibilitásának biztosításához különleges övantézelek szükségesek. Az elektromágneses kompatibilitás részletes követelményeinek leírását látogasson el a www.hot-europe.com/support oldalra.

A hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikációs készülékek befolyásolhatják a gyógyászati villamos készülékek működését.

A Kaz Europe Srl ezennel kijelenti, hogy a BUA6350 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. A megfelelőségi nyilatkozat teljes változata a következő internetes címen érhető el: www.hot-europe.com/support.

 A készülék ellettartamának lejárta után nem szabad a háztartási hulladékkel együtt kidobni, hanem vissza kell vinni oda, ahonnan vásárolta, vagy le kell adni egy az országában megfelelő gyűjtőhelyen.

Ügyfélszolgálat

Európában a jelen hőmérővel kapcsolatos minden súlyos eseményt (pl. halál, életveszélyes, sérülés, sebészeti beavatkozás) jelenteni kell a Kaz Europe vállalatnak (lásd a Helen of Troy ügyfélszolgálati elérhetőségeit) és az adott tagállam illetékes hatóságának.

A készülék GYÁRTÁSI SZÁMA és SOROZATSZÁMA a termék hátfoldalán lévő termékminősítő címkére van nyomtatva. A tételeszámban „LOT No.” kifejezés után következő 3 szám a gyártás napjának számát, a következő 2 szám a gyártás évének utolsó két számjegyét, miközött a utolsó betűkódok a gyártót jelölik. Így például a „LOT 15614onb” azt jelenti, hogy ezt a terméket a 2014-es év 156. napján gyártotta az „onb” kódjelű gyártó.

Garancia

Kérjük, olvassa el az összes utasítást az eszköz használata előtt. Örizze meg a blokkot a vásárlás dátumának bizonyítékaként. A blokkot a vonatkozó garancia érvényesítésekor be kell mutatni. Bármilyen garanciális követelés érvénytelen a vásárlási dátum igazolása nélkül.

Eszközére a vásárlás dátumról számított két (2) éves garanciával rendelkezik.

Ez a garancia az anyaghibákra vagy gyártási hibákra vonatkozik, amelyek a normál használat során jelentkeznek; az ezen feltételeknek megfelelő hibás terméket ingyenesen kicseréljük.

A garancia NEM VONATKOZIK helytelen vagy hibás használatból eredő hibákra vagy károsodásokra. A garancia érvénytelenné válik, ha a készüléket felnyitják, módosítják vagy nem Braun műrakájú alkatrészekkel vagy kiegészítőkkel használják, vagy ha a javítását illetéktelen személyek végezik.

A kiegészítőkre és a fogyóeszközökre nem terjed ki a garancia.

Támogatás kéréséhez látogasson el a www.HelenofTroy.com/emea-en/support/ oldalra, vagy nézze meg a Használati útmutató végén a szerviz elérhetőségi adatait.

Ez a jótállás kizárálag Európában, Oroszországban, a Közel-Keleleten és Afrikában érvényes.

Kizárálag az Egyesült Királyságban: Ez nincs hatással a fogyasztói törvényes jogokra.

IT Italiano

Uso previsto e controindicazioni

Questo dispositivo è destinato all'utilizzo da parte degli adulti (oltre i 18 anni di età) per misurare la pressione sanguigna, compresa quella sistolica e diastolica e il battito cardiaco. Il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente per uso intermittente. Solo per uso domestico.

L'uso di questo misuratore di pressione non intende sostituire il consulto con il medico.

Questo medice non è stato testato e quindi non è destinato a neonati e lattanti, donne in gravidanza, comprese le utilizzatrici pre-eclamptiche.

Che cosa bisogna sapere sulla pressione del sangue

La pressione del sangue cambia continuamente nel corso della giornata. Aumenta drasticamente di prima mattina e scende verso tarda mattinata, per poi salire di nuovo nel pomeriggio e scendere infine ad un basso livello di notte. Inoltre, può variare in un breve lasso di tempo. Pertanto, le letture da misurazioni successive possono fluttuare.

Questo dispositivo visualizzerà la lettura della pressione sanguigna con riferimento al valore sistolico e diastolico attraverso il principio dell'oscillazione della pressione. La pressione sistolica (il valore più alto) indica quanta pressione il sangue sta esercitando contro le pareti arteriose durante i battiti cardiaci. La pressione diastolica (il valore più basso) indica quanta pressione il sangue sta esercitando contro le pareti arteriose durante gli intervalli tra un battito e l'altro. Dopo ogni misurazione è anche visualizzato il valore del polso.

La pressione sanguigna misurata in un ambulatorio medico fornisce soltanto un valore temporaneo. La ripetizione delle misurazioni a casa consente di monitorare meglio l'effettivo andamento della pressione nelle condizioni di vita quotidiana.

Inoltre, molte persone hanno una pressione diversa quando la misurano a casa perché tendono ad essere più rilassati rispetto a quando sono dal medico. Una misurazione costante della pressione sanguigna a casa può fornire al medico importanti informazioni sui valori normali della pressione nelle reali condizioni quotidiane.

La ESH (European Society of Hypertension - Società europea dell'ipertensione) e l'OMS (Organizzazione mondiale della sanità) hanno stabilito i seguenti valori standard per la pressione sanguigna misurata regolarmente a casa con polso a riposo:

| Pressione del sangue (mmHg) | Valori normali | Grado 1 ipertensione lieve | Grado 2 ipertensione moderata | Grado 3 ipertensione grave |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| SYS = sistolica (valore più alto) | fino a 134 | 135–159 | 160–179 | ≥180 |
| DIA = diastolica (valore inferiore) | fino a 84 | 85–99 | 100–109 | ≥110 |



Informazioni di sicurezza e precauzioni importanti

Per garantire risultati di misurazione accurati, leggere con attenzione tutte le istruzioni.

Le persone che soffrono di arritmia cardiaca, vasocostrizione, arteriosclerosi nelle estremità, diabete o i portatori di pacemaker cardiaci devono rivolgersi al proprio medico prima di misurarsi la pressione da soli, in questi casi possono verificarsi deviazioni nei valori di pressione.

Se la pressione sanguigna misurata si trova nell'intervallo della grave ipertensione, con una pressione sistolica di 180 mmHg e superiore e/o una pressione diastolica di 110 mmHg e superiore e si scopre di avere una o più letture in questo intervallo, consultare il medico immediatamente.

Chi sta seguendo un trattamento medico o sta assumendo un qualsiasi medicinale deve consultare prima il medico.

Evitare la compressione o il restringimento del tubo di collegamento. La pressione continua del bracciale dovuta all'attorcigliamento del tubo di collegamento può influenzare il flusso sanguigno e causare possibili lesioni all'utilizzatore.

Si sconsiglia l'uso di questo apparecchio sul braccio dello stesso lato del corpo sul quale l'utilizzatrice ha subito una mastectomia.

La misurazione troppo frequente della pressione sanguigna può causare lesioni all'utilizzatore a causa dell'interferenza con il flusso sanguigno.

Si consiglia di applicare il bracciale ad un arto su cui è presente un accesso intravascolare o su cui è presente uno shunt arterio-venoso (A-V). Ciò può causare un'interferenza temporanea del flusso sanguigno e potenziali lesioni all'utilizzatore.

NON applicare il bracciale su una ferita, poiché ciò può causare ulteriori lesioni.

Si sconsiglia di utilizzare l'apparecchio mentre si utilizzano contemporaneamente altre apparecchiature elettromedicali (EM) sullo stesso arto.

Regole fondamentali per un'accurata misurazione della pressione del sangue

Effettuare le misurazioni sempre alla stessa ora, nelle stesse condizioni.

Evitare le misurazioni fino a 30 minuti dopo aver fumato, bevuto caffè o tè o altri tipi di attività. Questi fattori alterano le misurazioni.

Prima di effettuare la misurazione, riposarsi per almeno 5 minuti. Se possibile, si raccomanda di riposare 10 minuti prima di effettuare la misurazione. Cercare di impiegare sempre lo stesso tempo di riposo prima di una misurazione.

Misurare sempre sullo stesso braccio. Si raccomanda di misurarla sul braccio sinistro. Evitare movimenti e non parlare. Sedersi comodamente, tenendo le gambe aperte e i piedi piatti sul pavimento, la schiena e il braccio appoggiati.

Posizionare il bracciale a contatto diretto con la pelle. Non avvolgerlo attorno a giacche, felpe o camicie. Per effettuare più misurazioni, attendere circa 5 minuti prima di ripetere la misurazione.

Descrizione del prodotto (v. pag. 2-3)

1. Pulsante di accensione

2. Pulsante memoria

3. Pulsante di regolazione data/ora

4. Pulsante di impostazione

5. Pulsante media

6. Interruttore utente A/B

7. Display LCD

8. Porta per tubo flessibile

9. Connettore

10. Bracciale (con 2 bracciali in dotazione)

11. Tubo dell'aria

12. Coperchio dello scomparto della batteria (4 batterie da 1.5V di tipo AA (LR6))

Inserimento delle batterie (v. fig. 2)

Togliere il coperchio del comparto batterie in fondo all'unità e inserire 4 batterie alcaline AA LR6 con la polarità corretta (vedere il simbolo all'interno del comparto batterie).

- Nota: reimpostare sempre data e ora dopo aver sostituito le batterie in modo da accertarsi che i risultati della misurazione siano salvati con la data e l'ora corrette.

Gettare soltanto batterie esauste.

Le batterie non devono essere gettate nei rifiuti domestici, ma negli opportuni punti di raccolta o presso il rivenditore.




Fig. 2

Scelta del bracciale corretto

Per una misurazione precisa, è importante scegliere la misura giusta del bracciale, che meglio si adatti al braccio superiore. Scegliete il bracciale in base alla circonferenza del braccio accertandosi che la parte inferiore del bracciale si trovi 2~3cm sopra il gomito.

- Bracciale piccolo/medio = circonferenza del braccio di 22~32 cm
- Bracciale grande/extralarge = circonferenza del braccio di 32~42 cm
- Questo bracciale è adatto all'uso se il segno <> rientra nell'intervallo <> segnato da due frecce quando il bracciale è fissato al braccio (fig. 3).




Fig. 3

Applicazione del bracciale

- Fare scorrere l'estremità del bracciale più ontano possibile dal tubo attraverso l'anello metallico in modo da formare un'ansa. La parte liscia del tessuto deve essere all'interno del bracciale.
- Inserire il tubo dell'aria nel connettore (fig. 4).
- Se il bracciale è posizionato correttamente, il velcro sarà sull'esterno del bracciale e l'anello metallico non toccherà la pelle (fig. 5).




Fig. 4




Fig. 5

- Infilare il braccio sinistro attraverso il bracciale. Il fondo del bracciale deve essere a circa (2~3 cm) sopra il gomito (fig. 6).
- Il tubo deve essere sull'arteria brachiale nella parte interna del braccio (fig. 7).



Fig. 6




Fig. 7





Fig. 8

- Tirare il bracciale in modo tale che i bordi superiore e inferiore siano stretti attorno al braccio.
- Quando il bracciale è posizionato correttamente, premere il velcro con fermezza, contro il lato piele del bracciale.
- Sedersi su una sedia e posizionare il braccio sul tavolo di modo che il bracciale si trovi alla stessa altezza del cuore (fig. 8).

Braun ExactFit™ 5 Connect Display BUA6350



Come selezionare utente A/utente B

- Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
- Spostare l'interruttore su utente A o utente B; l'utente selezionato lampeggia sul display LCD.

Indicatore WHO/ESH per valutare i dati sulla pressione sanguigna

Questo dispositivo è dotato di indicatore del livello della pressione sanguigna secondo le linee guida stabilite dall'OMS e dalla European Hypertension Society (ESH). Per ogni misurazione visualizzata sullo schermo, il cursore indicherà il livello di pressione sanguigna con la corrispondente codifica a colori, da verde a rossa. Si può usare questa classificazione ogni giorno per valutare il livello delle misurazioni. Se pensate che il livello misurato sia preoccupante, rivolgётevi al medico.

Se la pressione sanguigna misurata si trova nell'intervallo della grave ipertensione, con una pressione sistolica di 180 mmHg o superiore e/o una pressione diastolica di 110 mmHg e superiore e si scopre di avere una o più letture in questo intervallo, consultare il medico immediatamente.

Impostazione di mese, dato e ora

L'applicazione Braun Healthy Heart aggiornerà automaticamente la data e l'ora sull'apparecchio una volta abbinato.

- Spegnere il dispositivo per impostare data/ora.
- Premere il pulsante di impostazione (4) per iniziare l'impostazione dell'anno, poi l'"anno" lampeggerà sul display. Premere ▲ (3) per regolare l'anno con incrementi di 1 unità.
- Premere il pulsante di impostazione (4) per l'impostazione del mese, il "mese" lampeggerà sul display, l'utente può premere la regolazione ▲ (3) per impostare il mese con incrementi di 1.
- Premere il pulsante di impostazione (4) per l'impostazione del giorno, poi il "giorno" lampeggerà sul display, l'utente può premere la regolazione ▲ (3) per regolare il giorno con incrementi di 1.
- Premere il pulsante di impostazione (4) per l'impostazione dell'ora, l'"ora" lampeggerà sul display, l'utente può premere il pulsante di regolazione ▲ (3) per regolare l'ora con incrementi di 1.
- Premere il pulsante di impostazione (4) per l'impostazione del minuto, poi il "minuto" lampeggerà sul display, l'utente può premere il pulsante di regolazione ▲ (3) per impostare il minuto con incrementi di 1.
- Premere il pulsante di impostazione (4) per terminare l'impostazione di data/ora, tutte le luci smetteranno di lampeggiare.

Nota: tenendo premuto il pulsante di regolazione, il valore scorre velocemente.

Esecuzione di una misurazione

Avvolgere il bracciale attorno al braccio (vedere la sezione "Applicazione del bracciale sul braccio" precedente). ATTENZIONE: non stringere troppo il bracciale. Inserire un dito per lasciare il giusto spazio.

- Sedersi diritti su una sedia, in modo da avere una postura corretta.
- Premere e rilasciare il pulsante di accensione (1), verranno visualizzati la data/l'ora e l'utente attuali.
- Spostare l'interruttore utente A/B (6) su A per utente A o B per utente B; il display LCD visualizzerà il simbolo A o B.
- Premere e rilasciare il pulsante di avvio (1), tutte le icone sul display saranno visualizzate per 2 secondi. La pressione dell'aria aumenterà automaticamente fino ad un certo livello e inizia la misurazione. Evitare movimenti e non parlare mentre si misura la pressione. Durante la misurazione, non incrociare le gambe e tenere le piante dei piedi a contatto con il pavimento.
- Dopo l'aumento della pressione d'aria viene rilevato il polso; il simbolo della frequenza cardiaca inizia a lampeggiare.
- Dopo la misurazione il display LCD mostra i risultati e la freccia dell'indicatore dell'OMS. Dopo aver usato il dispositivo spegnerlo premendo il pulsante di avvio (1) oppure automaticamente dopo 1 minuto.

Questo dispositivo non è destinato a sostituire un controllo regolare dal medico, continuare a farsi visitare dal medico regolarmente per la lettura della pressione.


Collegamento allo Smartphone e all'app Braun Healthy Heart

ExactFit™ 5 Connect può essere collegato tramite Bluetooth® allo smartphone (iOS e Android) per scaricare automaticamente le letture memorizzate.

Il dispositivo può caricare fino a 200 letture per utente utilizzando la memoria Bluetooth.

Attivare la funzione Bluetooth sullo smartphone.

Sincronizzare che l'app Braun Healthy Heart sia stata scaricata sullo smartphone e che l'app sia aperta.



Al primo utilizzo, l'app guida l'utente durante l'abbinamento con il Braun ExactFit™ 5 Connect. Se l'utente è già pratico nell'uso dell'app, può passare alla funzione "Collega dispositivo" nel menu dell'app e seguire le istruzioni.

Una volta completato l'abbinamento, l'app visualizza un messaggio di conferma.

Funzione memoria

Il misuratore di pressione può archiviare le ultime 60 letture per ogni utente.

Archiviazione dei dati misurati

Dopo ogni misurazione della pressione sanguigna, i dati sulla pressione diastolica, pressione sistolica, polso e ora e data del giorno specifico saranno archivati automaticamente. La memoria N°01 è sempre la più recente. Una volta piena, la memoria, i valori più vecchi sono sovrascritti.


Premere il pulsante di memoria **M** (2) per rivedere i dati archiviati. Gli ultimi dati della memoria (sys/dia/pul) con la data/ora di misurazione, sullo schermo LCD sarà visualizzato l'indicatore IHB e OMS. Premere il pulsante della memoria **M** (2) di nuovo per vedere i dati precedenti. Assicurare di selezionare l'utente corretto; A o B.

Funzione Media

Spegnere e riaccendere l'apparecchio. Premere il pulsante Media  (5) per visualizzare la media delle ultime 3 letture sullo schermo LCD.

Cancellazione dei dati

Spegnere il dispositivo, premere e tenere premuto il pulsante della memoria **M** (2) per più di 5 secondi, Sul display LCD lampeggerà "dEL ALL". Accertarsi di aver selezionato l'utente corretto; A o B, prima dell'uso.



Premere il pulsante memoria **M** (2) di nuovo, il display LCD visualizzerà "—" per indicare che i dati misurati dell'utente corrispondente sono stati cancellati.

Rilevamento del battito irregolare

La comparsa del simbolo  indica che è stata rilevata un'irregolarità nel polso durante la misurazione. Se si parla, ci si muove, si oscilla o se è presente un battito irregolare compare questo simbolo durante la misurazione. Solitamente non desta preoccupazione, ma se compare spesso, raccomandiamo di rivolgersi ad un medico. Il dispositivo non sostituisce un esame cardiologico dal medico.

Indicatore batteria scarica

Quando l'indicatore di batteria scarica  lampeggia sul display, significa che la batteria è scarica e occorre sostituire le quattro batterie con batterie alcaline LR6 (AA).

Dopo aver sostituito le batterie, ExactFit™ 5 Connect passerà automaticamente alla modalità di impostazione dell'ora.

Conservazione e pulizia

- Tenere sempre l'unità nella custodia di trasporto dopo l'uso.
- Evitare di esporla alla luce diretta del sole, ad alte temperature o in posti umidi e polverosi.
- Non conservarla a temperature estremamente basse (meno di -20°C) o alte (più di 60°C).
- Usare un panno con acqua o detergente neutro per pulire la custodia e poi un panno asciutto per asciugarlo. Usare un panno asciutto per strofinare il bracciale quando è sporco.
- Non usare detergenti aggressivi per pulire.
- Quando l'unità non è usata per lungo tempo, rimuovere le batterie. (Potrebbero perdere o provocare danni).
- Non modificare il dispositivo. Non aprire MAI il dispositivo! Questa operazione renderà nulla la garanzia del fabbricante.

Risoluzione dei problemi

| Problema | Motivo | Soluzione |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Simbolo della frequenza cardiaca | Appare nelle condizioni di misurazione e lampeggia quando viene rilevato il polso. | <ul style="list-style-type: none"> • Misurazione in corso, rimanere fermi. |
| Indicatore batteria scarica | Appare quando la tensione della batteria è troppo bassa o se le batterie sono posizionate in modo errato. | <ul style="list-style-type: none"> • Sostituire tutte e quattro le batterie con batterie nuove. Inserire le batterie nelle posizioni corrette. Fare attenzione alle posizioni +/-. |
| Errore di misura | Appare quando non è stato possibile rilevare con precisione la pressione del sangue e il polso. | <ul style="list-style-type: none"> • Premere il pulsante "start/stop" ancora e ripetere la misurazione. • Controllare che il bracciale sia applicato secondo le istruzioni. • Verificare che non ci siano perdite nel tubo. • Controllare che la mano sia rilassata. • Accertarsi di non parlare o muoversi durante la misurazione. • Sincronizzarsi che la postura sia corretta. |
| E0 | Errore di misura | <ul style="list-style-type: none"> • I segnali di impulso sul bracciale sono troppo deboli. Riposizionare il bracciale e ripetere la misurazione. |
| E1 | Errore di pompaggio | <ul style="list-style-type: none"> • Il bracciale non è fissato correttamente. Riposizionare il bracciale e ripetere la misurazione. |
| E2 | Errore risultati fuori intervallo | <ul style="list-style-type: none"> • Rilassarsi per qualche istante e ripetere la misurazione. Sincronizzarsi che il bracciale sia correttamente posizionato sul braccio. |
| E3 | Errore tempo di pompaggio. | <ul style="list-style-type: none"> • Il bracciale non è fissato correttamente. Indossare nuovamente il bracciale e ripetere la misurazione. |
| E254 | Errore interno dispositivo | <ul style="list-style-type: none"> • Togliere e reinserire le batterie. Se il problema persiste, contattare l'assistenza. |
| E255 | Errore di taratura | <ul style="list-style-type: none"> • Togliere e reinserire le batterie. Se il problema persiste, contattare l'assistenza. |
| E256 | Si è verificato un errore durante l'aggiornamento del firmware Bluetooth | <ul style="list-style-type: none"> • Il dispositivo si riavvierà automaticamente con il firmware originale Bluetooth. Inizializzare nuovamente il processo di download del firmware oppure seguire le istruzioni sullo schermo dall'APP Braun. |

Specifiche

| | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metodo di misurazione | Oscillometrico |
| Numero modello | BUA6350 |
| Intervallo di misura | Pressione nominale del bracciale: 0 mmHg ~ 300 mmHg Pressione di misurazione: SIS: 60 ~ 255 mmHg DIA: 40 ~ 200 mmHg Polso: 40-199 battiti/minuto |
| Precisione | pressione +/- 3 mmHg Polso +/- 5 % max. |
| Insufflazione | Deluxe automatica |
| Display | LCD con retroilluminazione |
| Impostazioni della memoria dispositivo | 60 set per utente |
| Impostazioni della memoria Bluetooth | 200 set per utente |
| Dimensioni bracciale | Bracciale piccolo = 22-32cm circonferenza braccio Bracciale largo = 32-42cm circonferenza braccio |
| Temperatura/umidità di esercizio | +10 °C ~ + 40 °C, 15%~85% di umidità relativa |
| Temperatura/umidità di conservazione/trasporto | -20 °C ~ + +60 °C, 15%~85% di umidità relativa |
| Pressione atmosferica di funzionamento | 860-1060 hPa |
| Peso unità | circa 500gr (senza batterie) |
| Alimentazione | batterie alcaline: 4 x AA (LR6) 1.5V |
| Durata batteria | 300 misurazioni |
| Spegnimento automatico | Se non si usa per 1 minuto |
| Accessori | 4 batterie, 2 bracciali con tubo, manuale di istruzioni, guida rapida, custodia |
| Comunicazione wireless | Bluetooth® Smart Intervallo di frequenza: banda ISM 2.4GHz (2400 - 2483.5 MHz) Modulazione: GFSK Potenza irradiata effettiva: <20dBm |
| Durata utile: | 5 anni. |

Se il dispositivo non viene utilizzato negli intervalli di temperatura, di umidità e di pressione atmosferica indicati, non è possibile garantire la precisione tecnica della misurazione.

Soggetto a modifiche senza preavviso.



Apparecchio con parti
applicate tipo Bf



Leggere le istruzioni per l'uso.



Temperatura di funzionamento



Temperatura di conservazione/
trasporto

Umidità di conservazione/esercizio



Dispositivo medico



Codice lotto



Numero di serie



Numero di catalogo



Rappresentante autorizzato nella
Comunità Europea



Fabbricante



Data di fabbricazione



Mantenere asciutto



Attenzione



Arteria

IP22 Protetto da oggetti estranei solidi di 12,5 mm di diametro o superiore. Protetto da gocce d'acqua che cadono verticalmente quando il dispositivo è sollevato a 15°.

CE 0297 Questo dispositivo medico riporta il marchio CE ed è fabbricato in conformità con la Direttiva RoHS 2011/65/UE e altre direttive e/o regolamenti come specificato nella Dichiarazione di conformità CE.

Non adatto all'uso in presenza di miscele anestetiche infiammabili con aria, ossigeno o ossido nitrico. Funzionamento continuo con carica breve.

Il DISPOSITIVO MEDICO ELETTRICO necessita di speciali precauzioni in merito alla CEM.

Per una descrizione dettagliata dei requisiti CEM visitare www.hot-europe.com/support.

I dispositivi di comunicazione portatili e mobili a radiofrequenza possono danneggiare gli apparecchi elettromedicali.

Kaz Europe Sàrl dichiara che l'equipaggiamento radio di tipo BUA6350 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il test completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: www.hot-europe.com/support.

 Se il prodotto non è più utilizzabile, non gettarlo nei rifiuti domestici. Per lo smaltimento, rivolgersi al rivenditore o portarlo presso i punti di raccolta appropriati nel Paese.

Richiesta

In Europa, qualsiasi incidente grave (ad es. morte, ferita mortale, intervento chirurgico, ...) che si sia verificato in relazione a questo termometro deve essere segnalato a Kaz Europe (vedere i numeri dell'assistenza clienti Helen of Troy) e all'autorità competente del proprio stato membro.

Il numero di LOTTO e il numero di serie (SN) del dispositivo sono stampati sull'etichetta identificativa applicata sul retro del prodotto. Le prime 3 cifre del LOT No (Numero di lotto) rappresentano il giorno dell'anno di fabbricazione. Le successive 2 cifre rappresentano gli ultimi due numeri dell'anno di produzione, mentre la/e la lettera/e alla fine si riferiscono al produttore. Ad es.: Es. LOT 156140nb: questo prodotto è stato fabbricato il giorno 156, anno 2014, presso il produttore identificato come onb.

Garanzia

Leggere tutte le istruzioni prima di cercare di usare questo dispositivo. Conservare la ricevuta come prova della data d'acquisto. La ricevuta deve essere presentata in caso di reclami in garanzia. Qualsiasi reclamo in garanzia non potrà essere ritenuto valido se privo della prova d'acquisto.

Il dispositivo è garantito per due anni (2 anni) dalla data di acquisto.

La presente garanzia copre i difetti di materiale e fabbricazione derivanti da un uso normale; i dispositivi che soddisfino questi criteri saranno sostituiti gratuitamente.

La garanzia NON copre i difetti o i danni derivanti da un uso improprio o dalla mancanza di seguire le istruzioni per l'uso. La garanzia diventa nulla se il dispositivo viene aperto, manomesso o usato con ricambi e accessori di marchio diverso da Braun, oppure se le riparazioni sono effettuate da persone non autorizzate.

Accessori e materiali di consumo sono esclusi da qualsiasi garanzia.

Per richieste di supporto, visitare il sito www.HelenofTroy.com/emea-en/support/ o utilizzare le informazioni di contatto riportate alla fine di questo manuale dell'utente.

Questa garanzia è applicabile solo in Europa, Russia, Medio Oriente e Africa.

Solo UK: non inficiano i diritti legittimi dei consumatori.

NL Nederlands

Beoogd gebruik en contra-indicaties

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door volwassenen (+18 jaar oud) om de bloeddruk te meten, inclusief systolische, diastolische en hartslag. Dit apparaat is alleen bedoeld voor tussentijdse metingen. Alleen voor thuisgebruik.

Het gebruik van deze bloeddrukmeter is geen vervanging van een consult bij uw arts.

Dit apparaat is niet getest en dus niet bedoeld voor gebruik bij (te vroeg geboren) baby's en zwangere vrouwen, inclusief pre-eclamptische gebruikers.

Informatie die u moet weten over bloeddruk

De bloeddruk verandert continu gedurende de dag. Vroeg in de ochtend stijgt de bloeddruk scherp en naarmate de ochtend vordert, daalt de bloeddruk weer. In de middag gaat de bloeddruk weer stijgen en 's avonds daalt de bloeddruk tot een laag niveau. Maar de bloeddruk kan ook korte tijd schommelen. Daarom kunnen de waarden van verschillende metingen achter elkaar wisselen.

Het apparaat geeft uw bloeddruk aan de hand van twee waarden: systolisch en diastolisch door het principe van druckschommeling. De systolische bloeddruk (het hoogste getal) geeft aan met hoeveel druk uw bloed tegen de wanden van uw aders drukt terwijl tijdens hartslagen. De diastolische bloeddruk (het laagste getal) geeft aan met hoeveel druk uw bloed tegen de wanden van uw aders drukt tussen hartslagen in. De hartslag wordt ook na elke meting weergegeven.

De bloeddruk die bij een arts wordt gemeten, is slechts de waarde van dat moment. Met herhaalde metingen thuis worden de werkelijke bloeddrukwaarden onder alledaagse omstandigheden beter weergegeven.

Bovendien hebben veel mensen een andere bloeddrukwaarde als ze thuis zijn, omdat ze daar meer ontspannen zijn dan bij de arts. Regelmatische bloeddrukmetingen die thuis zijn genomen, kunnen uw arts waardevolle informatie over uw normale bloeddrukwaarden onder werkelijke „alledaagse“ omstandigheden geven.

De Europese vereniging voor hypertensie (European Society of Hypertension, ESH) en de Wereldezondheidsorganisatie (WHO) hebben de volgende standaardwaarden voor de bloeddruk opgesteld, thuis gemeten met een rusthartslag:

| Bloeddruk (mmHg) | Normale waarden | Klasse 1 lichte hypertensie | Klasse 2 gemiddelde hypertensie | Klasse 3 ernstige hypertensie |
|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| SYS = systolisch (bovenwaarde) | tot 134 | 135–159 | 160–179 | ≥180 |
| DIA = diastolisch (onderste waarde) | tot 84 | 85–99 | 100–109 | ≥110 |

Veiligheidsinformatie en belangrijke voorzorgsmaatregelen

Lees de gebruiksaanwijzing helemaal door voor nauwkeurige meetresultaten.

Personen die lijden aan hartritmestoornissen, vernauwing van de bloedvaten, arteriosclerose in de ledematen of diabetes, of gebruikers van pacemakers moeten hun arts raadplegen voordat ze zelf hun bloeddruk meten. In dergelijke gevallen kunnen de bloeddrukwaarden afwijkingen vertonen.

Als uw bloeddrukwaarde onder ernstige hypertensie valt met een systolische waarde van 180 mmHg en hoger en/of een diastolische waarde van 110 mmHg en hoger en u hebt een of twee waarden in dit bereik, raadpleeg dan meteen uw arts.

Als u onder medische behandeling bent of medicatie gebruikt, raadpleeg dan eerst uw arts.

Zorg dat de verbindingslang niet worden samengedrukt of afgeknepen. Een continue manchetdruk door knikken in de verbindingslang kan de bloedstroom beïnvloeden en mogelijk letsel bij de gebruiker veroorzaken.

We raden niet aan om dit apparaat te gebruiken aan dezelfde zijde van het lichaam als waar de gebruiker een borststampatuur heeft gehad.

Wanneer de bloeddruk te vaak wordt gemeten, kan er letsel bij de gebruiker ontstaan door beperking van de bloeddoorstroming.

We raden niet aan om het manchet te plaatsen op een ledemaat met intravasculaire toegang of met een arterioveneuse shunt (A-V). Dit kan tijdelijke problemen met de bloeddoorstroming geven, met mogelijk letsel bij de gebruiker tot gevolg.

Breng het manchet NIET aan over een wond, omdat dit verder letsel kan veroorzaken.

Het wordt niet aanbevolen om het apparaat gelijktijdig met andere medische apparatuur op hetzelfde ledemaat te gebruiken.

Belangrijkste regels voor nauwkeurige bloeddrukmeting

Meet uw bloeddruk altijd op hetzelfde tijdstip van de dag, onder dezelfde omstandigheden.

Meet niet binnen 30 minuten nadat u hebt gerookt, koffie of thee hebt gedronken of hebt bewogen. Deze factoren hebben invloed op de meting.

Zorg dat u minimaal 5 minuten rust neemt voordat u begint met meten. We raden u aan om 10 minuten rust te nemen voordat u de meting neemt. Probeer altijd dezelfde rusttijd aan te houden voordat u een meting uitvoert.

Meet altijd op dezelfde arm. We raden u aan om de linkerarm te gebruiken. Beweeg niet en praat niet. Ga comfortabel zitten, doe uw benen niet over elkaar en zet uw voeten plat op de vloer. Ondersteun uw rug en arm.

Plaats het manchet direct op de huid. Wikkel het manchet niet over een jas, trui of overhemd.

Als u meerdere metingen wilt doen, wacht dan 5 minuten voordat u een meting herhaalt.

Productbeschrijving (zie pagina 2-3)


- Startknop
- Geheugenknop
- Knop datum/tijd aanpassen
- Knop instellen
- Knop gemiddelde
- Schuifknop gebruiker A/B
- Lcd-display
- Slangaansluiting
- Connector
- Armmancchet (geleverd met 2 manchetten)
- Luchtslang
- Klepje batterijvakje (4 batterijen van 1,5 V, type AA (LR6))

Batterijen plaatsen (zie Afb. 2)

Verwijder het klepje van het batterijvakje op de onderkant van het apparaat en plaats er 4 AA LR6-batterijen in met de polen in de juiste richting (let op het symbool in het batterijvakje).

- Opmerking: stel de datum en tijd altijd opnieuw in nadat u nieuwe batterijen hebt geplaatst, zodat de meetresultaten met de juiste datum en tijd worden opgeslagen.


Gooi alleen lege batterijen weg. Ze mogen niet worden weggegooid met het huisvuil, maar moeten bij aangewezen verzamelpunten of uw verkooppunt worden ingeleverd.



Het juiste manchet kiezen

Voor een nauwkeurige meting is het belangrijk dat u een manchetmaat kiest die het beste om uw bovenarm past. Kies de manchetmaat die bij de omtrek van uw arm past en waarbij de onderkant van het manchet zich 2~3 cm boven uw elleboog bevindt.


- Small/Medium manchet = armomtrek 22~32 cm
- Large/XLarge manchet = armomtrek 32~42 cm
- Dit manchet is klaar voor gebruik als de markering <>index>> binnen het <>ok-bereik >> aangegeven door twee pijlen staat en het manchet stevig rond de arm is geplaatst (Afb. 3).




Afb. 3

Het armmanchet plaatsen

1. Schuif het uiteinde van het armmanchet dat het verste van de slang staat door de metalen ring om een lus te maken. Het gladde materiaal moet zich op de binnenkant van het manchet bevinden.
2. Steek de luchtslang in de connector (Fig. 4).
3. Als het manchet juist is geplaatst, zit het klittenband aan de buitenkant van het manchet en raakt de metalen ring de huid niet (Afb. 5).




Afb. 4




Afb. 5


4. Steek uw linkerarm door de lus van het manchet. De onderkant van het manchet moet ongeveer (2~3 cm) boven de elleboog zijn geplaatst (Afb. 6).
5. De slang moet over de bovenarmslagader op de binnenkant van de arm liggen (Afb. 7).



Afb. 6



Afb. 7




Afb. 8

6. Trek het manchet zodanig dat de boven- en onderkant strak rond de arm ligt.
7. Als het manchet goed is geplaatst, druk het klittenband stevig tegen de stofkant van het manchet.
8. Ga op een stoel zitten en leg uw arm op de tafel, zodat het manchet op dezelfde hoogte als uw hart ligt (Afb. 8).

Braun ExactFit™ 5 Connect

Display BUA6350



Gebruiker A/gebruiker B selecteren

- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld.
- Schuif de gebruikersknop naar gebruiker A of gebruiker B. Op het lcd-display knippert de huidige gebruikersmodus.

WGO-/ESH-indicator voor het evalueren van bloeddrukgegevens

| | |
|----------|-----|
| ROOD > | !!! |
| ORANJE > | !! |
| GEEL > | ! |
| GROEN > | ✓ |

Dit apparaat heeft een bloeddruknieuwe-indicator conform de WGO-richtlijnen en de richtlijnen van de Europese vereniging voor hypertensie (ESH). Bij elk meetresultaat dat op het display wordt weergegeven, geeft de cursor het bloeddruknieuwe aan met de bijbehorende kleurcode (van groen tot rood). U kunt deze classificatie dagelijks gebruiken om inzicht te krijgen in uw bloeddruknieuwe. Als u zich ernstig zorgen maakt over uw classificatieneuve, moet u zich raadplegen.


Als uw bloeddrukwaarde onder ernstige hypertensie vallen met een systolische waarde van 180 mmHg en hoger en/of een diastolische waarde van 110 mmHg en hoger en u hebt een of twee waarden in dit bereik, raadpleeg dan meteen uw arts.

Maand, datum en tijd instellen

De app Healthy Heart van Braun werkt automatisch de datum en tijd van het apparaat bij als het apparaat is gekoppeld.

- Schakel het apparaat uit voor het instellen van de datum en tijd.
- Druk op de knop voor instellen ⌂ (4) om het jaar in te stellen. Op het display knippert het jaar. Druk op ▲ (3) om het jaar met stappen van 1 omhoog aan te passen.
- Druk op de instelknop ⌂ (4) om de maand in te stellen; als de maand op het display knippert, kan de gebruiker op instellen ▲ (3) drukken om de maand in stappen van 1 aan te passen.
- Druk op de instelknop ⌂ (4) om de dag in te stellen; als de dag op het display knippert, kan de gebruiker op instellen ▲ (3) drukken om de dag in stappen van 1 aan te passen.
- Druk op de instelknop ⌂ (4) om de uren in te stellen; als de uren op het display knipperten, kan de gebruiker op instellen ▲ (3) drukken om de uren in stappen van 1 aan te passen.
- Druk op de instelknop ⌂ (4) om de minuten in te stellen; als de minuten op het display knipperten, kan de gebruiker op instellen ▲ (3) drukken om de minuten in stappen van 1 aan te passen.
- Druk op de knop voor instellen ⌂ (4) om het instellen van de datum en tijd te beëindigen. Het knipperen stopt.

Opmerking: wanneer u de knop voor datum/tijd aanpassen ingedrukt houdt, kunt u door de waarden bladeren.



Uw bloeddruk meten

Vouw de manchet om de arm (zie „De armmancet aanbrengen“ hierboven). LET OP: Doe de manchet niet te strak om. Laat één vingerbreedte ruimte tussen de manchet en de arm.

- Zorg voor een correcte houding door rechtop op de stoel te zitten.
- Druk kort op de startknop ⌂ | (1). De datum/tijd en huidige gebruiker worden weergegeven.
- Schuif de gebruikersknop (6) naar A voor gebruiker A of naar B voor gebruiker B. Op het LCD-display wordt het symbool voor gebruiker A of B weergegeven.
- Druk kort op de startknop ⌂ | (1); alle pictogrammen op het display worden 2 seconden weergegeven. Het manchet wordt automatisch opgepompt tot een bepaalde drukwaarde en de meting begint.
- Beweeg of praat niet tijdens het meten van de bloeddruk. Tijdens de meting mag u uw benen niet over elkaar doen en moet u uw voeten plat op de vloer zetten.
- Als het manchet is opgepompt, wordt de hartslag waargenomen en begint het hartslagsymbool ❤ beginnen te knipperen.
- Na de meting worden de resultaten en de indicatorpijl volgens de WGO op het LCD-display weergegeven. Nadat de bloeddruk is gemeten, kunt u het apparaat uitschakelen door op de startknop ⌂ | (1) te drukken. Als u dit niet doet, wordt het apparaat na 1 minuut automatisch uitgeschakeld.
- Dit apparaat is niet bedoeld als vervanging van regelmatige controles bij uw arts. Raadpleeg uw arts als u zich zorgen maakt over de gemeten temperatuurwaarden.

Verbinding met een smartphone en de app Braun Healthy Heart

De ExactFit™ 5 Connect kan via Bluetooth® verbinding maken met uw smartphone (iOS en Android) om opgeslagen waarden automatisch te downloaden. Het apparaat kan maximaal 200 waarden per gebruiker uploaden met het Bluetooth-geheugen.

Schakel Bluetooth op uw smartphone in.

Zorg dat de app Braun Healthy Heart op uw smartphone is gedownload en dat de app is geopend.

Als u de app voor het eerst gebruikt, kunt u de Braun ExactFit™ 5 Connect stap voor stap koppelen. Als u de app al eerder hebt gebruikt, ga naar de functie 'Connect device' (apparaat koppelen) in het menu en volg de instructies.

Wanneer uw apparaat is gekoppeld, ziet u een bevestiging in de app.



Geheugenfunctie

Uw bloeddrukmeter kan de laatste 60 metingen voor elke gebruiker opslaan.


Meetgegevens opslaan

Na elke bloeddrukmeting worden de systolische druk, de diastolische druk, de hartslag en de datum/tijd van de specifieke dag automatisch opgeslagen. Geheugen #01 is altijd het meest recente geheugen. Wanneer het geheugen vol is, worden de oudste waarden overschreven.

Druk op de geheugenknop M (2) om de opgeslagen gegevens te bekijken. De laatste geheugengengegevens (sys/dia/hartslag) met datum/tijd van de meting, IHB en WGO-indicator worden op het LCD-display weergegeven. Druk nog een keer op de geheugenknop M (2) om de vorige gegevens weer te geven. Controleer vóór gebruik of de juiste gebruiker, A of B, is geselecteerd.


Gemiddelde-functie

Schakel het apparaat uit en in. Als u op de knop voor gemiddelde LA (5) drukt, wordt het gemiddelde van de laatste 3 meetwaarden op het LCD-display weergegeven.



Gegevens wissen

Schakel het apparaat uit en houd de geheugenknop M (2) langer dan 3 seconden ingedrukt; op het LCD-display knippert „DEL ALL“. Controleer vóór gebruik of de juiste gebruiker, A of B, is geselecteerd.



Als u nog een keer op de geheugenknop M (2) drukt, wordt op het LCD-display „--“ weergegeven. Dit betekent dat alle opgeslagen gegevens van de betreffende gebruiker zijn gewist.

Detectie onregelmatige hartslag

Wanneer het symbool ❤ wordt weergegeven, is er tijdens de meting een onregelmatige hartslag gedetecteerd. Wanneer u tijdens de meting praat, beweegt of schudt, of als uw hartslag onregelmatig is, wordt dit pictogram weergegeven. Meestal hoeft u zich daar geen zorgen over te maken, maar als dit symbool vaak wordt weergegeven, raden wij u aan contact op te nemen met uw arts. Het apparaat is geen vervanging van een hartonderzoek, maar dient om een onregelmatige hartslag in een vroeg stadium te detecteren.

Indicator voor laag batterijniveau

Wanneer de indicator voor laag batterijniveau [±] op het display knippert, zijn de batterijen bijna leeg en moeten ze worden vervangen door LR6-alkalinebatterijen (AA).

Na vervanging van de batterijen gaat de ExactFit™ 5 Connect automatisch naar de modus voor tijd instellen.

Bewaren en reinigen

- Bewaar het apparaat na gebruik altijd in de houder.
- Leg het apparaat niet in direct zonlicht, op plekken met hoge temperaturen of op vochtige of stoffige plekken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage (lager dan -20 °C) of hoge (hoger dan 60 °C) temperaturen.
- Gebruik een doek met water of een mild reinigingsmiddel om de houder schoon te maken en gebruik daarna een droge doek om de houder droog te vegen. Gebruik een droge doek om het manchet af te vegen als het vuil is.
- Gebruik geen sterke reinigingsmiddelen om het te reinigen.
- Wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, moet u de batterijen verwijderen. (Batterijen kunnen gaan lekken of letsel veroorzaken.)
- Pas het apparaat niet aan. Open het apparaat NOOIT! Wanneer u dat wel doet, vervalt de garantie van de fabrikant.

Problemen oplossen

| Probleem | Reden | Oplossing |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symbol hartslag | Wordt tijdens het meten weergegeven en knippert als er een hartslag wordt weergegeven. | <ul style="list-style-type: none"> • Bezig met meten, blijf stil zitten. |
| Indicator voor laag batterijniveau | Wordt weergegeven als de batterijspanning zeer laag is of de batterijen verkeerd zijn geplaatst. | <ul style="list-style-type: none"> • Vervang alle vier batterijen door nieuwe. Plaats de batterijen in de juiste positie. Let op de polariteit (+/-) van de batterijen. |
| Meetfout | Wordt weergegeven als er geen nauwkeurige bloeddruk en hartslag kunnen worden verkregen. | <ul style="list-style-type: none"> • Druk nog een keer op de knop „start/stop“ en meet opnieuw. • Controleer of het manchet volgens de instructies is geplaatst. • Controleer of er geen knikken in de slang zitten. • Controleer of de hand ontspannen is. • Hebt u niet gepraat of bewogen tijdens de meting? • Zit u op de juiste manier? |
| E0 | Meetfout | <ul style="list-style-type: none"> • De pulssignalen naar de manchet zijn te zwak. Verplaats de manchet en herhaal de meting. |
| E1 | Oppompfout | <ul style="list-style-type: none"> • De manchet is niet goed bevestigd. Plaats de manchet opnieuw en herhaal de meting. |
| E2 | Fout door resultaten buiten bereik | <ul style="list-style-type: none"> • Ontspan even en herhaal de meting. Zorg dat de manchet juist op uw arm is geplaatst. |
| E3 | Fout door oppomptijd | <ul style="list-style-type: none"> • De manchet is niet goed bevestigd. Plaats de manchet opnieuw en herhaal de meting. |
| E254 | Interne fout apparaat | <ul style="list-style-type: none"> • Verwijder de batterijen en plaats ze terug. Als het probleem niet verdwijnt, neem contact op met de klantenservice. |
| E255 | Kalibratiefout | <ul style="list-style-type: none"> • Verwijder de batterijen en plaats ze terug. Als het probleem niet verdwijnt, neem contact op met de klantenservice. |
| E256 | Fout bij een update van de Bluetooth-firmware | <ul style="list-style-type: none"> • Het apparaat wordt automatisch opgestart met de originele Bluetooth-firmware. Start het downloadproces voor de firmware opnieuw of volg de instructies van de Braun-app op het scherm. |

Specificaties

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meetmethode | Oscillometrisch |
| Modelnummer | BUA6350 |
| Meetbereik | Nominale druk manchet: 0 mmHg~300 mmHg Meetdruk: SYS: 60~255 mmHg DIA: 40~200 mmHg Polsslag: 40-199 slagen/minuut |
| Nauwkeurigheid | Druk +/- 3 mmHg Hartslag +/- 5 % Max. |
| Oppompen | Deluxe automatisch |
| Display | Lcd-met achtergrondverlichting |
| Aantal geheugens | 60 sets per gebruiker |
| Aantal Bluetooth-geheugens | 200 per gebruiker |
| Maat manchet | Klein manchet = armomtrek 22-32 cm Groot manchet = armomtrek 32-42 cm +10 °C ~ + 40 °C, 15% ~ 85% RV |
| Vochtigheid/temperatuur bij gebruik | -20 °C ~ + 60 °C, 15% ~ 85% RV |
| Opslag- en transporttemperatuur/vochtigheid | 860-1060 hPa |
| Luchtdruk bij gebruik | Ongeveer 500 g (zonder batterijen) |
| Gewicht apparaat | Alkalinebatterij: 4 x AA (LR6) 1,5 V |
| Voeding | 300 metingen |
| Levensduur batterijen | Bij langer dan 1 minuut niet in gebruik 4 batterijen, 2 armmachetten met slang, handleiding, verkopte handleiding, opbergzakje |
| Automatisch uitschakelen | Bluetooth® Smart |
| Toebehoren | Frequentiebereik: 2,4 GHz ISM-band (2400 - 2483,5 MHz) Modulatie: GFSK Effectief uitgestraald vermogen: <20 dBm |
| Draadloze communicatie | Levensduur apparaat: 5 jaar. |
| Als het apparaat niet binnen het gespecificeerde temperatuur-, luchtvochtigheids- en luchtdrukbereik wordt gebruikt, kan de technische nauwkeurigheid van de meting niet worden gegarandeerd. Kan worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf. | |
| Apparaat met onderdelen van type BF | Lees de gebruiksaanwijzing. |
| Gebruikstemperatuur | Opslag-/transporttemperatuur |
| Vochtigheid bij opslag/gebruik | |
| | |
| Medisch apparaat | Batchcode |
| | |
| Seriennummer | Catalogusnummer |
| | Geautoriseerde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap |
| | |
| Fabrikant | Productiedatum |
| | |
| Droog houden | Let op |
| | |
| Slagader | |

IP22 Beschermd tegen vreemde vaste voorwerpen met een diameter van 12,5 mm en groter.
Beschermd tegen verticaal vallende waterdruppels als het apparaat maximaal 15° is gekanteld.



Op dit medische apparaat staat de CE-markering die aangeeft dat het is vervaardigd conform de RoHS-richtlijn 2011/65/EU en andere geldende richtlijnen en/of verordeningen zoals gespecificeerd in de EU-conformiteitsverklaring.

Niet geschikt voor gebruik bij aanwezigheid van ontvlambare anesthesiemengsels met lucht, zuurstof of stikstofoxide.

Continu gebruik met kort laden tussendoor

Bij ELEKTRISCHE MEDISCHE APPARATUUR zijn speciale voorzorgsmaatregelen met betrekking tot EMC nodig. Zie www.hot-europe.com/support voor meer informatie over EMC vereisten.

Draagbare en mobiele RF-communicatieapparaten kunnen de werking van medische elektrische apparatuur beïnvloeden.

Hierbij verklaart Kaz Europe Sàrl dat de radioapparatuur van het type BUA6350 voldoet aan de Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.hot-europe.com/support.

 Werp dit product na het einde van de levensduur niet weg met het huishoudelijk afval. Gelieve het product te deponeeren bij uw plaatselijke verkoper of op een daarvoor geschikt inzamelpunt.

Vraag

In Europa moeten alle ernstige incidenten (zoals overlijden, levensbedreigende verwondingen en chirurgische ingrepen) die zich hebben voorgedaan in verband met deze thermometer bij Kaz Europe (zie de nummers van de klantenservice van Helen of Troy) en bij de betreffende instantie in uw land worden gemeld.

Het partijnummer en het serienummer van uw apparaat vindt u op het etiket op de achterzijde van het product. De eerste 3 cijfers van het LOT-nummer geven de dag van het productjaar aan. De 2 volgende cijfers staan voor de laatste twee cijfers van het productjaar en de letter(s) aan het einde geven de fabrikant van het product aan. Bijvoorbeeld: Bijn. LOT 15614onb betekent dat het desbetreffende product is gemaakt op dag 156 van het jaar 2014 bij de producent met identificatiecode onb.

Garantie

Lees alle instructies voordat u dit apparaat gebruikt. Bewaar de kassabon als bewijs en datum van aankoop. De kassabon moet worden getoond bij claims binnen de betreffende garantieperiode. Alle claims onder de garantie zijn ongeldig zonder dit bewijs van aankoop.

Het apparaat wordt geleverd met een garantie van twee (2) jaar vanaf de aankoopdatum.

Onder deze garantie vallen defecten in materiaal of vakkmanschap die zich bij normaal gebruik voordoen; defecte apparaten die aan deze criteria voldoen, worden gratis vervangen.

De garantie dekt GEEN defecten of schade als gevolg van misbruik of het niet volgen van de gebruiksaanwijzing. De garantie vervalt als het apparaat wordt geopend, als ermee wordt geknoeid, als het wordt gebruikt met niet-originale Braun-onderdelen of -accessoires, of als er reparaties door niet-geautoriseerde personen worden uitgevoerd.

Accessoires en verbruiksartikelen zijn uitgesloten van garantie.

Ga voor vragen over ondersteuning naar www.helenoftroy.com/emea-en/support of gebruik de contactgegevens voor onze klantenservice aan het einde van deze gebruikershandleiding.

Deze garantie is alleen van toepassing op Europa, Rusland, het Midden-Oosten en Afrika.

Alleen Verenigd Koninkrijk: dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument.

NO Norsk

Beregnet bruk og kontraindikasjoner

Denne enheten er beregnet på å brukes av voksne (minst 18 år gamle) for å måle menneskelig blodtrykk. Dette inkluderer systolisk og diastolisk blodtrykk samt hjertefrekvens. Denne enheten skal kun brukes til periodiske målinger. Kun til hjemmebruk.

Denne blodtrykksmåleren skal ikke brukes som erstatning for legebesøk.

Denne enheten er ikke testet for, og er derfor ikke beregnet på nyfødte og spedbarn, gravide, inkludert brukere med pre-eklampsia.

Dette bør du vite om blodtrykk

Blodtrykket forandrer seg hele tiden i løpet av en dag. Det stiger kraftig tidlig på morgenen og faller senere på morgenen. Blodtrykker stiger igjen på ettermiddagen og går til slutt ned på et lavt nivå om kvelden. Det kan også variere i løpet av kort tid. Resultatene av målinger som tas etter hverandre kan derfor variere.

Denne enheten viser blodtrykksavlesningen ved å angi to verdier: systolisk og diastolisk, basert på prinsippet om trykksvingning. Det systoliske blodtrykket (det øverste tallet) viser trykket som blodet utover mot arterieveggene mens hjertet slår. Det diastoliske blodtrykket (det laveste tallet) viser trykket som blodet utover mot arterieveggene mens hjertet hviler mellom slagene. Pulshastigheten vises også etter hver måling.

Blodtrykk som måles på legekontoret gir kun et øyeblikksbilde av måleverdiene. Gjentatte målinger som tas hjemme vil gi et bedre bilde av de faktiske blodtrykksverdiene under daglige forhold.

Mange mennesker har i tillegg et annet blodtrykk når det måles hjemme, fordi de ofte er mer avslappet enn når de er på legekontoret. Regelmessige blodtrykksmålinger som er tatt hjemme kan gi lengreverdifulle informasjon om dine normale blodtrykksverdier tatt under «daglig» forhold.

ESH (European Society of Hypertension) og WHO (World Health Organisation) har satt opp de følgende standardverdiene for blodtrykk som måles med hvilepuls hjemme:

| Blodtrykk (mmHg) | Normalverdier | Grad 1 mild hypertension | Grad 2 moderat hypertension | Grad 3 alvorlig hypertension |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| SYS = systolisk (øverste verdi) | opp til 134 | 135–159 | 160–179 | ≥180 |
| DIA = diastolisk (nederste verdi) | opp til 84 | 85–99 | 100–109 | ≥110 |



Sikkerhetsinformasjon og viktige forholdsregler

Les hele bruksanvisningen nøyde for å sikre at du oppnår nøyaktige måleresultater.

Personer som lider av hjertearytmier, vaskonstriksjon, åreforkalkning i ekstremitetene, diabetes eller som har en pacemaker, bør rådføre seg med lege før de måler blodtrykket selv. Avvik i blodtrykksverdier kan oppstå i slike tilfeller.

Hvis blodtrykksmålingen din befinner seg i området for alvorlig hypertension med verdier på 180 mmHg systolisk og/eller 110 mmHg diastolisk og over, og du har tatt en eller to målinger i dette området – må du ta kontakt med legen din med én gang.

Dersom du får medisinsk behandling eller bruker legemidler, må du rådføre deg med lege først.

Unngå komprimering eller innsnevring av tilkoblingslangen. Kontinuerlig mansjettrykk på grunn av knekk på tilkoblingslangen kan påvirke blodstrømmen og forårsake mulig personskade.

Det anbefales ikke å bruke denne enheten på armen på samme side av kroppen som brukeren hadde mastektoni på.

Måling av blodtrykk for ofte kan føre til personskader på grunn av påvirkning av blodstrømmen.

Det anbefales ikke å påføre mansjetten på et lemm hvor det er intravaskulær tilgang eller hvor det er plassert en arterio-venøs (A-V) shunt. Dette kan forårsake midlertidig forstyrrelse av blodstrøm og potensiell skade på brukeren.

IKKE plasser mansjetten over et sår, da dette kan føre til ytterligere skader.

Det anbefales ikke å bruke enheten mens du samtidig bruker annet medisinsk elektrisk (ME) utstyr på samme lemm.

Viktig å huske på for å oppnå nøyaktig blodtrykksmåling

Du må alltid måle blodtrykket samme tid på dagen, og under samme forhold.

Du må ikke røyke, drikke kaffe eller te eller gjøre noe som helst anstrengende i 30 minutter før blodtrykket måles. Disse faktorene vil påvirke målingen.


Sørg for å hvile i minst 5 minutter før du måler. Hvis det er mulig, anbefales det å hvile i 10 minutter før målingen tas. Forsök å alltid bruke den samme hviletiden for hver måling.

Mål alltid på samme arm. Venstre arm anbefales. Sitt komfortabelt, ikke ha beina i kryss og hold føttene flatt på gulvet, rygg og arm støttet.

Mansjetten skal sitte rett mot huden. Den skal ikke settes over en jakke, genser eller skjorte.

Hvis du ønsker å ta flere målinger, vent i ca. 5 minutter før målingen gjentas.

Beskrivelse av produktet (Se side 2-3)

1. Startknapp 
2. Mineknapp 
3. Justeringsknapp for dato/klokkeslett 
4. Innstillingssknapp 
5. Gjennomsnittsknapp 

6. Bruker A / B bryter
7. LCD-display
8. Slangeport
9. Tilkobling
10. Armmansjett (med 2 mansjetter)
11. Luftslange
12. Batterirom-deksel (4 X 1,5V type AA (LR6) batterier)

Installasjon av batterier (Se Fig. 2)

Ta av batteridekslet nederst på apparatet og sett inn 4 AA LR6 alkaliske batterier med korrekt polaritet (se symbolet i batterirommet).

- Merk: still alltid inn dato og klokkeslett hver gang du bytter batterier for å være sikker på at målingsresultatene lagres med riktig dato og klokkeslett.

 Kast kun tomme batterier.

De skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall, men leveres på et godkjent mottak eller til din forhandler.




Fig. 2

Valg av riktig mansjett

Det er viktig å velge mansjetten som passer best på overarmen din for å oppnå nøyaktige målinger. Velg mansjettstorrelsen i henhold til armenes omkrets og sjekk at underkanten på mansjetten sitter 2~3cm ovenfor albuen.

- Liten/medium mansjett = 22~32cm armomkrets
- Stor/ekstra stor mansjett = 32~42cm armomkrets
- Denne mansjettens er egnet til bruk hvis <>merket befinner seg innenfor <>ok området>> som vises av to piler når mansjetten er strammet rundt armen (Fig. 3).




Fig. 3

Sette på armmansjetten

1. Skyv enden på armmansjetten som er lengst borte fra slangen gjennom metallringen slik at det blir en åpen runding. Det glatte stoffet skal være på innsiden av mansjetten.
2. Sett slangen inn i tilkoblingen (Fig. 4).
3. Hvis mansjetten er plassert riktig, skal borrelåsen sitte på yttersiden av mansjetten, og metallringen vil ikke komme i kontakt med huden (Fig. 5).




Fig. 4




Fig. 5

4. Stikk venstre arm gjennom mansjettåpningen. Mansjettenes underkant skal sitte ca. (2~3 cm) ovenfor albuen (Fig. 6).
5. Slangen skal ligge over brakialarterien på innsiden av armen (Fig. 7).




Fig. 6




Fig. 7





Fig. 8

6. Trekk mansjetten slik at over- og underkanten strammes rundt armen.
7. Når mansjetten er riktig påsatt, press borrelåsen godt mot den lodne siden på mansjetten.
8. Sitt på en stol og legg armen på bordet slik at mansjetten er på samme nivå som hjertet ditt (Fig. 8).

Braun ExactFit™ 5 Connect

Display BUA6350



Hvordan velge bruker A / bruker B

- Sørg for at produktet er slått av
- Skjiv brukerbryteren til bruker A eller bruker B, den eksisterende brukermodusen vil blinke på LCD displayet

WHO/E SH indikator for evaluering av blodtrykksdata

| | |
|-----------|-----|
| RØD > | !!! |
| ORANSJE > | !! |
| GUL > | ! |
| GRØNN > | ✓ |

Dette apparatet har en indikator for blodtrykksnivå som ble fastsatt i samsvar med retningslinjene fra WHO og ESH (European Hypertension Society). Markøren vil vise blodtrykksnivået med den korresponderende fargekoden fra grønt til rød for hver måling som vises på skjermen. Du kan bruke denne klassifikasjonen daglig som hjelp til å tolke blodtrykksnivået ditt. Hvis du er meget bekymret på grunn av klassifikasjonen, bør du snakke med legen din så snart som mulig.


Hvis blodtrykksmålingen din befinner seg i området for alvorlig hypertensjon med verdier på 180 mmHg systolisk og/eller 110 mmHg diastolisk og over, og du har fått en eller to målinger i dette området – må du ta kontakt med legen din med én gang.

Innstilling av måned, dato og klokkeslett

Braun Healthy Heart-appen oppdaterer automatisk dato og klokkeslett på enheten når den er paret.

- Slå av apparatet for å stille inn dato/klokkeslett.
- Press innstillingssknapp (4) for å begynne innstilling av år, og ”år” vil blinke på displayet. Press ▲ (3) for å justere året med 1 trinn.
- Press innstillingssknapp (4) for å begynne innstilling av måned, og ”måned” vil blinke på displayet, brukeren kan presse justere ▲ (3) for å justere måneden med 1 trinn.
- Press innstillingssknapp (4) for å begynne innstilling av dag, og ”dag” vil blinke på displayet, brukeren kan presse justere ▲ (3) for å justere dagen med 1 trinn.
- Press innstillingssknapp (4) for å begynne innstilling av time, og ”time” vil blinke på displayet, brukeren kan presse justere ▲ (3) for å justere timen med 1 trinn.
- Press innstillingssknapp (4) for å begynne innstilling av minutt, og ”minutt” vil blinke på displayet, brukeren kan presse justere ▲ (3) for å justere minuttet med 1 trinn.
- Press innstillingssknapp (4) for å avslutte alle innstillingene av dato/klokkeslett, all blinking stanser.

Merk: Du kan scrolle verdien ved å holde justeringsknappen inne.



Foreta en måling

Sett mansjetten på armen (se avsnittet ”sette på armmansjetten” ovenfor). FORSIKTIG: Ikke vikle mansjetten for stramt rundt. Det er best enkelt å kunne sette inn en finger.

- Sitt på stolen med ryggen rett slik at du har riktig kroppsholdning.
 - Press og slipp startknappen (1), dato/klokkeslett og næværende bruker vil vises.
 - Still inn bruker A/B bryteren (6) på A for bruker A eller B, LCD-displayet vil vise symbollet for bruker A eller B.
 - Press og slipp startknappen (1), alle symboler på displayet vil vises i 2 sekunder. Luftrykket vil pumpes opp automatisk til et visst trykknivå og begynne målingen. Sitt stille og ikke snakk mens målingen pågår. Ikke sitt med bena i kryss og hold føttene flatt på gulvet under målingen.
 - Etter at luftrykket har økt, vil pulsen registreres og symbollet for hjerterytme (heart icon) begynner å blinke.
 - LCD-displayet vil vise resultatene og WHO indikatorpilen etter målingen er fullført.
- Slå av apparatet etter endt bruk ved å presser startknappen (1) eller det slås av automatisk etter 1 minutt.

Dette apparatet er ikke ment å erstatter regelmessige undersøkelser hos legen. Du må fortsette å gå til legen regelmessig for å ta en profesjonell måling.

Tilkobling til Smartphone og Braun Healthy Heart appen

Din ExactFit™ 5 Connect kan kobles via Bluetooth® til din Smartphone (iOS og Android) for å laste ned lagrede avlesninger automatisk. Enheten kan laste opp inntil 200 avlesninger per bruker ved å bruke Bluetooth minnet.

Slå på Bluetooth-funksjonen på din Smartphone.

Sjekk at Braun Healthy Heart appen er lastet ned på din Smartphone og at appen er åpen.

Hvis du bruker appen for første gang, vil den veilede deg når du kobler til din Braun ExactFit™ 5 Connect. Hvis du har brukt appen tidligere, gå til ”Connect device” (tilkobling av enhet) funksjonen i appens meny og følg anvisningene.

Når tilkoblingen er fullført, vil appen vise en bekrefte melding.



Healthy Heart



Minnefunksjon

Blodtrykksmåleren din kan lagre de siste 60 avlesningene for hver bruker.

Lagring av målingsdata

Etter hver blodtrykksmåling vil det systoliske trykket, diastoliske trykket, pulshastigheten og målingen klokkeslett & dato lagres automatisk. Minne #01 er alltid den siste målingen som ble tatt. Når minnet er fullt, vil de eldste verdiene overskrives.


Press minneknappen **M** (2) for å se dataen som er lagret. Den siste dataen i minnet (sys/dia/pul) med målingens dato/klokkeslett, IHB (uregelmessig hjerterytme) og WHO indikator vil vises på LCD-displayet. Press minneknappen **M** (2) på nytt for å se tidligere data. Sjekk at den riktige brukeren, A eller B, er valgt før bruk.

Gjennomsnittsfunksjon

Slå av og på enheten. Press gjennomsnittsknappen **WA** (5) for å se gjennomsnittet av de 3 siste målingene på LCD-displayet.

Sletting av data

Slå av apparatet, press og hold minneknappen **M** (2) i mer enn 5 sekunder, LCD-displayet vil blinke "DEL ALL" (slett alt). Sjekk at den riktige brukeren, A eller B, er valgt før bruk.



Press minneknappen **M** (2) på nytt, LCD-displayet vil vise "___" for å vise at all lagret data til den valgte brukeren er slettet.

Dektor for uregelmessig hjerterytme

Når dette symbolet vises, betyr det at det ble registrert uregelmessigheter i pulsen under målingen. Dette symbolet kan vises hvis du snakker, beveger deg, skjeler eller har en uregelmessig puls mens målingen pågår. Det gir vanligvis ingen grunn til bekymring, men vi anbefaler imidlertid at du snakker med leggen din hvis symbolet vises ofte. Apparatet erstatter ikke en hjerteundersøkelse, men kan oppdage uregelmessigheter i pulsen på et tidlig tidspunkt.

Indikator for svakt batteri

Når indikatoren for svakt batteri blinker på displayet, betyr det at batteriet er svakt og de fire batteriene må byttes ut med alkaliske LR6 (AA) batterier.

Etter bytte av batterier, vil ExactFit™ 5 Connect automatisk gå i tidsinnstettingsmodus.

Oppbevaring og rengjøring

- Apparatet skal alltid oppbevares i bæresken når det ikke er i bruk.
- Apparatet må ikke legges i solen eller på steder med høy temperatur, fuktighet eller stov.
- Det må ikke oppbevares i ekstremt lave temperaturer (under -20°C) eller ekstremt høye temperaturer (over 60°C).
- Bruk en klut fuktet med vann eller et nøytralt rengjøringsmiddel til å rengjøre apparatet utvendig, og tork det deretter med en torr klut. Tørk av mansjetten med en torr klut når den er skitten.
- Det må ikke brukes sterke rengjøringsmidler til rengjøringen.
- Hvis apparatet ikke skal brukes på en stund, må batteriene tas ut. (Batterier kan lekke eller forårsake skader).
- Forsok ikke å modifisere apparatet. Apparatet må ALDRIG åpnes! Dette vil annullere produsentens garanti.

Feilsøking

| Problem | Årsak | Løsning |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Vises på skjermen og blinker når pulsen registreres. | <ul style="list-style-type: none"> Målingen pågår, hold deg i ro. |
| | Vises når batterispenningen er ekstremt lav eller batteriene er plassert feil. | <ul style="list-style-type: none"> Byt ut alle fire batteriene med nye. Sett inn batteriene i riktige posisjon. Vær oppmerksom på +/- posisjonene. |
| | Vises når det ikke var mulig å måle korrekt blodtrykk og puls. | <ul style="list-style-type: none"> Press "start/stopp" knappen igjen og ta målingen på nytt. Sjekk om mansjetten er satt på i henhold til instruksjonene. Sjekk at det ikke er knekker i slangen. Sjekk at hånden er avslappet. Vær oppmerksom på om du snakker eller beveger deg mens målingen pågår. Sjekk at kroppsholdningen er riktig. |
| E0 | Målefeil | <ul style="list-style-type: none"> Pulssignalet på mansjetten er for svakt. Justere mansjetterns plassering og gjenta målingen. |
| E1 | Oppblåsingsfeil | <ul style="list-style-type: none"> Mansjetten er ikke festet riktig. Justere mansjetterns plassering og gjenta målingen. |
| E2 | Resultater utenfor måleområdet feil | <ul style="list-style-type: none"> Slapp av en stund og gjenta målingen. Sjekk at mansjetten sitter riktig på armen. |
| E3 | Oppblåsingstid-feil | <ul style="list-style-type: none"> Mansjetten er ikke festet skikkelig. Justere mansjetterns plassering og gjenta målingen. |
| E254 | Intern feil i måleapparatet | <ul style="list-style-type: none"> Ta ut batteriene og sett dem inn igjen. Hvis feilen gjentar seg, kontakt kundestøtte. |
| E255 | Kalibreringsfeil | <ul style="list-style-type: none"> Ta ut batteriene og sett dem inn igjen. Hvis feilen gjentar seg, kontakt kundestøtte. |
| E256 | Det oppsto en feil under oppdatering av Bluetooth Firmware. | <ul style="list-style-type: none"> Måleapparatet vil starte automatisk og bruke den originale Bluetooth firmware. Start nedlastingprosessen for firmware på nytt, og følg instruksjonene på skjermen fra Braun APPEN. |

Spesifikasjoner

| | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Målemetode | Oscillometrisk |
| Modellnummer | BUA6350 |
| Måleområde | Mansjetten nominelle trykk: 0mmHg~300mmHg Målstrykk: SYS: 60~255mmHg DIA: 40~200mmHg Pulsverdi: 40-199 slag/minutt |
| Nøyaktighet | Trykk +/- 3 mmHg Puls +/- 5 % maks. |
| Oppblåsing | Deluxe automatisk |
| Display | LCD med bakgrunnslys |
| Sett med måleverdier i internt minne | 60 innstillingar per bruker |
| Sett med måleverdier i Bluetooth minne | 200 sett per bruker |
| Mansjettstørrelse | Liten mansjett = armomkrets 22–32cm Stor mansjett = armomkrets 32–42cm |
| Temperatur/fuktighet ved bruk | +10 °C ~ + 40 °C, 15~85 % RH |
| Temperatur/fuktighet under lagring og transport | -20 °C ~ + 60 °C, 15~85 % RH |
| Atmosfærisk driftstrykk | 860–1060 hPa |
| Vekt | Ca. 500g (uten batterier) |
| Strømkilde | Alkaliske batteri: 4 x AA (LR6) 1.5V |
| Batteriets levetid | 300 målinger |
| Automatisk avslåing | Etter 1 minut uten bruk |
| Tilbehør | 4 batterier, 2 armmansjetter med slange, bruksanvisning, hurtigveileitung, oppbevaringspose |
| Trådløs kommunikasjon | Bluetooth® Smart Frekvensområde: 2,4GHz ISM bånd (2400 - 2483,5 MHz) Modulasjon: GFSK Effektivt utstrålt effekt: <20dBm |
| Servicetid: | 5 år. |

Den tekniske nøyaktigheten av målingen kan ikke garanteres hvis apparatet brukes utenfor de angitte områdene for temperatur, fuktighet og atmosfærisk trykk.

Kan endres uten varsel.



Udstyr med BF-deler



Les bruksanvisningen.



Brukstemperatur



Lagrings-/transporttemperatur



Fuktighet ved lagring/bruk



Medisinsk apparat



Batchkode



Serienummer



Katalog-nummer



Autorisert representant i det europeiske fellesskapet



Produsent



Produktionsdato



Må holdes tørt



Forsiktig



Arterie

IP22 Beskyttet mot faste fremmedlegemer med 12,5 mm i diameter eller mer. Beskyttet mot vertikalt fallende vanndråper når apparatet er skråstilt opp til 15°.



Dette medisinske apparatet er CE-merket og produsert i samsvar med RoHS direktiv 2011/65/EU og andre aktuelle direktiver og/eller forskrifter slik som angitt i EU-samsvarserklæringen.

Ikke egnet til bruk i nærværet av brennbare anestesiblandinger med luft, oksygen eller dinitrogenoksid.
Kontinuerlig drift med korttids belastning.

ELEKTROMEDISINSK UTSTYR krever at det tas spesielle hensyn i forbindelse med EMC.
Gå inn på www.hot-europe.com/support for å se en detaljert beskrivelse av EMS-krev.

Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr kan påvirke elektromedisinsk utstyr.
Kaz Europe Sàrl, erklærer herved at radioutstyr av typen BUA6350 er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU. Den fulle teksten i EU-overensstemmelseserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse www.hot-europe.com/support.

 Produktet må ikke kasseres sammen med husholdningsavfallet ved endt levetid.
Det kan leveres til din lokale forhandler eller på et godkjent mottak i landet der du bor.

Spørsmål

I Europa skal enhver alvorlig hendelse (f.eks. død, livstruende personskade, kirurgisk inngrep,...) som har skjedd i forbindelse med dette termometeret, rapporteres til Kaz Europe (se Helen of Troy forbrukerservice numre) og til den kompetente myndighet i ditt medlemsland.

Apparats LOT og SN står på merkeplaten på produktets bakside. De første tre sifrene i LOT-nr. representerer dagen i produksjonsåret. De neste to sifrene representerer de to siste tallene i produksjonsåret, og bokstavene på slutten representerer produktets produsent. F.eks. LOT 15614onb: Dette produktet ble laget på dag 156 i året 2014 med produsentkode onb.

Garanti

Les hele bruksanvisningen før du forsøker å bruke dette apparatet. Ta vare på kvitteringen som bevis på kjøpet og kjøpsdatoen. Kvitteringen må fremlegges ved eventuelle reklamasjoner i garantiperioden. Enhver reklamasjon under garantien vil ikke være gyldig uten kjøpsbevis.

Apparatet ditt har en garanti i to år (2 år) fra kjøpsdatoen.

Denne garantien dekker material- eller produksjonsfeil som oppstår under normal bruk. Defekte instrumenter som oppfyller disse betingelsene vil erstattes kostnadsfritt.

Garantien dekker IKKE feil eller skader forårsaket av mishandling eller av at bruksanvisningen ikke ble fulgt. Garantien oppheves hvis apparatet åpnes, modifiseres eller hvis det brukes sammen med deler eller utstyr som ikke er produsert av Braun, eller hvis det repareres av ikke-autoriserte personer.

Tilbehør og forbruksartikler omfattes ikke av noen garanti.

Hvis du har spørsmål angående kundestøtte, kan du gå til www.HelenofTroy.com/emea-en/support eller finne kontaktinformasjonen for service på slutten av denne brukerhåndboken.

Denne garantien er kun gyldig i Europa, Russland, Midtøsten og Afrika.

Gjelder kun i Storbritannia: Dette har ingen innvirkning på dine lovfestede forbrukerrettigheter.

Przeznaczenie i przeciwwskazania

To urządzenie jest przeznaczone dla osób dorosłych (powyżej 18 roku życia) do pomiaru ciśnienia krwi, w tym ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i tętna. Urządzenie to może być używane wyłącznie do pomiarów interwałowych. Wyłącznie do użytku domowego.

Użycie ciśnieniomierza krwi nie zastępuje konsultacji lekarskiej.

Niniejsze urządzenie nie zostało sprawdzone pod kątem noworodków, niemowląt oraz kobiet w ciąży, wliczając w to kobietę w stanie przedzucawkowym, dlatego nie jest przeznaczone do stosowania w przypadku tych pacjentów.

Co trzeba wiedzieć o ciśnieniu krwi

Ciśnienie krwi zmienia się przez cały dzień. Zdecydowanie rośnie wcześnie rano i spada w godzinach przedpołudniowych. Następnie ciśnienie krwi ponownie rośnie po południu i w końcu spada do niskiego poziomu w nocy. Ponadto, może również znaczco zmieniać się w krótkim czasie. W związku z powyższym wyniki kolejnych odczytów mogą być różne.

Urządzenie wyświetla wyniki pomiaru ciśnienia krwi w postaci dwóch wartości: ciśnienie skurczowe oraz rozkurczowe, wykorzystując zasadę oscylacji ciśnienia. Ciśnienie skurczowe krwi (wartość wyższa) oznacza naciś, jaki krew wywiera na ścianki tętnic w chwili uderzenia serca. Ciśnienie rozkurczowe (wartość niższa) oznacza naciś, jaki krew wywiera na ścianki tętnic w chwili, kiedy serce odpoczywa pomiędzy uderzeniami. Ponadto, po przeprowadzeniu każdego pomiaru wyświetlana jest również wartość tętna.

Pomiar ciśnienia krwi podczas wizyty u lekarza umożliwia jedynie uzyskanie pewnej wartości chwilowej. Systematyczne dokonywanie pomiaru w domu umożliwia uzyskanie bardziej dokładnych wartości ciśnienia krwi w codziennych warunkach.

Ponadto w przypadku wielu osób wartość ciśnienia krwi zmierzona w domu jest inna niż podczas wizyty u lekarza, ponieważ są one bardziej zrelaksowane. Systematyczne dokonywanie pomiaru ciśnienia krwi w domu umożliwia przekazanie lekarzowi cennych informacji dotyczących normalnej wartości ciśnienia w „codziennych” warunkach.

Organizacje ESH (Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego) i WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) opracowały następujące zasady dotyczące standardowych wartości ciśnienia krwi mierzonych w stanie spoczynkowym w warunkach domowych:

| Ciśnienie krwi (mm Hg) | Wartości normalne | Stopień 1 - łagodne nadciśnienie | Stopień 2 - średnio poważne nadciśnienie | Stopień 3 - ciężkie nadciśnienie |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| SYS = skurczowe (wartość wyższa) | do 134 | 135-159 | 160-179 | ≥180 |
| DIA = rozkurczowe (wartość niższa) | do 84 | 85-99 | 100-109 | ≥110 |

⚠️ Informacje na temat bezpieczeństwa i ważne środki ostrożności

W celu uzyskania dokładnych wyników pomiarów, dokładnie przeczytać całość instrukcji obsługi.

Osoby z zaburzeniami rytmu serca, zwężeniem naczyń, stwardnieniem tętnic w koźcynach, cukrzycą lub z wszczęzionym stymulatorem serca powinny skonsultować się z lekarzem przed samodzielnym wykonaniem pomiaru ciśnienia krwi, ponieważ w takich przypadkach mogą wystąpić odchylenia wartości ciśnienia krwi.

Wynik pomiaru ciśnienia krwi wskazuje na ciężkie nadciśnienie, wartość ciśnienia skurczowego wynosi 180 mm Hg lub więcej, a wartość ciśnienia rozkurczowego 110 mm Hg lub więcej. Jeżeli wyniki wciąż utrzymują się w tym zakresie, należy natychmiast skontaktować się ze swoim lekarzem.

Jeżeli pacjent jest w trakcie leczenia lub stosuje jakiekolwiek leki, należy najpierw skonsultować się z lekarzem.

Unikać ścisnięcia i zatykania rurki połączowej. Ciągły naciśk ręcznika ze względu na zgładzenie rurki

może wpływać na przepływ krwi i spowodować uraz użytkownika.

Nie zaleca się stosowania niniejszego urządzenia na ramieniu po tej samej stronie ciała, po której dokonano mastektomii.

Zbyt częsty pomiar ciśnienia krwi może spowodować uraz ze względu na zakłócanie przepływu krwi. Nie zaleca się stosowania ręcznika na koźcynie, na której zastosowano dostęp wewnętrznozacyjny lub na której dokonano zespolenia tętniczo-żylnego. Może to spowodować czasowe zakłócenie przepływu krwi i uraz użytkownika.

NIE nakładać ręcznika na ranę, gdyż może to pogłębić uraz.

Nie zaleca się stosowania niniejszego urządzenia podczas jednoczesnego stosowania innych elektrycznych urządzeń medycznych na tej samej koźcynie.

Podstawowe zasady dokładnych pomiarów ciśnienia krwi

Odczyt należy dokonywać zawsze o tej samej porze dnia, w tych samych warunkach.

Nie należy mierzyć ciśnienia krwi w czasie 30 minut po paleniu tytoniu, wypiciu kawy lub herbaty, bądź po jakimkolwiek wysiłku fizycznego. Czynniki te mogą mieć wpływ na wynik pomiaru.

Przed pomarem należy spędzić co najmniej 5 minut na odpoczynku. Jeśli to możliwe, zaleca się odpoczywanie przed 10 minut przed wykonaniem pomiaru. Należy zawsze przeznaczać taki sam czas na odpoczynek przed każdym pomarem.

Należy zawsze dokonywać pomiaru na tym samym ramieniu. Zalecane jest lewe ramię.

Nie należy poruszać się ani mówić. Usiądź wygodnie, nie krzyżuj nog i ułoż stopy płasko na ziemi, oprzyj plecy i ramię.

Należy umieścić mankiet bezpośrednio na skórze. Nie zakładać mankietu na kamizelkę, sweter lub koszulę.

Jeżeli użytkownik chce przeprowadzić kilka pomiarów, należy zaczekać pomiędzy nimi około 5 minut.

Opis produktu (patrz strona 2-3)

1. Przycisk Start ⌂ | ⌂
2. Przycisk pamięci M
3. Przycisk zmiany czasu / godziny ▲
4. Przycisk ustawień ⚙
5. Przycisk wartości średniej ⌛
6. Przełącznik użytkownika A / B
7. Wyświetlacz LCD
8. Port przewodu
9. Złącze
10. Mankiet na ramię (w zestawie z urządzeniem dostarczane są 2 mankiety)
11. Przewód powietrny
12. Pokrywa kieszeni na baterie (4 baterie 1,5V typu AA (LR6))


Wkładanie baterii (patrz rys. 2)

Zdjąć pokrywkę komory baterii na spodzie urządzenia i włożyć 4 baterie alkaliczne AA LR6, zachowując prawidłową bieguność (patrz symbol umieszczony w komorze baterii).

- Uwaga: po przeprowadzeniu wymiany baterii należy zawsze ponownie ustawić datę i godzinę, aby wyniki pomiaru były zawsze zapisywane z prawidłową datą oraz godziną.

Należy wyrzucać jedynie baterie wyczerpane.

Nie należy wyrzucać ich z odpadami domowymi, ale przekazać do odpowiednich punktów zbiórki odpadów lub punktu sprzedaży.




Rys. 2

Dobór odpowiedniego mankietu

Dla zapewnienia prawidłowego pomiaru bardzo ważne jest wybranie mankietu o rozmiarach najbardziej odpowiednich dla ramienia użytkownika. Należy dobrze wymiar mankietu w zależności od obwodu swojego ramienia w taki sposób, aby dolna krawędź mankietu znajdowała się dokładnie 2~3 cm powyżej łokcia.


- Mankiet mały/średni = obwód ramienia 22~32 cm.
- Mankiet duży/XL = obwód ramienia 32~42 cm.
- Mankiet jest gotowy do użycia, jeżeli po owinięciu go dookoła ramienia oznakowanie <<index>> znajduje się wewnątrz <<zakresu ok>> oznaczonego dwiema strzałkami (rys. 34).



Rys. 3

Zakładanie mankietu

1. Wsunąć zakończenie mankietu jak najdalej od rurki przez metalowy pierścień aż do pętli. Gładka strona materiału powinna znajdować się po wewnętrznej stronie mankietu.
2. Podłączyć przewód powietrza do złącza (rys. 4).
3. Jeżeli ręka znajdująca się w prawidłowej pozycji, rzep będzie znajdować się po zewnętrznej stronie mankietu, a metalowy pierścień nie będzie dotykać skóry (rys. 5).




Rys. 4




Rys. 5


4. Przełożyć lewe ramię przez pętle mankietu. Dolna krawędź mankietu powinna znajdować się na wysokości mniej więcej (2~3 cm) powyżej łokcia (rys. 6).
5. Rurka powinna znajdować się na wysokości tętnicy ramiennej po wewnętrznej stronie ramienia (rys. 7).



Rys. 6



Rys. 7




Rys. 8

6. Pociągnąć mankiet w taki sposób, aby jego góra i dolna krawędź zostały zaciśnięte dookoła ramienia.
7. Kiedy mankiet jest założony prawidłowo, mocno docisnąć rzep, aby go zamocować.
8. Usiąść na krześle i oprzeć ramię o stół w taki sposób, aby mankiet znajdował się dokładnie na wysokości serca (rys. 8).

Braun ExactFit™ 5 Connect

Wyświetlacz BUA6350



Jak wybrać użytkownika A / użytkownika B

- Upewnij się, że produkt jest w trybie wyłączonem.
- Przesuń przełącznik użytkownika na pozycję A lub B; na wyświetlaczu LCD pojawi się aktualny tryb użytkownika.

Wskazanie ŚOZ/ESH umożliwiające ocenę danych dotyczących ciśnienia krwi


Urządzenie jest wyposażone w funkcję wskazania poziomu ciśnienia krwi zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (ŚOZ) i ESH (Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego). Dla każdego wyświetlalnego na ekranie wyniku pomiaru, kurSOR wskazuje poziom ciśnienia krwi za pośrednictwem odpowiedniego kolorowego kodu, od zielonego do czerwonego. Klasifikacja ta może być wykorzystywana przez użytkownika w codziennych warunkach, aby lepiej zrozumieć poziom jego ciśnienia krwi. W razie zaniepokojenia uzyskanym wynikiem klasifikacji należy jak najszybciej skontaktować się ze swoim lekarzem. Wynik pomiaru ciśnienia krwi wskazuje na ciężkie nadciśnienie, wartość ciśnienia skurczowego wynosi 180 mm Hg lub więcej, a wartość ciśnienia rozkurczowego 110 mm Hg lub więcej. Jeżeli wyniki wciąż utrzymują się w tym zakresie, należy natychmiast skontaktować się ze swoim lekarzem.

| | |
|----------------|-----|
| CZERWONY > | !!! |
| POMARAŃCZOWY > | !! |
| ZŁOTY > | ! |
| ZIELONY > | ✓ |

Ustawianie miesiąca, daty i godziny

Aplikacja Braun Healthy Heart automatycznie zaktualizuje datę i godzinę urządzenia po sparowaniu.

- a. Wyłączyć urządzenie, aby ustawić date/godzinę.
- b. Wciśnąć przycisk ustawień (4), aby rozpoczęć ustawianie godziny - na wyświetlaczu zacznie migać słowo „rok”. Wciśnąć ▲ (3), aby ustawić rok, zwiększając wartość o 1 za każdym naciśnięciem.
- c. Naciśnąć przycisk ustawień (4), aby rozpoczęć ustawianie miesiąca - na wyświetlaczu zacznie migać słowo „miesiąc”. Użytkownik może wówczas wciśnąć przycisk ustawień ▲ (3), aby ustawić miesiąc, zmieniając wartość o 1 za każdym naciśnięciem.
- d. Naciśnąć przycisk ustawień (4), aby rozpoczęć ustawianie dnia - na wyświetlaczu zacznie migać słowo „dzień”. Użytkownik może wówczas wciśnąć przycisk ustawień ▲ (3), aby ustawić dzień, zmieniając wartość o 1 za każdym naciśnięciem.
- e. Naciśnąć przycisk ustawień (4), aby rozpoczęć ustawianie godziny - na wyświetlaczu zacznie migać słowo „godzina”. Użytkownik może wówczas wciśnąć przycisk ustawień ▲ (3), aby ustawić godzinę, zmieniając wartość o 1 za każdym naciśnięciem.
- f. Naciśnąć przycisk ustawień (4), aby rozpoczęć ustawianie minut - na wyświetlaczu zacznie migać słowo „minuta”. Użytkownik może wówczas wciśnąć przycisk ustawień ▲ (3), aby ustawić minuty, zmieniając wartość o 1 za każdym naciśnięciem.
- g. Naciśnąć przycisk ustawień (4), aby zakończyć ustawianie daty/godziny, wszystkie przyciski przestaną migać.



Uwaga: pryciśnięcie i przytrzymanie przycisku zmiany powoduje przewijanie wartości.

Wykonywanie pomiaru

Owiń mankiet wokół ramienia (patrz punkt „Zakładanie mankietu naramiennego” powyżej). UWAGA: nie owijać mankietu zbyt ciasno, najlepiej zostawić wystarczająco miejsca na włożenie pod niego palca.

1. Usiądź na krześle w prawidłowej pozycji, z wyprostowanymi plecami.
2. Naciśnij i zwolnij przycisk „start” (1), na wyświetlaczu pojawi się data/godzina i aktualny użytkownik.
3. Przesuń przełącznik użytkownika A/B (6) na pozycję A lub B dla użytkownika, odpowiednio, A lub B; na wyświetlaczu pojawi się symbol użytkownika A lub B.
4. Naciśnij i zwolnij przycisk „start” (1), wszystkie ikony zostaną pokazane na wyświetlaczu przez 2 sekundy. Ciśnienie powietrza zostanie automatycznie zwiększone do określonej wartości i urządzenie rozpoczęte wykonywanie pomiaru.

Po podaniu ciśnienia nie należy poruszać się ani mówić. Nie krzyżować nog i trzymać stopy płasko na podłodze.

5. Po wzroście ciśnienia powietrza wykryte zostanie tlenko; na wyświetlaczu zacznie migać symbol akcji serca (2).
6. Po zakończeniu pomiaru na wyświetlaczu LCD pojawi się wynik, a na wskaźniku WHO strzałka. Po zakończeniu użycowania urządzenia należy wyłączyć je, wciskając przycisk „start” (1) - w przeciwnym wypadku urządzenie wyłączy się automatycznie po upływie 1 minuty.

Wyrób ten nie jest przewidziany do stosowania zamiast regularnych kontroli przez lekarza. Należy zawsze kontynuować systematyczne wizyty kontrolne u lekarza, aby uzyskać profesjonalną interpretację wyników pomiaru.

Połączenie ze smartfonem i aplikacją Braun Healthy Heart

Urządzenie ExactFit™ 5 Connect można podłączyć przez Bluetooth® do smartfona (z systemem iOS lub Android), aby automatycznie pobierać zapisane odczyty. Przy użyciu pamięci Bluetooth urządzenie może przesłać do 200 odczytów na jednego użytkownika.

Włącz funkcję Bluetooth w swoim smartfonie.

Sprawdź, czy aplikacja Braun Healthy Heart została pobrana na Twojego smartfona i jest ona włączona.

Jeśli korzystasz z aplikacji po raz pierwszy, przeprowadzi Cię ona przez proces parowania urządzenia Braun ExactFit™ 5 Connect. Użytkownicy, którzy już korzystali z aplikacji, mogą przejść do



funkcji „Connect device” („Połącz z urządzeniem”) w menu aplikacji i postępować zgodnie ze wskazówkami.

Po zakończeniu parowania aplikacja wyświetli komunikat potwierdzający.

Funkcja pamięci

Ciśnieniomierz zapamiętuje ostatnie 60 wyników pomiaru dla każdego użytkownika.

Przechowywanie danych dotyczących pomiaru

Po zakończeniu każdego pomiaru ciśnienia krwi, wartości ciśnienia rozkurczowego, ciśnienia skurczowego, tężna oraz data i = czas pomiaru są automatycznie zapamiętywane. Pozycja pamięci nr 01 odpowiada najnowszemu pomiarowi. Kiedy pamięć jest pełna, najstarsze wartości będą zastępowane nowe. Wciśnięcie przycisku M (2) umożliwia przeglądanie danych zapisanych w pamięci. Wyświetlona zostanie ostatnia pozycja pamięci (rozk./skurcz./tężno) z datą/godziną pomiaru, a także wskazany IHB i SOZ. Ponowne wciśnięcie przycisku pamięci M (2) umożliwia wyświetlenie wcześniejszych danych. Należy zawsze upewnić się, że wyświetlane są dane dotyczące właściwego użytkownika A lub B.


Funkcja wartości średniej

Wyłącz i włącz urządzenie. Naciśnij przycisk wartości średniej (5), aby wyświetlić na wyświetlaczu LCD średnią z 3 ostatnich pomiarów.

Usuwanie danych

Wyłączyć urządzenie, a następnie wciśnąć i przytrzymać przycisk pamięci M (2) przez ponad 5 sekund - na wyświetlaczu LCD zacznie migać komunikat „DEL ALL”. Przed użyciem tej funkcji należy upewnić się, że wyświetlane są dane dotyczące właściwego użytkownika A lub B.

Naciśnąć ponownie przycisk pamięci M (2), na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol „—”, oznaczający, że wszystkie zapisane dane dotyczące danego użytkownika zostaną skasowane.



Funkcja wykrywania nieregularnego rytmu pracy serca

Wyświetlenie symbolu (3) oznacza, że podczas pomiaru wykryty został nieregularny rytm pracy serca. Ikona może zostać wyświetlona, jeżeli użytkownik mówi lub porusza się podczas pomiaru, a także kiedy jego rytm pracy serca jest nieregularny. Zazwyczaj nie stanowi to powodu do niepokoju, jeżeli jednak symbol jest wyświetlany często, należy zasegnąć porady lekarza. Użyctowanie urządzenia nie może zastąpić badania kardiologicznego, umożliwia jednak wykrywanie nieregularnego rytmu pracy serca we wcześnieym stadium.

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii

Kiedy wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii (4) migra na wyświetlaczu, oznacza to, że bateria jest bliska wyczerpania - wszystkie cztery baterie muszą zostać wymienione na nowe baterie LR6 (AA).

Po przeprowadzeniu wymiany baterii urządzenie ExactFit™ 5 Connect automatycznie przejdzie do trybu ustawienia godziny.

Przechowywanie i czyszczenie

- Kiedy urządzenie nie jest wykorzystywane, powinno zawsze być przechowywane w swoim futerale ochronnym.
- Nie wolno pozostawiać urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w wysokiej temperaturze lub w miejscu wilgotnym bądź zakurzonym.
- Nie przechowywać w temperaturze ekstremalnie niskiej (poniżej -20°C) lub wysokiej (powyżej 60°C).
- Obudowa urządzenia powinna być czyszczona szmatką nawilżoną w wodzie lub łagodnym środkiem czyszczącym, po czym należy wytrzeć ją suchą szmatką. Kiedy mankiet jest zabrudzony, można wyczyścić go suchą szmatką.
- Nie używać żadnych mocnych środków czyszczących.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie. (Wyciek z baterii może spowodować uszkodzenie urządzenia).
- Nie wolno przeprowadzać jakichkolwiek przeróbek urządzenia. Nie wolno NIGDY otwierać urządzenia! Spowoduje to unieważnienie gwarancji udzielanej przez producenta.

Rozwiązywanie problemów

| Problem | Przyczyna | Rozwiązanie |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symbol rytmu pracy serca | Jest wyświetlany w warunkach pomiaru i migą po wykryciu tętna. | <ul style="list-style-type: none"> Trwa wykonywanie pomiaru, nie należy się poruszać. |
| Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii | Jest wyświetlany, kiedy poziom naładowania baterii jest szczególnie niski lub baterie zostały włożone w nieprawidłowej pozycji. | <ul style="list-style-type: none"> Należy wymienić wszystkie cztery baterie na nowe. Włożyć baterie w prawidłowej pozycji. Pamiętać o zachowaniu bieguności +/-. |
| Błąd pomiaru Error | Jest wyświetlany, kiedy uzyskanie prawidłowego wyniku pomiaru ciśnienia krwi i tętna nie jest możliwe. | <ul style="list-style-type: none"> Wcisnąć raz jeszcze przycisk „start/stop” i ponownie wykonać pomiar. Sprawdzić, czy mankiet został owinięty wokół ramienia prawidłowo, zgodnie z zaleceniami. Sprawdzić, czy rurka nie jest w żaden sposób wygięta. Upewnić się, że dłoń jest rozluźniona. Sprawdzić, czy użytkownik nie mówi i nie poruszał się podczas pomiaru. Sprawdzić, czy użytkownik pozostaje w prawidłowej pozycji. |
| E0 | Błąd pomiaru | <ul style="list-style-type: none"> Sygnały tętna w mankicie są zbyt słabe. Zmienić pozycję mankietu i powtórzyć pomiar. |
| E1 | Błąd pompowania | <ul style="list-style-type: none"> Mankiet nie jest założony prawidłowo. Zmienić pozycję mankietu i powtórzyć pomiar. |
| E2 | Błąd wyników poza zakresem | <ul style="list-style-type: none"> Należy odpocząć przez chwilę i powtórzyć pomiar. Upewnić się, że mankiet jest prawidłowo założony na ramieniu. |
| E3 | Błąd czasu pompowania! | <ul style="list-style-type: none"> Mankiet nie jest założony prawidłowo. Ponownie założyć mankiet i powtórzyć pomiar. |
| E254 | Błąd wewnętrzny urządzenia | <ul style="list-style-type: none"> Wyjąć i ponownie włożyć baterie. Jeżeli problem występuje nadal, skontaktować się z działem wsparcia klienta. |
| E255 | Błąd kalibracji | <ul style="list-style-type: none"> Wyjąć i ponownie włożyć baterie. Jeżeli problem występuje nadal, skontaktować się z działem wsparcia klienta. |
| E256 | Wystąpił błąd podczas aktualizacji oprogramowania Bluetooth | <ul style="list-style-type: none"> Urządzenie zostanie automatycznie uruchomione ponownie przy użyciu oryginalnego oprogramowania Bluetooth. Należy ponownie rozpoczęć proces pobierania oprogramowania lub postępować zgodnie z poleceniami wyświetlonymi na ekranie aplikacji Braun. |

Specyfikacja techniczna

| | |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metoda pomiaru | Oscylometryczna |
| Numer modelu | BUA6350 |
| Zakres pomiaru | Znamionowe ciśnienie w mankicie: 0 mm Hg–300 mm Hg Ciśnienie pomiaru: SYS: 60–255 mm Hg, DIA: 40–200 mm Hg Wartość tętna: 40–199 uderzeń na minutę Ciśnienie krwi +/- 3 mm Hg Tętno +/- 5 % maks. |
| Dokładność | Automatyczne deluxe LCD z podświetleniem Do 60 zestawów dla każdego użytkownika 200 zbiorów na użytkownika Mankiet mały: obwód ramienia 22–32 cm Mankiet duży: obwód ramienia 32–42 cm |
| Opróżnianie | +10°C ~ + 40°C, 15~85% wilgotności względnej |
| Wyświetlacz | -20°C ~ +60°C, 15~85% wilgotności względnej |
| Zbiory pamięci urządzenia | 860–1060 hPa |
| Zbiory pamięci Bluetooth | Okolo 500 g (bez baterii) |
| Rozmiar mankietu | Bateria alkaliczna: 4 x AA (LR6) 1,5V 300 pomiarów |
| Temperatura/wilgotność robocza | Kiedy urządzenie nie jest używane przez 1 minutę 4 baterie, 2 mankiety naramienne z przewodem, instrukcja, skrócona instrukcja obsługi, woreczek do przechowywania |
| Temperatura/wilgotność przechowywania i transportu | Bluetooth® Smart Zakres częstotliwości: pasmo 2,4 GHz ISM (2400–2483,5 MHz) Modulacja: GFSK Równoważna moc wypromieniowana: <20 dBm |
| Robocze ciśnienie atmosferyczne | |
| Ciążar urządzenia | |
| Źródło zasilania | |
| Trwałość baterii | |
| Wyłączanie automatyczne | |
| Akcesoria | |
| Komunikacja bezprzewodowa | |
| Okres użytkowania: | 5 lat |

Jeśli wyrób nie jest eksploatowany w podanych zakresach temperatury, wilgotności i ciśnienia atmosferycznego, nie można zagwarantować dokładności technicznej pomiarów.
Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia.

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | Sprzęt z częściami typu BF |  | Należy przeczytać instrukcję obsługi. |  | +10°C / +40°C |  | -20°C / +60°C |  | Wilgotność przechowywania/robocza |
|  | Wyrób medyczny |  | Kod partii |  | Numer seryjny |  | Numer katalogowy |  | Upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej |
|  | Producent |  | Data produkcji |  | Przechowywać w suchym miejscu |  | Ostrzeżenie |  | Tętnica |

IP22 Zabezpieczone przed działaniem ciał obcych o średnicy 12,5 mm i większej. Zabezpieczone przed działaniem kropel wody spadających pionowo, kiedy urządzenie jest nachyloną pod kątem 15°.



Ten wyrób medyczny ma znak CE i jest produkowany zgodnie z dyrektywą RoHS 2011/65/UE i innymi obowiązującymi dyrektywami i/lub przepisami określonymi w Deklaracji zgodności UE.

Urządzenie nie może być wykorzystywane w obecności łatwopalnych mieszanek zniczczących z powietrzem, tlenem lub tlenkiem azotu.

Działanie ciągłe z krótkim czasem ładowania.

MEDYCZNY SPRZĘT ELEKTRYCZNY wymaga przestrzegania specjalnych środków ostrożności w zakresie zgodności elektromagnetycznej (EMC).

Szczegółowy opis wymagań w zakresie zgodności elektromagnetycznej jest dostępny pod adresem [www.hot-europe.com/support](http://hot-europe.com/support).

Przenośne i mobilne urządzenia komunikacji na falach radiowych (RF) mogą wpływać na działanie medycznego sprzętu elektrycznego.

Firma Kaz Europe Sàrl oświadcza niniejszym, że urządzenie radiofoniczne typu BUA6350 spełnia wszystkie wymogi Dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej www.hot-europe.com/support.

 Po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia nie należy pozbywać się go razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Zużyte urządzenie można przekazać lokalnemu sprzedawcy detalicznemu lub przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki w kraju użytkownika.

Informowanie

W Europie wszystkie poważne zdarzenia (np. zgon, zagrażający życiu uszczerbek na zdrowiu, zabieg chirurgiczny itp.) związane z termometrem należy zgłaszać do Kaz Europe (patrz numery działa obsługi klienta Helen of Troy) oraz do właściwego organu danego państwa.

Partia (LOT) i numer seryjny (SN) wydrukowane są na etykiecie znamionowej znajdującej się z tyłu urządzenia. Trzy pierwsze cyfry po symbolu LOT oznaczają dzień produkcji. Następne 2 cyfry oznaczają dwie ostatnie cyfry roku kalendarzowego produkcji, natomiast końcowe litery oznaczają kod producenta produktu. Np. nr PARTII 15614onb oznacza, że produkt został wyprodukowany w 156 dniu 2014 roku, natomiast kod producenta to onb.

Gwarancja

Przed rozpoczęciem eksploatacji należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami. Zachować paragon z datą jako dowód zakupu. W przypadku roszczeń gwarancyjnych należy przedstawić dowód zakupu. Reklamacje bez dowodu zakupu zostaną odrzucone.

Producent udziela gwarancji na produkt na okres dwóch (2) lat od daty zakupu.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe i roboczy ujawnione podczas normalnego użytkowania; wadliwe urządzenia spełniające powyższe kryteria zostaną wymienione bezpłatnie.

Gwarancja NIE obejmuje wad ani szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub nieprzestrzegania instrukcji. Gwarancja ulega unieważnieniu w przypadku otwarcia obudowy urządzenia, naruszenia jej lub eksploatowania urządzenia z częściami lub akcesoriami firm innych niż Braun oraz w przypadku wykonywania napraw przez osoby nieuprawnione.

Akcesoria i materiały eksploatacyjne nie są objęte żadną gwarancją.

Wszelkie zapytania dotyczące wsparcia powinny być przesypane za pośrednictwem strony internetowej www.HelenofTroy.com/emea-en/support lub skorzystać z danych kontaktowych serwisów na końcu instrukcji obsługi.

Niniejsza gwarancja znajduje zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Europy, Rosji, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Wylcznie dla użytkowników z Wielkiej Brytanii: gwarancja nie ma wpływu na ustawowe prawa konsumentów.

PT Português

Utilização prevista e contraindicações

Este dispositivo destina-se a ser utilizado por adultos (+18 anos de idade) para medir a pressão arterial das pessoas que inclui frequência de pulso sistólica, diastólica e de batimento cardíaco. Este dispositivo deve ser utilizado apenas para medições intermitentes. Apenas para uso doméstico. A utilização deste monitor de tensão arterial não se destina a constituir um substituto à consulta do seu médico.

Este dispositivo não foi testado em neonatos, bebés e mulheres grávidas, incluindo pré-clâmpicas e, por isso, não se destina a ser utilizado pelos mesmos.

O que deve saber sobre a tensão arterial

A tensão arterial muda constantemente ao longo do dia. Aumenta drasticamente de manhã cedo e diminui no fim da manhã. A tensão arterial aumenta novamente de tarde e, por fim, cai para um nível baixo à noite. Pode também variar durante um curto período de tempo. Por isso, as leituras das sucessivas medições podem flutuar.

Este dispositivo exibirá a sua leitura da pressão arterial referindo-se a dois valores, sistólico e diastólico, através do princípio da oscilação da pressão. A tensão arterial sistólica (o valor superior) indica a tensão que o seu sangue está a exercer contra as paredes das artérias quando o coração bate. A tensão arterial diastólica (o número inferior) indica a tensão que o seu sangue está a exercer contra as paredes das artérias quando o coração relaxa entre batimentos. A pulsação também é apresentada após cada medição.

A tensão arterial medida no consultório de um médico apenas fornece um valor momentâneo. As medições repetidas feitas em casa refletem melhor os valores da tensão arterial real em condições do dia a dia.

Além disto, muitas pessoas possuem uma tensão arterial diferente quando a medem em casa, porque tendem a estar mais relaxadas do que no consultório do médico. As medições regulares da tensão arterial feitas em casa podem fornecer ao seu médico informações importantes sobre os seus valores de tensão arterial normais em condições do "dia a dia".

A ESH (Sociedade Europeia de Hipertensão) e a OMS (Organização Mundial de Saúde) definiram os seguintes valores padrão para a tensão arterial quando medida num pulso em descanso em casa:

| Tensão arterial (mmHg) | Valores normais | Grau 1 hipertensão leve | Grau 2 hipertensão moderada | Grau 3 hipertensão grave |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| SIS = sistole (valor superior) | até 134 | 135–159 | 160–179 | ≥180 |
| DIA = diástole (valor inferior) | até 84 | 85–99 | 100–109 | ≥110 |



Informações de segurança e precauções importantes

Para garantir resultados de medição precisos, leia atentamente as instruções de utilização completas.

As pessoas que sofrem de arritmia cardíaca, constrição vascular, arteriosclerose nas extremidades, diabetes ou que usam pacemakers cardíacos devem consultar o seu médico antes de mediem elas próprias a sua tensão arterial. Poderão ocorrer desvios dos valores da tensão arterial nestes casos.

Se a leitura da sua tensão arterial encontra-se no intervalo de hipertensão severa com valores superiores a 180 mmHg para a sistólica e/ou superiores a 110 mmHg para a diástola, e se manifestar uma ou duas leituras dentro deste intervalo, consulte imediatamente o seu médico.

Se está a fazer um tratamento médico ou a tomar qualquer medicamento, consulte primeiro o seu médico. Evitar comprimir ou restringir o tubo de ligação. A pressão contínua na braçadeira devido à dobraria do tubo de ligação pode afetar o fluxo sanguíneo e causar possíveis lesões no utilizador.

Não se recomenda a utilização deste dispositivo no braço do mesmo lado do corpo em que o utilizador tenha sido submetido a uma mastectomia.

A medição da pressão arterial com muita frequência pode causar lesões no utilizador devido à interferência no fluxo sanguíneo.

Não se recomenda aplicar a braçadeira num membro onde exista acesso intravascular ou onde esteja presente um shunt arteriovenoso (AV). Isto pode causar interferência temporária no fluxo sanguíneo e, potencialmente, lesões no utilizador.

NÃO aplicar a braçadeira sobre uma ferida uma vez que isto pode aumentar a lesão.

Não se recomenda utilizar o dispositivo em simultâneo com outro equipamento elétrico médico (EM) utilizado no mesmo membro.

Regras essenciais para a medição precisa da tensão arterial

Faça sempre as leituras à mesma hora do dia, nas mesmas condições.

Não faça uma medição nos trinta minutos seguintes a fumar, beber café ou chá ou depois de qualquer tipo de esforço. Estes factores vão influenciar a medição.

Antes das medições descance durante pelo menos 5 minutos. Se for possível, recomenda-se que descance 10 minutos antes de fazer a medição. Tente descansar sempre durante o mesmo tempo antes de fazer uma medição.

Meça sempre no mesmo braço. Recomenda-se o braço esquerdo. Não se move nem fale. Sente-se de forma confortável, mantenha as pernas des cruzadas e os pés planos no chão, com as costas e o braço apoiados.

Coloque a braçadeira em contacto direto com a pele. Não colocar a braçadeira sobre um casaco, camisola ou camisa.

Se quer fazer várias medições, espere cerca de 5 minutos antes de repetir uma medição.

Descrição do produto (Consultar a página 2-3)

1. Botão para iniciar
2. Botão da memória
3. Botão para acertar a data/hora
4. Botão de configuração
5. Botão de cálculo de média
6. Comutador de utilizador A/B
7. Visor LCD
8. Entrada do tubo
9. Conector
10. Braçadeira (fornecido com 2 braçadeiras)
11. Tubo do ar
12. Tampa do compartimento das pilhas (4 pilhas de 1,5V tipo AA (LR6))

Colocar as pilhas (Ver a Fig. 2)

Retire a tampa do compartimento das pilhas na parte inferior da unidade e coloque as 4 pilhas alcalinas AA LR6 com a polaridade correta (ver símbolo no compartimento das pilhas).

- Nota: acerte sempre a data e as horas depois de substituir as pilhas para ter a certeza de que os resultados da medição são guardados com a data e hora corretas.

Apenas elimine as pilhas usadas.
Não devem ser eliminadas no lixo doméstico, mas antes colocadas em locais de recolha apropriados ou entregues ao revendedor.




Fig. 2

Escolher a braçadeira adequada

Para uma medição precisa, é importante escolher a braçadeira com o tamanho certo que melhor se adequa ao seu braço. Escolha o tamanho da braçadeira de acordo com a circunferência do seu braço e certifique-se de que a parte inferior da braçadeira fica a 2~3 cm acima do cotovelo.

- Braçadeira pequena/média = circunferência do braço de 22~32 cm
- Braçadeira grande/extragrande = circunferência do braço de 32~42 cm
- Esta braçadeira está pronta para ser utilizada se a marca <>OK<> estiver dentro da zona assinalada pelas duas setas quando a braçadeira é apertada à volta do braço (Fig. 3).




Fig. 3

Colocar a braçadeira

1. Deslize a extremidade da braçadeira mais afastada do tubo através do anel de metal fazendo um laço. O tecido macio deve estar no interior da braçadeira.
2. Ligue o tubo do ar ao conector (Fig. 4).
3. Se a braçadeira estiver corretamente colocada, o velcro fica no exterior da mesma e o anel de metal não toca na pele (Fig. 5).




Fig. 4




Fig. 5

4. Coloque o braço esquerdo através do laço da braçadeira. A parte inferior da braçadeira deve estar aproximadamente 2~3 cm acima do cotovelo (Fig. 6).
5. O tubo deve ficar em cima da artéria braquial no interior do braço (Fig. 7).




Fig. 6




Fig. 7





Fig. 8

6. Coloque a braçadeira de forma a que as bordas superior e inferior fiquem apertadas à volta do braço.
7. Quando a braçadeira estiver corretamente posicionada, prima bem o Velcro contra o lado felpudo da braçadeira.
8. Sente-se numa cadeira e coloque o braço sobre a mesa de forma a que a braçadeira esteja ao mesmo nível que o coração (Fig. 8).

Braun ExactFit™ 5 Connect

Visor BUA6350



Como selecionar o utilizador A/utilizador B

- Certifique-se de que o Produto está no modo desligado.
- Deslize o comutador de utilizador para o utilizador A ou para o utilizador B; o modo do utilizador atual irá piscar no visor LCD.

Indicador OMS/ESH para avaliar os dados da tensão arterial

Este dispositivo possui um indicador do nível da tensão arterial estabelecido de acordo com as diretrizes da OMS e da Sociedade Europeia de Hipertensão (ESH). Para cada medição apresentada no ecrã, o cursor indicará o nível da tensão arterial com o código de cor correspondente, de verde a vermelho. Pode utilizar esta classificação diariamente para o orientar na compreensão do seu nível da tensão arterial. Se ficar realmente preocupado com o seu nível de classificação, deve consultar o seu médico assim que possível.


Se a leitura da sua tensão arterial encontrar-se no intervalo de hipertensão severa com valores superiores a 180 mmHg para a sistólica e/ou superiores a 110 mmHg para a diastólica, e se manifestar uma ou duas leituras dentro deste intervalo, consulte imediatamente o seu médico.

Acertar o mês, a data e a hora

A aplicação Braun Healthy Heart vai atualizar automaticamente a data e a hora no dispositivo, quando emparelhado.

- Desligue o dispositivo para acertar a data/hora.
- Prima o botão de configuração (4) para iniciar a definição do ano; o "ano" piscará no visor. Prima ▲ (3) para acertar o ano em incrementos de 1.
- Prima o botão de configuração (4) para iniciar a definição do mês; o "mês" piscará no visor e o utilizador pode premir o botão de ajuste ▲ (3) para acertar o mês em 1 incremento.
- Prima o botão de configuração (4) para iniciar a definição do dia; o "dia" piscará no visor e o utilizador pode premir o botão de ajuste ▲ (3) para acertar o dia em 1 incremento.
- Prima o botão de configuração (4) para iniciar a definição da hora; a "hora" piscará no visor e o utilizador pode premir o botão de ajuste ▲ (3) para acertar a hora em 1 incremento.
- Prima o botão de configuração (4) para iniciar a definição dos minutos; os "minutos" piscam no visor e o utilizador pode premir o botão de ajuste ▲ (3) para acertar os minutos em 1 incremento.
- Prima o botão de configuração (4) para terminar a definição da data/hora; os dados deixam de piscar.

Nota: para avançar os valores mantenha premido o botão de ajuste.



Fazer uma medição

Enrole a braçadeira à volta do braço (veja a secção "aplicar a braçadeira" acima). ATENÇÃO: Não aperte muito a braçadeira, é melhor deixar espaço para inserir facilmente um dedo.

- Sente-se direita numa cadeira com uma postura correta.
 - Prima e solte o botão para iniciar (1). Serão apresentadas a data/hora e o utilizador atual.
 - Coloque o comutador de utilizador A/B (6) no utilizador A ou no utilizador B; o visor LCD mostrará o símbolo do utilizador A ou B.
 - Prima e solte o botão para iniciar (1); todos os ícones no visor são apresentados durante 2 segundos. A pressão do ar aumenta automaticamente até um certo nível de pressão e a medição é iniciada. Não se move nem fale enquanto está a fazer uma medição da tensão arterial. Durante a medição mantenha as pernas descruzadas e os pés assentes no chão.
 - Depois da pressão do ar ter aumentado, a pulsação é detetada e o símbolo da frequência cardíaca (coração batendo) começa a piscar.
 - Após a medição, o visor LCD apresenta os resultados e a seta do indicador da OMS. Depois de utilizar o dispositivo, desligue-o premindo o botão para iniciar (1) ou o mesmo é automaticamente desligado após 1 minuto.
- Este dispositivo não se destina a ser um substituto de exames regulares pelo seu médico. Continue a consultar o seu médico regularmente para obter leituras profissionais.

Ligaçao ao smartphone e aplicação Braun Healthy Heart

O ExactFit™ 5 Connect pode ser ligado através de Bluetooth® ao seu smartphone (iOS e Android) para transferir automaticamente as leituras armazenadas. O dispositivo pode transferir até 200 leituras por utilizador utilizando a memória Bluetooth.

Ligue a função Bluetooth no seu smartphone.

Certifique-se de que a aplicação Braun Healthy Heart foi transferida para o seu smartphone e que está aberta.

Se está a utilizar a aplicação pela primeira vez, esta vai orientá-lo a emparelhar o Braun ExactFit™ 5 Connect. Se já utilizou antes a aplicação, abra a função "Connect device" (Ligar dispositivo) no menu da aplicação e siga as instruções.



Assim que o emparelhamento esteja concluído, a aplicação apresenta uma mensagem de confirmação.

Função de memória

O monitor de tensão arterial pode guardar as últimas 60 leituras para cada utilizador.


Guardar os dados das medições

Depois de cada medição da tensão arterial, a pressão sistólica, a pressão diastólica, a frequência cardíaca e a hora e data do dia em causa são automaticamente guardadas. A memória n.º 01 é sempre a mais recente. Quando a memória estiver cheia, os valores mais antigos são eliminados.

Prima o botão de memória **M** (2) para rever os dados armazenados. Os últimos dados da memória (sis/dia/pul) com a data/hora da medição, o sinal de BCI e o indicador da OMS aparecem no LCD. Prima o botão de memória **M** (2) novamente para ver os dados anteriores. Antes de utilizar, certifique-se de que o utilizador correto, A ou B, está selecionado.

Função de cálculo de média


Desligar e ligar o dispositivo. Prima o botão de cálculo de média **Avg** (5) para mostrar a média das últimas 3 leituras no LCD.



Eliminar dados

Desligue o dispositivo, mantenha premido o botão de memória **M** (2) durante mais de 5 segundos; o visor LCD pisca com "dEL ALL" (eliminar todos). Antes de utilizar, certifique-se de que o utilizador correto, A ou B, está selecionado.

Prima novamente o botão de memória **M** (2), o LCD irá apresentar "—", indicando que todos os dados armazenados do utilizador correspondente foram eliminados.



Detetor de batimento cardíaco irregular

A visualização do símbolo significa que foi detetada uma certa irregularidade na pulsação durante a medição. Este ícone pode ser visualizado se falar, mover-se, abanar-se ou se se verificar uma pulsação irregular durante a medição. De um modo geral, isto não é motivo de preocupação. Contudo, se o símbolo aparecer muitas vezes, recomendamos que procure aconselhamento médico. O dispositivo não substitui um exame cardíaco, mas serve para detetar irregularidades na pulsação de forma precoce.

Indicador de pilhas fracas

Quando o indicador de pilhas fracas pisca no visor, significa que as pilhas estão fracas e as quatro pilhas têm de ser substituídas por pilhas alcalinas LR6 (AA).

Depois de substituir as pilhas, o ExactFit™ 5 Connect entra automaticamente no modo de definição da data e hora.

Conservação e limpeza

- Mantenha sempre a unidade na bolsa de transporte depois de utilizada.
- Não coloque o artigo sob luz solar direta, temperaturas elevadas ou em locais com humidade e pó.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas extremamente baixas (menos de -20 °C) ou altas (mais de 60 °C).
- Utilize um pano húmido ou um agente de limpeza suave para limpar o exterior e depois utilize um pano seco para secar. Utilize um pano seco para limpar a braçadeira quando estiver suja.
- Não utilize produtos de limpeza fortes para limpar.

- Quando a unidade não for utilizada por um longo período de tempo, retire as pilhas (as pilhas podem ter fugas ou causar danos).
- Não modifique o dispositivo. NUNCA abra o dispositivo! Isto anula a garantia do fabricante.

Resolução de problemas

| Problema | Motivo | Solução |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Símbolo da frequência cardíaca | Aparece quando está a ser feita uma medição e pisca quando a pulsação é detetada. | <ul style="list-style-type: none"> • Medição em curso, não se mexa. |
| Indicador de pilhas fracas | Aparece quando a tensão das pilhas é excessivamente baixa ou as posições das pilhas estão incorretas. | <ul style="list-style-type: none"> • Substitua as quatro pilhas por novas. Insira as pilhas nas posições corretas. Atenção às posições +/-. |
| Erro de medição | Aparece quando não é possível obter a tensão arterial e a pulsação corretas. | <ul style="list-style-type: none"> • Prima novamente o botão para "ligar/desligar" e volte a medir. • Verifique se a braçadeira está apertada de acordo com as instruções. • Verifique se o tubo está dobrado. • Verifique se tem a mão relaxada. • Verifique se falou ou se se moveu durante a medição. • Verifique se a postura é correta. |
| E0 | Erro de medição | <ul style="list-style-type: none"> • Os sinais da pulsação na braçadeira são muito fracos. Reposicione a braçadeira e repita a medição. |
| E1 | Erro de enchimento | <ul style="list-style-type: none"> • A braçadeira não está devidamente apertada. Reposicione a braçadeira e repita a medição. |
| E2 | Erro de resultados fora do intervalo | <ul style="list-style-type: none"> • Relaxe um pouco e repita a medição. Certifique-se de que a braçadeira está corretamente posicionada no braço. |
| E3 | Erro de tempo de enchimento | <ul style="list-style-type: none"> • A braçadeira não está devidamente apertada. Volte a colocar a braçadeira e repita a medição. |
| E254 | Erro interno do dispositivo | <ul style="list-style-type: none"> • Remova e depois volte a inserir as pilhas. Se o problema persistir, contacte o apoio ao cliente. |
| E255 | Erro de calibração | <ul style="list-style-type: none"> • Remova e depois volte a inserir as pilhas. Se o problema persistir, contacte o apoio ao cliente. |
| E256 | Ocorreu um erro durante a atualização do firmware Bluetooth | <ul style="list-style-type: none"> • O dispositivo é automaticamente reiniciado utilizando o firmware original do Bluetooth. Reinicie o processo de transferência do firmware ou siga as instruções no ecrã da aplicação Braun. |

Especificações

| | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método de medição | Oscilométrico |
| Número do modelo | BUA6350 |
| Intervalo de medição | Pressão nominal da braçadeira: 0 mmHg~300 mmHg Pressão de medição: SIS: 60~255 mmHg DIA: 40~200 mmHg Valor da pulsação: 40-199 batimentos/minuto |
| Precisão | Pressão +/- 3 mmHg Pulsação +/- 5% Máx. |
| Enchimento | Deluxe automático |
| Visor | LCD com luz de fundo |
| Conjuntos de memórias do dispositivo | 60 grupos por utilizador |
| Conjuntos de memórias Bluetooth | 200 conjuntos por utilizador |
| Tamanho da braçadeira | Braçadeira pequena = 22~32 cm de circunferência de braço Braçadeira grande = 32~42 cm de circunferência de braço |
| Temperatura/humidade operacional | +10 °C ~ + 40 °C, 15%~85% R.H. |
| Temperatura/humidade de armazenamento e transporte | -20 °C ~ + 60 °C, 15%~85% R.H. |
| Pressão atmosférica de funcionamento | 860~1060 hPa |
| Peso da unidade | Aproximadamente 500 g (sem pilhas) |
| Fonte de alimentação | Pilhas alcalinas: 4 x AA (LR6) 1,5V |
| Vida útil das pilhas | 300 medições |
| Desconexão automática | Sempre que não é utilizado durante 1 minuto |
| Acessórios | 4 pilhas, 2 braçadeiras com tubo, manual de instruções, guia de consulta rápida, bolsa de arrumação |
| Comunicações sem fios | Bluetooth® Smart Intervalo de frequência: 2,4 GHz Banda ISM (2400 ~ 2483,5 MHz) Modulação: GFSK Potência aparente radiada: <20 dBm |
| Vida útil: | 5 anos. |

Caso o dispositivo não seja utilizado dentro dos limites especificados de temperatura, humidade e pressão atmosférica, a exatidão técnica da medição não pode ser garantida.

Sujeito a alteração sem aviso.



Equipamento com peças aplicadas tipo BF



Ler as instruções de funcionamento.



Temperatura de funcionamento



Temperatura no armazenamento/transporte



Humidade de armazenamento/funcionamento



Dispositivo médico



Código do lote



Número de série



Referência



Representante autorizado na Comunidade Europeia



Fabricante



Data de fabrico



Mantém seco



Cuidado



Artéria

IP22 Protegido contra objetos estranhos sólidos de 12,5 mm de diâmetro e maiores. Protegido contra gotas de água que caem na vertical quando o dispositivo é inclinado até 15°.



Este dispositivo médico apresenta a marcação CE e foi fabricado em conformidade com a Diretiva RoHS 2011/65/UE e outras diretivas e/ou regulamentos aplicáveis conforme especificado na Declaração de Conformidade da UE.

Não adequado para utilização na presença de misturas anestésicas inflamáveis com ar, oxigénio ou protóxido de azoto.

Funcionamento contínuo com tempo curto de carga.

O EQUIPAMENTO MÉDICO ELÉTRICO requer precauções especiais relativamente à CEM. Para uma descrição detalhada dos requisitos de CEM visite www.hot-europe.com/support.

O equipamento de comunicações de RF portátil e móvel pode afetar o equipamento médico elétrico. Por este meio, a Kaz Europe Sàrl declara que o tipo de equipamento de rádio BUA6350 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet www.hot-europe.com/support.

 Não coloque este produto no lixo doméstico no fim da vida útil. O produto deve ser entregue ao retalhista local ou nos pontos de recolha adequados existentes no seu país.

Inquirição

Na Europa, qualquer incidente grave (por ex., morte, lesão que possa ser fatal, intervenção cirúrgica, etc.) que tenha ocorrido relacionado com este termômetro, deve ser comunicado à Kaz Europe (consultar os números da Assistência ao Consumidor da Helen of Troy) e à autoridade competente do seu Estado-Membro.

O LOTE e NS (número de série) do seu dispositivo estão impressos na etiqueta de classificação, na parte posterior do produto. Os primeiros 3 dígitos do n.º do lote representam o dia do ano de fabrico. Os 2 dígitos seguintes representam os dois últimos números do ano civil de fabrico e as letras no final designam o fabricante do produto. Por ex.: LOT 15614onb, este produto foi feito no dia 156, ano 2014, no identificador do fabricante onb.

Garantia

Leia todas as instruções antes de tentar utilizar este dispositivo. Guarde o recibo como prova da data de compra. O recibo deve ser apresentado quando faz um acionamento da garantia. O acionamento da garantia só é válido com a prova de compra.

O seu dispositivo tem uma garantia de dois anos (2 anos) a partir da data de compra.

Esta garantia cobre defeitos de materiais ou de fabrico que ocorrem durante uma utilização normal. Os dispositivos com defeito que cumpram estes critérios serão substituídos gratuitamente.

Esta garantia NÃO cobre defeitos ou danos resultantes de má utilização ou falha em seguir as instruções do utilizador. A garantia é anulada se o dispositivo for aberto, modificado, ou utilizado com peças ou acessórios que não sejam da Braun, ou se as reparações forem realizadas por pessoas não autorizadas.

Os acessórios e os consumíveis estão excluídos de qualquer garantia.

Para pedidos de assistência, visite www.HelenofTroy.com/emea-en/support ou consulte as informações de contacto no final deste manual do utilizador.

Esta garantia aplica-se apenas à Europa, Rússia, Médio Oriente e África.

Apenas RU: isto não afeta os seus direitos legais de consumidor.

Destinație și contraindicații

Acest dispozitiv este proiectat pentru a fi utilizat de adulți (persoane cu vârstă peste 18 ani) în scopul măsurării tensiunii arteriale, aceasta incluzând tensiunea sistolică, diastolică și frecvența cardiacă. Acest dispozitiv trebuie utilizat numai pentru măsurători intermitente. Exclusiv pentru uzul la domiciliu.

Utilizarea acestui tensiomtru nu este destinată să înlocuască un consult la medicul dumneavoastră. Acest dispozitiv nu a fost testat în cazul nou-născuților și bebelușilor, femeilor gravide sau femeilor care suferă de preeclampsie, și prin urmare nu este destinat acestor persoane.

Ce trebuie să știi despre tensiunea arterială

Tensiunea arterială suferă constant modificări de-a lungul zilei. Ea crește drastic dimineața devreme și scade dimineață târziu. Tensiunea arterială crește din nou după-amiaza, pentru a atinge în final un nivel redus pe durata noptii. Ea poate de asemenea să varieze într-un interval scurt de timp. De aceea, valorile măsurătorilor succese pot fluctua.

Acest dispozitiv va afisa tensiunea arterială în funcție de două valori: sistolică și diastolică, prin intermediul principiului oscilației presiunii. Tensiunea arterială sistolică (valoarea superioară) indică presiunea exercitată de sânge asupra peretilor arterali atunci când inima pompează. Tensiunea arterială diastolică (valoarea inferioară) indică presiunea exercitată de sânge asupra peretilor arterali atunci când inima ajunge în repaus într două bătăi. După fiecare măsurare se afișează și valoarea pulsului.

Tensiunea arterială măsurată la cabinetul medicalui oferă doar o valoare de moment. Măsurările repetitive acasă reflectă mai bine valorile reale ale tensiunii arteriale în condiții obișnuite.

În plus, la măsurarea la domiciliu, multe persoane au o tensiune arterială diferită, deoarece acolo tind să fie mai relaxate decât când sunt în cabinetul medicalui. Măsurarea tensiunii arteriale efectuată cu regularitate la domiciliu poate oferi medicalului dvs. informații utile despre valorile normale ale tensiunii dvs. arteriale, în condiții „de fiecare zi”.

Societatea Europeană de Hipertensiune (ESH) și Organizația Mondială a Sănătății (OMS) au stabilit următoarele standarde referitoare la valorile tensiunii arteriale măsurate în repaus la domiciliu:

| Tensiunea arterială (mmHg) | Valori normale | Gradul 1 hipertensiune ușoară | Gradul 2 hipertensiune moderată | Gradul 3 hipertensiune severă |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| SYS = sistolă (valoarea superioară) | Până la 134 | 135-159 | 160-179 | ≥180 |
| DIA = diastolă (valoarea inferioară) | până la 84 | 85-99 | 100-109 | ≥110 |

Informații privind siguranța și măsuri importante de precauție

Pentru a vă asigura că măsurările vor fi exacte, citiți cu atenție toate instrucțiunile de utilizare.

Persoanele care suferă de aritmie cardiacă, constrictii vasculare, ateroscleroză la extremități, diabet sau utilizarea un stimulator cardiac trebuie să consulte doctorul înainte de a-și măsura singuri tensiunea arterială. În astfel de cazuri, pot să apară erori la valorile tensiunii arteriale.

Dacă valoarea măsurată a tensiunii arteriale se află în intervalul hipertensiunii severe de peste 180 mmHg pentru tensiunea arterială sistolică și/sau peste 110 mmHg pentru tensiunea arterială diastolică și/sau facut una sau două măsurări în acest interval, mergeți la doctorul de familie imediat.

Dacă în prezent urmați un tratament medical sau luați orice medicament, consultați-vă mai întâi cu medicul dumneavoastră.

Se va evita apăsarea sau restricționarea tubularurii de legătură. O presiune continuă pe manșetă datorată strângării tubularurii poate afecta fluxul sanguin și poate cauza rănirea utilizatorului.

Nu se recomandă utilizarea aparatului pe brațul aflat pe aceeași parte cu locul în care utilizatorul a suferit o mastectomie.

Măsurătorile prea dese pot duce la rănirea din cauza interferențelor cu fluxul sanguin.

Nu se recomandă aplicarea manșetei pe un braț unde există o branulă sau pe care există o fistulă arteriovenoasă. În caz contrar, se pot produce interferențe temporare cu fluxul sanguin și posibila rănirea a utilizatorului.

NU aplicați manșeta pe râni deoarece se pot produce agravări ale acestora.

Nu se recomandă să utilizați dispozitivul în timp ce folosiți concomitent alte echipamente electrice medicale la același membru.

Reguli de bază pentru măsurarea precisă a tensiunii arteriale

Faceți întotdeauna măsurările în același moment al zilei și în aceleași condiții.

Nu faceți măsurare într-un interval de 30 de minute de la fumat, băutul unei cafele sau ceai ori altă formă de solicitare fizică. Aceste activități influențează măsurarea.

Asigurați-vă că măsurările se vor face după cel puțin 5 minute de repaus. Dacă este posibil, se recomandă un repaus de 10 minute înainte de efectuarea măsurării. Încercați să respectați întotdeauna același interval de repaus înainte de măsurare.

Măsurăti întotdeauna pe același braț. Se recomandă efectuarea măsurării pe braul stâng. Nu vă mișcați și nu vorbiți. Așezăți-vă confortabil, nu țineți picioarele încrucișate și stați cu talpa întregă pe pardoseală, sprinjindu-vă spatele și brațul.

Puneiți manșeta în contact direct cu pielea. Nu infășurați manșeta peste mâncea unui sacou, pulover sau tricou.

Dacă doriti să efectuați mai multe măsurări, aşteptați aproximativ 5 minute între ele.

Descriere produs (a se vedea pagina 2-3)

1. Butonul Start
2. Butonul de memorie
3. Butonul de reglare a datei/orei
4. Butonul de setare
5. Butonul Medie
6. Comutator utilizator A/B
7. Afisaj LCD
8. Portul furtunului
9. Conector
10. Manșetă (produsul este furnizat cu 2 manșete)
11. Furtun de aer
12. Capacul compartimentului bateriilor [4 baterii x 1,5 V tip AA (LR6)]

Introducerea bateriilor (A se vedea Fig. 2)

• Îndepărtați capacul compartimentului pentru baterii din partea de jos a aparatului și introduceți 4 baterii alcălino AA LR6 cu polaritatea corectă (consultați simbolul din compartiment pentru baterii).

• Notă: resetați întotdeauna data și ora după înlocuirea bateriilor noi pentru a vă asigura că rezultatele măsurătorilor sunt stocate cu data și ora corecte.

Nu eliminați decât baterii descărcate.

Nu se recomandă eliminarea acestora la gunoiul menajer, ci la centrele specializate de reciclare sau la magazinul local.




Fig. 2

Alegerea manșetei corecte

Pentru o măsurătoare corectă, este important să alegeți o manșetă de mărimea potrivită pentru partea superioară a brațului dvs. Alegeți mărimea manșetei în funcție de circumferința brațului dvs. și asigurați-vă că partea de jos a manșetei este cu 2-3 cm deasupra cotului.

- Manșetă mică/medie = circumferința brațului de 22~32 cm
- Manșetă mare/foarte mare = circumferința brațului de 32~42 cm
- Această manșetă este adecvată pentru utilizare dacă marcajul <<indicele lui>> se încadrează în <<intervalul ok>> marcat de două săgeți atunci când manșeta este strânsă în jurul brațului (Fig. 3).




Fig. 3

Aplicarea manșetei pentru braț

1. Glișați capătul manșetei pentru braț cel mai îndepărtat de tub prin inelul metalic formând o buclă. Până netedă ar trebui să fie pe interiorul manșetei.
2. Introduceți furtunul de aer în conector (Fig. 4).
3. Dacă manșeta este amplasată corect, velcroul se va afla pe partea exterioară a manșetei, iar inelul metalic nu va atinge pielea (Fig. 5).




Fig. 4




Fig. 5

4. Receteți brațul stâng prin bucla manșetei. Partea inferioară a manșetei trebuie să fie la aproximativ 2-3 cm deasupra cotului (Fig. 6).
5. Furtunul trebuie să se situeze peste artera brahială aflată pe interiorul brațului (Fig. 7).




Fig. 6




Fig. 7





Fig. 8

6. Trageți de manșetă astfel încât marginile de sus și de jos să fie strânse pe braț.
7. După ce ati poziționat corect manșeta, apăsați ferm banda din velcrou pe partea textilă a manșetei.
8. Așezați-vă pe un scaun și așezați brațul pe masă astfel încât manșeta să fie la același nivel cu inima (Fig. 8).

Braun ExactFit™ 5 Connect

Afișaj BUA6350



Cum selectați utilizatorul A/utilizatorul B

- Asigurați-vă că unitatea este oprită.
- Mutăți comutatorul de utilizator pe utilizatorul A sau utilizatorul B, iar modul utilizatorului curent va fi afișat intermitent pe ecranul LCD.

Indicatorul OMS/ESH pentru evaluarea datelor privind tensiunea arterială

| | |
|-------------|-----|
| ROȘU > | !!! |
| PORȚALUJU > | !! |
| GALBEN > | ! |
| VERDE > | ✓ |


Acest dispozitiv are un indicator al nivelului tensiunii arteriale stabilit în conformitate cu orientările OMS și ale Societății Europene de Hipertensiune (ESH). Pentru fiecare măsurătoare afișată pe ecran, cursorul va indica nivelul tensiunii arteriale cu codul coloristic corespunzător, de la verde la roșu. Puteti folosi această clasificare zilnic pentru a vă ajuta la înțelegerea nivelului tensiunii arteriale. Dacă sunteți foarte îngrijorat de nivelul de clasificare, trebuie să vă adresați medicului căt mai curând posibil. Dacă valoarea măsurată a tensiunii arteriale se află în intervalul hipertensiunii severe, mai mare sau egală cu 180 mmHg pentru tensiunea arterială sistolică și/sau mai mare sau egală cu 110 mmHg pentru tensiunea arterială diastolică și/sau făcut una sau două măsurători în acest interval, adresați-vă imediat medicului.

Setarea lunii, a datei și a orei

Când aplicația Braun Healthy Heart este conectată cu dispozitivul, va actualiza automat data și ora pe dispozitiv.

- Opreți dispozitivul pentru setarea datei/oriei.
- Apăsați butonul de setare (4) pentru a începe setarea anului, apoi „year” (anul) va clipe pe ecran. Apăsați (3) pentru a regla anul cu 1 pas.
- Apăsați butonul de setare (4) pentru a începe setarea lunii, apoi „month” (luna) va clipe pe ecran. Utilizatorul poate apăsa butonul de reglare (3) pentru a regla luna cu 1 pas.
- Apăsați butonul de setare (4) pentru a începe setarea zilei, apoi „day” (zi) va clipe pe ecran. Utilizatorul poate apăsa butonul de reglare (3) pentru a regla ziua cu 1 pas.
- Apăsați butonul de setare (4) pentru a începe setarea orei, apoi „hour” (oră) va clipe pe ecran. Utilizatorul poate apăsa butonul de reglare (3) pentru a regla ora cu 1 pas.
- Apăsați butonul de setare (4) pentru a începe setarea minutelor, apoi „minute” va clipe pe ecran. Utilizatorul poate apăsa (3) pentru a regla minutele cu 1 pas.
- Apăsați butonul de setare (4) pentru a finaliza toate setările datei/oriei. Toate afişările intermitente se opresc.

Notă: menținerea apăsată a butonului de reglare va derula valoarea.



Efectuarea unei măsurători

Înfașurați manșeta în jurul brațului (a se vedea secțiunea „Aplicarea manșetei pentru braț” de mai sus). ATENȚIE: nu înfașurați manșeta prea strâns, este cel mai bine să se poată introduce cu ușurință un deget.

- Așezați-vă drept pe scaun pentru a avea postura corectă.
- Apăsați și eliberați butonul de pornire | Se vor afișa (1), data/ora și utilizatorul curent.
- Setați comutatorul pentru utilizatorul A/B (6) la valoarea A pentru utilizatorul A sau B pentru utilizatorul B. Afisajul LCD va indica simbolul aferent utilizatorului A sau B.
- Apăsați și eliberați butonul de pornire | (1), toate pictogramele de pe ecran vor fi afișate 2 secunde. Presiunea aerului va pompa automat până la un anumit nivel de presiune și va începe măsurarea. Nu vă mișcați și nu vorbiți în timpul măsurării tensiunii arteriale. În timpul măsurătorii, nu țineți picioarele încrețuite și țineți-le cu talpa lipită de podea.
- După ce presiunea aerului a crescut, pulsul este detectat și simbolul ritmului cardiac va începe să clipească.
- După măsurătoare, afişajul LCD va prezenta rezultatele și indicatorul OMS. După utilizarea dispozitivului, opriti-l prin apăsarea butonului de pornire | (1) sau se va opri automat după 1 minut.

Acest aparat nu înlocuiește consultațiile periodice făcute de doctorul dumneavoastră. Faceți regulat controale la medicul dumneavoastră pentru a obține valori profesionale ale tensiunii.

Conexiune la smartphone și la aplicația Braun Healthy Heart

ExactFit™ 5 Connect poate fi conectat prin Bluetooth® la telefonul dvs. inteligent (iOS și Android) pentru a descărca automat citirile stocate. Dispozitivul poate încărca până la 200 de citiri pentru fiecare utilizator, prin utilizarea memoriei Bluetooth.

Porniți funcția Bluetooth pe smartphone-ul dvs.

Asigurați-vă că aplicația Braun Healthy Heart a fost descărcată pe smartphone și este deschisă.

Dacă utilizați aplicația pentru prima dată, aceasta vă va ghida în asociere aparatului Braun ExactFit™ 5 Connect. Dacă ati folosit aplicația înainte, accesați funcția „Conectați dispozitivul” disponibilă în meniu aplicației și urmați instrucțiunile.

Odată ce asocierea este finalizată, aplicația va afișa un mesaj de confirmare.



Funcție de memorare

Monitorul tensiunii arteriale poate stoca cele mai recente 60 de citiri pentru fiecare utilizator.

Stocarea datelor de măsurare

După fiecare măsurare a tensiunii arteriale, presiunea sistolică, presiunea diastolică, pulsul, precum și ora și data din ziua respectivă vor fi stocate automat. Memoria nr. 01 este întotdeauna cea mai recentă. Odată ce memoria este plină, cele mai vechi valori vor fi suprascrise.

Apăsați butonul de memorie (2) pentru a revizui datele stocate. Ultimele date memorate (sys/dia/pul) cu data/ora de măsurare, IHB și indicatorul OMS vor fi afișate pe ecranul LCD. Apăsați din nou butonul de memorie (2) pentru a afișa datele anterioare. Asigurați-vă că este selectat utilizatorul corect, A sau B, înainte de utilizare.

Funcția Medie

Opreți și porniți dispozitivul. Apăsați butonul de medie (5) pentru a afișa pe ecranul LCD media ultimelor 3 citiri.

Stergerea datelor

Opreți aparatul, apăsați și mențineți apăsat butonul de memorie (2) mai mult de 5 secunde. Pe ecranul LCD va clipe „Del all” (Ștergeți toate). Asigurați-vă că este selectat utilizatorul corect, A sau B, înainte de utilizare.

Apăsați din nou butonul de memorie (2). Ecranul LCD va afișa „---” pentru a arăta că toate datele stocate ale utilizatorului corespunzător au fost șters.

Detector al bătailor neregulate ale inimii

Apariția acestui simbol semnifică faptul că în timpul măsurării a fost detectată o anumită neregularitate a pulsului. Vorbirea, mișcarea, scuturarea sau un puls neregulat în timpul măsurării pot duce la apariția acestei pictograme. De obicei, acest lucru nu reprezintă un motiv de îngrijorare, însă, dacă simbolul apare des, vă recomandăm să solicitați sfatul medicului. Dispozitivul nu înlocuiește un consult cardiac, însă servește la detectarea tulburărilor de puls într-un stadiu incipient.



Semnalizare baterie descărcată

Atunci când indicatorul de baterie descărcată clipește pe afișaj, înseamnă că bateria este descărcată și că cele patru baterii trebuie înlocuite cu baterii alcălaine LR6 (AA).

După înlocuirea bateriilor, ExactFit™ 5 Connect va trece automat în modul de setare a timpului.

Depozitarea și curățarea

- După utilizare, păstrați întotdeauna unitatea în geanta de transport.
- Nu expuneți produsul la lumina solară directă, la temperaturi ridicate și nu îl păstrați în locuri umede și prăvuite.
- Nu depozitați la temperaturi extrem de scăzute (mai puțin de -20°C) sau de ridicate (mai mult de 60°C).
- Utilizați o lavetă cu apă sau un agent de curățare delicat pentru a curăța carcasa și apoi folosiți o lavetă uscată pentru a o șterge. Folosiți o lavetă uscată pentru a șterge manșeta atunci când aceasta este murdară.
- Nu utilizați detergenți puternici pentru a curăța.
- Dacă unitatea nu va fi utilizată pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile. (Baterile se pot surge sau pot provoca daune).
- Nu modificați dispozitivul. Nu deschideți NICIODATĂ dispozitivul! Aceasta va genera invalidarea garanției producătorului.




Depanare

| Problema | Cauza | Soluția |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Simbol al ritmului cardiac | Apare în stare de măsurare și clipește atunci când este detectat pulsul | <ul style="list-style-type: none"> Măsurătoare în curs, stați liniștit(ă). |
| Semnalizare baterie descărcată | Apare atunci când tensiunea bateriei este excesiv de scăzută sau când pozițiile bateriilor sunt incorecte | <ul style="list-style-type: none"> Înlocuiți toate cele patru baterii cu altele noi. Introduceți bateriile în pozițile corecte. Acordați atenție pozițiilor +/-. |
| Eroare de măsurare Error | Apare atunci când tensiunea arterială și pulsul nu au putut fi obținute cu precizie | <ul style="list-style-type: none"> Apăsați din nou butonul „pornire/oprire” și măsurări din nou. Verificați dacă manșeta este înfășurată în conformitate cu instrucțiunile. Verificați dacă nu există îndoituri în tub. Verificați dacă mâna este relaxată. Verificați dacă vorbiți sau vă mișcați în timpul măsurării. Verificați dacă postura este corectă. |
| E0 | Eroare de măsurare | <ul style="list-style-type: none"> Pulsul sesizat de manșetă este prea slab. Repoziționați manșeta și repetați măsurarea. |
| E1 | Eroare de pompare | <ul style="list-style-type: none"> Manșeta nu este fixată adekvat. Repoziționați manșeta și repetați măsurarea. |
| E2 | Eroare - rezultate în afara intervalului | <ul style="list-style-type: none"> Relaxați-vă câteva minute și repetați măsurarea. Asigurați-vă că manșeta este poziționată corect pe braț. |
| E3 | Eroare la timpul de pompare | <ul style="list-style-type: none"> Manșeta nu este fixată adekvat. Fixați din nou manșeta și efectuați din nou măsurarea. |
| E254 | Eroare internă a dispozitivului | <ul style="list-style-type: none"> Scoateți și apoi reintroduceți bateriile. Dacă problema persistă, contactați Serviciul de asistență clienti. |
| E255 | Eroare de calibrare | <ul style="list-style-type: none"> Scoateți și apoi reintroduceți bateriile. Dacă problema persistă, contactați Serviciul de asistență clienti. |
| E256 | A apărut o eroare în timpul actualizării firmware-ului Bluetooth | <ul style="list-style-type: none"> Dispozitivul va reporni automat utilizând firmware-ul Bluetooth original. Reinițializați procesul de descărcare a firmware-ului sau urmări instrucțiunile de pe ecranul aplicației Braun. |

Specificații

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metoda de măsurare | Oscilometrică |
| Număr model | BUA6350 |
| Intervalul de măsurare | Presiunea nominală a manșetei: 0 mmHg~300 mmHg Presiunea de măsurare: SY/S: 60~255 mmHg DIA: 40~200 mmHg Valoarea pulsului: 40-199 de bătăi/minut |
| Precizie | Presiune +/- 3 mmHg Puls +/- 5% Max. |
| Umflare | Deluxe automată |
| Afișaj | LCD cu iluminare de fundal |
| Seturi de memorie dispozitiv | 60 de seturi per utilizator |
| Seturi de memorie Bluetooth | 200 de seturi per utilizator |
| Dimensiune manșetă | Manșetă mică = circumferința brațului 22-32 cm Manșetă mare = circumferința brațului de 32-42 cm |
| Temperatura de funcționare/umiditate | +10°C ~ +40°C, 15%~85% umiditate relativă |
| Depozitare și transport temperatură/umiditate | -20°C ~ +60°C, 15%~85% umiditate relativă |
| Presiunea atmosferică de funcționare | 860-1060 hPa |
| Greutatea unității | Aproximativ 500 g (fără baterii) |
| Alimentare | Baterie alcalină: 4 x AA (LR6) 1,5 V |
| Durata de viață a bateriei | 300 de măsurători |
| Oprise automată | Ori de câte ori dispozitivul nu este utilizat timp de 1 minut |
| Accesoriu | 4 baterii, 2 manșete de braț cu tub, manual de instrucțiuni, ghid de consultare rapidă, husă de depozitare |
| Comunicare wireless | Bluetooth® Smart Interval de frecvență: 2,4 GHz bandă ISM (2400 - 2483,5 MHz) Modulație: GFSK Putere radiată efectivă: < 20 dBm |
| Durata de viață utilă: | 5 ani. |
| Dacă dispozitivul nu este utilizat în intervalele specificate de temperatură, umiditate și presiune atmosferică, precizia tehnică a măsurătorii nu poate fi garantată. | |
| Pot fi efectuate modificări fără notificare prealabilă. | |



IP22 Protejat împotriva obiectelor străine solide cu diametrul mai mare sau egal cu 12,5 mm.
Protejat împotriva picăturilor de ploaie care cad vertical când dispozitivul este înclinat până la 15°.

CE 0297 Acest dispozitiv medical comportă marcajul CE și este produs în conformitate cu Directiva RoHS 2011/65/UE și cu alte directive și/sau regulamente aplicabile, conform prevederilor Declarației de conformitate UE.

Nu este adecvat pentru utilizare în prezența amestecurilor anestezice inflamabile cu aer, oxigen sau oxid de azot.

Funcționare continuă cu încărcare de scurtă durată.

ECHIPAMENTELE ELECTRICE MEDICALE impun precauții speciale cu privire la CEM.Pentru descrierea amănunțita a cerințelor CEM, vizitați www.hot-europe.com/support.

Echipamentele de comunicații cu frecvență radio, portabile și mobile, pot afecta echipamentele electrice medicale.

Prin prezența, Kaz Europe Sàrl declară că echipamentul radio de tip BUA6350 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresa de internet: www.hot-europe.com/support.

Nu aruncați produsul cu gunoiul menajer, la capătul ciclului de utilizare. Aparatul poate fi aruncat în locuri special amenajate la distribuitorul dumneavoastră local sau la puncte specializate de colectare din țara dumneavoastră.

Întrebare

În Europa, orice incident grav (de ex, deces, vătămare care pune viața în pericol, intervenție chirurgicală etc.) care a avut loc în legătură cu acest termometru ar trebui raportat către Kaz Europe (consultăți numerele Serviciului de asistență clienți Helen of Troy) și către autoritatea competentă din statul dvs. membru.

Numerele de LOT și SN ale aparatului dvs. sunt specificate pe eticheta de pe spatele produsului. Primele 3 cifre după simțimta LOT No. reprezentă ziua din anul de fabricație. Următoarele 2 cifre reprezintă ultimele două cifre din anul calendaristic de fabricație, iar literele de la final desemnează fabricantul produsului. De ex.: LOT 15614onb înseamnă că acest produs a fost fabricat în ziua 156, anul 2014, de producătorul identificat ca onb.

Garanție

Citiți toate instrucțiunile înainte de a încerca să utilizați acest dispozitiv. Păstrați bonul ca dovadă a achiziției și pentru data achiziției. Bonul trebuie prezentat în cazul unei solicitări în intervalul perioadei de garanție. Niciodată solicitate de garanție nu va fi valabilă fără dovadă achiziției.

Dispozitivul dumneavoastră are garanție doi ani (2 ani) de la data achiziției.

Această garanție acoperă defectele de materiale sau execuție apărute în cadrul utilizării normale; dispozitivele defecte care îndeplinește aceste criterii vor fi înlocuite gratuit.

Garanția NU acoperă defecte sau daune rezultante din utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea instrucțiunilor utilizatorului. Garanția devine nulă dacă dispozitivul este desfăcut, modificat sau utilizat cu alte piese sau accesorii sau reparările sunt efectuate de persoane neautorizate.

Accesorii și consumabile sunt excluse din garanție.

Pentru solicitări de asistență, vizitați www.HelenofTroy.com/emea-en/support/ sau consultați datele de contact ale centrelor de service de la sfârșitul acestui manual de utilizare.

Garanția este valabilă doar în Europa, Rusia, Orientul Mijlociu și Africa.

Doar pentru Marea Britanie: Acest lucru nu vă afectează drepturile de consumator prevăzute de lege.

IP22 محمي ضد الأجسام الخارجية الصلبة ذات قطر 12.5 ملم أو أكبر. و محمي ضد قطرات الماء المتساقطة عمودياً، عندما يملي الجهاز بزاوية لا تزيد عن 15 درجة.
CE 0297 (ROHS) وينصع وفقاً للتوجيهات المنطقية تقدير استخدام المواد الخطرة، CE، هذا الجهاز الطبي حائز على علامة أو التوجيهات الأخرى المعمول بها وأو الواحة الأخرى وجاهة التطبيق، وفقاً للإعلان المطلقة، EU، 2011/65/EU، الأخصاء بالاتحاد الأوروبي.
غير مناسب للاستخدام في وجود مخالط مختبر قابلة للاشتعال في الهواء أو الأكسجين أو أكسيد النيتروز.
تشغيل مستمر وتحميم لوقت قصير
تحجاج المعدات الطبية الكهربائية إلى احتياطات خاصة فيما يتعلق بالتوافق الكهرو-متناقض.

للحصول على وصف مفصل لمطابقات التوافق الكهرو-متناقض، قم بزيارة www.hot-europe.com/support.

يمكن أن توثر معدات الاتصالات اللاسلكية المحمولة والمنقلة على المعدات الطبية الكهربائية.
تلعّب بموجبه Kaz Europe Sàrl جهاز موجات الراديو BUA6350 بتوافق مع التوجيه Kaz Europe 53/EU 2014/53/EU. يتوفّر النص الكامل على www.hot-europe.com/support على عنوان الانترنت.

يرجى عدم التخلص من الجهاز في النفايات المنزلية العادي بعد انتهاء مدة استخدمه. يمكن التخلص من الجهاز بالإبداع لدى متاجر التجزئة المحلية أو نقاط تجميع النفايات الملامنة المتاحة في بلدك.



في أوروبا، ينبغي الإبلاغ عن أي حادث خطير (على سبيل المثال، الموت، والاصابات الخطيرة، والتدخل الجراحي، ...) ذو صلة بإبلاغ السلطة المختصة في دولتك Helen of Troy، هيلن أوف تري، كاز إوروبا. يمكّن العودة إلى المقارنة هذه لتشرى ترتيب طباعة رقم الواتر والرقم المسجل للجهاز على مصطف التقييم الموجود على ظهر الجهاز. تمثل الأعداد الثلاثة الأولى من رقم ترتيب النمو في سنته الصناعي، ويمثل العددان التاليان آخر رقمين من عام الصناعي، والحرف (الأحرف) الموجودة في النهاية (LOT) أن هذا المنتج صنع في اليوم رقم 156 من عام 2014 onb رقم 15614onb مخصصة للجهة الصناعية المنتجة. على سبيل المثال: يعني الرقم 15614onb، بمعرف المصنع ذي الرمز 156.

الضمان

يرجع قراءة التعليمات كاملة قبل محاولة استخدام هذا الجهاز، ويرجى الاحتياط بطلب الشراء كدليل على الشراء وتنبيه تاريخه، ويجب تقديم هذا الإصدار عند تسجيل أيام شكرى خلال فترة الضمان المحددة، وإن يمتد بآلية شكلى مقطعة في هذا الضمان دون تقديمليل على الشراء.

مدة ضمان الجهاز هي عامان (2 عام) تُحسب من تاريخ الشراء يطبّق هذا الضمان عبوب المواد أو جودة التصنيع التي تظهر نتيجة للاستخدام العادي؛ وتحتاج الأجهزة المعيبة التي تستوفي هذه

المعايير دون مقابل لا يطبّق هذا الضمان العيوب أو الأضرار الناتجة عنسوء الاستخدام، أو الأخطاء الناتجة عن اثناعطاليات المستخدم، ويفسح هذا أو أن قام أشخاص Braun: بيع الضمان لأنّي إن قيّع الجهاز أو تم اللّاعب به أو استخدماه مع أجزاء أو إكسسوارات من خارج شركة.

غير مصرح لهم بإجراء إصلاحات عليه. المخالفات والماد الاستيكلا على معلومات الاتصال/ أو المطالبات الدعم يرجى زيارة الموقع أو يمكن العثور على معلومات الاتصال على www.HelenofTroy.com/emea-en/support/ في نهاية ليل المستخدم هذا.

هذا الضمان سار في مناطق أوروبا، وروسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا فقط. المملكة المتحدة فقط: هذا لا يُؤثر على الحقوق القانونية للمستهلك.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| الدينية | طريقة القياس | المواصفات |
| BUA6350 | رقم المطرار | صيغة المقدار لسوار المعمص: 0 ملم زئبق إلى 300 ملم زئبق |
| صيغة القياس: الانفاس: 60 إلى 255 ملم زئبق الانبساطي؛ 40 إلى 200 ملم زئبق قيمه النبض: 199-40، نسبة/الدقيقة | نطاق القياس | صيغة المقدار لسوار المعمص: 0 ملم زئبق إلى 300 ملم زئبق |
| الدقه | الدقه | صيغة المقدار لسوار المعمص: 0 ملم زئبق إلى 300 ملم زئبق |
| نطاقني درجة أولى | الانفاس | صيغة المقدار لسوار المعمص: 0 ملم زئبق إلى 300 ملم زئبق |
| شاشة البليور السائل (DCL) مزودة بإضاءة خلفية | الشاشة | نطاقني درجة أولى |
| 60 مجموعة لكل مستشعر | عدد مجموعات ذاكرة الجهاز | شاشة البليور السائل (DCL) مزودة بإضاءة خلفية |
| ٢٠٠ مجموعة المستخدم | عدد مجموعات ذاكرة الجهاز | 60 مجموعة لكل مستشعر |
| الكتمة الصغيرة = كاف الشارع 22 إلى 32 سم | مقاييس الكفة | الكتمة الكبيرة = كاف الشارع 32 إلى 42 سم |
| ١٠+ درجة منوية إلى +40 درجة منوية، ١٥%-٨٥% رطوبة نسبية. | درجة الحرارة/نسبة الرطوبة | الكتمة الصغيرة = كاف الشارع 22 إلى 32 سم |
| ٢٠- درجة منوية إلى +55 درجة منوية، ١٥%-٨٥% رطوبة نسبية. | الكتمة الكبيرة = كاف الشارع 32 إلى 42 سم | ١٠+ درجة منوية إلى +40 درجة منوية، ١٥%-٨٥% رطوبة نسبية. |
| ١٠٦٠-٨٦٠ هيكتوباسكال | وزن الوحدة | ٢٠- درجة منوية إلى +55 درجة منوية، ١٥%-٨٥% رطوبة نسبية. |
| حوالي ٥٠٠ جم (بدون بطاريات) | مصدر الطاقة | ١٠٦٠ هيكتوباسكال |
| بطارية قلويّة (LR6) x 4 ١.٥ AA فولت | عمر البطارية | حوالي ٥٠٠ جم (بدون بطاريات) |
| قبابس ٣٠٠ مرة | إيقاف التشغيل التلقائي | بطارية قلويّة (LR6) x 4 ١.٥ AA فولت |
| بعد انقضاء دقيقة واحدة دون استخدام | الملاحقات | قبابس ٣٠٠ مرة |
| ٤ بطاريات وكتفي ذراع مزوّدين بتأييب ودليل تعليمات ودليل تخيّر | اتصال لاسلكي | بعد انقضاء دقيقة واحدة دون استخدام |
| Bluetooth® Smart | | ٤ بطاريات وكتفي ذراع مزوّدين بتأييب ودليل تعليمات ودليل تخيّر |
| نطاق التردد: ٢٤٠٥-٢٤٨٣.٥ ميجا هرتز (MHz) | | Bluetooth® Smart |
| التدليل: التردد التردد الجاوسى (GFSK) | | نطاق التردد: ٢٤٠٥-٢٤٨٣.٥ ميجا هرتز (MHz) |
| القدرة المرسلة الفعالة: ٢٠ ديسيريل/ملي وات | | التدليل: التردد التردد الجاوسى (GFSK) |
| ٥ سنوات | | قدرة المرسلة الفعالة: ٢٠ ديسيريل/ملي وات |
| ال عمر الافتراضي: | | ٥ سنوات |
| إن لم يستخدم هذا الجهاز ضمن نطاق الترددات المفتوحة للتطبيقات الهندسية والعلمية والطبية | | ال عمر الافتراضي: |
| قد تدخل تغييرات دون إشعار مسبق. | | إن لم يستخدم هذا الجهاز ضمن نطاق الترددات المفتوحة للتطبيقات الهندسية والعلمية والطبية |

اجهزه بها اجراء تثبيل اتصال
متباين بحسب المرفق من النوع BF

اقرأ تعليمات التشغيل

نسبة الرطوبة المناسبة للتغيرين/
التشغيل درجة الحرارة المناسبة للتغيرين/
التشغيل

الجهاز الطبي



كود النفعه



الرقم المترسل



رقم الكالوج

ممثل مفوض في الجماعة
الأوروبية

المصنوع



نطاق الصنع



أقهر بعيدا عن البلا



تحذير



الفرزون

| المشكلة | السبب | الحل |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رمز معدل ضربات القلب | يظهر في حالة القياس ويومض عند التعرف على النبض. | • أثناء القياس، ابق هادئا. |
| مؤشر انخفاض طاقة البطارية | يظهر عندما يكون جهد البطارية منخفضا بشكل مفتوح أو تكون البطارية موضوعة بشكل غير صحيح. | • استبدل جميع البطاريات الأربع بأخرى جديدة. أدخل البطارية في الوضعية الصحيحة. انتبه للقطبية الصحيحة +/-. |
| خطأ في القياس | يظهر عندما لا يمكن الحصول على قيم ضغط دم ونسبة دقيقه. | • اضغط على زر "تشغيل/إيقاف" مرة أخرى وقم بإعادة القياس. |
| E0 | خطأ في القياس | • تأكد من أن الكفة ملوفة حسب التعليمات. |
| E1 | خطأ في الضغ | • تأكد من عدم وجود التراواثات في الأنابيب. |
| E2 | خطأ الناتج خارج النطاق | • تأكد من سطح راحة اليد. |
| E3 | خطأ في وقت الضغ | •تحقق مما إذا كنت تتحدث أو تتحرك أثناء القياس. |
| E254 | خطأ داخلي في الجهاز | •تحقق مما إذا كنت تتحدث أو تتحرك. |
| E255 | خطأ في المعايرة | •قم بازالة البطاريات واغسلها. إذا استمرت المشكلة، اتصل بخدمة دعم العملاء. |
| E256 | حدث خطأ ما أثناء تحديث برامج Bluetooth | •يقوم الجهاز تلقائياً ب إعادة التشغيل باستخدام برامج Bluetooth الثانية الأصلية. أعد تنزيل البرنامج الثانية أو Braun APP. |

ضبط الشهر والتاريخ والوقت

- يمكن تطبيق Healthy Heart من Braun بتحديث التاريخ والوقت على الجهاز تلقائياً عند إقرانه.
- أ. أوقف تشغيل الجهاز ضبط التاريخ والوقت.
 - ب. اضغط على زر الضبط (4) بده ضبط السنة حيث توافق كلمة "السنة" على الشاشة. اضغط على (3) لتعديل السنة بزيادة سنة واحدة.
 - ج. اضغط على زر الضبط (4) بده ضبط الشهر، يومن "الشهر" على الشاشة، اضغط على (3) لتعديل الشهر بزيادة 1".
 - د. اضغط على زر الضبط (4) بده ضبط اليوم، يومن "اليوم" على الشاشة، اضغط على (3) لتعديل اليوم بزيادة 1".
 - هـ. اضغط على زر الضبط (4) بده ضبط الساعة، توافق "الساعة" على الشاشة، اضغط على (3) لتعديل الساعة بزيادة 1".
 - وـ. اضغط على زر الضبط (4) بده ضبط الدقيقة، توافق "الدقيقة" على الشاشة، اضغط على (3) لتعديل الدقيقة بزيادة 1".
 - زـ. اضغط على زر الضبط (4) لإنها عملية ضبط التاريخ/الوقت حيث يتوقف جميع الموصى تماماً.
- ملاحظة: يودي الضبط باستمرار على زر الضبط إلى التمرير بين القيم.

أخذ القراءة

- قم بلف الكفة حول الذراع (راجع القسم "وضع كفة الذراع" أعلاه). تحذير: لا تلف الكفة بحكم شديد، من الأفضل أن تكون بحكم مناسب بحيث يمكن إدخال أصبع يده.
1. اجلس في وضع قائم على الكرسي لأخذ الموضعية القياسية.
 2. اضغط على زر بدء التشغيل (5) (وحرر)، يتم عرض التاريخ/الوقت المستخدم الحالي.
 3. اضغط مفتاح المستخدم "M" (6) على "A" للمستخدم "A" أو "B" للمستخدم "B"، تعرض شاشة LCD رمز المستخدم "A" أو "B".
 4. اضغط على زر بدء التشغيل (5) (وحرر)، تظهر جميع الأيقونات على الشاشة لمدة ثانية. ويتم ضغط الهواء تلقائياً إلى مستوى ضغط معن وبدأ القياس.
 5. بعد زراعة ضغط الهواء، يتم التعرف على النبض وببدأ رمز معدل نبض القلب في الويمض.
 6. تعرض شاشة LCD النتائج وسهم مؤشر موضعية الصحة العالمية بعد القياس.
- بعد استخدام الجهاز، قم بيقاف تشغيله عن طريق الضغط على زر بدء التشغيل (5) (أ) أو يتوقف تلقائياً بعد دقيقة واحدة.
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام كجهاز للكحولات منتظمة بواسطة الطبيب، يرجى موصلة زيارة طبيبك على أساس منتظم للحصول على قراءة احتراوية.

التوصيل بالهاتف الذكي وتطبيق

- يمكن توصيل Healthy Heart من Braun عن طريق ExactFit™ 5 Connect على الأجهزة الذكية (iOS وAndroid) لتنزيل القراءات المخزنة تلقائياً. يمكن للأجهزة تحميل حتى ٢٠٠ قراءة للمستخدم بواسطة ذاكرة Bluetooth.
- قم بتشغيل وظيفة Bluetooth على هاتفك الذكي.
- تأكد من تنزيل تطبيق Healthy Heart على هاتفك الذكي وأن التطبيق مفتوح.
- إذا كنت تستخدم التطبيق لأول مرة، فسوف يوجهك إلى كيفية الاقتران بجهاز ExactFit™ 5 Connect وإذا كنت قد استخدمت التطبيق من قبل فانتقل إلى "Connect device" (توصيل الجهاز) المتاحة في قائمة التطبيق واتبع التعليمات.
- بمجرد إكمال الاقتران، يعرض التطبيق رسالة تأكيد.

وظيفة الذاكرة

يمكن لجهاز قياس ضغط الدم تخزين آخر 60 قراءة لكل مستخدم.

تخزين بيانات القياس

بعد كل قياس ضغط الدم، يتم تخزين الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي ومعدل النبض والوقت والتاريخ المحددين لل يوم تلقائياً. دامّاً ما تكون الذاكرة رقم 01 هي الذاكرة الأخيرة. وبمجرد انتهاء الذاكرة، يتم حفظ القيم الأخيرة.

اضغط على زر الذاكرة M (2) لمراجعة البيانات المخزنة. تظهر بيانات الذاكرة الأخيرة (الانبساطي/الانقباضي/النبض) مع تاريخ/وقت القياس ومؤشر اضطراب نبض القلب ومؤشر موضعية الصحة العالمية على شاشة LCD. اضغط على زر الذاكرة M (2) مرة أخرى لإظهار البيانات السابقة. تأكيد من تحديد المستخدم الصحيح: "A" أو "B" قبل الاستخدام.


دالة حساب المتوسط

قم بيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله.

اضغط على زر حساب المتوسط (5) لعرض متوسط آخر ثلاثة قراءات على الشاشة.

مسح البيانات

أوقف تشغيل الجهاز واضغط مع الاستمرار على زر الذاكرة M (2) لأكثر من 5 ثوان، توافق "dEL ALL" على الشاشة. تأكيد من تحديد المستخدم الصحيح، "A" أو "B" قبل الاستخدام.



كافش اضطراب نبض القلب

يدل ظهور هذا الرمز على اكتشاف حالة معتيبة من عدم انتظام النبض أثناء القياس. ويمكن أن يؤدي الحديث أو التحرك أو الانفڑ أو عدم انتظام النبض أثناء القياس إلى ظهور هذا الرمز. ولا يُعد هذا داعياً للقلق في الغالب ولكن في حالة تكرار ظهور الرمز، توسي على التفاصيل المنشورة أدناه.

مؤشر انخفاض طاقة البطارية

عندما يوصل مؤشر انخفاض طاقة البطارية على الشاشة، فهذا يعني أن البطارية منخفضة وأن البطاريات الأربع تحتاج إلى استبدالها ببطاريات قوية (AA) LR6.

بعد إعادة تركيب البطاريات، يدخل ExactFit™ 5 Connect في وضع ضبط الوقت تلقائياً.

التخزين والتقطيف


احرص دائماً على حفظ الجهاز في حقيبة الحمل بعد استخدامه.

لا تضع الجهاز تحت أشعة الشمس المباشرة أو في درجات حرارة مرتفعة أو في الأماكن الرطبة أو المترقبة ولا تقم بتخزينه في درجات حرارة منخفضة للغاية (أقل من -20 درجة مئوية) أو مرتفعة للغاية (على من 60 درجة مئوية). استخدم قطعه قماش مبللة أو مُشربة بمادة تنظيف متعدلة لتنظيف الحاوية ثم استخدم قطعة قماش جافة لتجفيفها. استخدم قطعه قماش جافة لمسح الكفة عندما تكون متسخة.

لا تستخدم أي منظفات قوية في التقطيف.

إذا كان من المخطط عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة، فقم بإخراج البطاريات (قد ترشح البطاريات أو تسبب تلفاً).

لا تقم بتعطيل الجهاز، ولا يفتحه مطلقاً يودي ذلك إلى إبطال ضمان المصنع.




اختيار الكفة الصحيحة

لأعراض القياس الدقيق، يُعد من الأهمية بمثابة اختيار المقاييس الصحيح **للكفة** بما يناسب العضد. اختر مقاييس **الكفة** وفقاً لـ **الذراع** وتأكد من أن الجزء السفلي من الكفة فوق المرفق ينحو 2 إلى 3 سم.


الكُفَّةُ الصغيرةُ/المتوسطةُ = كافِ الذراع 22 إلى 32 سم
الكُفَّةُ الكبيرةُ/الكبيرةُ جدًا = كافِ الذراع 32 إلى 42 سم

تكون هذه الكلمة مناسبة للاستخدام إذا كانت علامة <Index> تقع داخل <النطاق المقبول> المميز بسمهين عندما يتم شد الكلفة حول ذراعك (الشكل 3).



وضع كفة الذراع

1. أرجح نهاية كفالة النراع إلى أبعد قدر عن الأنبوبي من خلال الحلقة المعدنية إلى حلقة، يجب أن يكون القماش الناعم إلى الداخل من الكففة.
 2. قم بتصويب خرطوم الهواء بطرف التوصيل (الشكل 4).
 3. في حالة تركيب الكففة بشكل صحيح، يكون الفيلوكرو على الجزء الخارجي من الكففة ولن تلمس الحلقة المعدنية الجلد (الشكل 5).



الشكل 4 الشكل 5

٤. ضع ذراعك الأيسر عبر حلقة الكتفة. يجب أن يكون الجزء السفلي من الكفة (٢ إلى ٣ سم) تقرباً أعلى المرفق ويجب أن يكون الأنثوب على الشريان العضدي في داخل الذراع (الشكل ٦).

5. ويجب أن يكون الأنوب على الشريان العضدي في داخل الذراع (الشكل 7).

كيف تحدد المستخدم أ/المستخدم ب


تأكد من أن المنتج في وضع إيقاف التشغيل

LCD منفتح المستخدم "أ" أو المستخدم "ب" بهم يوضع المستخدم "ج" على شاشة

مؤشر منظمة الصحة العالمية/الجمعية الأولى لفط ضغط الدم لتقدير بيانات ضغط الدم

هذا الجهاز يحتوي على موزع لمستوى ضغط الدم تم تصميمه وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية والميداني
التجريبية الصادرة عن الجمعية الأوروبية لضغط الدم (ESH)، بالنسبة لكل قياس يتم عرضه على
شاشة، يشير المؤشر إلى مستوى ضغط الدم برمز اللون المتفاوت من الأحمر إلى الأزرق. ويمكنك
استخدام هذا التصنيف يومياً لمساعدتك في فهم مستوى ضغط الدم، إذا كنت تشعر بالقلق حفاً جيل مستوى
الارتفاع، حفافاً، عارضاً، أو ملائماً.

إذا كان قراءة ضغط الدم لديك في نطاق فرط ضغط الدم الشديد يقع 180 ملليمتر زينق انتباشي وأعلى / أو 110 ملليمتر زينق انتباشي وأعلى، وإذا كنت تحصل على قراءة أو قراءتين في هذا النطاق، يرجى استشارة الطبيب على الفور.



الشكل 6 الشكل 7 الشكل 8

⁶ مسجد الكوفة يحيى بن عبد الله الحنفية، العاملية، قم المسفلة، حماه، نزد الحسين.

٣- بعد ذلك يطلب الكفالة من العائلة التي ينتمي إليها الفتاة، وتحتاج إلى موافقة العائلة.

٧. بعد وضع الخطة، باسم الصحيح، أصطف على العيدرو بوجة على جانب الوير في المنه.

الاستخدامات وموانع الاستعمال

يُنصح هذا الجهاز للاستخدام المنزلي (أكبر من 18 سنة) ليقيس ضغط الدم، ويستخدم ليقيس ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، ومعدل跳搏ات القلب، وللقياس على فترات مقطعة فقط، وهو مخصوص للاستخدام المنزلي لا غير.

أيضاً استخدام جهاز قياس ضغط الدم هنا عن متجر الطبيب.

هذا الجهاز غير مخصوص للاستخدام في حالات الرضيع والأطفال حديثي الولادة، والحوامل، بما في ذلك حالات مرضى تسمم الحبل.

ما تحتاج إلى معرفته عن ضغط الدم

يتعذر ضغط الدم باستمرار على مدار اليوم فربما ينفع بشكل حداد في الصباح الباكر وينخفض في وقت متأخر من الصباح ثم يرتفع مرة أخرى في فترة ما بعد الظهر ويغير بطيئاً إلى مستوى منخفض في المساء، وقد يتباين أيضاً خلال فترة زمنية قصيرة، لذلك قد تتغير القراءات خلال القياسات المتتالية. كل قياس.

سيعرض هذا الجهاز قراءة ضغط الدم الخاصة بك بالإضافة إلى قيمتين: الانقباضي والانبساطي، من خلال مبدأ تذبذب الضغط.

يشير ضغط الدم الانقباضي (الرقم الأعلى) إلى مقدار الضغط الذي يؤثر به الدم على جدران الشريان عندما ينقبض القلب، وبشير ضغط الدم الانبساطي (الرقم الأدنى) إلى مقدار الضغط الذي يؤثر به الدم على جدران الشريان عندما يتربّط القلب بين النبضات، ويتم عرض قيمة النبض أيضاً بعد.

ولا يعطي ضغط الدم المقابس في حالة الطبيب سوى قيمة موقته فقط فيما تعيّن القياسات المتكررة في المنزل بشكل أفضل قيم ضغط الدم الفعلية في ظل طروف اليومية.

علاوة على ذلك، تكون قياسات ضغط الدم لدى العديد من الأشخاص مختلفة عند قياسها في المنزل، لأنهم يميلون إلى الاسترخاء بشكل أكبر مما يكتون عليه في حالة الطبيب، ويمكن لقياسات ضغط الدم المنتظمة التي يتم أخذها في المنزل أن تزود طبيبك بمعلومات قيمة عن قيمة ضغط الدم الطبيعية لديك في طوف «الحياة اليومية» الفعلية.

وقد وضعت الجمعية الأوروبية لفوت ضغط الدم (ESH) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) القيم القياسية التالية لضغط الدم عند قياسه مع النبض أثناء الراحة في المنزل:

| ضغط الدم (مليمتر زئبق) | قيم عادي | الدرجة 1 | ارتفاع طفيف في ضغط الدم | الدرجة 2 | ارتفاع متوسط في ضغط الدم | الدرجة 3 | ارتفاع شدید في ضغط الدم |
|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|----------|--------------------------|----------|-------------------------|
| SYS = انقباضي (القيمة العلوية) DIA = انبساطي (القيمة السفلية) | حتى 134 | 159-135 | 179-160 | 180≤ | 99-85 | 109-100 | 110≤ |
| SYS = انقباضي (القيمة العلوية) DIA = انبساطي (القيمة السفلية) | حتى 84 | 134 | 159-135 | 179-160 | 180≤ | 109-100 | 110≤ |

معلومات السلامة والاحتياطات الهامة

تحذير! لا تجسس على نتائج دققة لقياس، اقرأ التعليمات الكاملة الخاصة بالاستخدام بعناية.

ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النظم القلبـي أو تضيق الأوعية الدموية أو تصلب الشرايين في الأطراف أو السكري أو مستخدمي أجهزة تنظيم ضربات القلب استشارة الطبيب قبل قياس ضغط الدم لأنفسهم فقد تحدث اختلافات في قيمة ضغط الدم في مثل

إذا كان قيادة ضغط الدم لديك في نطاق فوت ضغط الدم الشديد بقيم 180 مليمتر زئبق انقباضي وأعلى و/أو 110 مليمتر زئبق انبساطي وأعلى وحصلت على قراءة أو قراءتين في هذا النطاق، فيرجى استشارة الطبيب على الفور.

إذا كنت تخضع للعلاج الطبي أو تتناول أي دواء، يرجى استشارة الطبيب أولاً.


ليس الهدف من استخدام جهاز قياس ضغط الدم هذا أن يكون بديلاً عن استشارة الطبيب.

تجنب ضغط أو حصر أنابيب التوصيل، يمكن أن يؤثر ضغط الكفة المستمر بسبب إثبات الأنابيب على تدفق الدم ويزود إلى إصابة

محتملة للمستخدم.

لا يوصى باستخدام هذا الجهاز على الزراع الموجودة في جانب الجسم الذي يخضع للمستخدم فيه عملية استئصال الثدي.

يمكن أن يؤدي قياس ضغط الدم بشكل متكرر إلى إصابة المستخدم بسبب إعادة تدفق الدم.



الشكل 2

الداخل البطاريات (راجع الشكل 2)

قم بإزالة غطاء حجارة البطارية في الجزء السفلي من الوحدة وأدخل 4 بطاريات قوية AA LR6 بحسب القابلية الصحيحة (انظر الرمز في حجارة البطارية).

ملاحظة: قم دائمًا بإعادة ضبط التاريخ والوقت بعد استبدال البطاريات الجديدة للتأكد من تخزين نتائج القياس بال بتاريخ والوقت الصحيحين.

تخلص من البطاريات الفارغة فقط.

ننوي عدم التخلص منها في النفايات المنزلية وإنما في موقع التجميع المناسب أو في متاجر التجزئة في منطقتك.

لا يوصى بوضع الكفة على أي من الطرفين إذا كان يوجد عليه جهاز وصول داخل الأوعية أو تحويلة شريانية وريدية (A-V). يمكن أن يتسبب هذا في حدوث إعاقة مؤقتة لتدفق الدم وأصابة مختلماً المستخدم.

لا تضع الكفة على أحد الجروح وقد يتسبب ذلك في زيادة الإصابة.

لا يوصى باستخدام الجهاز في وقت متزامن مع المعدات الطبية المجهريات الأخرى (ME) على نفس الطرف.

القواعد الرئيسية لقياس ضغط الدم على نحو دقيق

خذ القراءات دائمًا في نفس الوقت من اليوم وفي ظل نفس الظروف.

لا تأخذ القياس خلال دقيقة من التدخين أو شرب القهوة أو الشاي أو أي شكل من أشكال القهوة، حيث تؤثر هذه العوامل على القياس.

تأكد من الراحة التامة لمدة 5 دقائق على الأقل قبلأخذ القراءة، وإذا أمكن، يوصى بالراحة لمدة 10 دقائق. حاول دوماًأخذ وقت الراحة.

قم دائمًا وبقياس من نفس ال الرابع، ويوصى أن يكون الرابع الأيسر. لا تتحرك أو تتحدث أثناء القياس.


اجلس في وضعية مرحة، وحافظ على ساقيك غير مقاطعين، وقدميك مسطحتين على الأرض، وادعم الطفيف والذراع.

ضع الكفة فوق الجلد مباشرةً ولا تلتها على سترة أو معطف أو قميص.

إذا كنت ترتدي فيأخذ قياسات متعددة، انتظر حوالي 5 دقائق قبل تكرار القياس.

وصف المنتج (راجع الصفحة 3-2)


1. زر التشغيل




2. زر الذاكرة




3. زر تعديل التاريخ/الوقت




4. زر الضبط



5. زر حساب المتوسط




6. مفتاح المستند AA/B




7. شاشة LCD

8. منفذ الخرطوم



9. طرف توصيل



10. كفة الذراع (مزود بـ بكتين)



11. خرطوم الهواء



12. غطاء حجارة البطارية (بطاريات 4x 1.5V نوع AA (LR6))



SE Svenska

Avsedd användning och kontraindikationer

Apparaten är avsedd att användas av vuxna (över 18 år) för att mäta blodtryck hos mäniskor, vilket inkluderar systoliskt tryck, diastoliskt tryck och hjärtfrekvens. Apparaten ska endast användas för periodiska mätningar. Endast för hemmabruk.

Användning av blodtrycksmätare är inte avsedd att ersätta läkarkonsultationer.

Denna produkt har inte testats för och är därför inte avsedd för neonatala barn och spädbarn eller gravida kvinnor, inklusive kvinnor med graviditetstoxikos.

Vad du bör veta om blodtryck

Blodtrycket förändras konstant under hela dagen. Det stiger avsevärt tidigt på morgonen och sjunker i slutet av morgonen. Därefter ökar blodtrycket igen på eftermiddagen och sjunker slutligen till en låg nivå på natten. Dessutom kan blodtrycket förändras snabbt. Därfor kan avläsningar av mätningar som görs i följd variera.

Apparaten visar blodtrycket med två värden: systoliskt och diastoliskt med hjälp av tryckoscillation. Det systoliska blodtrycket (det övre talet) indikerar hur mycket tryck ditt blod utövar på artärväggarna när hjärtat slår. Det diastoliska blodtrycket (det nedre talet) indikerar hur mycket tryck ditt blod utövar på artärväggarna när hjärtat vilar mellan hjärtslagen. Även pulsvärde visas efter varje mätning.

När blodtrycket mäts på en klinik visas endast ett ögonblicksvärde. Upprepade mätningar i hemmet avspeglar mer adekvat de faktiska blodtrycksvärdena i vardagsituitioner.

Dessutom får många mäniskor annorlunda blodtrycksvärden när de mäter hemma, eftersom man oftast är mer avslappnad hemma än på en klinik. Regelbundna blodtrycksmätningar i hemmet kan förse din läkare med värdefull information om dina normala blodtrycksvärden i faktiska "vardagsförhållanden".

ESH (European Society of Hypertension) och WHO (World Health Organisation) har ställt upp följande standardblodtrycksvärden vid mätning med viloplusp i hemmet:

| Blodtryck (mmHg) | Normalvärden | Grad 1 mild hypertoni | Grad 2 moderat hypertoni | Grad 3 allvarlig hypertoni |
|------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| SYS = systoliskt (högre värde) | upp till 134 | 135–159 | 160–179 | ≥180 |
| DIA = diastoliskt (lägre värde) | upp till 84 | 85–99 | 100–109 | ≥110 |

! Säkerhetsinformation och viktiga säkerhetsråd

Läs noga igenom hela bruksanvisningen så att du kan vara säker på att få noggranna mätresultat. Personer som lider av hjärtarytm, vasokonstriktion, arterioskleros i armar eller ben eller diabetes eller som använder pacemaker bör tala med sin läkare innan de mäter blodtrycket själva. Blodtrycksvärdena kan variera i dessa fall.

Om din blodtrycksmätning hamnar inom intervallet för allvarlig hypertoni med värden på minst 180 mmHg systoliskt tryck och/eller minst 110 mmHg diastoliskt tryck och du får en eller två avläsningar inom detta intervall - kontakta genast din läkare.

Om du står under läkarbehandling eller tar några mediciner ska du först tala med din läkare.

Undvik att komprimera eller klämma anslutningsslangen. Ett kontinuerligt manschettryck orsakat av hopklämd anslutningsslang kan påverka blodcirkulationen och eventuellt skada användaren.

Det rekommenderas inte att man använder denna produkt på armen på samma sida av kroppen som genomgått mastektomi.

Att mäta blodtrycket alltför ofta kan skada användaren pga. försämrat blodcirkulation.

Det rekommenderas inte att man sätter på manschetten på en arm med intravaskular åtkomst eller

med en arteriovenös (A-V) shunt. Detta kan störa blodcirkulationen och eventuellt skada användaren.

Sätt INTE på manschetten över ett sår eftersom det kan orsaka ytterligare skada.

Det rekommenderas inte att man använder produkten samtidigt med annan medicinsk elektrisk utrustning (ME) på samma arm.

Regler för noggrann mätning av blodtrycket

Mät alltid vid samma tid på dagen och under samma förhållanden.

Undvik att röka, dricka kaffe eller te eller anstränga dig 30 minuter före mätningen. Dessa faktorer påverkar mätningen.

Se till att vila i minst fem minuter före mätning. Om möjligt rekommenderas det att du vilar i tio minuter före mätningen. Försök att alltid vila under lika lång tid innan du gör en mätning.

Utför alltid mätningen på samma arm. Vänster arm rekommenderas. Sitt stilla och prata inte. Sitt bekvämt, lägg inte benen i kors utan placera fötterna plant mot golvet och ha stöd för rygg och arm.

Placerå manschetten direkt mot huden. Placerå inte manschetten över en jacka, tröja eller skjorta.

Om du vill göra flera mätningar i följd, vänta i cirka 5 minuter innan du gör om en mätning.

Produktbeskrivning (Se sida 2–3)

1. Startknapp

2. Minnesknapp

3. Knapp för inställning av datum/tid

4. Inställningsknapp

5. Medelvärdesknapp

6. Väljare för att använda A/B

7. LCD-display

8. Slangport

9. Anslutning

10. Armmanschett (två armmanschetter medföljer)

11. Luftslang


12. Batterilucka (4 X 1,5V typ AA (LR6) -batterier)

Sätta i batterier (Se fig. 2)

Ta av batteriluckan ner till på enheten och lägg i fyra alkalisika AA LR6-batterier i rätt håll (se symbolen i batterifacket).

- Obs: återställ alltid datum och tid efter batteribyte så att mätningsresultaten sparas med rätt datum och tid.

Kassera endast uttömda batterier. De ska inte kastas i hushållssporna utan läggas i batterinsamlingen eller lämnas till återförsäljaren.



Val av rätt manschett

För exakt mätning är det viktigt att välja rätt manschettstorlek som passar överarmen. Välj manschettstorlek efter din arms omkrets och se till att manschetten längst ner befinner sig 2 till 3 cm ovanför armbågen.

- Liten/medelstor manschett = 22–32 cm armomkrets
- Stor/extrastor manschett = 32–42 cm armomkrets
- Manschetten är lämplig att använda om märkningen <<index>> hamnar innanför <<ok-intervalllet>> som är utmärkt med två pilar när manschetten sitter åt runt armen (fig. 3).




Fig. 3

Sätta på armmanschetten

- För den ände på armmanschetten som befinner sig längst bort från slangens metallringen till en rund form. Det släta tyget ska finnas på insidan av armmanschetten.
- Anslut luftslangen till kontakten till anslutningen (fig. 4).
- Om manschetten sitter rätt ska kardborrdelen sitta utväntigt och metallringen ska inte vidröra huden (fig. 5).




Fig. 4




Fig. 5

- Stoppa in vänster arm genom armmanschetten. Se till att manschetten längst ner befinner sig 2 till 3 cm ovanför armbågen (fig. 6).
- Slangen ska ligga över pulsäderna på insidan av armen (fig. 7).




Fig. 6




Fig. 7





Fig. 8

- Dra i manschetten så att övre och nedre kant spänns åt runt armen.
- När manschetten är korrekt placerad, tryck fast kardborrdelen så att den sitter stadigt.
- Sitt på en stol och placera armen på bordet så att manschetten befinner sig i höjd med ditt hjärta (fig. 8).

Braun ExactFit™ 5 Connect

Display på BUA6350



Välja användare A / B

- Se till att produkten är i avstängt läge.
- Skjut användarväljaren till A eller B. Det aktuella användarläget blinkar på LCD-displayen.

WHO/EHS-indikatorn är avsedd för att utvärdera blodtrycksdata


Den här enheten har en indikator för blodtrycksnivå som fastställts i enlighet med WHO och riktlinjerna från European Hypertension Society (EHS). För varje mätning som visas på skärmen, kommer markören att indikera blodtrycksnivå med motsvarande färgkod, från grönt till rött. Du kan använda denna klassificering dagligen för att lättare förstå din blodtrycksnivå. Om du verkligen är bekymrad över klassificeringsnivån ska du rådfråga din läkare.

Om din blodtrycksmätning hamnar inom intervallet för allvarlig hypertoni med värden på minst 180 mmHg systoliskt tryck och/eller minst 110 mmHg diastoliskt tryck och du får en eller två avläsningar inom detta intervall - kontakta genast din läkare.

| | |
|----------|-----|
| RÖD > | !!! |
| ORANGE > | !! |
| GUL > | ! |
| GRÖN > | ✓ |

Ställa in månad, datum och tid

- Brauns Healthy Heart-app uppdaterar automatiskt datum och klockslag när den är synkroniserad.
- Stäng av enheten när du ska ställa in datum/tid.
 - Tryck på inställningsknappen (4) för att ställa in årtal. "Year" blinkar på displayen. Tryck på (3) för att justera årtalen med ett steg i taget.
 - Tryck på inställningsknappen (4) för att ställa in månad. "Month" blinkar på displayen. Tryck på (3) för att justera månaden med ett steg i taget.
 - Tryck på inställningsknappen (4) för att ställa in dag. "Day" blinkar på displayen. Tryck på (3) för att justera dagen med ett steg i taget.
 - Tryck på inställningsknappen (4) för att ställa in timmar. "Hour" blinkar på displayen. Tryck på (3) för att justera timmen med ett steg i taget.
 - Tryck på inställningsknappen (4) för att ställa in minuter. "Minute" blinkar på displayen. Tryck på (3) för att justera minuterna med ett steg i taget.
 - Tryck på inställningsknappen (4) för att avsluta inställning av datum/tid. Alla siffror slutar att blinna.
- Obs: Håll ner inställningsknappen för att bläddra bland inställningarna.



Mäta blodtrycket

Linda manschetten runt armen (se "Sätta på blodtrycksmanschetten" ovan). **VARNING!** Dra inte åt manschetten för hårt, man ska lätt kunna föra in ett finger.

- Sitt rakt upp på en stol för att få rätt ställning.
 - Tryck på och släpp upp startknappen (1). Då visas datum/tid och aktuell användare.
 - Ställ in välvaren för användare A/B (6) på A för användare A eller på B för användare B. LCD-displayen visar symbolen för användare A eller B.
 - Tryck på och släpp startknappen (1). Alla iconer på displayen visas i två sekunder. Lufttrycket pumpas automatiskt upp till en viss trycknivå och mätningen startar. Rör dig inte och prata inte medan blodtrycksmätningen pågår. Under mätningen ska du sitta utan att lägga benen i kors med fötterna stadigt mot golvet.
 - När lufttrycket har ökat tas pulsen och hjärtrytmsymbolen börjar blinna.
 - Resultaten och WHO-indikatorpilen visas på displayen efter mätningen.
- När du är färdig med enheten, stäng av den genom att trycka på startknappen (1) eller låt den stängas av automatiskt efter en minut.
- Denna enhet är inte avsedd att ersätta regelbundna kontroller hos din läkare. Fortsätt att gå på regelbundna läkarbesök för att mäta ditt blodtryck.

Anslutning till smartphone och Braun Healthy Heart-appen

ExactFit™ 5 Connect kan anslutas via Bluetooth® till din smartphone (iOS eller Android) för automatisk hämtning av sparade avläsningar. Enheten kan ladda upp max. 200 avläsningar per användare med hjälp av Bluetooth-minnet.

Sätt på Bluetooth-funktionen i din smartphone.

Säkerställ att du har hämtat Braun Healthy Heart-appen till din smartphone och att appen är öppen.

Om du använder appen för första gången får du vägledning i hur du kopplar ihop din Braun ExactFit™ 5 Connect. Om du redan har använt appen, gå till funktionen "Connect device" (anslut enhet) som finns på app-menyn och följ instruktionerna.

När ihopkopplingen är slutförd visar appen ett bekräftelsemeddelande.



Minnesfunktion

Din blodtrycksmätare kan spara de senaste 60 mätningarna för varje användare.


Spara blodtrycksdata

Efter varje blodtrycksmätning sparas det systoliska trycket, det diastoliska trycket, pulsfrekvens och tid samt klockslag för den specifika dagen automatiskt. Minne #01 är alltid den senaste mätningen. När minnet är fullt skrivas det äldsta värdena över.

Tryck på minnesknappen (2) för att visa sparade data. Senaste minnesdata (sys/dia/pul) med datum/tid för mätningen, IHB- och WHO-indikator visas på LCD-displayen. Tryck en gång till på minnesknappen (2) för att visa föregående data. Kontrollera att du har valt rätt användare (A eller B) före användning.


Medelvärdefunktion

Stäng av och sätt på produkten. Tryck på medelvärdesknappen (5) för att visa medelvärdetet för de tre senaste avläsningarna på LCD-displayen.



Radera data

Stäng av enheten, tryck in och håll kvar minnesknappen (2) i minst fem sekunder. "DEL ALL" blinkar på displayen. Kontrollera att du har valt rätt användare (A eller B) före användning.



Tryck en gång till på minnesknappen (2). Då visas "—" vilket betyder att alla lagrade uppgifter för den användaren har raderats.

Dektor för oregelbunden hjärtverksamhet

Symbolen innebär att en viss oregelbunden puls upptäckts under mätningen. Om du pratar, rör dig, skakar eller har oregelbunden puls under mätningen kan det leda till att den här ikonen visas. Vanligtvis är detta inte en anledning till oro, men om symbolen visas ofta, rekommenderar vi att du kontaktar läkare. Enheten kan inte ersättas en hjärtundersökning, utan är avsedd att upptäcka oregelbunden hjärtverksamhet i ett tidigt skede.

Indikator för svagt batteri

När indikatorn för svagt batteri blinkar på displayen, är batterinivån låg och de fyra batterierna måste ersättas med alkalisika LR6 (AA)-batterier.

Efter batteribyte försätts ExactFit™ 5 Connect automatiskt i tidsinställningsläget.

Förvaring och rengöring

- Förvara alltid enheten i dess fodral efter användning.
- Placera inte enheten i direkt solljus, i hög temperatur eller på fuktiga eller dammiga platser.
- Förvara inte enheten i extremt låg (under -20°C) eller hög (över 60°C) temperatur.
- Använd en tygtrasa som fuktat med vatten eller ett milt rengöringsmedel för att torka av enheten utvändigt och torka den sedan torr med en torr trasa. Använd en torr tygtrasa för att torka av manschetten när den är smutsig.
- Använd aldrig starka rengöringsmedel för att torka av enheten.
- När enheten inte ska användas på längre tid, ta ut batterierna (batterier kan läcka och orsaka skada).
- Modifera inte enheten. Öppna ALDRIG enheten. Då blir tillverkarens garanti ogiltig.

Felsökning

| Problem | Orsak | Lösning |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hjärtrytmsymbol | Visas i mätläget och blinkar när puls detekteras. | <ul style="list-style-type: none"> Mätning pågår, sitt stilla och tyst. |
| Indikator för svagt batteri | Visas när batterispänningen är mycket låg eller när batterierna sitter fel. | <ul style="list-style-type: none"> Bryt ut alla fyra batterier mot nya batterier. Sätt in de nya batterierna åt rätt håll. Tänk på hur de är vända (+/-). |
| Mätfel Error | Visas när korrekt blodtryck och puls inte kunde kännas av. | <ul style="list-style-type: none"> Tryck en gång till på "start/stopp-knappen" och gör om mätningen. Kontrollera att manschetten sitter rätt enligt instruktionerna. Kontrollera att slangens inte är veckad. Knyt inte handen utan låt den vara avslappnad. Kontrollera om du har talat eller rört dig under mätningen. Kontrollera att du sitter korrekt. |
| E0 | Mätfel | <ul style="list-style-type: none"> Alltför svaga pulssignaler på manschetten. Positionera om manschetten och gör om mätningen. |
| E1 | Pumpningsfel | <ul style="list-style-type: none"> Manschetten sitter inte fast ordentligt. Positionera om manschetten och gör om mätningen. |
| E2 | Fel - resultat utanför intervall | <ul style="list-style-type: none"> Slappna av en stund och upprepa där efter mätningen. Kontrollera att manschetten är korrekt positionerad på din arm. |
| E3 | Pumptidsfel | <ul style="list-style-type: none"> Manschetten sitter inte fast ordentligt. Positionera om manschetten och gör om mätningen. |
| E254 | Internt enhetsfel | <ul style="list-style-type: none"> Ta ut batterierna och sätt där efter in dem igen. Om problemet kvarstår, kontakta kundtjänst. |
| E255 | Kalibreringsfel | <ul style="list-style-type: none"> Ta ut batterierna och sätt där efter in dem igen. Om problemet kvarstår, kontakta kundtjänst. |
| E256 | Ett fel inträffade under uppdateringen av den inbyggda Bluetooth-programvaran | <ul style="list-style-type: none"> Enheten startar automatiskt om med hjälp av den ursprungliga inbyggda Bluetooth-programvaran. Starta om processen för hämtning av den inbyggda programvaran eller följ instruktionerna på skärmen från Braun APP. |

Specifikationer

| | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mätningsmetod | Oscillometrisk |
| Modellnummer | BUA6350 |
| Mätintervall | Nominellt manschettryck: 0 mmHg~300 mmHg Mätningstryck: SYS: 60~255 mmHg DIA: 40~200 mmHg Pulsvärde: 40-199 slag/minut |
| Noggrannhet | Tryck +/- 3 mmHg Puls +/- 5 % max. |
| Uppblåsning | Deluxe automatisk |
| Display | LCD med bakgrundsbelysning |
| Poster i enhetsminne | 60 värden per användare |
| Poster i Bluetooth-minne | 200 poster per användare |
| Manschettstorlek | Liten manschett = 22-32cm armomkrets Stor manschett = 32-42cm armomkrets +10 °C till 40 °C, 15 %~85 % relativ luftfuktighet |
| Luftfuktighet och temperatur vid drift | -20 °C till +60 °C, 15 %~85 % relativ luftfuktighet |
| Temperatur/luftfuktighet vid förvaring och transport | 860-1 060 hPa |
| Atmosfäriskt drifttryck | Cirka 500 g (utan batterier) |
| Enhetsvik | Alkaliskt batteri: 4 x AA (LR6) 1,5 V |
| Strömförslöjning | 300 mätningar |
| Batterilivstid | När enheten inte används på en minut |
| Automatisk strömvästängning | 4 batterier, 2 armmanschetter med slang, bruksanvisning, snabbreferensguide, förvaringspåse |
| Tillbehör | Bluetooth® Smart Frekvensintervall: 2,4 GHz ISM Band (2400 - 2483,5 MHz) Modulering: GFSK Effektiv utstrålad effekt: <20 dBm |
| Trådlös kommunikation | Användbar livstid: 5 år. |

Om enheten inte används inom specificerade intervall för temperatur, luftfuktighet och atmosfäriskt tryck kan inte mätningens tekniska noggrannhet garanteras.

Data kan komma att ändras utan att detta meddelas i förväg.

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Utrustning med patientanslutna delar av typ BF |
|  | Läs bruksanvisningen. |
|  | Användningstemperatur +10°C ~ +40°C |
|  | Förvarings-/transporttemperatur -20°C ~ +60°C |
|  | Fuktighet vid förvaring och drift 15% ~ 85% |
| MD | |
| LOT | |
| SN | |
| REF | |
| EC REP | Auktoriserad EU-representant |
|  | Tillverkare |
|  | Tillverkningsdatum |
|  | Förvaras torrt |
|  | Försiktighet |
|  | Ärtär |

IP22

Skyddad mot fasta främmande föremål med en diameter på minst 12,5 mm. Skyddad mot vattendroppar som faller vertikalt när enheten är vinklad upp till 15°.

CE
0297

Denna medicinska enhet är CE-märkt och tillverkas i överensstämmelse med RoHS-direktivet 2011/65/EU och annat tillämpligt direktiv och/eller regelverk enligt EU-försäkran om överensstämmelse.

Lämpar sig ej för användning vid förekomst av antändliga bedövningsblandningar med luft, syre eller kväveoxid.

Kontinuerlig drift med snabb laddning.

MEDICINSK ELEKTRISK UTRUSTNING måste omfattas av särskilda försiktighetsåtgärder gällande elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). För en utförlig beskrivning av EMC-krav, gå till www.hot-europe.com/support.

Portabel och mobil utrustning kan påverka elektrisk utrustning för medicinskt bruk.

Härmed deklarerar Kaz Europe Sàrl att radioutrustningen av typ BUA6350 efterlever direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten i EU:s efterlevnadsdeklaration finns på följande internetadress: www.hot-europe.com/support.

 Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet när den slutar fungera. Lämna tillbaka den till din lokala återförsäljare eller till den lokala återvinningsstationen.

Förfrågningar

I Europa ska alla allvarliga tillbud (t.ex. dödsfall, livshotande personskada, kirurgiskt ingrepp ...) som har inträffat relaterat till denna termometer rapporteras till Kaz Europe (se Helen of Troys kundtjänstnummer) och till behörig tillsynsmyndighet i ditt EU-land.

Enhets LOT- och SN-nummer finns på märketiketten på baksidan av produkten. De tre första siffrorna efter LOT-numret är tillverkningsdagen. De följande två siffrorna anger de två sista siffrorna i kalenderåret för tillverkning, och bokstäverna i slutet anger produktens tillverkare. T.ex. anger LOT 15614onb att produkten tillverkades den 156:e dagen år 2014 av tillverkaren med kod onb.

Garanti

Läs alla anvisningar innan termometern används. Behåll kvittot som bevis på inköpsdatum. Kvittot måste visas upp vid garantianspråk under garantiperioden. Garantianspråk är ogiltiga utan bevis på inköpet.

Din enhet har två (2) års garanti från inköpsdatum.

Garantin täcker defekter i material eller utförande som uppkommit vid normal användning; defekta produkter som uppfyller dessa krav ersätts utan kostnad.

Garantin gäller INTE fel och skador som uppkommit av misshandel eller om bruksanvisningen inte följs. Garantin upphör att gälla om termometern öppnas, manipuleras eller om icke originaldelar eller tillbehör används eller om den repareras av ej auktoriserade personer.

Tillbehör och förbrukningsmaterial omfattas inte av garantin.

Besök www.HelenofTroy.com/emea-en/support/ om du har en supportförfrågan. Det finns även kontaktinformation för kundtjänst i slutet av denna bruksanvisning.

Denna garanti gäller endast för Europa, Ryssland, Mellanöstern och Afrika.

För Storbritannien: Detta påverkar inte dina lagliga konsumenträttigheter.

SI Slovenščina

Predvidena uporaba in kontraindikacije

Ta aparat je namenjen uporabi pri odraslih (starih 18 let in več) za merjenje krvnega tlaka, to vključuje sistolični in diastolični krvni tlak ter srčni utrip. Ta aparat je namenjen samo za občasne meritve. Samo za domačo uporabo.

Uporaba tega aparata za krvni tlak ne more nadomestiti posvetovanja z vašim zdravnikom.

Ta pripomoček ni bil testiran in zato ni namenjen novorojenčkom in dojenčkom, nosečnicam, vključno z uporabniki preeklampsije.

Kaj morate vedeti o krvnem tlaku

Krvni tlak se med dnevom nenehno spreminja. Hitro se poveča zgodaj zjutraj in pada v pozmem jutru. Krvni tlak se nato znova poveča popoldne in končno pada na nižek nivo ponochi. Poleg tega niha tudi v kraješem časovnem obdobju. To pomeni, da se lahko zaporedne meritve razlikujejo.

Ta aparat bo prikazal vrednost krvnega tlaka glede na dve vrednosti: sistolično in diastolično po načelu nihanja tlaka. Sistolični krvni tlak (zgornja številka), kaže, s kakšen tlakom pritiska krvi na stene arterij med srčnim utriponom. Diastolični krvni tlak (nižja številka) kaže, kakšen je pritisk krvi na stene arterij, ko srce počiva med dvema utriponoma. Po vsakem utripu se izpiše tudi vrednost srčnega utripta.

Meritve krvnega tlaka v zdravnikovi ordinaciji je trenutna vrednost. Večkratne meritve v domačem okolju bolje odražajo dejanski krvni tlak v vsakodnevnih okoliščinah.

Poleg tega ima veliko ljudi drugačen krvni tlak takrat, ko ga merijo doma, saj so bolj sproščeni kot v zdravnikovi ordinaciji. Redno merjenje krvnega tlaka v domačem okolju lahko posreduje vašemu zdravniku dragocen podatek o normalnem krvnem tlaku v „vsakdanjih“ okoliščinah.

ESH (European Society of Hypertension - Evropsko združenje za hipertenzijo) and WHO (World Health Organisation - Svetovna zdravstvena organizacija) sta postavili naslednji standard za merjenje krvnega tlaka pri meritvah v domačem okolju in pri utripu med mirovanjem:

| Krvni tlak (mm Hg) | Normalne vrednosti | Razred 1 rahla hipertenzija | Razred 2 zmerna hipertenzija | Razred 3 močna hipertenzija |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| SYS = sistolični (zgornja vrednost) | do 134 | 135-159 | 160-179 | ≥180 |
| DIA = diastolični (spodnja vrednost) | do 84 | 85-99 | 100-109 | ≥110 |

Varnostne informacije in pomembni previdnostni ukrepi

Za zagotovitev natančnih meritve, pazljivo preberite celotna navodila za uporabo.

Ljudje, ki imajo srčne aritmije, zoženje žil, arteriosklerozu in okončinah, sladkorno bolezen, ali uporabniki srčnih spodbujevalnikov, se morajo posvetovati z zdravnikom, preden si sami izmerijo krvni tlak, saj se lahko v teh primerih pojavijo odstopanja vrednosti krvnega tlaka.

Če ima vaš krvni tlak vrednosti, ki kažejo na akutno hipertenzijo (180 mmHg sistoličnega tlaka ali več in/ali 110 mmHg diastoličnega tlaka in več) in ste izmerili eno ali dve meritvi v tem obsegu, prosimo takoj obiščite svojega zdravnika.

Če se zdrujate ali jemljete zdravila, se najprej posvetujte z zdravnikom.

Izogibajte se stiskanju aliomejtvji priključne cevi. Nenehni tlak in manšeti zaradi zvajanja priključnih cevi lahko vpliva na pretok krvi in povzroči morebitne telesne poškodbe na uporabniku.

Tega pripomočka ni priporočljivo uporabljati na roki in telesa, na kateri je imel uporabnik mastecktonijo.

Prepogosto merjenje krvnega tlaka lahko povzroči poškodbe uporabnika zaradi motenj krvnega pretoka. Manšete ni priporočljivo nanašati na okončino, na kateri je intravaskularni dostop ali na kateri je arteriovenski (A-V) spoj. To lahko povzroči začasne motnje pretoka krvi in morebitne telesne poškodbe na uporabniku.

Manšet NE nanašajte čez rano, ker lahko to vodi v nadaljnje poškodbe.

Pripomočka ni priporočljivo uporabljati ob istočasni uporabi druge medicinske električne opreme (ME) na isti okončini.

Ključna pravila za natančno merjenje krvnega tlaka

Meritve vedno opravite ob istem času dneva in vedno v enakih okoliščinah.

Ne merite krvnega tlaka v 30 minutah po kajenju, pitju kave ali čaja ali kakršnikoli obliki telesnega napora. Ti dejavniki namreč vplivajo na meritev.

Pred merjenjem pustite orodje mirovati najmanj 5 minut v tišini. Če je možno ga pustite stati 10 minut. Dobro je, da pred merjenjem pustite orodje mirovati vedno isti čas.

Vedno merite na isti roki. Priporočljiva je uporaba leve roke. Ne premikajte se in ne govorite. Sedite v udobnem položaju, nog ne prekrizujte, stopala avno na tleh ter hrbet in roke podprtne.

Namestite manšeto neposredno na kožo. Ne zavijte manšete čez jopič, pulover ali srajco.

Če želite meriti večkrat zapored, počakajte med meritvami približno 5 minute.

Opis izdelka (glejte strani 2–3)

1. Gumb za zagon

2. Gumb za pomnilnik

3. Gumb za nastavitev datuma/časa

4. Gumb za nastavitev

5. Gumb za povprečje

6. Stikalo za uporabnika A/B

7. Zaslons LCD

8. Prikluček za cev

9. Spojnik

10. Manšeta za roko (priloženi 2 manšeti)

11. Zračna cev

12. Pokrov prostora za baterije (baterije 4 X 1,5 V tip AA (LR6))


Vstavljanje baterij (glejte sl. 2)

Odstranite pokrov s predala za baterije na dnu naprave in vstavite 4 AA LR6 alkalne baterije ter pri tem pazite na usmerjenost polov (glejte simbol v predalu za baterije).

- Opomba: po zamenjavi baterij vedno nastavite datum in čas, saj s tem zagotovite shranjevanje rezultatov meritev s pravilnim časom in datumom.

Zavrzite le prazne baterije.

Baterij ne mečite med gospodinjske odpadke, temveč jih odložite na ustrezno zbirno mesto ali jih oddajte pri svojem trgovcu.




Sl. 2

Izbira prave manšete

Z natančne meritve je pomembno, da izberete velikost manšete, ki ustreza vaši nadlakti. Izberite velikost manšete glede na obseg vaše roke in poskrbite, da je spodnji rob manšete 2~3 cm nad vašim komolcem.


- Majhna/srednja manšeta = obseg roke 22~32 cm
- Velika/zelo velika manšeta = obseg roke 32~42cm
- Manšeta je primerna za uporabo, če je oznaka <<index>> v območju, <<ok range>> označenimz dvema puščicama, ko je manšeta stisnjena okoli roke (sl. 3).



Sl. 3

Namestitev manšete na roko

- Potisnite konec manšete, ki je najbolj oddaljen od cevi skozi kovinski obroč v zanko. Gladka tkanova mora biti v notranosti manšete.
- Vtaknite zračno cev v priključek (sl. 4).
- Če je manšeta pravilno nameščena, bo trak velkro na zunanjji strani manšete, kovinski obroč pa se ne bo dotikal kože (sl. 5).




Sl. 4




Sl. 5


- Potisnite levo roko skozi manšeto. Spodnji del manšete naj bo približno 2~3 cm nad komolcem (sl. 6).
- Cev bi morala biti nameščena nad brahialno arterijo na notranji strani roke (sl. 7).



Sl. 6



Sl. 7




Sl. 8

- Potegnite manšeto tako, da sta zgornji in spodnji rob zategnjena okoli vaše roke.
- Ko je manšeta pravilno nameščena, dobro pritisnite trak velkro na žametasto stran manšete.
- Usedite se na stol in položite roko na mizo tako, da bo manšeta v višini vašega srca (sl. 8).

Braun ExactFit™ 5 Connect

Zaslon BUA6350



Kako izberete uporabnika A/B

- Preverite, ali je merilnik izklopiljen.
- Preklopite stikalo v položaj za uporabnika A ali uporabnika B. Trenutno izbrani uporabnik bo zasvetil na zaslonu LCD.

Indikator WHO/ESH za oceno podatkov krvnega tlaka

| | |
|----------|-----|
| RDEČA> | !!! |
| ORANŽNA> | !! |
| RUMENA> | ! |
| ZELENA> | ✓ |

Naprava je opremljena s kazalnikom nivoja krvnega tlaka, ki temelji na smernicah WHO in Evropskega združenja za hipertenzijo (ESH). Za vsako meritev, prikazano na zaslonu, bo kazalnik nakazal nivo tlaka z ustrezno barvo, od zelene do rdeče. To razvrstitev lahko uporabite vsakodnevno pri razumevanju vsega krvnega tlaka. Če vas skrbi nivo, v katerega vas je razvrstil merilnik, se čim prej posvetujte s svojim zdravnikom.


Če ima vaš krvni tlak vrednosti, ki kažejo na akutno hipertenzijo (180 mmHg sistoličnega tlaka ali več in/ali 110 mmHg diastoličnega tlaka in več) in ste izmerili eno ali dve meritvi v tem obsegu, prosimo takoj obiščite svojega zdravnika.

Nastavitev meseca, dneva in časa

Aplikacija Braun Healthy Heart bo samodejno posodobila datum in uro pripomočka, ko bo aplikacija združena.

- Izklopite napravo za nastavitev datuma/časa.
- Pritisnite gumb za nastavitev (4) da aktivirate nastavitev leta, in „let“ bo utripljal na zaslonu. Pritisnite ▲ (3) za nastavitev leta v korakih po 1.
- Pritisnite na gumb za nastavitev (4), da nastavite "month" (mesec), na zaslonu začne utriplati "month"; uporabnik s pritiskom na tipko ▲ (3) spremeni nastavitev za 1 mesec.
- Pritisnite na gumb za nastavitev (4), da nastavite "day" (dan), na zaslonu začne utriplati "day"; uporabnik s pritiskom na tipko ▲ (3) spremeni nastavitev za 1 dan.
- Pritisnite na gumb za nastavitev (4), da nastavite "hour" (ura), na zaslonu začne utriplati "hour" (ura); uporabnik s pritiskom na tipko ▲ (3) spremeni nastavitev za 1 uro.
- Pritisnite na gumb za nastavitev (4), da nastavite "minute" (minuta), na zaslonu začne utriplati "minute"; uporabnik s pritiskom na tipko ▲ (3) spremeni nastavitev za 1 minuto.
- Pritisnite na gumb (4), da končate nastavitev datuma/ure, utripanje ugasne.

Opomba: Če pritisnete in držite nastavitevni gumb, se bodo vrednosti spremenjale.



Merjenje krvnega tlaka

Ovijte manšeto okrog roke (glejte „namestitev manšete“ v zgornjem poglavju). POZOR: Manšete ne zategujte pretesno, priporočeno jo je zategniti toliko, da lahko vanjo zlahka vstavite prst.

- Sedite pokončno na stolu, da boste imeli pravi položaj.
- Pritisnite in spustite gumb za zagon (1), prikazala se bosta datum/čas in trenutni uporabnik.
- Preklopite stikalno za uporabnika A/B (6) v položaj A za uporabnika A ali B za uporabnika B, na zaslonu LCD bo prikazan simbol uporabnika A ali B.
- Pritisnite in spustite gumb za zagon (1), vsi ikoni na zaslonu se bodo prikazali za 2 sekundi. Zračni tlak se bo samodejno načrpal do določenega tlaka, meritev se bo začela. Med meritvijo krvnega tlaka se ne premikajte in ne govorite, ne imejte prekrženih nog, stopali naj bosta na tleh.
- Potem, ko se zračni tlak poveča, merilnik zazna utrip, simbol srčnega utripa (heart icon) začne utriplati.
- Na zaslonu LCD se po meritvi prikažejo rezultati in kazalnik WHO.

Po uporabi napravo izklopite s pritiskom na gumb start (1), samodejno pa se izklopi po 1 minutu. Ta naprava ni izdelana z namenom, da bi nadomestila redne pregledy pri zdravniku, zato še naprej redno obiskujte zdravnika zaradi profesionalnega odčitavanja.

Povezovanje s pametnim telefonom in aplikacijo Braun Healthy Heart

ExactFit™ 5 Connect lahko povežete preko Bluetooth® s pametnim telefonom (iOS in Android), da avtomatično sname shranjene odčitke. V napravo lahko naložite do 200 odčitkov na uporabnika, s pominikom Bluetooth.

Vključite funkcijo Bluetooth na pametnem telefonu.

Na pametni telefon naložite aplikacijo Braun Healthy Heart in jo odprite.

Pri prvi uporabi sledite navodilom in uparite Braun ExactFit™ 5 Connect. Če ste aplikacijo že uporabili, tapnite »Connect device« (Poveži napravo) v meniju aplikacije in sledite navodilom.

Ko se upari, se v aplikaciji izpiše sporočilo o potrditvi.



Healthy Heart



Spominska funkcija

Vaš merilnik krvnega tlaka lahko shrani najmanj 60 meritev za vsakega uporabnika.


Shranjevanje izmerjenih podatkov

Po vsaki meritvi krvnega tlaka se samodejno shranijo naslednji podatki: sistolični tlak, diastolični tlak, srčni utrip ter datum in čas. V pomnilniškem mestu #01 je vedno najnovješja meritve. Ko je pomnilnik poln, se prepiše najstarejša meritve.

Pritisnite gumb pomnilnika **M** (2) za pregled shranjenih podatkov. Na zaslou se izpiše zadnji podatek iz pomnilnika (sis/dia/pul) z datumom in časom meritve ter kazalnikoma IHB in WHO. Znova pritisnite gumb pomnilnika **M** (2) za prikaz prejšnjih podatkov. Pred uporabo te funkcije preverite, ali ste izbrali pravega uporabnika (A ali B).


Funkcija povprečja

Pripomoček izključite in vključite. Pritisnite gumb za povprečje **Avg** (5) z prikaz povprečja zadnjih treh meritev na zaslou LCD.



Brisanje podatkov

Izklopite napravo, pritisnite in držite gumb pomnilnika **M** (2) več kot 5 sekund, na zaslou LCD bo utripl napis „dEL ALL“. Preden uporabite to funkcijo preverite, ali je izbran pravi uporabnik (A ali B).



Znova pritisnite na gumb pomnilnika **M** (2), na zaslou LCD se bo izpisalo „---“ kot opozorilo, da so bili izbrisani podatki zadevnega uporabnika.

Detektor nepravilnega srčnega utripla

Prikaz tega simbola kaže, da je merilnik med meritvijo zaznal nepravilnost pri srčnem utripu. Govorenje, premikanje, stresanje ali neenakomeren utrip med meritvijo lahko sprožijo prikaz tega simbola. V večini primerov ni razloga za zaskrbljenoč, če pa se simbol pogosto pojavlja, priporočamo, da se posvetujete z zdravnikom. Naprava ne nadomešča srčne preiskave, temveč le zazna v zgodnjini fazi nepravilnosti pri utripi.

Kazalnik prazne baterije

Ko na zaslou utripa kazalnik nizke napetosti baterije, to pomeni, da je baterija skoraj izpraznjena in je potrebno vse štiri baterije zamenjati z novimi alkalnimi LR6 (AA) baterijami. Po zamenjavi baterij, se ExactFit™ 5 Connect samodejno preklopi v nastavitevni način.

Shranjevanje in čiščenje

- Po uporabi vedno shranite napravo v transportno ohišje.
- Ne izpostavljajte jih neposredni sončni svetlobi, visoki temperaturi ali vlagi in prašnemu okolju.
- Ne shranjujte pri zelo nizkih (manj kot -20 °C) ali zelo visokih (več kot 60 °C) temperaturah.
- Uporabite kropo, namočeno v vodo ali raztopino z blagim čistilnim sredstvom in z njim očistite ohišje, nato pa ga obrišite s suho kropo. S suho kropo obrišite manšeto, če je le ta umazana.
- Pri čiščenju ne uporabljajte agresivnih čistil.
- Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterije (baterije lahko puščajo ali povzročijo škodo).
- Ne spreminjaйте naprave. NIKOLI ne odpipravite naprave! V nasprotnem primeru preneha veljati garancija proizvajalca.

Odpravljanje napak

| Težava | Razlog | Rešitev |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Simbol srčnega utripa | Pojavi se med meritvijo in utripi, ko je zaznan utrip. | <ul style="list-style-type: none"> • Poteka meritev, ne govorite. |
| Kazalnik prazne baterije | Pojavi se, ko je prenizka napetost baterije ali so baterije napačno vstavljenne. | <ul style="list-style-type: none"> • Zamenjajte vse štiri baterije z novimi. Vstavite baterije na prava mesta. Upoštevajte položaj +/-. |
| Napaka pri meritvi | Pojavi se takrat, ko ni mogoče izmeriti natančnega krvnega tlaka in srčnega utripa. | <ul style="list-style-type: none"> • Znova pritisnite na gumb „start/stop“ in ponovite meritve. • Preverite, ali je manšeta nameščena glede na navodila. • Preverite, ali ni cev prepognjena. • Preverite, ali je roka sproščena. • Ste govorili ali se premikali med meritvijo?. • Preverite, ali je položaj pravilen. |
| E0 | Napaka pri merjenju | <ul style="list-style-type: none"> • Pulzni signali na zavihu so prešibki. Prestavite zavih in ponovite meritve. |
| E1 | Napaka pri črpanju | <ul style="list-style-type: none"> • Zavih ni pravilno pritrjen. Prestavite zavih in ponovite meritve. |
| E2 | Napaka: rezultati niso v območju | <ul style="list-style-type: none"> • Počakajte trenutek in ponovite meritve. Zavih mora pravilno stati na roki. |
| E3 | Napaka v času črpanja | <ul style="list-style-type: none"> • Zavih ni pravilno pritrjen. Popravite zavih in ponovite meritve. |
| E254 | Notranja napaka naprave | <ul style="list-style-type: none"> • Vzemite ven baterije in jih znova namestite. Če težava ostane, pokličite podporo. |
| E255 | Napaka pri kalibriraju | <ul style="list-style-type: none"> • Odstranite in znova namestite baterije. Če težava ostaja, pokličite podporo. |
| E256 | Napaka pri posodabljanju strojne opreme Bluetooth | <ul style="list-style-type: none"> • Naprava se avtomatsko znova zažene z originalno strojno opremo Bluetooth. Znova zaženite posodobitev strojne opreme in sledite navodilom Braun APP na zaslou. |

Specifikacije

| | |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Merilna metoda | oscillometrična |
| Oznak modela | BUA6350 |
| Merilno območje | Nazivni tlak manšete: 0 mmHg~300 mmHg Tlak meritve: sistolični: 60~255 mmHg diastolični: 40~200 mmHg Vrednosti za utrip: 40~199 utripov/minuto |
| Natančnost | Tlak +/- 3 mmHg Utrip +/- 5 % maks. |
| Napajanje | Deluxe automatic |
| Zaslon | LCD z osvetljenim ozadjem |
| Nabori pomnilniške naprave | 60 na uporabnika |
| Nabori pomnilnika Bluetooth | 200 naborov na uporabnika |
| Velikost manšete | Majhna manšeta = obseg roke 22-32 cm Velika manšeta = obseg roke 32-42 cm |
| Delovna temperatura/vlažnost | +10 °C ~ +40 °C, Relativna vlažnost 15 % ~ 85 % |
| Temperatura/vlažnost pri skladitju in transportu | -20 °C ~ +60 °C, Relativna vlažnost 15 % ~ 85 % |
| Atmosferski tlak med obratovanjem | 860-1060 hPa |
| Teža naprave | Pribl. 500 gr (brez baterij) |
| Napajanje | Alkalne baterije: 4 x AA (LR6) 1,5V |
| Življenska doba baterij | 300 meritev |
| Samodejni izklop | Če se ne uporablja 1 minuto |
| Dodatki | 4 baterije, 2 manšeti s cevema, navodilo za uporabo, kratka navodila, vrečka za shranjevanje |
| Brezžična komunikacija | Bluetooth® Smart Frekvenčni obseg: 2.4 GHz ISM Band (2400~2483,5 MHz) Modulacija: GFSK Učinkovita izsevana moč: <20 dBm |
| Življenska doba: | 5 let. |

Če se naprava ne uporablja znotraj določenega območja temperature, vlage in zračnega tlaka, tehnična natančnost meritev ni zagotovljena.

Pridružujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.



Oprema, ki je v stiku s telesom, vstre Bf.



Preberite navodila za uporabo.



Delovna temperatura



Temperatura shranjevanja/
transporta



Vlažnost pri skladitju/
delovanju



Medicinski pripomoček



Serijska koda



Serijska številka



Kataloška številka



Pooblaženi zastopnik v Evropski skupnosti



Izdolalec



Datum izdelave



Hranite na suhem



Pozor



Arterija

IP22 Zaščitenno pred trdnimi delci premera 12,5 mm in večjimi. Zaščitenno pred vodnim kapljicami, ki padajo navpično, če je naprava nagnjena za največ 15°.



Ta medicinski pripomoček nosi oznako CE in je izdelan v skladu z direktivo RoHS 2011/65/EU in drugimi veljavnimi direktivami in/ali predpisi, kot je določeno v EU izjavi o skladnosti.

Ni primerno za uporabo v bližini vnetljivih anesteziskih mešanic z zrakom, kisikom ali dušikovim oksidom. Neprekinjeno delovanje s kratkotrajnim polnenjem.

MEDICINSKA ELEKTRIČNA OPREMA potrebuje posebne previdnostne ukrepe zaradi EMC (elektromagnetnega sevanja). Podrobni opis zahtev EMC boste našli na www.hot-europe.com/support. Prenos na mobilna radiofrekvenčna komunikacijska oprema lahko vpliva na medicinsko električno opremo.

S tem Kaz Europe Sàrl izjavlja, da je radijska oprema tipa BUA6350 v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Besedilo izjave EU o skladnosti je objavljeno na spletišču www.hot-europe.com/support.

Tega izdelka po koncu življenske dobe ne odstranjujte skupaj z gospodinjskimi odpadki. Nesete ga lahko k lokalnemu trgovcu ali na ustrezeno zbirno mesto v svoji državi.

Poizvedbe

V Evropi je treba o vseh resnih incidentih (npr. smrti, smrtno nevarnih poškodbah, kirurškim posegu ...), ki so se pripetili v zvezi s tem termometrom, prijaviti Kaz Europe (glejte servisne številke kupca Helen of Troy) in pristojnemu organu vaše države članice.

Oznaki LOT in SN vsebuje naprave sta natisnjeni na tipski nalepkni na zadnji strani izdelka. Prve 3 števke za številko LOT predstavljajo dan in letu izdelave. Naslednji dve števki predstavljata zadnji dve številki v koledarskem letu izdelave in črke na koncu označujejo proizvajalca izdelka. Npr.: LOT 156140nb, ta izdelek je bil proizведен na 156. dan, leta 2014, pri proizvajalcu z identifikatorjem onb.

Garancija

Pred uporabo tega izdelka preberite navodila za uporabo. Shranite račun kot dokazilo o nakupu in datumu nakupa. Garancijski zahtevek lahko uveljavljate v garancijskem obdobju, samo če predložite dokazilo o nakupu. Garancijski zahtevek so neveljavni, če ni priloženo dokazilo o nakupu.

Za napravo velja garancija dveh let (2 leti) od datuma nakupa.

Ta garancija krije okvare v materialih ali izdelavi, ki se pojavitjo pri običajni uporabi; okvarjene naprave, ki izpolnjujejo ta merila, se bodo zamenjale brezplačno.

Garancija NE pokriva okvar ali škode, do katere je prišlo zaradi zlorabe naprave ali neupoštevanja navodil za uporabo. Garancija ni veljavna, če je naprava odprtva, so na njen bili izvedeni nedovoljeni posegi ali je bila uporabljena z deli ali dodatki, ki jih ni proizdel Braun, ali pa če je popravilo izvajala nepooblaščena oseba.

Dodatki in potrošni materiali so izključeni iz kakršne koli garancije.

Za zahteve po podpori obiščite spletno mesto www.HelenofTroy.com/emea-en/support/ ali pa na koncu tega priročnika poiščite kontaktne podatke za servis.

Ta garancija velja samo za Evropo, Rusijo, Blízki vzhod in Afriko.

Le v Združenem Kraljestvu: to ne vpliva na zakonske pravice potrošnika.

SK Slovenčina

Určené použitie a kontraindikácie

Táto pomôcka je určená iba na použitie dospelými osobami (od 18 rokov) a slúži na meranie krvného tlaku ľudí. Meria sa systolický a diastolický tlak a frekvenciu srdcového tepu. Táto pomôcka sa má používať iba na prerušované meranie. Len na domáce použitie.

Použitie tohto tlakomera nie je určené ako náhrada konzultácie s lekárom.

Toto zariadenie sa neskúšalo pre novorodencov a dojčatá, tehotné ženy ani preeklamptické používateľky a preto nie je pre takéto osoby určené.

Čo by ste mali vedieť o krvnom tlaku

Krvný tlak sa počas dňa neustále mení. Prudko narastá skoro ráno a neskôr sa znižuje. Krvný tlak znova stúpa poobede a nakoniec klesá na nízku úroveň v noci. Hodnoty môžu byť rôzne aj v krátkom časovom úseku. Z tohto dôvodu môžu údaje pri po sebe nasledujúcich meranach kolísat.

Táto pomôcka zobrazuje údaje o nameranom krvnom tlaku na základe dvoch hodnôt: systolického a diastolického krvného tlaku na princípe oscilácie tlaku. Systolický krvný tlak (horná hodnota) udáva, aký tlak využíva krv na steny arterií pri úderoch srdca. Diastolický krvný tlak (dolná hodnota) udáva, aký tlak využíva krv na steny arterií, keď je srdce v pokoji medzi jednotlivými údermi. Po každom meraní sa zobrází aj hodnota pulzu.

Krvný tlak meraný v ordinácii lekára poskytuje iba momentálnu hodnotu. Opakovanej merania v domácom prostredí lepšie odzrážajú skutočné hodnoty krvného tlaku v každodenných podmienkach.

Vela ľudí má navyše iné hodnoty krvného tlaku, keď si ho merajú doma, pretože sú uvolnenejší v porovnaní s meraním v ordinácii lekára. Pravidelné merania krvného tlaku v domácom prostredí môžu poskytnúť lekárovi cenné informácie o vašom bežnom krvnom tlaku v normálnych «každodenných» podmienkach.

Európska hypertenziologická spoločnosť (European Society of Hypertension – ESH) a Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organisation – WHO) stanovili nasledujúce štandardné hodnoty krvného tlaku pri meraní v pokoji v domácom prostredí:

| Krvný tlak (mmHg) | Normálne hodnoty | Stupeň 1 mierna hypertenzia | Stupeň 2 stredná hypertenzia | Stupeň 3 väžná hypertenzia |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| SYS = systolický (horná hodnota) | do 134 | 135-159 | 160-179 | ≥180 |
| DIA = diastolický (dolná hodnota) | do 84 | 85-99 | 100-109 | ≥110 |

Bezpečnostné informácie a dôležité opatrenia

Na zaistenie presných výsledkov merania si pozorne prečítajte celý návod na používanie.

Osoby trpiace srdcovou arytmiou, zúžením ciev, arteriosklerózou v končatinách, cukrovkou alebo používateľkou kardiostimulátorov by sa mali poradiť s lekárom predtým, ako sa rozehnú sami si odmerať tlak, pretože v takýchto prípadoch sa môžu vyskytovať odchyly v hodnotách krvného tlaku.

Ak sa vaše údaje merania krvného tlaku nachádzajú v rozsahu väčnej hypertenzie s hodnotami 180 mmHg a viac pre systolický a 110 mmHg a viac pre diastolický krvný tlak a zistíte, že máte jednu alebo obe hodnoty v tomto rozsahu – okamžite navštívte svojho lekára.

Ak podstupujete lekársku liečbu alebo beriete nejaké akékoľvek lieky, poradte sa najskôr s lekárom.

Dbajte na to, aby nedošlo k stlačeniu ani obmedzeniu spojovacej hadičky. Nepretržitý tlak manžetu a dôsledku zauzlenia spojovacej hadičky môže ovplyvniť krvný tok a spôsobiť možné zranenie používateľa.

Neodporúča sa používať toto zariadenie na ramene na rovnakej strane tela, na ktorej mala používateľka odstránený prsník.

Príliš časte meranie krvného tlaku môže spôsobiť zranenie používateľa v dôsledku interferencie krvného toku.

Neodporúča sa nasadzovať manžetu na končatinu, na ktorej je intravaskulárny prístup alebo na ktorej sa nachádza artériovenózna (A-V) spojka. Mohlo by to spôsobiť dočasného interventiu krvného toku a potenciálne zranenie používateľa.

NENASADZUJTE manžetu na ranu, keďže by to mohlo spôsobiť ďalšie zranenie.

Zariadenie sa neodporúča používať počas súčasného používania iného zdravotníckeho elektrického (ME) zariadenia na rovnakej končatine.

HLAVNÉ pravidlá pre presné meranie krvného tlaku

Meranie vykonávajte vždy v tom istom dennej čase a za rovnakých podmienok.

Meranie nevykonávajte 30 minút po fajčení, pití kávy alebo čaju ani po akejkoľvek námahe.

Tieto faktory majú vplyv na výsledky merania.

Pred meraním zabezpečte minimalne 5 minút tichého odpočinku. Ak je to možné, odporúča sa odpočinok 10 minút pred meraním. Pokúste sa vždy použiť rovnaký čas odpočinku pred meraním.

Meranie vždy vykonávajte na tej istej paži. Odporúča sa ľavá paža. Počas merania sa nehýbte ani nerazovávajte. Pohodlne sa posadte, nohy majte neprekrižené a chodidlá položené s celou plochou na podlahe, chrbát a rameno podopreté.

Umiestnite manžetu tak, aby tesne priliehala k pokožke. Manžetu neovijajte okolo rukáva kabáta, svetra alebo košele.

Ak chcete vykonať viacero meraní, pred opakováním ďalšieho merania počkajte približne 5 minút.

Popis produktu

(Pozrite si strany 2-3)

1. Tlačidlo Start (Spustiť)

2. Tlačidlo Memory (Pamäť)

3. Tlačidlo nastavenia dátumu a času

4. Tlačidlo Set (Nastavenie)

5. Tlačidlo Average (Priemer)

6. Prepínac používateľa A/B

7. LCD displej

8. Port na hadičku

9. Konektor

10. Rameňová manžeta (dodávajú sa 2 manžety)

11. Vzduchová hadička

12. Kryt priestoru pre batérie (4 X 1,5 V, batérie typu AA (LR6))

Vloženie batérií


(Pozrite si obr. 2)

Odstráňte kryt priestoru pre batérie v spodnej časti prístroja a vložte 4 alkalické batérie typu AA LR6. Dbajte na správnu polaritu (pozrite si symbol v priestore pre batérie).

- Upozornenie: na zaistenie uloženia výsledkov meraní so správnym dátumom a časom po výmene nových batérií vždy znova nastavte dátum a čas.

Likvidujte iba úplne vybité batérie.


Batérie sa nesmú vyhazovať do komunálneho odpadu, ale malí by sa odovzdať na schválené zberné miesto alebo vásmu predajcovi.



Výber správnej manžety

Na dosiahnutie správnych výsledkov merania je dôležité zvoliť si správnu veľkosť manžety, ktorá sa najlepšie hodí pre vaše rameno. Vyberte si veľkosť manžety podľa obvodu ramena a uistite sa, že spodná časť manžety je 2 – 3 cm nad laktom.


- Malá/stredná manžeta = obvod paže 22–32 cm
- Veľká/veľmi veľká manžeta = obvod paže 32–42 cm
- Táto manžeta je vhodná na použitie, keď <>index>> značka leží v <<OK rozsahu>> označenom dvomi šípkami, keďže manžeta tesne ovinutá okolo ramena (obr. 3).



Obr. 3

Použitie ramennej manžety

1. Prevlečte koniec ramennej manžety najvzdialenejší od hadičky cez kovový krúžok do slučky. Hladká strana látky by sa mala nachádzať na vnútorej strane manžety.
2. Pripojte vzduchovú hadičku ku konektoru (obr. 4).
3. Keďže manžeta správne umiestnená, suchý zips bude na vonkajšej strane manžety a kovový krúžok sa nebude dotýkať pokožky (obr. 5).




Obr. 4




Obr. 5


4. Navlečte lávú pažu do slučky manžety. Spodná časť manžety by mala byť približne (2 ~ 3 cm) nad laktom (obr. 6).
5. Hadička by mala ležať nad brachialnou artériou na vnútorej strane paže (obr. 7).



Obr. 6



Obr. 7




Obr. 8

6. Utiahnite manžetu tak, aby boli vrchný a spodný okraj tesne obtiahnuté okolo ramena.
7. Keďže manžeta správne umiestnená, silno zatlačte suchý zips proti strane rubu manžety.
8. Posadte sa na stoličku a položte pažu na stôl tak, aby bola manžeta na rovnakej úrovni, ako je srdce (obr. 8).

Braun ExactFit™ 5 Connect

Displej BUA6350



Pamäťová karta

Výber používateľa A/používateľa B

- Ubezpečte sa, že výrobok je vypnutý.
- Prepnite prepínač na používateľa A alebo používateľa B. Režim aktuálneho používateľa bude blikať na LCD displeji.

Indikátor WHO/ESH na vyhodnotenie údajov o krvnom tlaku

Tento prístroj je vybavený indikátorom úrovne krvného tlaku stanovenom podľa usmernení organizácie WHO a Európskej hypertenziologickej spoločnosti (ESH). Pri každom meraní zobrazenom na obrazovke bude kurzor udávať úroveň krvného tlaku s príslušným farebným kódom, od zelenej po červenú. Túto klasifikáciu môžete používať denne, čo vám pomôže pochopiť úroveň vášho krvného tlaku. Ak ste naozaj znepokojení úrovňou tejto klasifikácie, mali by ste čo najskôr vyhľadať lekára.

Ak sa vaše údaje merania krvného tlaku nachádzajú v rozsahu väčnej hypertenzie s hodnotami 180 mmHg a viac pre systolický a/alebo 110 mmHg a viac pre diastolický krvný tlak a zistíte, že máte jednu alebo obe hodnoty v tomto rozsahu – okažte sa navštíviť svojho lekára.

| | |
|------------|-----|
| CERVENÁ > | !!! |
| ORANŽOVÁ > | !! |
| ZLÁTA > | ! |
| ZELENÁ > | ✓ |

Nastavenie mesiaca, dátumu a času

- Aplikácia Braun Healthy Heart automaticky aktualizuje dátum a čas spárovania v zariadení.
- Nastavenie dátumu/času vypnite prístroj.
 - Stlačte tlačidlo nastavenia (4) na spustenie nastavenia roku, potom bude na displeji blikat „year“ (rok). Stlačte (3) na nastavenie roku po 1 roku.
 - Stlačte tlačidlo nastavenia (4) na spustenie nastavenia mesiaca, potom bude na displeji blikat „month“ (mesiac). Používateľ môže stlačením tlačidla nastavenia (3) nastaviť mesiac po 1 roku.
 - Stlačte tlačidlo nastavenia (4) na spustenie nastavenia dňa, potom bude na displeji blikat „day“ (deň). Používateľ môže stlačením tlačidla nastavenia (3) nastaviť deň po 1 roku.
 - Stlačte tlačidlo nastavenia (4) na spustenie nastavenia hodiny, potom bude na displeji blikat „hour“ (hodina). Používateľ môže stlačením tlačidla nastavenia (3) nastaviť hodinu po 1 roku.
 - Stlačte tlačidlo nastavenia (4) na spustenie nastavenia minút, potom bude na displeji blikat „minute“ (minúta). Používateľ môže stlačením tlačidla nastavenia (3) nastaviť minutu po 1 roku.
 - Stlačte tlačidlo nastavenia (4) na ukončenie všetkých nastavení dátumu/času, všetky údaje prestanú blikat.

Upozornenie: ak podržíte stlačené tlačidlo nastavenia, hodnota sa bude plynulo posúvať.

Meranie tlaku

- Ovrite manžetu okolo ruky (pozrite si viac časť „Použitie ramennej manžety“). UPOZORNENIE: Manžetu neupínajte príliš pevnne. Najlepšie je upínať ju tak, aby ste pod ňu dokázali ľahko vsunúť prst.
- Posadte sa na stoličku do správnej vzpriamenej polohy.
 - Stlačte a uvoľnite tlačidlo spustenia | (1), zobrazí sa dátum/čas a aktuálny používateľ.
 - Prepínač používateľa A/B (6) nastavte do polohy A pre používateľa A alebo B pre používateľa B. Na LCD displeji sa zobrazí symbol používateľa A alebo B.
 - Stlačte a uvoľnite tlačidlo spustenia | (1), všetky ikony na displeji sa zobrazia na 2 sekundy. Manžeta sa automaticky napustí vzduchom na určitú úroveň tlaku a spustí sa meranie. Počas merania krvného tlaku sa nehýbte ani nerozprávajte. Počas merania nemajte prekrižené nohy a celé chodidlo majte položené na podlahe.
 - Po zvýšení tlaku vzdachu sa zaznamená pulz a symbol srdcovej frekvencie začne blikat.
 - Po meraní sa na LCD displeji zobrazia výsledky a signalizačná šípka WHO.

Po použíti prístroj vypnite stlačením tlačidla spustenia | (1) alebo sa prístroj po 1 minúte vypne automaticky.

Tento prístroj nie je určený ako náhrada za pravidelné kontroly u lekára. Pravidelne navštěvujte svojho lekára, aby vám odborne zmeral krvný tlak.


Pripojenie k smartfónu a aplikácii Braun Healthy Heart

Zariadenie ExactFit™ 5 Connect je možné pripojiť pomocou Bluetooth® k smartfónu (iOS a Android) na automatické stiahnutie uložených hodnôt. Zariadenie dokáže odoslať maximálne 200 hodnot na používateľa pomocou pamäte Bluetooth.

Zapnite funkciu Bluetooth na smartfóne.

Uistite sa, že je aplikácia Braun Healthy Heart stiahnutá do smartfónu a že je aplikácia otvorená.

Ak používate aplikáciu po prvýkrát, prevedie vás cez proces spárovania so zariadením Braun ExactFit™ 5 Connect. Ak ste už použili aplikáciu predtým, prejdite na funkciu „Connect device“ (Pripojiť zariadenie) dostupnú v ponuke aplikácie a postupujte podľa pokynov.



Po dokončení párovania aplikácia zobrazí hlásenie s potvrdením.

Funkcia Memory (Pamäť)

Monitor krvného tlaku dokáže uložiť až 60 posledných meraní pre každého používateľa.


Uloženie údajov o meraní

Po každom meraní krvného tlaku sa automaticky uloží systolický tlak, diastolický tlak, pulzová frekvencia a aktuálny dátum a čas. Pamäť č. 01 vždy predstavuje údaje posledného merania. Keď je pamäť plná, prepísu sa hodnoty najstaršieho merania.

Stlačte tlačidlo pamäti (2) na prezeranie uložených údajov. Na LCD displeji sa zobrazia údaje poslednej pamäti (systolický tlak/diastolický tlak/pulzová frekvencia) s dátumom/časom merania a indikátorom IHB a WHO. Opäťovným stlačením tlačidla pamäti (2) zobrazíte predchádzajúce údaje. Pred použitím sa uistite, že je zvolený správny používateľ A alebo B.


Funkcia Average (Priemer)

Vypnite a zapnite zariadenie. Stlačením tlačidla priemeru (5) zobrazíte na LCD displeji priemernú hodnotu z posledných 3 meraní.



Vymazanie údajov

Vypnite prístroj, stlačte a podržte pamäťové tlačidlo (2) na viac ako 5 sekúnd, na LCD displeji začne blikat „DEL ALL“ (Vymazat všetko). Pred použitím sa uistite, že je zvolený správny používateľ A alebo B.



Znovu stlačte pamäťové tlačidlo (2), na LCD displeji sa zobrazí „---“, čo znamená, že všetky uložené údaje príslušného používateľa boli vymazané.

Detektor nepravidelnej srdcovej frekvencie

Zobrazenie symbolu znamená, že počas merania bola zaznamenaná určitá nepravidlosť pulzovej frekvencie. Táto ikona sa môže zobraziť v dôsledku rozprávania, hybania alebo trasenia počas merania alebo v dôsledku nepravidelného pulzu. Táto ikona zvyčajne nepredstavuje dôvod na obavy, ak sa však tento symbol objavuje často, doporučame navštíviť lekára. Tento prístroj nenahrádza kardiologické vyšetrenie, ale slúži na zistenie nepravidelnej srdcovej frekvencie v skorom stádiu.

Indikátor nízkeho stavu nabitia batérie

Ked' na displeji bliká indikátor nízkeho stavu nabitia batérie (7), znamená to, že kapacita batérií je nízka a je potrebné vymeniť štyri batérie za alkalickej batérie typu LR6 (AA).

Po výmene batérií tlakomer ExactFit™ 5 Connect automaticky prejde do režimu nastavenia času.

Skladovanie a čistenie

- Používajte prístroj vždy odložte do prepravného puzdra.
- Prístroj nikdy nenechávajte na priamom slnečnom svetle, na miestach s vysokou teplotou alebo vlhkostou ani na prásnych miestach.
- Neskladujte pri extrémne nízkych (menej ako -20 °C) alebo vysokých (viac ako 60 °C) teplotách.
- Na vycistnenie krytu použite handičku namočenú do vody alebo jemného čistiaceho prostriedku a potom ho dosuča poutierajte suchou utierkou. Ak je manžeta znečistená, poutierajte ju suchou utierkou.
- Na čistenie nepoužívajte žiadne silné čistiace prostriedky.
- Ak prístroj neplánujete dlhší čas používať, vyberte batérie. (Batérie môžu vystieť a poškodiť prístroj).
- Prístroj neupravujte. NIKDY prístroj neotvárajte! V takomto prípade stráca platnosť záruka od výrobcu.



Riešenie problémov

| Problém | Pričina | Riešenie |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symbol srdcovej frekvencie | Objaví sa v stave merania a bliká, keď sa zaznamená pulz. | <ul style="list-style-type: none"> Prebieha meranie, zostaňte pokojný. |
| Indikátor nízkeho stavu nabítia batérie | Objaví sa, keď je napätie batérií príliš nízke, alebo ak sú batérie nesprávne vložené. | <ul style="list-style-type: none"> Vymeňte všetky štyri batérie za nové. Vložte batérie so správnou polaritou. Dávajte pozor na póly +/-. |
| Chyba merania Error | Objaví sa, keď nie je možné dosiahnuť presné meranie krvného tlaku a pulzu. | <ul style="list-style-type: none"> Znova stlačte tlačidlo „start/stop“ (start/stop) a znova vykonajte meranie. Skontrolujte, či je manžeta navinutá podľa pokynov. Skontrolujte či hadička nie je zalomená. Skontrolujte, či je ruka uvolnená. Skontrolujte, či sa počas merania nerozprávalo alebo nevykonávalo pohyb. Skontrolujte správnu polohu. |
| E0 | Chyba merania | <ul style="list-style-type: none"> Signálny pulz u manžete sú príliš slabé. Zmeňte polohu manžety a zopakujte meranie. |
| E1 | Chyba pumpovania | <ul style="list-style-type: none"> Manžeta nie je správne upevnená. Zmeňte polohu manžety a zopakujte meranie. |
| E2 | Chyba výsledkov mimo rozsahu | <ul style="list-style-type: none"> Chvíľu oddychujte a zopakujte meranie. Uistite sa, že manžeta je správne umiestnená na ramene. |
| E3 | Chyba času pumpovania | <ul style="list-style-type: none"> Manžeta nie je správne upevnená. Znova upevňte manžetu a zopakujte meranie. |
| E254 | Interná chyba prístroja. | <ul style="list-style-type: none"> Vyberte a znova vložte batérie. Ak problém pretrváva, kontaktujte oddelenie technickej podpory pre zákazníkov. |
| E255 | Chyba kalibrácie | <ul style="list-style-type: none"> Vyberte a znova vložte batérie. Ak problém pretrváva, kontaktujte oddelenie technickej podpory pre zákazníkov. |
| E256 | Chyba nastala počas aktualizácie firmvéru Bluetooth | <ul style="list-style-type: none"> Prístroj sa automaticky reštartuje použitím originálneho firmvéru Bluetooth. Znova spusťte proces preberania firmvéru alebo postupujte podľa pokynov na obrazovke z aplikácie Braun. |

Technické parametre

| | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metóda merania | Oscilometria |
| Cíl modelu | BUA6350 |
| Rozsah merania | Menorový tlak manžety: 0 mm Hg ~ 300 mm Hg Tlak pri meraní: SYS: 60 ~ 255 mm Hg DIA: 40 ~ 200 mm Hg Hodnota tepov: 40 - 199 tepov za minútu |
| Presnosť | Tlak +/- 3 mmHg Pulz +/- 5 % max. |
| Nafuknutie | Automaticky Deluxe |
| Displej | LCD s podsvietením |
| Súbory pamäte zariadenia | 60 súborov na každého používateľa |
| Súbory pamäte Bluetooth | 200 súborov na používateľa |
| Veľkosť manžety | Malá manžeta = obvod ramena 22 - 32 cm Veľká manžeta = obvod ramena 32 - 42 cm +10 °C ~ +40 °C, Relatívna vlhkosť 15 % ~ 85 % |
| Prevádzková teplota/vlhkosť | -20 °C ~ +60 °C, Relatívna vlhkosť 15 % ~ 85 % 860 - 1060 hPa |
| Skladovacia a prepravná teplota/vlhkosť | Približne 500 g (bez batérií) |
| Prevádzkový atmosférický tlak | Alkalické batérie: 4 x AA (LR6) 1,5V |
| Hmotnosť prístroja | 300 meraní |
| Napájanie | Vždy po 1 minúte, keď sa prístroj nepoužíva |
| Výdrž batérie | 4 batérie, 2 manžety s hadičkou, návod na používanie, rýchla referenčná príručka, odkladacie puzdro |
| Automatické vypnutie | Bluetooth® Smart |
| Príslušenstvo | Frekvenčný rozsah: 2,4 GHz pásmo ISM (2400 - 2483,5 MHz) Modulácia: GFSK Efektívny vyžarovaný výkon: <20 dBm |
| Bezdrôtová komunikácia | Prevádzková životnosť: 5 rokov. |

Ak sa prístroj nepoužíva v rámci uvedeného rozsahu teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku, nie je možné zaručiť technickú presnosť merania.
Podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.



Zariadenie s použitými dielmi typu Bf



Prečítajte si prevádzkové pokyny.



Prevádzková teplota



Teplota pri skladovaní/preprave



Skladovacia/prevádzková vlhkosť



Zdravotnícke zariadenie



Dátum výroby



Výrobné číslo



Katalógové číslo



Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve



Výrobca



Dátum výroby



Výrobok udržiavajte v suchu



Upozornenie



Tepna

IP22 Chránené proti pevným cudzím predmetom s priemerom 12,5 mm a viac. Chránené pred kolmo kvaapkajúcou vodou, keď je zariadenie naklonené do 15°.



Toto zdravotnícke zariadenie je označené značkou CE a je vyrobené v súlade so smernicou RoHs 2011/65/EU a ostatnými platnými smernicami a/alebo predpismi uvedenými vo Vyhľásení o zhode v rámci EÚ.

Prístroj nie je vhodný na používanie v prítomnosti horľavých anestetických zmesí so vzduchom, kyslíkom alebo oxidom dusného.

Nepretržitá prevádzka s krátkodobým zatažením.

LEKÁRSKE ELEKTRICKÉ ZARIADENIE vyzaduje špeciálne bezpečnostné opatrenia týkajúce sa EMC. Podrobnej popis požiadaviek v súvislosti s EMC nájdete na stránke www.hot-europe.com/support.

Prenosné a mobilné VF komunikačné zariadenia môžu ovplyvniť lekárske elektrické zariadenie.

Spoločnosť Kaz Europe Sàrl týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu BUA6350 spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EU. Celé znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcom internetovej adrese: www.hot-europe.com/support.

Tento výrobok na konci životností nelikvidujte v komunálnom odpade. Môžete ho odovzdať na likvidáciu u miestneho predajcu alebo v príslušnej zbernej odpadov vo svojej krajinе.



Otázky

V Európe by sa mala akákoľvek vážna udalosť (napr. smrť, život ohrozujúce zranenie, chirurgický zákrok ...), ktorá sa vyskytla v súvislosti s týmto teplomerom, nahlásiť spoločnosti Kaz Europe (pozrite si spotrebiteľské servisné číslo Heleny z Tŕňa) a kompetentnému orgánu väšho členského štátu.

Cíloš číslo (LOT) a sériové číslo (SN) vašej pomôcky je vytlačené na typovom štítku na zadnej strane výrobku. Prvé 3 čísla textu LOT (č. číslo) predstavujú deň výroby v roku. Ďalšie 2 číslice predstavujú posledné dve číslice kalendárneho roku výroby a písmeňa na konci označujú výrobcu výrobku. Napr. LOT 15614onb znamená, že tento výrobok bol vyrobený v 156. deň roku 2014 a onb je identifikátor výrobcu.

Záruka

Pred pokusom o použitie tohto zariadenia si prečítajte všetky pokyny. Uchovajte doklad o zaplatení ako dôkaz o dátume zakúpenia výrobku. Tento doklad sa musí doložiť pri podaní reklamácie v rámci príslušnej záručnej doby. Žiadna reklamácia v rámci záručnej doby nebude platná bez dôkazu o zakúpení výrobku.

Na vaše zariadenie sa vzťahuje dvojročná záruka (2 roky) od dátumu zakúpenia výrobku.

Táto záruka sa vzťahuje na chyby v materiáloch alebo vo vyhotovení, ktoré sa vyskytnú v rámci normálneho používania; chybnej zariadenia, ktoré splňajú tieto kritéria, budú bezplatne vymenené.

Táto záruka sa NEVZŤAHUJE na chyby ani poškodenie vyplývajúce z nešetrného zaobchádzania alebo nedodržania tohto návodu na používanie. Záruka strati platnosť, ak sa zariadenie otvorí, vykoná sa na ňom zásah, alebo sa použije s dielmi či príslušenstvom, ktoré sú iné ako značky Braun, alebo v prípade, že oprava zariadenia vykoná neoprávnenu osoba.

Na príslušenstvo a spotrebne diely sa záruka nevztáhuje.

V prípade žiadosti o podporu navštívte stránku www.HelenofTroy.com/emea-en/support/ alebo si pozrite kontaktné údaje servisných stredísk na konci tohto návodu na používanie.

Táto záruka platí len v Európe, Rusku, na Strednom východe a v Afrike.

Len pre Spojené kráľovstvo: týmto nie sú dotknuté vaše spotrebiteľské práva.

TR Türkçe

Kullanım amacı ve kontraendikasyonları

Bu cihaz, sistolik, diastolik ve kalp atışı nabız hızı dahil olmak üzere insanların tansiyonunu ölçmek için yetişkinler (18 yaş üzeri) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz sadece aralıklı ölçümler için kullanılmıştır. Sadece evde kullanımına yönelikir.

Bu tansiyon aletinin kullanımı, doktorunuzun tavsiyelerinin yerine geçmez.

Bu cihaz henüz test edilmemişinden dolayı yeni doğan ve bebek hastalar ve ayrıca preklamsı hastalarının da içine dahil olduğu hamile grubu kullanıcılar için uygun değildir.

Tansiyon hakkında bilmeniz gerekenler

Bu cihaz, basınç salımı prensibi ile sistolik ve diastolik olmak üzere iki değere göre tansiyon değerlerini gösterecektir. Sabahın erken saatlerinde hizlaca yükselir ve öğle vaktine doğru düşer. Öğleden sonra tansiyon tekrar yükselir ve niyehat gece düşük bir seviyeye iner. Ayrıca, kısa süre içinde de değişen gösterebilir. Bu nedenle, birbirini ardına yapılan ölçümler elde edilen okumalar dalgalanma gösterebilir.

Bu alet, tansiyonuzu iki değere göre gösterir: sistolik ve diastolik basınç (büyük tansiyon), kalbiniz atarken kanınızın, arter duvarlarını ne kadar basınç uyguladığını gösterir. Diastolik basınç (küçük tansiyon) ise kalbiniz, atışlar sırasında dinlenirken kanınızın, arter duvarlarını ne kadar basınç uyguladığını gösterir. Ayrıca, her ölçüm sonrasında nabız değerleri gösterilir.

Bir doktor muayenehanesinde ölçülen tansiyon, yalnızca anlık bir değer sağlar. Bir kişinin, gündelik koşullar altındaki gerçek tansiyon değerlerini, evde tekrarlanan ölçümler daha iyi yansıtır.

Ek olarak, birçoく insan kendini evinde bir muayenehanede olduğundan daha rahat hissettiği için evde alınan tansiyon ölçümleri sıklıkla farklı çıkmaktadır. Evde alınan düzenli tansiyon ölçümleri doktorunuza gerçek, «gündüz» koşullar altında normal tansiyon değerleriniz hakkında değerler sağlayacaktır.

ESH (Avrupa Hipertansiyon Topluluğu) ve WHO (Dünya Sağlık Örgütü) evde dinlenilirken ölçüldüğünde standart tansiyon değerlerini şu şekilde belirlemiştir:

| Tansiyon (mmHg) | Normal değerler | Derece 1 hafif hipertansiyon | Derece 2 orta hipertansiyon | Derece 3 ciddi hipertansiyon |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| SYS = sistol (büyük tansiyon) | 134'a kadar | 135-159 | 160-179 | ≥180 |
| DIA = diastol (küçük tansiyon) | 84'e kadar | 85-99 | 100-109 | ≥110 |



Güvenlik bilgileri ve önemli tedbirler

Ölçüm sonuçlarının doğruluğundan emin olmak için, kullanım talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyun.

Kalp ritim bozukluğu, damar büzülmesi, kollarında veya bacaklarında damar sertliği, şeker hastalığı olan kişiler veya kalp pili kullananlar, tansiyonlarını kendi başlarına ölçmeden önce doktorlarına danışmalıdır. Bu gibi durumlarda tansiyon değerlerinde sapmalar meydana gelebilir.

Tansiyon değerlerin ciddi hipertansiyon aralığında, yani sistolik basınç 180 mmHg ve üzeri ve/veya diastolik basınç 110 mmHg ve üzeri ise ve okuduğunuz değerlerden bir veya ikisi bu aralıktaysa lütfen derhal doktorunuza danışın.

Tıbbi tedavi görüyorsa veya herhangi bir ilaç alıyorsanız lütfen öncelikle doktorunuza danışın.

Bağlılıtı borusunu kısıtlaması ya da sıkıştırılmasından kaçınılmamalıdır. Bağlılıtı borusunun kıvrılmasına dolaylı olarak sürekli kaf basıncı kan akışını etkileyebilir ve kullanıcıda olası yaralanmalara yol açabilir.

Bu cihazın, kullanıcının vücudunda mastektomi uygulanan taraftaki kolda kullanılması önerilmez.

Kan basıncının çok sık ölçümleri kan akışına müdahaleden dolayı kullanıcıda yaralanmalara neden olabilir.

Kafin damar içi girişin olduğu ya da arteriyovenöz (A-V) şantın bulunduğu bir uzuvda uygulanması önerilmez. Bu durum kâsiña geçici şekilde müdahale edilmesine ve kullanıcida olası yaralanmalara yol açabilir.

Daha fazla yaralanmaya yol açabileceğinden dolayı kafı yara bulunan bir bölgeye UYGULAMAYIN.

Bu cihazın, aynı anda başka elektrikli tıbbi (ME) ekipmanla birlikte aynı uzuvda kullanılması önerilmez.

Doğu tansiyon ölçümü için anahtar kurallar

Okumaları daima günün aynı saatinde, aynı koşullar altında gerçekleştirin.

Sigara, kahve veya çay içtiğiniz sonra veya herhangi bir yoğun aktiviteden sonra 30 dakika boyunca ölçüm almayın. Bu faktörler ölçümü etkileyecektir.

Ölçüm almadan önce en az 5 dakika sessiz bir şekilde dinlenin. Mümkünse ölçüm almadan önce 10 dakika kadar dinlenilmesi önerilir. Her ölçümden önce daima eşit sürede dinlenin.

Daima aynı koldan ölçün alın. Sol koldan ölçüm almanız önerilir. Ölçüm sırasında hareket etmeyin ve konuşmayın. Rahatça oturun, bacaklarınızı düz tutun ve ayaklarınızı zemine düz şekilde koyun, sırtınızı ve kollarınızı destekleyin.

Manşetin doğrudan cildinize temas ettiğinden emin olun. Manşeti ceket, kazak veya tişört üzerine sarmayın.

Birden fazla ölçüm almaktı istiyorsanız ölçümü tekrarlamadan önce yaklaşık 5 dakika bekleyin.

Ürün tanımı (Bkz. sayfa 2-3)

1. Başlat düğmesi
2. Hafıza düğmesi
3. Tarih / saat ayar düğmesi
4. Ayar düğmesi
5. Ortalama düğmesi
6. Kullanıcı A / B düğmesi
7. LCD ekran
8. Hortum bağlantı noktası
9. Konektör
10. Kol manşeti (ürün, 2 manşetle birlikte gelir)
11. Hava hortumu
12. Pil bölmesi kapağı (4 X 1,5V tipi AA (LR6) piller)


Pillerin takılması (Bkz. Şekil 2)

Aletin altındaki pil bölmesi kapağını çıkarın ve kutularını doğru yönlerde olacak şekilde (pil bölmesindeki sembollerle bakın) 4 adet AA LR6 pil takın.

• Not: yeni piller taktiktan sonra, ölçüm sonuçlarının doğru tarih ve saat ile kaydedileceğinden emin olmak için daima tarihi ve saatı yeniden ayarlayın.

Pilleri sadece boşsa atın.

Böş pilleri evsel atıklarla birlikte atırmamalı, bunları uygun toplama merkezlerine veya ürünü satın aldığınız mağazaya göndermeli veya götürmelisiniz.




Şekil 2

Doğu manşetin seçilmesi

Doğu ölçüler için, kolunuzun üst kısmına en iyi uyan, doğru boydaki manşeti seçmeniz önemlidir. Kolunuzun capına göre doğru manşet boyunu seçin ve manşetin alt kenarının dirseğinizden 2~3 cm kadar yukarıda olduğunu emin olun.


- Küçük/Orta Manşet = 22~32 cm kol çevresi
- Büyük/Ekstra Büyük Manşet = 32~42 cm kol çevresi
- Bu manşet, kolunuz etrafında sıkıldığında <> işaretleri iki ok arasında gösterilen <<ok aralığı>> içinde kalıyorsa uygundur (Şekil 3).




Şekil 3

Manşetin takılması

1. Manşetin kenarını metal halka bir yuvarlak oluşturacak şekilde tüpten uzağa doğru kaydırın. Yumuşak kumaş kısmı, manşetin içinde kalmalıdır.
2. Hava hortumuna konektör takın (Şekil 4).
3. Manşet doğru takılırsa velcro, manşetin dışında kalır ve metal halka, cilde temas etmez (Şekil 5).




Şekil 4




Şekil 5


4. Sol kolunu manşet boşluğunundan geçirin. Manşetin alt kenarı dirseğinizin yaklaşık 2~3 cm yukarısında kalmalıdır (Şekil 6).
5. Tüp, kolun içindeki arterin üzerine gelmelidir (Şekil 7).



Şekil 6




Şekil 7



Şekil 8

Braun ExactFit™ 5 Connect Ekran BUA6350



Kullanıcı A / kullanıcı B seçme

- Ürünün güç kapalı modda olduğundan emin olun.
- Kullanıcı anahtarını kullanıcı A veya kullanıcı B tarafına kaydırın; mevcut kullanıcı modu LCD ekranда yanıp söner.

Tansiyon verilerinin değerlendirilmesi için WHO/ESH göstergesi

| | |
|-----------|-----|
| KIRMIZI > | !!! |
| TURUNCU > | !! |
| SARI > | ! |
| YEŞİL > | ✓ |

Bu alet, WHO (Dünya Sağlık Örgütü) ve Avrupa Hipertansiyon Derneği (ESH) Kılavuz İlkeleri'ne uygun olarak belirlenen bir tansiyon seviyesi göstergesine sahiptir. Ekranın görünen her ölçüm için imlek kan basınç seviyesini yesilden kırmızıyla doğru giden bir renk kodu ile gösterir. Sınıflandırma seviyelerini sizin gerçekten endişelendirdiğinizde mümkün olan en kısa sürede doktorunuza danışmanızı.


Tansiyon değerinizin ciddi hipertansiyon aralığındaysa, yani sistolik kan basıncı 180 mmHg veya üzeri ve/veya diastolik kan basıncı 110 mmHg veya üzeri ise ve okuduğunuz değerlerden bir veya ikisi bu aralıktaysa lütfen derhal doktorunuza danışın.

Ay, tarih ve saat ayarı

Braun Healthy Heart uygulaması, eşleştirme tamamlandıktan sonra cihazdaki saat ve tarihi otomatik olarak güncelleyecektir.

- Tarih/saat ayarı için aleti kapılı konuma getirin.
- Yıl ayarını başlatmak için ayar düğmesine ⌂ (4) basın, ekran da "yıl" yanıp sönmeye başlar. Yılı 1 kademede değiştirmek için ▲ (3) düğmesine basın.
- Ay ayarını başlatmak için ayar düğmesine ⌂ (4) basın, ekran da "ay" yanıp sönmeye başlar. Kullanıcı, ayar düğmesine ▲ (3) basarak ayı 1 kademede değiştirebilir.
- Gün ayarını başlatmak için ayar düğmesine ⌂ (4) basın, ekran da "gün" yanıp sönmeye başlar. Kullanıcı, ayar düğmesine ▲ (3) basarak günü 1 kademede değiştirebilir.
- Saat ayarını başlatmak için ayar düğmesine ⌂ (4) basın, ekran da "saat" yanıp sönmeye başlar. Kullanıcı, ayar düğmesine ▲ (3) basarak saatı 1 kademede değiştirebilir.
- Dakika ayarını başlatmak için ayar düğmesine ⌂ (4) basın, ekran da "dakika" yanıp sönmeye başlar. Kullanıcı, ayar düğmesine ▲ (3) basarak dakikayı 1 kademede değiştirebilir.
- Tüm tarih/saat ayarını sonlandırmak için ayar düğmesine ⌂ (4) basın, ışıkların yanıp sönmesi duracaktır.

Not: Ayar düğmesi basılı tutulduğunda değer hızlı değişir.



Ölçüm yapma

Manşeti kol etrafına sarın (yukarıdaki "Manşetin takılması" bölümünde bakın). DİKKAT: Manşeti çok sıkı sarmayın. Bir parmak kolayca girip çökülebilcek şekilde sıkılmalıdır.

- Sandaldehyde dik durun ve duruşunuz düzgün olsun.
- Başlat düğmesine ⌂ | ⌂ (1) bir defa basın; tarih/saat ve mevcut kullanıcı görüntülenir.
- A/B anahtarını (6) kullanıçı A için A'ya veya kullanıçı B için B'ye getirin, LCD ekranında kullanıçı A veya B simboli görüntülenir.

- Başlat düğmesine ⌂ | ⌂ (1) bir defa basın, tüm simboller ekranда 2 saniye görüntülenir. Hava basıncını otomatik olarak belirli bir basınç seviyesine getir ve ölçüm başlatılır.
- Tansiyonunuzu öberken kesinlikle hareket etmeyin ve konuşmayın. Ölçüm sırasında tabanlarınız yere düz basacak şekilde bacaklılarınızı düz tutun.

- Hava basıncı arttıktan sonra nabız saptanır ve nabız simbülü ❤ yanıp sönmeye başlar.

- LCD Ekranı ölçümden sonra sonuçları ve WHO göstergesi oku görüntülenir.

Aletle işiniz bittiğinde başlat düğmesine ⌂ | ⌂ (1) basarak aleti kapatın ya da 1 dakika hıçkırış yapılırsa alet otomatik olarak kapanır.

Bu alet, doktorunuz tarafından gerçekleştirilen düzenli sağlık kontrollerinin yerine geçmez; profesyonel değerlerin okunması için lütfen doktorunuzu düzenli olarak ziyaret etmeye devam edin.

Akıllı Telefona ve Braun Healthy Heart uygulamasına bağlantı

ExactFit™ 5 Connect cihazınızı Bluetooth® üzerinden Akıllı Telefonunuza (iOS ve Android) bağlayarak, kaydedilen değerleri otomatik olarak indirebilirisiniz. Cihaz, Bluetooth belleğini kullanarak kullanıcı başına 200°e kadar değer yükleyebilir.

Akıllı telefonunuzda Bluetooth özelliğini açık konuma getirin.

Braun Healthy Heart uygulamasını Akıllı telefonunuza indirdiğinizden ve uygulamanın açık olduğundan emin olun.

Uygulamayı ilk defa kullanırsanız sizin Braun ExactFit™ 5 Connect cihazı eşleştirme admınıza yönlendirecektir. Uygulamayı daha önce kullandığınızda uygulama menüsünden "Connect device" (Cihazı bağla) işlemini seçin ve verilen talimatları takip edin.

Eşleştirme tamamlandıktan sonra uygulama bir doğrulama mesajı görüntüler.



Healthy Heart



Hafıza İşlevi

Tansiyon aletiniz her bir kullanıcı için okunan son 60 değeri hafızasında saklayabilir.

Ölçüm verilerinin kaydedilmesi

Her bir tansiyon ölçümü sonrasında sistolik basınç, diastolik basınç, nabız ve ölçüm tarihi ve saatı otomatik olarak kaydedilir. 01 numaralı kayıt her zaman en son kayıttır. Hafıza dolduğunda güncel kayıt en eski kaydın üzerine yazılır.

Kaydedilen verileri gözden geçirmek için hafıza düğmesine **M (2)** basın. Ölçüm tarihi/saati, IHB ve WHO göstergesini içeren son hafıza verileri LCD ekranda görüntülenir. Önceki verileri görüntülemek için hafıza düğmesine **M (2)** tekrar basın. Kullanmadan önce doğru kullanıcıyı (A veya B) seçtiğinizden emin olun.


Ortalama İşlevi

Cihazı kapatıp açın. Son 3 ölçümün ortalamasını LCD ekranda görüntülemek için ortalama düğmesine **M (5)** basın.

Verilerin silinmesi

Aleti kapalı konuma getirin ve hafıza düğmesini **M (2)** 5 saniye basılı tutun; LCD ekranda "DEL ALL" (Tümünü sil) ibaresi yanıp sönmeye başlar. Bu işlevi kullanmadan önce doğru kullanıcının (A veya B) seçtiğinden emin olun.

Hafıza düğmesine **M (2)** tekrar basın, LCD ekranda ilgili kullanıcının tüm kayıtlı verilerinin silindiği anlamına gelen "---" işaretleri görüntülenir.



Düzensiz nabız saptayı

Bu sembolün görüntülenmesi ölçüm sırasında nabızda düzensizlik görüldüğü anlamına gelir. Ölçüm sırasında konuşmak, hareket etmek, titremek ya da nabızdaki düzensizlik bu simgenin görünmesine neden olabilir. Genellikle endişe edilecek bir durum değildir, fakat bu simge çok sık karşınıza çıkırsa tıbbi yardım almanızı tavsiye ederiz. Bu alet kardiyoloji muayenesinin yerini tutmaz, sadecə nabız düzensizliklerinin erken bir aşamada tespit edilmesini sağlar.

Düşük pil göstergesi

Ekranda düşük pil göstergesi yanıp sönuyorsa pil seviyesi düşüktür ve dört adet pilin alkali LR6 (AA) pillerle değiştirilmesi gereklidir.

Piller değiştirildikten sonra ExactFit™ 5 Connect otomatik olarak saat ve tarih ayar moduna geçer.

Saklama ve temizlik

- Her kullanımdan sonra aleti mutlaka taşıma çantasına kaldırın.
- Aleti doğrudan güneş ışığına, yüksek sıcaklığı veya neme ve tozlu koşullara maruz bırakmayın.
- Aleti sıcaklığın aşırı düşük (-20°C'nin altında) veya aşırı yüksek (60°C'nin üstünde) olduğu yerlerde saklamayın.
- Taşıma çantasını temizlemek için suyla veya yumuşak bir temizlik maddesiyle nemlendirilmiş bir bez parçası kullanın ve ardından kuru bız bezle silerek kurulayın. Kirlendiğinde manşeti temizlemek için de kuru bir bez parçası kullanın.
- Temizlemek için güçlü temizlik maddeleri kullanmayın.
- Alet uzun bir süre kullanılmayacağa pilleri çıkarın.
(Piller sizinti yapabilir veya yaralanmalara neden olabilir).
- Alet üzerinde değişiklik yapmayın. Aletin içini KESİNLİKLE açmayın! Aksi takdirde, üreticinin garantisini geçersiz kalacaktır.

Sorun giderme

| Sorun | Nedeni | Çözümü |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nabız sembolü | Ölçüm sırasında görüntülenen ve nabız tespit edildiğinde yanıp sönmeye başlar. | <ul style="list-style-type: none"> • Ölçüm devam ediyordur, lütfen hareketsiz şekilde konuşmadan bekleyin. |
| Düşük pil göstergesi | Pil gerilimi aşırı düşük olursa veya piller yanlış yönde takılırsa görüntülenir. | <ul style="list-style-type: none"> • Dört pili de yenişisiyle değiştirin. Pilleri doğru yönde takın. +/- kutularına dikkat edin. |
| Ölçüm hatası | Doğru tansiyon ve nabız değerleri alınmadığında görüntülenir. | <ul style="list-style-type: none"> • Yeniden ölçüm yapmak için "başlat/durdur" düğmesine tekrar basın. • Manşetin talimatları uygun şekilde takılımadığını kontrol edin. • Tüpte kırılma veya büükülme olmadığını kontrol edin. • Elinizin rahat konumda olduğundan emin olun. • Ölçüm sırasında konuşmadığınızdan veya hareket ettirdiğinizden emin olun. • Duruşunuzun doğru olduğundan emin olun. |
| E0 | Ölçüm hatası | <ul style="list-style-type: none"> • Manşetteki darbe sinyalleri çok zayıftır. Manşeti yeniden yerleştirin ve ölçüyı tekrarlayın. |
| E1 | Pompalama hatası | <ul style="list-style-type: none"> • Manşet doğru şekilde sıkılmamıştır. Manşeti yeniden yerleştirin ve ölçüyü tekrarlayın. |
| E2 | Aralık Dışı Sonuçlar Hatası | <ul style="list-style-type: none"> • Bir süre rahatlayın ve ölçüyü tekrarlayın. Manşetin kolumnunu doğru şekilde takıldığından emin olun. |
| E3 | Pompalama süresi hatası | <ul style="list-style-type: none"> • Manşet doğru şekilde sıkılmamıştır. Manşeti yeniden sıkın ve tekrar ölçüm alın. |
| E254 | Dahili cihaz hatası | <ul style="list-style-type: none"> • Pilleri söküp geri takın. Sorun devam ediyorsa müsteri destek bölümyle iletişime geçin. |
| E255 | Kalibrasyon hatası | <ul style="list-style-type: none"> • Pilleri söküp geri takın. Sorun devam ediyorsa müsteri destek bölümyle iletişime geçin. |
| E256 | Bluetooth Cihaz yazılımı güncellenirken bir hata meydana geldi | <ul style="list-style-type: none"> • Cihaz orijinal Bluetooth cihaz yazılımı kullanılarak otomatik olarak yeniden başlatılacaktır. Cihaz yazılımı indirme işlemini yeniden başlatın veya Braun Uygulamasındaki ekran talimatlarını takip edin. |

Özellikleri

| | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ölçüm yöntemi | Osilometrik |
| Model numarası | BUA6350 |
| Ölçüm aralığı | Anma manşet basıncı: 0mmHg~300mmHg Ölçüm basıncı: SYS: 60~255mmHg DIA: 40~200mmHg Darbe değeri: 40-199 nabız/dakika |
| Doğruluk | Ölçüm +/- 3 mmHg Nabız % +/- 5 Maks. |
| Şişirme | Otomatik |
| Ekran | Arkadan aydınlatmalı LCD |
| Cihaz belleği ayar grubu | Kullanıcı başına 60 |
| Bluetooth belleği ayar grubu | Kullanıcı başına 200 ayar |
| Manşet boyutu | Küçük manşet = 22-32cm kol çevresi Büyük manşet = 32-42cm kol çevresi +10 °C ~ + 40 °C, %15~85 B.N. |
| Çalışma sıcaklığı/nem oranı | -20 °C ~ +60 °C, %15~85 B.N. |
| Depolama ve taşıma sıcaklığı/nem oranı | 860-1060 hPa |
| Çalıştırma atmosfer basıncı | Yaklaşık 500gr (piller olmadan) |
| Ünite ağırlığı | Alkali pil: 4 x AA (LR6) 1,5V |
| Güç beslemesi | 300 ölçüm |
| Pil ömrü | 1 dakika hiçbir işlem yapılmadığında |
| Otomatik güç kapatma | 4 pil, tüpsüz 2 kol manşeti, kullanım kılavuzu, hızlı başvuru kılıfı, saklama kesesi |
| Aksesuarlar | Bluetooth® Smart Frekans Aralığı: 2,4GHz ISM Bandı (2400 - 2483,5 MHz) Modülasyon: GFSK Etkin yayın gücü: <20dBm |
| Kablolu bağlantı | |
| Kullanım ömrü: | 5 yıl. |

Alet belirtilen sıcaklık, nem ve atmosferik basınç aralıkları dahilinde kullanılmadığı takdirde, ölçümün teknik doğruluğu garanti edilemez.

Önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.



BF tipi uygulamalı parçası olan cihaz



Kullanma talimatlarını okuyun.



Çalışma sıcaklığı



Saklama/taşıma sıcaklığı



Depolama/çalışma nem oranı



Tıbbi cihaz



Parti kodu



Seri numarası



Katalog numarası



Avrupa Birliği'ndeki yetkili temsilcisi



Üretici



Üretim tarihi



Kuru tutun



İkaz



Arter

IP22 12,5 mm veya daha geniş çaplı yabancı katı cisimlere karşı korumalıdır. Cihaz 15°ye kadar eğimliken düşey damlayan suya karşı korumalıdır.



0297

Bu tıbbi cihaz, CE işaretini taşır ve RoHS Direktifi 2011/65/EU ve AB Uygunluk Beyanında belirtilen diğer ilgili direktif ve/veya yönergelere uygun olarak üretilir.

Hava, oksijen veya nitroz oksit ile birlikte tutuşabilen anestezik madde karışımının bulunduğu ortamlarda kullanım için uygun değildir.

Kısa süreli yüklemeli devamlı çalışma.

TIBBI ELEKTRİKLI CIHAZ, EMC (elektromanyetik uyumluluk) ile ilgili özel önlemler gerektirir. EMC gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen www.hot-europe.com/support adresini ziyaret edin.

Portatif ve taşınamaz RF iletişim ekipmanları tıbbi elektrikli ekipmanı etkileyebilir.

Kaz Europe Sarı İşbu belgeyle, BUA6350 tipi telsiz cihazının 2014/53/EU Direktifiyle uyumu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni şu Internet sayfasında bulabilirsiniz: www.hot-europe.com/support.

 Lütfen kullanım süresi sona erdiğinde bu ürünü evsel atıklarla birlikte atmayın. Elden çıkarma için, ürünü satın aldığınız mağazaya veya üzkenizde yetkilileri olan atık toplama merkezlerinden birine danışın.

Talepler

Avrupa'da bu termometreyle bağlantılı olarak meydana gelen ciddi olaylar (ör. ölüm, yaşımlı tehdit eden yaralanmalar, cerrahi müdahale...) Kaz Europe'a (Helen of Troy Tüketiciler Hizmet Numaralarına bakın) ve bulunduğunuz üye ülkenin ilgili kurumuna rapor edilmelidir.

Cihazınızın LOT ve SN bilgisi ürünün arkasındaki dercelendirmeye etiketinde basılır. LOT Numarasının ilk 3 rakamı, cihazın yılın kaçıncı gününde üretilğini gösterir. Sonraki 2 rakam ise üretimin yapıldığı yıl son iki basamağını temsil eder. En sonda yer alan harfler ise ürünün üreticisini belirtir. Ör. LOT 15614onb: Bu ürün 2014 yılının 156. gününde, tanımlayıcı onb olan üretim tesisinde üretilmiştir.

Garanti

Bu cihazı kullanmaya başlamadan önce lütfen tüm talimatları okuyun. Satın alma belgesini saklayın ve ürünü satın aldığınız tarihi bir yere not edin. İlgili garanti süresi içinde herhangi bir talepte bulunulamazsa için satın alma belgesini ibraz etmeni gereklidir. Satın alma belgesi ibraz edilmeden hiçbir işlem garanti kapsamında yapılmayacaktır.

Cihazınız, satın aldığı tarihten itibaren iki yıl (2 yıl) garantisidir.

Bu garanti, normal kullanım sırasında malzeme veya işçilik kusurlarından kaynaklanacak arızaları kapsar; bu kriterleri karşılayan hasarlı cihazlar ücretli olarak değiştirilecektir.

Garanti, yanlış kullanım veya kullanıcı talimatlarının takip edilmemesi meydana gelen kusurları ve hasarları KAPSAMAMAKTADIR. Cihaz açıldığında, kurcalanır veya Braun markasına ait olmayan parçalar veya aksesuarlarla kullanılırsa veya yetkilisi olmadan tarafalarca onarılırsa bu garanti geçersiz kalacaktır. Aksesuarlar ve safla malzemeleri garanti kapsamında değildir.

Desteğ talepleriniz için lütfen www.HelenofTroy.com/emea-en/support/ adresini ziyaret edin veya bu kullanım kılavuzunun sonundaki servis iletişim bilgilerini kullanın.

Bu garanti sadece Avrupa, Rusya, Orta Doğu ve Afrika için geçerlidir.

Sadece Birleşik Krallık: Bu garanti kanunlardan doğan haklarınızı hiçbir şekilde etkilemeyecektir.

Support contact numbers

| | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Austria +43 (0) 1 360 277 1225 | Hungary +36 (06) 1 429 2216 | Saudi-Arabia +966 920001414 |
| Bahrain +973 17228887 | Iceland +354553100 | Slovakia +421 2 5011 2115 |
| Belgium/Luxemburg +32 (0) 2 620 01 01 | Israel +1 800250221 | Slovenia +386 (01) 888 86 74 |
| Bosnia +387 (33) 902 911 | Ireland (The Republic Of) +353 (0) 1 525 1809 | South Africa +27 (0) 11 844 6190 |
| Bulgaria +359 2 492 87 05 | Italy +39 02 3859 1183 | Spain +34 913 754 176 |
| Croatia +385 (01) 3444 856 | Jordan +962 64168003 | Sweden +46 (0) 8 5199 3097 |
| Cyprus +35722337593 | Kuwait +965 184 0011 | Switzerland +41 (0) 22 567 5200 |
| Cyprus Northern region +90 (0) 392 22 91 461 | Lebanon +961 (01) 512002 | Tunisia +216 98 780237 |
| Czech Republic +420 (0) 2 25 43 97 69 | Netherlands +31 (0) 78 201 8001 | Turkey +90 212 217 66 60 |
| Denmark +45 35 15 80 40 | Norway +47 23 50 01 20 | UAE +971 4 349 4014 |
| Finland +358 (0) 9 81 71 00 14 | Poland +48 22 512 39 02 | United Kingdom/ Northern Ireland +44 (0) 207 949 0115 |
| France +33 (0) 1 85 14 80 95 | Portugal +351 21 060 8045 | |
| Germany +49 (0) 21 173 749 003 | Qatar +974 4 4075048 | |
| Greece +30 211 180 94 5 | Romania +40 213 520 167 | |

www.BraunHealthcare.com/uk_en/

Certain trademarks used under license from The Procter & Gamble Company or its affiliates.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks is under licence.

App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

ExactFit™ is a trademark of Helen of Troy Limited and/or its affiliates.



Made and
printed in China



 Kaz Europe Sàrl
A Helen of Troy Company
Q-Center, Chaux 4
CH-1030 Bussigny - Switzerland

MD **REF** BUA6350EU

© 2023, All rights reserved.
P/N A003371R5
06JAN23



Creative Department Artwork Specifications

Brand: Braun
Category: Blood Pressure Monitor

Model: **BUA6350EU**

Artwork Part #: A003371R5

Die Line Part #: N/A

Subject: Owner's Manual
Region: EMEA
Flat Size: MM: W228.6 x H158.75
Folded Size: MM: W114.3 x H158.75
Scale: 1/1
Material: 50# matte text inside
80# gloss text cover

Page Count: 196

Revision: 3

Date: **06JAN23**

Release Date: 18JAN23

Re-release Date:

Colors:

Dielines (Do not print)

Cyan
0%

Magenta
0%

Yellow
0%

Black
100%

Spot Colors

GOE
63-1-4C

PMS
XXXX



Special Instructions:

**Quality Requirement of Artwork and Quality Clarification Process of Artwork Printing:
Meet Eng-QS-06&02**

Helen of Troy
Creative Services
Marlborough, MA 01752, USA
+1508 490 7000