

INSTRUCJA OBSŁUGI

Urządzenie do redukcji zmarszczek z wykorzystaniem intensywnego światła pulsacyjnego

Model: ES-1081

Wprowadzenie do funkcji

To urządzenie może być używane do oczyszczania skóry, pielęgnacji EMS oraz nawilżania skóry w ciepłej temperaturze. Łączy pozytywne i negatywne jony, wibracje o wysokiej częstotliwości, światło czerwone, niebieskie i zielone.

- **Pozytywne i negatywne jony:** Wykorzystując zasadę przyciągania przeciwnych ładunków, usuwa brud z głębokich porów za pomocą prądów bioelektrycznych; składniki kosmetyczne wnikają głęboko w skórę dzięki wprowadzeniu jonów.
- **Wibracje:** Sprawiają, że skóra staje się napięta, zwiększa się jej elastyczność i metabolizm dzięki mechanicznym wibracjom i stymulacji napięciem.
- **Ciepło:** Masaż cieplny wspomaga wchłanianie, poprawia strukturę skóry i sprawia, że staje się ona pełniejsza.
- **Czerwone światło:** Skutecznie wnika w głąb skóry, pobudza kolagen, rozjaśnia skórę i redukuje drobne zmarszczki.
- **Niebieskie światło:** Wspomaga syntezę kolagenu, odmładza skórę, napina obwisłą skórę, zwęża pory i widocznie poprawia kondycję skóry tłustej, wrażliwej i trądzikowej.
- **Zielone światło:** Poprawia funkcję wykorzystania tlenu przez komórki, wspomaga mikrocyrkulację skóry, przyspiesza krążenie limfy i redukuje obrzęki, uspokajając skórę.

Charakterystyka produktu

Tryb oczyszczania i eksportu (CLEAN)

- Oczyszcza brud z głębokich porów, realizuje funkcje zwężania porów, rozjaśniania przebarwień, usuwania trądziku i problemu matowej cery.

Tryb pielęgnacji EMS (EMS)

- Głęboko wprowadza produkty do pielęgnacji skóry, wzmacnia aktywność skóry, poprawia odmłodzenie skóry, wybiela ją i wygładza zmarszczki. Tryb ciepła i nawilżenia.

Tryb wprowadzenia ciepła (HOT)

- Masaż cieplny wspomaga krążenie skóry, poprawia napięcie i elastyczność skóry, utrzymując ją w najlepszym stanie przez długi czas, aby przywrócić jej blask i aktywność.

Tryb pielęgnacji oczu (Eye Care Model)

Uwagi dotyczące użytkowania urządzenia:

1. Przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad 1,5 sekundy, aby włączyć urządzenie; nie można go używać podczas ładowania.

Parametry produktu

2. Podczas użytkowania palce powinny dotykać pasków indukcyjnych po obu stronach urządzenia, tworząc obwód z ciałem człowieka.
3. Produkt wykorzystuje technologię jonów mikroprądowych, więc lekkie uczucie prądu jest zjawiskiem normalnym – można bezpiecznie korzystać z urządzenia.
4. Stosuj z płynem do demakijażu lub wodą do zmywania makijażu podczas oczyszczania skóry. **Nie stosuj** z żelami do mycia twarzy ani olejkami oczyszczającymi.

* Najpierw użyj urządzenia do wyciągnięcia zanieczyszczeń z głębokich porów skóry na jej powierzchnię, a następnie oczyść powierzchniowe zanieczyszczenia przy użyciu żelu do mycia twarzy.

Środki ostrożności:

1. Używanie produktu nie jest zalecane dla osób po operacjach plastycznych twarzy, z metalowymi implantami podskórnymi oraz dla kobiet w ciąży lub w trakcie porodu.
2. Główkę urządzenia wycieraj chusteczką; nie myj jej wodą i unikaj kontaktu z metalami – może to powodować zwarcie.
3. Nie używaj urządzenia w łazience ani w wilgotnych miejscach, aby uniknąć zwarcia.
4. Każdego dnia można korzystać z każdego trybu tylko raz; zaleca się używanie trzech trybów jeden po drugim, tylko raz dziennie.
5. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do pielęgnacji twarzy i szyi; unikać stosowania na trądzik, krosty, zaczerwienienia. Osoby z alergiami skórnymi nie powinny stosować urządzenia codziennie – wystarczy raz w tygodniu.

* Podczas konserwacji urządzenia upewnij się, że jest wyłączone. W przeciwnym razie może dojść do podrażnienia podczas czyszczenia mokrym ręcznikiem.

* Nie myj urządzenia wodą. Możesz przetrzeć je wilgotną ściereczką lub miękką szmatką z odrobiną mydła; pierścień mocujący płatek kosmetyczny można przepłukać czystą wodą.

* Nie używaj żrących środków (alkoholu, olejku bananowego, benzyny, zmywacza do paznokci itp.) do czyszczenia urządzenia – może to doprowadzić do jego uszkodzenia, pęknięcia, przebarwienia lub awarii.

Metody Użytkowania:

1. Metoda użycia trybu oczyszczania i eksportu

* Ten tryb skutecznie czyści brud w porach skóry, sprawiając, że skóra staje się bardziej przejrzysta; proszę zwrócić uwagę, aby nie używać zbyt grubych wacików.

* Połączony z zielonym światłem – poprawia funkcję wykorzystania tlenu przez komórki, wspomaga mikrokążenie skóry, przyspiesza krążenie limfy, redukuje obrzęki i uspokaja skórę, przywracając jej stabilny stan.

Kroki:

1. Przytrzymaj przycisk przez około 1 sekundę, aby wejść w tryb „CLEAN” (towarzyszy mu zielone światło).
 2. Nałóż płyn do demakijażu lub inne mleczko/tonik oczyszczający równomiernie na skórę (obudowa urządzenia nie jest wodoodporna, nie rozpylaj bezpośrednio wody na urządzenie!).
 3. Chwyć metalowe paski indukcyjne po bokach urządzenia (tworząc obwód z ciałem użytkownika dla prawidłowej pracy urządzenia).
 4. Przesuwaj głowicę urządzenia na twarzy lub szyi od dołu do góry.
-

2. Metoda użycia trybu pielęgnacyjnego EMS

* Ten tryb skutecznie stymuluje i relaksuje skórę oraz pomaga kosmetykom nawilżającym dotrzeć do głębszych warstw skóry; pierścień mocujący wacik można usunąć. (Występuje lekkie uczucie przepływu prądu.)

* Połączony z czerwonym światłem – skutecznie wnika w głąb skóry, pobudza kolagen, rozjaśnia skórę, redukuje drobne linie i zmarszczki.

Kroki:

1. Przytrzymaj przycisk zasilania przez około 1 sekundę, aby włączyć urządzenie, a następnie naciśnij ponownie, aby przejść do trybu „EMS” (towarzyszy mu czerwone światło).
2. Nałóż toner lub codzienny krem/serum równomiernie na skórę.
3. Chwyć metalowe paski indukcyjne po bokach urządzenia (tworząc obwód z ciałem użytkownika).
4. Przesuwaj głowicę urządzenia na twarzy lub szyi od dołu do góry.

Zalecane Metody Użycia:

1. Unosić od brody w kierunku policzków

2. Unosić od policzków w kierunku zewnętrznego kącika oka
3. Unosić od szyi w kierunku brody
4. Unosić od brody w kierunku kości szczęki (żuchwy)

3. Sposób użycia trybu ciepłego wprowadzania (Warm Import Mode)

- Ten tryb delikatnie pobudza i relaksuje skórę, pomaga jej odzyskać blask i elastyczność.
- Połączony z niebieskim światłem, wspomaga syntezę kolagenu, odmładza skórę, ujędźnia wiotką skórę, zwęża pory i poprawia kondycję skóry tłustej, wrażliwej oraz trądzikowej.

Instrukcja użycia:

1. Przytrzymaj przycisk zasilania przez około 1 sekundę, aby włączyć urządzenie, a następnie naciśnij dwukrotnie przycisk, aby wejść w tryb „HOT” (w towarzystwie niebieskiego światła).
2. Nałóż maseczkę na twarz lub szyję.
3. Trzymaj metalowe paski indukcyjne po obu stronach urządzenia (tworząc obwód z ciałem użytkownika, aby zapewnić prawidłowe działanie jonowe).
4. Przesuwaj głowicę urządzenia po twarzy lub szyi od dołu do góry.

Karta gwarancyjna:

Nazwa produktu	Intense Pulsed Light Wrinkles Reducing Instrument
Model	ES-1081
Dystrybutor	
Imię i nazwisko	
Adres	
Tel / Komórka	
Opis wady	

Do celów naprawy prosimy o wypełnienie szczegółów.

Certyfikat:

| Data produkcji | _____ | | Test jakości | _____ |

Parametry Produktu

Nazwa produktu	Urządzenie do redukcji zmarszczek z intensywnym światłem pulsacyjnym
Model produktu	ES-1081
Napięcie ładowania	5V == 1A
Moc znamionowa	2.5W
Model baterii	602535
Parametry baterii	3.7V == 500mAh
Czas ładowania	2 godziny
Wymiary produktu	89 × 47 × 120 mm
Norma wykonawcza	GB 4706.1-2005 GB4706.15-2008
Tryb pracy	Urządzenie przejdzie w tryb czuwania po 4 minutach, a po 1 minucie bezczynności wyłączy się automatycznie.

Elementy Produktu

- **Głowica urządzenia odmładzającego**
 - Czerwone, niebieskie i zielone światło
- **Światło wskaźnika poziomu**
- **Regulacja funkcji**
 - Włącz / Wyłącz
- **Światło wskaźnika funkcji**
- **Interfejs ładowania USB**

NÁVOD K POUŽITÍ

Přístroj na redukci vrásek využívající intenzivní pulzní světlo

Model: ES-1081

Úvod k funkcím

Tento přístroj lze použít k čištění pleti, EMS péči a hydrataci pleti při teplém režimu.

Kombinuje pozitivní a negativní ionty, vysokofrekvenční vibrace, červené, modré a zelené světlo.

- **Pozitivní a negativní ionty:** Využívá princip přitahování opačných nábojů k odstranění nečistot z hlubokých pórů pomocí bioelektrických proudů; kosmetické složky pronikají hluboko do pokožky díky zavedení iontů.
- **Vibrace:** Zpevňují pokožku, zvyšují její elasticitu a metabolismus pomocí mechanických vibrací a elektrické stimulace.
- **Teplý:** Masáž teplem podporuje vstřebávání, zlepšuje strukturu pleti a činí ji plnější.
- **Červené světlo:** Účinně proniká hluboko do pokožky, stimuluje kolagen, rozjasňuje pleť a redukuje jemné vrásky.
- **Modré světlo:** Podporuje syntézu kolagenu, omlazuje pokožku, napíná povolenou pleť, zužuje póry a viditelně zlepšuje stav mastné, citlivé a aknéové pokožky.
- **Zelené světlo:** Zlepšuje využití kyslíku buňkami, podporuje mikrocirkulaci, urychluje lymfatický oběh, redukuje otoky a zklidňuje pokožku.

Charakteristika produktu

Režim čištění a exportu (CLEAN)

- Čistí nečistoty z hlubokých pórů, stahuje póry, rozjasňuje pigmentové skvrny, odstraňuje akné a problém mdlé pleti.

Režim EMS péče (EMS)

- Hlubokově zavádí kosmetické přípravky, posiluje aktivitu pokožky, zlepšuje její omlazení, vyběluje pleť a vyhlazuje vrásky. Režim tepla a hydratace.

Režim zavedení tepla (HOT)

- Masáž teplem podporuje krevní oběh pleti, zvyšuje její pevnost a elasticitu, udržuje ji dlouhodobě v nejlepším stavu a obnovuje její jas a vitalitu.

Režim péče o oči (Eye Care Model)

Upozornění na používání přístroje:

1. Podržte tlačítko napájení déle než 1,5 sekundy pro zapnutí zařízení; během nabíjení nelze použít.

2. Při použití by měly prsty držet indukční pásky na obou stranách zařízení, aby byl vytvořen okruh s lidským tělem.
 3. Přístroj využívá technologii mikroproudových iontů, proto je lehké mravenčení normálním jevem – používání je bezpečné.
 4. Používejte s odličovací vodou nebo vodou na odstranění make-upu při čištění pleti. Nepoužívejte s čistícími gely nebo oleji.
- Nejprve použijte přístroj k vytažení nečistot z hlubokých pórů na povrch pokožky, a poté odstraňte povrchové nečistoty pomocí čistícího gelu.
-

Bezpečnostní opatření:

1. Používání přístroje není doporučeno pro osoby po plastických operacích obličeje, s podkožními kovovými implantáty ani pro těhotné ženy nebo ženy v šestinedělí.
 2. Hlavu přístroje utírejte papírovým kapesníkem; nemyjte ji vodou a vyhněte se kontaktu s kovy – může dojít ke zkratu.
 3. Nepoužívejte zařízení v koupelně ani na vlhkých místech, abyste předešli zkratu.
 4. Každý režim používejte pouze jednou denně; doporučuje se použít tři režimy jeden po druhém, maximálně jednou denně.
 5. Přístroj je určen pouze pro péči o obličej a krk; vyhněte se použití na akné, pupínky nebo zarudnutí. Osoby s alergickou pokožkou by neměly zařízení používat denně – postačí jednou týdně.
- Při údržbě přístroje se ujistěte, že je vypnutý. Jinak může dojít k podráždění během čištění mokřým ručníkem.
 - Přístroj nemyjte vodou. Můžete jej otřít vlhkým hadříkem nebo měkkým hadříkem s trochou mýdla; držák na vatové tampony lze opláchnout čistou vodou.
 - Nepoužívejte žíravé prostředky (alkohol, banánový olej, benzín, odlakovač na nehty apod.) k čištění přístroje – může to vést k jeho poškození, prasknutí, změně barvy nebo poruše.

Doporučené metody použití:

1. Zvedejte od brady směrem ke tvářím.
2. Zvedejte od tváří směrem k vnějšímu koutku oka.
3. Zvedejte od krku směrem k bradě.
4. Zvedejte od brady směrem ke kosti dolní čelisti (čelistní kost).

Způsob použití režimu teplého zavádění (Warm Import Mode):

- Tento režim jemně stimuluje a uvolňuje pokožku, pomáhá jí obnovit lesk a pružnost.
- V kombinaci s modrým světlem podporuje syntézu kolagenu, omlazuje pokožku, zpevňuje povolenou pleť, stahuje póry a zlepšuje stav mastné, citlivé a aknézní pokožky.

Návod k použití:

1. Podržte tlačítko napájení asi 1 sekundu pro zapnutí zařízení, poté dvakrát stiskněte tlačítko pro vstup do režimu „HOT“ (doprovázen modrým světlem).
2. Naneste masku na obličej nebo krk.
3. Uchopte kovové indukční pásky po obou stranách zařízení (vytvoří se obvod s lidským tělem pro správné fungování iontů).
4. Posouvejte hlavici zařízení na obličej nebo krku odspodu nahoru.

Záruční list:

Název produktu: Intense Pulsed Light Wrinkles Reducing Instrument

Model: ES-1081

Distributor:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon / Mobil:

Popis vady:

Pro účely opravy prosíme o vyplnění detailů.

Certifikát:

| Datum výroby | _____ | | Test kvality | _____ |

Parametry produktu:

Název produktu	Přístroj na redukci vrásek s intenzivním pulzním světlem
Model produktu	ES-1081

Název produktu	Přístroj na redukci vrásek s intenzivním pulzním světlem
Nabíjecí napětí	5V == 1A
Jmenovitý výkon	2.5W
Model baterie	602535
Parametry baterie	3.7V == 500mAh
Doba nabíjení	2 hodiny
Rozměry produktu	89 × 47 × 120 mm
Norma	GB 4706.1-2005 GB4706.15-2008
Režim provozu	Zařízení přejde do pohotovostního režimu po 4 minutách a po 1 minutě nečinnosti se automaticky vypne.

Součásti produktu:

- Hlavice omlazovacího zařízení
 - Červené, modré a zelené světlo
 - Kontrolka úrovně
 - Ovládání funkcí
 - Zapnuto / Vypnuto
 - Kontrolka funkcí
 - USB nabíjecí rozhraní

NÁVOD NA POUŽITIE

Prístroj na redukciu vrások s intenzívnym pulzným svetlom

Model: ES-1081

Úvod do funkcií:

Tento prístroj je možné používať na čistenie pokožky, EMS starostlivosť a hydratáciu pokožky pri teplej teplote. Kombinuje pozitívne a negatívne ióny, vysokofrekvenčné vibrácie, červené, modré a zelené svetlo.

- **Pozitívne a negatívne ióny:** Využíva princíp priťahovania opačných nábojov, odstraňuje nečistoty z hlbokých pórov pomocou bioelektrických prúdov; kozmetické zložky prenikajú hlboko do pokožky pomocou zavádzania iónov.
 - **Vibrácie:** Napínajú pokožku, zvyšujú jej pružnosť a metabolizmus pomocou mechanických vibrácií a napäťovej stimulácie.
 - **Teplo:** Tepelná masáž podporuje vstrebávanie, zlepšuje štruktúru pokožky a robí ju plnšou.
 - **Červené svetlo:** Účinne preniká do hĺbky pokožky, stimuluje kolagén, rozjasňuje pokožku a redukuje jemné vrásky.
 - **Modré svetlo:** Podporuje syntézu kolagénu, omladzuje pokožku, napína ovisnutú pokožku, zužuje póry a viditeľne zlepšuje stav mastnej, citlivej a aknóznej pokožky.
 - **Zelené svetlo:** Zlepšuje využitie kyslíka bunkami, podporuje mikrocirkuláciu pokožky, urýchľuje lymfatický obeh a redukuje opuchy, pričom upokojuje pokožku.
-

Charakteristika produktu:

Režim čistenia a exportu (CLEAN):

- Čistí nečistoty z hlbokých pórov, znižuje veľkosť pórov, rozjasňuje pigmentové škvrny, odstraňuje akné a problém mdlého vzhľadu pokožky.

Režim starostlivosti EMS (EMS):

- Hlboko zavádza produkty starostlivosti o pokožku, zvyšuje aktivitu pokožky, zlepšuje omladenie pokožky, zosvetľuje ju a vyhladzuje vrásky. Tepelný a hydratačný režim.

Režim teplého zavádzania (HOT):

- Tepelná masáž podporuje cirkuláciu pokožky, zlepšuje napätie a pružnosť pokožky, udržiava ju v najlepšom stave po dlhú dobu a obnovuje jej lesk a aktivitu.

Režim starostlivosti o oči (Eye Care Model)

Pokyny na používanie zariadenia:

1. Podržte tlačidlo napájania viac ako 1,5 sekundy, aby ste zapli zariadenie; zariadenie nemožno používať počas nabíjania.

2. Počas používania by sa prsty mali dotýkať indukčných pásikov na oboch stranách zariadenia, čím sa vytvorí obvod s ľudským telom.
 3. Produkt využíva technológiu mikroprúdových iónov, preto je ľahký pocit prúdu normálnym javom – zariadenie je bezpečné na používanie.
 4. Používajte s odličovačom alebo vodou na odstraňovanie make-upu počas čistenia pokožky. Nepoužívajte s čistiacimi gélmami alebo čistiacimi olejmi.
 - Najskôr použite zariadenie na vytiahnutie nečistôt z hlbokých pórov pokožky na jej povrch, potom povrchové nečistoty očistite čistiacim gélom.
-

Bezpečnostné opatrenia:

1. Používanie produktu nie je odporúčané pre osoby po plastických operáciách tváre, s kovovými podkožnými implantátmi a pre tehotné ženy alebo ženy v šestonedelí.
 2. Hlavicu zariadenia utierajte papierovou utierkou; neumývajte ju vodou a vyhýbajte sa kontaktu s kovmi – môže dôjsť ku skratu.
 3. Nepoužívajte zariadenie v kúpeľni ani na vlhkých miestach, aby ste predišli skratu.
 4. Každý deň používajte každý režim iba raz; odporúča sa používať tri režimy za sebou iba raz denne.
 5. Produkt je určený výhradne na starostlivosť o tvár a krk; vyhnite sa použitiu na akné, vyrážky, začervenanie. Osoby s alergickou pokožkou by nemali používať zariadenie každý deň – postačuje raz týždenne.
- Počas údržby zariadenia sa uistite, že je vypnuté. Inak môže dôjsť k podráždeniu počas čistenia mokrou utierkou.
 - Neumývajte zariadenie vodou. Môžete ho utrieť vlhkou handričkou alebo mäkkou utierkou s trochou mydla; držiak vatového tampónu je možné opláchnuť čistou vodou.
 - Nepoužívajte žieravé prostriedky (alkohol, banánový olej, benzín, odlakovač a pod.) na čistenie zariadenia – môže dôjsť k jeho poškodeniu, prasknutiu, zafarbeniu alebo poruche.

Metódy Použitia:

1. Metóda použitia režimu čistenia a exportu

- Tento režim účinne čistí nečistoty v póroch pokožky, vďaka čomu je pokožka priehľadnejšia; dávajte pozor, aby ste nepoužívali príliš hrubé vatové tampóny.

- V kombinácii so zeleným svetlom – zlepšuje využitie kyslíka bunkami, podporuje mikrocirkuláciu pokožky, zrýchľuje lymfatický obeh, redukuje opuchy a upokojuje pokožku, čím jej vracia stabilný stav.

Kroky:

1. Podržte tlačidlo približne 1 sekundu, aby ste aktivovali režim „CLEAN“ (zelené svetlo).
 2. Rovnomerne naneste odličovač alebo iné čistiace mlieko/tonikum na pokožku (telo prístroja nie je vodotesné, nestriekajte vodu priamo na prístroj!).
 3. Držte kovové indukčné pásiky na bokoch prístroja (vytvoríte obvod s telom používateľa pre správne fungovanie prístroja).
 4. Pohybujte hlavicou prístroja po tvári alebo krku zdola nahor.
-

2. Metóda použitia režimu EMS starostlivosti

- Tento režim účinne stimuluje a uvoľňuje pokožku a pomáha hydratačným kozmetickým produktom preniknúť do hlbších vrstiev pokožky; držiak vatového tampónu je možné odstrániť. (Pocit jemného prúdu je normálny.)
- V kombinácii s červeným svetlom – účinne preniká do hĺbky pokožky, stimuluje kolagén, rozjasňuje pokožku a redukuje jemné vrásky.

Kroky:

1. Podržte tlačidlo napájania približne 1 sekundu na zapnutie prístroja, potom znovu stlačte tlačidlo pre prepnutie do režimu „EMS“ (červené svetlo).
 2. Rovnomerne naneste toner alebo denný krém/serum na pokožku.
 3. Držte kovové indukčné pásiky na bokoch prístroja (vytvoríte obvod s telom používateľa).
 4. Pohybujte hlavicou prístroja po tvári alebo krku zdola nahor.
-

Odporúčané Metódy Použitia:

1. Zdvíhať od brady smerom k lícam
2. Zdvíhať od líc smerom k vonkajšiemu kútiku oka
3. Zdvíhať od krku smerom k brade
4. Zdvíhať od brady smerom ku kosti čeľuste (sánke)

3. Spôsob použitia režimu teplého zavádzania (Warm Import Mode)

- Tento režim jemne stimuluje a uvoľňuje pokožku, pomáha jej získať späť jas a pružnosť.
- V kombinácii s modrým svetlom podporuje syntézu kolagénu, omladzuje pokožku, spevňuje ochabnutú pokožku, zužuje póry a zlepšuje stav mastnej, citlivej a aknóznej pokožky.

Návod na použitie:

1. Podržte tlačidlo napájania približne 1 sekundu, aby ste zapli zariadenie, potom dvakrát stlačte tlačidlo, aby ste prešli do režimu „HOT“ (so sprievodným modrým svetlom).
2. Naneste masku na tvár alebo krk.
3. Držte kovové indukčné pásiky po oboch stranách zariadenia (vytvoríte obvod s telom používateľa, aby bola zabezpečená správna iónová funkcia).
4. Pohybujte hlavicou zariadenia po tvári alebo krku zdola nahor.

Záručný list:

| Názov produktu | Intense Pulsed Light Wrinkles Reducing Instrument | | Model | ES-1081 |
| Distribútor | | | Meno a priezvisko | | | Adresa | | | Tel / Mobil | | | Popis vady | |

Pre účely opravy prosíme o vyplnenie podrobností.

Certifikát:

| Dátum výroby | _____ |
| Test kvality | _____ |

Parametre produktu

Názov produktu: Prístroj na redukciu vrások s intenzívnym pulzným svetlom

Model produktu: ES-1081

Nabíjacie napätie: 5V == 1A

Menovitý výkon: 2.5W

Model batérie: 602535

Parametre batérie: 3.7V == 500mAh

Čas nabíjania: 2 hodiny

Rozmery produktu: 89 × 47 × 120 mm

Výkonná norma: GB 4706.1-2005 GB4706.15-2008

Prevádzkový režim: Zariadenie prejde do pohotovostného režimu po 4 minútach a po 1 minúte nečinnosti sa automaticky vypne.

Prvky produktu

- Hlavica omladzovacieho zariadenia
 - o Červené, modré a zelené svetlo
- Ukazovateľ úrovne nabitia
- Ovládanie funkcií
 - o Zapnúť / Vypnúť
- Ukazovateľ funkcie
- USB nabíjací port

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Intenzív pulzáló fényt alkalmazó ráncatlanító készülék

Modell: ES-1081

Funkciók bemutatása

Ez a készülék használható bőrtisztításra, EMS ápolásra és meleg hőmérsékletű bőrhidratálásra. Ötvözi a pozitív és negatív ionokat, a nagyfrekvenciás rezgéseket, valamint a vörös, kék és zöld fényt.

- **Pozitív és negatív ionok:** Az ellentétes töltések vonzásának elvét alkalmazva bioelektromos áramok segítségével eltávolítja a szennyeződések a mély pórusokból; az ionok bejuttatásával a kozmetikai összetevők mélyen behatolnak a bőrbe.
- **Rezgések:** A mechanikai rezgések és a feszültség stimulációja révén a bőr feszesebbé válik, növekszik rugalmassága és anyagcseréje.
- **Hő:** A meleg masszázs elősegíti a felszívódást, javítja a bőr szerkezetét és teltebbé teszi azt.
- **Vörös fény:** Hatékonyan behatol a bőr mélyére, serkenti a kollagént, világosítja a bőrt és csökkenti a finom ráncokat.
- **Kék fény:** Elősegíti a kollagén szintézisét, megújítja a bőrt, feszesíti a megereszkedett bőrt, szűkíti a pórusokat és láthatóan javítja a zsíros, érzékeny és pattanásos bőr állapotát.
- **Zöld fény:** Javítja a sejtek oxigénfelhasználási funkcióját, elősegíti a bőr mikrokeringését, felgyorsítja a nyirokkeringést és csökkenti a duzzanatot, megnyugtatta a bőrt.

A termék jellemzői

- **Tisztító és exportáló mód (CLEAN):** Megtisztítja a szennyeződések a mély pórusokból, összehúzza a pórusokat, világosítja a foltokat, eltávolítja a pattanásokat és kezeli a fakó arcszínt.attre.eu
- **EMS ápolási mód (EMS):** Mélyen bejuttatja a bőrápoló termékeket, fokozza a bőr aktivitását, javítja a bőr megújulását, fehérit és kisimítja a ráncokat.
- **Meleg beviteli mód (HOT):** A meleg masszázs elősegíti a bőr keringését, javítja a bőr feszeségét és rugalmasságát, hosszú ideig a legjobb állapotban tartva azt, hogy visszaadja a bőr ragyogását és aktivitását.
- **Szemápolási mód (Eye Care Mode)**

Megjegyzések a készülék használatához

1. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot több mint 1,5 másodpercig a készülék bekapcsolásához; használat közben ne töltse a készüléket.
2. Használat közben az ujjaknak érinteniük kell a készülék mindkét oldalán található indukciós sávokat, hogy áramkört hozzanak létre az emberi testtel.
3. A termék mikroáramú ion technológiát alkalmaz, így az enyhe áramérzet normális jelenség – a készülék biztonságosan használható.
4. A bőrtisztítás során használjon sminkeltávolító folyadékot vagy arctisztító vizet. Ne használjon arclemosó géleket vagy tisztító olajokat.

Először használja a készüléket a szennyeződések eltávolítására a bőr mély pórusaiból a felszínre, majd tisztítsa meg a felszíni szennyeződések arclemosó géllel.

Óvintézkedések

1. A termék használata nem ajánlott azoknak, akik arcplasztikai műtéten estek át, bőr alatti fém implantátumokkal rendelkeznek, valamint terhes vagy szoptató nőknek.
2. A készülék fejét törölje le kendővel; ne mossa vízzel, és kerülje a fémekkel való érintkezést – ez rövidzárlatot okozhat.
3. Ne használja a készüléket fürdőszobában vagy nedves helyeken, hogy elkerülje a rövidzárlatot.
4. Minden üzemmódot naponta csak egyszer használjon; ajánlott a három üzemmódot egymás után, naponta egyszer alkalmazni.
5. A termék kizárólag az arc és a nyak ápolására szolgál; kerülje a használatát pattanásokon, kiütéseken, bőrpíron. Azok, akik bőrrallergiában szenvednek, ne használják a készüléket.

Használati módszerek:

1. A tisztító és exportáló mód használata

- Ez a mód hatékonyan tisztítja meg a bőr pórusaitól a szennyeződések, átláthatóbbá téve a bőrt; ügyeljen arra, hogy ne használjon túl vastag vattakorongot.
- Zöld fénnel kombinálva – javítja a sejtek oxigénfelhasználását, elősegíti a bőr mikrokeringését, felgyorsítja a nyirokkeringést, csökkenti a duzzanatot és megnyugtatja a bőrt, visszaállítva annak stabil állapotát.

Lépések:

1. Tartsa lenyomva a gombot kb. 1 másodpercig a „CLEAN” módba való belépéshez (zöld fény kíséretében).

2. Vigyen fel sminklemosó folyadékot vagy más tisztító tejet/tonikot egyenletesen a bőrre (a készülék háza nem vízálló, ne permetezzen közvetlenül vizet a készülékre!).
 3. Fogja meg a készülék oldalán található fém indukciós csíkokat (zárva az áramkört a felhasználó testével a készülék megfelelő működése érdekében).
 4. Mozgassa a készülék fejét az arcon vagy a nyakon letről felfelé.
-

2. Az EMS ápolási mód használata

- Ez a mód hatékonyan stimulálja és ellazítja a bőrt, valamint segít a hidratáló kozmetikumok mélyebb rétegekbe juttatásában; a vattakorong tartógyűrű eltávolítható. (Enyhe áramérzet tapasztalható.)
- Vörös fénnel kombinálva – hatékonyan behatol a bőr mélyébe, serkenti a kollagént, világosítja a bőrt, csökkenti a finom vonalakat és ráncokat.

Lépések:

1. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot kb. 1 másodpercig a készülék bekapcsolásához, majd nyomja meg újra az „EMS” módba lépéshez (vörös fény kíséretében).
 2. Vigyen fel tonikot vagy napi krémet/szérumot egyenletesen a bőrre.
 3. Fogja meg a készülék oldalán található fém indukciós csíkokat (áramkör zárása a felhasználó testével).
 4. Mozgassa a készülék fejét az arcon vagy a nyakon letről felfelé.
-

Ajánlott használati módszerek:

1. Az álltól az orcák felé emelve
 2. Az orcáktól a szem külső sarkához emelve
 3. A nyaktól az áll felé emelve
 4. Az álltól az állkapocs vonaláig emelve
-

3. A meleg beviteli mód használata (Warm Import Mode)

- Ez a mód gyengéden stimulálja és ellazítja a bőrt, segít visszaállítani annak ragyogását és rugalmasságát.

- Kék fénnel kombinálva – elősegíti a kollagén szintézisét, megújítja a bőrt, feszesíti a megereszkedett bőrt, szűkíti a pórusokat, és javítja a zsíros, érzékeny és pattanásos bőr állapotát.

Használati utasítás:

1. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot kb. 1 másodpercig a készülék bekapcsolásához, majd nyomja meg kétszer a gombot a „HOT” módba való belépéshez (kék fény kíséretében).
2. Vigyen fel arcmaszkot az arcra vagy nyakra.
3. Fogja meg a készülék mindkét oldalán található fém indukciós csíkokat (áramkör zárása a felhasználó testével a megfelelő ionos működés biztosítása érdekében).
4. Mozgassa a készülék fejét az arcon vagy nyakon letről felfelé.

Garanciajegy:

Termék neve Intenzív pulzáló fényes ráncatlanító készülék

Modell	ES-1081
Forgalmazó	
Név	
Cím	
Telefon/Mobil	
Hiba leírása	

Javítás céljából kérjük, töltsse ki a fenti adatokat.

Tanúsítvány:

| Gyártási dátum | _____ | Minőségellenőrzés | _____ |

Termék Paraméterei

Paraméter	Érték
Termék neve	Intenzív pulzáló fényes ráncatlanító készülék
Termék modellje	ES-1081

Paraméter	Érték
Töltési feszültség	5V == 1A
Névleges teljesítmény	2.5W
Akkumulátor modell	602535
Akkumulátor paraméterek	3.7V == 500mAh
Töltési idő	2 óra
Termék méretei	89 × 47 × 120 mm
Végrehajtási szabvány	GB 4706.1-2005 GB4706.15-2008
Működési mód	A készülék 4 perc után készenléti módba lép, és 1 perc tétlenség után automatikusan kikapcsol.

Termék Elemei:

- Fiatalító készülék feje
 - Piros, kék és zöld fény
- Szintjelző fény
- Funkciógomb
 - Be-/Kikapcsolás
- Funkciójelző fény
- USB töltőcsatlakozó