

INSTRUKCJA OBSŁUGI – URZĄDZENIE DO USUWANIA ZASKÓRNIKÓW USB

1. Przed użyciem dokładnie oczyść twarz ciepłą wodą i delikatnym mydelem.
2. Wybierz funkcję gorącego kompresu, aby przygotować skórę i otworzyć pory.
3. Wybierz odpowiednią końcówkę i zamocuj ją na urządzeniu.
4. Przesuwaj urządzenie powoli po skórze, nie zatrzymuj go w jednym miejscu.
5. Po zakończeniu zabiegu zastosuj chłodny kompres lub tonik zwężający pory.
6. Końcówki po każdym użyciu umyj wodą i zdezynfekuj.
7. Nie stosować na uszkodzoną, podrażnioną lub opaloną skórę.
8. Produkt przechowywać w suchym miejscu, ładować wyłącznie kablem USB dołączonym do zestawu.

NÁVOD NA POUŽITIE – ZARIADENIE NA ODSTRÁNENIE ČIERNYCH BODIEK USB

1. Pred použitím si vyčistite pleť teplou vodou a jemným čistiacim gélom.
2. Zapnite funkciu horúceho kompresu na otvorenie pórov.
3. Vyberte vhodnú hlavicu a nasaďte ju na zariadenie.
4. Pohybujte zariadením pomaly, nezastavujte ho na jednom mieste.
5. Po ukončení procedúry použite studený obklad alebo tonikum na stiahnutie pórov.
6. Hlavice po každom použití umyte vodou a dezinfikujte.
7. Nepoužívajte na podráždenú, poranenú alebo spálenú pokožku.
8. Skladujte na suchom mieste, nabíjajte iba priloženým USB káblom.

NÁVOD K POUŽITÍ – ZAŘÍZENÍ NA ODSTRANOVÁNÍ ČERNÝCH TEČEK USB

1. Před použitím si vyčistěte pleť teplou vodou a jemným gelem.
2. Zapněte funkci teplého kompresu pro otevření pórů.
3. Zvolte vhodnou hlavici a nasaďte ji na zařízení.
4. Pohybujte přístrojem pomalu, nezastavujte jej na jednom místě.
5. Po proceduře použijte studený obklad nebo tonikum na stažení pórů.
6. Hlavice po každém použití omyjte vodou a dezinfikujte.
7. Nepoužívejte na podrážděnou, poraněnou či spálenou pokožku.
8. Uchovávejte na suchém místě, nabíjejte pouze přiloženým USB kabelem.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – MITESSZERELTÁVOLÍTÓ KÉSZÜLÉK USB

1. Használat előtt tisztítsa meg arcát meleg vízzel és gyengéd arclemosóval.
2. Kapcsolja be a meleg borogatás funkciót a pórusok megnyitásához.
3. Válassza ki a megfelelő fejet, majd helyezze fel a készülékre.
4. A készüléket lassan mozgassa a bőrön, ne tartsa egy helyen.
5. A kezelés után használjon hideg borogatást vagy pórusösszehúzó tonikot.
6. A fejeket minden használat után mossa meg és fertőtlenítsen.
7. Ne használja irritált, sérült vagy leégett bőrön.
8. Száraz helyen tárolja, és kizárólag a mellékelt USB kábellel töltsen.