

Instrukcja obsługi

Maska LED

1. Urządzenie, które otrzymałeś, składa się z oddzielnej części – szyi i maski.
 2. Włóż klamrę szyjną odpowiadającą rowkowi twarzowemu i zapnij ją.
 3. Po dokręceniu i całkowitym złożeniu można go otworzyć i używać.
 4. Jeśli nie potrzebujesz części na szyję, możesz użyć samej maseczki na twarz, jednak nie można używać samej części na szyję.
 5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 do 5 sekund, a usłyszysz sygnał dźwiękowy. Urządzenie jest w stanie rozruchowym. Kontynuuj klikanie przycisku, a urządzenie przejdzie w czerwony tryb pracy. Kliknij przyciski po kolei, aby wyświetlić status trybu pracy odpowiadający różnym kolorom. Kliknij przycisk po raz ósmy, a kolor będzie czerwony.
W tym momencie przyrząd znajduje się w trybie automatycznego przełączania cyklu kolorów. Gdy przyrząd nie jest używany, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 do 5 sekund, aby wyłączyć przyrząd.
-

1. Wyreguluj gumki po lewej i prawej stronie maski tak, aby zapewnić wygodną pozycję, wyreguluj ciasnotę uszu i zamocuj maskę.
2. Używając maski, możesz oczyścić twarz esencją lub jednorazową maską. Po równomiernym nałożeniu esencji lub jednorazowej maski na twarz, załóż aplikator maski i użyj go z odpowiednim źródłem światła, aby uzyskać lepszy efekt. Zalecany czas wynosi 10–15 minut. Następnie zdejmij maskę, wytrzyj ją do czysta i użyj następnym razem.
3. Zaleca się, aby podczas odpoczynku znaleźć wygodne miejsce lub łóżko, położyć się cicho, zamknąć oczy i cieszyć się wspaniałym procesem. Nie czytać ani nie oglądać telewizji podczas korzystania.
4. Podczas ładowania lampka będzie świecić na czerwono, a po pełnym naładowaniu zmieni kolor na zielony, co oznacza zakończenie procesu ładowania. Przed rozpoczęciem normalnej pracy należy w pełni naładować urządzenie i odłączyć kabel ładujący.

Návod k použití

LED maska

1. Zařízení, které jste obdrželi, se skládá ze samostatných částí – masky a nástavce na krk.
2. Vložte nástavec na krk do příslušného výřezu v obličejové masce a zajistěte jej.
3. Po pevném dotažení a úplném sestavení můžete zařízení zapnout a používat.
4. Pokud nepotřebujete nástavec na krk, můžete použít pouze obličejovou masku. Samostatně však nelze používat jen část na krk.
5. Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 až 5 sekund, dokud neuslyšíte zvukový signál. Zařízení se spustí. Pokračujte v mačkání tlačítka, dokud zařízení nepřejde do červeného režimu. Postupným mačkáním tlačítka projdete jednotlivé barevné režimy. Po osmém stisknutí bude barva opět červená.
V tomto okamžiku zařízení přejde do automatického režimu střídání barev. Pokud zařízení nepoužíváte, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 až 5 sekund a zařízení se vypne.

-
1. Upravte gumičky na levé a pravé straně masky tak, aby vám dobře seděla. Nastavte správné napětí kolem uší a masku upevněte.
 2. Před použitím můžete vyčistit obličej esencí nebo jednorázovou maskou. Po nanesení esence nebo jednorázové masky nasadte LED masku a použijte ji s odpovídajícím světlem. Doporučená doba použití je 10–15 minut. Poté masku sundejte, otřete ji do čista a připravte na další použití.
 3. Doporučuje se během procedury ležet na klidném a pohodlném místě, zavřít oči a plně si užívat relaxační proces. Během použití nečtěte ani nesledujte televizi.
 4. Při nabíjení bude kontrolka svítit červeně, po úplném nabití se rozsvítí zeleně, což znamená, že nabíjení bylo dokončeno. Před zahájením používání zařízení plně nabijte a odpojte nabíjecí kabel.

Návod na použitie

LED maska

1. Zariadenie, ktoré ste dostali, sa skladá z dvoch častí – masky a nástavca na krk.
2. Vložte krčný nástavec do zodpovedajúcej drážky na maske tváre a upevnite ho.
3. Po úplnom pripevnení a dotiahnutí môžete zariadenie zapnúť a používať.
4. Ak nepotrebuje časť na krk, môžete použiť len samotnú tvárovú masku. Samostatný krčný nástavec však nemožno používať bez masky.
5. Stlačte a podržte tlačidlo napájania na 3 až 5 sekúnd – zaznie zvukový signál a zariadenie sa spustí. Pokračujte v stláčaní tlačidla, čím sa zariadenie prepne do červeného režimu. Postupným klikaním sa zobrazia jednotlivé farebné režimy. Pri ôsmom kliknutí bude farba opäť červená.
V tomto momente je zariadenie v automatickom režime prepínania farieb. Keď sa nepoužíva, stlačte a podržte tlačidlo napájania 3 až 5 sekúnd, aby sa vyplo.

-
1. Upravte gumičky na ľavej a pravej strane masky tak, aby ste dosiahli pohodlnú polohu. Nastavte ich napnutie pri ušiach a masku pevne upevnite.
 2. Pred použitím masky si môžete očistiť tvár esenciou alebo jednorazovou pleťovou maskou. Po rovnomernom nanesení esencie alebo masky nasadte LED masku a zapnite ju s vhodným svetlom, aby ste dosiahli lepší efekt. Odporúčaný čas použitia je 10–15 minút. Potom masku zložte, vyčistite ju a pripravte na ďalšie použitie.
 3. Odporúča sa, aby ste si počas používania masky ľahli na pohodlné miesto, zatvorili oči a užili si príjemný relaxačný zážitok. Počas používania nečítajte ani nepozerajte televíziu.
 4. Počas nabíjania bude kontrolka svietiť na červeno. Po úplnom nabití zmení farbu na zelenú – to znamená, že nabíjanie je dokončené. Pred použitím zariadenia ho úplne nabite a odpojte nabíjací kábel.

Használati útmutató

LED maszk

1. A kapott készülék két részből áll – egy nyaki és egy arcmaskából.
2. Illeszd a nyaki kapcsot az arcon lévő vájatba, és rögzítsd.
3. A teljes összeszerelés és rögzítés után a készülék használatra kész.
4. Ha nincs szükséged a nyaki részre, használhatod csak az arcmaszkot, de a nyaki részt önmagában nem szabad használni.
5. Nyomd meg és tartsd lenyomva a bekapcsológombot 3–5 másodpercig – egy hangjelzést fogsz hallani. A készülék készenléti állapotba lép. Ezután többszöri kattintással váltsd a színeket: az eszköz piros üzemmódba kapcsol. A további gombnyomásokkal különböző szín módokat jeleníthetsz meg. A nyolcadik megnyomás után a szín újra piros lesz.
Ebben az állapotban az eszköz automatikus színváltó üzemmódban működik. Ha nem használod a készüléket, tartsd lenyomva a bekapcsológombot 3–5 másodpercig a kikapcsoláshoz.

-
1. Állítsd be a pántokat a maszk bal és jobb oldalán a kényelmes illeszkedés érdekében, és igazítsd meg a fül körüli szorosságot, hogy jól rögzüljön.
 2. Használat előtt megtisztíthatod az arcod esszenciával vagy egyszer használatos arcmaszkkal. A maszk vagy esszencia egyenletes felvitele után helyezd fel a LED maszkot, és használd a megfelelő fényforrással a jobb hatás eléréséhez. Az ajánlott használati idő 10–15 perc. Ezután távolítsd el a maszkot, tisztítsd meg, és tedd el a következő használatához.
 3. Pihenés közben javasolt kényelmes helyet vagy ágyat választani, csendben feküdni, becsukni a szemet, és élvezni a relaxáló folyamatot. Használat közben ne olvass vagy nézz televíziót.
 4. Töltés közben a lámpa pirosan világít. Ha teljesen feltöltött, zöldre vált – ez a töltési folyamat végét jelzi. A normál működés megkezdése előtt teljesen töltsd fel a készüléket, majd húzd ki a töltőkábelt.