

PL

Instrukcja użytkowania – Sauna Parowa / Inhalator 130W

1. Umieść urządzenie na stabilnej, równej powierzchni.
 2. Wlej wodę do zbiornika, używając miarki. Nie przekraczaj poziomu MAX.
 3. Załóż odpowiednią maskę – twarzową lub inhalacyjną.
 4. Podłącz urządzenie do prądu i włącz przyciskiem.
 5. Po 1–2 minutach zacznie wydobywać się para – rozpocznij zabieg.
 6. Zabieg trwa 5–10 minut. W przypadku dyskomfortu przerwij.
 7. Po użyciu odłącz urządzenie, poczekaj aż ostygnie i wylej wodę.
- Ostrzeżenie: Nie stosować przy chorobach skóry, gorączce lub infekcji.

CZ

Návod k použití – Parní Sauna / Inhalátor 130W

1. Umístěte zařízení na rovný, stabilní povrch.
 2. Nalijte vodu do nádoby pomocí odměrky. Nepřekračujte MAX.
 3. Nasadte vhodnou masku – obličejovou nebo inhalační.
 4. Připojte zařízení k síti a zapněte jej.
 5. Po 1–2 minutách se začne tvořit pára – zahajte proceduru.
 6. Procedura trvá 5–10 minut. Při nepohodlí přerušete.
 7. Po použití odpojte zařízení, nechte vychladnout a vylijte vodu.
- Upozornění: Nepoužívat při kožních onemocněních, horečce nebo infekci.

SK

Návod na použitie – Parná Sauna / Inhalátor 130W

1. Umiestnite zariadenie na stabilný a rovný povrch.
 2. Nalejte do nádrčky vodu pomocou odmerky. Neprekračujte MAX.
 3. Nasadte vhodnú masku – tvárovú alebo inhalačnú.
 4. Pripojte zariadenie do siete a zapnite ho.
 5. Po 1–2 minútach sa začne vytvárať para – začnite procedúru.
 6. Procedúra trvá 5–10 minút. Pri nepohodlí ju ukončite.
 7. Po použití zariadenie vypnite, nechajte vychladnúť a vyprázdňte vodu.
- Upozornenie: Nepoužívať pri kožných ochoreniach, horúčke alebo infekcii.

HU

Használati útmutató – Gőzös Arcsauna / Inhalátor 130W

1. Helyezze a készüléket stabil, sík felületre.
2. Töltse fel a tartályt mérőpohárral. Ne lépje túl a MAX jelzést.
3. Szerelje fel a megfelelő maszkot – arc vagy inhalációs.
4. Csatlakoztassa a hálózathoz és kapcsolja be.
5. 1–2 perc múlva gőz képződik – kezdheti a kezelést.
6. A kezelés 5–10 percgig tart. Kellemetlenség esetén szakítsa meg.
7. Használat után húzza ki a készüléket, hagyja kihűlni és ürítse ki a vizet.

Figyelem: Ne használja bőrbetegség, láz vagy fertőzés esetén.