

Pas neoprenowy odciążający kręgosłup

Pas neoprenowy odciążający kręgosłup to stabilizator, który można stosować w dolnym odcinku kręgosłupa. Produkt stabilizuje kręgosłup, zmniejsza jego ruchomość, a także wymusza przyjęcie właściwej postawy ciała, dzięki czemu niweluje ból w kręgosłupie lędźwiowym. Mimo usztywniania w odcinku lędźwiowym produkt jest komfortowy w noszeniu. Stabilizator świetnie nadaje się dla osób z przewlekłymi bólami kręgosłupa. Dodatkowo pas neoprenowy na kręgosłup będzie utrzymywał ciepło w obrębie kręgosłupa, co może mieć wpływ na zmniejszenie dolegliwości bólowych w tym obszarze.

Zastosowanie

- odciążenie kręgosłupa,
- zespół bólowy w odcinku lędźwiowo-krzyżowym
- ochrona narządów wewnętrznych (szczególnie nerki) zwłaszcza podczas uprawiania sportów

Przeciwwskazania

Należy przerwać użytkowanie produktu w przypadku wystąpienia następujących objawów: zaburzenia czucia, zaburzenia przepływu krwi, wysypka alergiczna lub swędzenie

Pas neoprenowy przeznaczony jest dla osób zdrowych w celach wspomagania procesu rehabilitacji. Jeśli cierpią Państwo na poważne schorzenia przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem lub fizjoterapeutą. Pamiętaj, aby wybór pasa i czas jego stosowania zawsze skonsultować z lekarzem prowadzącym lub fizjoterapeutą.

Sposób użycia

- Dopasuj stabilizator regulując go tak, aby produkt zapewniał stabilizację, ale również komfort i wygodę noszenia.
- Gdy pas jest na miejscu, staraj się utrzymywać prawidłową postawę ciała.
- Zadbaj o odpowiednią higienę produktu

Jak stosować pas neoprenowy

Zakładaj pas na minimum 30 do 60 min dziennie. Nie przekraczać 12 godzin ciągłego użytkowania

Uwaga

W trakcie dokonywania zakupu zapach neoprenu może stanowić problem. Neopren jest faktycznie materiałem wydzielającym dość silny zapach, ale nasze pasy spełniają wymogi testów jakości i testów toksykologicznych przeprowadzanych na zastosowanych materiałach.

Materiał

85% neopren, 10% poliester

Porady dotyczące konserwacji

- Pranie ręczne
- Nie można stosować żadnych wybielaczy ani odplamiaczy
- Nie suszyć w suszarce bębnowej
- Nie prasować
- Nie czyścić chemicznie

Mona
ul.Leszczynowa 8
62-070 Dąbrówka
+48 607106591
www.fit4med.com

Neoprene lumbar support belt

A neoprene back support belt is a stabilizer that can be used in the lower back. The product stabilizes the spine, reduces its mobility, and also enforces the proper body posture, alleviating pain in the lumbar region. Despite providing support in the lumbar area, the product is comfortable to wear. The stabilizer is great for people with chronic back pain. Additionally, the neoprene back belt will keep warmth around the spine, which can help reduce pain in that area

Application

- Relief of the spine
- Pain syndrome in the lumbosacral region
- Protection of internal organs (especially kidneys), especially during sports

Contraindications

Discontinue use of the product if any of the following symptoms occur: sensory disturbances, blood flow disorders, allergic rash, or itching. The neoprene belt is intended for healthy individuals to support the rehabilitation process. If you suffer from serious conditions, consult a doctor or physiotherapist before use. Always consult your lead doctor or physiotherapist about the choice of belt and duration of use.

How to Use

- Adjust the stabilizer so that it provides stabilization while also ensuring comfort and ease of wear.
- When the belt is in place, try to maintain a proper body posture.
- Ensure proper hygiene of the product.

How to Use the Neoprene Belt

Wear the belt for a minimum of 30 to 60 minutes daily. Do not exceed 12 hours of continuous use.

Note

When purchasing, the smell of neoprene may be an issue. Neoprene is indeed a material that emits a strong odor, but our belts meet quality testing and toxicological testing requirements conducted on the materials used.

Material

85% neoprene, 10% polyester

Maintenance Tips

- Hand wash
- Do not use any bleach or stain removers
- Do not tumble dry
- Do not iron
- Do not dry clean

Centură de suport lombar din neopren

Centura de suport lombar din neopren este un stabilizator care poate fi utilizat în zona lombară. Produsul stabilizează coloana vertebrală, reduce mobilitatea acesteia și impune o postură adecvată a corpului, ameliorând durerea în regiunea lombară. În ciuda suportului oferit în zona lombară, produsul este confortabil de purtat. Stabilizatorul este ideal pentru persoanele cu dureri cronice de spate. În plus, centura de neopren va menține căldura în jurul coloanei vertebrale, ceea ce poate ajuta la reducerea durerilor în această zonă.

Aplicație

- Ușurarea spatelui
- Sindrom de durere în regiunea lumbosacrală
- Protecția organelor interne (în special a rinichilor), în special în timpul sporturilor

Contraindicații

Opriiți utilizarea produsului dacă apar oricare dintre următoarele simptome: tulburări de sensibilitate, tulburări de circulație a sângelui, erupții alergice sau mâncărimi.

Cureaua din neopren este destinată persoanelor sănătoase pentru a susține procesul de reabilitare. Dacă suferiți de condiții grave, consultați un medic sau un fizioterapeut înainte de utilizare. Consultați întotdeauna medicul dumneavoastră coordonator sau fizioterapeutul referitor la alegerea curelei și durata de utilizare.

Cum se utilizează

- Reglați stabilizatorul astfel încât să asigure stabilizarea, în timp ce asigură confort și ușurință în purtare.
- Când cureaua este în poziție, încercați să mențineți o postură corectă a corpului.
- Asigurați-vă că produsul este curat.

Cum se utilizează cureaua din neopren

Purtați cureaua timp de minimum 30 până la 60 de minute zilnic. Nu depășiți 12 ore de utilizare continuă.

Notă

Atunci când cumpărați, mirosul de neopren poate fi o problemă. Neoprenul este, într-adevăr, un material care emite un miros puternic, dar curelele noastre îndeplinesc cerințele de testare a calității și teste toxice efectuate pe materialele utilizate.

Material

- 85% neopren, 10% poliester

Sfaturi de întreținere

- Spălare manuală
- Nu utilizați înălbitori sau îndepărtătoare de pete
- Nu uscați la mașină
- Nu călcați
- Nu curățați chimic

Mona
ul.Leszczynowa 8
62-070 Dąbrówka
+48 607106591
www.fit4med.com