

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL

1. Wprowadzenie do produktu

1.1 Tło badawczo-rozwojowe instrumentu do aktywacji meridianów

Po wielu latach badań profesor Zhu Zongxiang, znany ekspert meridianów, oficjalnie ogłosił w Pekinie jesienią 1988 roku, że linia meridianu nie jest prostą linią o pojedynczej strukturze i funkcji, ale strukturą stereofoniczną wielopoziomową, wieloformową i wielofunkcyjną. Grupa badawcza kierowana przez profesora Zhu Zongxianga potwierdziła obiektywne istnienie meridianów i punktów akupunktury, wykorzystując zasady wielu dyscyplin, takich jak biofizyka meridianów akupunktury. Stwierdzono, że w ciele ludzkim znajduje się czternaście głównych linii meridianowych, z których każda ma od 1 do 3 mm szerokości, charakteryzując się niską rezystancją i wysokim dźwiękiem wibracyjnym. Instrument do wykrywania i aktywacji meridianów został opracowany zgodnie z cechami niskiej rezystancji i wysokiego dźwięku wibracyjnego ludzkich meridianów.

1.2 Funkcje produktu

1. Długopis akupunktury to produkt wysokiej technologii oparty na połączeniu tradycyjnej akupunktury i nowoczesnej biotechnologii. Jest to przełom w dziedzinie tradycyjnej medycyny chińskiej (TCM) dotyczący opieki zdrowotnej nad meridianami.
2. Długopis akupunktury to przenośny produkt zdrowotny związany z meridianami, który wyróżnia się unikalnym designem oraz trybami impulsowym i czerwonym światłem.

1.3 Główne parametry Nazwa produktu: Długopis Akupunktury Model produktu: LY-508A Napięcie robocze: DC 3.7V Adapter zasilający: 5V/1A Intensywność: Poziomy od 1 do 20 Waga: 0.084 kg Rozmiary: 200 x 40 x 29 (mm)

1.4 Główne parametry Zakres temperatury otoczenia: od -40°C do 55°C Wilgotność względna: ≤ 80% Produkt należy przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, wolnym od korozji.

1.5 Główne komponenty

- Wyświetlacz poziomu baterii
- Ekran wyświetlający
- Przycisk "Włącz/Wyłącz"
- Przycisk "Czerwone światło"
- Przycisk "Intensywność"
- Lampka wskaźnikowa
- Głowica do fizjoterapii
- Płyta przewodząca
- Port ładowania

- Kabel ładowania USB

1.6 Cechy produktu

1. Masaż pulsacyjny;
2. Światło czerwone (tryby ciągłe/przerywane);
3. Regulowana intensywność;
4. Litowo-jonowe baterie, które można ładować;
5. Lustrzana płyta przewodząca na dużą powierzchnię;
6. Wyświetlacz poziomu baterii LCD, wysokiej jakości i elegancki.

1.7 Zakres zastosowania Produkt nadaje się do stosowania na nadgarstkach, łokciach, kostkach, kolanach, szyi, talii, twarzy oraz innych częściach ciała.

1.8 Przeciwwskazania

1. Produktu nie należy stosować razem z urządzeniami elektronicznymi stosowanymi medycznie, takimi jak wszczepiane urządzenia elektroniczne, sztuczne serca i płuca.
2. Osoby w ciąży, menstruujące, pacjenci ze zmianami skórnymi i ostrych chorobach nie powinni używać tego produktu.
3. Osoby z uszkodzeniami skóry lub bliznami nie powinny używać tego produktu.
4. Nie używaj tego produktu do oświetlania oczu.

2. Instrukcje użytkowania 2.1 Operacje produktu

1. Włączanie: Naciśnij przycisk „Włącz/Wyłącz” (zobacz Rysunek 1), ekran się zaświeci, pokazując wartość intensywności „0” i poziom baterii (zobacz Rysunek 2), a urządzenie przejdzie w tryb gotowości.
2. Regulacja intensywności: Naciśnij „+” i „-”, aby dostosować intensywność (zobacz Rysunek 3): za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk, intensywność zmieni się o 1 poziom. Najwyższy poziom to 9 (zobacz Rysunek 4). Zaczynaj od niskiego poziomu intensywności i dostosuj do momentu, gdy poczujesz się komfortowo.
3. Prawidłowa postawa trzymania urządzenia: Trzymaj urządzenie z płytą przewodzącą ściśle przylegającą do skóry, jakbyś trzymał/a długopis (zobacz Rysunek 5). Rozpocznij fizjoterapię, gdy głowica fizjoterapeutyczna jest w pełnym kontakcie ze skórą.
4. Regulacja trybu: Dostępne są dwa tryby światła czerwonego, które są domyślnie wyłączone po uruchomieniu. Naciśnij przycisk „Czerwone światło” (zobacz Rysunek 6), aby włączyć tryb „Ciągły wyjście”, a głowica fizjoterapeutyczna będzie emitować ciągłe światło czerwone (zobacz Rysunek 7).

Naciśnij ponownie tryb "Czerwone Światło", aby przełączyć się na tryb "Przerywany Wyjściowy", a głowica fizjoterapeutyczna będzie emitować światło przerywane. Naciśnij czerwony przycisk po raz trzeci, aby wyłączyć funkcję światła.

5. Wymiana głowicy fizjoterapeutycznej: Instrument jest wyposażony w różne typy głowic fizjoterapeutycznych, które można wymieniać zgodnie z potrzebami (zobacz Rysunek 8).

6. Po użyciu naciśnij przycisk "Włącz/Wyłącz", aby wyłączyć instrument.

7. Ładowanie: Gdy instrument jest ładowany, zielone światło pozostaje włączone (zobacz Rysunek 9); gdy instrument jest w pełni naładowany, zielone światło gaśnie.

2.2 Środki ostrożności podczas użytkowania

1. Gdy instrument jest włączony, poziom intensywności wyświetla "0". Oznacza to, że urządzenie aktualnie nie emituje impulsów. Po dostosowaniu intensywności urządzenie automatycznie zaczyna emitować impulsy.
2. Różni użytkownicy oraz różne części ciała mogą wymagać różnych poziomów intensywności impulsów. Jeśli przeprowadzasz terapię na innej części ciała, zacznij od minimalnej intensywności i stopniowo ją zwiększaj, dopóki nie poczujesz się komfortowo.
3. Po użyciu naciśnij przycisk "Włącz/Wyłącz", aby wyłączyć urządzenie.
4. Instrumentu nie należy używać jednocześnie z urządzeniami chirurgicznymi wysokiej częstotliwości, urządzeniami emitującymi fale krótkie lub mikrofalowe.
5. Nie należy używać instrumentu w miejscach narażonych na promieniowanie elektromagnetyczne.
6. Podczas użytkowania płyta przewodząca powinna być ściśle przylegać do skóry, zapewniając odpowiedni kontakt między głowicą fizjoterapeutyczną a skórą.

3. Instrukcje konserwacji produktu oraz przewodnik rozwiązywania problemów

3.1 Instrukcje dotyczące konserwacji produktu

Czyszczenie instrumentu: Wytrzyj powierzchnię wilgotnym, miękkim ręcznikiem.

Konserwacja głowicy fizjoterapeutycznej:

1. Kiedy na powierzchni głowicy fizjoterapeutycznej znajduje się brud, przetrzyj ją miękkim ręcznikiem.
2. Aby uniknąć zakażeń krzyżowych, zaleca się wycieranie głowicy fizjoterapeutycznej wacikiem nasączonym alkoholem, gdy ktoś inny również musi go użyć.

3.2 Przewodnik rozwiązywania problemów

Problem	Sprawdź obszar	Status	Rozwiązanie
Brak wyraźnego efektu podczas fizjoterapii	Czy intensywność jest ustawiona na odpowiedni poziom?	Nie	Zwiększ intensywność
Brak wyraźnego efektu podczas fizjoterapii	Czy poziom baterii jest zbyt niski?	Tak	Naładuj instrument
Drętwienie w dłoni podczas fizjoterapii	1. Czy intensywność jest zbyt wysoka? 2. Czy dłoń ściśle przylega do płyty przewodzącej?	Tak	Kiedy intensywność impulsu jest zbyt wysoka (powyżej poziomu 5), drętwienie w dłoni jest normalne.

3.3 Obsługa posprzedażowa

Przy normalnym użytkowaniu, jeśli w ciągu jednego roku od daty zakupu wystąpi problem jakościowy, części zamienne zostaną naprawione i wymienione bezpłatnie. Po roku koszty części zamiennych będą obciążać kupującego.

3.4 Lista pakowania

Instrument	Kabel USB	Instrukcja obsługi
Jeden	Jeden	Jeden

NÁVOD K POUŽITÍ CZ

1. Úvod do produktu

1.1 Pozadí výzkumu a vývoje přístroje pro aktivaci meridiánů

Po mnoha letech výzkumu profesor Zhu Zongxiang, známý odborník na meridiány, oficiálně oznámil na podzim roku 1988 v Pekingu, že linie meridiánů není jednoduchou čarou s jednotnou strukturou a funkcí, ale prostorovou víceúrovňovou, víceformovou a vícefunkční strukturou. Výzkumný tým pod vedením profesora Zhu Zongxianga potvrdil objektivní existenci meridiánů a akupunkturních bodů pomocí principů mnoha vědních oborů, jako je biofyzika akupunkturních meridiánů. Bylo zjištěno, že v lidském těle se nachází čtrnáct hlavních linií meridiánů, z nichž každá má šířku 1 až 3 mm a vyznačuje se nízkým odporem a vysokým vibračním zvukem. Přístroj pro detekci a aktivaci meridiánů byl vyvinut na základě charakteristik nízkého odporu a vysokého vibračního zvuku lidských meridiánů.

1.2 Funkce produktu

1. Akupunkturní pero je high-tech produkt založený na kombinaci tradiční akupunktury a moderní biotechnologie. Představuje průlom v oblasti tradiční čínské medicíny (TCM) v péči o meridiány.
2. Akupunkturní pero je přenosný zdravotní produkt související s meridiány, který se vyznačuje jedinečným designem, pulzním režimem a červeným světlem.

1.3 Hlavní parametry

- **Název produktu:** Akupunkturní pero
- **Model produktu:** LY-508A
- **Pracovní napětí:** DC 3.7V
- **Napájecí adaptér:** 5V/1A
- **Intenzita:** Úrovně od 1 do 20
- **Hmotnost:** 0,084 kg
- **Rozměry:** 200 x 40 x 29 mm

1.4 Hlavní parametry prostředí

- **Teplotní rozsah prostředí:** od -40 °C do 55 °C
- **Relativní vlhkost:** ≤ 80 %
- Produkt uchovávejte v dobře větrané místnosti, bez koroze.

1.5 Hlavní komponenty

- Ukazatel úrovně baterie
- Displej
- Tlačítko „Zapnout/Vypnout“
- Tlačítko „Červené světlo“
- Tlačítko „Intenzita“

- Indikátorová kontrolka
- Fyzioterapeutická hlavice
- Vodivá deska
- Nabíjecí port
- USB nabíjecí kabel

1.6 Vlastnosti produktu

1. Pulzní masáž;
2. Červené světlo (kontinuální/přerušovaný režim);
3. Nastavitelná intenzita;
4. Dobíjecí lithium-iontové baterie;
5. Velkoplošná vodivá zrcadlová deska;
6. LCD ukazatel úrovně baterie, elegantní a vysoce kvalitní design.

1.7 Rozsah použití

Produkt je vhodný pro použití na zápěstích, loktech, kotnících, kolenou, krku, pase, obličeji a dalších částech těla.

1.8 Kontraindikace

1. Produkt by neměl být používán společně s lékařskými elektronickými zařízeními, jako jsou implantovaná elektronická zařízení, umělé srdce a plíce.
2. Těhotné ženy, ženy v menstruaci, pacienti s kožními lézemi a akutními nemocemi by tento produkt neměli používat.
3. Osoby s poraněním kůže nebo jizvami by tento produkt neměly používat.
4. Nepoužívejte tento produkt k osvětlení očí.

2. Návod k použití

2.1 Operace produktu

1. **Zapnutí:** Stiskněte tlačítko „Zapnout/Vypnout“ (viz Obrázek 1), displej se rozsvítí a zobrazí hodnotu intenzity „0“ a úroveň baterie (viz Obrázek 2), poté zařízení přejde do pohotovostního režimu.
2. **Nastavení intenzity:** Stiskněte „+“ a „-“, abyste upravili intenzitu (viz Obrázek 3). Po každém stisknutí tlačítka se intenzita změní o 1 úroveň. Nejvyšší úroveň je 9 (viz Obrázek 4). Začněte na nízké úrovni intenzity a upravujte, dokud se nebudete cítit pohodlně.
3. **Správné držení zařízení:** Držte zařízení s vodivou deskou pevně přitlačenou k pokožce, jako byste drželi pero (viz Obrázek 5). Zahajte fyzioterapii, jakmile je fyzioterapeutická hlavice v plném kontaktu s pokožkou.

4. **Nastavení režimu:** K dispozici jsou dva režimy červeného světla, které jsou při spuštění ve výchozím nastavení vypnuty. Stiskněte tlačítko „Červené světlo“ (viz Obrázek 6), abyste aktivovali režim „Kontinuální výstup“; fyzioterapeutická hlavička začne emitovat kontinuální červené světlo (viz Obrázek 7).

Stiskněte režim „Červené světlo“ znovu, abyste přepnuli na režim „Přerušovaný výstup“, při kterém bude fyzioterapeutická hlavička vydávat přerušované světlo. Stiskněte červené tlačítko potřetí, aby se funkce světla vypnula.

5. **Výměna fyzioterapeutické hlavičky:** Přístroj je vybaven různými typy fyzioterapeutických hlavic, které lze měnit podle potřeby (viz Obrázek 8).

6. Po použití stiskněte tlačítko „Zapnout/Vypnout“, aby se přístroj vypnul.

7. **Nabíjení:** Když se přístroj nabíjí, zelené světlo zůstane rozsvícené (viz Obrázek 9); když je přístroj plně nabitý, zelené světlo zhasne.

2.2 Bezpečnostní opatření při používání

1. Když je přístroj zapnutý, úroveň intenzity zobrazuje „0“. To znamená, že zařízení aktuálně nevydává impulsy. Po nastavení intenzity zařízení automaticky začne vydávat impulsy.
2. Různí uživatelé a různé části těla mohou vyžadovat různé úrovně intenzity impulsů. Při terapii na jiné části těla začněte s minimální intenzitou a postupně ji zvyšujte, dokud nebudete cítit pohodlí.
3. Po použití stiskněte tlačítko „Zapnout/Vypnout“, aby se zařízení vypnulo.
4. Přístroj by neměl být používán současně s chirurgickými vysokofrekvenčními zařízeními, krátkovlnnými nebo mikrovlnnými vysílači.
5. Přístroj by neměl být používán v prostředí vystaveném elektromagnetickému záření.
6. Během používání by měla vodivá deska těsně přiléhat k pokožce, aby byl zajištěn správný kontakt mezi fyzioterapeutickou hlavičkou a pokožkou.

3. Pokyny pro údržbu produktu a návod k řešení problémů

3.1 Pokyny pro údržbu produktu

Čištění přístroje: Otřete povrch vlhkým měkkým hadříkem.

Údržba fyzioterapeutické hlavičky:

1. Pokud je povrch fyzioterapeutické hlavičky znečištěn, otřete ji měkkým hadříkem.
2. Aby se předešlo křížové kontaminaci, doporučuje se otírat fyzioterapeutickou hlavičku tamponem namočeným v alkoholu, pokud ji musí použít jiná osoba.

3.2 Návod k řešení problémů

Problém	Zkontrolujte oblast	Stav	Řešení
Nedostatečný efekt během fyzioterapie	Je intenzita nastavena na správnou úroveň?	Ne	Zvyšte intenzitu.
Nedostatečný efekt během fyzioterapie	Je úroveň baterie příliš nízká?	Ano	Nabijte přístroj.
Brnění v ruce během fyzioterapie	1. Je intenzita příliš vysoká? 2. Přiléhá ruka těsně k vodivé desce?	Ano	Pokud je intenzita impulsu příliš vysoká (nad úroveň 5), brnění v ruce je normální.

3.3 Poprodejní servis

Při běžném používání, pokud dojde během jednoho roku od data nákupu k problému s kvalitou, budou náhradní díly opraveny a vyměněny zdarma. Po uplynutí jednoho roku náklady na náhradní díly hradí kupující.

3.4 Balení produktu

Položka	Množství
Přístroj	Jeden
USB kabel	Jeden
Uživatelská příručka	Jeden

NÁVOD NA POUŽÍVÁNIE SK

1. Úvod k produktu

1.1 Pozadie vývoja a výskumu prístroja na aktiváciu meridiánov

Po mnohých rokoch výskumu profesor Zhu Zongxiang, známy odborník na meridiány, na jeseň roku 1988 v Pekingu oficiálne oznámil, že línia meridiánov nie je jednoduchou čiarou s jednotnou štruktúrou a funkciou, ale priestorovou viacúrovňovou, viacformovou a viacfunkčnou štruktúrou. Výskumný tím pod vedením profesora Zhu Zongxianga potvrdil objektívnu existenciu meridiánov a akupunktúrnych bodov pomocou princípov mnohých disciplín, ako je biofyzika akupunktúrnych meridiánov. Zistilo sa, že v ľudskom tele sa nachádza štrnásť hlavných línií meridiánov, z ktorých každá má šírku 1 až 3 mm a vyznačuje sa nízkym odporom a vysokým vibračným zvukom. Prístroj na detekciu a aktiváciu meridiánov bol vyvinutý na základe charakteristík nízkeho odporu a vysokého vibračného zvuku ľudských meridiánov.

1.2 Funkcie produktu

1. Akupunktúrne pero je high-tech produkt založený na kombinácii tradičnej akupunktúry a modernej biotechnológie. Predstavuje prelom v oblasti tradičnej čínskej medicíny (TCM) v starostlivosti o meridiány.
2. Akupunktúrne pero je prenosný zdravotný produkt súvisiaci s meridiánmi, ktorý sa vyznačuje jedinečným dizajnom, pulznými režimami a červeným svetlom.

1.3 Hlavné parametre

- **Názov produktu:** Akupunktúrne pero
- **Model produktu:** LY-508A
- **Pracovné napätie:** DC 3,7 V
- **Napájací adaptér:** 5 V/1 A
- **Intenzita:** Úrovne od 1 do 20
- **Hmotnosť:** 0,084 kg
- **Rozmery:** 200 x 40 x 29 mm

1.4 Hlavné parametre prostredia

- **Teplotný rozsah:** od -40 °C do 55 °C
- **Relatívna vlhkosť:** ≤ 80 %
- Produkt skladujte v dobre vetranej miestnosti, bez korózných látok.

1.5 Hlavné komponenty

- Indikátor úrovne batérie
- Displej
- Tlačidlo „Zapnúť/Vypnúť“
- Tlačidlo „Červené svetlo“

- Tlačidlo „Intenzita“
- Indikačná kontrolka
- Fyzioterapeutická hlavica
- Vodivá doska
- Nabíjací port
- USB nabíjací kábel

1.6 Vlastnosti produktu

1. Pulzná masáž;
2. Červené svetlo (kontinuálne/prerušované režimy);
3. Nastaviteľná intenzita;
4. Dobíjateľné lítium-iónové batérie;
5. Vodivá zrkadlová doska na veľkú plochu;
6. LCD displej úrovne batérie, elegantný a vysoko kvalitný dizajn.

1.7 Rozsah použitia

Produkt je vhodný na použitie na zápästiach, lakťoch, členkoch, kolenách, krku, páse, tvári a ďalších častiach tela.

1.8 Kontraindikácie

1. Produkt by sa nemal používať spolu s medicínskymi elektronickými zariadeniami, ako sú implantované elektronické zariadenia, umelé srdce a pľúca.
2. Tehotné ženy, ženy počas menštruácie, pacienti s kožnými léziami a akútnymi chorobami by tento produkt nemali používať.
3. Osoby s poškodenou kožou alebo jazvami by tento produkt nemali používať.
4. Nepoužívajte tento produkt na osvetlenie očí.

2. Návod na použitie

2.1 Operácie produktu

1. **Zapnutie:** Stlačte tlačidlo „Zapnúť/Vypnúť“ (pozri Obrázok 1), displej sa rozsvieti a zobrazí hodnotu intenzity „0“ a úroveň batérie (pozri Obrázok 2), potom zariadenie prejde do pohotovostného režimu.
2. **Nastavenie intenzity:** Stlačte tlačidlá „+“ a „-“, aby ste upravili intenzitu (pozri Obrázok 3). Po každom stlačení tlačidla sa intenzita zmení o 1 úroveň. Najvyššia úroveň je 9 (pozri Obrázok 4). Začnite na nízkej úrovni intenzity a prispôbte ju tak, aby ste sa cítili pohodlne.
3. **Správne držanie zariadenia:** Držte zariadenie s vodivou doskou pevne pritlačenou k pokožke, akoby ste držali pero (pozri Obrázok 5). Začnite fyzioterapiu, keď je fyzioterapeutická hlavica v úplnom kontakte s pokožkou.

4. **Nastavenie režimu:** Sú k dispozícii dva režimy červeného svetla, ktoré sú pri spustení predvolene vypnuté. Stlačte tlačidlo „Červené svetlo“ (pozri Obrázok 6), aby ste aktivovali režim „Kontinuálny výstup“, a fyzioterapeutická hlavica začne emitovať kontinuálne červené svetlo (pozri Obrázok 7).

Stlačte režim „Červené svetlo“ znovu, aby ste prepli na režim „Prerušovaný výstup“, pričom fyzioterapeutická hlavica bude vydávať prerušované svetlo. Stlačte červené tlačidlo tretíkrát, aby ste vypli funkciu svetla.

5. **Výmena fyzioterapeutickej hlavice:** Prístroj je vybavený rôznymi typmi fyzioterapeutických hlavíc, ktoré možno meniť podľa potreby (pozrite Obrázok 8).

6. Po použití stlačte tlačidlo „Zapnúť/Vypnúť“, aby ste prístroj vypli.

7. **Nabíjanie:** Keď sa prístroj nabíja, zelené svetlo zostáva rozsvietené (pozrite Obrázok 9); keď je prístroj plne nabitý, zelené svetlo zhasne.

2.2 Bezpečnostné opatrenia počas používania

1. Keď je prístroj zapnutý, úroveň intenzity zobrazuje „0“. To znamená, že zariadenie aktuálne nevydáva impulzy. Po nastavení intenzity zariadenie automaticky začne vydávať impulzy.
2. Rôzni používatelia a rôzne časti tela môžu vyžadovať rôzne úrovne intenzity impulzov. Ak vykonávate terapiu na inej časti tela, začnite s minimálnou intenzitou a postupne ju zvyšujte, kým sa nebudete cítiť pohodlne.
3. Po použití stlačte tlačidlo „Zapnúť/Vypnúť“, aby ste zariadenie vypli.
4. Prístroj by sa nemal používať súčasne so zariadeniami na vysokofrekvenčné chirurgické zákroky, krátkovlnnými alebo mikrovlnnými vysielačmi.
5. Prístroj by sa nemal používať v prostredí vystavenom elektromagnetickému žiareniu.
6. Počas používania by mala vodivá doska pevne priliehať k pokožke, aby bol zabezpečený správny kontakt medzi fyzioterapeutickou hlavicom a pokožkou.

3. Pokyny na údržbu produktu a návod na riešenie problémov

3.1 Pokyny na údržbu produktu

Čistenie prístroja: Utrite povrch vlhkou mäkkou handričkou.

Údržba fyzioterapeutickej hlavice:

1. Ak je povrch fyzioterapeutickej hlavice znečistený, utrite ho mäkkou handričkou.
2. Aby sa predišlo krížovej kontaminácii, odporúča sa utrieť fyzioterapeutickú hlavicu tampónom namočeným v alkohole, ak ju má použiť iná osoba.

3.2 Návod na riešenie problémov

Problém	Skontrolujte oblasť	Stav	Riešenie
Nedostatočný efekt počas terapie	Je intenzita nastavená na správnu úroveň?	Nie	Zvýšte intenzitu.
Nedostatočný efekt počas terapie	Je úroveň batérie príliš nízka?	Áno	Nabite prístroj.
Brnenie v ruke počas terapie	1. Je intenzita príliš vysoká?	Áno	Pri intenzite nad úroveň 5 je brnenie v ruke normálne.
	2. Prilieha ruka pevne k vodivej doske?		

3.3 Popredajný servis

Pri bežnom používaní, ak počas jedného roka od dátumu nákupu nastane problém s kvalitou, náhradné diely budú opravené a vymenené bezplatne. Po uplynutí jedného roka náklady na náhradné diely hradí kupujúci.

3.4 Obsah balenia

Položka	Počet
Prístroj	Jeden
USB kábel	Jeden
Užívateľská príručka	Jeden

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU

1. Termék bevezetése

1.1 A meridiánaktiváló eszköz kutatás-fejlesztési háttere

Többéves kutatás után Zhu Zongxiang professzor, a meridiánok elismert szakértője, 1988 őszén hivatalosan bejelentette Pekingben, hogy a meridiánvonal nem egyszerű, egységes szerkezetű és funkciójú vonal, hanem térbeli, többszintű, többfunkciós és többformájú szerkezet. Zhu Zongxiang professzor által vezetett kutatócsoport megerősítette a meridiánok és akupunktúrák pontok objektív létezését több tudományág, például az akupunktúra meridiánok biofizikája alapján. Kiderült, hogy az emberi testben tizennégy fő meridiánvonal található, amelyek szélessége 1–3 mm, és amelyek alacsony ellenállásúak és magas rezgési hanggal jellemezhetők. A meridiánok detektálására és aktiválására szolgáló eszközt az emberi meridiánok alacsony ellenállásának és magas rezgési hangjának jellemzői alapján fejlesztették ki.

1.2 A termék funkciói

1. Az akupunktúrák toll egy magas technológiai színvonalú termék, amely a hagyományos akupunktúra és a modern biotechnológia kombinációján alapul. Úttörő megoldás a hagyományos kínai orvoslás (TCM) meridiánok egészségügyi gondozásában.
2. Az akupunktúrák toll hordozható egészségügyi termék, amely a meridiánokhoz kapcsolódik, és kiemelkedik egyedi kialakításával, impulzus- és vörös fényű módjaival.

1.3 Fő paraméterek

- **Termék neve:** Akupunktúrák toll
- **Termék modellje:** LY-508A
- **Működési feszültség:** DC 3,7 V
- **Hálózati adapter:** 5 V/1 A
- **Intenzitás:** 1–20 szint
- **Súly:** 0,084 kg
- **Méret:** 200 x 40 x 29 mm

1.4 Környezeti paraméterek

- **Hőmérséklet-tartomány:** -40 °C és 55 °C között
- **Relatív páratartalom:** ≤ 80%
- A terméket jól szellőző, korróziómentes helyiségben kell tárolni.

1.5 Fő alkatrészek

- Akkumulátor szintjelző
- Kijelző
- „Be/Ki” gomb
- „Vörös fény” gomb

- „Intenzitás” gomb
- Jelzőfény
- Fizioterápiás fej
- Vezetőlemez
- Töltőport
- USB töltőkábel

1.6 A termék jellemzői

1. Pulzáló masszázs;
2. Vörös fény (folyamatos/szakaszos módok);
3. Állítható intenzitás;
4. Újratölthető lítium-ion akkumulátorok;
5. Nagy felületű vezető tükörlemez;
6. LCD akkumulátor-szint kijelző, elegáns és kiváló minőségű.

1.7 Alkalmazási terület

A termék alkalmas a csuklón, könyökön, bokán, térden, nyakon, derékon, arcon és a test más részein való használatra.

1.8 Ellenjavallatok

1. A termék nem használható orvosi elektronikus eszközökkel együtt, például beültetett elektronikus eszközökkel, mesterséges szívvel és tüdővel.
2. Terhes nők, menstruáció alatt állók, bőrbetegségekkel vagy akut betegségekkel küzdő betegek ne használják ezt a terméket.
3. Bőrsérülésekkel vagy hegekkel rendelkező személyek ne használják ezt a terméket.
4. Ne használja ezt a terméket a szem megvilágítására.

2. Használati utasítások

2.1 Termék működtetése

1. **Bekapcsolás:** Nyomja meg a „Be/Ki” gombot (lásd az 1. ábrát), a kijelző világítani kezd, megjeleníti az intenzitás értékét „0” és az akkumulátor szintjét (lásd a 2. ábrát), majd az eszköz készenléti módba lép.
2. **Intenzitás beállítása:** Nyomja meg a „+” és „-” gombokat az intenzitás beállításához (lásd a 3. ábrát). Minden gombnyomás egy szinttel növeli vagy csökkenti az intenzitást. A legmagasabb szint 9 (lásd a 4. ábrát). Alacsony intenzitású szintről kezdje, és állítsa be, amíg kényelmes nem lesz.

3. **Helyes tartás:** Tartsa az eszközt úgy, hogy a vezetőlemez szorosan érintkezzen a bőrrel, mintha egy tollat tartana (lásd az 5. ábrát). Kezdje a fizioterápiát, amikor a fizioterápiás fej teljes érintkezésben van a bőrrel.
4. **Mód beállítása:** Két vörös fény mód érhető el, amelyek indításkor alapértelmezés szerint ki vannak kapcsolva. Nyomja meg a „Vörös fény” gombot (lásd a 6. ábrát) a „Folyamatos kibocsátás” mód bekapcsolásához, ekkor a fizioterápiás fej folyamatos vörös fényt bocsát ki (lásd a 7. ábrát).

Nyomja meg újra a "Piros Fény" módot, hogy átváltson az „Szakaszos Kibocsátás” módra, ekkor a fizioterápiás fej szakaszos fényt fog kibocsátani. **Nyomja meg harmadszor is a piros gombot,** hogy kikapcsolja a fény funkciót.

5. **Fizioterápiás fej cseréje:** Az eszköz különböző típusú fizioterápiás fejekkel van felszerelve, amelyek az igényeknek megfelelően cserélhetők (lásd a 8. ábrát).

6. Használat után nyomja meg a "Be-/Kikapcsolás" gombot az eszköz kikapcsolásához.

7. **Töltés:** Amikor az eszköz töltődik, a zöld fény folyamatosan világít (lásd a 9. ábrát); amikor az eszköz teljesen feltöltődött, a zöld fény kialszik.

2.2 Használati óvintézkedések

1. Amikor az eszköz be van kapcsolva, az intenzitásszint „0”-t mutat. Ez azt jelenti, hogy az eszköz jelenleg nem bocsát ki impulzusokat. Az intenzitás beállítása után az eszköz automatikusan megkezd az impulzusok kibocsátását.
2. Különböző felhasználók és a test különböző részei eltérő impulzusintenzitást igényelhetnek. Ha más testrészen végez terápiát, kezdje minimális intenzitással, és fokozatosan növelje, amíg kényelmesnek nem érzi.
3. Használat után nyomja meg a "Be-/Kikapcsolás" gombot az eszköz kikapcsolásához.
4. Az eszközt nem szabad egyidejűleg használni magas frekvenciás sebészeti eszközökkel, rövidhullámú vagy mikrohullámú sugárzást kibocsátó berendezésekkel.
5. Ne használja az eszközt elektromágneses sugárzásnak kitett területeken.
6. Használat közben a vezetőlapnak szorosan illeszkednie kell a bőrhöz, hogy megfelelő kapcsolatot biztosítson a fizioterápiás fej és a bőr között.

3. Termék karbantartási utasítások és hibaelhárítási útmutató

3.1 Karbantartási utasítások

Az eszköz tisztítása: Törölje le a felületet nedves, puha törlőkendővel.

A fizioterápiás fej karbantartása:

1. Ha a fizioterápiás fej felülete piszkos, törölje le egy puha törlőkendővel.
 2. A keresztfertőzések elkerülése érdekében ajánlott a fizioterápiás fejet alkoholba áztatott vattával megtisztítani, ha más személy is használja az eszközt.
-

3.2 Hibaelhárítási útmutató

Probléma	Ellenőrizendő terület	Állapot	Megoldás
Nincs érezhető hatás a terápiában	Az intenzitás megfelelő szinten van?	Nem	Növelje az intenzitást.
Nincs érezhető hatás a terápiában	Az akkumulátor szintje túl alacsony?	Igen	Töltse fel az eszközt.
Zsibbadás a kézben terápiánál	1. Az intenzitás túl magas?	Igen	5-ös szint feletti impulzusintenzitásnál a zsibbadás normális.
	2. A kéz szorosan érintkezik a vezetőlappal?		

3.3 Utógondozási szolgáltatás

Normál használat esetén, ha a vásárlás dátumától számított egy éven belül minőségi probléma lép fel, a pótalkatrészeket díjmentesen megjavítják és kicserélik. Egy év után a pótalkatrészek költségeit a vásárló viseli.

3.4 Csomag tartalma

Tétel	Darabszám
Eszköz	Egy
USB kábel	Egy
Használati útmutató	Egy