



TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

ELECTRIC WHEEL CHAIR OPERATING INSTRUCTIONS

MODEL: JRWD6012

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

MODEL: JRWD6012



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

CORRECT DISPOSAL

This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.



Preface

Please read the user manual carefully before taking the product into use. This manual contains operations , assembly methods , and simple faults solutions.

This manual applies to our model : JRWD6012.

This manual contains wheelchair maintenance and self checking methods , please put it in proper place.

Please provide this manual for reference when other people are going to use this wheelchair.

The annotations and illustrations in this manual might be slightly different with the real parts due to quality improvement or changing design . Please in kind prevail.

Contact with your dealer if there is any ambiguity or question.

Improper use of any vehicle may lead to injury . Unsafe driving could harm yourselves and others.

The electric wheelchair is intended to comfortably transport persons with walking difficulties or no walking abilities.

This electric wheelchair is designed to transport 1 person only.



Warning symbol

Follow the instructions next to this symbol closely.

Please pay attention to these instructions, otherwise it would result in physical injury or damage to the wheelchair or the environment.

Product Introduction



Product Performance

This series of electric wheelchairs are powered by Li-ion battery, driven by DC motor. Users control direction and adjust speed by joystick control. It is suitable for application of low speed, good road condition and small slope.

Safety Instructions

1.Main Security Features

Classified according to the type of protection electric shock: Internal power.
Classified according to the type of protection against electric shock: Type B application.

Classified according to the degree of inlet liquid protection: IPX3.

Classified according to the safety of use in a flammable anesthetic mixture with air or gas mixed with oxygen or nitrous oxide flammable anesthetic gases occurs: Non AP/APG type.

Classified according to operation mode: Continuous operation.

Rating voltage: DC.24V.

Have no protective effect on the application of defibrillator discharge section.

No signal output or input part.

Non-permanently installed equipment.

2.Driving Notice

General Driving Cautions

Please keep your hands on the armrest to control the wheelchair.

Please practice in parks or other safe open places until you can use the wheelchair skillfully.

Fully practice driving in a safe place, to master principle of moving forward, stopping and turning circles.

Before driving to the road, please be accompanied by caregivers and confirm it is safe.

Please strictly follow traffic rules of the pedestrian, do not regard yourself as vehicle driver.

Please drive on the sidewalk and the zebra crossing. Do not drive on vehicle lane.

Steadily drive, to avoid driving in 'Z' line or sharp turn.

Accompanied by Caregivers or Avoid Driving in These Conditions

Drive in bad weather, such as rainy day, heavy fog, strong wind, snow, etc.

In case of wheelchair is wet out, wipe the water immediately.

Drive on the bad road condition, such as muddy, trail, sand road, gravel,

etc.

Drive on crowded road.

Drive on no fence side ditch, pond, etc.

Across the railway.

When you have to across railway, pause at turnoff to confirm it is safe, and make sure that the tires will not be stuck by railway.

The electric wheelchair is only for personal use, do not carry people or goods, and do not for a traction purposes.

Precautions for Uphill and Downhill

Avoid driving on following places: steep hills, tilt places, high steps, channels etc.

Avoid driving on steep slopes, the slope range should be less than 9 degrees. Please carefully operate the controller when drive on slopes.

Keep moving forward during uphill or downhill.

Slow down speed during downhill.

Avoid driving sideways on the steep.

Forbid driving on the stairs place and avoid crossing high steps.

Avoid crossing wide ditches.

During crossing ditches, keep 90°angel between tires and the ditches.



Do not set the wheelchair to manual mode during uphill and downhill.

When the wheelchair is malfunction at traffic crossing, please immediately ask passerby for help. And set wheelchair to manual mode, then push wheelchair to leave the scene, or user to get away from the site to a safe place immediately.

Precautions for the Caregivers

Caregivers should confirm that the users 'feet are on the footrests' proper position and ensure clothes do not attach to the wheels.

Caregivers should push the wheelchair to move forward to keep safe on steep slope or long slope.

Other Notice

Repair and Refit

If it has to repair or refit the wheelchair, please contact seller or service department. Do not modify by self. It may cause accident or wheelchair malfunction.

Keep Dry

Do not put the wheelchair in wet place. If the wheelchair is wet, please dry it immediately.



Without our company's confirmation, don't modify the assembly or materials of this wheelchair.

In order not to cause imbalance, don't add weight arbitrarily. When someone is sitting on the wheelchair or the clutch is not in manual mode, do not use other vehicles to pull or push the wheelchair.

Service Life

The service life of this product is 5 years after the date of production. Please use the product within the limited period. Please do not use it beyond the validity period for more than one year to avoid accidents. Date of manufacture: see the label.

Electromagnetic Compatibility

The wheelchair should away from strong magnetic fields and large inductive electrical equipment, such as radio station, TV station, underground radio station, cell phone transmitting radio station. Pay attention to that if there are sources of electromagnetic interference nearby, as far as away from those sources to avoid electromagnetic interference. The electric wheelchair should avoid electromagnetic interference.

Note:Electric wheelchair should meet electromagnetic compatibility requirement of YY0505 standard.

User should install and use electric wheelchair based on the electromagnetic compatibility information provided.

Portable and mobile RF communication device shall affect performance of electric wheelchair. Therefore, please avoid strong electromagnetic disturbance, like near mobile phone or microwave.

Please refer to attachment for notice and manufacturer's statement.

Cut-off voltage of battery is 23V.

Electric wheelchair belongs to D class in GB/T 18029.21-2012, a wheelchair with electronic differential steering and manual brake.



Electric wheelchair shouldn't be put or used together with other devices. If have to, please verify that electric wheelchair can work normally under the circumstances.

Usage and Operation

Adjustment of Wheelchair

Unfold wheelchair

One hand hold the backrest, another hand hold the seat and open by force (picture 1). Fully unfold the wheelchair, and then fasten the lock which under the backrest (picture 2). Before use, please make sure that the lock is well locked. Otherwise it will cause fold danger when driving.




Picture 1



Picture 2

Fold Wheelchair

Loose the lock (picture 3), then one hand hold backrest, another hand pull the seat, fold it (picture 4).



Picture 3



Picture 4

Install Controller

Insert the controller into armrest tube. Please note to keep the controller horizontal (picture 5). And then lock the screw (picture 6).



Picture 5



Picture 6

Install and Replace Battery

Dismantle battery

Pull out the battery plug (picture 7), and then loosen the screw (picture 8).



Picture 7



Picture 8

Install battery

Put battery groove in the back tube (picture 9), loosen the screw (picture 10). Then connect the battery plug with controller plug (picture 11).



Picture 9




Picture 10



Picture 11

Footplate

The footplate can be pulled up or down (picture 12).



Picture 12

Install and Dismantle Anti-tipper

Press the button to install/dismantle the anti-tipper (picture 13-14)



Picture 13



Picture 14

Armrest Flip-up

One hand press the armrest button, another hand flip up the armrest (picture 15). And press down the armrest to the proper position to fix armrest (picture 16).



Picture 15




Picture 16

Backrest adjustment


- 1) As shown in (picture 19), grip the handle tightly in the direction of the arrow.
- 2) Lie back and release the brake lever at a comfortable angle for the user (picture 20).
- 3) When restoring the sitting position, stand up first, then grip the handle as shown in (picture 19), and the wheelchair can return to the sitting mode.

Attention: Do not drive the wheelchair in the backrest adjustment

mode to avoid danger.



picture 19



picture 20

Switch between Manual Mode and Electric Mode

Manual mode: pull up the switch lever on left & right motor (picture 17).

Electric mode: pull down the switch lever on left & right motor (picture 18).



Picture 17



Picture 18



When changing wheelchair from manual mode to electric mode, please make sure both left and right switches are in same mode. If not, it may cause rollover.

Battery and Charger

Charger Requirements

The charger is used for battery charging. During electric wheelchair is charging, do not use it.

Charger Technical Data

Input voltage: AC100-240V 50/60Hz

Output voltage: 24V/DC

Output current: 3.0A

Ingress protection level is IPX1. The charger should meet the requirement of GB 4706.1-2005 and GB 4706.18-2005.

Usage of Charger

Type 1 (charge directly in battery)

In order to charge the battery, connect the charger with power supply and battery box's plug. Do as following instructions to complete charging process:

Step 1: Make sure the charger groove is not blocked.

Step 2: Make sure the electric wheelchair is power off.

Step 3: Unplug the plugs which connect the battery box and controller.

Step 4: Connect the charger's output plug to the battery box's power plug.

Step 5: Connect the charger's main plug to the power supply and the red light

will be alight. Fully charging needs 8 to 10 hours, do not overcharge more than 24 hours.

Step 6: As to prevent cut short battery life, please charge the battery at least once per month when the wheelchair is not being used.



Type 2 (charge through controller)

In order to charge the battery, connect the charger with power supply and controller socket. Do as following instructions to complete charging process:

Step 1: Make sure the charger groove is not blocked.

Step 2: Make sure the electric wheelchair is power off.

Step 3: Make sure the battery and controller are connected.

Step 4: Connect the charger's output plug to the socket below the controller.

Step 5: Connect the charger's main plug to the power supply and the red light will be alight. Fully charging needs 8 to 10 hours, do not overcharge more than 24 hours.

Step 6: As to keep the battery life from being shortened, please charge the battery at least once per month when the wheelchair is not being used.



Do not stop charging until charge process is finished. Repeat using of battery which is not fully charged will shorten the battery life, so the battery should be fully charged as much as possible. When battery is fully charged, the power indicator will turn to green. Do not stop charging before fully charged.

After finish charging, turn off the power supply, otherwise the battery will discharge slowly. Do not charge more than 24 hours. Over-charging is dangerous.



Users should follow the following rules to avoid charging dangers: The electric wheelchair doesn't include the charger, please use national standard charger that the output voltage is 24V/DC 1.5A~5A.

It should be well ventilated when charging. Do not expose the wheelchair to sunlight and humid environment.

The charging environment temperature range is from 10°C to 50°C. If it is out of the environment temperature range, the battery is unable to function well, and can easily make battery damaged.

It's normal for the fan making a sound during charging. It is for cooling the charger, please do not worry about it.

Prevent liquid go into the charger during charging. And do not place charger on the flammable items, such as: fuel, footrest or seat cushion.

Please stay away from the flames when charging the battery. The flames may cause battery fire or explosion.

Charging makes hydrogen, do not smoke while charging.

Do not unplug the power supply when the socket or your hands are wet, it may cause electric shock. In case of unpredictable accident will happen and hurt the user, do not use or sit on the electric wheelchair when charging.

The Usage and Maintenance of Battery

Wrong operation of replacing battery may cause danger of explosion. Only the same or recommended type of battery is suitable for replacement. And please make sure the battery poles are correct. Key points for prolong the battery life: charge frequently, to keep battery power full. It's better to fully charge the battery if the wheelchair is not being used. If stop using for a long time, it's better to charge twice per month.

System Diagnose

When the indicator LED lights are blinking, it means the wheelchair has abnormalities. The abnormalities may occur in following parts: motors, brakes, battery, wire connections, etc. Through the product's inner information consultation, the property of the abnormal condition can be detected by the diagnosis signal. The abnormal situation can be detected without other service tools.

Audio Signal Indication

Description of LED light	The meaning of LED light	Explanation & Solution
All LED lights are unlit with no sound	The power is off, wheelchair is in standby or sleep mode. Power is poor contacted. Fuse is tripping or burned out.	
All LED lights are lit	The power is turned on, and self diagnose is working, the electric wheelchair can work well.	Less LED lights lit, less battery power remaining.
The leftmost red LED light is lit	The battery power is extremely inadequate.	To charge immediately. Or battery is malfunction that not able to charge.
Two short beeps, LED lights blink twice	The left motor is malfunction.	The left motor is poor connected or the wire is disconnected.
Three short beeps, LED lights blink thrice	The left magnetic brake is malfunction.	The left magnetic brake is poor connected or the wire is disconnected
Four short beeps, LED lights blink four times	The right motor is malfunction.	The right motor is poor connected or the wire is disconnected.
Five short beeps, LED lights blink five times	The right magnetic brake is malfunction.	The right magnetic brake is poor connected or the wire is disconnected

Six short beeps, LED lights blink six times	controller is in over-current protection status.	Check the brakes, and check if the motor drive mechanism is stuck. Check the current by ammeter, if it is not excessive current, maybe the controller is malfunction.
Seven short beeps, LED lights blink seven times	Joystick is malfunction	Joystick doesn't reset, or the connector is loose.
Eight short beeps, LED lights blink eight times	controller is malfunction.	Please consult your dealer for maintenance.
Nine short beeps, LED lights blink nine times	controller is malfunction.	Please consult service center for maintenance.

Controller

Controller Panel



Controller Usage

Power Switch



Press this button, the battery power gauge lights will turn on from left to right. Press again, all the LED lights are off.



In some emergency, you can directly turn off power by press power button.

Sleep Mode

If the joystick has no operation more than 20 minutes, the power turn off automatically, and the system in the sleep mode, system will be woke up from sleep mode by press power button.

Speed adjustment

According to user's habits and the circumstances, the wheelchair driving speed is adjustable. Adjust speed by press decrease button or increase button.



Speed is divided into five sections, ranged by 20%, 40%, 60%, 80%, 100% of the max speed. First gear of speed: 20% of the max speed. Fifth gear of speed: 100% of the max speed.

Horn Button



Press the horn button, the horn will sounds until you release the button.

Battery Power Gauge




After turn on the power, the battery power gauge is

working. The battery power gauge also shows the battery remaining power capacity. As the picture shown, the battery power is full.

When there is only the red or yellow LED light lit, the battery should be charged. And for a long distance driving, the battery should be fully charged. If only the red LED light is lit, the battery power is extremely inadequate, users need to charge battery as soon as possible.

Mute Button



Press the mute button, all sounds will be turned off, except the horn.

SOS



Long-press the SOS, it will broadcast “help me”.

Use of joystick



The wheelchair moving direction is controlled by joystick. The moving extent of joystick also controls the moving speed.



Please turn on or turn off the power when the joystick is in the middle position. Otherwise the controller will let out wrong operation signal. Release the joystick to middle, this mistake will stop. If the mistake is still continuing, perhaps this part is malfunction, do not use it and contact with your dealer for maintenance.

Mode switching

Close English broadcast

1. When the controller is turned on, first press and hold the horn button while holding it down" —" Press the key until the battery indicator light flashes, then release the key, As shown in Figure A&B;
2. Press"—"Number key, turn the speed indicator light to the leftmost position,As shown in Figure C;
3. Turn off and then turn on the device to switch the English voice broadcast to Didi sound;



(A)



(B)



(C)

Open the English broadcast

1. When the controller is turned on, first press and hold the horn button while holding it down" —" Press the key until the battery indicator light flashes, then release the key, As shown in Figure D&E;
2. Press"—" Number key, turn the speed indicator light to the far right,As shown in Figure F;
3. Turn off and then turn on the device to switch from Didi sound to English voice broadcasting;



(D)



(E)



(F)

Maintenance

Maintenance of wheelchair includes clean wheelchair, check wheel and battery, and charge battery.

For further maintenance please contact with your dealer. Our suggestion is checking the wheelchair every half year, annually overhaul.

Clean and Battery Maintenance

Clean Wheelchair

Please clean the wheelchair regularly. Clean the parts which are frequently touched with user's body (such as seat cushion, armrest, controller) by a clean and slight wet cloth. Do not use organic solvents to clean. If it is a patient user, the wheelchair should be cleaned once per week. If the wheelchair is used by an infectious victim, it should be cleaned and disinfected by disinfectants.

Wheels

Check the tires and their wear condition regularly. When the tire tread pattern depth reduce to 1mm, please replace new tire.

Battery

To make sure that the battery is fully charged frequently. In order to prolong battery life, we strongly recommend users do not to charge until battery run out of power totally.

Wheelchair Malfunction and Checking

When malfunctions happen during the wheelchair is working, please turn off the power before check. Symptom: completely lose power, and all the LED lights on the controller panel are off.

Check Step:

Step 1: To check if the controller's plug is loose.

Step 2: To check if the connection of controller's plug and battery box is loose. Please reinsert the plug connector (hold the plug when pull out the

plug. Do not pull the wire to avoid unnecessary damage to the wire line). After above checking, if the wheelchair is still not able to restore the power, or if users have any question for above checking, please connect with your dealer.



The controller has a diagnosing system to monitor the controller and motor. Any malfunction of these parts is indicated by the controller. For more details please kindly refer to chapter of audio signal indication.

Maintenance Checking

The following is a checking list, electric wheelchair should be ordinal checked according to our suggestion. When you get on or get off the wheelchair, some self checking is done automatically. For more your attention, we particularly list these self-checking items in A area.

A area	Before use, please check if following parts are correct: 1.Backrest 2.Armrest 3.Controller position 4.Footrest 5.battery power 6.Clutch/adjusting lever for conversion between manual mode and electric mode
B area	Check the following parts monthly, to avoid original parts loosening or wearing 1. Screws 2. Brakes 3. Clutch/adjusting lever for conversion between manual mode and electric mode 4. The front and rear wheels and their tread pattern depth 5. Connectors' of controller and charger
C area	For safety, semiannual overall maintenance is needed.

Warranty issues

Warranty contents

We elaborately design this wheelchair for you. If there are improper materials or manufacturing, we provide free repair and lifetime maintenance according to the time and conditions in warranty cards.

Warranty does not cover in these conditions

Subjective impression, no function problems. Usage and aging loss(coating and plating surface, nature fade of resins, etc).

Maintenance are not applicable when following happens

Don't regularly check our specified issues.

Improper or wrong maintenance. Different operation with our manual or overload

Unauthorized modifications

External factor such as: soot, pharmaceuticals, bird droppings, acid rain, flying stone, metal powder, etc. Natural disasters such as: typhoons, floods, fires, earthquakes etc.

The following fees are not covered

Replacement of consumables material such as tire, fuse, plastic parts, glass parts, lubricates etc. Fees for Inspection, adjustment , add oil, cleaning , etc. Fees for regularly check that specified by our factory.

Unauthorized modifications

Out authorized service centers maintain costs.

Customers pay attention following cautions

In order to make the warranty is valid, customers have obligation to follow below cautions: Correctly testing and driving the power wheelchair as manual instructions.

Daily checking.

Implementing the check tips according to our suggestion.

Warranty acceptable

If warranty is needed, please take the power wheelchair and show the after sales service card to our service center for the warranty service. If the user can't provide the after sales service card the service is not provided.

Protect environment

In order to protect environment, every damaged or scraped part of power wheelchair should be backed to our factory or handed over to State Department disposed, do not threw randomly.

Warranty valid

The after sales service card is valid from stamped date. This product warranty 1 year under normal operating conditions. Consumable parts (such as: battery set, cushion, tires, side board, armrest pad, etc.) are not under warranty range.

Others

Condition for Transport and Storage

During transport and storage, the electric wheelchair should be correctly placed as labeled indication.

Transportation should be avoided moisture and sunlight and away from heat resource.

In case of electric parts are damaged due to damp, please avoid storing the wheelchair in rain, outdoor and moisture.

Storage condition:

Environment temperature $-40^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$;

Relative humidity $\leq 80\%$;

Air Pressure $86\text{kPa} \sim 106\text{kPa}$.

Annex of Report---Manufacturer's Declaration of the EUT

1	Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic emission
2	The ELECTRIC WHEELCHAIR is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of ELECTRIC WHEELCHAIR should assure that it is used in such an environment.

3	Emissions test	Compliance	Electromagnetic environment - guidance
4	RF emissions CISPR 11	Group 1	The ELECTRIC WHEELCHAIR uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment.
5	RF emissions CISPR 11	Class B	The ELECTRIC WHEELCHAIR suitable for use in all establishments, including domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes.
6	Harmonic emissions IEC 61000-3-2	Class A	
7	Voltage fluctuations / flicker emissions IEC 61000-3-3	Complies	

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the ELECTRIC WHEELCHAIR

The ELECTRIC WHEELCHAIR is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the ELECTRIC WHEELCHAIR can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the ELECTRIC WHEELCHAIR as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment

Rated maximum output of transmitter W	Separation distance according to frequency of transmitter m		
	150 kHz to 80 MHz $d = [\frac{3.5}{V_1}] \sqrt{P}$	26 MHz to 800 MHz $d = [\frac{3.5}{E_1}] \sqrt{P}$	800 MHz to 2.5 GHz $d = [\frac{7}{E_1}] \sqrt{P}$
0.01	0.12	0.018	0.0345
0.1	0.38	0.057	0.1095
1	1.2	0.18	0.345
10	3.8	0.57	1.095
100	12	1.8	3.45

For transmitters rated at a maximum output power not listed above the recommended separation distance d in metres (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity

The ELECTRIC WHEELCHAIR is intended for use in the electromagnetic environment specified below.
The customer or the user of the ELECTRIC WHEELCHAIR should assure that it is used in such an environment.

Immunity test	IEC 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment -guidance
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV contact ± 8 kV air	±6 kV contact ± 8 kV air	Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30 %.
Electrostatic transient / burst IEC 61000-4-4	± 2 kV for power supply lines ± 1 kV for input/output lines	±2 kV for power supply lines ± 1 kV for input/output lines	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.
Surge IEC 61000-4-5	± 1 kV differential mode ± 2 kV common mode	±1 kV differential mode ±2 kV common mode	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.
Voltage dips, short interruptions and voltage	< 5 % UT (>95 % dip in UT) for 0.5 cycle 40 % UT	< 5 % UT (>95 % dip in UT) for 0.5 cycle 40 % UT	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment. If the user of the

variations on power supply input lines IEC 61000-4- 11	(60 % dip in UT) for 5 cycles 70 % UT (30 % dip in UT) for 25 cycles < 5 % UT (>95 % dip in UT) for 5 sec	(60 % dip in UT) for 5 cycles 70 % UT (30 % dip in UT) for 25 cycles < 5 % UT (>95 % dip in UT) for 5 sec	ELECTRIC WHEELCHAIR requires continued operation during power mains interruptions, it is recommended that the ELECTRIC WHEELCHAIR be powered from an uninterruptible power supply or a battery.
Power frequency (50/60 Hz) magnetic field IEC 61000-4-8	30A/m	30A/m	
NOTE: UT is the a. c. mains voltage prior to application of the test level.			

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity

The ELECTRIC WHEELCHAIR is intended for use in the electromagnetic environment specified below.
The customer or the user of the ELECTRIC WHEELCHAIR should assure that it is used in such an environment.

Immunity test	IEC 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment - guidance
---------------	----------------------	------------------	--

Conducted RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz to 80 MHz	3V	Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the ELECTRIC WHEELCHAIR, including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter. Recommended separation distance $d = \left[\frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz to } 800 \text{ MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz to } 2.5 \text{ GHz}$ where p is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation distance in metres (m).b Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey,a should be less than the compliance level in each frequency range.b Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol:
Radiated RF IEC 61000-4-3	20 V/m 26 MHz to 2.5 GHz	20V/m	

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.
 NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations.
 Electromagnetic is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

A、Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF

transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the ELECTRIC WHEELCHAIR is used exceeds the applicable RF compliance level above, the ELECTRIC WHEELCHAIR should be observed to verify normal operation.

If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as reorienting or relocating the ELECTRIC WHEELCHAIR.

B、Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3V/m

Performance Parameters

Main technical data	JRWD6012		
Max loading weight	136kg	Speed	1~6km/h
Battery charger	AC 100~240V, 50/60Hz, 1.5A	Front wheel diameter	8 inch
Battery	DC 24V 12AH Li-ion	Rear wheel diameter	12 inch
Motor (*2pcs)	DC 24V 250W	Max driving distance	20km
Obstacle climbing	50mm	Static stability	9°
Seat size	17.7/21inch*	Climbing angle	6°

Attention:“*”

- 1. There are two sizes of seat width for this model, which can be determined by the outer box information;
- 2. The width of the seat refers to the width between the handlebars;

Application Range

Our electric wheelchair is for disabled and elderly people (less than 100kg) using as walking vehicle, suitable for indoor use. Do not run on the motorways.

Contraindication

People who is under these circumstances: Upper limb is unresponsive, senile dementia, psychopath, physiology can not take care of themselves, and doctor request not to use.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE

MODE D'EMPLOI

MODÈLE : JRWD6012

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

Les expressions « Moitié Économisez », « Moitié Prix » ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représentent qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvrent pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous invitons à vérifier attentivement, lors de votre commande, que vous économisez réellement la moitié du prix par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Fauteuil roulant électrique
Mode d'emploi

MODÈLE : JRWD6012



BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS !

Des questions sur nos produits ? Besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation.

L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

ÉLIMINATION CORRECTE

Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE.

Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que

Ce produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne.

s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole.

Les produits marqués comme tels ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux.

déchets, mais doivent être apportés à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et appareils électroniques.



Préface

Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

Ce manuel contient des opérations, des méthodes d'assemblage et , et des défauts simples des solutions.

Ce manuel s'applique à notre modèle : JRWD6012.

Ce manuel contient des méthodes d'entretien et d'auto-vérification du fauteuil roulant. Veuillez le placer à , l'endroit approprié.

Veuillez fournir ce manuel à titre de référence lorsque d'autres personnes vont utiliser ce fauteuil roulant.

Les annotations et illustrations de ce manuel peuvent être légèrement différentes avec les pièces réelles en raison d'une amélioration de la qualité ou d'un changement de conception. Veuillez en nature prévalent.

Contactez votre revendeur en cas d'ambiguïté ou de question.

Une mauvaise utilisation de tout véhicule peut entraîner des blessures. Une conduite dangereuse peut nuire à la santé. vous-mêmes et les autres.

Le fauteuil roulant électrique est destiné à transporter confortablement des personnes handicapées. difficultés à marcher ou absence de capacité à marcher.

Ce fauteuil roulant électrique est conçu pour transporter 1 seule personne.



Symbole d'avertissement

Suivez attentivement les instructions à côté de ce symbole.

Veuillez prêter attention à ces instructions afin d'éviter , sinon cela entraînerait tout risque de blessure physique ou de dommage au fauteuil roulant ou à l'environnement.

Présentation du produit



Performance du produit

Cette série de fauteuils roulants électriques est alimentée par une batterie Li-ion, entraînée par Moteur à courant continu. L'utilisateur contrôle la direction et ajuste la vitesse à l'aide d'un joystick. convient aux applications à faible vitesse, en bon état de route et en petite pente.

Consignes de sécurité

1. Principales fonctionnalités de sécurité

Classé selon le type de protection contre les chocs électriques : Puissance interne.

Classé selon le type de protection contre les chocs électriques : Type B application.

Classé selon le degré de protection du liquide d'entrée : IPX3.

Classé selon la sécurité d'utilisation dans un mélange anesthésique inflammable avec de l'air ou du gaz mélangé à de l'oxygène ou du protoxyde d'azote, anesthésique inflammable des gaz se produisent : type non AP/APG.

Classé selon le mode de fonctionnement : Fonctionnement continu.

Tension nominale : DC.24V.

N'ont aucun effet protecteur sur l'application de la décharge du défibrillateur section.

Aucune partie de sortie ou d'entrée de signal.

Équipements installés de manière non permanente.

2. Avis de conduite

Précautions générales de conduite

Veuillez garder vos mains sur l'accoudoir pour contrôler le fauteuil roulant.

Veuillez vous entraîner dans des parcs ou d'autres lieux ouverts et sûrs jusqu'à ce que vous puissiez utiliser le fauteuil roulant avec habileté.

Pratiquez pleinement la conduite dans un endroit sûr, pour maîtriser le principe de marche avant, d'arrêt et de virage.

Avant de vous rendre sur la route, veuillez être accompagné par des soignants et confirmer que c'est sûr.

Veuillez respecter scrupuleusement les règles de circulation des piétons, ne vous considérez pas comme en tant que conducteur de véhicule.

Veuillez circuler sur le trottoir et le passage piéton. Ne conduisez pas sur voie réservée aux véhicules.

Conduisez régulièrement pour éviter de rouler en « Z » ou de prendre des virages serrés.

Accompagné de soignants ou évitez de conduire dans ces conditions

Conduisez par mauvais temps, comme par temps de pluie, de brouillard épais, de vent fort, de neige, etc.

Si le fauteuil roulant est mouillé, essuyez immédiatement l'eau.

Conduisez sur des routes en mauvais état, telles que boueuses, sentiers, routes de sable, gravier,

etc.

Conduisez sur une route bondée.

Conduisez sur un fossé, un étang, etc. sans clôture.

De l'autre côté de la voie ferrée.

Lorsque vous devez traverser une voie ferrée, arrêtez-vous à la sortie pour confirmer que c'est sécuritaire, et assurez-vous que les pneus ne seront pas coincés par la voie ferrée.

Le fauteuil roulant électrique est uniquement destiné à un usage personnel, ne transporte pas de personnes ou marchandises, et ne sont pas destinées à des fins de traction.

Précautions pour la montée et la descente

Évitez de conduire dans les endroits suivants : collines raides, endroits inclinés, marches hautes, canaux, etc.

Évitez de conduire sur des pentes raides, l'amplitude de la pente doit être inférieure à 9 degrés. Veuillez utiliser le contrôleur avec précaution lorsque vous conduisez sur des pentes.

Continuez à avancer en montée ou en descente.

Ralentissez la vitesse en descente.

Évitez de conduire latéralement sur les pentes raides.

Interdire la circulation sur les escaliers et éviter de franchir des marches hautes.

Évitez de traverser des fossés larges.

Lors du franchissement de fossés, maintenez un angle de 90° entre les pneus et les fossés.



Ne réglez pas le fauteuil roulant en mode manuel pendant les montées et les descentes.

En cas de dysfonctionnement du fauteuil roulant au passage à niveau, veuillez immédiatement

Demandez de l'aide aux passants. Mettez le fauteuil roulant en mode manuel, puis poussez.

fauteuil roulant pour quitter les lieux, ou l'utilisateur pour s'éloigner du site vers un endroit sûr placer immédiatement.

Précautions pour les soignants

Les soignants doivent confirmer que les pieds des utilisateurs sont correctement posés sur les repose-pieds.

positionnez et assurez-vous que les vêtements ne s'attachent pas aux roues.

Les soignants doivent pousser le fauteuil roulant pour avancer afin de le maintenir en sécurité.

pente raide ou longue pente.

Autre avis

Réparation et réaménagement

Si vous devez réparer ou rééquiper le fauteuil roulant, veuillez contacter le vendeur ou le service après-vente. département. Ne pas modifier soi-même. Cela pourrait provoquer un accident ou un déplacement en fauteuil roulant. mauvais fonctionnement.

Rester au sec

Ne placez pas le fauteuil roulant dans un endroit humide. Si le fauteuil est mouillé, veuillez le sécher. immédiatement.



Sans la confirmation de notre société, ne modifiez pas l'assemblage ou matériaux de ce fauteuil roulant.

Afin de ne pas créer de déséquilibre, n'ajoutez pas de poids arbitrairement.

quelqu'un est assis sur le fauteuil roulant ou l'embrayage n'est pas en mode manuel, n'utilisez pas d'autres

véhicules pour tirer ou pousser le fauteuil roulant.

Durée de vie

La durée de vie de ce produit est de 5 ans après la date de production.

Veuillez utiliser le produit dans le délai imparti. Veuillez ne pas l'utiliser.

au-delà de la période de validité pendant plus d'un an pour éviter les accidents.

Date de fabrication : voir l'étiquette.

Compatibilité électromagnétique

Le fauteuil roulant doit être éloigné des champs magnétiques puissants et des grands objets.

Équipements électriques inductifs, tels que stations de radio, stations de télévision, stations de radio souterraines, stations de transmission de téléphonie mobile.

attention à ce que s'il y a des sources d'interférences électromagnétiques à proximité, éloignez-vous de ces sources pour éviter les interférences électromagnétiques.

Le fauteuil roulant électrique doit éviter

interférence électromagnétique.

Remarque : le fauteuil roulant électrique doit être conforme à la compatibilité électromagnétique exigence de la norme YY0505.

L'utilisateur doit installer et utiliser un fauteuil roulant électrique en fonction des informations sur la compatibilité électromagnétique fournies.

Les appareils de communication RF portables et mobiles peuvent affecter les performances de fauteuil roulant électrique. Par conséquent, veuillez éviter les champs électromagnétiques puissants. perturbation, comme à proximité d'un téléphone portable ou d'un micro-ondes.

Veuillez vous référer à la pièce jointe pour l'avis et la déclaration du fabricant.

La tension de coupure de la batterie est de 23 V.

Le fauteuil roulant électrique appartient à la classe D dans GB/T 18029.21-2012, une fauteuil roulant avec direction différentielle électronique et frein manuel.



Le fauteuil roulant électrique ne doit pas être placé ou utilisé avec d'autres appareils. Si nécessaire, veuillez vérifier que le fauteuil roulant électrique fonctionne normalement. dans les circonstances.

Utilisation et fonctionnement

Réglage du fauteuil roulant

Déplier le fauteuil roulant

Une main tient le dossier, l'autre main tient le siège et l'ouvre de force (photo 1). Dépliez complètement le fauteuil roulant, puis fixez le verrou qui sous le dossier (photo 2). Avant utilisation, veuillez vous assurer que le verrou est bien verrouillé. Sinon, il risque de se plier pendant la conduite.



Image 1




Image 2

Pliez le fauteuil roulant

Desserrez le verrou (image 3), puis tenez le dossier d'une main, tirez le siège de l'autre main, pliez-le (image 4).



Image 3



Image 4

Installer le contrôleur

Insérez le contrôleur dans le tube de l'accoudoir. Veuillez garder le contrôleur horizontal (image 5). Puis verrouillez la vis (image 6).



Image 5



Image 6

Installer et remplacer la batterie

Démonter la batterie

Retirer le bouchon de la batterie (image 7), puis desserrer la vis (image 8).



Image 7



Image 8

Installer la batterie

Placez la rainure de la batterie dans le tube arrière (image 9), desserrez la vis (image 10). Connectez ensuite la prise de la batterie à la prise du contrôleur (image 11).



Image 9



Image 10



Image 11

repose-pieds

Le repose-pieds peut être tiré vers le haut ou vers le bas (image 12).




Image 12

Installer et démonter l'anti-basculement

Appuyez sur le bouton pour installer/démonter l'anti-bascule (photo 13-14)



Image 13



Image 14

Accoudoir rabattable

Une main appuie sur le bouton de l'accoudoir, l'autre main relève l'accoudoir (image 15). Appuyez sur l'accoudoir pour le fixer.

accoudoir (photo 16).



Image 15



Image 16

Réglage du dossier

1) Comme indiqué sur (image 19), saisissez fermement la poignée dans le sens de la flèche.

2) Allongez-vous et relâchez le levier de frein à un angle confortable pour utilisateur (image 20).

3) Lorsque vous revenez à la position assise, levez-vous d'abord, puis saisissez la poignée comme montré dans (image 19), et le fauteuil roulant peut revenir en mode assis.

Attention : Ne conduisez pas le fauteuil roulant dans le réglage du dossier

mode pour éviter le danger.




image 19




image 20

Basculer entre le mode manuel et le mode électrique

Mode manuel : tirez le levier de commutation sur le moteur gauche et droit (image 17).

Mode électrique : abaissez le levier de l'interrupteur sur le moteur gauche et droit (image 18).



Image 17



Image 18



Lorsque vous passez du mode manuel au mode électrique, assurez-vous que les interrupteurs gauche et droit sont sur le même mode. Dans le cas contraire, cela peut provoquer un retournement.

Batterie et chargeur

Exigences relatives au chargeur

Le chargeur sert à charger la batterie. Pendant le fonctionnement du fauteuil roulant électrique, en charge, ne l'utilisez pas.

Données techniques du chargeur

Tension d'entrée : AC100-240V 50/60Hz

Tension de sortie : 24 V/CC

Courant de sortie : 3,0 A

L'indice de protection IPX1 est respecté. Le chargeur doit être conforme à cette exigence.
de GB 4706.1-2005 et GB 4706.18-2005.

Utilisation du chargeur

Type 1 (charge directement dans la batterie)

Pour charger la batterie, connectez le chargeur à l'alimentation électrique et la prise du boîtier de la batterie. Suivez les instructions ci-dessous pour terminer la charge.
processus:

Étape 1 : Assurez-vous que la rainure du chargeur n'est pas bloquée.

Étape 2 : Assurez-vous que le fauteuil roulant électrique est hors tension.

Étape 3 : Débranchez les fiches qui relient le boîtier de batterie et le contrôleur.

Étape 4 : Connectez la prise de sortie du chargeur à la prise d'alimentation du boîtier de batterie.

Étape 5 : Connectez la prise principale du chargeur à l'alimentation électrique et au connecteur rouge

lumière

La batterie sera allumée. Une charge complète nécessite 8 à 10 heures ; ne la surchargez pas davantage.
plus de 24 heures.

Étape 6 : Afin d'éviter de réduire la durée de vie de la batterie, veuillez charger la batterie à
au moins une fois par mois lorsque le fauteuil roulant n'est pas utilisé.



Type 2 (charge via le contrôleur)

Pour charger la batterie, connectez le chargeur à l'alimentation électrique et
Prise du contrôleur. Suivez les instructions ci-dessous pour terminer la charge.
processus:

Étape 1 : Assurez-vous que la rainure du chargeur n'est pas bloquée.

Étape 2 : Assurez-vous que le fauteuil roulant électrique est hors tension.

Étape 3 : Assurez-vous que la batterie et le contrôleur sont connectés.

Étape 4 : Connectez la fiche de sortie du chargeur à la prise située sous le contrôleur.

Étape 5 : Connectez la prise principale du chargeur à l'alimentation électrique et au connecteur rouge. Le voyant s'allumera. Une charge complète nécessite 8 à 10 heures. Ne surchargez pas. plus de 24 heures.

Étape 6 : Pour éviter de réduire la durée de vie de la batterie, veuillez charger la batterie au moins une fois par mois lorsque le fauteuil roulant n'est pas utilisé.



N'arrêtez pas la charge avant la fin du processus. Répétez l'utilisation de Une batterie qui n'est pas complètement chargée réduira sa durée de vie, donc la batterie doit être chargée au maximum. Une fois la batterie complètement chargée, Le voyant d'alimentation deviendra vert. N'arrêtez pas la charge avant qu'elle soit complètement chargée. chargé. Une fois la charge terminée, coupez l'alimentation électrique, sinon la batterie décharger lentement. Ne pas charger plus de 24 heures. Une surcharge est dangereux.



Les utilisateurs doivent suivre les règles suivantes pour éviter les dangers liés à la charge : Le fauteuil roulant électrique n'inclut pas le chargeur, veuillez utiliser le chargeur national chargeur standard dont la tension de sortie est de 24 V/DC 1,5 A~5 A.

L'endroit doit être bien ventilé pendant la charge. N'exposez pas le fauteuil roulant à la lumière directe du soleil. au soleil et à l'environnement humide.

La plage de température de l'environnement de charge est comprise entre 10 °C et 50 °C. Si c'est le cas en dehors de la plage de température ambiante, la batterie ne peut pas fonctionner

Eh bien, et cela peut facilement endommager la batterie.

Il est normal que le ventilateur émette un bruit pendant la charge. Il sert à refroidir l'appareil. chargeur, ne vous en faites pas.

Évitez que du liquide ne pénètre dans le chargeur pendant la charge. Ne placez pas de liquide dans le chargeur. chargeur sur les articles inflammables, tels que : carburant, repose-pieds ou coussin de siège.

Veuillez rester loin des flammes lorsque vous chargez la batterie. Les flammes peut provoquer un incendie ou une explosion de la batterie.

La charge produit de l'hydrogène, ne fumez pas pendant la charge.

Ne débranchez pas l'alimentation lorsque la prise ou vos mains sont mouillées, cela peut provoquer un choc électrique. En cas d'accident imprévisible, cela se produira et blesser l'utilisateur, n'utilisez pas et ne vous asseyez pas sur le fauteuil roulant électrique lorsque charge.

L'utilisation et l'entretien de la batterie

Une mauvaise opération de remplacement de la batterie peut entraîner un risque d'explosion.

Le même type de batterie ou un type de batterie recommandé peut être remplacé. Et

Veuillez vous assurer que les pôles de la batterie sont corrects. Points clés pour prolonger la durée de vie de la batterie

Autonomie de la batterie : chargez-la fréquemment pour la maintenir pleine. Il est préférable de la charger complètement.

chargez la batterie si le fauteuil roulant n'est pas utilisé. Si vous cessez de l'utiliser pendant un certain temps, pendant longtemps, il vaut mieux charger deux fois par mois.

Diagnostic du système

Lorsque les voyants LED clignotent, cela signifie que le fauteuil roulant a

anomalies. Les anomalies peuvent survenir au niveau des pièces suivantes : moteurs, freins,

batterie, connexions de câbles, etc. À travers l'intérieur du produit

consultation d'information, la propriété de la condition anormale peut être

détectée par le signal de diagnostic. La situation anormale peut être détectée sans autres outils de service.

Indication du signal audio

Description de lumière LED	La signification de la lumière LED	Explication & Solution
Toutes les lumières LED sont éteint sans son	Le courant est coupé, fauteuil roulant est en mode veille ou sommeil. L'alimentation est mal contactée. Le fusible saute ou grille dehors.	
Toutes les lumières LED sont allumées	L'alimentation est allumée et l'autodiagnostic fonctionne, le fauteuil roulant électrique peut fonctionner bien.	Moins de lumières LED allumées, moins d'énergie de la batterie restant.
Le rouge le plus à gauche La lumière LED est allumée	La puissance de la batterie est extrêmement inadéquat.	Pour charger immédiatement. Ou la batterie est dysfonctionnement qui ne capable de charger.
Deux bips courts, Les voyants LED clignotent deux fois	Le moteur gauche est mauvais fonctionnement.	Le moteur gauche est mal connecté ou le fil est déconnecté.
Trois courts bips, lumières LED cligner des yeux trois fois	Le frein magnétique gauche est mauvais fonctionnement.	Le magnétique gauche le frein est mauvais connecté ou le le fil est déconnecté
Quatre bips courts, Les voyants LED clignotent quatre fois	Le bon moteur est mauvais fonctionnement.	Le bon moteur est mal connecté ou le fil est déconnecté.
Cinq bips courts, Les voyants LED clignotent cinq fois	Le frein magnétique droit est mauvais fonctionnement.	Le bon magnétique le frein est mauvais connecté ou le le fil est déconnecté

Six bips courts, Les voyants LED clignotent six fois	le contrôleur est en surintensité statut de protection.	Vérifiez les freins et vérifiez si le entraînement par moteur le mécanisme est bloqué. Vérifiez le courant en ampèremètre, si ce n'est pas le cas courant excessif, peut- être le le contrôleur est mauvais fonctionnement.
Sept courts métrages bips, lumières LED cligner des yeux sept fois	Le joystick est défectueux	Le joystick ne fonctionne pas réinitialiser, ou le le connecteur est desserré.
Huit courts bips, lumières LED cligner des yeux huit fois	le contrôleur est défectueux.	Veuillez consulter votre concessionnaire pour entretien.
Neuf bips courts, Les voyants LED clignotent neuf fois	le contrôleur est défectueux.	Veuillez consulter centre de service pour entretien.

Contrôleur

Panneau de commande



Utilisation du contrôleur

Interrupteur d'alimentation



Appuyez sur ce bouton, les voyants de la jauge de charge de la batterie s'allumeront de gauche à droite. Appuyez à nouveau pour éteindre toutes les LED.



En cas d'urgence, vous pouvez directement couper l'alimentation en appuyant sur le bouton d'alimentation. bouton.

Mode veille

Si le joystick n'est pas utilisé pendant plus de 20 minutes, l'alimentation est coupée.

automatiquement, et le système en mode veille, le système sera réveillé

du mode veille en appuyant sur le bouton d'alimentation.

Réglage de la vitesse

Selon les habitudes de l'utilisateur et les circonstances, la conduite en fauteuil roulant

La vitesse est réglable. Réglez la vitesse en appuyant sur le bouton de diminution ou d'augmentation.

bouton.



La vitesse est divisée en cinq sections, espacées de 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 % de la vitesse maximale. Premier rapport : 20 % de la vitesse maximale. Cinquième vitesse : 100 % de la vitesse maximale.

Bouton de klaxon



Appuyez sur le bouton du klaxon, le klaxon retentira jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton.

Jauge de charge de la batterie



Après la mise sous tension, la jauge de charge de la batterie est

fonctionne. La jauge de charge de la batterie indique également la charge restante de la batterie capacité. Comme le montre l'image, la batterie est pleine.

Lorsque seul le voyant LED rouge ou jaune est allumé, la batterie doit être chargée. Et pour un long trajet, la batterie doit être complètement chargée. chargée. Si seul le voyant LED rouge est allumé, la batterie est extrêmement chargée. inadéquat, les utilisateurs doivent charger la batterie dès que possible.

Bouton muet



Appuyez sur le bouton muet, tous les sons seront désactivés, sauf la corne.

SOS



Appuyez longuement sur le SOS, il diffusera « aidez-moi ».

Utilisation du joystick



La direction de déplacement du fauteuil roulant est contrôlée par un joystick.

L'étendue de déplacement du joystick contrôle également la vitesse de déplacement.



Veillez allumer ou éteindre l'alimentation lorsque le joystick est au milieu position. Sinon, le contrôleur émettra un signal de fonctionnement erroné.

Relâchez le joystick au milieu, l'erreur disparaîtra. Si l'erreur persiste, continue, peut-être que cette pièce est défectueuse, ne l'utilisez pas et contactez votre concessionnaire pour l'entretien.

Changement de mode

Fermer la diffusion en anglais 1.


Lorsque le contrôleur est allumé, appuyez d'abord sur le bouton du klaxon et maintenez-le enfoncé tout en maintenant enfoncé « ». Appuyez sur la touche jusqu'à ce que le voyant de la batterie clignote, puis relâchez la touche, comme indiqué sur les figures A et B ; 2. Appuyez sur la touche numérique « », tournez le voyant de vitesse vers la position la plus à gauche, comme indiqué sur la figure C ; 3. Éteignez puis rallumez l'appareil pour passer de la diffusion vocale en anglais au son Didi ;



(UN)



(B)



(C)

Ouvrez la diffusion en anglais 1.

Lorsque le contrôleur est allumé, appuyez d'abord sur le bouton du klaxon et maintenez-le enfoncé tout en maintenant enfoncé « ». Appuyez sur la touche jusqu'à ce que le voyant de la batterie clignote, puis relâchez la touche, comme indiqué sur les figures D et E ; 2. Appuyez sur la touche numérique « », tournez le voyant de vitesse vers l'extrême droite, comme indiqué sur la figure F ; 3. Éteignez puis rallumez l'appareil pour passer du son Didi à la diffusion vocale en anglais ;



(D)



(ET)



(F)

Entretien

L'entretien du fauteuil roulant comprend le nettoyage du fauteuil roulant, la vérification des roues et batterie et chargez la batterie.

Pour tout entretien complémentaire, veuillez contacter votre revendeur. Nous vous suggérons : vérification du fauteuil roulant tous les six mois, révision annuelle.

Nettoyage et entretien de la batterie

Fauteuil roulant propre

Veuillez nettoyer régulièrement le fauteuil roulant. Nettoyez les pièces fréquemment utilisées. en contact avec le corps de l'utilisateur (comme un coussin, un accoudoir, un contrôleur) par un chiffon propre et légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants organiques pour nettoyer. S'il s'agit d'un patient, le fauteuil roulant doit être nettoyé une fois par semaine. Si le Si un fauteuil roulant est utilisé par une victime infectieuse, il doit être nettoyé et désinfecté par des désinfectants.

Roues

Vérifiez régulièrement les pneus et leur état d'usure. Lorsque la bande de roulement la profondeur du motif est réduite à 1 mm, veuillez remplacer le pneu par un nouveau.

Batterie

Pour garantir une charge complète et régulière de la batterie. Afin de prolonger sa durée de vie,

Durée de vie de la batterie, nous recommandons fortement aux utilisateurs de ne pas charger la batterie avant qu'elle ne soit complètement épuisée. totalement hors de pouvoir.

Dysfonctionnement et vérification du fauteuil roulant

En cas de dysfonctionnement pendant le fonctionnement du fauteuil roulant, veuillez éteindre

Coupez l'alimentation avant de vérifier. Symptôme : perte totale de puissance et tous les

Les voyants LED du panneau de commande sont éteints.

Étape de vérification :

Étape 1 : Vérifiez si la prise du contrôleur est desserrée.

Étape 2 : Pour vérifier si la connexion de la prise du contrôleur et du boîtier de batterie est lâche. Veuillez réinsérer le connecteur (tenez la fiche lorsque vous retirez le

Ne tirez pas sur le fil pour éviter d'endommager inutilement la ligne de fil).

Après la vérification ci-dessus, si le fauteuil roulant n'est toujours pas en mesure de rétablir l'alimentation, ou si les utilisateurs ont des questions concernant la vérification ci-dessus, veuillez contacter votre revendeur.



Le contrôleur dispose d'un système de diagnostic pour surveiller le contrôleur et moteur. Tout dysfonctionnement de ces pièces est signalé par le contrôleur.

Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre sur l'indication du signal audio.

Vérification de maintenance

Ce qui suit est une liste de contrôle, le fauteuil roulant électrique doit être ordinal

vérifié selon nos suggestions. Lorsque vous montez ou descendez du

fauteuil roulant, une partie de l'auto-vérification est effectuée automatiquement. Pour en savoir plus, attention, nous listons particulièrement ces éléments d'auto-vérification dans la zone A.

La région	Avant utilisation, veuillez vérifier si les éléments suivants sont corrects : 1. Dossier 2. Accoudoir 3. Position du contrôleur 4. Repose-pieds 5. Alimentation par batterie 6. Levier d'embrayage/réglage pour la conversion entre le mode manuel et mode électrique
zone B	Vérifiez les pièces suivantes mensuellement, pour éviter les pièces d'origine perdre ou porter 1. Vis 2. Freins 3. Levier d'embrayage/réglage pour la conversion entre manuel mode et mode électrique 4. Les roues avant et arrière et leurs profondeur de la sculpture 5. Connecteurs du contrôleur et du chargeur
Zone C Pour	des raisons de sécurité, un entretien global semestriel est nécessaire.

Problèmes de garantie

Contenu de la garantie

Nous avons soigneusement conçu ce fauteuil roulant pour vous. En cas de problème, matériaux ou fabrication, nous offrons une réparation gratuite et une garantie à vie entretien selon le temps et les conditions des cartes de garantie.

La garantie ne couvre pas dans ces conditions

Impression subjective, aucun problème de fonctionnement. Usage et vieillissement
perte (surface de revêtement et de placage, décoloration naturelle des résines, etc.).

L'entretien n'est pas applicable dans les cas suivants

Ne vérifiez pas régulièrement nos problèmes spécifiés.

Entretien incorrect ou inapproprié. Utilisation différente de notre manuel ou
surcharge

Modifications non autorisées

Facteurs externes tels que : suie, produits pharmaceutiques, fientes d'oiseaux, pluies acides,
projections de pierres, de poudre métallique, etc. Catastrophes naturelles telles que : typhons, inondations,
incendies, tremblements de terre, etc.

Les frais suivants ne sont pas couverts

Remplacement des consommables tels que pneus, fusibles, pièces en plastique, pièces en verre,
lubrifiants, etc. Frais d'inspection, de réglage, d'ajout d'huile, de nettoyage, etc. Frais de
vérification régulière spécifiés par notre usine.

Modifications non autorisées

Nos centres de service agréés maintiennent les coûts.

Les clients sont attentifs aux précautions suivantes

Afin que la garantie soit valable, les clients ont l'obligation de suivre
ci-dessous les précautions : Tester et conduire correctement le fauteuil roulant électrique comme
instructions manuelles.

Vérification quotidienne.

Mise en œuvre des conseils de contrôle selon notre suggestion.

Garantie acceptable

Si une garantie est nécessaire, veuillez prendre le fauteuil roulant électrique et montrer le document après-vente.
carte de service de vente à notre centre de service pour le service de garantie. Si l'utilisateur
ne peut pas fournir la carte de service après vente le service n'est pas fourni.

Protéger l'environnement

Afin de protéger l'environnement, toute pièce d'alimentation endommagée ou rayée
Le fauteuil roulant doit être retourné à notre usine ou remis à l'État
Département disposé, ne pas jeter au hasard.

Garantie valide

La carte de service après-vente est valable à compter de la date d'estampillage. Ce produit
Garantie 1 an dans des conditions normales d'utilisation. Consommables
(tels que : ensemble de batteries, coussin, pneus, panneau latéral, coussin d'accoudoir, etc.) ne sont pas
gamme sous garantie.

Autres

Conditions de transport et de stockage

Pendant le transport et le stockage, le fauteuil roulant électrique doit être correctement
placé comme indication étiquetée.

Le transport doit être évité à l'abri de l'humidité et de la lumière du soleil et à l'abri de
ressource thermique.

En cas de dommages aux pièces électriques dus à l'humidité, veuillez éviter de les stocker.
le fauteuil roulant sous la pluie, à l'extérieur et dans l'humidité.

Conditions de stockage :

Température ambiante -40+55 ;

Humidité relative $\leq 80\%$;

Pression d'air 86 kPa $\sim$ 106 kPa.

Annexe du rapport --- Déclaration du fabricant de l'EUT

1	Guide et déclaration du fabricant – électromagnétique émission
2	Le FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE est destiné à être utilisé dans le environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE doit assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

3	Test d'émissions	Conformité	Environnement électromagnétique - conseils
4	émissions RF CISPR 11	Groupe 1	Le FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE utilise l'énergie RF uniquement pour son fonctionnement interne. Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles et ne risquent pas de provoquer d'interférences avec les équipements électroniques à proximité.
5	émissions RF CISPR 11	Classe B	Le FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE convient à une utilisation dans tous les établissements, y compris les établissements domestiques et ceux directement connectés au réseau public d'alimentation électrique basse tension qui alimente les bâtiments utilisés à des fins domestiques.
6	Émissions harmoniques CEI 61000-3-2	Classe A	
7	Fluctuations de tension / émissions de scintillement CEI 61000-3-3	Conforme	

Distances de séparation recommandées entre les équipements de communication RF portables et mobiles et le FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE

Le FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE est conçu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique où les perturbations RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur du FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE peut contribuer à prévenir les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les équipements de communication RF portables et mobiles (émetteurs) et le FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE, comme recommandé ci-dessous, en fonction de la puissance de sortie maximale de l'équipement de communication.

Puissance nominale maximale sortie de l'émetteur DANS	Distance de séparation en fonction de la fréquence de émetteur m		
	150 kHz to 80 MHz $d = [\frac{3.5}{V_1}] \sqrt{P}$	26 MHz to 800 MHz $d = [\frac{3.5}{E_1}] \sqrt{P}$	800 MHz to 2.5 GHz $d = [\frac{7}{E_1}] \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,018	0,0345
0,1	0,38	0,057	0,1095
1	1.2	0,18	0,345
10	3.8	0,57	1.095
100	12	1.8	3,45

Pour les émetteurs dont la puissance de sortie maximale n'est pas indiquée au-dessus de la la distance de séparation recommandée d en mètres (m) peut être estimée en utilisant l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P est la puissance de sortie maximale de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de l'émetteur.

REMARQUE 1 À 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour le plus élevé la gamme de fréquences s'applique.

REMARQUE 2 Ces lignes directrices peuvent ne pas s'appliquer à toutes les situations. la propagation est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.

Guide et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique

Le FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE est destiné à être utilisé dans

l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous.

Le client ou l'utilisateur du FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

Test d'immunité	Niveau de test IEC 60601	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique - conseils
Décharge électrostatique (ESD) CEI 61000-4-2	± 6 kV contact ± 8 kV air	± 6 kV contact ± 8 kV air	Les sols doivent être en bois, en béton ou en carrelage. Si les sols sont recouverts de matériaux synthétiques, l'humidité relative doit être d'au moins 30 %.
Transitoire électrostatique / sursauts CEI 61000-4-4	± 2 kV pour lignes d'alimentation ± 1 kV pour les lignes d'entrée/sortie	± 2 kV pour lignes d'alimentation ± 1 kV pour les lignes d'entrée/sortie	La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier typique.
Surtension CEI 61000-4-5	± 1 kV mode différentiel ± 2 kV commun mode	± 1 kV mode différentiel ± 2 kV commun mode	La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier typique.
Creux de tension, coupures brèves et tensions	< 5 % UT (> 95 % de baisse de UT) pour 0,5 cycle 40 % UT	< 5 % UT (> 95 % de baisse de UT) pour 0,5 cycle 40 % UT	La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier typique. Si l'utilisateur

variations sur les lignes d'entrée d'alimentation CEI 61000-4-11	(baisse de 60 % dans UT) pendant 5 cycles 70 % UT (baisse de 30 % dans UT) pendant 25 cycles < 5 % UT (> 95 % de baisse en UT) pendant 5 seconde	(baisse de 60 % dans UT) pendant 5 cycles 70 % UT (baisse de 30 % dans UT) pendant 25 cycles < 5 % UT (> 95 % de baisse dans OUT) pour 5 seconde	LE FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE nécessite un fonctionnement continu pendant les interruptions de courant, il est recommandé que le FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE soit alimenté par une alimentation sans interruption ou une batterie.
Fréquence du réseau champ magnétique (50/60 Hz) CEI 61000-4-8	30A/m	30A/m	
REMARQUE : UT est la tension secteur CA avant l'application du niveau de test.			

Guide et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique			
Le FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.			
Test d'immunité	Niveau de test IEC 60601	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique - conseils

Réalisé RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz à 80 MHz	3V	Les équipements de communication RF portables et mobiles ne doivent pas être utilisés à une distance plus proche de toute partie du FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE, y compris les câbles, que la distance de séparation recommandée calculée à partir de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur. Distance de séparation recommandée $d = \left[\frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz to } 800 \text{ MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz to } 2.5 \text{ GHz}$ où p est la puissance de sortie maximale de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de l'émetteur et d est la distance de séparation recommandée en mètres (m).b Les intensités de champ des émetteurs RF fixes, telles que déterminées par une étude de site électromagnétique,a doivent être inférieures au niveau de conformité dans chaque gamme de fréquences.b Des interférences peuvent se produire à proximité d'équipements marqués du symbole suivant : 
Rayonné RF CEI 61000-4-3	20 V/m 26 MHz à 2,5 GHz	20 V/m	

REMARQUE 1 À 80 MHz et 800 MHz, la gamme de fréquences la plus élevée s'applique.

REMARQUE 2 Ces lignes directrices peuvent ne pas s'appliquer à toutes les situations.

L'électromagnétisme est affecté par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.

AI intensités de champ des émetteurs fixes, tels que les stations de base pour la radio téléphones (cellulaires/sans fil) et radios mobiles terrestres, radio amateur, AM et la diffusion de la radio FM et de la télévision ne peut pas être prédite théoriquement avec précision. Pour évaluer l'environnement électromagnétique en raison de la RF fixe

émetteurs, une étude électromagnétique du site devrait être envisagée. Si

intensité de champ mesurée à l'endroit où se trouve l'ÉLECTRIQUE

Le FAUTEUIL ROULANT utilisé dépasse le niveau de conformité RF applicable ci-dessus, le FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE doit être observé pour vérifier fonctionnement normal.

Si des performances anormales sont observées, des mesures supplémentaires peuvent être prises. nécessaires, comme la réorientation ou le déplacement du système ÉLECTRIQUE FAUTEUIL ROULANT.

BSur la gamme de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, les intensités de champ doivent être moins de 3 V/m

Paramètres de performance

Principales données techniques	JRWD6012		
Poids de chargement maximal	136 kg	Vitesse	1 à 6 km/h
Chargeur de batterie	CA 100~240 V, 50/60 Hz, 1,5 A	Roue avant diamètre	8 pouces
Batterie	CC 24 V 12 Ah Li-ion	Roue arrière diamètre	12 pouces
Moteur (*2 pièces)	CC 24 V 250 W	Conduite maximale distance	20 km
Escalade d'obstacles	50 mm	Stabilité statique	9°
Taille du siège	17,7/21 pouces*	Angle de montée	6°

Attention:"**"

1. Il existe deux tailles de largeur d'assise pour ce modèle, qui peuvent être déterminé par les informations de la boîte extérieure ;
2. La largeur du siège fait référence à la largeur entre le guidon ;

Domaine d'application

Notre fauteuil roulant électrique est destiné aux personnes handicapées et âgées (moins de 100 kg)
Utilisation comme véhicule de marche, adapté à un usage intérieur. Ne pas courir sur autoroutes.

Contre-indication

Les personnes qui se trouvent dans ces circonstances : membre supérieur insensible, démence sénile, psychopathe, physiologie incapable de prendre soin d'elles-mêmes et demande de ne pas utiliser.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

Représentant du Royaume-Uni	
-----------------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting
Bureau limité 147, Centurion House, Londres
Route, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRÉSENTANT DE LA CE	
-----------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

ELEKTRISCHER ROLLSTUHL

BEDIENUNGSANLEITUNG

MODELL: JRWD6012

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder ähnliche Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den großen Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Elektrischer Rollstuhl
Bedienungsanleitung**

MODELL: JRWD6012



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Benötigen Sie technische Unterstützung? Kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

RICHTIGE ENTSORGUNG

Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass die

Das Produkt erfordert in der Europäischen Union eine getrennte Müllentsorgung.

gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile.

Produkte, die als solche gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Abfall, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.
elektronische Geräte.



Vorwort

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.

Dieses Handbuch enthält Lösungen zu Vorgängen, Montagemethoden , und einfache Fehler
und -methoden.

Dieses Handbuch gilt für unser Modell: JRWD6012.

Dieses Handbuch enthält Methoden zur Wartung und Selbstüberprüfung des Rollstuhls. Bitte legen ,
Sie es an den richtigen Ort.

Bitte geben Sie dieses Handbuch als Referenz weiter, wenn andere Personen
diesen Rollstuhl benutzen.

Die Anmerkungen und Abbildungen in diesem Handbuch können leicht abweichen
mit den echten Teilen aufgrund von Qualitätsverbesserungen oder Designänderungen. Bitte
in der Natur herrschen.

Bei Unklarheiten oder Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Unsatzgemäßer Gebrauch eines Fahrzeugs kann zu Verletzungen führen. Unsicheres Fahren kann schaden
euch selbst und andere.

Der Elektrorollstuhl dient zum komfortablen Transport von Personen mit
Gehschwierigkeiten oder keine Gehfähigkeit.

Dieser Elektrorollstuhl ist nur für den Transport einer Person ausgelegt.



Warnsymbol

Befolgen Sie die Anweisungen neben diesem Symbol genau.

Bitte beachten Sie diese Hinweise, um Verletzungen , Andernfalls würde es dazu führen, oder Schäden am Rollstuhl oder der Umwelt zu vermeiden.

Produkteinführung



Produkteistung

Diese Serie von Elektrorollstühlen werden von Li-Ionen-Batterien angetrieben, angetrieben von Gleichstrommotor. Benutzer steuern Richtung und Geschwindigkeit per Joystick. Es ist Geeignet für den Einsatz bei niedriger Geschwindigkeit, guten Straßenbedingungen und geringer Steigung.

Sicherheitshinweise

1.Hauptsicherheitsfunktionen

Klassifiziert nach der Schutzart gegen elektrischen Schlag: Interne Stromversorgung.

Klassifiziert nach der Art des Schutzes gegen elektrischen Schlag: Typ B

Anwendung.

Klassifiziert nach dem Schutzgrad der einströmenden Flüssigkeit: IPX3.

Klassifiziert nach der Sicherheit der Verwendung in einer entzündbaren Narkosemischung

mit Luft oder Gas gemischt mit Sauerstoff oder Lachgas entzündliches Narkosemittel

Gase treten auf: Nicht AP/APG-Typ.

Unterteilung nach Betriebsart: Dauerbetrieb.

Nennspannung: DC 24 V.

Haben keine schützende Wirkung auf die Anwendung der Defibrillator-Entladung

Abschnitt.

Kein Signalausgangs- oder Eingangsteil.

Nicht fest installierte Geräte.

2.Fahrhinweis

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen beim Fahren

Bitte lassen Sie Ihre Hände zur Steuerung des Rollstuhls auf der Armlehne.

Bitte üben Sie in Parks oder anderen sicheren offenen Orten, bis Sie die Rollstuhl geschickt.

Üben Sie das Fahren gründlich an einem sicheren Ort, um die Prinzipien des Vorwärtsfahrens, Anhaltens und Kreisens zu beherrschen.

Bevor Sie auf die Straße fahren, lassen Sie sich bitte von Betreuern begleiten und

bestätigen Sie, dass es sicher ist.

Bitte befolgen Sie strikt die Verkehrsregeln des Fußgängers, betrachten Sie sich nicht als Fahrzeugführer.

Bitte fahren Sie auf dem Gehweg und dem Zebrastreifen. Fahren Sie nicht auf Fahrzeugspur.

Fahren Sie gleichmäßig und vermeiden Sie das Fahren in Z-Linien oder scharfe Kurven.

Begleitet von Betreuern oder vermeiden Sie das Fahren unter diesen Bedingungen

Fahren Sie bei schlechtem Wetter, z. B. bei Regen, starkem Nebel, starkem Wind, Schnee usw.

Falls der Rollstuhl nass ist, wischen Sie das Wasser sofort auf.

Fahren Sie auf schlechten Straßenverhältnissen, wie Schlamm, Pfad, Sandstraße, Schotter,

usw.

Fahren Sie auf einer stark befahrenen Straße.

Befahren Sie keine Gräben, Teiche usw. an der Zaunseite.

Über die Eisenbahn.

Wenn Sie eine Eisenbahnlinie überqueren müssen, halten Sie an der Abzweigung an, um sicherzustellen, dass es sicher ist, und

Stellen Sie sicher, dass die Reifen nicht an der Schiene hängen bleiben.

Der Elektrorollstuhl ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt, transportieren Sie keine Personen oder Waren und dienen nicht zu Traktionszwecken.

Vorsichtsmaßnahmen für Bergauf- und Bergabfahren

Vermeiden Sie das Fahren an folgenden Orten: steile Hügel, Neigungsstellen, hohe Stufen, Kanäle usw.

Vermeiden Sie das Fahren an steilen Hängen, der Neigungsbereich sollte weniger als 9 betragen

Grad. Bitte bedienen Sie den Controller vorsichtig, wenn Sie an Hängen fahren.

Bewegen Sie sich beim Bergauf- oder Bergabfahren weiter vorwärts.

Reduzieren Sie die Geschwindigkeit beim Bergabfahren.

Vermeiden Sie seitliches Fahren an steilen Hängen.

Das Befahren der Treppenanlage ist zu untersagen und das Überqueren hoher Stufen zu vermeiden.

Vermeiden Sie das Überqueren breiter Gräben.

Halten Sie beim Überqueren von Gräben einen 90°-Winkel zwischen den Reifen und dem Graben ein.



Stellen Sie den Rollstuhl beim Bergauf- und Bergabfahren nicht auf den manuellen Modus.

Wenn der Rollstuhl an einer Kreuzung eine Fehlfunktion aufweist,

Bitten Sie einen Passanten um Hilfe. Stellen Sie den Rollstuhl auf manuellen Modus und drücken Sie dann Rollstuhl, um die Szene zu verlassen, oder Benutzer, um von der Site zu einem sicheren sofort platzieren.

Vorsichtsmaßnahmen für die Pflegekräfte

Die Pflegekräfte sollten sicherstellen, dass die Füße des Benutzers richtig auf den Fußstützen stehen.

Position und achten Sie darauf, dass keine Kleidung an den Rädern hängen bleibt.

Betreuer sollten den Rollstuhl vorwärts schieben, um die Sicherheit zu gewährleisten

steiler Hang oder langer Hang.

Sonstige Hinweise

Reparatur und Umbau

Wenn es repariert oder umgebaut werden muss, kontaktieren Sie bitte den Verkäufer oder den Service Abteilung. Nehmen Sie keine Änderungen selbst vor. Dies kann zu Unfällen oder Fehlfunktion.

Trocken halten

Stellen Sie den Rollstuhl nicht an einen nassen Ort. Falls der Rollstuhl nass ist, trocknen Sie ihn bitte es sofort.



Ohne die Zustimmung unseres Unternehmens dürfen Sie die Montage nicht verändern oder Materialien dieses Rollstuhls.

Um ein Ungleichgewicht zu vermeiden, fügen Sie nicht willkürlich Gewicht hinzu. Wenn
Wenn jemand auf dem Rollstuhl sitzt oder die Kupplung nicht im manuellen Modus ist,
verwenden Sie keine anderen
Fahrzeuge zum Ziehen oder Schieben des Rollstuhls.

Lebensdauer

Die Lebensdauer dieses Produkts beträgt 5 Jahre ab Produktionsdatum.
Bitte verwenden Sie das Produkt innerhalb der begrenzten Zeit. Bitte verwenden Sie es nicht
über die Gültigkeitsdauer hinaus um mehr als ein Jahr, um Unfälle zu vermeiden.
Herstellungsdatum: siehe Etikett.

Elektromagnetische Verträglichkeit

Der Rollstuhl sollte von starken Magnetfeldern und großen
induktive elektrische Geräte, wie Radiosender, Fernsehsender, U-Bahn-Radiosender,
Handy-Sendefunksender. Bezahlen
Achten Sie darauf, dass Sie, wenn sich in der Nähe elektromagnetische Störquellen befinden, möglichst
weit von diesen Quellen entfernt sind, um elektromagnetische Störungen zu vermeiden.
Der Elektrorollstuhl sollte vermeiden
elektromagnetische Störungen.
Hinweis: Elektrorollstühle müssen elektromagnetische Verträglichkeit erfüllen
Anforderung des Standards YY0505.

Der Benutzer sollte den Elektrorollstuhl gemäß den

Informationen zur elektromagnetischen Verträglichkeit werden bereitgestellt.

Tragbare und mobile HF-Kommunikationsgeräte beeinträchtigen die Leistung von Elektrorollstuhl. Vermeiden Sie daher starke elektromagnetische

Störungen, beispielsweise in der Nähe eines Mobiltelefons oder einer Mikrowelle.

Hinweise und Herstellererklärung finden Sie im Anhang.

Die Abschaltspannung der Batterie beträgt 23 V.

Der Elektrorollstuhl gehört zur Klasse D in GB/T 18029.21-2012, einem Rollstuhl mit elektronischer Differentiallenkung und Handbremse.



Der Elektrorollstuhl sollte nicht zusammen mit anderen

Geräte. Wenn nötig, überprüfen Sie bitte, ob der Elektrorollstuhl normal funktioniert unter den gegebenen Umständen.

Nutzung und Betrieb

Anpassung des Rollstuhls

Rollstuhl aufklappen

Mit einer Hand die Rückenlehne festhalten, mit der anderen Hand den Sitz festhalten und mit Gewalt öffnen (Bild 1). Klappen Sie den Rollstuhl vollständig auf und schließen Sie dann die Verriegelung, die unter der Rückenlehne (Bild 2). Bitte stellen Sie vor der Benutzung sicher, dass das Schloss ist gut verriegelt. Andernfalls besteht beim Fahren Faltgefahr.



Bild 1




Bild 2

Rollstuhl zusammenklappen

Lösen Sie die Verriegelung (Bild 3), halten Sie dann mit einer Hand die Rückenlehne fest, ziehen Sie mit der anderen Hand am Sitz und klappen Sie ihn zusammen (Bild 4).



Bild 3



Bild 4

Controller installieren:

Setzen Sie den Controller in das Armlehnenrohr ein. Achten Sie darauf, dass der Controller waagerecht bleibt (Abbildung 5). Ziehen Sie anschließend die Schraube fest (Abbildung 6).



Bild 5



Bild 6

Batterie einbauen und austauschen

Batterie ausbauen

Ziehen Sie den Batteriestecker heraus (Bild 7) und lösen Sie anschließend die Schraube (Bild 8).



Bild 7



Bild 8

Batterie installieren

Setzen Sie die Batterienut in das hintere Rohr ein (Bild 9), lösen Sie die Schraube (Bild 10). Verbinden Sie anschließend den Akkustecker mit dem Controllerstecker (Bild 11).



Bild 9



Bild 10



Bild 11

Fußplatte

Die Fußplatte kann nach oben oder unten gezogen werden (Bild 12).




Bild 12

Kippschutz montieren und demontieren

Drücken Sie die Taste, um den Kippschutz zu montieren/demontieren (Abbildung 13-14).



Bild 13



Bild 14

Armlehne hochklappbar

Mit einer Hand den Armlehnenknopf drücken, mit der anderen Hand die Armlehne hochklappen (Bild 15). Drücken Sie die Armlehne in die richtige Position, um sie zu fixieren (Bild 16).



Bild 15



Bild 16

Rückenlehnenverstellung

- 1) Wie in (Bild 19) gezeigt, fassen Sie den Griff fest in Richtung der Pfeil.
- 2) Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie den Bremshebel in einem angenehmen Winkel los, Benutzer (Bild 20).
- 3) Um die Sitzposition wiederherzustellen, stehen Sie zuerst auf und greifen Sie dann den Griff wie (siehe Abbildung 19) und der Rollstuhl kann in den Sitzmodus zurückkehren.

Achtung: Den Rollstuhl nicht in der Rückenlehnenverstellung fahren

Modus, um Gefahren zu vermeiden.




Bild 19




Bild 20

Wechseln Sie zwischen manuellem Modus und elektrischem Modus

Manueller Modus: Ziehen Sie den Schalthebel am linken und rechten Motor nach oben (Bild 17).

Elektrobetrieb: Schalthebel am linken und rechten Motor nach unten ziehen (Bild 18).



Bild 17



Bild 18



Wenn Sie den Rollstuhl vom manuellen in den elektrischen Modus umstellen, achten Sie darauf, dass sich der linke und der rechte Schalter im gleichen Modus befinden. Wenn es nicht der Fall ist, es kann zu einem Überschlager kommen.

Akku und Ladegerät

Ladegerätanforderungen

Das Ladegerät dient zum Laden der Batterie. Während der Elektrorollstuhl ist Laden, verwenden Sie es nicht.

Technische Daten des Ladegeräts

Eingangsspannung: AC100-240V 50/60Hz

Ausgangsspannung: 24V/DC

Ausgangsstrom: 3,0 A

Die Schutzart ist IPX1. Das Ladegerät sollte die Anforderungen erfüllen von GB 4706.1-2005 und GB 4706.18-2005.

Verwendung des Ladegeräts

Typ 1 (Aufladung direkt im Akku)

Um den Akku aufzuladen, schließen Sie das Ladegerät an die Stromversorgung an und Schließen Sie den Ladevorgang wie folgt an:

Verfahren:

Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass die Laderille nicht blockiert ist.

Schritt 2: Stellen Sie sicher, dass der Elektrorollstuhl ausgeschaltet ist.

Schritt 3: Ziehen Sie die Stecker ab, die Batteriekasten und Controller verbinden.

Schritt 4: Verbinden Sie den Ausgangsstecker des Ladegeräts mit dem Netzstecker der Batteriebox.

Schritt 5: Verbinden Sie den Hauptstecker des Ladegeräts mit der Stromversorgung und dem roten Licht

wird aufleuchten. Das vollständige Aufladen dauert 8 bis 10 Stunden, überladen Sie nicht mehr als 24 Stunden.

Schritt 6: Um eine kurze Lebensdauer der Batterie zu vermeiden, laden Sie die Batterie bitte bei mindestens einmal im Monat, wenn der Rollstuhl nicht benutzt wird.



Typ 2 (Laden über Controller)

Um den Akku aufzuladen, schließen Sie das Ladegerät an die Stromversorgung an und Controller-Buchse. Befolgen Sie die Anweisungen, um den Ladevorgang abzuschließen

Verfahren:

Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass die Laderille nicht blockiert ist.

Schritt 2: Stellen Sie sicher, dass der Elektrorollstuhl ausgeschaltet ist.

Schritt 3: Stellen Sie sicher, dass Batterie und Controller verbunden sind.

Schritt 4: Verbinden Sie den Ausgangsstecker des Ladegeräts mit der Buchse unter dem Regler.

Schritt 5: Verbinden Sie den Hauptstecker des Ladegeräts mit der Stromversorgung und dem roten Licht leuchtet. Das vollständige Aufladen dauert 8 bis 10 Stunden, nicht überladen mehr als 24 Stunden.

Schritt 6: Um die Lebensdauer der Batterie nicht zu verkürzen, laden Sie bitte die Batterie mindestens einmal pro Monat, wenn der Rollstuhl nicht verwendet wird.



Beenden Sie den Ladevorgang erst, wenn er abgeschlossen ist. Wiederholen Sie die Ein nicht vollständig geladener Akku verkürzt die Lebensdauer des Akkus, daher sollte der Akku sollte so weit wie möglich vollständig geladen sein. Wenn der Akku vollständig geladen ist, Die Ladeanzeige leuchtet grün. Beenden Sie den Ladevorgang nicht, bevor er vollständig aufgeladen.

Nach dem Ladevorgang schalten Sie die Stromversorgung aus, sonst wird der Akku langsam entladen. Nicht länger als 24 Stunden laden. Überladung ist gefährlich.



Um Gefahren beim Laden zu vermeiden, sollten Benutzer die folgenden Regeln beachten:

Der Elektrorollstuhl enthält kein Ladegerät. Bitte verwenden Sie nationale Standardladegerät mit einer Ausgangsspannung von 24 V/DC 1,5 A – 5 A.

Es sollte beim Laden gut belüftet sein. Setzen Sie den Rollstuhl nicht Sonnenlicht und feuchter Umgebung ausgesetzt.

Die Ladetemperatur liegt zwischen 10 °C und 50 °C. Wenn es außerhalb des Umgebungstemperaturbereichs ist die Batterie nicht funktionsfähig gut, und kann leicht die Batterie beschädigen.

Es ist normal, dass der Lüfter während des Ladevorgangs Geräusche macht. Er dient zur Kühlung des Ladegerät, bitte machen Sie sich keine Sorgen.

Vermeiden Sie, dass während des Ladevorgangs Flüssigkeit in das Ladegerät gelangt.

Ladegerät auf brennbare Gegenstände wie Kraftstoff, Fußstütze oder Sitzkissen.

Bitte halten Sie sich beim Laden der Batterie von offenen Flammen fern. Die Flammen kann zu einem Brand oder einer Explosion der Batterie führen.

Beim Laden entsteht Wasserstoff, während des Ladens nicht rauchen.

Ziehen Sie den Netzstecker nicht, wenn die Steckdose oder Ihre Hände nass sind, es kann einen Stromschlag verursachen. Im Falle eines unvorhersehbaren Unfalls wird passieren und den Benutzer verletzen, benutzen Sie den Elektrorollstuhl nicht und setzen Sie sich nicht darauf, wenn wird geladen.

Verwendung und Wartung der Batterie

Falscher Batteriewechsel kann zu Explosionsgefahr führen. Nur

der gleiche oder empfohlene Batterietyp ist zum Austausch geeignet. Und

Bitte achten Sie auf die korrekte Polung der Batterie. Wichtige Punkte zur Verlängerung der

Akkulaufzeit: Laden Sie den Akku regelmäßig auf, um ihn voll zu halten. Es ist besser, ihn vollständig aufzuladen

Laden Sie die Batterie, wenn der Rollstuhl nicht benutzt wird. Wenn Sie ihn für eine

Wenn Sie längere Zeit nicht laden, ist es besser, zweimal im Monat aufzuladen.

Systemdiagnose

Wenn die LED-Anzeigen blinken, bedeutet dies, dass der Rollstuhl

Anomalien. Die Anomalien können in folgenden Teilen auftreten: Motoren, Bremsen, Batterie,

Kabelverbindungen usw. Durch das innere des Produkts

Informationskonsultation, die Eigenschaft des anormalen Zustands kann

Das Diagnosesignal erkennt die abnormale Situation.

ohne weitere Service-Tools.

Audiosignalanzeige

Beschreibung von LED-Licht	Die Bedeutung von LED-Licht	Erläuterung & Lösung
Alle LED-Leuchten sind unbeleuchtet ohne Klang	Der Strom ist aus, Rollstuhl befindet sich im Standby- oder Ruhemodus. Die Stromversorgung ist schlecht kontaktiert. Sicherung ist durchgebrannt oder ausgelöst aus.	
Alle LED-Leuchten sind	Der Strom ist eingeschaltet und Selbstdiagnose funktioniert, der Elektrorollstuhl kann gut funktionieren.	Weniger LED-Leuchten leuchten, weniger Akkuleistung übrig.
Das ganz linke rote LED-Licht leuchtet	Die Batterieleistung ist äußerst unzureichend.	Aufladen sofort. Oder Batterie ist Fehlfunktion, die nicht aufladen können.
Zwei kurze Pieptöne, LED-Leuchten blinken zweimal	Der linke Motor ist Fehlfunktion.	Der linke Motor ist schlechte Verbindung oder der Draht ist getrennt.
Drei kurze Pieptöne, LED-Leuchten dreimal blinzeln	Die linke Magnetbremse ist Fehlfunktion.	Der linke Magnet Bremsen ist schlecht angeschlossen oder die Kabel ist getrennt
Vier kurze Pieptöne, LED-Leuchten blinken viermal	Der rechte Motor ist Fehlfunktion.	Der rechte Motor ist schlechte Verbindung oder der Draht ist getrennt.
Fünf kurze Pieptöne, LED-Leuchten blinken fünfmal	Die rechte Magnetbremse ist Fehlfunktion.	Der rechte Magnet Bremsen ist schlecht angeschlossen oder die Kabel ist getrennt

Sechs kurze Pieptöne, LED-Leuchten blinken sechsmal	Controller ist im Überstrom Schutzstatus.	Überprüfen Sie die Bremsen und prüfen Sie, ob die Motorantrieb Mechanismus klemmt. Überprüfen Sie den Strom durch Amperemeter, wenn es nicht übermäßiger Strom, vielleicht Controller ist Fehlfunktion.
Sieben kurze Pieptöne, LED-Leuchten siebenmal blinken	Joystick ist defekt	Joystick funktioniert nicht zurückgesetzt, oder die Der Stecker ist locker.
Acht kurze Pieptöne, LED-Leuchten achtmal blinken	Der Controller weist eine Fehlfunktion auf.	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler für Wartung.
Neun kurze Pieptöne, LED-Leuchten blinken neunmal	Der Controller weist eine Fehlfunktion auf.	Bitte konsultieren Sie Service-Center für Wartung.

Regler

Controller-Panel



Controller-Nutzung

Netzschalter



Drücken Sie diese Taste, die Batterieladeanzeige leuchtet von links nach rechts an. Nochmals drücken, alle LED-Leuchten sind aus.



Im Notfall können Sie die Stromversorgung direkt abschalten, indem Sie die Ein-/Aus-Taste drücken. Taste.

Schlafmodus

Wenn der Joystick länger als 20 Minuten nicht bedient wird, schaltet sich die Stromversorgung ab automatisch, und das System in den Schlafmodus, das System wird aufgeweckt aus dem Ruhemodus durch Drücken der Ein-/Aus-Taste.

Geschwindigkeitseinstellung

Je nach den Gewohnheiten des Benutzers und den Umständen kann der Rollstuhlfahrer

Die Geschwindigkeit ist einstellbar. Passen Sie die Geschwindigkeit durch Drücken der Verringern-Taste oder Erhöhen-Taste an Taste.



Die Geschwindigkeit ist in fünf Abschnitte unterteilt, die um 20 % abgestuft sind. 40%, 60%, 80%, 100% der Höchstgeschwindigkeit. Erster Gang: 20% der Höchstgeschwindigkeit. Fünfter Gang: 100 % der Höchstgeschwindigkeit.

Hupenknopf



Drücken Sie die Hupentaste. Die Hupe ertönt, bis Sie die Taste loslassen.

Batterieladeanzeige



Nach dem Einschalten der Stromversorgung ist die Batterieladeanzeige

funktioniert. Die Batterieladeanzeige zeigt auch die verbleibende Batterieleistung an Kapazität. Wie auf dem Bild zu sehen ist, ist der Akku voll.

Wenn nur die rote oder gelbe LED leuchtet, sollte die Batterie geladen. Und für eine lange Fahrt sollte die Batterie vollständig sein geladen. Wenn nur die rote LED leuchtet, ist die Batterieleistung extrem unzureichend, Benutzer müssen den Akku so schnell wie möglich aufladen.

Stummschalttaste



Drücken Sie die Stummschalttaste, alle Töne werden ausgeschaltet, außer die Hupe.

SOS



Halten Sie die SOS-Taste gedrückt, um „Hilf mir“ zu senden.

Verwendung des Joysticks



Die Bewegungsrichtung des Rollstuhls wird per Joystick gesteuert.

Der Bewegungsumfang des Joysticks steuert auch die Bewegungsgeschwindigkeit.



Bitte schalten Sie den Strom ein oder aus, wenn sich der Joystick in der Mitte befindet

Position. Andernfalls gibt der Controller ein falsches Betriebssignal aus.

Lassen Sie den Joystick in die Mitte los, um diesen Fehler zu beheben. Wenn der Fehler weiterhin besteht,

Wenn Sie fortfahren, liegt möglicherweise eine Fehlfunktion dieses Teils vor. Verwenden Sie es nicht und wenden Sie sich an

Wenden Sie sich zur Wartung an Ihren Händler.

Modusumschaltung

Englische Übertragung


schließen 1. Wenn der Controller eingeschaltet ist, drücken und halten Sie zuerst die Hupentaste, während Sie sie gedrückt halten. „Ÿ“ Drücken Sie die Taste, bis die Batterieanzeige blinkt, und lassen Sie dann die Taste los, wie in Abbildung A und B gezeigt; 2. Drücken Sie die Zifferntaste „Ÿ“, drehen Sie die Geschwindigkeitsanzeige ganz nach links, wie in Abbildung C gezeigt; 3. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, um die englische Sprachübertragung auf Didi-Ton umzustellen;



(A)



(B)



(C)

Öffnen Sie die englische Übertragung

1. Wenn der Controller eingeschaltet ist, drücken und halten Sie zuerst die Hupentaste, während Sie „Ÿ“ gedrückt halten. Drücken Sie die Taste, bis die Batterieanzeige blinkt, und lassen Sie dann die Taste los, wie in Abbildung D und E gezeigt.
2. Drücken Sie die Zifferntaste „Ÿ“, drehen Sie die Geschwindigkeitsanzeige ganz nach rechts, wie in Abbildung F gezeigt.
3. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, um vom Didi-Ton zur englischen Sprachübertragung zu wechseln.



(D)



(UND)



(F)

Wartung

Zur Wartung des Rollstuhls gehört die Reinigung des Rollstuhls, die Überprüfung der Räder und Batterie und laden Sie die Batterie.

Für weitere Wartungsarbeiten wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Unser Vorschlag ist Halbjährliche Überprüfung des Rollstuhls, jährliche Überholung.

Reinigung und Batteriewartung

Sauberer Rollstuhl

Bitte reinigen Sie den Rollstuhl regelmäßig. Reinigen Sie die Teile, die häufig mit dem Körper des Benutzers (wie z. B. Sitzkissen, Armlehne, Controller) durch eine

Reinigen Sie das Gerät mit einem sauberen und leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel zur Reinigung.

Patientenbenutzer sollte der Rollstuhl einmal pro Woche gereinigt werden. Wenn der Rollstuhl von einem ansteckenden Patienten benutzt wird, sollte er gereinigt und mit Desinfektionsmitteln desinfiziert.

Räder

Überprüfen Sie regelmäßig die Reifen und ihren Verschleißzustand. Wenn das Reifenprofil Profiltiefe auf 1 mm reduzieren, bitte neuen Reifen verwenden.

Batterie

Um sicherzustellen, dass der Akku regelmäßig vollständig geladen wird. Um zu verlängern Akkulebensdauer, empfehlen wir den Benutzern dringend, den Akku erst aufzuladen, wenn er leer ist völlig ohne Strom.

Rollstuhlstörung und Überprüfung

Wenn während des Betriebs des Rollstuhls Störungen auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Schalten Sie vor der Überprüfung die Stromversorgung aus. Symptom: Vollständiger Stromausfall und alle LED-Leuchten auf dem Controller-Panel sind aus.

Prüfschritt:

Schritt 1: Überprüfen Sie, ob der Stecker des Controllers locker ist.

Schritt 2: Überprüfen Sie, ob die Verbindung zwischen Controller-Stecker und Batteriefach korrekt ist. Wenn der Stecker lose ist, bitte stecken Sie den Stecker wieder ein (halten Sie den Stecker fest, wenn Sie ihn herausziehen).

Stecker. Ziehen Sie nicht am Kabel, um unnötige Schäden an der Kabelleitung zu vermeiden.

Wenn nach der obigen Überprüfung die Stromversorgung des Rollstuhls immer noch nicht wiederhergestellt werden kann oder wenn Sie Fragen zur obigen Überprüfung haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.



Der Controller verfügt über ein Diagnosesystem zur Überwachung des Controllers und Motor. Jede Fehlfunktion dieser Teile wird vom Controller angezeigt. Für Weitere Einzelheiten finden Sie im Kapitel zur Audiosignalanzeige.

Wartungsprüfung

Das Folgende ist eine Checkliste, Elektrorollstuhl sollte ordinal sein

nach unserem Vorschlag geprüft. Beim Ein- und Aussteigen

Rollstuhl, einige Selbstprüfungen werden automatisch durchgeführt. Für mehr Ihre

Achtung, wir listen diese selbstprüfenden Artikel besonders im Bereich A auf.

Die Gegend	Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die folgenden Teile korrekt sind: 1. Rückenlehne 2. Armlehne 3. Controller-Position 4. Fußstütze 5. Batterieleistung 6. Kupplungs-/Einstellhebel zur Umstellung zwischen manuellem Modus und Elektromodus
B-Bereich	Überprüfen Sie die folgenden Teile monatlich, um Originalteile zu vermeiden verlieren oder tragen 1. Schrauben 2. Bremsen 3. Kupplungs-/Verstellhebel zur Umstellung zwischen manueller Modus und Elektromodus 4. Die Vorder- und Hinterräder und ihre Profiltiefe 5. Anschlüsse von Controller und Ladegerät
C-Bereich	Aus Sicherheitsgründen ist eine halbjährliche Gesamtwartung erforderlich.

Garantieprobleme

Garantieinhalt

Wir haben diesen Rollstuhl sorgfältig für Sie entwickelt. Bei unsachgemäßer

Materialien oder Herstellung, bieten wir kostenlose Reparatur und lebenslange

Wartung gemäß den Zeiten und Bedingungen in den Garantiekarten.

Die Garantie deckt unter diesen Bedingungen nicht ab

Subjektiver Eindruck, keine Funktionsprobleme. Nutzung und Alterung

Verlust (Beschichtungs- und Plattierungsoberfläche, natürliches Verblassen von Harzen usw.).

Die Wartung ist nicht anwendbar, wenn Folgendes passiert

Schauen Sie nicht regelmäßig in unsere angegebenen Ausgaben.

Unsachgemäße oder falsche Wartung. Unterschiedliche Bedienung mit unserem Handbuch oder Überlast

Nicht autorisierte Änderungen

Externe Faktoren wie: Ruß, Arzneimittel, Vogelkot, saurer Regen, Steinschlag, Metallstaub usw. Naturkatastrophen wie Taifune, Überschwemmungen, Brände, Erdbeben usw.

Folgende Gebühren sind nicht abgedeckt

Austausch von Verbrauchsmaterialien wie Reifen, Sicherungen, Kunststoffteilen, Glasteilen, Schmiermitteln usw. Gebühren für Inspektion, Einstellung, Ölnachfüllen, Reinigung usw.

Gebühren für regelmäßige Kontrollen, die von unserem Werk festgelegt werden.

Nicht autorisierte Änderungen

Unsere autorisierten Servicezentren übernehmen die Kosten.

Kunden achten auf Vorsicht

Um die Garantie gültig zu machen, haben Kunden die Verpflichtung,

Die folgenden Hinweise: Das ordnungsgemäße Testen und Fahren des Elektrorollstuhls Anweisungen im Handbuch.

Tägliche Kontrolle.

Setzen Sie die Check-Tipps gemäß unserer Anregung um.

Garantie akzeptabel

Im Garantiefall nehmen Sie bitte den Elektrorollstuhl mit und zeigen Sie die Garantie Verkaufsservicekarte an unser Servicecenter für Garantieleistungen. Wenn der Benutzer kann die Kundendienstkarte nicht vorlegen, der Service wird nicht erbracht.

Umwelt schützen

Um die Umwelt zu schützen, sollten alle beschädigten oder verschlissenen Teile der Stromversorgung Rollstuhl sollte an unser Werk zurückgeschickt oder an State übergeben werden Abteilung entsorgt, nicht wahllos wegwerfen.

Garantie gültig

Die Kundendienstkarte ist ab dem Datum des Stempels gültig. Dieses Produkt Garantie 1 Jahr unter normalen Betriebsbedingungen. Verbrauchsteile (wie: Batteriesatz, Kissen, Reifen, Seitenbrett, Armlehnenpolster usw.) sind nicht unter den Garantiebereich.

Sonstiges

Bedingungen für Transport und Lagerung

Während des Transports und der Lagerung muss der Elektrorollstuhl ordnungsgemäß als beschriftete Anzeige platziert.

Der Transport sollte Feuchtigkeit und Sonnenlicht vermieden werden und weg von Wärmeressource.

Sollten elektrische Teile durch Feuchtigkeit beschädigt werden, vermeiden Sie bitte die Lagerung den Rollstuhl bei Regen, im Freien und Feuchtigkeit.

Lagerbedingungen:

Umgebungstemperatur -40°C+55°C;

Relative Luftfeuchtigkeit ≤ 80 %;

Luftdruck 86 kPa bis 106 kPa.

Anhang des Berichts – Herstellererklärung des EUT

1	Anleitung und Herstellererklärung – Elektromagnetische Emission
2	Der ELEKTRO-ROLLSTUHL ist für den Einsatz im Die elektromagnetische Umgebung ist unten angegeben. Der Kunde oder Benutzer eines ELEKTRO-ROLLSTUHLs sollte Stellen Sie sicher, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird.

3	Abgasuntersuchung	Einhaltung	Elektromagnetische Umgebung – Leitfaden
4	HF- Emissionen CISPR 11	Gruppe 1	Der ELEKTRISCHE ROLLSTUHL nutzt HF- Energie ausschließlich für seine internen Funktionen. Daher sind seine HF- Emissionen sehr gering und verursachen wahrscheinlich keine Störungen bei elektronischen Geräten in der Nähe.
5	HF- Emissionen CISPR 11	Klasse B	Der ELEKTRISCHE ROLLSTUHL ist für den Einsatz in allen Einrichtungen geeignet, einschließlich Privathaushalten und solchen, die direkt an das öffentliche Niederspannungsnetz angeschlossen sind, das Gebäude versorgt, die für private Zwecke genutzt werden.
6	Oberschwingungsemissionen IEC 61000-3-2	Klasse A	
7	Spannungsschwankungen / Flickeremissionen IEC 61000-3-3	Entspricht	

Empfohlene Abstände zwischen tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeräten und dem ELEKTRO-ROLLSTUHL

Der ELEKTRISCHE ROLLSTUHL ist für den Einsatz in einer elektromagnetischen Umgebung vorgesehen, in der HF-Störungen kontrolliert werden. Der Kunde oder Benutzer des ELEKTRISCHEN ROLLSTUHLs kann dazu beitragen, elektromagnetische Störungen zu vermeiden, indem er einen Mindestabstand zwischen tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeräten (Sendern) und dem ELEKTRISCHEN ROLLSTUHL einhält, wie unten empfohlen, entsprechend der maximalen Ausgangsleistung der Kommunikationsgeräte.

Nennleistung Ausgang des Senders IN	Abstand je nach Häufigkeit von Sender m		
	150 kHz to 80 MHz $d = \left[\frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	26 MHz to 800 MHz $d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz to 2.5 GHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,018	0,0345
0,1	0,38	0,057	0,1095
1	1.2	0,18	0,345
10	3.8	0,57	1.095
100	12	1.8	3.45

Für Sender mit einer maximalen Ausgangsleistung, die nicht über der
Der empfohlene Abstand d in Metern (m) kann geschätzt werden
unter Verwendung der Gleichung, die für die Frequenz des Senders gilt, wobei P
ist die maximale Ausgangsleistung des Senders in Watt (W)
laut Senderhersteller.

ANMERKUNG 1 Bei 80 MHz und 800 MHz beträgt der Abstand für die höheren
Es gilt der Frequenzbereich.

ANMERKUNG 2 Diese Richtlinien sind möglicherweise nicht in allen Situationen anwendbar. Elektromagnetische
Die Ausbreitung wird durch Absorption und Reflexion von Strukturen, Objekten und
Menschen beeinflusst.

Leitfaden und Herstellererklärung – Elektromagnetische Störfestigkeit

Der ELEKTOROLLSTUHL ist für den Einsatz in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung vorgesehen.
Der Kunde oder Benutzer des ELEKTOROLLSTUHLs sollte sicherstellen, dass dieser in einer solchen Umgebung verwendet wird.

Immunitätstest	Prüfstufe IEC 60601	Konformitätsstufe	Elektromagnetische Umgebung - Leitfaden
Elektrostatische Entladung (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV Kontakt ± 8 kV Luft	±6 kV Kontakt ± 8 kV Luft	Die Böden sollten aus Holz, Beton oder Keramikfliesen bestehen. Bei Kunststoffböden sollte die relative Luftfeuchtigkeit mindestens 30 % betragen.
Elektrostatischer Transient/ Burst IEC 61000-4-4	± 2 kV für Stromversorgungsleitungen	±2 kV für Stromversorgungsleitungen	Die Qualität der Netzstromversorgung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen.
Anstieg IEC 61000-4-5	± 1 kV Differenzialmodus ± 2 kV gemeinsam Modus	±1 kV Differenzialmodus ± 2 kV gemeinsam Modus	Die Qualität der Netzstromversorgung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen.
Spannungseinbrüche, Kurzzeitunterbrechungen und Spannungsspitzen	< 5 % UT (>95 % Abfall in UT) für 0,5 Zyklen 40 % UT	< 5 % UT (>95 % Abfall in UT) für 0,5 Zyklen 40 % UT	Die Qualität der Netzspannung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen. Wenn der Benutzer des

Variationen auf Stromversorgungs- Eingangsleitungen IEC 61000-4-11	(60 % Einbruch in UT) für 5 Zyklen 70 % UT (30 % Einbruch in UT) für 25 Zyklen < 5 % UT (>95 % Abfall in UT) für 5 Sek.	(60 % Einbruch in UT) für 5 Zyklen 70 % UT (30 % Einbruch in UT) für 25 Zyklen < 5 % UT (>95 % Einbruch in OUT) für 5 Sek.	Da der ELEKTRISCHE ROLLSTUHL auch bei Stromausfällen einen kontinuierlichen Betrieb erfordert, wird empfohlen, den ELEKTRISCHE ROLLSTUHL über eine unterbrechungsfreie Stromversorgung oder eine Batterie zu betreiben.
Netzfrequenz (50/60 Hz) Magnetfeld IEC 61000-4-8	30A/m	30A/m	
HINWEIS: UT ist die Netzwechselspannung vor Anwendung des Testpegels.			

Leitfaden und Herstellererklärung – Elektromagnetische Störfestigkeit

Der ELEKTOROLLSTUHL ist für den Einsatz in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung vorgesehen.
Der Kunde oder Benutzer des ELEKTOROLLSTUHLs sollte sicherstellen, dass dieser in einer solchen Umgebung verwendet wird.

Immunitätstest	Prüfstufe IEC 60601	Konformitätsstufe	Elektromagnetische Umgebung – Leitfaden
-----------------------	--------------------------------	--------------------------	--

Durchgeführt HF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz bis 80 MHz	3V	Tragbare und mobile HF-Kommunikationsgeräte sollten in keinem geringeren Abstand zu Teilen des ELEKTOROLLSTUHL (einschließlich Kabeln) verwendet werden als der empfohlene Abstand, der sich aus der für die Frequenz des Senders geltenden Gleichung errechnet. Empfohlener Abstand $d = \left[\frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz to } 800 \text{ MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz to } 2.5 \text{ GHz}$ Dabei ist p die maximale Ausgangsleistung des Senders in Watt (W) gemäß Angaben des Senderherstellers und d der empfohlene Abstand in Metern (m).b Die Feldstärke von festen HF-Sendern sollte, wie durch eine elektromagnetische Standortuntersuchung ermittelt,a unter dem Konformitätspegel in jedem Frequenzbereich liegen.b In der Nähe von Geräten, die mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet sind, können Störungen auftreten: 
Abgestrahlt RF IEC 61000-4-3	20 V/m 26 MHz bis 2,5 GHz	20 V/m	

ANMERKUNG 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich.

ANMERKUNG 2: Diese Richtlinien gelten möglicherweise nicht in allen Situationen.

Elektromagnetische Strahlung wird durch Absorption und Reflexion von Strukturen, Objekten und Menschen beeinflusst.

ÄFeldstärken von festen Sendern, wie Basisstationen für Radio

(Mobil-/Schnurlos-)Telefone und mobile Landfunkgeräte, Amateurfunk, AM

und FM-Radio- und Fernsehübertragungen können nicht vorhergesagt werden

theoretisch mit Genauigkeit. Um die elektromagnetische Umgebung zu beurteilen aufgrund fester HF

Sendern sollte eine elektromagnetische Standortuntersuchung in Betracht gezogen werden. Wenn die gemessene Feldstärke an dem Ort, an dem die ELEKTRISCHE

ROLLSTUHL verwendet wird, überschreitet den geltenden RF-Konformitätspegel

oben, der ELEKTRISCHE ROLLSTUHL sollte beobachtet werden, um sicherzustellen Normalbetrieb.

Wenn eine anormale Leistung beobachtet wird, können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein notwendig, wie z. B. Neuausrichtung oder Standortwechsel des ELEKTRISCHEN ROLLSTUHL.

ByIm Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz sollten die Feldstärken weniger als 3V/m

Leistungsparameter

Wichtigste technische Daten		JRWD6012	
Maximales Ladegewicht	136 kg	Geschwindigkeit	1–6km/h
Ladegerät	Wechselstrom 100– 240 V, 50/60 Hz, 1,5 A	Vorderrad Durchmesser	8 Zoll
Batterie	Gleichstrom 24 V, 12 Ah Lithium-Ionen	Hinterrad Durchmesser	12 Zoll
Motor (*2 Stück)	Gleichstrom 24 V, 250 W	Maximales Fahren Distanz	20 km
Hindernisklettern	50 mm	Statische Stabilität	9°
Sitzgröße	17,7/21 Zoll*	Steigungswinkel	6°

Aufmerksamkeit:""**

1. Es gibt zwei Größen der Sitzbreite für dieses Modell, die wird durch die Informationen in der äußeren Box bestimmt;
2. Die Sitzbreite bezieht sich auf die Breite zwischen den Lenkern;

Anwendungsbereich

Unser Elektrorollstuhl ist für behinderte und ältere Menschen (weniger als 100 kg) Verwendung als Lauffahrzeug, geeignet für den Innenbereich. Nicht auf dem Autobahnen.

Kontraindikation

Personen, bei denen die oberen Gliedmaßen nicht reagieren, die an Altersdemenz leiden, die Psychiatrie beeinträchtigt ist oder die physiologisch nicht in der Lage sind, für sich selbst zu sorgen, und deren Arzt von der Anwendung abrät.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Britische Republik	
--------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Straße, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EG-Vertreter	
--------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

SEDIA A ROTELLE ELETTRICA

ISTRUZIONI PER L'USO

MODELLO: JRWD6012

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

sedia a rotelle elettrica
Istruzioni per l'uso

MODELLO: JRWD6012



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SMALTIMENTO CORRETTO

Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE.

Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Questo si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo.

I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici.

rifiuti, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. dispositivi elettronici.



Prefazione

Si prega di leggere attentamente il manuale d'uso prima di utilizzare il prodotto.

Questo manuale contiene operazioni, metodi di assemblaggio e , e semplici difetti soluzioni.

Questo manuale si applica al nostro modello: JRWD6012.

Questo manuale contiene metodi di manutenzione e autocontrollo della sedia a rotelle. Si prega di , conservarlo nel luogo appropriato.

Si prega di fornire questo manuale come riferimento quando altre persone lo utilizzeranno utilizzare questa sedia a rotelle.

Le annotazioni e le illustrazioni presenti in questo manuale potrebbero essere leggermente diverse con le parti reali a causa del miglioramento della qualità o della modifica del design. Per favore in natura prevalgono.

In caso di dubbi o domande, contattare il rivenditore.

L'uso improprio di qualsiasi veicolo può causare lesioni. La guida non sicura potrebbe danneggiare voi stessi e gli altri.

La sedia a rotelle elettrica è destinata al trasporto confortevole di persone con difficoltà di deambulazione o nessuna capacità di deambulazione.

Questa sedia a rotelle elettrica è progettata per trasportare una sola persona.



Simbolo di avvertimento

Seguire attentamente le istruzioni accanto a questo simbolo.

Si prega di prestare attenzione a queste istruzioni , altrimenti si verificherebbe per evitare lesioni fisiche o danni alla sedia a rotelle o all'ambiente.

Introduzione al prodotto



Prestazioni del prodotto

Questa serie di sedie a rotelle elettriche è alimentata da una batteria agli ioni di litio, guidata da Motore DC. Gli utenti controllano la direzione e regolano la velocità tramite il controllo joystick. È adatto per applicazioni a bassa velocità, buone condizioni stradali e piccole pendenze.

Istruzioni di sicurezza

1. Principali caratteristiche di sicurezza

Classificazione in base al tipo di protezione contro le scosse elettriche: Alimentazione interna.

Classificazione in base al tipo di protezione contro le scosse elettriche: Tipo B applicazione.

Classificazione in base al grado di protezione dai liquidi in ingresso: IPX3.

Classificato in base alla sicurezza d'uso in una miscela anestetica infiammabile con aria o gas miscelato con ossigeno o protossido di azoto anestetico infiammabile si verificano gas: tipo non AP/APG.

Classificazione in base alla modalità di funzionamento: Funzionamento continuo.

Tensione nominale: DC.24V.

Non hanno alcun effetto protettivo sull'applicazione della scarica del defibrillatore sezione.

Nessuna parte di ingresso o uscita del segnale.

Apparecchiature non installate in modo permanente.

2. Avviso di guida

Precauzioni generali per la guida

Per controllare la sedia a rotelle, tenere le mani sul bracciolo.

Si prega di esercitarsi nei parchi o in altri luoghi aperti e sicuri finché non si riesce a utilizzare la sedia a rotelle con destrezza.

Esercitarsi completamente alla guida in un luogo sicuro, per padroneggiare i principi di avanzamento, arresto e svolta.

Prima di mettersi in viaggio, si prega di farsi accompagnare da un assistente e confermare che è sicuro.

Si prega di seguire rigorosamente le regole del traffico pedonale, non considerare te stesso come conducente di veicoli.

Si prega di guidare sul marciapiede e sulle strisce pedonali. Non guidare su corsia veicolare.

Guidare con passo costante, evitando di procedere in traiettoria a "Z" o di fare curve strette.

Accompagnato da badanti o evitare di guidare in queste condizioni

Guidare in condizioni meteorologiche avverse, ad esempio in caso di pioggia, nebbia fitta, vento forte, neve, ecc.

Se la sedia a rotelle è bagnata, asciugarla immediatamente.

Guidare su strade in cattive condizioni, come fango, sentiero, strada sabbiosa, ghiaia,

ecc.

Guidare su strada affollata.

Guidare su fossi, stagni, ecc. senza recinzione.

Dall'altra parte della ferrovia.

Quando devi attraversare la ferrovia, fermati al bivio per confermare che sia sicuro e assicurarsi che gli pneumatici non rimangano incastrati nei binari.

La sedia a rotelle elettrica è solo per uso personale, non trasportare persone o merci e non per scopi di trazione.

Precauzioni per la salita e la discesa

Evitare di guidare nei seguenti luoghi: colline ripide, luoghi in pendenza, gradini alti, canali, ecc.

Evitare di guidare su pendii ripidi, la pendenza deve essere inferiore a 9 gradi. Si prega di utilizzare il controller con attenzione quando si guida su pendii.

Continua ad andare avanti sia in salita che in discesa.

Rallentare la velocità in discesa.

Evitare di guidare lateralmente sui pendii ripidi.

Vietare la circolazione sulle scale ed evitare di salire sui gradini alti.

Evitare di attraversare fossati larghi.

Durante l'attraversamento dei fossi, mantenere un angolo di 90° tra gli pneumatici e i fossi.



Non impostare la sedia a rotelle in modalità manuale durante la salita e la discesa.

In caso di malfunzionamento della sedia a rotelle all'incrocio, si prega di chiedi aiuto ai passanti. E imposta la sedia a rotelle in modalità manuale, quindi spingi sedia a rotelle per lasciare la scena, o utente per allontanarsi dal sito verso un luogo sicuro posizionare immediatamente.

Precauzioni per gli assistenti

Gli operatori sanitari devono confermare che i piedi degli utenti siano correttamente appoggiati sui poggipiedi. posizione e assicurarsi che i vestiti non si attacchino alle ruote.

Gli assistenti devono spingere la sedia a rotelle per muoversi in avanti per garantire la sicurezza pendio ripido o pendio lungo.

Altro avviso

Riparazione e rimontaggio

Se è necessario riparare o rimontare la sedia a rotelle, contattare il venditore o il servizio clienti reparto. Non modificare da soli. Potrebbe causare incidenti o sedia a rotelle malfunzionamento.

Mantenere asciutto

Non mettere la sedia a rotelle in un luogo bagnato. Se la sedia a rotelle è bagnata, asciugarla immediatamente.



Senza la conferma della nostra azienda, non modificare l'assemblaggio o materiali di questa sedia a rotelle.

Per non causare squilibrio, non aggiungere peso in modo arbitrario. Quando qualcuno è seduto sulla sedia a rotelle o la frizione non è in modalità manuale, non utilizzare altri veicoli per trainare o spingere la sedia a rotelle.

Durata del servizio

La durata di vita di questo prodotto è di 5 anni dalla data di produzione.

Si prega di utilizzare il prodotto entro il periodo limitato. Si prega di non utilizzarlo oltre il periodo di validità per più di un anno per evitare incidenti.
Data di produzione: vedere l'etichetta.

Compatibilità elettromagnetica

La sedia a rotelle deve essere tenuta lontana da forti campi magnetici e grandi apparecchiature elettriche induttive, come stazioni radio, stazioni TV, stazioni radio sotterranee, stazioni radio trasmettenti per telefoni cellulari. Paga attenzione, se nelle vicinanze sono presenti fonti di interferenza elettromagnetica, allontanarsi il più possibile da tali fonti per evitare interferenze elettromagnetiche.
La sedia a rotelle elettrica dovrebbe essere evitata interferenza elettromagnetica.

Nota: la sedia a rotelle elettrica deve soddisfare i requisiti di compatibilità elettromagnetica requisito dello standard YY0505.

L'utente deve installare e utilizzare la sedia a rotelle elettrica in base a informazioni fornite sulla compatibilità elettromagnetica.

I dispositivi di comunicazione RF portatili e mobili possono influire sulle prestazioni di sedia a rotelle elettrica. Pertanto, si prega di evitare forti campi elettromagnetici disturbo, ad esempio vicino a un telefono cellulare o a un microonde. Per l'avviso e la dichiarazione del produttore fare riferimento all'allegato.

La tensione di interruzione della batteria è 23 V.

La sedia a rotelle elettrica appartiene alla classe D in GB/T 18029.21-2012, a sedia a rotelle con sterzo differenziale elettronico e freno manuale.



La sedia a rotelle elettrica non deve essere posizionata o utilizzata insieme ad altri dispositivi. Se necessario, verificare che la sedia a rotelle elettrica possa funzionare normalmente date le circostanze.

Utilizzo e funzionamento

Regolazione della sedia a rotelle

Aprire la sedia a rotelle

Una mano tiene lo schienale, l'altra mano tiene il sedile e lo apre con la forza (immagine 1). Aprire completamente la sedia a rotelle, quindi agganciare il blocco che sotto lo schienale (immagine 2). Prima dell'uso, assicurarsi che il blocco è ben bloccato. Altrimenti causerà pericolo di piegatura durante la guida.



Immagine 1




Immagine 2

Piegare la sedia a

rotelle Allentare il fermo (immagine 3), quindi tenere lo schienale con una mano, tirare il sedile con l'altra mano e ripiegarlo (immagine 4).




Immagine 3



Immagine 4

Installare il controller

Inserire il controller nel tubo del bracciolo. Si prega di notare di tenere il controller in posizione orizzontale (immagine 5). Quindi bloccare la vite (immagine 6).



Immagine 5



Immagine 6

Installare e sostituire la batteria

Smontare la batteria

Estrarre il tappo della batteria (immagine 7), quindi allentare la vite (immagine 8).



Immagine 7



Immagine 8

Installare la batteria

Posizionare la scanalatura della batteria nel tubo posteriore (immagine 9), allentare la vite (immagine 10). Quindi collegare la spina della batteria con la spina del controller (immagine 11).



Immagine 9



Immagine 10



Immagine 11

Pedana

La pedana può essere tirata verso l'alto o verso il basso (immagine 12).




Immagine 12

Installare e smontare il dispositivo antiribaltamento

Premere il pulsante per installare/smontare il dispositivo antiribaltamento (immagine 13-14)



Immagine 13



Immagine 14

Bracciolo ribaltabile

Una mano preme il pulsante del bracciolo, l'altra mano solleva il bracciolo (immagine 15). E premere verso il basso il bracciolo nella posizione corretta per fissarlo bracciolo (immagine 16).



Immagine 15



Immagine 16

Regolazione dello schienale

- 1) Come mostrato in (immagine 19), afferrare saldamente la maniglia nella direzione della freccia.
- 2) Sdraiati e rilascia la leva del freno ad un'angolazione comoda per il utente (immagine 20).
- 3) Quando si ripristina la posizione seduta, alzarsi prima, quindi afferrare la maniglia come mostrato nella figura 19 e la sedia a rotelle può tornare alla modalità seduta.

Attenzione: non guidare la sedia a rotelle con lo schienale regolato

modalità per evitare il pericolo.




immagine 19




immagine 20

Passare dalla modalità manuale alla modalità elettrica

Modalità manuale: tirare verso l'alto la leva dell'interruttore sul motore sinistro e destro (immagine 17).

Modalità elettrica: abbassare la leva dell'interruttore sul motore sinistro e destro (immagine 18).



Immagine 17



Immagine 18



Quando si cambia la sedia a rotelle dalla modalità manuale a quella elettrica, assicurarsi che entrambi gli interruttori sinistro e destro siano nella stessa modalità. In caso contrario, potrebbe causare il ribaltamento.

Batteria e caricabatteria

Requisiti del caricabatterie

Il caricabatterie viene utilizzato per la ricarica della batteria. Durante la sedia a rotelle elettrica è in carica, non utilizzarlo.

Dati tecnici del caricabatterie

Tensione di ingresso: AC100-240V 50/60Hz

Tensione di uscita: 24 V/CC

Corrente di uscita: 3,0 A

Il livello di protezione dall'ingresso è IPX1. Il caricabatterie deve soddisfare i requisiti di GB 4706.1-2005 e GB 4706.18-2005.

Utilizzo del caricabatterie

Tipo 1 (carica direttamente nella batteria)

Per caricare la batteria, collegare il caricabatterie all'alimentatore e spina della scatola della batteria. Seguire le istruzioni seguenti per completare la carica processo:

Fase 1: assicurarsi che la scanalatura del caricabatterie non sia bloccata.

Fase 2: assicurarsi che la sedia a rotelle elettrica sia spenta.

Fase 3: Scollegare le spine che collegano la scatola della batteria e il controller.

Fase 4: Collegare la spina di uscita del caricabatterie alla spina di alimentazione del vano batteria.

Fase 5: Collegare la spina principale del caricabatterie all'alimentazione e al connettore rosso

leggero

sarà acceso. La carica completa richiede da 8 a 10 ore, non sovraccaricare ulteriormente di 24 ore.

Passaggio 6: Per evitare che la durata della batteria si riduca, caricarla a almeno una volta al mese quando la sedia a rotelle non viene utilizzata.



Tipo 2 (carica tramite controller)

Per caricare la batteria, collegare il caricabatterie all'alimentatore e presa del controller. Seguire le istruzioni seguenti per completare la carica processo:

Fase 1: assicurarsi che la scanalatura del caricabatterie non sia bloccata.

Fase 2: assicurarsi che la sedia a rotelle elettrica sia spenta.

Passaggio 3: assicurarsi che la batteria e il controller siano collegati.

Fase 4: Collegare la spina di uscita del caricabatterie alla presa sotto il controllore.

Fase 5: Collegare la spina principale del caricabatterie all'alimentazione e al connettore rosso la luce sarà accesa. La carica completa richiede da 8 a 10 ore, non sovraccaricare più di 24 ore.

Passaggio 6: Per evitare che la durata della batteria si riduca, caricare la batteria almeno una volta al mese quando la sedia a rotelle non viene utilizzata.



Non interrompere la carica finché il processo di carica non è terminato. Ripetere l'utilizzo di una batteria non completamente carica ne ridurrà la durata, quindi la batteria dovrebbe essere completamente carica il più possibile. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore di alimentazione diventerà verde. Non interrompere la carica prima che sia completamente caricato.

Dopo aver terminato la carica, spegnere l'alimentatore, altrimenti la batteria si scaricherà. scarica lentamente. Non caricare per più di 24 ore. La sovraccarica è pericoloso.



Per evitare pericoli legati alla ricarica, gli utenti devono attenersi alle seguenti regole:

La sedia a rotelle elettrica non include il caricabatterie, utilizzare il caricabatterie nazionale caricabatterie standard con tensione di uscita 24 V/CC 1,5 A-5 A.

Deve essere ben ventilato durante la ricarica. Non esporre la sedia a rotelle alla luce solare e all'ambiente umido.

L'intervallo di temperatura dell'ambiente di carica è compreso tra 10°C e 50°C. Se è fuori dall'intervallo di temperatura ambiente, la batteria non è in grado di funzionare bene, e può facilmente danneggiare la batteria.

È normale che la ventola faccia rumore durante la carica. Serve per raffreddare il caricabatterie, non preoccuparti.

Evitare che il liquido entri nel caricabatterie durante la carica. E non posizionare caricabatterie su oggetti infiammabili, come: carburante, poggiatesta o cuscino del sedile.

Si prega di stare lontano dalle fiamme quando si carica la batteria. Le fiamme potrebbe causare un incendio o un'esplosione della batteria.

La ricarica produce idrogeno, non fumare durante la ricarica.

Non scollegare l'alimentatore quando la presa o le mani sono bagnate, può causare scosse elettriche. In caso di incidente imprevedibile accadrà e ferire l'utente, non utilizzare o sedersi sulla sedia a rotelle elettrica quando ricarica.

L'uso e la manutenzione della batteria

Un'operazione errata di sostituzione della batteria può causare il rischio di esplosione. Solo lo stesso tipo di batteria o quello consigliato è adatto per la sostituzione. E si prega di assicurarsi che i poli della batteria siano corretti. Punti chiave per prolungare la durata della batteria: caricare frequentemente, per mantenere la batteria carica. È meglio caricarla completamente caricare la batteria se la sedia a rotelle non viene utilizzata. Se si interrompe l'utilizzo per un lungo, è meglio ricaricare due volte al mese.

Diagnosi del sistema

Quando le spie LED lampeggiano, significa che la sedia a rotelle è anomalie. Le anomalie possono verificarsi nelle seguenti parti: motori, freni, batteria, collegamenti dei cavi, ecc. Attraverso l'interno del prodotto consultazione delle informazioni, la proprietà della condizione anomala può essere rilevata dal segnale di diagnosi. La situazione anomala può essere rilevata senza altri strumenti di servizio.

Indicazione del segnale audio

Descrizione di Luce LED	Il significato della luce LED	Spiegazione e Soluzione
Tutte le luci LED sono non illuminato senza suono	La corrente è spenta, sedia a rotelle è in modalità standby o sospensione. La potenza è scarsamente contattata. Il fusibile è saltato o bruciato fuori.	
Tutte le luci LED sono accese	L'alimentazione è accesa e l'autodiagnosi funziona, la sedia a rotelle elettrica può funzionano bene.	Meno luci LED accese, meno potenza della batteria rimanente.
Il rosso più a sinistra La luce LED è accesa	La potenza della batteria è estremamente inadeguato.	Per caricare immediatamente. Oppure la batteria è malfunzionamento che non in grado di caricare.
Due brevi segnali acustici, Le luci LED lampeggiano due volte	Il motore sinistro è malfunzionamento.	Il motore sinistro è scarsa connessione o il filo è disconnesso.
Tre brevi segnali acustici, luci LED sbattere le palpebre tre volte	Il freno magnetico sinistro è malfunzionamento.	Il magnetico sinistro il freno è scarso collegato o il filo è scollegato
Quattro brevi segnali acustici, Le luci LED lampeggiano quattro volte	Il motore giusto è malfunzionamento.	Il motore giusto è scarsa connessione o il filo è disconnesso.
Cinque brevi segnali acustici, Le luci LED lampeggiano cinque volte	Il freno magnetico giusto è malfunzionamento.	Il magnete giusto il freno è scarso collegato o il filo è scollegato

Sei brevi segnali acustici, Le luci LED lampeggiano sei volte	il controller è in sovracorrente stato di protezione.	Controllare i freni e verificare se il azionamento motore il meccanismo è bloccato. Controllare la corrente tramite amperometro, se non lo è corrente eccessiva, forse il il controllore è malfunzionamento.
Sette brevi segnali acustici, luci LED sbattere le palpebre sette volte	Il joystick non funziona correttamente	Il joystick non ripristinare, o il il connettore è allentato.
Otto brevi segnali acustici, luci LED sbattere le palpebre otto volte	il controller non funziona correttamente.	Si prega di consultare il proprio rivenditore per manutenzione.
Nove brevi segnali acustici, Le luci LED lampeggiano nove volte	il controller non funziona correttamente.	Si prega di consultare centro assistenza per manutenzione.

Controllore

Pannello di controllo



Utilizzo del controller

Interruttore di alimentazione



Premere questo pulsante, le spie dell'indicatore di carica della batteria si accenderanno da sinistra a destra. Premere di nuovo, tutte le luci LED sono spente.



In caso di emergenza, è possibile spegnere direttamente l'alimentazione premendo il pulsante di accensione pulsante.

Modalità di sospensione

Se il joystick non viene utilizzato per più di 20 minuti, l'alimentazione si spegne automaticamente, e il sistema in modalità sospensione, il sistema verrà riattivato dalla modalità sospensione premendo il pulsante di accensione.

Regolazione della velocità

A seconda delle abitudini dell'utente e delle circostanze, la guida della sedia a rotelle la velocità è regolabile. Regola la velocità premendo il pulsante di diminuzione o di aumento pulsante.



La velocità è divisa in cinque sezioni, con intervalli del 20%, 40%, 60%, 80%, 100% della velocità massima. Prima marcia di velocità: 20% della velocità massima. Quinta marcia di velocità: 100% della velocità massima.

Pulsante del clacson



Premere il pulsante del clacson: il clacson suonerà finché non si rilascia il pulsante.

Misuratore di potenza della batteria



Dopo aver acceso l'alimentazione, l'indicatore di carica della batteria è

funzionante. L'indicatore di carica della batteria mostra anche la carica residua della batteria capacità. Come mostrato nell'immagine, la batteria è completamente carica.

Quando è accesa solo la luce LED rossa o gialla, la batteria dovrebbe essere carica. E per una guida a lunga distanza, la batteria dovrebbe essere completamente carica. Se è accesa solo la luce LED rossa, la carica della batteria è estremamente inadeguato, gli utenti devono caricare la batteria il prima possibile.

Pulsante muto



Premere il pulsante muto, tutti i suoni verranno disattivati, tranne il corno.

SOS



Tieni premuto a lungo il tasto SOS e verrà trasmesso il messaggio "Aiuto".

Utilizzo del joystick



La direzione di movimento della sedia a rotelle è controllata tramite joystick.

L'estensione del movimento del joystick controlla anche la velocità di movimento.



Si prega di accendere o spegnere l'alimentazione quando il joystick è al centro posizione. Altrimenti il controller emetterà un segnale di funzionamento errato.

Rilascia il joystick al centro, questo errore si fermerà. Se l'errore persiste continuando, forse questa parte è malfunzionante, non utilizzarla e contattare con il tuo rivenditore per la manutenzione.

Cambio di modalità

Chiudi trasmissione in inglese

1. Quando il controller è acceso, prima premere e tenere premuto il pulsante del clacson mentre lo si tiene premuto "ÿ" Premere il tasto finché la spia della batteria non lampeggia, quindi rilasciare il tasto, come mostrato nella Figura A&B; 2. Premere il tasto numerico "ÿ", ruotare la spia dell'indicatore di velocità nella posizione più a sinistra, come mostrato nella Figura C; 3. Spegner e quindi accendere il dispositivo per cambiare la trasmissione vocale in inglese al suono Didi;



(UN)



(B)



(C)

Aprire la trasmissione in inglese

1. Quando il controller è acceso, premere prima e tenere premuto il pulsante del clacson mentre lo si tiene premuto "ÿ" Premere il tasto finché la spia della batteria non lampeggia, quindi rilasciare il tasto, come mostrato nella Figura D&E; 2. Premere il tasto numerico "ÿ", ruotare la spia dell'indicatore di velocità all'estrema destra, come mostrato nella Figura F; 3. Spegner e quindi accendere il dispositivo per passare dal suono Didi alla trasmissione vocale in inglese;



(D)



(E)



(F)

Manutenzione

La manutenzione della sedia a rotelle include la pulizia della sedia a rotelle, il controllo delle ruote e batteria e carica la batteria.

Per ulteriore manutenzione, contattare il proprio rivenditore. Il nostro suggerimento è controllare la sedia a rotelle ogni sei mesi, revisionarla annualmente.

Pulizia e manutenzione della batteria sedia a rotelle pulita

Si prega di pulire regolarmente la sedia a rotelle. Pulire le parti che vengono frequentemente toccato dal corpo dell'utente (ad esempio, cuscino, bracciolo, controller) da un panno pulito e leggermente umido. Non usare solventi organici per pulire. Se è un paziente utente, la sedia a rotelle deve essere pulita una volta alla settimana. Se il la sedia a rotelle è utilizzata da una vittima infetta, deve essere pulita e disinfettato con disinfettanti.

Ruote

Controllare regolarmente gli pneumatici e le loro condizioni di usura. Quando il battistrada ridurre la profondità del battistrada a 1 mm, sostituire il pneumatico nuovo.

Batteria

Per assicurarsi che la batteria sia completamente carica frequentemente. Per prolungare durata della batteria, consigliamo vivamente agli utenti di non caricare fino a quando la batteria non è completamente scarica completamente senza corrente.

Malfunzionamento e controllo della sedia a rotelle

In caso di malfunzionamenti durante il funzionamento della sedia a rotelle, spegnere spegnere l'alimentazione prima del controllo. Sintomo: perdere completamente l'alimentazione e tutti i Le spie LED sul pannello di controllo sono spente.

Controllare il passaggio:

Fase 1: Per verificare se la spina del controller è allentata.

Passaggio 2: per verificare se la connessione tra la spina del controller e la scatola della batteria è corretta allentato. Reinserire il connettore della spina (tenere la spina quando si estrae la

spina. Non tirare il filo per evitare danni non necessari alla linea elettrica).

Se dopo aver effettuato i controlli di cui sopra la sedia a rotelle non riesce ancora a ripristinare l'alimentazione o se gli utenti hanno domande sui controlli di cui sopra, contattare il rivenditore.



Il controller è dotato di un sistema di diagnosi per monitorare il controller e motore. Qualsiasi malfunzionamento di queste parti viene segnalato dal controller. Per maggiori dettagli fare riferimento al capitolo dedicato all'indicazione del segnale audio.

Controllo di manutenzione

Di seguito è riportato un elenco di controllo, la sedia a rotelle elettrica dovrebbe essere ordinale controllato secondo il nostro suggerimento. Quando sali o scendi dal sedia a rotelle, alcuni autocontrolli vengono eseguiti automaticamente. Per maggiori informazioni attenzione, elenchiamo in particolare questi elementi autocontrollati nell'area A.

La zona	Prima dell'uso, controllare che le seguenti parti siano corrette: 1. Schienale 2. Bracciolo 3. Posizione del controller 4. Poggiatesta 5. Alimentazione a batteria 6. Leva frizione/regolazione per la conversione tra modalità manuale e modalità elettrica
zona B	Controllare mensilmente le seguenti parti, per evitare parti originali perdere o indossare 1. Viti 2. Freni 3. Leva frizione/regolazione per conversione tra manuale modalità e modalità elettrica 4. Le ruote anteriori e posteriori e le loro profondità del battistrada 5. Connettori del controller e del caricabatterie
Area C	Per motivi di sicurezza è necessaria una manutenzione generale semestrale.

Problemi di garanzia

Contenuto della garanzia

Progettiamo questa sedia a rotelle in modo elaborato per te. Se ci sono problemi materiali o produzione, forniamo riparazione gratuita e durata manutenzione secondo i tempi e le condizioni indicate nelle schede di garanzia.

La garanzia non copre queste condizioni

Impressione soggettiva, nessun problema di funzionamento. Utilizzo e invecchiamento perdita (rivestimento e placcatura della superficie, naturale scolorimento delle resine, ecc.).

La manutenzione non è applicabile quando si verifica quanto segue

Non controllare regolarmente i nostri numeri specificati.

Manutenzione impropria o errata. Funzionamento diverso con il nostro manuale o sovraccarico

Modifiche non autorizzate

Fattori esterni quali: fuliggine, prodotti farmaceutici, escrementi di uccelli, pioggia acida, pietre volanti, polvere di metallo, ecc. Calamità naturali come: tifoni, inondazioni, incendi, terremoti ecc.

Le seguenti tariffe non sono coperte

Sostituzione di materiali di consumo quali pneumatici, fusibili, parti in plastica, parti in vetro, lubrificanti, ecc. Tariffe per ispezione, regolazione, aggiunta di olio, pulizia, ecc. Tariffe per controlli periodici specificati dalla nostra fabbrica.

Modifiche non autorizzate

I nostri centri di assistenza autorizzati mantengono i costi.

I clienti prestano attenzione alle seguenti precauzioni

Per rendere valida la garanzia, i clienti hanno l'obbligo di seguire di seguito le precauzioni: testare e guidare correttamente la sedia a rotelle elettrica come istruzioni manuali.

Controllo giornaliero.

Implementare i suggerimenti di controllo secondo i nostri suggerimenti.

Garanzia accettabile

Se è necessaria la garanzia, prendere la sedia a rotelle elettrica e mostrarla dopo carta di servizio di vendita al nostro centro di assistenza per il servizio di garanzia. Se l'utente non è possibile fornire la scheda del servizio post-vendita, il servizio non viene fornito.

Proteggere l'ambiente

Per proteggere l'ambiente, ogni parte danneggiata o raschiata dell'alimentazione la sedia a rotelle deve essere riportata alla nostra fabbrica o consegnata allo Stato Reparto smaltito, non gettare a caso.

Garanzia valida

La tessera di assistenza post-vendita è valida dalla data timbrata. Questo prodotto garanzia 1 anno in normali condizioni operative. Parti di consumo (come: set di batterie, cuscino, pneumatici, sponda laterale, bracciolo, ecc.) non sono in garanzia.

Altri

Condizioni per il trasporto e lo stoccaggio

Durante il trasporto e lo stoccaggio, la sedia a rotelle elettrica deve essere correttamente posizionato come indicazione etichettata.

Il trasporto deve essere evitato in luoghi con umidità e luce solare e lontano da risorsa di calore.

In caso di danni alle parti elettriche dovuti all'umidità, evitare di riporle la sedia a rotelle sotto la pioggia, all'aperto e in condizioni di umidità.

Condizioni di conservazione:

Temperatura ambiente -40÷+55;

Umidità relativa÷80%;

Pressione dell'aria 86 kPa÷106 kPa.

Allegato del rapporto---Dichiarazione del produttore dell'EUT

1	Indicazioni e dichiarazione del produttore – elettromagnetico emissione
2	La SEDIA A ROTELLE ELETTRICA è destinata all'uso in ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente della SEDIA A ROTELLE ELETTRICA deve assicurarsi che venga utilizzato in tale ambiente.

3	Prova delle emissioni	Conformità	Ambiente elettromagnetico - guida
4	Emissioni RF Norma CISPR 11	Gruppo 1	La SEDIA A ROTELLE ELETTRICA utilizza energia RF solo per il suo funzionamento interno. Pertanto, le sue emissioni RF sono molto basse e non è probabile che causino interferenze nelle apparecchiature elettroniche vicine.
5	Emissioni RF Norma CISPR 11	Classe B	La SEDIA A ROTELLE ELETTRICA è adatta all'uso in tutti gli edifici, compresi quelli domestici e quelli direttamente collegati alla rete elettrica pubblica a bassa tensione che alimenta gli edifici adibiti a scopi domestici.
6	Emissioni armoniche Norma CEI 61000-3-2	Classe A	
7	Fluttuazioni di tensione/emissioni di sfarfallio Norma CEI 61000-3-3	Conforme	

Distanze di separazione consigliate tra apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili e la SEDIA A ROTELLE ELETTRICA

La SEDIA A ROTELLE ELETTRICA è destinata all'uso in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi RF irradiati sono controllati. Il cliente o l'utente della SEDIA A ROTELLE ELETTRICA può contribuire a prevenire le interferenze elettromagnetiche mantenendo una distanza minima tra le apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili (trasmettitori) e la SEDIA A ROTELLE ELETTRICA come consigliato di seguito, in base alla potenza di uscita massima delle apparecchiature di comunicazione

Massimo nominale uscita del trasmettitore IN	Distanza di separazione in base alla frequenza di trasmettitore m		
	150 kHz to 80 MHz $d = \left[\frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	26 MHz to 800 MHz $d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz to 2.5 GHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,018	0,0345
0,1	0,38	0,057	0,1095
1	1.2	0,18	0,345
10	3.8	0,57	1.095
100	12	1.8	3.45

Per i trasmettitori con potenza di uscita massima non elencata sopra la distanza di separazione consigliata d in metri (m) può essere stimata utilizzando l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove P è la potenza massima di uscita nominale del trasmettitore in watt (W) secondo il produttore del trasmettitore.

NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, la distanza di separazione per la frequenza più elevata si applica la gamma di frequenza.

NOTA 2 Queste linee guida potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni. Elettromagnetico la propagazione è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.

Indicazioni e dichiarazione del produttore – immunità elettromagnetica

La SEDIA A ROTELLE ELETTRICA è destinata all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito.
Il cliente o l'utente della SEDIA A ROTELLE ELETTRICA deve assicurarsi che la stessa venga utilizzata in tale ambiente.

Test di immunità	Livello di prova IEC 60601	Livello di conformità	Ambiente elettromagnetico - guida
Scarica elettrostatica (ESD) Norma CEI 61000-4-2	± 6 kV contatto ± 8 kV aria	±6 kV contatto ±8 kV aria	I pavimenti devono essere in legno, cemento o piastrelle di ceramica. Se i pavimenti sono ricoperti di materiale sintetico, l'umidità relativa deve essere almeno del 30%.
Transitorio elettrostatico / burst Norma CEI 61000-4-4	± 2 kV per linee di alimentazione ± 1 kV per linee di ingresso/uscita	±2 kV per linee di alimentazione ± 1 kV per linee di ingresso/uscita	La qualità dell'alimentazione di rete deve essere quella tipica di un ambiente commerciale o ospedaliero.
Ondeggiare Norma CEI 61000-4-5	± 1 kV modalità differenziale ± 2 kV comune modalità	±1 kV modalità differenziale ±2 kV comune modalità	La qualità dell'alimentazione di rete deve essere quella tipica di un ambiente commerciale o ospedaliero.
Cali di tensione, brevi interruzioni e sbalzi di tensione	< 5% UT (>95% calo in UT) per 0,5 cicli 40% UT	< 5% UT (>95% calo in UT) per 0,5 cicli 40% UT	La qualità dell'alimentazione di rete dovrebbe essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero. Se l'utente del

variazioni sulle linee di ingresso dell'alimentazione Norma CEI 61000-4-11	(calo del 60% UT) per 5 cicli 70% UT (calo del 30% in UT) per 25 cicli < 5% UT (>95% calo in UT) per 5 secondo	(calo del 60% UT) per 5 cicli 70% UT (calo del 30% in UT) per 25 cicli < 5 % UT (> 95 % calo in FUORI) per 5 secondo	LA SEDIA A ROTELLE ELETTRICA necessita di un funzionamento continuo durante le interruzioni della corrente elettrica, si consiglia di alimentare la SEDIA A ROTELLE ELETTRICA tramite un gruppo di continuità o una batteria.
Frequenza di potenza (50/60 Hz) campo magnetico Norma CEI 61000-4-8	30A/m	30A/m	
NOTA: UT è la tensione di rete CA prima dell'applicazione del livello di prova.			

Indicazioni e dichiarazione del produttore – immunità elettromagnetica

La SEDIA A ROTELLE ELETTRICA è destinata all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito.
Il cliente o l'utente della SEDIA A ROTELLE ELETTRICA deve assicurarsi che la stessa venga utilizzata in tale ambiente.

Test di immunità	Livello di prova IEC 60601	Livello di conformità	Ambiente elettromagnetico - guida
-----------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	--

Condotto RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz a 80MHz	3V	Le apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili non devono essere utilizzate a una distanza da qualsiasi parte della SEDIA A ROTELLE ELETTRICA, compresi i cavi, inferiore alla distanza di separazione consigliata, calcolata dall'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore. Distanza di separazione consigliata $d = \left[\frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P}$ 80 MHz to 800 MHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$ 800 MHz to 2.5 GHz dove p è la potenza di uscita massima nominale del trasmettitore in watt (W) secondo il produttore del trasmettitore e d è la distanza di separazione consigliata in metri (m).b Le intensità di campo dei trasmettitori RF fissi, come determinato da un'indagine elettromagnetica del sito,a devono essere inferiori al livello di conformità in ogni intervallo di frequenza.b Possono verificarsi interferenze nelle vicinanze di apparecchiature contrassegnate con il seguente simbolo: 
irradiato RF	20 V/m 26 MHz a 2,5 GHz	20 V/m	
Norma CEI 61000-4-3			

NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz si applica la gamma di frequenza più alta.

NOTA 2 Queste linee guida potrebbero non essere applicabili a tutte le situazioni.

L'elettromagnetismo è influenzato dall'assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.

Intensità di campo da trasmettitori fissi, come stazioni base per radio (cellulari/cordless) telefoni e radiomobili terrestri, radio amatoriali, AM e la trasmissione radio FM e la trasmissione TV non possono essere previste teoricamente con accuratezza. Per valutare l'ambiente elettromagnetico a causa di RF fisso

trasmettitori, si dovrebbe prendere in considerazione un'indagine elettromagnetica del sito. Se il intensità di campo misurata nel luogo in cui si trova l'ELETTRICO

La SEDIA A ROTELLE utilizzata supera il livello di conformità RF applicabile sopra, la SEDIA A ROTELLE ELETTRICA deve essere osservata per verificare funzionamento normale.

Se si osservano prestazioni anomale, potrebbero essere adottate misure aggiuntive necessario, come il riorientamento o la ricollocazione dell'ELETTRICO SEDIA A ROTELLE.

Nella gamma di frequenza da 150 kHz a 80 MHz, le intensità di campo dovrebbero essere meno di 3V/m

Parametri di prestazione

Dati tecnici principali		Numero di modello: JRWD6012	
Peso massimo di carico	136 kg	Velocità	1~6 km/h
Caricabatterie	CA 100~240 V, 50/60 Hz, 1,5 A	Ruota anteriore diametro	8 pollici
Batteria	CC 24V 12AH Li-ion	Ruota posteriore diametro	12 pollici
Motore (*2 pezzi)	CC 24V 250W	Guida massima distanza	20 chilometri
Arrampicata su ostacoli	50mm	Stabilità statica	9°
Dimensioni del sedile	17,7/21 pollici*	Angolo di salita	6°

Attenzione:""**

1. Per questo modello sono disponibili due misure di larghezza del sedile, che possono essere determinato dalle informazioni contenute nella scatola esterna;
2. La larghezza del sedile si riferisce alla larghezza tra i manubri;

Campo di applicazione

La nostra sedia a rotelle elettrica è per disabili e anziani (meno di 100 kg) utilizzando come veicolo pedonale, adatto per uso interno. Non correre sul autostrade.

Controindicazione

Persone che si trovano in queste circostanze: arto superiore non reattivo, demenza senile, psicopatia, incapacità fisica di prendersi cura di se stesse e richiesta del medico di non utilizzarlo.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.


Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. Per conto di YH Consulting
Ufficio limitato 147, Centurion House, Londra
Strada, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Via del paese di Magonza 69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

MODELO: JRWD6012

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorra la mitad", "Mitad de precio" o cualquier expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente abarca todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Silla de ruedas eléctrica
Instrucciones de funcionamiento

MODELO: JRWD6012



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario.

La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

ELIMINACIÓN CORRECTA

Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE.

El símbolo que muestra un contenedor de basura con ruedas tachado indica que el

Este producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea.

se aplica al producto y todos los accesorios marcados con este símbolo.

Los productos marcados como tales no pueden desecharse con la basura doméstica normal.

residuos, sino que deben llevarse a un punto de recolección para reciclar aparatos eléctricos y dispositivos electrónicos.



Prefacio

Lea atentamente el manual del usuario antes de utilizar el producto.

Este manual contiene operaciones, métodos de montaje y , y fallas simples soluciones.

Este manual se aplica a nuestro modelo: JRWD6012.

Este manual contiene métodos de mantenimiento y autocomprobación de la silla de ruedas. ,

Colóquelo en el lugar apropiado.

Proporcione este manual como referencia cuando otras personas vayan a

Utilice esta silla de ruedas.

Las anotaciones e ilustraciones de este manual pueden ser ligeramente diferentes.

Con las piezas originales debido a mejoras de calidad o cambios de diseño. Por favor

en especie prevalecen.

Contacte con su distribuidor si hay alguna ambigüedad o pregunta.

El uso inadecuado de cualquier vehículo puede provocar lesiones. La conducción insegura podría causar daños.

vosotros mismos y los demás.

La silla de ruedas eléctrica está diseñada para transportar cómodamente a personas con

Dificultades para caminar o ninguna capacidad para caminar.

Esta silla de ruedas eléctrica está diseñada para transportar a una sola persona.



Símbolo de advertencia

Siga atentamente las instrucciones que aparecen junto a este símbolo.

Preste atención a estas instrucciones para evitar lesiones , De lo contrario, el resultado sería físicas o daños a la silla de ruedas o al medio ambiente.

Introducción del producto



Rendimiento del producto

Esta serie de sillas de ruedas eléctricas funcionan con una batería de iones de litio, impulsada por Motor de CC. Los usuarios controlan la dirección y ajustan la velocidad mediante el joystick.

Adecuado para aplicaciones de baja velocidad, buen estado de la carretera y pequeña pendiente.

Instrucciones de seguridad

1. Principales características de seguridad

Clasificados según el tipo de protección contra descargas eléctricas: Alimentación interna.

Clasificados según el tipo de protección contra descargas eléctricas: Tipo B solicitud.

Clasificado según el grado de protección del líquido de entrada: IPX3.

Clasificado según la seguridad de uso en una mezcla anestésica inflamable.

con aire o gas mezclado con oxígeno u óxido nitroso anestésico inflamable

Se producen gases: No de tipo AP/APG.

Clasificado según modo de funcionamiento: Funcionamiento continuo.

Tensión nominal: DC.24V.

No tienen efecto protector sobre la aplicación de la descarga del desfibrilador. sección.

No hay salida de señal ni parte de entrada.

Equipos instalados de forma no permanente.

2. Aviso de conducción

Precauciones generales al conducir

Mantenga las manos en el apoyabrazos para controlar la silla de ruedas.

Practique en parques u otros lugares abiertos seguros hasta que pueda usar el silla de ruedas hábilmente.

Practique completamente la conducción en un lugar seguro, para dominar el principio de avanzar, detenerse y girar en círculos.

Antes de salir a la carretera, por favor, esté acompañado por sus cuidadores y Confirmar que es seguro.

Por favor, respete estrictamente las normas de tránsito peatonal, no se preocupe. como conductor de vehículo.

Por favor, circule por la acera y el paso de cebra. No circule por carril vehicular.

Conduzca de manera constante para evitar conducir en la línea "Z" o en curvas cerradas.

Acompañado por cuidadores o evitar conducir en estas condiciones

Conducir en condiciones climáticas adversas, como días lluviosos, niebla intensa, viento fuerte, nieve, etc.

En caso de que la silla de ruedas se moje, límpiela inmediatamente con agua.

Conduzca en carreteras en malas condiciones, como barro, senderos, caminos de arena o grava.

etc.

Conducir por una carretera concurrida.

Conducir sin vallas al lado de zanjas, estanques, etc.

Al otro lado de la vía del tren.

Cuando tenga que cruzar una vía férrea, deténgase en el desvío para confirmar que es seguro hacerlo.

Asegúrese de que los neumáticos no queden atrapados en la vía.

La silla de ruedas eléctrica es solo para uso personal, no transporte personas ni mercancías, y no con fines de tracción.

Precauciones para subidas y bajadas

Evite conducir en los siguientes lugares: pendientes pronunciadas, lugares inclinados, escalones altos, canales, etc.

Evite conducir en pendientes pronunciadas, el rango de pendiente debe ser menor a 9 grados. Por favor, opere el controlador con cuidado al conducir en pendientes.

Sigue avanzando tanto en subidas como en bajadas.

Disminuya la velocidad durante el descenso.

Evite conducir de lado en pendientes pronunciadas.

Prohibido circular por las escaleras y evitar cruzar escalones altos.

Evite cruzar zanjas anchas.

Al cruzar zanjas, mantenga un ángulo de 90° entre los neumáticos y las zanjas.



No configure la silla de ruedas en modo manual durante las subidas o bajadas.

En caso de mal funcionamiento de la silla de ruedas en un cruce de tráfico, por favor,

Pide ayuda a los transeúntes. Pon la silla de ruedas en modo manual y luego empuja.

silla de ruedas para abandonar la escena, o el usuario para alejarse del sitio a un lugar seguro colocar inmediatamente.

Precauciones para los cuidadores

Los cuidadores deben confirmar que los pies del usuario estén correctamente apoyados en los reposapiés.

Coloque y asegúrese de que la ropa no se adhiera a las ruedas.

Los cuidadores deben empujar la silla de ruedas para avanzar y mantenerse seguros.

pendiente pronunciada o pendiente larga.

Otro aviso

Reparación y reacondicionamiento

Si necesita reparar o reacondicionar la silla de ruedas, comuníquese con el vendedor o el servicio técnico. Departamento. No lo modifique usted mismo. Podría causar un accidente o una silla de ruedas.

Funcionamiento defectuoso.

Mantener seco

No coloque la silla de ruedas en un lugar húmedo. Si la silla de ruedas está mojada, séquela inmediatamente.



Sin la confirmación de nuestra empresa, no modifique el conjunto ni materiales de esta silla de ruedas.

Para no causar desequilibrio, no agregue peso arbitrariamente. Cuando alguien está sentado en la silla de ruedas o el embrague no está en modo manual, no utilice otros vehículos para tirar o empujar la silla de ruedas.

Vida útil

La vida útil de este producto es de 5 años a partir de la fecha de producción.

Utilice el producto dentro del plazo establecido. No lo utilice.

más allá del período de validez por más de un año para evitar accidentes.

Fecha de fabricación: ver la etiqueta.

Compatibilidad electromagnética

La silla de ruedas debe estar alejada de campos magnéticos fuertes y de grandes

Equipos eléctricos inductivos, como estaciones de radio, estaciones de televisión, estaciones de radio subterráneas y estaciones de radio que transmiten teléfonos celulares.

Atención a que si hay fuentes de interferencia electromagnética cercanas, hay que alejarse lo más posible de dichas fuentes para evitar interferencias electromagnéticas.

La silla de ruedas eléctrica debe evitar

interferencia electromagnética.

Nota: La silla de ruedas eléctrica debe cumplir con la compatibilidad electromagnética. requisito de la norma YY0505.

El usuario debe instalar y utilizar la silla de ruedas eléctrica según las

Se proporciona información sobre compatibilidad electromagnética.

Los dispositivos de comunicación por RF portátiles y móviles deberán afectar el rendimiento de

Silla de ruedas eléctrica. Por lo tanto, evite las fuertes descargas electromagnéticas.

perturbaciones, como cerca de un teléfono móvil o un microondas.

Consulte el archivo adjunto para ver el aviso y la declaración del fabricante.

El voltaje de corte de la batería es 23 V.

La silla de ruedas eléctrica pertenece a la clase D en GB/T 18029.21-2012, una

Silla de ruedas con dirección diferencial electrónica y freno manual.



La silla de ruedas eléctrica no debe colocarse ni utilizarse junto con otras

dispositivos. Si es necesario, verifique que la silla de ruedas eléctrica funcione correctamente.
según las circunstancias.

Uso y funcionamiento

Ajuste de la silla de ruedas

Desplegar silla de ruedas

Una mano sujeta el respaldo, la otra el asiento y abre con fuerza.

(imagen 1). Despliegue completamente la silla de ruedas y luego bloquee el bloqueo.

Debajo del respaldo (imagen 2). Antes de usar, asegúrese de que el seguro esté bien cerrado.

Está bien cerrado. De lo contrario, podría doblarse al conducir.



Imagen 1




Imagen 2

Silla de ruedas

plegable Afloje el seguro (imagen 3), luego con una mano sujete el respaldo, con la otra tire del asiento y pliéguelo (imagen 4).



Imagen 3



Imagen 4

Instalación del

controlador: Inserte el controlador en el tubo del reposabrazos. Manténgalo horizontal (imagen 5). A continuación, apriete el tornillo (imagen 6).



Imagen 5



Imagen 6

Instalar y reemplazar la batería

Desmonte la batería

Retire el tapón de la batería (imagen 7) y luego afloje el tornillo (imagen 8).



Imagen 7



Imagen 8

Instalar la batería

Coloque la ranura de la batería en el tubo trasero (imagen 9), afloje el tornillo (imagen 10) Luego conecte el enchufe de la batería al enchufe del controlador (imagen 11).



Imagen 9



Imagen 10



Imagen 11

Reposapiés

La plataforma del reposapiés se puede subir o bajar (imagen 12).




Imagen 12

Instalación y desmontaje de antivuelco

Pulse el botón para instalar/desmontar el antivuelco (imagen 13-14)



Imagen 13



Imagen 14

Apoyabrazos abatible

Con una mano presiona el botón del apoyabrazos y con la otra levanta el apoyabrazos. (imagen 15). Y presione el reposabrazos hasta la posición correcta para fijarlo. apoyabrazos(imagen 16).



Imagen 15



Imagen 16

Ajuste del respaldo

- 1) Como se muestra en la (imagen 19), sujete firmemente el mango en la dirección de la flecha.
- 2) Recuéstese y suelte la palanca del freno en un ángulo cómodo para el usuario. usuario(imagen 20).
- 3) Para volver a la posición sentada, levántese primero y luego agarre el mango como como se muestra en la (imagen 19), y la silla de ruedas puede volver al modo sentado.

Atención: No conduzca la silla de ruedas con el respaldo ajustado.

Modo para evitar el peligro.




imagen 19




imagen 20

Cambiar entre el modo manual y el modo eléctrico

Modo manual: levante la palanca del interruptor del motor izquierdo y derecho (imagen 17).

Modo eléctrico: baje la palanca del interruptor del motor izquierdo y derecho (imagen 18).



Imagen 17



Imagen 18



Al cambiar la silla de ruedas del modo manual al modo eléctrico, asegúrese de que los interruptores izquierdo y derecho estén en el mismo modo. De lo contrario, Podría provocar un vuelco.

Batería y cargador

Requisitos del cargador

El cargador se utiliza para cargar la batería. Durante la silla de ruedas eléctrica es cargando, no lo use.

Datos técnicos del cargador

Voltaje de entrada: CA 100-240 V 50/60 Hz

Voltaje de salida: 24 V/CC

Corriente de salida: 3,0 A

El nivel de protección contra la entrada es IPX1. El cargador debe cumplir con el requisito. de GB 4706.1-2005 y GB 4706.18-2005.

Uso del cargador

Tipo 1 (carga directa en la batería)

Para cargar la batería, conecte el cargador a la fuente de alimentación y

Enchufe de la caja de la batería. Siga las instrucciones para completar la carga.

proceso:

Paso 1: Asegúrese de que la ranura del cargador no esté bloqueada.

Paso 2: Asegúrese de que la silla de ruedas eléctrica esté apagada.

Paso 3: Desconecte los enchufes que conectan la caja de la batería y el controlador.

Paso 4: Conecte el enchufe de salida del cargador al enchufe de alimentación de la caja de la batería.

Paso 5: Conecte el enchufe principal del cargador a la fuente de alimentación y el cable rojo luz

Estará encendido. La carga completa requiere de 8 a 10 horas, no sobrecargue más. más de 24 horas.

Paso 6: Para evitar acortar la vida útil de la batería, cárguela a al menos una vez al mes cuando no se utilice la silla de ruedas.



Tipo 2 (carga a través del controlador)

Para cargar la batería, conecte el cargador a la fuente de alimentación y

Toma del controlador. Siga las siguientes instrucciones para completar la carga.

proceso:

Paso 1: Asegúrese de que la ranura del cargador no esté bloqueada.

Paso 2: Asegúrese de que la silla de ruedas eléctrica esté apagada.

Paso 3: Asegúrese de que la batería y el controlador estén conectados.

Paso 4: Conecte el enchufe de salida del cargador al zócalo debajo del controlador.

Paso 5: Conecte el enchufe principal del cargador a la fuente de alimentación y el cable rojo. La luz se encenderá. La carga completa requiere de 8 a 10 horas; no sobrecargue. más de 24 horas.

Paso 6: Para evitar que la vida útil de la batería se acorte, cárguela batería al menos una vez al mes cuando no se utilice la silla de ruedas.



No deje de cargar hasta que el proceso de carga haya finalizado. Repita el uso de Una batería que no esté completamente cargada acortará su vida útil, por lo que debe estar completamente cargada tanto como sea posible. Cuando la batería esté completamente cargada, El indicador de encendido se pondrá verde. No detenga la carga antes de que esté completamente cargada. cargado.

Después de terminar de cargar, apague la fuente de alimentación, de lo contrario la batería se descargará. Descargue lentamente. No cargue más de 24 horas. La sobrecarga es peligroso.



Los usuarios deben seguir las siguientes reglas para evitar peligros en la carga: La silla de ruedas eléctrica no incluye el cargador, utilice el cargador nacional. Cargador estándar cuyo voltaje de salida es 24 V/CC 1,5 A ~ 5 A.

Debe estar bien ventilado durante la carga. No exponga la silla de ruedas.

A la luz solar y al ambiente húmedo.

El rango de temperatura del entorno de carga es de 10 a 50 . Si es

Fuera del rango de temperatura ambiente, la batería no puede funcionar.

Bueno, y puede dañar la batería fácilmente.

Es normal que el ventilador haga un ruido durante la carga. Es para enfriar el...

Cargador, no te preocupes por ello.

Evite que entre líquido en el cargador durante la carga. Y no lo coloque

cargador sobre elementos inflamables, tales como: combustible, reposapiés o cojín del asiento.

Manténgase alejado de las llamas mientras carga la batería. Las llamas...

Puede provocar un incendio o una explosión de la batería.

La carga produce hidrógeno, no fume mientras está cargando.

No desenchufe el aparato cuando la toma de corriente o sus manos estén mojadas.

Puede causar una descarga eléctrica. En caso de un accidente impredecible, ocurrirá

y lastimar al usuario, no utilice ni se siente en la silla de ruedas eléctrica cuando

cargando.

El uso y mantenimiento de la batería

La operación incorrecta al reemplazar la batería puede causar peligro de explosión. Solo

El mismo tipo de batería o el tipo recomendado es adecuado para el reemplazo. Y

Asegúrese de que los polos de la batería sean correctos. Puntos clave para prolongar la vida útil de la batería.

Duración de la batería: cárguela con frecuencia para mantenerla cargada. Es mejor cargarla completamente.

Cargue la batería si no utiliza la silla de ruedas. Si deja de usarla durante un tiempo,

Durante mucho tiempo, es mejor cobrar dos veces al mes.

Diagnóstico del sistema

Cuando las luces indicadoras LED parpadean, significa que la silla de ruedas se ha

Anormalidades. Las anomalías pueden ocurrir en las siguientes partes: motores, frenos,

batería, conexiones de cables, etc. A través del interior del producto

Consulta de información, la propiedad de la condición anormal puede ser

Detectado por la señal de diagnóstico. La situación anormal puede detectarse.

sin otras herramientas de servicio.

Indicación de señal de audio

Descripción de Luz LED	El significado de la luz LED	Explicación & Solución
Todas las luces LED son sin luz y sin sonido	La energía está apagada, silla de ruedas está en modo de espera o suspensión. La alimentación está mal conectada. El fusible se ha disparado o está quemado afuera.	
Todas las luces LED son	Se enciende la alimentación y El autodiagnóstico está funcionando. La silla de ruedas eléctrica puede trabajar bien	Menos luces LED encendidas, menos energía de la batería restante.
El rojo más a la izquierda La luz LED está encendida	La energía de la batería es extremadamente inadecuado.	Para cargar inmediatamente. O La batería está Mal funcionamiento que no Capaz de cargar.
Dos pitidos cortos, Las luces LED parpadean dos veces	El motor izquierdo es Funcionamiento defectuoso.	El motor izquierdo es mal conectado o El cable es desconectado.
Tres cortos pitidos, luces LED parpadear tres veces	El freno magnético izquierdo es Funcionamiento defectuoso.	El magnético izquierdo el freno es deficiente conectado o el el cable está desconectado
Cuatro pitidos cortos, Las luces LED parpadean cuatro veces	El motor derecho es Funcionamiento defectuoso.	El motor derecho es mal conectado o El cable es desconectado.
Cinco pitidos cortos, Las luces LED parpadean cinco veces	El freno magnético derecho es Funcionamiento defectuoso.	El magnético correcto el freno es deficiente conectado o el el cable está desconectado

Seis pitidos cortos, Las luces LED parpadean seis veces	El controlador está en sobrecorriente estatus de protección.	Compruebe los frenos y verifique si el accionamiento del motor El mecanismo está atascado. Compruebe la corriente mediante amperímetro, si no lo es corriente excesiva, tal vez la El controlador es Funcionamiento defectuoso.
Siete cortos pitidos, luces LED parpadea siete veces	El joystick no funciona correctamente	El joystick no funciona reiniciar, o el El conector está suelto.
Ocho cortos pitidos, luces LED parpadea ocho veces	El controlador no funciona correctamente.	Por favor consulte a su distribuidor para mantenimiento.
Nueve pitidos cortos, Las luces LED parpadean nueve veces	El controlador no funciona correctamente.	Por favor consulte centro de servicio para mantenimiento.

Controlador

Panel del controlador



Uso del controlador

Interruptor de encendido



Presione este botón, las luces del indicador de carga de la batería se encenderán.

Encendido de izquierda a derecha. Al presionarlo nuevamente, todas las luces LED se apagan.



En caso de emergencia, puede apagar la energía directamente presionando el botón de encendido.
botón.

Modo de suspensión

Si el joystick no se utiliza durante más de 20 minutos, se apagará.

automáticamente, y el sistema en el modo de suspensión, el sistema se reactivará

Desde el modo de suspensión, presione el botón de encendido.

Ajuste de velocidad

Según los hábitos del usuario y las circunstancias, la conducción en silla de ruedas

La velocidad es ajustable. Ajuste la velocidad presionando el botón para disminuir o aumentar.
botón.



La velocidad se divide en cinco secciones, con un rango de 20%,

40%, 60%, 80%, 100% de la velocidad máxima. Primera marcha de velocidad: 20% de la

Velocidad máxima. Quinta marcha de velocidad: 100% de la velocidad máxima.

Botón de bocina



Presione el botón de la bocina, la bocina sonará hasta que suelte el botón.

Indicador de carga de la batería



Después de encender la alimentación, el indicador de carga de la batería es

funcionando. El indicador de carga de la batería también muestra la energía restante de la batería.

Capacidad. Como se muestra en la imagen, la batería está completamente cargada.

Cuando solo esté encendida la luz LED roja o amarilla, la batería debería estar

Cargado. Y para una conducción de larga distancia, la batería debe estar completamente cargada.

Cargado. Si solo está encendida la luz LED roja, la carga de la batería es extremadamente baja.

inadecuado, los usuarios necesitan cargar la batería lo antes posible.

Botón de silencio



Presione el botón de silencio, todos los sonidos se apagarán, excepto

el cuerno.

LLAMADA DE SOCORRO



Mantenga presionado el SOS y transmitirá "ayúdame".

Uso del joystick



La dirección de movimiento de la silla de ruedas se controla mediante un joystick.

La extensión del movimiento del joystick también controla la velocidad de movimiento.



Encienda o apague el dispositivo cuando el joystick esté en el medio.

posición. De lo contrario, el controlador emitirá una señal de operación incorrecta.

Suelte el joystick hacia el centro y el error desaparecerá. Si el error persiste...

Continuando, quizás esta pieza esté defectuosa, no la use y contacte con

a su distribuidor para mantenimiento.

Cambio de modo

Cerrar transmisión en inglés 1.


Cuando el controlador esté encendido, primero presione y mantenga presionado el botón de la bocina mientras lo mantiene presionado " " Presione la tecla hasta que la luz indicadora de batería parpadee, luego suelte la tecla, como se muestra en la Figura A y B; 2. Presione la tecla numérica " ", gire la luz indicadora de velocidad a la posición más a la izquierda, como se muestra en la Figura C; 3. Apague y luego encienda el dispositivo para cambiar la transmisión de voz en inglés al sonido Didi;



(A)



(B)



(DO)

Abrir la transmisión en inglés 1. Cuando

el controlador esté encendido, primero presione y mantenga presionado el botón de la bocina mientras lo mantiene presionado " " Presione la tecla hasta que la luz indicadora de batería parpadee, luego suelte la tecla, como se muestra en la Figura D y E; 2. Presione la tecla numérica " ", gire la luz indicadora de velocidad hacia la derecha, como se muestra en la Figura F; 3. Apague y luego encienda el dispositivo para cambiar del sonido Didi a la transmisión de voz en inglés;



(D)



(Y)



(F)

Mantenimiento

El mantenimiento de la silla de ruedas incluye limpiar la silla de ruedas, revisar la rueda y batería y cargar la batería.

Para obtener más información sobre el mantenimiento, póngase en contacto con su distribuidor. Nuestra sugerencia es...
Revisión de la silla de ruedas cada seis meses y revisión anual.

Limpieza y mantenimiento de la batería

Silla de ruedas limpia

Limpie la silla de ruedas con regularidad. Limpie las piezas que se usan con frecuencia. tocado con el cuerpo del usuario (como cojín, reposabrazos, controlador) por un Paño limpio y ligeramente húmedo. No utilice disolventes orgánicos para limpiar. Si es un usuario paciente, la silla de ruedas debe limpiarse una vez por semana. Si el Si una víctima infectada utiliza una silla de ruedas, debe limpiarse y desinfectado con desinfectantes.

Ruedas

Revise regularmente los neumáticos y su estado de desgaste. Cuando la banda de rodadura del neumático...
Reducir la profundidad del patrón a 1 mm, sustituir el neumático por uno nuevo.

Batería

Para asegurarse de que la batería se cargue completamente con frecuencia. Para prolongar Duración de la batería: recomendamos encarecidamente a los usuarios no cargar hasta que la batería se agote. fuera de poder totalmente.

Mal funcionamiento de la silla de ruedas y su comprobación

Cuando se produzcan averías durante el funcionamiento de la silla de ruedas, apáguela.
Apague la alimentación antes de la comprobación. Síntoma: se pierde completamente la alimentación y todos los Las luces LED en el panel del controlador están apagadas.

Comprobar paso:

Paso 1: Para comprobar si el enchufe del controlador está suelto.

Paso 2: Para verificar si la conexión del enchufe del controlador y la caja de la batería es correcta suelto. Vuelva a insertar el conector del enchufe (sujete el enchufe al sacarlo).

enchufe. No tire del cable para evitar daños innecesarios al cable).

Luego de la verificación anterior, si la silla de ruedas aún no puede recuperar la energía, o si los usuarios tienen alguna pregunta sobre la verificación anterior, comuníquese con su distribuidor.



El controlador tiene un sistema de diagnóstico para monitorear el controlador y motor. Cualquier mal funcionamiento de estas piezas es indicado por el controlador. Para Para más detalles, consulte el capítulo de indicación de señal de audio.

Comprobación de mantenimiento

La siguiente es una lista de verificación, la silla de ruedas eléctrica debe ser ordinal Revisado según nuestra sugerencia. Al subir o bajar del... silla de ruedas, algunos controles automáticos se realizan automáticamente. Para más información Atención, enumeramos especialmente estos elementos de autocomprobación en el área A.

El área	Antes de usar, compruebe que las siguientes piezas sean correctas: 1. Respaldo 2. Reposabrazos 3. Posición del controlador 4. Reposapiés 5. Alimentación por batería 6. Palanca de embrague/ajuste para conversión entre modo manual y modo eléctrico
Área B	Revise mensualmente las siguientes piezas para evitar piezas originales perder o usar 1. Tornillos 2. Frenos 3. Palanca de embrague/ajuste para conversión entre manual modo y modo eléctrico 4. Las ruedas delanteras y traseras y sus profundidad del dibujo de la banda de rodadura 5. Conectores del controlador y del cargador
Área C	Por seguridad es necesario realizar un mantenimiento general semestral.

Problemas de garantía

Contenido de la garantía

Diseñamos esta silla de ruedas cuidadosamente para usted. Si hay alguna inconsistencia... Materiales o fabricación, ofrecemos reparación gratuita y de por vida. Mantenimiento según tiempo y condiciones señaladas en las tarjetas de garantía.

La garantía no cubre en estas condiciones.

Impresión subjetiva: sin problemas de funcionamiento. Uso y envejecimiento.

pérdida (superficie de recubrimiento y enchapado, desvanecimiento natural de las resinas, etc.).

El mantenimiento no es aplicable cuando sucede lo siguiente:

No revise regularmente nuestros problemas específicos.

Mantenimiento inadecuado o incorrecto. Operación diferente a la de nuestro manual o sobrecarga

Modificaciones no autorizadas

Factores externos como: hollín, productos farmacéuticos, excrementos de aves, lluvia ácida,

Piedras voladoras, polvo metálico, etc. Desastres naturales como: tifones, inundaciones,

incendios, terremotos, etc.

Las siguientes tarifas no están cubiertas

Reemplazo de material consumible como neumáticos, fusibles, piezas de plástico, piezas de vidrio,

lubricantes, etc. Tarifas por inspección, ajuste, adición de aceite, limpieza, etc. Tarifas por

verificación periódica especificada por nuestra fábrica.

Modificaciones no autorizadas

Nuestros centros de servicio autorizados mantienen los costos.

Los clientes prestan atención a las siguientes precauciones

Para que la garantía sea válida, los clientes tienen la obligación de seguir

Precauciones a continuación: Probar y conducir correctamente la silla de ruedas eléctrica

Instrucciones manuales.

Comprobación diaria.

Implementando los consejos de verificación según nuestra sugerencia.

Garantía aceptable

Si necesita garantía, tome la silla de ruedas eléctrica y muestre el posterior

Tarjeta de servicio de ventas a nuestro centro de servicio para el servicio de garantía. Si el usuario...

No se puede proporcionar la tarjeta de servicio posventa, no se proporciona el servicio.

Proteger el medio ambiente

Para proteger el medio ambiente, cualquier pieza dañada o raspada del sistema de energía...

La silla de ruedas debe ser devuelta a nuestra fábrica o entregada al estado.

Departamento dispuesto, no arrojado al azar.

Garantía válida

La tarjeta de servicio posventa es válida a partir de la fecha de impresión. Este producto

Garantía de 1 año en condiciones normales de funcionamiento. Piezas consumibles.

(tales como: juego de baterías, cojín, neumáticos, tablero lateral, almohadilla del apoyabrazos, etc.) no están incluidos.

dentro del rango de garantía.

Otros

Condiciones para el transporte y almacenamiento

Durante el transporte y el almacenamiento, la silla de ruedas eléctrica debe estar correctamente colocado como indicación etiquetada.

El transporte debe evitarse en lugares con humedad y luz solar y alejado de recurso térmico.

En caso de que las piezas eléctricas se dañen debido a la humedad, evite almacenarlas

La silla de ruedas bajo la lluvia, al aire libre y con humedad.

Condiciones de almacenamiento:

Temperatura ambiente -40+55 ;

Humedad relativa $\leq 80\%$;

Presión de aire 86 kPa 106 kPa.

Anexo del informe---Declaración del fabricante del EUT

1	Guía y declaración del fabricante – electromagnético emisión
2	La SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA está diseñada para usarse en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario de la SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA deberá Asegúrese de que se utilice en dicho entorno.

3	Prueba de emisiones	Cumplimiento	Entorno electromagnético - orientación
4	Emisiones de radiofrecuencia CISPR 11	Grupo 1	La silla de ruedas eléctrica utiliza energía de radiofrecuencia únicamente para su funcionamiento interno. Por lo tanto, sus emisiones de radiofrecuencia son muy bajas y es improbable que causen interferencias en equipos electrónicos cercanos.
5	Emisiones de radiofrecuencia CISPR 11	Clase B	La SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA es apta para su uso en todo tipo de establecimientos, incluidos los domésticos y los conectados directamente a la red pública de suministro eléctrico de baja tensión que alimenta a los edificios destinados a uso doméstico.
6	emisiones armónicas IEC 61000-3-2	Clase A	
7	Fluctuaciones de voltaje/emisiones de parpadeo IEC 61000-3-3	Cumple	

Distancias de separación recomendadas entre equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles y la SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA

La SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA está diseñada para usarse en un entorno electromagnético donde las interferencias de radiofrecuencia radiada están controladas. El cliente o usuario de la SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA puede ayudar a prevenir las interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre los equipos de comunicaciones de radiofrecuencia portátiles y móviles (transmisores) y la SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA, como se recomienda a continuación, de acuerdo con la potencia máxima de salida del equipo de comunicaciones.

Máximo nominal salida del transmisor EN	Distancia de separación según frecuencia de transmisor m		
	150 kHz to 80 MHz $d = \left[\frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	26 MHz to 800 MHz $d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz to 2.5 GHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0.01	0.12	0.018	0.0345
0.1	0.38	0.057	0.1095
1	1.2	0,18	0.345
10	3.8	0,57	1.095
100	12	1.8	3.45

Para transmisores clasificados a una potencia de salida máxima no indicada anteriormente, La distancia de separación recomendada d en metros (m) se puede estimar utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia de salida máxima del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor.

NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz, la distancia de separación para la banda más alta Se aplica el rango de frecuencia.

NOTA 2 Estas directrices pueden no aplicarse en todas las situaciones. Electromagnético La propagación se ve afectada por la absorción y la reflexión de estructuras, objetos y personas.

Guía y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética

La SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA está diseñada para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación.
El cliente o usuario de la SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA deberá asegurarse de que la misma se utilice en dicho entorno.

Prueba de inmunidad	Nivel de prueba IEC 60601	Nivel de cumplimiento	Entorno electromagnético - orientación
Descarga electrostática (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV contacto ± 8 kV aire	±6 kV contacto ±8 kV aire	Los suelos deben ser de madera, hormigón o baldosas de cerámica. Si están revestidos con material sintético, la humedad relativa debe ser de al menos el 30 %.
Transitorio electrostático / ráfaga IEC 61000-4-4	± 2 kV para líneas de alimentación ± 1 kV para líneas de entrada/salida	±2 kV para líneas de alimentación ± 1 kV para líneas de entrada/salida	La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario típico.
Aumento IEC 61000-4-5	± 1 kV modo diferencial ± 2 kV común modo	±1 kV modo diferencial ±2 kV común modo	La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario típico.
Caídas de tensión, interrupciones breves y tensión	< 5 % UT (>95 % caída en UT) para 0,5 ciclos 40 % UT	< 5 % UT (>95 % de caída en UT) para 0,5 ciclos 40 % UT	La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario típico. Si el usuario...

variaciones en las líneas de entrada de la fuente de alimentación IEC 61000-4-11	(caída del 60 % en UT) durante 5 ciclos 70 % UT (caída del 30 % en UT) durante 25 ciclos < 5 % UT (>95 % de caída en UT) para 5 segundo	(caída del 60 % en UT) durante 5 ciclos 70 % UT (caída del 30 % en UT) durante 25 ciclos < 5 % UT (>95 % de caída en FUERA) por 5 segundo	La SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA requiere un funcionamiento continuo durante interrupciones del suministro eléctrico, se recomienda que la SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA se alimente desde una fuente de alimentación ininterrumpida o una batería.
Frecuencia de potencia campo magnético (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	
NOTA: UT es el voltaje de red de CA antes de la aplicación del nivel de prueba.			

Guía y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética			
La SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA está diseñada para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario de la SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA deberá asegurarse de que la misma se utilice en dicho entorno.			
Prueba de inmunidad	Nivel de prueba IEC 60601	Nivel de cumplimiento	Entorno electromagnético - orientación

Realizado RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz a 80 MHz	3 V	Los equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles no deben utilizarse más cerca de ninguna parte de la SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA, incluidos los cables, que la distancia de separación recomendada calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor. Distancia de separación recomendada $d = \left[\frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz to } 800 \text{ MHz}$ $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz to } 2.5 \text{ GHz}$ donde p es la potencia de salida máxima del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor y d es la distancia de separación recomendada en metros (m).b Las intensidades de campo de los transmisores de RF fijos, según lo determinado por un estudio electromagnético del sitio, a deben ser menores que el nivel de cumplimiento en cada rango de frecuencia.b Pueden ocurrir interferencias en las proximidades de equipos marcados con el siguiente símbolo: 
Radiado RF IEC 61000-4-3	20 V/m 26 MHz a 2,5 GHz	20 V/m	

NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia más alto.

NOTA 2 Estas directrices pueden no aplicarse en todas las situaciones.

El electromagnetismo se ve afectado por la absorción y la reflexión de estructuras, objetos y personas.

Al intensidades de campo de transmisores fijos, como estaciones base para radio
Teléfonos (celulares/inalámbricos) y radios móviles terrestres, radioaficionados, AM
y la transmisión de radio FM y la transmisión de televisión no se pueden predecir
teóricamente con precisión. Para evaluar el entorno electromagnético
debido a RF fija

transmisores, se debe considerar un estudio electromagnético del sitio. Si el
intensidad de campo medida en el lugar donde se encuentra el ELECTRICIDAD
La SILLA DE RUEDAS se utiliza si excede el nivel de cumplimiento de RF aplicable
arriba, se debe observar la SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA para verificar
funcionamiento normal.

Si se observa un rendimiento anormal, se pueden tomar medidas adicionales.
necesario, como reorientar o reubicar el ELÉCTRICO
SILLA DE RUEDAS.

BE n el rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser
menos de 3 V/m

Parámetros de rendimiento

Datos técnicos principales	JRWD6012		
Peso máximo de carga	136 kilos	Velocidad	1~6 km/h
Cargador de batería	CA 100~240 V, 50/60 Hz, 1,5 A	Rueda delantera diámetro	8 pulgadas
Batería	CC 24 V 12 Ah iones de litio	Rueda trasera diámetro	12 pulgadas
Motor (*2 piezas)	CC 24 V 250 W	Conducción máxima distancia	20 kilómetros
Escalada de obstáculos	50 mm	Estabilidad estática	9°
Tamaño del asiento	17,7/21 pulgadas*	Ángulo de ascenso	6°

Atención:"**"

1. Hay dos tamaños de ancho de asiento para este modelo, que pueden ser determinado por la información de la caja exterior;
2. El ancho del asiento se refiere al ancho entre los manillares;

Rango de aplicación

Nuestra silla de ruedas eléctrica es para personas discapacitadas y mayores (menos de 100 kg)
Uso como vehículo para caminar, apto para uso en interiores. No correr en el autopistas.

Contraindicación


Personas que se encuentran en estas circunstancias: miembro superior insensible, demencia senil, psicópata, fisiológicamente no pueden cuidar de sí mismos y el médico solicita no utilizarlo.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting
Oficina limitada 147, Centurion House, Londres
Carretera, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

WÓZEK INWALIDZKI ELEKTRYCZNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL: JRWD6012

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędzaj połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie przypominamy, aby przy składaniu zamówienia dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Elektryczny wózek inwalidzki
Instrukcja obsługi

MODEL: JRWD6012



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA

Produkt ten podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/UE.

Symbol przedstawiający przekreślony pojemnik na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej.

dotyczy produktu oraz wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem.

Produktów oznaczonych w ten sposób nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. odpadami, ale należy je oddać do punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu. urządzenia elektroniczne.



Przedmowa

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

W podręczniku zawarto informacje dotyczące operacji, metod montażu , i proste błędy i rozwiązania.

Niniejsza instrukcja dotyczy naszego modelu: JRWD6012.

W niniejszej instrukcji opisano metody konserwacji i samodzielnej kontroli wózka inwalidzkiego. Prosimy , umieścić ją w odpowiednim miejscu.

Proszę udostępnić tę instrukcję, aby inni mogli się do niej odwołać.

Użyj tego wózka inwalidzkiego.

Adnotacje i ilustracje w tym podręczniku mogą się nieznacznie różnić

z prawdziwymi częściami ze względu na poprawę jakości lub zmianę konstrukcji. Proszę w naturze przeważają.

W przypadku jakichkolwiek niejasności lub pytań skontaktuj się ze swoim dealerem.

Niewłaściwe użycie dowolnego pojazdu może prowadzić do obrażeń. Niebezpieczna jazda może zaszkodzić Wy sami i inni.

Wózek inwalidzki elektryczny przeznaczony jest do wygodnego transportu osób z trudności w chodzeniu lub brak zdolności chodzenia.

Ten elektryczny wózek inwalidzki jest przeznaczony do przewozu tylko 1 osoby.



Symbol ostrzegawczy

Dokładnie postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującymi się obok tego symbolu.

Prosimy o przestrzeganie tych instrukcji, gdyż grozi to obrażeniami, w przeciwnym razie skutkowałoby to ciałą, uszkodzeniem wózka inwalidzkiego lub uszkodzeniem środowiska.

Wprowadzenie do produktu



Wydajność produktu

Ta seria wózków inwalidzkich elektrycznych jest zasilana akumulatorem litowo-jonowym, napędzanym przez Silnik prądu stałego. Użytkownicy kontrolują kierunek i regulują prędkość za pomocą joysticka. Jest to nadaje się do stosowania przy niskiej prędkości, dobrym stanie drogi i niewielkim nachyleniu.

Instrukcje bezpieczeństwa

1. Główne funkcje bezpieczeństwa

Podział ze względu na rodzaj ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: Ochrona wewnętrzna.

Podział ze względu na rodzaj ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: Typ B aplikacja.

Klasyfikacja według stopnia ochrony przed wnikaniem cieczy: IPX3.

Klasyfikowane według bezpieczeństwa stosowania w łatwopalnej mieszaninie znieczulającej z powietrzem lub gazem zmieszany z tlenem lub podtlenkiem azotu łatwopalny środek znieczulający występują gazy: typu nie AP/APG.

Podział ze względu na tryb pracy: Praca ciągła.

Napięcie znamionowe: DC.24V.

Nie ma działania ochronnego przy stosowaniu wyładowania defibrylatora sekcja.

Brak wyjścia lub wejścia sygnału.

Sprzęt zainstalowany tymczasowo.

2.Powiadomienie o prowadzeniu pojazdu

Ogólne środki ostrożności podczas jazdy

Aby sterować wózkiem, trzymaj ręce na podłokietniku.

Do czasu, aż będziesz mógł korzystać z urządzenia, ćwicz w parkach lub innych bezpiecznych, otwartych miejscach.

sprawnie poruszać się na wózku inwalidzkim.

Ćwicz w pełni jazdę w bezpiecznym miejscu, aby opanować zasady poruszania się do przodu, zatrzymywania się i skręcania.

Przed wyruszeniem w drogę prosimy o zapewnienie opieki opiekunom i potwierdź, że jest to bezpieczne.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie przepisów ruchu drogowego dla pieszych, nie zwracanie uwagi na siebie jako kierowca pojazdu.

Proszę jeździć po chodniku i przejściu dla pieszych. Nie jeździć po pas ruchu pojazdów.

Prowadź pojazd pewnie, aby uniknąć jazdy po linii „Z” lub ostrych zakrętów.

W towarzystwie opiekunów lub unikaj prowadzenia pojazdu w takich warunkach

Jedź w złych warunkach pogodowych, np. w deszczowy dzień, w gęstej mgle, przy silnym wietrze, śniegu itp.

W przypadku zamoczenia wózka inwalidzkiego należy natychmiast wytrzeć wodę.

Jedź po drogach w złym stanie, np. błotnistych, po szlakach, po piaszczystych drogach, po żwirze,

itp.

Jedź zatłoczoną drogą.

Jedź po rowach, stawach itp., które nie znajdują się przy ogrodzeniu.

Po drugiej stronie linii kolejowej.

Gdy musisz przejść przez tory kolejowe, zatrzymaj się na zjeździe, aby upewnić się, że jest to bezpieczne, i upewnij się, że opony nie zostaną przyklejone przez kolej.

Elektryczny wózek inwalidzki przeznaczony jest wyłącznie do użytku osobistego, nie służy do przewożenia osób ani towarów, a nie w celach trakcyjnych.

Środki ostrożności podczas jazdy pod górę i z góry

Unikaj jazdy w następujących miejscach: strome wzgórza, pochyłości, wysokie stopnie, kanały itp.

Unikaj jazdy po stromych zboczach, zakres nachylenia powinien być mniejszy niż 9 stopni. Proszę ostrożnie obsługiwać kontroler podczas jazdy po pochyłościach.

Poruszaj się do przodu zarówno pod górę, jak i z góry.

Zwolnij prędkość podczas zjazdu.

Unikaj jazdy bokiem na stromych odcinkach dróg.

Zabroń jazdy po schodach i unikaj przechodzenia przez wysokie stopnie.

Unikaj przejeżdżania przez szerokie rowy.

Podczas przejeżdżania przez rowy należy zachować kąt 90° między oponami a rowem.



Nie należy przełączać wózka inwalidzkiego na tryb ręczny podczas jazdy pod górę lub z góry.

W przypadku awarii wózka inwalidzkiego na przejściu dla pieszych, prosimy o natychmiastowe opuszczenie pojazdu.

poproś przechodnia o pomoc. I ustaw wózek inwalidzki w tryb ręczny, a następnie pchnij

wózek inwalidzki, aby opuścić miejsce zdarzenia lub użytkownik musi oddalić się z miejsca zdarzenia w bezpieczne miejsce umieścić natychmiast.

Środki ostrożności dla opiekunów

Opiekunowie powinni upewnić się, że stopy użytkownika znajdują się na podnóżkach w prawidłowej pozycji.

Ułóż je tak, aby ubrania nie przykleiły się do kółek.

Opiekunowie powinni pchać wózek inwalidzki, aby poruszał się do przodu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

strome zbocze lub długie zbocze.

Inne powiadomienia

Naprawa i modernizacja

W przypadku konieczności naprawy lub ponownego zamontowania wózka inwalidzkiego prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub serwisem.

departament. Nie modyfikuj samodzielnie. Może to spowodować wypadek lub wózek inwalidzki awaria.

Utrzymać w suchości

Nie umieszczaj wózka inwalidzkiego w mokrym miejscu. Jeśli wózek jest mokry, osusz go.

to natychmiast.



Bez potwierdzenia naszej firmy nie wolno modyfikować zestawu ani

materiałów, z których wykonany jest ten wózek inwalidzki.

Aby nie powodować braku równowagi, nie dodawaj ciężaru arbitralnie. Kiedy

jeśli ktoś siedzi na wózku inwalidzkim lub sprzęgło nie jest w trybie ręcznym, nie należy używać innych

pojazdu do ciągnięcia lub pchania wózka inwalidzkiego.

Okres użytkowania

Okres użytkowania produktu wynosi 5 lat od daty produkcji.

Proszę używać produktu w ograniczonym okresie. Proszę nie używać go

po upływie terminu ważności przez okres dłuższy niż jeden rok, aby uniknąć wypadków.

Data produkcji: patrz etykieta.

Kompatybilność elektromagnetyczna

Wózek inwalidzki powinien znajdować się z dala od silnych pól magnetycznych i dużych indukcyjny sprzęt elektryczny, taki jak stacja radiowa, stacja telewizyjna, podziemna stacja radiowa, stacja radiowa nadawcza telefonu komórkowego. Zapłać

należy pamiętać, że jeżeli w pobliżu znajdują się źródła zakłóceń elektromagnetycznych, należy jak najdalej od nich odejść, aby uniknąć wystąpienia zakłóceń elektromagnetycznych.

Elektryczny wózek inwalidzki powinien unikać

zakłócenia elektromagnetyczne.

Uwaga: Wózek inwalidzki elektryczny powinien spełniać wymogi kompatybilności elektromagnetycznej wymagania normy YY0505.

Użytkownik powinien zainstalować i używać wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym zgodnie z podano informacje dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej.

Przenośne i mobilne urządzenia komunikacyjne RF mogą mieć wpływ na wydajność wózek inwalidzki elektryczny. Dlatego proszę unikać silnego pola elektromagnetycznego zakłócenia, np. w pobliżu telefonu komórkowego lub kuchenki mikrofalowej.

Prosimy o zapoznanie się z załącznikiem, w którym znajduje się informacja i oświadczenie producenta.

Napięcie odciążenia akumulatora wynosi 23V.

Wózek inwalidzki elektryczny należy do klasy D w normie GB/T 18029.21-2012,

wózek inwalidzki z elektronicznym układem kierowniczym różnicowym i hamulcem ręcznym.



Wózka inwalidzkiego elektrycznego nie należy umieszczać ani używać razem z innymi urządzeń. Jeśli to konieczne, sprawdź, czy wózek inwalidzki elektryczny może działać normalnie biorąc pod uwagę okoliczności.

Użytkowanie i obsługa

Regulacja wózka inwalidzkiego

Rozłóż wózek inwalidzki

Jedną ręką przytrzymaj oparcie, drugą przytrzymaj siedzisko i otwórz siłą


(zdjęcie 1). Całkowicie rozłóż wózek inwalidzki, a następnie zamknij blokadę, która

pod oparciem (zdjęcie 2). Przed użyciem należy upewnić się, że blokada

jest dobrze zablokowany. W przeciwnym razie może spowodować niebezpieczeństwo złożenia się podczas jazdy.




Zdjęcie 1



Zdjęcie 2

Składanie wózka

inwalidzkiego Poluzuj blokadę (rysunek 3), następnie jedną ręką przytrzymaj oparcie, a drugą pociągnij za siedzisko i złóż je (rysunek 4).



Zdjęcie 3



Zdjęcie 4

Zainstaluj kontroler

Włóż kontroler do rurki podłokietnika. Pamiętaj, aby kontroler był poziomy (rysunek 5).

Następnie zablokuj śrubę (rysunek 6).



Zdjęcie 5



Zdjęcie 6

Montaż i wymiana akumulatora

Wymontuj akumulator

Wyciągnij wtyczkę akumulatora (rysunek 7), a następnie poluzuj śrubę (rysunek 8).



Zdjęcie 7



Zdjęcie 8

Zainstaluj baterię

Umieść rowek na baterię w tylnej rurze (rysunek 9), połuzuj śrubę (rysunek 10). Następnie podłącz wtyczkę akumulatora do wtyczki kontrolera (rysunek 11).



Zdjęcie 9




Zdjęcie 10



Zdjęcie 11

Podnóżek

Podnóżek można podnosić i opuszczać (rysunek 12).



Zdjęcie 12

Montaż i demontaż zabezpieczenia antywywrotnego

Naciśnij przycisk, aby zamontować/zdemontować zabezpieczenie antywywrotne (rysunek 13-14)



Zdjęcie 13



Zdjęcie 14

Podłokietnik odchylany do góry

Jedną ręką naciśnij przycisk podłokietnika, drugą ręką podnieś podłokietnik (zdjęcie 15). I naciśnij podłokietnik do właściwej pozycji, aby naprawić podłokietnik (rysunek 16).



Zdjęcie 15




Zdjęcie 16

Regulacja oparcia


- 1) Jak pokazano na (rysunku 19), mocno chwycić uchwyt w kierunku strzałka.
- 2) Połóż się na plecach i zwolnij dźwignię hamulca pod wygodnym kątem. użytkownik(zdjęcie 20).
- 3) Przywracając pozycję siedzącą, najpierw wstań, a następnie chwycić uchwyt, jak pokazano na (rysunku 19), a wózek inwalidzki może powrócić do trybu siedzącego.

Uwaga: Nie należy prowadzić wózka inwalidzkiego w pozycji z regulacją oparcia.

tryb unikania niebezpieczeństwa.



zdjęcie 19



zdjęcie 20

Przełączanie między trybem ręcznym i elektrycznym

Tryb ręczny: pociągnij za dźwignię przełącznika na lewym i prawym silniku (rysunek 17).

Tryb elektryczny: pociągnij w dół dźwignię przełącznika na lewym i prawym silniku (rysunek 18).



Zdjęcie 17



Zdjęcie 18



Podczas zmiany trybu wózka inwalidzkiego z ręcznego na elektryczny, upewnij się, że przełączniki lewy i prawy są w tym samym trybie. Jeśli nie, może spowodować przewrócenie.

Akumulator i ładowarka

Wymagania dotyczące ładowarki

Ładowarka służy do ładowania akumulatora. Podczas gdy wózek elektryczny jest ładowania, nie należy go używać.

Dane techniczne ładowarki

Napięcie wejściowe: AC100-240V 50/60Hz

Napięcie wyjściowe: 24V/DC

Prąd wyjściowy: 3,0 A

Stopień ochrony IPX1. Ładowarka powinna spełniać wymagania GB 4706.1-2005 i GB 4706.18-2005.

Użycie ładowarki

Typ 1 (ładowanie bezpośrednio z akumulatora)

Aby naładować akumulator należy podłączyć ładowarkę do źródła zasilania i wtyczka skrzynki akumulatora. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby dokończyć ładowanie proces:

Krok 1: Sprawdź, czy rowek ładowarki nie jest zablokowany.

Krok 2: Upewnij się, że wózek inwalidzki elektryczny jest wyłączony.

Krok 3: Odłącz wtyczki łączące obudowę akumulatora i kontroler.

Krok 4: Podłącz wtyczkę wyjściową ładowarki do wtyczki zasilania skrzynki akumulatora.

Krok 5: Podłącz główną wtyczkę ładowarki do zasilacza i czerwonego przewodu.

światło

będzie świecić. Pełne ładowanie trwa od 8 do 10 godzin, nie przeładuj więcej niż 24 godziny.

Krok 6: Aby zapobiec skróceniu żywotności baterii, ładuj ją co najmniej raz w miesiącu, gdy wózek inwalidzki nie jest używany.



Typ 2 (ładowanie przez kontroler)

Aby naładować akumulator należy podłączyć ładowarkę do źródła zasilania i gniazdo kontrolera. Aby dokończyć ładowanie, wykonaj następujące czynności proces:

Krok 1: Sprawdź, czy rowek ładowarki nie jest zablokowany.

Krok 2: Upewnij się, że wózek inwalidzki elektryczny jest wyłączony.

Krok 3: Sprawdź, czy bateria i kontroler są podłączone.

Krok 4: Podłącz wtyczkę wyjściową ładowarki do gniazda poniżej kontroler.

Krok 5: Podłącz główną wtyczkę ładowarki do zasilacza i czerwonego przewodu. światło będzie świecić. Pełne ładowanie trwa od 8 do 10 godzin, nie przeładuj powyżej 24 godziny.

Krok 6: Aby zapobiec skróceniu żywotności baterii, należy ją ładować. akumulator co najmniej raz w miesiącu, gdy wózek inwalidzki nie jest używany.



Nie przerywaj ładowania, dopóki proces ładowania nie zostanie zakończony. Powtórz użycie bateria, która nie jest w pełni naładowana, skraca jej żywotność, dlatego bateria powinien być w pełni naładowany tak bardzo, jak to możliwe. Gdy bateria jest w pełni naładowana, wskaźnik zasilania zmieni kolor na zielony. Nie przerywaj ładowania przed całkowitym oskarżony.

Po zakończeniu ładowania wyłącz zasilanie, w przeciwnym razie akumulator się rozładuje. rozładowywać powoli. Nie ładować dłużej niż 24 godziny. Nadmierne ładowanie jest niebezpieczne.



Aby uniknąć zagrożeń związanych z pobieraniem opłat, użytkownicy powinni przestrzegać następujących zasad: Wózek inwalidzki elektryczny nie zawiera ładowarki, prosimy o skorzystanie z krajowych standardowa ładowarka, której napięcie wyjściowe wynosi 24V/DC 1,5A~5A.

Podczas ładowania powinno być dobrze wentylowane. Nie wystawiaj wózka inwalidzkiego na działanie czynników zewnętrznych, na światło słoneczne i wilgotne środowisko.

Zakres temperatur otoczenia ładowania wynosi od 10°C do 50°C. Jeśli tak jest poza zakresem temperatury otoczenia, bateria nie będzie mogła działać. Cóż, i łatwo może uszkodzić baterię.

To normalne, że wentylator wydaje dźwięk podczas ładowania. Ma to na celu chłodzenie ładowarki, proszę się o to nie martwić.

Nie dopuść do przedostania się płynu do ładowarki podczas ładowania. I nie umieszczaj ładowarkę do materiałów łatwopalnych, takich jak: paliwo, podnózek lub poduszka siedziska. Proszę trzymać się z dala od płomieni podczas ładowania akumulatora. Płomień może spowodować pożar lub wybuch akumulatora. Podczas ładowania powstaje wodór, nie palić podczas ładowania.

Nie odłączaj zasilania, gdy gniazdko lub ręce są mokre, ponieważ może spowodować porażenie prądem. W przypadku nieprzewidywalnych zdarzeń może dojść do wypadku i zranień użytkownika, nie należy używać ani siadać na wózku elektrycznym, gdy: ładowanie.

Użytkowanie i konserwacja baterii

Nieprawidłowa wymiana baterii może spowodować niebezpieczeństwo wybuchu. Tylko ten sam lub zalecany typ baterii nadaje się do wymiany. I proszę upewnić się, że bieguny baterii są prawidłowe. Kluczowe punkty dla przedłużenia żywotności baterii: ładuj często, aby utrzymać pełną moc baterii. Lepiej jest w pełni naładować akumulator, jeśli wózek inwalidzki nie jest używany. Jeśli przestaniesz używać wózka przez na dłuższy czas, lepiej jest pobierać opłatę dwa razy w miesiącu.

Diagnostyka systemu

Gdy kontrolki LED migają, oznacza to, że wózek inwalidzki jest nieprawidłowości. Nieprawidłowości mogą występować w następujących częściach: silniki, hamulce, akumulator, połączenia przewodów itp. Poprzez wewnętrzną część produktu konsultacje informacyjne, właściwość stanu nieprawidłowego może być wykryte przez sygnał diagnostyczny. Nieprawidłową sytuację można wykryć bez innych narzędzi serwisowych.

Wskaźnik sygnału audio

Opis Światło LED	Znaczenie światła LED	Wyjaśnienie & Rozwiązanie
Wszystkie światła LED są nieoświetlone bez dźwięku	Prąd wyłączony, wózek inwalidzki znajduje się w trybie czuwania lub uśpienia. Słaby kontakt z zasilaniem. Bezpiecznik jest przepalony lub wyzwolony na zewnątrz.	
Wszystkie światła LED są	Włączono zasilanie i samodiagnoza działa, wózek inwalidzki elektryczny może pracować dobrze.	Mniej zapalone światła LED, mniej mocy baterii pozostały.
Najbardziej lewy czerwony Zapaliła się dioda LED	Moc baterii wynosi wyjątkowo nieodpowiednie.	Do ładowania natychmiast. Albo bateria jest usterka, która nie umożliwia ładowania.
Dwa krótkie sygnały dźwiękowe, Diody LED migają dwa razy	Lewy silnik to awaria.	Lewy silnik to słabo połączony lub drut jest bezładny.
Trzy krótkie sygnały dźwiękowe, światła LED mrugają trzy razy	Lewy hamulec magnetyczny to awaria.	Lewy magnes hamulec jest słaby połączony lub przewód jest odłączony
Cztery krótkie sygnały dźwiękowe, Diody LED migają cztery razy	Prawy silnik to awaria.	Prawy silnik to słabo połączony lub drut jest bezładny.
Pięć krótkich sygnałów dźwiękowych, Diody LED migają pięć razy	Prawy hamulec magnetyczny to awaria.	Prawy magnes hamulec jest słaby połączony lub przewód jest odłączony

Sześć krótkich sygnałów dźwiękowych, Diody LED migają sześć razy	regulator jest w stanie przeciążenia prądowego status ochrony.	Sprawdź hamulce i sprawdź, czy napęd silnikowy mechanizm jest zablokowany. Sprawdź prąd przez amperomierz, jeśli nie jest nadmierny prąd, może kontroler jest awaria.
Siedem krótkich sygnały dźwiękowe, światła LED mrugnij siedem razy	Joystick jest uszkodzony	Joystick nie zresetuj lub złącze jest luźne.
Osiem krótkich sygnały dźwiękowe, światła LED mrugnij osiem razy	kontroler jest uszkodzony.	Proszę skonsultować się z dealer dla konserwacja.
Dziewięć krótkich sygnałów dźwiękowych, Diody LED migają dziewięć razy	kontroler jest uszkodzony.	Proszę o konsultację centrum serwisowe dla konserwacja.

Kontroler

Panel sterowania



Użycie kontrolera

Wyłącznik zasilania



Naciśnij ten przycisk, a kontrolki wskaźnika poziomu naładowania akumulatora zaczną się świecić.

od lewej do prawej. Naciśnij ponownie, wszystkie diody LED zgasną.



W nagłych wypadkach możesz bezpośrednio wyłączyć zasilanie, naciskając przycisk zasilania przycisk.

Tryb uśpienia

Jeżeli joystick nie zostanie użyty przez dłużej niż 20 minut, zasilanie zostanie wyłączone.

automatycznie, a system w trybie uśpienia, system zostanie wybudzony

ze stanu uśpienia poprzez naciśnięcie przycisku zasilania.

Regulacja prędkości

W zależności od przyzwyczajenia użytkownika i okoliczności, prowadzenie wózka inwalidzkiego prędkość jest regulowana. Dostosuj prędkość naciskając przycisk zmniejszania lub zwiększania przycisk.



Prędkość podzielona jest na pięć sekcji, różniących się o 20%,

40%, 60%, 80%, 100% maksymalnej prędkości. Pierwszy bieg prędkości: 20% maksymalnej prędkości.

prędkość maksymalna. Piąty bieg prędkości: 100% prędkości maksymalnej.

Przycisk klaksonu



Naciśnij przycisk klaksonu, a klakson będzie brzmiał aż do puszczenia przycisku.

Wskaźnik naładowania akumulatora



Po włączeniu zasilania wskaźnik poziomu naładowania akumulatora jest

działa. Wskaźnik naładowania baterii pokazuje również pozostałą moc baterii pojemność. Jak widać na zdjęciu, bateria jest pełna.

Jeżeli świeci się tylko czerwona lub żółta dioda LED, bateria powinna być rozładowana. A na długie dystanse, bateria powinna być w pełni naładowana. Jeśli świeci się tylko czerwona dioda LED, bateria jest bardzo słaba niewystarczająca, użytkownicy powinni naładować baterię tak szybko, jak to możliwe.

Przycisk wyciszenia



Naciśnij przycisk wyciszenia, a wszystkie dźwięki zostaną wyłączone, z wyjątkiem róg.

SOS



Naciśnij i przytrzymaj przycisk SOS, a usłyszysz komunikat „pomóż mi”.

Użycie joysticka



Kierunek poruszania się wózka inwalidzkiego kontrolowany jest za pomocą joysticka.

Zakres ruchu joysticka kontroluje również prędkość ruchu.



Proszę włączyć lub wyłączyć zasilanie, gdy joystick znajduje się w pozycji środkowej pozycji. W przeciwnym wypadku kontroler wyśle sygnał o złej operacji. Puść joystick do środka, ten błąd ustanie. Jeśli błąd nadal występuje ciągle, być może ta część jest uszkodzona, nie używaj jej i skontaktuj się z

skontaktuj się ze swoim dealerem w celu przeprowadzenia konserwacji.

Przełączanie trybów

Zamknij transmisję w języku

angielskim 1. Po włączeniu kontrolera najpierw naciśnij i przytrzymaj przycisk klaksonu, przytrzymując go jednocześnie „ ”. Naciśnij klawisz, aż kontrolka akumulatora zacznie migać, a następnie zwolnij klawisz, jak pokazano na rysunku A i B; 2. Naciśnij klawisz „ ” z numerem, przekręć kontrolkę prędkości do skrajnej lewej pozycji, jak pokazano na rysunku C; 3. Wyłącz, a następnie włącz urządzenie, aby przełączyć transmisję głosu w języku angielskim na dźwięk Didi;



(A)



(B)



(C)

Otwórz transmisję w języku

angielskim 1. Po włączeniu kontrolera najpierw naciśnij i przytrzymaj przycisk klaksonu, jednocześnie przytrzymując go „ ”. Naciśnij klawisz, aż kontrolka baterii zacznie migać, a następnie zwolnij klawisz, jak pokazano na rysunku D i E; 2. Naciśnij klawisz numeryczny „ ”, przekręć kontrolkę prędkości maksymalnie w prawo, jak pokazano na rysunku F; 3. Wyłącz, a następnie włącz urządzenie, aby przełączyć się z dźwięku Didi na transmisję głosu w języku angielskim;



(D)



(E)



(F)

Konserwacja

Konserwacja wózka inwalidzkiego obejmuje czyszczenie wózka, sprawdzanie kół i akumulator i naładuj akumulator.

W celu dalszej konserwacji skontaktuj się ze swoim dealerem. Nasza sugestia to kontrola wózka co pół roku, przegląd coroczny.

Czyszczenie i konserwacja akumulatora

Czysty wózek inwalidzki

Proszę regularnie czyścić wózek inwalidzki. Czyść części, które są często dotknięty ciałem użytkownika (np. poduszką, podłokietnikiem, kontrolerem) przez czysta i lekko wilgotna ściereczka. Nie używaj rozpuszczalników organicznych do czyszczenia. Jeśli jest to użytkownik pacjenta, wózek inwalidzki należy czyścić raz w tygodniu. Jeśli wózek inwalidzki jest używany przez osobę zakażoną, należy go wyczyścić i zdezynfekowane środkami dezynfekującymi.

Koła

Regularnie sprawdzaj opony i stan ich zużycia. Gdy bieżnik opony głębokość bieżnika zmniejszy się do 1 mm, należy wymienić oponę na nową.

Bateria

Aby mieć pewność, że bateria jest często w pełni naładowana. Aby przedłużyć żywotność baterii, zdecydowanie zalecamy użytkownikom nie ładować baterii do momentu wyczerpania baterii całkowicie bez prądu.

Awaria wózka inwalidzkiego i kontrola

W przypadku wystąpienia usterek podczas pracy wózka inwalidzkiego, prosimy o zwrócenie się do odłączyć zasilanie przed sprawdzeniem. Objaw: całkowita utrata zasilania i wszystkie Diody LED na panelu kontrolera są wyłączone.

Sprawdź krok:

Krok 1: Sprawdź, czy wtyczka kontrolera jest luźna.

Krok 2: Aby sprawdzić, czy połączenie wtyczki kontrolera i skrzynki akumulatorowej jest prawidłowe, luźny. Proszę ponownie włożyć wtyczkę (przytrzymać wtyczkę podczas wyciągania

wtyczka. Nie ciągnij za przewód, aby uniknąć niepotrzebnego uszkodzenia przewodu).

Jeśli po sprawdzeniu powyższych informacji wózek inwalidzki nadal nie może odzyskać mocy lub jeśli użytkownicy mają jakiegokolwiek pytania dotyczące powyższych czynności kontrolnych, prosimy o kontakt ze swoim dealerem.



Kontroler posiada system diagnostyczny do monitorowania kontrolera i

silnik. Wszelkie awarie tych części są sygnalizowane przez sterownik.

Więcej szczegółów znajdziesz w rozdziale poświęconym wskazaniu sygnału audio.

Kontrola konserwacyjna

Poniżej znajduje się lista kontrolna, wózek inwalidzki elektryczny powinien być porządkowy

sprawdzone zgodnie z naszą sugestią. Kiedy wsiadasz lub wysiadasz

wózek inwalidzki, niektóre samokontrole są wykonywane automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji,

uwaga, w obszarze A wyszczególniamy elementy wymagające samodzielnego sprawdzenia.

Obszar	Przed użyciem sprawdź, czy poniższe części są prawidłowe: 1.Oparcie 2.Podłokietnik 3.Pozycja kontrolera 4.Podnóżek 5.Zasilanie bateryjne 6. Dźwignia sprzęgła/regulacji do zmiany trybu z ręcznego na manualny i tryb elektryczny
Obszar B	Sprawdź poniższe części co miesiąc, aby uniknąć wymiany oryginalnych części zgubić lub nosić 1. Śruby 2. Hamulce 3. Dźwignia sprzęgła/regulacji do zmiany trybu z manualnego na manualny tryb i tryb elektryczny 4. Koła przednie i tylne oraz ich głębokość bieżnika 5. Złącza kontrolera i ładowarki
Obszar C	Ze względu na bezpieczeństwo konieczna jest półroczna konserwacja całościowa.

Problemy z gwarancją

Treść gwarancji

Zaprojektowaliśmy ten wózek inwalidzki specjalnie dla Ciebie. Jeśli są nieodpowiednie

materiałów lub produkcji, zapewniamy bezpłatną naprawę i żywotnością

konserwację zgodnie z terminami i warunkami podanymi w kartach gwarancyjnych.

Gwarancja nie obejmuje tych warunków

Wrażenie subiektywne, brak problemów z funkcjonalnością. Użytkowanie i starzenie się straty (powierzchnia powłoki i galwanizacji, naturalne blaknięcie żywicy itp.).

Konserwacja nie ma zastosowania, gdy wydarzy się coś następującego

Nie sprawdzaj regularnie naszych wskazanych problemów.

Niewłaściwa lub nieprawidłowa konserwacja. Inna obsługa z naszą instrukcją lub przeciążyć

Nieautoryzowane modyfikacje

Czynniki zewnętrzne takie jak: sadza, farmaceutyki, odchody ptaków, kwaśne deszcze, latające kamienie, proszek metalowy itp. Klęski żywiołowe takie jak: tajfuny, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi itp.

Poniższe opłaty nie są objęte

Wymiana materiałów eksploatacyjnych takich jak opony, bezpieczniki, części plastikowe, części szklane, smary itp. Opłaty za przegląd, regulację, uzupełnianie oleju, czyszczenie itp. Opłaty za regularne kontrole określone przez naszą fabrykę.

Nieautoryzowane modyfikacje

Nasze autoryzowane centra serwisowe utrzymują koszty.

Klienci zwracają uwagę na ostrzeżenia

Aby gwarancja była ważna, klienci mają obowiązek przestrzegać

poniżej ostrzeżenia: Prawidłowe testowanie i prowadzenie wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym instrukcje obsługi.

Codziennie sprawdzanie.

Wdrożenie wskazówek dotyczących kontroli zgodnie z naszą sugestią.

Gwarancja akceptowalna

Jeśli wymagana jest gwarancja, proszę zabrać wózek inwalidzki z napędem elektrycznym i pokazać go po naprawie. Kartę serwisową sprzedaży do naszego centrum serwisowego w celu uzyskania serwisu gwarancyjnego. Jeśli użytkownik nie może dostarczyć karty obsługi posprzedażowej, usługa nie jest świadczona.

Chroń środowisko

Aby chronić środowisko, każda uszkodzona lub porysowana część układu zasilania wózek inwalidzki powinien zostać dostarczony do naszej fabryki lub przekazany państwu Dział rozdysponowany, nie rzucaj losowo.

Gwarancja ważna

Karta serwisowa ważna jest od daty stempla. Ten produkt gwarancja 1 rok w normalnych warunkach pracy. Części eksploatacyjne (takie jak: zestaw baterii, poduszka, opony, burta, podkładka podłokietnika itp.) nie są w ramach gwarancji.

Inni

Warunki transportu i przechowywania

Podczas transportu i przechowywania wózek inwalidzki elektryczny powinien być prawidłowo umieszczone jako oznakowane wskazanie.

Transport powinien odbywać się z dala od wilgoci i światła słonecznego. zasób ciepła.

W przypadku uszkodzenia części elektrycznych na skutek wilgoci, prosimy unikać przechowywania wózek inwalidzki na deszczu, na zewnątrz i w wilgoci.

Warunki przechowywania:

Temperatura otoczenia -40°C+55°C;

Wilgotność względna 80%;

Ciśnienie powietrza 86kPa106kPa.

Załącznik do raportu---Oświadczenie producenta EUT

1	Wskazówki i deklaracja producenta – elektromagnetyczne emisja
2	WÓZEK INWALIDZKI ELEKTRYCZNY przeznaczony jest do użytku w: środowisko elektromagnetyczne określone poniżej. Klient lub użytkownik WÓZKA INWALIDZKIEGO ELEKTRYCZNEGO powinien: zapewnić, że będzie on używany w takim środowisku.

3	Test emisji	Zgodność	Środowisko elektromagnetyczne - wskazówki
4	Emisje RF CISPR 11	Grupa 1	ELEKTRYCZNY WÓZEK INWALIDZKI wykorzystuje energię RF wyłącznie do swojej wewnętrznej funkcji. Dlatego jego emisja RF jest bardzo niska i nie jest prawdopodobne, aby powodowała jakiegokolwiek zakłócenia w pobliskim sprzęcie elektronicznym.
5	Emisje RF CISPR 11	Klasa B	WÓZEK INWALIDZKI ELEKTRYCZNY przeznaczony do stosowania we wszystkich instytucjach, w tym w gospodarstwach domowych oraz w instytucjach bezpośrednio podłączonych do publicznej sieci niskiego napięcia zasilającej budynki przeznaczone do celów mieszkalnych.
6	Emisje harmoniczne IEC 61000-3-2	Klasa A	
7	Wahania napięcia / emisje migotania IEC 61000-3-3	Zgodny	

Zalecane odległości separacyjne pomiędzy przenośnym i mobilnym sprzętem komunikacyjnym RF a ELEKTRYCZNYM WÓZKIEM INWALIDZKIM

ELEKTRYCZNY WÓZEK INWALIDZKI jest przeznaczony do użytku w środowisku elektromagnetycznym, w którym zakłócenia emitowane przez RF są kontrolowane. Klient lub użytkownik ELEKTRYCZNEGO WÓZKA

INWALIDZKIEGO może pomóc w zapobieganiu zakłóceniom elektromagnetycznym, utrzymując minimalną odległość między przenośnym i mobilnym sprzętem komunikacyjnym RF (nadajnikami) a

ELEKTRYCZNYM WÓZKIEM INWALIDZKIM, zgodnie z zaleceniami podanymi poniżej, zgodnie z maksymalną mocą wyjściową sprzętu komunikacyjnego.

Maksymalna wartość znamionowa wyjście nadajnika W	Odległość separacyjna w zależności od częstotliwości nadajnik m		
	150 kHz to 80 MHz $d = \left[\frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	26 MHz to 800 MHz $d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz to 2.5 GHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,018	0,0345
0,1	0,38	0,057	0,1095
1	1.2	0,18	0,345
10	3.8	0,57	1,095
100	12	1.8	3,45

W przypadku nadajników o maksymalnej mocy wyjściowej, która nie jest wymieniona powyżej zalecaną odległość rozdzielającą d w metrach (m) można oszacować korzystając z równania odpowiedniego do częstotliwości nadajnika, gdzie P jest maksymalną mocą wyjściową nadajnika w watach (W) zgodnie z zaleceniami producenta nadajnika.

UWAGA 1 Przy częstotliwościach 80 MHz i 800 MHz odległość separacji dla wyższych częstotliwości wynosi obowiązuje zakres częstotliwości.

UWAGA 2 Niniejsze wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Elektromagnetyczne na propagację wpływają pochłanianie i odbicia od konstrukcji, obiektów i ludzi.

Wskazówki i deklaracja producenta – odporność elektromagnetyczna

WÓZEK INWALIDZKI ELEKTRYCZNY przeznaczony jest do użytkowania w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej.
Klient lub użytkownik WÓZKA INWALIDZKIEGO ELEKTRYCZNEGO powinien upewnić się, że jest on użytkowany w takim środowisku.

Test odporności	Poziom testowy IEC 60601	Poziom zgodności	Środowisko elektromagnetyczne - wskazówki
Wyladowanie elektrostatyczne (Wyladowanie elektrostatyczne) IEC 61000-4-2	± 6 kV styk ± 8 kV powietrze	± 6 kV kontakt ± 8 kV powietrze	Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub z płytek ceramicznych. Jeśli podłogi są pokryte materiałem syntetycznym, wilgotność względna powinna wynosić co najmniej 30%.
Przebiecie elektrostatyczne / wybuch IEC 61000-4-4	± 2 kV dla linie zasilające ± 1 kV dla linii wejścia/ wyjścia	± 2 kV dla linie zasilające ± 1 kV dla linii wejścia/ wyjścia	Jakość zasilania sieciowego powinna odpowiadać typowemu środowisku komercyjnemu lub szpitalnemu.
Wzrost IEC 61000-4-5	± 1 kV tryb różnicowy ± 2 kV wspólny tryb	± 1 kV tryb różnicowy ± 2 kV wspólny tryb	Jakość zasilania sieciowego powinna odpowiadać typowemu środowisku komercyjnemu lub szpitalnemu.
Spadki napięcia, krótkie przerwy i wahania napięcia	< 5% UT (>95% spadek w UT) dla 0,5 cyklu 40% UT	< 5% UT (>95% spadek w UT) dla 0,5 cyklu 40% UT	Jakość zasilania sieciowego powinna być taka, jak w typowym środowisku komercyjnym lub szpitalnym. Jeśli użytkownik

odmiany na liniach wejściowych zasilania IEC 61000-4-11	(spadek o 60% UT) na 5 cykli 70% UT (30% spadek w UT) na 25 cykli < 5% UT (>95% spadek w UT) dla 5 sek.	(spadek o 60% UT) na 5 cykli 70% UT (30% spadek w UT) na 25 cykli < 5% UT (>95% spadek w WYJŚCIE) na 5 sek.	WÓZEK INWALIDZKI ELEKTRYCZNY wymaga ciągłej pracy podczas przerw w dostawie prądu. Zaleca się zasilanie WÓZKA INWALIDZKIEGO ELEKTRYCZNEGO ze źródła zasilania awaryjnego (UPS) lub akumulatora.
Częstotliwość zasilania pole magnetyczne (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30A/m	30A/m	
UWAGA: UT to napięcie sieciowe prądu przemiennego przed zastosowaniem poziomu testowego.			

Wskazówki i deklaracja producenta – odporność elektromagnetyczna

WÓZEK INWALIDZKI ELEKTRYCZNY przeznaczony jest do użytkowania w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej.

Klient lub użytkownik WÓZKA INWALIDZKIEGO ELEKTRYCZNEGO powinien upewnić się, że jest on użytkowany w takim środowisku.

Test odporności	Poziom testowy IEC 60601	Poziom zgodności	Środowisko elektromagnetyczne - wskazówki
--------------------	-----------------------------	------------------	--

Prowadzone Częstotliwość radiowa IEC 61000-4-6 Promieniowany RF IEC 61000-4-3	3 Vrms 150 kHz do 80MHz 20 V/m 26 MHz do 2,5 GHz	— 3V 20V/m	Przenośny i mobilny sprzęt do komunikacji radiowej nie powinien być używany w odległości mniejszej od jakiegokolwiek części WÓZKA INWALIDZKIEGO ELEKTRYCZNEGO, łącznie z kablami, niż zalecana odległość obliczona na podstawie równania odpowiedniego dla częstotliwości nadajnika. Zalecana odległość separacji $d = \left[\frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P}$ 80 MHz to 800 MHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$ 800 MHz to 2.5 GHz gdzie p to maksymalna moc wyjściowa nadajnika w watach (W) podana przez producenta nadajnika, a d to zalecana odległość separacji w metrach (m). b Natężenia pola pochodzące ze stacjonarnych nadajników RF, określone na podstawie badania pola elektromagnetycznego, a powinny być mniejsze niż poziom zgodności w każdym zakresie częstotliwości. b Zakłócenia mogą występować w pobliżu urządzeń oznaczonych następującym symbolem: 
--	--	---------------------------------	---

UWAGA 1: Dla częstotliwości 80 MHz i 800 MHz obowiązuje wyższy zakres częstotliwości.

UWAGA 2 Niniejsze wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach.

Na pole elektromagnetyczne wpływają pochłanianie i odbijanie przez konstrukcje, przedmioty i ludzi.

A. Siła pola ze stałych nadajników, takich jak stacje bazowe dla radia telefony (komórkowe/bezprzewodowe) i radia mobilne naziemne, radio amatorskie, AM i nie można przewidzieć transmisji radiowej FM i telewizyjnej teoretycznie z dokładnością. Aby ocenić środowisko elektromagnetyczne ze względu na stałe RF

nadajników, należy rozważyć przeprowadzenie badania terenowego z wykorzystaniem pola elektromagnetycznego. Jeżeli zmierzona siła pola w miejscu, w którym znajduje się ELEKTRYCZNY

Użytkowanie WÓZKA INWALIDZKIEGO przekracza obowiązujący poziom zgodności RF powyżej, należy obserwować WÓZEK INWALIDZKI ELEKTRYCZNY w celu sprawdzenia normalna praca.

W przypadku zaobserwowania nieprawidłowego działania, można podjąć dodatkowe środki konieczne, takie jak zmiana orientacji lub położenia ELEKTRYCZNEGO WÓZEK INWALIDZKI.

B. W zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenie pola powinno wynosić mniej niż 3V/m

Parametry wydajności

Główne dane techniczne	JRWD6012		
Maksymalna waga ładunku	136kg	Prędkość	1~6km/godz.
Ładowarka akumulatorów	Prąd zmienny 100~240 V, 50/60 Hz, 1,5 A	Koło przednie średnica	8 cali
Bateria	Prąd stały 24 V 12 Ah Litowo-jonowy	Koło tylne średnica	12 cali
Silnik (*2szt)	Prąd stały 24 V 250 W	Maksymalna jazda dystans	20km
Wspinaczka przez przeszkody	50mm	Stabilność statyczna	9°
Rozmiar siedziska	17,7/21 cala*	Kąt wspinaczki	6°

Uwaga:"*"

1. W tym modelu dostępne są dwa rozmiary szerokości siedziska, które można określić na podstawie informacji zawartych w zewnętrznym polu;
2. Szerokość siedziska odnosi się do szerokości między kierownicami;

Zakres zastosowania

Nasz wózek inwalidzki elektryczny jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych i starszych (o wadze poniżej 100 kg) używany jako pojazd do chodzenia, odpowiedni do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie biegać na autostrady.

Przeciwwskazanie

Osoby znajdujące się w następujących okolicznościach: kończyzna górna nie reaguje, demencja starcza, psychopata, fizjologia nie pozwala im samodzielnie o siebie zadbać, lekarz zalecił niestosowanie preparatu.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Biuro Limited 147, Centurion House, Londyn
Droga, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

ELEKTRISCHE ROLSTOEL

GEBRUIKSAANWIJZING

MODEL: JRWD6012

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Elektrische rolstoel
Gebruiksaanwijzing**

MODEL: JRWD6012



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor.

Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

CORRECTE VERWIJDERING

Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU.

Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat de product vereist aparte afvalinzameling in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd.

Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid. afval, maar moet naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht. elektronische apparaten.



Voorwoord

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt.

Deze handleiding bevat bewerkingen, assemblagemethoden en oplossingen. , en eenvoudige fouten

Deze handleiding is van toepassing op ons model: JRWD6012.

Deze handleiding bevat onderhouds- en zelfcontrolemethoden voor rolstoelen. Berg deze op een geschikte, plaats op.

Geef deze handleiding als referentie wanneer andere mensen het gaan gebruiken. gebruik deze rolstoel.

De aantekeningen en illustraties in deze handleiding kunnen enigszins afwijken met de echte onderdelen als gevolg van kwaliteitsverbetering of veranderend ontwerp. Alstublieft in natura prevaleren.

Neem contact op met uw dealer als u onduidelijkheden of vragen hebt.

Onjuist gebruik van een voertuig kan leiden tot letsel. Onveilig rijden kan schadelijk zijn uzelf en anderen.

De elektrische rolstoel is bedoeld om personen met een lichamelijke beperking comfortabel te vervoeren. moeite met lopen of helemaal niet kunnen lopen.

Deze elektrische rolstoel is ontworpen voor het vervoeren van maximaal 1 persoon.



Waarschuwingssymbool

Volg de instructies naast dit symbool nauwkeurig.

Houd er rekening mee dat deze instructies geen , anders zou het resulteren in lichamelijk letsel of schade aan de rolstoel of het milieu veroorzaken.

Productintroductie



Productprestaties

Deze serie elektrische rolstoelen wordt aangedreven door een Li-ion-accu, aangedreven door DC-motor. Gebruikers regelen de richting en passen de snelheid aan met joystickbediening. Het is geschikt voor toepassingen met lage snelheid, goede wegcondities en lichte hellingen.

Veiligheidsinstructies

1. Belangrijkste beveiligingsfuncties

Geclassificeerd volgens het type bescherming tegen elektrische schokken: Interne voeding.

Geclassificeerd volgens het type bescherming tegen elektrische schokken: Type B sollicitatie.

Geclassificeerd volgens de mate van bescherming tegen inlaatvloeistof: IPX3.

Geclassificeerd volgens de veiligheid van gebruik in een ontvlambaar anesthesiemengsel met lucht of gas gemengd met zuurstof of lachgas brandbaar verdovingsmiddel gassen komen voor: Niet AP/APG type.

Ingedeeld volgens bedrijfsmodus: Continue werking.

Nominale spanning: DC.24V.

Heeft geen beschermend effect op de toepassing van defibrillatorontlading sectie.

Geen signaaluitgang of ingangsgedeelte.

Niet-permanent geïnstalleerde apparatuur.

2. Rij-aankondiging

Algemene rijvoorzorgsmaatregelen

Houd uw handen op de armleuning om de rolstoel te besturen.

Oefen alstublieft in parken of andere veilige open plekken totdat u de rolstoel vakkundig.

Oefen het autorijden grondig op een veilige plek, zodat u de principes van vooruit rijden, stoppen en rondjes draaien onder de knie krijgt.

Voordat u de weg oprijdt, dient u begeleid te worden door verzorgers en bevestigen dat het veilig is.

Volg de verkeersregels voor voetgangers strikt op en neem geen risico's voor uzelf.

als bestuurder van een voertuig.

Rijd alstublieft op de stoep en het zebrapad. Rijd niet op rijstrook.

Rijd rustig en vermijd het rijden in de Z-lijn of scherpe bochten.

Begeleid door verzorgers of vermijd autorijden in deze omstandigheden

Rijd bij slecht weer, zoals bij regen, dichte mist, harde wind, sneeuw, etc.

Als de rolstoel nat is, veeg het water dan onmiddellijk weg.

Rijd op slechte wegen, zoals modder, paden, zandwegen, grindwegen,

enz.

Rijd op een drukke weg.

Rijd over een sloot, vijver, etc. zonder hek.

Aan de overkant van het spoor.

Wanneer u het spoor moet oversteken, stop dan bij de afslag om te controleren of het veilig is en

Zorg ervoor dat de banden niet vast komen te zitten in de rails.

De elektrische rolstoel is alleen voor persoonlijk gebruik, vervoer geen personen of goederen, en niet voor tractiedoeleinden.

Voorzorgsmaatregelen voor bergop en bergaf

Vermijd het rijden op de volgende plaatsen: steile hellingen, kantelplekken, hoge treden, geulen etc.

Vermijd het rijden op steile hellingen, het hellingsbereik moet minder dan 9 zijn graden. Bedien de controller voorzichtig wanneer u op hellingen rijdt.

Blijf vooruit bewegen, zowel bergop als bergaf.

Verminder uw snelheid tijdens afdalingen.

Rijd niet zijwaarts op steile hellingen.

Rijd niet op trappen en vermijd het oversteken van hoge treden.

Vermijd het oversteken van brede sloten.

Houd bij het oversteken van sloten een hoek van 90° aan tussen de banden en de sloten.



Zet de rolstoel niet in de handmatige modus tijdens het bergop- en bergafwaarts rijden.

Als de rolstoel op een verkeersoversteekplaats defect is, verzoeken wij u onmiddellijk

Vraag voorbijgangers om hulp. En zet de rolstoel op de handmatige modus, duw dan

rolstoel om de plaats van het ongeval te verlaten, of gebruiker om van de plaats weg te komen naar een veilige plek onmiddellijk plaatsen.

Voorzorgsmaatregelen voor de verzorgers

Verzorgers moeten controleren of de voeten van de gebruiker goed op de voetsteunen staan.

Zorg ervoor dat de kleding niet aan de wielen blijft hangen.

Verzorgers moeten de rolstoel vooruit duwen om veilig te blijven.

steile helling of lange helling.

Overige mededeling

Reparatie en revisie

Als u de rolstoel moet repareren of aanpassen, neem dan contact op met de verkoper of serviceafdeling. afdeling. Niet zelf aanpassen. Het kan ongelukken of rolstoelproblemen veroorzaken. storing.

Droog houden

Zet de rolstoel niet op een natte plek. Als de rolstoel nat is, droog hem dan. het meteen.



Zonder de goedkeuring van ons bedrijf mag u de assemblage niet wijzigen of materialen van deze rolstoel.

Om geen onevenwicht te veroorzaken, mag u niet willekeurig gewicht toevoegen. Wanneer iemand op de rolstoel zit of de koppeling niet in de handmatige stand staat, gebruik dan geen andere voertuigen om de rolstoel te trekken of te duwen.

Levensduur

De levensduur van dit product bedraagt 5 jaar vanaf de productiedatum.

Gebruik het product binnen de beperkte periode. Gebruik het niet.

de geldigheidsduur langer dan een jaar overschrijden om ongelukken te voorkomen.

Productiedatum: zie etiket.

Elektromagnetische compatibiliteit

De rolstoel moet uit de buurt blijven van sterke magnetische velden en grote inductieve elektrische apparatuur, zoals radiostation, tv-station, ondergronds radiostation, mobiele telefoon uitzendend radiostation. Betalen

Houd er rekening mee dat als er bronnen van elektromagnetische interferentie in de buurt zijn, u zo ver mogelijk van die bronnen verwijderd moet zijn om elektromagnetische interferentie te voorkomen. De elektrische rolstoel moet vermijden

elektromagnetische interferentie.

Let op: Een elektrische rolstoel moet voldoen aan de elektromagnetische compatibiliteit vereiste van de YY0505-norm.

De gebruiker moet de elektrische rolstoel installeren en gebruiken op basis van de Informatie over elektromagnetische compatibiliteit wordt verstrekt.

Draagbare en mobiele RF-communicatieapparaten hebben invloed op de prestaties van elektrische rolstoel. Vermijd daarom sterke elektromagnetische verstoring, zoals in de buurt van een mobiele telefoon of magnetron. Zie de bijlage voor de kennisgeving en de verklaring van de fabrikant.

De uitschakelspanning van de accu bedraagt 23V.

Elektrische rolstoel behoort tot klasse D in GB/T 18029.21-2012, een rolstoel met elektronische differentieelbesturing en handrem.



Een elektrische rolstoel mag niet samen met andere elektrische rolstoelen worden gebruikt. apparaten. Controleer indien nodig of de elektrische rolstoel normaal kan werken onder de gegeven omstandigheden.

Gebruik en werking


Aanpassing van rolstoel

Rolstoel uitvouwen

Met één hand de rugleuning vasthouden, met de andere hand de zitting vasthouden en met kracht openen (afbeelding 1). Vouw de rolstoel volledig uit en maak vervolgens het slot vast dat onder de rugleuning (afbeelding 2). Controleer voor gebruik of het slot goed vast zit goed is vergrendeld. Anders ontstaat er vouwgevaar tijdens het rijden.



Afbeelding 1



Afbeelding 2

Rolstoel opvouwen Maak

de vergrendeling los (afbeelding 3), houd vervolgens met één hand de rugleuning vast, trek met de andere hand aan de zitting en vouw deze op (afbeelding 4).



Afbeelding 3



Afbeelding 4

Controller installeren

Plaats de controller in de armleuningbuis. Let op dat u de controller horizontaal houdt (afbeelding 5). En vergrendel vervolgens de schroef (afbeelding 6).



Afbeelding 5



Afbeelding 6

Batterij installeren en vervangen Batterij

demonteren Trek de

batterijplug eruit (afbeelding 7) en draai vervolgens de schroef los (afbeelding 8).



Afbeelding 7



Afbeelding 8

Batterij installeren

Plaats de batterijgleuf in de achterste buis (afbeelding 9), draai de schroef los (afbeelding 10). Verbind vervolgens de batterijstekker met de stekker van de controller (afbeelding 11).



Afbeelding 9




Afbeelding 10



Afbeelding 11

Voetplaat

De voetplaat kan omhoog of omlaag worden getrokken (afbeelding 12).



Afbeelding 12

Anti-tipper monteren en demonteren

Druk op de knop om de anti-kiepsteun te monteren/demonteren (afbeelding 13-14)



Afbeelding 13



Afbeelding 14

Armsteun opklapbaar

Met één hand drukt u op de knop van de armsteun, met de andere hand klapt u de armsteun omhoog (afbeelding 15). En druk de armleuning naar beneden tot de juiste positie om hem vast te zetten armleuning (foto 16).



Afbeelding 15



Afbeelding 16

Rugleuningverstelling

- 1) Zoals afgebeeld in (afbeelding 19), pakt u de hendel stevig vast in de richting van de pijl.
- 2) Ga op je rug liggen en laat de remhendel los in een comfortabele hoek voor de gebruiker (afbeelding 20).
- 3) Wanneer u de zitpositie weer wilt herstellen, ga dan eerst rechtop staan en pak vervolgens de handgreep vast weergegeven in (afbeelding 19) en kan de rolstoel weer in de zitstand worden gezet.

Let op: Rijd de rolstoel niet in de rugleuningverstelling

modus om gevaar te vermijden.




foto 19




foto 20

Schakelen tussen handmatige modus en elektrische modus

Handmatige modus: trek de schakelaar op de linker- en rechtermotor omhoog (afbeelding 17).

Elektrische modus: trek de schakelaar op de linker- en rechtermotor naar beneden (afbeelding 18).



Afbeelding 17



Afbeelding 18



Wanneer u de rolstoel van de handmatige modus naar de elektrische modus

verandert, zorg er dan voor dat zowel de linker- als de rechterschakelaar in dezelfde modus staan. Z

het kan een omslag veroorzaken.

Batterij en oplader

Vereisten voor oplader

De lader wordt gebruikt voor het opladen van de accu. Tijdens de elektrische rolstoel is opladen, gebruik het dan niet.

Technische gegevens oplader

Ingangsspanning: AC100-240V 50/60Hz

Uitgangsspanning: 24V/DC

Uitgangsstroom: 3,0A

Het beschermingsniveau voor binnendringing is IPX1. De oplader moet voldoen aan de vereisten van GB 4706.1-2005 en GB 4706.18-2005.

Gebruik van de oplader

Type 1 (direct opladen in de batterij)

Om de batterij op te laden, sluit u de lader aan op de voeding en stekker van de batterijdoos. Volg de onderstaande instructies om het opladen te voltooien proces:

Stap 1: Controleer of de gleuf van de oplader niet geblokkeerd is.

Stap 2: Zorg ervoor dat de elektrische rolstoel is uitgeschakeld.

Stap 3: Koppel de stekkers los die de batterijdoos en de controller verbinden.

Stap 4: Sluit de uitgangstekker van de lader aan op de stekker van de batterijdoos.

Stap 5: Sluit de hoofdstekker van de oplader aan op de voeding en de rode licht

zal branden. Volledig opladen duurt 8 tot 10 uur, laad niet meer op dan 24 uur.

Stap 6: Om te voorkomen dat de levensduur van de batterij wordt verkort, laadt u de batterij op minimaal één keer per maand, wanneer de rolstoel niet wordt gebruikt.



Type 2 (laden via controller)

Om de batterij op te laden, sluit u de lader aan op de voeding en controller-aansluiting. Volg de onderstaande instructies om het opladen te voltooien proces:

Stap 1: Controleer of de gleuf van de oplader niet geblokkeerd is.

Stap 2: Zorg ervoor dat de elektrische rolstoel is uitgeschakeld.

Stap 3: Zorg ervoor dat de batterij en de controller zijn aangesloten.

Stap 4: Sluit de uitgangstekker van de lader aan op de aansluiting onder de regelaar.

Stap 5: Sluit de hoofdstekker van de oplader aan op de voeding en de rode licht zal branden. Volledig opladen duurt 8 tot 10 uur, niet overladen meer dan 24 uur.

Stap 6: Om te voorkomen dat de levensduur van de batterij wordt verkort, laadt u de Controleer de accu minimaal één keer per maand als de rolstoel niet wordt gebruikt.



Stop niet met opladen totdat het laadproces is voltooid. Herhaal het gebruik van Een batterij die niet volledig is opgeladen, verkort de levensduur van de batterij, dus de batterij moet zo veel mogelijk volledig worden opgeladen. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, de power indicator zal groen worden. Stop niet met opladen voordat het volledig is opgeladen. opgeladen.

Schakel na het opladen de stroomvoorziening uit, anders raakt de batterij leeg. langzaam ontladen. Laad niet langer dan 24 uur op. Overladen is gevaarlijk.



Gebruikers dienen de volgende regels in acht te nemen om oplaadgevaren te voorkomen: De elektrische rolstoel wordt geleverd zonder oplader, gebruik hiervoor de nationale standaardlader waarvan de uitgangsspanning 24V/DC 1,5A~5A is.

Het moet goed geventileerd zijn tijdens het opladen. Stel de rolstoel niet bloot aan zonlicht en een vochtige omgeving.

Het temperatuurbereik van de oplaadomgeving is van 10°C tot 50°C. Als het buiten het omgevingstemperatuurbereik kan de batterij niet functioneren goed, en kan de batterij gemakkelijk beschadigen.

Het is normaal dat de ventilator geluid maakt tijdens het opladen. Het is voor het koelen van de rolstoel. Maak je geen zorgen als je de oplader niet gebruikt.

Voorkom dat er tijdens het opladen vloeistof in de lader komt. En plaats geen oplader op brandbare voorwerpen, zoals: brandstof, voetenbank of zitkussen.

Blijf uit de buurt van de vlammen als u de batterij oplaadt. De vlammen kan leiden tot batterijbrand of explosie.

Bij het opladen wordt waterstof geproduceerd. Rook niet tijdens het opladen.

Haal de stekker niet uit het stopcontact als het stopcontact of uw handen nat zijn, kan een elektrische schok veroorzaken. In geval van een onvoorspelbaar ongeluk zal er iets gebeuren en de gebruiker verwonden, mag u de elektrische rolstoel niet gebruiken of erop zitten wanneer opladen.

Het gebruik en onderhoud van de batterij

Een verkeerde bediening van de batterijvervanging kan explosiegevaar veroorzaken. hetzelfde of aanbevolen type batterij geschikt is voor vervanging. En zorg ervoor dat de batterijpolen correct zijn. Belangrijke punten voor het verlengen van de batterijduur: laad regelmatig op om de batterij vol te houden. Het is beter om volledig laad de accu op als de rolstoel niet wordt gebruikt. Als u stopt met het gebruik ervan voor een

Als u langere tijd geen abonnement afsluit, is het beter om twee keer per maand te betalen.

Systeem Diagnose

Wanneer de indicatie-LED-lampjes knipperen, betekent dit dat de rolstoel is afwijkend. De afwijkingen kunnen voorkomen in de volgende onderdelen: motoren, remmen, accu, draadverbindingen, etc. Via de binnenkant van het product informatie raadpleging, de eigenschap van de abnormale toestand kan zijn gedetecteerd door het diagnosesignaal. De abnormale situatie kan worden gedetecteerd zonder andere servicetools.

Audiosignaal indicatie

Beschrijving van LED-licht	De betekenis van LED-licht	Uitleg & Oplossing
Alle LED-lampen zijn onverlicht zonder geluid	De stroom is uitgevallen, rolstoel staat in de stand-by- of slaapstand. Er is slecht contact met de stroomvoorziening. Zekering is doorgebrand of doorgebrand uit.	
Alle LED-lampen zijn verlicht	De stroom is ingeschakeld en zelfdiagnose werkt, de elektrische rolstoel kan werken goed.	Minder LED-lampjes branden, minder batterijvermogen overig.
De meest linkse rode LED-lampje brandt	De batterij is uitermate ontoereikend.	Opladen onmiddellijk. Of batterij is storing die niet kunnen opladen.
Twee korte pieptonen, LED-lampjes knipperen tweemaal	De linker motor is storing.	De linker motor is slecht verbonden of de draad is losgekoppeld.
Drie korte pieptonen, led-lampjes drie keer knipperen	De linker magneetrem is storing.	De linker magnetische rem is slecht verbonden of de draad is losgekoppeld
Vier korte pieptonen, LED-lampjes knipperen vier keer	De juiste motor is storing.	De juiste motor is slecht verbonden of de draad is losgekoppeld.
Vijf korte pieptonen, LED-lampjes knipperen vijf keer	De juiste magneetrem is storing.	De juiste magnetische rem is slecht verbonden of de draad is losgekoppeld

Zes korte pieptonen, LED-lampjes knipperen zes keer	controller staat in overstroom beschermingsstatus.	Controleer de remmen en controleer of de motoraandrijving mechanisme zit vast. Controleer de huidige door ampèremeter, als dat niet zo is overmatige stroom, misschien de regelaar is storing.
Zeven korte pieptonen, led-lampjes zeven keer knipperen	Joystick is defect	Joystick doet het niet resetten, of de connector zit los.
Acht korte pieptonen, led-lampjes acht keer knipperen	controller is defect.	Raadpleeg uw dealer voor onderhoud.
Negen korte pieptonen, LED-lampjes knipperen negen keer	controller is defect.	Raadpleeg alstublieft servicecentrum voor onderhoud.

Beheerder

Bedieningspaneel



Controllergebruik

Stroomschakelaar



Druk op deze knop, de batterijspanningsmeter gaat branden van links naar rechts. Druk nogmaals, alle LED-lampjes zijn uit.



In noodgevallen kunt u de stroom direct uitschakelen door op de aan/uit-knop te drukken. knop.

Slaapstand

Als de joystick langer dan 20 minuten niet wordt gebruikt, wordt de stroom uitgeschakeld automatisch en het systeem in de slaapstand, het systeem zal worden gewekt uit de slaapstand door op de aan/uit-knop te drukken.

Snelheidsaanpassing

Afhankelijk van de gewoonten van de gebruiker en de omstandigheden, kan het rolstoelgebruik worden aangepast. snelheid is instelbaar. Pas de snelheid aan door op de afnameknop te drukken of de toenameknop in te drukken knop.



De snelheid is verdeeld in vijf secties, variërend van 20%, 40%, 60%, 80%, 100% van de maximale snelheid. Eerste versnelling van de snelheid: 20% van de maximale snelheid. Vijfde versnelling van de snelheid: 100% van de maximale snelheid.

Hoornknop



Druk op de claxonknop. De claxon blijft klinken totdat u de knop loslaat.

Batterijvermogenmeter



Nadat u de stroom hebt ingeschakeld, wordt de batterijspanningsmeter weergegeven

werkend. De batterijvermogensmeter geeft ook de resterende batterijcapaciteit weer capaciteit. Zoals de afbeelding laat zien, is de batterij vol.

Als alleen het rode of gele LED-lampje brandt, moet de batterij leeg zijn.

opgeladen. En voor een lange afstand rijden, moet de batterij volledig opgeladen zijn opgeladen. Als alleen het rode LED-lampje brandt, is de batterij extreem leeg.

Als dit niet het geval is, moeten gebruikers de batterij zo snel mogelijk opladen.

Dempknop



Druk op de mute-knop, alle geluiden worden uitgeschakeld, behalve de hoorn.

Sos



Houd de SOS-knop lang ingedrukt, dan klinkt er "help mij".

Gebruik van joystick



De bewegingsrichting van de rolstoel wordt bestuurd met een joystick.

De bewegingsuitslag van de joystick bepaalt ook de bewegingssnelheid.



Schakel de stroom in of uit wanneer de joystick in het midden staat positie. Anders zal de controller een verkeerd bedieningssignaal afgeven.

Laat de joystick los in het midden, deze fout stopt. Als de fout nog steeds verdergaand, misschien is dit onderdeel defect, gebruik het niet en neem contact op met

Voor onderhoud kunt u contact opnemen met uw dealer.

Modus wisselen

Sluit Engelse uitzending 1.

Wanneer de controller is ingeschakeld, houdt u eerst de claxonknop ingedrukt terwijl u deze ingedrukt houdt "ÿ" Druk op de toets totdat het batterij-indicatielampje knippert en laat de toets vervolgens los, zoals weergegeven in Afbeelding A&B;

2. Druk op de cijfertoets "ÿ", draai het snelheidsindicatielampje naar de meest linkse positie, zoals weergegeven in


Afbeelding C; 3. Schakel het apparaat uit en vervolgens weer in om de Engelse spraakuitzending over te schakelen naar Didi-geluid;



(A)



(B)



(C)

Open de Engelse uitzending 1.

Wanneer de controller is ingeschakeld, houdt u eerst de claxonknop ingedrukt terwijl u deze ingedrukt houdt "ÿ" Druk op de toets totdat het batterij-indicatielampje knippert en laat de toets vervolgens los, zoals weergegeven in Afbeelding D&E;

2. Druk op de cijfertoets "ÿ", draai het snelheidsindicatielampje helemaal naar rechts, zoals weergegeven in

Afbeelding F; 3. Schakel het apparaat uit en vervolgens weer in om over te schakelen van Didi-geluid naar Engelse spraakuitzending;



(D)



(EN)



(F)

Onderhoud

Onderhoud van de rolstoel omvat het schoonmaken van de rolstoel, het controleren van de wielen en batterij, en laad de batterij op.

Voor verder onderhoud kunt u contact opnemen met uw dealer. Onze suggestie is

Controle van de rolstoel elk half jaar, jaarlijkse revisie.

Schoonmaken en batterijonderhoud

Schone rolstoel

Maak de rolstoel regelmatig schoon. Maak de onderdelen schoon die vaak worden aangeraakt met het lichaam van de gebruiker (zoals een kussen, armleuning, controller) door een schone en licht vochtige doek. Gebruik geen organische oplosmiddelen om schoon te maken. Als het een patiëntgebruiker, moet de rolstoel eenmaal per week worden schoongemaakt. Als de rolstoel wordt gebruikt door een besmettelijk slachtoffer, moet deze worden schoongemaakt en gedesinfecteerd met ontsmettingsmiddelen.

Wielen

Controleer de banden en hun slijtageconditie regelmatig. Wanneer het bandenprofiel patroondiepte verminderen tot 1mm, vervang de band door een nieuwe.

Batterij

Om ervoor te zorgen dat de batterij regelmatig volledig wordt opgeladen. Om de levensduur te verlengen batterijduur, we raden gebruikers ten zeerste aan om de batterij niet op te laden totdat deze leeg is totaal zonder stroom.

Rolstoelstoring en controle

Als er storingen optreden terwijl de rolstoel in gebruik is, schakel dan de volgende stappen uit: de stroom uit voor controle. Symptoom: volledig verlies van stroom, en alle De LED-lampjes op het bedieningspaneel zijn uit.

Controleer stap:

Stap 1: Controleren of de stekker van de controller los zit.

Stap 2: Controleren of de stekker van de controller en de batterijdoos goed zijn aangesloten los. Plaats de stekkerconnector opnieuw (houd de stekker vast als u de stekker eruit trekt).

stekker. Trek niet aan de draad om onnodige schade aan de draadlijn te voorkomen).

Als de rolstoel na bovenstaande controle nog steeds niet van stroom kan worden voorzien, of als u vragen heeft over bovenstaande controle, neem dan contact op met uw dealer.



De controller beschikt over een diagnosesysteem om de controller te bewaken en motor. Eventuele storingen van deze onderdelen worden door de controller aangegeven. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het hoofdstuk over de indicatie van audiosignalen.

Onderhoudscontrole

Hieronder volgt een controlelijst, de elektrische rolstoel moet ordinaal zijn gecontroleerd volgens onze suggestie. Wanneer u in- of uitstapt op de rolstoel, sommige zelfcontroles worden automatisch uitgevoerd. Voor meer uw Let op, deze zelfcontrole-items vermelden we specifiek in zone A.

Het gebied	Controleer voor gebruik of de volgende onderdelen correct zijn: 1. Rugleuning 2. Armleuning 3. Positie van de controller 4. Voetensteun 5. Batterijvoeding 6. Koppelings-/afstelhendel voor omschakeling tussen handmatige modus en elektrische modus
B-gebied	Controleer de volgende onderdelen maandelijks om originele onderdelen te vermijden verliezen of dragen 1. Schroeven 2. Remmen 3. Koppelings-/afstelhendel voor ombouw tussen handgeschakelde versnellingsbak modus en elektrische modus 4. De voor- en achterwielen en hun diepte van het loopvlakpatroon 5. Aansluitingen van controller en lader
Gebied C	Voor de veiligheid is halfjaarlijks algemeen onderhoud nodig.

Garantie problemen

Garantie-inhoud

Wij ontwerpen deze rolstoel uitgebreid voor u. Als er onjuiste materialen of productie, wij bieden gratis reparatie en levenslange onderhoud volgens de tijd en voorwaarden op de garantiekaart.

Garantie dekt deze voorwaarden niet

Subjectieve indruk, geen functieproblemen. Gebruik en veroudering

Verlies (coating en plating oppervlak, natuurlijke vervaging van harsen, etc.).

Onderhoud is niet van toepassing wanneer het volgende gebeurt

Controleer niet regelmatig onze specifieke problemen.

Onjuist of verkeerd onderhoud. Verschillende bediening met onze handleiding of overbelasting

Ongeautoriseerde wijzigingen

Externe factoren zoals: roet, farmaceutische producten, vogelpoep, zure regen, vliegende stenen, metaalpoeder, enz. Natuurrampen zoals: tyfonen, overstromingen, branden, aardbevingen etc.

De volgende kosten worden niet gedekt

Vervanging van verbruiksmaterialen zoals banden, zekeringen, kunststof onderdelen, glazen onderdelen, smeermiddelen etc. Kosten voor inspectie, afstelling, olie bijvullen, schoonmakeretc. Kosten voor regelmatige controles zoals gespecificeerd door onze fabriek. Ongeautoriseerde wijzigingen

Onze geautoriseerde servicecentra hanteren de kosten.

Klanten letten op de volgende waarschuwingen

Om de garantie geldig te laten zijn, zijn klanten verplicht om:

onderstaande waarschuwingen: Het correct testen en besturen van de elektrische rolstoel zoals handleiding instructies.

Dagelijkse controle.

Voer de controletips uit volgens ons voorstel.

Garantie acceptabel

Als u garantie nodig heeft, neem dan de elektrische rolstoel mee en laat deze na ontvangst zien. verkoop servicekaart naar ons servicecentrum voor de garantieservice. Als de gebruiker kan de aftersales-servicekaart niet overleggen, dan wordt de service niet verleend.

Bescherm het milieu

Om het milieu te beschermen, moet elk beschadigd of gescheurd onderdeel van de stroomvoorziening worden vervangen. rolstoel moet naar onze fabriek worden teruggebracht of aan de staat worden overgedragen Afdeling afgevoerd, niet zomaar weggooien.

Garantie geldig

De aftersales servicekaart is geldig vanaf de datum van de stempel. Dit product garantie 1 jaar onder normale bedrijfsomstandigheden. Verbruiksartikelen (zoals: accuset, kussen, banden, zijbord, armsteunkussen, enz.) zijn niet binnen de garantieperiode.

Anderen

Conditie voor transport en opslag

Tijdens transport en opslag moet de elektrische rolstoel correct worden vastgezet. geplaatst als gelabelde indicatie.

Transport moet worden vermeden met vocht en zonlicht en uit de buurt van warmtebron.

Indien elektrische onderdelen door vocht beschadigd raken, dient u deze niet op te slaan. de rolstoel in regen, buiten en vocht.

Opslagcondities:

Omgevingstemperatuur -40°C+55°C;

Relatieve vochtigheid ≤80%;

Luchtdruk 86kPa~106kPa.

Bijlage bij het rapport - Verklaring van de fabrikant van de EUT

1	Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – elektromagnetisch uitstoot
2	De ELEKTRISCHE ROLSTOEL is bedoeld voor gebruik in de elektromagnetische omgeving zoals hieronder gespecificeerd. De klant of de gebruiker van de ELEKTRISCHE ROLSTOEL moet ervoor zorgen dat het in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

3	Emissietest	Naleving	Elektromagnetische omgeving - richtlijnen
4	RF-emissies CISPR-11	Groep 1	De ELEKTRISCHE ROLSTOEL gebruikt RF-energie alleen voor zijn interne functie. Daarom zijn de RF-emissies erg laag en is het niet waarschijnlijk dat ze interferentie veroorzaken in elektronische apparatuur in de buurt.
5	RF-emissies CISPR-11	Klasse B	De ELEKTRISCHE ROLSTOEL is geschikt voor gebruik in alle gebouwen, inclusief woningen en gebouwen die rechtstreeks zijn aangesloten op het openbare laagspanningsnet dat gebouwen met een woonfunctie van stroom voorziet.
6	Harmonische emissies EN 61000-3-2	Klasse A	
7	Spanningsschommelingen / rimpel EN 61000-3-3	Voldoet aan grenswaarden / flickeremissies	

Aanbevolen scheidingsafstanden tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur en de ELEKTRISCHE ROLSTOEL

De ELEKTRISCHE ROLSTOEL is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin uitgestraalde RF-storingen worden gecontroleerd. De klant of de gebruiker van de ELEKTRISCHE ROLSTOEL kan elektromagnetische interferentie helpen voorkomen door een minimale afstand te handhaven tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) en de ELEKTRISCHE ROLSTOEL zoals hieronder aanbevolen, volgens het maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur

Maximaal beoordeeld uitgang van de zender IN	Scheidingsafstand volgens frequentie van zender m		
	150 kHz to 80 MHz $d = \left[\frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	26 MHz to 800 MHz $d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz to 2.5 GHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,018	0,0345
0.1	0,38	0,057	0,1095
1	1.2	0,18	0,345
10	3.8	0,57	1.095
100	12	1.8	3.45

Voor zenders met een maximaal uitgangsvermogen dat hierboven niet is vermeld, aanbevolen scheidingsafstand d in meters (m) kan worden geschat met behulp van de vergelijking die van toepassing is op de frequentie van de zender, waarbij P is het maximale uitgangsvermogen van de zender in watt (W) volgens de fabrikant van de zender.

OPMERKING 1 Bij 80 MHz en 800 MHz is de scheidingsafstand voor de hogere frequentiebereik van toepassing is.

OPMERKING 2 Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische Voortplanting wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van structuren, objecten en mensen.

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuiniteit

De ELEKTRISCHE ROLSTOEL is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving.
De klant of de gebruiker van de ELEKTRISCHE ROLSTOEL dient ervoor te zorgen dat het product in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

Immuiniteitstest	IEC 60601 testniveau	Nalevingsniveau	Elektromagnetische omgeving - richtlijnen
Elektrostatische ontlading (ESD) EN 61000-4-2	± 6 kV contact ± 8 kV lucht	± 6 kV contact ± 8 kV lucht	Vloeren moeten van hout, beton of keramische tegels zijn. Als vloeren bedekt zijn met synthetisch materiaal, moet de relatieve vochtigheid ten minste 30% zijn.
Elektrostatische transient / burst EN 61000-4-4	± 2 kV voor voedingslijnen ± 1 kV voor input/output lijnen	± 2 kV voor voedingslijnen ± 1 kV voor input/output lijnen	De kwaliteit van de netspanning moet gelijk zijn aan die van een typische commerciële of ziekenhuisomgeving.
Golf EN 61000-4-5	± 1 kV differentiële modus ± 2 kV gewoon modus	± 1 kV differentiële modus ± 2 kV gewoon modus	De kwaliteit van de netspanning moet gelijk zijn aan die van een typische commerciële of ziekenhuisomgeving.
Spanningsdips, korte onderbrekingen en spanningsstoringen	$< 5\%$ UT ($>95\%$ daling in UT) gedurende 0,5 cycli 40% UT	$< 5\%$ UT ($>95\%$ daling in UT) gedurende 0,5 cycli 40% UT	De kwaliteit van de netvoeding moet die van een typische commerciële of ziekenhuisomgeving zijn. Als de gebruiker van de

variaties op de voedingsingangslijn IEC 61000-4-11	(60% daling in UT) gedurende 5 cycli 70% UT (30% daling in UT) gedurende 25 cycli < 5% UT (>95% daling in UT) gedurende 5 sec	(60% daling in UT) gedurende 5 cycli 70% UT (30% daling in UT) gedurende 25 cycli < 5% UT (>95% daling in UIT) voor 5 sec	ELEKTRISCHE ROLSTOEL moet tijdens stroomstoringen continu kunnen worden gebruikt. Het wordt aanbevolen om de ELEKTRISCHE ROLSTOEL van stroom te voorzien via een onderbrekingsvrije voeding of een accu.
Vermogensfrequentie (50/60 Hz) magnetisch veld EN 61000-4-8	30A/m	30A/m	
OPMERKING: UT is de netspanning vóór toepassing van het testniveau.			

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit

De ELEKTRISCHE ROLSTOEL is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving.
De klant of de gebruiker van de ELEKTRISCHE ROLSTOEL dient ervoor te zorgen dat het product in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

Immuniteitstest	IEC 60601 testniveau	Nalevingsniveau	Elektromagnetische omgeving - richtlijnen
------------------------	---------------------------------	------------------------	--

Uitgevoerd RF-IEC 61000-4-6 Uitgestraald RF EN 61000-4-3	3 Vrms 150 kHz tot 80 MHz 20 V/m 26 MHz tot 2,5 GHz	— 3V 20V/m	Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur mag niet dichter bij enig onderdeel van de ELEKTRISCHE ROLSTOEL, inclusief kabels, worden gebruikt dan de aanbevolen scheidingsafstand die is berekend met behulp van de vergelijking die van toepassing is op de frequentie van de zender. Aanbevolen scheidingsafstand $d = \left[\frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P}$ 80 MHz to 800 MHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$ 800 MHz to 2.5 GHz waarbij p het maximale uitgangsvermogen van de zender in watt (W) is volgens de fabrikant van de zender en d de aanbevolen scheidingsafstand in meters (m).b Veldsterktes van vaste RF-zenders, zoals bepaald door een elektromagnetisch locatieonderzoek,a moeten lager zijn dan het nalevingsniveau in elk frequentiebereik.b Interferentie kan optreden in de buurt van apparatuur die is gemarkeerd met het volgende symbool: 
--	---	---------------------------------	--

OPMERKING 1 Bij 80 MHz en 800 MHz is het hogere frequentiebereik van toepassing.

OPMERKING 2 Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing.

Elektromagnetisme wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van structuren, objecten en mensen.

A. Veldsterktes van vaste zenders, zoals basisstations voor radio (mobiele/draadloze) telefoons en landmobiele radio's, amateurradio, AM en FM-radio-uitzendingen en tv-uitzendingen kunnen niet worden voorspeld theoretisch met nauwkeurigheid. Om de elektromagnetische omgeving te beoordelen vanwege vaste RF

zenders, moet een elektromagnetisch locatieonderzoek worden overwogen. Als de gemeten veldsterkte op de locatie waar de ELECTRIC ROLSTOEL wordt gebruikt overschrijdt het toepasselijke RF-conformiteitsniveau hierboven moet de ELEKTRISCHE ROLSTOEL worden geobserveerd om te verifiëren normale werking.

Als er sprake is van afwijkende prestaties, kunnen er aanvullende maatregelen worden genomen. noodzakelijk, zoals het heroriënteren of verplaatsen van de ELEKTRISCHE ROLSTOEL.

B. In het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz moeten de veldsterktes minder dan 3V/m

Prestatieparameters

Belangrijkste technische gegevens	JRWD6012		
Maximaal laadgewicht	136kg	Snelheid	1~6 km/u
Batterijlader	Wisselstroom 100~240V, 50/60Hz, 1,5A	Voorwiel diameter	8 inch
Batterij	DC 24V 12Ah Li-ion	Achterwiel diameter	12 inch
Motor (*2st)	DC 24V 250W	Maximaal rijden afstand	20 km
Obstakel klimmen	50mm	Statische stabiliteit	9°
Zitmaat	17,7/21 inch*	Klimhoek	6°

Aandacht:""**

1. Er zijn twee maten zitbreedte voor dit model, die kunnen worden bepaald door de informatie op de buitenste doos;
2. Met de breedte van het zadel wordt de breedte tussen het stuur bedoeld;

Toepassingsbereik

Onze elektrische rolstoel is voor gehandicapten en ouderen (minder dan 100 kg) als loopvoertuig gebruiken, geschikt voor gebruik binnenshuis. Niet op de snelwegen.

Contra-indicatie

Mensen die zich in de volgende omstandigheden bevinden: de bovenste ledematen reageren niet, hebben seniele dementie, zijn psychopathisch, kunnen niet voor zichzelf zorgen en de arts verzoekt hen het medicijn niet te gebruiken.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Beperkt kantoor 147, Centurion House, Londen
Weg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

ELEKTRISK RULSTOL

DRIFTSINSTRUKTIONER

MODELL: JRWD6012

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Elektrisk rullstol
Bruksanvisning**

MODELL: JRWD6012



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

KORREKT AVFALLSHANTERING

Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU.

Symbolen som visar en soptunna på hjul anger att

Produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta

gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol.

Produkter märkta som sådana får inte kasseras med normala inhemska avfall, men måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av el och elektroniska apparater.



Förord

Läs bruksanvisningen noggrant innan du tar produkten i bruk.

Den här manualen innehåller lösningar för drift, monteringsmetoder, och enkla fel

Denna manual gäller för vår modell: JRWD6012.

Denna manual innehåller rullstolsunderhåll och metoder för självkontroll, lägg den på rätt plats.

Vänligen tillhandahåll denna handbok som referens när andra människor ska använda denna rullstol.

Anteckningarna och illustrationerna i den här handboken kan vara något annorlunda med de riktiga delarna på grund av kvalitetsförbättring eller ändrad design. Behåll i naturåda.

Kontakta din återförsäljare om det finns några oklarheter eller frågor.

Felaktig användning av något fordon kan leda till skada. Osäker körning kan skada er själva och andra.

Den elektriska rullstolen är avsedd att bekvämt transportera personer med gångsvårigheter eller ingen gångförmåga.

Denna elektriska rullstol är utformad för att endast transportera 1 person.



Varningssymbol

Följ instruktionerna bredvid denna symbol noggrant.

Var uppmärksam på dessa instruktioner fysisk , annars skulle det resultera i skada eller skada på rullstolen eller miljön.

Produktintroduktion



Produktens prestanda

Denna serie av elektriska rullstolar drivs av Li-ion batteri, driven av DC motor. Användare styr riktning och justerar hastighet med joystickkontroll. Det är det lämplig för tillämpning av låg hastighet, bra väglag och liten lutning.

Säkerhetsinstruktioner

1. Huvudsakliga säkerhetsfunktioner

Klassificerad efter typ av skydd elektrisk stöt: Intern ström.

Klassificerad efter typ av skydd mot elektriska stötar: Typ B ansökan.

Klassificerad efter graden av inloppsvätskeskydd: IPX3.

Klassificerad enligt säkerheten vid användning i en brandfarlig anestesiblandning med luft eller gas blandad med syre eller dikväveoxid brandfarligt bedövningsmedel gaser förekommer: Icke AP/APG-typ.

Klassificerad enligt driftläge: Kontinuerlig drift.

Märkspänning: DC.24V.

Har ingen skyddande effekt på appliceringen av defibrillatorurladdning avsnitt.

Ingen signalutgång eller ingångsdel.

Ej permanent installerad utrustning.

2. Körmeddelande

Allmänna försiktighetsåtgärder vid körning

Håll händerna på armstödet för att styra rullstolen.

Vänligen öva i parker eller andra säkra öppna platser tills du kan använda rullstol skickligt.

Fullständig övningskörning på en säker plats, för att bemästra principen om att gå framåt, stanna och vända cirklar.

Innan du kör till vägen, vänligen åtföljs av vårdgivare och bekräfta att det är säkert.

Vänligen följ noga trafikreglerna för fotgängaren, se inte på dig själv som fordonsförare.

Kör på trottoaren och övergångsstället. Kör inte vidare fordonsfil.

Kör stadigt för att undvika att köra i Z-linjen eller skarp sväng.

I sällskap av vårdgivare eller undvik att köra under dessa förhållanden

Kör i dåligt väder, som regnig dag, kraftig dimma, stark vind, snö, etc.

Om rullstolen är våt, torka av vattnet omedelbart.

Kör på dåligt väglag, såsom lerigt, stig, sandväg, grus,

etc.

Kör på en trång väg.

Kör på utan stängselsida dike, damm, etc.

Tvärs över järnvägen.

När du måste över järnvägen, pausa vid avfarten för att bekräfta att det är säkert, och se till att däcken inte fastnar på järnvägen.

Den elektriska rullstolen är endast för personligt bruk, transportera inte personer eller varor, och inte för dragningsändamål.

Försiktighetsåtgärder för uppför och nedförsbacke

Undvik att köra på följande platser: branta backar, lutningsplatser, höga trappsteg, kanaler etc.

Undvik att köra i branta sluttningar, lutningsintervallet bör vara mindre än 9 grader. Använd styrenheten försiktigt när du kör i sluttningar.

Fortsätt att röra dig framåt i upp- eller nedförsbacke.

Sänk hastigheten under nedförsbacke.

Undvik att köra i sidled på branterna.

Förbjud körning på trappor och undvik att korsa höga trappsteg.

Undvik att korsa breda diken.

När du korsar diken, håll 90° vinkel mellan däcken och diken.



Ställ inte in rullstolen i manuellt läge under upp- och nedförsbacke.

Om rullstolen inte fungerar vid övergångsställe, vänligen omedelbart be förbipasserande om hjälp. Och ställ in rullstolen i manuellt läge, tryck sedan rullstol för att lämna platsen, eller användare för att komma bort från platsen till ett kassaskåp plats omedelbart.

Försiktighetsåtgärder för vårdgivare

Vårdgivare bör bekräfta att användarens fötter är på själva fotstöden placera och se till att kläderna inte fäster på hjulen.

Vårdgivare bör skjuta rullstolen för att gå framåt för att vara säker på brant sluttning eller lång sluttning.

Annat meddelande

Reparera och ommontera

Om den måste reparera eller montera om rullstolen, kontakta säljaren eller servicen avdelning. Modifiera inte själv. Det kan orsaka olycka eller rullstol felfunktion.

Håll torrt

Ställ inte rullstolen på våt plats. Om rullstolen är blöt, vänligen torka det omedelbart.



Utan vårt företags bekräftelse, ändra inte monteringen eller material i denna rullstol.

För att inte orsaka obalans, lägg inte till vikt godtyckligt. När någon sitter på rullstolen eller kopplingen är inte i manuellt läge, använd inte någon annan fordon för att dra eller skjuta rullstolen.

Serviceliv

Livslängden för denna produkt är 5 år efter tillverkningsdatum.

Använd produkten inom den begränsade perioden. Vänligen använd den inte utöver giltighetstiden i mer än ett år för att undvika olyckor.
Tillverkningsdatum: se etiketten.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Rullstolen ska bort från starka magnetfält och stora induktiv elektrisk utrustning, såsom radiostation, TV-station, underjordisk radiostation, mobiltelefon som sänder radiostation. Betala

Observera att om det finns källor till elektromagnetisk störning i närheten, så långt som bort från dessa källor för att undvika elektromagnetisk störning.

Den elektriska rullstolen bör undvika elektromagnetiska störningar.

Obs: Elektrisk rullstol bör uppfylla elektromagnetisk kompatibilitet krav på YY0505 standard.

Användaren bör installera och använda elektrisk rullstol baserat på tillhandahållen information om elektromagnetisk kompatibilitet. Bärbar och mobil RF-kommunikationsenhet ska påverka prestandan för elektrisk rullstol. Undvik därför stark elektromagnetisk effekt störningar, som nära mobiltelefon eller mikrovågsugn. Se bilagan för meddelande och tillverkarens uttalande.

Avstängningsspänningen för batteriet är 23V.

Elektrisk rullstol tillhör klass D i GB/T 18029.21-2012, en rullstol med elektronisk differentialstyrning och manuell broms.



Elektrisk rullstol ska inte sättas eller användas tillsammans med andra enheter. Om det är nödvändigt, kontrollera att elektrisk rullstol kan fungera normalt under omständigheterna.

Användning och drift

Justering av rullstol

Fäll ut rullstolen

En hand håller i ryggstödet, en annan hand håller i sätet och öppnar med våld (bild 1). Fäll ut rullstolen helt och fäst sedan låset som under ryggstödet (bild 2). Före användning, se till att låset är väl låst. Annars kommer det att orsaka veck vid körning.



Bild 1




Bild 2

Fäll ihop rullstol

Lossa låset (bild 3), håll sedan en hand i ryggstödet, en annan hand dra i sätet, fäll ihop det (bild 4).



Bild 3



Bild 4

Installera styrenheten

Sätt in styrenheten i armstödsröret. Observera att styrenheten ska hållas horisontell (bild 5). Och lås sedan skruven (bild 6).



Bild 5



Bild 6

Installera och byt ut batteri

Demontera

batteriet Dra ut batterikontakten (bild 7) och lossa sedan skruven (bild 8).



Bild 7



Bild 8

Installera batteriet

Sätt batterispåret i det bakre röret (bild 9), lossa skruven (bild 10). Anslut sedan batterikontakten med kontrollkontakten (bild 11).



Bild 9



Bild 10



Bild 11

Fotplatta

Fotplattan kan dras upp eller ner (bild 12).




Bild 12

Installera och demontera tippskydd

Tryck på knappen för att installera/demontera tippskyddet (bild 13-14)



Bild 13



Bild 14

Armstöd Flip-up

En hand trycker på armstödsknappen, en annan hand fäller upp armstödet (bild 15). Och tryck ner armstödet till rätt läge för att fixera armstöd (bild 16).



Bild 15



Bild 16

Ryggstödsjustering

- 1) Som visas i (bild 19), greppa handtaget hårt i riktning mot pil.
- 2) Luta dig tillbaka och släpp bromsspaken i en bekväm vinkel för den användare (bild 20).
- 3) När du återställer sittställningen, ställ dig upp först, greppa sedan handtaget som visas i (bild 19), och rullstolen kan återgå till sittläge.

Observera: Kör inte rullstolen i ryggstödsjusteringen

läge för att undvika fara.




bild 19




bild 20

Växla mellan manuellt läge och elektriskt läge

Manuellt läge: dra upp omkopplarspaken på vänster och höger motor (bild 17).

Elektriskt läge: dra ner omkopplarspaken på vänster och höger motor (bild 18).



Bild 17



Bild 18



När du byter rullstol från manuellt läge till elektriskt läge, se till att både vänster och höger omkopplare är i samma läge. Om inte, det kan orsaka vältning.

Batteri och laddare

Laddare Krav

Laddaren används för batteriladdning. Under elektrisk rullstol är laddar, använd den inte.

Laddare tekniska data

Inspänning: AC100-240V 50/60Hz

Utspänning: 24V/DC

Utström: 3,0A

Inträngningsskyddsnivå är IPX1. Laddaren ska uppfylla kravet av GB 4706.1-2005 och GB 4706.18-2005.

Användning av laddare

Typ 1 (ladda direkt i batteriet)

För att ladda batteriet, anslut laddaren med strömförsörjning och batterilådans kontakt. Gör enligt följande instruktioner för att slutföra laddningen behandla:

Steg 1: Se till att laddarens spår inte är blockerat.

Steg 2: Se till att den elektriska rullstolen är avstängd.

Steg 3: Koppla ur kontakterna som ansluter batterilådan och styrenheten.

Steg 4: Anslut laddarens utgångskontakt till batterilådans strömkontakt.

Steg 5: Anslut laddarens huvudkontakt till strömförsörjningen och den röda ljus

kommer att tändas. Full laddning behöver 8 till 10 timmar, överladda inte mer än 24 timmar.

Steg 6: För att förhindra förkortad batteritid, ladda batteriet kl minst en gång i månaden när rullstolen inte används.



Typ 2 (laddning via styrenhet)

För att ladda batteriet, anslut laddaren med strömförsörjning och kontrolluttag. Gör enligt följande instruktioner för att slutföra laddningen behandla:

Steg 1: Se till att laddarens spår inte är blockerat.

Steg 2: Se till att den elektriska rullstolen är avstängd.

Steg 3: Se till att batteriet och styrenheten är anslutna.

Steg 4: Anslut laddarens utgångskontakt till uttaget under kontroller.

Steg 5: Anslut laddarens huvudkontakt till strömförsörjningen och den röda ljuset kommer att tändas. Full laddning behöver 8 till 10 timmar, överladda inte mer än 24 timmar.

Steg 6: För att undvika att batteriets livslängd förkortas, ladda batteriet minst en gång i månaden när rullstolen inte används.



Sluta inte ladda förrän laddningsprocessen är klar. Upprepa användningen av batteri som inte är fulladdat kommer att förkorta batteriets livslängd, så batteriet ska vara fulladdat så mycket som möjligt. När batteriet är fulladdat, strömindikatorn blir grön. Sluta inte ladda innan den är helt laddad.

Efter avslutad laddning, stäng av strömförsörjningen, annars kommer batteriet urladdning långsamt. Ladda inte mer än 24 timmar. Överladdning är farlig.



Användare bör följa följande regler för att undvika laddningsfaror:

Den elektriska rullstolen inkluderar inte laddaren, använd nationella standardladdare att utspänningen är 24V/DC 1,5A~5A.

Den ska vara väl ventilerad vid laddning. Utsätt inte rullstolen till solljus och fuktig miljö.

Laddningsmiljöns temperaturintervall är från 10 °C till 50 °C. Om det är det utanför omgivningens temperaturintervall kan batteriet inte fungera och kan lätt skada batteriet.

Det är normalt att fläkten avger ett ljud under laddning. Den är till för att kyla laddare, oroa dig inte för det.

Förhindra att vätska kommer in i laddaren under laddning. Och placera inte laddare på de brandfarliga föremålen, såsom: bränsle, fotstöd eller sittdyna. Håll dig borta från lågorna när du laddar batteriet. Lågorna kan orsaka batteribrand eller explosion.

Laddning gör väte, rök inte under laddning.

Koppla inte bort strömförsörjningen när uttaget eller händerna är våta, det kan orsaka elektriska stötar. Om en oförutsägbar olycka inträffar och skada användaren, använd eller sitt inte på den elektriska rullstolen när laddning.

Användning och underhåll av batteri

Felaktig användning av batteribyte kan orsaka explosionsrisk. Endast samma eller rekommenderade batterityp är lämplig för utbyte. Och se till att batteripolerna är korrekta. Nyckelpunkter för att förlänga batteritid: ladda ofta för att hålla batteriet fullt. Det är bättre att fullt ut ladda batteriet om rullstolen inte används. Om sluta använda för en lång tid är det bättre att ladda två gånger per månad.

Systemdiagnos

När indikatorlamporna blinkar betyder det att rullstolen har abnormiteter. Avvikelserna kan förekomma i följande delar: motorer, bromsar, batteri, ledningsanslutningar etc. Genom produktens inre informationssamråd, kan det onormala tillståndets egendom vara detekteras av diagnostsignalen. Den onormala situationen kan upptäckas utan andra serviceverktyg.

Ljudsignalindikering

Beskrivning av LED-ljus	Betydelsen av LED-ljus	Förklaring & Lösning
Alla LED-lampor är släckt med nr ljud	Strömmen är avstängd, rullstol är i standby- eller viloläge. Strömmen är dåligt kontaktad. Säkringen löser eller brinner ut.	
Alla LED-lampor är belyst	Strömmen slås på, och självdiagnos fungerar, den elektriska rullstolen kan fungera bra.	Mindre LED-lampor tänds, mindre batterikraft återstående.
Den röda längst till vänster LED-lampan är tänd	Batteriet är ytterst otillräcklig.	Att ladda omedelbart. Eller batteriet är fel som inte kunna ladda.
Två korta pip, LED-lampor blinkar dubbelt	Den vänstra motorn är felfunktion.	Den vänstra motorn är dåligt ansluten eller tråden är osammanhängande.
Tre korta pip, LED-lampor blinka tre gånger	Den vänstra magnetbromsen är felfunktion.	Den vänstra magnetiska bromsen är dålig ansluten eller kabeln är bortkopplad
Fyra korta pip, LED-lampor blinkar fyra gånger	Rätt motor är felfunktion.	Rätt motor är dåligt ansluten eller tråden är osammanhängande.
Fem korta pip, LED-lampor blinkar fem gånger	Rätt magnetbroms är felfunktion.	Rätt magnet bromsen är dålig ansluten eller kabeln är bortkopplad

Sex korta pip, LED-lampor blinkar sex gånger	styrenheten är i överström skyddsstatus.	Kontrollera bromsarna och kontrollera om motordrivning mekanismen har fastnat. Kontrollera strömmen genom amperemeter, om den inte är det överdriven ström, kanske styrenhet är felfunktion.
Sju korta pip, LED-lampor blinka sju gånger	Joysticken fungerar inte	Joystick gör det inte återställa, eller kontakten är lös.
Åtta korta pip, LED-lampor blinka åtta gånger	styrenheten är felaktig.	Vänligen rådfråga din återförsäljare för underhåll.
Nio korta pip, LED-lampor blinkar nio gånger	styrenheten är felaktig.	Vänligen rådfråga servicecenter för underhåll.

Kontroller

Kontrollpanel



Kontrollanvändning

Strömbrytare



Tryck på den här knappen, lamporna på batterimätaren tänds på från vänster till höger. Tryck igen, alla LED-lampor är släckta.



I vissa nödsituationer kan du stänga av strömmen direkt med tryckström knapp.

Viloläge

Om joysticken inte har använts på mer än 20 minuter, stängs strömmen av automatiskt och systemet i viloläge kommer systemet att väckas från viloläge genom att trycka på strömbrytaren.

Hastighetsjustering

Enligt användarens vanor och omständigheterna, rullstolskörning hastigheten är justerbar. Justera hastigheten genom att trycka på minska eller öka knapp.



Hastigheten är uppdelad i fem sektioner, varierade med 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 % av maxhastigheten. Första växeln av hastighet: 20% av max hastighet. Femte växeln: 100 % av maxhastigheten.

Hornknapp



Tryck på signalhornsknappen, signalhornet ljuder tills du släpper knappen.

Batterimätare



När du har slagit på strömmen är batterimätaren

arbetssätt. Batterimätaren visar också återstående batterikapacitet
kapacitet. Som bilden visas är batteriet fullt.

När det bara lyser den röda eller gula LED-lampan ska batteriet lysa
laddad. Och för långdistanskörning bör batteriet vara fullt
laddad. Om bara den röda LED-lampan lyser är batterikapaciteten extremt
otillräckligt måste användarna ladda batteriet så snart som möjligt.

Mute-knapp



Tryck på mute-knappen, alla ljud stängs av, utom
hornet.

SOS



Tryck länge på SOS, det kommer att sända "hjälp mig".

Användning av joystick



Rullstolens rörelseriktning styrs av joysticken.

Joystickens rörliga utsträckning styr också rörelsehastigheten.



Slå på eller stäng av strömmen när joysticken är i mitten

placera. Annars kommer styrenheten att släppa ut felaktig driftsignal.

Släpp joysticken till mitten, detta misstag kommer att sluta. Om felet fortfarande är kvar
fortsätter, kanske denna del är fel, använd den inte och kontakta den
din återförsäljare för underhåll.

Lägesväxling

Stäng engelsk sändning 1.

När kontrollenheten är påslagen, tryck och håll först signalhornsknappen samtidigt som du håller den nedtryckt "y" Tryck på knappen tills batteriindikatorlampan blinkar, släpp sedan knappen, Som visas i figur A&B; 2. Tryck på "y" Siffertangenten, vrid hastighetsindikatorlampan till läget längst till vänster, Som visas i figur C; 3. Stäng av och slå sedan på enheten för att växla den engelska röstsändningen till Didi-ljud;



(A)



(B)



(C)

Öppna den engelska sändningen

1. När kontrollenheten är påslagen, tryck och håll först signalhornsknappen medan du håller den nedtryckt "y" Tryck på knappen tills batteriindikatorlampan blinkar, släpp sedan knappen, Som visas i figur D&E; 2. Tryck på "y" Sifferknapp, vrid hastighetsindikatorlampan längst till höger, Som visas i figur F; 3. Stäng av och slå sedan på enheten för att växla från Didi-ljud till engelska röstsändningar;



(D)



(OCH)



(F)

Underhåll

Underhåll av rullstol inkluderar ren rullstol, kontrollhjul och batteri och ladda batteriet.

Kontakta din återförsäljare för ytterligare underhåll. Vårt förslag är kontroll av rullstolen varje halvår, årlig översyn.

Rengöring och batteriunderhåll

Rengör rullstol

Rengör rullstolen regelbundet. Rengör de delar som är ofta berört med användarens kropp (såsom kudde, armstöd, kontroller) av en ren och lätt blöt trasa. Använd inte organiska lösningsmedel för att rengöra. Om det är en patienten ska rullstolen rengöras en gång i veckan. Om rullstol används av ett smittsamt offer, den ska rengöras och desinficeras med desinfektionsmedel.

Hjul

Kontrollera regelbundet däckens och deras slitage. När däckets trampar mönsterdjup minska till 1 mm, byt ut nytt däck.

Batteri

För att se till att batteriet är fulladdat ofta. För att förlänga batteritid rekommenderar vi starkt användare att inte ladda förrän batteriet är slut helt utan ström.

Rullstolsfel och kontroll

När fel uppstår när rullstolen fungerar, vänd stäng av strömmen innan kontroll. Symptom: helt förlora ström, och alla LED-lamporna på kontrollpanelen är släckta.

Kontrollera steg:

Steg 1: För att kontrollera om kontrollenhetens kontakt är lös.

Steg 2: För att kontrollera om anslutningen av styrenhetens kontakt och batterilåda är lösa. Sätt i kontakten igen (håll i kontakten när du drar ut den

plugg. Dra inte i tråden för att undvika onödig skada på tråden).

Efter ovanstående kontroll, om rullstolen fortfarande inte kan återställa strömmen, eller om användare har några frågor för ovanstående kontroll, kontakta din återförsäljare.



Regulatorn har ett diagnosystem för att övervaka regulatorn och motor. Eventuella fel på dessa delar indikeras av styrenheten. För mer information, vänligen se kapitlet för ljudsignalindikering.

Underhållskontroll

Följande är en checklista, elektrisk rullstol ska vara ordinär kontrolleras enligt vårt förslag. När du stiger på eller av rullstol, viss självkontroll görs automatiskt. För mer din uppmärksamhet, vi listar särskilt dessa självkontrollerande objekt i A-området.

Området	Före användning, kontrollera om följande delar är korrekta: 1.Ryggstöd 2.Armstöd 3.Styrarens position 4.Fotstöd 5.batterikraft 6.Kopplings-/justeringsspak för omställning mellan manuellt läge och elektriskt läge
B-området	Kontrollera följande delar varje månad för att undvika originaldelar tappas eller bär 1. Skruvar 2. Bromsar 3. Kopplings-/justeringsspak för omställning mellan manuell läge och elektriskt läge 4. Fram- och bakhjulen och deras slitbanemönsterdjup 5. Anslutningar för styrenhet och laddare
C-område	För säkerhets skull krävs ett halvårligt övergripande underhåll.

Garantifrågor

Garantiinnehåll

Vi designar den här rullstolen noggrant åt dig. Om det finns olämpliga material eller tillverkning tillhandahåller vi gratis reparation och livslång underhåll enligt tid och villkor i garantikort.

Garantin täcker inte under dessa villkor

Subjektivt intryck, inga funktionsproblem. Användning och åldrande förlust (beläggning och pläteringsyta, naturfärgning av hartser, etc).

Underhåll är inte tillämpligt när följande händer

Kontrollera inte regelbundet våra angivna problem.

Felaktigt eller felaktigt underhåll. Annan drift med vår manual eller överbelastning

Otillåtna ändringar

Yttre faktor såsom: sot, läkemedel, fågelspillning, surt regn, flygande sten, metallpulver etc. Naturkatastrofer som: tyfoner, översvämningar, bränder, jordbävningar etc.

Följande avgifter täcks inte

Byte av förbrukningsmaterial såsom däck, säkring, plastdelar, glasdelar, smörjmedel etc.

Avgifter för inspektion, justering, fyll på olja, rengöring etc. Avgifter för regelbunden kontroll som specificeras av vår fabrik.

Otillåtna ändringar

Utauktoriserade servicecenter upprätthåller kostnaderna.

Kunder uppmärksamma följande försiktighetsåtgärder

För att göra garantin giltig har kunderna skyldighet att följa nedan varningar: Korrekt testa och köra elrullstolen som manuella instruktioner.

Daglig kontroll.

Implementera kontrolltipsen enligt vårt förslag.

Garanti acceptabel

Om garanti behövs, vänligen ta elrullstolen och visa efter försäljningsservicekort till vårt servicecenter för garantiservice. Om användaren kan inte tillhandahålla servicekortet tjänsten tillhandahålls inte.

Skydda miljön

För att skydda miljön, varje skadad eller skrapad del av kraften
rullstol bör backas till vår fabrik eller överlämnas till staten
Avdelning kasseras, kastade inte slumpmässigt.

Garantin gäller

Servicekortet är giltigt från stämplat datum. Denna produkt
garanti 1 år under normala driftsförhållanden. Förbrukningsdelar
(såsom: batteriset, kudde, däck, sidobräda, armstödsdyna, etc.) är det inte
under garantiområdet.

Andra

Skick för transport och förvaring

Under transport och förvaring ska elrullstolen vara korrekt
placeras som märkt indikation.

Transport bör undvikas fukt och solljus och bort från
värmesurs.

Om elektriska delar är skadade på grund av fukt, vänligen undvik att förvara
rullstolen i regn, utomhus och fukt.

Lagringsskick:

Omgivningstemperatur -40°C+55°C;

Relativ luftfuktighet 80%;

Lufttryck 86kPa-106kPa.

Bilaga till rapporten --- Tillverkarens deklARATION av EUT

1	Vägledning och tillverkardeklARATION – elektromagnetisk emission
2	ELEKTRISKA RULLSTOLEN är avsedd för användning i elektromagnetisk miljö som anges nedan. Kunden eller användaren av ELEKTRISK RULLSTOL bör se till att den används i en sådan miljö.

3	Utsläppstest	Efterlevnad	Elektromagnetisk miljö - vägledning
4	RF-emissioner CISPR 11	Grupp 1	Den ELEKTRISKA RULLSTOLEN använder endast RF-energi för sin interna funktion. Därför är dess RF-emissioner mycket låga och kommer sannolikt inte att orsaka störningar i närliggande elektronisk utrustning.
5	RF-emissioner CISPR 11	Klass B	Den elektriska rullstolen är lämplig för användning i alla anläggningar, inklusive hushållsanläggningar och de som är direkt anslutna till det offentliga lågspänningsnätet som försörjer byggnader som används för hushållsändamål.
6	Harmoniska utsläpp IEC 61000-3-2	Klass A	
7	Spänningsfluktuationer / IEC 61000-3-3	Följer limmeremissioner	

Rekommenderade separationsavstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning och den elektriska rullstolen

Den elektriska rullstolen är avsedd för användning i en elektromagnetisk miljö där utstrålade RF-störningar är kontrollerade. Kunden eller användaren av den ELEKTRISKA RULLSTOLEN kan hjälpa till att förhindra elektromagnetisk störning genom att upprätthålla ett minimiavstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning (sändare) och den ELEKTRISKA RULLSTOLEN enligt rekommendationerna nedan, i enlighet med kommunikationsutrustningens maximala uteffekt.

Bedömd max sändarens utgång I	Separationsavstånd enligt frekvens av sändare m		
	150 kHz to 80 MHz $d = [\frac{3.5}{V_1}] \sqrt{P}$	26 MHz to 800 MHz $d = [\frac{3.5}{E_1}] \sqrt{P}$	800 MHz to 2.5 GHz $d = [\frac{7}{E_1}] \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,018	0,0345
0,1	0,38	0,057	0,1095
1	1.2	0,18	0,345
10	3.8	0,57	1,095
100	12	1.8	3,45

För sändare med en maximal uteffekt som inte anges ovan rekommenderat separationsavstånd d i meter (m) kan uppskattas med den ekvation som gäller för sändarens frekvens, där P är sändarens maximala uteffekt i watt (W) enligt sändartillverkaren.

NOTERA 1 Vid 80 MHz och 800 MHz, separationsavståndet för de högre frekvensområdet gäller.

NOT 2 Dessa riktlinjer kanske inte gäller i alla situationer. Elektromagnetisk Utbredningen påverkas av absorption och reflektion från strukturer, föremål och människor.

Vägledning och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk immunitet

Den ELEKTRISKA RULLSTOLEN är avsedd för användning i den

elektromagnetiska miljö som anges nedan.

Kunden eller användaren av den ELEKTRISKA RULLSTOLEN bör försäkra sig om att den används i en sådan miljö.

Immunitetstest	IEC 60601 testnivå	Efterlevnadsnivå	Elektromagnetisk miljö -vägledning
Elektrostatisk urladdning (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV kontakt ± 8 kV luft	±6 kV kontakt ± 8 kV luft	Golv ska vara av trä, betong eller keramiska plattor. Om golv är täckta med syntetmaterial bör den relativa luftfuktigheten vara minst 30 %.
Elektrostatisk transient/ burst IEC 61000-4-4	± 2 kV för strömförsörjningsledning för styr- och/eller utgångsledningar	±2 kV för strömförsörjningsledning för styr- och/eller utgångsledningar	Nätström kvaliteten bör vara den för en typisk kommersiell miljö eller sjukhusmiljö.
Små IEC 61000-4-5	± 1 kV differentially ± 2 kV gemensam läge	±1 kV differentially ±2 kV gemensam läge	Nätström kvaliteten bör vara den för en typisk kommersiell miljö eller sjukhusmiljö.
Spänningsfall, korta avbrott och spänning	< 5 % UT (>95 % nedgång i UT) under 0,5 cykel 40 % UT	< 5 % UT (>95 % nedgång i UT) under 0,5 cykel 40 % UT	Nätström kvaliteten bör vara den för en typisk kommersiell miljö eller sjukhusmiljö. Om användaren av

variationer på ingångsledningar för strömförsörjningen IEC 61000-4-11	(60 % dopp i UT) i 5 cykler 70 % UT (30 % dopp i UT) i 25 cykler < 5 % UT (>95 % nedgång i UT) i 5 sek	(60 % dopp i UT) i 5 cykler 70 % UT (30 % dopp i UT) i 25 cykler < 5 % UT (>95 % dopp i UT) för 5 sek	ELEKTRISK RULSTOL kräver fortsatt drift under strömavbrott, det rekommenderas att den EL-RULLSTOL drivs från en avbrottsfri strömkälla eller ett batteri.
Strömfrekvens (50/60 Hz) magnetfält IEC 61000-4-8	30A/m	30A/m	
OBS: UT är nätspänningen innan testnivån appliceras.			

Vägledning och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk immunitet

Den ELEKTRISKA RULLSTOLEN är avsedd för användning i den elektromagnetiska miljö som anges nedan.
Kunden eller användaren av den ELEKTRISKA RULLSTOLEN bör försäkra sig om att den används i en sådan miljö.

Immunitetstest	IEC 60601 testnivå	Efterlevnadsnivå	Elektromagnetisk miljö - vägledning
-----------------------	-------------------------------	-------------------------	--

Genomförd RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz till 80 MHz	—	Bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning bör inte användas närmare någon del av den ELEKTRISKA RULSTOLEN, inklusive kablar, än det rekommenderade separationsavståndet beräknat från ekvationen som gäller för sändarens frekvens. Rekommenderat separationsavstånd $d = \left[\frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P}$ 80 MHz to 800 MHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$ 800 MHz to 2.5 GHz
Utstrålade RF IEC 61000-4-3	20 V/m 26 MHz till 2,5 GHz	20V/m	där p är sändarens maximala uteffekt i watt (W) enligt sändartillverkaren och d är det rekommenderade separationsavståndet i meter (m).b Fältstyrkor från fasta RF-sändare, som fastställts av en elektromagnetisk platsundersökning,a bör vara mindre än överensstämmelsenivån i varje frekvensområde.b Störningar kan uppstå i närheten av utrustning märkt med följande symbol: 

OBS 1 Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det högre frekvensområdet.

NOT 2 Dessa riktlinjer kanske inte gäller i alla situationer.

Elektromagnetisk påverkas av absorption och reflektion från strukturer, föremål och människor.

ÄFältstyrkor från fasta sändare, såsom basstationer för radio (mobil/trådlösa) telefoner och landmobilradio, amatörradio, AM och FM-radiosändningar och TV-sändningar kan inte förutsägas teoretiskt med noggrannhet. För att bedöma den elektromagnetiska miljön på grund av fast RF

sändare bör en elektromagnetisk platsundersökning övervägas. Om uppmätt fältstyrka på den plats där ELECTRIC

RULSTOL som används överskrider tillämplig RF-överensstämmelsenivå ovan ska den ELEKTRISKA RULLSTOLEN observeras för att verifiera normal drift.

Om onormal prestanda observeras kan ytterligare åtgärder vidtas nödvändigt, till exempel omorientering eller omplacering av ELECTRIC RULLSTOL.

BöÖver frekvensområdet 150 kHz till 80 MHz bör fältstyrkorna vara mindre än 3V/m

Prestandaparametrar

Huvudsakliga tekniska data	JRWD6012		
Max lastvikt	136 kg	Hastighet	1~6 km/h
Batteriladdare	AC 100~240V, 50/60Hz, 1,5A	Framhjul diameter	8 tum
Batteri	DC 24V 12AH Li-jon	Bakhjul diameter	12 tum
Motor (*2st)	DC 24V 250W	Max körning avstånd	20 km
Hinderklättring	50 mm	Statisk stabilitet	9°
Sitsstorlek	17,7/21 tum*	Klättervinkel	6°

Uppmärksamhet: "*"

1. Det finns två storlekar av sitsbredd för denna modell, vilket kan vara bestämt av informationen om den yttre lådan;
2. Sitsens bredd avser bredden mellan styret;

Användningsområde

Vår elektriska rullstol är för funktionshindrade och äldre personer (mindre än 100 kg) används som gångfordon, lämplig för inomhusbruk. Kör inte på motorvägar.

Kontraindikation

Människor som är under dessa omständigheter: Övre extremiteten svarar inte, senil demens, psykopat, fysiologi kan inte ta hand om sig själva, och läkare begär att inte använda.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support