




SPECTRA LED Neck Mask

Przed użyciem należy dokładnie
zapoznać się z instrukcją obsługi

Language Navigation

Polski – strona 3

English – page 8

Deutsch – Seite 14

Parametry produktu

Nazwa produktu: Spectra LED Photon

Neck Tender Black

Model produktu: SM2327

Wymiary produktu: 338x220x4.7mm

Waga netto: 186g

Zawartość zestawu:

- Maska LED
- Pilot do sterowania
- Przewód do ładowania DC
- Regulowane zapięcie nylonowe

Napięcie ładowania: 5V/2A

Napięcie robocze: $\leq 3.7V$

Napięcie znamionowe: $\leq 4.7V$

Pojemność akumulatora: 2200 mAh
(bateria litowa)

Liczba LED: 62 grupy

Klasa wodoodporności: IPX7

Kraj produkcji: Chiny


Opis urządzenia

Urządzenie to nowoczesna maska LED na szyję, przeznaczona do domowej fototerapii skóry. Jest lekka, składana i wygodna w użyciu. Obudowa została wykonana z elastycznego silikonu medycznego, który dopasowuje się do kształtu szyi, zapewniając komfort noszenia. Regulowane zapięcie z nylonu umożliwia łatwe dopasowanie do różnych użytkowników.


Model do pielęgnacji szyi wyposażony jest w 62 grupy diod LED, co łącznie daje 248 wysokiej jakości diod, z których każda zawiera cztery chipy w jednej strukturze. Diody te emitują światło w czterech długościach fal:

Czerwone światło (630 nm) – poprawia elastyczność i jędrność skóry,
Niebieskie światło (460 nm) – działa przeciwzapalnie, redukuje zmiany trądzikowe,
Żółte światło (590 nm) – rozjaśnia cerę i ujednolica koloryt,
Podczerwień (850 nm) – działa głęboko regenerująco.


Za pomocą dołączonego kontrolera użytkownik może wybrać jeden z trzech poziomów intensywności światła, a także ustawić czas trwania zabiegu według własnych potrzeb. Światłoterapia oparta na tych długościach fal wspiera naturalne procesy regeneracyjne skóry, pobudza produkcję kolagenu i elastyny oraz poprawia ogólny wygląd i kondycję skóry szyi.




Maska LED



Pilot do sterowania



Kabel do ładowania



Regulowane zapięcie nylonowe

Tryb światła

-  Światło czerwone (630nm): Poziom 1, 2, 3
-  Światło niebieskie (460 nm): poziom 1, 2, 3
-  Światło żółte (590 nm): poziom 1, 2, 3
-  Światło mieszane (kombinacja): poziom 1, 2, 3

Światło podczerwone może być sterowane niezależnie lub używane w połączeniu z innymi trybami.

Działanie światła



Czerwone światło – 630 nm

Działa przeciwstarzeniowo, wspomaga produkcję kolagenu, ujędrnia skórę i poprawia jej elastyczność.



Niebieskie światło – 460 nm

Dezynfekuje skórę, zwalcza bakterie powodujące trądzik, redukuje stany zapalne i blizny, zwiększa natlenienie skóry.



Żółte światło – 590 nm

Wyrównuje koloryt skóry, pobudza krążenie krwi, zmniejsza zaczerwienienia, opuchliznę i drobne zmarszczki.



Podczerwień – 850 nm

Regeneruje skórę, poprawia krążenie, zwiększa nawilżenie i wspiera głęboką odbudowę.

Ważna informacja

1. Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować baterię maski.
2. Podczas ładowania wskaźnik LED na kontrolerze zacznie migać. Po zakończeniu ładowania, ekran pozostanie podświetlony. Szacowany czas ładowania to około 4 godziny.
3. Regulowane napięcie na rzep umożliwia wygodne dopasowanie maski. Aby prawidłowo założyć maskę, przełóż pasek przez otwór po dwóch stronach owiń go wokół szyi i dokładnie zamocuj.
4. Tryby pracy i efekty działania urządzenia na szyję są identyczne jak w masce do twarzy.

Kontroler urządzenia



Obsługa urządzenia

1. **Podczas ładowania:** ikona zasilania sygnalizuje to przez tzw. „oddychające światło” (migające). Po pełnym naładowaniu dioda świeci światłem ciągłym. Gdy napięcie baterii spadnie do 3,0V, kontrolka zacznie migać i urządzenie wyłączy się automatycznie po ok. 5 sekundach, emitując sygnał dźwiękowy przypominający o konieczności ładowania.
2. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 2,5 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Po włączeniu, pojawi się czerwona kontrolka (R).

Domyślnie urządzenie uruchamia się na 1. poziomie mocy.

Naciśnij przycisk E, aby zmieniać poziom intensywności światła: poziom 2 i poziom 3 są jaśniejsze.

Naciśnij krótko przycisk M, aby zmieniać tryby światła – np. światło żółte (Y).

Po jego aktywacji urządzenie wróci do trybu 1.

Ponownie naciskając E, przełączasz się kolejno na poziom 2 i 3.

Następnie możesz wrócić do M, aby aktywować niebieskie światło (B), a także wybrać kombinację trzech kolorów jednocześnie (G).

Naciśnij M jeszcze raz, aby przejść do niezależnego trybu światła podczerwonego (NiR) – wszystkie pozostałe światła zostaną wyłączone.

3. Gdy światło podczerwone (NiR) jest wyłączone, naciśnij przycisk NiR, aby je aktywować. Ponowne naciśnięcie wyłącza funkcję podczerwieni. Tryb ten można łączyć dowolnie z innymi światłami.
4. **Aby wyłączyć urządzenie**, przytrzymaj przycisk przez 2,5 sekundy.
5. Podczas podłączania lub odłączania przewodu zasilającego słychać dźwiękowy sygnał (bip).
6. Urządzenie może być włączone również podczas ładowania. Po zakończeniu pracy naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania – urządzenie wyłączy się i automatycznie przejdzie w tryb ładowania.

Środki ostrożności

1. Stosuj urządzenie zgodnie z instrukcją.

Używanie go w sposób niezgodny z zaleceniami może prowadzić do uszkodzenia sprzętu lub niepożądanych reakcji.

2. Nie używaj urządzenia w celach innych niż wskazane.

To produkt przeznaczony wyłącznie do zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie z opisanym przeznaczeniem.

3. Nie stosować u kobiet w ciąży, karmiących oraz dzieci.

4. Unikaj stosowania, jeśli masz choroby skóry lub inne poważne problemy zdrowotne.

W przypadku chorób autoimmunologicznych, nadwrażliwości na światło (fotosensytywność), tocznia, egzemy, albinizmu lub poważnych zaburzeń neurologicznych i psychicznych – stosowanie urządzenia może być przeciwwskazane. W takich przypadkach należy skonsultować się z lekarzem (np. dermatologiem).

5. Nie używaj, jeśli cierpisz na nadwrażliwość na światło (fotosensytywność).

U osób z tą przypadłością może dojść do poważnych reakcji skórnych.

6. Zawsze chroń oczy podczas użytkowania.

Zaleca się używanie okularów ochronnych i zamykanie oczu. W przypadku chorób genetycznych oczu – nie używaj maski LED.

7. W przypadku jakiegokolwiek dyskomfortu – natychmiast przerwij użytkowanie.

8. Urządzenie nie jest wodoodporne.

Nie zanurzaj go w wodzie ani nie płucz. Jeśli podejrzewasz kontakt z wodą – nie używaj go.

9. Nie używaj produktu u niemowląt i dzieci.

Przechowuj z dala od ich zasięgu.

10. Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone.

Złamane elementy mogą spowodować nieprawidłowe działanie lub obrażenia.

11. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.

Nie rozkręcaj, nie modyfikuj ani nie naprawiaj samodzielnie urządzenia – może to grozić porażeniem lub trwałym uszkodzeniem.

12. Zalecana częstotliwość stosowania:

3–4 razy w tygodniu, przez 15–25 minut w jednej sesji.

Czyszczenie i konserwacja

- Po każdym użyciu przetrzyj powierzchnię maski suchą, miękką ściereczką (np. z mikrofibry), aby usunąć pot, kurz i resztki kosmetyków.
- Nie używaj wody, detergentów, alkoholu ani środków chemicznych – mogą uszkodzić powierzchnię silikonu lub diody LED.
- Nie zanurzaj maski ani kontrolera w wodzie. Urządzenie nie jest wodoodporne.
- Przechowuj produkt w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła, promieni słonecznych i wilgoci.
- Unikaj zginania maski pod dużym kątem – może to uszkodzić obwody LED wewnątrz.
- Nie ciągnij za przewody ani nie naciskaj mocno na elementy sterujące.
- W razie dłuższego nieużywania – naładuj baterię przynajmniej raz na 1–2 miesiące, aby uniknąć jej całkowitego rozładowania.

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę używać maski codziennie?

– Zaleca się stosowanie 3–4 razy w tygodniu, przez 15–25 minut. Zbyt częste użycie może podrażniać skórę.

Czy mogę używać maski po zastosowaniu kosmetyków?

– Nie stosuj maski bezpośrednio po użyciu produktów zawierających kwasy, retinol lub inne składniki światłoczułe. Odczekaj przynajmniej kilka godzin lub wykonaj zabieg na czystą skórę.

Czy mogę używać maski w okolicach oczu?

– Zaleca się zamykanie oczu podczas zabiegu i używanie okularów ochronnych. Nie kieruj światła bezpośrednio na oczy.

Czy urządzenie jest wodoodporne?

– Nie. Maski ani kontroler nie są odporne na wodę. Nie należy ich myć pod bieżącą wodą ani zanurzać.

Jak długo trwa ładowanie urządzenia?

– Pełne ładowanie zajmuje około 4 godziny. Wskaźnik LED przestaje migać, gdy bateria jest naładowana.

Czy mogę używać maski w ciąży?

– Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży lub karmiących bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Czy maskę mogą używać dzieci?

– Nie. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie dla osób dorosłych.

Co oznaczają kolory światła?

– Każdy kolor ma inne działanie: czerwony – przeciwmarszczkowy, niebieski – przeciwtrądzikowy, żółty – rozjaśniający, podczerwień – regenerujący.



Niniejszy produkt spełnia wymagania następujących dyrektyw Unii Europejskiej:

Dyrektywa RE 2014/30/UE –
Kompatybilność elektromagnetyczna
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE – Ograniczenie
stosowania substancji niebezpiecznych



Przekreślony symbol pojemnika na śmieci oznacza, że na terenie Unii Europejskiej po zakończeniu użytkowania produktu należy się go pozbyć w osobnym, specjalnie do tego przeznaczonym punkcie. Nie należy wyrzucać tego produktu razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

THE BOSS IS HERE.



Magnum RF Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 71
18-300 Zambrów, Polska
NIP:7231638410
REGON:386610073
KRS:0000894731

www.boste.eu

English

Product Specifications

Product name: Spectra LED Photon Neck
Tender Black
Model: SM2327

Dimensions: 338 × 220 × 47.7 mm

Net weigh: 180 g

Included in the set::

- LED neck mask
- Remote control
- DC Charging Cable
- Adjustable nylon strap

Charging voltage: 5V/1A

Operating current: ≤ 3.5A

Rated voltage: ≤ 4.7V

Battery capacity: 2200 mAh (lithium)

Number of LEDs: 62 groups

Water resistance rating: IPX7

Country of origin: Chiny


Product Description

This is a modern LED neck mask designed for home-use phototherapy skincare. It is lightweight, foldable, and easy to use. The housing is made of flexible medical-grade silicone that adapts to the shape of the neck, ensuring wearing comfort. The adjustable nylon strap allows easy customization for different users.


The neck care model is equipped with 62 LED groups, totaling 248 high-quality LED diodes, each with four chips built into one unit. The LEDs emit light in four different wavelengths:

- Red light (630 nm) – improves skin elasticity and firmness
- Blue light (460 nm) – anti-inflammatory effect, reduces acne and breakouts
- Yellow light (590 nm) – brightens and evens out skin tone
- Infrared (850 nm) – penetrates deeply to support regeneration


Using the included controller, the user can select from three intensity levels and adjust session duration based on personal needs. Light therapy based on these wavelengths supports the skin's natural regenerative processes, stimulates collagen and elastin production, and helps improve the overall appearance and condition of the neck.




LED neck mask



Remote control



DC Charging Cable



Adjustable nylon buckle

Light Modes

-  Red Light (630 nm): Level 1, 2, 3
-  Blue Light (460 nm): Level 1, 2, 3
-  Yellow Light (590 nm): Level 1, 2, 3
-  Mixed Light (Combination): Level 1, 2, 3

Infrared light can be controlled independently or used in combination with other light modes.

Działanie światła



Red Light – 630 nm

Anti-aging effect, supports collagen production, firms the skin, and improves elasticity.



Blue Light – 460 nm

Sterilizes the skin, eliminates acne-causing bacteria, reduces inflammation and scars, and increases skin oxygenation.



Yellow Light – 590 nm

Evens skin tone, boosts blood circulation, reduces redness, puffiness, and fine lines.



Infrared – 850 nm

Regenerates the skin, improves blood circulation, enhances hydration, and supports deep skin repair.

Important Information

- Before first use, make sure to fully charge the mask battery.
- During charging, the LED indicator on the controller will start blinking. Once charging is complete, the display will stay lit.
Estimated charging time is approximately 4 hours.
- The adjustable Velcro strap allows for a comfortable and secure fit.
To properly wear the mask, thread the strap through the openings on both sides, wrap it around your neck, and fasten it securely.
- The operating modes and treatment effects of the neck device are identical to those of the face mask.

Device Controller



Device Operation

- During charging:** The power icon signals this with a "breathing light" (blinking). After full charging, the indicator will stay steadily lit.
When the battery voltage drops to 3.0V, the indicator will blink and the device will shut down automatically after approx. 5 seconds, with a beep sound reminding the user to recharge.
- Press and hold the power button for 2.5 seconds:** to turn the device on or off. When turned on, the red indicator (R) will appear. By default, the device starts at power level 1.

Press the E button to change the light intensity level: level 2 and level 3 are brighter.
Short press the M button to change the light color mode – e.g., yellow light (Y).
After selecting yellow, the device returns to level 1.
Press the E button again to switch to level 2 or level 3.
Then you can press M again to activate blue light (B), or press it again to activate a combination of three light colors (G).
Press M once more to switch to independent infrared mode (NIR) – all other lights will be turned off and only the infrared function will remain.
- When infrared (NIR) light is off press the NIR button to activate it.**
Press the button again to turn it off. The infrared function can be used alone or combined with other light modes.
- To turn off the device, press and hold the power button for 2.5 seconds.**
- When connecting or disconnecting the charging cable, a buzzer will emit a prompt sound (beep).
- The device can remain on while charging. After use, press and hold the power button – the device will shut down and automatically switch to charging mode.

Precautions

- 1. Use the device strictly according to the manual.**
Improper use may lead to equipment damage or unexpected reactions.
- 2. Do not use the device for purposes other than those intended.**
This product is designed exclusively for cosmetic skincare treatments.
- 3. Not suitable for pregnant or breastfeeding women, or children.**
- 4. Avoid using if you have skin conditions or other serious health issues.**
If you suffer from autoimmune diseases, light sensitivity (photosensitivity), lupus, eczema, albinism, or neurological/mental disorders — the use of this device may be contraindicated. Always consult a doctor (e.g. dermatologist) before use.
- 5. Do not use if you have light sensitivity (photosensitivity).**
It may cause severe skin reactions in individuals with this condition.
- 6. Always protect your eyes during use.**
Use protective goggles and keep your eyes closed. If you have a genetic eye disease — do not use LED masks.
- 7. If you feel any discomfort — stop using the device immediately.**
- 8. The device is not waterproof.**
Do not immerse in water or rinse. If water contact is suspected — do not use.
- 9. Keep out of reach of children and infants.**
Store safely.
- 10. Do not use if the product is damaged.**
Damaged components can cause injury or malfunction.
- 11. For home use only.**
Do not disassemble, modify, or repair the device yourself — it may lead to malfunction or damage.
- 12. Recommended usage frequency:**
3–4 times per week, for 15–25 minutes per session.

Cleaning and Maintenance

- After each use, wipe the surface of the mask with a dry, soft cloth (e.g. microfiber) to remove sweat, dust, and residue.
- Do not use water, detergents, alcohol, or chemicals — they may damage the silicone and LED surface.
- Do not immerse the controller or mask in water. The product is not waterproof.
- Store the product in a cool, dry place, away from heat sources, sunlight, or moisture.
- Do not bend the mask sharply — it may damage internal LED circuits.
- Do not pull on cables or press hard on buttons or display components.
- If the device is not in use for a longer time — recharge the battery at least once every 1–2 months to avoid deep discharge.

Frequently Asked Questions

Can I use the mask every day?

– It is recommended to use it 3–4 times a week, for 15–25 minutes per session. Using it too frequently may irritate the skin.

Can I use the mask after applying cosmetics?

– Do not use the mask directly after applying products containing acids, retinol, or other photosensitizing ingredients. Wait a few hours or perform the session on clean skin.

Can I use the mask around the eyes?

– It is recommended to close your eyes during the session and use the included protective goggles. Do not shine the light directly into your eyes.

Is the device waterproof?

– No. The mask and controller are not water-resistant. Do not immerse in water or rinse under running water.

How long does charging take?

– A full charge takes approximately 4 hours. The LED indicator will stop blinking when the battery is fully charged.

Can pregnant or breastfeeding women use the mask?

– Use is not recommended for pregnant or breastfeeding women without prior consultation with a doctor.

Can children use the mask?

– No. The device is intended for adult use only.

What do the light colors mean?

– Each color has a different effect: Red – anti-aging, Blue – anti-acne, Yellow – brightening, Infrared – regenerating



This product complies with the requirements of the following EU directives:

Directive 2014/30/EU – Electromagnetic compatibility

RoHS Directive 2011/65/EU – Restriction of hazardous substances



The crossed-out wheeled bin symbol means

that within the European Union, used electrical and electronic equipment should not be disposed of with household waste.

It should be taken to appropriate collection points for recycling.

THE BOSS IS HERE.



Magnum RF Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 71
18-300 Zambrów Poland
NIP:7231638410
REGON:386610073
KRS:0000894731

www.boste.eu

Deutsch

Produktparameter

Produktname: Spectra LED Photon Neck –

Tender Black

Modell: SM2327

Abmessungen: 338 × 220 × 47,7 mm

Nettogewicht: 170g

Lieferumfang:

- LED-Halsmaske
- Fernbedienung
- DC-Ladekabel
- Verstellbarer Nylonriemen

Ladespannung: 5V/1A

Betriebsstrom: ≤ 3.5A

Nennspannung: 4.7V

Batteriekapazität: 2200 mAh
(Lithiumbatterie)

Anzahl der LEDs: 62 Gruppen

Wasserdichtheitsgrad: IPX7

Herstellungsland: China


Produktbeschreibung

Dies ist eine moderne LED-Halsmaske, die für die Phototherapie-Hautpflege zu Hause entwickelt wurde. Sie ist leicht, faltbar und einfach zu bedienen. Das Gehäuse besteht aus flexiblem, medizinischem Silikon, das sich an die Form des Halses anpasst und so einen hohen Tragekomfort bietet. Der verstellbare Nylonriemen ermöglicht eine einfache Anpassung für verschiedene Benutzer.


Das Modell zur Halsbehandlung ist mit 62 LED-Gruppen ausgestattet, insgesamt 248 hochwertige LEDs, jeweils mit vier integrierten Chips. Die LEDs emittieren Licht in vier verschiedenen Wellenlängen:

- Rotes Licht (630 nm) – verbessert die Hautelastizität und Festigkeit
- Blaues Licht (460 nm) – wirkt entzündungshemmend, reduziert Akne und Unreinheiten
- Gelbes Licht (590 nm) – hellt die Haut auf und gleicht den Hautton aus
- Infrarot (850 nm) – dringt tief ein und unterstützt die Regeneration


Mit der mitgelieferten Fernbedienung kann der Benutzer zwischen drei Intensitätsstufen wählen und die Anwendungsdauer individuell anpassen. Lichttherapie mit diesen Wellenlängen unterstützt die natürlichen Regenerationsprozesse der Haut, fördert die Produktion von Kollagen und Elastin und verbessert das allgemeine Erscheinungsbild und den Zustand der Halshaut.




LED-Halsmaske



Fernbedienung



Ladekabel



Verstellbarer Nylonriemen

Lichtmodi

-  Rotes Licht (630 nm): Stufe 1, 2, 3
-  Blaues Licht (460 nm): Stufe 1, 2, 3
-  Gelbes Licht (590 nm): Stufe 1, 2, 3
-  Kombiniertes Licht (Mischung): Stufe 1, 2, 3

Infrarotlicht kann separat gesteuert oder mit anderen Lichtmodi kombiniert verwendet werden.

Lichtwirkungen



Rotes Licht (630 nm)
Anti-Aging-Wirkung,
unterstützt die Kollagenproduktion,
strafft die Haut und verbessert ihre Elastizität.



Blaues Licht – 460 nm
Desinfiziert die Haut, bekämpft Akne
verursachende Bakterien, reduziert Entzündungen
und Narben, und verbessert die
Sauerstoffversorgung der Haut.



Gelbes Licht – 590 nm
Gleicht den Hautton aus,
regt die Durchblutung an, reduziert Rötungen,
Schwellungen und feine Linien.



Infrarotlicht – 850 nm
Regeneriert die Haut, verbessert die Durchblutung,
erhöht die Feuchtigkeitsversorgung
und unterstützt die Tiefenreparatur.

Wichtige Hinweise

1. Laden Sie den Akku der Maske vor der ersten Verwendung vollständig auf.
2. Während des Ladevorgangs blinkt die LED-Anzeige am Controller. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet das Display dauerhaft. Die geschätzte Ladezeit beträgt ca. 4 Stunden.
3. Der verstellbare Klettverschluss sorgt für einen bequemen und sicheren Sitz. Um die Maske richtig anzulegen, führen Sie den Gurt durch die Öffnungen auf beiden Seiten, legen Sie ihn um den Hals und befestigen Sie ihn fest.
4. Die Betriebsmodi und Behandlungseffekte des Halsgeräts sind identisch mit denen der Gesichtsmaske.

Gerätesteuerung



Gerätebedienung

- 1. Während des Ladevorgangs:** Das Stromsymbol zeigt dies durch ein „atmenartiges Licht“ (Blinken) an. Nach vollständigem Laden leuchtet die Anzeige dauerhaft.
Wenn die Batteriespannung auf 3,0 V sinkt, blinkt die Anzeige und das Gerät schaltet sich nach ca. 5 Sekunden automatisch ab, begleitet von einem akustischen Signal zur Erinnerung an das Aufladen.
- 2. Zum Ein- oder Ausschalten des Geräts halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2,5 Sekunden lang gedrückt.** Nach dem Einschalten erscheint das rote Symbol (R). Standardmäßig startet das Gerät auf Leistungsstufe 1.
Drücken Sie die Taste E, um die Lichtintensität zu ändern – Stufe 2 und 3 sind heller.
Kurzes Drücken der Taste M wechselt die Lichtfarbe – z.B. gelbes Licht (Y).
Nach der Auswahl kehrt das Gerät zu Stufe 1 zurück.
Drücken Sie E erneut, um auf Stufe 2 oder 3 zu wechseln.
Mit M können Sie blaues Licht (B) aktivieren oder erneut drücken, um die Kombination aller drei Lichtfarben (G) einzuschalten.
Drücken Sie M ein weiteres Mal, um in den unabhängigen Infrarotmodus (NIR) zu wechseln – alle anderen Lichter werden ausgeschaltet und nur das Infrarotlicht bleibt aktiv.
- 3. Wenn das Infrarotlicht (NIR) ausgeschaltet ist, drücken Sie die NIR-Taste, um es zu aktivieren.** Nochmals drücken, um es auszuschalten. Der Infrarotmodus kann einzeln oder mit anderen Lichtmodi kombiniert verwendet werden.
- 4. Zum Ausschalten des Geräts halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2,5 Sekunden lang gedrückt.**
- Beim Anschließen oder Trennen des Ladekabels ertönt ein akustisches Signal (Piepton).
- Das Gerät kann auch während des Ladevorgangs eingeschaltet bleiben. Nach der Anwendung – drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste – das Gerät schaltet sich aus und wechselt automatisch in den Lademodus.

Sicherheitsmaßnahmen

1. Verwenden Sie das Gerät gemäß der Anleitung.

Die Verwendung entgegen der Empfehlungen kann zu Geräteschäden oder unerwünschten Reaktionen führen.

2. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke.

Dieses Produkt ist ausschließlich für kosmetische Hautpflegebehandlungen gemäß seiner Bestimmung vorgesehen.

3. Nicht verwenden während der Schwangerschaft, Stillzeit oder bei Kindern.

4. Vermeiden Sie die Anwendung bei Hautkrankheiten oder anderen schwerwiegenden Gesundheitsproblemen.

Bei Autoimmunerkrankungen, Lichtempfindlichkeit (Photosensibilität), Lupus, Ekzemen, Albinismus oder neurologischen/psychischen Störungen kann die Verwendung kontraindiziert sein. Konsultieren Sie in solchen Fällen vor der Anwendung einen Arzt (z.B. Dermatologen).

5. Nicht verwenden bei bekannter Lichtempfindlichkeit (Photosensibilität).

Diese kann bei Betroffenen zu starken Hautreaktionen führen.

6. Schützen Sie Ihre Augen während der Anwendung.

Es wird empfohlen, Schutzbrillen zu tragen und die Augen zu schließen. Bei genetischen Augenerkrankungen – keine LED-Maske verwenden.

7. Bei jeglichem Unwohlsein – Anwendung sofort abbrechen.

8. Das Gerät ist nicht wasserdicht.

Nicht ins Wasser tauchen oder spülen. Bei Wasserkontakt – nicht verwenden.

9. Von Kindern fernhalten.

Nicht bei Säuglingen oder Kindern anwenden.

10. Nicht verwenden, wenn das Produkt beschädigt ist.

Defekte Bauteile können zu Fehlfunktionen oder Verletzungen führen.

11. Nur für den Hausgebrauch bestimmt.

Nicht auseinandernehmen, verändern oder selbst reparieren – dies kann gefährlich sein oder das Produkt dauerhaft beschädigen.

12. Empfohlene Anwendungsfrequenz:

3–4 Mal pro Woche, jeweils 15–25 Minuten pro Sitzung.

Reinigung und Pflege

1. Wischen Sie die Oberfläche der Maske nach jeder Anwendung mit einem trockenen, weichen Tuch (z.B. Mikrofaser Tuch) ab, um Schweiß, Staub und Kosmetikrückstände zu entfernen.
2. Verwenden Sie kein Wasser, keine Reinigungsmittel, keinen Alkohol oder andere Chemikalien – sie könnten das Silikon oder die LEDs beschädigen.
3. Tauchen Sie weder die Maske noch die Fernbedienung ins Wasser – das Produkt ist nicht wasserdicht.
4. Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort – fern von Wärmequellen, Sonnenlicht und Feuchtigkeit.
5. Biegen Sie die Maske nicht stark – dies kann die internen LED-Schaltkreise beschädigen.
6. Ziehen Sie nicht an den Kabeln und drücken Sie nicht übermäßig auf Tasten oder das Display.
7. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird – laden Sie den Akku alle 1–2 Monate auf, um Tiefentladung zu vermeiden.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Kann ich die Maske täglich verwenden?

– Es wird empfohlen, die Maske 3–4 Mal pro Woche für 15–25 Minuten zu verwenden. Eine zu häufige Anwendung kann die Haut reizen.

Kann ich die Maske nach der Anwendung von Kosmetikprodukten benutzen?

– Verwenden Sie die Maske nicht direkt nach der Anwendung von Produkten mit Säuren, Retinol oder lichtempfindlichen Inhaltsstoffen. Warten Sie einige Stunden oder führen Sie die Anwendung auf sauberer Haut durch.

Kann ich die Maske im Augenbereich verwenden?

– Es wird empfohlen, die Augen während der Anwendung zu schließen und die mitgelieferte Schutzbrille zu tragen. Richten Sie das Licht niemals direkt auf die Augen.

Ist das Gerät wasserdicht?

– Nein. Weder die Maske noch der Controller sind wasserdicht. Nicht mit Wasser abspülen oder untertauchen.

Wie lange dauert das Aufladen des Geräts?

– Ein vollständiger Ladevorgang dauert ca. 4 Stunden. Die LED-Anzeige blinkt beim Laden und bleibt nach vollständiger Ladung konstant.

Kann ich die Maske während der Schwangerschaft verwenden?

– Die Verwendung während der Schwangerschaft oder Stillzeit wird ohne vorherige ärztliche Rücksprache nicht empfohlen.

Dürfen Kinder die Maske verwenden?

– Nein. Das Gerät ist ausschließlich für die Anwendung bei Erwachsenen bestimmt.

Was bedeuten die Lichtfarben?

– Jede Farbe hat eine eigene Wirkung: Rot – gegen Falten, Blau – gegen Akne, Gelb – aufhellend, Infrarot – regenerierend.



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien:

Richtlinie 2014/30/EU – Elektromagnetische Verträglichkeit

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU – Beschränkung gefährlicher Stoffe



Das durchgestrichene Mülltonnensymbol bedeutet:

In der EU darf dieses Produkt nach dem Gebrauch nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Es muss ordnungsgemäß an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden.

THE BOSS IS HERE.



Magnum RF Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 71
18-300 Zambrów, Polen
NIP:7231638410
REGON:386610073
KRS:0000894731

www.boste.eu