

INSTRUKCJA UŻYWANIA



Numer i data wydania: 1 / 11.2024



Nasadka podwyższająca na toaletę z klapą 15cm

Model: NT15AM

Wstęp

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Jesteśmy pewni, że spełni on Państwa oczekiwania. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym dokumentem przed pierwszym użyciem wyrobu. Instrukcja ta ma na celu dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących bezpiecznego użytkowania wyrobu medycznego. W instrukcji znajdują się szczegółowe wskazówki dotyczące funkcji i możliwości urządzenia. Zachowanie dokumentu pozwala na łatwe odnalezienie tych informacji w przyszłości, co ułatwia prawidłowe użytkowanie.

Opis wyrobu medycznego

Nasadka podwyższająca na toaletę służy do zapewnienia dodatkowej wysokości, aby umożliwić ludziom bezpieczne wsiadanie i wysiadanie z toalety. Jest ona przeznaczona dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności lub trudnościami w poruszaniu się. Dzięki nasadce podwyższającej osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą samodzielnie korzystać z toalety, co zwiększa ich niezależność i poprawia jakość życia. Boczna śruba ręcznie mocuje toaletę, dzięki czemu deska sedesowa nie jest łatwa do obrócenia. Pokrywa zapobiega rozpryskiwaniu i łatwo usuwa nieprzyjemne zapachy. Montaż bez użycia narzędzi, łatwy demontaż i czyszczenie (konserwacja).

Przewidziane zastosowanie


Nasadka podwyższająca na toaletę jest przeznaczona dla osób z ograniczeniami ruchowymi, takich jak osoby starsze, osoby po operacjach czy osoby z niepełnosprawnościami, ułatwiając im bezpieczne i komfortowe korzystanie z toalety.

Przeciwwskazania

Osoby z problemami z równowagą, zaburzeniami koordynacji, niestabilnością kręgosłupa lub przeciwwskazaniami do pozycji siedzącej powinny unikać korzystania z wyrobu ze względu na ryzyko upadku i pogorszenia stanu zdrowia.

Montaż

Produkt jest zapakowany w oryginalne opakowanie i dostarczany w stanie gotowym do montażu. Aby zamontować nasadkę, wystarczy umieścić ją bezpośrednio na sedesie i dokręcić śrubę znajdującą się z przodu. Regularne czyszczenie wilgotną ściereczką z łagodnymi środkami czystości zapewni higienę i trwałość produktu.



Wymiary gotowego wyrobu wyrażone w milimetrach (mm)



Użytkownik lub jego opiekun powinien skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia, jeżeli nie jest pewien czy wyrób medyczny jest właściwy dla danego pacjenta.



Maksymalny dopuszczalny ciężar użytkownika – 180kg.



Każde użycie niezgodne z przeznaczeniem jest uważane za niewłaściwe i NIEBEZPIECZNE. Producent i/lub dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym, nieprawidłowym i/lub nieuzasadnionym użytkowaniem.

Zasady bezpieczeństwa i używania

1. Zanim zaczniesz korzystać, zawsze sprawdź, czy nasadka jest prawidłowo i stabilnie zamocowana na muszli toaletowej.
2. Upewnij się, że pokrętło regulacyjne z przodu nasadki jest zawsze dobrze dokręcone.
3. Nasadka toaletowa jest przeznaczona do użytku z powszechnie spotykanymi muszlami toaletowymi. Jest to produkt uniwersalny. Przed użyciem należy zweryfikować, czy urządzenie zostało poprawnie zamocowane.

Konserwacja

- Regularne czyszczenie wyrobu powinno odbywać się z użyciem wody, gąbki oraz łagodnych detergentów przeznaczonych do tworzyw sztucznych, takich jak mydło lub delikatne środki czyszczące posiadające atest PZH. Po każdym użyciu ważne jest, aby dokładnie osuszyć wyrób.
- Należy unikać używania: mocnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny oraz wszelkich rozpuszczalników, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenia wyrobu, widoczne ubytki oraz prowadzić do utraty gwarancji.

Warunki przechowywania i transportu

Wyrób powinien być przechowywany w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, chronionym przed działaniem wilgoci oraz ekstremalnych temperatur, aby zapobiec uszkodzeniom materiałów. Należy unikać kontaktu z substancjami chemicznymi, które mogą wpłynąć na jego trwałość i właściwości użytkowe. Podczas transportu wyrób powinien być zabezpieczony w sposób zapobiegający jego przesuwaniu się oraz uszkodzeniom. Należy używać odpowiednich opakowań ochronnych.

Utylizacja

Utylizację wyrobu należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami ochrony środowiska.

Okres użytkowania

Oczekiwana żywotność produktu wynosi do 5 lat, jeśli jest on używany zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji używania. Produkt może być używany po upływie tego okresu, jeśli jest nieuszkodzony i spełnia określone wymagania bezpiecznego używania.

Gwarancja

- Produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją od daty zakupu na wszelkie wady materiałowe lub produkcyjne.
- Gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę i/lub naprawę części, w których stwierdzono wady produkcyjne.
- Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu.
- Gwarancja traci ważność, jeśli wyrób został naruszony/zmodyfikowany, jeśli wada jest wynikiem niewłaściwego użytkowania lub jeśli uszkodzenia nie można przypisać producentowi.

UWAGA

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

Skład surowcowy: Polipropylen (PP). **Kolor:** Biały.

Waga wyrobu: 1,8kg

Wyjaśnienie symboli

	Zgodność wyrobu z rozporządzeniem UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych		Wyrób medyczny
	Zajrzyj do instrukcji używania	 180kg	Maksymalny ciężar użytkownika
	Model		Numer serii/partii
	Data produkcji		Ostrzeżenie
	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu		Producent wyrobu medycznego

Producent



ACTION S.A.
Zamienie,
ul. Dawidowska 10,
05-500 Piaseczno, Polska,
NIP 527-11-07-221
www.action.pl

INSTRUCTIONS FOR USE



Issue number and date: 1 / 11.2024



Toilet elevation cap with a 15cm flap

Model NT15AM

Introduction

Thank you for choosing our product. We are confident that it will meet your expectations. We encourage you to read this document before using the product for the first time. These instructions are intended to provide the necessary information on the safe use of the medical device. The manual provides detailed guidance on the device's functions and capabilities. Retaining the document allows this information to be easily found in the future, facilitating correct use.

Description of the medical device

The toilet elevation cap is used to provide extra height to enable people to get on and off the toilet safely. It is intended for people with various disabilities or mobility difficulties. With the elevation cap, people with mobility difficulties can use the toilet independently, increasing their independence and improving their quality of life. A side screw manually fixes the toilet so that the toilet seat is not easily turned. The lid prevents splashing and easily removes unpleasant odours. Tool-free assembly, easy disassembly and cleaning (maintenance).

Intended use


The toilet elevation cap is designed for people with reduced mobility, such as the elderly, people after surgeries, or people with disabilities, making it easier for them to use the toilet safely and comfortably.

Contraindications

People with balance problems, coordination disorders, spinal instability or contraindications to sitting should avoid using the product due to the risk of falling and aggravating their condition.

Assembly

The product is packaged in its original packaging and delivered ready for assembly. To fit the cap, simply place it directly on the toilet seat and tighten the screw on the front. Regular cleaning with a damp cloth and mild detergents will ensure the hygiene and durability of the product.

**Dimensions of the finished product in millimetres (mm)**

The user or their carer should consult a healthcare professional if they are unsure whether the medical device is appropriate for the patient in question.



Maximum permissible user weight – 180kg.



Any use other than for the intended purpose is considered inappropriate ☐ and DANGEROUS. The manufacturer and/or distributor shall not be liable for damage caused by improper, incorrect and/or unreasonable use.

Safety and usage rules

1. Before using, always check that the cap is correctly and firmly attached to the toilet bowl.
2. Ensure that the adjustment knob on the front of the cap is always tightened securely.
3. The toilet cap is designed for use with common toilet bowls. It is a universal product. Verify that the device has been correctly fixed before use.

Maintenance

- Regular cleaning of the product should be carried out with water, a sponge and mild detergents intended for plastics, such as soap or a mild cleaning agent approved by the National Institute of Hygiene. It is important to dry the product thoroughly after each use.
- Avoid the use of: strong detergents, abrasives, bleach, petrol and all solvents, as these may cause damage to the product, visible defects and lead to a loss of warranty.

Storage and transport conditions

The product should be stored in a dry and well-ventilated place, protected from moisture and extreme temperatures to prevent damage to the materials. Contact with chemicals that may affect its durability and performance should be avoided. During transport, the product should be secured in such a way as to prevent displacement and damage. Use appropriate protective packaging.

Disposal

Disposal of the product must be carried out in accordance with the applicable local environmental regulations.

Product life

The expected product life is up to 5 years if used in accordance with the information in the instructions for use. The product can be used after this period if it is undamaged and meets the specified requirements for safe use.

Warranty

- The product is covered by a 24-month warranty from the date of purchase, against any defects in material or workmanship.
- The warranty covers the free replacement and/or repair of parts found to be manufacturing defects.
- The warranty does not cover parts subject to normal wear and tear.
- The warranty is no longer valid if the product has been tampered with/modified, if the defect is the result of misuse or if the damage cannot be attributed to the manufacturer.

NOTE

Any serious incident involving the device must be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user or patient is residing.

Product content: Polypropylene (PP).

Colour: White.

Product weight: 1.8 kg

Explanation of symbols

	Conformity of the device with EU Regulation 2017/745 on medical devices		Medical device
	Take a look at the instructions for use		Maximum user weight
	Model		Batch/series number
	Date of production		Warning
	Unique identification code of the device		Medical device manufacturer

Manufacturer



ACTION S.A.
 Zamienie,
 Address: ul. Dawidowska 10,
 05-500 Piaseczno, Poland,
 NIP 527-11-07-221
www.action.pl

NÁVOD K POUŽITÍ

Číslo a datum vydání: 1 / 11.2024



Zvedací nástavec na WC s poklopem 15 cm

Model: NT15AM

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Jsme přesvědčeni, že splní vaše očekávání. Doporučujeme vám, abyste si před prvním použitím zařízení přečetli tento návod k obsluze. Tato příručka má poskytnout nezbytné informace o bezpečném používání zdravotnického prostředku. Návod k obsluze obsahuje podrobné pokyny k funkcím a možnostem přístroje. Uchování dokumentu umožňuje tyto informace v budoucnu snadno vyhledat, což usnadňuje správné používání.

Popis zdravotnického zařízení

Zvedací nástavec na toaletu slouží k zajištění větší výšky, která umožňuje bezpečný nástup a výstup na toaletu. Je určen pro osoby s různým zdravotním postižením nebo pohybovými obtížemi. Díky vyvýšovacímu nástavci mohou lidé s pohybovými obtížemi používat toaletu samostatně, což zvyšuje jejich nezávislost a zlepšuje kvalitu jejich života. Boční šroub ručně fixuje toaletu tak, aby se záchodové prkénko nedalo snadno převrátit. Víko zabraňuje rozstříkávání a snadno odstraňuje nepříjemné pachy. Montáž bez použití nářadí, snadná demontáž a čištění (údržba).

Zamýšlené použití


Toaletní posilovač je určen pro osoby se sníženou pohyblivostí, jako jsou starší osoby, osoby po operaci nebo osoby se zdravotním postižením, kterým usnadňuje bezpečné a pohodlné používání toalety.

Kontraindikace

Lidé s problémy s rovnováhou, poruchami koordinace, nestabilitou páteře nebo kontraindikacemi sezení by se měli používání výrobku vyhnout kvůli riziku pádu a zhoršení svého stavu.

Montáž

Výrobek je zabalen v originálním obalu a je dodáván připravený k montáži. Chcete-li nástavec nainstalovat, stačí jej umístit přímo na toaletu a utáhněte šroub vpředu. Pravidelné čištění vlhkým hadříkem s jemnými čistícími prostředky zajistí hygienu a trvanlivost výrobku.

**Rozměry hotového výrobku vyjádřené v milimetrech (mm)**

Pokud si uživatel nebo jeho opatrovník nejsou jisti, zda je zdravotnický prostředek pro pacienta vhodný, měli by se poradit se zdravotnickým pracovníkem.

**Maximální povolená hmotnost uživatele – 180 kg.**

Jakékoli jiné než určené použití se považuje za nevhodné a NEBEZPEČNÉ. Výrobce a/nebo distributor neodpovídají za škody způsobené nevhodným, nesprávným a/nebo nepřiměřeným použitím.

Pravidla bezpečnosti a používání

1. Než začnete používat, vždy zkontrolujte, zda je nástavec správně a stabilně připevněn k záchodové míse.
2. Ujistěte se, že nastavovací knoflík na přední straně nástavce je vždy bezpečně utažen.
3. WC nástavec je určen pro použití s běžnými WC mísami. Jedná se o univerzální produkt. Před použitím zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno.

Údržba

- Pravidelné čištění výrobku provádějte vodou, houbou a jemnými čisticími prostředky určenými pro plasty, jako je mýdlo nebo jemné čisticí prostředky s certifikátem PZH. Po každém použití je důležité výrobek důkladně vysušit.
- Vyvarujte se používání drsných čisticích prostředků, abrazivních čisticích prostředků, bělidel, benzínu a všech rozpouštědel, protože mohou způsobit poškození výrobku, viditelné vady a ztrátu záruky.

Podmínky skladování a přepravy

Výrobek by měl být skladován na suchém a dobře větraném místě, chráněn před vlhkostí a extrémními teplotami, aby nedošlo k poškození materiálů. Je třeba zabránit kontaktu s chemickými látkami, které mohou ovlivnit jeho trvanlivost a výkonnost. Během přepravy by měl být výrobek zajištěn, aby se zabránilo jeho pohybu a poškození. Měl by být použit vhodný ochranný obal.

Zneškodňování

Zneškodnění výrobku musí být provedeno v souladu s platnými místními předpisy o ochraně životního prostředí.

Životnost

Životnost výrobku je až 5 let, pokud je používán v souladu s informacemi uvedenými v návodu k použití. Výrobek lze používat i po uplynutí této doby, pokud je nepoškozený a splňuje stanovené požadavky na bezpečné používání.

Záruka

- Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců od data zakoupení na jakékoli vady materiálu nebo zpracování.
- Záruka zahrnuje bezplatnou výměnu a/nebo opravu dílů, u nichž byly zjištěny výrobní vady.
- Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení.
- Záruka zaniká, pokud bylo s výrobkem manipulováno/modifikováno, pokud je závada důsledkem nesprávného použití nebo pokud poškození nelze přičíst výrobcí.

POZNÁMKA

Jakákoli závažná událost týkající se prostředku musí být nahlášena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má uživatel nebo pacient bydliště.

Materiálové složení: Polypropylen (PP).

Barva: Bílý.

Hmotnost výrobku: 1,8 kg

Vysvětlení symbolů

	Shoda prostředku s nařízením EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích		Zdravotnický prostředek
	Podívejte se na návod k použití	 180kg	Maximální hmotnost uživatelé
	Model		Číslo série/šarže
	Datum výroby		Varování!
	Jedinečný identifikační kód prostředku		Výrobce zdravotnického prostředku

Výrobce



ACTION S.A.
Zamienie,
ul. Dawidowska 10,
05-500 Piaseczno, Polsko
NIP 527-11-07-221
www.action.pl

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA



Číslo a dátum vydania: 1 / 11.2024



Nadstavec na WC s poklopom 15 cm

Model: NT15AM

Úvod

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre náš výrobok. Sme presvedčení, že splní vaše očakávania. Odporúčame, aby ste sa pred prvým použitím výrobku oboznámili s týmto dokumentom. Cieľom tejto príručky je poskytnúť všetky nevyhnutné informácie ohľadne bezpečnosti používania zdravotníckeho výrobku/pomôcky. V prípade sú uvedené podrobné pokyny a odporúčania týkajúce sa funkcií a možností zariadenia. Príručku uschovajte, aby ste v budúcnosti mohli jednoducho nájsť potrebné informácie uľahčujúce používanie výrobku.

Opis zdravotníckej pomôcky

Nadstavec na WC umožňuje zvýšiť výšku WC misy, tým umožňuje bezpečné sadanie a vstávanie. Určený pre osoby s rôznymi hendikepmi alebo pohybovými ťažkosťami. Osoby s pohybovými ťažkosťami môžu vďaka nadstavcu samostatne používať WC, čo pomáha zväčšiť ich samostatnosť a zvýšiť kvalitu života. Bočnou skrutkou sa WC ručne upevňuje, preto sa dá WC doska ľahko otočiť. Veko predchádza špliechaniu a ľahko odstraňujem zápachy. Montáž bez použitia náradia, jednoduchá demontáž a čistenie (údržba).

Predpokladané použitie


Nadstavec na WC je určený pre osoby s pohybovými obmedzeniami, tzn. pre staršie osoby, osoby po operáciách, či pre osoby s rôznymi hendikepmi. Uľahčuje im bezpečne a komforte používať WC.

Kontraindikácie

Osoby s problémami s držaním rovnováhy, poruchami koordinácie, nestabilitou chrbtice, alebo s kontraindikáciami ohľadne sediacej polohy, nesmú výrobok používať, vzhľadom na riziko pádu a zhoršenia ich zdravotného stavu.

Montáž

Výrobok je zabalený do originálneho obalu a dodáva sa pripravený na montáž. Keď chcete nadstavec namontovať, stačí keď ho umiestnite priamo na WC mise a dotiahnete skrutku, ktorá je na prednej strane. Pravidelne čistite vlhkou handričkou a jemnými čistiacimi prostriedkami, čo uľahčuje zachovať náležitú hygienu a trvácnosť výrobku.

**Rozmery hotového výrobku v milimetroch (mm)**

Používateľ alebo jeho opatrovník, ak si nie je istý, či daná zdravotnícka pomôcka je vhodná na dané použitie, musí sa obrátiť na profesionálneho zdravotníka.



Najvyššia prípustná hmotnosť používateľa – 180 kg.



Každé použitie, ktoré je v rozpore s určením, považuje sa za nesprávne, a je NEBEZPEČNÉ. Výrobca a/alebo distribútor nezodpovedá za škody spôsobené následkom nevhodného, nesprávneho a/alebo neoprávneného používania.

Bezpečnostné a používateľské zásady

1. Pred každým použitím vždy najprv skontrolujte, či je nadstavec správne a stabilne upevnený na WC mise.
2. Uistite sa, či regulačné koliesko na prednej strane nadstavca je vždy náležite dotiahnuté.
3. WC nadstavec je určený na používanie s bežne používanými WC misami. Je to univerzálny výrobok. Pred použitím skontrolujte, či je zariadenie správne namontované.

Údržba

- Výrobok pravidelne čistite, používajte vodu, špongiu a jemné čistiace prostriedky určené na umývanie plastov, ako je mydlo alebo jemné prípravky s príslušným hygienickým atestom. Je veľmi dôležité, aby ste výrobok po každom použití dôkladne vysušili.
- Nepoužívajte: silné čistiace prostriedky, drsné prostriedky, bielidlá, benzín, či akékoľvek rozpúšťadlá, keďže následkom ich použitia sa môže výrobok poškodiť, môžu sa objaviť viditeľné poškodenia, a tiež to vedie k strane záruky.

Podmienky uschovávania a prepravy

Výrobok uschovávajte na suchom a dobre vetranom mieste, chráňte pred pôsobením vlhkosti, ako aj pred extrémnymi teplotami, aby ste predišli prípadnému poškodeniu materiálov. Zabráňte kontaktu s chemickými látkami, ktoré môžu negatívne ovplyvniť trvácnosť a úžitkové vlastnosti. Výrobok počas prepravy náležite zabezpečte tak, aby ste predišli presúvaniu výrobku a jeho poškodeniu. Používajte vhodné ochranné obaly/balenia.

Odstraňovanie

Výrobok vyhoďte/odstráňte v súlade s platnými miestnymi predpismi a normami ohľadne ochrany životného prostredia.

Obdobie používania

Očakávaná životnosť výrobku je 5 rokov, ak sa používa v súlade s pokynmi a informáciami, ktoré sú uvedené v používateľskej príručke. Výrobok môžete používať po uplynutí tejto lehoty, ak nie je poškodený a spĺňa stanovené podmienky ohľadne bezpečného používania.

Záruka

- Ručiteľ poskytuje na výrobok 24-mesačnú záruku, počítanú od dátumu nákupu, na všetky prípadné chyby materiálu a výrobného procesu.
- Záruka zahŕňa bezplatnú výmenu a/alebo opravu prvkov, v prípade ktorých boli konštatované chyby výrobného procesu.
- Záruka sa nevzťahuje na prvky, ktoré sa prirodzene opotrebúvajú.
- Záruka prestáva platiť, ak dôjde k narušeniu/úprave výrobku, ak predmetná chyba vznikla následkom nesprávneho používania, alebo ak za predmetné poškodenie nemôže zodpovedať výrobca.

POZOR

Každý vážny incident súvisiaci s výrobkom nahláste výrobcovi a príslušnému orgánu štátnej správy v štáte, v ktorom používateľ alebo pacient prebýva.

Zloženie: Polypropylén (PP).

Odtieň: Biely.

Hmotnosť výrobku: 1,8 kg

Vysvetlenie symbolov

	Zhoda výrobku s nariadením EÚ 2017/745 o zdravotníckych výrobkoch a pomôckach		Zdravotnícky výrobok
	Oboznámte sa používateľskou príručkou	 180kg	Najvyššia prípustná hmotnosť používateľa
	Model		Číslo série/šarže
	Dátum výroby		Varovanie
	Jedinečný identifikačný kód výrobku		Výrobca zdravotníckeho výrobku

Výrobca



ACTION S.A.
 Zamienie,
 ul. Dawidowska 10,
 05-500 Piaseczno, Poľsko,
 DIČ PL: 5271107221
www.action.pl

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Kiadás száma és kelte: 1 / 2024.11.



WC magasító fedéllel, 15 cm

Modell: NT15AM

Bevezetés

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Biztosak vagyunk benne, hogy megfelel az Ön elvárásainak. Javasoljuk, hogy a termék első használata előtt olvassa el az alábbi dokumentumot. Ennek a kézikönyvnek az a célja, hogy az gyógyászati eszköz biztonságos használatához szükséges információkat szolgáltatson. A kézikönyv részletes utasításokat tartalmaz az eszköz funkciójáról és lehetőségeiről. A dokumentum megőrzése lehetővé teszi, hogy a jövőben könnyen előkereshetők legyenek ezek az információk, ami elősegíti a rendeltetésszerű használatot.

A gyógyászati eszköz leírása

A WC magasító extra magasságot biztosít, hogy az emberek biztonságosan fel- és leszállhassanak a WC-ről. Különböző típusú fogyatékkal élők vagy mozgáskorlátozottak számára készült. Az ülés magasítónak köszönhetően a mozgási nehézségekkel küzdők önállóan használhatják a WC-t, ami növeli önállóságukat és javítja az életminőségüket. Az oldalsó csavar kézzel rögzíti a WC-t, így a WC-ülőke nem mozgítható könnyen. A fedél megakadályozza a fröccsenést és könnyen megszünteti a kellemetlen szagokat. Szerszám nélküli összeszerelés, egyszerű szétszerelés és tisztítás (karbantartás).

Rendeltetésszerű használat


A WC magasító mozgáskorlátozottak, például idősek, műtét utáni vagy fogyatékkal élők számára készült, megkönnyítve számukra a WC biztonságos és kényelmes használatát.

Ellenjavallatok

Azok az emberek, akik egyensúlyi problémákkal, koordinációs zavarokkal, gerinc instabilitással, vagy ülő helyzetben szembeni ellenjavallatokkal küzdenek, kerülniük kell a termék használatát az esés és az egészségi állapot megromlásának veszélye miatt.

Összeszerelés

A termék eredeti csomagolásban, és beszerelésre készen érkezik. A magasztó felszereléséhez helyezze azt közvetlenül a WC-re és csavarja be az elől található csavart. Rendszeres tisztítás nedves ruhával kíméletes tisztítószerrel biztosítja a termék higiéniáját és tartósságát.



A késztermék méretei milliméterben (mm)



A felhasználó vagy gyámja konzultáljon egészségügyi szakemberrel, ha nem biztos abban, hogy a gyógyászati eszköz megfelelő-e az adott páciens számára.



Maximális megengedett felhasználói súly – 180 kg.



A rendeltetéstől eltérő bármilyen felhasználás nem elfogadott és VESZÉLYES. A gyártó és/vagy a forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű, helytelen és/vagy indokolatlan használatból eredő károkért.



Biztonsági és használati szabályok

1. A használat megkezdése előtt mindig ellenőrizze, hogy a magasító megfelelően és stabilan van-e rögzítve a WC-csészéhez.
2. Győződjön meg arról, hogy a magasító elején található rögzítő gomb mindig szorosan be legyen csavarva.
3. A WC magasítót az általánosan forgalomban lévő WC-csészékhez való használatra tervezték. Ez egy univerzális termék. Használat előtt ellenőrizze, hogy az eszköz megfelelően van-e rögzítve.

Karbantartás

- A termék rendszeres tisztítását vízzel, szivaccsal és kíméletes, műanyagok tisztítására alkalmas tisztítószerrel, például szappannal vagy az OTH által engedélyezett kíméletes tisztítószerrel kell végezni. Fontos, hogy minden használat után alaposan szárítsa meg a terméket.
- Kerülje az erős tisztítószer, súrolószer, fehérítőszer, benzin és bármilyen oldószer használatát, mivel ezek károsíthatják a terméket, látható hibákat okozhatnak, és a jóállás elvesztéséhez vezethetnek.

Tárolási és szállítási feltételek

A terméket száraz és jól szellőző helyen kell tárolni, nedvességtől és szélsőséges hőmérséklettől védve, hogy megelőzze az anyag károsodását. Kerülje az olyan vegyi anyagokkal való érintkezést, amelyek befolyásolhatják az eszköz tartósságát és felhasználhatóságát. A terméket szállítás közben rögzíteni kell oly módon, hogy ne mozduljon el és ne sérüljön meg. Használjon megfelelő védőcsomagolást.

Hasznosítás

A termék ártalmatlanítását a vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell végrehajtani.

Élettartam

A termék várható élettartama legfeljebb 5 év, ha a használati utasításban foglaltak szerint használják. A termék ezen időszak után is használható, ha sértetlen, és megfelel a biztonságos használat meghatározott követelményeinek.

Jótállás

- A termékre a vásárlás napjától számított 24 hónapos jótállás vonatkozik minden anyag- vagy gyártási hibára.
- A jótállás a gyártási hibás alkatrészek ingyenes cseréjére és/vagy javítására vonatkozik.
- A jótállás nem vonatkozik az alkatrészek használatból eredő kopásaira.
- A jótállás érvényét veszti, ha a terméket manipulálták/módosították, ha a hiba nem rendeltetésszerű használat eredménye, vagy a sérülés nem tudható be a gyártónak.

FIGYELEM

Az eszközzel kapcsolatos minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó vagy páciens lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

Nyersanyag összetétel: Polipropilén (PP). **Szín:** fehér

A termék súlya: 1,8 kg

A szimbólumok magyarázata

	A termék megfelelése az EU gyógyászati eszközökről szóló 2017/745 rendeletével		Gyógyászati eszköz
	Lásd a használati utasítást	 180kg	Maximális felhasználói súly
	Modell		Sorozatszám/tételszám
	Gyártási dátum		Figyelmeztetés
	Egyedi termékazonosító kód		Gyógyászati eszköz gyártója

Gyártó



ACTION S.A.
Zamienie,
ul. Dawidowska 10,
05-500 Piaseczno, Lengyelország,
Adószám: 527-11-07-221
www.action.pl