



EverFlo™
EverFlo™ Q

INSTRUKCJA OBSŁUGI | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA | HASZNÁLATI UTASÍTÁS

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA | NAVODILA ZA UPORABO | MANUALUL UTILIZATORULUI

Instrukcja obsługi koncentratora tlenu EverFlo / EverFlo Q

Spis treści

Objaśnienia znaczenia symboli	2
Skróty	2
Rozdział 1: Wstęp	3
Przeznaczenie	3
Informacje o koncentratorze tlenu EverFlo / EverFlo Q	3
Budowa koncentratora	3
Akcesoria dodatkowe i części zamienne	3
Ostrzeżenia i przestrogi	4
Rozdział 2: Obsługa aparatu	5
Rozdział 3: Czyszczenie i konserwacja	7
Czyszczenie	7
Naprawa	7
Kontakt z firmą Respirationics	7
Rozdział 4: Alarmy i rozwiązywanie problemów	8
Instrukcja rozwiązywania problemów	9
Rozdział 5: Parametry techniczne	10
Dodatek A: Informacje dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej	12
Warunki gwarancji	14

Objaśnienia znaczenia symboli



Przestrzegać informacji
zawartych w instrukcji



Część stosowana typu BF



Sprzęt klasy II



Nie palić



Nie stosować oleju ani smaru



Nie demontować



Alarm ogólny



Deklaracja zgodności z przepisami
Unii Europejskiej



Atest kanadyjski/amerykański



Zasilanie sieciowe

REF

Numer modelu

SN

Numer seryjny



Zasilanie włączone



Zasilanie wyłączone

IPX1

Sprzęt zabezpieczony przed wyciekami



Wymagane podjęcie czynności zaradczych,
sprawdzić stan wskaźników



Produkt zgodny z dyrektywami dotyczącymi odpadów
elektrycznych i elektronicznych oraz stosowania
substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych
i elektronicznych (WEEE/RoHS)

Skróty

LED

Dioda LED

LPM

Litry na minutę

OPI

Wskaźnik procentowej zawartości tlenu

EverFlo jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Respironics, Inc. i jej spółek zależnych.

© 2008 Respironics, Inc. i jej spółki zależne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rozdział 1: Wstęp

Lekarz stwierdził, że dodatkowy tlen będzie wpływał korzystnie na pacjenta i zalecił stosowanie zestawu koncentratora tlenu o określonym ustawieniu przepływu tak, aby zaspokoić zapotrzebowania pacjenta. **NIE NALEŻY** zmieniać ustawień przepływu, jeśli zmiany nie zalecił lekarz. Przed użyciem urządzenia należy ze zrozumieniem przeczytać całą treść instrukcji.

Przeznaczenie

Koncentrator tlenu EverFlo / EverFlo Q służy do dostarczania dodatkowego tlenu osobom wymagającym terapii tlenowej. Urządzenie nie jest przeznaczone do podtrzymywania funkcji życiowych.

Informacje o koncentratorze tlenu EverFlo / EverFlo Q

Urządzenie wytwarza stężony tlen z powietrza pobranego z otoczenia w celu dostarczenia go pacjentowi wymagającemu terapii tlenowej o niskim przepływie. Tlen z powietrza podlega stężeniu za pomocą sita molekularnego w procesie adsorpcji zmiennociśnieniowej. Sposób obsługi koncentratora zostanie zaprezentowany przez dostawcę sprzętu, który odpowie na wszystkie pytania. W przypadku dodatkowych pytań bądź problemów należy skontaktować się z dostawcą sprzętu.


Budowa koncentratora

Pasek do montażu
butli nawilżacza

Gniazdo
wylotowe tlenu

Przycisk wł./wyl.
na panelu sterowania

Miernik przepływu



Filtr
wlotowy
powietrza

Przewód
nawilżacza

Drzwiczki filtra

Akcesoria dodatkowe i części zamienne

W razie pytań dotyczących urządzenia należy skontaktować się z dostawcą sprzętu. Z tym urządzeniem należy stosować wyłącznie akcesoria i części zamienne firmy Respirationics:

- Filtr wlotowy powietrza
- Przewód nawilżacza

Ostrzeżenia i przestrogi

Ostrzeżenia

Ostrzeżenie sygnalizuje o możliwości odniesienia obrażeń przez operatora lub pacjenta.

- Warunkiem prawidłowego działania koncentratora jest swobodny dopływ powietrza. Porty wentylacyjne znajdują się z tyłu obudowy urządzenia i z boku filtra wlotowego powietrza. Urządzenie należy ustawić w odległości przynajmniej 15 do 30 cm od ścian, mebli, a zwłaszcza zasłon, gdyż mogą one zakłócać przepływ powietrza do urządzenia. Nie należy ustawiać koncentratora w małym, zamkniętym pomieszczeniu (np. schowek).
- Nie należy zdejmować pokryw z urządzenia. Czynności naprawcze może wykonywać opiekun uprawniony i przeszkolony przez firmę Respironics.
- W przypadku włączenia się alarmu urządzenia lub odczuwania dyskomfortu, należy niezwłocznie skontaktować się z opiekunem i/lub lekarzem.
- Tlen wytwarzany przez koncentrator jest tylko tlenem dodatkowym i nie może być stosowany do podtrzymywania funkcji życiowych. W niektórych warunkach terapia tlenowa może być niebezpieczna. Przed użyciem urządzenia należy zasięgnąć porady lekarza.
- Jeśli lekarz prowadzący stwierdził, że przerwy w dostarczaniu tlenu, powstałe z różnych przyczyn, mogą mieć poważne konsekwencje dla użytkownika, należy przygotować zapasowe źródło tlenu dostępne do natychmiastowego użycia.
- Tlen znacząco przyspiesza spalanie, dlatego należy trzymać go z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. System nie jest przystosowany do pracy w atmosferze zawierającej palną mieszkankę środka znieczulającego z powietrzem, tlenem lub podtlenkiem azotu.
- W trakcie używania koncentratora nie wolno palić i nie pozwalać na to innym osobom. W pobliżu koncentratora nie używać otwartego ognia.
- Na koncentrator i jego elementy nie należy nakładać oleju ani smaru. Substancje te w połączeniu z tlenem mogą w znaczącym stopniu zwiększyć ryzyko pożaru lub obrażeń ciała.
- W przypadku uszkodzenia wtyczki lub przewodu zasilającego nie należy używać koncentratora tlenu. Nie używać przedłużaczy ani złączy elektrycznych.
- Nie czyścić koncentratora, gdy jest podłączony do gniazdka elektrycznego.
- Działanie urządzenia przy wyższych wartościach lub poza zakresem określonych wartości napięcia, LPM, temperatury, wilgotności i/lub wysokości może prowadzić do spadku poziomów stężenia tlenu.
- Opiekun jest odpowiedzialny za przeprowadzenie profilaktycznej konserwacji w odstępach czasowych zalecanych przez producenta urządzenia.

Przestrogi

Przestroga wskazuje możliwość uszkodzenia urządzenia.


- W pobliżu urządzenia nie należy umieszczać płynów.
- W przypadku rozlania płynu na urządzenie należy wyłączyć zasilanie i przed usunięciem płynu wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Jeśli działanie urządzenia jest nieprawidłowe, należy skontaktować się z opiekunem.

Rozdział 2: Obsługa aparatu


Ostrzeżenie: Nie używać przedłużaczy ani złączy elektrycznych.

1. Koncentrator należy umieścić w miejscu, w którym zasysanie powietrza nie będzie zakłócanie. Urządzenie należy ustawić w odległości przynajmniej 15 do 30 cm od ścian, mebli, a zwłaszcza zasłon, gdyż mogą one zakłócać przepływ powietrza do urządzenia. Nie stawiać urządzenia w pobliżu źródła ciepła.
2. Po zapoznaniu się z całą instrukcją należy podłączyć przewód zasilający do gniazdka elektrycznego.
3. Prześć do kroku A lub B opisanego poniżej.
 - A. Jeśli nie jest używany nawilżacz, należy podłączyć kaniulę nosową do gniazda wylotowego tlenu w sposób przedstawiony na ilustracji w prawym górnym rogu strony.
 - B. W przypadku korzystania z nawilżacza należy wykonać następujące kroki:
 1. Otworzyć drzwiczki filtra z tyłu urządzenia.
 2. Odłączyć przewód nawilżacza od drzwiczek filtra z tyłu urządzenia, a następnie zamknąć drzwiczki.
 3. Napełnić butelkę nawilżacza zgodnie z instrukcją producenta.
 4. Zamocować napełniony nawilżacz u góry koncentratora EverFlo / EverFlo Q za pomocą paska rzepowego w sposób przedstawiony na ilustracji po prawej stronie.
 5. Zaciśnąć pasek rzepowy wokół butelki i ustawić tak, aby był stabilnie zamocowany.
 6. Podłączyć przewód nawilżacza (który odłączono od drzwiczek filtra) do gniazda wylotowego tlenu (w sposób przedstawiony na ilustracji 3-A).
 7. Podłączyć drugi koniec przewodu łączącego u góry nawilżacza tak, aby kolanko było skierowane do przodu w sposób przedstawiony na ilustracji.
 8. Podłączyć kaniulę do butelki nawilżacza zgodnie z zaleceniami producenta.


Výstup kyslíku




Krok 3-A




Krok 3-B1



Krok 3-B4




Krok 3-B7




Instrukcja obsługi koncentratora tlenu EverFlo / EverFlo Q

4. Ustawić przełącznik zasilania w pozycji włączonej [I]. Na początku zaświecą się wszystkie diody LED i przez kilka sekund generowany będzie alarm dźwiękowy. Następnie będzie świecić zielona dioda LED. Z urządzenia można korzystać natychmiast po jego podłączeniu, jednak zazwyczaj osiągnięcie tlenu o odpowiednim poziomie czystości zajmuje około 10 minut.



5. Ustawić zalecony przepływ, obracając pokrętkę miernika przepływu na urządzeniu, aż gałka znajdzie się na linii oznaczającej określony przepływ.



6. Sprawdzić, czy tlen przepływa przez kaniulę. Jeśli nie, zapoznać się z częścią Instrukcja rozwiązywania problemów w niniejszej instrukcji obsługi.
7. Włożyć kaniulę zgodnie z zaleceniami opiekuna.
8. Jeśli koncentrator tlenu nie jest używany, ustawić przełącznik zasilania w pozycji wyłączzonej [O].

Rozdział 3: Czyszczenie i konserwacja

Ostrzeżenie: Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Przeostroga: Nadmierne zwilżanie może wpłynąć niekorzystnie na pracę urządzenia.

Czyszczenie

Należy okresowo przecierać obudowę zewnętrzną aparatu EverFlo / EverFlo Q wilgotną szmatką. W przypadku używania medycznych środków dezynfekcyjnych należy przestrzegać instrukcji producenta.

W przypadku korzystania z nawilżacza należy czyścić urządzenie według zaleceń opiekuna lub producenta.

Naprawa

Koncentrator tlenu EverFlo / EverFlo Q nie zawiera części przeznaczonych do wymiany przez użytkownika.

Ostrzeżenie: Nie należy zdejmować pokryw z urządzenia. Czynności naprawcze może wykonywać opiekun uprawniony i przeszkolony przez firmę Respironics.

Kontakt z firmą Respironics

Aby oddać urządzenie do naprawy, należy skontaktować się z opiekunem. W przypadku bezpośredniego kontaktu z firmą Respironics, należy zadzwonić do Działu obsługi klienta firmy Respironics pod numerem telefonu 1-724-387-4000 lub z firmą Respironics Deutschland pod numerem telefonu +49 8152 93060. Można także skorzystać z następujących adresów:

Respironics
1001 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668
USA


Respironics Deutschland
Gewerbestrasse 17
82211 Herrsching
Niemcy

Adres strony internetowej koncentratora EverFlo: www.everflo.respironics.com

Rozdział 4: Alarmy i rozwiązywanie problemów

Alarmy i kontrolki

Urządzenie posiada alarm dźwiękowy i trzy kontrolki LED przedstawione na poniższym rysunku.



Alarm dźwiękowy / kolor diody LED	Prawdopodobna przyczyna	Czynność do wykonania
Świecą wszystkie trzy diody LED i generowany jest ciągły alarm dźwiękowy.	Wykryta została awaria systemu.	Niezwłocznie wyłączyć urządzenie, podłączyć zapasowe źródło tlenu i skontaktować się z opiekunem.
Generowany jest ciągły alarm dźwiękowy. Nie świeci się żadna dioda LED.	Urządzenie jest włączone, ale nie działa. Taki stan wskazuje, że urządzenie nie jest podłączone do źródła zasilania lub wystąpiła awaria zasilania.	Sprawdzić napięcie w gniazdku oraz upewnić się, czy aparat jest podłączony do źródła zasilania. Jeżeli problem nadal występuje, podłączyć zapasowe źródło tlenu i skontaktować się z opiekunem.
Świeci czerwona dioda LED i generowany jest ciągły alarm dźwiękowy.	Wykryta została awaria systemu.	Natychmiast wyłączyć urządzenie i odczekać 5 minut. Ponownie uruchomić urządzenie. Jeśli problem nie ustępuje, należy wyłączyć urządzenie, podłączyć zapasowe źródło tlenu i skontaktować się z opiekunem.
Świeci się żółta dioda LED. Miga czerwona dioda LED i generowany jest przerywany sygnał dźwiękowy.	Wykryty został nieprawidłowy przepływ tlenu.	Postępować według instrukcji rozwiązywania problemów na następnej stronie. Podłączyć zapasowe źródło tlenu i skontaktować się z opiekunem, jeśli podjęte czynności nie doprowadziły do rozwiązania problemu.
Świeci się żółta dioda LED. Czerwona dioda LED jest wyłączona i nie jest generowany alarm dźwiękowy.	Wykryto niski poziom tlenu (dotyczy wyłącznie wskaźnika OPI).	Można nadal korzystać z urządzenia, ale należy skontaktować się z opiekunem w celu uzyskania informacji dotyczących tego problemu.

Instrukcja rozwiązywania problemów

Problem	Przyczyna wystąpienia problemu	Zalecane czynności
Miga żółta dioda LED Miga czerwona dioda LED i generowany jest przerywany sygnał dźwiękowy.	Wykryto wysoki poziom przepływu tlenu.	Zmniejszyć przepływ do poziomu przepisanego przez lekarza. Odczekać co najmniej 2 minuty. Jeśli problem nie ustępuje, należy wyłączyć urządzenie, podłączyć zapasowe źródło tlenu i skontaktować się z opiekunem.
Świeci się zielona dioda LED. Pozostałe diody LED są wyłączone i nie jest generowany alarm dźwiękowy.	Zasilanie jest włączone i urządzenie działa prawidłowo.	Nie podejmować żadnych czynności.
Po włączeniu urządzenie nie działa. (Generowany jest ciągły alarm dźwiękowy. Nie świeci się żadna dioda LED.)	Wtyczka przewodu zasilającego jest nieprawidłowo podłączona do gniazdka elektrycznego.	Upewnić się, że wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka elektrycznego.
	Brak zasilania z gniazdka elektrycznego.	Sprawdzić bezpiecznik lub obwód elektryczny.
	Awaria części wewnętrznej.	Podłączyć zapasowe źródło tlenu i skontaktować się z opiekunem.
Po włączeniu urządzenie nie działa. (Generowany jest ciągły alarm dźwiękowy. Nie świeci się żadna dioda LED.)	Awaria części wewnętrznej.	Podłączyć zapasowe źródło tlenu i skontaktować się z opiekunem.
Włączony jest wskaźnik nieprawidłowego przepływu tlenu. (Świeci żółta dioda LED, miga zielona dioda LED i generowany jest alarm dźwiękowy.)	Przepływ powietrza do urządzenia został zakłócony lub zatrzymany.	Usunąć przedmioty, które mogą blokować przepływ powietrza do urządzenia.
	Pokrętło miernika przepływu jest całkowicie zamknięte.	Obrócić pokrętło miernika przepływu w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, aby ustawić gałkę na przepisanej wartości LPM.
	Rurka dostarczająca tlen jest zagięta, co blokuje przepływ tlenu.	Sprawdzić, czy rurka nie jest zagięta lub zablokowana. W razie potrzeby wymienić.
Ograniczony dopływ tlenu do użytkownika bez wskazania awarii. (Wszystkie diody LED są wyłączone i nie jest generowany alarm dźwiękowy.)	Uszkodzona rurka dostarczająca tlen lub kaniula.	Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić.
	Słabe połączenie z akcesorium urządzenia.	Sprawdzić, czy nie ma wycieków na złączach.

Rozdział 5: Parametry techniczne

Parametry środowiskowe

	Eksploatacja	Transport i przechowywanie
Temperatura	od 13 do 32°C	od -34 do 71°C
Wilgotność względna	od 15 do 95%, bez kondensacji	od 15 do 95%, bez kondensacji
Wysokość	od 0 do 2286 m	Nie dotyczy

Fizyczne

Wymiary	58 cm x 38 cm x 24 cm
Ciężar	od 14 do 15 kg

Zgodność ze standardami

Niniejsze urządzenie jest zgodne z następującymi normami:

- IEC 60601-1 Elektryczne urządzenia medyczne, część 1: Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa
- IEC 60601-1-2, wydanie 2, Elektryczne urządzenia medyczne, część 1-2: Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i przepisy dodatkowe:
Kompatybilność elektromagnetyczna – Wymagania i testy.
- ISO 8359 Koncentratory tlenu do zastosowań medycznych – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

Parametry elektryczne, zużycie energii przy zasilaniu prądem sieciowym

Modele 1020000, 1020001 1020002, 1020003 1020014, 1020015	120 V ~ ±10%, 350 W, 60 Hz
1020004, 1020005	230 V ~ ±10%, 320 W, 60 Hz
1020006, 1020007, 1020008 1020009, 1020010 1020011, 1020012 1020016, 1020017	230 V ~ ±10%, < 300 W, 50 Hz
1020013	230 V ~ ±10%, < 300 W, 60 Hz

Tlen

Stężenie tlenu * (wszystkie modele z wyjątkiem 1020007, 1020008)	90-96% od 0,5 do 5 LPM
Modele 1020007, 1020008	87-96% od 0,5 do 5 LPM

* Działanie urządzenia przy wyższych wartościach lub poza zakresem określonych wartości napięcia, LPM, temperatury, wilgotności i/lub wysokości może prowadzić do spadku poziomów stężenia tlenu.

Poziom hałasu

Modele 1020000, 1020001 1020002, 1020003 1020013	45 dBA (typowy)
1020004, 1020005 1020006, 1020008 1020009, 1020010 1020011, 1020012 1020016, 1020017	43 dBA (typowy)
1020007, 1020014 1020015	< 40 dBA (typowy)

Klasyfikacja

Klasyfikacja koncentratora tlenu EverFlo / EverFlo Q:

- Sprzęt klasy II IEC
- Część stosowana typu BF
- Sprzęt zabezpieczony przed wyciekami, IPX1
- System nie jest przystosowany do pracy w atmosferze zawierającej palną mieszaninę środka znieczulającego z powietrzem, tlenem lub podtlenkiem azotu.
- Praca w trybie ciągłym

Utylizacja

Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

Wytyczne dot. recyklingu WEEE/RoHS

Osoby i instytucje podlegające dyrektywom WEEE/RoHS dot. recyklingu powinny uzyskać dokument uprawniający do zwrotu celem recyklingu na stronie www.respironics.com.

Dodatek A: Informacje dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej

WYTYCZNE ORAZ OŚWIADCZENIE PRODUCENTA – PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE: Urządzenie to przeznaczone jest do użytku w poniżej określonym środowisku elektromagnetycznym. Użytkownik tego urządzenia powinien dopilnować, aby było ono używane w takim środowisku.

TEST EMISJI	ZGODNOŚĆ Z NORMAMI	WYTYCZNE DOTYCZĄCE WARUNKÓW ELEKTROMAGNETYCZNYCH OTOCZENIA
Emisja fal radiowych CISPR 11	Grupa 1	To urządzenie wykorzystuje energię fal radiowych tylko na potrzeby funkcji wewnętrznych. Dlatego jego emisja fal radiowych jest bardzo niska i prawdopodobnie nie spowoduje żadnych zakłóceń w działaniu znajdującego się w pobliżu sprzętu elektronicznego.
Emisja fal radiowych CISPR 11	Klasa B	To urządzenie nadaje się do użytku we wszystkich miejscach, również w gospodarstwach domowych oraz bezpośrednio podłączonych do publicznej, niskonapięciowej sieci zasilającej.
Emisje harmoniczne IEC 61000-3-2	Klasa A	
Wahania napięcia/Emisje migotania IEC 61000-3-3	Zgodność	

WYTYCZNE ORAZ OŚWIADCZENIE PRODUCENTA – ODPORNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA: Urządzenie to przeznaczone jest do użytku w poniżej określonym środowisku elektromagnetycznym. Użytkownik tego urządzenia powinien dopilnować, aby było ono używane w takim środowisku.

TEST ODPORNOŚCI	POZIOM TESTU ZGODNY Z NORMĄ IEC 60601	POZIOM ZGODNOŚCI	ŚRODOWISKO ELEKTROMAGNETYCZNE OTOCZENIA
Wylądowania elektrostatyczne (ESD) IEC 61000-4-2	±6 kV kontakt ±8 kV przez powietrze	±6 kV kontakt ±8 kV przez powietrze	Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub pokryte płytkami ceramicznymi. W przypadku pokrycia podłóg materiałem syntetycznym wilgotność względna powinna wynosić co najmniej 30%.
Elektryczne szybkie stany nieustalone IEC 61000-4-4	±2 kV dla linii zasilania ±1 kV dla linii wejściowych / wyjściowych	±2 kV dla sieci zasilającej ±1 kV dla linii wejściowych / wyjściowych	Zasilanie powinno odpowiadać pod względem jakości zasilaniu w typowym środowisku domowym lub szpitalnym.
Impulsowe zakłócenia udarowe IEC 61000-4-5	±1 kV w trybie różnicowym ±2 kV w trybie wspólnym	±1 kV w trybie różnicowym ±2 kV w trybie wspólnym	Zasilanie powinno odpowiadać pod względem jakości zasilaniu w typowym środowisku domowym lub szpitalnym.
Spadki napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia w liniach doprowadzających zasilanie IEC 61000-4-11	<5% U_T (>95% spadek U_T) dla 0,5 cyklu 40% U_T (60% spadek U_T) dla 5 cykli 70% U_T (30% spadek U_T) dla 25 cykli <5% U_T (>95% spadek U_T) dla 5 s	<5% U_T (>95% spadek U_T) dla 0,5 cyklu 40% U_T (60% spadek U_T) dla 5 cykli 70% U_T (30% spadek U_T) dla 25 cykli <5% U_T (>95% spadek U_T) dla 5 s	Zasilanie powinno odpowiadać pod względem jakości zasilaniu w typowym środowisku domowym lub szpitalnym. Jeśli użytkownik urządzenia wymaga jego ciągłej pracy w trakcie przerw w dostawie zasilania, zaleca się podłączenie urządzenia do zasilacza UPS lub akumulatora.
Pole magnetyczne przy częstotliwości zasilania (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Pola magnetyczne przy częstotliwości sieciowej powinny być na poziomach dla typowej lokalizacji w zwykłym środowisku domowym lub szpitalnym.
Uwaga: U_T to napięcie prądu zmiennego przed zastosowaniem poziomu testowego.			

WYTYCZNE ORAZ OŚWIADCZENIE PRODUCENTA – ODPORNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA: Urządzenie to przeznaczone jest do użytku w poniżej określonym środowisku elektromagnetycznym. Użytkownik tego urządzenia powinien dopilnować, aby było ono używane w takim środowisku.

TEST ODPORNOŚCI	POZIOM TESTU ZGODNY Z NORMĄ IEC 60601	POZIOM ZGODNOŚCI	WYTYCZNE DOTYCZĄCE WARUNKÓW ELEKTROMAGNETYCZNYCH OTOCZENIA
Przewodzenie fal radiowych IEC 61000-4-6	3 Vrms od 150 kHz do 80 MHz	3 Vrms	Przenośne urządzenia komunikacyjne wykorzystujące fale radiowe nie powinny być używane w mniejszej odległości od jakiegokolwiek części tego urządzenia, w tym kabli, niż zalecana odległość obliczona w równaniu właściwym dla częstotliwości nadajnika.
Promieniowanie fal radiowych IEC 61000-4-3	3 V/m od 80 MHz do 2,5 GHz	3 V/m	Zalecana odległość: $d = 1,2 \sqrt{P}$ przy częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$ przy częstotliwości od 80 MHz do 800 MHz $d = 2,3 \sqrt{P}$ przy częstotliwości od 800 MHz do 2,5 GHz Gdzie P to maksymalna znamionowa moc wyjściowa nadajnika w watach (W) według jego producenta, a d to zalecana odległość w metrach (m). Natężenia pola zainstalowanych nadajników radiowych, zgodnie z inspekcją elektromagnetyczną danej lokalizacji ^a, nie powinny przekraczać poziomu zgodności w każdym zakresie częstotliwości ^b. Zakłócenia mogą występować w pobliżu urządzeń oznaczonych następującym symbolem: 
Uwaga 1: Przy wartościach 80 MHz i 800 MHz obowiązuje wyższy zakres częstotliwości. Uwaga 2: Wytyczne te mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na rozprzestrzenienie fal elektromagnetycznych wpływa ich pochłanianie oraz odbijanie od budynków, obiektów i osób. a: Nie można teoretycznie przewidzieć natężenia pól nadajników stacjonarnych, takich jak stacje bazowe dla radia, telefonów (komórkowych/stacjonarnych), przenośnych nadajników/odbiorników radiowych, amatorskich urządzeń radiowych, transmisji radiowej AM i FM oraz transmisji TV. Aby należyście ocenić warunki elektromagnetyczne otoczenia w pobliżu stacjonarnych nadajników radiowych, należy przeprowadzić elektromagnetyczną inspekcję lokalizacji. Jeśli zmierzone natężenie pola w lokalizacji, w której używane jest urządzenie przekracza odpowiedni poziom zgodności radiowej, należy sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo. W przypadku wystąpienia zakłóceń w działaniu może być konieczne podjęcie dodatkowych środków zaradczych, takich jak zmiana orientacji lub lokalizacji urządzenia. b: W przypadku zakresu częstotliwości ponad 150 kHz do 80 MHz, natężenie pola powinno być mniejsze od 3 V/m.			

ZALECANE ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY PRZENOŚNYMI I KOMÓRKOWYMI URZĄDZENIAMI DO KOMUNIKACJI RADIOWEJ A NINIEJSZYM URZĄDZENIEM:

To urządzenie jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym, w którym są kontrolowane emitowane zakłócenia o częstotliwościach radiowych. Klient lub użytkownik tego urządzenia może zapobiec zakłóceniom elektromagnetycznym, zachowując minimalną odległość między przenośnym i komórkowym sprzętem radiowym (nadajnikami) oraz tym urządzeniem, tak jak zalecono poniżej, zgodnie z maksymalną mocą wyjściową sprzętu komunikacyjnego.

ZNAMIONOWA MOC WYJŚCIOWA NADAJNIKA (W)	ODLEGŁOŚĆ WEDŁUG CZĘSTOTLIWOŚCI NADAJNIKA (m)		
	od 150 kHz do 80 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	od 80 MHz do 800 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	od 800 MHz do 2,5 GHz $d = 2,3 \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23
W przypadku nadajników o maksymalnej znamionowej mocy wyjściowej niewymienionej powyżej zalecaną odległość, (d) w metrach (m) można określić za pomocą równania odpowiedniego dla częstotliwości nadajnika, gdzie P to maksymalna wartość mocy wyjściowej nadajnika w watach (W) według jego producenta. Uwaga 1: Przy częstotliwościach 80 MHz i 800 MHz obowiązuje odległość dla wyższego zakresu częstotliwości. Uwaga 2: Wytyczne te mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na rozprzestrzenienie fal elektromagnetycznych wpływa pochłanianie i odbijanie od budynków, obiektów i osób.			

Warunki gwarancji

Firma Respirationics, Inc. gwarantuje, że ten system będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych oraz będzie działać zgodnie z parametrami technicznymi przez okres trzech (3) lat od daty sprzedaży przedstawicielowi handlowemu przez firmę Respirationics, Inc. Firma Respirationics gwarantuje, że po naprawie urządzenia EverFlo / EverFlo Q przez firmę Respirationics lub autoryzowany punkt serwisowy naprawiane materiały będą wolne od wad przez okres 90 dni, a samo urządzenie będzie wolne od wad wykonawczych przez 90 dni licząc od daty naprawy. Akcesoria Respirationics są objęte gwarancją na wady materiałowe i wykonawcze przez okres 90 dni licząc od dnia zakupu. Jeżeli produkt nie będzie działać zgodnie z parametrami technicznymi produktu, firma Respirationics, Inc. naprawi lub wymieni, na podstawie własnej oceny, wadliwy materiał lub część. Firma Respirationics, Inc. pokryje koszt obowiązkowych opłat za transport od firmy Respirationics, Inc. do siedziby sprzedawcy. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, nieprawidłowym stosowaniem, nadużyciem, wprowadzonymi zmianami lub innymi wadami nie związanymi z materiałami lub wykonawstwem.

Firma Respirationics, Inc. nie będzie odpowiedzialna za wszelkie straty ekonomiczne, utratę zysków, bezpośrednie lub wynikiłe uszkodzenia, które mogą być reklamowane jako skutek zakupu lub używania niniejszego produktu. Przepisy niektórych krajów nie dopuszczają ograniczenia lub wykluczenia odpowiedzialności za przypadkowe lub ewentualne szkody, zatem powyższe ograniczenie lub wykluczenie może nie dotyczyć Licencjobiorcy.

Niniejsza gwarancja zastępuje wszelkie inne gwarancje wyrażone wprost lub dorozumiane, w tym gwarancję zgodności z przeznaczeniem i przydatności do określonego celu. Ponadto firma Respirationics nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za utracone zyski, utratę dobrego imienia oraz za szkody przypadkowe lub następne, nawet jeżeli powiadomiono ją o możliwości wystąpienia takich strat. W niektórych krajach lub częściach krajów prawo nie dopuszcza możliwości wyłączenia gwarancji dorozumianych lub odpowiedzialności za szkody przypadkowe i następne. Zgodnie z powyższym prawo krajowe lub lokalne może zapewniać dodatkową ochronę praw nabywcy.

W celu dochodzenia swoich praw objętych niniejszą gwarancją, należy skontaktować się z lokalnym, autoryzowanym sprzedawcą firmy Respirationics, Inc. lub z firmą Respirationics, Inc. pod adresem:

Respirationics
1001 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668
USA
1-724-387-4000

Respirationics Deutschland
Gewerbstrasse 17
82211 Herrsching
Niemcy
+49 8152 93060