

BACTIGRAS[®]

Opatrunek z gazy nasączony octanem chlorhexydyny

Opis

BACTIGRAS[®] jest opatrunkiem o specjalnym splocie gazy nasączonym białą, miękką parafiną i 0.5% roztworem octanu chlorhexydyny. Opatrunek jest dostępny w postaci jałowej, pakowany indywidualnie lub jako rolka w opakowaniu, które można otworzyć w miejscu nacięcia.

Opis działania

BACTIGRAS spełnia rolę bariery pomiędzy raną a opatrunkiem wtórnym, umożliwiającym przepływ wydzieliny do chłonnego opatrunku wtórnego. Antyseptyk octan chlorheksydyny uwalniany stopniowo z opatrunku wywiera długotrwałe działanie przeciwbakteryjne wobec pałeczek Gram-dodatnich i Gram-ujemnych.

Wskazania

BACTIGRAS jest wskazany do stosowania powierzchniowego. Zalecany do szerokiego zakresu ran z istniejącym ryzykiem zakażenia lub zakażonych łącznie z ogólnie stosowanymi lekami przeciwbakteryjnymi. Do ran, na które można stosować BACTIGRAS zaliczamy:

- Niewielkie oparzenia i poparzenia
- Skaleczenia, otarcia i niewielkie ubytki skóry
- Miejsca pobrania i nałożenia przeszczepów skórnych.

Przeciwwskazania

- Nie stosować na rany większe niż 10% powierzchni ciała.
- Nie stosować w przypadku wrażliwości lub uczulenia na chlorheksydynę.

Środki ostrożności

- Czasami może wystąpić zapalenie skóry, uczulenie kontaktowe lub uczulenie na światło. Rzadko występowała reakcja anafilaktyczna na chlorheksydynę.
- Należy unikać kontaktu z oczami, uchem środkowym, oponami

rdzeniowo-mózgowymi i mózgiem.


- BACTIGRAS nie może być stosowany łącznie z mydłem, innymi preparatami anionowymi jak również z jodkiem potasu. Należy unikać stosowania opatrunku łącznie z utleniającymi środkami do odkażania ran.
- Opatrunek BACTIGRAS jest jednorazowego użytku. W przypadku stosowania u więcej niż jednego pacjenta może wystąpić zakażenie krzyżowe lub infekcja.
- Otworzenie opatrunku wiąże się z przerwaniem bariery sterylności, w związku z tym niewykorzystany opatrunek nie powinien być zachowany do użytku w późniejszym terminie.
- Używaj ostrożnie u noworodków, szczególnie tych urodzonych przedwcześnie. BACTIGRAS może powodować chemiczne oparzenia skóry.

Instrukcja stosowania

1. Oczyścić i przygotować ranę zgodnie ze standardami postępowania.
2. Wybrać odpowiedni opatrunek i otworzyć opakowanie w miejscu nacięcia.
3. Używając pincety i rękawiczek usunąć papier ochronny
4. Przykryć powierzchnię rany pojedynczą warstwą opatrunku
5. Zastosować chłonny opatrunek wtórny w razie konieczności i zabezpieczyć go bandażem lub przylepcem
6. Usuwanie: BACTIGRAS może zostać na ranie w trakcie zmiany wtórnego opatrunku chłonnego. Częstotliwość zmiany opatrunku zależy do stanu klinicznego: od jednego razu na dobę do dwóch razy na tydzień.
7. Jeżeli opatrunek przywiera do rany można go zwilżyć roztworem soli fizjologicznej i delikatnie usunąć.

Dostępność produktu

Kod	Wielkość	Karton
7456	5cm x 5cm	50
7457	10cm x 10cm	10
7461	15cm x 20cm	10
66007505	15cm x 1m	12 rolek

 Smith & Nephew Medical Ltd, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN England

°Znak towarowy Smith & Nephew

©Smith & Nephew data wydania 12/2019 www.smith-nephew.com



Wyjaławiany promieniami Gamma

Nie używać jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone



Do użytku jednorazowego



Zapoznać się z instrukcją użytkowania



Przechowywać w suchym miejscu (<25°C)



Uwaga



Chronić przed światłem słonecznym

