

Wyrób medyczny: Brzuszny pas podtrzymujący, wielokrotnego użytku

Wersja: Pas dla kobiet w ciąży (przed i po porodzie) z fiszbinami (MEK 3010)

1. Opis:

- Wyrób medyczny wykonany z miękkich, hipoalergicznym materiałów, zapewniających komfort noszenia.
- Wyposażony w cztery demontowalne fiszbiny, które można wyjąć w zależności od potrzeb.
- Boczne paski regulacyjne umożliwiają dostosowanie stopnia stabilizacji i naprężenia.
- Pas jest wszechstronny – do stosowania zarówno w okresie prenatalnym, jak i poporodowym.
- Wyrób medyczny dostępny jest w 5 rozmiarach – patrz punkt 5 Instrukcji.
- Wyrób jest wyrobem wielokrotnego użytku. Ze względów higienicznych i medycznych zaleca się stosowanie tylko przez jednego użytkownika. Wyrób nie wymaga sterylizacji przed ponownym użyciem. Porady dotyczące standardowej pielęgnacji opisane są w punkcie 6 instrukcji używania.

2. Funkcje:

- Zmniejsza nacisk płodu na ścianę brzucha i staw łonowy, chroniąc tkanki przed nadmiernym rozciąganiem.
- Sprzyja prawidłowemu ułożeniu płodu, co może zapobiegać przedwczesnemu porodowi.
- Odciaża odcinek lędźwiowo-krzyżowy kręgosłupa, zmniejszając dolegliwości bólowe.
- Ułatwia utrzymanie aktywności fizycznej podczas ciąży.

- Redukuje ryzyko rozejścia kresy białej i wystąpienia przepukliny pooperacyjnej.
- Po porodzie, szczególnie po cięciu cesarskim, wspiera wczesną mobilizację i przyspiesza proces regeneracji.

3. Wskazania do stosowania:

- Ciąża w drugim i trzecim trymestrze.
- Okres po porodzie, w tym po cięciu cesarskim.

4. Przeciwwskazania:

- Reakcje alergiczne, nadwrażliwość, nietolerancja materiału, z którego jest wykonany produkt.

5. Instrukcja obsługi:

1. Wybierz odpowiedni rozmiar na podstawie obwodu bioder (mierzony pod brzuchem) – patrz tabela

S	obwód bioder	75-85 cm
M		85-95 cm
L		95-105 cm
XL		105-115 cm
XXL		115-125 cm

2. Zakładaj pas w pozycji leżącej, najlepiej przed wstaniem z łóżka.
3. Owiń pas wokół bioder i zapnij główny rzep z przodu, pod brzuchem.
4. Użyj bocznych pasów, aby dostosować poziom stabilizacji.
5. W razie potrzeby możesz usunąć fiszbiny, by zwiększyć elastyczność pasa.
6. Po porodzie pas można nosić w odwróconej pozycji – zapięcie powinno wtedy znaleźć się z tyłu, na plecach. Przed zmianą ustawienia pamiętaj o wyjęciu fiszbini, aby pas był bardziej elastyczny i komfortowy.

Zaleca się noszenie pasa przez kilka godzin dziennie. Czas stosowania należy skonsultować z lekarzem prowadzącym.

6. Porady dotyczące pielęgnacji:

- Przed praniem zapnij wszystkie rzepy.
- Zalecane pranie ręczne w wodzie o temperaturze nieprzekraczającej 30 stopni z użyciem łagodnych detergentów. Nie wybielać, nie gotować.
- Suszyć na płasko, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego, nie prasować.

7. Ostrzeżenia:

- Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.
- W przypadku braku poprawy pomimo stosowania wyrobu medycznego, należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.



- Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa.

Kolor: beżowy

Data wydania instrukcji używania: 10.2021; wersja: 01



MEK-ORTO sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 26/13
02-495 Warszawa



3010



Wyjaśnienie zastosowanych symboli:

	Wytwórca
	Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone
	Ostrzeżenie
	Data produkcji
	Wyprodukowano w Polsce
	Kod UDI
	Zapoznaj się z instrukcją używania
	Wyrób medyczny
	Numer modelu
	Jeden pacjent- wielokrotne użycie
	Oznakowanie zgodności CE

Pas dla kobiet w ciąży z fiszbinami (przed i po porodzie) MEK 3010