

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL

1. Obszar zabiegu
2. Pokaz czasu
3. Ustawianie czasu
4. Włącznik
5. Zasilanie
6. Wlot powietrza

Przymocuj urządzenie na obszarze, na którym chcesz wykonać zabieg, podłącz do zasilania, usłyszysz dźwięk "di", gdy wyświetla się „—” oznacza to normalne zasilanie.

Przycisk zasilania: Naciśnięcie raz oznacza włączenie urządzenia (druga ręka jest uwolniona, a niebieskie światło się zapala), domyślny czas to 8 minut; naciśnij drugi raz, aby wyłączyć urządzenie (wyświetla „—” i niebieskie światło gaśnie).

Przepuklina pępkowa lub pachwinowa

Nadwrażliwość na zimno

Pacjenci z zapaleniem wątroby typu C

2. Aby uniknąć odmrożeń, proszę nie przekraczać 8 minut zabiegu za pierwszym razem; jeśli pacjent czuje się dobrze, można wydłużyć czas zabiegu do odpowiedniego.
3. Aby zapewnić rezultaty, proszę nie blokować otworów wentylacyjnych po obu stronach.

Parametry:

Obszar zabiegu: 98x98 mm

Wymiary produktu: 20 cm (dł.) x 13 cm (szer.) x 4,4 cm (wys.)

Waga brutto: 1,9 kg

Napięcie wyjściowe: 12V

Natężenie prądu wyjściowego: 10A

Automatyczny czas pracy: 20 minut, ale czas zabiegu można ustawić na 20, 40 lub 60 minut ręcznie.

Temperatura: min. -2 stopnie (w pomieszczeniu), urządzenie automatycznie dostosowuje czas zabiegu w zależności od temperatury.

Przewaga konkurencyjna

To mini urządzenie do kriolipolizy jest bardzo lekkie, ma dobrą cenę i pozwala zaoszczędzić na kosztach transportu. Zabieg można wykonywać podczas słuchania muzyki lub w wolnym czasie po ciężkiej pracy. Nie trzeba poświęcać na to więcej czasu. Jest to racjonalne, przemyślane rozwiązanie dla maszyny kosmetycznej. Co więcej, jest skuteczne i bezpieczne dla utraty wagi. Wierzymy, że jest to najlepszy wybór, na który zasługujesz.

Czym jest kriolipoliza?

Kriolipoliza to nieinwazyjne schładzanie tkanki tłuszczowej w celu redukcji tłuszczu (rozbijania komórek tłuszczowych) bez uszkodzania innych tkanek. Wynikiem po dwóch do czterech miesięcy jest zauważalna, naturalnie wyglądająca redukcja tkanki tłuszczowej.

Jak działa kriolipoliza?

Kriolipoliza opiera się na zasadzie, że komórki tłuszczowe są bardziej podatne na ekstrakcję energii

(chłodzenie) niż otaczające tkanki. Nieinwazyjny aplikator jest przymocowany do wybranego obszaru zabiegowego, aby wyciągnąć energię z tkanki tłuszczowej, jednocześnie chroniąc skórę, nerwy, mięśnie i inne tkanki. Ochłodzone komórki tłuszczowe przechodzą apoptozę (kontrolowaną śmierć komórkową) i są stopniowo eliminowane, zmniejszając grubość warstwy tłuszczu.

Jakie są rezultaty?

Badania kliniczne wykazują, że procedura kriolipolizy zapewnia zauważalną, mierzalną redukcję tłuszczu u odpowiednio wybranych pacjentów w ciągu dwóch do czterech miesięcy po zabiegu. Dodatkowe zabiegi mogą być przeprowadzane dwa do czterech miesięcy po początkowym zabiegu, aby osiągnąć większą redukcję tłuszczu.

Jak różni się procedura kriolipolizy od innych zabiegów?

Kontrolowane chłodzenie w procedurze kriolipolizy celuje i eliminuje tylko komórki tłuszczowe. Inne metody leczenia, takie jak lasery, częstotliwość radiowa i skoncentrowany ultradźwięk, wpływają na komórki tłuszczowe i mogą wpływać na inne sąsiadujące tkanki w sposób, który nie jest porównywalny z metodą kriolipolizy. Jak długo utrzymują się rezultaty kriolipolizy?

Pacjenci doświadczający redukcji warstwy tłuszczowej pokazują trwałe rezultaty przynajmniej sześć miesięcy po zabiegu kriolipolizy. Dłuższe badania nie zostały jeszcze zakończone. Jeżeli wiadomo, że ekspozycja na chłodzenie powoduje rozpoczęcie procesu naturalnego usuwania komórek tłuszczowych, który stopniowo zmniejsza grubość warstwy tłuszczu. Komórki tłuszczowe w leczonym obszarze są łagodnie eliminowane poprzez normalny proces metaboliczny organizmu, który oczekuje się, że będzie trwał mniej więcej tyle, ile trwa usunięcie komórek tłuszczowych przez inwazyjne procedury, takie jak liposukcja.

Możesz leczyć obszar tylko jedną aplikacją miesięcznie... Możesz leczyć wiele obszarów, ale upewnij się, że każdy obszar jest traktowany tylko RAZ, a następnie ODZIECZ 30 dni przed ponownym leczeniem tego samego obszaru. Nie ma potrzeby stosowania codziennie. Dla ciągłych rezultatów, używaj raz w miesiącu. Rezultaty będą widoczne w ciągu 4 do 8 tygodni! Po prostu kontynuuj stosowanie każdego miesiąca, aby uzyskać najlepsze i ciągłe rezultaty.

Przycisk ustawienia czasu: Tylko wtedy, gdy urządzenie jest włączone, możesz ustawić czas, którego potrzebujesz. Naciśnięcie raz oznacza dodanie 1 minuty. Długie naciśnięcie przycisku może swobodnie dodać czas do 30 minut, ale kiedy osiągnie czas, który chcesz, w przeciwnym razie czas zabiegu zacznie się od 1 minuty do 30 minut raz za razem. Czas zabiegu wynosi od 1 do 30 minut.

Uwaga:

1: Przeciwwskazania:

- Choroba Raynauda (choroba Raynauda to rzadkie zaburzenie naczyń krwionośnych, zwykle w palcach rąk i stóp, gdzie palce wykazują niebieskie przebarwienia wtórne do narażenia na zimno).
- Ciąża
- Wszczepione urządzenie medyczne
- Niedawno przebyta operacja w obszarze zabiegu (w ciągu 1 roku).

NÁVOD K POUŽITÍ CZ

1. **Oblast ošetření**
2. **Zobrazení času**
3. **Nastavení času**
4. **Vypínač**
5. **Napájení**
6. **Vstup vzduchu**

Připevněte zařízení na oblast, kterou chcete ošetřit, připojte k napájení. Uslyšíte zvuk "di", a pokud se na displeji objeví „—“, znamená to, že napájení funguje normálně.

Vypínač:

- Jedno stisknutí zapne zařízení (druhá ruka je volná, modré světlo se rozsvítí), výchozí čas je 8 minut.
- Druhé stisknutí vypne zařízení (displej ukáže „—“ a modré světlo zhasne).

Kontraindikace

- Pupeční nebo tříselná kýla
- Přecitlivělost na chlad
- Pacienti s hepatitidou C

Upozornění:

1. Aby se předešlo omrzlinám, první ošetření by nemělo přesáhnout 8 minut; pokud se pacient cítí dobře, lze dobu ošetření postupně prodloužit.
2. Aby byly zajištěny výsledky, neblokujte větrací otvory na obou stranách zařízení.

Parametry

- **Oblast ošetření:** 98 × 98 mm
- **Rozměry produktu:** 20 cm (délka) × 13 cm (šířka) × 4,4 cm (výška)
- **Hrubá hmotnost:** 1,9 kg
- **Výstupní napětí:** 12V
- **Výstupní proud:** 10A
- **Automatická doba provozu:** 20 minut (možno ručně nastavit na 20, 40 nebo 60 minut).
- **Teplota:** Minimálně -2 °C (v místnosti), zařízení automaticky přizpůsobí dobu ošetření podle teploty.

Konkurenční výhody

Toto mini zařízení pro kryolipolýzu je velmi lehké, cenově dostupné a šetří náklady na dopravu.

Ošetření můžete provádět při poslechu hudby nebo ve volném čase po náročné práci. Nemusíte tomu

věnovat více času. Jedná se o rozumné a promyšlené řešení v oblasti kosmetických přístrojů. Navíc je účinné a bezpečné pro hubnutí. Věříme, že je to nejlepší volba, kterou si zasloužíte.

Co je kryolipolýza?

Kryolipolýza je neinvazivní metoda ochlazování tukové tkáně za účelem redukce tuku (odstranění tukových buněk) bez poškození jiných tkání. Výsledkem je po dvou až čtyřech měsících viditelná a přirozeně vypadající redukce tukové vrstvy.

Jak kryolipolýza funguje?

Kryolipolýza využívá principu, že tukové buňky jsou citlivější na ochlazování než okolní tkáň. Neinvazivní aplikátor je připevněn na vybranou oblast ošetření, kde odvádí energii z tukové tkáně a zároveň chrání pokožku, nervy, svaly a další tkáň. Ochladené tukové buňky procházejí apoptózou (řízenou buněčnou smrtí) a postupně se eliminují, čímž dochází ke snížení tloušťky tukové vrstvy.

Jaké jsou výsledky?

Klinické studie ukazují, že kryolipolýza poskytuje viditelnou a měřitelnou redukci tuku u vhodně vybraných pacientů během dvou až čtyř měsíců po ošetření. Další ošetření lze provést dva až čtyři měsíce po prvním zákroku pro dosažení větší redukce tuku.

Délka výsledků

Pacienti, kteří zaznamenali redukci tukové vrstvy, mají trvalé výsledky nejméně šest měsíců po ošetření.

Poznámka:

1. Kontraindikace:

- Raynaudova nemoc
- Těhotenství
- Implantované lékařské zařízení
- Nedávná operace v oblasti ošetření (do jednoho roku).

NÁVOD NA POUŽITIE SK

1. **Oblasť ošetrovania**
2. **Zobrazenie času**
3. **Nastavenie času**
4. **Vypínač**
5. **Napájanie**
6. **Vstup vzduchu**

Pripevnite zariadenie na oblasť, ktorú chcete ošetriť, pripojte ho k napájaniu. Počujete zvuk „di“. Ak sa zobrazí „—“—, znamená to normálne napájanie.

Tlačidlo napájania:

- Jedno stlačenie zapne zariadenie (uvoľníte druhú ruku, modré svetlo sa rozsvieti), predvolený čas je 8 minút.
- Druhé stlačenie zariadenie vypne (zobrazí sa „—“— a modré svetlo zhasne).

Kontraindikácie:

- Pupočná alebo slabinová prietrž
- Precitlivenosť na chlad
- Pacienti s hepatitídou typu C

Upozornenie:

1. Aby ste predišli omrzlinám, prvé ošetrovanie by nemalo presiahnuť 8 minút; ak sa pacient cíti dobre, môžete čas ošetrovania postupne predĺžiť.
2. Aby boli dosiahnuté výsledky, neblokujte ventilačné otvory na oboch stranách zariadenia.

Parametre

- **Oblasť ošetrovania:** 98 × 98 mm
- **Rozmery produktu:** 20 cm (dĺžka) × 13 cm (šírka) × 4,4 cm (výška)
- **Hrubá hmotnosť:** 1,9 kg
- **Výstupné napätie:** 12V
- **Výstupný prúd:** 10A
- **Automatický čas prevádzky:** 20 minút (možno manuálne nastaviť na 20, 40 alebo 60 minút).
- **Teplota:** Min. -2 °C (v interiéri), zariadenie automaticky prispôsobí čas ošetrovania podľa teploty.

Konkurenčné výhody

Toto mini zariadenie na kryolipolýzu je veľmi ľahké, cenovo výhodné a šetrí náklady na prepravu. Ošetrovanie je možné vykonávať počas počúvania hudby alebo vo voľnom čase po náročnej práci. Nie je

potrebné tomu venovať viac času. Ide o rozumné a premyslené riešenie v oblasti kozmetických prístrojov. Navyše je účinné a bezpečné na chudnutie. Veríme, že je to najlepšia voľba, ktorú si zaslúžite.

Čo je kryolipolýza?

Kryolipolýza je neinvazívne ochladzovanie tukového tkaniva za účelom redukcie tuku (rozbíjania tukových buniek) bez poškodenia iných tkanív. Výsledkom je po dvoch až štyroch mesiacoch viditeľná a prirodzene vyzerajúca redukcia tukového tkaniva.

Ako funguje kryolipolýza?

Kryolipolýza funguje na princípe, že tukové bunky sú citlivejšie na ochladenie ako okolité tkanivá. Neinvazívny aplikátor je pripevnený na vybranú oblasť ošetrovania, aby odviedol energiu z tukového tkaniva a zároveň chránil pokožku, nervy, svaly a iné tkanivá. Ochladené tukové bunky prechádzajú apoptózou (riadenou bunkovou smrťou) a postupne sa eliminujú, čím sa znižuje hrúbka tukovej vrstvy.

Aké sú výsledky?

Klinické štúdie ukazujú, že kryolipolýza poskytuje viditeľnú a merateľnú redukciu tuku u správne vybraných pacientov počas dvoch až štyroch mesiacov po ošetrovaní. Ďalšie ošetrovania možno vykonať dva až štyri mesiace po prvom zákroku na dosiahnutie väčšej redukcie tuku.

Ako dlho vydržia výsledky?

Pacienti, ktorí zaznamenali redukciu tukovej vrstvy, majú trvalé výsledky najmenej šesť mesiacov po ošetrovaní kryolipolýzou.

Poznámka:

1. Kontraindikácie:

- Raynaudova choroba (zriedkavé ochorenie krvných ciev, zvyčajne v prstoch rúk a nôh, spôsobené vystavením chladu).
- Tehotenstvo
- Implantované lekárske zariadenie
- Nedávna operácia v oblasti ošetrovania (do jedného roka).

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU

1. **Kezelési terület**
2. **Idő kijelzése**
3. **Idő beállítása**
4. **Bekapcsoló gomb**
5. **Tápellátás**
6. **Levegőbemenet**

Helyezze az eszközt a kezelendő területre, csatlakoztassa a tápegységhez. Hallani fog egy „di” hangot. Ha a kijelzőn „—” jelenik meg, az normál tápellátást jelez.

Bekapcsoló gomb:

- Egyszeri megnyomás bekapcsolja az eszközt (a másik kéz szabad, és a kék fény világít), az alapértelmezett idő 8 perc.
- Második megnyomás kikapcsolja az eszközt (a kijelzőn „—” jelenik meg, és a kék fény kialszik).

Ellenjavallatok:

- Köldöksérv vagy lágyéksérv
- Hidegérzékenység
- Hepatitis C-ben szenvedő betegek

Figyelmeztetések:

1. Az első használatkor ne haladja meg a 8 percet, hogy elkerülje a fagyási sérüléseket. Ha a beteg jól érzi magát, az időt fokozatosan növelheti.
2. Az eredmények biztosítása érdekében ne akadályozza a levegőnyílásokat az eszköz mindkét oldalán.

Paraméterek

- **Kezelési terület:** 98 × 98 mm
- **Termék méretei:** 20 cm (hossz) × 13 cm (szélesség) × 4,4 cm (magasság)
- **Bruttó súly:** 1,9 kg
- **Kimeneti feszültség:** 12V
- **Kimeneti áramerősség:** 10A
- **Automatikus működési idő:** 20 perc (kézzel beállítható 20, 40 vagy 60 percre).
- **Hőmérséklet:** Min. -2 °C (beltérben), az eszköz automatikusan beállítja a kezelési időt a hőmérsékletnek megfelelően.

Versenyelőnyök

Ez a mini kriolipolízis készülék nagyon könnyű, kedvező árú, és csökkenti a szállítási költségeket. A kezelést végezheti zenehallgatás közben vagy szabadidejében, a kemény munka után. Nem szükséges külön időt szánnia rá. Ésszerű és átgondolt megoldás kozmetikai gépekhez. Ráadásul hatékony és biztonságos a testsúlycsökkentéshez. Hisszük, hogy ez a legjobb választás, amit megérdemel.

Mi a kriolipolízis?

A kriolipolízis egy nem invazív technológia, amely a zsírszövet hűtésével csökkenti a zsírt (a zsírsejtek lebontását), anélkül, hogy más szöveteket károsítana. Az eredmények 2-4 hónap alatt láthatóvá válnak, természetes zsírvesztést eredményezve.

Hogyan működik a kriolipolízis?

A kriolipolízis azon az elven alapul, hogy a zsírsejtek érzékenyebbek az energia kivonására (hűtésre), mint a környező szövetek. A nem invazív applikátor kivonja az energiát a zsírszövetből, miközben védi a bőrt, idegeket, izmokat és más szöveteket. A lehűtött zsírsejtek apoptózison (kontrollált sejthalál) mennek keresztül, és fokozatosan eliminálódnak, csökkentve a zsírréteg vastagságát.

Milyen eredményekre lehet számítani?

Klinikai vizsgálatok bizonyítják, hogy a kriolipolízis eljárás látható és mérhető zsírvesztést eredményez megfelelően kiválasztott pácienseknél, a kezelés után 2-4 hónapon belül.

Meddig tartanak az eredmények?

A kriolipolízis után tapasztalt zsírréteg csökkentésének eredményei legalább hat hónapig tartanak.

Megjegyzés:

1. Ellenjavallatok:

- Raynaud-kór (ritka érbetegség, amely általában az ujjakban és lábujjakban jelentkezik hideg hatására).
- Terhesség
- Beültetett orvosi eszközök
- Nemrég végzett műtét a kezelési területen (1 éven belül).