

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE
Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Red Light Face Massager Model: RL05-B

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Red Light Face Massager

Model: RL05-B



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support?
Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Product Parameters

Material: Aluminum alloy+PC

Input Voltage: 3.7V

Power: 1.67W

Net Weight: 60g

Wavelength: 630nm+ Other 6 kinds

Battery Capacity: 350 mAh


Charging Time: 90~120mins

Power Supply: USB charging

Product size: 146x43x12 mm



Product Features



Red Light
620nm-630nm


Inlet Surface
270°rotating head
touch to start,Smart
power saving

Body
Aluminum alloy

Power Supply
USB charging port

How It Works ?

The 630nm wavelength is ideal for targeting all manner of skin concerns. In one study, the 630nm wavelength was combined with other beauty treatments such as microneedling to create a statistically significant improvement in photodamage, fine lines and sagging.



Product Functions



The steps on using beauty device



Step 1

Before use, wipe with a clean cloth or damp tissue (30%humidity), please don't put it water clean!



Step 2

Firstly, clean your face, then apply water lotion to keep your face or neck moist.



Step 3

Apply an appropriate amount of eye cream or serum around the eyes to keep the skin moist.



Step 4

Gently slide the massage head, lift and massage the eye area, repeat 8-10 times. (Note: When holding device the massage head touches the skin, it starts to work, and stops when it not touch.)



Step 5

After use, wipe the massage head with a clean cloth or damp tissue (30% humidity). Don't put it water clean.

CORRECT DISPOSAL

This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to acollection point for recycling electrical and electronic devices.

BATTERY DISPOSAL

To minimize hazards to health and the environment at the end of this product's life, laws dealing with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and The Waste Battery Directive require you to dispose of this product at a suitable collection facility where it will be sent in order to remove the batteries and for appropriate recycling. Please contact your local authorities for more details on recycling and safe disposal of these in your area.

FCC Information:

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:


- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.



Charging Method: Insert one end of the USB charging cable into the charging port at the bottom of the eye beauty instrument, and connect the other end to the charger or computer USB port. The indicator light is in the state of breathing and flashing. It is recommended that the charging time should not exceed 24 hours.

Charging Time: 100mins fully charge, can be use for 60mins if continuous use.

About Charging Power Reminder

- When the battery is low, the indicator light flashes quickly
- When charging, the indicator light is breathing and flashing
- When fully charged, the indicator light is always on

Warm Notices

- Do not disassemble and modify this product without permission.
- Do not select the guide head in the opposite direction.
- When using it around the eyes, there is a light flickering sensation, which is a normal biological micro-electricity effect, please do not worry.
- Due to the deviation of the resistance value of the human body, individual people have a strong electric shock when using it. Please choose whether to continue using it according to the individual's tolerance level. If there is any discomfort, please stop using it immediately.
- If you find any abnormality such as vibration during use, please check whether the battery is low or shut down.
- When not in use for a long time, please turn off the machine and store it in a dry place to avoid sunlight exposure.
- Please place this product out of the reach of children. This product cannot be used as a toy.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE
Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Masseur de visage à lumière rouge Modèle : RL05-B

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Visage de lumière rouge
Masseur

Modèle : RL05-B



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ?
N'hésitez pas à nous contacter : Support

technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

Paramètres du produit

Matériel: alliage d'aluminium + PC

Tension d'entrée : 3,7 V

Puissance : 1,67 W

Poids net: 60g

Longueur d'onde : 630 nm + 6 autres types

Capacité de la batterie : 350 mAh

Temps de charge : 90 ~ 120 minutes

Alimentation: chargement USB

Taille du produit: 146x43x12 mm




caractéristiques du produit



Comment ça fonctionne ?


La longueur d'onde de 630 nm est idéale pour cibler toutes sortes de problèmes de peau. Dans une étude, la longueur d'onde de 630 nm a été combinée à d'autres traitements de beauté tels que le microneedling pour créer une amélioration statistiquement significative des photodommages, des ridules et du relâchement.



Fonctions du produit



Les étapes d'utilisation de l'appareil de beauté



ÉLIMINATION CORRECTE

Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

ÉLIMINATION DE LA BATTERIE

Afin de minimiser les risques pour la santé et l'environnement à la fin de la durée de vie de ce produit, les lois relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et la directive sur les piles usagées exigent que vous jetiez ce produit dans un centre de collecte approprié où il sera envoyé, afin de retirer les piles et de procéder à un recyclage approprié. Veuillez contacter vos autorités locales pour plus de détails sur le recyclage et l'élimination en toute sécurité de celles-ci dans votre région.

Informations FCC :

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
- 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.


AVERTISSEMENT : les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a pas

garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télé, ce qui peut être déterminé en éteignant et rallumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre le produit et le récepteur.
- Connectez le produit à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.



Méthode de chargement : insérez une extrémité du câble de chargement USB dans le port de chargement situé au bas de l'instrument de beauté des yeux et connectez l'autre extrémité au chargeur ou au port USB de l'ordinateur. Le voyant lumineux est en état de respiration et de clignotement. Il est recommandé que le temps de charge ne dépasse pas 24 heures.

Temps de charge : 100 minutes de charge complète, peut être utilisé pendant 60 minutes si utilisation continue.

À propos du rappel de puissance de charge

- Lorsque la batterie est faible, le voyant clignote rapidement
- Lors de la charge, le voyant lumineux respire et clignote
- Une fois complètement chargé, le voyant est toujours allumé

Avis chaleureux

- Ne démontez pas et ne modifiez pas ce produit sans autorisation.
- Ne sélectionnez pas la tête de guidage dans la direction opposée. •

Lorsque vous l'utilisez autour des yeux, il y a une légère sensation de scintillement, qui est un effet de microélectricité biologique normal, ne vous inquiétez pas.

- En raison de l'écart de la valeur de résistance du corps humain, les individus subissent un fort choc électrique lors de son utilisation. Veuillez choisir de continuer à l'utiliser en fonction du niveau de tolérance de chaque individu. En cas d'inconfort, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement.

- Si vous constatez une anomalie telle qu'une vibration pendant l'utilisation, veuillez vérifier si la batterie est faible ou éteinte.

- Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez éteindre la machine et la ranger dans un endroit sec pour éviter l'exposition au soleil.

- Veuillez placer ce produit hors de portée des enfants. Ce produit ne peut pas être utilisé comme un jouet.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE
Zertifikat für technischen Support und E-Garantie
www.vevor.com/support

Rotlicht-Gesichtsmassagegerät Modell: RL05-B

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.
„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE
**Rotlichtgesicht
Massagegerät**

Modell: RL05-B



BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung?
Bitte kontaktieren Sie uns: **Technischer**

Support und E-Garantie[zertifikat www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.

Produktparameter

Material: Aluminiumlegierung + PC

Eingangsspannung: 3,7 V

Leistung: 1,67 W

Nettogewicht: 60g

Wellenlänge: 630 nm + weitere 6 Arten

Batteriekapazität: 350 mAh

Ladezeit: 90-120 Minuten

Stromversorgung: USB-Aufladung

Produktgröße: 146x43x12 mm




Produktmerkmale



Wie es funktioniert ?

Die Wellenlänge von 630 nm ist ideal für die Behandlung aller Arten von

Hautproblemen. In einer Studie wurde die 630-nm-Wellenlänge mit anderen Schönheitsbehandlungen wie Microneedling kombiniert, um eine statistisch signifikante Verbesserung bei Lichtschäden, feinen Linien und Erschlaffung zu erzielen.



Produktfunktionen



Die Schritte zur Verwendung des Schönheitsgeräts



Schritt 1

Vor Gebrauch mit einem sauberen Tuch oder einem feuchten Tuch (30 % Luftfeuchtigkeit) abwischen, bitte nicht mit Wasser reinigen!



Schritt 2

Reinigen Sie zunächst Ihr Gesicht und tragen Sie dann eine Wasserlotion auf, um Ihr Gesicht oder Ihren Hals feucht zu halten.



Schritt 3

Tragen Sie eine angemessene Menge Augencreme oder Serum um die Augen herum auf, um die Haut feucht zu halten.



Schritt 4

Bewegen Sie den Massagekopf sanft, heben Sie ihn an und massieren Sie die Augenpartie. Wiederholen Sie den Vorgang 8-10 Mal. (Hinweis: Wenn der Massagekopf die Haut berührt, beginnt er zu wirken und stoppt, wenn er nicht berührt wird.)



Schritt 5

Wischen Sie den Massagekopf nach dem Gebrauch mit einem sauberen Tuch oder einem feuchten Tuch (30 % Luftfeuchtigkeit) ab. Legen Sie es nicht in sauberes Wasser.

RICHTIGE ENTSORGUNG

Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung bedarf. Dies gilt für das Produkt und alle Zubehörteile, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Als solche gekennzeichnete Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.

ENTSORGUNG DER BATTERIE

Um Gefahren für die Gesundheit und die Umwelt am Ende der Lebensdauer dieses Produkts zu minimieren, verlangen die Gesetze zum Umgang mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) und die Richtlinie über Altbatterien, dass Sie dieses Produkt bei einer geeigneten Sammelstelle entsorgen, wo es eingeschleust wird. Um die Batterien zu entfernen und ordnungsgemäß zu recyceln, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden, um weitere Informationen zum Recycling und zur sicheren Entsorgung dieser Batterien in Ihrer Region zu erhalten.

FCC-Informationen:

VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.

2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten.


Dieses Produkt erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Allerdings gibt es keine Garantien, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Produkt schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Produkts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.

· Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder versetzen Sie sie.

· Erhöhen Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.

· Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.

· Wenden Sie sich für Hilfe an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker.



Lademethode : Stecken Sie ein Ende des USB-Ladekabels in den Ladeanschluss an der Unterseite des Eye Beauty-Instruments und verbinden Sie das andere Ende mit dem Ladegerät oder dem USB-Anschluss des Computers. Die Kontrollleuchte atmet und blinkt. Es wird empfohlen, dass die Ladezeit 24 Stunden nicht überschreitet.

Ladezeit: 100 Minuten vollständig aufgeladen, kann 60 Minuten lang verwendet werden bei Dauergebrauch.

Informationen zur Ladeleistungserinnerung

- Wenn die Batterie schwach ist, blinkt die Kontrollleuchte schnell
- Während des Ladevorgangs atmet und blinkt die Kontrollleuchte

- Bei voller Ladung leuchtet die Kontrollleuchte immer

Herzliche Mitteilungen

- Zerlegen oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht ohne Genehmigung.

- Wählen Sie den Führungskopf nicht in die entgegengesetzte Richtung. • Wenn

Sie ihn um die Augen herum verwenden, entsteht ein leichtes Flackern, was ein normaler biologischer Mikroelektrizitätseffekt ist. Machen Sie sich bitte keine Sorgen.

- Aufgrund der Abweichung des Widerstandswertes des menschlichen Körpers erleiden einzelne Personen bei der Verwendung einen starken Stromschlag. Bitte entscheiden Sie, ob Sie es weiterhin verwenden möchten, entsprechend der individuellen Verträglichkeit. Sollten Sie Beschwerden verspüren, brechen Sie die Anwendung bitte sofort ab.

- Wenn Sie während des Gebrauchs Unregelmäßigkeiten wie Vibrationen bemerken, überprüfen Sie bitte,

ob die Batterie schwach ist, oder schalten Sie das Gerät aus.

- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie es bitte aus und lagern Sie es an einem trockenen Ort, um Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

- Bitte platzieren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern. Dieses Produkt kann nicht als Spielzeug verwendet werden.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie
[zertifikat
www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE
Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Massaggiatore viso a luce rossa
Modello: RL05-B

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE
Faccia a luci rosse
Massaggiatore

Modello: RL05-B



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico?
Non esitate a contattarci: **Supporto**

tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Parametri del prodotto

Materiale: lega di alluminio+PC

Tensione in ingresso: 3.7 V

Potenza: 1,67 W

Peso netto: 60 g

Lunghezza d'onda: 630 nm+ Altri 6 tipi

Capacità della batteria: 350 mAh

Tempo di ricarica: 90-120 minuti

Alimentazione: ricarica USB

Dimensioni del prodotto: 146x43x12mm




caratteristiche del prodotto



Come funziona ?


La lunghezza d'onda di 630 nm è ideale per affrontare tutti i tipi di problemi della pelle. In uno studio, la lunghezza d'onda di 630 nm è stata combinata con altri trattamenti di bellezza come il microneedling per creare un miglioramento statisticamente significativo del fotodanneggiamento, delle linee sottili e del rilassamento cutaneo.



Funzioni del prodotto



I passaggi sull'utilizzo del dispositivo di bellezza



CORRETTO SMALTIMENTO

Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che nell'Unione Europea il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici.

SMALTIMENTO BATTERIA

Per ridurre al minimo i rischi per la salute e l'ambiente al termine della vita utile di questo prodotto, le leggi relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e la Direttiva sullo smaltimento delle batterie richiedono di smaltire questo prodotto presso un centro di raccolta adeguato dove verrà inviato per rimuovere le batterie e per un riciclaggio appropriato. Contatta le autorità locali per ulteriori dettagli sul riciclaggio e sullo smaltimento sicuro di queste nella tua zona.

Informazioni FCC:

ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:


- 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.
- 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

AVVERTENZA: cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non c'è garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e accendendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.



Metodo di ricarica : inserire un'estremità del cavo di ricarica USB nella porta di ricarica nella parte inferiore dello strumento per la bellezza degli occhi e collegare l'altra estremità al caricabatterie o alla porta USB del computer. La spia è nello stato di respirazione e lampeggiante. Si consiglia che il tempo di ricarica non superi le 24 ore.

Tempo di ricarica: 100 minuti di ricarica completa, può essere utilizzato per 60 minuti se uso continuo.

Informazioni sul promemoria di carica

- Quando la batteria è scarica, l'indicatore luminoso lampeggia rapidamente
- Durante la ricarica, l'indicatore luminoso lampeggia e lampeggia
- Quando è completamente carica, la spia è sempre accesa

Avvisi calorosi

- Non smontare e modificare questo prodotto senza autorizzazione.
- Non selezionare la testina guida nella direzione opposta. • Quando la si utilizza intorno agli occhi, si avverte una leggera sensazione di tremolio, che è un normale effetto biologico di microelettricità, non preoccuparsi.
- A causa della deviazione del valore di resistenza del corpo umano, alcune persone subiscono una forte scossa elettrica durante l'utilizzo. Scegliere se continuare ad utilizzarlo in base al livello di tolleranza individuale. In caso di disagio, interrompere immediatamente l'uso.

- Se si riscontrano anomalie come vibrazioni durante l'uso, verificare se la batteria è scarica o spenta.
- Quando non viene utilizzata per un lungo periodo, spegnere la macchina e conservarla in un luogo asciutto per evitare l'esposizione alla luce solare.
- Si prega di tenere questo prodotto fuori dalla portata dei bambini. Questo prodotto non può essere utilizzato come giocattolo.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Masajeador facial con luz roja

Modelo: RL05-B

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Cara de luz roja Masajeador

Modelo: RL05-B



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico?
No dude en contactarnos: Soporte

técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Parametros del producto

Material: aleación de aluminio + PC

Voltaje de entrada: 3,7 V

Potencia: 1,67W

Peso neto: 60g

Longitud de onda: 630 nm+ Otros 6 tipos

Capacidad de la batería: 350 mAh

Tiempo de carga: 90 ~ 120 minutos

Fuente de alimentación: carga USB

Tamaño del producto: 146x43x12mm




Características del producto



Cómo funciona ?

La longitud de onda de 630 nm es ideal para abordar todo tipo de problemas de la

piel. En un estudio, la longitud de onda de 630 nm se combinó con otros tratamientos de belleza, como las microagujas, para crear una mejora estadísticamente significativa en el fotodaño, las líneas finas y la flacidez.



Funciones del producto



Los pasos para usar el dispositivo de belleza.



Paso 1

Antes de usar, limpie con un paño limpio o un pañuelo húmedo (30% de humedad), ¡no lo limpie con agua!



Paso 2

En primer lugar, limpie su rostro, luego aplique loción de agua para mantener su rostro o cuello húmedos.



Paso 3

Aplique una cantidad adecuada de crema o suero para ojos alrededor de los ojos para mantener la piel húmeda.



Etapa 4

Deslice suavemente el cabezal de masaje, levante y masajee el área de los ojos, repita de 8 a 10 veces. (Nota: cuando se sostiene el dispositivo, el cabezal de masaje toca la piel, comienza a funcionar y se detiene cuando no toca).



Paso 5

Después de su uso, limpie el cabezal de masaje con un paño limpio o un pañuelo húmedo (30% de humedad). No lo pongas agua limpia.

ELIMINACIÓN CORRECTA

Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE.

El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de basura en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no podrán desecharse junto con la basura doméstica normal, sino que deberán llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA

Para minimizar los riesgos para la salud y el medio ambiente al final de la vida útil de este producto, las leyes que tratan sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) y la Directiva sobre residuos de baterías exigen que deseché este producto en una instalación de recolección adecuada donde será enviado, para retirar las baterías y para el reciclaje adecuado. Comuníquese con las autoridades locales para obtener más detalles sobre el reciclaje y la eliminación segura de estas en su área.

Información de la FCC:

PRECAUCIÓN: ¡Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales.
- 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.


ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto que no estén aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este producto genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay

Garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este producto causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.



Método de carga : Inserte un extremo del cable de carga USB en el puerto de carga en la parte inferior del instrumento de belleza para ojos y conecte el otro extremo al cargador o al puerto USB de la computadora. La luz indicadora está respirando y parpadeando. Se recomienda que el tiempo de carga no supere las 24 horas.

Tiempo de carga: 100 minutos de carga completa, se puede utilizar durante 60 minutos si es de uso continuo.

Acerca del recordatorio de energía de carga

- Cuando la batería está baja, la luz indicadora parpadea rápidamente
- Durante la carga, la luz indicadora respira y parpadea
- Cuando está completamente cargada, la luz indicadora siempre está encendida

Avisos cálidos

- No desmonte ni modifique este producto sin permiso.
- No seleccione el cabezal guía en la dirección opuesta. • Al usuario alrededor de los ojos, hay una ligera sensación de parpadeo, que es un efecto biológico normal de microelectricidad; no se preocupe.
- Debido a la desviación del valor de resistencia del cuerpo humano, las personas individuales sufren una fuerte descarga eléctrica al usarlo. Elija si desea continuar usándolo según el nivel de tolerancia individual. Si siente alguna molestia, deje de usarlo inmediatamente.

- Si encuentra alguna anomalía, como vibración durante el uso, verifique si la batería está baja o apagada.
- Cuando no esté en uso durante un período prolongado, apague la máquina y guárdela en un lugar seco para evitar la exposición a la luz solar.
- Coloque este producto fuera del alcance de los niños. Este producto no se puede utilizar como juguete.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

VEVOR
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

Masażer do twarzy o czerwonym świetle
Model: RL05-B

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzie w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź do połowy”, „o połowę” „ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możecie uzyskać kupując u nas określone narzędzie w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi dla przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzacie połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Czerwona jasna twarz
Masażysta

Model: RL05-B



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego?
Prosimy o kontakt: Wsparcie techniczne

i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

Parametry produktu

Materiał: stop aluminium + PC

Napięcie wejściowe: 3,7 V

Moc: 1,67 W

Masa netto: 60g

Długość fali: 630 nm + inne 6 rodzajów

Pojemność baterii: 350 mAh

Czas ładowania: 90 ~ 120 minut

Zasilanie: ładowanie przez USB

Rozmiar produktu: 146x43x12 mm



Przyrząd do
pielęgniactwa*1

Instrukcja*1

Cechy produktu



Czerwone światło
620nm-630nm


Powierzchnia wlotowa
Dotknijcie głowicę obrotową
o 270°, aby rozpocząć. Inteligentne
oszczędzanie energii

Ciało
Stop aluminium

Zasilacz
Port ładowania USB

Jak to działa?

Długość fali 630 nm jest idealna do leczenia wszelkiego rodzaju problemów skórnych. W jednym badaniu długość fali 630 nm połączono z innymi zabiegami kosmetycznymi, takimi jak mikronakłuwanie, aby uzyskać statystycznie znaczącą poprawę w zakresie fotouszkodzeń, drobnych linii i zwiódnienia.



Funkcje produktu




Wibrowanie fali
dźwięku kowal

Fotonowe
odmładzanie

EMS Biologiczny
Mikroprąd

Magnetokaloryczny
Import

Kroki korzystania z urządzenia kosmetycznego



Krok 1

Przed użyciem wytrzyj czystą szmatką lub wilgotną chusteczką (30% wilgotności), nie czyść jej wodą!

Krok 2

Najpierw oczyść twarz, a następnie nałóż balsam wodny, aby zapewnić nawilżenie twarzy lub szyi.

Krok 3

Nałóż odpowiednią ilość kremu lub serum pod oczy wokół oczu, aby utrzymać wilgotność skóry.

Krok 4

Delikatnie przesuń głowicę masującą, umieść i masuj okolice oczu, powtórz 8-10 razy. (Uwaga: gdy trzymasz urządzenie, głowica masująca dotyka skóry, zaczyna działać i zatrzymuje się, gdy nie dotyka.)

Krok 5

Po użyciu wytrzyj głowicę masującą czystą szmatką lub wilgotną chusteczką (wilgotność 30%). Nie czyść go wodą.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA

Ten produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki śmieci na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych jako takie nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je przekazać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

UTYLIZACJA BATERII

Aby zminimalizować zagrożenia dla zdrowia i środowiska pod koniec okresu użytkowania tego produktu, przepisy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz dyrektywa w sprawie zużytych baterii wymagają, aby produkt ten był utylizowany w odpowiednim punkcie zbiórki, gdzie zostanie wysłany aby wyjąć baterie i przeprowadzić odpowiedni recykling. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu i bezpiecznej utylizacji baterii w Twojej okolicy, skontaktuj się z lokalnymi władzami.

Informacje FCC:

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzeń!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:


- 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.
- 2) Ten produkt musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi produktu.

Uwaga: ten produkt został przetestowany i stwierdzono, że spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowany i nie będzie używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarantacji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie produktu, zachęcając się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków.

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość pomiędzy produktem a odbiornikiem.
- Podłącz produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.



Metoda ładowania : Włóż jeden koniec kabla ładującego USB do portu ładowania na spodzie przyrządu do pielęgniactwa, a drugi koniec podłącz do ładowarki lub portu USB komputera. Lampka kontrolna jest w stanie oddychania i miga. Zaleca się, aby czas ładowania nie przekraczał 24 godzin.

Czas ładowania: pełne naładowanie trwa 100 minut, można używać przez 60 minut w przypadku ciągłego użytkowania.

Informacje o przypomnieniu o mocy ładowania

- Gdy poziom naładowania baterii jest niski, kontrolka szybko miga
- Podczas ładowania kontrolka oddycha i miga
- Po całkowitym naładowaniu lampka kontrolna jest zawsze włączona

Ciepłe uwagi

- Nie demontuj i nie modyfikuj tego produktu bez pozwolenia.
- Nie należy wybierać głowicy prowadzącej w przeciwnym kierunku. • Podczas używania jej w okolicach oczu występuje uczucie migotania światła, co jest normalnym efektem biologicznej mikroelektryczności. Proszę się nie martwić.
- Ze względu na odchylenie wartości rezystancji ciała ludzkiego, poszczególne osoby podczas jego użytkowania doświadczają silnego porażenia prądem elektrycznym. Wybierz, czy chcesz nadal go używać, zgodnie z indywidualnym poziomem tolerancji. Jeśli wystąpi jakikolwiek dyskomfort, natychmiast przestań go używać.
- Jeśli podczas użytkowania zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości, takie jak wibracje, sprawdź, czy poziom naładowania baterii jest niski, lub wyłącz urządzenie.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy je wyłączyć i przechowywać w suchym miejscu, aby uniknąć narażenia na działanie promieni słonecznych.
- Proszę umieścić ten produkt poza zasięgiem dzieci. Ten produkt nie może być używany jako zabawka.

VEVOR
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Roodlicht gezichtsmassageapparaat Model: RL05-B

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.
"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën van aangeboden gereedschappen dekken. door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Rood licht gezicht
Massageapparaat

Model: RL05-B



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig?
Neem gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

Productparameters

Materiaal: aluminiumlegering + pc

Ingangsspanning: 3,7 V

Vermogen: 1,67 W

Nettogewicht: 60g

Golflengte: 630 nm + andere 6 soorten

Batterijcapaciteit: 350 mAh

Oplaadtijd: 90 - 120 minuten

Voeding: opladen via USB

Productafmetingen: 146x43x12 mm



OogschoneheidsinstrumentHandmatig*1


Producteigenschappen



Hoe het werkt ?

De golflengte van 630 nm is ideaal voor het aanpakken van allerlei

huidproblemen. In één onderzoek werd de golflengte van 630 nm gecombineerd met andere schoonheidsbehandelingen zoals microneedling om een statistisch significante verbetering te creëren in fotoschade, fijne lijntjes en verslapping.



Productfuncties



De stappen voor het gebruik van een schoonheidsapparaat



Stap 1

Veeg voor gebruik af met een schone doek of een vochtig doekje (30% luchtvochtigheid), maak het niet schoon met water!



Stap 2

Maak eerst uw gezicht schoon en breng vervolgens waterlotion aan om uw gezicht of hals vochtig te houden.



Stap 3

Breng een passende hoeveelheid oogcrème of serum rond de ogen aan om de huid vochtig te houden.



Stap 4

Verschuif de massagekop voorzichtig, til het gebied rondom de ogen op en masseer dit, herhaal dit 8-10 keer. (Opmerking: wanneer u het apparaat vasthoudt, raakt de massagekop de huid, deze begint te werken en stopt wanneer deze de huid niet raakt.)



Stap 5

Veeg de massagekop na gebruik af met een schone doek of een vochtige tissue (30% luchtvochtigheid). Zet het niet schoon met water.

CORRECTE VERWIJDERING

Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie een aparte afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

VERWIJDERING VAN BATTERIJEN

Om de gevaren voor de gezondheid en het milieu aan het einde van de levensduur van dit product tot een minimum te beperken, vereisen de wetten met betrekking tot afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en de richtlijn betreffende afgedankte batterijen dat u dit product weggooit bij een geschikt inzamelpunt waar het naartoe wordt gestuurd. om de batterijen te verwijderen en voor passende recycling. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over recycling en veilige verwijdering hiervan in uw regio.

FCC-informatie:

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.

2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.

Opmerking: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitzenden, en als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan het schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen.

• Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.

• Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.

• Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.

• Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-tv-technicus voor hulp.



Oplaadmethode : Steek het ene uiteinde van de USB-oplaadkabel in de oplaadpoort aan de onderkant van het oogschoneheidsinstrument en sluit het andere uiteinde aan op de oplader of de USB-poort van de computer. Het indicatielampje bevindt zich in de staat van ademen en knippen. Het wordt aanbevolen dat de oplaadtijd niet langer is dan 24 uur.

Oplaadtijd: 100 minuten volledig opgeladen, kan 60 minuten worden gebruikt bij continu gebruik.

Over oplaadstroomherinnering

- Als de batterij bijna leeg is, knippert het indicatielampje snel
- Tijdens het opladen ademt en knippert het indicatielampje
- Wanneer de accu volledig is opgeladen, brandt het indicatielampje altijd

Warme mededelingen

- Demonteer en wijzig dit product niet zonder toestemming.
- Selecteer de geleidekop niet in de tegenovergestelde richting. • Wanneer u deze rond de ogen gebruikt, is er een licht flitsend gevoel, wat een normaal biologisch micro-elektriciteitseffect is. Maak u geen zorgen.
- Door de afwijking van de weerstandswaarde van het menselijk lichaam krijgen individuele mensen bij gebruik een sterke elektrische schok. Kies of u het wilt blijven gebruiken, afhankelijk van het tolerantieniveau van het individu. Als u enig ongemak ervaart, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan.

- Als u tijdens het gebruik afwijkingen zoals trillingen constateert, controleer dan of de batterij bijna leeg is of is uitgeschakeld.
- Als u de machine langere tijd niet gebruikt, schakel deze dan uit en bewaar deze op een droge plaats om blootstelling aan zonlicht te voorkomen.
- Plaats dit product buiten het bereik van kinderen. Dit product kan niet als speelgoed worden gebruikt.

VEVOR
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Red Light Face Massager Modell: RL05-B

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.
"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Rött ljus ansikte Massageapparat

Modell: RL05-B



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support?
Kontakta oss gärna: **Teknisk**

support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Produktparametrar

Material: Aluminiumlegering + PC

Ingångsspänning: 3,7V

Effekt: 1,67W

Nettovikt: 60g

Våglängd: 630nm+ Övriga 6 sorter

Batterikapacitet: 350 mAh

Laddningstid: 90 ~ 120 minuter

Strömförsörjning: USB-laddning

Produktstorlek: 146x43x12 mm



Ögonskönhetsinstrument Manual*1

Produktfunktioner



Rött ljus
620nm-630nm

Inloppsytta

270° roterande huvud
touch för att starta, Smart
energibesparing


Kropp

Aluminiumlegering

Strömförsörjning
USB-laddningsport

Hur det fungerar ?

Våglängden på 630nm är idealisk för att ta itu med alla slags hudproblem. I en studie kombinerades våglängden på 630nm med andra skönhetsbehandlingar som microneedling för att skapa en statistiskt signifikant förbättring av fotoskador, fina linjer och hängande.



Produktfunktioner



Ljudvågsvibrationer



Fotonföryngring



EMS Biologisk
Mikroström



Magnetokalorisk
Importerat

Stegen för att använda skönhetsapparat



Steg 1

Före användning, torka av med en ren trasa eller fuktig väv (30 % luftfuktighet). Rengör den inte med vatten!



Steg 2

Rengör först ansiktet och applicera sedan vattenlotion för att hålla ansiktet eller halsen fuktig.



Steg 3

Applicera en lämplig mängd ögonkräm eller serum runt ögonen för att hålla huden fuktig.



Steg 4

Skjut försiktigt massagehuvudet, lyft och massera ögonområdet, upprepa 8-10 gånger. (Obs: När du håller enheten vidrör massagehuvudet huden, det börjar fungera och stannar när det inte rör.)



Steg 5

Efter användning, torka av massagehuvudet med en ren trasa eller fuktig väv (30 % luftfuktighet). Ställ den inte vattenren.

KORREKT AVFALLSHANTERING

Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

AVFALLSHANTERING AV BATTERI

För att minimera risker för hälsa och miljö vid slutet av denna produkts livslängd, kräver lagar som handlar om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) och direktivet om avfallsbatterier att du kasserar denna produkt på en lämplig samlingsanläggning dit den kommer att skickas in för att ta bort batterierna och för lämplig återvinning. Kontakta dina lokala myndigheter för mer information om återvinning och säker kassering av dessa i ditt område.

FCC-information:

FÖRSIKTIGHET: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänns av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.

2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

WARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänns av den part som är ansvarig för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda produkten.

Obs: Denna produkt har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.

• Rikta om eller flytta mottagningsantennen.

• Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.

• Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

• Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.



Laddningsmetod : Sätt i ena änden av USB-laddningskabeln i laddningsporten längst ner på ögonskönhetsinstrumentet och anslut den andra änden till laddaren eller datorns USB-port. Indikatorlampan andas och blinkar. Det rekommenderas att laddningstiden inte överstiger 24 timmar.

Laddningstid: 100 minuter full laddning, kan användas i 60 minuter vid kontinuerlig användning.

Om laddningsströmpåminnelse

- När batteriet är lågt blinkar indikatorlampan snabbt
- Vid laddning andas indikatorlampan och blinkar
- När den är fulladdad lyser indikatorlampan alltid

Varma meddelanden

- Ta inte isär och modifiera denna produkt utan tillstånd.
- Välj inte styrhuvudet i motsatt riktning. • När du använder det runt ögonen uppstår en lätt flimrande känsla, vilket är en normal biologisk mikroelektricitetseffekt, oroa dig inte.
- På grund av avvikelsen i människokroppens motståndsvärde får enskilda personer en kraftig elektrisk stöt när den används. Vänligen välj om du vill fortsätta använda den enligt individens toleransnivå. Om det finns något obehag, vänligen sluta använda det omedelbart.

- Om du upptäcker något onormalt som vibrationer under användning, kontrollera om batteriet är lågt eller stängs av.
- Stäng av maskinen när den inte används under en längre tid och förvara den på en torr plats för att undvika exponering för solljus.
- Placera denna produkt utom räckhåll för barn. Denna produkt kan inte användas som en leksak.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support