

LUMINEO®

SONIC | EMS | ION+ | ION- | LED




DE	Betriebsanleitung	3 – 11
EN	User's manual	12 – 20
FR	Mode d'emploi	21 – 29
PL	Instrukcja obsługi	30 – 38

BESCHREIBUNG DES GERÄTS

USB-C-Kabel



USB-C-Anschluss



GERÄTEFUNKTIONEN

SONIC (Kavitationspeeling)

Dies ist eine moderne, effektive und sanfte Methode der Tiefenreinigung des Gesichts, die Sie selbst zu Hause durchführen können. Dadurch wird die Haut sanft gepeelt, ohne die tieferen Hautschichten anzugreifen. Daher kann das Gerät auch für empfindliche oder zu Couperose neigender Haut verwendet werden. Bei der Behandlung wird Ultraschall eingesetzt, um abgestorbene Hautzellen abzubauen und zu entfernen. Sie kann unabhängig von der Jahreszeit durchgeführt werden. Dadurch wird die Haut perfekt auf die Aufnahme der in der Kosmetik enthaltenen Nährstoffe vorbereitet.

EMS (Electrical Muscle Stimulation)

Das Gerät ist für die Heimbehandlung mit EMS-Technologie konzipiert. EMS ist eine kosmetische Behandlung im Bereich der Elektrotherapie, da sie mit niederfrequentem gepulstem Strom arbeitet. Die Elektrotherapie stimuliert die Muskelkontraktion, bewirkt eine Muskelentspannung, verbessert die Blutzirkulation

und baut unnötige Stoffwechselprodukte ab. In der Kosmetik wird die Elektrostimulation am häufigsten eingesetzt, um einen Lifting-Effekt der Gesichtshaut zu erzielen. Die Wirkung von EMS ist bereits nach wenigen Behandlungen sichtbar. Die Haut wird gestrafft und damit verschwinden Rauheit.

ION + ION - (Iontophorese)

Dabei handelt es sich um eine Behandlung mit Gleichstrom (galvanisch). Diese Technologie gilt als eine der wirksamsten Anti-Aging-Behandlungen aufgrund ihrer hautverbessernden Eigenschaften, einschließlich Glättung und Faltenreduzierung. Sie stimuliert die Haut mit sanften Mikroströmen (mit negativen und positiven Ladungen), um die Zellregeneration einzuleiten. Durch die Wirkung von Mikroströmen wird die Haut sichtbar glatter, weicher und straffer.

EIN- UND AUSSCHALTEN DES GERÄTS



Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste ⑦. Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Ein/Aus-Taste ⑦ für 2 Sekunden gedrückt. Das Gerät schaltet sich nach 5 Minuten automatisch ab.

EINSTELLUNG DER BETRIEBSARTEN



SONIC

Nach dem Einschalten startet das Gerät in der Betriebsart SONIC (Kavitationspeeling) und die rote LED-Leuchte schaltet sich automatisch ein.



EMS

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste ⑦ erneut, um das Gerät in die Betriebsart EMS zu schalten. Die blaue LED-Leuchte schaltet sich automatisch ein.



ION-



ION+

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste ⑦ erneut, um das Gerät in die Betriebsart ION+ oder ION- zu schalten. Die rot/blaue LED-Leuchte schaltet sich automatisch ein.

WIE FUNKTIONIERT DAS GERÄT?

GESICHTSVORBEREITUNG VOR DER BEHANDLUNG

1. Entfernen Sie Ihr Make-up und reinigen Sie Ihr Gesicht, bevor Sie das Gerät anwenden. Für die Gesichtsreinigung wird die LUMINEO-Bürste zusammen mit dem Gel LUMIENO SUPREME CLEANSER empfohlen.
2. Testen Sie immer an einer kleinen Hautpartie und überprüfen Sie das Gerät und den Spatel vor der Anwendung. Achten Sie darauf, dass keine rauen oder schadhafte Oberflächen oder Blasen vorhanden sind. Wenn Sie irgendwelche Abweichungen feststellen, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an den Hersteller.


SONIC (Kavitationspeeling + Rote LED-Leuchte)



Befeuchten Sie Ihr Gesicht mit dem Kavitations-Peeling-Toner LUMINEO, der dem Gerät beiliegt.

SONIC

Stellen Sie das Gerät in die Betriebsart SONIC (Kavitationspeeling).



Legen Sie den gebogenen Teil des Spatels so auf die Gesichtshaut, dass er die Haut in einem 45°-Winkel berührt, und bewegen Sie den Spatel dann über das Gesicht, ohne ihn zu lange an einer Stelle zu halten. Wenn Ihr Gesicht auszutrocknen beginnt, befeuchten Sie es erneut mit einem Gesichtswasser.



Nach Abschluss der Behandlung wischen Sie die Reste des Peeling-Toners vorsichtig ab oder warten Sie, bis sie eingezogen sind.

Das Kavitationspeeling können Sie nicht nur im Gesicht, sondern auch am Dekolleté, an den Händen oder am Rücken durchführen. Die empfohlene Behandlungsdauer beträgt 5 Minuten, 1 - 2 Mal pro Woche.

EMS (+ Blaue LED-Leuchte)




Tragen Sie eine Creme Ihrer Wahl auf das Gesicht auf, z. B. LUMINEO BOOSTER* für EMS-Behandlungen.

* separat erhältlich, nicht im Lieferumfang enthalten.



Stellen Sie das Gerät in die Betriebsart EMS.



Legen Sie den flachen Teil des Spatels so auf die Gesichtshaut, dass er die Haut in einem 45°-Winkel berührt, und bewegen Sie den Spatel dann über das Gesicht, ohne ihn zu lange an einer Stelle zu halten. Wenn Ihr Gesicht während der Behandlung auszutrocknen beginnt, tragen Sie mehr Creme auf.



Nach Beendigung der Behandlung massieren Sie den Rest der Creme sanft in die Haut ein.

Sie können die EMS-Behandlung nicht nur für die Gesichtshaut, sondern auch für das Dekolleté durchführen. Die empfohlene Behandlungszeit beträgt 2 Minuten. Mit der LUMINEO-Kosmetik (die für EMS-Behandlungen entwickelt wurde) können Sie jeden Tag während Ihrer morgendlichen oder abendlichen Pflegeroutine Behandlungen durchführen.

ION + ION - (Iontophorese)




Tragen Sie das gewählte Präparat, z. B. LUMINEO Meso-Serum* für die Iontophorese, auf das Gesicht auf (in der richtigen Reihenfolge).

* separat erhältlich, nicht im Lieferumfang enthalten.

ION-



Stellen Sie das Gerät in die Betriebsart ION- und verwenden Sie Meso-Serum Nr. 1.



Legen Sie den flachen Teil des Spatels so auf die Gesichtshaut, dass er die Haut in einem 45°-Winkel berührt, und bewegen Sie den Spatel dann über das Gesicht, ohne ihn zu lange an einer Stelle zu halten. Wenn Ihr Gesicht während der Behandlung auszutrocknen beginnt, tragen Sie mehr Serum auf. Führen Sie die Behandlung 2 Minuten lang durch.




Waschen Sie am Ende der Behandlung alle Restbestände von Meso-Serum 1 von Ihrem Gesicht ab.

ION+



Stellen Sie das Gerät in die Betriebsart ION+ und verwenden Sie Meso-Serum Nr. 2.



Legen Sie den gebogenen Teil des Spatels so auf die Gesichtshaut, dass er die Haut in einem 45°-Winkel berührt, und bewegen Sie den Spatel dann über das Gesicht, ohne ihn zu lange an einer Stelle zu halten. Wenn Ihr Gesicht während der Behandlung auszutrocknen beginnt, tragen Sie mehr Serum auf. Führen Sie die Behandlung 3 Minuten lang durch.



Waschen Sie am Ende der Behandlung alle Restbestände von Meso-Serum 2 von Ihrem Gesicht ab.

Sie können die Iontophorese-Behandlung nicht nur auf der Gesichtshaut, sondern auch auf dem Dekolleté durchführen. Die empfohlene Behandlungszeit beträgt 5 Minuten. Die Behandlung kann 2 - 3 Mal pro Woche durchgeführt werden.

GEGENANZEIGEN ZUR VERWENDUNG

1. Metallgegenstände im Körper (Herzschrittmacher, Implantate, Zahnsplangen, Metallplatten, Schienen).
2. Erkrankungen des Nervensystems (Epilepsie).
3. Schilddrüsenerkrankungen.
4. Thrombophlebitis.
5. Multiple Sklerose.
6. Postoperative Zeit.
7. Fieberzustände.
8. Akne rosacea in Exazerbation, Akne in Vereiterung.
9. Alle Hautkrankheiten: bakterielle, pilzartige und virale (einschließlich Herpes).
10. Zahlreiche Teleangiektasien.
11. Krebserkrankungen.
12. Schwangerschaft, Stillzeit, Menstruation.
13. Verwenden Sie das Gerät niemals auf beschädigter Haut, auf Naevi, erhabenen Muttermalen oder bei kranker Haut.
14. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Allergien, Hautentzündungen, zu Reizungen neigende Haut oder Allergien haben.
15. Das Gerät kann nur auf gesunder Haut verwendet werden. Es sollte nicht auf offenen Wunden, übermäßig empfindlicher Haut, die zu Rosazea oder eitriger Akne neigt, oder bei einer Metallallergie verwendet werden.
16. Wenn Sie an einer anderen Krankheit leiden, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden.

AUFLADEN DES GERÄTS

1. Achten Sie darauf, dass das Ladekabel und das Gerät vor dem Aufladen trocken sind.
2. Verwenden Sie das Netzkabel nicht in einer feuchten Umgebung, in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Schwimmbeckens oder an anderen Orten mit Wasser.
3. Während des Ladevorgangs blinkt die Akkustandsanzeige rot. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Anzeige rot.
4. Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung 2 Stunden lang auf.
5. Während des Ladevorgangs kann das Gerät nicht eingeschaltet werden.
6. Verwenden Sie zum Aufladen nur das mit dem Gerät gelieferte Kabel.
7. Verwenden Sie ein Ladegerät mit einer Nennspannung von 5 V und einer

Nennleistung von 1 A oder mehr oder einen USB-Anschluss. Ladegeräte mit unterschiedlichen Spezifikationen können zu langsamen Ladezeiten oder zur Überhitzung des Geräts führen.

8. Das Gerät kann wiederholt aufgeladen werden, indem das USB-Kabel an ein Wandladegerät oder einen Computer angeschlossen wird.
9. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, ziehen Sie das Gerät vom Kabel ab.
10. **Wenn Sie das Gerät länger als 3 Monate nicht benutzen wollen, laden Sie es auf, bevor Sie es weglegen. Andernfalls kann der Akku beschädigt werden und ist nicht mehr aufladbar.**

REINIGUNG UND WARTUNG DER GERÄTE

1. Der Spatel und das Gerät sollten regelmäßig gereinigt werden.
2. Schalten Sie das Gerät während der Reinigung aus.
3. Reinigen Sie das Gerät und die Rückstände des Pflegemittels vom Spatel gründlich mit einem feuchten und anschließend trockenen Handtuch.
4. Reinigen Sie das Gerät oder den Spatel nicht mit Chemikalien.

LAGERUNGSHINWEISE

1. Schalten Sie das Gerät immer dann aus, wenn es gerade nicht verwendet wird.
2. Lagern Sie das Gerät und das Stromkabel an einem sauberen, trockenen Ort, damit sie nicht ins Wasser fallen.
3. Demontieren Sie das Gerät nicht eigenhändig.
4. Lagern Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.

VERWENDUNGSHINWEISE

1. Lesen Sie vor dem Gebrauch die Anweisungen und Hinweise.
2. Benutzen Sie das Gerät entsprechend der Gebrauchsanweisung.
3. Verwenden Sie das Gerät niemals auf trockener Haut. Befeuchten Sie Ihr Gesicht immer mit einem Gesichtspflegeprodukt.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht zu intensiv auf einer Hautpartie.
5. Legen Sie vor der Anwendung Metallschmuck ab.
6. Leichte Rötungen nach der Behandlung können auftreten und sind ein normales Symptom.
7. Wenn Sie während der Behandlung Schmerzen oder Unbehagen verspüren, brechen Sie die Behandlung sofort ab.
8. Legen Sie das Gerät niemals ins Wasser, benutzen Sie es nicht in der Bade-

wanne oder Dusche und spülen Sie es nicht unter fließendem Wasser ab. Das Gerät ist nicht wasserdicht und kann beschädigt werden.

9. Aus Hygienegründen sollte man seinen Aufsatz nicht mit anderen Personen teilen.
10. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie vermuten, dass es defekt sein könnte - wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Händler oder den Hersteller.
11. Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht, hohen Temperaturen oder kochendem Wasser aus, da dies das Gerät beschädigen kann.
12. Vermeiden Sie es, das Gerät an Orten mit hoher Temperatur, mit hoher Staubmenge oder an Orten, wo sich leicht brennbare Substanzen befinden, solche wie Küche und Auto zu verwenden.

GARANTIE

1. Für das Gerät gilt eine eingeschränkte Garantie von einem Jahr ab dem Kaufdatum.
2. Bei Reklamationen kann es erforderlich sein, einen Kaufnachweis vorzulegen, aus dem das Datum der Lieferung des Geräts hervorgeht.
3. Der Hersteller behält sich das Recht vor, den Zustand des Geräts zu überprüfen.
4. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Folgendes verursacht werden:
 - unsachgemäße Verwendung oder Lagerung des Geräts durch den Kunden
 - Austausch gegen nicht zugelassene Teile oder eigenmächtige Demontage durch den Kunden
 - Verwendung des Geräts entsprechend den Anweisungen
 - mechanische Beschädigung des Geräts
 - natürliche Abnutzung der Geräte
 - Reparatur des Geräts durch eine nicht autorisierte Servicestelle
 - Ablauf der Garantiezeit

SERVICE

Führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch, da sonst die Garantie erlischt.

ENTSORGUNG DES GERÄTS

Dieses Gerät ist gemäß dem polnischen Gesetz über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU mit dem Symbol des durchgestrichenen Abfallbehälters gekennzeichnet. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass die Geräte nach ihrer Nutzungsdauer nicht in den Hausmüll gegeben

werden dürfen. Der Benutzer ist verpflichtet, sie an die Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte zurückzugeben. Die Entsorgungsunternehmen, einschließlich lokaler Sammelstellen, Geschäfte und Gemeinden, richten ein geeignetes System ein, um die Rückgabe dieser Geräte zu ermöglichen. Der sachgemäße Umgang mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten trägt dazu bei, schädliche Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die durch gefährliche Bestandteile sowie durch unsachgemäße Lagerung und Behandlung solcher Geräte entstehen.

TECHNISCHE PARAMETER

Multifunktionales Gerät: SONIC | EMS | ION+ | ION- | LED

Material: ABS + rostfreier Stahl

Wasserfest: nein

Akkukapazität: 1.10 Wh

Leistung: 5V/1A

Ladezeit: ca. 2 Stunden

Stromversorgung: C-USB-Kabel

Nettogewicht: 80 g

Produktgröße: 175 x 38 x 14 mm

In China hergestellt für:

Idea & Marketing

ul. Jedności 118

05-506 Janczewice, Polen

www.lumineo.eu





DESCRIPTION OF THE DEVICE

USB Type-C cable



USB Type-C port



FUNCTIONS OF THE DEVICE

SONIC (Cavitation Peeling)

It is a modern, effective and gentle way of face deep-cleansing that you can use at home. It gently exfoliates the skin without disrupting it, which is why it can also be used on sensitive or couperose skin. The method uses ultrasound that breaks down and removes dead skin cells. The treatment can be conducted in any season. It perfectly prepares the skin for absorbing nutrients from cosmetics.

EMS (Electrical Muscle Stimulation)

The device is intended for conducting treatments using the EMS technology at home. EMS is an electrotherapy facial using low-frequency electric impulses. Electrotherapy stimulates muscle contractions, thus relaxing muscles, boosting blood circulation and removing redundant metabolic products. In the beauty industry, electrostimulation is most commonly used to generate the lifting

effect on the face skin. The effects of EMS are visible as soon as after several treatments. The skin is firmer, less rough and its structure is less granular.

ION + ION - (Iontophoresis)

This treatment uses direct (galvanic) current. This technology is considered to be one of the most effective anti-aging methods as it improves the condition of the skin, including smoothing out and reducing the appearance of wrinkles. The method boosts the deep layers of the skin by generating gentle microcurrents (both negative and positive), which initiates the cell regeneration process. Thanks to the microcurrents, the skin is visibly smoother, softer and firmer.

TURNING THE DEVICE ON AND OFF



Press the power switch ⑦ to turn the device on. Press and hold the power switch ⑦ for 2 seconds to turn the device off. The device will turn off automatically after 5 minutes.

SETTING OPERATING MODES



After switching on, the device will start operating in the SONIC mode (cavitation peeling) and the red LED light will turn on automatically.



In order to switch to the EMS mode, press the power switch ⑦ again. Blue LED light will turn on automatically.



In order to switch to the ION+ or ION- mode, press the power switch ⑦ again. Red/blue LED light will turn on automatically.



HOW TO USE THE DEVICE?

PREPARING THE SKIN BEFORE TREATMENT

1. Remove make-up and cleanse your face before using the device. For cleansing, we recommend using the LUMINEO facial cleansing brush and applying the LUMINEO SUPREME CLEANSER.
2. Before using the device, test it out on a small patch of the skin and check both the device and the spatula. Make sure that there are no rough or defective surfaces and no bubbles. If you notice any irregularities, do not use the device and contact the manufacturer.


SONIC (Cavitation Peeling + Red LED Light)



Apply the LUMINEO cavitation peeling toner provided with the device to your face.



Turn on the SONIC mode (cavitation peeling).



Place the curved part of the spatula against your skin at a 45° angle and start sliding the spatula along your face without keeping it too long in one place. If your face starts to get dry, reapply the toner.



Once the treatment is over, remove the remaining toner gently or wait until it is absorbed.

Cavitation peeling can be conducted not only on the face but also on the neck, hands or back. Recommended time of the treatment is 5 minutes, 1-2 times per week.

EMS (+ Blue LED Light)



Apply a cream of your choice, e.g. LUMINEO BOOSTER*, that is recommended for EMS treatments on your face.

* available separately, not included in the set.



Turn on the EMS mode.



Place the flat part of the spatula against your skin at a 45° angle and start sliding the spatula along your face without keeping it too long in one place. If your face starts to get dry, reapply the cream during the treatment.



Once the treatment is over, gently rub the remaining cream into your face.

EMS treatment can be conducted not only on the face but also on the neckline. Recommended time of the treatment is 2 minutes. You can conduct treatments everyday during the morning or evening routine using LUMINEO products (recommended for EMS treatments).

ION+ ION- (Iontophoresis)



Apply a cosmetic of your choice, e.g. LUMINEO Me-so-Serum*, that is recommended for iontophoresis in a correct order.

* available separately, not included in the set.

• V •
ION-



Turn on the ION- mode and apply Meso-Serum no. 1.



Place the flat part of the spatula against your skin at a 45° angle and start sliding the spatula along your face without keeping it too long in one place. If your face starts to get dry, reapply the serum during the treatment. Continue the treatment for 2 minutes.




Once the treatment is over, rinse the remaining Meso-Serum no. 1 off your face.

• A •
ION+



Turn on the ION+ mode and apply Meso-Serum no. 2.



Place the curved part of the spatula against your skin at a 45° angle and start sliding the spatula along your face without keeping it too long in one place. If your face starts to get dry, reapply the serum during the treatment. Continue the treatment for 3 minutes.



Once the treatment is over, rinse the remaining Meso-Serum no. 2 off your face.

Iontophoresis treatment can be conducted not only on the face but also on the neckline. Recommended time of the treatment is 5 minutes. The treatment can be conducted 2–3 times per week.

COUNTERINDICATIONS

1. Metal objects in the body (heart pacemaker, implants, braces, metal plates, splints).
2. Nervous system disorders (epilepsy).
3. Thyroid diseases.
4. Thrombophlebitis.
5. Multiple sclerosis.
6. Postoperative period.
7. Fever.
8. Inflamed rosacea, cystic acne.
9. Any skin conditions: caused by bacteria, fungi and viruses (including herpes).
10. Numerous telangiectasias.
11. Cancer.
12. Pregnancy, lactation, period.
13. Never use the device on damages skin, beauty marks, raised moles or if you have a skin condition.
14. Do not use the device if you are allergic to anything, have skin inflammation or if your skin is prone to irritation or allergies.
15. The device may only be used on healthy skin. It should not be used if you have open wounds, excessively sensitive skin, skin prone to rosacea, cystic acne or if you are allergic to metal.
16. If you suffer from another disease, you should consult your physician before using the device.

CHARGING

1. Before you start charging the device, make sure that the charging cable and the device are dry.
2. Do not use the charging cable in a humid environment, by the bathtub, shower, swimming pool or other places with water.
3. While charging, the battery level indicator flashes red. Once the battery is fully charged, the indicator is red.
4. Charge the device for 2 hours before the first use.
5. The device cannot be turned on while it is charging.
6. For charging, you should only use the cable provided with the device.
7. Use a charger with rated voltage of 5V and rated output power of 1A or a USB port. Chargers with different specifications may slow down the charging

process or result in overheating the device.

8. The device can be charged many times by connecting the USB cable to the wall mount charger or computer.
9. Disconnect the cable after the device has been charged.
- 10. If you are not planning to use the device for more than 3 months, charge it before putting it away. Otherwise, the battery may get damaged and it may be impossible to charge it again.**

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Clean the spatula and the device on a regular basis.
2. Turn off the device while cleaning it.
3. Use a damp towel first and then a dry towel to clean the device carefully and remove all the remaining skincare product from the spatula.
4. Do not use chemicals to clean the device or the spatula.

NOTES ON THE STORAGE

1. Switch off the device when it is not used.
2. Store the device and the charging cable in a clean, dry place, ensuring they do not fall into water.
3. Do not disassemble the device on your own.
4. Keep the device out of the reach of children.

NOTES ON THE USE

1. Read the user's manual and the notes before your start using the device.
2. The device should be used in line with the user's manual.
3. Never use the device on dry skin face. Always remember to wet the skin using skincare products.
4. Do not use the device too intensively on the same skin area.
5. Remove any metal jewelry before using the device.
6. Slight redness may occur after the treatment, it is a normal symptom.
7. If you feel any pain or discomfort during the treatment, stop it immediately.
8. Never place the device into water, use it in the bathtub or shower and rinse it under running water. The device is not waterproof and may be damaged.
9. Do not share the device with other persons for hygienic reasons.
10. Do not use the device if you suspect it may be damaged – in this case, contact the distributor or manufacturer.

11. Do not expose the device to direct sunlight, high temperature or boiling water as it may lead to device failure.
12. Avoid using the device at high temperatures, in places with large amounts of dust and in places where flammable substances are kept, such as kitchen or a car.

WARRANTY

1. The device is covered by the limited warranty for one year from the date of purchase.
2. In the case of filing a complaint, it may be necessary to show an original receipt of purchase indicating a date of the device delivery.
3. The manufacturer reserves the right to review the condition of the device.
4. The warranty does not cover the damage caused by:
 - improper use or storage of the device by the customer
 - using unauthorized spare parts or disassembling the device by the customer
 - using the device in a way that is contrary to the user's manual
 - mechanical damage to the device
 - natural wear of the device
 - having the device fixed in an unauthorized service
 - warranty expiry

SERVICING

Do not try to fix the device on your own, otherwise the warranty will be void.

DISPOSAL OF THE DEVICE

This device is marked with a symbol of a crossed-out wheeled bin in accordance with the Polish Waste Electrical and Electronic Equipment Act and the WEEE Directive 2012/19/EU. This mark means that the device, after its life period, may not be disposed of together with other household waste. The user is obligated to give it to a facility that collects waste electrical and electronic equipment. The collecting entity, including local collecting points, shops and communal units, set up an appropriate system enabling the user to dispose of this equipment. Proper management of the waste electrical and electronic equipment helps to avoid consequences that are harmful for people and natural environment and that stem from the presence of hazardous

components and inappropriate storage and recycling of such equipment.

TECHNICAL SPECIFICATION

Multifunction device: SONIC | EMS | ION+ | ION- | LED

Material: ABS + stainless steel

Waterproof: no

Battery capacity: 1.10 Wh

Power: 5V/1A

Charging time: about 2 hours

Powered by: USB Type-C cable

Net weight: 80g

Device dimensions: 175 x 38 x 14mm

Manufactured in China for:

Idea & Marketing

ul. Jedności 118

05-506 Janczewice, Poland

www.lumineo.eu




DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Câble USB C



port USB C



FONCTIONS DE L'APPAREIL

SONIC (Peeling par cavitation)

L'appareil offre une méthode moderne, efficace et douce de nettoyage du visage en profondeur que vous pouvez pratiquer à domicile. Il exfolie en douceur la peau sans interférer avec ses couches profondes et il peut être utilisé même pour les peaux sensibles ou la couperose. Le traitement exploite des ultrasons qui décomposent et éliminent les cellules mortes de l'épiderme. Le traitement peut être pratiqué quelle que soit la saison. Il prépare parfaitement la peau à absorber les ingrédients nourrissants contenus dans les produits de soin.

EMS (Electrical Muscle Stimulation)

L'appareil est conçu pour effectuer des traitements à domicile en utilisant la technologie EMS. L'EMS est un traitement de soin en électrothérapie basé sur le courant impulsionnel à basse fréquence. L'électrothérapie stimule la contraction musculaire, entraîne la relaxation des muscles, améliore la circulation sanguine

et élimine les produits métaboliques. En cosmétique, l'électrostimulation est le plus souvent utilisée pour obtenir un effet lifting du visage. Les effets de l'EMS sont visibles après déjà quelques séances de traitement. La peau devient plus ferme et uniforme, les rugosités disparaissent.

ION + ION - (Ionophorèse)

Le traitement utilise le courant continu (galvanique). Cette technologie est parmi les méthodes anti-âge les plus efficaces, grâce à ses propriétés d'amélioration de l'état de la peau, et notamment son lissage et la réduction des rides. Son action consiste en une stimulation profonde de la peau par des microcourants faibles (avec des charges négatives et positives) qui font initier la régénération cellulaire. Grâce à l'action des microcourants, la peau devient visiblement plus lisse, plus douce et plus ferme.

MARCHE / ARRÊT DE L'APPAREIL



Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation ⑦. Pour éteindre l'appareil, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation ⑦. L'appareil s'éteint automatiquement après 5 minutes.

RÉGLAGE DES MODES DE FONCTIONNEMENT



SONIC

Après la mise en marche, l'appareil commence à fonctionner en mode SONIC (peeling par cavitation) et la lumière LED rouge s'allume automatiquement.



EMS

Pour passer en mode EMS, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation ⑦. La lumière LED bleue s'allume automatiquement.



ION-



ION+

Pour passer en mode ION+ ou ION-, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation ⑦. La lumière LED rouge/bleu s'allume automatiquement.

COMMENT UTILISER L'APPAREIL?

PRÉPARATION DU VISAGE AVANT LE TRAITEMENT

1. Démaquillez-vous et nettoyez votre visage avant d'utiliser l'appareil. Pour nettoyer le visage, nous recommandons la brosse LUMINEO avec le gel LUMIENO SUPREME CLEANSER.
2. Testez toujours sur une petite surface de peau et vérifiez l'appareil et la spatule avant utilisation. Assurez-vous qu'il n'y a pas de surfaces rugueuses ou défectueuses ou de bulles. Si vous constatez des irrégularités, n'utilisez pas l'appareil et contactez le fabricant.


SONIC (Peeling par Cavitation + Lumière rouge LED)



Humidifiez votre visage avec la lotion LUMINEO pour peeling par cavitation fourni avec l'appareil.

SONIC

Réglez l'appareil sur le mode SONIC (peeling par cavitation).



Placez la partie inclinée de la spatule contre la peau du visage de manière à ce qu'elle soit positionnée sous l'angle de 45° , puis déplacez la spatule le long du visage sans l'arrêter trop longtemps au même endroit. Si votre visage commence à se dessécher, réhydratez-le avec une lotion.



Le traitement fini, essuyez doucement les résidus de lotion ou attendez qu'elle s'absorbe.

Le peeling par cavitation peut être effectué non seulement sur le visage, mais également sur le décolleté, les mains ou le dos. La durée de traitement recommandée est de 5 minutes, 1 à 2 fois par semaine.

EMS (+ Lumière Bleue LED)



Appliquez une crème de votre choix sur le visage, par exemple LUMINEO BOOSTER* destinée aux traitements EMS.

* disponible séparément, non inclus dans le kit.



Réglez l'appareil sur le mode de fonctionnement EMS.



Placez la partie plate de la spatule contre la peau du visage de manière à ce qu'elle soit positionnée sous l'angle de 45°, puis déplacez la spatule le long du visage sans l'arrêter trop longtemps au même endroit. Si votre visage commence à se dessécher pendant le traitement, ajoutez de la crème.



Le traitement fini, massez doucement les restes de la crème dans la peau.

Vous pouvez effectuer le traitement EMS non seulement sur le visage, mais également sur le décolleté. Le temps de traitement recommandé est de 2 minutes. Vous pouvez pratiquer des soins au quotidien, matin ou soir, avec les produits de soin LUMINEO (destinés aux traitements EMS).

ION+ ION- (Ionophorèse)



Appliquez le soin de votre choix, par exemple LUMINEO Méso-Sérum* destiné à l'ionophorèse, sur le visage (dans le bon ordre).

* disponible séparément, non inclus dans le kit.

ION-



Réglez l'appareil sur le mode de fonctionnement ION et utilisez le Mésio-Sérum n° 1



Placez la partie plate de la spatule contre la peau du visage de manière à ce qu'elle soit positionnée sous l'angle de 45 °, puis déplacez la spatule le long du visage sans l'arrêter trop longtemps au même endroit. Si votre visage commence à se dessécher pendant le traitement, ajoutez du sérum. Effectuez le traitement pendant 2 minutes.




Le traitement fini, rincez les résidus de Mésio- Sérum n° 1.

ION+



Réglez l'appareil sur le mode ION+ et utilisez le Mésio-Sérum n° 2



Placez la partie inclinée de la spatule contre la peau du visage de manière à ce qu'elle soit positionnée sous l'angle de 45 °, puis déplacez la spatule le long du visage sans l'arrêter trop longtemps au même endroit. Si votre visage commence à se dessécher pendant le traitement, ajoutez du sérum. Effectuez le traitement pendant 3 minutes.



Le traitement fini, rincez les résidus de Mésio- Sérum n° 2.

Le traitement d'iontophorèse peut être effectué non seulement sur le visage, mais également sur le décolleté. Le temps de traitement recommandé est de 5 minutes. Le traitement peut être répété 2 à 3 fois par semaine.

CONTRE-INDICATIONS

1. Objets métalliques dans le corps (stimulateur cardiaque, implants, appareils orthodontiques, plaques métalliques, attelles).
2. Troubles du système nerveux (épilepsie).
3. Maladies thyroïdiennes.
4. Thrombophlébite.
5. Sclérose en plaques.
6. Période postopératoire.
7. États fébriles.
8. Acné rosacée en exacerbation, acné purulente.
9. Toutes les maladies de la peau : bactériennes, fongiques et virales (y compris l'herpès).
10. Téliangiectasies multiples.
11. Cancers.
12. Grossesse, allaitement, période menstruelle.
13. N'utilisez jamais l'appareil sur une peau abîmée, les taches de naissance, les grains de beauté en relief ou si vous avez une peau malade.
14. N'utilisez pas l'appareil si vous souffrez d'allergies, d'inflammations cutanées ou si vous avez une peau sujette aux irritations ou aux allergies.
15. L'appareil ne peut être utilisé que sur une peau saine. Ne pas l'utiliser sur des plaies ouvertes, une peau trop sensible, sujette à la rosacée, à l'acné purulente ou aux allergies aux métaux.
16. Si vous souffrez d'une autre maladie, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.

CHARGEMENT DE L'APPAREIL

1. Assurez-vous que le câble de charge et l'appareil sont secs avant de le charger.
2. N'utilisez pas le câble d'alimentation dans un environnement humide, près d'une baignoire, d'une douche, d'une piscine ou d'autres endroits avec de l'eau.
3. Le témoin de niveau de batterie clignote en rouge pendant la charge. Lorsque l'appareil est complètement chargé, le témoin devient rouge.
4. Chargez l'appareil pendant 2 heures avant la première utilisation.
5. L'appareil ne peut pas être allumé pendant le chargement.
6. Utilisez uniquement le câble fourni avec votre appareil pour le charger.
7. Utilisez un chargeur avec une tension nominale de 5 V et une sortie nominale de 1 A ou plus, ou un port USB. Les chargeurs aux caractéristiques différentes peu-

vent entraîner des temps de charge plus lents ou une surchauffe de l'appareil.

8. L'appareil peut être rechargé plusieurs fois en connectant le câble USB à un chargeur mural ou à un ordinateur.
9. Le chargement terminé, débranchez l'appareil du câble.
10. **Si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil pendant plus de 3 mois, chargez-le avant de le ranger. Sinon, la batterie peut être endommagée et ne pourra pas être rechargée.**

NETTOYAGE ET MAINTENANCE DE L'APPAREIL

1. La spatule et l'appareil doivent être régulièrement nettoyés.
2. Éteignez l'appareil lors du nettoyage.
3. Nettoyez soigneusement l'appareil et les résidus du produit de soin de la spatule avec une serviette humide puis sèche.
4. Ne nettoyez pas l'appareil ou la spatule avec des produits chimiques.

REMARQUES CONCERNANT LE STOCKAGE

1. Laissez l'appareil éteint lorsqu'il n'est pas utilisé.
2. Rangez l'appareil et le câble d'alimentation dans un endroit propre et sec afin qu'ils ne tombent pas dans l'eau.
3. Ne démontez pas l'appareil vous-même.
4. Gardez l'appareil hors de portée des enfants.

REMARQUES CONCERNANT L'UTILISATION

1. Lisez le mode d'emploi et les remarques avant utilisation.
2. L'appareil doit être utilisé conformément au mode d'emploi.
3. N'utilisez jamais l'appareil sur un visage sec. Humidifiez toujours votre visage avec des produits de soin.
4. N'utilisez pas l'appareil de manière trop intensive sur la même zone de peau.
5. Retirez les bijoux en métal avant utilisation.
6. Une légère rougeur qui peut apparaître après le traitement est un symptôme normal.
7. Si vous ressentez une douleur ou une gêne pendant le traitement, l'arrêtez immédiatement.
8. Ne placez jamais l'appareil dans l'eau, ne l'utilisez pas dans le bain ou sous

la douche et ne le rincez pas sous l'eau courante. L'appareil n'est pas étanche et peut être endommagé.

9. Pour des raisons d'hygiène, ne partagez pas l'appareil avec d'autres personnes.
10. N'utilisez pas l'appareil s'il risque d'être endommagé - dans ce cas, contactez le distributeur ou le fabricant.
11. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à des températures élevées ou au contact avec l'eau bouillante car vous risquez de l'endommager.
12. Évitez d'utiliser l'appareil dans des endroits à haute température, poussiéreux ou inflammables tels que la cuisine ou la voiture.

GARANTIE

1. L'appareil est couvert par une garantie limitée d'un an à compter de la date d'achat.
2. En cas de réclamation, il peut être nécessaire de présenter une preuve formelle d'achat pour confirmer la date de livraison de l'appareil.
3. Le fabricant se réserve le droit de vérifier l'état de l'appareil.
4. La garantie ne couvre pas les dommages causés par:
 - une destination ou une conservation incorrecte de l'appareil par le client
 - un remplacement par des pièces non autorisées ou démontage de l'appareil par le client
 - une utilisation de l'appareil non conforme au mode d'emploi
 - un endommagement mécanique de l'appareil
 - l'usure normale de l'appareil
 - une réparation réalisée par un centre de service non agréé
 - l'expiration de la garantie

ENTRETIEN

N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même, sinon la garantie sera annulée.

RECYCLAGE DE L'APPAREIL

Cet appareil est marqué par le symbole de poubelle barrée, conformément à la loi polonaise relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et à la directive DEEE 2012/19/UE. Le marquage informe que cet équipement, après son utilisation, ne peut pas être jeté avec d'autres déchets ménagers. L'utilisateur est tenu de le remettre aux collecteurs de déchets d'équipements électriques et électroniques. Les collecteurs, y compris les points de collecte locaux, les

magasins et les unités communales, créent un système approprié qui permet d'éliminer ces équipements. La gestion correcte des déchets d'équipements électriques et électroniques contribue à éviter les conséquences néfastes pour la santé humaine et l'environnement naturel liées à la présence de composants dangereux ainsi que d'un stockage et traitement incorrects de ces équipements.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Appareil multifonction: SONIC | EMS | ION+ | ION- | LED

Matériaux: ABS + acier inox

Waterproof: non

Capacité de la batterie: 1.10 Wh

Puissance: 5V/1A

Temps de charge: env. 2 heures

Alimentation: câble USB C

Poids net: 80 g

Dimensions: 175 x 38 x 14 mm

Fabriqué en Chine pour:

Idea & Marketing

ul. Jedności 118

05-506 Janczewice, Pologne

www.lumineo.eu





OPIS URZĄDZENIA

Kabel USB C



port USB C



FUNKCJE URZĄDZENIA

SONIC (Peeling Kawitacyjny)

To nowoczesna, skuteczna i delikatna metoda głębokiego oczyszczania twarzy, którą możesz przeprowadzić samodzielnie w domu. Delikatnie złuszcza skórę, ale w nią nie ingeruje, dlatego może być stosowany również w przypadku skóry wrażliwej lub naczynkowej. Zabieg wykorzystuje ultradźwięki, które prowadzą do rozbicia i usunięcia martwych komórek naskórka. Może być wykonywany niezależnie od pory roku. Doskonale przygotowuje skórę do wchłaniania substancji odżywczych zawartych w kosmetykach.

EMS (Electrical Muscle Stimulation)

Urządzenie przeznaczone jest do wykonywania w warunkach domowych zabiegów z wykorzystaniem technologii EMS. EMS jest to zabieg kosmetyczny, z dziedziny elektroterapii, wykorzystujący prąd impulsowy o niskiej częstotliwości.

Elektroterapia stymuluje skurcz mięśnia, uzyskując jego relaks, poprawia cyrkulację

krwi i usuwa zbędne produkty metaboliczne. W kosmetyce elektrostymulacja najczęściej wykorzystywana jest do uzyskania efektu liftingu w obrębie skóry twarzy. Efekty EMS widoczne są już po kilku zabiegach. Skóra staje się bardziej jędrna, znika chropowatość i ziarnistość.

ION + ION - (Jonoforeza)

To zabieg wykorzystujący prąd stały (galwaniczny). Technologia ta jest uznawana za jedną z najskuteczniejszych metod pielęgnacji anty-starzeniowej, dzięki swoim właściwościom poprawiania kondycji skóry, w tym także jej wygładzania i spłycania zmarszczek. Działanie polega na głębokim pobudzaniu skóry delikatnymi mikroprądami (o ładunkach ujemnych i dodatnich), dzięki czemu dochodzi do zainicjowania procesu regeneracji komórek. Dzięki działaniu mikroprądów skóra staje się wyraźnie gładsza, bardziej miękka i jędrna.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA



Aby włączyć urządzenie naciśnij przycisk zasilania ⑦. Aby wyłączyć urządzenie naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk zasilania ⑦. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 5 minutach.

USTAWIANIE TRYBÓW PRACY



Po włączeniu urządzenie zacznie działać w trybie SONIC (peelingu kawitacyjnego), a czerwone światło LED włączy się automatycznie.



Aby przełączyć urządzenie w tryb pracy EMS, naciśnij ponownie przycisk zasilania ⑦. Niebieskie światło LED włączy się automatycznie.



Aby przełączyć urządzenie w tryb pracy ION+ lub ION-, naciśnij ponownie przycisk zasilania ⑦. Czerwone/niebieskie światło LED włączy się automatycznie.

JAK STOSOWAĆ URZĄDZENIE?

PRZYGOTOWANIE TWARZY PRZED ZABIEGIEM

1. Zmyj makijaż oraz oczyść twarz przed zastosowaniem urządzenia.
Do oczyszczenia twarzy polecamy szczoteczkę LUMINEO wraz z żelem LUMIENO SUPREME CLEANSER.
2. Przed użyciem zawsze należy przeprowadzić test na niewielkim obszarze skóry oraz sprawdzić urządzenie oraz szpatułkę. Upewnij się, że nie ma szorstkich lub wadliwych powierzchni lub pęcherzyków. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości, nie używaj urządzenia oraz skontaktuj się z producentem.


SONIC (Peeling Kawitacyjny + Czerwone Światło LED)



Zwilż twarz tonikiem LUMINEO do peelingu kawitacyjnego dołączonym do urządzenia.

SONIC

Ustaw urządzenie na tryb pracy SONIC (peeling kawitacyjny).



Przyłóż szpatułkę zagiętą częścią do skóry twarzy, tak, aby stykała się z nią pod kątem 45°, a następnie przesuwaj szpatułkę wzdłuż twarzy nie zatrzymując jej zbyt długo w jednym miejscu. Jeżeli twarz zacznie wysychać ponownie nawilż ją tonikiem.



Po zakończonym zabiegu delikatnie wytrzyj pozostałości toniku lub poczekaj do jego wchłonięcia.

Peeling kawitacyjny możesz wykonać nie tylko na skórze twarzy, ale także na dekolcie, dłoniach czy plecach. Zalecany czas zabiegu to 5 minut, 1 - 2 razy w tygodniu.

EMS (+ Niebieskie Światło LED)



Rozprowadź na twarzy wybrany krem np. LUMINEO BOOSTER* przeznaczony do zabiegów EMS.

* dostępny osobno, nie zawarty w zestawie.



Ustaw urządzenie na tryb pracy EMS.



Przytóż szpatułkę płaską częścią do skóry twarzy, tak, aby stykała się z nią pod kątem 45°, a następnie przesuwaj szpatułkę wzdłuż twarzy nie zatrzymując jej zbyt długo w jednym miejscu. Jeżeli twarz zacznie wysychać w trakcie zabiegu dotóż krem.



Po zakończonym zabiegu delikatnie wmasuj w skórę pozostałości kremu.

Zabieg EMS możesz wykonać nie tylko na skórze twarzy, ale także na dekolcie. Zalecany czas zabiegu to 2 minuty. Z kosmetykami LUMINEO (przeznaczonymi do zabiegów EMS), możesz wykonywać zabiegi codziennie podczas porannej lub wieczornej pielęgnacji.

ION+ ION- (Jonoforeza)



Nałóż na twarz (w odpowiedniej kolejności) wybrany preparat np. LUMINEO Meso-Serum* przeznaczony do jonoforezy.

* dostępne osobno, nie zawarte w zestawie.

ION-



Ustaw urządzenie na tryb pracy ION- i użyj Meso-Serum nr 1



Przytóż szpatułkę płaską częścią do skóry twarzy, tak, aby stykała się z nią pod kątem 45°, a następnie przesuwaj szpatułkę wzdłuż twarzy nie zatrzymując jej zbyt długo w jednym miejscu. Jeżeli twarz zacznie wysychać w trakcie zabiegu dołóż serum. Wykonuj zabieg przez 2 minuty.




Po zakończonym zabiegu zmyj z twarzy pozostałości Meso-Serum nr 1.

ION+



Ustaw urządzenie na tryb pracy ION+ i użyj Meso-Serum nr 2



Przytóż szpatułkę zagiętą częścią do skóry twarzy, tak, aby stykała się z nią pod kątem 45°, a następnie przesuwaj szpatułkę wzdłuż twarzy nie zatrzymując jej zbyt długo w jednym miejscu. Jeżeli twarz zacznie wysychać w trakcie zabiegu dołóż serum. Wykonuj zabieg przez 3 minuty.



Po zakończonym zabiegu zmyj z twarzy pozostałości Meso-Serum nr 2.

Zabieg jonoforezy możesz wykonać nie tylko na skórze twarzy, ale także na dekolcie. Zalecany czas zabiegu to 5 minut. Zabieg można wykonywać 2 - 3 razy w tygodniu.

PRZECIWWSKAZANIA DO STOSOWANIA

1. Metalowe przedmioty w ciele (rozzrusznik serca, implanty, aparat ortodontyczny, metalowe płytki, szyny).
2. Zaburzenia układu nerwowego (epilepsja).
3. Choroby tarczycy.
4. Zakrzepowe zapalenie żył.
5. Stwardnienie rozsiane.
6. Okres pooperacyjny.
7. Stany gorączkowe.
8. Trądzik różowaty w stanie zaostrzenia, trądzik w stanie ropnym.
9. Wszelkie choroby skóry: bakteryjne, grzybicze i wirusowe (w tym opryszczka).
10. Liczne teleangiektazje.
11. Choroby nowotworowe.
12. Ciąża, laktacja, okres menstruacyjny.
13. Nigdy nie stosuj urządzenia na uszkodzoną skórę, na znamionach, wypukłych pieprzykach lub jeśli masz chorą skórę.
14. Nie używaj urządzenia, jeśli masz uczulenia, stany zapalne skóry, skórę podatną na podrażnienia lub alergię.
15. Urządzenie może być stosowane tylko na zdrowej skórze. Nie należy go używać w przypadku otwartych ran, skóry nadmiernie wrażliwej, podatnej na trądzik różowaty, trądziku w stanie ropnym lub w przypadku alergii na metal.
16. W razie innej choroby należy skonsultować się z lekarzem przed użyciem urządzenia.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA

1. Przed przystąpieniem do ładowania upewnij się, że kabel do ładowania i urządzenie są suche.
2. Nie używaj kabla zasilającego w wilgotnym otoczeniu, przy wannie, prysznicu, basenie lub innych miejscach z wodą.
3. Podczas ładowania wskaźnik poziomu baterii miga na czerwono. Po pełnym naładowaniu wskaźnik świeci się na czerwono.
4. Naładuj urządzenie przed pierwszym użyciem przez 2 godziny.
5. Podczas ładowania nie można włączyć urządzenia.
6. Do ładowania używaj wyłącznie kabla dołączonego do urządzenia.
7. Używaj ładowarki o napięciu znamionowym 5V i znamionowej mocy wyjściowej 1A lub większej albo portu USB. Ładowarki o innej specyfikacji

mogą powodować zwolniony czas ładowania lub przegrzanie urządzenia.

8. Urządzenie można ładować wielokrotnie, poprzez podłączenie kabla USB do ładowarki ściennej lub komputera.
9. Po zakończeniu ładowania odłącz urządzenie od kabla.
10. **Jeśli nie planujesz używania urządzenia dłużej niż przez 3 miesiące, naładuj je przed odłożeniem. W przeciwnym wypadku bateria może ulec uszkodzeniu i nie nadawać się do ponownego naładowania.**

CZYSZCZENIE ORAZ KONSERWACJA URZĄDZENIA

1. Należy regularnie czyścić szpatułkę i urządzenie.
2. Wyłącz urządzenie podczas czyszczenia.
3. Wilgotnym a następnie suchym ręcznikiem dokładnie wyczyść urządzenie oraz pozostałości preparatu pielęgnacyjnego ze szpatułki.
4. Nie czyść urządzenia ani szpatułki środkami chemicznymi.

UWAGI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA

1. Pozostaw urządzenie wyłączone, gdy nie jest używane.
2. Przechowuj urządzenie i kabel zasilający w czystym, suchym miejscu, tak, aby nie wpadły do wody.
3. Nie demontuj samodzielnie urządzenia.
4. Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.

UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

1. Przeczytaj instrukcję i uwagi przed rozpoczęciem użytkowania.
2. Urządzenie należy użytkować zgodnie z instrukcją.
3. Nigdy nie używaj urządzenia na suchą twarz. Zawsze zwilż twarz używając preparatów pielęgnacyjnych.
4. Nie stosuj urządzenia zbyt intensywnie na tym samym obszarze skóry.
5. Przed użyciem zdejmij metalową biżuterię.
6. Nieznaczne zaczerwienienia po zabiegu mogą występować i są normalnym objawem.
7. Jeśli odczuwasz ból lub dyskomfort podczas zabiegu natychmiast przerwij zabieg.
8. Nigdy nie wkładaj urządzenia do wody, nie używaj w wannie ani pod pryszni-

cem, a także nie płucz pod bieżącą wodą. Urządzenie nie jest wodoodporne i może ulec uszkodzeniu.

9. Ze względów higienicznych nie należy dzielić się urządzeniem z innymi osobami.
10. Nie używaj urządzenia, jeśli istnieje podejrzenie, że urządzenie może być uszkodzone - w takiej sytuacji skontaktuj się z dystrybutorem lub producentem.
11. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury lub wrzącej wody, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
12. Unikaj używania urządzenia w miejscach o wysokiej temperaturze, dużej ilości kurzu lub w miejscach, gdzie znajdują się substancje łatwopalne, takich jak kuchnia czy samochód.

GWARANCJA

1. Urządzenie jest objęte ograniczoną gwarancją na jeden rok od daty zakupu.
2. W przypadku reklamacji konieczne może być okazanie formalnego dowodu zakupu, na którym określona będzie data dostarczenia urządzenia.
3. Producent zastrzega sobie prawo do dokonania przeglądu stanu urządzenia.
4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych:
 - niewłaściwym stosowaniem lub przetrzymywaniem urządzenia przez klienta
 - wymianą na nieautoryzowane części lub samodzielnym rozebraniem urządzenia na części przez klienta
 - użytkowaniem urządzenia niezgodnie z instrukcją
 - mechanicznym uszkodzeniem urządzenia
 - naturalnym zużyciem urządzenia
 - oddaniem urządzenia do naprawy do nieautoryzowanego serwisu
 - upływem okresu gwarancji

SERWISOWANIE

Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie, inaczej gwarancja będzie nieważna.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z polską ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz Dyrektywą WEEE 2012/19/UE symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi

odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Urządzenie wielofunkcyjne: SONIC | EMS | ION+ | ION- | LED

Materiał: ABS + stal nierdzewna

Wodoodporny: nie

Pojemność baterii: 1.10 Wh

Moc: 5V/1A

Czas ładowania: ok. 2 godzin

Zasilanie: kabel USB C

Waga netto: 80 g

Wielkość produktu: 175 x 38 x 14 mm

Wyprodukowano w Chinach dla:

Idea & Marketing

ul. Jedności 118

05-506 Janczewice, Poland

www.lumineo.eu





