

232 mm

<p> Patient information website. Strona internetowa z informacjami dla pacjenta. Betegtájékoztató weboldal.</p> <p> Country of manufacture. Kraj wytwarzania. Származási ország.</p> <p> Recyclable packaging. Opakowanie nadające się do recyklingu. Újrahasznosítható csomagolás.</p>		<p>  </p> <p>985247-02      Revision date: 29/10/2021      0051</p>	<p></p> <p><b>WART PLASTER</b> Plaster na kurczajki Szemölcs tapasz</p> <p><small>Importer &amp; Distributor contact in Europe: <b>Orkla Cederroth S.A.U.</b> Pol. Ind. Can. Bari, Calle D n° 11-12 ES-08415 Bigues i Riells, Barcelona, Spain. For distributor in each country, please visit <a href="http://www.salvequick.com">www.salvequick.com</a></small></p> <p><small>Pharmplast S.A.E. Amria free zone 23512, Alexandria, Egypt. <a href="http://www.pharmplast-online.com">www.pharmplast-online.com</a></small></p> <p><small>EC REP E C Rep Ltd. 5 Fitzwilliam Square East, Dublin 2, D02 R744, Ireland. Tel: +353 1 2 544 944 Email: info@ecrep.ie</small></p>
<p><b>EN PROTECTIVE PLASTER WITH SALICYLIC ACID FOR PLANTAR WARTS.</b></p> <p><b>FEATURES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Salicylic acid discs target warts without affecting surrounding skin.</li> <li>Helps remove warts without pain.</li> <li>Fast and effective.</li> </ul> <p><b>INSTRUCTIONS FOR USE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Soak the wart in warm water for 5 minutes before application.</li> <li>Clean and dry skin before use, ensuring targeted area is free of creams and oils.</li> <li>Remove the release liner, avoiding touching the adhesive side.</li> <li>Apply plaster with the embedded salicylic acid disc centrally over the wart, ensuring the edges are well smoothed down.</li> <li>Leave in place until it starts to detach. After maximum 48 hours, remove the plaster.</li> <li>Soak the affected area in warm water for 5 minutes before removing loosened skin.</li> <li>Repeat this procedure as necessary for up to 14 days.</li> </ol> <p><b>WARNING</b> Do not use if you are diabetic or hypersensitive to salicylic acid or suffer from poor blood circulation. Pregnant women and children: only use with doctor approval. Skin damage will occur if healthy skin come in contact with salicylic acid. Protective plaster contains 0,4 g/g (40%) salicylic acid.</p>	<p>Dispose the plaster immediately and carefully after usage, without any contact with healthy skin, to prevent the spreading of infections.</p> <p><b>PL OCHRONNY PASTER Z KWASEM SALICYLOWYM NA KURZAJKI (BRODAWKI) PODESZWOWE.</b></p> <p><b>WŁAŚCIWOŚCI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opatrunek z kwasem salicylowym działa na kurczajki bez wpływu na otaczającą skórę.</li> <li>Pomaga bezboleśnie usunąć kurczajki.</li> <li>Szybki i skuteczny.</li> </ul> <p><b>SPOSÓB UŻYCIA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Przed aplikacją namoczyć kurczajkę w ciepłej wodzie przez 5 minut.</li> <li>Oczyścić i osuszyć skórę, upewniając się, że miejsce aplikacji plastra nie jest natłuszczone kremem ani olejkami.</li> <li>Usunąć papier zabezpieczający, unikając dotknięcia strony adhezyjnej plastra.</li> <li>Nałożyć plaster z opatrunkiem z kwasem salicylowym bezpośrednio na kurczajkę, tak aby jego centralna część znajdowała się na kurczajce, upewniając się, że krawędzie plastra dobrze przylegają do skóry.</li> <li>Pozostawić na miejscu, aż plaster zacznie odstawać. Po maksymalnie 48 godzinach należy usunąć plaster.</li> <li>Przed usunięciem kurczajki namoczyć zmieniony obszar skóry w ciepłej wodzie przez 5 minut.</li> <li>W razie potrzeby czynność powtórzyć. Nie stosować dłużej niż 14 dni.</li> </ol> <p><b>UWAGA</b> Nie stosować u osób chorych na cukrzycę, nadwrażliwych na działanie kwasu salicylowego lub ze słabym krążeniem krwi. Kobiety w ciąży i dzieci: stosować wyłącznie po</p>	<p>konzultacji z lekarzem.</p> <p>W razie kontaktu zdrowej skóry z kwasem salicylowym może dojść do jej uszkodzenia.</p> <p>Plaster ochronny zawiera 0,4 g/g (40%) kwasu salicylowego.</p> <p>Plaster należy wyrzucić natychmiast po użyciu, zachowując przy tym ostrożność i unikając kontaktu ze zdrową skórą, aby zapobiec rozprzestrzenieniu się infekcji.</p> <p><b>HU VÉDŐTAPASZ SZALICILSAVVAL, TALPON ELHELYEZKEDŐ SZEMÖLCSRE.</b></p> <p><b>JELLEMZŐK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A szalicilsavas tapasz célzottan a szemölcsre hat, a környező bőrre nincs kihatással.</li> <li>Fájdalom nélkül segít eltávolítani a szemölcsöt.</li> <li>Cyors és hatékony.</li> </ul> <p><b>HASZNÁLATI UTASÍTÁS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Áztassa a szemölcsöt 5 percig meleg vízben a kezelést megelőzően.</li> <li>Használat előtt tisztítsa meg és törölje szárazra a kezelendő területet, biztosítva ezzel, hogy az krémektől és olajoktól mentes legyen.</li> <li>Húzza le a védőfóliát, vigyázzon, hogy ne érintse meg a ragadós felületet.</li> <li>Helyezze fel a tapaszt úgy, hogy annak belső központi része fedje a szemölcsöt, ügyeljen rá, hogy a szélek megfelelően simuljanak a bőrre.</li> <li>Hagyja fent a tapaszt addig, amíg el nem kezd leválni. Maximum 48 óra elteltével távolítsa el.</li> <li>Áztassa az érintett területet 5 percig meleg vízben, mielőtt eltávolítja a fellazult bőrt.</li> <li>Szükség szerint ismételt ezt az eljárást legfeljebb 14 napig.</li> </ol>	<p><b>FIGYELEM</b> Ne használja, ha cukorbetegségben szenved vagy túlérzékeny a szalicilsavra vagy elégtelen a vérkeringése. Terhes nők és gyermekek csak orvos jóváhagyásával használhatják. Egészséges bőrön a szalicilsav bőrsérülést okoz. A védővakolat 0,4 g/g (40%) szalicilsavat tartalmaz. Használat után azonnal, körültekintően dobja ki a tapaszt, úgy, hogy az az egészséges bőrrel ne érintkezzen, ezáltal megakadályozva a fertőzések terjedését.</p> <p> <b>Distributor</b> Indicates the entity distributing the medical device into the locale. <b>Dystrybutör</b> Wskazuje na dystrybutora wyrobu medycznego w danym regionie. <b>Forgalmazza</b> Az orvostechnikai eszközt az adott helyszíne értékesítő jogi személyt jelöl.</p> <p> <b>Repackaging</b> To identify that a modification to the original medical device packaging configuration has occurred. <b>Przepakowanie</b> Wskazuje, że nastąpiła modyfikacja oryginalnej konfiguracji opakowania wyrobu medycznego. <b>Átsomagolás</b> Azt jelöl, hogy az orvostechnikai eszköz csomagolásának eredeti konfigurációját módosult.</p> <p> <b>Importer</b> Indicates the entity importing the medical device into the locale. <b>Importör</b> Wskazuje na importera wyrobu medycznego w danym regionie. <b>Importálja</b> Az orvostechnikai eszközt az adott helyszíne importáló jogi személyt jelöl.</p> <p> <b>Translation</b> To identify that the original medical device information has undergone a translation which supplements or replaces the original information. <b>Tumaczenie</b> Wskazuje, że oryginalne informacje o wyrobie medycznym zostały podane tłumaczeniu, które uzupełnia lub zastępuje oryginalne informacje. <b>Fordítás</b> Azt jelöl, hogy az orvostechnikai eszköz eredeti tájékoztatója lefordításra került, amely az eredeti tájékoztatót kiegészíti vagy kiváltja.</p> <p> <b>Medical Device. Wyrób medyczny. Orvostechnikai eszköz.</b></p>

89 mm

89 mm