

PL - Bezprzewodowy masażer do ciała

10 poziomów intensywności 12 trybów masowania

Wielofunkcyjny masażer do ciała pomaga zmniejszyć uczucie stresu oraz napięcia mięśni: ramion, rąk, pleców, brzucha, ud, oraz stóp. W zestawie znajdują się 6 głowic masujących. Można wybrać jeden z kilku poziomów intensywności, aby dostosować siłę masażu do własnych potrzeb. Wykonany z wysokiej klasy materiałów pod kątem jakości, trwałości i skuteczności, dla zapewnienia maksymalnego efektu. Zaprojektowany tak, aby łatwo masować plecy i nogi. Przyrząd umożliwi Ci przeprowadzenie skutecznego masażu w domowym zaciszu.

Konserwacja

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania. Przetrzeć miękką ściereczką z odrobiną neutralnego środka czyszczącego. Nie należy używać żrących środków czyszczących. Jeżeli zasilacz lub produkt jest uszkodzony, należy natychmiast zaprzestać jego używania.

Instrukcja obsługi:

1. W zestawie znajdują się zasilacz sieciowy
2. Przed pierwszym użyciem naładuj produkt
3. W celu uruchomienia masażera, wciśnij przycisk zasilania
4. ↑-zwiększenie prędkości
- 5.-zmniejszenie prędkości
6. Auto-zmiana programu

Masażer wyłącza się automatycznie po 15 minutach. Zaleca się nie przekraczać 15 minut masowania.

Ładowanie

1. Podłącz ładowarkę do gniazda zasilania.
2. Dioda zapali się na czerwono podczas ładowania.
3. Po pełnym naładowaniu dioda zmieni się na zielono na wyświetlaczu i urządzenie będzie gotowe do użycia.
4. Odłącz masażer od zasilania przed użyciem, urządzenie nie włączy się podczas ładowania.

Czyszczenie

1. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i upewnić się, że jest wyłączone
2. Przetrzeć miękką ściereczką z odrobiną neutralnego środka czyszczącego
3. Zostawić do pełnego wyschnięcia przed ponownym użyciem

Ostrzeżenia:

Nie nadaje się do użytku przez dzieci oraz osoby starsze. Nie używać w ciąży i zaraz po urodzeniu, po zabiegach chirurgicznych, urazach kręgosłupa, chorobach serca, reumatoidalnym zapaleniu stawów, problemach z krążeniem, uszkodzeniu nerwów, zaburzeń czucia lub jakichkolwiek chorób skóry. Warto skorzystać z opinii lekarza na temat bezpieczeństwa użytkowania produktu. Jeśli odczuwasz dyskomfort podczas użytkowania produktu, natychmiast zaprzestań jego użytkowania. Nie używać w połączeniu z innymi urządzeniami wytwarzającymi ciepło lub środkami rozgrzewającymi, w tym z kremami rozgrzewającymi. Nie należy stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę. Nie należy używać produktu w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie otwierać masażera w trakcie użytkowania - ruchome części mogą spowodować obrażenia. Nie używać podczas jazdy. Trzymać z dala od wody i wilgotnych miejsc podczas przechowywania i użytkowania. Nie zanurzać urządzenia w wodzie. Używać tylko z adapterem znajdującym się w opakowaniu. Niewłaściwe użytkowanie produktu może spowodować porażenie prądem elektrycznym. Upewnij się, że włosy są związane podczas używania, produkt zawiera ruchome części, które mogą powodować ich wplątanie. Nie ciągnij za przewód zasilający. Nie używać, jeśli produkt nosi ślady uszkodzenia, ryzyko porażenia prądem. Jeżeli kabel zasilający został uszkodzony, musi zostać wymieniony na nowy. Jeżeli produkt wydaje nieprawidłowe dźwięki, zapach, czy temperatura jest wysoka, należy natychmiast zaprzestać użytkowania. Gdy produkt nie jest używany, przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie nadaje się do użytku z rozrusznikami serca.

EN - Wireless Body Massager

10 intensity levels
12 massage modes

A multifunctional body massager helps reduce stress and muscle tension in the shoulders, arms, back, abdomen, thighs, and feet. The set includes 6 massage heads. You can choose from several intensity levels to adjust the massage strength to your needs. Made from high-quality materials to ensure durability, effectiveness, and maximum results. Designed for easy massage of the back and legs. This device allows you to perform an effective massage in the comfort of your home.

Maintenance

Before cleaning, disconnect the device from the power source. Wipe with a soft cloth and a small amount of neutral detergent. Do not use abrasive cleaners. If the adapter or product is damaged, stop using it immediately.

User Manual:

1. The set includes a power adapter.
2. Charge the product before first use.
3. To start the massager, press the power button.
4. ↑ - Increase speed.
5. ↓ - Decrease speed.
6. Auto - Change program.

The massager automatically turns off after 15 minutes. It is recommended not to exceed 15 minutes of use.

Charging:

1. Connect the charger to the power outlet.
2. The indicator will turn red during charging.
3. Once fully charged, the indicator will turn green, and the device will be ready for use.
4. Disconnect the massager from the power source before use; the device will not operate while charging.

Cleaning:

1. Before cleaning, disconnect the device from the power source and ensure it is turned off.
2. Wipe with a soft cloth and a small amount of neutral detergent.
3. Allow to dry completely before reuse.

Warnings:

Not suitable for use by children or the elderly. Do not use during pregnancy or immediately after childbirth, after surgeries, spinal injuries, heart diseases, rheumatoid arthritis, circulation problems, nerve damage, sensory disorders, or any skin diseases. It is recommended to consult a doctor regarding the safety of using this product. If you experience discomfort while using the product, stop using it immediately. Do not use in combination with other heat-generating devices or warming agents, including warming creams. Do not apply to damaged or irritated skin. Do not use near flammable materials. Do not open the massager while in use - moving parts may cause injury. Do not use while driving. Keep away from water and damp places during storage and use. Do not submerge the device in water. Use only with the adapter provided in the package. Improper use of the product may cause electric shock. Ensure hair is tied back during use; moving parts may cause entanglement. Do not pull the power cord. Do not use if the product shows signs of damage, as this may result in electric shock. If the power cord is damaged, it must be replaced with a new one. If the product emits unusual sounds, smells, or becomes excessively hot, stop using it immediately. When not in use, store the product in a place inaccessible to children. Not suitable for use with pacemakers.

EE - Juhtmevaba kehamassaažiseade

10 intensiivsuse taset
12 massaažirežiimi

Mitmeotstarbeline kehamassaažiseade aitab vähendada stressi ja lihasinget õlgadel, kätel, seljal, kõhul, reitel ja jalgadel. Komplekt sisaldab 6 massaažipead. Saate valida mitme intensiivsustaseme vahel, et kohendada

massaaži jõudu vastavalt oma vajadustele. Valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, mis tagavad vastupidavuse, tõhususe ja parima tulemuse. Disainitud nii, et selga ja jalgu oleks lihtne masseerida. Seade võimaldab teha tõhusat massaaži mugavalt kodus.

Hooldus

Enne puhastamist ühendage seade vooluvõrgust lahti. Pühkige pehme lapiga ja väikese koguse neutraalse puhastusvahendiga. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid. Kui adapter või toode on kahjustatud, lõpetage kohe kasutamine.

Kasutusjuhend:

1. Komplekt sisaldab vooluadapterit.
 2. Laadige seade enne esmakordset kasutamist.
 3. Massaažiseadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu.
 4. ↑ - Suurenda kiirust.
 5. ↓ - Vähenda kiirust.
 6. Auto - Muuda programmi.
- Seade lülitub automaatselt välja pärast 15 minutit. Soovitav on mitte ületada 15-minutilist kasutusaega.

Laadimine:

1. Ühendage laadija vooluvõrku.
2. Laadimise ajal süttib indikaator punaseks.
3. Kui seade on täielikult laetud, muutub indikaator roheliseks ja seade on kasutusvalmis.
4. Enne kasutamist eemaldage massaažiseade vooluvõrgust; laadimise ajal seade ei tööta.

Puhastamine:

1. Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust ja veenduge, et see on välja lülitatud.
2. Pühkige pehme lapiga ja väikese koguse neutraalse puhastusvahendiga.
3. Laske seadmel täielikult kuivada enne järgmist kasutuskorda.

Hoiatused:

Ei sobi kasutamiseks lastele ega eakatele. Ärge kasutage raseduse ajal või vahetult pärast sünnitust, pärast operatsioone, selgroovigastusi, südamehaigusi, reumatoidartriiti, vereringehäireid, närvikahjustusi, tundehäireid ega nahahaigusi. Soovitav on konsulteerida arstiga, et hinnata toote kasutamise ohutust. Kui tunnete toote kasutamise ajal ebamugavust, lõpetage selle kasutamine kohe. Ärge kasutage koos teiste soojust tootvate seadmete või soojendavate toodetega, sealhulgas soojendavate kreemidega. Ärge kasutage kahjustatud või ärritunud nahal. Ärge kasutage toodet süttivate materjalide läheduses. Ärge avage massaažiseadet kasutamise ajal - liikuvad osad võivad põhjustada vigastusi. Ärge kasutage sõidu ajal. Hoidke toodet veest ja niisketest kohtadest eemal nii kasutamise ajal kui ka hoiustamisel. Ärge kastke seadet vette. Kasutage ainult pakendis olevat adapterit. Ebaõige kasutamine võib põhjustada elektrilöögi. Veenduge, et juuksed on kasutamise ajal seotud, kuna liikuvad osad võivad need kinni tõmmata. Ärge tõmmake toitejuhet. Ärge kasutage toodet, kui sellel on kahjustusi, kuna see võib põhjustada elektrilööki. Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see asendada uuega. Kui toode tekitab ebataavalisi helisid, lõhnu või muutub liiga kuumaks, lõpetage kohe selle kasutamine. Kui toodet ei kasutata, hoidke seda lastele kättesaamatus kohas. Ei sobi kasutamiseks südamestimulaatoritega.

LT - Belaidis kūno masažuoklis

10 intensyvumo lygių
12 masažo režimų

Daugiafunkcis kūno masažuoklis padeda sumažinti stresą ir raumenų įtampą pečių, rankų, nugaros, pilvo, šlaunų ir pėdų srityse. Komplekte yra 6 masažo galvutės. Galite pasirinkti vieną iš kelių intensyvumo lygių, kad pritaikytumėte masažo stiprumą pagal savo poreikius. Pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų, užtikrinančių

ilgaamžiškumą, efektyvumą ir geriausius rezultatus. Sukurtas taip, kad būtų lengva masažuoti nugarą ir kojas. Šis įrenginys leidžia atlikti veiksmingą masažą namų sąlygomis.

Priežiūra

Prieš valydami prietaisą, atjunkite jį nuo elektros tinklo. Nuvalykite minkšta šluoste ir nedideliu kiekiu neutralaus valiklio. Nenaudokite abrazyvinių valiklių. Jei adapteris ar prietaisas yra pažeistas, nedelsdami nustokite jį naudoti.

Naudojimo instrukcija:

1. Rinkinyje yra maitinimo adapteris.
 2. Įkraukite prietaisą prieš pirmąjį naudojimą.
 3. Norėdami įjungti masažuoklį, paspauskite įjungimo mygtuką.
 4. ↑ - Padidinti greitį.
 5. ↓ - Sumažinti greitį.
 6. Auto - Pakeisti programą.
- Masažuoklis automatiškai išsijungia po 15 minučių. Rekomenduojama neviršyti 15 minučių naudojimo.

Įkrovimas:

1. Prijunkite įkroviklį prie elektros tinklo.
2. Įkrovimo metu indikatorius užsidegs raudonai.
3. Kai prietaisas bus visiškai įkrautas, indikatorius taps žalias ir prietaisas bus paruoštas naudoti.
4. Prieš naudodami atjunkite prietaisą nuo tinklo; įkrovimo metu prietaisas neveiks.

Valymas:

1. Prieš valydami prietaisą, atjunkite jį nuo tinklo ir įsitikinkite, kad jis išjungtas.
2. Nuvalykite minkšta šluoste ir neutraliu valymo skysčiu.
3. Leiskite prietaisui visiškai išdžiūti prieš kitą naudojimą.

Įspėjimai:

Netinka naudoti vaikams ir vyresnio amžiaus žmonėms. Nenaudokite nėštumo metu ar iš karto po gimdymo, po chirurginių operacijų, esant stuburo traumoms, širdies ligoms, reumatoidiniam artritui, kraujotakos sutrikimams, nervų pažeidimams, jutimo sutrikimams ar odos ligoms. Rekomenduojama pasitarti su gydytoju dėl šio gaminio naudojimo saugumo. Jei jaučiate diskomfortą naudodami gaminį, nedelsdami nutraukite jo naudojimą. Nenaudokite kartu su kitais šilumą generuojančiais įrenginiais ar šildomaisiais produktais, įskaitant šildomuosius kremus. Nenaudokite ant pažeistos ar sudirgusios odos. Nenaudokite gaminio netoli degių medžiagų. Nenaudokite masažuoklio naudojimo metu, nes judančios dalys gali sukelti sužalojimus. Nenaudokite vairuojant. Laikykite gaminį toli nuo vandens ir drėgnų vietų tiek naudojimo metu, tiek laikant. Negalima panardinti prietaiso į vandenį. Naudokite tik pakuotėje esantį adapterį. Netinkamas naudojimas gali sukelti elektros smūgį. Naudojimo metu įsitikinkite, kad plaukai yra surišti, nes judančios dalys gali juos įtraukti. Netraukite maitinimo laido. Nenaudokite gaminio, jei jis yra pažeistas, nes tai gali sukelti elektros smūgį. Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį būtina pakeisti nauju. Jei gaminys skleidžia neįprastus garsus, kvapus arba tampa per karštas, nedelsdami nutraukite jo naudojimą. Kai gaminys nenaudojamas, laikykite jį vietoje, neprieinamoje vaikams. Netinka naudoti su širdies stimulatoriais.

LV - Bezvadu ķermeņa masieris

10 intensitātes līmeņi
12 masāžas režīmi

Daudzfunkcionālais ķermeņa masieris palīdz mazināt stresu un muskuļu saspringumu plecos, rokās, mugurā, vēderā, augšstilbos un pēdās. Komplektā ietilpst 6 masāžas galviņas. Jūs varat izvēlēties no vairākiem intensitātes līmeņiem, lai pielāgotu masāžas spēku savām vajadzībām. Izgatavots no augstas kvalitātes

materiāliem, kas nodrošina izturību, efektivitāti un maksimālu rezultātu. Paredzēts muguras un kāju vienkāršai masāžai. Šī ierīce ļauj veikt efektīvu masāžu mājas apstākļos.

Apkope

Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no strāvas avota. Noslaukiet ar mīkstu drāniņu un nelielu daudzumu neitrāla tīrīšanas līdzekļa. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Ja adapteris vai produkts ir bojāts, nekavējoties pārtrauciet tā lietošanu.

Lietošanas instrukcija:

1. Komplektā ietilpst strāvas adapteris.
 2. Uzlādējiet ierīci pirms pirmās lietošanas.
 3. Lai ieslēgtu masieri, nospiediet barošanas pogu.
 4. ↑ - Palielināt ātrumu.
 5. ↓ - Samazināt ātrumu.
 6. Auto - Mainīt programmu.
- Masieris automātiski izslēdzas pēc 15 minūtēm. Ieteicams nepārsniegt 15 minūšu lietošanas laiku.

Uzlāde:

1. Pievienojiet lādētāju strāvas kontaktligzdai.
2. Uzlādes laikā indikators iedegsies sarkanā krāsā.
3. Kad ierīce būs pilnībā uzlādēta, indikators kļūs zaļš, un ierīce būs gatava lietošanai.
4. Pirms lietošanas atvienojiet ierīci no strāvas; uzlādes laikā tā nedarbosies.

Tīrīšana:

1. Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no strāvas un pārļiecinieties, ka tā ir izslēgta.
2. Noslaukiet ar mīkstu drāniņu un nelielu daudzumu neitrāla tīrīšanas līdzekļa.
3. Ļaujiet pilnībā izžūt pirms atkārtotas lietošanas.

Brīdinājumi:

Nav piemērots bērniem un vecāka gadagājuma cilvēkiem. Nelietojiet grūtniecības laikā vai uzreiz pēc dzemdībām, pēc operācijām, mugurkaula traumām, sirds slimībām, reimatoīdā artrīta, asinsrites problēmām, nervu bojājumiem, jušanas traucējumiem vai ādas slimībām. Ieteicams konsultēties ar ārstu par produkta drošību. Ja lietošanas laikā rodas diskomforts, nekavējoties pārtrauciet tā lietošanu. Nelietojiet kopā ar citiem siltumu ģenerējošiem ierīcēm vai sildošiem līdzekļiem, tostarp sildošiem krēmiem. Nelietojiet uz bojātas vai iekaisušas ādas. Nelietojiet ierīci viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā. Nelietojiet masāžas ierīci tās darbības laikā, jo kustīgās daļas var radīt traumas. Nelietojiet braukšanas laikā. Uzglabājiet un lietojiet ierīci prom no ūdens un mitrām vietām. Neiemērciet ierīci ūdenī. Lietojiet tikai komplektā esošo adapteri. Nepareiza lietošana var izraisīt elektrisko triecienu. Pārļiecinieties, ka mati ir sasiesti lietošanas laikā, jo kustīgās daļas var tos ievilkāt. Neraustiet strāvas vadu. Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta, jo tas var izraisīt elektrisko triecienu. Ja strāvas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret jaunu. Ja ierīce rada neparastas skaņas, smaku vai kļūst pārāk karsta, nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu. Kad ierīce netiek lietota, uzglabājiet to vietā, kas nav pieejama bērniem. Nav piemērots lietošanai ar elektrokardiostimulatoriem.

DE - Kabelloses Körpermassagerät

10 Intensitätsstufen
12 Massageprogramme

Ein multifunktionales Körpermassagerät hilft, Stress und Muskelverspannungen in Schultern, Armen, Rücken, Bauch, Oberschenkeln und Füßen zu reduzieren. Das Set enthält 6 Massageköpfe. Sie können aus mehreren Intensitätsstufen wählen, um die Massagerekraft an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Hergestellt aus hochwertigen Materialien, die Langlebigkeit, Effizienz und maximale Ergebnisse gewährleisten. Entwickelt, um den Rücken und die Beine einfach zu massieren. Dieses Gerät ermöglicht eine effektive Massage im Komfort Ihres Zuhauses.

Wartung

Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromquelle. Mit einem weichen Tuch und einer kleinen Menge eines neutralen Reinigungsmittels abwischen. Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden. Bei Beschädigung des Adapters oder des Geräts die Nutzung sofort einstellen.

Bedienungsanleitung:

1. Im Set ist ein Netzadapter enthalten.
2. Laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung auf.
3. Drücken Sie den Netzschalter, um das Massagegerät zu starten.
4. ↑ - Geschwindigkeit erhöhen.
5. ↓ - Geschwindigkeit verringern.
6. Auto - Programm wechseln.

Das Massagegerät schaltet sich nach 15 Minuten automatisch ab. Es wird empfohlen, die Nutzung auf 15 Minuten zu beschränken.

Aufladen:

1. Schließen Sie das Ladegerät an die Steckdose an.
2. Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige rot.
3. Nach vollständiger Aufladung wechselt die Anzeige auf Grün, und das Gerät ist einsatzbereit.
4. Trennen Sie das Massagegerät vor der Nutzung vom Stromnetz; während des Ladevorgangs funktioniert das Gerät nicht.

Reinigung:

1. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz und stellen Sie sicher, dass es ausgeschaltet ist.
2. Mit einem weichen Tuch und einem neutralen Reinigungsmittel abwischen.
3. Vor der Wiederverwendung vollständig trocknen lassen.

Warnungen:

Nicht geeignet für Kinder und ältere Menschen. Nicht während der Schwangerschaft oder unmittelbar nach der Geburt verwenden, ebenso wenig nach Operationen, Wirbelsäulenverletzungen, Herzkrankheiten, rheumatoider Arthritis, Durchblutungsstörungen, Nervenschäden, Empfindungsstörungen oder Hautkrankheiten. Es wird empfohlen, einen Arzt bezüglich der Sicherheit der Verwendung dieses Produkts zu konsultieren. Bei Unwohlsein während der Benutzung das Produkt sofort nicht mehr verwenden. Nicht in Kombination mit anderen wärmeerzeugenden Geräten oder wärmenden Mitteln, einschließlich wärmender Cremes, verwenden. Nicht auf beschädigter oder gereizter Haut anwenden. Nicht in der Nähe von brennbaren Materialien verwenden. Das Massagegerät nicht während des Betriebs öffnen – bewegliche Teile können Verletzungen verursachen. Nicht während des Fahrens verwenden. Das Produkt während der Lagerung und Nutzung von Wasser und feuchten Stellen fernhalten. Das Gerät nicht in Wasser tauchen. Nur den im Lieferumfang enthaltenen Adapter verwenden. Unsachgemäße Verwendung kann zu einem Stromschlag führen. Achten Sie darauf, dass Haare während der Benutzung zurückgebunden sind, da bewegliche Teile sie einziehen können. Nicht am Netzkabel ziehen. Das Gerät nicht verwenden, wenn es beschädigt ist, da dies zu einem Stromschlag führen kann. Ein beschädigtes Netzkabel muss durch ein neues ersetzt werden. Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Hitze abgibt, die Benutzung sofort einstellen. Bei Nichtgebrauch außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht geeignet für die Verwendung mit Herzschrittmachern.

CZ - Bezdrátový masážní přístroj na tělo

10 úrovní intenzity
12 masážních režimů

Multifunkční masážní přístroj pomáhá zmírnit stres a svalové napětí na ramenou, rukou, zádech, břiše, stehnech a chodidlech. Součástí balení je 6 masážních hlavíc. Můžete si vybrat z několika úrovní intenzity a přizpůsobit

silu masáže svým potřebám. Vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů zajišťujících odolnost, účinnost a maximální výsledky. Navrženo pro snadné masírování zad a nohou. Tento přístroj umožňuje provádět efektivní masáž v pohodlí domova.

Údržba

Před čištěním odpojte přístroj od napájení. Otřete měkkým hadříkem a malým množstvím neutrálního čistícího prostředku. Nepoužívejte agresivní čistící prostředky. Pokud je adaptér nebo přístroj poškozený, okamžitě přestaňte používat.

Návod k použití:

1. Balení obsahuje síťový adaptér.
 2. Nabijte produkt před prvním použitím.
 3. Stiskněte tlačítko napájení pro spuštění masážního přístroje.
 4. ↑ - Zvýšení rychlosti.
 5. ↓ - Snížení rychlosti.
 6. Auto - Změna programu.
- Přístroj se automaticky vypne po 15 minutách. Doporučuje se nepřekračovat dobu masáže 15 minut.

Nabíjení:

1. Připojte nabíječku k elektrické zásuvce.
2. Během nabíjení svítí červená kontrolka.
3. Po úplném nabití se kontrolka změní na zelenou a přístroj bude připraven k použití.
4. Před použitím odpojte masážní přístroj od elektrické sítě; během nabíjení zařízení nefunguje.

Čištění:

1. Před čištěním odpojte zařízení od elektrické sítě a ujistěte se, že je vypnuté.
2. Otřete měkkým hadříkem a malým množstvím neutrálního čistícího prostředku.
3. Nechte úplně vyschnout před dalším použitím.

Upozornění:

Není vhodné pro děti a starší osoby. Nepoužívejte během těhotenství nebo ihned po porodu, po operacích, při poranění páteře, srdečních chorobách, revmatoidní artritidě, problémech s krevním oběhem, poškození nervů, poruchách citlivosti nebo jakýchkoli kožních onemocněních. Doporučuje se konzultovat bezpečnost používání produktu s lékařem. Pokud během používání pocítíte nepohodlí, okamžitě přestaňte produkt používat. Nepoužívejte ve spojení s jinými zařízeními, která generují teplo, nebo s hřejivými prostředky, včetně hřejivých krémů. Nepoužívejte na poškozenou nebo podrážděnou pokožku. Nepoužívejte produkt v blízkosti hořlavých materiálů. Během používání masážní přístroj neotvírejte – pohyblivé části mohou způsobit zranění. Nepoužívejte během řízení. Uchovávejte produkt mimo vodu a vlhké prostředí během skladování a používání. Nepotápějte zařízení do vody. Používejte pouze adaptér, který je součástí balení. Nesprávné použití může způsobit úraz elektrickým proudem. Ujistěte se, že během používání máte vlasy svázané, protože pohyblivé části je mohou zachytit. Za napájecí kabel netahejte. Nepoužívejte produkt, pokud je poškozen, hrozí úraz elektrickým proudem. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen novým. Pokud zařízení vydává neobvyklé zvuky, zápach nebo se příliš zahřívá, okamžitě přestaňte produkt používat. Pokud není zařízení používáno, uchovávejte ho mimo dosah dětí. Není vhodné pro použití s kardiostimulátory.

SK - Bezdrôtový masážny prístroj na telo

10 úrovní intenzity
12 masážnych režimov

Multifunkčný masážny prístroj pomáha zmierniť stres a svalové napätie na ramenách, rukách, chrbte, bruchu, stehnách a chodidlách. Súčasťou balenia je 6 masážnych hlavíc. Môžete si vybrať z niekoľkých úrovní intenzity a prispôbiť silu masáže svojim potrebám. Vyrobené z vysoko kvalitných materiálov, ktoré zabezpečujú odolnosť,

účinnosť a maximálne výsledky. Navrhnuté pre jednoduché masírovanie chrbta a nôh. Tento prístroj umožňuje vykonávať účinnú masáž v pohodlí domova.

Údržba

Pred čistením odpojte prístroj od napájania. Utrite mäkkou handričkou a malým množstvom neutrálneho čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Ak je adaptér alebo prístroj poškodený, okamžite prestaňte používať.

Návod na použitie:

1. V balení sa nachádza sieťový adaptér.
 2. Pred prvým použitím produkt nabiť.
 3. Na spustenie masážneho prístroja stlačte tlačidlo napájania.
 4. ↑ - Zvýšenie rýchlosti.
 5. ↓ - Zníženie rýchlosti.
 6. Auto - Zmena programu.
- Prístroj sa automaticky vypne po 15 minútach. Odporúča sa neprekračovať dobu masáže 15 minút.

Nabíjanie:

1. Pripojte nabíjačku k elektrickej sieti.
2. Počas nabíjania sa rozsvieti červený indikátor.
3. Po úplnom nabití sa indikátor zmení na zelený a zariadenie je pripravené na použitie.
4. Pred použitím odpojte masážny prístroj od elektrickej siete; počas nabíjania zariadenie nefunguje.

Čistenie:

1. Pred čistením odpojte zariadenie od elektrickej siete a uistite sa, že je vypnuté.
2. Utrite mäkkou handričkou a malým množstvom neutrálneho čistiaceho prostriedku.
3. Nechajte úplne vyschnúť pred ďalším použitím.

Upozornenia:

Nie je vhodné pre deti a staršie osoby. Nepoužívajte počas tehotenstva alebo bezprostredne po pôrode, po operáciách, poraneniach chrbtice, srdcových ochoreniach, reumatoidnej artritíde, problémoch s krvným obehom, poškodeníach nervov, poruchách citlivosti alebo akýchkoľvek kožných ochoreniach. Odporúča sa konzultovať bezpečnosť používania produktu s lekárom. Ak počas používania pocítite nepohodlie, okamžite prestaňte produkt používať. Nepoužívajte v kombinácii s inými zariadeniami produkujúcimi teplo alebo zahrievacími prostriedkami vrátane zahrievacích krémov. Nepoužívajte na poškodenú alebo podráždenú pokožku. Nepoužívajte výrobok v blízkosti horľavých materiálov. Počas používania masážny prístroj neotvárajte – pohyblivé časti môžu spôsobiť zranenie. Nepoužívajte počas jazdy. Uchovávajte výrobok mimo vody a vlhkého prostredia počas skladovania aj používania. Neponárajte zariadenie do vody. Používajte iba adaptér, ktorý je súčasťou balenia. Nesprávne použitie môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Počas používania si vlasy zviažte, pretože pohyblivé časti ich môžu zachytiť. Netiahnite za napájací kábel. Nepoužívajte výrobok, ak vykazuje známky poškodenia, hrozí úraz elektrickým prúdom. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený novým. Ak zariadenie vydáva nezvyčajné zvuky, zápach alebo sa príliš zahrieva, okamžite prestaňte používať. Ak sa zariadenie nepoužíva, uchovávajte ho mimo dosahu detí. Nie je vhodné na použitie s kardiostimulátormi.

HU - Vezeték nélküli testmasszírozó

10 intenzitásint
12 masszázsprogram

A multifunkcionális testmasszírozó segít csökkenteni a stresszt és az izomfeszültséget a vállakon, karokon, hátán, hason, combokon és a lábfejen. A csomag 6 masszázsfejet tartalmaz. Több intenzitásint közül választhat, hogy a masszázs erősségét az igényeihez igazítsa. Kiváló minőségű anyagokból készült a tartósság

és hatékonyság biztosítása érdekében, maximális eredmény érdekében. Könnyen használható a hát és a lábak masszírozására. Ez az eszköz lehetővé teszi a hatékony masszázst az otthoni környezetben.

Karbantartás

Tisztítás előtt húzza ki az eszközt az áramforrásból. Puha ruhával és egy kevés semleges tisztítószerrel törölje le. Ne használjon maró hatású tisztítószeret. Ha az adapter vagy a termék sérült, azonnal hagyja abba a használatot.

Használati útmutató:

1. A csomag tartalmaz egy hálózati adaptert.
2. Az első használat előtt tölts fel a terméket.
3. A masszírozó bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot.
4. ↑ - Sebesség növelése.
5. ↓ - Sebesség csökkentése.
6. Auto - Programváltás.

A masszírozó automatikusan kikapcsol 15 perc után. Ajánlott, hogy a használat ne haladja meg a 15 percet.

Töltés:

1. Csatlakoztassa a töltőt az áramforráshoz.
2. Töltés közben a jelzőfény pirosra vált.
3. Teljes töltöttség esetén a jelzőfény zöldre vált, és az eszköz használatra kész.
4. Használat előtt húzza ki a masszírozót az áramforrásból; töltés közben az eszköz nem működik.

Tisztítás:

1. Tisztítás előtt húzza ki az eszközt az áramforrásból, és győződjön meg róla, hogy ki van kapcsolva.
2. Puha ruhával és kevés semleges tisztítószerrel törölje le.
3. Hagyja teljesen megszáradni, mielőtt újra használná.

Figyelmeztetések:

Nem alkalmas gyermekek és idősek számára. Ne használja terhesség alatt vagy közvetlenül szülés után, műtétek, gerincsérülések, szívbetegségek, reumatoid arthritis, keringési problémák, idegkárosodások, érzékelési zavarok vagy bármilyen bőrbetegség esetén. Javasolt orvos tanácsát kérni a termék biztonságos használatáról. Ha a termék használata közben kényelmetlenséget érez, azonnal hagyja abba a használatot. Ne használja más hőtermelő eszközökkel vagy melegítő termékekkel, beleértve a melegítő krémeket is. Ne alkalmazza sérült vagy irritált bőrön. Ne használja a terméket gyúlékony anyagok közelében. Ne nyissa ki a masszírozót használat közben – a mozgó részek sérülést okozhatnak. Ne használja vezetés közben. A készüléket távol tartsa víztől és nedves helyektől tárolás és használat során. Ne merítse a készüléket vízbe. Csak a csomagban található adaptert használja. Nem megfelelő használat esetén áramütést okozhat. Győződjön meg arról, hogy a hajtás használat közben összefogja, mivel a mozgó részek beakadhatnak. Ne húzza meg a tápkábelt. Ne használja a terméket, ha az sérült, mivel áramütést okozhat. Ha a tápkábel sérült, azt újra kell cserélni. Ha a termék szokatlan zajokat, szagokat bocsát ki, vagy túlmelegszik, azonnal hagyja abba a használatát. Ha a termék nincs használatban, gyermekektől elzárva tárolja. Nem alkalmas szívritmus-szabályozóval rendelkező személyek számára.

RO - Masajer fără fir pentru corp

10 niveluri de intensitate
12 moduri de masaj

Un masajer multifuncțional pentru corp ajută la reducerea stresului și a tensiunii musculare în umeri, brațe, spate, abdomen, coapse și picioare. Setul include 6 capete de masaj. Puteți alege unul dintre mai multe niveluri de intensitate pentru a ajusta puterea masajului la nevoile dumneavoastră. Fabricat din materiale de înaltă calitate

pentru a oferi durabilitate, eficiență și rezultate maxime. Proiectat pentru a masa cu ușurință spatele și picioarele. Acest dispozitiv vă permite să efectuați un masaj eficient în confortul casei dumneavoastră.

Întreținere

Înainte de curățare, deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare. Ștergeți cu o cârpă moale și o cantitate mică de detergent neutru. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi. Dacă adaptorul sau produsul este deteriorat, opriți imediat utilizarea.

Instrucțiuni de utilizare:

1. Setul include un adaptor de alimentare.
 2. Încărcați produsul înainte de prima utilizare.
 3. Pentru a porni masajerul, apăsați butonul de alimentare.
 4. ↑ - Creșteți viteza.
 5. ↓ - Reduceți viteza.
 6. Auto - Schimbați programul.
- Masajerul se oprește automat după 15 minute. Este recomandat să nu depășiți 15 minute de utilizare.

Încărcare:

1. Conectați încărcătorul la priză.
2. În timpul încărcării, indicatorul luminos va fi roșu.
3. După încărcarea completă, indicatorul se va schimba în verde, iar dispozitivul va fi gata de utilizare.
4. Deconectați masajerul de la sursa de alimentare înainte de utilizare; dispozitivul nu funcționează în timpul încărcării.

Curățare:

1. Înainte de curățare, deconectați dispozitivul de la priză și asigurați-vă că este oprit.
2. Ștergeți cu o cârpă moale și o cantitate mică de detergent neutru.
3. Lăsați să se usuce complet înainte de utilizare.

Avertismente:

Nu este potrivit pentru copii sau persoane în vârstă. Nu utilizați în timpul sarcinii sau imediat după naștere, după operații, leziuni ale coloanei vertebrale, boli de inimă, artrită reumatoidă, probleme de circulație, leziuni ale nervilor, tulburări senzoriale sau orice boli de piele. Se recomandă să consultați un medic în privința siguranței utilizării produsului. Dacă simțiți disconfort în timpul utilizării, opriți imediat utilizarea. Nu utilizați în combinație cu alte dispozitive generatoare de căldură sau produse de încălzire, inclusiv creme de încălzire. Nu aplicați pe pielea deteriorată sau iritată. Nu utilizați produsul în apropierea materialelor inflamabile. Nu deschideți masajerul în timpul utilizării – piesele mobile pot cauza răni. Nu utilizați în timpul condusului. Păstrați produsul departe de apă și zonele umede, atât în timpul utilizării, cât și al depozitării. Nu scufundați dispozitivul în apă. Utilizați doar adaptorul inclus în pachet. Utilizarea incorectă poate provoca șoc electric. Asigurați-vă că părul este prins în timpul utilizării, deoarece piesele mobile îl pot încurca. Nu trageți de cablul de alimentare. Nu utilizați produsul dacă prezintă semne de deteriorare, deoarece poate provoca șoc electric. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit cu unul nou. Dacă produsul emite sunete neobișnuite, mirosuri sau devine prea fierbinte, opriți imediat utilizarea. Când nu este utilizat, depozitați produsul într-un loc inaccesibil copiilor. Nu este potrivit pentru utilizare cu stimulator cardiac.

BG - Безжичен масажор за тяло

10 нива на интензивност
12 режима на масаж

Многофункционалният масажор за тяло помага за намаляване на стреса и мускулното напрежение в раменете, ръцете, гърба, корема, бедрата и краката. Комплектът включва 6 масажни глави. Можете да изберете от няколко нива на интензивност, за да настроите силата на масажа според вашите нужди.

Изработен от висококачествени материали, които осигуряват дълготрайност, ефективност и максимални резултати.

Поддръжка

Преди почистване изключете устройството от захранването. Почистете с мека кърпа и малко количество неутрален почистващ препарат. Не използвайте абразивни препарати. Ако адаптерът или устройството е повредено, спрете употребата незабавно.

Инструкции за употреба:

1. Комплектът включва адаптер за захранване.
2. Заредете устройството преди първата употреба.
3. За да включите масажора, натиснете бутона за захранване.
4. ↑ - Увеличаване на скоростта.
5. ↓ - Намаляване на скоростта.
6. Auto - Смяна на програмата.
Масажорът се изключва автоматично след 15 минути. Препоръчва се да не превишавате 15 минути употреба.

Зареждане:

1. Свържете зарядното устройство към електрическата мрежа.
2. По време на зареждане индикаторът ще свети в червено.
3. Когато устройството е напълно заредено, индикаторът ще светне в зелено и устройството ще бъде готово за употреба.
4. Преди употреба изключете масажора от електрическата мрежа; устройството не работи по време на зареждане.

Почистване:

1. Преди почистване изключете устройството от електрическата мрежа и се уверете, че е изключено.
2. Почистете с мека кърпа и малко количество неутрален почистващ препарат.
3. Оставете да изсъхне напълно преди повторна употреба.

Предупреждения:

Не е подходящ за деца и възрастни хора. Не използвайте по време на бременност или веднага след раждане, след хирургически операции, гръбначни травми, сърдечни заболявания, ревматоиден артрит, проблеми с кръвообращението, увреждания на нервите, сетивни нарушения или кожни заболявания. Препоръчително е да се консултирате с лекар относно безопасността на използването на продукта. Ако усетите дискомфорт по време на употреба, прекратете веднага използването. Не използвайте в комбинация с други устройства, генериращи топлина, или затоплящи средства, включително затоплящи кремове. Не използвайте върху увредена или раздразнена кожа. Не използвайте продукта в близост до леснозапалими материали. Не отваряйте масажора по време на употреба – подвижните части могат да причинят нараняване. Не използвайте по време на шофиране. Пазете продукта далеч от вода и влажни места както при съхранение, така и при употреба. Не потапяйте устройството във вода. Използвайте само адаптера, включен в опаковката. Неправилната употреба може да причини електрически удар. Уверете се, че косата е вързана по време на употреба, защото подвижните части могат да я захванат. Не дърпайте захранващия кабел. Не използвайте продукта, ако е повреден, тъй като това може да доведе до електрически удар. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен с нов. Ако продуктът издава необичайни звуци, миризма или стане твърде горещ, незабавно спрете употребата. Когато продуктът не се използва, съхранявайте го на място, недостъпно за деца. Не е подходящ за използване с пейсмейкъри.

Fiński (Suomi):

Langaton vartalohierontalaite

10 intensiteettitasoa

12 hierontatilaa

Monitoiminen vartalohierontalaite auttaa vähentämään stressiä ja lihasjännitystä olkapäissä, käsissä, selässä, vatsassa, reisissä ja jaloissa. Mukana 6 hierontapäätä. Voit valita useista intensiteettitasoista hieronnan tehon mukauttamiseksi tarpeisiisi. Valmistettu korkealaatuisista materiaaleista kestävyuden ja tehokkuuden takaamiseksi sekä maksimaalisten tulosten saavuttamiseksi.

Huolto

Irrota laite virtalähteestä ennen puhdistusta. Pyyhi pehmeällä liinalla ja pienellä määrällä neutraalia puhdistusainetta. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita. Jos adapteri tai laite on vaurioitunut, lopeta käyttö välittömästi.

Käyttöohjeet:

1. Pakkaukseen sisältyy virtasovitin.
2. Lataa laite ennen ensimmäistä käyttöä.
3. Käynnistä hierontalaite painamalla virtapainiketta.
4. ↑ - Lisää nopeutta.
5. ↓ - Vähennä nopeutta.
6. Auto - Vaihda ohjelmaa.

Hierontalaite sammuu automaattisesti 15 minuutin kuluttua. On suositeltavaa, ettei hierontaa jatketa yli 15 minuuttia.

Lataus:

1. Kytke laturi virtalähteeseen.
2. Latauksen aikana merkkivalo muuttuu punaiseksi.
3. Täyteen ladattaessa merkkivalo muuttuu vihreäksi, ja laite on valmis käyttöön.
4. Irrota hierontalaite virtalähteestä ennen käyttöä; laite ei toimi latauksen aikana.

Puhdistus:

1. Irrota laite virtalähteestä ja varmista, että se on pois päältä ennen puhdistusta.
2. Pyyhi pehmeällä liinalla ja pienellä määrällä neutraalia puhdistusainetta.
3. Anna laitteen kuivua täysin ennen seuraavaa käyttöä.

Varoitukset:

Ei sovellu lasten tai vanhusten käyttöön. Älä käytä raskauden aikana tai heti synnytyksen jälkeen, leikkausten, selkävammojen, sydänsairauksien, nivelreuman, verenkiertohäiriöiden, hermovaurioiden, tuntohäiriöiden tai iho-ongelmien yhteydessä. Suosittelemme, että kysyt lääkäriltä tuotteen käytön turvallisuudesta. Jos tunnet epämukavuutta käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi. Älä käytä yhdessä muiden lämpöä tuottavien laitteiden tai lämmittävien tuotteiden, kuten lämmittävien voiteiden, kanssa. Älä käytä vahingoittuneelle tai ärtyneelle iholle. Älä käytä tuotetta syttyvien aineiden lähellä. Älä avaa hierontalaitetta käytön aikana – liikkuvat osat voivat aiheuttaa vammoja. Älä käytä ajaessasi. Pidä tuote poissa vedestä ja kosteista tiloista sekä käytön että varastoinnin aikana. Älä upota laitetta veteen. Käytä vain pakkauksessa olevaa sovitinta. Väärinkäyttö voi aiheuttaa sähköiskun. Varmista, että hiukset on sidottu käytön aikana, koska liikkuvat osat voivat tarttua niihin. Älä vedä virtajohtoa. Älä käytä tuotetta, jos siinä on vaurioita, koska se voi aiheuttaa sähköiskun. Jos virtajohto on vahingoittunut, se on vaihdettava uuteen. Jos tuote päästää epätavallisia ääniä, hajuja tai kuumenee liikaa, lopeta käyttö välittömästi. Kun tuotetta ei käytetä, säilytä se lasten ulottumattomissa. Ei sovellu käytettäväksi sydämentahdistimen kanssa.