

Instrukcja użytkowania – Dentemp®

Dentemp®

Tymczasowe wypełnienie stomatologiczne oraz cement do mocowania koron

Stosowanie produktu zapewnia szybką ulgę w bólu i zmniejszenie dyskomfortu do czasu wizyty u stomatologa. Produkt przeznaczony do samodzielnego użytku w domu. Przyjemny w smaku, bezpieczny i skuteczny. Dentemp® jest najpopularniejszym tymczasowym wypełnieniem stomatologicznym na świecie.

PRZED UŻYCIEM DOKŁADNIE PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ. PRZECHOWYWAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI.

OSTRZEŻENIE:

Nie stosować produktu w przypadku pulsującego bólu lub obrzęku w okolicy zęba. W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się ze stomatologiem. Produkt stanowi wyłącznie rozwiązanie tymczasowe. Jak najszybciej należy udać się do dentysty w celu wykonania właściwego leczenia. Zaniedbanie może prowadzić do infekcji lub poważnych uszkodzeń. Przechowywać szczelnie zamknięty w temperaturze pokojowej, aby materiał pozostał miękki.

Uzupełnianie utraconego wypełnienia:

Umyj ręce. Wypłucz ubytek ciepłą wodą i pozostaw go wilgotnym. Za pomocą aplikatora pobierz niewielką ilość materiału z pojemnika, uformuj kulkę palcami i mocno dociśnij ją do ubytku. Usuń materiał z palca, przesuwając go wzdłuż krawędzi zęba. Nie unosź palca pionowo, ponieważ może to poluzować materiał w ubytku. Kilkakrotnie zaciśnij zęby, aby zapewnić prawidłowy zgryz. Usuń nadmiar materiału i wypłucz jamę ustną. Oczekaj dwie (2) godziny przed jedzeniem. Dentysta z łatwością usunie materiał.

Ponowne mocowanie luźnych licówek lub koron:

Umyj ręce. Przygotuj koronę, ostrożnie usuwając jak najwięcej starego cementu z jej wnętrza. Dokładnie wypłucz. Oczyść ząb wodą, wypłucz i pozostaw wilgotny. Przymierz koronę na ząb przed nałożeniem nowego materiału i sprawdź dopasowanie. Jeśli nie pasuje prawidłowo, nie kontynuuj – skontaktuj się ze stomatologiem. Za pomocą aplikatora pobierz niewielką ilość materiału z pojemnika i nałóż bardzo cienką warstwę wzdłuż wewnętrznej krawędzi korony. Umieść koronę na wilgotnym zębie i mocno dociśnij. Kilkakrotnie zaciśnij zęby. Jeśli zgryz nie jest komfortowy, zdejmij koronę i powtórz czynność, aż uzyskasz prawidłowe dopasowanie. Usuń nadmiar materiału. Oczekaj dwie (2) godziny przed jedzeniem. Dentysta z łatwością usunie materiał.

Informacje:

ideiglenesfogytoes@gmail.com

<https://www.facebook.com/dentemphungary>

Tel.: +36 20 916 8288

Faktura za zakup zostanie wysłana drogą e-mail po otrzymaniu produktu.

W przypadku zakupu z płatnością za pobraniem klient zostanie każdorazowo skontaktowany telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia przed wysyłką.

Jeżeli przesyłka nie zostanie odebrana przez kupującego, koszt wysyłki w obie strony ponosi kupujący.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rządu 45/2014 (II.26), w przypadku braku płatności w ciągu 8 dni od wezwania, należność zostanie przekazana do firmy windykacyjnej.

Hun Organic Consulting KFT